


PRAXIS 2021



Für Sie da!



Ihre Plandent Technik-Hotline

0800 / 070550

So erreichen Sie uns:

Graz

Hauptstraße 131, 8141 Premstätten

Telefon: +43 (0)316 / 225883

Fax: +43 (0)316 / 225884-15

E-Mail: team.graz@plandent.at

Wals

Pannzaunweg 1b, 5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 / 857700

Fax: +43 (0) 662 / 857700-4

E-Mail: team.salzburg@plandent.at

Wien

Scheringgasse 2, 1140 Wien

Telefon: +43 (0) 1 / 6620272

Fax: +43 (0) 1 / 6620272-20

E-Mail: team.wien@plandent.at

Bestell-Hotline: 0800 / 808032, Bestellfax: 0800 / 808036, Technik-Hotline: 0800 / 070550

www.plandent.at

Es gelten unsere allgemeinen Liefer-, Montage- und Zahlungsbedingungen.
Alle Informationen zu unsern AGB's und der DSGVO finden Sie unter: www.plandent.at



ORBIS Eigenmarke

Alles für Praxis und Labor von ORBIS Dental

Seit vielen Jahren steht ORBIS Dental für hervorragende Qualität zum besonders günstigen Preis. Denn wir wissen, dass es in Zeiten stetiger Veränderungen im Gesundheitswesen wichtig ist, eine Eigenmarke an unserer Seite zu haben, die für kontinuierliche Qualität und Sicherheit bürgt.

Die Produkte von ORBIS Dental bewähren sich täglich tausendfach in Praxis und Labor. Zuverlässigkeit und ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem

geben Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit. Eine Sicherheit, die Sie aufgrund der gestiegenen Qualitätsansprüche des Medizinproduktegesetzes und aus Verantwortung gegenüber den Patienten in Ihrer täglichen Arbeit benötigen.

Das vielfältige Produktangebot beinhaltet alles für Praxis und Labor: Abformung, Füllungsmaterialien, Einmalartikel, Desinfektion, Polierer, Prophylaxe, Instrumente, Gipse u. v. m.

Einfach näher dran im Praxisalltag



ORBIS Green – die nachhaltige Alternative

Mit der neuen Produktserie ORBIS Green bieten wir umweltfreundliche Alternativen zu konventionellen Gebrauchsartikeln. Die nachhaltigen Produkte sind genau das Richtige für umweltbewusste Zahnärztinnen und Zahnärzte. ORBIS Green verzichtet, soweit es geht, auf ölbasierten Kunststoff und setzt stattdessen auf biologisch abbaubare Materialien und Naturstoffe.

Übrigens: ORBIS Green zeigt schon außen, dass Nachhaltigkeit drinsteckt. Die Produkte werden umweltfreundlicher in recycelten Kartons oder Papiertüten verpackt.

Damit Sie sich bei Ihrer Bestellung gut orientieren können, werden Sie von folgenden Symbolen durch den Katalog begleitet.



Topqualität zum günstigen Preis.



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind ein besonderer Tipp unserer Spezialisten.



Neuaufnahmen im Katalog.



Produktbezogene Anmerkungen.



Arzneimittel

Stichwortverzeichnis

A

01-Befund	765	AIRFLOW PLUS	630	Aquamed Drops	471
2Seal	534	AIRFLOW Prophylaxepulver	630	Aquarius Handtuchspender	710
A+ Wedge	210	AIRFLOW Prophylaxis Master	778	Aquasil	9
A.R.T. Bond	183	Air-Flow Pulver Lemon New Formula	629	Aquasil Bite	29
Aaba Universal-Vorpolierer	488	Air-Flow Pulver New Formula	630	Aquasil Ultra+	9
Abdecktücher	719	AirFlow Station	808	Arabesk	151
Abdeckungen	719-725, 763	AirFlow Station+	808	Arabesk Flow	152
Abdruckgipse	42	Air-Max 2	778	Arabesk Top	152
Abdruckspritzen	54	Air-N-Go Classic Pulver	630	Arbeitshandschuhe	129, 357, 704-706
Abfallbeutel	760	Air-N-Go easy	779	Archivierung	666-667
Abfallbeutel ORBIS	760	Airpolishinggeräte	777-780	Arcus Evo Gesichtsbogen	702
Abfall-Sammelbehälter	521-22, 694	Alabastergipse	40	Arkansas-Steine	286, 346, 350
Abformdesinfektion	62-63	Alfacomp LC	226	Aroma Fine Plus	5
Abformhilfsmittel	20-21, 42, 50-59, 533	Alginat Blue ORBIS	4	Aronal Zahnpasta	612
Abformlöffel	43-46	Alginat Color ORBIS	4	Arterienklemmen	287, 321
Abformlöffel Ehrlicke, perforiert ORBIS	43	Alginat Plus ORBIS	4	Arti-Check, mikrodünn 40µ	696
Abformlöffel nach Ehrlicke	44	Alginat und alginatähnlich	4-6	Arti-Fol 12µ	696
Abformlöffel Original Ehrlicke	43-44	Alginatentferner	111-112, 137	Arti-Fol 8µ	695-696
Abformlöffel, Rimlock	43-46	Alginoplast	4	Arti-Fol Pinzette	696
Abformmasse in Stangen	30, 37	Algisept-Spray D 10	62	Artikulation - Occlusion	695-701
Abformmaterialien	6	Alkohol-Löt-Lampe	35	Artikulationsgipse	40
Abformmischgeräte	776	Alloy Primer	236	Artikulationspapier 200µ	698
Abformspritzen	54, 58- 59	Alpha-Silver	195	Artikulationspapier Progress 100µ	698
Abauganlagen / Desinfektion / Reinigung 77-82		AlproCleaner	77	Artikulationspinzette ORBIS	258, 695
Absaugkanüle chirurgisch ORBIS	730	AlproJet	77-78	Artikulationspinzetten	299
Absaugkanülen	730-734	AlproJet-MixCup	129	Artikulationsseide 80µ	698
Absaugkanülen Luer Lock	511	Alpron	78	Arti-Spot Frühkontakt-Indikator	698
Absaugkanülen ORBIS	730	AlproSept	65	Arti-Spray Occlusionsspray	698
Absaugkanülen, chirurgisch	733	AlproSept HDE	65	Arzthauben	719-720
Absaugung, Filter und Zubehör	694	AlproSol	112	Aseptik-Handwaschbürste	371
Acrylate	673, 678-679	AlproZyme	112	A-Silikon	7-19
Adapt Transparent Strips	213	Aluminium-Normtray ORBIS	375	A-Silikon classic ORBIS	7
Adapta Tiefziehsystem	738	Alveogyl	546	A-Silikon dynamic ORBIS	7
Adapter	125	Amalcap Plus	144	Aspject Injektionsspritze	517
Adapter für Spritzenansätze	732-733	Amalgam	144	Aspira Plus II	517
Adhäsive	7-8, 182-194	Amalgambrunnen	203	Aspirationsspritze	517-519
Adhäsive / Haftlacke	47-49	Amalgam-Einwegbehälter	694	Aspirmatic	78-79
Adhäsiv-Liquids ORBIS	47	Amalgamfinierer	487	Aspirmatic System	130
Adhese Universal	183	Amalgam-Kapselmischgeräte	774-775	Assistina 301 plus	796
Adhesive	47	Amalgam-Pistole	203	Assistina Twin	796
Admira	150	Amalgam-Poliersatz	493	Astringedent	539
Admira Bond	183	Amalgamrotoren	694	Astropol	490
Admira Flow	150	Amalgamschneider	310	Atraloc-Nahtmaterial	562, 565
Admira Fusion	150	Anästhetika	501-507	Atraloc-Nahtmaterial FS-2	562
Admira Fusion Flow	151	Anatomische Pinzetten	321	Ätzgel (Phosphorsäure) ORBIS	182
Admira Fusion x-base	151	Angußfähige Wurzelkanal-Stifte	233	Ätzmittel	182-187, 193-194
Admira Fusion x-tra	151	Anmischblocks	56	Ätzmittel, für Keramik	182
Admira Protect	579	Anmischblocks aus Papier ORBIS	533	Aufbewahrungsboxen	50-51, 751-753
Adper Prompt L-Pop	183	Anmischblocks ORBIS	21, 50, 202	Aufbringungsinstrument	298
Adper Scotchbond	183	Anmischplatten	763	Augenschutz	726-729
Adstringierende Retraktionspaste	539	Anmischplatten ORBIS	50, 533	Ausarbeitungssset Quick 3	746
Aesculap, Chirurgie	287-292	Anmischspatel	56	Ausbrennstifte	232
Aesculap, Container	300	Anmischspatel ORBIS	50	Ausschneidemesser	58
Aesculap, Diagnostik	277-280	Anschriftenblatt	765	Autoklavierpapier	419
Aesculap, Extraktion	293-296	Anti Stress Zahn	570	AutoMatrix	210
Aesculap, Implantologie	298	Anti-fog Schutzbrillen	726	Auto-Mix 50	57
Aesculap, Microchirurgie	297	Apernyl mit Acetylsalicylsäure	546	Automix-Dispenser	56
Aesculap, Prophylaxe	281-286	ApexCal	526		
Aesculap, Prothetik	299	Apexit Plus	535		
Aesculap, Siebtray-System	300	Application System	203		
Affinis	7-9	Applikationshilfen	127-133, 202-208, 500-501, 589-590, 754-758		
Agfa Dentus D 1000/F 1000	658	Applikationshilfen-Prophylaxe	589-591		
Agfa Dentus M2	657	Applikationskanülen	58, 208, 444, 510-515	BacterX pro	592
Agfa Dentus Ortholux	656	Applikationspinsel, Einweg	202-203, 589	Baktolin pure	71
Agfa Filme	656-657	Applikationspistolen	204-205	Bandmatrizen	209, 216-218
AH 26 silberfrei	534	Applikationssystem	204	Bandmatrizenspanner	209, 215-216
AH Plus	534-535	Applikatorтип	204	Baretthauben	719, 720
AH Plus Cleaner	534	Applyfix 4	56	Barrier OP-Bindemantel	719
AH Temp	535	Apply-Tips	204, 589	Barrier OP-Hauben	719
Air-Flow handy 2+	778	Aptal Harz Wurzelfüllung	535	BCS Druckflasche	79
AIRFLOW Handy 3.0	777	Aqua Ionofil Plus	195	BC-San 100	79
AIRFLOW One	778	AquaCem	240	Beautifil Flow Plus	152
		Aqualizer	746	Beautisealant	641
		Aquamed	592	Beaver Bohrer	479
				Becher	718
				Becherspender ORBIS	716

B

Stichwortverzeichnis

Bechtol Premium	112	Bulkfill Composites	151, 155, 158, 168, 174-179	Charisma ABC	154
BeeFill 2in1	785	Bur Block	479	Charisma flow	155
BeeFill Kartuschen	434	Bur Station II	479	Chelatoren	438-440
Befestigungscomposites	240-255	Bürsten	497, 734	ChemFil Rock	195
Befestigungszemente	240-255, 673, 679-686	Bürsten, interdental	609-614, 635, 638	Chemikalienschutzhandschuhe ORBIS	129, 704
Befestigungszemente, permanent	240-255	Büschelbürsten	603, 611	Chemikalien-Set Automat XR/C+	658
Befestigungszemente, provisorisch	243, 672-686	Buser-Raspatorium	298, 348	Chemikalienset ORBIS	658
Befundaufkleber	765			Chemikalien-Set Periomat Intra/C+	658
Beinscher Hebel	270			Chirurgie und Implantologie Systeme	792-795
Betäubungsmittel	501-507			Chirurgische Kanülen	731
Beutelrock-Bohrer Nr. 944	388			Chirurgische Küretten	347-348
Beutelrock-Erweiterer Nr. 947	388			Chirurgische Pinzetten	321
BIB forte eco	83			Chirurgische Scheren	321
Bib-Eze Serviettenhalter	723			ChKM-Lösung	548
Bifix	240			Chlorhexamed	547, 593
Bifluorid 12	579			Chlorhexamed Forte alkoholfrei 0,2%	593
Bilpron	79			Chlorhexidin Mundspülungen	547, 553-554, 580, 592, 593, 598
BioCal-CAP	526			CHX-Endo 2 %	442
Biodentine	535			CHX-Präparate	547, 553-554, 580, 592-593, 598
Biogel D Latex steril	705			Cimara	236
Biogel D Latex unsteril	705			Clarimat Super	659
Biolon	738			Clarimat Universal	659
Bioplast	739			Clean Stand	442
Bioplast Pro Xtreme	739			Cleanic Prophy Paste	633
Bioplast Xtreme	739			CleanJet Pulver	631
BioRepair Zahncreme	612			CleanJoy	634
Biorepair Zahnmilch	612			Cleanpac	123
BioRoot RCS	536			Cleanpolish	634
Biosonic UC150	800			CleanWipes	94
Biotest Keimindikator	79			Clearfil Ceramic Primer Plus	236
Bis-Acryl-Composites	673, 678-679			Clearfil DC Core Plus	226
Bissgabel-Aufkleber, Wachs	30			Clearfil Repair Kit	236
Bissnehmewachs	29			Clearfil S3 Bond Plus	184
Bissnehmewachs ORBIS	29			Clearfil SE Bond	184
Bissregistriermaterialien	28-35			Clearfil Universal Bond Quick	184
Bissregistrierung - Gesichtsbögen	702-703			Clinpro Glycine Prophy Powder	631
Bisschablonen, Wachs, vorgeformt	29-30			Clinpro Sealant	641
Bisswälle, vorgeformt ORBIS	29			Clinpro Tooth Creme	613
Bite Compound	30			Clinpro White Varnish	580
Bite Tab	30			Clinpro XT Varnish	580
Black Micro FX Tip	590			Clip / Clip F	671
Black Micro Tip	254, 591			Clip Flow	671
Black Mini Brush Tip	590			CliXdish	204
Black Mini Tip	254, 591			Cocoa Butter	198
Bleaching	645-653			Codierungsringe	444-446
Bleaching Tiefziehfolien	654			Coe-Pak	548
Bleigranulat	747, 748			CoJet	236
Blocks, zum Anmischen	21, 50, 56, 202, 533			Cold Hot Pack	545
Blue Micro Tip	591			Cold Pack	545, 760
Blue View VariStrip	210			Cold-Bag	545
Blue-Flame 1500	35			Colgate Total	613
Bluephase	768			College Pinzetten	266, 278, 336
Bluephase G4	768			Coltopress	58
Bluephase PowerCure	768			Coltosol F	671
Blueprint Xcreme	5			Columbia Universalkürette	361
Blutstillung	539-544, 550-555			Comply SteriGage	139
Bodenwischer	95-96			Compoglass F	145
Bohrerbad	137			CompoMaster	494
Bohrerbad / Desinfektion / Reinigung	83-84			Compomer	145-146
Bohrerbadbehälter ORBIS	128			Composite	147-179
Bohrerreinigungsbürste ORBIS	479			Composite Gun	205
Bonding	182-184, 190-192			Composite Poliersatz	494
Bonding und Ätzmittel	182-194			Composite Technique Kit	495
Bonding, lichthärtend	182			Composite-Instrumente	353-355
Bonding, selbstätzend	182			Composite-Polierer	487
Bonline	709			Composites, fließfähig	147-179
Brauchwasserentkeimung	78-82, 121			Composites, lichthärtend	147-179
Bravo Marathon Portable III	811			Composite-Zemente	240, 246-253
Brenner	35, 763-764			Composi-Tight Matrizen	212-213
Brillant Mundspiegel	761			Composi-Tight Ringseparierzange	213
Brillen	726-729			Compound-Aufkleber	30
Brilliant EverGlow	153			Compules Applikator	205
Brownie	493			Constic	155
Brückenentferner	370			Containersysteme	300
Brux Checker nach Prof. Sato	739				
		C			
		C+Files	401		
		CA Pro	740		
		CA Pro+	740		
		Calasept-Speiko	546		
		Calcicur	528		
		Calci-Line	529		
		Calcimol	528-529		
		Calcinase EDTA-Lösung	438		
		Calcinase-slide	438		
		Calcipro	529		
		Calciumhydroxid-hochdispers	546		
		Calciumhydroxid-Pasten	526-536, 546		
		Calibra	240		
		Calibra Ceram	241		
		Calibra Universal	241		
		Calxyl	528		
		Calxyl Dentin 10	528		
		CALXYL MTA Reparaturzement	536		
		Canal+	438		
		CanalPro CHX 2%	438, 547		
		CanalPro CL	785		
		CanalPro EDTA	438, 547		
		CanalPro Farbige Spritzen	547		
		CanalPro Jeni	785		
		CanalPro NaOCl	547		
		Capillary Tips	442		
		Capmix	774		
		Carbonstifte	231		
		Carboxylat-Zemente	242		
		Cardex-Schutzbrille	726		
		Caries Detector	524, 640		
		Caries Marker	524, 640		
		Carl Martin, Chirurgie	321-324		
		Carl Martin, Composite	332-333		
		Carl Martin, Container	335		
		Carl Martin, Diagnostik	310-316		
		Carl Martin, Extraktion	325-330		
		Carl Martin, Mikrochirurgie	331		
		Carl Martin, Prophylaxe	317-320		
		Carl Martin, Prothetik	334		
		Cart Piezon	808		
		CaviCide	93		
		Cavifil Injektor	145, 204		
		Cavit	670		
		Cavitron Instrumenteneinsatz Thinsert	377		
		Cavitron Powerline FitGrip	377		
		Cavitron Powerline FSI Einsätze	377		
		Cavitron Slimline	378		
		Cavitron Slimline 1000	377		
		Cavitron Slimline FitGrip	378		
		Cavitron SofTip	378		
		Cavitron Touch	782		
		Caviwipes	93		
		Celalux 3	769		
		ceram.x duo	153		
		Ceram.x Spectra ST - HV	153		
		Ceram.x Spectra ST - LV	154		
		CeraMaster	494		
		Cervitec	580		
		Cervitec F	579		
		Cervitec Liquid	593		
		Cetron Pflege Set	746		
		Cetron Pflegespray	746		
		Charisma	154		

Stichwortverzeichnis

Contour	144
Coolpack Mini	545
CoprWax	30
Copyplast	741
Core-X flow	226
Corofix Antigen Schnelltest	567
Corofix Corona Schnelltest	567
Cp-Cap	528
Cremana-Creme-Lotion	75
Cremana-derm protect	75
Cremana-wash	71
Crown Click De Luxe	370
C-Silikone	20-24
C-Silikone ORBIS	20
Cupral	536
Curaprox	602
Curaprox CPS	609
Curaprox UHS Halter	610
Curaprox Zungenreiniger	603

D

D.T. Light-Post	230
DAC Universal Filter	140
DAC Universal Reinigungstabletten	124
Dampfdurchdringungstests	139-143
Dappenbehälter	761
Dappenbehälter ORBIS	760
Dappengläser aus Buntglas	762
Dauerfilter	300
Dekaseptol Gel	80
Del-Ject	205
Demonstrationsmodelle	570
DenOptix Schutzhüllen	664
DenOptix Speicherfolie	664
Dentagard	613
Dental Dam	221- 222, 225
Dentalfilmkarten (Becht)	666
Dentalfilmtaschen	666
Dentalrapid SD liquid	94
Dentalrapid SD wipes S	94
Dental-Set	719
Dentapen	517
Dentavon	62
Dentin-Versiegelungsliquid	530
Dento Box	751
Dento Box I + II	751
Dentoderm HD liquid	65
Dentoderm sensitive HD gel	65
Dento-Prep	237
Dentosept S	80
Dentotape	616
DermaDam	220
Dermados Wandspender	133
Desderman Pure (Arznei)	66
Desderman Pure (Arznei) Hyclick	66
Desensibilisierung	530, 579, 583, 588
Desensitizer	579, 583, 588
Desinfektion	64-69, 77-88, 94-114, 121
Desinfektion / Sterilisation	62-142
Desinfektion, Abformungen	62-63, 120
Desinfektion, Absaugung	77-82
Desinfektion, alkoholfrei	85, 92
Desinfektion, Fläche	85-100, 110, 131
Desinfektion, Hände	64-73
Desinfektion, Instrumente	111-114, 120-121, 131-133
Desinfektion, rotierende Instrumente	83-84, 137
Desinfektion, Sprühpräparate	92-109
Desinfektion, Textilien	131
Desinfektion, Übertragungsinstrumente	125, 126
Desinfektion, Wannen	13-133
Desinfektion, Waschmittel	131
Desinfektion, Wasser	78-82, 121
Desinfektion, Wischtücher	85, 94, 97-109

Desinfektions- und Reinigungszubehör	127-136
Desinfektionsbehälter	131-133
Desinfektionsdosen	131-133
Desinfektionstücher	94-109
Desinfektionstücher Plus ORBIS	85
Desinfektionswanne 3 Liter	132
Desinfektionswanne ORBIS	128
Desmanol Care (Arznei)	66
Desmanol Care (Arznei) Hyclick	66
Desmoclean	479
Desmotime	298
DesNet+	95
Detafarm	671
Detartrine 100ZF/150Z	634
Detaseal function	10
Detaseal hydroflow	10
DeTrey Conditioner 36	184
DeTrey Zinc	241
Devitalisierung	523
Diagnostik	265- 266, 273, 500, 524, 621-622, 640, 761
Diamantstreifen	481
Diamond Abrasives Dresser	480
Dimension	10
Dimo	746
Dimo Pro	746
Dinabase	36
DIN-Kassetten	356
Directdia Paste	496
Dispenser	57
Dispenser Typ 2	57
D-Light Pro	769
DMG MiniDam	220, 584
Dontisolon D	548
Dosierbesteck Alginate	4
Dosierflaschen	127
Dosierhilfen	127-133
Dr. Kühns Spezialgips	42
Dr. Tells Mundwassertabletten	598
Drahtbürsten	479
Drehhülsen mit Nebenlufteinlassen	734
Dreiwinkelexcavatoren	364
Druckstellenermittlung	36, 701
Druckverschlussbeutel ORBIS	760
Drufosmart Scan	805
Dry Pads ORBIS	754
DryTips	756
DuoTemp	671
Dura Polish	496
Durafill VS	155
Dura-Green-Steine	495
Duran	741
Duran +	741
Duraphat Lack	581
Durasoft	742
Durasoft seal	742
Durasplint	747
Durasplint LC	747
Dura-White Steine	495
Durelon	242
Durimplant Pflegegel	549
Dürr Automat XR, - XR/C	658
Dürr Perimat Intra, -C	658
Dycal	529
Dynamische Mischer	7-11, 15, 19
Dynamische Mixing Tips ORBIS	54
Dynamix	776
Dynexan Mundgel	549
Dynexidin Forte	549, 593
Dyract	145
Dyract Posterior+	145
Dyract Seal	641

E

Easycord	540
Easyshade V	811
Ecosite Bond	184
Ecosite Bulk Fill	155
Ecusit-Composite Repair	237
ED 84	550
Edelstahlgranulat/Granulat	747
Edelstahlkronen	688
Edelstahl-Normtray ORBIS	375
EDTA-Gel	438-439
EDTA-Lösung	438-439, 547
Ehricke-Abformlöffel	43-45
Einmalartikel / Sonstiges	694-766
Einfärbe-Lösungen	524, 621-622, 640
Einmal-Becher	716
Einmal-Handschuhe	704707
Einmalhandschuhe Sempercure Edition	706
Einmalhandschuhe Sempercure Nitril	707
Einmalhandschuhe Semperguard Nitrile Xtra Lite	707
Einmal-Handtücher	708-712
Einmal-Handtücher, 2-lagig ORBIS	708
Einmal-Handtücher, aus Zellstoff ORBIS	708
Einmal-Handtücher, grün ORBIS	708
Einmal-Handtücher, recycelt ORBIS	708
Einmal-Mundschutz	713-714
Einmal-Pastenkanülen	510-511
Einmal-Skalpell Cutfix	372
Einmal-Skalpell	372
Einmal-Spritze Injekt	521
Einmal-Spritze Luer	521
Einmal-Spritzen	521-522
Einmal-Spritzen Luer-Lock	521
Einmalzahnbürsten plus ORBIS	600
Einsatzbeutel	760
Einsatzkörbe	801
Einweg-Abformspritze	54
Einweg-Applikatoren	203-208, 589-90
Einweg-Becher	716
Einweg-Chirurgiekanülen	731
Einweg-Dappenbehälter	761
Einweg-Filter	694
Einweg-Handschuhe	357, 704-707
Einweg-Handtücher	708-712
Einweg-Kanülen	444, 510-516
Einweg-Löffel	585
Einweg-Mundspiegel	761
Einweg-Pipetten	762
Einweg-Skalpelle	372
Einweg-Spritzen	521
Einweg-Spritzenansätze	732-733
Einweg-Spülkanülen Endo	511
Einweg-Zahnbürsten	604
Elasti Dam	222
Elastomerspritzen	54-59
Elcomed SA-310	792
Elektrische Zahnbürsten / Mundduschen	606
Elektrochirurgie-Elektroden	376
Elektrochirurgie-Geräte	793-795
Elektroden für HF-Chirurgie	376
Elements free	785
Elipar Deep Cure	769
Elmasonic	800
Elmasonic Zubehör	800
Elmex fluid	581
Elmex gelée	581
Elmex Zahnpasta	613-614
Elmex Zahnseide	617
Eltra	131
Eltra 40 Extra	131
Email Preparator	185
Emmenix-Flap	662
Enamel Plus HRI	156

Stichwortverzeichnis

Fuji Plus	242
Füllgranulat	747-748
Füllungsentferner	310
Füllungsinstrumente	264, 267-268, 281-282, 310-312, 353-355
Füllungsmaterialien	144-238
Füllungstherapie-Hilfsmittel	695-701
Funktionsabformmaterial	37
Furkationsküretten Quétin	345-346
Furkationssonde	338
Furkationssonde NABERS	320
Furrer-Zange	299
Fußbodenreinigung	95-96
Futar	31
Futar Cut & Trim Fast	31
Futar D	31
Futurabond	185-186

G

G-aenial	160
G-aenial A'CHORD	160
G-aenial Flo X	162
G-aenial Universal Flo	162
G-aenial Universal Injectable	162
Gapseal	550
Garant Applikationsdüsen	58
Garant Dispenser	57
Garant Mischkanülen	57
Gates-Bohrer	402
Gates-Erweiterer	390
G-Bond	186
GC MI Paste Plus	585
GC Reline	36
GC Reline II	36
GC Tissue Conditioner	37
G-Cem	243
Gelatineschwämme	550-551, 554
Gengigel	550
Gentle Skin classic	706
Geräte	768-811
Geräte Sonstige	808-811
Geräte-Carts	808, 809
Gesichtsbogen	702
Gewebekleber	551
GIC Mixer	774
Gigasept Instru AF	112
Gigazyme x-tra	113
Gingi-Braid	540
Gingi-Plain Soft-Twist Max	540
Gingi-Plain Z-Twist Max	540
Gingivalrand-Schneider	282
Gingivalrandschräger	355
Gingivektomie-Messer	282
Gingivektomieschere	271
Gipse	40-42
Gipsentferner	137
Gipsmesser	41
Gipsmesser ORBIS	41
Gipsspatel ORBIS	40-41
Glasbecher	801
Glasblocks und -platten	763
Gläser	718, 762
Glasfaserstifte	230-235
Glasionomere Füllungsmaterialien	196-198
Glas-Ionomer-Zemente	195-201
Glasplatte, zum Anmischen	50, 533
Glove'n Care	75
Gluma Desensitizer	583
Gluma Solid Bond	187
Glyde File Prep	439-440
G-Premio Bond	186
Gracey Küretten 1/2	341
Gracey Küretten 11/12	342

Gracey Küretten 13/14	342
Gracey Küretten 15/16	342
Gracey Küretten 17/18	342
Gracey Küretten 3/4	341
Gracey Küretten 5/6	341
Gracey Küretten 7/8	341
Gracey Küretten 9/10	342
Gracey Küretten After-Five 11/12	342
Gracey Küretten After-Five 13/14	343
Gracey Küretten After-Five 15/16	343
Gracey Küretten Mini-Five 1/2	343
Gracey Küretten Mini-Five 11/12	344
Gracey Küretten Mini-Five 13/14	344
Gracey Küretten Mini-Five 15/16	344
Gracey Küretten Mini-Five 3/4	343
Gracey Küretten Mini-Five 5/6	343
Gracey Küretten Mini-Five 7/8	343
Gracey-Küretten	284, 341-343, 361-364
Gradia Direct	164
Gradia Direct Flo	164
Gradia Direct LoFlo	164
Grandio	165
Grandio Core Dual Cure	226
Grandio Flow	165
Grandio Seal	642
GrandioSO	165
GrandioSO Flow	166
GrandioSO Heavy Flow	166
GrandioSO Light Flow	166
GrandTEC	686
Greenbite	31
Greenie	493
Griffauswahl LM Instrumente	358
Griffauswahl, Hu-Friedy	340
Gripit	370
Grittmann-Gipsmesser	41
Großröntgen-Filme	656
GUM Büschelbürste	603
GUM Butlerweave Webseide	618
GUM Expanding Floss	617
GUM Flossbrush Automatic	617
GUM HaliControl Zungenreiniger	604
GUM KFO-Bürste	603
GUM Original White Zahnseide	617
GUM Paroex Chlorhexidin-Zahngel 0,12% CHX	615
GUM Paroex Mundspülung	598
GUM Paroex Zahnpasta	615
GUM Prothesenbürste 201	605
GUM Technique	603
GUM Teens Zahnbürste 10+	604
GUM Zahnbürsten	603
GUM Zahnpasta	615
Gummi-Poliernäpfe	624
GuttaCore Pink for ProTaper Next	435
GuttaCore Pink Obturatoren	435
GuttaFusion	786
Guttafusion für Reciproc	434
Guttafusion für Reciproc blue	435
Guttafusion Obturatoren	434
Guttafusion Size Verifier	434
GuttaMaster Obturatoren	435
Guttapercha	422, 425-426, 537
Guttapercha Dentsply	426
Guttapercha in Stangen	672
Guttaperchaspitzen Becht	421
Guttaperchaspitzen Dentsply	423
Guttaperchaspitzen Konische	423
Guttaperchaspitzen ORBIS	421
Guttaperchaspitzen VDW	425-426
Guttaperchaspitzen, Silberstifte	421-428
Gutta-Smart	786

H

Haftlacke	47-49
Hager + Meisinger	447-468
H+M Aufbewahrung	467
H+M Black Cobra Diamantinstr.	455
H+M CAD/CAM Systeme	468
H+M Chirurg. Instrumente	461-462
H+M Diamantinstrumente	449-454
H+M Hartmetallbohrer+Finierer	456-459
H+M Hartmetallfräser	460
H+M Keramische Schleifer	463
H+M Polieren	464
H+M Sortimente	465-466
Hager + Werken Prophylaxe	571-578
Halogenbirnen	764
Halter für Interdentbürsten ORBIS	608
Hämostatikum Al-Cu	550
Hämostyptika	543, 550-555
Handcreme Neutrogena	76
Händedesinfektion	64-70
Händepflegemittel	74-76
Händereinigung	71-73
Handpuppen	570
Handpuppen mit Gebiss	570
Handschuhe	704-707
Handschuhe, Latex	357, 704-707
Handschuhe, Nitril	704-707
Handschuhe, puderfrei	357, 704-706
Handschuhe, steril	705-707
Handschuhe, Vinyl	705
Handspiegel	570
Handtücher - Spenderboxen	708-712
Handtuchspender	710-712
Handtuchspender Edelstahl ORBIS	708
Hanel Artikulationspapier	699
Hanel Folienspender	700
Hanel Klemmpinzetten	373, 700
Hanel Occlusionsfolie	700
Hanel Okklu-top	701
Hanel Shimstock-Folie	700
Happy Morning	604
Happy Morning Xylitol	635
Härter	20-24
Harvard Bite	31
Harvard Cement	243
Harvard Polycarboxylat Cement	243
Hausmarken Instrumente	258-276
Hautdesinfektion	64-70
Hautpflege	71-76
Hawe Click-Probe	373
Hawe Pro-Cup	624
Hawe Pro-Cup hart	624
HD 410	68
HD 410 (Arznei)	68
HD 412 essential (Arznei)	68
HD 425	72
HD 435 Waschlotion	72
HD 440 Pfliegelotion	75
Head + Neck Support	762
Heatless Steine	480
Hedstroem-Feilen	391, 403
Hedstroem-Feilen Colorinox	403
Heidemannspatel	282-283, 312
Heidemannspatel ORBIS	261
Heliobond	187
Helioreal	643
Heliosit Orthodontic	237
Helix Prüfkörper-System	139-141
Helix Test	140
Hemocollagene	550
Hemogelatin	551
Hemostasyll	540
Herculite XRV	167

Stichwortverzeichnis

Herculite XRV Ultra	167
Herculite XRV Ultra Flow	167
Hermetic	537
hf Surg	792
hf1 Surg Bipolar	793
Hilfsmittel - Abformung	50-59
Hilfsmittel - Füllungen	202-208
Histoacryl	551
Histolith NaOCl 1 %,	440, 551
Histolith NaOCl 3 %,	440, 551
Histolith NaOCl 5 %,	440, 551
Hoffmann's Cement	244
Hohlmeißelzange	287, 321
Hohlmeißelzange ORBIS	263
Honigum	12-13
Honigum Pro Scan	13
Horico Diamanten	469-478
Horico Kronentrenner	469
Horico Schleifinstrumente	470-477
Horico Separierstreifen	478
Hu-Friedy, Chirurgie	347-350
Hu-Friedy, Composite	353-355
Hu-Friedy, Container	356-357
Hu-Friedy, Diagnostik	336-339
Hu-Friedy, Extraktion	350-351
Hu-Friedy, Mikrochirurgie	352
Hu-Friedy, Prophylaxe	340-346
Hyclick-Spender	134
Hydrocolloide	59
HyFlex CM Guttapercha Spitzen	426
HyFlex CM Papierspitzen	429
HyFlex EDM Guttapercha Spitzen	426
HyFlex EDM Papierspitzen	430
Hygiene-Vollwaschmittel	131
Hygobox	131
Hygofol	140
Hygoformic Speichelsauger	731
Hygojet	802
Hygopac	798
Hygopac Plus	798
Hygopac View	798
Hygoprint Etikettendrucker	141
Hypochlorit 1 %	441, 552
Hypochlorit 3 %	441, 552
Hypochlorit 5,25 %	441, 552

iBOND	187-188
IC-100 Schaumflasche	114
iCEM Self Adhesive	244
Icon Kariesinfiltrant vestibular	584
Icon Kariesinfiltrant-approximal	584
ID 212 - Instrumentendesinfektion	113
ID 212 forte - Instrumentendesinfektion	113
ID 213 - Instrumentendesinfektion	113
ID 215 - Enzymatischer Instrumenten-Reiniger	114
ID 220 - Bohrerbad	83
ID 220 Bohrerbox	133
Identium	25
Identium Adhesive	25, 47
Illumine home	645
Image Alginat	5
Implantlink semi Classic	680
Implantlink Semi Forte	680
Implantlink Semi Xray	680
Implantmed SI-1023	793
Implantologie	298, 549, 550
Impregum	25-27
Imprelon	744
Imprelon S pd	744
Impression Paste	37
Impression Tray	45
Imprint 4	13

Imprint 4 Bite	32
Imprint 4 Preliminary Penta	5
IMS Container und Kassetten	356
IMS Endoständer	418
IMS Lila Handschuhe	357, 706
IMS-Sprays	349
Incidin	100-101
Indikatorbänder	139
Indikatorschilder	375
Infant-O-Brush	604
Injektionskanülen	510-516
Injektionskanülen, Luer	513
Injektionskanülen, Luer-Ansatz	513-516
Injektionskanülen, Luminject	513
Injektionsspritze Edelstahl	518
Injektionsspritzen	517-521
Inlay Abformlöffel	45
Insight Röntgenfilme	657
Inspirat Brush Tip	590
Instrumentarium	258-384
Instrumentarium Sonstiges	371-374
Instrumente, rotierend	479-496
Instrumenten - Pflege	122-126
Instrumenten / Desinfektion / Reinigung	111-121
Instrumentenansätze	376-383
Instrumentenbürsten	479, 734
Instrumentendesinfekt. 112-114, 120-121, 131-133	
Instrumentenständer	373, 410, 418-420
Instrumentenwannen	128-133
Integra Cart De Luxe	808-809
Integrity	673
Integrity TempGrip	680
Interdental Soft Pick ORBIS	608
Interdental-Bürsten	608-611
Interdentalbürsten	608-611, 614, 635, 638
Interdentalbürsten, für Halter (IDBH) ORBIS	608
Interdentalbürsten, mit integ. Griff (IDBG) ORBIS	609
Interdentalbürsten, ohne Griff (IDB) ORBIS	609
Interdentalkaile	209, 214-215
Interdentalkaile aus Ahornholz	214
Interdentalpflege	608-620, 635, 638
Interim-Stand	443
Intraligamentalia Spritze	517
Intra-oral Syringe	58-59
Intraoral-Röntgenfilme	657
Intraoraltips Detaseal	10
Intraoraltips Express	11
Intraoraltips Flexitime	12
Intraoraltips LuxaCore	226
Intraoraltips MultiCore	228
Intraoraltips	7, 28-29
Intra-Oral-Tips ORBIS	54
Intraoraltips Panasil	14
Intraoraltips Permadyne	27
Intraoraltips Provul	16-17
Intraoraltips Silagum	17-18
Intraoraltips Virtual	19
Intraoraltips Xantopren	23
Iodoformpulver	552
Ionofil Molar	198
Ionolux	198
Ionoseal	244
Ionosit-Baseliner	244
IonoStar Molar	199
IonoStar Plus	199
I-Prox L	610
I-Prox P	611
IPS Empress Direct	168
IPS Empress Direct Opaque	237
IRM, Eugenol-Zement	245, 672
Irrigation Probe	512
Isodam Kofferdam	223
Isofolan	745
ISO-Form Kronen	689
iSpec Comfort Fit (uvex)	728

iSpec Fit OTG (uvex)	729
iSpec Flexi Fit (uvex)	728
iSpec Flexi Fit II (uvex)	729
iSpec Safety Fit (uvex)	728
iSpec Slim Fit UV (uvex)	729
iSpec Smart	729
iSpec X Fit (uvex)	729
IST-Gerät	745
Ivoclean	244
Ivory Kofferdam	223
Ivory Kofferdam Starterkit	223

J

Jesco-Form	45
Jet Bite	32
Jet Blue Bite	32
Jiffy Brushes	734
Jodoform-Paste	537

K

Kalsogen Plus	530
Kälte Pack Dentalkompresse ORBIS	545, 760
Kältekompressen	545, 760
Kältespray ORBIS	500, 761
Kältesprays	500
Kanisterzubehör	127
Kanisterzubehör ORBIS	127
Kanülen	510-516
Kanülensammler	521-522
Käppchenfolie	738
Kappengläser aus Buntglas	762
Kapselamalgame	144
Kapselmischgeräte	774-775
Karies Diagnostik, Speicheltest	640
Kariesdiagnostik	524
Kariesdiagnostika	524, 621-622, 640
Karteikarten	765
Katalysatoren	23-24
Katalysatoren Detax	23
Kaugummi	638
Kavitätenlacke	532
Kavitätenreinigung	525
Kavitäten-Waschliquid	525
KaVo Cleanspray - Dryspray	123
KaVo Spray	122
KaVo Spray Sprühköpfe	122
Kavo Wipes	101
K-Bohrer	386
	214-215
Keramik-/Composite-Reparaturmaterial	236-238
Keramik-Ätzgel (Flusssäure) ORBIS	182
Keramikpolierer	487
Keramik-Reparaturmaterialien	236
Kerr-Stangen	37
Ketac Bond	245
Ketac Cem	245
Ketac Cem Easymix	245
Ketac Cem Plus	246
Ketac Cem Radiopaque	245
Ketac Conditioner	201
Ketac Fil Plus	199
Ketac Molar	199-200
Ketac Molar Quick	200
Ketac Silver	200
Ketac Universal	201
K-Feilen	386
K-Feilen Colorinox	404
K-Flexo-Feilen Colorinox	405
K-Flexo-Reamer Colorinox	405
KfO.-Bürsten	603

Stichwortverzeichnis

KfO.-Klebezemente	237
Kinder-Zahnbürsten	600-601, 604
Kinder-Zahncrèmes	614
Kisag Brenner	35
Klammerbiegezange	334
Klammern	223-224
Klarspüler	116
Kleenex Handtücher	709
Kleenex Kosmetiktücher	710
Kleingeräte	377-378, 383, 778
Kleingeräte, Endodontie	785-788, 790
Kleingeräte, Praxislabor	35, 763-764
Kleingeräte, Prophylaxe	37-378, 383, 777-784
Kleinröntgen-Filme	657
Klemmpinzetten	287, 292
Klingen	297
Kling-Ex	372
Knetmassen, Praxis	7, 20
KnitTrax	540
Knochen-Ersatzmaterialien	554-555
Kochsalzlösung 0,9%	552
Kodak Filme	656-657
Kodan (N) wipes	69
Kodan Tinktur forte farblos (Arznei)	68
Kodierungsringe	444-446
Kofferdam	220-225, 584
Kofferdam-Klammern	223-224
Kofferdam-Klammerzangen	223-224
Kofferdam-Lochzange	221-224
Kofferdam-Rahmen	220-224
Kofferdam-Set	224
Kompaktwaage EMB 2200-0	42
Komposit	147-179
Kompressionshütchen	755-756
Körperemulsion Neutrogena	76
Korrekturmaterialeien	7, 20
Korund-Schleifsteine	286
Kosmetiktücher	710
K-Reamer Colorinox	405-406
Kronen- und Brückenabnehmzange	334
Kronen- und Brückenentferner	370
Kronen- und Brückenmaterialien	673-679
Kronen, Edelstahl	688
Kronen, Kunststoff	687-691
Kronen, provisorische	687-691
Kronenaufbieger	370
Kronenbieger	334
Kronenentferner	334, 370
Kronenscheren	299
Kronenscheren ORBIS	263
Kronentrenner	479
Kugelstopfer	282
Kugelstopfer ORBIS	264
Kuhhornzange	330
Kühlbeutel	545, 760
Kunststoffsiebe	694
Kunststoff-Spatel	50, 56
Kunststoff-Trays	375
Kupferwachs-Platten	30
Kürette Ergotouch	319
Küretten	283-84, 340-344, 361-364
Küretten, Ergotouch	319
Küretten, Gracey	284, 341-344, 361-364
Küretten, Langer	283, 340-341
Kwik-Bite	662
Kwik-Bite Senso	664

L

Lacke	532, 580
Lamellenbündel	383
Längenmessung	442-446, 786-787
Langer Küretten	361
Langer-Küretten	283, 340-341

Langzeit-Abformung / Unterfütterung 36-39

Latex-Handschuhe	357, 705-707
LavEndo	420
LC Block-Out Resin	651
Ledermix	530
Ledermix Calciumhydroxyd Paste	530
LED-Lampen	764, 768-772
Leerdose ORBIS	50, 127
Leerflaschen	127
Legased natur	553
Lichtgeräte	768-772
Life	531
Lifosan soft	73
Ligosan Slow Release	553
Lippenabhalter	206-207, 374
Liquid Strip	246
Lisko Polierscheiben	748
Lisko-B Polierscheiben	748
Liskoid	748
Lisko-S Polierscheiben	749
Liskosil-I	749
Liskosil-m	749
Liskosil-s	749
Liskosil-Set	749
Listerine	593-596
LM-ArteSet 6840XSI	369
LM-Instrumente	358-364
LM-Metallstrips	484
LM-ProPower AirLED	779
LM-ProPower CombiLED	779
LM-ProPower UltraLED	782
LM-Servo 5 Instrumentenkassette	369
LM-Servo 8 Instrumentenkassette	369
Lochzangen	221
Löffel, Abformung	43-46
Löffel, scharfe	290
Löffeladhäsive	24, 47-49
Lokalanästhetika	501- 507
Lösche-Instrumente	354
Lötgeräte	35
Lucifix Matrizen	215
Luciwedges Classic	215
Luer Lock Handstück für Absaugkanülen	511
Luftreinigungssystem	809
Luniatschek-Tamponadenstopfer	292
Lunos Fissurenversiegelung	643
Lunos Fluoridgel	585
Lunos Fluoridlack	584
Lunos Mundspüllösung	596
Lunos Polierpaste Super Soft	635
Lunos Polierpaste Tow in One	635
Lunos Prophy-Kissen	762
Lunos Prophylaxepulver Gentle Clean	631
Lunos Prophylaxepulver Perio Combi	632
Lunos Prophy-Wellnesstuch	723
Lupenbrille MaxDetail	180
Lupenbrille MaxDetail mit Headlight LED	181
Lupenbrille Super Scope	180
Lupenbrillen	180-181
LuxaBite	32
LuxaBond Universal	188
LuxaBond-Total Etch	188
LuxaCore Z-Dual	226-228
LuxaCrown	673
LuxaFlow	673
LuxaForm	672
LuxaPick-up	37
LuxaPost	231
Luxatemp	674-675
Luxatemp Fluorescence Automix	674
Luxatemp-Plus Automix	674
Luxatemp-Solar Automix	674
Luxationsinstrumente	350
Luxivator	326
Luxivatoren	325

M

Magic FoamCord	541
Manisoft	72
Mäntel	720
Manufix Sensitive	706
Markierungsringe	444-446
Markierungsringe für Instrumente	374
Mastersurg Lux Wireless	793
Matrix-Spanner	215
Matrix-Strips ORBIS	210
Matrizen	210-218
Matrizen / Interdentalkeile	209-219
Matrizen Ivory	216
Matrizen Spanner Mikro-Dünn	214
Matrizen Titan	215
Matrizenband ORBIS	209
Matrizenbänder	216
Matrizenspanner	209, 215-216
Matrizenspanner EasyGlide	316
Matrizenspanner Ivory	216
Matrizenspanner Nyström	216
Matrizensysteme	218-219
Max Pin	231
Maxcem Elite	246
Maxcem Elite Chroma	246
Maxi Wipes reel / Maxi Wipes-L reel	108
MaxiFresh	750
MD 520	63
MD 530 Zemententferner	137
MD 535	137
MD 550 Mundspülbecken-Reiniger	80
MD 555 Cleaner – Sauganlagen-Spezialr.	80
MD 62 Elektrophirurgie-Gerät	794
Medibox	521
Melacontrol	141
Melacontrol Pro	141
Meladoc Etikettendrucker	142
Melafol	141
Melag seal check	142
Melaseal 100+	799
Melaseal 200	799
Melaseal Pro	798
Melaseal Zubehör	799
Meliseptol	102
Meliseptol Foam pure	102
Meliseptol HBV-Tücher	101
Meliseptol Rapid	102
Meliseptol Wipes sensitive	101
Membranbox	752
Membranbox Medium	752
Memoreg 2	32
Memosil 2	33
Mepivastesin	502
Meridol	596
Meridol Sicherer Atem Mundspülung	596
Meridol special-floss	618
Meridol Zahnbürste	605
Meridol Zahnpasta	614
Meron	247
Merssage Paste	636
Messbecher ORBIS	127
Messbechersatz	4
Messbechersatz I ORBIS	51
Messbechersatz II ORBIS	51
Messblöcke	442-446
Messer	355
Messlehre	443
Messsystem Minifix	444
Metallprimer	236
MI Paste Plus	584-585
Micro 10 Plus	114
Micro 20 ga Tip	591
Microbrush	205-206

Stichwortverzeichnis

Microbrush Plus	206	Mischkanülen Aquasil	29	Mundspiegelgriff ORBIS	265-266
Micro-Gewebeschere	331	Mischkanülen Core-X flow	226	Mundspiegelgriffe	277, 312, 336, 358
Micro-Opener	406	Mischkanülen Detaseal	10	Mundspiegelgriffe Colori	312
Micro-Sichel	360	Mischkanülen Exabite	30	Mundspiegelgriffe ESI	358
Mikrochirurgie	297, 352	Mischkanülen Express	11	Mundspiegelgriffe SI	358
Mikrofasertücher	88-90	Mischkanülen Flexitime	11-12	Mundspülbecher	716
Mikroklingen	297	Mischkanülen Futar	31	Mundspülbecher ORBIS	716
Mikromotoren	811	Mischkanülen Greenbite	31	Mundspülbeckenreiniger ORBIS	77
Mikrostopfer retrograd	315	Mischkanülen Impregum	25-26	Mundspülbecken-Reinigung	77, 80-81
Mikrozid AF Liquid	104	Mischkanülen Imprint	32	Mundspügläser	718
Mikrozid AF Wipes	102	Mischkanülen Jet Bite	32	Mundspügläser ORBIS	718
Mikrozid AF Wipes Jumbo Tücher	104	Mischkanülen LuxaBite	32	Mundspüllösungen	592-598
Mikrozid AF Wipes Premium	104	Mischkanülen LuxaCore	226	Mundspüllösungen, mit Chlorhexidin	547, 553-554, 592-593, 598
Mikrozid sensitive Liquid	104	Mischkanülen Memoreg/Memosil	32, 33	Mundtrockenheit	592
Mikrozid sensitive Wipes Jumbo	105	Mischkanülen Milkbite	33	MyLunos Pulverstrahlhandstück	779
Mikrozid sensitive Wipes Premium	105	Mischkanülen MixStar	18, 19	Mythrenblattsonden	322
Mikrozid sensitive Wipes Premium Maxi	105	Mischkanülen Mucopren	38	Myzotect-Tincture	553
Mikrozid universal Liquid	105	Mischkanülen MultiCore	228		
Mikrozid universal Wipes Premium	106	Mischkanülen O-Bite	33		
Mikrozid universal Wipes Premium maxi	106	Mischkanülen ORBIS	7, 28-29, 52-54		
Milchmolaren-Kronen	688	Mischkanülen Panasil	14-15		
Milkbite	33	Mischkanülen Penta	11, 25-27, 33		
Mini LED active	769	Mischkanülen Permadyne	27		
Mini-Box 2100	419-420	Mischkanülen Provil	16-17		
Mini-Sichel	360	Mischkanülen Ramitec	33		
Mini-Spatel	364	Mischkanülen Regisil	34		
Ministar S	806	Mischkanülen Registrado	34		
Minuten Wipes Jumbo 50	108	Mischkanülen Silagum	17-18, 38		
Minuten Wipes Maxi	108	Mischkanülen StatusBlue	18-19		
MinutenSpray-classic	108	Mischkanülen StoneBite	34		
MinutenWipes 50	106	Mischkanülen Virtual	19		
Mira Clin hap	474	Mischkanülen Xantopren	23		
Mira Clin P	474	Mischpistole ORBIS	54		
Mira-2-Ton Liquids	474, 621	Mischpistolen	54-57		
Mira-2-Ton Tablets	474, 621	Mischplatten	763		
Miraclin Implant	614	Mischschale für Adhäsive	206		
Miradent Prophylaxe	571-578	Mischschalen	206-208		
Miradont-Gel	553	Mixing Tips	54, 57, 59		
Mira-Duo	570	Mixstar Mischkanülen	18-19		
Mirafit Carbon / White	231	Modellgipse	40		
Mirafloss Big	618	Modellierinstrument Sprengel	355		
Mirafloss Implant chx	618	Modellierinstrumente	353-355		
Mirafloss Zahnseide	618-619	Mollosil	38		
Mirafleur CHX Liquid 0,06%	596	Monoart Mundschutz Pro 3	714		
Mirafleur Kids	476	Monoart Mundschutz Pro 3 Flower	714		
Mirafleur-gel/Mirafleur-K-gel	585	Monobond Etch & Prime	189		
Mirafleurid	586	Monobond Plus	189		
Mirafleur-Tray	585	MOORPLASTIC Snap-on-off-Scheiben	484		
Miraject Endo Luer	514	Motivationsartikel	736-737		
Miraject Endotec Duo	514	Mtwo Basic Kit	395		
Miraject Injektionskanülen	514	Mtwo Control Sticker	420		
Miraject Luer	514	Mtwo Guttapercha	427		
Miraject P/Miraject P Super	514	Mtwo Instrumentenbox	420		
Miraject PL-Super	515	Mtwo NiTi Instrumente	396		
Miramask	713	Mtwo Papierspitzen Steril	430		
Miramask N95	714	Mtwo Revisionsfeilen	397		
Miramatic Holder Plus	520	Mucopren soft	38		
Miramatic Safety-Boxen	522	Müllbeutel	760		
Mirasensitive hap+	614	Mulltupfer	756-758		
Miratoi Nr. 15 Mini Ponys	737	Mulltupfer ORBIS	754		
Miratoi Nr. 17 Skateboards	737	Multi Tray	46		
Miratoi Nr. 19 Schnapp-Armbänder	737	MultiCore Flow	228		
Miratoi Nr. 20 Flugzeug	737	Multilink Automix	248		
Miratoi Spielzeug	736-737	Multilink Hybrid Abutment	247		
Miratorch	35	Multi-Safe medi	522		
Miratray Implant	46	Multi-Safe twin	522		
Miratray Mini	46	Mundheilpasten	546-555, 579-580, 593		
Mirawhite gelee	614	Mundschutz	713-714		
Miscea Armaturen	134	Mundschutz mit Bändern ORBIS	713		
Mischbecher	42, 51	Mundschutz mit Gummizug ORBIS	713		
Mischbettharz	142	Mundsperrer	288		
Mischblocks	21, 50, 56, 202, 533	Mundspiegel	277, 732, 761		
Mischer, dynamisch	54, 59	Mundspiegel RS Hauchfrei ORBIS	265		
Mischgeräte	774-776	Mundspiegel RS ORBIS	265		
Mischkanülen Affinis	7-9	Mundspiegel, Frontbeschichtet ORBIS	265		

N

Nadelhalter	288, 297, 322, 349-352
Nadelhalter, nach Mathieu ORBIS	263
Nadeln, chirurgische	560-562, 565
Nahtmaterial	560-566
Nasskreppservietten ORBIS	721
Nasskreppservietten premium ORBIS	722
Natur-Zahnseide	619
NaviTip FX	444, 513
NaviTip Sideport 31 ga	444, 513
NaviTips 29 ga	512
NaviTips 30 ga	512
Neodisher FA Dental	114
Neodisher IP Spray	114
Neodisher MA Dental	116
Neodisher MediClean Dental	116
Neodisher Mediklar Dental	116
Neodisher Mielclear	116
Neodisher N Dental	116
Neodisher Septo PreClean	117
Neodisher Z Dental	117
Neutralisator	116-120
New Metal Strips	483
Newtron P5 XS	782
Night Cleaner	81
Nitram-Pflegeöl	124
Nitril-Handschuhe	706
Norm-Tray Edelstahl	334
Normtray-Container	375
Notfall	804
Notfallkoffer	804
Novotray 120	375

O

Oberflächenanästhetika	500-501
O-Bite	33
O-Bite Scan	33
Obturation	434-437
Occlu Artikulationsgips ORBIS	40
Occlu Spray Plus	701
Occlubaster ORBIS	40
Occlubrush	492
Occluform 3	806
Occlumedanit ORBIS	40
Occlusionsspray Plus ORBIS	695
Octenisept (Arznei)	69
Okklusionspapiere und -folien	695-700
Okklusionssprays	695, 698, 701
Ökopal Mundspügläser	718
Ölsprays	122-124
Omnifix Luer-Lock	521

Stichwortverzeichnis

One Coat 7 Universal	189	ORBI-Orthobox	ORBIS	751	ORBIS Kronenscheren	263
One Coat Self-Etching Bond	189	Orbipol alloy-F	ORBIS	487	ORBIS Kugelstopfer	264
OneGloss Kit	485	Orbipol ceram-P	ORBIS	487	ORBIS Leerdose	50, 127
One-Step Obturatoren	436	Orbipol micro-P	ORBIS	487	ORBIS Matrix-Strips	210
OpalDam	651	Orbipol tec	ORBIS	488	ORBIS Matrizenband	209
Opalescence Aufbewahrungsboxen	654	Orbipol universal	ORBIS	488	ORBIS Messbecher	127
Opalescence Boost	650	Orbipol-Discs	ORBIS	481	ORBIS Messbechersatz I	51
Opalescence Endo 35%	650	ORBI-Prophy Paste	ORBIS	633	ORBIS Messbechersatz II	51
Opalescence Go 6 % melon	645	ORBI-Prophy Paste Vario Polish	ORBIS	633	ORBIS Mischkanülen	52
Opalescence Go 6 % mint	645	ORBI-Prophy Powder classic	ORBIS	628	ORBIS Mischpistole	54
Opalescence PF	648	ORBI-Prophy Powder Perio	ORBIS	628	ORBIS Mulltupfer	754
Opalescence PF 10 %	648	ORBI-Prophy Powder Soft	ORBIS	629	ORBIS Mundschutz mit Bändern	713
Opalescence PF 16 %	648	ORBI-Prophylaxe Polierer	ORBIS	624	ORBIS Mundschutz mit Gummizug	713
Opalescence Quick 45%	650	ORBIS Cavity Liner LC	ORBIS	526	ORBIS Mundspiegel RS	265
Opalescence Zahncreme	614	ORBIS Fadenleger	ORBIS	258, 539	ORBIS Mundspiegel RS Hauchfrei	265
Opalustre	636	ORBIS Fluoride Varnish	ORBIS	579	ORBIS Mundspiegel, Frontbeschichtet	265
OP-Handschuhe	705-707	ORBIS ResinoCal LC	ORBIS	526	ORBIS Mundspiegelgriff	265-266
OP-Hauben	719-720	ORBIS Schutzvisier	ORBIS	726	ORBIS Mundspülbecher	716
OP-Mäntel	719-720	ORBIS Vollgesichts-Schutzschild	ORBIS	726	ORBIS Mundspülbeckenreiniger	77
OpSept (Arznei)	69	ORBIS Abfallbeutel		760	ORBIS Mundspülgläser	718
OptiBond	190	ORBIS Abformlöffel Ehrlicke, perforiert		43	ORBIS Nadelhalter, nach Mathieu	263
OptiBond Universal	190	ORBIS Absaugkanüle chirurgisch		730	ORBIS Nasskreppservietten	721
OptiDisc	484	ORBIS Absaugkanülen		730	ORBIS Nasskreppservietten premium	722
OptiShine	492	ORBIS Adhäsiv-Liquids		47	ORBIS Occlu Artikulationsgips	40
OptiView	206	ORBIS Alginate Blue		4	ORBIS Occlubaster	40
Optosil Comfort	21	ORBIS Alginate Color		4	ORBIS Occlumedanit	40
Optosil P plus	21	ORBIS Alginate Plus		4	ORBIS Occlusionsspray Plus	695
OptraDam Plus	224	ORBIS Aluminium-Normtray		375	ORBIS ORBI Interdentalkaile	209
OptraGate	207	ORBIS Anmischblocks aus Papier		533	ORBIS ORBI-Applikationskanülen	202, 589
OptraSculpt Pad	207	ORBIS Anmischblocks	21, 50, 202		ORBIS Orbibite	28
OP-Zubehör	719-720	ORBIS Anmischplatten	50, 533		ORBIS orbibite granit	28
Oral-B Aufsteckbürsten	606	ORBIS Anmischspatel	50		ORBIS orbibite green	28
Orange Solvent Spray	111	ORBIS Artikulationspinzette	258, 695		ORBIS orbibite scan	29
Orangenöl-Präparate	111, 119	ORBIS A-Silikon classic	7		ORBIS orbibite transpa	28
Oraqix	502	ORBIS A-Silikon dynamic	7		ORBIS ORBI-BITEBOX	751
OraSeal	225	ORBIS Ätzgel (Phosphorsäure)	182		ORBIS ORBI-Bond SE one	182
Ora-Shield	222	ORBIS Becherspender	716		ORBIS ORBI-Bond TE	182
OraVerse	502	ORBIS Bissnehmewachs	29		ORBIS ORBI-Brush	202, 589
Orbat Forte	541	ORBIS Bisswälle, vorgeformt	29		ORBIS ORBI-Chx alkoholfrei	592
Orbat sensitive	541	ORBIS Bohrerbadbehälter	128		ORBIS ORBI-clean Orange	111
ORBI Interdentalkaile	ORBIS	ORBIS Bohrerreinigungsbürste	479		ORBIS ORBI-Flex	481
ORBI-Applikationskanülen	ORBIS	ORBIS Chemikalienschutzhandschuhe	129, 704		ORBIS ORBI-FlowX	147
orbibite granit	ORBIS	ORBIS Chemikalienset	658		ORBIS ORBI-fresh	592
orbibite green	ORBIS	ORBIS C-Silikon	20		ORBIS ORBI-Gracey Kürette 11-12	260
orbibite	ORBIS	ORBIS Dappenbehälter	760		ORBIS ORBI-Gracey Kürette 1-2	259
orbibite scan	ORBIS	ORBIS Desinfektionstücher Plus	85		ORBIS ORBI-Gracey Kürette 13-14	260
orbibite transpa	ORBIS	ORBIS Desinfektionswanne	128		ORBIS ORBI-Gracey Kürette 3-4	259
		ORBIS Druckverschlussbeutel	760		ORBIS ORBI-Gracey Kürette 5-6	259
		ORBIS Dry Pads	754		ORBIS ORBI-Gracey Kürette 7-8	259
		ORBIS Dynamische Mixing Tips	54		ORBIS ORBI-Gracey Kürette 9-10	259
		ORBIS Edelstahl-Normtray	375		ORBIS ORBI-HiFil easy	147
		ORBIS Einmal-Handtücher, 2-lagig	708		ORBIS ORBI-HiFil supreme	148
		ORBIS Einmal-Handtücher, aus Zellstoff	708		ORBIS ORBI-HiFil supremeX	148
		ORBIS Einmal-Handtücher, grün	708		ORBIS ORBI-HiSilber	144
		ORBIS Einmal-Handtücher, recycelt	708		ORBIS ORBiject	510
		ORBIS Einmalzahnbürsten plus	600		ORBIS ORBI-Kürette Columbia 2R/2L	260
		ORBIS Endo-Box black	442		ORBIS ORBI-Kürette Columbia 4R/4L	260
		ORBIS Flaschenzubehör, Leerflaschen	127		ORBIS Orbilock	43
		ORBIS Flexibole Mischbecher	42, 51		ORBIS ORBI-Office Bildschirmreiniger	761
		ORBIS Gipsmesser	41		ORBIS ORBI-Orthobox	751
		ORBIS Gipsspatel	40-41		ORBIS Orbipol alloy-F	487
		ORBIS Guttaperchaspitzen	421		ORBIS Orbipol ceram-P	487
		ORBIS Halter für Interdentaltbürsten	608		ORBIS Orbipol micro-P	487
		ORBIS Handtuchspender Edelstahl	708		ORBIS Orbipol tec	488
		ORBIS Heidemannspatel	261		ORBIS Orbipol universal	488
		ORBIS Hohlmeißelzange	263		ORBIS Orbipol-Discs	481
		ORBIS Interdental Soft Pick	608		ORBIS ORBI-Prophy Paste	633
		ORBIS Interdentaltbürsten, für Halter (IDBH)	608		ORBIS ORBI-Prophy Paste Vario Polish	633
		ORBIS Interdentaltbürsten, mit integr. Griff (IDBG)	609		ORBIS ORBI-Prophy Powder classic	628
		ORBIS Interdentaltbürsten, ohne Griff (IDB)	609		ORBIS ORBI-Prophy Powder Perio	628
		ORBIS Intra-Oral-Tips	54		ORBIS ORBI-Prophy Powder Soft	629
		ORBIS Kälte Pack Dentalkompresse	545, 760		ORBIS ORBI-Prophylaxe Polierer	624
		ORBIS Kältespray	500, 761		ORBIS Cavity Liner LC	526
		ORBIS Kanisterzubehör	127		ORBIS Fadenleger	258, 539
		ORBIS Keramik-Ätzgel (Flusssäure)	182		ORBIS Fluoride Varnish	579

TOP

Stichwortverzeichnis

ORBIS ResinoCal LC	526	ORBIS Speichelsauger	730	ORBI-Touch Handcrème ORBIS	74
ORBIS Schutzvisier	726	ORBIS Stereo-Kopfbandlupe LED	180	ORBI-Touch Handwaschlotion ORBIS	71
ORBIS Vollgesichts-Schutzschild	726	ORBIS Sterilisationsfolien	139	ORBI-Touch nitril color ORBIS	704
ORBIS ORBI-Sept Abformdesinfektion	62	ORBIS Sterilisationsindikator	139	ORBI-Touch nitril soft white ORBIS	704
ORBIS ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion	77	ORBIS Sterilisationstüten	139	ORBI-Touch protect Händedes. (Arznei) ORBIS	64
ORBIS ORBI-Sept Bohrerbad	83	ORBIS Tiefziehfolien	738	ORBI-Touch protect Händedes. HD+ ORBIS	64
ORBIS ORBI-Sept Flächendesinfektion	91	ORBIS Tofflemire-Matrizen	209	ORBI-Touch protect Händedes. ORBIS	64
ORBIS ORBI-Sept Flächendes. - Konzentrat	90	ORBIS Tofflemire-Matrizenspanner	209	ORBI-Touch protect Händedes.-gel ORBIS	64
ORBIS ORBI-Sept Flächendes. alkoholfrei	92	ORBIS T-Ölspray	122	ORBI-Touch protect Hautschutzcreme ORBIS	74
ORBIS ORBI-Sept Flächendesinfektion NE	91	ORBIS Tray-Cleaner	111	ORBI-Touch Spender 1000 ORBIS	128
ORBIS ORBI-Sept Flächendesinfektion Plus	92	ORBIS Traypapier	722	ORBI-Touch Supreme ORBIS	704
ORBIS ORBI-Sept Flächendes. sensitive	93	ORBIS Tubenentleerer	20, 54	ORBI-Touch Vinyl PF ORBIS	705
ORBIS ORBI-Sept Instrumentendesinfektion	111	ORBIS Universal Silikonhärter	20	ORBI-Touch works ORBIS	705
ORBIS ORBI-Sept Wet Wipes	86	ORBIS Universalspatel	203	ORBI-Who Parodontalsonde ORBIS	261
ORBIS ORBI-Sept Wet Wipes - alkoholfrei	85	ORBIS Universal-Spray	122	ORBI-Wipes Mikrovliest. (Box), ungetr. ORBIS	89
ORBIS ORBI-Sept Wet Wipes L+	88	ORBIS Wangenabhalter Hilger	258	ORBI-Wipes Mikrovliest. (Rollen), ungetr. ORBIS	89
ORBIS ORBI-Serviettenhalter	721	ORBIS Wattekügelchen	754	ORBI-Wipes ORBIS	89
ORBIS -Green Bambus Zahnbürste	600	ORBIS Watterollen	755	ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt ORBIS	90
ORBIS -Green Flosser	616	ORBIS Watterollenspender	755	ORBI-Wipes, ungetr. Mikrofasertücher ORBIS	88
ORBIS -Green Mundspülbecher plastikfrei	716	ORBIS Wurzelheber	270	Original-Lentulo-Wurzelfüller	407
ORBIS ORBI-Sil Scan	7	ORBIS Wurzelheber, nach Bein	270	Ormocere	150-151
ORBIS ORBI-Steel Artikulationspinzette	258	ORBIS Wurzelkanal-Instrumente	386	OroCup	133
ORBIS ORBI-Steel Heidemannspatel	262	ORBIS Wurzelzangen	275	Orotol Basisset	81
ORBIS ORBI-Steel Heidemannspatel, breit	262	ORBIS Zahn- und Wurzelzange	276	Orotol Combi-Set	81
ORBIS ORBI-Steel Mundspiegelgriff Ergoform	266	ORBIS Zahnbürste Junior 3-Komponenten	601	Orotol plus	81
ORBIS ORBI-Steel Pinzette College	267	ORBIS Zahnbürste Junior Daumenauflage	601	Orotol ultra	81
ORBIS ORBI-Steel Raspatorium Williger	267	ORBIS Zahnbürste Junior einfarbig	600	Orthoskavident C	525
ORBIS ORBI-Steel Teleskopkronenzange Mini	269	ORBIS Zahnbürste Junior Griffmulden	601	Oshibori Frotteetuch	723
ORBIS ORBI-Steel Teleskopkronenz. Normal	269	ORBIS Zahnbürste Junior Tiermotiv	600	Oxides Thermo Tabs	117
ORBIS ORBI-Steel Zahnsonde	274	ORBIS Zahnbürste 2-Komponentenz.	601	Oxydens Clean-Set	750
ORBIS ORBI-Steel Zementspatel	272	ORBIS Zahnbürste Adult	599	Oxygenal 6	82
ORBIS ORBI-Temp K&B	673	ORBIS Zahnbürste Baby 0-3 Jahre	599	Oxysafe Professionale	472
ORBIS ORBI-Tips	202, 589	ORBIS Zahnbürste Junior 7-10 Jahre	599		
ORBIS ORBI-Touch care Hand- und Nagelb.	74	ORBIS Zahnbürste Kid 3-6 Jahre	599		
ORBIS ORBI-Touch Handcrème	74	ORBIS Zahnbürsten für Erwachsene	602		
ORBIS ORBI-Touch Handwaschlotion	71	ORBIS Zahnfleischschere	271		
ORBIS ORBI-Touch nitril color	704	ORBIS Zahnfleischschere Goldmann Fox	271	Palodent 360	218
ORBIS ORBI-Touch nitril soft white	704	ORBIS Zahnreinigungs- und Polierbürstchen	497	Palodent V3	217
ORBIS ORBI-Touch protect Händedes.	64	ORBIS Zahnreinigungs- und Polierb., soft rosa	497	Palodent V3 Matrizen	217
ORBIS ORBI-Touch protect Händedes. (Arznei)	64	ORBIS Zahnseide, gewachst	616	Palodent V3 Zubehör	217
ORBIS ORBI-Touch protect Händedes. HD+	64	ORBIS Zahnsonden	273	Panasil binetics	14
ORBIS ORBI-Touch protect Händedes.gel	64	ORBIS Zahnsonden Rundgriff	273	Panasil contact	14
ORBIS ORBI-Touch protect Hautschutzcreme	74	ORBIS Zahnzangen	274-276	Panasil Haftlack	47
ORBIS ORBI-Touch Spender 1000	128	ORBIS Zellstofftupfer	755	Panasil initial contact	14
ORBIS ORBI-Touch Supreme	704	ORBIS Zelltuch-Servietten	723	Panasil putty	15
ORBIS ORBI-Touch Vinyl PF	705	ORBIS Zementspatel	271, 272	Panasil tray	15
ORBIS ORBI-Touch works	705	ORBIS Zylinderampullen-Spritze	517	Panavia F 2.0	248
ORBIS ORBI-Who Parodontalsonde	261	ORBI-Sept Abformdesinfektion ORBIS	62	Panavia V5	248-249
ORBIS ORBI-Wipes	89	ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion ORBIS	77	Panoclass-Filme	656
ORBIS ORBI-Wipes Mikrovliest. (Box), ungetr.	89	ORBI-Sept Bohrerbad ORBIS	83	Panoramafilmtaschen	666
ORBIS ORBI-Wipes Mikrovliest. (Rollen), ungetr.	89	ORBI-Sept Flächendes. - Konzentrat ORBIS	90	Panoramafilmtaschen ORBIS	666
ORBIS ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt	90	ORBI-Sept Flächendes. alkoholfrei ORBIS	92	Papier-Handtücher	708-712
ORBIS ORBI-Wipes, ungetr. Mikrofasertücher	88	ORBI-Sept Flächendesinfektion NE ORBIS	91	Papierspitzen	429-433
ORBIS Panoramafilmtaschen	666	ORBI-Sept Flächendesinfektion ORBIS	91	Papierspitzen VDW	432-433
ORBIS Papierspitzen, color	429	ORBI-Sept Flächendesinfektion Plus ORBIS	92	Papierspitzen, color ORBIS	429
ORBIS Papierspitzen, weiß	429	ORBI-Sept Flächendes. sensitive ORBIS	93	Papierspitzen, weiß ORBIS	429
ORBIS Patientenumhang	722	ORBI-Sept Instrumentendesinfektion ORBIS	111	Papier-Taschentücher	712
ORBIS Pinselansätze	203, 589	ORBI-Sept Wet Wipes - alkoholfrei ORBIS	85	Papillenheber	298, 331
ORBIS Pinzetten College RS	266	ORBI-Sept Wet Wipes L+ ORBIS	88	Papillenraspatorium	352
ORBIS Planstopfer	267-268	ORBI-Sept Wet Wipes ORBIS	86	ParaBond	190
ORBIS Polycarbonatkronen	687	ORBI-Serviettenhalter ORBIS	721	ParaCore	228
ORBIS Präparatespender	129	ORBI-Sil Scan ORBIS	7	Paradontometer	277, 338
ORBIS Prohpy Powder PLUS	629	ORBI-Steel Artikulationspinzette ORBIS	258	ParaPost	232
ORBIS PROTECT finish	496	ORBI-Steel Heidemannspatel ORBIS	262	ParaPost Fiber	231-232
ORBIS Prothesenzahnbürste	602	ORBI-Steel Heidemannspatel, breit ORBIS	262	ParaPost Taper Lux	232
ORBIS Röntgenfilmtaschen endlos	666	ORBI-Steel Mundspiegelgriff Ergoform ORBIS	266	ParaPost X	233
ORBIS Schaumstoffeinsätze	442	ORBI-Steel Pinzette College ORBIS	267	ParaPost XP	232
ORBIS Schaumstoffpellets	500, 754	ORBI-Steel Raspatorium Williger ORBIS	267	ParaPost XT	233
ORBIS Schutzhüllen	664	ORBI-Steel Teleskopkronenz. Mini ORBIS	269	Parapulpäre Stifte	231, 235
ORBIS Schutzservietten Premium	722	ORBI-Steel Teleskopkronenz. Normal ORBIS	269	Parasorb HD Cone	553
ORBIS Serviettenhalter, farbig	371, 721	ORBI-Steel Zahnsonde ORBIS	274	Paro d'or Brush-Sticks	610
ORBIS Serviettenkettchen Metall	371, 721	ORBI-Steel Zementspatel ORBIS	272	Parodontalchirurgie	553
ORBIS Silikon Knetmasse	20	ORBI-Temp K&B ORBIS	673	Parodontalgele	502
ORBIS Skalpellgriff Nr. 3	268	ORBI-Tips ORBIS	202, 589	Parodontalsonden	277, 338
ORBIS Speichelsauger	730	ORBI-Touch care Hand- und Nagelb. ORBIS	74	Parodontax Zahncreme Fluor FS	615

P

Stichwortverzeichnis

Parodontometer	338-339	Pinzette Micro	331	ProFile Orifice Shapers	408
Parodontometer PCP11.5 B	339	Pinzetten	258, 278, 289, 29-298, 313, 336, 347, 373, 695-700	ProFile System	408
Parodur Gel	553-554	Pinzetten College RS ORBIS	266	Profix Allzwecktücher	712
Parodur Liquid	598	Pinzetten, anatomisch	347	Proflex Flexible Scaler	619
Paroex Mundwasser 1,2 mg/ml	598	Pinzetten, chirurgisch	347	Profluorid Varnish	586
Paroject Injektionsspritze	518	Pipetten	762	Profluorid Varnish SingleDose	586
Paro-Set 3020	318	Planmeca Cleanic 300	809	ProGlider Steril	408
Paro-Set 3023	318	Planmeca Cleanic 500	809	Prohpy Powder PLUS ORBIS	629
Paro-Sonde	320	Planosil	82	Promatrix	218
Paro-Sonden	313, 320	Planstopfer	281	Promix one	774
paroguard®	473	Planstopfer ORBIS	267-268	Propex	786-787
Pastenhärter	20-21	Plaque Agent	621	Propex IQ	787
Pastenkanülen, Luer	515	Plaque Check	621	Prophy Jet Pulver	632
Pastenkanülen, Zylinderampullenspritze	514	Plaque-Bestimmung	524, 621-622, 640	Prophy Snap-On Mandrell	497, 625
Patienten Servietten Crosstex	724	Plaque-Erkennung	621-622	Prophy-Angles	625
Patientenabdeckung	719, 722-725	Plaque-Test	622	Prophy-Brush	497
Patientenservietten	722-725	PlastiSept eco	109	Prophy-Clean	625
Patientenspiegel	570	PlastiSept eco Jumbo Wipes 50	109	Prophy-Cups	625
Patientenumhang Denta	724	PlastiSept eco MaxiWipes	109	Prophyflex 4	780
Patientenumhang ORBIS	722	PlastiSept eco Wipes 50	109	Prophyflex Pulver	632
Peak Universal Bond	191	Platzhalterfolie	738	Prophy-Kelche	625
Pearls & Dents Multiplex Zahncreme	615	Pola Day CP 35 %	653	Prophylaxe	570-654
PeelVue+ Sterilisationsbeutel	142	Pola Night	652	Prophylaxe Gummikelche latexfrei	626
Peha-Soft	706	Pola Office	652	Prophylaxe Polierer	624-626
Pele Tim	500, 758	Pola Office+	652	Prophylaxe Tücher	724
Pellets	500-501, 754, 758-759	Pola Office+ 6 %	652	Prophylaxekanüle	731
Penta Elastomerspritze	59	Polierbürsten, Handstück	492, 497, 624-625	Prophylaxe-Kleingeräte	377-378, 383, 777-784
Penta Mischkanülen	11, 25-27, 33, 59	Polierer	481-496, 624, 748, 810	Prophylaxe-Paste	442, 581-582, 611, 625, 633-638
Pentamix 3	776	Polierer und Schleifkörper/Bürsten	487-495	Prophylaxe-Pulver	628-632
Pentamix Lite	776	Polierer, Composite	487, 488	Prophylaxe-Winkelstücke	810
Perfect Bleach	651	Polierer, Gummi	625	Prophy-Mate neo	780
Perfect Bleach 16 %	651	Polierer, Metalle	488	Prophy-Max 2	780
Perfect TCS II	794	Polierer, universal	488	Prophy-Paste	636
PerForm Instrument	207	Polierglätte-Instrumente	354	Prophypearls	632
Perioject	518	Polierpasten	442, 581-582, 611, 625, 633-638	Prophyrepair Paste	637
PerioMarker	623	Polierpasten für Composite und Keramik	496	ProRoot MTA	538
Periotome	351	Polierset	750	Prosonic micro 2	606
Periphery Wax	59	Politip-F Finierer/Polierer	493	ProTaper Gold Guttaperchaspitzen	427
Perma Evolution	538	Polycarbonatkronen	690	ProTaper Gold Papierspitzen	430
PermaCem 2.0	249	Polycarbonatkronen ORBIS	687	ProTaper gold Shaping steril	410
PermaCem Automix	249	Polyether	25-27	ProTaper gold Sortiment	409
PermaCem Smartmix	250	Polyether Adhesive	48	ProTaper Next Feilen Steril	409
PermaCem Universal	250	Polyether Contact Tray Adhesive	48	ProTaper Next Papierspitzen	430
Perma-dor Wurzelstifte	233	PolyFill	332-333	ProTaper Next PathFile	409
Permadyne	27	PolyFill Set	332	ProTaper Retreat File	412
PermaSeal	643	Polymerisationslampen	768-772	ProTaper Universal Sequencer	410
Perma-Sharp Nahtmaterial	560	Polysulfide	21	ProTaper Universal Shaping steril	410
Perma-Sharp Premium Rückstichnadeln	560	Porcelain Etch und Silane	238	ProTaperGold Feilen	412
Perma-Sharp Rückstichnadeln	561	Porcelain Repair Kit	237	PROTect finish ORBIS	496
Perma-Sharp Rundkörpernadeln	561	Prämolar- und Molarmatrizen	214	Protemp 4	676
Perma-tex Wurzelstifte	233	Präparate Spender SM 2 Universal	134	Protemp Crown	690
Permite	144	Präparatespender	135	Protemp II	675
Permlastic	21	Präparatespender KH	134	Prothesenboxen	751-752
Petrishalen	763	Präparatespender KHN Touchless	135	Prothesen-Finish	496
Pflegecremes	74-76	Präparatespender ORBIS	129	Prothesenreineriger	138, 602, 810
Pflegegeräte	796	Praxipolish Plus	110	Prothesen-Reinigungsbürsten	605, 764
Pflegemittel	84, 132, 286, 349, 374	President	15-16	Prothesenschalen 668	763
Pflegesprays	122-124	Pressage Paste	636	Prothesenunterfütterung	36-39
Pflegesysteme	796	Prevision Temp	675	Prothesenzahnbürste ORBIS	602
Pharmazeutika	500-568	PrimaDry	644	Protho Box	752
Phosphatzemente	241-244, 255	Prime&Bond active	191	Protho Brush De Luxe	605
Phosphorsäure-Ätzgele	182, 185	Prime&Bond NT	191	Pro-Tip	732
Photac Fil Quick	201	Prime&Bond XP	192	Pro-Tip Turbo Adapter	732
Pic-Brush	610	Printosept ID	63	Proto-Cam Schutzbrille	727
Pic-Brush Ersatzbürsten	610	Prisma Gloss	496	Proto-Cam Smart	727
Pick up Stick	590	ProCare Dent 10 A	117	Prototfresh Reinigungsgerät	810
Piezomed	794	ProCare Dent 10 MA	117	Provicol / Provicol C	682
Piezon 150	782	ProCare Dent 30 C	118	Provicol QM	682
Piezon 250	783	ProCare Dent 30 P	118	Provicol QM Plus	682
Piezon Endo-Instrumente	379	ProCare Dent 40	118	Provil novo	16-17
PIEZON Master 700	783	Professionelle Zahnreinigung	633	Provis	672
Piezon Perio Instrumente	379-380	ProfiGuard	636	Provisorien K & B, Inlays und Onlays	673-679
Piezon Scaling Instrumente	380	ProFile 04	407	Provisorische Befestigungszemente	680-685
Piezotome Cube	794	ProFile 06	408	Provisorische Verschlussmaterialien	670-672
Pinselansätze ORBIS	203, 589			Provisorische Versorgung	243-245, 533, 670-691

Stichwortverzeichnis

Provisorische Zemente	673, 680-686
Proxeo Twist Cordless	810
Proxeo Ultra	784
Proxoshape	485
Proxyt	637
PSI-Befundaufkleber	765
Pulpa Box	418
Pulpaüberkappung	528-532
Pulpenschutz	526-536, 546
Pulveramalgame	144
Pulverstrahl-Geräte	777,-780
Pumpe, Kanister	127
Puppen	570
Purevac HVE	732
Pur-Zellin	758
Putztücher	709, 712

Q

Quartamon Med	110
Quattrocare Plus	796
Quattrocare Plus Spray	123
Quick Up	252
Quick-Box	752
Quittung Praxisgebühr	765
QuiXfil	168

R

R.T.R. Knochenregenerationsmaterial	554
R.T.R.+	555
R4, Reinigung Wurzelkanäle	441
Racegel	541
Racestyptine Cord N	541
Racestyptine Flüssigkeit	542
Radii Plus	770
Radii Xpert	770
Radix Anker	234
Ragy-Interdentalreiniger	611
Ramitec	33
Raspatorien	289, 298, 322, 348, 352
Rasporium	322
Raypex 6	787
RDG Sensor Protein	136
Reach Dental Floss, gewachst	616
Reamer	405-406
Rebilda DC	229
Rebilda LC	229
Rebilda Post	234
Rebilda Post GT	234
Reciproc blue	399
Reciproc blue Guttapercha	427
Reciproc blue Papierspitzen	433
Reciproc blue System-Kit 24	399
Reciproc direct	787
Reciproc Feilen	399
Reciproc Guttapercha	427
Reciproc Papierspitzen	432
Reciproc-System-Kit	398
Regesoft Spezialsalz	119
Regisil PB	34
Registrado	34
Registrier - Sets	703
Reinigungsbürsten	479, 602, 734
Reinigungsfilm Clear 100	660
Reinigungsmittel	90-91, 95, 99-100, 110-120, 132, 244, 750
Reinigungspulver	628-632
Reinluftgerät	809
RelyX Ceramic Primer	238
RelyX Fiber Post	235
RelyX Fiber Post 3D	235

RelyX Luting	252
RelyX Temp	682
RelyX Ultimate	253
RelyX Unicem	252
RelyX Unicem 2	253
RelyX Universal	253
Remin Pro Tuben	586
Remot Implant Paste	637
Remot Prophy Paste	637
Reparatursysteme	236-238
Reso-Pac	554
Resorcell Pulver	542
Retina Lichtreflektions-Schutzbrille	727
Reto Haftlack	48
Retraction Paste	542
Retraktion	539-544
Retraktion, fadenlos	539, 541
Retraktionsfäden, getränkt	540-542
Retraktionsfäden, ungetränkt	540-544
Retraktionsfadenleger mit Mikrozaunung	315
Retraktionsflüssigkeit	541-544
Revotek LC	676
Risikontrol Einwegansätze	732
Risikontrol Einwegansätze, mit Duft	732
Risikontrol Universal Adapter	733
Roeco Schleif- und Polierstreifen	485
Roeco Stahlseparierstreifen	485
Roeko Abdecktücher Steri-Quick	719
Roeko Comprecap	755
Roeko Comprecap anatomic	756
Roeko Concorde II	731
Roeko Endo Messgeräte	443
Roeko Endo-Frost	500
Roeko Gelatamp	554
Roeko Gelatamp forte	554
Roeko Gingiva-Liquid	542
Roeko GuttaFlow 2 (in Kapseln)	422
Roeko GuttaFlow 2 Automix-Spritze	422, 537
Roeko GuttaFlow bioseal	422, 537
Roeko Guttaperchaspitzen conventional	424
Roeko Guttaperchaspitzen Greater Taper	424
Roeko Guttaperchaspitzen ISO-Color	424
Roeko Guttaperchaspitzen rosa	425
Roeko Guttaperchaspitzen Top color	425
Roeko Kopfschutztaschen	763
Roeko Luna Gold Watterollen	757
Roeko Luna Watterollen	757
Roeko Lunamat	757
Roeko Papierspitzen ISO color	431
Roeko Papierspitzen Top color	431
Roeko Papierspitzen weiß	432
Roeko Parotimat	757
Roeko Parotisoroll	757
Roeko Patientenumhang Simplex-Plus	724
Roeko Patientenumhang Simplex-Plus-Maxi	724
Roeko Protecta Quick non Latex	714
Roeko Retracto geflochten	542
Roeko Retraktionsfaden-Stopfer	373, 543
Roeko Rexam non latex powderfree	706
Roeko Roll-o-mat	758
Roeko Sintraumal	565
Roeko Stay-put	543
Roeko Surgitip	733
Roeko Surgitip-endo	733
Roeko Surgitip-micro	733
Roeko Wattekügelchen	759
Rollenreiniger	660
RondoPlus	809
Röntgen	656-668
Röntgen - Reinigung und Hygiene	660
Röntgenchemikalien	658-659
Röntgenfilme, extraoral	656
Röntgenfilme, intraoral	657
Röntgenfilme, intraoral	657
Röntgenfilm-Halter	662-663

Röntgenfilm-Kissen	662-663
Röntgenfilmtaschen endlos ORBIS	666
Röntgenkarteitaschen	667
Röntgen-Sammeltaschen	666-667
Röntgenschürzen	661
Röntgenschutz	661
Röntgenschutzschild	661
Röntgensichthüllen	667
Rostschutz-Sprays	84, 286, 349, 374
Rotasept	84
Rotex Anker	234
Rotoprox	611
Rotoprox Mini	611
R-Pilot Feile	397
RS-Spray	84

S

S&M Waschlotion	73
S&M Waschlotion Hyclick	73
S.P.E.C. 3 LED	770
Sable Seek	524
SAM Axioquick III Transferbogenkit AX	702
SAM Axioquick III Transferbogenkit NT	702
SATINtape	619
Scaler	284-285, 318, 345, 360, 619
Scaler 204S	344
Scaler 204SD	344
Scaler Ergotouch	319
Scaler H6/H7	344
Scaler M236	345
Scaler NGV11	345
Scaler NGV12	345
Scandonest 3 % O.V.	502
Scharfe Löffel	289-290, 322, 323
Schaummodelle	570
Schaumstoffeinsätze ORBIS	442
Schaumstoffpellets	500-501, 758
Schaumstoffpellets ORBIS	500, 754
Schere Castroviejo	323
Scheren	263, 271, 291-292, 299, 347, 352
Scheren, chirurgisch	291, 347
Scheren, Supercut	323
Schienung für gelockerte Zähne	686
Schleifgeräte	809-810
Schleifkörper	480, 495
Schleiföl	286, 346, 350
Schleiföl SSO	346
Schleifscheiben und Finierstreifen	481-486
Schleifsteine	346, 350
Schleifsteine und Zubehör	286
Schmelz-/Keramikkorrekturset	495
Schmelzbeil	331
Schmerz-Ausschaltung	501-507
Schmuckringe	736
Schnarchtherapie	745
Schnitzinstrument Approximal	353
Schnitzinstrument Celeoid-Discoid	355
Schnitzinstrument Wiland	355
Schnitzinstrumente	314, 353
Schülke Wipes / Schülke Wipes mini	106
Schutz- und Stripkronen	687-691
Schutzbrillen	726-729
Schutzhüllen	208, 664, 720, 763
Schutzhüllen ORBIS	664
Schutzhüllen Plus	665
Schutzhüllen Röntgen	660
Schutzlacke	579-588, 610
Schutzmäntel	719-720
Schutzmasken	713-714, 726
Schutzservietten Premium ORBIS	722
Schutzumhänge für Patienten	721-725
Schwesternhauben	719-720
Scotchbond Universal	192

Stichwortverzeichnis

Scotchbond Universal Plus	192	Skalpellklingen-Entferner	371-372	Spirituslampe 755	764
Scott Natura Handtücher	709	Skalpellklingenhalter	323, 331, 352	Spirituslampen	763
Screw-Type Prophy Bürsten	497	Skinman soft (Arznei)	70	Sporentest	142
SDR flow+	168	Skyce	653	Spray für Prothesen	496
Sealapex	538	SmartCem 2	254	Sprays für Übertragungsinstrumente	122-126
Seek	524	SmartLite	770	Springbälle	736
Seifen	71-73	SmartLite Pro	770	Spritzen, Abformmassen	54, 58-59
Sekudrill	84	Smartrepair	676	Spritzen, Injektion	517- 521
Sekusept Plus	118	Smartrepair rosa	676	Spritzenansätze	732, 733
Sekusept Pulver CLASSIC	118	smartseal & loc	644	Spritzenhalter	520
Self Cure Activator	192	Smartseal Cervi	587	Sprühdesinfektion	92-109
Sensiva Dry Skin Balm	76	Snow White Plaster No. 2	42	Sprühflaschen	127, 131
Sensiva Protective Emulsion	76	Socketol	555	Sprühköpfe	127
Sensiva Waschlotion	73	Sof-Lex Finier- und Polierstreifen	481-482	Sprühreiniger WR 2000	660
Sensiva Waschlotion Hyclick	73	Sof-Lex-Finierstreifen	483	Spülbecher	716, 718
Sensodyne ProSchmelz Fluorid Gelée	587	Sof-Lex-Polierräderset	482	Spülkanülen	510-515
Sensodyne Zahnseide	619	Softa-Man (Arznei)	69	Spüllösungen	440- 441, 550-552, 592
Sensorhalter	664	Softa-Man ViscoRub (Arznei)	69	Stabilok	235
Sensorschutzhüllen	664-665	Softasept N (Arznei)	70	Stahlmatrizenband	218
Sensorspender IT AW EURO 2	135	Softaskin	73	Stahlseparierstreifen	483
Separiereisen	483, 485	Sof-Tray Sheets	654, 745	Stammopur	137, 138
Septanest mit Epinephrin	502-504	Solcoseryl	555	Ständer für KaVo Instrumente	373
Septofil	543	Solobond	193	Sta-seal	22, 23
Septoject Evolution	515	SoloCem	254	StatusBlue	18, 19
Septoject Injektionskanülen	515	Sonden	273, 279-280, 336, 338	Stereo-Kopfbandlupe LED ORBIS	180
Septoject XL	515	Sonden 9, einendig	360	Steri Sleeve	720
Seraflex	566	Sonden, einendig	336	Steria Spray	124
Seraman sensitive	72	SonicFill 2	170	Sterican Injektionskanülen	516
Service Oil F1	123	SONICflex implant	381	Sterican Safety	516
Service-Öl und Aktivefluid für Assistina	124	SONICflex Spitzen	381	SteriCleaner	143
Service-Öl und Reinigungslösung	123	SONICflex-Instrumente	380-382	Steri-Indikator SMU-LC	143
Servietten	722	Sonicsys Sterikassetten	383	Steri-Indikator Steam Sensor 5	143
Servietten / Patientenumhänge	721-725	Sonorex Ultraschallgeräte	802	Steri-Indikator Steam Sensor S	143
Serviettenhalter	371, 721, 723	Sonorex Zubehör	802-803	Sterikassetten	300, 356, 369
Serviettenhalter, farbig ORBIS	371, 721	Sonosoft / Sonosoft Lux	383	Sterilgut-Verpackungen	139-142, 300, 356, 369
Serviettenkettchen farbig	371	Sonstige rotierende Instrumente	479-480	Sterilisation	139-143
Serviettenkettchen Metall ORBIS	371, 721	und Zubehör	479-480	Sterilisationsbeutel	139-140
Servotome	795	Sonstiges	760-765	Sterilisationscontainer	300, 356, 369
ShortCut	543	Sonus Instrumente	383	Sterilisationsfolien	139-142
Sichel	360	Sopira Carpule Einmalkanülen	515	Sterilisationsfolien ORBIS	139
Sichelscaler	345	Sopira Carpule Free Flow Einmalkanülen	516	Sterilisationsindikator ORBIS	139
Sicherheitskettchen	444	Sopira Citocartin	504	Sterilisationstüten ORBIS	139
Sicherheitsständer	520	Sopira Citoject	518	Sterilit Öl Spray	286, 374
Sidekick	810	Spandex	374	Sterillium (Arznei)	70
Sidexis Schutzhüllen	665	Spatel 40-41, 50, 56, 203, 271-272, 283-285	170	Sterillium Classic Pure (Arznei)	70
Siebe	694	Spectrum TPH3	170	Sterillium Virugard (Arznei)	70
Siebtraysysteme	300, 356, 369	SpeedCEM Plus	254	Sterilverpackungen	139
Siegelgeräte	797-799	Speedex	23	Steri-Wash-Tray	335
Sigmadam Kofferdam	225	Speibecken-Reinigung	77, 80-81	Stiftsysteme	230- 235
Silagum	17-18	Speichelsauger / Absaugkanülen	730-734	Stik'n'Place	207
Silagum-Comfort	38	Speichelsauger ORBIS	730	StoneBite	34
Silamat S6	774	Speicherfolie Plus	665	StoneBite scan	34
Silanisierung	236, 238	Speicherfolien	665	Stopfer 264-268, 281-282, 353, 373, 543-544	661
Silaplast Futur	22	Speicherfolien-Schutzhüllen	664	Strahlenschutz	661
Silasoft	22	Speiko MTA Zement / mit Hydroxylapatit	538	Strahlmittel	629-632
Silensor-sl, Antischnarchgerät	745	Speikocal mit Röntgenkontrast	531	Streßbewältigung	570
Silginat	5	Speikocal Pulver mit Röntgenkontrast	531	Stripkronen	691
Sili Haftlack	48	Speikodent-Modellkästen Typ 1	753	Structur 2	677
Silicone - Stops	444	Speikodent-Modellkästen Typ 2	753	Structur 3	677
Silikon Knetmasse ORBIS	20	Speikoplaque	622	Structur Premium	676
Silikon Stopper	446	Speikorange	119	Stumpfaufbau	228-229
Silikone	6-29, 701	Speiko-Rim-Tray	46	Stumpfaufbaumaterial	226-229
Silikon-Reinigungsschaum	110	Speikosept CHX 2 %	446	S-U-Crown-Butler	370
Silkam	565	Spender, Becher	716	Sulc-Pro Ringe	543
Silonda	76	Spender, Handtücher	708-712	Sulcusbürsten	603-604
SIROSONIC L/TL Instrumente	383	Spender, Präparate	128-129, 133-136	Super Buff	485
Sirotom Elektroden	376	Spender, Watterollen	758	Super etch	193
Skalpelle	372	Spender, Watterollen	755-758	Super Floss	620
Skalpellgriff Nr. 3 ORBIS	268	Spense	194	Super-Bite	662
Skalpellgriffe	292, 297, 347, 352	Spezialkanülen für Dontisolon D	549	Superbite	35
Skalpellgriffe, Titan	297	Spiegel	265, 277, 570, 761	Super-Bite Senso	664
Skalpellklingen	297, 352	Spiegelgriffe	277, 336, 358	Supergreenie	494
Skalpellklingen Micro	331	Spielzeug	736-737	SuperMat	219
Skalpellklingen, steril	372	Spirituslampe 329	764	Superpolish	634
Skalpellklingenbox	323	Spirituslampe 742	763	Super-Snap	486

Stichwortverzeichnis

Super-Snap Scheiben	486
Supramid	565
Suprasson Instrumentenansätze	383
Surefile one	170
Surgic Pro	795
Swivel Direct FlowS	383
Sympress	776
Sympro Reinigungsgerät	803
Syndesmotome	351
Synergy D6	171
Synergy D6 Flow	171
Syntac	193
Syntette, mini	361

T

T1 Spray	124
Tabotamp	543
Tamponade 2000	555
Tamponadebinde steril	555
Tamponadebinden	543-555
Tamponadenstopfer	292
Tamponstopfer	323-324
Tankreiniger	660
TarClean	138
Taschentücher	712
Tauchdesinfektion	62
Tector	532
Teilmatrizen-Systeme	212-213
Telio CS	677
Telio CS Link	678
Temp Bond Clear	683
Temp Bond/NE	683
TempoCem	683-684
Tempofit	678
Tempofit Regular	678
Tempofit semi	679
Tempolink	684
Temporäre Befestigungszemente	673, 679-686
TempoSil 2	685
Tena Schutzservietten	725
Terylene grün	566
Teststäbchen	136, 346, 350, 567
Teststäbchen PTS	346
Tetric	171
Tetric EvoCeram	172
Tetric EvoFlow	172
Tetric PowerFill	172
Tetric PowerFlow	173
Tetric Prime	173
TheraCal LC	532
Thermafil	436
Thermafil für Protaper Gold	436
Thermafil Kit	437
Thermaprep 2	788
ThermoDent alka clean	119
ThermoDent clear	119
ThermoDent neutralizer	120
Thermodesinfektion	114-120, 136
Thermoplastische Abformmassen	30, 37
Tickomed 1	138
Tiefenfluorid	579-588, 610
Tiefenfluorid Großpackung	588
Tiefenfluorid Junior Großpackung	587
Tiefenfluorid Probierversiegelung	587
Tiefziehfolien	738-745
Tiefziehfolien ORBIS	738
Tiefziehgeräte	805-806
Tiefziehtechnik Zubehör	746-750
Titanstifte	230-235
Tiutol dent	82
T-Mat G/RA	656
TMS Link Plus	235
Tofflemire-Matrizen ORBIS	209

Tofflemire-Matrizenspanner ORBIS	209
T-Ölspray ORBIS	122
Tong-Clin Set	605
Tooth Mousse	588
Topliner neo	725
Tork Advanced Handtücher	710
Tork Advanced Wischtuch	712
Tork Handtuchspender	712
Tork Universal Dentalserviette	725
Total Etch	193
Toxavit	523
TR-3	120
Transferbögen	702
Translux 2Wave	772
Translux Wave	772
Transparent Strips	215
Transportboxen	752-753
Transport- und Aufbewahrungsboxen	751-753
Tray Adhesive	48
Tray-Cleaner ORBIS	111
Traypapier ORBIS	722
TrayPur D 16	120
Traypurol	120
Traypurol Tabs	121
Trays	375
Trays und Container	375
Tri Plaque ID Gel	622
Trial Zement	685
Trim	679
Trim II	679
Trioblanco Prothesenbürste	764
Trockenlegung	755-757
TruNatomy	412
TruNatomy Glider	412
TruNatomy Guttaperchaspitzen	428
TruNatomy Modifier	413
TruNatomy Papierspitzen	413, 433
TruNatomy Shaping Feilen	413
TruNatomy Spülkanüle	414
Tubenausdrücker	20, 54, 58
Tubenentleerer ORBIS	20, 54
Tubulicid	525
Tubulitec Liner	532
Tücher zum Abdecken	719
Tücher zum Putzen	88-90, 709, 712
Tuchklemme	292
Tunnelierungsinstrumente	352
Tupfer	754-758
Turbinen Ersatzlampen	764
Twin-Bloc	446
Twinky Star	146

U

Überzüge	720, 763
Ubistesin 1/100.000	504
Ubistesin 1/200.000	506
Ubistesin 1/400.000	506
UDS-Kanülen	516
Ufi Gel	38-39
Ultra Clean	121
Ultra Temp	685
Ultra-Blend plus	254
Ultracain D ohne Adrenalin	506
Ultracain D-S 1:200.000	506
Ultracain D-S forte 1:100.000	507
UltraCal XS	532
Ultradex V	82
Ultra-Etch	194
Ultra-Etch IndiSpense	194
UltraEZ Gel	588
Ultraject	519
Ultramat 2	775
Ultramat S	775

Ultrapak CleanCut	544
Ultrapak-legeinstrumente gezahnt	373, 544
Ultrapak-legeinstrumente glatt	373
Ultraschall Reinigungsgerät	802
Ultraschallreinigung	137-138
Ultraschall-Scaling	784
UltraSeal XT hydro	644
UltraSeal XT plus	644
Ultraspeed-Röntgenfilme	657
UltraTect Schutzbrille	728
UltraTemp REZ	685
Ultra-Trim Federschere	750
Umfüllhilfen	129-130, 133
Uni-Grip	662
Uniject K	519
Uniject K vario	519
Uniject VA	519
Universal Activator Plus	24
Universal Adhäsiv	49
Universal Silikonhärter ORBIS	20
Universalkanüle Protect	734
Universalkanülen	733-734
Universalkürette Columbia 4R/4L	340
Universalküretten	283
Universalküretten 2R/2L	340
Universalküretten Langer 1/2	340
Universalküretten Langer 3/4	341
Universalküretten Langer 5/6	341
Universalküretten M23A	340
Universal-Präparatespender Touchless	135
Universalreiniger	138
Universalspatel ORBIS	203
Universal-Spray ORBIS	122
Universalstreifen	219
Unterfüllung	526-546
Unterfüllung / Befestigung	240-255
Unterfüllung, Calciumhydroxide	526-532, 536, 546
Unterfüllung, Glasionomere	244-245
Unterfütterung	36-39
Untersuchungshandschuhe	357, 704-707
Uvenerer	208

V

Validierung	139-142
Validierungstests	79, 140-143
Valo	772
Variator Kit Einmalbehandlungsset	374
Variolink Esthetic	254, 255
Varios Combi Pro	780
VarioSurg 3	795
Vasco Handschuhe	707
Vaseline	764
VDW Connect Drive	788
VDW Rotate Feilen	400
VDW Rotate Guttaperchaspitzen	400, 428
VDW Rotate Papierspitzen	400, 433
VDW Silver Reciproc	790
VDW STERILE Flexicut Feilen	389
VDW STERILE Hedström Feilen	391-392
VDW STERILE K-Bohrer	393
VDW STERILE K-Feilen	394
VDW sterile, C-Pilot Feilen	388
VDW sterile, Nervnadeln	397
VDW sterile, NiTi K-Feilen	398
VDW sterile, Wurzelfüller "L"	400
VDW Ultra	790
VDW Gold Reciproc	788
Vector Cleaner	121
Vector Fluid polish	638
Vector Paro	784
Vector/RinsEndo Desinfektion	121
Venus	173
Venus Bulk Fill	174

Stichwortverzeichnis

Venus Diamond	174
Venus Diamond Flow	174
Venus Diamond One	176
Venus Flow	174
Venus Pearl	176
Venus Pearl ONE	178
Verifier	414
Verschlussmaterialien	245, 532-538, 670-672, 676
Versiegelungen	641-643
Versorgung Temporär / Schienung	670-692
Vertise Flow	178
Vestibulumhaken	298
Vinylsiloxanether	25
Virtual	19
Visalys CemCore	229
Visalys Core	229
Visalys Temp	679
VisCalor bulk	178
Visco-Gel	39
ViscoStat	544
Visio-Bond	194
Vitalitätsprüfung	500, 754, 761
Vitrebond Plus	532
Vivabrush	208, 590
Vivacap	144
Vivamate G5	811
Vivapad	208
VivaPen-Aufsteckkanülen	208
VivaPen-Schutzhüllen	208
VivaSens	588
VivaStyle	653
Vococid	194
V-Posil	19
VPS Tray Adhesive	49

W

Wachse	29
Walzenreiniger	660
Wandspender Plus	136
Wangenabhalter	206-207, 258, 374
Wangenabhalter Hilger ORBIS	258
Wangenhalter	292, 351
Wangenhalter n. Hilger	324
Wannen, Desinfektion	128
Waschlotionen	71-73
Wasella-dent Zelltuchservietten	725
Wash-Checks	136
Wasseraufbereitung	78-82, 121
Wasserentkeimung	78-82, 121
WaterJet	126
Watte / Zellstoff	754-759
Wattekügelchen	754, 759
Wattekügelchen ORBIS	754
Wattepelletsponder	758
Watteprodukte	755-759
Watterollen	755-757
Watterollen ORBIS	755
Watterollen-Spender	757-758
Watterollenspender ORBIS	755
WaveOne Gold Feilen	414
WaveOne Gold Papierspitzen	433
WaveOne Gold Thermafil Obturatoren	437
Wedge Wands	219
Wedjets	223
White Mac Tip	591
WHO-Parodontometer 550B	360
WHO-Sonden	277, 338
Wiland Carver	314
Winkelstücke	787
Wischdesinfektion	85-109
Wischtücher	85-109, 709, 712
Wischtücher, ungetränkt	88-90
WL- Adapter für Ultraschallspitzen	126

WL-Blow	126
WL-C Adapter	125
WL-cid	125
WL-clean	125
WL-dry	125
Wundbehandlung/PA-Behandlung	545-555
Wundhaken	292, 324
Wundnadeln	560
Wundversorgung	543-555, 560-566, 579-580, 593, 760
Wurzelfüllpasten	532-534
Wurzelfüllung	534-538
Wurzelheber	293-294, 327-328, 350-351
Wurzelheber Cryer	325
Wurzelheber ORBIS	270
Wurzelheber, Bein	293
Wurzelheber, Flohr	293
Wurzelheber, Heidbrink	293
Wurzelheber, nach Bein ORBIS	270
Wurzelkanal-Aufbereitung	388-419, 426-428, 433-440, 534, 547, 785-790
Wurzelkanal-Behandlungen	438, 537
Wurzelkanal-Desinfektion	440-441, 525, 550-552
Wurzelkanalexcatoren	364
Wurzelkanalfinder / Gleitmittel	438-441
Wurzelkanal-Füllung	421, 532-538, 785
Wurzelkanal-Instrumente ORBIS	386
Wurzelkanalsonden	364
Wurzelkanal-Spülung	438, 547
Wurzelkanal-Stifte	230-235
Wurzelkanal-Stifte, Glasfaser	234
Wurzelrestentferner	328
Wurzelspitzenheber	351
Wurzelsplitterzange	330
Wurzelzangen ORBIS	275

X

Xantalgin select	6
Xantasil	6
Xantopren	23-24
XCP Filmhalter	663
XCP Instrumentensatz	662
XCP Ora	663
X-post Glasfaserstifte	230
XR Chemie	658
X-Smart IQ	790
X-Smart Plus	790
x-tra base	179
x-tra fil	179
XyliPo	471
Xylitol Chewing-Gum	471, 638
Xylitol Drops	638
Xylocain Pumpspray	501
Xylonor 2 % Special	507
Xylonor-Spray N	501

Z

Zahn- und Reinigungsbürsten	599-605
Zahn- und Wurzelzange ORBIS	276
Zahnaufhellungen	645, 651-653
Zahnbelag-Tabletten	524, 621- 622, 640
Zahnbürste Junior 3-Komponenten ORBIS	601
Zahnbürste Junior Daumenaufgabe ORBIS	601
Zahnbürste Junior einfarbig ORBIS	600
Zahnbürste Junior Griffmulden ORBIS	601
Zahnbürste Junior Tiermotiv ORBIS	600
Zahnbürste 2-Komponentenzahn. ORBIS	601
Zahnbürste Adult ORBIS	599
Zahnbürste Baby 0-3 Jahre ORBIS	599
Zahnbürste Junior 7-10 Jahre ORBIS	599
Zahnbürste Kid 3-6 Jahre ORBIS	599

Zahnbürsten	600.606, 611, 614
Zahnbürsten für Erwachsene ORBIS	602
Zahnbürsten, elektrisch	606
Zahnfilmpolster	663
Zahnfleischschere Goldmann Fox ORBIS	271
Zahnfleischschere ORBIS	271
Zahnfleischscheren	324
Zahnfleischscheren, chirurgisch	292
Zahnpasten	612-615
Zahnpflegetmodell P3B-705	570
Zahnpick	620
Zahnpinzetten	278, 289, 298, 336, 347
Zahnpinzetten, chirurgisch	347
Zahnputzmodell Big	570
Zahnreiniger	315
Zahnreinigung	442, 581- 582, 611, 625, 633-638
Zahnreinigungs- und Polierbürstchen ORBIS	497
Zahnreinigungs- und Polierb., soft rosa ORBIS	497
Zahnreinigungs- und Polierpasten	633-638
Zahnreinigungs-Bürsten	492, 497, 624-625
Zahnschema	765
Zahnschmuck	653
Zahnseide	616-620
Zahnseide, gewachst ORBIS	616
Zahnseide/Zahnstocher	616-620
Zahnsonden	279, 280, 336
Zahnsonden ORBIS	273
Zahnsonden Rundgriff	314
Zahnsonden Rundgriff ORBIS	273
Zahnsondenansätze mit Gewinde	314
Zahnstein-Entfernung	377-378, 383, 778-784
Zahnsteinentfernungs-Geräte	782-784
Zahnstocher	610, 618-620
Zahnvaseline	764
Zahnzangen	295-296, 328-330
Zahnzangen ORBIS	274-276
Zahnzangenset	330
Zahnzangenstarterset E100	328
Zangen	263, 274-276, 299
Zangen, flach	299
Zangen, Furrer	299
Zangen, Hohlmeißel	263
Zellstoff-Auflagen	373
Zellstoff-Servietten	725
Zellstoff-Tupfer	756, 758
Zellstofftupfer ORBIS	755
Zelltuch-Servietten ORBIS	723
Zemente, permanent	240-255
Zemente, provisorisch	672-673, 680-686
Zemententferner	119, 137-138
Zementspatel	285, 316
Zementspatel ORBIS	271-272
Zendium Complete Protection	598
Zendium Zahnpasta	615
Zerosil soft	6
Zervikalfolien Transparent	215
Zinkoxid-Eugenol-Spezialpaste	533
Zinkoxid-Eugenol-Zemente	37, 245, 530, 672
Zink-Phosphat-Zement	255
Zircate Prophy Paste	638
Zone Temporary Cement	685
ZR-Bürstchen	497
ZR-Bürsten Miniatur	497
Zubehör Röntgen	662-663
Zubehör Röntgen digital	664-665
Zubehör Tiefziehtechnik	750
Zubehör, Kanister	127
Zungenreiniger	604-605
Zurichtstein	480
Zwischenablagen	442-446
Zylinderampullen-Kanülen	510-516
Zylinderampullen-Spritze ORBIS	517
Zylinderampullen-Spritzen	324, 517-519

Kapitelübersicht

Abformung	1
Desinfektion / Sterilisation	2
Füllungsmaterialien	3
Unterfüllung / Befestigung	4
Instrumentarium	5
Instrumentarium / rotierend	6
Pharmazeutika	7
Prophylaxe	8
Röntgen	9
Versorgung Temporär / Schienung	10
Einmalartikel / Sonstiges	11
Geräte	12



Abformlöffel	43-46	C-Silikon	20-24
Adhäsive / Haftlacke	47-49	Gips	40-42
Alginat und alginatähnlich	4-6	Hilfsmittel - Abformung	50-59
A-Silikon	7-19	Langzeit-Abformung / Unterfütterung	36-39
Bissregistrierung	28-35	Polyether	25-27

Alginat und alginatähnlich

1

Abformung

Alginat Blue, ORBIS Dental

Staubfreies, schnellabbindendes Präzisions-Alginat zur totalen und partiellen Abformung.

Mundverweildauer: 40 sec und Gesamt-abbindezeit: 2 Minuten.

- Pfefferminzgeschmack
- Blei- und Cadmiumfrei
- Sehr hohe Widerstandsfähigkeit bei Abdrucknahme
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen

TOP



**Nachfüllbeutel 450 g
ab 24 Beuteln**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
222111	7,65
	5,75

Zubehör

Leerdose	157283	1,80
Messbechersatz I	131959	1,80
Kunststoff-Anmischspatel	289800	1,55

Alginat Color, ORBIS Dental

Schnell abbindendes Alginat mit Farbindikator. Der Abbindezyklus wird durch 3-Phasen-Farbindikator angezeigt. Anmischphase, Mundphase (ca. 40 sec) und Zeitpunkt der Aushärtung (ca. 2 min nach Mischbeginn) werden durch Farbwechsel angezeigt. Zur Herstellung von Studienmodellen, Gegenbiss-Modellen, Arbeitsmodellen zur Herstellung orthodontischer Arbeiten, von herausnehmbarem Zahnersatz und Provisorien. Sollte unmittelbar nach Entnahme aus der Desinfektionslösung ausgegossen werden. Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen.

- Farbe: **hellblau**
- Vanillegeschmack

TOP



**Nachfüllbeutel 453 g
ab 24 Beuteln**

263625	7,65
	5,75

Zubehör

Leerdose	157283	1,80
Messbechersatz I	131959	1,80
Kunststoff-Anmischspatel	289800	1,55

Alginat Plus, ORBIS Dental

Staubfreies, hochelastisches Alginat-Abformmaterial zur Herstellung von Studienmodellen, Gegenbiss-Modellen, Arbeitsmodellen zur Herstellung orthodontischer Arbeiten, herausnehmbarem Zahnersatz und Provisorien. Anmischzeit 30 Sek., Verarbeitungszeit (bei 23° C) von Mischbeginn bis zur Aushärtung ca. 2,5 Min., Abbindezeit im Mund ca. 1 Min. Kompatibel zu allen üblichen Modellgipsen.

- Farbe: **hellblau**
- Pfefferminzgeschmack
- Bis zu 48 Stunden dimensionsstabil
- Leicht anmischbar

TOP



**Nachfüllbeutel 500 g
ab 20 Beuteln**

288881	7,65
	6,95

Zubehör

Leerdose	157283	1,80
Messbechersatz II	220152	1,80
Kunststoff-Anmischspatel	289800	1,55

Alginoplast, Kulzer

Alginat-Abformmasse, hochelastisch, homogenisiert, pfefferminzgeschmack, staubfrei.

Schnellabbindend
Farbe: **orange**

Normalabbindend
Farbe: **gelb**



Schnellabbindend

Beutel 500 g	210470	15,08
Sparpackung 20 x 500 g	64957	301,50

Normalabbindend

Beutel 500 g	210472	15,08
Sparpackung 20 x 500 g	79078	301,50

Alginate und alginatähnlich

1

Abformung

Aroma Fine Plus, GC

- Leichte und schnelle Auflösung des Pulvers in Wasser innerhalb von nur 3 Sekunden
- Die staubfreie Rezeptur ermöglicht eine schnelle und dynamische Anmischung
- Ideale thixotrope Eigenschaft
- Höchste Detailwiedergabe
- Homogene Modelloberfläche
- Angenehmer Minzgeschmack
- In 2 Abbindevarianten verfügbar: Schnell und normal



Packung 1 kg

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
223469	30,49
223467	30,49

Blueprint Xcreme, Dentsply Sirona

- Alginate-Abformmasse, bleifrei, staubfrei, Pfefferminzgeschmack.
- Sehr gute Lagerfähigkeit / bis zu fünf Tage dimensionsstabil, dadurch wird die qualitativ hochwertige Weiterverarbeitung durch den Zahntechniker sichergestellt
 - Zeitsparendes Arbeiten / Mundverweildauer (45 sec.)
 - Einfaches Handling / schnell und einfach zu verarbeiten



Nachfüllpackung

2 x 500 g Beutel, Aufbewahrungsbox, Messbesteck

219233	40,74
--------	-------

Eco Nachfüllpackung

12 x 500 g Beutel, Aufbewahrungsbox, Messbesteck

221112	151,24
--------	--------

Image Alginate, Pentron

- Image Alginate hat die höchstmögliche Qualität und eine einzigartige wasseraufnehmende Formel.
- Staubfrei zu verarbeiten
 - Schnell, einfach und luftblasenfrei anzumischen
 - Elastisch, einfach aus dem Mund zu entfernen
 - Sehr präzise
 - Die hellgrüne Farbe macht Abdruckdetails einfach zu „lesen“
 - 100 Stunden stabil und formfest
 - Frischer Minzgeruch und Geschmacksneutral



Normalabbindend

Packung
500 g Beutel, Behälter und Messbesteck

35932	15,00
-------	-------

Refill
11 x 500 g Beutel, Messbesteck

205778	87,50
--------	-------

Schnellabbindend

Packung
500 g Beutel, Behälter und Messbesteck

269547	15,00
--------	-------

Refill
11 x 500 g Beutel, Messbesteck

203055	87,50
--------	-------

Imprint 4 Preliminary Penta, 3M

- VPS Alginate-Ersatzmaterial für alle typischen Alginate-Abformungen.
- Scanbar mit Chairside- und Labor-Scannern
 - Einfache Handhabung und Genauigkeit im Vergleich zu Alginate
 - Weniger Arbeitsschritte in der Praxis
 - Ansprechende und einfach lesbare pinke Farbe
 - Frischer Minz-Geschmack und -Geruch
 - Das Material führt zu einer besseren Oberflächenqualität des Protemp 4 Provisoriums



Refill 2 x 360 ml

Regular	239006	83,24
Super Quick	239007	83,24

Value Pack 6 x 360 ml

Regular	239008	212,59
Super Quick	239009	212,59

Silginat, Kettenbach

- Mittelfließendes additionsvernetzendes Situationsabformmaterial in der Großkartusche, langzeitstabil, **alginatähnliche** Konsistenz und Reißfestigkeit. Speziell für die Abformnahme für Gegenkiefer, für provisorische Kronen und Brücken, zur Schienenerstellung, für kieferorthopädische Arbeiten, für Fallstudienmodelle und andere Situationsabformungen entwickelt.



Refill 2 x 380 ml Großkartuschen	235591	82,90
ab 3 Refills		74,61

Zubehör
Dynamische Mischer, 45 Stück

254562	50,90
--------	-------

Alginat und alginatähnlich

1

Abformung

Xantalgin select, Kulzer
 Staubfreie Alginatabformmasse, cremige Konsistenz, Pfefferminzgeschmack.
 Farbe: **blaugrün**



Nachfüllpackung

1 x 500 g Beutel
 2 x 500 g Beutel

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

171876 **21,90**
 63736 **43,80**

Sparpackung

20 x 500 g Beutel

63844 **313,50**

Xantasil Dynamix, Kulzer
 Additionsvernetzendes, elastomeres Abformmaterial für die Situationsabformung. Das Alginatsubstitut zeichnet sich im Vergleich zu den traditionellen Alginaten besonders durch langfristige Dimensionsstabilität und einfache Handhabung aus. Dank der Dimensionsstabilität wird komfortables und mehrfaches Ausgießen der Abformung ermöglicht.



Refill

2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips

225916 **75,10**

Zubehör

Dynamix Mixing Tips, 50 Stück

195732 **63,60**

Zerosil soft, Dreve
 Mehrfach ausgießbares, additionsvernetzendes Abformsilikon. Hochwertige, günstige Alternative zu **Alginatabformungen**. Kompatibel mit allen Gipsen, desinfizierbar. Unbegrenzt lagerfähige Abformungen, speziell geeignet für die Situationsabformung.



Packung

2 x 500 ml Tuben A+B

57314 **55,22**

Packung

2 x 875 ml Großtuben A+B

50445 **82,94**

Packung

1 x 380 ml Großkartusche A+B

190080 **32,53**

A-Silikon classic, ORBIS Dental

Präzisionsabformsystem auf A-Silikonbasis. Das Putty überrascht durch ein besonders geschmeidiges, klebefreies Mischverhalten und sichert mit einer Endhärte von Shore A70 eine ausreichende Stempelwirkung. Extrem hohes Rückstellvermögen, Verarbeitungszeit variabel bis 2 min, Mundverweildauer 2 min. Die Korrekturmateriale sind ausgeprägt thixotrop, sehr hydrophil sowie ausgezeichnet dimensionsgenau. Hohe Reißfestigkeit und klare Farben.

- Für alle Abformtechniken
- Hohe Präzision



Packung Putty

je 300 ml Basis und Katalysator

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
149745	39,95

Packung leichtfließend

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen gelb

149748	28,85
--------	-------

Packung mittelfließend

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen rosa

149753	28,85
--------	-------

TOP

A-Silikon dynamic, ORBIS Dental

Typ A: Hochpräzises Monophasenmaterial auf A-Silikonbasis. Schwerfließend, ausgeprägt thixotrop und zeichnungsscharf, optimale Hydrophilie.

Typ B: Universell einsetzbares Vorabformmaterial auf A-Silikonbasis, mit putty-ähnlicher Konsistenz.

- Farbe: Typ A: gelb - Typ B: hellgrün
- Endhärte: Typ A: Shore A 60 - Typ B: Shore A 70
- Geschmack: Typ A: leichte Vanille - Typ B: leichte Minze
- Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit 2 Min. 30 Sek
- Mundverweildauer 2 Min. 30 Sek



Packung Typ A

2 x 380 ml Kartuschen, Verriegelungsring

177348	104,95
--------	--------

Packung Typ B

2 x 380 ml Kartuschen, Verriegelungsring

177351	104,95
--------	--------

TOP

ORBI-Sil Scan, ORBIS Dental

ORBI-Sil Scan ist ein scanbares, additionsvernetzendes Präzisionsabformmaterial für die klassische Abformung und Digitalisierung.

- Abformungen mit ORBI-Sil Scan sind ohne Zusatz von Sprays oder Puder scanbar



Packung Putty soft

2 x 300 ml Basis + Katalysator

242297	57,75
--------	-------

Packung Putty soft

2 x 380 ml Kartusche 5:1

242298	125,90
--------	--------

Packung Heavy

2 x 380 ml Kartusche 5:1

242299	125,90
--------	--------

Packung Heavy

2 x 50 ml Kartusche, 6 Mixing Tips

242300	39,45
--------	-------

Packung Light

2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips

242302	39,45
--------	-------

TOP

Affinis Heavy Body, Coltène

Die hohe Konsistenz und der schnelle Druckaufbau von AFFINIS heavy body ergibt eine starke Stempelwirkung, was dieses Löffelmaterial als ideal für die Doppelmischtechnik ausweist.



Packung System 360

2 x 380 ml Base und Katalysator, 1 Fixation Ring

18527	191,00
-------	--------

Packung System 75

2 x 75 ml Kartuschen, 8 Mixing Tips

29035	48,47
-------	-------

Packung fast System 75

2 x 75 ml Kartuschen, 8 Mixing Tips

143547	48,47
--------	-------

Zubehör

Mixing Tips türkis, 40 Stück

29038	36,95
-------	-------

Dynamische Mischer, 40 Stück

204325	44,81
--------	-------

A-Silikon

1

Abformung

Affinis Mono Body, Coltène

Affinis MonoBody ist gewebefreundlich und geschmacksneutral und somit für den Patienten ohne schädliche Wechsel- und Nebenwirkungen.



Packung System 360

2 x 380 ml Base und Katalysator, 1 Fixation Ring

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

146536 **191,00**

Packung System 75

2 x 75 ml Kartuschen, 8 Mixing Tips

11715 **48,47**

Zubehör

Dynamische Mischer gelb, 40 Stück

204325 **44,81**

Mixing Tips türkis, 40 Stück

29038 **36,95**

Affinis Putty, Coltène

A-Silikon mit innovativer Oberflächenaffinität und hervorragenden Fließeigenschaften zur feuchten Zahnschubstanz. Löffelmaterial.



Packung System 360

2 x 380 ml Base und Katalysator, 1 Fixation Ring

204324 **191,00**

Packung putty soft

je 300 ml Basis und Katalysator

29036 **88,15**

Packung fast putty soft

je 300 ml Basis und Katalysator

29037 **88,15**

Packung putty super soft

je 300 ml Basis und Katalysator

17062 **88,15**

Zubehör

Dynamische Mischer, 40 Stück

204325 **44,81**

Affinis, Coltène

A-Silikon mit innovativer Oberflächenaffinität und hervorragenden Fließeigenschaften zur feuchten Zahnschubstanz. Korrekturmateriale.



Packung light

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

29019 **57,46**

Packung regular

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

29034 **57,46**

Zubehör

Mixing Tips Universal, 40 Stück

246451 **33,31**

Mixing Tips Universal, 100 Stück

246483 **67,15**

Affinis Fast, Coltène

A-Silikon mit innovativer Oberflächenaffinität und hervorragenden Fließeigenschaften zur feuchten Zahnschubstanz. Korrekturmateriale.



Packung light

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

18515 **57,46**

Packung regular

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

18516 **57,46**

Zubehör

Mixing Tips Universal, 40 Stück

246451 **33,31**

Mixing Tips Universal, 100 Stück

246483 **67,15**

Affinis Black Edition, Coltène

Das schwarze Löffelmaterial Affinis heavy body Black Edition erreicht mit dem gold- oder silberfarbenen Affinis Precious eine ausgezeichnete Lesbarkeit der Abformung.

Die einzigartige Farbkombination stellt Details noch präziser dar und unterstützt die qualitative Beurteilung des Abformergebnisses.



Refill System 360

2 x 380 ml Kartuschen, 1 x Fixation Ring

245190 **191,00**

Refill System 75

2 x 75 ml Kartuschen, 8 x Mixing Tips

244722 **48,47**

Zubehör

Dynamische Mischer gelb, 40 Stück

204325 **44,81**

Mixing Tips türkis, 40 Stück

29038 **36,95**

Affinis Precious, Coltène

Das Wash- bzw. Korrekturmaterial weist einen Kontaktwinkel von nur 10° auf. Die hervorragenden Fließeigenschaften ermöglichen es, einfach alle kritischen Oberflächendetails der Präparation im feuchten Milieu zu erfassen.



Packung light Silber

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

Packung regular Gold

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

Zubehör

Mixing Tips Universal, 40 Stück

Mixing Tips Universal, 100 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
183199	57,46
183869	57,46
246451	33,31
246483	67,15

Aquasil Soft Putty, Dentsply Sirona

Aquasil Soft Putty ist ein sehr hochviskoses Abformmaterial mit idealer Elastizität für eine einfache Entnahme bei untersichgehenden Stellen. Es wird als Löffelmaterial für die Doppelmischtechnik oder für die Vorabformung in der Korrekturtechnik verwendet.



Packung

je 450 ml Basis und Katalysator

Economypackung

je 4 x 450 ml Basis und Katalysator

149172	136,99
149428	474,69

Aquasil Hard Putty, Dentsply Sirona

Aquasil Hard Putty ist ein schnell abbindendes, sehr hoch viskoses Abformmaterial mit idealen mechanischen Eigenschaften als Löffelmaterial für die Korrekturtechnik.



Packung

je 450 ml Basis und Katalysator

Economypackung

je 4 x 450 ml Basis und Katalysator

163143	136,99
163332	474,69

Aquasil Ultra+ Putty DECA, Dentsply Sirona

A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate



Packung

2 x 380 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen, 1 Verriegelungsring

263575	184,95
--------	--------

Aquasil Ultra+, Dentsply Sirona

A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate



Packung

2 x 380 ml Kartuschen, 20 Mischkanülen, 1 Verriegelungsring

s. Tab.	226,94
---------	--------

Packung

4 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen

s. Tab.	113,53
---------	--------

	Medium Regular Set	Medium Fast Set	Heavy Regular Set	Heavy Fast Set	Heavy Extended Set
2 x 380 ml	263574	263573	263567	263566	263568
4 x 50 ml	263572	263571	263563	263556	263565

A-Silikon

Detaseal function, Detax

Präzisionsabformmaterial für die Funktionsabformung und funktionelle Randgestaltung, additionsvernetzend, knetbar. Ideale Konsistenz, weichgeschmeidig, sehr gut verformbar. Mit definierter plastischer Phase und verlängerter Abbindephase im Mund.



Packung
je 80 ml Basis und Katalysator,
1 Randgestaltungsspritze

Zubehör
Detaseal Adhesive rapid, Flasche 15 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
163750	38,10
21115	11,50

Detaseal hydroflow putty, Detax

Hydroflow Abformsilikon, sehr hohe Konsistenz, knetbar. Soft-geschmeidige Anfangskonsistenz für perfekte Mischergebnisse. Ideal für die Primärabformung in der Doppelabform- und als Löffelmaterial in der Doppelmischtechnik.

Base: **apfelgrün** - Katalysator: **weiß**



Standardpackung
je 250 ml Base und Katalysator, 2 Dosierlöffel

Multipack
4 x 250 ml Base und Katalysator, 2 Dosierlöffel

Jumbopack putty
360 ml Base und Katalysator, 10 Dynamische Mischer, 1 Drehring

Doppel-Jumbopack putty
2 x 360 ml Base und Katalysator, 2 Dynamische Mischer, 1 Drehring

189238	54,70
189239	101,40
222276	92,10
227381	161,80

Detaseal hydroflow lite, Detax

Hydroflow Präzisionsabformsilikon, leichtfließende Konsistenz, ultimative Hydrophilie, höchstmögliche Benetzungsfähigkeit sofort ab Mischbeginn. Exakte Reproduktion feinsten Details, besonders in feuchten Bereichen. Perfect Flow / thixotrope Einstellung bei ausgezeichneter Fließfähigkeit, thermosensitive Abbindecharakteristik für kurze Mundverweildauer, maximales Rückstellvermögen nach Dehnung, hochelastisch beim Entformen, extrem reißfest.

Base: **pink** / Katalysator: **weiß**
Normalabbindend - regular Se
Schnellabbindend - fast Set



Standardpackung regular
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen gelb

Standardpackung fast
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen gelb

Multipack regular
4 x 50 ml Kartuschen, 24 Mischkanülen gelb

Multipack fast
4 x 50 ml Kartuschen, 24 Mischkanülen gelb

Zubehör
Mischkanülen gelb, 48 Stück
Intraoral-Tips gelb, 96 Stück

189244	51,10
189246	51,10
189245	88,70
189247	88,70
29762	43,20
63280	53,40

Dimension, 3M

A-Silikon-Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik (feste und dünne Konsistenz) zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix System und im Garant Dispenser von.

- Hydrophiles Vinyl Polysiloxan (normalabbindend) für den Abformlöffel
- Überragendes Anfließverhalten und hohe Zeichnungsschärfe im feuchten Milieu
- Ausreichende Verarbeitungszeit und Snap-Set artige Abbindung zur Vermeidung endogener Spannungen



Refill Penta
2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator
ab 5 Packungen

Refill Garant
4 x 50 ml Kartuschen, 20 Mischkanülen

s. Tab.	248,22
	223,40
s. Tab.	154,48

Typ	H	H Quick	L	L Quick
2 x 360 ml	12644	12646	-	-
4 x 50 ml	-	-	12649	12650

Examix NDS, GC

Thixotropes und hydrophiles Abformmaterial in Kartuschen für alle bekannten Abformtechniken.



Packung 2 x 48 ml Kartuschen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Injection	29844 55,22
Regular	29843 55,22
Monophase	29842 55,22

Express 2 Penta, 3M

A-Silikon. Putty und Heavy Body Löffelmaterial zum Anmischen in automatischen Mischgeräten.



Refill Putty 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator	183232	173,99
Refill Putty Soft 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator	31789	173,99
Refill H 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator	183235	173,99
Refill H Quick 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator	183233	173,99
Refill H Universal Quick 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator	183234	173,99

Express 2, 3M

A-Silikon. Dünnfließende Materialien für die Doppelmisch- und Korrekturtechnik.



Refill Light Body Flow 4 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen	226876	108,98
Refill Light Body Flow Quick 4 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen	226877	108,98
Refill Light Body 4 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen	226924	108,98
Refill Light Body Quick 4 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen	226925	108,98
Refill Ultra-Light Body Quick 4 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen	226929	108,98

Zubehör

Mischkanülen gelb, 50 Stück	12112	49,91
Applikationskanülen, 50 Stück	12114	30,16

Flexitime, Kulzer

Das VPS-Präzisionsabformmaterial Flexitime wurde speziell auf die hohen Anforderungen bei der prothetischen Versorgung ausgerichtet. Mit Flexitime arbeiten Sie höchst präzise, zeitlich flexibel und so wie es Ihrem persönlichen Behandlungsstil entspricht.



Refill Easy Putty je 300 ml Basis und Katalysator	25795	106,00
ab 4 Packungen		95,40

Flexitime Dynamix, Kulzer

Das VPS-Präzisionsabformmaterial Flexitime wurde speziell auf die hohen Anforderungen bei der prothetischen Versorgung ausgerichtet. Mit Flexitime arbeiten Sie höchst präzise, zeitlich flexibel und so wie es Ihrem persönlichen Behandlungsstil entspricht.



Refill Putty 2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips	195723	184,67
Refill Heavy Tray 2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips	195726	184,67
Refill Monophase 2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips	195727	184,67

Zubehör

Dynamix Mixing Tips, 50 Stück	195732	63,60
-------------------------------	--------	-------

Flexitime Dynamix Monophase Pro Scan, Kulzer

Die scanbare Flexitime Monophase Pro Scan bietet mit ihrer optimierten Rezeptur alle Vorteile des Flexitime-Systems für Ihre Monophasen-Indikationen und eignet sich besonders gut für die Implantat-Abformung.



Refill 2 x 380 ml Kartuschen, 2 Dynamix Mixing Tips	222033	181,00
---	--------	--------

Zubehör

Dynamix Mixing Tips, 50 Stück	195732	63,60
-------------------------------	--------	-------

A-Silikon

Flexitime, Kulzer

Das VPS-Präzisionsabformmaterial Flexitime wurde speziell auf die hohen Anforderungen bei der prothetischen Versorgung ausgerichtet.

Mit Flexitime arbeiten Sie höchst präzise, zeitlich flexibel und so wie es Ihrem persönlichen Behandlungsstil entspricht.



Refill 2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Heavy Tray	25797 61,33
Monophase	25799 61,33
Correct Flow	25801 61,33
Light Flow	201102 61,33
Medium Flow	201103 61,33

Zubehör

Mixing Tips grün, 48 Stück	25871 50,60
Mixing Tips gelb, 48 Stück	25870 50,60
Intraoral Tips weiß, 96 Stück	61203 50,60
Intraoral Tips gelb, 96 Stück	21009 50,60

Honigum-Heavy, DMG

Vorabformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Besonders hohe Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Sehr gutes Fixationsvermögen
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



Packung 27340 **106,50**

1 x 380 ml Kartusche, 10 MixStar-Tips

Packung Fast 10402 **106,50**

1 x 380 ml Kartusche, 10 MixStar-Tips

Vorteilspackung 29224 **517,10**

5 x 380 ml Kartuschen, 50 MixStar-Tips

Vorteilspackung Fast 11480 **517,10**

5 x 380 ml Kartuschen, 50 MixStar-Tips

Zubehör

MixStar-Tips, 50 Stück 27347 **71,35**

Honigum-Mono, DMG

Monophasen-Abformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Präzision in nur einem Schritt
- Sichere Darstellung der Präparationsgrenze
- Außergewöhnliche Zeichnungsschärfe
- Niedrigere Endhärte
- Gute Hydrophilie



Packung 27348 **106,50**

1 x 380 ml Kartusche, 10 MixStar-Tips

Vorteilspackung 27349 **517,10**

5 x 380 ml Kartuschen, 50 MixStar-Tips

Zubehör

MixStar-Tips, 50 Stück 27347 **71,35**

Honigum-Putty, DMG

Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf der Basis von A-Silikon.

- Echte Putty-Konsistenz aus der MixStar-Kartusche
- Sehr gute Erhärtung bereits ab Mischbeginn
- Hervorragendes Rückstellvermögen
- Sehr gute Dimensionsstabilität



Packung 193417 **101,10**

1 x 380 ml Kartusche, 10 MixStar-Tips

Vorteilspackung 190203 **492,10**

5 x 380 ml Kartuschen, 50 MixStar-Tips

Zubehör

MixStar-Tips, 50 Stück 27347 **71,35**

Honigum-Light, DMG

Korrekturabformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Hervorragende Fließfähigkeit
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Ausgewogene Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details



Packung 149956 **65,00**

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Packung Fast 149968 **65,00**

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Vorteilspackung 161778 **220,35**

8 x 50 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips

Vorteilspackung Fast 161779 **220,35**

8 x 50 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips

Zubehör

Automix-Tips gelb, 50 Stück 29686 **35,65**

Intraoral-Tips gelb, 50 Stück 29406 **22,35**

Honigum-Light, DMG

Korrekturabformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Hervorragende Fließfähigkeit
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Ausgewogene Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details



Packung

4 x 25 ml Kartuschen, 16 Automix-Tips, 16 Intraoral-Tips

Packung Fast

4 x 25 ml Kartuschen, 16 Automix-Tips, 16 Intraoral-Tips

Vorteilspackung

16 x 25 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips

Vorteilspackung Fast

16 x 25 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips

Zubehör

Automix-Tips gelb, 50 Stück

Intraoral-Tips gelb, 50 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
27341	65,00
29742	65,00
29741	220,35
12250	220,35
29686	35,65
29406	22,35

Honigum Pro-Heavy Scan, DMG

Scanbares Vorabformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Hohe finale Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



Packung MixStar

1 x 380 ml Kartusche, 10 MixStar-Tips

Packung Automix

2 x 50 ml Kartuschen, 4 Automix-Tips

Zubehör

MixStar-Tips, 50 Stück

Automix-Tips grün, 50 Stück

244362	115,05
244361	52,05
242154	74,15
27335	42,55

Honigum Pro-Light Scan, DMG

Scanbares Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon.

- Intelligente Fließeigenschaften
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Gute Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details
- Gut lesbarer Farbkontrast
- Extreme Reißzähigkeit



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 10 Automix-Tips, 10 Intraoral-Tips

Zubehör

Automix-Tips gelb, 50 Stück

Intraoral-Tips gelb, 50 Stück

244364	71,10
29686	35,65
29406	22,35

Imprint 4, 3M

Das A-Silikon Präzisions-Abformmaterial Imprint 4 sorgt für einen schnelleren Abformprozess und höchste Präzision in Doppelmisch- und Korrekturtechnik.

- Extrem kurze Mundverweildauer und beschleunigtes Abbinden durch aktive Selbsterwärmung für Zeitersparnis und mehr Patientenkomfort
- Ausreichend Verarbeitungszeit für stressfreies Arbeiten
- Super-Hydrophilie bereits im unabgebundenen Zustand für exzellentes Anfließen und feinste Detailwiedergabe
- Angenehmer Pfefferminzgeschmack
- Frische Farben für verbesserte Lesbarkeit



Refill Penta

2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator

Value Pack Penta

6 x 300 ml Basis, 6 x 60 ml Katalysator

Refill Garant

4 x 50 ml Kartuschen, 5 Mischkanülen, 5 Einwegspritzen

s. Tab.	154,46
s. Tab.	415,05
s. Tab.	104,41

Typ	Putty	Heavy	Super Quick Heavy	Regular	Light	Super Quick Regular	Super Quick Light	Super Quick Ultra-Light
2 x 360 ml	232129	232130	232132	-	-	-	-	-
6 x 360 ml	232133	232134	232135	-	-	-	-	-
4 x 50 ml	-	-	-	232142	232140	232144	232141	232138

A-Silikon

Panasil binetics, Kettenbach
Additionsvernetzendes Putty aus der Großkartusche.

- Für gängige 5:1 Mischgeräte
- Kurze Mundverweildauer, geschmacks- und geruchsneutral



Refill 2 x 380 ml Großkartuschen
Putty Fast
Putty Soft
ab 3 Refills

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
235601	179,00
235602	179,00
	161,10

Panasil contact plus X-Light, Kettenbach
Sehr dünnfließendes, additionsvernetzendes Präzisionsabformmaterial mit konstanter kurzer Mundverweildauer bei variabler Gesamtverarbeitungszeit. Höchste Flexibilität für sämtliche Abformsituationen. Für kleine und umfangreiche prothetische Arbeiten.



Refill
2 x 50 ml Kartuschen, 8 Mischkanülen

254555	51,40
--------	-------

Zubehör
Mischkanülen gelb, 100 Stück
Intraoral Tips gelb, 96 Stück

180146	81,90
83328	49,90

Panasil contact two in one Light, Kettenbach
Dünnfließendes, additionsvernetzendes Präzisionsabformmaterial mit konstanter kurzer Mundverweildauer bei variabler Gesamtverarbeitungszeit. Höchste Flexibilität für alle Formen der Abformtechnik.



Refill
2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen

254556	51,40
--------	-------

Zubehör
Mischkanülen grün, 50 Stück
Mischkanülen grün, 100 Stück
Intraoral Tips weiß, 96 Stück

65637	43,40
26089	81,90
62631	49,90

Panasil initial contact, Kettenbach
Das A-Silikon fließt durch seine außergewöhnliche initiale Hydrophilie nach der gewohnten Sulkusbereitung direkt an die feuchte Zahnoberfläche. Diese initiale Hydrophilie bleibt über die gesamte Verarbeitungszeit erhalten. Das Resultat: zeichnungsscharfe Abformungen der Präparationsgrenze auch in Extremsituationen.



Refill X-Light
2 x 50 ml Kartuschen, 8 Mischkanülen

254560	51,40
--------	-------

Refill Light
2 x 50 ml Kartuschen, 8 Mischkanülen

254557	51,40
--------	-------

Refill Regular
2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen

254559	51,40
--------	-------

Bonuspack X-Light
10 x 50 ml Kartuschen, 40 Mischkanülen
Bonuspack Light
10 x 50 ml Kartuschen, 40 Mischkanülen

254561	230,00
254558	230,00

Zubehör
Mischkanülen gelb, 100 Stück
Intraoral Tips gelb, 96 Stück

180146	81,90
83328	49,90



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Panasil putty, Kettenbach

Das knetbare, additionsvernetzende Präzisionsabformmaterial in der Dose, gibt es in drei Varianten: normalabbindendes Panasil putty, schnellabbindendes Panasil putty fast set und Panasil putty soft mit niedriger Endhärte.



- Refill**
je 450 ml Basis und Katalysator
- Refill soft**
je 450 ml Basis und Katalysator
- Refill fast set**
je 450 ml Basis und Katalysator
- Economy**
je 4 x 450 ml Basis und Katalysator
- Economy soft**
je 4 x 450 ml Basis und Katalysator
- Economy fast set**
je 4 x 450 ml Basis und Katalysator

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
60942	102,90
64283	102,90
64285	102,90
60943	372,90
64284	372,90
64286	372,90

Panasil tray Fast Heavy, Kettenbach

Das zähfließende, additionsvernetzende Löffelabformmaterial, bietet durch seine Produktvarianten 'fast' und 'soft' die optimalen Voraussetzungen für praxiserprobte Abformtechniken. Panasil tray fast, das 'Heavy body' mit höherer Endhärte, ist speziell für die zweizeitige Abformung konzipiert und lässt sich leicht ausschneiden.



- Refill**
2 x 380 ml Großkartuschen
- ab 3 Refills**
- Zubehör**
Dynamische Mischer, 45 Stück

235603	174,00
	156,60
254562	50,90

Panasil tray Soft Heavy, Kettenbach

Panasil tray soft hat eine geringere Endhärte und ist aufgrund seiner ebenso hohen Standfestigkeit besonders geeignet für die einzeitige Abformtechnik (Doppelmischtechnik).



- Refill**
2 x 380 ml Großkartuschen
- ab 3 Refills**
- Zubehör**
Dynamische Mischer, 45 Stück

235604	174,00
	156,60
254562	50,90

President The Original System 360, Coltène

PRESIDENT Löffelmaterialien besitzen eine hohe Reissfestigkeit und Elastizität. Dank einwandfreier Entnahme der Abformung wird selbst unter schwierigen Umständen eine hohe Präzision erreicht.



- Packung 2 x 380 ml Kartusche**
MonoBody
heavy body

255017	163,94
255018	163,94

President The Original putty, Coltène

PRESIDENT Löffelmaterialien besitzen eine hohe Reissfestigkeit und Elastizität. Dank einwandfreier Entnahme der Abformung wird selbst unter schwierigen Umständen eine hohe Präzision erreicht.



- Packung 2 x 300 ml**
putty
putty soft
putty super soft

255019	69,56
255020	69,56
255021	69,56

A-Silikon

1

Abformung

President The Original heavy body, Coltène

PRESIDENT Löffelmaterialien besitzen eine hohe Reissfestigkeit und Elastizität. Dank einwandfreier Entnahme der Abformung wird selbst unter schwierigen Umständen eine hohe Präzision erreicht.



2 x 75 ml Kartuschen, 8 Mixing Tips

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
255076	40,08

President The Original, Coltène

PRESIDENT Korrekturmaterialien sind stabil und unter Druck besonders fließfähig. Damit können selbst kleinste Details sauber erfasst werden.



2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

Xtra light body
light body
regular body
heavy body

255078	46,75
255079	46,75
255080	46,75
255074	46,75

President The Original, Coltène

PRESIDENT Korrekturmaterialien sind stabil und unter Druck besonders fließfähig. Damit können selbst kleinste Details sauber erfasst werden.



je 53 ml Base und Catalyst

light body
regular body

255089	34,95
255090	34,95

Provil novo, Kulzer

Light / dunkelgrün

Niedrige Konsistenz, leichtfließend

Medium / gelb

Mittlere Konsistenz, mittelfließend

Monophase / blau

Mittlere Konsistenz



Packung Light

je 140 ml Basis und Katalysator

83811	137,00
-------	--------

Packung Medium

je 140 ml Basis und Katalysator

83813	137,00
-------	--------

Packung Monophase

je 140 ml Basis und Katalysator

83809	137,00
-------	--------

Provil novo Light C.D.2, Kulzer

Niedrige Konsistenz, leichtfließend.

fast set / dunkelgrün

Mundverweildauer 2,5 min.

regular set / grün

Mundverweildauer 3,5 min.



Packung fast set

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

10876	62,00
-------	-------

Packung regular set

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

10873	62,00
-------	-------

Zubehör

Mixing Tips gelb, 48 Stück

25870	50,60
-------	-------

Intraoral Tips gelb, 96 Stück

21009	50,60
-------	-------

Provil novo Medium C.D.2, Kulzer

Mittlere Konsistenz, mittelfließend.

fast set / gelb

Mundverweildauer 2,5 min.

regular set / hellgelb

Mundverweildauer 3,5 min.



Packung fast set

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

10870	62,00
-------	-------

Packung regular set

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

10867	62,00
-------	-------

Zubehör

Mixing Tips gelb, 48 Stück

25870	50,60
-------	-------

Intraoral Tips gelb, 96 Stück

21009	50,60
-------	-------

Provil novo Monophase C.D.2, Kulzer
Mittlere Konsistenz, mittelfließend.

fast set / blau
Mundverweildauer 2,5 min.

regular set / hellblau
Mundverweildauer 3,5 min.



Packung fast set
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

Packung regular set
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips

Zubehör
Mixing Tips grün, 48 Stück
Intraoral Tips weiß, 96 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
10864	62,00
10861	62,00
25871	50,60
61203	50,60

Provil novo Putty, Kulzer
Sehr hohe Konsistenz, knetbar.
Farbe: grün

fast set:
Mundverweildauer 2,5 min., Korrekturabformung

regular set:
Mundverweildauer 3,5 min., Sandwichabformung



Packung fast set
je 450 ml Basis und Katalysator

Packung regular set
je 450 ml Basis und Katalysator

Packung Dynamix
2 x 380 ml Kartuschen

83789	126,25
83792	126,25
195744	181,00

Provil novo Putty soft, Kulzer
Sehr hohe Konsistenz, knetbar.
Farbe: türkis

fast set:
Mundverweildauer 2,5 min., Korrekturabformung

regular set:
Mundverweildauer 3,5 min., Sandwichabformung



Packung fast set
je 450 ml Basis und Katalysator

Packung regular set
je 450 ml Basis und Katalysator

83793	126,25
83794	126,25

Silagum-Light, DMG
Bewährtes Korrekturmaterial auf der Basis von A-Silikon.
• Gute Hydrophilie
• Fließfreundige Viskosität
• Normal- und schnellhärtend



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Packung Fast
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Vorteilspackung
8 x 50 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips

Vorteilspackung Fast
8 x 50 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips

Zubehör
Automix-Tips gelb, 50 Stück
Intraoral-Tips gelb, 50 Stück

14701	54,05
14703	54,05
14702	177,95
14704	177,95
29686	35,65
29406	22,35

Silagum-Medium, DMG
Mittelviskoses Abformmaterial auf der Basis von A-Silikon.
• Ausgezeichnetes Anfließverhalten
• Gute Standfestigkeit
• Normal- und schnellhärtend



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Packung Fast
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips

Zubehör
Automix-Tips gelb, 50 Stück
Intraoral-Tips gelb, 50 Stück

14705	54,05
14706	54,05
29686	35,65
29406	22,35

A-Silikon

1

Abformung

Silagum-Mono, DMG

Monophasen-Abformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Aufzeichnung feiner Details durch ausgezeichnetes Fließverhalten
- Einfache und präzise Direktapplikation durch Intraoral-Tips
- Standfest im Löffel und auf der Präparation



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 2 x 50 ml Kartuschen, 4 Automix-Tips, 4 Intraoral-Tips	14707	54,05
Vorteilspackung 8 x 50 ml Kartuschen, 16 Automix-Tips, 16 Intraoral-Tips	14708	177,95
Zubehör Automix-Tips gelb, 50 Stück	29686	35,65
Intraoral-Tips gelb, 50 Stück	29406	22,35

Silagum-Putty, DMG

Vorabformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Hervorragende Dimensionsstabilität
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität
- Leicht dosierbar
- Ausgezeichnetes Rückstellvermögen



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung je 262 ml Basis und Katalysator		
Standard	27298	59,60
Fast	27301	59,60
Soft	27299	59,60
Vorteilspackung je 4 x 262 ml Basis und Katalysator		
Standard	27325	206,20
Fast	27302	206,20
Soft	27300	206,20
Sparpackung je 8 x 262 ml Basis und Katalysator		
Standard	27329	364,00
Soft	19141	364,00

Silagum-Putty MixStar, DMG

Vorabformmaterial auf der Basis von A-Silikon.

- Hervorragende Dimensionsstabilität
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität
- Leicht dosierbar
- Ausgezeichnetes Rückstellvermögen



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 1 x 380 ml Kartusche, 10 MixStar-Tips	27338	91,30
Vorteilspackung 5 x 380 ml Kartuschen, 50 MixStar-Tips	27339	447,00
Zubehör MixStar-Tips, 50 Stück	27347	71,35

StatusBlue, DMG

Situationsabformmaterial auf der Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete:

Abformungen für die Provisorienherstellung, Situationsabformungen, Gegenkieferabformungen, Abformungen zur Fertigung von Tiefziehschienen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Vorteilspackung 8 x 50 ml Kartuschen, 16 Automix-Tips	17767	118,95
Zubehör Automix-Tips pink, 25 Stück	152710	22,55



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

StatusBlue MixStar, DMG

Situationsabformmaterial auf der Basis von A-Silikon

Vorteile:

- Sehr hohe Dimensionsstabilität
- Sehr lange Lagerstabilität
- Mehrfach ausgießbar
- Kein lästiges Handanmischen
- Exzellentes Rückstellvermögen
- Ausgießbar nach 10 Minuten



Packung

1 x 380 ml Kartusche, 10 MixStar-Tips

Vorteilspackung

5 x 380 ml Kartuschen, 50 MixStar-Tips

Zubehör

MixStar-Tips, 50 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
63309	58,75
73102	268,80
27347	71,35

Virtual, Ivoclar Vivadent

Additionssilikon für Präzisionsabformungen. Korrekturmaterial in 5 Viskositäten. Zwei Verarbeitungs- und Abbindezeiten.

Inhalt Refill:

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen gelb (Heavy Body: 6 Mischkanülen blau)



Refill

Extra Light Body Regular

Extra Light Body Fast

Light Body Regular

Light Body Fast

Heavy Body Regular

Heavy Body Fast

Zubehör

Mischkanülen blau, 48 Stück

Mischkanülen gelb, 48 Stück

Intraoral Tips gelb, 100 Stück

Intraoral Tips klar, 100 Stück

19683	42,50
63531	42,50
19021	42,50
19023	42,50
18973	42,50
19022	42,50
66838	42,55
66839	42,55
43877	47,90
66841	47,90

Virtual Putty, Ivoclar Vivadent

Additionssilikon für Präzisionsabformung.



Refill regular

je 300 ml Basis und Katalysator, 2 Löffel

Refill fast

je 300 ml Basis und Katalysator, 2 Löffel

63513	73,80
19529	73,80

V-Posil, Voco

VPS Präzisionsabformmaterial.

- Sehr hydrophiles A-Silikon für höchste Präzision
- Lange Verarbeitungszeit bei gleichzeitig kurzer Mundverweildauer
- Hohe Reißfähigkeit und hohes Rückstellvermögen bieten Sicherheit bei bzw. nach der Entnahme
- Gute Hydrophilie selbst im abgebundenen Zustand macht das Ausgießen und damit die prothetische Versorgung perfekt



Putty Fast

Dose 2 x 450 ml

Heavy Soft Fast

Kartusche 2 x 380 ml

Kartusche 2 x 50 ml

Mono Fast

Kartusche 2 x 380 ml

Kartusche 2 x 50 ml

Light Fast

Kartusche 2 x 50 ml

X-Light Fast

Kartusche 2 x 50 ml

257093	105,50
257095	172,80
257096	51,70
263001	172,80
261941	51,70
257097	51,70
257098	51,70

C-Silikon

Silikon Knetmasse, ORBIS Dental

Abformsystem auf C-Silikonbasis, für alle Indikationen und Abformtechniken. Wählen Sie aus zwei sehr dimensionsstabilen Putty-Materialien mit optimierten Füllkörpern für leichteres Anmischen und perfekte Homogenität. Für beide Materialien gilt eine Verarbeitungszeit von 2 Min, Mundverweildauer: 4 Min.

- **Knetmasse soft**, Endhärte Shore A60
- **Knetmasse hart**, Endhärte Shore A70

TOP



Dose 900 ml

soft

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143203 **24,95**

hart

143204 **24,95**

ab 4 Dosen

22,95

Eimer 10 kg

soft

147441 **104,95**

hart

147442 **104,95**

Stück

Dosierlöffel

158138 **0,65**

Silikon Korrekturmasse, ORBIS Dental

Heavy body, Typ 1: Schwerfließendes Universalmaterial, hohe Konsistenz, mit ausgezeichneter Thixotropie. Das Material fließt nur unter Druck. Geeignet für Funktionsabformungen, Unterfütterungen, Basismaterial für die Doppelmischtechnik. Farbe: grün.

Medium body, Typ 2: Mittelfließendes Korrekturmaterial mit höchster Präzision und hoher Standfestigkeit. Geeignet für Doppelmischtechnik, Korrekturabformung. Farbe: blau.

Light body, Typ 3: Leichtfließendes Korrekturmaterial, sehr niedrige Konsistenz, mit ausgeprägter Thixotropie, für die exakte Wiedergabe besonders graziler Mundsituationen und Präparationen, hydrophil. Geeignet für Korrekturabformung (2-step) und Doppelmischtechnik (1-step). Farbe: dunkelblau.

TOP



Tube 150 ml Korrekturmassen

Typ 1, grün

189363 **12,75**

Typ 2, blau

142824 **12,75**

Typ 3, dunkelblau

189354 **12,75**

Universal Silikonhärter, ORBIS Dental

Für alle kondensationsvernetzende ORBIS® Produkte. Haut-, anwender- und umweltfreundlich, dazu leicht dosierbar und problemlos einmischbar.

TOP



Flasche 50 ml

Flüssighärter, rosa

211376 **11,75**

Tube 60 ml

Pastenhärter, rot

266845 **9,95**

Tubenentleerer, ORBIS Dental

Praktisches Hilfsmittel zum leichten Entleeren aller Tuben - in der Praxis und zu Hause. Die stabilen Zahnwalzen pressen das allerletzte Gramm aus jeder Tube. Wertvolles Material kann dadurch komplett genutzt werden.

- **Geeignet für alle Tuben bis 70 mm Falzbreite**

TOP



Stück

aus Kunststoff

13879 **7,25**

Anmischblocks aus Papier, ORBIS Dental

ORBIS-Anmischblocks werden aus einem speziellen, zweiseitig beschichteten, abriebfesten hochweißen Papier hergestellt und je nach Größe des Blocks zwei- oder dreiseitig geblockt. Die als „rutschfest“ ausgelobten Varianten besitzen eine patentierte rutschfeste Unterseite. Das ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen, da durch die Vollbeschichtung ein ausreichender Haftkontakt auf allen handelsüblichen Arbeitsplatten erzielt wird.

- Rutschfest
- Spezialpapier

TOP



- Block mit 60 Blatt**
Antirutsch, Papier, Größe 70 x 95 mm
- Block mit 25 Blatt**
Antirutsch, Papier, Größe 125 x 180 mm
- Block mit 35 Blatt**
Antirutsch, Papier, Größe 150 x 240 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
144114	3,40
144115	3,95
185744	6,75

Optosil Comfort Putty, Kulzer

Kondensationsvernetzendes Vorabformmaterial auf Silikonbasis, knetbare weiche Konsistenz, für Doppelabformtechnik, Sandwichabformung und Funktionsrandgestaltung.



- Dose 900 ml ab 4 Dosen** 37728 52,75
47,48
- Eimer 6850 ml** 37729 358,00

Optosil P plus, Kulzer

Kondensationsvernetzendes Vorabformmaterial, knetbare Konsistenz, für die Korrekturabformung.



- Dose 900 ml ab 4 Dosen** 57052 24,92
22,43
- Eimer 6850 ml** 62664 358,00

Permlastic, Kerr

Präzisionsabformmasse auf Thiokolbasis. Für alle Abformtechniken geeignet.



- Packung Regular** 73304 35,35
1 x 100 g Basis, 1 x 130 g Katalysator, 1 Mischblock
- Packung Light** 73301 35,35
1 x 95 g Basis, 1 x 130 Katalysator, 1 Mischblock
- Packung Heavy** 73298 35,35
2 x 100 g Basis, 1 x 70 g Katalysator, 1 Mischblock
- Zubehör**
Adhesiv, 60 ml Flasche 73307 26,26

C-Silikon

Silaplast Futur, Detax

Knetbare Abformmasse, sehr hohe Konsistenz, weiche, geschmeidige Anfangskonsistenz. Ideale Endhärte und Elastizität. Vielseitig verwendbar, z. B. Vorabformmasse für Korrekturabdruck von Präparationen, Überabdruck zur Fixierung von Kupferringabdrücken, Bißfixierungen, Quetschbiß. Neuartige Formel, geringerer Schrumpf als herkömmliche C-Silikone. Inertes System.
Farbe: **weiß**



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Dose 900 ml	86585	52,10
Eimer 5.400 ml	86587	289,50
Folienbeutel 900 ml	21697	47,30

Silasoft Direct, Detax

Präzisionsabformmaterial zur Korrektur des Erstabdruckes. Niedrige Konsistenz, leichtfließend, normalabbindend. Primäre Zeichnungsschärfe durch ideales Anfließverhalten, hydrophil. Fließt unter Druck selbst in feinste Details. Hohes Rückstellvermögen, extrem reißfest und dimensionsstabil. Zur Direktapplikation im Automix2 Kartuschensystem, 10:1.
Base: **violett**
Katalysator: **blau**



Standardpackung 2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips gelb, 12 Intraoraltips gelb	29779	42,70
Eco-Pack 8 x 50 ml Kartuschen, 48 Mixing Tips gelb, 48 Intraoraltips gelb	29761	162,20

Silasoft Normal, Detax

Präzisions-Korrekturabformmasse, niedrige Konsistenz / leichtfließend. Für die Doppelabdruck- und Doppelmischtechnik. Exakte Detailwiedergabe, hochelastisch, dimensionsstabil und extrem reißfest. Auch in der praktischen Kunststoffflasche zur Langzeitlagerung, für kontinuierlichen Materialfluss und blasenfreie Dosierung.
Farbe: **rosa opak**



Tube 160 ml ab 4 Tuben	86588	30,30 27,27
Flasche mit 160 ml	62537	30,30
4-Pack 4 Flaschen à 160 ml	62538	112,50

Silasoft Special, Detax

Präzisionsabformmaterial, niedrige Konsistenz leichtfließend, zur Korrektur des Ersatzabdruckes mit stabiler Langzeitkonsistenz, bei Doppelabdruck- und Doppelmischtechnik. Hochelastisch, detailscharf und besonders reißfest.
Farbe: **rosa transparent**



Tube 160 ml ab 4 Tuben	89007	30,30 27,27
----------------------------------	-------	------------------------------

Sta-seal, Detax

Abformmaterial, mittlere Konsistenz. Mitteilfließend, zur Abformung unbezahnter Kiefer. Besonders geeignet bei atrophischen Kieferverhältnissen, Schlotterkamm sowie bei Unterfütterungsabformungen.
Farbe: **lindgrün**



Tube 160 ml	86594	27,30
--------------------	-------	--------------

Sta-seal f, Detax

Spezialabformmaterial, hohe Konsistenz, für die Funktionsabformung und funktionelle Randgestaltung. Besonders geschmeidige, auf die Muskulatur abgestimmte Anfangskonsistenz, sehr gut verformbar, ideale Endhärte. Bequemes Ausführen der Funktionsbewegungen durch verlängerte Abbindephase im Mund.
Base: **grün**
Katalysator: **blau**



Packung	70984	Preis pro Einheit	58,90
3 x 80 ml Dosierspritzen, 1 x 10 ml Flasche cat f			
Großpackung	70985	Preis pro Einheit	159,30
9 x 80 ml Dosierspritzen, 3 x 10 ml Flaschen cat f			

Cat f / Cat p, Detax

Katalysatoren für silaplast Futur, Silasoft und Sta-seal.
Qualitätshärter für C-Silikone mit neuer Härtematrix 'inertes System', hypoallergen, nicht reizend, angenehmer Geruch und Geschmack. Blau eingefärbt, zur exakten Dosierung und Kontrolle des Mischvorganges.



cat p universal Futur	86600	Preis pro Einheit	20,71
Tube 35 ml			
ab 5 Einheiten			18,64
silaplast cat f Futur	86601	Preis pro Einheit	17,64
Flasche 50 ml			
ab 5 Einheiten			15,88
Silasoft cat f	86602	Preis pro Einheit	10,50
Flasche 10 ml			
Sta-seal cat f	86603	Preis pro Einheit	10,50
Flasche 10 ml			

Speedex, Coltène

C-Silikon mit einer hervorragenden Benetzbarkeit und einem ausgezeichneten Fließverhalten.



Dose 910 ml putty	64904	Preis pro Einheit	36,36
Tube 140 ml			
light body	64906	Preis pro Einheit	15,04
medium	18835	Preis pro Einheit	15,04
Tube 60 ml Aktivator	64911	Preis pro Einheit	21,13

Xantopren Comfort, Kulzer

Das Comfort System bietet einfache und sichere Anwendung.

- Exakte Detailwiedergabe
- Höchste Dimensionsstabilität
- Einfache Applikation



Packung Light	21005	Preis pro Einheit	53,33
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips			
Packung Medium	21007	Preis pro Einheit	53,33
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips			
Zubehör			
Mixing Tips 4:1 gelb, 48 Stück	21010	Preis pro Einheit	50,60
Intraoral Tips gelb, 96 Stück	21009	Preis pro Einheit	50,60

Xantopren function, Kulzer

Kondensationsvernetzendes Spezialabformmaterial, knetbare Konsistenz.

- Mundgeschlossene und mündoffene Funktionsabformung (mit Xantopren M mucosa)



Kombipackung	29445	Preis pro Einheit	123,00
450 ml Dose, 2 x 7 ml Härterkomponente 1+2, Dosierlöffel, Anmischblock, Anmischspatel			
Kombipackung Aktivator	30046	Preis pro Einheit	34,20
7 ml Härter 1 (rot), 7 ml Härter 2 (gelb)			

C-Silikon

1

Abformung

Xantopren H grün, Kulzer
Kondensationsvernetzendes Löffelmaterial, schwerfließende Konsistenz.
• Doppelmischtechnik (mit Xantopren L)



**Tube 140 ml
ab 4 Tuben**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
52511	35,00 31,50

Xantopren L blau, Kulzer
Kondensationsvernetzendes Korrekturmaterial, dünnfließende Konsistenz.
• Doppelmischtechnik (mit Optosil Comfort oder P plus)
• Sandwichabformung (mit Optosil Comfort)
• Doppelmischtechnik (mit Xantopren H)



**Tube 140 ml
ab 4 Tuben**

52512	35,00 31,50
-------	----------------

Xantopren M mucosa, Kulzer
Kondensationsvernetzendes Korrekturmaterial, mittelfließende Konsistenz.
• Schleimhautabformungen (mit Xantopren function)



**Tube 140 ml
ab 4 Tuben**

52510	36,25 32,63
-------	----------------

Xantopren VL plus, Kulzer
Kondensationsvernetzendes Korrekturmaterial, extra dünnfließende Konsistenz.
• Doppelabformtechnik (mit Optosil Comfort oder P plus)



**Tube 140 ml
ab 4 Tuben**

52513	35,00 31,50
-------	----------------

Activator Universal Plus, Kulzer
Activator für kondensationsvernetzende Silikonabformmaterialien.



Tube 60 ml

13774	29,00
-------	-------

Flasche 25 ml

13773	29,00
-------	-------

Identium Heavy, Kettenbach

Vinylsiloxanether schafft eine Synthese aus den Charakteristika von Polyäther und denen der A-Silikone.

Identium Heavy ist ein zähfließendes Löffelmaterial in der Großkartusche mit hoher Endhärte, besonders geeignet für die Doppelmischtechnik für Abformungen für Kronen/Brücken, Inlays/Onlays und Veneers, für Funktions- und Implantatabformungen und für Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz.



Refill 2 x 380 ml Großkartusche

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Heavy	235621 199,90
ab 3 Refills	179,91
Heavy Fast	235622 199,90
ab 3 Refills	179,91

Zubehör

Dynamische Mischer, 45 Stück	254562 50,90
------------------------------	---------------------

Identium Light, Kettenbach

Vinylsiloxanether schafft eine Synthese aus den Charakteristika von Polyäther und denen der A-Silikone.

Identium Light ist ein dünnfließendes Abformmaterial in der 1:1 Kartusche, besonders geeignet für die Doppelmischtechnik für Abformungen für Kronen/Brücken, Inlays/Onlays und Veneers, für Unterfütterungsabformungen sowie für Abformungen bei herausnehmbarem Zahnersatz.



Refill 2 x 50 ml Kartuschen, 8 Mischkanülen

Light	254552 60,90
Light Fast	254553 60,90

Zubehör

Mischkanülen gelb, 100 Stück	180146 81,90
------------------------------	---------------------

Identium Medium, Kettenbach

Vinylsiloxanether schafft eine Synthese aus den Charakteristika von Polyäther und denen der A-Silikone.

Identium Medium ist ein mittelfließendes Abformmaterial in der Großkartusche mit hoher Endhärte, besonders geeignet für Abformungen in der Implantologie, für Kronen/Brücken, Inlays/Onlays und Veneers, für Fixations- und Funktionsabformungen.



Refill 2 x 380 ml Großkartusche

Medium	235619 199,90
ab 3 Refills	179,91
Medium Fast	235620 199,90
ab 3 Refills	179,91

Zubehör

Dynamische Mischer, 45 Stück	254562 50,90
------------------------------	---------------------

Impregum Penta, 3M

Polyether Präzisionsabformmaterial für die Monophasentechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix System.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen
- Fixationsabformungen
- Implantatabformungen



Refill

2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator	12641 217,24
ab 5 Refills	195,52

Impregum Penta Soft, 3M

Polyether Präzisionsabformmaterial für die Monophasentechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix System.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen
- Fixationsabformungen
- Implantatabformungen



Refill

2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator	12639 242,78
ab 3 Refills	218,50

Polyether

1

Abformung

Impregum Penta Soft Quick, 3M

Schnellabbindende Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Monophasentechnik.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Veneerabformungen
- Fixationsabformungen
- Implantatabformungen



Refill
2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator
ab 3 Refills

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
162011	242,73
	218,46

Impregum Super Quick, 3M

Superschnelles Polyether Abformmaterial, das die intrinsische Hydrophilie und die einzigartige Fließfähigkeit mit besserem Geschmack/Geruch und kurzer Verarbeitungs- und Mundverweildauer kombiniert.

- Erstklassige Detailwiedergabe aufgrund herausragender intrinsischer Hydrophilie
- Exzellente Zeichnungsschärfe dank hervorragender Fließfähigkeit
- Schnellere Abbindezeit: Das erste superschnelle Polyether Abformmaterial mit 45-Sekunden Verarbeitungszeit und 2-Minuten Abbindezeit
- Geeignet für Monophasen- und Doppelmischtechnik
- Verbesserter Geschmack für mehr Patientenkomfort



Refill 2 x 360 ml

Medium Body
Heavy Body

264190	253,74
266957	253,74

Value Pack 6 x 360 ml

Medium Body
Heavy Body

264225	685,45
266978	685,45

Refill Light Body

4 x 50 ml Kartuschen, 5 Mischkanülen, 5 Einwegspritzen

264231	124,53
--------	--------

Impregum Penta H DuoSoft, 3M

Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix System.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen

Feste Konsistenz.



Refill
2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator
ab 3 Refills

12628	240,56
	216,50

Impregum Penta H DuoSoft Quick, 3M

Schnellabbindende Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Veneerabformungen
- Fixationsabformungen
- Implantatabformungen



Refill
2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator
ab 3 Refills

161992	240,56
	216,50

Impregum Penta L DuoSoft, 3M

Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix System.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen

Dünne Konsistenz.



Refill
300 ml Basis, 60 ml Katalysator

12636	179,05
-------	--------

Impregum Garant L DuoSoft, 3M
 Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik zum Anmischen und Dosieren im Garant Misch- und Applikationssystem.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen



Refill
 4 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen, 5 Einwegspritzen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
226600	118,68

Impregum L DuoSoft Quick, 3M
 Schnellabbindende Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Veneerabformungen
- Fixationsabformungen
- Implantatabformungen



Refill
 4 x 50 ml Kartuschen, 10 Mischkanülen, 5 Einwegspritzen

226744	118,68
--------	--------

Zubehör

Mischkanülen weiß, 50 Stück	12237	49,91
Applikationsdüsen weiß, 50 Stück	24533	30,95

Impregum F, 3M
 Polyether Präzisionsabformmaterial für die Monophasentechnik.



Refill
 2 x 120 ml Basis, 2 x 15 ml Katalysator, 1 Anmischblock

12642	92,70
-------	-------

Zubehör

Basispaste, Tube 120 ml	64457	36,35
Katalysator, Tube 15 ml	88917	12,73

Permadyne, 3M
 Polyether Präzisionsabformmaterial - Feste Konsistenz und dünne Konsistenz für die Doppelmischtechnik (Handmischversion).

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen



Refill Fest
 2 x 120 ml Basis, 2 x 15 ml Katalysator

12656	89,81
-------	-------

Refill Dünn
 2 x 120 ml Basis, 2 x 15 ml Katalysator

12657	124,03
-------	--------

Permadyne Garant, 3M
 Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik zum Anmischen und Dosieren im Garant Misch- und Applikationssystem.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen



Refill
 4 x 50 ml Kartuschen, 20 Mischkanülen

12655	136,48
-------	--------

Zubehör

Mischkanülen weiß, 50 Stück	12237	49,91
Applikationsdüsen weiß, 50 Stück	24533	30,95

Permadyne Penta, 3M
 Polyether Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix System.

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen



Refill Permadyne H
 2 x 300 ml Basis, 2 x 60 ml Katalysator

12652	239,75
-------	--------

Refill Permadyne L
 300 ml Basis, 60 ml Katalysator

12654	199,76
-------	--------

Permadyne H - feste Konsistenz
Permadyne L - dünne Konsistenz

Bissregistrierung

1

Abformung

orbibite, ORBIS Dental

Bissregistriermaterialien auf A-Silikonbasis. Für dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistrare und zur Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraten. Standfest, thixotrop, sehr gut fräsbar und beschneidbar, dimensionsstabil.

- Enddhärte (>Shore A 85)
- Farbe: gelb
- Verarbeitungszeit: 30 sec, Mundverweildauer: 60 sec
- Minzgeschmack

TOP



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
149646	31,45

orbibite granit, ORBIS Dental

Bissregistriermaterialien auf A-Silikonbasis. Für dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistrare und zur Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraten. Standfest, thixotrop, sehr gut fräsbar und beschneidbar, dimensionsstabil.

- Extrem hohe Enddhärte (>Shore D 45)
- Sehr kurze Aushärtezeit
- Farbe: türkis
- Verarbeitungszeit: 30 sec, Mundverweildauer: 30 sec
- Minzgeschmack

TOP



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

149649	34,95
--------	-------

orbibite green, ORBIS Dental

Additionsvernetzendes Bissregistriermaterial im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Enddhärte sehr gut fräsbar und beschneidbar. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistrare, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraten.

- Shore A95
- Farbe: grün
- Apfelgeschmack

TOP



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

216641	35,95
--------	-------

orbibite transpa, ORBIS Dental

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Reproduktion von Zahnoberflächen und Kauflächen aus lichtpolymerisierendem ästhetischem Komposit. Bei Verwendung als Bissregistriermaterial ist eine direkte, sichtbare Kontrolle des korrekten Bisses dank der sehr hohen Transparenz möglich. Verarbeitungszeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 60 Sek. Weitere Indikationen: Kauflächenstempel bei lighthärtenden Kompositrestaurationen, Transfermatrix zur Befestigung von Brackets.

- Shore A70
- Farbe: transparent
- Minzgeschmack

TOP



Packung transpa

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

216639	37,95
--------	-------

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Orb bite Scan, ORBIS Dental

Orbite Scan ist ein additionsvernetztes, scanbares Bissregistriermaterial mit hoher Thixotropie, ausgezeichneter Dimensionsstabilität, feiner Zeichnungsschärfe und exakter Detailwiedergabe. Das Material lässt sich sehr gut beschneiden und fräsen. Orbite Scan ist speziell für die Anwendung in CAD/CAM Systemen entwickelt worden. Die neuartige, spezielle Zusammensetzung bewirkt eine hervorragende Wiedergabe von 3D erfassten Daten, z. B. Okklusionsflächen, Antagonisten, Präparationen. Zusätzlicher Einsatz von Puder entfällt.



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün

216640 38,95

- Verarbeitungszeit: 30 Sek
- Mundverweildauer: 30 Sek.
- Shore D45
- Farbe: gelb
- Minzgeschmack,

TOP

Bissnehmwachs, ORBIS Dental

Bissnehmwachs in Stangen ist geeignet zur Herstellung von totalen und partiellen Bisschablonen sowie zum Aufsetzen auf Modellgusssättel. Es ist erwärmt so zäh wie Bienenwachs und abgekühlt absolut formfest. Somit ist eine exakte Bissregulierung möglich.

- Größe: 10 x 10 x 100 mm



Packung 490 g

gelb, weich

141110 17,95

rosa, hart

141145 17,95

Packung 1.850 g

gelb, weich

141067 46,95

rosa, hart

141088 46,95

TOP

Bisswälle, vorgeformt, ORBIS Dental

Hervorragend geeignet zur Herstellung von totalen Prothesen. Zeitersparnis, da die Arbeit des Umformens entfällt. Im labialen Bereich sind die Bisswälle etwas verjüngt, bleiben aber im buccalen Bereich bei Seitwärtsbewegungen in flächigem Kontakt. Die Bissbestimmung wird dadurch vereinfacht.



Packung 100 Stück

rot, hart

140090 26,75

grün, mittel

140094 26,75

gelb, weich

140113 26,75

orange, mittel

140110 26,75

TOP

Aquasil Bite, Dentsply Sirona

Silikon zur exakten Kieferrelationsbestimmung und Bissregistrierung. Es bietet der Mundschließbewegung während der Verarbeitungszeit von 30 Sekunden ein Minimum an Widerstand. Dadurch werden Abweichungen des Unterkiefers minimiert und reproduzierbare, genaue Registrierungen der Kieferrelation ermöglicht. Aquasil Bite gibt die Zahnform detailgetreu wieder. Dies ermöglicht es dem Zahnarzt und dem Zahntechniker, Kiefermodelle leicht einzuarbeiten, ohne dass konvexe Zahnflächen stören.



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen

189468 56,23

Zubehör

Mischkanülen, 48 Stück

156865 65,79

Bissregistrierung

1

Abformung

Bite Compound, GC

Thermoplastisches Abformmaterial für die okklusale Bissregistrierung.



Packung
15 Stangen á 8 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
23651	39,38

Bite Tab, Loser

Selbstklebende Compoundaufkleber für die Bissgabel. Einfach und schnell. Lassen sich in Sekundenschnelle in heißem Wasser erweichen. Einfachste Reinigung: Bite Tabs werden mit der Klebefolie von der Bissgabel abgezogen - schon sauber!



Packung 180 Stück

45064	107,90
-------	--------

CoprWax, Sigma Dental

Die Bisschablonen sind mit einer mikrodünnen Folie versehen und stellen das Eingipsen im Artikulator in der korrekten zentrischen Bisslage sicher. Mit Kupferpulver imprägniert.



Packung 84 Stück

73899	100,52
-------	--------

Exabite II, GC

A-Silikonmaterial mit Eigenschaften, die speziell auf die Anforderungen der Bissregistrierung abgestimmt sind.

- Mischen und Auftragen direkt aus der Patrone
- Thixotrope Eigenschaften mit einem idealen Gleichgewicht zwischen Stabilität und Fließfähigkeit
- Schnappeinstellzeit: nur 45 Sek
- Hohe Stabilität für die sichere Übertragung von Modellen auf einen Artikulator
- Einfaches Trimmen und Schnitzen



Packung
2 x 48 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen L

26774	73,64
-------	-------

Packung
8 x 48 ml Kartuschen, 48 Mischkanülen L

26773	260,80
-------	--------

Flexitime Bite, Kulzer

Scanbares Bissregistrierematerial auf A-Silikon Basis. Es ist geeignet sowohl für die universelle Bissregistrierung als auch für die puderfreie optische Datenerfassung der Antagonisten für die CAD/CAM Technologie. Es zeichnet sich aus durch die extra hohe Endhärte von Shore D 40. Seine ausgeprägte Thixotropie vermeidet ein Abfließen in die Interdentalräume / sogar Zahnlücken / und ermöglicht eine einfache Mundentnahme.



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün
ab 3 Packungen

19520	60,00
-------	-------

54,00

Futar, Kettenbach

Schnellabbindendes additionsvernetztes Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis mit hoher Endhärte (Shore-A-Härte 90).



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen

Artikel-Nr. 254549
Preis pro Einheit 51,40

Vorratspackung
10 x 50 ml Kartuschen, 30 Mischkanülen

254550 205,50

Zubehör
Mischkanülen grün, 50 Stück
Mischkanülen grün, 100 Stück

65637 43,40
26089 81,90

Futar Cut & Trim Fast, Kettenbach

Besonders schnell abbindendes, additionsvernetztes Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis, mit extra hoher Endhärte (Shore-D 35). Futar Cut & Trim Fast sorgt für noch mehr Effizienz: spart Geld durch die Verwendung mit dem kurzen, gelben Mischer, ist noch effektiver durch die besonders schnelle Abbindung und noch flexibler durch die Bearbeitung mit Fräse oder Skalpell.



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 8 Mischkanülen

252732 52,10

Vorratspackung
10 x 50 ml Kartuschen, 40 Mischkanülen

252734 208,40

Zubehör
Mischkanülen gelb, 100 Stück

180146 81,90

Futar D, Kettenbach

Futar D ist ein schnellabbindendes, additionsvernetztes Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis (A-Silikon) mit extrem hoher Endhärte (Shore-D-Härte 43).



Normal pack 2 x 50 ml, 6 Mischer

Futar D 254545 51,40
Futar D Fast 254543 51,40
Futar D Slow 254546 51,40

Bonus pack 10 x 50 ml, 30 Mischer

Futar D 254544 205,50
Futar D Fast 254542 205,50

Greenbite apple, Detax

Bissregistrierungsmaterial auf A-Silikonbasis, mittlere Konsistenz - mittelfließend, thixotrop.

- Zur direkten Applikation auf die Zahnreihe
- Extrem kurze Mundverweildauer (60 Sec.)
- Maximale Endhärte (ca. 45 Shore D)
- Mit Apfelaroma
- Leicht zu bearbeiten
- Base: grün / Katalysator gelb



Standardpackung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen grün, 12 Konturierungsdüsen

29662 54,30

Ecopackung
8 x 50 ml Kartuschen, 48 Mischkanülen grün, 48 Konturierungsdüsen

29774 206,80

Zubehör
Mischkanülen grün, 48 Stück
Konturierungsdüsen, 12 Stück

29775 43,20
29776 5,30

Harvard Bite, Harvard

Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon.

- Präzise und korrekte Registrierung
- Schnelle Aushärtung (45 sec)
- Sehr geringer Schrumpfung
- Leicht zu beschneiden, nicht brüchig
- Ideale Konsistenz
- Dauerhafte Lagerung der Bissregistrierung möglich
- Vanille Duft
- Neutraler Geschmack



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen

229840 39,27

Bissregistrierung

1

Abformung

Imprint 4 Bite, 3M

VPS Bissregistriermaterial für alle okklusalen Bissregistrierungen.

- Hohe Endhärte (Shore-Härte A 90) gewährleistet hohe Stabilität und einfache Beschneidbarkeit
- Hohe Genauigkeit und Dimensionsstabilität
- Kurze Abbindezeit: 60 Sekunden für Patienten-Komfort und Praxis-Effizienz (20 sek. max. Verarbeitungszeit im Mund, 60 sek. Mundverweildauer)
- Scanbar mit Chairside- und Labor-Scannern
- Kosteneffizient



Refill

2 x 50 ml Kartuschen, 5 Mischkanülen, 5 Applikationsdüsen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

239005 50,61

Jet Bite, Coltène

Das einfache Handling sowie die ideale Standfestigkeit erleichtern die Bissregistrierung.

- Mousse-artige Konsistenz - kein Bisswiderstand
- Perfekter Snap-Set fixiert Bissituation
- Höchste Dimensionsstabilität
- Nicht brüchig - einfach zu beschleifen und beschneiden
- Zeitersparnis - kein Einschleifen



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips, 12 Spreader Tips

18528 57,01

Zubehör

Mixing Tips Universal, 40 Stück 246451 33,31
 Mixing Tips Universal, 100 Stück 246483 67,15
 Spreader Tips, 100 Stück 76715 24,52

Jet Blue Bite, Coltène

Mit der mousse-artigen, geschmeidigen Konsistenz von JET BLUE BITE okkludiert der Patient völlig natürlich, ohne einen Bisswiderstand zu verspüren. Die sehr kurze, patientenfreundliche Mundverweildauer fixiert die Bissituation schnellstens.

Fast: 30 Sekunden Verarbeitungszeit - 40 Sekunden Mundverweildauer

Superfast: 20 Sekunden Verarbeitungszeit - 30 Sekunden Mundverweildauer



Einzelpackung 50 ml Kartusche

fast 176827 27,05
 superfast 179769 27,05

Refill 4 x 50 ml Kartuschen

fast 179770 93,31
 superfast 179774 93,31

Zubehör

Mixing Tips Universal, 40 Stück 246451 33,31
 Mixing Tips Universal, 100 Stück 246483 67,15
 Spreader Tips, 100 Stück 76715 24,52

LuxaBite, DMG

Bissregistriermaterial auf Bis-Acrylat-Basis. Anwendungsgebiete:

- Fixation von Abformpfosten bei Implantatabformungen
- Bissregistrierung

Vorteile:

- Sehr hohe Endhärte (Barcol-Härte 25 nach 1 h)
- Kein Federn bei der Reposition auf dem Modell
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Hervorragende Standfestigkeit
- Ausgezeichnet fräsbar



Packung

1 x 50 ml Kartusche, 15 Automix-Tips 17765 76,45

Vorteilspackung

5 x 50 ml Kartuschen, 75 Automix-Tips 71687 344,20

Zubehör

Automix-Tips gelb, 25 Stück 18344 24,90

Memoreg 2, Kulzer

Hochgefülltes additionsvernetzendes Silikon für alle Arten von Bissregistrierungen.

- Einfache und exakte Handhabung
- Ausgeprägte thixotrope Eigenschaften
- Optimale Endhärte von 90 Shore A



Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips 29249 72,33
 ab 3 Packungen 65,10

Zubehör

Mischkanülen grün, 48 Stück 25871 50,60
 Registration Tips, 96 Stück 25856 50,60

Memosil 2, Kulzer

Transparentes A-Silikon für spezielle Indikationen.

- Transparenz für optische Kontrolle
- Einfache und schnelle Direktapplikation
- Lichthärtung von Composites durch Memosil 2 hindurch möglich



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mixing Tips
ab 3 Packungen

Zubehör
Mischkanülen grün, 48 Stück
Registration Tips, 96 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
29527	70,00
	63,00
25871	50,60
25856	50,60

Milkbite, Detax

VPS Bissregistrator, widerstandsfreies Zubeißen durch besonders feinsahnige, luftige Ausgangskonsistenz. Thixotrope Formulierung, standfest, extra niedriger Auspressdruck. Erleichtert das störungsfreie Identifizieren und Fixieren der natürlichen Bissposition erheblich. Zeitsparende Direktapplikation auf die Zahnreihe, kein Wegfließen in Interdentalräume, leichte Mundentnahme.

- Endhärte: ca. 90 Shore A
- Farbe: cremeweiß 1:1, Aroma: Milcheis



Standardpackung
2 x 50 ml Kartusche, 12 Mischkanülen rosa, 12 Konturierungsdüsen

Ecopackung
8 x 50 ml Kartuschen, 48 Mischkanülen rosa

Zubehör
Mischkanülen rosa, 48 Stück
Konturierungsdüsen, 12 Stück

219116	54,40
219077	207,00
26809	43,20
29776	5,30

O-Bite, DMG

- Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis.
- Hohe Shore A-Härte von 93
 - Federfreies Repositionieren auf dem Modell
 - Hervorragende Bruchstabilität
 - Schnelle Abbindung
 - Patientenfreundlicher frischer Orangenduft
 - Minimaler Bisswiderstand



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips

Vorteilspackung
8 x 50 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips

Zubehör
Automix-Tips pink, 50 Stück
Conturation-Tips, 50 Stück

157936	54,10
156284	183,35
29404	36,30
48203	23,20

O-Bite Scan, DMG

Scanbares, extrem hartes Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis.

- Sehr gute Bruchstabilität
- Fruchtig-frischer Orangenduft
- Minimaler Bisswiderstand
- Schnellhärtend



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Automix-Tips

Packung
8 x 50 ml Kartuschen, 50 Automix-Tips

Zubehör
Automix-Tips pink, 50 Stück
Conturation-Tips, 50 Stück

244340	55,80
244346	189,15
29404	36,30
48203	23,20

Ramitec, 3M

Polyether Abformmaterial für die Bissregistrierung.

Als Handmischversion oder zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix System.



Refill Penta
300 ml Basis, 60 ml Katalysator

Refill
2 x 120 ml Basis, 2 x 15 ml Katalysator, 1 Applikationsspritze, Anmischblock

Zubehör
Basispaste, Tube 120 ml
Katalysator, Tube 15 ml
Applikationsspritzen, 5 Stück

12663	206,95
12664	112,64
88920	57,25
84603	12,80
84657	12,36

Bissregistrierung

1

Abformung

Regisil PB, Dentsply Sirona
Gipsartige Bissregistrierpaste auf additionsvernetzender Polysiloxanbasis. Cremeartige Konsistenz mit einer extrem hohen Endhärte



Packung
4 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen

Zubehör
Mischkanülen, 48 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

153541 **181,17**

156865 **65,79**

Registrado Clear, Voco
Transparentes, additionsvernetzendes Silikon für die Bissregistrierung, schnell abbindend.

- Registratorschlüssel bei intraoraler Stützstiftregistrierung
- Fixierung von Röntgenkugeln
- Front- und Okklusalsstempel
- Silikonschlüssel für Compositefüllungen



Packung
50 ml Kartusche, 6 Mischkanülen Typ 16, 3 Applikationsaufsätze Typ 2

Zubehör
Applikationsaufsätze Typ 2, 50 Stück

221431 **29,90**

47813 **33,60**

Registrado X-tra, Voco
Extra hartes, schnellabbindendes, A-Silikon zur Bissregistrierung.

- Optimale Härte
- Kurze Mundverweildauer von nur 40 sec
- Sehr gute Standfestigkeit
- Ausgeprägte thixotrope Eigenschaften



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, Mischkanülen Typ 16, Applikationsaufsätze Typ 2

Großpackung
8 x 50 ml Kartuschen, Mischkanülen Typ 16, Applikationsaufsätze Typ 2

Zubehör
Applikationsaufsätze Typ 2, 50 Stück

29191 **49,90**

29692 **174,00**

47813 **33,60**

StoneBite, Dreve
Additionsvernetzendes Silikon auf elastomerer Basis für die Bissregistrierung mit extrem hoher Endhärte von 48 Shore D, welches dem Anwender eine absolut präzise und verlässliche Arbeitsgrundlage präsentiert.



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen pink, 12 Applikationstips

Packung
4 x 50 ml Kartuschen

21546 **38,20**

141451 **54,57**

StoneBite scan, Dreve
Scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis mit sehr hoher Endhärte.

- Endhärte 32 Shore D
- Hervorragend scanbar
- Standfest, thixotrope Eigenschaften
- Sehr gut schneid- und fräsbar



Packung
2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen pink, 12 Applikationstips

162669 **60,68**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Superbite, Bosworth

Bissregistrierpaste auf Zinkoxydbasis. Nicht klebrig. Eventuelle Bruchstücke mit Klebewachs zusammensetzen.



Packung
217 g Tube Basis, 92 g Tube Katalysator

81200 63,77

Alkohol-Löt-Lampe

Durch Zusammendrücken der Flasche wird eine nadelfeine Stichflamme erzeugt. Für kleine Lötungen und zum Glätten von Wachsen geeignet.



Stück
Lampe mit Docht

142995 11,00

Blue-Flame 1500, Hager & Werken

Handlicher Brenner für Praxis und Labor.

- Einfache, praktische Einhandbedienung
- Automatische und zuverlässige Zündung
- Stabiler Standbrenner, nur 15 cm klein
- Flamme auch in der Temperatur stufenlos regulierbar von ca. 800 - 1300 °C
- Max. Brenndauer ca. 35 min



Stück

46730 65,22

Centralin Gas
Dose 125 ml

267933 2,94

Kisag Brenner, Hager & Werken

Gasbrenner für Praxis und Labor. Flammentemperatur stufenlos regelbar von ca. 750° C bis 1.150° C. Eine Füllung reicht für 5 - 6 Stunden Brenndauer.

- Nachfüllbar nur mit Kisag-Gas



Einführungs-Set
1 Brenner, 1 Dose Gas

58634 114,99

Kisag Gas
Dose 400 ml

79748 7,99

Miratorch, Hager & Werken

Dentalbrenner für Zahnarzt und Labor.

- Kleiner, handlicher Brenner
- Einfache Einstellung und stufenlose Regulierung der Temperatur

Technische Daten:

Temperatur: 1300 °C
Tank: 64 ml Butangas
Brenndauer: 60-70 Minuten
Maße: Höhe 137 mm
Gewicht: 170 g



Stück

15761 38,50

Centralin Gas
Dose 125 ml

267933 2,94

Langzeit-Abformung / Unterfütterung

1

Abformung

Dinabase 7

Dinabase 7 ist ein selbsthaftendes Unterfütterungsmaterial. Es ist ein vollkommen anallergisches und atoxisches Einkomponenten-Thermoplastmaterial, welches kein Anmischen und auch keine Polymerisation erfordert.



Tube 20 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
260758	9,57

Ex-3-N, Meist

Für die Ex-3-N Abformmethode. Kauunterfütterungsabformmaterial.



Packung Ex-3-NK
1 Schale, für ca. 10 Abdrücke

74645	70,00
-------	-------

Zubehör
EXIN Lösemittel, Flasche 200 ml

74656	23,33
-------	-------

Fitt, Kerr

Abdruck-Unterfütterungsmaterial im Zweiphasen-Abbindesystem. Zur Lokalisierung von Druckstellen sowie zur temporären Unterfütterung und für Langzeitfunktionsabformung.



Packung
100 g Pulver, 100 ml Flüssigkeit, 15 ml Separierflüssigkeit, 14 Plastiknührbecher

81446	36,36
-------	-------

Einzelflasche
100 g Pulver
100 ml Flüssigkeit

81448	30,30
81447	30,30

GC Reline, GC

GC Reline ist ein hartes, direktes Unterfütterungsmaterial. Methylmethacrylatfreier Kunststoff für die dauerhafte Langzeitunterfütterung von Voll- und Teilprothesen in der direkten, schnellen Chairside-Methode.



Packung
80 g Pulver, 50 ml Flüssigkeit, 15 ml Bonding Agent, Zubehör

49824	147,90
-------	--------

Einzelflasche
80 g Pulver rosa universal
50 ml Flüssigkeit
15 ml Bonding Agent

45725	54,20
45742	28,78
45743	28,35

GC RELINE II, GC

GC Reline II ist ein weiches silikonbasierendes Unterfütterungsmaterial.

RELINE II Soft ist ein A-Silikonmaterial für Komfort und langfristige Elastizität bei scharfen oder knöchigen Alveolarkämmen und Unterschnitten. Es wird für die Anpassung von Prothesen nach Extraktionen oder Implantationen verwendet.

RELINE II ExtraSoft ist ein A-Silikonmaterial, das bei Indikationen wie empfindlichen Schleimhäuten und Druckstellen Komfort und Elastizität bietet. Zudem unterstützt es den Heilungsprozess nach Extraktionen oder Implantateingriffen.



Packung 48 ml Kartusche

Soft	258294	65,00
ExtraSoft	21786	65,00

Langzeit-Abformung / Unterfütterung

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

GC Tissue Conditioner, GC

Dieser Gewebe-Konditioner ist ein hoch modernes Unterfütterungsmaterial der nächsten Generation aus weichem Acryl. Eine hervorragende Alternative, wenn Sie nach einer Option suchen, die lange weich und sauber bleibt. Indikationen: Gewebevorbereitung, weiche Unterfütterungen und funktionelle Aufgaben.



Intro Packung 1-1
Live-pink (rosa)

37970 118,35

Impression Compound, Kerr

Thermoplastische Abformmasse in Stangen, für Situations- und Gegenbissabformungen.



Packung 15 Stangen

rot
grün

215778 25,45
213217 25,45

Impression Paste, SS White

Zinkoxid-Eugenol-Abformpaste.
Typ II: soft.



Packung
2 Tuben, 1 Mischblock

78252 10,18

LuxaPick-up, DMG

Das gingivafarbene Composite ist Ihr Spezialist für die einfache Fixierung und passgenaue Unterfütterung von Prothesen.

- Zwei Hauptaufgaben zuverlässig und schnell gelöst:
1. Direkte harte Unterfütterung von Zahnersatz
 2. Fixierung von Sekundärteilen und Verbindungselementen in implantatgetragenen Prothesen
- Besonders biokompatibel: ohne MMA, ohne Peroxid
 - Direkte Chairside-Anwendung
 - Spannungsfreier, zuverlässiger Halt
 - Auch für Prothesenreparaturen und Individualisierung von Interimszahnersatz



Packung
1 Kartusche à 76 g, 15 Automix-Tips

250885 139,55



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Langzeit-Abformung / Unterfütterung

Mollosil plus, Detax

Mollosil plus ist eine definitive Direkt-Unterfütterung auf A-Silikonbasis, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel. Wird direkt aus der Kartusche auf die Prothesenbasis appliziert. Haftet absolut sicher auf allen Prothesenacrylaten. Kann auch im indirekten Verfahren verarbeitet werden.

Primer mit Farbindikator zur visuellen Applikationskontrolle. Patientenbroschüre und Schleifset inklusive.

Medizinprodukt der Kl. II a,



Standardpackung Automix2

50 ml Kartusche, 7 Mischkanülen, rosa, Primer, Politur, Schleifset, Good morning Spray, Patientenbroschüren

Standardpackung Automix1

50 ml Kartusche, 7 Mischkanülen 6 mm, Primer, Politur, Schleifset

Einzelpackung

50 ml Kartusche Automix2

50 ml Kartusche Automix1

5 ml Primer

10 ml Remover

2 x 7 ml Politur

10 Schleifkappen, spitz

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

27171 178,20

53165 167,30

27172 116,90

69510 116,90

69521 19,90

189268 26,00

69524 25,20

70824 14,00

Mucopren Soft, Kettenbach

Mucopren Soft ist eine weichbleibende Prothesenunterfütterungen ohne Kompromisse. Langzeithaftung an der Prothese, Abstoßen von Bakterien durch die glatte und hydrophobe Silikonoberfläche.



Basis-Set

50 ml Kartusche, 50 ml Versiegelungssilikon, 10 ml Adhäsiv, 7 Mischkanülen grün, 20 Mischkanülen hellblau, Zubehör

Packung

2 x 50 ml Kartuschen, 6 Mischkanülen grün

Packung Versiegelungssilikon

50 ml Kartusche, 10 Mischkanülen hellblau

Zubehör

Mischkanülen grün, 50 Stück

Mischkanülen grün, 100 Stück

Mischkanülen hellblau, 60 Stück

Adhäsiv, Flasche 10 ml

65326 149,00

254554 129,00

65671 69,00

65637 43,40

26089 81,90

65607 51,90

25347 26,00

Silagum-Comfort, DMG

Silagum-Comfort ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf der Basis von A-Silikon.

Anwendungsgebiete:

- Unterfütterung für totale, partielle und implantatgetragene Prothesen

Vorteile:

- Sehr guter Haftverbund zur Prothese
- Neutraler Geruch und Geschmack
- Sehr anwenderfreundliches Handling
- Hohe Ästhetik durch transparent pinker Farbe
- Hohe Reißfestigkeit



Packung

25 ml Kartusche, 5 Automix-Tips

Packung

50 ml Kartusche, 12 Automix-Tips

Zubehör

Automix-Tips gelb, 50 Stück

Primer, Flasche 5 ml

Lack, 2 x 10 ml Flaschen

Silicone Trimming Set

25 Schleifer, 1 Halter

27304 30,85

32313 50,10

29686 35,65

27306 27,45

27305 36,90

150529 14,90

Ufi Gel hard C, Voco

Ufi Gel hard C ist ein direkt hartes Unterfütterungsmaterial in Kartuschen für die zeitsparende und blasenfreie Applikation.

- Methylmethacrylatfrei
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Farbstabil



Set

80 g Kartusche, 10 ml Adhäsiv, Mischkanülen Typ 8

Nachfüllpackung

80 g Kartusche, Mischkanülen Typ 8

Zubehör

Adhäsiv, Flasche 10 ml

24897 138,20

24898 118,30

24899 25,60



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Langzeit-Abformung / Unterfütterung

Ufi Gel P, Voco

Ufi Gel P ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf A-Silikonbasis in Tuben.

Geeignet für totale oder partiellen Prothesen.

- gute Haftung
- Geruchs- und Geschmacksneutral



Set

je 50 ml Basis und Katalysator, je 10 ml Glazing Basis/Katalysator, 10 ml Adhäsiv, Zubehör

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

88906 136,30

Nachfüllpackung

je 50 ml Basis und Katalysator

88907 98,90

Flasche

Adhäsiv 10 ml

88908 23,20

Ufi Gel SC, Voco

Ufi Gel SC ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf A-Silikonbasis in Kartuschen.

- Komplette Unterfütterung chairside in einer Sitzung
- Biokompatibel (ohne Methacrylate)
- Farbstabil und ästhetisch, mit Farbanpassungseffekt
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Für alle PMMA-basierten Prothesen



Set

50 ml Kartusche, 10 ml Adhäsiv, je 10 ml Glazing Basis/Katalysator, Mischkanülen Typ 8

25464 173,00

Nachfüllpackung

50 ml Kartusche, Mischkanülen Typ 8

25465 90,00

Zubehör

Adhäsiv, Flasche 10 ml

73062 34,60

Glazing, Packung je 10 ml Basis/Katalysator

73064 34,60

Visco-Gel Liquid, Dentsply Sirona

Weichbleibendes, gummiartiges Gel für therapeutische und temporäre Unterfütterungen sowie Langzeitabformungen.



Packung

120 g Pulver, 90 ml Flüssigkeit, 15 ml Isolierung, Mischgefäß, Pulvermass, Flüssigkeitsmass

212891 122,11

1
Abformung

Occlu Artikulationsgips, ORBIS Dental
 Synthetischer Spezial-Artikulationsgips nach DIN 6873-3 (Klasse 3) zur Einartikulation der Modelle, zum Fixieren von KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 2 Min. Abbindezeit: 3,5 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 20 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 30 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,04 %



Karton 20 kg
weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
141656	58,95

TOP

Occlubaster, ORBIS Dental
 Alabastergips der Klasse 2 mit Hartgipszusatz zur Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 50 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10/12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 12 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 17 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,18 %



Eimer 10 kg
naturweiß

Sack 25 kg
naturweiß

131800	13,25
143336	23,65

TOP

Occlumedanit, ORBIS Dental
 Modellgips (Naturgips) mittlerer Härte der Klasse 3 mit gutem Fließvermögen.

- Mischverhältnis (Wasser/Gips): 30 ml : 100 g
- Verarbeitungszeit: 5/6 Min
- Abbindezeit: 10/12 Min
- Druckfestigkeit nach 1 h: 24 MPa
- Druckfestigkeit, trocken: 50 MPa
- Abbindeexpansion nach 2 h: 0,14 %



Eimer 10 kg
gelb
weiß
blau

Sack 25 kg
gelb
weiß
blau

131808	22,45
131809	22,45
131807	22,45
143337	37,75
143338	37,75
143339	37,75

TOP

Gipsspatel, ORBIS Dental
 Spatel zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen

- Aus rostfreiem Stahl

Stück
 Roghe, S-förmig gebogen, abgerundet, 20 cm

145570	7,95
--------	------

TOP



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
145400	5,75

Gipsspatel, ORBIS Dental
Spatel zum leichten und zügigen Anmischen von Gipsen.

Stück
Lichtenstein, gerade, 17cm

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Gipsmesser, ORBIS Dental
Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

Stück
Nr. 6R, mit spitz zulaufender Klinge, Länge:14,5 cm

143243	6,95
--------	------

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Gipsmesser, ORBIS Dental
Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

Stück
Nr. 7R, mit gerader Klinge, Länge:14,5 cm

143244	6,95
--------	------

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Gipsmesser, ORBIS Dental
Gipsmesser mit Holzgriff, hochwertig verarbeitet.

Stück
Gritmann, mit gerader Klinge und Küvettenöffner, Länge: 16,5 cm

143245	6,95
--------	------

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



1
Abformung

Mischbecher Flexibel, ORBIS Dental
Vielfach bewährter Mischbecher für den sparsamen Ansatz von Dentalmaterialien. Aus speziellem, flexiblem Kunststoff, der ein restloses Entleeren des fertig gemischten Materials erlaubt. Überschüssiges Material lässt sich nach Aushärten sehr leicht entfernen.

- Latexfrei

TOP



Stück
klein, Ø 11,5 cm,
Inhalt: ca. 300 ml
mittel, Ø 12,5 cm,
Inhalt: ca. 500 ml
groß, Ø 14,0 cm,
Inhalt: ca. 900 ml
X-groß, Ø 16,5 cm,
Inhalt: ca. 1800 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

142664 **4,45**
142667 **4,95**
142671 **6,65**
142681 **10,75**

Dr. Kühns Spezialgips, ERNST HINRICHS Dental
Schnellabbindender, hochpräziser Spezialgips mit Pfefferminzduft. Naturgips Typ 2. Leicht zu verarbeiten, cremige Konsistenz und exakte Abformung bei geringster Abbindeexpansion. Anwendungsempfehlung: Abdruck, Artikulieren



Eimer 5 kg
rosa
Sack 25 kg
rosa

63771 **17,30**
63772 **52,37**

- Mischverhältnis: 100 g : 50 ml
- Verarbeitungszeit: 1:30 Min
- Abbindezeit: 2:30 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,06%
- Druckfestigkeit 20 MPa

Esthetic-Base Gold, Dentona
Spezial-Stumpfgips nach ISO 6873:2000, Typ 4, basierend auf spezieller Formulierung. Hochthixotrop und schnell entformbar. Schöne Optik, gute Focus- und HV-Werte bei der Oberflächendigitalisierung.



Packung
5 Kg
25 Kg

185436 **66,46**
184473 **219,18**

- Mischungsverhältnis: 100 : 20 ml
- Verarbeitungszeit: 9 - 10 Min
- Abbindezeit: 13 - 14 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,08%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 80 N/mm²

Snow White Plaster No. 2, Kerr
Spezial Artikulations- und Abdruckgips der Klasse 1 mit angenehmem Geschmack, ebenfalls zur Bisskontrolle geeignet.



Eimer 4,5 kg
weiß
Karton 20 kg
weiß

73250 **34,14**
85727 **89,44**

- Mischverhältnis: 100 g : 94 ml
- Verarbeitungszeit: 2 Min
- Abbindezeit: 3 bis 5 Min
- Abbindeexpansion n. 2 h: 0,12%
- Druckfestigkeit n. 1 h: 15 N/mm²

Kompaktwaaage EMB 2200-0, Kern & Sohn
Geeignet für den Einsatz als Gipswaage.

- Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Zuwiegefunktion
- Grosses Display
- Wägebereich bis 2,2 kg



Kompaktwaaage EMB 2200-0
Lieferumfang:
• ohne Netzteil
Netzadapter 230 V
Abmessungen B x H x T:
• 170 x 39 x 244 mm
Ablesbarkeit:
• 1 Gramm
Gewicht:
• 750 g

150075 **57,00**
142378 **30,00**

Orbilock Abformlöffel, ORBIS Dental
Aus rostfreiem 18/8-Edelstahl mit Rand und Innenbördelung. Durch die Bördelung wird das Abformmaterial auch ohne Haftmittel festgehalten. Sehr hohe Lebensdauer, ohne Wasserkühlung.

- Korrosionsbeständig
- Geeignet für Thermodesinfektionen, Autoklavieren und Ultraschallreinigung (Richtlinien des Herstellers beachten)



U = bezahnter Oberkiefer
L = bezahnter Unterkiefer

TOP

Stück
U 5 - x-klein 141161
U 4 - klein 141162
U 3 - mittel 141163
U 2 - groß 141164
U 1 - x-groß 141165

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
141161	9,45
141162	9,45
141163	9,45
141164	9,45
141165	9,45

Stück
L 5 - x-klein 141166
L 4 - klein 141167
L 3 - mittel 141168
L 2 - groß 141169
L 1 - x-groß 141170

141166	9,45
141167	9,45
141168	9,45
141169	9,45
141170	9,45

Abformlöffel Ehrlicke, perforiert, ORBIS Dental
Abdrucklöffel aus rostfreiem Edelstahl mit gerundeten Kanten. Perforation für guten Halt des Abdruckmaterials.

- Korrosionsbeständig
- Geeignet für Thermodesinfektionen, Autoklavieren und Ultraschallreinigung (Richtlinien des Herstellers beachten)



BO = bezahnter Oberkiefer
BU = bezahnter Unterkiefer

TOP

Stück
BO Größe 0 289703
BO Größe 1 289704
BO Größe 2 289705
BO Größe 3 289706
BO Größe 4 289707

289703	9,85
289704	9,85
289705	9,85
289706	9,85
289707	9,85

Stück
BU Größe 0 289708
BU Größe 1 289709
BU Größe 2 289710
BU Größe 3 289711
BU Größe 4 289712

289708	9,85
289709	9,85
289710	9,85
289711	9,85
289712	9,85

Abformlöffel Original Ehrlicke
Metall-Abformlöffel, perforiert. Anatomischer Handgriff, rostfrei.



BO = bezahnter Oberkiefer
BU = bezahnter Unterkiefer

Stück
BO Größe 0 145700
BO Größe 1 145701
BO Größe 2 145702
BO Größe 3 145703
BO Größe 4 145704

145700	9,40
145701	9,40
145702	9,40
145703	9,40
145704	9,40

Stück
BU Größe 0 145705
BU Größe 1 145707
BU Größe 2 145708
BU Größe 3 145709
BU Größe 4 145710

145705	9,40
145707	9,40
145708	9,40
145709	9,40
145710	9,40

Abformlöffel Original Ehrlicke
Metall-Abformlöffel, perforiert. Anatomischer Handgriff, rostfrei.



PO = partiell bezahnter Oberkiefer
PU = partiell bezahnter Unterkiefer

Stück
PO Größe 1 145714
PO Größe 2 145715
PO Größe 3 145716

145714	9,40
145715	9,40
145716	9,40

Stück
PU Größe 1 145717
PU Größe 2 145718
PU Größe 3 145719

145717	9,40
145718	9,40
145719	9,40

Abformlöffel

1

Abformung

Abformlöffel Original Ehrlicke

Metall-Abformlöffel, perforiert. Anatomischer Handgriff, rostfrei.

UO = unbezahnter Oberkiefer
UU = unbezahnter Unterkiefer



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stück		
UO Größe 1	145720	9,40
UO Größe 2	145721	9,40
UO Größe 3	145722	9,40
Stück		
UU Größe 1	145723	9,40
UU Größe 2	145724	9,40
UU Größe 3	145725	9,40

Anatomic Abformlöffel nach Ehrlicke, Schweickhardt

Metall-Abformlöffel, perforiert. Mit verschweißtem Griff, hohe Biegefestigkeit.

SUP B = bezahnter Oberkiefer
INF B = bezahnter Unterkiefer



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stück		
SUP B Größe 0	76028	14,45
SUP B Größe 1	76029	14,45
SUP B Größe 2	76030	14,45
SUP B Größe 3	76031	14,45
SUP B Größe 4	76032	14,45
Stück		
INF B Größe 0	76042	14,45
INF B Größe 1	76043	14,45
INF B Größe 2	76044	14,45
INF B Größe 3	76045	14,45
INF B Größe 4	76046	14,45

Anatomic Abformlöffel nach Ehrlicke, Schweickhardt

Metall-Abformlöffel, perforiert. Mit verschweißtem Griff, hohe Biegefestigkeit.

SUP U = unbezahnter Oberkiefer
INF U = unbezahnter Unterkiefer



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stück		
SUP U Größe 1	76039	14,45
SUP U Größe 2	76040	14,45
SUP U Größe 3	76041	14,45
Stück		
INF U Größe 1	76050	14,45
INF U Größe 2	76051	14,45
INF U Größe 3	76052	14,45

Anatomic Abformlöffel nach Ehrlicke, Schweickhardt

Metall-Abformlöffel, perforiert. Mit verschweißtem Griff, hohe Biegefestigkeit.

SUP P = partiell bezahnter Oberkiefer
INF P = partiell bezahnter Unterkiefer



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stück		
SUP P Größe 1	76036	14,45
SUP P Größe 2	76037	14,45
SUP P Größe 3	76038	14,45
Stück		
INF P Größe 1	76047	14,45
INF P Größe 2	76048	14,45
INF P Größe 3	76049	14,45

Anatomic Abformlöffel nach Ehrlicke, Schweickhardt

Metall-Abformlöffel, perforiert. Mit verschweißtem Griff, hohe Biegefestigkeit.

Halbe Abformlöffel für Kronen und Brücken



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stück		
links Größe 1	76078	14,45
links Größe 2	76079	14,45
links Größe 3	76080	14,45
Stück		
rechts Größe 1	76082	14,45
rechts Größe 2	76083	14,45
rechts Größe 3	76084	14,45

Impression Tray, 3M

Einweg-Abformlöffel, speziell für den Gebrauch von Imprint 4 Preliminary für alle typischen Alginat Indikationen. Retentionsvlies erübrigt separates Löffeladhäsiv. Reduzierung der Fließfahnen durch Spoiler-design.



Packung 10 Stück

Oberkiefer Größe S
Oberkiefer Größe M
Oberkiefer Größe L

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
239877	15,68
239876	15,68
239875	15,68

Packung 10 Stück

Unterkiefer Größe S
Unterkiefer Größe M
Unterkiefer Größe L

239880	15,68
239879	15,68
239878	15,68

Inlay-Löffel, Detax

Inlay-Löffel in neuem Design für mehr Abformsicherheit, mechanisch verbesserte Löffelretention.

Geeignet für partielle Abdrücke, Vorabformung für Provisorien, Inlays, Kronen- und Kupferingarbeiten.

Einwegartikel aus Kunststoff, perforiert, hellblau-transparent.



Packung 12 Stück

groß
klein

255357	14,20
255358	14,20

Inlay Abformlöffel, Speiko

Partielle Abformlöffel aus transparentem, verwindungsfreiem Kunststoff in drei verschiedenen Größen.

Die Inlay-Abformlöffel sind konzipiert für die Abformung bei Einzelpräparationen für Gussfüllungen und dergleichen. Sie sind auch speziell geeignet zur Abformung vor der Fertigung von provisorischen Versorgungen nach Präparationen.

- Nicht steril, zur Einmalverwendung
- Kalt desinfizierbar



Packung 24 Stück

Größe S (2,4 cm)

205936	23,35
--------	-------

Packung 16 Stück

Größe M (3 cm)

205935	15,90
--------	-------

Packung 10 Stück

Größe XL (5 cm)

205937	10,60
--------	-------

Jesco-Form, Aesculap

Die Löffelformen basieren auf einer Analyse natürlich bezahnter Patienten.

- Modifiziertes Löffelschild und veränderte Löffelkrümmung
- Verlängerter Löffel bei gleichzeitiger Reduktion der transversalen Ausdehnung
- Perforiert



Stück Oberkiefer

Größe 1 - DR 201
Größe 2 - DR 202
Größe 3 - DR 203
Größe 4 - DR 204

50716	17,80
50717	17,80
50718	17,80
51118	17,80

Stück Unterkiefer

Größe 1 - DR 081
Größe 2 - DR 082
Größe 3 - DR 083
Größe 4 - DR 084

50713	17,80
50714	17,80
50715	17,80
84801	17,80



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Abformlöffel

Miratray Implant, Hager & Werken
 Implantatabformlöffel mit patentierter Folientechnik

- Erspart Zahnarzt und Patient eine komplette Sitzung und weitere Laborkosten
- Folientechnik erlaubt kontrollierte und sichere Abformung unter Sicht der Abformpfosten
- Ermöglicht sauberes Arbeiten durch präzisen Abschluss der Folie an den Pfosten
- Ein Herausquellen des Abformmaterials wird vermieden
- Individualisierbar, praktisch und wirtschaftlich
- Für alle Implantatabformmassen und alle gängigen Implantatsysteme



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 6 Stück		
Oberkiefer Größe S	36606	33,99
Oberkiefer Größe M	33500	33,99
Oberkiefer Größe L	36607	33,99
Packung 6 Stück		
Unterkiefer Größe S	36610	33,99
Unterkiefer Größe M	33515	33,99
Unterkiefer Größe L	36613	33,99

Miratray Mini, Hager & Werken
 Für Einzelabformungen von Kronen und kleinen Brücken

- Preiswerter Kunststoffeinweglöffel
- Durch geringe Wärmezufuhr formbar
- Einfach auf geriefte Pinzette aufschiebbar
- Optimal für Patienten mit Würgereiz
- Ersparnis von Abformmaterial und Zeit



Packung 50 Stück	46427	19,50
-------------------------	-------	--------------

Multi Tray, Kettenbach
 Partielle Abformlöffel zum Einmalgebrauch für die Situations- und/oder Präzisionsabformung.

- Zeitsparend, da 3 Arbeitsgänge in einem: Abdruck, Gegenabdruck und Bissregistrierung
- Kein zusätzliches Adhäsiv erforderlich
- Für Inlays/Onlays oder Einzelkronen gut geeignet
- Scanfähig



Packung 50 Stück		
Posterior	213552	46,00
Packung 30 Stück		
Quadrant	213554	29,90
Anterior	213555	29,90

Speiko-Rim-Tray, Speiko
 Wieder verwendbarer Kunststoff-Abformlöffel.
 Sterilisierbar im Autoklaven und Gassterilisation bis 155 °C.



Stück Oberkiefer		
Größe S	79488	6,30
Größe M	79489	6,30
Größe L	79490	6,30
Größe XL	79491	6,30
Stück Unterkiefer		
Größe S	79492	6,30
Größe M	79493	6,30
Größe L	79494	6,30
Größe XL	79495	6,30

Adhäsive / Haftlacke

Adhäsiv-Liquids, ORBIS Dental

Die Lösungen erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und halten das Abformmaterial sicher im Abformlöffel fest.

TOP



Flasche 30 ml
Alginat

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

193075 6,25

Flasche 30 ml
Polyether

193081 6,25

Flasche 10 ml
Silikon

193079 6,25

Adhesive, Coltène

Eine dünne Schicht von Coltène Adhesive gibt dem Löffelmaterial zusätzlichen Halt an den Löffelwänden.



Flasche 10 ml

85443 12,18

Fix, Dentsply Sirona

Haftlack:

Haftvermittler für Alginatabformungen. Schafft optimale Haftung am Löffel - leicht abtragbar.

Lösungsmittel:

Für Fix-Haftlack.



Haftlack Lösung

76348 19,00

Flasche 30 ml

Haftlack Spray

76350 19,00

Dose 88 g

Lösungsmittel Spray

76351 13,50

Dose 109 g

Identium Adhesive, Kettenbach

Haftvermittler für Identium.



Flasche 10 ml

29004 19,90

Panasil Haftlack, Kettenbach

Haftlack für Panasil, Monopren und Futar.



Flasche 10 ml

60957 19,90

Adhäsive / Haftlacke

1

Abformung

Polyether Adhesive, 3M
Haftmittel für Polyether Abformmassen.
• Haltbarkeit beträgt 24 Monate
• Rot gefärbtes Adhäsiv



Flasche 17 ml

Artikel-Nr. 253378
Preis pro Einheit 20,25

Polyether Contact Tray Adhesive, 3M
Anwendungsgebiete:
• Abformlöffel aus Metall, Methacrylat oder Polypropylen
• Polyether Abformmassen



Flasche 17 ml

266956 20,25

Reto Haftlack, Kettenbach
Haftlack für Silikone auf Polysiloxanbasis.



Flasche 10 ml

76825 19,90

Sili Haftlack, Detax
Haftlack:
Zur Haftung von Kondensationsvernetzenden Abformmassen auf Kunststoff-, Metall- und individuellen Löffeln.
Farb: blau-transparent

Haftlöser:
Zum Entfernen des Haftlackfilms und Reinigen des Abdrucklöffels nach der Abdrucknahme.



Haftlack Spray
Dose 250 ml

71030 15,70

Haftlack Fluid
Flasche 25 ml

71032 9,10

Haftlöser Spray
Dose 250 ml

71031 13,10

Tray Adhesive, DMG
Löffeladhäsiv für den Verbund von A-Silikonen mit Metall- und Kunststofflöffeln.

- Leicht aufzubringen und einfach im Handling
- Kurze Einwirkzeit nach Applikation
- Optische Kontrolle durch blaue Farbe



Flasche 10 ml

28561 13,40

Adhäsive / Haftlacke

Universal Adhäsiv, Kulzer
Haftmittel für Silikon-Abformmassen.



Flasche 10 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
60709	21,00

1
Abformung

VPS Tray Adhesive, 3M
Haftlack für Silikonabformmaterialien.



Flasche 17 ml

86612	18,70
-------	-------

Hilfsmittel - Abformung

1

Abformung

Anmischblocks aus Papier, ORBIS Dental

ORBIS-Anmischblocks werden aus einem speziellen, zweiseitig beschichteten, abriebfesten hochweißen Papier hergestellt und je nach Größe des Blocks zwei- oder dreiseitig geblockt. Die als „rutschfest“ ausgelobten Varianten besitzen eine patentierte rutschfeste Unterseite. Das ermöglicht ein verbessertes Handling beim Anmischen, da durch die Vollbeschichtung ein ausreichender Haftkontakt auf allen handelsüblichen Arbeitsplatten erzielt wird.

- Rutschfest
- Spezialpapier

TOP



Block mit 60 Blatt

Antirutsch, Papier, Größe 70 x 95 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

144114 3,40

Block mit 25 Blatt

Antirutsch, Papier, Größe 125 x 180 mm

144115 3,95

Block mit 35 Blatt

Antirutsch, Papier, Größe 150 x 240 mm

185744 6,75

Anmischplatten aus Glas, ORBIS Dental

Glasblock zum Anmischen von Zement, allseitig geschliffen und poliert, Kanten abgeschrägt. Große Anmischfläche. Die Glasblocks können auch gekühlt eingesetzt werden. Die Stärke des Glases verhindert dann eine Erwärmung und somit das vorzeitige Abbinden des Zementes.

- Rutschfest
- Leicht zu reinigen

TOP



Packung 10 Stück

Größe 70 x 95 x 6 mm

140123 19,45

Anmischspatel, ORBIS Dental

Aus flexiblen Kunststoff. Zum Anmischen von Alginat und Gips.

- Farbe: hellblau
- Länge: 190 mm

TOP



Stück

Anmischspatel

289800 1,55

Leerdose, ORBIS Dental

Hochwertige Leerdose zur sicheren und luftdichten Aufbewahrung von Alginat und anderen zur Aufnahme von Feuchtigkeit neigenden Pulvern.

TOP



Stück

157283 1,80



ORBIS[®]-Produkte
Qualität die sich auszahlt

Hilfsmittel - Abformung

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Messbechersatz I, ORBIS Dental
Messbechersatz für ein optimales Mi-
schungsverhältnis von Alginat und Wasser

Stück

131959 1,80

- Geeignet für ORBIS Alginat Blue REF 222111 und ORBIS Alginat Color REF 138163

TOP



Messbechersatz II, ORBIS Dental
Messbechersatz für ein optimales Mi-
schungsverhältnis von Alginat und Wasser

Stück

220152 1,80

- Geeignet für ORBIS Alginat Plus REF 288881

TOP



Mischbecher Flexibel, ORBIS Dental
Vielfach bewährter Mischbecher für den
sparsamen Ansatz von Dentalmaterialien.
Aus speziellem, flexiblem Kunststoff, der
ein restloses Entleeren des fertig
gemischten Materials erlaubt. Überschüs-
siges Material lässt sich nach Aushärten
sehr leicht entfernen.

- Latexfrei

TOP



Stück

klein, Ø 11,5 cm,
Inhalt: ca. 300 ml

142664 4,45

mittel, Ø 12,5 cm,
Inhalt: ca. 500 ml

142667 4,95

groß, Ø 14,0 cm,
Inhalt: ca. 900 ml

142671 6,65

X-groß, Ø 16,5 cm,
Inhalt: ca. 1800 ml

142681 10,75



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Hilfsmittel - Abformung

1

Abformung

Mischkanülen, **ORBIS Dental**
Mischkanülen sind voll kompatibel zu den Mischkanülen der Originalhersteller.

TOP



Packung 50 Stück (1)

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 29,45

Packung 50 Stück (2)


s. Tab. 31,45

Artikelnummer	Mischkanülentyp	Mischverhältnis	Materialien	Hersteller	Packung
169171	blau / weiß, kurz	1:1	Cool Temp	Coltène Whaledent	50 Stück (1)
		1:1	Tempofit regular, Implant Mask, Implant scan	Detax	50 Stück (1)
		1:1	PermaCem, TempoCem	DMG	50 Stück (1)
		1:1	Mucopren Soft	Kettenbach	50 Stück (1)
169172	blau / weiß, lang	1:1	Structur 2 SC, Structur 3, Structur Premium	Voco	50 Stück (1)
		1:1	Cool Temp	Coltène Whaledent	50 Stück (1)
		1:1	Temphase	KerrHawe	50 Stück (1)
		1:1	A-Silikon leichtfließend	Orbis® Dental	50 Stück (1)
169173	gelb / weiß	1:1	Affinis light body, Affinis regular body	Coltène Whaledent	50 Stück (1)
		1:1	Aquasil LV/ULV	Dentsply	50 Stück (1)
		1:1	Detaseal hydroflow lite, Detaseal hydroflow Xlite, Detaseal antilock, Esthetic Mask Automix	Detax	50 Stück (1)
		1:1	Honigum Automix Light, Honigum Automix Light Fast, LuxaCore	DMG	50 Stück (1)
		1:1	Dimension Garant L, Dimension Garant L Quick, Imprint II Garant Light Body - Regular Body, Imprint II Quick Step Light Body - Regular Body	3M Espe	50 Stück (1)
		1:1	Flexitime Correct Flow, Provil Novo	Heraeus Kulzer	50 Stück (1)
		1:1	Panasil Contact Plus	Kettenbach	50 Stück (1)
		1:1	Betasil Vario	Müller Dental	50 Stück (1)
169174	rosa / weiß	1:1	A-Silikon mittelfließend, orbibite, orbibite Gganit	Orbis® Dental	50 Stück (1)
		1:1	Milkbite, Detaseal bite, Mollosil plus, Ontime perfect wash	Detax	50 Stück (1)
		1:1	Examix NDS, Exafast NDS	GC	50 Stück (1)
		1:1	Betasil Vario	Müller Dental	50 Stück (1)
		1:1	Softreliner	Tokuyama	50 Stück (1)
169175	grün / weiß	1:1	Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC	Voco	50 Stück (1)
		1:1	orbibite, orbibite granit, orbibite transpa, orbibite scan, orbibite green	Orbis® Dental	50 Stück (1)
		1:1	Affinis heavy body	Coltène Whaledent	50 Stück (1)
		1:1	Greenbite apple, Greenbite colour, Glassbite, Monoprint supra, Detaseal Hydroflow mono, Monoprint supra	Detax	50 Stück (1)
		1:1	Honigum Automix Mono	DMG	50 Stück (1)
		1:1	Imprint Bite, Imprint II Garant Monophase, Imprint II Quick Step Heavy, Imprint SBR	3M Espe	50 Stück (1)
		1:1	Flexitime Monophase, Flexitime Heavy Tray, Memosil 2, Memoreg 2, Provil Novo	Heraeus Kulzer	50 Stück (1)
		1:1	Futar D occlusion, Futar System 50, Futar D System 50, Monopren transfer, Mucopren Soft, Mucopren transfer, Panasil Contact two in one	Kettenbach	50 Stück (1)
169176	violett / weiß	1:1	Omnibite, Omnibite Plus, Omnibite Garant	Omnident	50 Stück (1)
		1:1	Registrado X-tra	Voco	50 Stück (1)
		1:1	Aquasil Monophase, Aquasil Heavy Body F/S	Dentsply	50 Stück (2)
		1:1	Detaseal Mono	Detax	
169177	weiß / weiß	1:1	Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant 2:1	3M Espe	50 Stück (2)
169178	blau / orange	4:1 / 10:1	Orbi-temp K&B	Orbis® Dental	50 Stück (2)
		4:1 / 10:1	Tempofit premium	Detax	50 Stück (2)
		4:1 / 10:1	Luxatemp	DMG	50 Stück (2)
		4:1 / 10:1	Protemp 3 Garant	3M Espe	50 Stück (2)
		4:1 / 10:1	Prevision CB	Heraeus Kulzer	50 Stück (2)
		4:1 / 10:1	Omnitemp KB	Omnident	50 Stück (2)
169179	gelb / blau	4:1 / 10:1	System C&B	Ivoclar/Vivadent clinical	50 Stück (2)
		4:1 / 10:1	Silasoft Direct	Detax	50 Stück (2)
169182	gelb / orange	4:1 / 10:1	Xantopren Comfort	Heraeus Kulzer	50 Stück (2)
		10:1	LuxaBite	DMG	50 Stück (2)



MIXPAC™

T-Mixer™ Colibri™ plus breakable

Eine Mischkanüle,
diverse Anwendungen.



COLIBRI™ plus breakable



MIXPAC™ vereinfacht Ihre Arbeit.


Weltklasse aus der Schweiz. Dank dem neuen **T-Mixer™ Colibri™ plus breakable** müssen Sie sich nicht zwischen verschiedenen Mischkanülen entscheiden, da diese Neuheit für unterschiedliche Materialien verwendet werden kann und diverse Anwendungen abdeckt. Dank der integrierten Metallkanüle, welche biegsam und 360° drehbar ist, müssen auch keine zusätzlichen Intraoral Tips aufgesteckt werden um präzises Applizieren gewährleisten zu können. Dank der Sollbruchstelle können schnell und einfach grössere Mengen Material ausgetragen werden.

Entscheiden Sie sich für Schweizer Qualität auf höchstem Niveau! Mit MIXPAC™-Lösungen für das Dosieren, Mischen und Austragen von unterschiedlichen Dentalmaterialien arbeiten Sie einfach, sicher und präzise auf höchstem Qualitätsniveau.

www.sulzer.com/dental

SULZER



 **Swiss Quality**
at the Highest Level

Hilfsmittel - Abformung

1

Abformung

Intra-Oral-Tips, ORBIS Dental
Zusätzliche Applikationshilfen für das ORBIS Dental Mischkanülen-Sortiment.

TOP



Packung 96 Stück
Intra-Oral-Tips gelb
Intra-Oral-Tips weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
149712	21,65
141331	21,65

Dynamische Mixing Tips, ORBIS Dental
Mischkanülen für das ORBIS Dental A-Silikon dynamic.

TOP



Packung 40 Stück
Dynamische Mixing Tips

177349 **33,55**

Packung 2 Stück
Verriegelungsringe

177350 **7,85**

Mischpistole, ORBIS Dental
Zubehör für die Abformung und Bissregistrierung

TOP



Stück
Mischpistole 1:1 / 2:1

149713 **46,75**

Tubenentleerer, ORBIS Dental
Praktisches Hilfsmittel zum leichten Entleeren aller Tuben - in der Praxis und zu Hause. Die stabilen Zahnwalzen pressen das allerletzte Gramm aus jeder Tube. Wertvolles Material kann dadurch komplett genutzt werden.

- Geeignet für alle Tuben bis 70 mm Falzbreite

TOP



Stück
aus Kunststoff

13879 **7,25**

Abdruckspritzen, Detax
Einwegspritze aus Kunststoff für schnelle und exakte Applizierung von leichtfließenden Abformmaterialien. Spitze kann abgebogen und Öffnung durch Abschneiden vergrößert werden, max. Volumen 4 ml.



Packung 50 Stück

71003 **31,80**

MIXPAC™

Das Original

Misch- und Austragssysteme



MIXPAC™ Schweizer Qualität auf höchstem Niveau


Weltklasse aus der Schweiz. Entscheiden Sie sich für Schweizer Qualität auf höchstem Niveau! Mit MIXPAC™-Lösungen für das Dosieren, Mischen und Austragen von unterschiedlichen Dentalmaterialien arbeiten Sie einfach, sicher und präzise auf höchstem Qualitätsniveau.

Achten Sie auf das MIXPAC™ Candy Colors™ Label und bestehen Sie auf MIXPAC-Qualität.

www.sulzer.com/dental

SULZER



 **Swiss Quality**
at the Highest Level

Hilfsmittel - Abformung

Anmischblock P / K, Detax
Mit Skalierung in 2 Größen, Blätter einzeln abtrennbar

Pergaminbeschichtung, 30 Blatt
 • **P groß** 21,0 x 14,8 cm
 • **P klein** 14,5 x 9,5 cm

Kunststoffbeschichtung, 30 Blatt
 • **K groß** 21,0 x 14,8 cm
 • **K klein** 14,5 x 9,5 cm



Stück	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
P groß	71004	6,10
P klein	71005	4,50
K groß	71006	6,30
K klein	71007	4,40

Anmischblock Universal
Heraeus Kulzer:
 Format DIN A5 (148 x 210 mm) für Abformmaterialien.

3M Espe:
 Format 70 x 80 mm für Abformmaterialien.



Stück 148 x 210 ab 10 Stück	60888	10,50 9,45
Stück 70 x 80 ab 10 Stück	84925	6,04 5,44

Anmischspatel, Kulzer
 Spatel für Abformmassen.



Stück	60890	15,50
--------------	-------	--------------

Applyfix 4, Kettenbach
 Für die Produktfamilien Futar, Monopren transfer, Mucopren soft und Panasil.



Stück	26090	69,90
--------------	-------	--------------

Automix-Dispenser, DMG

- Homogenes, blasenfreies Anmischen
- Sicheres, sauberes Ausbringen
- Einfache Handhabung
- Kompatibel mit allen marktgängigen 25 und 50 ml-Kartuschen
- Für Mischungsverhältnis 1:1 oder 10:1 erhältlich



Stück Type 25, 1:1	27192	80,70
Stück Type 50, 1:1	14709	80,70
Stück Type 50, 10:1	27209	80,70

Hilfsmittel - Abformung

Auto-Mix 50, Dentsply Sirona

Für die Produkte:
• Aquasil Ultra



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
150715	63,79

Dispenser, Coltène

Für alle Coltène Prothetik-Produkte in 50- und 75 ml-Kartuschen.



Stück

29041	96,96
-------	-------

Dispenser Typ 2, Voco

Dispenser zum Ausbringen von Dentalmaterialien aus Kartuschen.

Für 1:1 oder 1:2 Kartuschen (50 ml), z. B. für Registrado X-tra, Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, Structur 2 SC, Structur 3, u.a.



Stück
Dispenser Typ 2

25851	77,60
-------	-------

Garant Dispenser, 3M

Der Garant Dispenser 1:1 / 2:1 ermöglicht blasenfreies Anmischen und direkte intraorale Applikation von 3M VPS und Polyether Abformmaterialien.



Stück
Dispenser
Plunger 2:1

12115	77,19
12116	18,99

Garant Mischkanülen, 3M

Die Mischkanülen ermöglichen automatisches Mischen von Polyether und Vinyl Polysiloxan Abformmaterialien mit dem Garant Dispenser 1:1/2:1.



Refill 50 Stück

gelb	12112	49,91
grün	12111	49,91
weiß	12237	49,91
lila	264236	49,91

Hilfsmittel - Abformung

1

Abformung

Garant Applikationsdüsen, 3M

Die Applikationsdüsen ermöglichen einfaches intraorales applizieren von Polyether und Vinyl Polysiloxan Abformmaterial mit dem Garant Dispenser 1:1/2:1.



Refill 50 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
gelb	12114 30,16
transparent	12239 30,16
weiß	24533 30,16

Ausschneidemesser, Coltène

Zum Ausschneiden und Präparieren der palatinalen, lingualen und okklusalen Regionen des Erstabdruckes.

- Ergonomisches Design, das sich optimal an die Hand anpasst
- Spezielle Hinterschnitte im Messergriff vermeiden ein Abrutschen der Finger
- Eine scharfe Klinge macht das Schneiden einfach und effizient
- Autoklavierbar



Stück

245262 **28,01**

Coltopress, Coltène

Auspresshilfe für Tuben. Coltopress erleichtert die restlose Entleerung der Tuben.



Stück

85477 **49,06**

Elastomerspritze, 3M

Metallspritze mit auswechselbaren Düsen.

Zum Spritzen von hochviskosen, gummielastischen Abformmassen um den präparierten Zahn und in den subgingivalen Bereich.



Packung

Elastomerspritze, Reinigungsbürste, 3 Applikationsdüsen, Füllvorrichtung

84654 **62,23**

Ersatzteile

Applikationsdüsen, 12 Stück	84655 12,61
Reinigungsbürste	84930 5,56
Füllvorrichtung	84656 7,65
Rändelmutter	84929 5,43
Teflonbuchse	84931 3,97
Schraube für Spritzkolben	50289 3,52

Express 2 Intra-oral Syringe, 3M

Einwegspritze für A-Silikone.

Umspritzmaterialien einfach und präzise applizieren / das ermöglicht Ihnen die innovative Einwegspritze! Die Doppelkammerspritze kann einfach aus dem Garantdispenser befüllt werden und ist somit für den Einsatz innerhalb der nächsten 12 Stunden vorbereitet. Durch ihr schlankes Design ist sie praktisch in der Anwendung und bietet einen direkten Zugang zum Sulkus. Ein weiterer Pluspunkt: die Materialmenge können Sie exakt und genau nach Bedarf dosieren.



Packung 20 Stück

234571 **39,64**

Hilfsmittel - Abformung

Impregum Intra-oral Syringe, 3M

Einwegspritze für Polyether.
Umspritzmaterialien einfach und präzise applizieren / das ermöglicht Ihnen die innovative Einwegspritze! Die Doppelkammerspritze kann einfach aus dem Garantdispenser befüllt werden und ist somit für den Einsatz innerhalb der nächsten 12 Stunden vorbereitet. Durch ihr schlankes Design ist sie praktisch in der Anwendung und bietet einen direkten Zugang zum Sulkus. Ein weiterer Pluspunkt: die Materialmenge können Sie exakt und genau nach Bedarf dosieren.



Packung 20 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
236518	39,64

Penta Elastomerspritze, 3M

Kunststoffspritze mit auswechselbaren Düsen.
Zum Spritzen von hochviskosen, gummielastischen Abformmassen um den präparierten Zahn und in den subgingivalen Bereich.



Packung
Penta Elastomerspritze, Reinigungsbürste, 4 Spritzenkörper, 4 Applikationsdüsen

48939	46,93
-------	-------

Ersatzteile

Spritzenkörper, 10 Stück
Applikationsdüsen, 12 Stück
Rändelmutter

48940	22,63
84655	12,61
48941	4,64

Penta Mischkanülen, 3M

Mischkanülen für alle Penta Materialien.



Refill 50 Stück

244323	45,52
--------	-------

Periphery Wax, Sigma Dental

Bestens, u.a. wegen seines hohen Schmelzpunktes, in Verbindung mit Hydrocolloid-Abformungen zu verarbeiten. Kann als Begrenzung zum Abdämmen und zur Unterstützung des marginalen Abschlußbrandes des Abformlöffels verwendet werden. Weich, klebend und bei Zimmertemperatur leicht verformbar.



Packung 60 Stück

201130	25,18
--------	-------

2

Abformdesinfektion	62-63	Händedesinfektion	64-70
Absauganlagen / Desinfektion / Reinigung	77-82	Händepflegemittel	74-76
Bohrerbad / Desinfektion / Reinigung	83-84	Händereinigung	71-73
Desinfektions- und Reinigungszubehör	127-136	Instrumenten - Pflege	122-126
Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung	85-110	Instrumenten / Desinfektion / Reinigung	111-121
		Sterilisation	139-143
		Ultraschallreinigung	137-138

Abformdesinfektion

2

Desinfektion / Sterilisation

ORBI-Sept Abformdesinfektion, ORBIS Dental

Zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien.

Hinweise zur Anwendung:

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginate und Hydrokolloiden nur kurz eintauchen und Abtrocknen lassen. Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen

- Innerhalb von 2 Minuten wirksam
- Gute Reinigungsleistung, löst Schmutz, Blut und Speichel
- Vereinfacht die Entfernung von Zahnstein
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Phenolfrei, aldehydfrei, alkoholfrei
- VAH-/DGHM-gelistet

TOP



Flasche 2,5 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

262558 22,55

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach, EN 13727, EN 14561, VAH, levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH, tuberkulozid (M. terrae) im DGHM-Suspensionstest, begrenzt viruzid (behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI

Einwirkzeiten:

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung): Konz. 1min. Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung): Konz. 1min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV: Konz. 1min. (mit Belastung) TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung): Konz. 15min.

In 100g sind enthalten:

0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid
0,24 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid
0,24 g C12-14-Alkyl((ethylphenyl)methyl)dimethylammoniumchlorid
0,35g Chlorhexidingluconat
VO 648/2004/EG: Enthält <5% kationische Tenside, Parfüm

Algisept-Spray D 10, AD-Arztbedarf

Algisept-Spray D10 ist speziell konzipiert für die Desinfektion von Alginat- und Silikon-Abdrücken. Gute Materialverträglichkeit. Praxisgerechte, sparsame Anwendung. Abdrücke einsprühen, feucht halten und nach 5 Min. ausgießen. Nicht geeignet für Hydrokolloide.



Sprühflasche 200 ml

76655 7,18

Flasche 2 Liter

63703 51,98

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV und HIV)

Dentavon, schülke

Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung praxisüblicher zahnmedizinischer Abformmaterialien sowie zahn-technischer Werkstücke und Prothetikmaterial.

- Geeignet für Abdrücke aus Silikon, Polyäther und Alginat
- Sehr gute Reinigungsleistung (Schmutz, Blut und Speichel werden optimal gelöst und die Entfernung von Zahnstein vereinfacht)
- Auf Basis von Aktivsauerstoff
- Aldehydfrei
- Standzeit der Gebrauchslösung: 24 Stunden



Dose 900 g

24683 45,87

inklusive Messlöffel

ab 2 Dosen

41,28

Wirkungsspektrum:

bakterizid (inkl. Tb), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, SARS-CoV-2 bei kurzer Einwirkzeit 2% = 10 Min. viruzid (gemäß DVV/RKI-Leitlinie bei Einwirkzeit 2% = 30 Min.)

MD 520, Dürr Dental

Voll viruzide, alkoholfreie Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Reinigung und Desinfektion von Abformungen, prothetischen Arbeiten, kieferorthopädischen Apparaturen, Bohrschablonen, etc..

- Anwendung für Alginate, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide etc.
- Einwirkzeit: 5 Minuten im Tauchbad
- VAH-Liste. IHO Viruzidie-Liste.



**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

63251 **38,40**
34,56

Kanister 10 Liter

212624 **141,00**

Kanisterhahn

212625 **9,60**

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Polioviren, Noroviren.

Printosept ID, Alpro

Aldehyd- und phenolfreie gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion aller Arten von zahnärztlichen Abformungen, getragenen Zahnersatz und zahn-technischen Werkstücken. PrintoSept-ID ist auch geeignet zur Anwendung in Desinfektionsgeräten zur Aufbereitung von Abformungen, Modellen, Bisschablonen, Hilfsteilen und Abformlöffel. VAH/DGHM zertifiziert.



Kanister 5 Liter

192315 **55,50**

Bakterizid inkl. TBC, Levurozid, Begrenzt viruzid gegen behüllte Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV und Vaccinia, VAH/DGHM zertifiziert / Instrumentendesinfektion

Händedesinfektion

2

Desinfektion / Sterilisation

ORBI-Touch protect Händedesinfektion HD+, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige Händedesinfektion mit rückfettender Wirkung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

NEU TOP



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Euroflasche 500 ml	279060	5,95
Euroflasche 1 Liter	278930	8,95
Kanister 5 Liter	279061	39,95

Wirkungsspektrum:

VAH: Konz. 30sec., Chirurgische Händedesinfektion, VAH: Konz. 90sec., Bakterien und Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 30 sec., TbB (M. terrae) (hohe Belastung): Konz. 30 sec., Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 30 sec., Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV und (MVA, hohe Belastung): Konz. 30 sec., Noro-Viren (hohe Belastung): Konz. 60sec., Adeno-Viren (niedrige Belastung): Konz. 60sec., „Begrenzt viruzid Plus“ (Adeno-, Noro- und Rota-Viren) Konz. 60sec.

In 100g sind enthalten: 55,8g, Ethanol, 10,0g 1-Propanol

ORBI-Touch protect Händedesinfektion (Arznei), ORBIS Dental

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).

TOP



Euroflasche 500 ml	10499	5,95
Euroflasche 1 Liter	10500	8,95
Kanister 5 Liter	10502	39,95

ORBI-Touch protect Händedesinfektion, ORBIS Dental

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. VAH-/DGHM-gelistet Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

TOP



Euroflasche 500 ml	241127	5,95
Euroflasche 1 Liter	241128	8,95
Kanister 5 Liter	241129	39,95

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (auch MRSA), levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, tuberkulozid sowie gegen behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, Coronaviren, Influenza A, B, C, Herpes simplex).

ORBI-Touch protect Händedesinfektionsgel, ORBIS Dental

Gebrauchsfertiges, besonders hautverträgliches Händedesinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion, dermatologisch getestet.

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit 3ml der Lösung eingerieben und entsprechend den unten aufgeführten Einwirkzeiten feucht gehalten. Das Originalgebinde nach Verwendung immer fest verschließen.

TOP



Flasche 500 ml	264834	5,55
-----------------------	--------	-------------

Einwirkzeiten:

Hygienische Händedesinfektion (Konz. 30 sec) Bakterien und Candida albicans (hohe Belastung) (Konz. 30 sec.) TbB (M. terrae) nach (hohe Belastung): (Konz. 30 sec) Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): (Konz. 30 sec) Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): (Konz. 30 sec.) Noro-Viren (hohe Belastung): (Konz. 60 sec.) Adeno-Viren (niedrige Belastung): (Konz. 30 sec.) „Begrenzt viruzid Plus“ (Adeno-, Noro- und Rota-Viren) (Konz. 60 sec.) In 100g sind enthalten: 55,8 g Ethanol, 10,0 g 1-Propanol

AlproSept HD (Arznei), Alpro
 Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Flasche 1 Liter	10702	17,10

AlproSept HDE, Alpro
 Schnell wirksames, gebrauchsfertiges, alkoholisches Einreibepreparat zur hygienischen Händedesinfektion.
 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 100 ml	281533	3,10
Flasche 500 ml	281532	7,90
Flasche 1 Liter	278341	14,45

Bakterizid inkl. MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid (C. albicans) Begrenzt viruzid gegen alle behüllten Viren sowie unbehüllte Adenoviren und Corona (COVID-19)

AlproSept, Alpro
 Gebrauchsfertige Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion nach WHO.
 Unparfümiert, allergen-, aldehyd- und phenolfrei.
 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 100 ml	281535	3,30
Flasche 500 ml	281534	8,40
Kanister 5 Liter	278984	66,00

Bakterizid (EN 1500), Viruzid gegen behüllte Viren, z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza und Corona (COVID-19), Begrenzt viruzid PLUS nach EN 14476 gegen unbehüllte Adeno-, Noroviren sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza und Corona (COVID-19)

Dentoderm HD liquid, Müller-Omicron
 Alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertig zur chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion (VAH-gelistet).
 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Euroflasche 500 ml	259758	6,49
Euroflasche 1 Liter	259823	10,01
Kanister 5 Liter	259857	47,22

Wirkungsspektrum:
 Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid und viruzid (EN 14476) inkl. COVID-19

Dentoderm sensitive HD gel, Müller-Omicron
 Alkoholisches Desinfektionsgel, gebrauchsfertig zur chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion mit angenehmer frischer Duftnote und sehr hautfreundlich. Die Gelform verhindert ein unnötiges Nachtropfen aus dem Spender und Zerfließen auf der Hautoberfläche (VAH-gelistet).
 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Euroflasche 500 ml	260988	6,43
Euroflasche 1 Liter	260983	9,92

Wirkungsspektrum:
 Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid inkl. (EN 14476) COVID-19

Händedesinfektion

2

Desinfektion / Sterilisation

Desderman Pure (Arznei), schülke

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Flasche 100 ml	224588	2,32
Flasche 500 ml	17953	5,00
Flasche 1 Liter (siehe Abb.)	17954	8,82
Euroflasche 1 Liter	17955	8,82

Desderman Pure (Arznei) Hyclick, schülke

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 500 ml	256125	7,10
Flasche 1 Liter	256126	10,92

Desmanol Care (Arznei), schülke

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 500 ml	261389	6,05
Flasche 1 Liter (siehe Abb.)	261390	9,45
Euroflasche 1 Liter	261391	9,45
Kanister 5 Liter	261394	45,00

Desmanol Care (Arznei) Hyclick, schülke

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 500 ml	266105	8,15
----------------	--------	------



Arzneimittel können nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden (Arzneimittelgesetz).

desmanol® care

Die perfekte Kombination aus Schutz & Pflege



desmanol® care. so sanft. so sicher.

- Ganzjahresprodukt
- Begrenzt viruzid PLUS
- ProPanthenol-Komplex
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt¹
- Geprüfte Arzneimittel-Qualität

¹ Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaTronnier, 2017).

desmanol® care 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung

• **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 70,0 g, Ethanol 96 % 9,9 g. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Methylethylketon. • **Anwendungsgebiete:** hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze* und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“)** ein. • **Gegenanzeigen:** desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. • **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzeme) sind möglich. • **Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Nicht in offene Flamme sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Leicht entzündlich. Nicht einnehmen! Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol.

* Gemäß DGHM/VAH-Richtlinien.

** Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Händedesinfektion

2

Desinfektion / Sterilisation

HD 410 (Arznei), Dürr Dental

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Flasche 500 ml	245213	11,10
Flasche 1 Liter	263093	15,70
Flasche 2,5 Liter	233830	37,30
Kanister 10 Liter	234331	137,00

HD 410, Dürr Dental

Alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion (VAH-/DGHM-gelistet). Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 500 ml	247220	11,10
Flasche 500 ml (mit Einwegpumpe), für Hygocare / Plus	237555	13,60
Flasche 1 Liter	265441	15,70
Flasche 2,5 Liter	234165	37,30
Kanister 10 Liter	251960	137,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Rota-Viren, Adeno-Viren, Polyoma-Viren SV 40, Noro-Viren).

HD 412 essential (Arznei), Dürr Dental

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 500 ml	245212	11,10
Flasche 1 Liter	220831	15,60
Flasche 2,5 Liter	208638	37,80

Kodan Tinktur forte farblos (Arznei), schülke

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 250 ml (mit Sprühpumpe)	88515	6,72
Flasche 1 Liter	266106	17,80

Kodan (N) wipes, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher für nicht-medizinische Flächen (VAH-/DGHM-gelistet).

- gebrauchsfertig
- dermatologisch getestet
- sehr breite antimikrobielle Wirksamkeit

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dose 90 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

270111 8,26

Nachfüllpackung 20 x 90 Tücher

270114 129,20

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. Tb, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-CoV-2 sowie Influenza-Viren), Adeno-, Noro- und Rotavirus.

Octenisept (Arznei), schülke

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 250 ml

188461 10,52

Flasche 250 ml (mit Sprühpumpe)

13423 11,79

Flasche 500 ml

11755 15,53

Flasche 1 Liter

168081 22,49

OpSept (Arznei), Dr. Deppe

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 1 Liter

81168 13,09

Kanister 5 Liter ab 2 Kanistern

150798 55,91
50,32

Softa-Man (Arznei), B. Braun

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 500 ml

76781 5,83

Flasche 1 Liter

82393 8,95

Kanister 5 Liter

82400 42,23

Softa-Man ViscoRub (Arznei), B. Braun

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 100 ml

197779 2,47

Flasche 500 ml

197796 7,59

Flasche 1 Liter

197797 11,61

Kanister 5 Liter

197798 58,45

Händedesinfektion

2

Desinfektion / Sterilisation

Softasept N (Arznei), B. Braun

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 250 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

82441 6,85

Flasche 1 Liter

207331 12,40

Kanister 5 Liter

82443 53,38

Skinman soft (Arznei), Ecolab

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 100 ml

168674 2,67

Flasche 500 ml

34034 4,75

Flasche 1 Liter

34036 9,23

Kanister 5 Liter

34038 47,60

Sterillium (Arznei), Bode

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 100 ml

163236 2,72

Flasche 500 ml

66792 7,43

Flasche 1 Liter

66793 13,20

Kanister 5 Liter

66794 60,80

Sterillium Classic Pure (Arznei), Bode

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 100 ml

234936 2,72

Flasche 500 ml

16197 7,43

Flasche 1 Liter

14802 13,20

Kanister 5 Liter

15362 60,80

Sterillium Virugard (Arznei), Bode

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 500 ml

172198 8,64

Flasche 1 Liter

23685 15,17

ORBI-Touch Handwaschlotion, ORBIS Dental

Milde Waschlotion zur gründlichen und schonenden Reinigung von Haut und Händen. Die Wirksubstanzen sind hautfreundlich und zugleich rückfettend, sodass auch bei häufigem Waschen Haut und Hände nicht austrocknen.

- Mit Vitaminen
- Dermatologisch getestet
- PH Wert 6,5

TOP



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Spenderdosierflasche 500 ml	148239	4,95
Euroflasche 500 ml	182408	4,95
Euroflasche 1000 ml	239971	9,45
Kanister 10 Liter	148238	37,95

Baktolin pure, Hartmann

Milde, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion mit guter Hautverträglichkeit für normale und für empfindliche Haut. Hautneutraler pH-Wert.



Flasche 500 ml	235292	2,17
Flasche 1 Liter	240316	3,81
Kanister 5 Liter	211441	18,91

Cremana-wash, Alpro

Milde Waschlotion für häufiges Händewaschen. Reinigt die Haut besonders schonend. Die enthaltenen Hautschutzstoffe erhalten den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Cremana-wash ist pH-neutral und angenehm zurückhaltend im Duft.



Flasche 500 ml	281536	5,95
Flasche 1 Liter	132249	7,30

Esemtan Waschlotion, schülke

Hautfreundliche Waschlotion mit ausgesuchten Pflegesubstanzen.

- seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- schont die Haut
- reinigt mild
- mit dezentem Duft
- dermatologisch geprüft



Flasche 500 ml	11750	5,95
Flasche 1 Liter (siehe Abb.)	74694	8,66
Euroflasche 1 Liter	196851	8,66
Kanister 5 Liter	52585	38,75

Esemtan Washlotion Hyclick, schülke

Hautfreundliche Waschlotion mit ausgesuchten Pflegesubstanzen.

- seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- schont die Haut
- reinigt mild
- mit dezentem Duft
- dermatologisch geprüft



Flasche 500 ml	254870	8,46
Flasche 1 Liter	254869	11,74

Flasche und Pumpe sind fest verbunden.
Dosierhub: ca. 3 ml

Händereinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Forlan, Ecolab

Milde Handwaschlotion für die hygienische Händereinigung auf Basis natürlicher Seife.



Flasche 500 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

67670 8,53

Kanister 6 Liter

58299 70,00

Manisoft, Ecolab

Zur schonenden und hautfreundlichen Reinigung der Hände auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Hände-Desinfektion. Eignet sich auch zum Duschen und Baden. Seifen- und alkalifrei mit frischem Duft.



Flasche 500 ml

274822 3,95

Flasche 1 Liter

274823 7,90

Seraman sensitive, Ecolab

Hautfreundliche Waschlotion für empfindliche Haut. Moderne und hochwertige Tenside sorgen für eine hautschonende Hände- und Körperreinigung. Bestandteil unserer farb- und duftstofffreien Produktlinie „Pure Line“.



Flasche 500 ml

211057 9,67

Flasche 1 Liter

242607 14,02

HD 435, Dürr Dental

Milde Waschlotion zum häufigen Waschen von Haut und Händen, zur Händereinigung bei der Verwendung alkoholischer Einreibpräparate.

- Erhält den Säureschutzmantel der Haut / hauttypischer pH-Wert
- Enthält hautpflegende und rückfettende Substanzen wie Allantoin
- Ideales Kombipräparat zur alkoholischen Hände-Desinfektion



Flasche 500 ml

245298 11,40

Flasche 1 Liter

13033 15,50

Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

65312 27,30
24,57

HD 425, Dürr Dental

Milde Waschlotion zum Waschen von Haut und Händen.

- Erhält den Säureschutzmantel der Haut / hauttypischer pH-Wert
- Dermatologisch geprüft / sehr gut verträglich
- Enthält hautpflegende Substanzen wie Allantoin
- Ideales Kombipräparat zur alkoholischen Hände-Desinfektion



Flasche 500 ml
mit Einwegpumpe
für Hygocare / Plus

222028 14,20

Lifosan soft, B. Braun

Sanfte Waschlotion für normale Haut. Die integrierten Pflegekomponenten und Hautschutzfaktoren erhalten die Haut glatt und geschmeidig.

- reinigt gründlich und schonend
- besonders hautfreundlich und damit speziell für den häufigen Gebrauch geeignet
- alkali-/seifenfrei und pH-hautneutral
- dermatologisch getestet



Flasche 500 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

76791 3,50

Flasche 1 Liter

69392 5,50

Kanister 5 Liter

69393 25,00

S&M Waschlotion, schülke

Seifenfreie Waschlotion auf Basis einer Kombination hautverträglicher Tenside und Pflegekomponenten.

- hautschonend, wirkungsvoll reinigend
- gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- seifen-/alkalifrei und pH-hautneutral
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- frisch duftend



Flasche 500 ml

11744 3,49

Flasche 1 Liter (siehe Abb.)

76882 4,77

Euroflasche 1 Liter

183051 4,77

S&M Waschlotion Hyclick, schülke

Seifenfreie Waschlotion auf Basis einer Kombination hautverträglicher Tenside und Pflegekomponenten.

- hautschonend, wirkungsvoll reinigend
- gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- seifen-/alkalifrei und pH-hautneutral
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- frisch duftend

Flasche und Pumpe sind fest verbunden. Dosierhub: ca. 3 ml



Flasche 500 ml

254874 5,38

Flasche 1 Liter

254872 6,41

Sensiva Waschlotion, schülke

Hautfreundliche farbstoff- und parfümfreie Waschlotion.

- seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- schont die Haut
- farbstoff-, parfüm- und wollwachs frei
- dermatologisch geprüft



Flasche 500 ml

11745 5,89

Flasche 1 Liter (siehe Abb.)

12426 7,43

Euroflasche 1 Liter

19248 7,43

Kanister 5 Liter

12427 28,14

Sensiva Waschlotion Hyclick, schülke

Hautfreundliche farbstoff- und parfümfreie Waschlotion.

- seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- schont die Haut
- farbstoff-, parfüm- und wollwachs frei
- dermatologisch geprüft

Flasche und Pumpe sind fest verbunden. Dosierhub: ca. 3 ml



Flasche 500 ml

254868 8,46

Flasche 1 Liter

254867 11,74

Softaskin, B. Braun

Waschlotion für besonders empfindliche und strapazierte Haut

- mit hochwertigen Tensiden und Betainen
- enthält Allantoin, beruhigt gereizte Haut
- allergenarme Parfümierung und dermatologisch geprüft
- alkali-/seifen-/farbstofffrei und pH-hautneutral



Flasche 500 ml

172509 3,80

Flasche 1 Liter

34848 6,10

Kanister 5 Liter

34849 26,05

Händepflegemittel

2

Desinfektion / Sterilisation

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme, ORBIS Dental

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme ist speziell zum Schutz der Hände des Personals im Arbeitsalltag entwickelt worden. Als **Wasser-in-Öl-Emulsion** bildet sie auf der Haut einen Schutzfilm, der hilft, diese insbesondere bei Feuchtarbeiten vor Schaden zu bewahren.

- Nachgewiesene Schutzwirkung
- Schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen
- Hautpflegend mit Vitamin E, Glycerin und Bienenwachs
- Rezeptur dermatologisch getestet
- PH Wert 4,5

TOP



Tube 100 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
254852	5,45

Anwendung:

ORBI-Touch protect Hautschutzcreme wird eingesetzt, um die Haut bei Feuchtarbeiten und auch beim Tragen von Handschuhen zu schützen. Zusätzlich zur Schutzfunktion pflegt die Creme vor allem rissige und spröde Haut.

ORBI-Touch Handcrème, ORBIS Dental

Handcrème für anspruchsvolle Haut mit Vitaminen und wertvollen Hautschutzkomplexen. Für ein geschmeidiges und glattes Hautgefühl, lang anhaltenden Schutz und wohltuende Pflege. Besonders geeignet zur Pflege bei häufigem Händewaschen und beim Tragen von Handschuhen.

- Sehr angenehme Konsistenz
- Zieht schnell ein
- Mit neutralem, sehr angenehmem Duft
- Nicht fettend
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- Ph-Wert: ca. 6,0

TOP



Tube 150 ml

46444	5,50
-------	------

Euroflasche 500 ml

226451	12,95
--------	-------

Pumpkopf

passend für 500/1000 ml Euroflasche

227165	4,40
--------	------

ORBI-Touch care Hand- und Nagelbalsam, ORBIS Dental

Der ORBI-Touch care Hand- und Nagelbalsam ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Wirkstofflösung für alle Haut- und Nageltypen. Sie wirkt rückfettend und beugt spröden Nägeln vor.

- Schützt und pflegt strapazierte Haut
- Stärkt die Fingernägel nachhaltig
- Zieht schnell ein
- Dezent parfümiert
- Öl-in-Wasser-Emulsion
- Ph-Wert: ca. 6,0

TOP



Spender 100 ml

227388	6,25
--------	------

Händepflegemittel

Cremana-Creme-Lotion, Alpro
 Intensiv-Hautschutz und Pflegecreme.
 Cremana Creme-Lotion lässt sich leicht
 verteilen, zieht rasch ein und fettet nicht.
 Für jeden Hauttyp geeignet.



Tube 35 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
225968	4,99

Cremana-derm protect, Alpro
 Fettende, silikonfreie Hautschutz und Barrierecreme (W/O) für die Verwendung am Arbeitsplatz bei häufigem Kontakt mit wässrigen Produkten, wie z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Ideal zum Hautschutz beim Tragen von Handschuhen.



Tube 125 ml

246703	9,90
--------	------

Epicrem, Septodont
 Reguliert die Feuchtigkeit, die den Händen durch Seifen- und Reinigungsprodukte entzogen wird. Epicrem verleiht den Händen eine geschmeidige Haut. Durch das schnelle Einwirken wird ein Rückfetten vermieden.



Tube 100 g

81869	13,00
-------	-------

Glove'n Care, Loser
 Handcreme. Mineralwirkstoffe des Toten Meeres pflegen und heilen die in der Praxis durch Latex Handschuhe und häufiges Waschen beanspruchte Haut.



Tube 100 ml

32307	15,40
-------	-------

Spenderflasche 250 ml

15266	37,40
-------	-------

HD 440, Dürr Dental
 Pflegelotion für beanspruchte und empfindliche Haut.



Flasche 500 ml

245417	13,80
--------	-------

Dosierpumpe für 500 ml Flasche

65316	10,70
-------	-------

- Schützt, pflegt und beugt Entzündungen vor
- Erhält die Geschmeidigkeit der Hände.
- Enthält pflegende Öle, Hamamelis und Allantoin.
- Nicht fettend / Zieht schnell ein

Händepflegemittel

2

Desinfektion / Sterilisation

Handcreme Neutrogena, Johnson & Johnson

Für angegriffene und trockene Hände. Unparfümiert, hochkonzentriert, kein störender Fettfilm.



Tube 50 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
140007	5,36

Körperemulsion Neutrogena, Johnson & Johnson

Erhöht das Wasserbindevermögen der Haut und spendet Feuchtigkeit für über 17 Stunden. Zieht sofort ein, ohne Fettfilm.



Spenderflasche 400 ml

218491	10,60
--------	-------

Sensiva Dry Skin Balm, schülke

Farbstoff- und parfümfreier Pflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut.

- intensive Pflege
- spendet Feuchtigkeit und ist gut verteilbar
- Hautpflege kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman pure und desmanol pure angewendet werden
- dermatologisch geprüft



Flasche 150 ml

248108	3,60
--------	------

Flasche 500 ml

248109	7,56
--------	------

Sensiva Protective Emulsion, schülke

Farbstoff- und parfümfreier Schutz-Lotion für die normale Haut.

- leichte Pflege und Schutz
- zieht schnell ein und ist gut verteilbar.
- Hautschutz kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman pure und desmanol pure angewendet werden
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft



Flasche 150 ml

250947	3,60
--------	------

Flasche 500 ml

249148	7,56
--------	------

Silonda, Ecolab

Öl-in-Wasser-Emulsion. Zur Hautpflege beanspruchter und trockener Haut. Reguliert Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut ohne störende Rückstände. Zur Patientenpflege geeignet.



Flasche 500 ml

67673	10,72
-------	-------

Absauganlagen / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Sept Absauganlagendesinfektion, ORBIS Dental

Hochwirksames Konzentrat zur Reinigung, Desinfektion und Pflege von dentalen Absauganlagen. Es ist aldehydfrei und schäumt nicht. Dank der hohen Reinigungskraft werden auch hartnäckigere Ablagerungen entfernt. Breites Wirkungsspektrum, hohe Materialverträglichkeit, auch in Anlagen mit Amalgamabscheidern einsetzbar. Die regelmäßige Anwendung hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden.

• Sirona-Freigabe

TOP



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

260252 21,95
20,95

Wirkungsspektrum:

Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561. Levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. „Begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach (RKI)/DVV.

Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans nach VAH/DGHM als Instrumentendesinfektion (hohe Belastung): 2,0 % 5 min. / 1,0 % 60 min. Bakterien nach EN 13727 und EN 14561 (hohe Belastung): 3,0 % 2 min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 14562 (hohe Belastung): 3,0 % 2 min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach (RKI)/DVV (mit Belastung): 2,0 % 2 min

In 100 g sind enthalten:

7,5 g Dimethyldioctylammoniumchlorid
0,6 g Benzoldimethyldodecylammoniumchlorid

Mundspülbeckenreiniger, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in der Zahnarztpraxis. Das Präparat besitzt eine desinfizierende Wirkung und ist ebenfalls geeignet zur Anwendung in Waschbecken und auf Fliesen. Entfernt Rückstände von Blut, Kalk, Plaquefärbetablessetten und Abformmaterialien. Das Präparat hinterläßt nach der Anwendung eine Antischmutzbeschichtung auf der Oberfläche, die das Anhaften neuer Verschmutzungen reduziert.

TOP



Flasche 750 ml
Leerflasche
ohne Etikett, 750 ml

193084 10,45
16158 2,30

Wirkungsspektrum:

Bakterizid und levurozid (Candida albicans) nach DIN EN 13697, tuberkulozid nach DIN EN 14348

Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans nach EN 13697: Unverdünnt: 1 Min. (niedrige Belastung) Tuberkulose-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348: Unverdünnt: 5 Min. (niedrige Belastung)

In 100 g sind enthalten:

25 g Ethanol
1,0 g Bis(3-Aminopropyl)dodecylamin

AlproCleaner, Alpro

Gebrauchsfertiger Flüssigreiniger mit Desinfektionswirkung für Speischaalen zahnärztlicher Behandlungseinheiten. Geprüft u. a. von Dentsply Sirona.



Flasche 500 ml

88160 8,51

Cubitainer 5 Liter

88156 72,80

Kanister 5 Liter

34826 67,09

Wirkungsspektrum:

Bakterizid und levurozid.

AlproJet-D, Alpro

Desinfizierendes Flüssigkonzentrat zur täglichen Reinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider. Frei von Phenolen, Aldehyden und Chlor! Äußerst Materialverträglich. Geprüft u. a. von Dentsply Sirona



Dosierflasche 1 Liter

89328 11,30

Cubitainer 10 Liter

68971 56,50

Kanister 10 Liter

63745 56,50

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, Levurozid, Virusinaktivierend: HCV (BVDV), VAH/DGHM zertifiziert / Instrumentendesinfektion

2
Desinfektion / Sterilisation

Absauganlagen / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

AlproJet-DD, Alpro

Flüssigkonzentrat mit erweiterter Desinfektionswirkung zur täglichen Reinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider. Frei von Aldehyden, Phenol und Chlor! Geprüft u. a. von Dentsply Sirona. (VAH-/DGHM-gelistet).



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Dosierflasche 1 Liter	232721	17,00
Cubitainer 5 Liter	59607	91,00
Kanister 5 Liter	59606	81,20

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, Levurozid, EN-Praxistest mit Eiweißbelastung (EN 13727 + EN 13624), Begrenzt viruzid PLUS = viruzid/low level im DVV -Carriertest (2012) gegen unbehüllte Adeno und Noroviren, sowie alle behüllte Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza, VAH/DGHM zertifiziert / Instrumentendesinfektion

AlproJet-W, Alpro

Flüssigkonzentrat zur wöchentlichen sauren Kontrareinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider. Sehr gute Materialverträglichkeit. Frei von Phenolen, Aldehyden, und Chlor! Geprüft u. a. von Dentsply Sirona.



Dosierflasche 1 Liter	89329	11,30
Cubitainer 5 Liter	68970	33,90
Kanister 5 Liter	63744	33,90
Cubitainer 10 Liter	201292	62,50
Kanister 10 Liter	171376	62,50

Wirkungsspektrum:

gegen Pseudomonaden. In Kombination mit AlproJet-D/AlproJet-DD umfassend reinigend und desinfizierend

Alpron, Alpro

Flüssigkonzentrat zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung der Wasserqualität in Betriebswasserwegen (einschließlich Instrumente und Becherfüller) ärztlicher und zahnärztlicher Behandlungseinheiten. Geprüft von namhaften Dentalgeräteherstellern.



Flasche 1 Liter	25653	28,00
------------------------	-------	--------------

Wirkungsspektrum:
Bakterizid, Levurozid

Aspirmatic, schülke

Reinigung, Desinfektion und Pflege für zahnärztliche Absaugsysteme und Mundspülbecken (VAH-gelistet).

- in allen Behandlungseinheiten einsetzbar (z.B. Sirona, KaVo, Castellini u.a.)
- schäumt nicht
- frischer Geruch
- wirtschaftlich im Einsatz



Flasche 2 Liter	12073	30,90
------------------------	-------	--------------

Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, SARS-CoV-2) bei 2 % = 30 Min.

Absauganlagen / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Aspirmatic Cleaner, schülke

Spezialreiniger für zahnärztliche Absaugsysteme, Mundspülbecken und Abflussleitungen.

- wird zweimal wöchentlich zur unterstützenden Reinigung des zahnärztlichen Absaugsystems, des Mundspülbeckens und deren Abflussleitungen in Ergänzung zu Aspirmatic verwendet
- schäumt nicht
- in allen Behandlungseinheiten einsetzbar (z.B. Sirona, KaVo, Castellini u.a.)
- 5%ige Einsatzkonzentration, bei starker Verschmutzung bis zu 10%



Flasche 2 Liter

12074

29,01

BC-San 100, Alpro

Flüssigpräparat zur viruziden Abschlussdesinfektion von Oberflächen, von Medizinprodukten, wie z. B. Lichtleiter, Polymerisationslampen, Köpfe v. Intraoralkameras-/scanner, sowie zur Desinfektion/Aufbereitung von Tuchspenderboxen und Druckflaschen (1 - 1,5 L) unabhängiger Betriebswasserversorgungssysteme wie z. B. das ALPRO-BCS (BottleCareSystem).



Karton 12 x 100 ml

38823

35,90

BCS Druckflasche, Alpro

Druckflasche (1,5 L mit Steigrohr)



Flasche 1,5 Liter

163551

9,90

Bilpron, Alpro

Gebrauchsfertige Lösung zur Entkeimung und Verhinderung der Bildung von Biofilm in Betriebswasserwegen von ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Kann auch als Langzeitdesinfektion (Urlaub) bis zu 3 Monate angewendet werden.



Starter-Set

1 Ltr. Bilpron, 10 g PreCleaner, 160 g BRS Remover, 20 ml BRS Aktivator

232726

51,60

Flasche 6 x 1 Liter

219755

79,50

Wirkungsspektrum:

bakterizid, fungizid, löst und beseitigt sicher und zuverlässig sowohl organische als auch anorganische Rückstände

Biotest Keimindikator, Alpro

Keimtester zur semi-quantitativen Überprüfung der mikrobiellen Belastung im Wasser und an Oberflächen.



1 Röhrchen

220305

11,20

Absauganlagen / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Dekaseptol Gel, KaVo

Zur Reinigung, Pflege und Desinfektion von Absauganlagen mit Amalgamabscheider und Mundspülbecken. Dekaseptol Gel ist anwendungsfertig gemischt und direkt einsatzbereit. Eine einmalige Anwendung pro Tag ist ausreichend.



Basisset

3 x 1 Liter + Dosierpumpe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

65695 91,00

Kanister 6 Liter

65719 74,00

Dosierpumpe

65734 15,00

Auslaufhahn für Kanister

12232 14,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, fungizid, viruzid, tuberkulozid, HBV-wirksam, HIV-wirksam

Dentosept S, Dentsply Sirona

Wasseraufbereitungsmittel mit Langzeitwirkung zur Anwendung in der Entkeimungsanlage der Behandlungseinheiten Teneo/ Sinius/ Intego. Es basiert auf dem bewährten Wirkstoff Wasserstoffperoxid ohne den Zusatz von Silberionen. Hohe Materialverträglichkeit insbesondere bei Kunststoff- und Glasoberflächen.



Flasche 1 Liter

258923 24,83

Wirkungsspektrum:

Gegen pathogene Keime wie z.B. Legionellen, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli etc.

MD 550 Mundspülbecken-Reiniger, Dürr Dental

Aldehyd- und schaumfreie, gebrauchsfertige Lösung zur intensiven und rückstandslosen Reinigung von Mundspülbecken.

- Problemloses Entfernen von Rückständen wie Kalk, Blut oder Plaquefärbemitteln
- Gleichzeitige Reinigung, Desodierung und Pflege von Mundspülbecken
- Ohne Scheuerkomponenten / kein Zerkratzen des Mundspülbeckens



Flasche 750 ml

257526 14,80

MD 555 cleaner – Sauganlagen-Spezialreiniger, Dürr Dental

Schaumfreies Reinigungskonzentrat für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art.

- Löst Verkrustungen aus Kalk, Prophylaxepulvern oder Prophylaxe Pearl-Produkten
- Intensivste Reinigungswirkung gegen Ablagerungen und Verschlämmungen
- Geprüfte Materialverträglichkeit / von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Ideal in Kombination mit Orotol® plus



Flasche 2,5 Liter ab 4 Flaschen

59616 35,60
32,04



**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Absauganlagen / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

NIGHT CLEANER, EMS

NIGHT CLEANER dient zur Dekontamination, unterbindet die Biofilm-Bildung in den Wasserleitungen aller EMS AIRFLOW-Einheiten und verlängert bei täglichem Gebrauch deren Lebensdauer. NIGHT CLEANER beseitigt und schützt wirksam vor Algen- und Kalkablagerungen nach längeren Standzeiten oder Erwärmung des Betriebswassers.



Flaschen 6 x 800 ml

271631 76,70

Orotol Basis Set, Dürr Dental

Basisset für die anwenderfreundliche Desinfektion und Reinigung von zahnärztlichen Sauganlagen.



Basisset

1 x 2,5-Liter-Flasche Orotol plus, 1 x 2,5-Liter-Flasche MD 555 cleaner, 1 x 750-ml-Flasche MD 550, 1 x OroCup.

225708 79,00

Orotol Combi-Set, Dürr Dental

Beide Desinfektions- und Reinigungskomponenten Orotol plus und MD 555 cleaner als Kombinationspackung. Orotol plus für tägliche Desinfektion und MD 555 cleaner für wöchentliche Reinigungsanwendung.



Combi-Set

3 x 2,5 Liter Orotol plus und 1 x 2,5 Liter MD 555 cleaner

163032 187,00

Orotol plus, Dürr Dental

Schaumfreies Flüssigkonzentrat für die gleichzeitige Desinfektion, Reinigung, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Löst Biofilm und beugt Verschlämmung durch Blut und Proteine vor
- Die Lösung für kontaminierte Sauganlagen / gewährt sicheren Infektionsschutz
- Einwirkzeit: 2 % - 5 Minuten nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 2,5 Liter

61055 49,70

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Noroviren)

Orotol ultra, Dürr Dental

Pulverförmiges Konzentrat für die gleichzeitige Desinfektion, Reinigung, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.

- Löst, desinfiziert Biofilm und beugt Verschlämmung durch Blut und Proteine vor
- Geprüfte Materialverträglichkeit / von führenden Einheitenherstellern empfohlen
- Einwirkzeit: 1 % - 5 Minuten nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Basisset

2 x 500 g Orotol ultra, 1 Vorratsdose, 1 OroCup, 1 Dosierlöffel

249893 90,40

Nachfüllpackung

8 x 500 g Orotol ultra
1 Dosierlöffel

249912 173,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, sporizid (Clostridium difficile), fungizid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren, Polioviren).

Absauganlagen / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Oxygenal 6, KaVo

Wasserentkeimungsmittel für KaVo Wasserentkeimungsanlagen. Wirkstoff 6 % Wasserstoffperoxyd stabilisiert.



Flasche 1 Liter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
47027	28,00

Planosil, Planmeca

Hochwirksame Gebrauchslösung zur Abtötung von Mikroben und Eliminierung von Biofilmen in Wasserlinien der Behandlungseinheit. Kein Einfluss auf Wasser-pH, Geruch, Geschmack oder chemische Zusammensetzung.



Kanister 2 x 5 kg

137828	166,77
--------	--------

Tiutol dent, B. Braun

Für die Sanitation von zahnärztlichen Absauganlagen und wasserführenden Leitungen in Behandlungseinheiten. Besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und wirkt entsäuend. 3 %ige Anwendungskonzentration, d.h. 30 ml auf 1 l kaltes Wasser.



Kanister 5 Liter

82050	31,67
-------	-------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), fungizid sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), Coronaviren und viruzid.

Ultradex V, Ultradent

Ultradex V ist zur Entkeimung der wasserführenden Leitungen vorgesehen und gewährleistet keimarmes Wasser im Gerät und schützt wirksam vor Verkalkung.



Flasche 1 Liter

13538	49,00
-------	-------

Zusammensetzung:

2% Wasserstoffperoxid, weniger als 0,1% Stabilisatoren und Silber, 98% Wasser.



**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Bohrerbad / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Sept Bohrerbad, ORBIS Dental
Zur Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von zahnärztlichen Bohrem und rotierenden Instrumenten.

- VAH-/DGHM-gelistet

TOP



**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

263561 **16,55**
13,55

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 13727, EN 14561, VAH, levurozid (Candida albicans) nach EN 13624, EN 14562, VAH, tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563 begrenzt viruzid (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI.

Einwirkzeiten:

Bakterien (EN 13727, EN 14561, VAH, hohe Belastung): Konz.: 5min. Candida albicans (EN 13624, EN 14562, VAH, hohe Belastung): Konz.: 5min. TbB (M. terrae) nach EN 14348, EN 14563, niedrige Belastung: Konz.: 5min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI (hohe Belastung): Konz.: 5min.

In 100 g sind enthalten:

0,396 g Didecyldimethylammoniumchlorid
0,2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

BIB forte eco, Alpro

Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Desinfektion von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisions-instrumenten und Endoskopen.



Dosierflasche 1 Liter

232717 **36,60**

Kanister 5 Liter

232720 **160,50**

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid (nach VAH), Begrenzt viruzid PLUS (nach RKI/EN 14476) gegen behüllte Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza sowie unbehüllte Viren bei 40°, Viruzid „high level“ nach DVV 2012/EN 16777, nach der Vorreinigung mit AlproZyme inkl. Parvoviren, CJK-Prophylaxe, erfüllt die Vorgabe vom RKI (pH >= 10), VAH/DGHM gelistet / Instrumentendesinfektion bei hoher organischer Belastung

ID 220 - Bohrerbad, Dürr Dental

Voll viruzide, aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion rotierender Instrumente.

- Hohe Reinigungskraft speziell der Feinstrukturen von Bohrem und Fräsen
- Hoher Korrosionsschutz und lange Standzeit von 7 Tagen
- Einwirkzeit: im Fräsator 1 Minute, im Ultraschallgerät 30 Sekunden (VAH-/DGHM-gelistet).



**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

62341 **35,10**
31,59

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, mykobakterizid, tuberkulozid, fungizid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polioviren SV 40, Noroviren, Polioviren).

2
Desinfektion / Sterilisation

Bohrerbad / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Rotasept, schülke

Fertiglösung für die Desinfektion und Reinigung rotierender Instrumente (VAH-gelistet).

- für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet
- gute Materialverträglichkeit (Alkali- und alkoholempfindliche Kunststoffe, Aluminiumteile sowie Instrumente, die mit Kunstharzkleber verarbeitet sind, sollen nicht mit rotasept behandelt werden)
- wir empfehlen gigasept instru AF



Flasche 2 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

169742 23,42

Kanister 5 Liter

169743 53,71

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, mykobakterizid, levurozid, viruzid

RS-Spray, Hager & Meisinger

Sterilisierbares Rostschutzspray für rotierende Instrumente. Verhindert zuverlässig die Bildung von Rost während und nach der Sterilisation. Für alle Sterilisationsverfahren geeignet.



Dose 200 ml

63040 13,26

Sekudrill, Ecolab

Gebrauchsfertige Lösung für die Desinfektion von rotierenden Präzisionsinstrumenten. Gebrauchsfertige Lösung.



Flasche 2 Liter

87079 38,82

Wirkungsspektrum:

Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren.

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

Desinfektionstücher Plus, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher für die schnelle Wischdesinfektion kleinerer, alkoholunempfindlicher Flächen, von nicht-invasiven Medizinprodukten. Extrem reißfestes Vliesmaterial. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



- Wirksam gegenüber MRSA
- Ohne Reizpotential durch quartäre Ammoniumsalze
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Duftnote: cool fresh
- Aldehydfrei
- Phenolfrei
- VAH-/DGHM-gelisteter Wirkstofflösung

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien ORBIS Flächendesinfektion REF 10452 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 10453.

TOP

ORBI-Sept Wet Wipes - alkoholfrei, ORBIS Dental

Alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von invasiven und nichtinvasiven Medizinprodukten sowie zur Desinfektion von Oberflächen. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Duftnote: Neutral

Tuchqualität: 50g/m², 20 x 30cm

TOP

Nachfüllpackung
6 Beutel à 100 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

169747 31,45

Leerdose

184926 2,80

Breites Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650, tuberkulozid nach VAH/DGHM, EN 14348, 'begrenzt viruzid' (wirksam gegenüber behüllten Viren, z. B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) und wirksam gegenüber behüllten Noro-, Rota- und Adenoviren

Einwirkzeiten (Konz.):

Bakterien nach VAH/DGHM, EN 1040 und EN 1276: Konz.: 30 Sek. (niedrige Belastung VAH/DGHM) Konz.: 1 Min. (hohe Belastung VAH/DGHM, EN 1276) Candida albicans nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650: Konz.: 30 Sek. (niedrige Belastung VAH/DGHM) Konz.: 1 Min. (hohe Belastung VAH/DGHM, EN 1650) TbB(Tuberkulose)-Inaktivierung nach VAH/DGHM, EN 14348: Konz.: 30 Sek. (niedrige Belastung VAH/DGHM) Konz.: 1 Min. (hohe Belastung VAH/DGHM) Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach BGA (RKI)/DVV mit Belastung: Konz.: 30 Sek. Adenoviren (EN 14476, hohe Belastung): Konz.: 30 Sek. Noroviren (nach EN 14476, niedrige Belastung): Konz.: 1 Min. Rotaviren (nach EN 14476, hohe Belastung): Konz.: 30 Sek.

Packung à 80 Tücher
Flow, L, 20x30 cm, neutral

256449 11,45

Wirkspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) levurozid (Candida albicans) tuberkulozid (M. terrae) wirksam gegenüber behüllten und unbehüllten Viren.

Einwirkzeiten:

Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615: Konz. 2min. Bakterien und Candida albicans (gemäß den Anforderungen des VAH, Stand: 02.04.2015): Konz. 2 Min.

Hinweis:

Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test)



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

ORBI-Sept Wet Wipes, ORBIS Dental

Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. (MPG) Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. (Biozid-Verordnung)
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Duftnote: neutral, cool fresh

Tuchqualitäten:

- Standard - 24 g/m²
Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- Soft - 50 g/m²
Polyester-Viskose-Mischmaterial, fusselfrei
- Premium - 60 g/m²
hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität), fusselfrei

Hinweis:

Alle Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test)
Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.
Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

TOP



6 Beutel à 100 Tücher
Standard, S, 12x20 cm, coolfresh

Beutel à 240 Tücher
Soft, M, 15x23 cm, neutral

Beutel à 240 Tücher
Soft, M, 15x23 cm, coolfresh

Beutel à 90 Tücher
Soft, L, 28x30 cm, neutral

Beutel à 90 Tücher
Soft, L, 28x30 cm, coolfresh

Beutel à 75 Tücher
Premium, L, 30x28 cm, neutral

Beutel à 75 Tücher
Premium, L, 30x28 cm, coolfresh

Wirkungsspektrum:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697, Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697, TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348, Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß DVV/2012 im Flächentest), Adeno-Viren (EN 14476, hohe Belastung), Noro-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung)

Einwirkzeiten (bezogen auf die getränkten Tücher):
Wirksamkeit der getränkten Tücher nach EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2min. Bakterien und Candida albicans (nach VAH, Stand: 02.04.2015, hohe Belastung): Konz. 2min. Bakterien und Candida albicans (Tränkflüssigkeit, Eintrag in VAH / DGHM-Liste): Konz. 5min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH / DGHM-Liste).

In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:
43,0 g Ethanol 8,0 g 1-Propanol 0,055 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Information:

Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 (Größe S mit REF 184926)

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

261127 19,15

273791 19,75

273792 19,75

258139 19,15

258140 19,15

258141 19,15

258142 19,15

Mit Sicherheit sauber!

Desinfektionslinie mit reichlich Auswahl



- ✓ Made in Germany
- ✓ 4-Felder-Test (DIN EN 16615)
- ✓ VAH-gelistet
- ✓ Verschiedene Duftnoten
- ✓ Große Auswahl an Tuchqualitäten



Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

ORBI-Sept Wet Wipes Sensitiv NE, ORBIS Dental

Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten. (MPG) Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen. (Biozid-Verordnung)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Duftnote: neutral

Tuchqualitäten:

- Soft - 50 g/m²
Polyester-Viskose-Mischmaterial, fussselfrei
- Premium - 60 g/m²
hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität), fussselfrei

Hinweis:

Alle Tücher erfüllen die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test)

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Nicht für die Verwendung bei Acrylglas, empfindlichen Oberflächen und mit farbigen Tüchern geeignet. Wir empfehlen hier die Verwendung der alkoholfreien Flächendesinfektion REF 258134 oder von alkoholfreien Desinfektionstüchern REF 256449.

NEU TOP



Beutel à 90 Tücher

Soft L, 28cm x 30cm, neutral

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

278931 18,50

Beutel à 75 Tücher

Premium L, 28cm x 28cm, neutral

278932 18,50

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) VAH, levurozid (Candida albicans) VAH, tuberkulozid, "begrenzt viruzid Plus" (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren und Adeno-, Rota- und Noro-Viren), wirksam gegen über Polyoma SV40-Viren nach RKI/DVV.

Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Candida albicans nach (hohe Belastung): Konz. 1 min.
TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): Konz. 1 min.
Noro-Viren: Konz. 1 min.: Konz. 2 min.
Adeno-Viren Konz. 1 min.

Einwirkzeiten für die getränkten Tücher:

Bakterien und Candida albicans und VAH unter hoher Belastung: Konz. 1 min.
Premium, Bakterien und Candida albicans und VAH unter hoher Belastung: Konz. 2 min.
Soft, Bakterien und Candida albicans (Tuch-Tränksystem, Eintrag in VAH-Liste): (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste) Konz. 5 min.

In 100 g Tränkflüssigkeit sind enthalten:

In 100g Tränkflüssigkeit sind enthalten: 20,0g 1-Propanol, 5g 2-Propanol Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 29°C. Ausbringung max. 50ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100ml je m² Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten.

ORBI-Wipes, ungetränkte Mikrofasertücher, ORBIS Dental

Spendereimer, für ORBI-Sept Wet Wipes (getränkte) und ORBI-Wipes (ungetränkte) Tücher zu verwenden.

TOP



Stück

Spendereimer, rechteckig, für 75 Mikrofasertücher, leer
Größe: L:195 x B:195 x H:200 mm

46122 5,75

Stück

Neutrales Etikett, selbstklebend

25350 0,35

Hinweis:

Eine maschinelle chemo-thermische Aufbereitung bei max. 60 Grad ist möglich.



ORBIS°-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

ORBI-Wipes Mikrovliestücher (Box), ungetränkt, ORBIS Dental

Feinstes Mikrovlies aus einem fusselfreien, softigen Viskose-Polyester-Gemisch zur Tränkung mit ORBIS Flächendesinfektionsmitteln. Die softige Struktur des Mikrovliestuches gewährleistet eine hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung sowie eine einheitliche Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen.

- Hohe Reißfestigkeit
- Optimales Saug- und Wiederabgabevermögen
- Mikrovliesqualität: 50 g/m

TOP



Box

inkl. 50 ungetränkte Mikrovliestücher. Flache Spenderbox für ungetränkte Wischtücher
Maße: 35 x 25 x 6,5 cm

Packung

3 Lagen á 50 Blatt ungetränkte Wischtücher für ORBI-Wipes Box

Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350.
- Perfekte Ergänzung zur ORBIS Sprüh- und Wischdesinfektion.

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
279991	17,25
279992	21,95

ORBI-Wipes Mikrovliestücher (Rollen), ungetränkt, ORBIS Dental

Feinstes Mikrovlies aus einem fusselfreien, softigen Viskose-Polyester-Gemisch zur Tränkung mit ORBIS Flächendesinfektionsmitteln. Die softige Struktur des Mikrovliestuches gewährleistet eine hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung sowie eine einheitliche Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen.

- Hohe Reißfestigkeit
- Optimales Saug- und Wiederabgabevermögen
- Mikrovliesqualität: 50 g/m

TOP



Rollen

2 Mikrovliesrollen á 80 Blatt ungetränkte Wischtücher
Maße: 27 x 30 cm

Stück

Spendereimer, rechteckig, leer

Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350.
- Perfekte Ergänzung zur ORBIS Sprüh- und Wischdesinfektion.

279993	22,95
46122	5,75

ORBI-Wipes, ORBIS Dental

Ungetränkte Vliestücher - geeignet für die Herstellung von Desinfektionstüchern in Tuchspendersystemen

Tuchqualitäten:

- Soft - 50 g/m²
Polyester-Viskose-Mischmaterial, fussel-frei Gleichmäßig mit 1.600 ml Desinfektionslösung übergießen, mind. 30 Minuten einwirken

- Premium - 60 g/m²
sehr hochwertiges Vliesmaterial (vergleichbar zu Mikrofaserqualität) Gleichmäßig mit 1.200 ml Desinfektionslösung übergießen, mind.. 30 Minuten einwirken lassen

TOP



2 Rollen á 240 Stück

Soft, 15x23 cm

2 Rollen á 90 Stück

Soft, 28x30 cm

2 Rollen á 75 Stück

Premium, 28x28 cm

Hinweis:

Diese Tücher sind geeignet, um mit der ORBI-Sept Flächendesinfektion (REF 258143, 258144 und 258134) die Anforderungen der DIN EN 16615 (4-Felder-Test) zu erfüllen.

Information:

- Verwendbar mit Spendereimer REF 46122 und Leeretikett REF 25350.

273793	26,95
258302	22,95
46121	28,25

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

ORBI-Wipes Wischtücher, ungetränkt, ORBIS Dental

Extragroße Wischtücher, aus hochwertigem, besonders abriebfestem Vliesmaterial. Entscheiden Sie selbst, welche Wirkstofflösung Sie einsetzen wollen: Einfach die Rolle mit den trockenen Wischtüchern in den Spendereimer einsetzen und mit 1.200 ml eines für die Wischdesinfektion zugelassenen Präparats ihrer Wahl begießen - Eimer schließen, etikettieren und fertig!



Beutel 150 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

273790 12,95

Spendereimer rechteckig, leer

46122 5,75

Stück Neutrales Etikett, selbstklebend

25350 0,35

TOP

ORBI-Sept Flächendesinfektion Konzentrat, ORBIS Dental

Gemäß Biozid-Verordnung: Aldehydfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen. Gemäß MPG: Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- VAH-/DGHM-gelistet

Hinweis:

Bitte die Regeln zum Ansetzen von Desinfektionslösungen mit Konzentraten beachten.

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Aufgrund der vergleichsweise langen Einwirkzeiten empfehlen wir diese Flächendesinfektion besonders für die Anwendung auf größeren Flächen wie Fußböden, Schränken sowie Arbeitsflächen.



Flasche 2,5 Liter

262556 23,55

Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):
 Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624, EN 13697 (hohe Belastung): 0,5 % 15min.
 Bakterien und Candida albicans nach VAH, EN 16615 (hohe Belastung): 3,0 % 15min./1,0 % 60min.
 Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI (hohe Belastung): 2,0 % 5min./1,0 % 60min.
 TbB (M. terrae) nach EN 14348 (niedrige Belastung): 1,0 % 60min.,
 Kennzeichnung gemäß VO 648/2004/EG: < 5 % nichtionische Tenside, 5-15 % kationische Tenside.

In 100 g sind enthalten:

5,6 g Didecyldimethylammoniumchlorid
 3,1 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin.

TOP

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Sept Flächendesinfektion, ORBIS Dental

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: coolfresh / neutral

Hinweis:

- Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten
- Die Desinfektionslösung darf zum Tränken nur mit Tuchmaterialien und Einwirkzeiten, die nach EN 16615 kompatibel sind verwendet werden

TOP



Flasche 2,5 Liter coolfresh

258143 17,55

Flasche 2,5 Liter neutral

258144 17,55

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, 'begrenzt viruzid' (wirksam gegenüber behüllten Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren), wirksam gegenüber Adeno-Viren, Noro-Viren, Rota-Viren

Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung) Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung) TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach EN 14348 (hohe Belastung) Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß DVV/2012 im Flächentest mit hoher Belastung Adeno-Viren (EN 14476, hohe Belastung) Noro-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung) Rota-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung) Konz. 1min

Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans (geprüft nach den Anforderungen der VAH. Stand: 02.04.2015) unter hoher Belastung, Gutachten von Prof. Dr. H.-P. Werner) und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 2 min. Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH / DGHM-Liste: Konz. 5 min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste)

In 100g sind enthalten:

43,0g Ethanol, 8,0g 1-Propanol, 0,055g Didecyldimethylammoniumchlorid.

ORBI-Sept Flächendesinfektion NE, ORBIS Dental

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich. Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

- Duftnote: neutral

NEU TOP



Flasche 2,5 Liter neutral

278933 27,90

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), VAH, EN 16615, levurozid (Candida albicans) VAH, Mycobakterizid (M. terrae und M. avium) "begrenzt viruzid" (behüllten Viren wie z.B. HIV, HBV, HCV, Coronaviren) sowie "begrenzt viruzid PLUS" (unbehüllte Noro-Viren, Adeno-Viren und Rota-Viren), wirksam gegenüber Polyoma SV40-Viren nach RKI/DVV.

Einwirkzeiten:

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 min. Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 1 min. TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) (hohe Belastung): Konz. 1 min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) (hohe Belastung): Konz. 1 min. Noro-Viren: (clean) Konz. 1 min. (clean) Konz. 2 min. Adeno-Viren (clean): Konz. 1 min. Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung): Konz. 1 min. „Begrenzt viruzid Plus“ (Noro-, Adeno- und Rota-Viren): (clean) Konz. 1 min. (clean) Konz. 2 min.

In 100g sind enthalten:

20,0g 1-Propanol, 5,0g 2-Propanol

2
Desinfektion / Sterilisation

ORBI-Sept Flächendesinfektion alkoholfrei, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige wässrige Flächendesinfektion für den ärztlichen und zahnärztlichen Bereich zur Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten sowie zur Desinfektion von Oberflächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweise:

- Die Desinfektionslösung darf um Tränken mit Tuchmaterialien verwendet werden, die nach DIN EN 16615 - REF 258300 oder REF 8302 -kompatibel sind
- Bei der Anwendung sind geeignete Handschuhe (z.B. s Nitrilkautschuk) zu tragen

TOP



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
258134	18,85
	17,35

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. terrae), wirksam gegenüber behüllten und unbehüllten Viren.

Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): 8g Dide imethylam niumchlorid, 0,2g N-(3-Am I)- do cyl-pr an-1 nthäl < 5% kationische Tenside, Duftstoffe

ORBI-Sept Flächendesinfektion Plus, ORBIS Dental

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

- VAH-/DGHM-gelistet

Hinweis:

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

TOP



Flasche 2,5 Liter

262560 16,45

Einwirkzeiten:

Bakterien und Candida albicans (VAH, ohne Mechanik): Konz. 30sec. (niedrige Belastung) / Konz. 1min. (hohe Belastung) Bakterien und Candida albicans nach EN 13624, EN 13727 (hohe Belastung): Konz. 30sec. Bakterien und Candida albicans nach EN 1276, EN 1650 (hohe Belastung): Konz. 1min. TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (nach DGHM), EN 14348: Konz. 30sec. (niedrige Belastung) / Konz. 1min. (hohe Belastung, EN 14348) Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach RKI/DVV mit Belastung: Konz. 30sec. Adeno-Viren (EN 14476): Konz. 30sec. (hohe Belastung) Noro-Viren (EN 14476): Konz. 1min. (niedrige Belastung), Rota-Viren (EN 14476): Konz. 30sec. (hohe Belastung) „Begrenzt viruzid PLUS“: Konz. 1min. Vaccinia-, Adeno- und Noro-Viren im Carriertest nach DVV 2012: Konz. 2min. (niedrige Belastung).

Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:

Bakterien und Candida albicans nach EN 16615, VAH (mit Mechanik) unter hoher Belastung: Konz. 1min.

In 100 g sind enthalten:

37,0 g 1-Propanol
24,0 g Ethanol.
VO 648/2004/EG: Enthält Duftstoffe



**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Sept Flächendesinfektion sensitive, ORBIS Dental

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

- VAH-/DGHM-gelistet

TOP



Flasche 2,5 Liter

262559 17,55

Einwirkzeiten (bezogen auf die Tränkflüssigkeit):
Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1min. Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung): Konz. 1min. TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae) nach DGHM (hohe Belastung): Konz. 1min. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) gemäß RKI/DVV mit hoher Belastung: Konz. 1min. Adeno-Viren (EN 14476, niedrige Belastung): Konz. 1min. Noro-Viren (EN 14476, niedrige Belastung): Konz. 1min., Rota-Viren (EN 14476 niedrige Belastung): Konz. 1min.

Einwirkzeiten für Tuch-Wischsysteme:
Bakterien und Candida albicans nach VAH und EN 16615 (hohe Belastung): Konz. 5 min.
Bakterien und Candida albicans: Eintrag in VAH-Liste: Konz. 5 min. (kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste).

In 100 g sind enthalten:

39,0 g Ethanol
0,056 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

CaviCide, KaVo Kerr

- Gebrauchsfertiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel in einem
- Wird für die Verwendung auf harten, nicht porösen Oberflächen unkritischer Medizinprodukte empfohlen
- Hervorragende Materialverträglichkeit- Weniger als 20% Alkoholgehalt
- Enthält kein Phenol, Bleichmittel oder toxische Chemikalien
- VAH gelistet

NEU



Flasche 200ml

282629 5,82

Flasche 700ml

282630 12,45

Kanister 5 l

212463 48,78

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, viruzid, fungizid, tuberkulozid und levurozid. Tötet die meisten Krankheitserreger in 3 Minuten oder weniger ab. Gegen das neuartige Coronavirus (COVID-19) (Nach EN14476 getestet unter Verwendung von MVA (Modified vaccinia virus Ankara) als Surrogat für behüllte Viren.) Wirksam gegen behüllte Viren wie: SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV usw.
(Bitte beachten Sie Organismus Liste für die entsprechende Einwirkzeit)

CaviWipes, Kerr

- Gebrauchsfertiges Tuch zur Reinigungs- und Desinfektionsmittel in einem
- Wird für die Verwendung auf harten, nicht porösen Oberflächen unkritischer Medizinprodukte empfohlen
- Hervorragende Materialverträglichkeit- Weniger als 20% Alkoholgehalt
- Enthält kein Phenol, Bleichmittel oder toxische Chemikalien
- VAH gelistet.

(Tuchgröße 17,5 x 22,5 cm)

NEU



Packung 20 x 45 Stück

220965 109,60

Dose 12 x 160 Stück

253377 94,04

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, viruzid, fungizid, tuberkulozid und levurozid. Tötet die meisten Krankheitserreger in 3 Minuten oder weniger ab. Gegen das neuartige Coronavirus (COVID-19) (Nach EN14476 getestet unter Verwendung von MVA (Modified vaccinia virus Ankara) als Surrogat für behüllte Viren.) Wirksam gegen behüllte Viren wie: SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV usw.
(Bitte beachten Sie Organismus Liste für die entsprechende Einwirkzeit)

2
Desinfektion / Sterilisation

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

CleanWipes, Alpro

Alkoholfreie Feuchttücher zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Dekontamination von Oberflächen von Medizinprodukten und intakter Haut. Die bakterio- und fungistatisch wirkenden CleanWipes in „Cotton touch“ Qualität, entfernen leicht und schonend organische und anorganische Ansammlungen von Medizinprodukten, Händen und intakter Haut. CleanWipes sind dermatologisch geprüft.



Dose 70 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

252508 17,80

Nachfüllpack. 12 x 70 Tücher

252509 99,00

Dentalrapid SD liquid, Müller-Omicron

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. VAH gelistet. Gem. Biozid-Verordnung:

Einwirkzeiten in Verwendung mit trockenen Tuchqualitäten oder Dentalrapid SD wipes S, M, L, XL: Bakterien und Candida albicans nach EN 16615 u. den Anforderungen der VAH, Stand: 02.04.2015 (hohe Belastung): Konz. 2 Min.



Flasche 500 ml

neutral	258017	7,42
lemon	258020	7,42
fruit	258023	7,42
flower	258026	7,42

Flasche 1 Liter

neutral	258018	11,35
lemon	258021	11,35
fruit	258024	11,35
flower	258027	11,35

Kanister 5 Liter

neutral	258019	40,80
lemon	258022	40,80
fruit	258025	40,80
flower	258028	40,80

Wirkungsspektrum:

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 min., Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 1 min., TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae, hohe Belastung): Konz. 1 min., Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV, COVID-19) gemäß DVV / 2012 im Flächentest, hohe Belastung: Konz. 1 min., Begrenzt viruzid PLUS (hohe Belastung): Konz. 1 min., Adeno-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min., Noro-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min., Rota-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Dentalrapid SD wipes S, Müller-Omicron

Gebrauchsfertige alkoholische fertig getränkte Tücher zur schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Gem. Biozid-Verordnung. (VAH-gelistet).

12 x 20 cm 23 g/m²

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dose 100 Tücher

261003 4,75

Dose 100 Tücher

neutral	261004	4,75
lemon		

Nachfüllpackung 100 Tücher

261299 3,50

Nachfüllpackung 100 Tücher

neutral	261006	3,50
lemon		

Wirkungsspektrum:

Bakterien (hohe Belastung): Konz. 1 min., Candida albicans (hohe Belastung): Konz. 1 min., TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung (M. terrae, hohe Belastung): Konz. 1 min., Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV, COVID-19) gemäß DVV / 2012 im Flächentest, hohe Belastung: Konz. 1 min., Begrenzt viruzid PLUS (hohe Belastung): Konz. 1 min., Adeno-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min., Noro-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min., Rota-Viren (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

DesNet+, Alpro

Aldehyd- und phenolfreies Flüssigkonzentrat mit umfassender mikrobizider Wirksamkeit zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten.



Dosierflasche 1 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

18132 13,60

Kanister 5 Liter

15347 59,20

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Fungizid (*A. niger*, *C. albicans*), Viruzid nach den Anforderungen des RKI (RKI/DVV 2004), alle behüllten und unbehüllten Viren inkl. Polio, Sporizid gegen *C. difficile* (EN 13704),

FD 300 - Flächendesinfektion, Dürr Dental

Voll viruzides, alkoholfreies Konzentrat für die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- Intensive Reinigungswirkung
- Einwirkzeit: 1 % - 15 Minuten nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 2,5 Liter ab 4 Flaschen

170200 58,60
52,74

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren, Polioviren)

FD 300 - top wipes, Dürr Dental

Voll viruzide, alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher für die gleichzeitige Reinigung und Desinfektion der Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten wie Behandlungseinheiten, medizinische Geräte, etc.

- Praktische einfache Anwendung und Entnahme
- Tuchgröße: 17,5 x 25 cm
- Einwirkzeit: 2 Minuten nach VAH



Packung 50 Tücher

263714 9,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren, Polioviren).

FD multi wipes compact / FD multi wipes, ungetränkt, Dürr Dental

Universelle, trockene Tücher, tränkbar mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln

- Universell einsetzbare Tücher
- Fusselfrei und reißfest
- Sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen von Oberflächen
- Größe: 20 x 30 cm FD multi wipes
- Größe: 29 x 30 cm FD multi wipes compact



Spendereimer 60 Tücher

244920 24,40

Nachfüllpackung 8 x 60 Tücher

244921 91,50

Spendereimer 180 Tücher

33871 36,70

Nachfüllpackung 4 x 180 Tücher

35129 86,60

Wandhalterung für FD multi wipes Box

236119 56,65



**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

FD 312 - Flächendesinfektion, Dürr Dental

Alkoholfreies Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion der Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Besonders angenehmer Duft
- Bis zu 250 Liter Gebrauchslösung bei 1 %
- Einwirkzeit: 1 % - 15 Minuten, 2 % - 5 Minuten nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
62325	44,40 39,96

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Noroviren).

FD 312 - wet wipes, Dürr Dental

Gebrauchsfertige, alkoholfreie für die Reinigung und Desinfektion von Flächen und Gegenständen wie Fußböden, Praxisinventar, etc.

- Hohergiebige Flächenbenetzung für bis zu 8 m²
- Mit frischem Duft
- Tücher in reißfester Wabenstruktur
- Tuchgröße: 22 x 42 cm
- Einwirkzeit: 15 Minuten nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



Packung 15 Stück

84133	12,10
-------	--------------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren). Geprüft im 4-Felder-Test gemäß VAH und EN 16615.

Intensive Reinigungswirkung, beste Materialverträglichkeit und angenehmer Geruch

FD 322 - Schnelldesinfektion, Dürr Dental

Aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Sehr kurze Einwirkzeit: 1 min nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



**Flasche 750 ml
für Hygowipe Plus**

219997	15,80
--------	--------------

Flasche 1 Liter

261047	18,10
--------	--------------

**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

62329	41,10 36,99
-------	------------------------------

Kanister 10 Liter

212619	132,00
--------	---------------

Sprühkopf für 1 Liter Dosierflasche

226278	6,70
--------	-------------

**Sprühflasche 600 ml (leer)
kompl. mit Sprühkopf**

62368	10,20
-------	--------------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren).

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

FD 322 - perfume free, Dürr Dental
Aldehydfreie, gebrauchsfertige Lösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Parfümfrei
- Sehr kurze Einwirkzeit: 1 min nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 2,5 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

224639 **41,10**

Kanister 10 Liter

224640 **132,00**

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren wie Vacciniaviren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren).

FD 322 - premium wipes, Dürr Dental
Praktische, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Tuchgröße: 14 x 19 cm
- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Dose 80 Tücher

265535 **8,40**

Nachfüllpackung

265536 **76,60**

12 Beutel à 80 Tücher

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren). VAH-Liste, IHO-Viruzidie-Liste. Geprüft im 4-Felder-Test und gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615, EN 14476

FD 322 - top wipes, Dürr Dental
Praktische, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Tuchgröße: 17,5 x 25 cm
- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Packung 4 x 50 Stück

265537 **43,60**

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren). VAH-Liste, IHO-Viruzidie-Liste. Geprüft im 4-Felder-Test und gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615, EN 14476

FD 333 - Schnelldesinfektion, Dürr Dental
Aldehydfreie Gebrauchslösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Frischer Zitronenduft
- Schnelles Auftrocknen
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 750 ml für Hygowipe Plus

222419 **17,60**

Flasche 1 Liter

261049 **19,80**

Flasche 2,5 Liter ab 4 Flaschen

29220 **44,90**
40,41

Kanister 10 Liter

212620 **144,00**

Sprühflasche 600ml (leer)

62368 **10,20**

Wirkungsspektrum:

Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren).

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

FD 333 - forte Schnelldesinfektion, Dürr Dental

Voll viruzide, alkoholische Gebrauchslösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar. Viruzidie geprüft.

- Gute Materialverträglichkeit
- Frischer Zitronenduft
- Schnelles Auftrocknen
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 2,5 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

259851 44,90

Kanister 10 Liter

259111 148,00

Sprühflasche 600ml (leer)
komp. mit Sprühkopf

62368 10,20

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polioviren SV 40, Noroviren, Polioviren).
Viruzid gemäß DVV/RKI-Leitlinie und EN 14476.

FD 333 - wipes, Dürr Dental

Alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- Parfümfrei
- Rasches, rückstandsfreies Auftrocknen
- Tuchgröße: 14 x 22 cm
- Einwirkzeit: 1 Min. nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Dose 110 Tücher

235194 8,40

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

233105 76,60

Wirkungsspektrum:

Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren).

FD 333 - top wipes, Dürr Dental

Alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar

- Parfümfrei
- Rasches, rückstandsfreies Auftrocknen
- Tuchgröße: 17,5 x 25 cm
- Einwirkzeit: 1 Min. nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet)



Packung 4 x 50 Stück

282942 43,60

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren und Noroviren).

NEU

FD 333 - forte wipes, Dürr Dental

Voll viruzide, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten. Viruzidie geprüft.

- Extra große Tücher: 20 x 30 cm
- Frischer Zitronenduft
- Gute Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Eimer 100 Tücher

259977 30,60

Nachfüllpackung
4 Beutel à 100 Tücher

259979 98,60

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polioviren SV 40, Noroviren, Polioviren).

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

FD 333 - forte premium wipes, Dürr Dental

Voll viruzide, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten. Viruzidie geprüft.

- Tuchgröße: 14 x 19 cm
- Frischer Zitronenduft
- Gute Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Dose 80 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

274614 9,50

Nachfüllpackung
12 Beutel à 80 Tücher

273838 85,50

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren, Polioviren).
Viruzid gemäß DVV/RKI-Leitlinie und EN 14476

FD 350 - Desinfektionstücher, Dürr Dental

Praktische, alkoholische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Rückstandsfreies Auftrocknen
- Tuchgröße: 14 x 22 cm
- 3 verschiedene Duftnoten: Classic, Flower, Lemon
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Dose 110 Tücher (Classic)

212627 7,80

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

212628 72,20

Dose 110 Tücher (Lemon)

212631 7,80

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

212633 72,20

Dose 110 Tücher (Flower)

212629 7,80

Nachfüllpackung
12 Beutel à 110 Tücher

212630 72,20

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren).

FD 360 - Kunstlederreinigung und -pflege, Dürr Dental

Reinigungsfluid für porentiefe Reinigung und Pflege von Kunstlederoberflächen.

- Materialschonender Reiniger kombiniert mit Pflegemittel
- Entfernt Flecken aller Art, Ränder und Verfärbungen
- Geprüfte Materialverträglichkeit



Set

189143 32,80

1 Sprühflasche 500 ml und 9 Spezialschwämme und 1 Spezialtuch für besonders effektive Anwendung

FD 366 - sensitive, Dürr Dental

Aldehydfreie, alkoholreduzierte Lösung für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Geprüfte Materialverträglichkeit
- Schnelle Desinfektionswirkung: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 750 ml
für Hygowipe Plus

222418 15,40

Flasche 1 Liter

256864 17,80

Flasche 2,5 Liter

35396 41,10

Kanister 10 Liter

212621 133,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Noroviren).

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

FD 366 - sensitive wipes, Dürr Dental
Praktische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Parfümfrei
- Extra große Tücher: 20 x 30 cm
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei empfindlichen Oberflächen wie Kunststoffe oder Acrylglas / enthält nur 17% Alkohol



Eimer 100 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

250554 27,60

Nachfüllpackung
4 Beutel à 100 Tücher

250555 88,60

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levuro-zid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Noroviren).

FD 366 - sensitive top wipes, Dürr Dental

Praktische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten.

- Parfümfrei
- Einwirkzeit: 1 Minute nach VAH (VAH-/DGHM-gelistet).
- Tuchgröße: 17,5 x 25 cm
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei empfindlichen Oberflächen wie Kunststoffe oder Acrylglas / enthält nur 17% Alkohol



Packung 1 x 50 Stück

282500 10,90

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Noroviren). Geprüft im 4-Felder-Test gemäß VAH und EN 16615. FD 366 sensitive top wipes sind VAH-zertifiziert und wird in der VAH-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste geführt.

FD 370 - cleaner, Dürr Dental

Universell einsetzbares Konzentrat zur Reinigung von desinfizierten Oberflächen und Fußböden

- Effektiver Reiniger für Praxisinventar, Geräte, Fußböden
- Keine Neutralisation der Desinfektionswirkung
- Kein Kleben oder Verfärben von gereinigten Flächen in Kombination mit Desinfektionspräparaten
- Hohergebig: bis zu 250 Liter Gebrauchslösung bei 1 %



Flasche 2,5 Liter

33829 18,60

Incidin Foam, Ecolab

Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen. Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung. Keine Aerosolbildung, exzellente Schaumbildung bei angenehmem Geruch. Gebrauchsfertig. VAH-gelistet.



Sprühflasche 750 ml

180521 8,80

Kanister 5 Liter

18375 42,18

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie wirksam gegen Rota- und Polyoma/SV40-Viren.

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

Incidin Liquid, Ecolab

Farb- und duftstofffreies gebrauchsfertige Lösung zur alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen. Gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung mit hoher Anwenderakzeptanz.

NEU



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Flasche 600 ml	283093	17,08
Flasche 1 Liter	283094	15,82
Kanister 5 Liter	283095	37,58
Sprühpistole für 1 Liter Flasche	20089	8,03

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) und begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren sowie Noroviren. VAH-gelistet.

Kavo Wipes, KaVo

Desinfektionstücher zur Reinigung der Oberflächen von medizinischen Instrumenten und Geräten. Gebrauchsfertige Breitspektrum-Desinfektionstücher für Oberflächen von dentalen und medizinischen Geräten. Geprüft und empfohlen von KaVo und anderen führenden Dentalmarken zum Schutz Ihrer wertvollen Praxisausstattung durch eine exzellente Materialverträglichkeit.

Größe: 22,9 x 30,5 cm



Dose 12 x 65 Tücher	265637	85,35
---------------------	--------	-------

Wirkungsspektrum:

Bakterien, Viren, Pilze, TB und andere Mikroorganismen

Meliseptol HBV-Tücher, B. Braun

Meliseptol HBV Tücher sind mit dem schnell wirkenden Desinfektionsmittel Meliseptol rapid getränkt und eignen sich hervorragend für die Schnelldesinfektion kleinerer Flächen.



Dose 100 Tücher 14 x 20 cm	63631	5,30
-------------------------------	-------	------

Nachfüllpackung 100 Tücher 14 x 20 cm	64089	3,65
--	-------	------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), fungizid (inkl. Schimmelpilze) sowie begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren, wie u.a. Coronaviren, plus Adeno-, Noro-, Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren. Einwirkzeit: 1 Minute (gem. DGHM/VAH u. begrenzt viruzid PLUS)

Meliseptol Wipes sensitive, B. Braun

Für empfindliche Oberflächen hervorragend geeignet, z. B. für Ultraschallgeräte und -köpfe, Acrylglas, Untersuchungsliegen und -stühle, Inkubatoren, Dialysemaschinen, Monitore, Smartphones und Tablets. (VAH-/DGHM-gelistet) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Dose 60 Stück 15,2 x 20 cm	232019	9,88
-------------------------------	--------	------

Packung 60 Stück 15,2 x 20 cm	232017	7,08
----------------------------------	--------	------

Packung 100 Stück 18 x 20 cm	264362	12,38
---------------------------------	--------	-------

Packung 42 Stück 24 x 30 cm	264363	10,38
--------------------------------	--------	-------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid und levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und gegen Corona-, Polyoma-, Rota- und Noroviren.

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Meliseptol, B. Braun

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen. Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen. Neue Rezeptur mit breitem Wirkungsspektrum und kürzerer Einwirkzeit. (VAH-/DGHM-gelistet) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Kanister 5 Liter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
246914	45,45

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien), fungizid sowie begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren, wie u. a. Coronaviren, plus Adeno-, Noro-, Rotaviren). Ohne zusätzliche Wirkstoffe wie z. B. QAV, Amine oder Aldehyde. Einwirkzeit: 1 Minute.

Meliseptol Foam pure, B. Braun

Schaum zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen. Geeignet für alkoholempfindliche Flächen. Keine Aerosolbildung beim Versprühen. Parfümfrei - unauffälliger Geruch (VAH-/DGHM-gelistet) und in der IHO- Desinfektionsmittelliste. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Sprühflasche 750 ml
(mit Sprühkopf)

249805	10,52
--------	-------

Kanister 5 Liter

37637	47,12
-------	-------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA, TbB) fungizid sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Corona-, Rota-, Polyoma-, Noro- und Inflenzaviren. Einwirkzeit: 1 Minute (gem. DGHM/VAH u. begrenzt viruzid).

Meliseptol rapid, B. Braun

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Aufsprühen oder Wischen. Aldehydfrei und frei von Alkylaminen. Frischer Geruch. Für Oberflächen von Medizinprodukten, wie z.B. Behandlungstühle, Arbeitsflächen und OP-Ausstattungen. (VAH-/DGHM-gelistet) und in der IHO- Desinfektionsmittelliste. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Kanister 5 Liter

27530	43,49
-------	-------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), fungizid (inkl. Schimmelpilze) sowie begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren, wie u.a. Coronaviren, plus Adeno-, Noro-, Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren. Einwirkzeit: 1 Minute (gem. DGHM/VAH u. begrenzt viruzid PLUS)

Mikrozid AF Wipes, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und andere Flächen (z. B. OP-Lampen, Untersuchungsliegen, patientennahe Flächen) (VAH-/IHO-gelistet).

- sehr breites Wirkspektrum
- schnelle Abtrocknung
- aldehydfrei
- Größe: 14 x 18 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dose 150 Tücher

223017	8,19
--------	------

Nachfüllpackung
20 x 150 Tücher

224479	103,38
--------	--------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid*, MRSA, tuberkulozid, levurozid*, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus
• gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten

mikrozid® universal wipes Einmalig vielseitig.



Zur materialschonenden
Reinigung und Schnelldesinfektion
von Oberflächen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Mikrozid AF Wipes Jumbo Tücher, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und andere Flächen (z. B. OP-Lampen, Untersuchungsliegen, patientennahe Flächen) (VAH-/IHO-gelistet).

- sehr breites Wirkspektrum
- schnelle Abtrocknung
- aldehydfrei
- Größe: 20 x 27 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Dose 200 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

12076 13,86

Nachfüllpackung
12 x 200 Tücher

267867 150,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid*, MRSA, tuberkulozid, levurozid*, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus
• gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten

Mikrozid AF Liquid, schülke

Alkoholische Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen (VAH-/IHO-gelistet).

- sehr breites Wirkspektrum
- schnelle Abtrocknung
- gute Benetzungseigenschaft
- aldehydfrei

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 250 ml

82895 5,09

Flasche 1 Liter

225559 13,86

Kanister 10 Liter

88365 115,83

Wirkungsspektrum:

Bakterizid*, MRSA, tuberkulozid, levurozid*, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus
• gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten.

Mikrozid AF Wipes Premium, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und andere Flächen (z. B. OP-Lampen, Untersuchungsliegen, patientennahe Flächen) (VAH-/IHO-gelistet).

- sehr breites Wirkspektrum
- schnelle Abtrocknung
- aldehydfrei
- Größe: 20 x 20 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Packung 50 Tücher

254531 5,72

Wirkungsspektrum:

Bakterizid*, MRSA, tuberkulozid, levurozid*, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus
• gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten.

Mikrozid sensitive Liquid, schülke

Alkoholfreie Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten (VAH-/IHO-gelistet).

- gebrauchsfertig
- für alkoholempfindliche Flächen
- gute Reinigungsleistung

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 1 Liter

225558 16,51

Kanister 5 Liter

16063 57,02

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Polyoma SV 40, Rotavirus.

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

Mikrocid sensitive Wipes Jumbo, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten (VAH-/IHO-gelistet).

- für alkoholempfindliche Flächen
- gute Reinigungsleistung
- Größe: 20 x 20 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



Dose 200 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

194966 13,86

Nachfüllpackung
12 x 200 Tücher

267981 150,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Mikrocid sensitive Wipes Premium, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten (VAH-/IHO-gelistet).

- für alkoholempfindliche Flächen
- gute Reinigungsleistung
- Größe: 20 x 20 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Packung 50 Tücher

253546 5,72

Packung 100 Tücher

257579 11,45

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Mikrocid sensitive Wipes Premium maxi, schülke

Gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten (VAH-/IHO-gelistet).

- für alkoholempfindliche Flächen
- gute Reinigungsleistung
- Größe: 25 x 25 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Packung 80 Tücher

257605 12,50

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Mikrocid universal Liquid, schülke

Gering alkoholische Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten in allen Bereichen und wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit (VAH-/IHO-gelistet).

- ohne Farb- und Parfümstoffe
- gute Materialverträglichkeit
- sehr gute Reinigungsleistung
- dermatologisch getestet

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Sprühflasche 1 Liter

254526 11,55

Kanister 5 Liter

254527 47,25

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Mikrocid universal wipes premium, schülke

Gering alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit (VAH-/IHO-gelistet).

- ohne Farb- und Parfümstoffe
- gute Materialverträglichkeit
- sehr gute Reinigungsleistung
- dermatologisch getestet
- Größe: 20 x 20 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



Packung 100 Tücher

Artikel-Nr. 252834
Preis pro Einheit 8,97

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Mikrocid universal wipes premium maxi, schülke

Gering alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit (VAH-/IHO-gelistet).

- ohne Farb- und Parfümstoffe
- gute Materialverträglichkeit
- sehr gute Reinigungsleistung
- dermatologisch getestet
- Größe: 25 x 25 cm

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



Packung 80 Tücher

257551 9,69

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Schülke Wipes / Schülke Wipes mini, schülke

Feuchttuchspendersystem zum eigenständigen Befüllen mit schülke Desinfektionsmitteln.

- extra große Tücher (30x30 cm) zum Wischen großer Flächen
- 100 bzw. 40 Tücher pro Rolle
- flusenfrei auf der Oberfläche
- Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage



Spendereimer leer (100 Tücher)

221008 12,30

Nachfüllpackung

6 Tuchrollen à 100 Tücher (30 x 30 cm)

215704 55,35

Spendereimer leer (40 Tücher)

218819 8,41

Nachfüllpackung

10 Tuchrollen à 40 Tücher (30 x 30 cm)

218817 50,23

MinutenWipes 50, Alpro

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Geräte. VAH/ DGHM zertifiziert. Geprüft u. a. von Dentsply Sirona, Planmeca. (50g/m² / 14 x 20 cm)

NEU



StarterSet

2 Spenderboxen, leer und 2 NF-Beutel à 40 Tücher

274847 22,70

Nachfüllpackung

6 x 40 Tücher

281810 39,50

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC, MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe (1 Min.) Levurozid (1 Min.) Begrenzt viruzid PLUS = viruzid/low level im DVV-Carriertest (2012) gegen unbehüllte Adeno- und Noroviren (2 Min.), sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza (30 Sek.)

ALPRO WIPES

Unsere zuverlässige Oberflächenreinigung und -desinfektion



MinutenWipes,

unsere alkoholische Wipes-Serie zur schnellen Reinigung und Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von Medizinprodukten, **jetzt in 4 Tuchgrößen**. MinutenWipes – für hohen Schutz von Patienten und Praxispersonal – eben Sicher. Sauber. **ALPRO**.



PlastiSept eco Wipes,

unsere alkoholfreien Feuchttücher zur schnellen und gründlichen Reinigung und Desinfektion empfindlicher Oberflächen von Medizinprodukten – jetzt neu in den Größen 30, Jumbo 30 und auch als FlowPack!



Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Minuten Wipes Jumbo 50, Alpro

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Geräte. VAH/ DGHM zertifiziert / Flächendesinfektion. Geprüft u. a. von Dentsply Sirona, Planmecca. (50g/m² / 21 x 26 cm)



StarterSet

2 Spenderboxen, leer + 2 NF-Beutel à 70 Tücher

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

277171 35,00

Nachfüllpackung

6 x 70 Tücher

263805 146,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC, MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid und Begrenzt viruzid PLUS = viruzid/low level im DVV-Carriertest (2012) gegen unbehüllte Adeno- und Noroviren, sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza.

Minuten Wipes Maxi, Alpro

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Geräte. VAH/ DGHM zertifiziert Geprüft u. a. von Dentsply Sirona, Planmecca. (50g/m² / 17 x 26 cm)



StarterSet

1 Spenderbox, leer und 1 NF-Beutel á 250 Tücher 17 x 26 cm

278367 58,00

Nachfüllpackung 4 x 250 Tücher

17 x 26 cm

263807 166,00

Bakterizid inkl. TBC, MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid und Begrenzt viruzid PLUS = viruzid/low level im DVV-Carriertest (2012) gegen unbehüllte Adeno- und Noroviren, sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza.

Maxi Wipes reel / Maxi Wipes-L reel, Alpro

Trockene Großtücher „Cotton Touch Qualität“ in der MaxiWipes reel-Box zur Wischdesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, speziell von größeren Flächen, in Kombination mit MinutenSpray-classic oder PlastiSept eco. Premiumqualität (50 g/m²) und zwei Größen!



Maxi Wipes reel (250 Tücher): 17cm x 26cm

Maxi Wipes-L reel (160 Tücher): 20cm x 40cm

Maxi Wipes reel

StarterSet
1 Spenderbox, leer und 1 NF-Beutel

278369 29,00

Maxi Wipes reel

Nachfüllpackung 4 x 250 Tücher

228363 72,00

Maxi Wipes-L reel

StarterSet
1 Spenderbox, leer und 1 NF-Beutel

278368 34,00

Maxi Wipes-L reel

Nachfüllpackung 4 x 160 Tücher

228365 82,00

MinutenSpray-classic, Alpro

Alkoholische gebrauchsfertige, Lösung zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinischer Geräte. Geprüft u. a. von Dentsply Sirona, Planmecca. Nur bei alkoholverträglichen Oberflächen anwenden.



Flasche 500 ml

166456 8,50

Cubitainer 5 Liter

20651 61,00

Kanister 5 Liter

20390 51,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC, MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid, Begrenzt viruzid PLUS = viruzid/low level im DVV-Carriertest (2012) gegen unbehüllte Adeno und Noroviren, sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza. Mit Remanenzwirkung (Hemmung der Neuverkeimung), VAH/DGHM zertifiziert / Flächendesinfektion

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

PlastiSept eco, Alpro

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. ärztliche und zahnärztliche Behandlungseinheiten (inkl. Sitzpolster und Schwebetische) und Röntgengeräte insbesondere mit Plexiglas- oder Metalloberflächen.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Sprayflasche 500 ml	245174	10,55
Cubitainer 5 Liter	245968	52,95
Kanister 5 Liter	244918	52,95

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC, geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid, Begrenzt viruzid im DVV-Carriertest (2012) gegen alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV, Vaccinia sowie unbehüllte Noroviren, VAH/DGHM zertifiziert / Flächendesinfektion mit Mechanik

PlastiSept eco MaxiWipes, Alpro

Alkoholfreie Feuchttücher zur Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. ärztliche und zahnärztliche Behandlungseinheiten (inkl. Sitzpolster und Schwebetische) und Röntgengeräte insbesondere mit Plexiglas- oder Metalloberflächen.



StarterSet 1 Spenderbox, leer und 1 NF-Beutel 17 x 26 cm	278366	52,89
---	--------	--------------

Nachfüllpackung 4 x 250 Tücher 17 x 26 cm	265379	138,86
---	--------	---------------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid, Begrenzt viruzid im DVV-Carriertest (2012) gegen alle behüllte Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV, Vaccinia, sowie unbehüllte Noroviren. VAH/DGHM zertifiziert / Flächendesinfektion mit Mechanik

PlastiSept eco Wipes 50, Alpro

Alkoholfreie Feuchttücher zur Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. ärztliche und zahnärztliche Behandlungseinheiten (inkl. Sitzpolster und Schwebetische) und Röntgengeräte, insbesondere mit Plexiglas- oder Metalloberflächen. Geprüft u. a. von Dentsply Sirona. (50g/m², 14 x 20 cm)
VAH/DGHM zertifiziert / Flächendesinfektion mit Mechanik



StarterSet 2 Spenderboxen, leer und 2 NF-Beutel à 40 Tücher	274793	23,21
---	--------	--------------

Nachfüllpack. 6 x 40 Tücher	276251	38,16
------------------------------------	--------	--------------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid und Begrenzt viruzid im DVV-Carriertest (2012) gegen alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV, Vaccinia sowie unbehüllte Noroviren.

NEU

PlastiSept eco Jumbo Wipes 50, Alpro

Alkoholfreie Feuchttücher zur Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. ärztliche und zahnärztliche Behandlungseinheiten (inkl. Sitzpolster und Schwebetische) und Röntgengeräte, insbesondere mit Plexiglas- oder Metalloberflächen. Geprüft u. a. von Dentsply Sirona. (50g/m² / 21 x 26 cm)
VAH/DGHM zertifiziert / Flächendesinfektion mit Mechanik



StarterSet 2 Spenderboxen, leer mit 2 NF-Beute	277170	31,69
--	--------	--------------

Nachfüllpack. 12 x 70 Tücher	265342	136,74
-------------------------------------	--------	---------------

Wirkungsspektrum:

Bakterizid inkl. TBC und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe, Levurozid und Begrenzt viruzid im DVV-Carriertest (2012) gegen alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV, Vaccinia sowie unbehüllte Noroviren.

Flächen- und Fußboden / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Praxipolish Plus, Hager & Werken

Reinigungsschaum zur Praxispflege. Entfernt mühelos Schmutz, Ränder, Flecken. Für Geräte, Kunststoff-, Holzoberflächen. Mit ultrahygienischen Eigenschaften. Getestet vom „Institut für Krankenhaushygiene und. Infektionskontrolle“ IKI Giesen



Dose 400 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
58242	8,50

Quartamon Med, schülke

Flüssiges Desinfektionskonzentrat auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art. (VAH-gelistet)
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Flasche 2 Liter

88794 31,40

Kanister 5 Liter

88795 67,94

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Rotavirus, Polyoma SV 40

- gemäß DVV-/RKI-Leitlinie

- aldehydfrei
- besonders gute Reinigungsleistung
- frischer Geruch

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Sept Instrumentendesinfektion, ORBIS Dental

Konzentrat zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionslösung zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauchbadverfahren.

Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

- VAH-/DGHM-gelistet



Flasche 2,5 Liter

262557

28,45

Einwirkzeiten:

Bakterien nach EN 13727, EN 14561, VAH (hohe Belastung): 1,5% 15min. 1,0% 60min.

Candida albicans nach EN 13624, EN 14562 VAH (hohe Belastung): 1,5% 15min. 1,0% 60min.

Bakterien und Candida albicans im Ultraschallbad nach EN 14561 und EN 14562 (hohe Belastung): 1,0% 5min.

„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV, Coronaviren) nach DVV/RKI und EN 17111 (hohe Belastung): 1,5% 15min.

TbB und Mycobakterien (M. terrae und M. avium) nach EN 14348 und EN 14563 (niedrige Belastung): 4,0% 30min. 3,0% 60min.

Enthält Didecyldimethyl-ammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin. VO 648/2004/EG: Enthält 5-15% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, <5% EDTA-Salze, Duftstoffe.

TOP

Tray-Cleaner, ORBIS Dental

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Der Spezialreiniger löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylat- und Phosphatzementen sowie thermoplastischen Abformmassen und Wachsen. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar



Dosierflasche 1 Liter

193082

18,95

Kanister 5 Liter

193083

74,95

Anwendung:

- Konzentration 5/10% maximal
- Je nach Verschmutzungsgrad mindestens 45 Min. einwirken lassen
- Für Ultraschallbad geeignet

Hinweis:

Produkte aus Chrom, Nickel und Aluminium sollten nicht gemeinsam gereinigt werden. Es besteht Korrosionsgefahr!

TOP

ORBI-Clean Orange, ORBIS Dental

Gebrauchsfertige Lösung zur schonenden Intensivreinigung von Flächen und Instrumenten. Orbi-Clean Orange entfernt kraftvoll Alginat- und Zementreste, Zink-Eugenol-Pasten und Reste von Abformmassen, Adhäsiven ohne Zerkratzen der Oberflächen.

- Reinigt hervorragend Edelstahlflächen
- Angenehmer Orangenduft



Flasche 500 ml

275962

10,95

Hinweis:

Orange Solvent ist nicht zur Bearbeitung von Kunststoffoberflächen geeignet.

TOP

Orange Solvent, Hager & Werken

Zum Entfernen von Abformpasten, Zinkoxid-Zementen, Dispersionskleber (Etikettenaufkleber) von Instrumenten

- Ideal zur Reinigung von Edelstahl
- Oberflächen glänzen und werden geschützt
- Frischer Orangenduft
- Lieferbar als Flüssigkeit und als Spray



Dose 200 ml
Spray

71968

7,99

Dose 250 ml
Liquid

71967

9,99

2
Desinfektion / Sterilisation

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

AlproSol, Alpro

Flüssigkonzentrat zur Reinigung von Abdrucklöffeln, Anmischspateln und Instrumenten. Die Wirkstofflösung ist auch in Ultraschallgeräten verwendbar. Löst nahezu selbsttätig Zinkoxid- Eugenol, Carboxylat-, Phosphat- und Glasionomer-Zemente sowie Haftlackreste und Alginat von Instrumenten, Anmischspateln und Abdrucklöffeln.



Flasche 1 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

51562 19,95

Cubitainer 5 Liter

51563 86,30

Kanister 5 Liter

51564 86,30

AlproZyme, Alpro

Alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat zur Vorreinigung und Vordesinfektion für die Aufbereitung von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisionsinstrumenten und Endoskopen. Verwendbar im Tauchbadverfahren sowie in Ultraschall-, Reinigungs-, Desinfektionsgeräten. AlproZyme entfernt kraftvoll und materialschonend Proteine, Geweberückstände, Biofilm etc. von Oberflächen von Medizinprodukten.



Packung 100 Beutel á 10g

221053 74,00

Wirkungsspektrum:

Hoher Personalschutz (TRBA 250), viruzid nach DVV „high level“ gegen unbehüllte Adeno-, Noro- und Parvoviren sowie behüllte Viren z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza bei 1%iger Anwendung, vor der umfassenden Desinfektion, Getestet nach ISO/TC 198/WG 13 Kap.6.2., Ideale Vorbereitung zur Vorreinigung, in Kombination mit BIB forte eco umfassend bakterizid und viruzid (high level inkl. Parvoviren)

Bechtol Premium, Becht

Hochleistungskonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten. Zur Herstellung einer 1%igen Gebrauchslösung werden 990 ml Leitungswasser in eine Wanne gegeben und mit 10 ml Bechtol Premium Konzentrat vermischt. Gute Materialverträglichkeit. Phenol- und aldehydfrei. Ultraschallbad geeignet (3% in 5 Minuten). Biologisch abbaubar. (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 1 Liter

238163 17,55

Kanister 5 Liter

227504 65,25

Wirkungsspektrum:

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid in 15 Minuten in 2%iger und in 30 Minuten in 1 %iger Gebrauchslösung. Gewährleistet sicheren Schutz gegen M.terrae in 60 Minuten in 1%iger Gebrauchslösung. Vollständige Virusinaktivierung (HBV/HCV/HIV/Vaccinia/Covid 19/ HPV/BVDV/Adeno/Polio) in 3%iger Gebrauchslösung in 15 Minuten. Wirksam gegenüber Rota- und Noroviren.

Enzymax Flüssig, Hu-Friedy

Optimale Reinigung von Instrumenten dank einer Formel auf Bi-Enzyymbasis, die Biofilme rasch beseitigt, deren Neubildung verhindert und die Instrumente dabei gründlich reinigt. Längere Lebensdauer der Instrumente durch Steelgard™-Wirkstoffe und Korrosionshemmer. Biologisch abbaubar und phosphatfrei. Schnelle, wirkungsvolle und verlässliche Formel zur Reinigung und Pflege von Instrumenten.



Flasche 950 ml

75144 54,20

ergibt 121 Liter Lösung (mit Pumpe)

Vorratsbehälter 3,8 Liter

12482 107,45

ergibt 485 Liter Lösung (ohne Pumpe)

Pumpe für 3,8 Liter

182653 8,80

Vorratsbehälter

Gigasept Instru AF, schülke

Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesiezubehör usw, (VAH-/DGHM-gelistet).

- aldehydfrei
- verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad
- sehr gute Reinigungsleistung
- Standzeit bis zu 7 Tage
- angenehm frischer Geruch



Flasche 2 Liter

162585 41,77

Kanister 5 Liter

162589 95,99

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, mykobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), Adenovirus, Polyoma SV 40, Rotavirus.

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

Gigazyme x-tra, schülke

Multienzymatischer Hochleistungsreiniger mit desinfizierender Basiswirkung zur manuellen Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.

- geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- sehr gute Materialverträglichkeit
- exzellente Reinigungsleistung
- mikrobiologische Wirksamkeit für einen aktiven Personal- und Umgebungsschutz



Flasche 2 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

235748 31,50

Kanister 5 Liter

235749 78,75

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid und begrenzt. Viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2), 1 % 30 Minuten, 2 % 15 Minuten.

ID 212 - Instrumentendesinfektion, Dürr Dental

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von allgemeinen, chirurgischen, alkali- und alkoholempfindlichen rotierenden Instrumenten mit bester Materialverträglichkeit.

- Exzellente Materialverträglichkeit bei Instrumenten mit Gummi-/ Silikonanteil
- Einwirkzeit: 2 % - 5 Minuten nach VAH, (VAH-/DGHM-gelistet). Ultraschallbad geeignet



Flasche 2,5 Liter

181747 53,70

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid im Ultraschallgerät, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Noroviren).

ID 212 forte - Instrumentendesinfektion, Dürr Dental

Aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von allgemeinen, chirurgischen, alkali- und alkoholempfindlichen rotierenden Instrumenten bei kurzer Einwirkzeit im Ultraschallbad.

- Hoher Korrosionsschutz und lange Standzeit von bis zu 7 Tagen
- Einwirkzeit: 2 % - 5 Minuten nach VAH, (VAH-/DGHM-gelistet). Ultraschallbad geeignet



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

65730 55,90
50,31

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid im Ultraschallgerät, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Noroviren).

ID 213 - Instrumentendesinfektion, Dürr Dental

Voll viruzides, aldehydfreies Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion des allgemeinen und chirurgischen Instrumentariums sowie von alkali- und alkoholempfindlichem rotierendem Instrumentarium.

- Löst hartnäckigste Verschmutzungen
- Lange Standzeit von bis zu 14 Tagen
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 2 % - 5 Minuten nach VAH, (VAH-/DGHM-gelistet). Ultraschallbad geeignet.



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

49308 57,50
51,75

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, viruzid (behüllte Viren wie Vacciniaviren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Noroviren, Polyomaviren SV 40, Polioviren).

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

IC-100, Alpro

Gebrauchsfertige nicht proteinfixierende Lösung zur Vorreinigung von medizinischen Instrumenten. Löst Blutrückstände und andere Körperflüssigkeiten von Oberflächen von Medizinprodukten.



Schaumflasche 500 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

232716 19,50

Kanister 5 Liter

233751 99,00

Wirkungsspektrum:

reinigend, bakteriostatisch, fungistatisch

ID 215 – Enzymatischer Instrumenten-Reiniger, Dürr Dental

Konzentrat zur manuellen, enzymatischen Reinigung von Instrumenten vor der Desinfektion.

- Schützt das Personal aufgrund mikrobizider Wirkung
- Löst hartnäckigste Verschmutzungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Einwirkzeit: 2 % - 15 Minuten, Ultraschallbad geeignet



Flasche 2,5 Liter

257675 55,90

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren).

Micro 10 Plus, Unident

Allzweck- Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion aller Instrumente sowie Bohrer, Instrumente für Wurzel-behandlungen, Zangen, Spiegel, etc. Verstärkter Korrosionsschutz. Auch für Ultraschallbad geeignet. Sparsam bei 2% Verdünnung und wirksam in 15 Minuten. Aldehydfrei, geruchsfrei (VAH-/DGHM-gelistet).



Flasche 1 Liter

62980 38,45

Kanister 2,5 Liter

84579 89,00

Wirkungsspektrum:

Gegen Bakterien inklusive Tb, Pilze und Viren (HBV, HCV und HIV)

Neodisher FA Dental, Dr. Weigert

Alkalischer Reiniger / Flüssigkonzentrat / zur Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Gründliche Reinigung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Frei von Tensiden und oxidativen Zusätzen. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



Kanister 5 Liter

195949 49,40

Neodisher IP Spray, Dr. Weigert

Instrumentenpflegemittel - Spray - auf Basis von medizinischem Weißöl. Zur gezielten manuellen Pflege von Gelenkinstrumenten nach der maschinellen Aufbereitung. Bewirkt keine Verkrustungen, beeinflusst eine nachfolgende Dampf- oder Heißluftsterilisation nicht. Toxikologisch unbedenklich.



Dose 400 ml

89461 16,74



DR. WEIGERT
Hygiene mit System



Die perfekte **Hygiene** im Blick!

Die neodisher® Dental Produkte sorgen auch in Ihrer Praxis für beste Hygiene-Ergebnisse. Dr. Weigert ist die erste Wahl bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten, wenn es um maximale Hygiene-Sicherheit geht.

www.drweigert.de



Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Neodisher MA Dental, Dr. Weigert

Alkalischer Reiniger / Pulver / zur Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Gründliche Reinigung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



Flasche 1 kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

86337 10,17

Eimer 10 kg

86338 89,60

Neodisher Mielclear, Dr. Weigert

Nachspülmittel / Flüssigkonzentrat / für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien. Mit Korrosionsschutz. Für Miele-Thermodesinfektoren empfohlen.



Flasche 1 Liter

89455 14,85

Neodisher MediClean Dental, Dr. Weigert

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger / Flüssigkonzentrat / zur Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialverträglich. Auch für die maschinelle Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



Kanister 5 Liter

195954 49,40

Neodisher MediKlar Dental, Dr. Weigert

Nachspülmittel / Flüssigkonzentrat / mit speziellen Benetzungskomponenten für eine verbesserte Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inkl. Übertragungsinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien. Auch für schwer benetzbare Materialien wie z. B. Kunststoffe bestens geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



Flasche 950 ml
(Flasche für Melatherm 10)

266460 13,90

Flasche 1 Liter

11842 14,51

Neodisher N Dental, Dr. Weigert

Neutralisationsmittel / Flüssigkonzentrat / zur Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Neutralisiert verschleppte Alkalireste und entfernt Verfärbungen, Kalkablagerungen und Rostansatz. Auch zur Grundreinigung von Dentalinstrumenten im Tauchbad geeignet. Auf Basis von Phosphorsäure. Frei von Tensiden. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



Flasche 1 Liter

89190 12,79

Kanister 5 Liter

74262 55,60

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

Neodisher Septo PreClean, Dr. Weigert

Reinigungs- und Desinfektionsmittel / Flüssigkonzentrat / auf Basis von Aminen. Für die manuelle Reinigung und Desinfektion von Dentalinstrumenten vor der maschinellen Aufbereitung sowie für die Nasssorgung über längere Zeiträume, z. B. über Nacht oder über das Wochenende. Mit sehr guter Reinigungswirkung und ausgezeichneter Materialverträglichkeit, nicht proteinfixierend. Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen. VAH-gelistet und in der IHO Desinfektionsmittelliste eingetragen.



Flasche 1 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

240518 13,91

Kanister 5 Liter

210751 68,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid- (1%, 15 min., 20 °C),

Neodisher Z Dental, Dr. Weigert

Neutralisationsmittel / Flüssigkonzentrat / zur Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Neutralisiert verschleppte Alkalireste. Auch für die maschinelle Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten. Für Miele- und Mielag-Thermodesinfektoren empfohlen.



Flasche 1 Liter

214474 12,79

Kanister 5 Liter

203945 52,50

Oxides Thermo Tabs, IC Medical

Oxides ThermoTabs für Thermodesinfektoren und Reinigungsautomaten revolutionieren und vereinfachen den Reinigungsprozess. Das lästige Dosieren von Reinigungspulver, Klarspüler und Salz entfällt. In dem neuartigen sind sämtliche notwendigen Reinigungssubstanzen komprimiert und werden beim Reinigungsprozess kontinuierlich freigesetzt.



Packung 50 Tabs

36729 62,40

ProCare Dent 10 A, Miele

Alkalisches Reinigungsmittel, Flüssigkonzentrat. Für die maschinelle Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren. Unterstützt die Entfernung organischer Anschmutzungen wie z. B. Blut und Speichel. 15-30% Phosphate. Frei von Oxidationsmitteln und Tensiden. Nicht geeignet für Übertragungsinstrumente.



Kanister 5 Liter

219169 50,00

ProCare Dent 10 MA, Miele

Mildalkalisches Reinigungsmittel, Flüssigkonzentrat. Für die maschinelle Aufbereitung von Dentalinstrumenten in Miele Professional Thermo-Desinfektoren. Unterstützt die Entfernung organischer Anschmutzungen wie z. B. Blut und Speichel. Für Übertragungsinstrumente geeignet. Enthält Alkalien und Tenside.



Kanister 5 Liter

230560 48,00

2
Desinfektion / Sterilisation

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

ProCare Dent 30 C, Miele

Saures Neutralisationsmittel, Flüssigkonzentrat. Auf Basis von Zitronensäure. Für die Neutralisation von alkalischen Rückständen bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten. Gute Materialverträglichkeit. Frei von Tensiden. Auch geeignet für Übertragungsinstrumente.



Kanister 5 Liter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
218989	55,00

ProCare Dent 30 P, Miele

Saures Neutralisationsmittel, Anorganische Säuren. Entfernt Anlauffarben und säurelösliche Verunreinigungen. Flüssigkonzentrat. Für Übertragungsinstrumente nicht geeignet (auf Basis von Phosphorsäure).



Kanister 5 Liter

222536	59,00
--------	-------

ProCare Dent 40, Miele

Nachspülmittel, Flüssigkonzentrat. Zur Nachspülung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten. Verbessert und beschleunigt die Trocknung. Verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer werden neutralisiert. Auch geeignet für Übertragungsinstrumente



Flasche 1 Liter

219193	19,00
--------	-------

Sekusept Pulver CLASSIC, Ecolab

Für die Instrumenten- und Flächendesinfektion anwendbar. Gut lösliches Pulver.



Eimer 2 kg
(inkl. Messlöffel)

14569	30,00
-------	-------

Eimer 10 kg
(inkl. Messlöffel)

14568	134,42
-------	--------

Wirkungsspektrum:

Wirksam gegen Bakterien und Hefen. Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008).

Sekusept Plus, Ecolab

Die leistungsstarke Desinfektion für medizinische Instrumente aus Metall, Kunststoff, Glas. Aldehydfrei. Mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin.



Flasche 2 Liter

61224	49,05
-------	-------

Kanister 6 Liter

58294	176,52
-------	--------

Wirkungsspektrum:

Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008). RKI-gelistet (A).

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
79485 14,80

Speikorange, Speiko

Reines Orangenöl. Leicht zu entfernen. Säubert Abformlöffel und Instrumente von Pasten und Abformmaterialien auf Alginat, Silikon-, Polyether- und Polysulfidbasis, sowie von Zinkoxid- Eugenol Materialien. Einsatz für alle V2A Stahlflächen (Löffel, Instrumente, Geräteoberflächen u.a.)

Reinigt hervorragend Edelstahlflächen



Flasche 270 ml

Regesoft Spezialsalz, Peridenta

Regesoft ist ein vollständig lösliches, reines Siedesalz höchster Qualität und daher Hervorragend geeignet zur Anwendung in allen Geschirrspülmaschinen.



Packung 2 kg

255981 2,08

Packung 6 x 2 kg

255993 12,50

Thermodent clear, schülke

Flüssiger Klarspüler für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zur Aufbereitung von zahnmedizinischen Instrumenten.

- sichert die fleckenfreie Trocknung von Instrumenten
- beugt der Bildung von Ablagerungen vor
- verkürzt die Trocknungszeit



Flasche 1 Liter

47285 8,66

Thermodent alka clean, schülke

Maschineller Reiniger für zahnmedizinische Instrumente und Zubehör.

- verwendbar in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)
- materialschonend
- sehr gute Reinigungskraft
- gute Benetzung durch Tensidzusatz



Kanister 5 Liter

199500 31,57



Hygieneberatung - Mit der Gruppe RKI-Konform vom "IST" ins "SOLL"

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Thermodent neutralizer, schülke
Neutralisator für die maschinelle Aufbereitung im zahnmedizinischen Bereich.

- verwendbar in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)
- beugt Ablagerungen und Belagsbildungen auf Instrumenten und Geräten vor
- sehr schonend auf Basis von Zitronensäure
- neutralisiert alkalische Rückstände aus dem Reinigungsschritt



Kanister 5 Liter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
47284	30,90

TR-3, Alpro
Mild-alkalisches flüssiges Reinigungskonzentrat zur Anwendung in automatischen und halbautomatischen Dosiersystemen von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, zur maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten.



Flasche 1 Liter

229418 **11,60**

Kanister 5 Liter

215433 **41,30**

TrayPur D 16, AD-Arztbedarf
Zur schonenden Reinigung der Abdrucklöffel, auch mit Ultraschall. Löst Alginate, Silikone und Gips. Gute Materialverträglichkeit. Umweltfreundlich, da ohne Lösungsmittel.



Dose 800 g
inkl. Messschaufel

86558 **22,57**

Traypurol, Voco
Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst Reste von Alginaten Glas Ionomer- carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxyd-Eugenol-Zementen. Für alle nichtrostenden Metalle, Kunststoff und Aluminium geeignet. Kann auch im Ultraschallgerät eingesetzt werden.



Flasche 1 Liter

87056 **42,10**

Kanister 5 Liter

87057 **179,00**

Instrumenten / Desinfektion / Reinigung

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Traypurol Tabs, Voco

Aktiv-Tabs sind besonders leicht zu dosieren und anzuwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungspulvern lösen sie sich selbstständig in Wasser auf.

- Lösen Alginate und Zemente innerhalb kürzester Zeit
- Biologisch abbaubar und pH-neutral
- Materialschonend, für alle nicht rostenden Metalle (auch Aluminium) und Kunststoffe geeignet



Tab 50 Stück

221213 75,90

Ultra Clean, EMS

Reinigungs- und Desinfektionslösung für das Piezon Ultraschallgerät. Es löst und entfernt Kalk und Algen, desinfiziert Schläuche und verhindert die Bildung von Ablagerungen medizinischer Lösungen. Bei täglicher Anwendung sorgt es für maximalen Schutz von Patient und Gerät.



Flasche 1 Liter
ab 6 Flaschen

65267 21,08
18,97

Vector Cleaner, Dürr Dental

Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen säurelöslicher Rückstände im Schlauchsystem und den Handstücken des Vector Systems.



Flasche 2,5 Liter

220552 26,90

Vector/RinsEndo Desinfektion, Dürr Dental

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion der Vector-Schlauchleitungen und des Flüssigkeitskanal im RinsEndo Handstück.



Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen

24928 44,40
39,96

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, viruzid (behüllte Viren, unbehüllte Adenoviren, HBV, HCV und HIV)



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Instrumenten - Pflege

2

Desinfektion / Sterilisation

T-Ölspray, ORBIS Dental

Zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren. Täglich 2-mal für ca. 2/3 Sek. durchsprühen, insbesondere vor jeder Sterilisation. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit entsprechendem Adapter verwenden.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklaven (134 °C)
- Nur für Sirona Hand- und Winkelstücke

TOP



Dose 250 ml
ohne Adapter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
177943	16,95

Universal-Spray, ORBIS Dental

Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen und Turbinen sowie Luftmotoren. Instrumente täglich 2-mal für ca. 2/3 Sek. durchsprühen, insbesondere vor jeder Sterilisation. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit vorhandenem Adapter verwenden.

- Lange Haltbarkeit
- Öl ist geeignet für die Sterilisation im Autoklaven (134 °C)

TOP



Dose 500 ml
ohne Adapter
ab 6 Dosen

177942	14,95
	13,95

KaVo Spray, KaVo

Pflegespray zur manuellen Pflege von Instrumenten und Turbinen.



Dose 500 ml
ab 6 Dosen

64367	40,00
	36,00

KaVo Spray Sprühköpfe, KaVo

Die ideale Adaption zwischen KaVo Spray und Instrument.



Sprühkopf
für INTRA-Instrumente

64948	6,60
-------	------

Sprühkopf
für MULTIFLEX

64947	6,60
-------	------

KaVo Cleanspray - Dryspray, KaVo Cleanspray

Reinigungsspray zur validierten manuellen Intensiv-Innenreinigung (Restproteinentfernung) von Instrumenten und Turbinen (incl. Sprayleitungen).

Dryspray

Zur anschließenden Trocknung der mit Cleanspray gereinigten Instrumente.



Starterset
1 Dose KaVo Cleanspray 2110
1 Dose KaVo Dryspray 2117
1 Adapter Intramatic
1 Adapter Multiflex

Dose 500 ml Cleanspray
Dose 300 ml Dryspray

Adapter Intramatic
Adapter Multiflex

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
36477	97,00
37405	19,50
37406	30,25
38837	38,00
38836	41,00

Quattrocare Plus Spray, KaVo

Pflegespray für die Instrumenten- und Turbinenpflege mit KaVo Quattrocare Plus Pflegegerät.



Dose 500 ml

195191 40,00

Cleanpac, KaVo

Wird verwendet bei der Instrumentenpflege (z. B. mit dem KaVo Spray und Sprayrotor). Cleanpac nimmt evtl. überschüssige Pflegeöl auf - die Hände bleiben somit ölfrei und sauber.



Packung 10 Stück

81735 39,00

Service Oil F1, W&H

Zur Ölpflege von Turbinen, Hand- und Winkelstücken, Chirurgische Instrumente, Luftmotore und Scaler.



Dose 400 ml

29720 31,67

Sprühkopf

für Hand- und Winkelstücke
für Turbinen

81797 8,60
81801 8,60

Service-Öl und Reinigungslösung für Assistina 301 plus, W&H

Reinigungslösung und Pflegeöl die auf die speziellen Erfordernisse der Instrumentenpflege mit dem Pflegesystem ASSISTINA plus abgestimmt sind. Neben den technischen Vorteilen ist der Einsatz von Luft als Treibmittel äußerst umweltfreundlich.



Reinigungs- und Pflegeset
bestehend aus: 500 ml Service Öl F1 MD-500 und
1 l Reinigungslösung MC-1000

77265 91,40

Service Öl F1
Flasche 500 ml
MD-500

77263 60,90

Reinigungslösung
Flasche 1 Liter
MC-1000

77264 32,50

Instrumenten - Pflege

2

Desinfektion / Sterilisation

Service-Öl und Activefluid für Assistina

3x2, 3x3, W&H

Service Oil F1

Die optimale Ölpflege für Getriebeteile erhöht die Lebensdauer zahnmedizinischer Präzisionsinstrumente zur Anwendung bei der Assistina 3x2 / 3x3.



Activefluid

Reinigungslösung zur gründlichen Innen- und Außenreinigung von Instrumenten zur Anwendung bei der Assistina 3x2 / 3x3.

Service Öl F1

Flasche 200 ml
MD-200

Activefluid

Flasche 1 Liter
MC-1100

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

233078 30,50

233076 25,40

Steria Spray, Favodent

Dünnflüssiges, harz- und säurefreies Reinigungsspray mit pflegenden Zusätzen. Erzeugt einen reibungs- und verschleissmindernden Schutzfilm. Erhältlich mit auswechselbaren Adaptern für Turbinen, Hand- und Winkelstücke.



Dose

500 ml

149433 10,05

Adapter

universell einsetzbarer Adapter für Multiflex (KaVo Turb.)
für die Roto Quick (W+H Turb.)
für Sirona-Turb.

149434 5,00

192333 13,15

149436 13,15

247359 13,15

T1 Spray, Dentsply Sirona

Spray zur Reinigung und Pflege von Dentsply Sirona Turbinen und Hand- und Winkelstücke.



Dose 250 ml

ab 6 Dosen

63595 33,83

30,45

Sprayaufsatz

für T1 Line/ISO-Anschluss
für T1 Classic Instrumente
für Turbinen

44290 6,80

44305 6,70

44319 6,70

Nitram-Pflegeöl, Dentsply Sirona

Pflegekonzentrat für die Instrumentenpflege im DAC Universal.



Dose 200 ml Nr.1 (weiß)

bis SN 103 999

172526 77,33

Dose 200 ml Nr.2 (blau)

ab SN 104 000

204920 78,00

DAC Universal Reinigungstabletten, Dentsply Sirona

NitraClean Reinigungstabletten dienen zur Reinigung der leeren Kammer. Häufigkeit: wöchentlich bzw. alle 50 Zyklen (was zuerst eintrifft).



Packung 50 Stück

263781 20,50

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

WL-cid, Alpro

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion (Innen- und Außenflächen) von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke nach der nicht proteinfixierenden Vorreinigung mit WL-clean. WL-cid ist ein Medizinprodukt der Klasse IIb. Die Desinfektionsleistung wurde entsprechend dem Anforderungskatalog der VAH/DGHM zur Instrumentendesinfektion unter praxisnahen Bedingungen am Instrument durch Gutachten belegt.



Klinikpackung

4 x 500 ml Sprühdose WL-cid

202688

85,22


Wirkungsspektrum:

Bakterizid, Mykobakterizid (Mycobacterium terrae und Mycobacterium avium), Fingizid, Viruzid nach EN14476 und EN 16777 gegen unbehüllte Polio-, Noro- und Polyomaviren, sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV und Influenza. Wirkstofflösung - VAH/DGHM zertifiziert

Bitte beachten Sie zur korrekten Aufbereitung unsere aktuelle SAA gem. der gültigen KRINKO-Empfehlung

WL-clean, Alpro

Gebrauchsfertige Lösung zur nicht proteinfixierenden Reinigung (Innen- und Außenflächen) vor der Desinfektion/Sterilisation von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten, wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope. WL-clean ist ein Medizinprodukt der Klasse I. Der Nachweis der Eignung zur Reinigung erfolgte in Anlehnung an die Normenserie DIN EN ISO 15883 und die Vorgaben der DGSV - Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung - und ist per Gutachten bestätigt. Geprüft u. freigegeben u. a. KaVo, NSK, SciCan, W+H, Morita, Sirona.



Klinikpackung

4 x 500 ml Sprühdose WL-clean

202686

76,50

Wirkungsspektrum:

Bakteriostatisch, fungistatisch, reinigend. Geprüft im Praxistest mit Prüfanschmutzung nach DIN EN ISO/TS 15883-5.

Bitte beachten Sie zur korrekten Aufbereitung unsere aktuelle SAA gem. der gültigen KRINKO-Empfehlung

WL-dry, Alpro

Medizinisch reines Trocknungsspray zur Reinigungsunterstützung nach der Reinigung und/oder Desinfektion der Innenflächen von ärztlichen und zahnärztlichen Hohlkörperinstrumenten (Turbinen, Hand- und Winkelstücke, innengekühlte Instrumente und Endoskope. WL-dry ist ein Medizinprodukt der Klasse I. Wirkt: trocknend und reinigungsunterstützend



Dose 4 x 300 ml (Trocknung)

262615

110,00

Wirkungsspektrum:

Trocknend, Reinigungsunterstützend

WL-C Adapter, Alpro

Adapter für die gesamte Innenreinigung



Adapter Edelstahl

03/G - für Turbinen mit Sirona-Schnittstelle	206237	22,00
04/G - für Turbinen mit Multiflex-(KaVo/SciCan) Schnittstelle	35438	19,00
05 /G - für Turbinen mit Bien Air-Schnittstelle	230874	22,00
06 /G - für Turbinen mit Roto-Quick-Schnittstelle (W&H)	202689	19,00
09 /G - für Turbine mit NSK-Schnittstelle	202690	28,00
10 /G - für Turbinen mit Morita-Schnittstelle	236344	19,00
11 /G - für ACTEON-AIR N GO Airpolisher Supra/ Perio-Düse	234786	19,00

Instrumenten - Pflege

2

Desinfektion / Sterilisation

WL- Adapter für Ultraschallspitzen, Alpro

Adapter für Ultraschall- und Aircalerspitzen



Adapter Edelstahl

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
U1 - Spüladapter für „Innengewinde“ von EMS, Mectron, KaVo, Komet.	241051	28,00
U2 - Spüladapter für „Außengewinde“ von EMS, Mectron, KaVo, Komet, NSK	241052	28,00
U3 - Spüladapter für „Innengewinde“ von Satelec, NSK	240769	39,00
U4-S - Spüladapter für „Innengewinde“ von NSK (VarioSurg), Mectron (Piezosurgery)	241053	28,00
U5-S - Spüladapter für „Außengewinde“ von Sirona (Siroprep + Siroimplant)	240799	28,00
U6-S - Spüladapter für Innengewinde von Acteon (2. Generation) z. B. für Piezotome.	247124	41,00

WL-Blow, Alpro

Die Ausblasvorrichtung WL-Blow mit integriertem Luftmengenbegrenzer dient zum Ausblasen, Trocknen und zur Reinigungsunterstützung nach der Anwendung von WL-clean/WL-cid (Reinigung/Desinfektion) an den Innenflächen von Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten. WL-Blow dient ausschließlich der Anwendung im Aufbereitungsraum, es kann an die vorhandene ölfreie Trockenluftanlage mit Bakterienfilter angeschlossen werden! Der Anschluss eines Bakterienfilters wird empfohlen!



Stück 207236 **96,00**

Wirkungsspektrum:

Trocknend, Reinigungsunterstützend

WaterJet, Alpro

Die Spülvorrichtung „WaterJet“ mit integriertem Wasserdruckbegrenzer dient zum Vorspülen und ist reinigungsunterstützend vor der weiteren Aufbereitung von Außen- und Innenflächen zahnärztlicher Übertragungsinstrumente und des allgemeinen Instrumentariums.



Stück 239709 **198,00**

Die Spülvorrichtung WaterJet ist für die Anwendung im Aufbereitungsraum konzipiert und kann an die vorhandene Trinkwasserleitung angeschlossen werden.

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Kanisterzubehör, ORBIS Dental

Die Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Kanistern unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten. Geeignet für 5-l- und 10-l-Gebinde.

TOP



Stück

Kanisterpumpe, 30 ml/Hub

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

148116 9,95

Kanisterhahn

148122 7,45

Kanisterschlüssel für 5 und 10 l Gebinde

148149 4,45

Flaschenzubehör, Leerflaschen, ORBIS Dental

Die Zubehörteile für unsere Hygienepräparate in Flaschen unterstützen Sie beim sicheren Umgang mit unseren hochwirksamen Hygienepräparaten.

TOP



Stück

Dosierflasche leer, Volumen 1 l

148093 4,45

Sprühflasche leer, Volumen 1 l

148155 4,55

Sprühkopf für 1 Liter Flasche

148156 3,35

Flasche leer mit Schaumkopf (Foamer), extrem handlich, 200 ml

46466 4,60

Flasche leer, gekröpft, für Mundspülbeckenreiniger, 750 ml

16158 2,30

Pumpkopf passend für die 500ml/1000 ml Euroflasche

227165 4,40

Leerdose, ORBIS Dental

Zur sicheren Aufbewahrung von Desinfektionstüchern

Hinweis:

Die aktuellen Hygienerichtlinien zur Aufbereitung von Desinfektionsbehältern beachten.

TOP



Stück

184926 2,80

Messbecher, ORBIS Dental

Messbecher zum einfachen Ansetzen einer Desinfektionslösung für die Orbis Tuchspender-Systeme.

TOP



Stück

241494 8,55



Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel. Höchste Qualität zum günstigen Preis.

Desinfektions- und Reinigungszubehör

2

Desinfektion / Sterilisation

Bohrerbadbehälter, 3-teilig, ORBIS Dental

- Praktisch für Kleinteile, wie Bohrer und Diamanten
- Mit Öffnung im Deckel (für Bohrer Abwurf)
- Autoclavierbar
- Mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts
- Kunststoff - Polypropen



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
265449	8,60

TOP

Desinfektionswanne, ORBIS Dental

Für alle Desinfektionsmittel geeignet, Inhalt ca. 3 l. Die Wanne besteht aus 4 Einzelteilen, Hauptwanne, Siebeinsatz, Abdeckung für Sieb und Wannendeckel. Der Siebeinsatz kann der Wanne entnommen werden und zum erleichterten Abtropfen der Lösung schräg auf die Wanne aufgesetzt werden. Die Wanne ist temperaturbeständig bis 75 °C.



Stück

187827	44,95
--------	-------

- Außenmaße (L x B x H): 320 x 215 x 135 mm
- Innenmaße (L x B x H): 245 x 155 x 100 mm
- Aus weißem Kunststoff

Hinweis:

Die Wanne nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln desinfizieren.

TOP

ORBI-Touch Spender 1000, ORBIS Dental

Formschöner Universal-Armhebelspender

- Geeignet für Händedesinfektionen und Handwaschlotionen
- Passend für Spenderflaschen 500 oder 1.000 ml
- Auswechselbare Pumpe
- Flexible Dosiermengeneinstellung
- Inkl. Adapter für 500-ml-Spenderflaschen
- Inkl. 1.000-ml-Leerflasche
- Inkl. Wandhalterung
- Maße: H 330 (bzw. Bügel 350) x B 105 x T 222 mm (mit Tropfschale)
- Maße: H 308 (bzw. Bügel 325) x B 105 x T 222 mm (ohne Tropfschale)



Spender weiß
für 500/1000 ml Flaschen

246928	49,95
--------	-------

Spender silber
für 500/1000 ml Flaschen

246929	66,95
--------	-------

Abtropfschale weiß

246930	7,75
--------	------

Abtropfschale silber

246931	11,95
--------	-------

Pumpe

246932	5,45
--------	------

Schlüssel
für Verschlussplatte

246933	2,20
--------	------

Hinweis:

- Wandhalter des Präparatespenders REF 182211 kann weiter verwendet werden, neue Bohrungen entfallen.
- Oberfläche beständig gegen alkoholische Desinfektionsmittel.
- Optimierte für ORBI-Touch Handwaschlotion und ORBI-Touch Händedesinfektion

TOP

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Präparatespender, ORBIS Dental
Wandspender für die Entnahme von Präparaten. Er kann wahlweise mit Händedesinfektionsmittel, Seife oder Pflegelotion bestückt werden.



Stück

182211 74,45

- Edelstahlgehäuse
- Mit stabilem Bedienungshebel aus Metall
- Dosiermenge ca. 2 ml je Hub
- Für 500-ml-Flaschen
- Größe (B x H x T): 95 x 260 x 75 bzw. mit Armhebel: 170 mm
- Leicht zu montieren
- Rostfrei

TOP

Chemikalienschutzhandschuhe, ORBIS Dental

Vollbeschichteter Chemikalienschutzhandschuh mit Stoffträger aus Nylon und Beschichtung aus PVC (Polyvinylchlorid) mit zusätzlicher Temperaturschutzfunktion für besonderen Schutz vor Kälte.



Packung 1 Paar

Größe: 8	263772	7,25
Größe: 9	263773	7,25
Größe: 10	263774	7,25

- Lange Stulpe für perfekten Hand- und Armschutz
- Angeraute Handinnenfläche für eine sehr gute Griffsicherheit auch bei feuchten und öligen Gegenständen
- Hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien
- Ergonomische Passform für ermüdungsfreies Arbeiten
- PSA Kategorie III gem. PSA Richtlinie 89/686/EWG
- Farbe: gelb

TOP

AlproJet-MixCup, Alpro
Multifunktionsbehälter zur Pflege und Reinigung der Absauganlage.



Stück

59354 29,50

2
Desinfektion / Sterilisation

Desinfektions- und Reinigungszubehör

2

Desinfektion / Sterilisation

Applikationshilfen, Alpro



Cubihahn
für 5 und 10 Liter Kanister

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

68931 4,45

Sprühkopf
für 500 ml Flasche

54259 3,50

Kanisterhahn
für 5 und 10 Liter Kanister

14234 6,90

Dosierpumpe
für 1 Liter Flasche

279480 5,40

Dosierpumpe
für 5 und 10 Liter Kanister

14233 7,65

Applikationshilfen, B. Braun



Dosierpumpe
für 5 Liter Kanister

82087 9,98

Sprühkopf
für 1 Liter Flasche

82049 3,78

Dosierpumpe
für 500 ml Flasche
für 1 Liter Flasche

35688 3,62

35689 3,62

Auslaufhahn o. Abb.
für 5 Liter Kanister

82104 9,98

Applikationshilfen, Dürr Dental



Sprühkopf
für 1 Liter Dosierflasche

226278 6,70

Kanisterhahn
für 10 Liter Kanister

212625 9,60

Dosierpumpe
für 500 ml Flasche
für 1 Liter Flasche

65316 10,70

226283 10,50

Applikationshilfen, schülke



Sprühpumpe
für 500 + 1000 ml Flaschen

200453 5,43

Schaumspühpumpe foam

169436 6,08

Dosierpumpe
für 500 + 1000 ml Flaschen

36060 3,66

Kanisterdosierer
für 5 + 10 Liter Kanister

60247 9,34

Kanisterschlüssel o. Abb.
für 5 + 10 Liter

71464 5,37

Kanisterhahn
für 5 + 10 Liter

257042 8,83

Aspirmatic System, schülke

Dosierbehältnis für das Ansetzen und Ausgießen von Aspirmatic und Aspirmatic Cleaner. Gut sichtbare Skala zum Anmischen von 2 Liter Gebrauchslösung. Restmenge für Mundspülbecken verbleibt automatisch im Dosierbehältnis. Einfaches Ausgießen der restlichen Gebrauchslösung in das Mundspülbecken. Einfaches Anstecken der Absaugschläuche auf vorhandene Adapter.



Stück

12075 54,15

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Desinfektionsdose, Dürr Dental

Desinfektionsdose mit integrierter Beleg-Anzeige für die Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen oder prothetischen Arbeiten mit MD 520.

- Spezielle Aufhänge-Vorrichtung für max. 2 Abformungen
- Maße: H 18,5 cm, Ø 11,8 cm
- Fassungsvermögen: max. 1 Liter



Stück

59613 20,50

Sprühflasche, Dürr Dental

Sprühflasche zur Applikation der Flächenschnelldesinfektionsmittel FD 322, FD 333, FD 366 sensitive. Fassungsvermögen: 600 ml



Stück

62368 10,20

Eltra, Ecolab

Desinfektions-Vollwaschmittel, für weiße und bunte Wäsche aus Synthetik, reiner Baumwolle und Mischgewebe. Eltra desinfiziert, wäscht und bleicht bei 60 °C wie ein herkömmliches Vollwaschmittel bei 90 °C.



Packung 6 kg

88968 34,85

Sack 20 kg

44143 121,37

Eltra 40 Extra, Ecolab

Waschmittel für die desinfizierende 40 °C Wäsche von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik sowie Feinwäsche und Wolle. VAH-gelistet.



Packung 8,3 kg

248140 94,10

Hygobox, Dürr Dental

Robuste, widerstandsfähige Transport- und Desinfektions-Box mit 3 Liter Fassungsvermögen.

- Ergonomisch geformte Tragegriffe für sicheren Transport
- Kippsichere Abtropfposition für den integrierten Siebeinsatz
- Kein Verhaken der Instrumente durch speziell geformte Lochschlitze
- Abmessungen: (HxBxT) 13,0 x 32,5 x 21,0 cm



Siebeinsatz weiß

Deckelfarbe gelb	19750	58,50
Deckelfarbe anthrazit	19753	58,50
Deckelfarbe pink	19754	58,50
Deckelfarbe türkis	19756	58,50
Deckelfarbe blau	19749	58,50

Siebeinsatz gelb

Deckelfarbe anthrazit	30373	58,50
-----------------------	-------	-------

Siebeinsatz blau

Deckelfarbe anthrazit	55948	58,50
-----------------------	-------	-------

2
Desinfektion / Sterilisation

Desinfektions- und Reinigungszubehör

2

Desinfektion / Sterilisation

Desinfektionswanne 3 Liter, schülke
Wanne mit Sieb und Deckel zum Desinfizieren von Abformungen. 3 Liter. Deckel ohne Einwurfschlitz.
Maße: 25 x 15 x 12 cm (B x H x T)

Die Aufbereitung darf nicht über 55 °C erfolgen.



Stück
3 Liter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
138759	50,54

Fräsator 630, Becht
Die rotierenden Instrumente werden durch den Schlitzlochdeckel in die Desinfektionsflüssigkeit gelegt. Zum Abtropfen der Flüssigkeit kann der Siebeinsatz hochgestellt werden. Becht-Fräsator 630 aus Opalglas, sterilisierbar, komplett mit Schlitzlochdeckel und Siebeinsatz für alle rotierenden Instrumente sowie Wurzelkanalinstrumente.
Maße: H 65 mm, Ø 96/80 mm



Stück

46192 **75,70**

Ersatz-Einzelteile

Unterteil	46193	33,80
Siebeinsatz aus Kunststoff	46194	17,00
Schlitzlochdeckel	46195	38,50
Verschlussrolle	46196	3,95

Fräsator 631, Becht
Aus Opalglas, sterilisierbar, komplett mit Schlitzlochdeckel und Siebeinsatz. Besonders geeignet für Turbinen- und Winkelstückinstrumente.
Maße: H 66 mm, Ø 78/60 mm



Stück

46197 **73,70**

Ersatz-Einzelteile

Unterteil	46198	33,80
Siebeinsatz aus Kunststoff	46199	16,90
Schlitzlochdeckel	46200	38,10
Verschlussrolle	46201	3,95

Fräsator RS Metall, Nichrominox
Bohrerreinigungs-Behälter aus Metall mit herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts.



Stück

85231 **35,45**

FD Poliertuch, Dürr Dental
Mikrofasertuch mit Spezialfasern zur materialschonenden Reinigung und Politur von empfindlichen Oberflächen.

- Besonders gründlich durch feines Fasergewebe
- Schnelles und streifenfreies Polieren
- Entfernt kleine Schmutz- und Staubpartikel durch antistatische Eigenschaften
- Problemlos waschbar bis 60 °C



Stück

271576 **11,90**

Desinfektions- und Reinigungszubehör

ID 220 Bohrerbox, Dürr Dental

- Autoklavierbare Desinfektionsbox für rotierende Instrumente
- mit Deckel und Siebeinsatz
- aus robustem Kunststoff
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Maße: H: 8 cm Ø: 8,8 cm
- Fassungsvermögen 200 ml



Stück

Artikel-Nr. 272815
Preis pro Einheit 10,20

OroCup, Dürr Dental

Anwenderfreundliches, geschlossenes Pflegesystem zum Desinfizieren und Reinigen von Sauganlagen und Amalgamscheidern.

- Erzeugt ein Luft-Wasser-Gemisch
- Ein System zum Ansetzen und Durchaugen der Gebrauchslösungen
- Anschlussadapter für alle Saugschläuche



Stück

65728 45,50

Instrumentenwannen, schülke

Erleichtert die hygienegerechte Instrumentenwiederaufbereitung. Die weiße Wanne besteht aus dem Wannenkörper, einem Siebeinsatz und Deckel mit Einwurfschlitz.

3 Liter Maße: 25 x 15 x 12 cm (B x T x H)
5 Liter Maße: 50 x 17 x 12 cm (B x T x H)

Die Aufbereitung darf nicht über 55 °C erfolgen.



Stück

3 Liter

5 Liter

75683 69,38

74965 82,18

Dermados Wandspender, Ecolab

Wandspender zur wirtschaftlichen Applikation für Händedesinfektion sowie Wasch- und Pflegelotion: universell einsetzbar, funktionssicher und formschön.



Spender für 500 ml Flaschen

81135 82,15

Spender für 1000 ml Flaschen

55582 96,18

Eurospender, Alpro

Universelles Spendersystem für Seifen und alkoholische Lösungen, inkl. Tropfschale. Geeignet für 1 Ltr. und 500 ml Euroflaschen



Spender Wandhalter in grau für 500 ml + 1 l Flaschen

252784 59,00

Spender Wandhalter in weiß für 500 ml + 1 l Flaschen

281661 59,00

Desinfektions- und Reinigungszubehör

2

Desinfektion / Sterilisation

Miscea Armaturen, Miscea

Die Miscea- Armaturen (Edelstahl gebürstet) verbinden die Funktion von Wasserhahn (mit Temperaturverstellung) und Spender in einem. Sie bestehen aus zwei Hauptkomponenten: Armatur und System-Box. Die Miscea/Systembox wird unter dem Waschtisch montiert. Sie beinhaltet die elektronische Steuerung sowie Stromversorgung, Pumpen und die Flüssigkeitsbehälter.



Armatur Standard
für 1 Liter Euroflaschen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

125873 1.295,00

Armatur Standard
für 1 Liter Beutel

197477 1.195,00

Flasche 6 x 1 Liter
Miscea Händedesinfektion
Miscea Waschlotion

245690 84,95

246242 70,95

Beutel 6 x 1 Liter
Miscea Händedesinfektion
Miscea Waschlotion

245707 84,95

246241 70,95

Hyclick-Spender, schülke

Für Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen mit dem hyclick System.

- optimaler Schutz vor Kontaminationen
- minimaler Reinigungsaufwand
- verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 + 3 ml



Spender Vario
für 500 ml / 1.000 ml Flaschen

254866 29,83

Spender
für 1.000 ml Flaschen

254921 24,83

Präparate Spender SM 2 Universal, schülke

Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen. Passend für Flaschen von 500 ml bis 1000 ml.

- keine Rückverkeimung und Verdunstung durch einzigartige Pumpenkonstruktion und integrierten Flaschenverschluss
- verstellbarer Dosierhub: 1, 2 oder 3 ml
- leichte Reinigung durch komplette Zerlegbarkeit des Spenders und der Pumpe



Spender
für 500 ml bis 1.000 ml Flaschen

162660 42,89

Präparatespender KH, schülke

Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen. Passend für 500 ml bis 1000 ml Einwegflaschen.

- verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml
- austauschbare Pumpe (Kunststoffpumpe) sichert störungsfreien Präparatfluss
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Armhebel aus Edelstahl
- Spender ist autoklavierbar (bei Ausführung mit Edelstahlpumpe)
- Spender ist spülmaschinenfest
- Lieferumfang: Spender ohne Flasche



Spender KHK 500
mit kurzem Armhebel
für 500 ml Flaschen

200425 75,72

Spender KHL 500
mit langem Armhebel
für 500 ml Flaschen

200426 87,05

Spender KHK 1000
mit kurzem Armhebel
für 1000 ml Flaschen

200433 88,31

Spender KHL 1000
mit langem Armhebel
für 1000 ml Flaschen

200434 95,88

Desinfektions- und Reinigungszubehör

Präparatespender KHN Touchless, schülke

Für die berührungslose Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen (Magnetfeldtechnologie).

- verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Armhebel aus Edelstahl
- Spender ist spülmaschinenfest
- niedriger Energieverbrauch ermöglicht lange Batterielaufzeit (bis zu 2 Jahre)
- manuelle Bedienung durch Notbügel bei Batterieleerstand



Spender KHN touchless
für 500 ml Flaschen

Artikel-Nr. 274613
Preis pro Einheit **252,00**

Spender KHN touchless
für 1000 ml Flaschen

274612 **252,00**

Schalenhalter

210464 **59,29**

Sensorspender IT AW EURO 2, Infratronic Solutions

Berührungsloser Sensorspender für Desinfektion, Seife, Cremes. Die Aufbereitung der Spendersysteme (Reinigung etc.) entfällt komplett, da das System nicht mit dem Verbrauchsmaterialien wie Seife oder Desinfektion in Berührung kommt.

Gehäuse: Kunststoff Weiß / Matt



Spender
für 500 ml Flaschen

268259 **186,70**

Spender
für 1000 ml Flaschen

265937 **186,70**

Schlauchdosierpumpe
Universal

235640 **7,50**

Batterie-Set
3 Stück

207187 **6,20**

Lieferumfang:

Inkl. Ein- und Ausdrehhilfe, Universal-Schlauchdosierpumpe, Flaschenadapter-Set, keimarmen Flächenbelüftung und Batterie Set

Universal-Präparatespender, Dürr Dental

Universal-Präparatespender zur Wandmontage für die Applikation von Händepreparaten.

- Erhältlich mit kurzem (S) oder langem (L) Armhebel
- Langlebige Aluminium- und Edelstahlausführung
- Autoklavierbare Pumpe
- Maße (BxHxT): S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, Armhebellänge: S: 16 cm, L: 21,5 cm L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, Armhebellänge: 22,5 cm



Spender S400
mit kurzem Armhebel
für 500 ml Flaschen

221105 **98,00**

Spender L400
mit langem Armhebel
für 500 ml Flaschen

221106 **98,00**

Spender L1000
mit langem Armhebel
für 1000 ml Flaschen

221107 **98,00**

Universal-Präparatespender Touchless, Dürr Dental

Batteriebetriebener Sensorspender zur handberührungsfreien, hygienischen Applikation von Händepreparaten.

- Optimale Händehygiene durch berührungslose Bedienung
- Batteriebetrieb mit Batteriestandanzeige durch akustisches Signal zum Batteriewechsel
- Hoher Hygienestandard durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Autoklavierbare Edelstahlpumpe
- Maße (BxHxT): T 1000/T 400: 9,2 x 33 x 21 cm



Spender T400
für 500 ml Flaschen

241040 **249,00**

Spender T1000
für 1000 ml Flaschen

241041 **249,00**

Schalenhalter
für Wandmontierte Spender

241042 **65,00**

Desinfektions- und Reinigungszubehör

2

Desinfektion / Sterilisation

Wandspender plus, B. Braun

Universal (Euro-) Wandspender plus zur Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Waschlotionen und Pflegelotionen. Passend für alle handelsüblichen 500 ml und 1000 ml Gebinde. Aluminiumgehäuse - autoklavierbar. Leichte und schnelle Pumpenreinigung durch Frontentnahme möglich. Einstellbare Dosierung ca. 1,5ml / 1,0ml / 0,7ml in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes. Inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung. Zusätzlich zwei austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)



Spender ELS
für 500 ml Flaschen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

230894 **59,48**

Spender TLS
für 1000 ml Flaschen

230893 **59,48**

Wash-Checks, Stericop

Einfach zu verwendendes Testsystem für die Überwachung der Reinigungswirkung bei medizinischen Instrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG). Testsystem nach Ablauf des Programms aus dem RDG nehmen, Indikatorplättchen aus der Halterung ziehen und das Reinigungsergebnis überprüfen.



Halterung

11495 **42,00**

Packung 10 Stück
Indikatorplättchen

194499 **20,80**

Packung 50 Stück
Indikatorplättchen

235972 **100,80**

Packung 100 Stück
Indikatorplättchen

29419 **195,30**

RDG Sensor Protein, Stericop

RDG Sensor Protein ist ein Protein-Schnell-Test, optimiert für die regelmäßige Prüfung auf Proteinrückstände an chirurgischen Instrumenten/ Medizinprodukten.



Packung 5 Stück

222863 **37,00**

MD 530, Dürr Dental

Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von säurelöslicher Zemente, Zahnstein, Raucherflecken, Oxidschichten u.a. von Prothesen, Brücken, Kronen, Spateln, Glas etc.

- Rückstandsloses Entfernen säurelöslicher Beläge
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallgerät



**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
66825	29,50
	26,55

MD 535, Dürr Dental

Gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Gips und Alginaten von Abdrucklöffeln und anderen Hilfsmitteln.

- Neutraler Spezialreiniger mit besonders schneller Wirkung
- Rückstandsloses Entfernen von Gips und Alginat
- Mit Aktivitätsindikator
- Für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet



**Flasche 2,5 Liter
ab 4 Flaschen**

66827	54,30
	48,87

Stammopur AG, Bandelin

Gips- und Alginat-Entferner. Gebrauchsfertig. Materialschonend, mild alkalisch, pH-Wert 8,0. Auch für Leichtmetalle. Biologisch abbaubar. Anwendung im Ultraschallbad.



Flasche 1 Liter

63649	23,00
-------	-------

Flasche 2 Liter

34643	29,00
-------	-------

Kanister 5 Liter

63650	57,00
-------	-------

Stammopur DB, Bandelin

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Instrumenten im Ultraschallbad, vorsicht bei Leichtmetallen und eloxierten Teilen, alkalisch pH-Wert: 13 (VAH-zertifiziert).



Flasche 1 Liter

63600	22,00
-------	-------

Flasche 2 Liter

34641	27,00
-------	-------

Kanister 5 Liter

63605	54,00
-------	-------

Wirkungsspektrum:

Aldehyd, phenol und chlorfrei, bakterizid, fungizid, viruzid (Adeno, Polio nach EN 14476 unter hoher Belastung)

Ultraschallreinigung

2

Desinfektion / Sterilisation

Stammopur RD 5, Bandelin

Instrumenten-Intensivreiniger mit Korrosionsschutz entfernt hartnäckige, eingetrocknete Verunreinigungen von Instrumenten, Schleif- und Polierpasten, Öl, Sekrete, Blut- und Gewebereste, nicht für Leichtmetalle anwenden, alkalisch pH-Wert: 10,9 bei 1%. Anwendung 3%



Flasche 1 Liter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

70229 30,00

Flasche 2 Liter

34644 38,00

Kanister 5 Liter

70241 75,00

Stammopur DR 8, Bandelin

Desinfektions- und Reinigungskonzentrat zur Anwendung bei stark verschmutzten Instrumenten und Geräten. Hohe Materialverträglichkeit, auch für Leichtmetalle, mit Korrosionsschutz, mild-alkalisch pH-Wert: 9,4 bei 1%. Anwendung 1-3% (VAH-zertifiziert).



Flasche 2 Liter

126036 72,00

Kanister 5 Liter

105187 143,00

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, Papova, Adeno, HBV, HCV, HIV, aviäres Influenza-A-Virus H5N1

Stammopur Z, Bandelin

Zemententferner und Prothetik-Reiniger für Ultraschall. Entfernt Zement, Zahnstein, Beläge, provisorische Füllungen, Oxide, Flussmittelreste und Einbettmassen. Anwendung im Ultraschallbad nur im Einsatzgefäß (mit Kontaktflüssigkeit z.B. Tickomed 1). sauer pH-Wert: 1,9 bei 1%. Anwendung 5%. Biologisch abbaubar.



Flasche 1 Liter

63633 33,00

Flasche 2 Liter

34642 41,00

Kanister 5 Liter

63636 82,00

Tickomed 1, Bandelin

Universal-Instrumentenreiniger für Ultraschallbad. Konzentrat, besonders materialschonend, auch für Leichtmetalle, mit Korrosionsschutz. Breites Anwendungsspektrum. Entfernt auch hartnäckige Verunreinigungen wie Blut, Sekrete, Speichel. Auch als Kontaktflüssigkeit einsetzbar, mild-alkalisch pH-Wert: 9 bei 1%. Anwendung 3%. Biologisch abbaubar.



Flasche 1 Liter

80639 23,00

Flasche 2 Liter

34645 29,00

Kanister 5 Liter

81011 58,00

TarClean, Alpro

Flüssigkonzentrat zur Reinigung und selbständigen Entfernung säurelöslicher Ablagerungen (z. B. Zahnstein und Zementreste...) von Medizinprodukten, wie z. B. Zahnersatz und Instrumente.



Dosierflasche 1 Liter

163391 37,20

Sterilisationsfolien, ORBIS Dental

Stabile Papier-/Folienschläuche zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät

- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Optimale Beibehaltung der Sterilität über einen relativ langen Zeitraum
- Lieferbar in unterschiedlichen Breiten
- Ohne Seitenfalten
- 3-fache Seitenverschweißung
- Doppelschichtfolie aus Polypropylen/ Polyester
- Siegeltemperatur 170/200 °C



Rolle

- Breite 50 mm x 200 m
- ab 8 Rollen**
- Breite 75 mm x 200 m
- ab 5 Rollen**
- Breite 100 mm x 200 m
- ab 4 Rollen**
- Breite 150 mm x 200 m
- Breite 200 mm x 200 m
- Breite 250 mm x 200 m

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
142942	20,45
142943	19,45
142944	23,95
142944	22,95
142944	31,45
142954	29,95
142954	52,95
142955	62,95
142957	76,95

Angewandte Normen:

Richtlinie 93/42/EWG
EN 959-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2

TOP

Sterilisationstüten, ORBIS Dental

Stabile Papier-/Folienbeutel zur Sterilgutverpackung, verschließbar mit dem Folienschweißgerät. Zusätzlich zu der 3-fachen Verschweißung sind die Beutel an einem Ende mit einer 4. Sicherheitsverschweißung versehen.

- Einfache Bestückung der Beutel durch Ausschnitt an der Öffnungsseite
- Deutlich sichtbarer Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- Nicht selbstklebend



Packung 500 Stück

Breite 50 x 250 mm

260325 16,45

Packung 500 Stück

Breite 75 x 250 mm

260326 21,95

Packung 500 Stück

Breite 100 x 250 mm

260327 28,25

TOP

Sterilisationsindikator, ORBIS Dental

Klebeband für die Dampfsterilisation (inkl. Indikator)

Das Klebeband ist für die Verwendung von Weichverpackungen nach DIN EN 868-2 und ISO 11607-1 vorgesehen. Bei erfolgreicher Dampfsterilisation erfolgt ein deutlicher Farbumschlag.

- Breite 19 mm



Rolle 50 m

Dampfsterilisation, Breite 19 mm

141219 8,95

TOP

Comply SteriGage, 3M

Die sogenannten 'Moving Front'-Indikatoren sind hochwertige Indikatoren, die sowohl physikalische als auch chemische Prozesse zur Kontrolle der Leistung eines Verfahrens einsetzen. Beim Fortschreiten des Sterilisationsprozesses entwickelt bzw. 'bewegt' sich die Indikatoranzeige aus der 'Reject'-Zone in die 'Accept'-Zone.



Packung 100 Stück

261195 66,00

DAC Universal Filter, Dentsply Sirona
Für Filtergehäuse.



Packung 6 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
170960	43,80

Euroseal-Check, Euronda
Teststreifen zur täglichen Prüfung der Siegelnaht von Foliensiegelgeräten nach DIN EN ISO 11607-2.



Packung 100 Stück

210021	39,00
--------	-------

Hygofol, Dürr Dental
Hygofol - Klarsichtsterilisierverpackung als Beutelware. Ist für Heißsiegel- sowie Durchlaufsiegelgeräte geeignet und bietet eine hohe Barriere gegen Kontamination. Steril und trocken können hierin, bei geschützter Lagerung z.B. im geschlossenen Schrank oder in Schubfächern, die versiegelten Instrumente bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Hygofol Klarsichtsterilisierverpackung entspricht den relevanten Teilen der DIN EN ISO 11607 sowie DIN EN 868.



Packung 500 Stück

7,5 x 30 cm	67751	49,50
10 x 30 cm	67753	56,00
15 x 30 cm	67755	78,00

Helix Test inklusive 250 Indikatorstreifen, Steri-Tech
Der TST-Helix Test dient der Prozesskontrolle eines Dampfsterilisators mit fraktioniertem Vorvakuum (B-Klasse). Der Helix-Körper wird zusammen mit einem Indikatorstreifen in den Dampfsterilisator eingelegt und einem Sterilisationszyklus unterworfen. Nach Zyklusende lässt sich am Teststreifen ablesen, ob der Dampf alle Stellen erreichen und das Instrument damit vollständig sterilisieren konnte. Selbst winzige Mengen Restluft führen zu einer nicht ordnungsgemäßen Färbung des Streifens.



Set
Helix-Prüfkörper und 250 Teststreifen

268266	103,90
--------	--------

Hygoprint Etikettendrucker, Dürr Dental

Etikettiersystem mit Printer und Etiketten zur Kennzeichnung von Sterilgutverpackungen. Zur Erstellung von Etiketten mit Angaben über Sterilisationsdatum, maximale Verwendbarkeit, Sterilisator- und Chargennummer sowie Bedienerangaben. Zur Dokumentation und Rückverfolgung der Aufbereitung der Medizinprodukte.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Set mit Etikettiersystem und 2 Rollen	189530	198,00
Etiketteneratzrollen 5 Rollen á 1000 Etiketten	195654	20,00
Etiktteneratzrollen doppelt selbstklebend 8 Rollen á 500 Etiketten	189540	32,50
Sterilisationsprotokoll 5 Block á 100 Blatt	194179	34,50
Ersatzfarbrolle schwarz	194580	9,50

Melafol, Melag

Klarsicht-Sterilisierverpackung nach EN 868-5 mit Sterilisationsindikator und Pfeile für Peel-Richtung: MELAfol ist keimdicht, knitterarm und leicht zu öffnen.



Rolle (Länge x Breite)		
200 m x 50 mm	65978	50,00
200 m x 75 mm	65980	61,00
200 m x 100 mm	65339	72,00
200 m x 150 mm	49109	99,00
200 m x 200 mm	59872	122,00
200 m x 250 mm	49108	151,00
Packung 1.000 Beutel (Länge x Breite)		
250 x 50 mm	65220	61,00
250 x 75 mm	65221	74,00
250 x 100 mm	65222	90,00
Packung 100 Beutel (Länge x Breite)		
500 x 200 mm (mit Seitenfalte)	158452	106,00

MELAcontrol, Melag

MELAcontrol ist ein Helix-Prüfsystem nach DIN EN ISO 11140-1 und wird zur Chargenkontrolle von Klasse B Autoklaven eingesetzt. Der Prüfkörper simuliert die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von komplexen Hohlkörper-Instrumenten. MELAcontrol wird mit einem Prüfkörper und 250 Teststreifen geliefert. Sind die Teststreifen verbraucht, muss der Prüfkörper entsorgt werden.



Set Helix-Prüfkörper und 250 Teststreifen	139001	179,00
---	--------	--------

MELAcontrol PRO, Melag

MELAcontrol PRO ist wiederverwendbarer Dauerprüfkörper. Das nachhaltige MELAG Helix-Prüfsystem ist DIN EN ISO 11140-1 konform und wird zur Chargenkontrolle von Klasse B Autoklaven gefordert. Falls die Teststreifen verbraucht sind, bestellen Sie einfach eine neue Nachfüllpackung.



Set Prüfkörper und 40 Teststreifen	197545	225,00
Nachfüllpack. 250 Stück	198336	160,00

Meladoc Etikettendrucker, Melag

Der MELAdoc-Etikettendrucker erleichtert und vereinfacht die Chargendokumentation und ermöglicht eine manuelle Chargenrückverfolgbarkeit: Sterilisierdatum, Chargennummer, freigebende Person, verwendeter Autoklav und Haltbarkeitsdatum werden auf einfache Weise den sterilisierten Instrumenten und dem Patienten zugeordnet.



Etikettendrucker

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
197718	444,00

Packung Ersatzrollen inkl. einer Farbwalze

160511	57,00
--------	-------

Dokumentationsblätter

164430	7,80
--------	------

Melag seal check, Melag

Zur Routinekontrolle von Siegelgeräten nach DIN EN ISO 11607-2: Der wöchentlich durchzuführende MELAG seal check verifiziert die Qualität der Siegelnähte. Nicht ausreichende Siegeltemperaturen, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck werden sichtbar.



Packung 100 Stück

31364	53,00
-------	-------

Teststreifen

Mischbettharz, Melag

Für die Wasseraufbereitungs-Anlagen die nach dem Ionen-Austauscherprinzip arbeiten, zur preiswerten Herstellung von hochwertigem demineralisiertem Wasser (Aqua dem).



Kartusche 2 Stück

160294	53,00
--------	-------

für Meladem 40

Kartusche 1 Stück

29440	45,00
-------	-------

für Meladem 47 / 55 / 56

Beutel 1 Stück

27141	45,00
-------	-------

für Meladem 37

PeelVue+ Sterilisationsbeutel, Kerr

Sterilisationsbeutel mit integrierten (äußere und innere) Prozessindikatoren zur Sterilisation, sterilen Lagerung und zum Anreichen von Instrumenten am Patienten. Die Seitenränder sind bereits vorversiegelt. 3-seitige, 10 mm breite Versiegelung, 19 mm breite und selbstklebende Verschlusslasche. Kleine Dreiecke (Schließ-Validatoren) markieren die genaue Klebposition zum validierbaren und präzisen verschließen des Beutels. 6 Monate Lagerbeständigkeit. Die Farbkodierung der einzelnen Sterilisationsbeutel ermöglicht eine einfache und schnelle Ermittlung der passenden Beutelgröße.



Packung 200 Beutel

selbstklebend (Farbkodierung)

55 x 100 mm (silber)	171879	11,72
70 x 230 mm (grün)	65311	14,25
85 x 305 mm (violett)	173698	17,82
90 x 230 mm (orange)	169904	14,25
110 x 305 mm (gold)	148061	22,12
135 x 165 mm (blau)	175148	20,72
135 x 305 mm (braun)	175169	26,61
205 x 305 mm (schwarz)	171984	35,64
215 x 380 mm (pink)	186211	50,60
265 x 405 mm (babyblau)	65807	71,22

Sporentest, HS System-u. Prozesstech.

Zur periodischen Überprüfung des Sterilisators. Der Sporentest besteht aus 5 Teststreifen + 1 Transportkontrollstreifen. Zu verwenden im Chemiclav, Autoclav/Dampf und Heißluftsterilisator. Der Sporentest wird zur Auswertung an das angegebene Institut eingesandt.



Packung

inkl. Auswertung

73381	73,92
-------	-------

Steri-Indikator SMU-LC, Stericop

Die SMU-LC ist ein gebrauchsfertiges Prüfsystem für Typ B Autoklaven zur Überwachung und Dokumentation der Dampfsterilisation für Hohlkörper-Instrumente. Die SMU-LC ist ein Einwegsystem und komplett montiert. Es entfallen alle potentiellen Fehlerquellen eines Mehrwegsystems.



Packung 10 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

165720 **20,90**

Packung 50 Stück

165721 **102,00**

Steri-Indikator Steam Sensor 5, Stericop

Geeignet für Sterilisatoren der Klassen N, S und B nach der EN 13060. Zur Überwachung und Dokumentation der Dampfsterilisation bei 121°C bzw. 134°C. Deutlicher Farbumschlag von hellblau nach violett bzw. pink. Ökonomischer 200er Pack.



Packung 200 Stück

165722 **19,50**

Steri-Indikator Steam Sensor S, Stericop

Indikatorsystem nach DIN EN ISO 11140-1 Klasse 5 zur Überwachung der Sterilisationszyklen N und S (z.B. DAC Universal, Statim-Kassettenautoklaven, Euroklav, Schnellprogramme). 200er Pack.



Packung 200 Stück

260747 **19,50**

SteriCleaner, Alpro

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung der Sterilisationskammer, Instrumententablets und Stahloberflächen. Entfernt in Kombination mit dem SteriSchwamm wirkungsvoll alle Rückstände, die sich während des Autoklavierens gebildet haben, selbst wenn diese stark eingebrannt oder schon älter sind. Reinigt kraftvoll, ist äußerst materialschonend. (da schleifkörperfrei)



Flasche 500 ml

32931 **14,90**

Kanister 5 Liter

32932 **111,89**

Steri Putzschwamm

242230 **4,90**

3

Amalgam	144	Keramik- / Composite-Reparaturmaterial	236-238
Bonding und Ätzmittel	182-194	Kofferdam	220-225
Compomer	145-146	Lupenbrillen	180-181
Composite	147-179	Matrizen / Interdentalkeile	209-219
Glas-Ionomer-Zemente	195-201	Stiftsysteme	230-235
Hilfsmittel-Füllungen	202-208	Stumpfaufbaumaterial	226-229

Amalgam

3

Füllungsmaterialien

ORBI-HiSilber, ORBIS Dental

Klassisches Amalgam, hochsilberhaltig. Einfach zu verarbeiten, gut stopfbar und formstabil.

Für Füllungen der Klassen I und II.

- gamma-2-frei
- Korrosionsresistent
- hoher Oberflächenglanz
- erfüllt den ISO-Standard 1559 und die ADA Spezifikation Nr.1
- normalhärtend
- ohne Zink



Packungen 50 Kapseln

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	168573	52,95
Größe 2	168703	68,95
Größe 3	168705	89,95

Zusammensetzung: 70% Silber, 18% Zinn, 12% Kupfer

Mischzeit: 3500 1/min ca. 11/12 Sek., 4500 1/min ca. 9/10 Sek.

Verarbeitungszeit: ca. 4 Minuten

Druckfestigkeit: nach 1 h - 190 MPa, nach 24 h - 510 MPa

TOP

Amalcap Plus, Ivoclar Vivadent

Gamma-2-Phasen-freies Amalgam. Es ist einfach zu verarbeiten, gut stopfbar und Formstabil. Korrosionsresistent, hoher Oberflächenglanz.

- Verarbeitungszeit: 4 min.



Refill 50 Kapseln

Größe 1	62685	62,75
Größe 2	62684	84,60
Größe 3	62683	99,85

Contour, Kerr

Contour ist ein ternäres Non-Gamma-2-Mischamalgam, das ein festes Stopfen und geschmeidiges Schnitzen erlaubt. Mit 70 % kugelförmigen und 30 % Feilungspartikeln erhalten Sie mehr Festigkeit für bessere Kontakte in einer einfach zu kondensierenden Formulierung. Contour-Dentalamalgam hilft, ein Absplittern und Abplatzen an den Rändern zu vermeiden. Contour-Kapseln sind selbstaktivierend / es wird kein spezielles Aktivierungsgerät benötigt.



Packung 50 Kapseln

F1	86566	78,28
F2	86568	94,49

Permite, SDI

Permite, das unübertroffene non-gamma-2 Admix-Amalgam mit hoher Druckfestigkeit, sehr guter Polierbarkeit und überlegenen Verarbeitungseigenschaften.



Packung 50 Kapseln Regular

Größe 1	76530	64,32
Größe 2	76397	81,56
Größe 3	76393	96,97
Größe 5	76386	139,22

Packung 500 Kapseln Regular

Größe 1	76284	537,19
Größe 2	76274	716,59
Größe 3	76244	895,82
Größe 5	32513	1.176,22

Vivacap, Ivoclar Vivadent

Gamma 2-Phasen freies Hochkupferamalgam. Es ist einfach zu verarbeiten, gut stopfbar und Formstabil. Korrosionsresistent, hoher Oberflächenglanz. Verarbeitungszeit ca. 4 Minuten.



Refill 50 Kapseln

Größe 1	89677	50,90
Größe 2	89678	64,30
Größe 3	89679	79,60

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Compoglass F, Ivoclar Vivadent

Lichthärtendes Füllungsmaterial auf Compomer-Basis für Milchzahnfüllungen, Füllungen der Klasse III und V und temporäre Füllungen der Klassen I und II im bleibenden Gebiss.



Refill 20 Cavifils à 0,25 g

A1 / 110	52994	62,90
A2 / 140	52995	62,90
A3 / 210	52996	62,90
A3,5 / 230	52997	62,90
A4 / 340	52999	62,90

Dyract, Dentsply Sirona

Dyract ist ein lichthärtendes Füllungsmaterial für alle Kavitätenklassen im Front- und Seitenzahnbereich. Dyract verbindet die Fluoridfreigabe von Glasionomerzementen mit der Haltbarkeit und Ästhetik lichthärtender Komposite.



Packung 20 Compules à 0,25 g

A2	49634	78,49
A3	49635	78,49
A3,5	31946	78,49
A4	49636	78,49
B1	49637	78,49
B3	49638	78,49

Dyract eXtra, Dentsply Sirona

Das kariespräventive Füllungsmaterial für Patienten, die eXtra Schutz brauchen

- Über 15 Jahre klinischer Erfolg.
- Kariesprotektiver Effekt nachgewiesen.
- Besonders für junge, ältere und Patienten mit erhöhtem Kariesrisiko.
- Für alle Kavitätenklassen im Front- sowie im kaukraftbelasteten Seitenzahnbereich.



Packung 20 Compules à 0,25 g

A2	17529	77,58
A3	17531	77,58
A3,5	17532	77,58
A4	17533	77,58
B1	17528	77,58
B3	17534	77,58
C2	17530	77,58
C3	17535	77,58
O-A2	17536	77,58
O-B3	17537	77,58

Dyract flow, Dentsply Sirona

Fließfähiges Compomer Füllungsmaterial für minimal invasive Restaurationen. Dyract flow ist indiziert für kleine, nicht kaukrafttragende Restaurationen, minimal invasive Klasse I und II Restaurationen, flache Klasse V Restaurationen, Randreparaturen, Unterfüllungen und erweiterte Fissurenversiegelung.



Packung 2 Spritzen à 1,8 g

A2	66619	79,00
A3	66620	79,00
A4	66621	79,00
B1	66625	79,00
O-A3	66636	79,00

Zubehör

Applikatornadeln, 25 Stück	66640	9,75
----------------------------	-------	------

Dyract Posterior+, Dentsply Sirona

Ab sofort gibt es das bewährte Dyract Posterior auf Basis der neuesten Dyract-Generation mit nachgewiesenem kariespräventivem Effekt als Dyract Posterior+. Es bietet ein erweitertes Leistungsspektrum in Bezug auf Verschleißbeständigkeit und physikalische Eigenschaften, die besonders für kaukrafttragende Füllungen von Bedeutung sind.



Packung

20 Compules à 0,25 g weiß-opak	220847	71,45
--------------------------------	--------	-------

Eco-Packung

5 x 20 Compules à 0,25 g weiß-opak	220848	313,20
------------------------------------	--------	--------

Twinky Star, Voco

Farbiges, lichthärtendes Compomer-Füllungsmaterial mit Glitzereffekt.



Set
40 x 0,25 g Caps sortiert, 1 Farbskala

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
60571	142,90

Packung 25 Caps à 0,25 g

gold	60758	93,70
silber	60778	93,70
blau	60779	93,70
pink	60781	93,70
grün	72555	93,70
orange	72558	93,70
lemon	72559	93,70
berry	202074	93,70

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Spritzen 2 x 2 g

s. Tab. 25,95

PLT 20 x 0,25 g

s. Tab. 35,95

ORBI-FlowX, ORBIS Dental

Lichthärtendes, leichtfließendes Microhybrid Composite für anterior und begrenzt posterior Restaurationen sowie für Versiegelung von Zähnen. Es basiert auf Methacrylat-Harzen und anorganischen Füllstoffen mit einer Partikelgröße von 0,05 bis 1 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 62% (Gewichtsprozent) und 47% Volumenprozent. Das Compositematerial erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049.

Das Compositmaterial in 4 VITA-Farben ist geeignet für Restaurationen der Klassen III, IV und V, kleine Füllungen der Klassen I und II, Unterfüllung von Kavitäten und Versiegelungen.

Schichtbar bis zu 1 mm. In 20 bis 30 Sekunden ausgehärtet (bei Wellenlänge 400-500 nm und Lichtintensität von min. 1000 mW/cm²)

- leichtfließend
- ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt
- einfache Anwendung durch verbesserte Konsistenz
- exzellente Farbbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- röntgenopak
- hochglanzpolierbar



NEU TOP

Farbe	A1	A2	A3	A3,5
Spritzen 2 x 2 g	275924	275925	275926	275927
PLT 20 x 0,25 g	275928	275929	275930	275931

Orbi-HiFil easy, ORBIS Dental

Lichthärtendes Universalcomposit für Anterior- und Posterior-Restaurationen.

- Geeignet für alle Kavitäten
- Leicht modellierbar
- Klebt nicht am Instrument
- Basiert auf Methacrylat-Harz und anorganischen Füllstoffen
- Partikelgröße von 0,05 - 1,5 µm
- Gesamtfüllstoffgehalt 81% (Gewichtsprozent) / 65% (Volumenprozent)
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049



Spritze 4,5 g

A2 260701 18,35
A3 260702 18,35
A3,5 260703 18,35

Das Bonding Orbi-Bond SE one ist perfekt auf die Benutzung mit Orbi-HiFil easy abgestimmt.

TOP



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Composite

Orbi-HiFil supreme, ORBIS Dental

Lichthärtendes Universal-Hybrid-Composite mit Nanofüllkörpern und optimierter chemischer Zusammensetzung, geeignet für alle klinischen Indikationen. Die Durchhärtetiefe mit üblichen Lampen beträgt mehr als 2 mm. Dank der variablen Transluzenz und der sehr guten Farbanpassung von HiFil supreme erzielen Sie mit den 6 verfügbaren Farben perfekte Ergebnisse. Das Material ist extrem robust gegen Umgebungslicht und erlaubt daher sehr angenehme Verarbeitungszeiten.



Spritze à 4 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 20,95

Refill 20 Kapseln à 0,25 g

s. Tab. 29,90

TOP

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C3
Spritze 4 g	266800	266801	266802	266803	266804	266805
Kapseln 20 x 0,25 g	266806	266807	266808	266809	266810	266811

ORBI-HiFil supremeX, ORBIS Dental

Lichthärtbares Nano Hybrid-Composite für Anterior- und Posterior-Restaurationen. Es basiert auf BIS-GMA-Harzen und anorganischen Füllstoffen von 0,05 bis 3 µm. Der Gesamtüllstoffgehalt beträgt 80% (Gewichtsprozent) und 69% Volumenprozent. Das Compositematerial erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 4049. Durch die tolle Konsistenz ist ORBI-HiFil SupremeX einfach anzuwenden, leicht modellierbar und klebt nicht am Instrument. Es ist ein universales Composite mit guten mechanischen Eigenschaften - geeignet für alle Kavitäten. Schichtbar bis zu 2 mm. In 20 bis 30 Sekunden ausgehärtet (bei Wellenlänge 400-500 nm und Lichtintensität von min. 1000 mW/cm²)



Spritze 4 g

s. Tab. 21,95

PLT 20 x 0,3 g

s. Tab. 35,95

- optimiertes Handling
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- für alle Kavitäten
- optimale Fluoreszenz
- Black-Klassen I bis V



Nach der Polymerisation lässt sich ORBI-HiFil supremeX sehr schnell auf Hochglanz polieren. Wir empfehlen dazu unsere ORBIpol-Polierer.

NEU TOP

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	C3
Spritze 4 g	275909	275910	275911	275912	275913	275914
PLT 20 x 0,25 g	275915	275916	275917	275918	275958	275959



ORBIS°-Produkte
Qualität die sich auszahlt

ORBIS Composite – Xtrem leicht anzuwenden!

ORBHI-Fil supremeX

- Lichthärtendes Nano hybrid-Composite
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Für alle Kavitäten
- Optimale Fluoreszenz
- Black-Klassen I bis V

ORBIFlowX

- Leichtfließendes Micro hybrid-Composite
- Ideal auf die Verarbeitung in kleinen und flachen Kavitäten abgestimmt
- Einfache Anwendung durch verbesserte Konsistenz
- Exzellente Farbbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- Röntgenopak



Composite

Admira, Voco

Lichthärtendes Füllungsmaterial auf ORMOCER Basis.

- Hervorragende Biokompatibilität
- Ausgezeichnete Ästhetik
- Seit Jahren bewährt
- Nicht klebrig, modellierbar, gute Randanpassung
- Geringere Schrumpfung als herkömmliche Composites
- Zahnschubstanzähnliches thermisches Ausdehnungsverhalten
- Sehr gute Dentin- und Schmelzhaftung mit Admira Bond
- Abrasionsfest und farbstabil



Spritze à 4 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 56,60

Packung 25 Caps à 0,25 g

s. Tab. 89,80

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	C2	OA2	BL	Inzisal
Spritze 4 g	20905	20906	20907	20908	20909	20910	20911	20912	20914	60573	20913
Caps 25 x 0,25 g	28058	20916	20917	20918	-	-	-	-	-	-	-

Admira Flow, Voco

Fließfähiges, lichthärtendes Füllungsmaterial auf ORMOCER Basis.

- Biokompatibel und schrumpfungsfarm
- Optimale Fließfähigkeit (thixotrope Eigenschaften), d. h. hohe Fließfähigkeit beim Applizieren und Verarbeiten, standfest im Ruhezustand
- Hohe Materialelastizität: stressabsorbierendes Unterfüllungsmaterial
- Transluzenz und exakte Farbübereinstimmung mit Admira
- Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften
- Zeitsparende Anwendung



Packung 2 Spritzen à 1,8 g

s. Tab. 67,40

Packung 25 Caps à 0,25 g

s. Tab. 114,20

Zubehör

Applikationskanülen Typ 44, 100 Stück

20933 30,30

Farbe	A1	A2	A3	A3,5
Spritzen 2 x 1,8 g	28096	24893	24894	24895
Caps 25 x 0,25 g	29930	29189	29192	29667

Admira Fusion, Voco

Universelles Nano-Hybrid-ORMOCER Füllungsmaterial.

- Pure Silicate Technology, d. h. Füllstoffe und Harzmatrix rein auf Siliziumoxid-Basis
- keine klassischen Monomere enthalten
- mit Abstand niedrigste Polymerisations-schrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites
- inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil
- perfekte Abstimmung von Transluzenz und Opazität für natürliche Ergebnisse
- die optimal ausgewählte Farbpalette ermöglicht hoch flexibles Arbeiten im Ein- oder Mehrfarbsystem
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel



Spritze à 3 g

s. Tab. 62,70

Packung 15 Caps à 0,2 g

s. Tab. 62,70

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA1	OA2	OA3	OA3,5	BL	Inzisal	GA3,25	GA5
Spritze 3 g	244436	244437	244438	244440	244441	244443	244448	244449	244450	244451	244452	244453	244454	244455	244456	244457	244439	244442
Caps 15 x 0,2 g	244458	244459	244460	244462	244463	244465	244466	244467	244468	244469	244470	244471	244472	244473	244474	244475	244461	244464

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Admira Fusion Flow, Voco

Fließfähiges, lichthärtendes Nanohybrid-Ormocer Füllungsmaterial.

- Füllungen von kleinen Kavitäten und bei erweiterter Fissurenversiegelung
- Zum Ausblocken von Unterschnitten
- Als Unterfüllung bzw. zum Auskleiden von Kavitäten
- Füllungen der Kavitäten der Klassen III bis V
- Füllungsreparaturen, Reparaturen von Verblendungen und temporären Restaurationen
- Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes
- Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen



Packung 2 Spritzen à 2 g

s. Tab. 74,20

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	Incisal	OA2	BL	WO
Spritzen 2 x 2 g	247460	247461	247462	247464	247465	247466	247467	247468	247469	247470	247471	247472

Admira Fusion x-base, Voco

Fließfähiges Nano-Hybrid-ORMOCER Basis-Füllungsmaterial.

- Rein keramisch basiert
- Schnell und hochwertig - 4 mm Füllungsbasis in einem Schritt
- extrem niedrige Polymerisations-schrumpfung (2,5 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress für optimales Randschlussverhalten
- inert, somit hoch biokompatibel und extrem farbstabil
- Perfektes Anfließverhalten für ausgezeichnete Adaption
- Hervorragendes Handling, auch in schwer zugänglichen Bereichen



Packung 257092 74,20
2 Spritzen à 2 g Farbe universal, Zubehör

Packung 215971 30,30
100 Stück Applikationkanülen Typ 46

Admira Fusion x-tra, Voco

Nanohybrid-ORMOCER Füllungsmaterial.

- Rein keramisch basiertes Fast-Track-Füllungsmaterial
- sichere Durchhärtung von 4-mm-Schichten
- niedrige Polymerisationsschrumpfung (1,20 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress
- inert, d. h. sehr hohe Biokompatibilität
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur, hohe Oberflächenhärte
- Universalfarbe mit Chamäleoneneffekt
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel



Spritze à 3 g 244477 62,70

Packung 244478 62,70
15 Caps à 0,2 g

Arabesk, Voco

Lichthärtendes Fein-Hybrid Composite mit VOCO Sintraglas Multifiller System.

- Hohe Abrasionsfestigkeit und Stabilität
- Gute Stopfbarkeit und Adaption
- Hervorragende Ästhetik und Farbanpassung
- Exzellente Polierbarkeit
- Universell einsetzbar



Spritze à 4 g s. Tab. 42,50

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	Inzisal
Spritze 4 g	82785	82786	82787	82788	82791	82795	82797

3

Füllungsmaterialien

Composite

3

Füllungsmaterialien

Arabesk Flow, Voco

Fließfähiges, lichthärtendes Glaskeramik Micro-Hybrid Composite für Füllungen.

- Feinfließend mit hervorragender Oberflächenbenetzbarkeit
- Hohe Ästhetik (Chamäleon-Effekt)
- Thixotrope Eigenschaften
- Hohe Haftung mit Solobond M
- Punktgenaue Applikation
- Sparsam im Verbrauch



Spritze à 3 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 47,60

Packung 25 Caps à 0,25 g

s. Tab. 107,00

Zubehör

Applikationskanülen Typ 44, 100 Stück

20933 30,30

Farbe	A2	A3	A3,5
Spritze 4 g	89648	89685	89686
Caps 25 x 0,25 g	42161	42163	42184

Arabesk Top, Voco

Lichthärtendes Micro-Hybrid Füllungs-Composite.

- Optimale Handhabung
- Gute Stopfbarkeit und Modellierbarkeit
- Ausgezeichnete Polierbarkeit
- Exzellente Ästhetik
- Chamäleon-Effekt für optimale Farbanpassung
- Langlebige Füllungen
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Universell einsetzbar für alle Kavitätensklassen



Spritze à 4 g

s. Tab. 45,70

Packung 25 Caps à 0,25 g

s. Tab. 79,60

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	C2	OA2
Spritze 4 g	42006	42007	42008	42009	42016	42018	42020	42023
Caps 25 x 0,25 g	28122	42067	42068	42123	-	-	-	-

Beautiful Flow Plus, Shofu

Injektionsfähiges Füllungskomposit für den Front- und Seitenzahnbereich.

Beautiful Flow Plus steht in einer injektionsfähigen, aber absolut standfesten Variante „F00“ und einer moderat fließfähigen Variante „F03“ zur Verfügung.

Beide können in den bekannten Flow-Indikationen, aber auch für die Füllungstherapie im Front- und Seitenzahnbereich, einschließlich okklusionstragende Klasse-I- und /II-Restaurationen, eingesetzt werden.



Spritze à 2,2 g

s. Tab. 24,90

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	D2	SA0,5	SA0,50	A10	A20	A30	Inc	BW	MI	CV
Spritze 2,2 g F00	216544	216545	216299	218450	223817	234308	234309	234310	234311	216543	216546	216547	216548	-	216549	216550	-	-
Spritze 2,2 g F03	216552	216553	216554	216555	216556	234320	234321	234322	234323	216551	-	-	216557	216558	216559	216560	216561	216562



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Brilliant EverGlow, Coltène

Universalkomposit mit langanhaltender Glanzbeständigkeit.

- Sehr schnell auf Hochglanz polierbar
- Hervorragende Glanzbeständigkeit
- Einfache Farbwahl mit sieben Universal- und zwei Schmelzfarben
- Geschmeidige Konsistenz für einfaches Handling
- Das abrasionsbeständige Komposit eignet sich für Front- und Seitenzahn-Restaurationen



20 Tips à 0,2 g

s. Tab. 71,46

Farbe	OBL	OA1	OA3	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3,5/B3	C2/C3	A4/C4	Trans	BL Trans
Spritze 3 g	252922	252700	252699	253416	248162	247646	247647	252696	264005	252698	253424	264006
Tips 20 x 0,2 g	252929	252930	252932	252934	247793	247794	252266	252267	253715	255170	256167	257653

ceram.x duo, Dentsply Sirona

ceram.x duo universelles nanokeramisches Komposit imitiert die Transluzenz und das Chroma von natürlichen Zähnen. Nur 4 Dentin- und 3 Schmelzfarben decken das gesamte VITA Farbspektrum ab. Das einfache Schichtrezept sorgt für natürlich wirkende hochästhetische klinische Ergebnisse.

Die einzigartige SphereTEC Technologie bietet Verarbeitungskomfort auf einem ganz neuen Niveau. Sphärische vorpolymerisierte Glasfüller führen zu besten Verarbeitungseigenschaften.

- Exzellente Adaptation und Modellierbarkeit
- Kein Kleben am Handinstrument
- Hohe Standfestigkeit
- Schnelle und einfache Politur für außerordentlichen Glanz



Spritze à 3 g

s. Tab. 55,37

Packung 16 Computes à 0,25 g

s. Tab. 73,83

Farbe	D1	D2	D3	D4	DB	E1	E2	E3
Spritze 3 g	253572	253573	253574	253575	253576	253577	253578	253579
Computes 16 x 0,25 g	253563	253564	253565	253566	253567	253568	253569	253570

Ceram.x Spectra ST - HV, Dentsply Sirona

Ceram.x Spectra ST - HV ist ein nanokeramisches, lichthärtendes, röntgenopakes Universalkomposit, das auf der SphereTec Füllertechnologie basiert und das sowohl für direkte als auch indirekte Restaurationen geeignet ist.

Die einzigartige SphereTEC Technologie bietet Verarbeitungskomfort auf einem ganz neuen Niveau.

- Genial einfaches Farbkonzept: 5 Farben für das gesamte VITA System
- Schnelle und einfache Politur für außerordentlichen Glanz
- Natürliche Ästhetik



Spritze à 3 g

s. Tab. 54,30

Packung 16 Computes à 0,25 g

s. Tab. 72,39

Ecopackung 52 Computes à 0,25 g

s. Tab. 213,81

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	BW
Spritze 3 g	267229	267230	267231	267233	267232	-
Computes 16 x 0,25 g	267236	267237	267238	267240	267239	267241
Computes 52 x 0,25 g	-	267242	267244	-	-	-

Ceram.x Spectra ST - LV, Dentsply Sirona

Ceram.x Spectra ST - LV ist ein nanokeramisches, lichthärtendes, röntgenopakes Universalkomposit, das auf der SphereTec Füllertechnologie basiert und das sowohl für direkte als auch indirekte Restaurationen geeignet ist.

Die einzigartige SphereTEC Technologie bietet Verarbeitungskomfort auf einem ganz neuen Niveau.

- Genial einfaches Farbkonzept: 5 Farben für das gesamte VITA System
- Schnelle und einfache Politur für außerordentlichen Glanz
- Natürliche Ästhetik



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Spritze à 3 g	s. Tab.	54,30
Packung 16 Compules à 0,25 g	s. Tab.	72,39
Ecopackung 52 Compules à 0,25 g	s. Tab.	213,81

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	BW
Spritze 3 g	269283	269284	269285	269287	269288	-
Compules 16 x 0,25 g	269273	269274	269275	269276	269277	269278
Compules 52 x 0,25 g	-	269279	269280	-	-	-

Charisma, Kulzer

Charisma ist ein universell einsetzbares Feinstpartikel-Hybrid-Composite für Front- und Seitenzahnfüllungen der Kavitäten Klassen I bis V, Form- und Farbkorrekturen, Behandlung angeborener Zahnhartsubstanz-Defekte, Schienung traumatisch gelockerter Zähne, Milchzahnrestorationen und Diastemenschluss.



Spritze à 4 g	s. Tab.	62,50
Packung 20 PLT's à 0,25 g	s. Tab.	91,60
Packung 10 PLT's à 0,25 g	s. Tab.	49,00

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	C4	D3	OA2	OA3	OA3,5
Spritze 4 g	21463	21464	21465	21466	21467	21468	21469	21470	21471	21472	21473	21474	21475	21476	21477
PLT 20 x 0,25 g	21483	21484	21485	21486	21487	21488	21489	21490	21491	21492	21493	21494	-	-	-
PLT 10 x 0,25 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21495	21496	21497

Charisma ABC, Kulzer

Lichthärtendes, röntgenopakes Hybrid-Composite für konventionelle Restaurationen.

- Charisma ABC ermöglicht mit geringem Aufwand naturidentische Restaurationen und unterstützt mit einer Zeitersparnis bei der Politur
- Die aufeinander abgestimmten Handhabungs- und Materialeigenschaften ergeben sich aus der langjährigen Erfahrung in der Komposit-Technologie
- Kosteneffiziente Restaurationen für den täglichen Gebrauch



Spritze à 4 g	s. Tab.	27,90
Packung 20 PLT's à 0,25 g	s. Tab.	27,90

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	C3	Opaque
Spritze 4 g	269899	269900	269901	269902	269903	269906	269904	269907	269905	269908
PLT 20 x 0,25 g	269909	269910	269911	269912	269913	269916	269914	269917	269915	269918



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Charisma flow, Kulzer

Das fließfähige, lichthärtende, röntgenopake Hybridkomposit. Charisma flow ist hervorragend an das Farbspektrum des Universalcomposites Charisma angepasst. Anwendungsgebiet ist die adhäsive, zahnfarbene Front- und Seitenzahnrestauration. Aufgrund der niedrigen Viskosität benetzt Charisma Flow die Zahnhartsubstanz ausgezeichnet.



Spritze à 1,8 g

s. Tab. 22,60

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	OA2	OA4	BW
Spritze 1,8 g	166848	166849	166526	166853	166856	165361	166857	168897	165360

Constic, DMG

Das 3-in-1-Flowcomposite: Ätzen, Bonden, Füllen in einem Schritt.

Anwendungsgebiete:

- Kleine Restaurationen der Klasse I und III
- Kleine okklusale Milchzahnkavitäten
- Restaurationen der Klasse V
- Fissurenversiegelungen
- Unterfüllungen bei Klasse I- und II-Restaurationen
- Ausblocken und Auffüllen von Unterschnitten in Kavitäten



2 Spritzen à 2 g, Zubehör

s. Tab. 77,25

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	OW
Spritzen 2 x 2 g	232415	232416	232417	232418	232419	232420

Durafill VS, Kulzer

Microfiller-Composite Zahnfüllungen der Kavitäten Klassen III, IV und V, Form- und Farbkorrekturen, Behandlung angeborener Zahnhartsubstanz-Defekte, Milchzahnrestaurationen und Diastemenschluss.



Spritze à 4 g

s. Tab. 89,10

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D3	OA2	OA3	OA3,5	Incisal	SL	SSL
Spritze 4 g	21504	21505	21506	21507	21508	21509	21510	21511	21512	21513	21514	21515	21516	21517	21518	21519	21522	21521	28073

Ecosite Bulk Fill, DMG

Die schnelle gute Füllung.

- In einer Schicht applizierbar, ohne zusätzliche Deckschicht
- Sichere Durchhärtung bis 5 mm
- Niedrige Schrumpfungswerte
- Einfaches Modellieren
- Präzise Kontaktpunktgestaltung
- Hervorragende mechanische Eigenschaften dank spezieller Füllertechnologie



16 Safetips à 0,25 g

Light	257560	60,60
Universal	257561	60,60
Contrast	257433	60,60

Spritze à 4 g

Light	257599	58,40
Universal	257600	58,40
Contrast	257601	58,40



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Composite

3

Füllungsmaterialien

Enamel Plus HRi, Loser

Natürlicher Schmelz geklont in Komposit!
Eine wahre Innovation / Erneuern Sie natürlichen Schmelz mit HRi Universal Enamel, dem ersten und einzigen Komposit, das den gleichen Lichtbrechungsindex wie natürlicher Schmelz hat. Komposit-Restaurationen sind vom Schmelz nicht mehr zu unterscheiden! Der gewöhnliche Grauschleier wird eliminiert.



Spritze à 5 g UD
Spritze à 5 g UE

14 Minifill à 0,3 g UD
14 Minifill à 0,3 g UE

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **78,90**
s. Tab. **112,70**

s. Tab. **78,90**
s. Tab. **112,70**

Farbe	UD0	UD0,5	UD1	UD2	UD3	UD3,5	UD4	UD5	UD6	UE1	UE2	UE3
Spritze 5 g	22074	22100	39932	29755	30708	37480	29539	36130	36930	30707	22110	31557
Minifill 14 x 0,3 g	229592	229591	229593	215480	215479	225478	227768	204471	229572	201559	201560	201561

Enamel Plus HRi Flow, Loser

- Highly Filled - hoher Füllstoffgehalt (77%)
- Stark fluoreszent
- Höhere Viskosität
- Höhere Elastizität
- Bessere Röntgensichtbarkeit
- Überragende physikalische Eigenschaften
- Keine Luftblasen



Spritze à 2 g

s. Tab. **35,00**

Farbe	UD0	UD0,5	UD1	UD2	UD3	UD3,5	UD4	UD5	UD6
Spritze 2 g	216501	216502	216503	207628	207629	208946	207630	215306	215742

Essentia, GC

Lichthärtendes, röntgensichtbares Universal-Composite für ästhetische Restaurationen.

- Ungewöhnliches, einzigartiges Farbkonzept
- Vereinfachte Farbauswahl mit sechs Haupt-Zahnersatzoptionen
- Optimale Handhabung & optische Eigenschaften in allen Situationen
- Vereinfacht das Polieren



Spritze à 2 ml

s. Tab. **52,17**

Packung 15 Unitips à 0,16 ml

s. Tab. **58,57**

Modifikator-Spritze à 2,4 ml

s. Tab. **49,58**

Farbe	LD	MD	DD	LE	DE	U	ML	RBM	BM	WM	OM
Spritze 2 ml	246536	246412	246414	246486	246537	246419	246114	-	-	-	-
Unitips 15 x 0,16 ml	246538	246539	246540	246541	246542	246142	-	-	-	-	-
Spritze 2,4 ml	-	-	-	-	-	-	-	246543	246545	246466	246546

everX Posterior, GC

GC everX Posterior ist ein glasfaserverstärktes Composite-Material zum Ersatz fehlenden Dentins, in Verbindung mit einem konventionellen Composite als Schmelzersatz. Die kurzen Glasfasern von everX Posterior machen es zu einer idealen Substruktur zur Verstärkung sämtlicher Composite-Restaurationen in großen Kavitäten.



Packung
15 Unitips x 0,13 ml (0,25 g)

232350 **76,23**

Packung
50 Unitips x 0,13 ml (0,25 g)

235997 **228,78**

ENAMEL^{plus} HRi[®]

BIO Line

Für biokompatible Restaurationen

Die biokompatiblen Produkte garantieren eine sichere Integration in Einklang mit dem menschlichen Organismus, ohne die Freisetzung nicht-kompatibler Substanzen. Die Kunststoffmatrix ist sehr stabil und Bis-GMA frei. Bis-GMA ist ein Derivat des Bisphenol-A (BPA), das im menschlichen Organismus ähnlich wie das Hormon Östrogen wirkt und die Gesundheit negativ beeinflussen kann. Die Produkte der Bio Line setzen keine Nanopartikel frei, die aufgrund von Abrasion vom Organismus absorbiert werden können.



Enamel plus HRi Flow • Enamel plus HRi Bio Function • Ena Soft • Ena Flow Sealant • Ena Soft Flow • Ena Bond



HRi Bio Function Kit Schmelzmassen

CR3FB 3 Spritzen á 2,5g: 79,00 €
Bio Function Enamel BF1 - BF3

HRi Bio Function Minifill Kit Schmelzmassen

CR3FBT 3 Packungen á 6 Tips (je 0,3g): 79,00 €
Bio Function Enamel BF1 - BF3

HRi Bio Function Spritzen (Inhalt: 5g)

CHRBF1	Bio Function Enamel BF1	59,90 €
CHRBF2	Bio Function Enamel BF2	59,90 €
CHRBF3	Bio Function Enamel BF3	59,90 €
CHRBD0	Bio Function Dentin 0	59,90 €
CHRBD0,5	Bio Function Dentin 0,5	59,90 €
CHRBD1	Bio Function Dentin 1 (A1)	59,90 €
CHRBD2	Bio Function Dentin 2 (A2)	59,90 €
CHRBD3	Bio Function Dentin 3 (A3)	59,90 €
CHRBD3,5	Bio Function Dentin 3,5 (A3,5)	59,90 €
CHRBD4	Bio Function Dentin 4 (A4)	59,90 €
CHRBD5	Bio Function Dentin 5	59,90 €
CHRBD6	Bio Function Dentin 6	59,90 €



HRi Bio Function Trial Kit

CHR6BFD 6 Spritzen á 2,5 g im Ständer: 225,30 €
4 x Bio Function Dentin: BD1 - BD4
2 x Bio Function Enamel: BF2, BF3

HRi Bio Function Minifill Trial Kit

CHR6BFDT 6 Packungen á 6 Tips (je 0,3g): 199,90 €
4 x Bio Function Dentin: BD1 - BD4
2 x Bio Function Enamel: BF2, BF3

HRi Bio Function Minifills (Inhalt: 14 Tips á 0,3g)

CHRTBF1-14	Bio Function Enamel BF1	59,90 €
CHRTBF2-14	Bio Function Enamel BF2	59,90 €
CHRTBF3-14	Bio Function Enamel BF3	59,90 €
CHRTBD0-14	Bio Function Dentin 0	59,90 €
CHRTBD0,5-14	Bio Function Dentin 0,5	59,90 €
CHRTBD1-14	Bio Function Dentin 1 (A1)	59,90 €
CHRTBD2-14	Bio Function Dentin 2 (A2)	59,90 €
CHRTBD3-14	Bio Function Dentin 3 (A3)	59,90 €
CHRTBD3,5-14	Bio Function Dentin 3,5 (A3,5)	59,90 €
CHRTBD4-14	Bio Function Dentin 4 (A4)	59,90 €
CHRTBD5-14	Bio Function Dentin 5	59,90 €
CHRTBD6-14	Bio Function Dentin 6	59,90 €




HRi Bio Kit

CHRBIOK2 1 x 5ml Ena Bond Bio 225,30 €
1 x 2g HRi Flow Bio UD3 (A3)
1 x 2,5g Ena Soft Bio
1 x 2,5g Bio Function Enamel: BF2
1 x 2,5g Bio Function Dentin: BD3
1 x 1g Ena Soft Flow Bio
1 x 2g Ena Flow Sealant Bio
3 imprägnierte Shiny-Bürsten

HRi Flow Spritzen – Bis-GMA frei (Inhalt: 2g)

CHRFUD0	Enamel plus HRi Flow 0	35,00 €
CHRFUD0,5	Enamel plus HRi Flow 0,5	35,00 €
CHRFUD1	Enamel plus HRi Flow 1 (A1)	35,00 €
CHRFUD2	Enamel plus HRi Flow 2 (A2)	35,00 €
CHRFUD3	Enamel plus HRi Flow 3 (A3)	35,00 €
CHRFUD3,5	Enamel plus HRi Flow 3,5 (A3,5)	35,00 €
CHRFUD4	Enamel plus HRi Flow 4 (A4)	35,00 €
CHRFUD5	Enamel plus HRi Flow 5	35,00 €
CHRFUD6	Enamel plus HRi Flow 6	35,00 €



Klinischer Fall mit freundlicher Genehmigung von Prof. Lorenzo Vanini

Weitere Bis-GMA freie Materialien

COSM300A	Ena Bond, lighth. Bonding (5ml)	101,30 €
EHFS	Ena Flow Sealant Kit	33,40 €
COSZ10	Ena Seal, lighthärtend (5ml)	58,10 €
EHTS2	Ena Soft, prov. Füllmaterial (5g)	39,40 €
EHTSF	Ena Soft Flow, prov. Füllmaterial (3g)	39,40 €



Weitere Informationen finden Sie unter www.hrbioline.eu

Composite

3

Füllungsmaterialien

Filtek Bulk Fill Flowable, 3M

3M Filtek Bulk Fill Flowable Fließfähiges Komposit ist ein lichthärtendes, röntgenopaques, fließfähiges Komposit niedriger Viskosität. Das spannungsarme und fließfähige Material ist semitransluzent und ermöglicht eine Aushärtungstiefe von 4 mm. Das neue Spritzendesign hilft Ihnen, die Blasen zu reduzieren, Materialabfall zu vermeiden und verringert die für die Injektion benötigte Ausbringkraft.



2 Spritzen à 2 g, 20 Kanülen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 57,18

Farbe	A1	A2	A3	Universal
Spritzen 2 x 2 g	226491	226492	226493	226494

Filtek One, 3M

Filtek One ist zur Füllungstherapie in der zahnärztlichen Praxis bestimmt. Das Produkt ist ein für die Anwendung im Seitenzahnbereich optimiertes Komposit in Kapseln oder in der Spritze. Das breite Indikationsspektrum deckt sich mit dem von hochleistungsfähigen Kompositen. Das für den Seitenzahnbereich optimierte Material bietet einzigartige optische Möglichkeiten und eine ideale Opazität. Es kann in einem Schritt bis zu 5 mm aufgetragen werden - ohne Abstriche bei den ästhetischen Ergebnissen. In 5 Farben erhältlich.



Spritze à 4 g

s. Tab. 57,77

Refill 20 Kapseln à 0,2 g

s. Tab. 57,77

Farbe	A1	A2	A3	B1	C2
Spritze 4 g	257227	257229	257230	257231	257232
Kapseln 20 x 0,2 g	257233	257234	257235	257236	257237

Filtek Supreme XTE, 3M

Ein hochleistungs Nanocomposite Füllungsmaterial mit hoher Vielseitigkeit für ästhetische Front- und Seitenzahnfüllungen.

- Einfache Anwendung
- Naturgetreue Ästhetik
- Einzigartige Nanofüller-Technologie



Spritze à 3 g

s. Tab. 49,61

Packung 20 Kapseln à 0,2 g

s. Tab. 66,12

Packung 10 Kapseln à 0,2 g

s. Tab. 37,54

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	A6	B1	B2	B3	B5	C1	C2	C3	C4	D2	D3	White	Xwhite	Amber	Blue	Clear	Gray
Spritze 3 g Body	207470	207471	207472	207473	207474	207475	207476	207477	207478	207479	207480	207481	207482	-	207483	207484	207485	207486	-	-	-	-
Spritze 3 g Dentin	207437	207464	207465	-	207466	-	-	-	207467	-	-	-	-	207468	-	-	207469	-	-	-	-	-
Spritze 3 g Schmelz	207487	207488	207489	-	-	-	207490	207491	-	-	-	-	-	-	207492	-	207493	207494	-	-	-	-
Spritze 3 g Transluzent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207498	207496	207495	207497
Kapseln 20 x 0,2 g Body	207447	207448	207449	207450	207451	207452	207453	207454	207455	207456	207457	207458	207459	-	207460	207461	207462	207463	-	-	-	-
Kapseln 10 x 0,2 g Dentin	207440	207441	207442	-	207443	-	-	-	207444	-	-	-	-	207445	-	-	207446	-	-	-	-	-
Kapseln 10 x 0,2 g Schmelz	207504	207505	207506	-	-	-	207507	207508	-	-	-	-	-	-	207509	-	207510	207511	-	-	-	-
Kapseln 10 x 0,2 g Transluzent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207515	207513	207512	207514

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Filtek Supreme Flowable, 3M

Filtek Supreme Flowable fließfähiges Komposit ist ein lichthärtendes, röntgenopakes, fließfähiges Nanokomposit niedriger Viskosität. Die Farben von Filtek Supreme Flowable wurden so entwickelt, dass sie zu den Farben von Filtek Supreme XTE Universal Composite und Filtek Universal Restorative passen. Das neue Spritzendesign hilft Ihnen, die Blasen zu reduzieren, Materialabfall zu vermeiden und verringert die für die Injektion benötigte Ausbrinkraft.



2 Spritzen à 2 g, 20 Kanülen

s. Tab. 57,26

NEU

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	D2	OA3	W	XW
Spritzen 2 x 2 g	278147	278148	278149	278150	278151	278152	278153	278154	278155	278156	278157	278159

Filtek Universal Restorative, 3M

Das 3M Filtek Universal Restorative ist ein Universalkomposit, das für die Erstellung ästhetischer Front- und Seitenzahnrestorationen optimiert ist. Alle verfügbaren Farben sind röntgenopak: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, D3 - und XW. Mit der Option Pink Opaquer können darüber hinaus verfärbte Zahnstrukturen, Metallverfärbungen und Amalgamtattoos maskiert werden. Es kann in 1 mm Schichten gelegt werden. Filtek Universal kann nach Gebrauchsanweisung vorgewärmt werden.



1 Spritze à 4 g

s. Tab. 59,40

20 Kapseln à 0,2 g

s. Tab. 59,40

10 Kapseln à 0,2 g

s. Tab. 47,66

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	D3	XW	PO
Spritze 4 g	269638	269645	269646	269647	269648	269650	269651	269652	269653	269654
Kapseln 20 x 0,2 g	269658	269659	269660	269661	269662	269663	269664	269665	269666	-
Kapseln 10 x 0,2 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269667

Filtek Z250, 3M

Bewährtes Universalcomposite mit zuverlässiger Hybridtechnologie. Ideal für die komfortable Einschichttechnik und die Zweischichttechnik im Front- und besonders im Seitenzahnbereich geeignet.

- Langjährige klinische Erfahrung
- Einfach modellierbar und praktisch nicht klebend
- Patentierte Füllkörper aus Zirkonium/Silizium für kontrastreiche Röntgenopazität ohne Zusatz von Schwermetallen



Spritze à 4 g

s. Tab. 62,81

20 Kapseln à 0,2 g

s. Tab. 62,81

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	I	DU
Spritze 4 g	21603	21604	21605	21606	21607	21609	21610	21611	21612	21615	21616	21617
Kapseln 20 x 0,2 g	21620	21621	21622	21623	21624	21626	21627	21628	21629	21632	21633	21634



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Composite

3

Füllungsmaterialien

Filtek Z500, 3M

Filtek Z500 für den Praxisalltag, aber nicht alltäglich: damit Restaurationen so einfach und ästhetisch wie möglich sind:

- Mit reduzierter Klebrigkeit für optimales Handling
- In 8 Universalfarben sowie 1 Opak-Farbe
- Nanotechnologische Weiterentwicklung der bewährten Z-Linie (Z100 MP, Filtek Z250)



Spritze à 3 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 38,80

Packung 20 Kapseln à 0,2 g

s. Tab. 54,17

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	C2	D2	OA3
Spritze 3 g	210259	210260	210261	210262	210263	210264	210265	210266	210267
Kapseln 20 x 0,2 g	210269	210270	210271	210272	210273	210274	210275	210276	210277

G-aenial, GC

Lichthärtendes Restaurationsmaterial mit altersspezifischem Farbauswahlssystem.

Vorzüge:

- Natürliche Reflexion sorgt für Unsichtbarkeit
- Zukunftsorientiertes Farbabstufungskonzept
- Einfache Handhabung
- Gute Polierbarkeit
- Vereinfachte Nachbehandlungen
- Hart und flexibel



Spritze à 4,7 g (2,7 ml)

s. Tab. 64,30

Spritze à 5,5 g (2,7 ml)

s. Tab. 64,30

20 Unitips à 0,28 g (0,16 ml)

s. Tab. 91,55

10 Unitips à 0,28 g (0,16 ml)

s. Tab. 45,98

20 Unitips à 0,33 g (0,16 ml)

s. Tab. 91,55

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C3	BW	XBW	CV	CVD	AO2	AO3	AO4	JE	AE	TE	IE	SE	CVE
Spritze 4,7 g Anterior	210572	210573	210574	210575	210576	210592	210577	210578	210579	210571	210591	210580	210581	210582	210583	210584	210585	210586	210587	210588	210589	210590
Spritze 5,5 g Posterior	210593	210594	210595	210596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210597	-	-	210598	-	-
Unitips 20 x 0,28 g Anterior	210544	210545	210546	210547	-	-	-	-	-	-	-	210549	-	-	210548	-	-	210550	-	210551	-	-
Unitips 10 x 0,28 g Anterior	-	-	-	-	210553	210565	210554	210555	210556	210552	210564	-	210557	210558	-	210559	210560	-	210561	-	210562	210563
Unitips 20 x 0,33 g Posterior	210566	210320	210567	210568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210569	-	-	210570	-	-

G-aenial A'CHORD, GC

Lichthärtendes Universal-Composite-Füllungsmaterial.

Einfach, ästhetisch & effizient.

Mit G-aenial A'CHORD kann in jeder klinischen Situation in perfekter Harmonie gearbeitet werden. Dieses Material wurde entwickelt, um 90% aller direkten Restaurationen mit 5 CORE-Farbtönen abzudecken. Mit einer einzigartigen Kombination von Technologien bleibt Ihre Restauration im Laufe der Zeit schön, glänzend und immerwährend intakt.



Spritze 4 g

s. Tab. 54,90

NEU

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	A5	A6	AO1	AO2	AO3	JE	AE	BW	BOW
Spritze 4 g	281057	281058	281059	281060	281061	281062	281063	281065	281066	281067	281069	281070	281064	281068
Unitip 15 x 0,25 g	281074	281075	281076	281077	281078	281079	281080	281082	281083	281084	281086	281087	281081	281085



Einfachheit, Ästhetik & Funktionalität in Ihren Händen

G-ænial[®] A'CHORD
von GC

Das hochentwickelte Universal-Composite
mit der Einfachheit des Unishade-Systems



GC Germany GmbH
info.germany@gc.dental
<https://europe.gc.dental/de-DE>

Composite

3

Füllungsmaterialien

G-aenial Flo X, GC

Lichthärtendes, röntgensichtbares, fließfähiges Composite.

- Niedrige Viskosität
- Gute Röntgensichtbarkeit
- Bequeme Applikation
- Ausgewogene physikalische Eigenschaften



Spritze à 3,6 g (2 ml)

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 65,26

Zubehör

Dispensing Tip III, 30 Stück

227116 26,44

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	CV	AO2	AO3
Spritze 3,6 g	241684	241685	241686	241687	241688	241689	241690	241691

G-aenial Universal Flo, GC

Benutzerfreundliches, röntgensichtbares, fließfähiges Komposit mit allen notwendigen Merkmalen, um optimale klinische Ergebnisse hervorzubringen:

- Als ein direktes Füllungsmaterial für Kavitäten der Klasse I, II, III, IV und V
- Für Kavitäten mit minimalem Eingriff
- Zum Splinten (Fixierung beweglicher Zähne)



Spritze á 3,4 g (2 ml)

s. Tab. 66,84

Zubehör

Dispensing Tip III, 30 Stück

227116 26,44

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C3	BW	CV	AO2	AO3	JE	AE
Spritze 3,4 g	213357	213265	213358	213359	213360	213361	213362	213363	213364	213367	213368	213365	213366	213369	213370

G-aenial Universal Injectable, GC

G-aenial Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposite mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen.

Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-aenial Universal Injectable außerordentliche Festigkeit - fester als führende feste am Markt verfügbare Composite.



Spritze 1,7 g

s. Tab. 36,44

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	AO1	AO2	AO3	BW	XBW	AE	CV	CDV	JE
Spritze 1,7 g	264944	264945	264946	264961	264962	264963	264964	264967	264968	264969	264940	264935	264971	264965	264966	264970



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise

Injizieren Sie unser stärkstes Material
für direkte Restaurationen

G-ænial® Universal Injectable



GC

GC Germany GmbH
Tel +49.6172.99.596.0
info.germany@gc.dental
germany.gceurope.com

Gradia Direct, GC

Mit GC Gradia Direct lassen sich alle operativen ästhetischen Restaurationen mit nur einem einzigen anwenderfreundlichen Restaurationsmaterial durchführen. Ob Ein- oder Mehrschicht-Verfahren, mit GC Gradia Direct fertigen Sie einfacher und schneller ausgezeichnete, natürlich aussehende und dauerhafte Restaurationen an. Aufgrund der beeindruckenden Farbtonanpassung an die umgebende Zahnstruktur können ästhetische Restaurationen mühelos mit nur einem einzigen Farbton aufgebaut werden.

Die Kombination unterschiedlicher Farbtöne eröffnet unbegrenzt viele ästhetische Ergebnisse, und das bei Verwendung von höchstens drei Farbtönen für Frontzahnrestaurationen und zwei Farbtönen für Seitenzahnrestaurationen.



Spritze à 2,7 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 54,56

Packung 20 Unitips à 0,16 ml

s. Tab. 77,70

Packung 10 Unitips à 0,16 ml

s. Tab. 39,08

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C3	BW	XBW	CV	CVD	AO2	AO3	AO4	NT	CT	DT	WT	GT	CVT
Spritze 2,7 ml Anterior	43692	38396	18724	150688	150690	163428	150095	166065	166198	169014	163434	166201	169001	169015	149302	155235	169020	153703	169023	169029	169037	155245
Spritze 2,7 ml Posterior	149087	139969	139472	148391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148393	-	-	148392	-	-
Unitips 20 x 0,16 ml Anterior	156936	147349	147068	156053	-	-	-	-	-	-	-	149022	-	-	161742	-	164880	-	169055	-	-	-
Unitips 10 x 0,16 ml Anterior	-	-	-	-	164868	168639	168656	168663	165772	169048	169050	-	169047	169051	-	169053	-	169054	-	169056	169057	169058
Unitips 20 x 016 ml Posterior	156931	156925	147069	154849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169062	-	-	169061	-	-

Gradia Direct Flo, GC

Gradia Direct Flo ist ein fließfähiges, lichthärtendes und röntgenopakes Hybridkomposit, das die Sandwich-Restauration aufgrund passender Fließeigenschaften und Direkt-Applikation aus einer Spritze stark vereinfacht.

Gradia Direct Flo wurde speziell für den Einsatz mit Gradia Direct entwickelt. Seine Farbtöne passen perfekt zum Farbkonzept dieses einfach zu verwendenden und hochästhetischen Komposits.



2 Spritzen à 1,5 g

s. Tab. 53,59

Zubehör

Dispensing Tips Metal, 20 Stück

187216 18,52

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	AO3	BW	CV
Spritzen 2 x 1,5 g	182986	181879	163102	179916	19790	186517	178131

Gradia Direct LoFlo, GC

Hochviskoses, fließfähiges, mikrogefülltes Hybridkomposit mit HDR-Technologie. GC Gradia Direct LoFlo ist ein fließfähiges Material, das nicht nur als Liner, sondern auch für direkte Restaurationen wie Klasse I und V eingesetzt werden kann.

Dank der HDR (High-Density Radiopaque)-Füllstoffe überzeugt dieses fließfähige Komposit durch hervorragende physikalische Eigenschaften.



2 Spritzen à 1,3 g

s. Tab. 53,59

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	AO3	BW	CV
Spritzen 2 x 1,3 g	183515	183436	182082	183428	182461	19513	183315

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Grandio, Voco

Universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial.

- Hervorragende physikalische Eigenschaften
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Füllstoffgehalt 87 Gew.-%
- Extrem gute Abrasionsresistenz
- Hohe Biegefestigkeit
- Angenehmes Handling durch geschmeidige Konsistenz
- Gute Ästhetik



Spritze à 4 g

s. Tab. 70,70

Packung 20 Caps à 0,25 g

s. Tab. 78,70

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	D2	D3	Inzisal	OA2	OA3,5	BL
Spritze 4 g	18258	18259	18260	18261	18262	31039	18263	18264	18265	18266	180528	18267	18268	18269	18270	18271
Caps 20 x 0,25 g	18274	18275	18276	18277	18278	31040	18279	18280	18281	18282	180535	18283	18284	18285	18286	18287

Grandio Flow, Voco

Fließfähiges universelles Nano-Hybrid-Füllungsmaterial.

- Optimale Fließfähigkeit
- Füllstoffgehalt 80 Gew.-%
- Exakte Farbübereinstimmung mit Grandio
- Ausgezeichnete Benetzungseigenschaften
- Hervorragende physikalische Eigenschaften
- Wesentlich geringere Polymerisationsschrumpfung als konventionelle Flowmaterialien
- Extrem gute Abrasionsresistenz
- Hohe Biegefestigkeit
- Mit allen handelsüblichen Bondings verwendbar



Packung 2 Spritzen à 2 g

s. Tab. 68,60

Packung 20 Caps à 0,25 g

s. Tab. 75,50

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	D2	OA2	BL	WO
Spritzen 2 x 2 g	38468	38486	38970	39059	152748	152751	39159	183382	183410	152910	167066	163269
Caps 20 x 0,25 g	18144	10605	10066	10430	16503	202971	18995	23154	-	19736	-	14577

GrandioSO, Voco

Universelles Nano-Hybrid-Füllungsmaterial.

- Zahnähnliches Füllungsmaterial für zuverlässige Restaurationen
- Sehr hoher Füllstoffgehalt von 89 Gew.-%
- Für höchste Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich universell einsetzbar
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Optimale Abstimmung von Opazität und Transluzenz für zahnähnliche Ergebnisse mit nur einer Farbe
- Geschmeidige Konsistenz, nicht klebrig, beste Modellierbarkeit
- Einfache Hochglanzpolitur / dauerhaft glatte Oberflächen
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel



Spritze à 4 g

s. Tab. 78,30

Packung 16 Caps à 0,25 g

s. Tab. 78,30

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	Inzisal	OA1	OA2	OA3,5	BL	GA3,25	GA5
Spritze 4 g	212749	212750	212751	212752	212753	212754	212755	212756	212758	212759	241441	212760	212761	212762	212757	212763	212764
Caps 16 x 0,25 g	212727	212728	212729	212730	212731	212732	212733	212734	212736	212737	241442	212739	212740	212741	212735	212742	212743

3

Füllungsmaterialien

GrandioSO Flow, Voco

Fließfähiges, universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial.

- Mittelviskoses Flow-Composite
- Universell einsetzbar
- Bessere physikalische Eigenschaften als bei diversen stopfbaren Materialien
- Sehr hoher Füllstoffgehalt von über 80 Gew.-%
- Sicheres und punktgenaues Applizieren
- Hohe Farbstabilität
- Sehr gute Polierbarkeit und dauerhafter Glanz
- Extrem hohe Röntgenopazität (500 %Al) bei der Farbe WO für besonders guten Kontrast zur Zahnhartsubstanz und zu anderen Füllungsmaterialien



Packung 2 Spritzen à 2 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 68,00

Packung 16 Caps à 0,25 g

s. Tab. 68,00

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	Inzisal	OA2	BL	WO	GA5
Spritzen 2 x 2 g	216671	216672	216673	216674	216684	216678	216679	216680	221442	216681	216682	216683	216677
Caps 16 x 0,25 g	216685	216686	216687	216688	216689	216690	-	-	-	-	-	-	-

GrandioSO Heavy Flow, Voco

Fließfähiges, universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial / hochviskos.

- Erhöhte Standfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Flowables
- Universell einsetzbar
- Bessere physikalische Eigenschaften als bei diversen stopfbaren Materialien
- Sehr hoher Füllstoffgehalt von 83 Gew.-%
- Punktgenaues Applizieren mit vollständiger Benetzung der Kavitätenwände
- Präzise, überschussfreie Dosierung für zeitsparende Arbeit
- Einfache Füllung von Unterschnitten, approximalen Kästen und paragingivalen Bereichen
- Hohe Farbstabilität
- Sehr gute Polierbarkeit und dauerhafter Glanz



Packung 2 Spritzen à 2 g

s. Tab. 68,00

Packung 16 Caps à 0,25 g

s. Tab. 68,00

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	Inzisal	OA2	BL	WO	GA5
Spritzen 2 x 2 g	212773	212774	212775	212776	212777	222168	212778	222169	247458	212780	212779	212782	212781
Caps 16 x 0,25 g	212766	212768	212769	212770	212771	219700	-	-	-	-	-	-	-

GrandioSO Light Flow, Voco

Fließfähiges Nano-Hybrid Füllungsmaterial / niedrigviskos.



Packung 2 Spritzen à 2 g

s. Tab. 68,00

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	WO	OA2	Inzisal
Spritzen 2 x 2 g	274178	274179	274180	274181	274182	274183	274184	274185

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Herculite XRV, Kerr

Das in Spritzen oder Unidosen erhältliche lichthärtende Mikrohybrid-Kompositmaterial Herculite XRV eignet sich für anteriore und posteriore Restaurationen einschließlich: Klasse I, Klasse II, Klasse III, Klasse IV, Klasse V, zervikale Erosionen (keilförmige Defekte) und direkte Verblendschalen.



Spritze à 5 g

s. Tab. **44,44**

Packung 20 Unidose à 0,25 g

s. Tab. **48,78**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Spritze 5 g Schmelz	72592	72598	72606	72607	72627	72635	72657	72709	72774	72777	72778	72791	72792	72795	72797	72805
Spritze 5 g Dentin	88687	72868	72874	72875	88688	72876	72900	88689	88690	88691	72901	88692	88693	72911	88694	88695
Unidose 20 x 0,25 g Schmelz	79590	79591	79603	79604	79605	79606	79607	79608	79610	79624	79625	79627	79628	73390	73391	73392
Unidose 20 x 0,25 g Dentin	-	79630	79642	79660	-	73396	73393	-	-	-	79664	-	-	79670	-	-

Herculite XRV Ultra, Kerr

Universal Nano Hybrid Dental Composite. Ergänzend zu verbesserter Handhabung, Polierbarkeit und Abriebfestigkeit bietet das auf der neuesten Nanofüller-Technologie basierende Herculite XRV Ultra auch ein noch lebendigeres Aussehen von endgültigen Restaurationen durch Nachahmung der Opaleszenz und Fluoreszenz des natürlichen Zahns.



Spritze à 4 g

s. Tab. **45,45**

Packung 20 Unidose à 0,2 g

s. Tab. **46,97**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	XL	Neutral
Spritze 4 g Schmelz	12387	12383	12866	12867	12868	12869	12870	12871	12872	12873	12874	12875	12876	12877	12878	12879	12825	-
Spritze 4 g Dentin	12880	12881	12882	12883	-	12884	12885	-	-	-	12886	-	-	12887	12888	-	-	-
Spritze 4 g Inzisal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12889
Unidose 20 x 0,2 g Schmelz	12891	12892	12893	12894	12895	12896	12897	12898	12899	12900	12901	12902	12903	12904	12905	12906	12890	-
Unidose 20 x 0,2 g Dentin	12907	12908	12909	12910	-	12911	12912	-	-	-	12936	-	-	12937	12938	-	-	-
Unidose 20 x 0,2 g Inzisal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12939

Herculite XRV Ultra Flow, Kerr

Fließfähiges Nano Hybridkomposit / Ein fließfähiges Komposit, das leistet, was es soll.

Herculite XRV Ultra Flow kombiniert nun das bewährte Knowhow von Herculite mit einer innovativen fließfähigen Konsistenz. Es ist somit die perfekte Ergänzung zum ästhetischen und leistungsstarken Herculite XRV Ultra.

Durch die Smart Placement Technology fließt Herculite XRV Ultra Flow problemlos, wenn es als Unterfüllung/Liner verwendet wird, und behält seine Form beim Einsatz in kleinen Restaurationen.



2 Spritzen à 2 g

s. Tab. **45,45**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	D2	XL1	XL2	Universal Opaque
Spritzen 2 x 2 g	246751	246752	246753	246754	246755	246756	246757	246758	246759	246760	246761	246762



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Composite

IPS Empress Direct, Ivoclar Vivadent
Die Ästhetik der Keramik mit den Anwendungsvorteilen eines Composites.

IPS Empress Direct ist ein universelles, hochästhetisches Nanohybrid-Composite für die direkte Füllungstherapie. Durch die natürlich wirkende Opazität, Fluoreszenz und Opaleszenz des auf Hochglanz polierbaren Materials lassen sich naturgetreue, ästhetische Restaurationen mit bemerkenswerter Effizienz herstellen.



Spritze à 3 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **53,60**

Refill 10 Cavifils à 0,2 g

s. Tab. **39,35**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	IVA5	IVA6	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	D2	D3	Bleach L	Bleach XL	Trans 20	Trans 30	Trans Opal
Spritze 3 g Dentin	202991	36918	36920	201452	202992	202993	202994	202995	202996	-	-	-	-	202997	202998	-	202999	203003	-	-	-
Spritze 3 g Enamel	203004	200646	200647	200661	200664	-	-	203005	203006	203007	202509	203008	203009	38307	203010	203011	203012	203013	-	-	-
Spritze 3 g Translucent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203029	203030	36923
Cavifil 10 x 0,2 g Dentin	201658	34456	38457	38469	38471	203017	40428	203018	200061	-	-	-	-	203019	203020	-	40459	203021	-	-	-
Cavifil 10 x 0,2 g Enamel	38484	38488	38490	38495	38492	-	-	37045	203022	203023	203024	203025	203026	38497	203027	202914	38498	200361	-	-	-
Cavifil 10 x 0,2 g Translucent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38499	203028	38500

QuiXfil, Dentsply Sirona

QuiXfil ist ein speziell für die Anwendung im Seitenzahnbereich entwickeltes Bulkfill-Komposit. QuiXfil ermöglicht eine einfache und schnelle Seitenzahnfüllung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Effektivität.

- Geschwindigkeit: QuiXfil bietet einen schnellen und wirtschaftlichen Behandlungsschritt, 4 mm in 10 Sekunden
- Langlebigkeit: QuiXfil weist reduzierte Schrumpfung auf
- Handling: QuiXfil klebt nicht am Instrument, ist leicht modellierbar mit langer Verarbeitungszeit und einfachem Ausbringen



Nachfüllpackung

20 Compules à 0,28 g in Universalfarbe

17540 **67,15**

Vorratspackung

100 Compules à 0,28 g in Universalfarbe

17541 **318,90**

SDR flow+, Dentsply Sirona

SDR flow+ ist die neue, weiterentwickelte Generation des originale und immer noch unerreichten fließfähigen Bulkfüll-Komposits SDR. Die verbesserte Formulierung von SDR flow+ bietet eine noch größere Vielseitigkeit durch neue Farben und weitere Indikationen.

- Fließfähige Konsistenz für exzellente Kavitäten-Adaptation
- Selbstnivellierung für schnelle und einfache Applikation
- Praktische Compula für leichten intraoralen Zugang
- Schichtstärke bis zu 4 mm für effiziente Bulkfüllungen
- Stressarme Technologie



Packung 15 Compula à 0,25 g

Universal 257504 **70,68**
A1 257505 **70,68**
A2 257506 **70,68**
A3 257507 **70,68**

Packung 50 Compula à 0,25 g

Universal 257508 **208,52**



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Langlebige Restaurationen –
ohne Schichten, ohne Bonden



NEU

Surefil one™

Selbstadhäsives Komposithybrid

- Ideal für **schwierige Situationen**
- **Schneller** als ein Komposit
- **Selbstadhäsiv**: kein Ätzen, kein Bonden, kein Konditionieren
- **Belastbar** wie ein Komposit
- **Fluoridabgebend**



Erfahren Sie mehr

www.dentsplysirona.com/surefilone

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Composite

Spectrum TPH3, Dentsply Sirona

Spectrum TPH3 ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Feinstpartikel-Hybridkomposit für alle Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich. Das Komposit ist sowohl in Compules als auch in Spritzen verfügbar. Spectrum TPH3 ist in einer Auswahl präzise getroffener Vita Farben verfügbar und zeichnet sich durch eine gute Polierbarkeit und besonderen Oberflächenglanz aus.



Spritze 4,5 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **72,43**

Packung 20 Compules à 0,25 g

s. Tab. **83,51**

Packung 10 Compules à 0,25 g

s. Tab. **45,16**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	C4	D3	OA2	OA3,5	IB1
Spritze 4,5 g	-	62714	62715	62716	62717	62718	63000	62720	62747	62748	-	-	-	62751	62753
Compules 20 x 0,25 g	89947	33952	33953	33954	-	33956	33957	33958	33959	33960	-	-	-	-	-
Compules 10 x 0,25 g	-	-	-	-	33955	-	-	-	-	-	-	-	33961	33962	-

SonicFill 2, Kerr

Bulk-Fill-Kompositsystem. Das auf der preisgekrönten Performance seines Vorgängers aufbauende SonicFill 2 erfüllt die wichtigsten Anforderungen an ein erfolgreiches Bulk-Fill-Verfahren, das Zahnärzte verdienen und erwarten.

- Ausgezeichnete Adaptation und Handhabung
- Hohe Aushärtungstiefe
- Dauerhafte Integrität des Randes
- Verbesserte Ästhetik, Haltbarkeit und längere Verarbeitungszeit



20 Unidose à 0,25 g

A2 246745 **98,15**
 A3 246746 **98,15**
 B1 246747 **98,15**

Surefile one, Dentsply Sirona

Surefil one Selbstadhäsives Komposithybrid ist ein dualhärtendes, permanentes Füllungsmaterial für belastbare, zahnfarbene Restaurationen (Klasse I, II und V) und Stumpfaufbau.

- Ideal für schwierige Situationen, da die die Zeit minimiert wird, in der Blut oder Speichel die Restauration kontaminieren könnten
- Schneller als ein Komposit
- Selbstadhäsiv: kein Anätzen, kein Bonding, keine sonstige Konditionierung
- Belastbar wie ein Komposit
- Fluoridabgebend



Nachfüllpackung 16 Kapseln

A1 281598 **88,00**
 A2 279812 **88,00**
 A3 279813 **88,00**
 A3,5 281599 **88,00**
 BW 279814 **88,00**

Eco Nachfüllpackung 50 Kapseln

A2 281600 **247,50**
 A3 281601 **247,50**

NEU



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Synergy D6, Coltène

SYNERGY D6 ist ein Nano-Hybrid Komposit für die tägliche Füllungstherapie. Dieses Universalkomposit ist auf eine vereinfachte Farbwahl ausgerichtet und verfolgt gleichzeitig ästhetische Aspekte. Eine besondere Eigenschaft ist das Duo Shade System auf welchem 6 der SYNERGY D6 Dentinmassen basieren. Dank der exzellenten optischen Einblendeigenschaften können mit einer Duo Shade Masse gleich 2 VITA Farben abgedeckt werden (z. B. A1/B1). Dies erlaubt, mit nur wenigen Farben ein breites Zahnfarbspektrum abzudecken. Das gesamte SYNERGY D6 Sortiment umfasst überschaubare 8 Dentin- und 2 Schmelzfarben.



Spritze à 4 g s. Tab. **59,72**

Packung 10 Tips à 0,25 g s. Tab. **37,80**

Farbe	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3,5 / B3	A4 / C4	C2 / C3	White Bleach	Bleach Opaque	Enamel White Opalescent	Enamel Universal
Spritze 4 g	177884	177885	177886	177887	31352	177888	177883	235350	177892	177890
Tips 10 x 0,25 g	177896	177898	177901	177902	33103	177906	177895	235349	177909	177908

Synergy D6 Flow, Coltène

SYNERGY D6 Flow ist die perfekte Ergänzung für alle anderen SYNERGY D6 Produkte. Die Formulierung von SYNERGY D6 Flow basiert auf der bewährten und erfolgreichen Technologie von SYNERGY D6. Es ist fließfähig und selbst in den kleinsten Kavitäten einfach anzuwenden, denn das Material garantiert exzellente Handhabung. Aufgrund der standfesten Konsistenz und der Fließfähigkeit unter Druck, kann das Fließverhalten von SYNERGY D6 Flow angenehm kontrolliert werden. Die direkte und punktgenaue Applikation macht die Anwendung des Flows sehr einfach.



Spritze à 2,3 g s. Tab. **32,06**

Zubehör
Applikationsnadeln, 20 Stück 29284 **12,43**

Farbe	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3,5 / B3	A4 / C4	Enamel Universal	White Bleach
Spritze 2,3 g	33792	33832	33939	33941	33970	33985	33972

Tetric, Ivoclar Vivadent

Tetric ist der Klassiker unter den Universal-Composites. Hohe Röntgensichtbarkeit von 400 % Al, einzigartiges Handling und 15 Jahre klinische Erfahrung sprechen für sich. Dank verbesserter Eigenschaften ist Tetric ein modernes Composite mit nachweisbarem klinischen Erfolg:

- Kurze Polymerisationszeit
- Farbcodierte Spritzen und Cavifils
- Adaptierte Farbauswahl



Spritze à 3 g s. Tab. **40,75**

Refill 20 Cavifils à 0,2 g s. Tab. **59,80**

Refill 60 Cavifils à 0,2 g 15756 **152,50**
Basic White

3 Spritzen à 3 g 15744 **103,50**
Basic White

Farbe	A1 / 110	A2 / 140	A3 / 210	A3,5 / 230	A4 / 340	B2 / 130	B3 / 310	A3,5 Dentin	T
Spritze 3 g	15732	15733	15734	15735	15736	15740	15741	15742	15743
Cavifil 20 x 0,2 g	15745	15747	15748	15749	15750	15751	15752	15753	15754

3
Füllungsmaterialien

Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent

Universelle Composite für eine ausdrucksstarke Ästhetik im Front- und Seitenzahnbereich. Die Füllertechnologie kombiniert unterschiedliche Füller und Füllergrößen auf optimale Weise.

- Universelles Nanohybrid-Composite für den Front- und Seitenzahnbereich
- Klinisch bewährt mit mehr als 150 Mio. gelegten Füllungen weltweit
- Lange verarbeitbar - dank patentiertem Licht-Controller
- Natürliche Farbanpassung für hochwertige Ergebnisse



Spritze à 3 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. **50,45**

3 Spritzen à 3 g

s. Tab. **143,50**

20 Cavifils à 0,2 g

s. Tab. **73,90**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D2	D3	T	A2 Dentin	A3,5 Dentin	A4 Dentin	B2 Dentin	Bleach XL	Bleach L	Bleach I	Bleach M
Spritze 3 g	157870	157871	157872	157873	157876	219748	157877	157878	157879	157882	157883	217735	157884	157894	219342	157885	157889	157892	157895	157896	157906	157908
Spritzen 3 x 3 g	157751	157763	157766	157767	157768	261030	157771	157775	-	157850	157852	-	157853	157863	244249	157855	-	-	157865	-	-	-
Cavifils 20 x 0,2 g	157959	157960	157962	157963	157964	217409	157965	157966	157967	157968	157970	216648	157971	157975	217347	157972	157973	157974	157977	157978	157979	157980

Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent

Tetric EvoFlow ist das in Europa meistverkaufte, fließfähige, röntgensichtbare Composite, das in der unveränderten und beliebten Konsistenz erhältlich ist.

Tetric EvoFlow ist fließfähig, wenn gewünscht und standfest, wenn erforderlich und lässt sich als Liner für Klasse I und II, für kleine Füllungen und auch für Klasse-V-Kavitäten einsetzen.



Spritze à 2 g

s. Tab. **32,70**

Refill 20 Cavifils à 0,2 g

s. Tab. **71,80**

Zubehör

- Metallkanüle Ø 0,9, 20 Stück
- Metallkanüle Ø 0,4, 20 Stück

227608 **14,60**
184940 **14,65**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B3	T	A2 Dentin	A3,5 Dentin	B2 Dentin	Bleach XL	Bleach L	Bleach M
Spritze 2 g	183517	183554	183555	183556	183558	227599	183557	183559	227600	183560	227601	183562	183564	183572
Cavifil 20 x 0,2 g	183575	183576	183577	183578	183580	227602	183579	183581	227603	183582	227604	183583	183585	183587

Tetric PowerFill, Ivoclar Vivadent

Tetric PowerFill ist das modellierbare 4-mm-Composite mit einer Belichtungszeit ab 3 Sekunden für den Seitenzahnbereich. Das Composite kann mit dem Lichtgerät Bluephase Power Cure mit einer Leistung von 3000 mW/cm² innerhalb 3 Sekunden polymerisiert werden. Mit herkömmlichen Lichtgeräten ab einer Leistung von 900 mW/cm² werden 10 Sekunden Polymerisationszeit benötigt.

- Natürliche Ästhetik im Seitenzahnbereich
- Höhere Prozesssicherheit durch weniger Schichten
- Weniger Fehler dank kurzer Belichtungszeiten
- Leistungsfähig wie konventionelle Composites



Spritze à 3 g

s. Tab. **49,00**

20 Cavifils à 0,2 g

s. Tab. **71,80**

Farbe	IVA	IVB	IVW
Spritze 3 g	270716	270717	270718
Cavifil 20 x 0,2 g	270722	270720	270721

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Tetric PowerFlow, Ivoclar Vivadent

Tetric PowerFlow ist das fließfähige 4-mm-Composite mit einer Belichtungszeit ab 3 Sekunden für den Seitenzahnbereich. Das Composite kann mit dem Lichtgerät Bluephase Power Cure mit einer Leistung von 3000 mW/cm² innerhalb 3 Sekunden polymerisiert werden. Mit herkömmlichen Lichtgeräten ab einer Leistung von 900 mW/cm² werden 10 Sekunden Polymerisationszeit benötigt.

- Natürliche Ästhetik im Seitenzahnbereich
- Höhere Prozesssicherheit durch weniger Schichten
- Weniger Fehler dank kurzer Belichtungszeiten
- Leistungsfähig wie konventionelle Composites



Spritze à 2 g

s. Tab. 32,70

20 Cavifils à 0,2 g

s. Tab. 71,80

Farbe	IVA	IVB	IVW
Spritze 2 g	270725	270726	270727
Cavifil 20 x 0,2 g	270728	270729	270730

Tetric Prime, Ivoclar Vivadent

Tetric Prime ist das lichthärtende Composite für die direkte Füllungstherapie.

Es ist universell für den Front- und Seitenzahnbereich einsetzbar. Tetric Prime basiert auf dem klinisch langjährig bewährten und beliebten Composite Tetric EvoCeram und zeichnet sich vor allem durch sein optimiertes Handling aus.

Durch die geschmeidige Konsistenz lässt sich Tetric Prime sowohl im Front- und Seitenzahnbereich sehr gut verarbeiten.



Spritze à 3 g

s. Tab. 50,45

3 Spritzen à 3 g

s. Tab. 143,50

10 Spritzen à 3 g

s. Tab. 405,00

20 Cavifils à 0,25 g

s. Tab. 94,20

150 Cavifils à 0,25 g

s. Tab. 568,50

NEU

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	C2	A2 Dentin	A3,5 Dentin	T	Bleach L
Spritze 3 g	278385	278386	278387	278388	278389	278390	278391	278392	278393	278394	278395	278396
Spritzen 3 x 3 g	278397	278398	278399	278400	278401	-	278402	-	-	278403	-	-
Spritzen 10 x 3 g	-	278415	278416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cavifils 20 x 0,2 g	278404	278405	278406	278407	278422	278408	278409	278410	278411	278412	278413	278414
Cavifils 150 x 0,2 g	-	278417	278418	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Venus, Kulzer

Einfach schön. Einfach Venus.

Mit Venus bieten Sie Ihren Patienten ästhetische und langlebige Restaurationen. Mit der reichhaltigen Farbpalette und dem einzigartigen Schichtkonzept kann jetzt jede Ihrer Restaurationen zu einem Meisterstück werden.



Spritze à 4 g

s. Tab. 67,80

20 PLT à 0,25 g

s. Tab. 91,60

10 PLT à 0,25 g

s. Tab. 45,80

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	C4	D2	D3	HKA2,5	HKA5	OA2	OA3	OA3,5	OB2	SB1	SBO	T1	T2
Spritze 4 g	14449	14450	14452	14453	14454	14456	14457	14458	14459	14460	14461	14462	14463	14451	14455	14464	14465	14466	14467	14470	14472	14473	14474
PLT 20 x 0,25 g	14477	14478	14480	14481	-	14482	14483	-	14484	-	-	-	-	14479	-	14485	-	-	-	-	-	-	-
PLT 10 x 0,25 g	-	-	-	-	14486	-	-	14488	-	14489	14490	14491	14492	-	14487	-	14493	14494	14495	14498	14500	14501	14502

Composite

3

Füllungsmaterialien

Venus Flow, Kulzer

Einfach schön. Einfach Venus.

Mit Venus Flow wurden die hervorragenden Eigenschaften von Venus um eine fließfähige Variante ideal ergänzt. Dank der niedrigen Viskosität und seiner guten thixotropen Eigenschaften ist es für unterschiedliche Indikationen bestens geeignet.



Spritze à 1,8 g, 5 Kanülen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
s. Tab. 23,10

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	HKA2,5	OA2	SB1	T2	Baseliner
Spritze 1,8 g	79979	79993	80009	80010	80016	80018	80027	79998	80056	168611	80081	80082

Venus Bulk Fill, Kulzer

Einfach, schnell, sicher!

Das fließfähige, schrumpfkraftreduzierte Komposit Venus Bulk Fill sorgt für mehr Effizienz im Seitenzahnbereich und bei Milchzähnen. Mit der Bulk-Füllungstechnik gelingen Restaurationen einfach, schnell, sicher / und deutlich zeitsparend.



Refill PLT

10 x 0,2 g Universalfarbe

217234 39,00

Refill Spritze

1 x 1,8 g Universalfarbe

217235 27,40

Venus Diamond, Kulzer

Ästhetik in ihrer schönsten Form.

Der neue Versorgungsmaßstab in der festeren Konsistenz: das Nano-Hybridkomposit Venus Diamond. Die innovative Formel und das speziell entwickelte Nano-Hybrid-Füllersystem verbessern Ästhetik, Haltbarkeit und Verarbeitungseigenschaften.



Spritze à 4 g

s. Tab. 69,30

20 PLT à 0,25 g

s. Tab. 86,60

10 PLT à 0,25 g

s. Tab. 43,30

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	D3	HK2,5	HK5	BL	BXL	OB	CL	AM	CO	YO
Spritze 4 g	20935	20936	20937	20942	20974	20982	20983	20984	21012	21013	21063	21064	21065	20987	21011	21074	21051	20976	21060	21095
PLT 20 x 0,25 g	20799	20804	20806	20810	-	20816	20831	-	20835	-	-	20842	-	-	-	-	-	-	-	-
PLT 10 x 0,25 g	-	-	-	-	20844	-	-	20847	-	20862	20891	-	20896	20848	20861	20898	20864	20846	20877	20903
Farbe	OL	OM	OD	OLC	OMC	ODC	OXDC													
Spritze 4 g	21080	21094	21078	217665	217666	217667	217668													
PLT 20 x 0,25 g	-	20840	20838	-	-	-	-													
PLT 10 x 0,25 g	20899	-	-	217660	217662	217663	217664													

Venus Diamond Flow, Kulzer

Ästhetik in ihrer schönsten Form.

Das fließfähige Nano-Hybridkomposit für vollendete Ästhetik heißt Venus Diamond Flow. Es ist unter anderem ideal geeignet für Klasse V-Restaurationen. Seine hohe Radiopazität gewährleistet eine sichere Diagnose.



Spritze à 1,8 g

s. Tab. 29,30

20 PLT à 0,2 g

s. Tab. 65,10

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	HK2,5	HK5	Baseliner	BXL	CL	OM
Spritze 1,8 g	203166	203167	203168	203169	203170	203171	203176	203177	203175	203174	203173	203172
PLT 20 x 0,2 g	203179	203180	203181	203182	203183	203184	203189	203190	203188	203187	203186	203185

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Venus Diamond ONE – Eine einzige Farbe für die täglichen Restaurationen. Effizient, wirtschaftlich und verträglich.

Setzen Sie auf Effizienz – das Einfarbkonzzept vereinfacht Bestellung, Logistik und Anwendung in der Praxis.

Bieten Sie Langlebigkeit – langlebige Restaurationen dank der außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit mit über 10 Jahren klinischer Venus Diamond-Erfahrung.

Profitieren Sie von Sicherheit und Kompatibilität – Ein System zur Zahnerhaltung „made in Germany“ und Freiheit in der Anwendung.

Empfehlen Sie Verträglichkeit – Basierend auf der TCD-Matrix ist Venus Diamond völlig frei von Bis-GMA und Bisphenol A-verwandten Monomeren.

Nutzen Sie das Einführungsangebot und testen Sie Venus Diamond ONE. [Kulzer.de/ONE](https://kulzer.de/ONE)



**Exklusives Aktionspaket
Venus Diamond ONE Basis Kit**



Venus Diamond ONE, Kulzer

Venus Diamond ONE ist ein effizientes und zuverlässiges Einfarben-Konzept in der Komposit-Familie Venus Diamond / einsetzbar mit einer Farbe für einfache Restaurationen im Seitenzahnbereich im Mehrschichtverfahren. Die Farbe ONE ist die Lösung für tägliche Restaurationen, unabhängig von der Zahnfarbe Ihrer Patienten.

Mit seinen unglaublichen Farbanpassungseigenschaften fügt sich die Farbe ONE unabhängig von der Zahnfarbe nahtlos in das umgebende Gebiss ein und lässt Restaurationen einfach verschwinden. Mit dem Einfarben-Konzept Venus Diamond ONE sparen Sie Zeit, da keine weitere Farbwahl erforderlich ist. Das Material hat die gleichen verbesserten mechanischen Eigenschaften, welche in wissenschaftlichen Studien weltweit erfolgreich bestätigt wurden.



Spritze 4 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

281920 69,30

PLT 20 x 0,25 g

281918 86,60

NEU

Venus Pearl, Kulzer

Ästhetik in ihrer schönsten Form.

Das Nano-Hybridkomposit Venus Pearl setzt den neuen Versorgungsmaßstab in der cremigen Konsistenz. Es kombiniert hervorragende physikalische Eigenschaften mit bestechender Ästhetik.



Spritze à 3 g

s. Tab. 52,00

20 PLT à 0,2 g

s. Tab. 69,30

10 PLT à 0,2 g

s. Tab. 34,70

10 PLT à 0,3 g

s. Tab. 47,20

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D3	HKA2,5	HKA5
Spritze 3 g	225491	225492	225493	225494	225495	225496	225497	225498	225499	225500	225501	225502	225503	225504
PLT 20 x 0,2 g	225518	225519	225520	225521	225522	225523	225524	225525	225526	225527	225528	225529	225530	225531
PLT 10 x 0,2 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farbe	BL	BXL	OB	CL	AM	CO	YO	GUM	OLC	OMC	ODC	OXDC	CORE	
Spritze 3 g	225510	225511	225509	225512	225513	225514	225515	225516	225505	225506	225507	225508	225517	
PLT 20 x 0,2 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLT 10 x 0,2 g	225537	225538	225536	225539	225540	225541	225542	225543	225532	225533	225534	225535	-	
PLT 10 x 0,3 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225544	



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.



HARVARD®

Harvard **MultiChrome**

It's magic.

Das farblich adaptive
Composite für fast alle
Zahnfarben.

NEU

Das Composite der nächsten Generation.

- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt für den perfekten Übergang zu der natürlichen Zahnschubstanz
- Einfache Bevorratungslogistik



3 g Spritze
Harvard Ref-Nr. 7100001



20 x 0.25 g OptiTips®
Harvard Ref-Nr. 7100002



Harvard MultiChrome Kit, 3 x 3 g Spritze Harvard MultiChrome, 1 x 3 g Harvard Block 'n Mask, Harvard Ref-Nr. 7100009
Harvard MultiChrome Flow, 2 x 1 ml Spritze, inkl. 8 Needle Tips H18, Harvard Ref-Nr. 7100003
Harvard Block 'n Mask, 3 g Spritze, Harvard Ref-Nr. 7100005
Harvard Block 'n Mask Flow, 2 x 1 ml Spritze, inkl. 8 Needle Tips H18, Harvard Ref-Nr. 7100006
Harvard NeedleTips H18, Nachfüllbeutel mit 50 Needle Tips, Harvard Ref-Nr. 7095158

www.harvard-dental.de

Venus Pearl ONE, Kulzer

Venus Pearl ONE ist ein effizientes und zuverlässiges Einfarben-Konzept in der Komposit-Familie VenusPearl / einsetzbar mit einer Farbe für einfache Restaurationen im Seitenzahnbereich im Mehrschichtverfahren. Die Farbe ONE ist die Lösung für tägliche Restaurationen, unabhängig von der Zahnfarbe Ihrer Patienten. Mit seinen unglaublichen Farbpassungseigenschaften fügt sich die Farbe ONE unabhängig von der Zahnfarbe nahtlos in das umgebende Gebiss ein und lässt Restaurationen einfach verschwinden. Mit dem Einfarben-Konzept Venus Pearl ONE sparen Sie Zeit, da keine weitere Farbwahl erforderlich ist. Das Material hat die gleichen verbesserten mechanischen Eigenschaften, welche in wissenschaftlichen Studien weltweit erfolgreich bestätigt wurden.



Spritze 3 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

281919 52,00

PLT 20 x 0,2 g

281917 69,30

NEU

Vertise Flow, Kerr

Vertise Flow ist das erste selbsthaftende fließfähige zahnärztliche Komposit mit integriertem OptiBond. Es vereinfacht Ihre direkten restaurativen Verfahren durch die Integration eines Haftvermittlers in ein Flowable-Komposit ganz erheblich. Bei diesem fließfähigen zahnärztlichen Komposit ist kein separates Bonding erforderlich, was die Schritte reduziert und Zeit spart. Vertise Flow besitzt die gleichen Eigenschaften wie selbststützende Materialien und verringert die Gefahr postoperativer Hypersensibilität.



2 Spritzen á 2 g

s. Tab. 75,75

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	Universal-Opaque	XL
Spritzen 2 x 2 g	204273	204274	204275	204276	204277	204278	204279	204280

VisCalor bulk, Voco

Thermoviskoses Bulk-Fill Composite.

- Durch Erwärmung ist das Material bei der Applikation fließfähig und wird anschließend sofort modellierbar (Thermo-Viscous-Technology)
- Optimales Anfließen an Ränder und unter sich gehende Bereiche - minimiert die Gefahr von Randspaltbildung
- 4 mm Bulk-Fill ohne Übersichten
- Luftblasenfreie Applikation



Packung 16 Caps á 0,25 g

s. Tab. 64,50

Farbe	Universal	A1	A2	A3
Caps 16 x 0,25 g	272842	272843	272844	272845



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

x-tra base, Voco

Fließfähiges, lichthärtendes Basis-Composite.

- 4 mm-Füllungsbasis in einem einfachen Schritt
- Sicheres Aushärten in nur 10 Sekunden (Farbe universal)
- Perfektes Anfließverhalten für ausgezeichnete Adaption
- Geringe Schrumpfspannung
- Hohe Röntgenopazität (350 %Al)
- Selbstnivellierend
- Mit allen methacrylat-basierten Bondings und Composites kombinierbar
- Die nachlaufreife NDT-Spritze oder die komfortablen Flow-Caps mit biegsamer Metallkanüle sorgen für eine sichere, punktgenaue Applikation



Packung 2 Spritzen à 2 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Universal	221180 66,70
A2	220941 66,70

Packung 16 Caps à 0,25 g

Universal	220942 66,70
A2	220940 66,70

x-tra fil, Voco

Lichthärtendes Seitenzahn-Füllungsmaterial.

- Durchhärte tiefe 4 mm
- Nur 10 Sekunden Aushärtezeit pro Schicht
- Universalfarbe
- Dauerhaft und ökonomisch
- Reduzierte Arbeitszeit, speziell in Kombination mit jedem Futurabond-Adhäsiv in SingleDose
- Einfaches Handling
- Exzellente physikalische Eigenschaften



Spritze à 5 g

Farbe Universal	163274 56,60
-----------------	---------------------

Packung 20 Caps à 0,25 g

Farbe Universal	163311 56,60
-----------------	---------------------

Lupenbrillen

3

Füllungsmaterialien

Stereo-Kopfbandlupe LED, ORBIS Dental

Superleichte Lupe für Zahnärzte und Zahntechniker mit vier verschiedenen Stereolupenteilen. Die Auswahl von vier Vergrößerungen ermöglicht jedem Anwender eine für ihn optimale Einstellung der Sichtverhältnisse bei entsprechendem Arbeitsabstand. Mit heller, stromsparender LED-Leuchte. Das Lampenteil mit dem Batteriefach ist abnehmbar. Benötigt werden drei Batterien, Typ AAA



Stück
Stereo-Kopfbandlupe, komplett mit je 1 Linse 1,2, 1,8, 2,5 und 3,5

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

176962 **65,95**

Ersatzlinsen Stück

1,2-fache Vergrößerung - Abstand: 520 - 620 mm	188748	6,95
1,8-fache Vergrößerung - Abstand: 230 - 320 mm	172991	6,95
2,5-fache Vergrößerung - Abstand: 150 - 230 mm	187050	6,95
3,5-fache Vergrößerung - Abstand: 80 - 120 mm	187058	6,95

TOP

Lupenbrille, Sigma Dental

Einfache, schwarze Stirnbandlupe. Problemlose Handhabung durch Klettverschluss.



Stück
2,5-fache Vergrößerung

73948 **47,50**

Stück
4-fache Vergrößerung

73949 **47,50**

Lupenbrille Super Scope, Sigma Dental

- Stirnbandlupe für den kurzzeitigen Einsatz
- Auch für Brillenträger geeignet
- Hartvergütete Kunststofflinsen
- Auf jede Kopfgröße einstellbar dank Klettverschluss
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort
- Vergrößerung: 2-fach



Stück

45106 **122,57**

Lupenbrille MaxDetail, Eschenbach - Optik

Neues, dynamisches Zweifarb-Design, anpassbare Bügel, griffigere Rändel für besseres fokussieren.

- jetzt mit verbessertem Halt durch individuell kaltanpassbare Bügel
 - auch löten oder heiß kleben ist möglich.
- Bei Arbeiten mit der MaxDetail wird die Linse nicht von heißen Dämpfen getroffen.
- optimaler Arbeitsabstand von 40 cm
 - Brillenträger setzen Ihre Brille ab, und können an der MaxDetail bis zu +/-3 dpt einstellen.
 - inkl. Komforttui und Haltebügel auch für unterwegs



Stück
2-fache Vergrößerung

215131 **109,00**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

241374 207,00

Lupenbrille MaxDETAIL mit headlight LED, Eschenbach - Optik

- jetzt mit verbessertem Halt durch individuell kaltanpassbare Bügel
- auch löten oder heiß kleben ist möglich. Bei Arbeiten mit der MaxDETAIL wird die Linse nicht von heißen Dämpfen getroffen.
- optimaler Arbeitsabstand von 40 cm
- Brillenträger setzen Ihre Brille ab, und können an der MaxDETAIL bis zu +/-3 dpt einstellen.
- inkl. Komfortetui und Haltebügel auch für unterwegs
- Klein, leicht und kompakter LED-Strahler
- Bündelung des Lichtes auf einen bestimmten Arbeitsabstand mittels CPC-Optik (Compound Parabolic Concentrator)
- Stromversorgung über handliches, kompaktes Batteriegehäuse und Kabelführung
- Flexibles Kabel mit Zusatzadapter zum Fixieren am Brillenbügel



Stück

Lupenbrille Maxdetail mit Headlight LED

- Lampengehäuse Maße: 32 x 20 x 34 mm, Schwenkbereich: vertikal
- * Batteriegehäuse Maße: 90 x 55 x 29 mm (ohne Clip), 1m Kabellänge

Bonding und Ätzmittel

Ätzel (Phosphorsäure), ORBIS Dental
 Ätzel auf Basis 37%-iger Phosphorsäure. Es dient zum Ätzen von Zahnschmelz und Dentin im Rahmen der Schmelz-Ätz-Technik und Total-Etch-Technik. Das blau-grün gefärbte Ätzel ist sehr gut sichtbar und besitzt ein optimales thixotropes Fließverhalten. Nur für zahnmedizinische Zwecke.

TOP



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 2 x 1,4 ml Spritzen Ätzel, 3 Applikationskanülen	149486	10,45
Box 9 x 1,4 ml Spritzen Ätzel, 25 Applikationskanülen	149485	34,55
Refill 50 ml Ätzel, 10 Applikationsspritzen, 50 Applikationskanülen	149487	54,95
Packung 25 Stück Applikationskanülen Ø 0,7 mm	149511	7,85

Keramik-Ätzel (Flusssäure), ORBIS Dental
 Ätzel auf Basis von Flußsäure (5 Gew.-% HF). Es dient zur Erzeugung einer retentiven Oberfläche auf keramischen Werkstücken, wie Inlays, Onlays, Veneers oder Kronen. Die Haftung zwischen der Keramikoberfläche und Befestigungskompositen wird dadurch deutlich erhöht. Die rote Einfärbung garantiert eine gute Erkennung und Abgrenzung auf der Keramik.

TOP



Packung 6 ml	177941	33,45
---------------------	--------	-------

 Keramik-Ätzel ist ein zahntechnisches Produkt und darf keinesfalls im Mund von Patienten verwendet werden!

ORBI-Bond SE one, ORBIS Dental
 Selbstätzendes, lichthärtendes Einkomponentenadhäsiv für direkte lichthärtende Restaurationen. Das Bonding ist **lösemittelfrei** und daher immer von **gleichbleibender** Qualität. Mit nur einer Schicht wird ein dauerhafter Verbund zum Zahn erzielt. Dank der optimierten Zusammensetzung wird eine extrem gute Haftung auf Schmelz und Dentin erreicht. Auf bearbeitetem Dentin wird die anhaftende Schmierschicht modifiziert und so Teil der aus Kollagen und Adhäsiv bestehenden Hybridschicht.

- Schnell: nur 30 Sek. für Ätzen und Bonden
- Extrem gute Haftwerte auf Dentin und Schmelz
- Universell: für alle lichthärtenden Compositmaterialien geeignet

TOP



Flasche 5 ml	260698	54,75
---------------------	--------	-------

ORBI-Bond TE Acetonfrei, ORBIS Dental
 ORBI-Bond TE ist ein lichthärtendes gefülltes Einkomponenten Bonding. Es wurde entwickelt für eine starke Bindung von lichthärtenden Compositen und Compomeren auf geätzten Schmelz- und Dentinflächen.

ORBI-Bond TE verträgt sich mit allen z. Zt. im Handel erhältlichen lichthärtenden Compositmaterialien. Auf der Grundlage von Ethanol ist es hydrophil. ORBI-Bond TE kann nach der 'Wet-Bonding-Technik' auf schwach feuchten Dentin-Oberflächen angewendet werden.

TOP NEU



Flasche 5 ml	278758	26,55
---------------------	--------	-------

Adhese Universal, Ivoclar Vivadent

Adhese Universal ist ein lichthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv für direkte und indirekte Versorgungen und alle Ätztechniken. Es ist das einzige erhältliche universelle Adhäsiv im innovativen VivaPen. Die schnelle und bequeme direkte Applikation mit dem VivaPen im Mund sorgt für einen minimalen Materialverlust und damit für eine optimale Kosteneffizienz.



Refill VivaPen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
238908	56,85
244342	157,00

Refill Flasche

238910	95,90
238911	171,50

Admira Bond, Voco

Lichthärtendes Einkomponenten Dentin-Schmelzbond auf Ormocer Basis. Für direkte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungsmaterialien für alle Füllungsklassen.



Flasche 2 x 4 ml

20923	166,50
-------	--------

Adper Prompt L-Pop, 3M

All-In-One Adhäsiv für rein lichthärtende Composite- (inkl. Ormocer-) und Compo-mer Füllungsmaterial. Doppelte Sichtkontrolle durch gelbe Einfärbung. Sehr einfache Vorbereitung durch das innovative L-Pop-Applikationssystem: Drücken - Knicken - Drücken - Fertig für die Applikation.



Großpackung

13784	213,54
-------	--------

100 L-Pop (entsprechen 12 ml)

Economy Pack

13786	973,00
-------	--------

500 L-Pop (entsprechen 60 ml)

Packung Einmalapplikatoren

37744	8,21
20482	8,21

Brush M regulär/rot, 50 Stück

Brush XS fein/gelb, 50 Stück

Adper Scotchbond, 3M

Multi-Purpose Adhäsiv. Das klassische Zwei-Komponenten-Adhäsiv mit der einfachen Verarbeitung.



Packung

83984	135,33
83985	135,33

Flasche 8 ml Primer

Flasche 8 ml Adhäsiv

Zubehör

226323	14,94
--------	-------

Applikationskanülen, 25 Stück

Adper Scotchbond 1 XT, 3M

Total-Etch-Adhäsiv auf Ethanol-Wasser-Basis. Entwickelt mit Hilfe der Nanofüller-Technologie haftet es noch besser. Wegen der extrem kleinen Partikelgröße bleibt das Adhäsiv auch ohne Schütteln in Suspension.



Kit Flasche

45498	157,36
-------	--------

1 Flasche à 6 g Adhäsiv, 2 Spritzen à 3 ml Ätzmittel, 1 Spritze, Mischschalen, 1 Pinselhalter, Pinselköpfe

Nachfüllpackung

53143	124,63
-------	--------

1 Flasche à 6 g

A.R.T. Bond, Coltène

Klassisches, lichthärtendes Dentin-Schmelz Bond, für universelle Indikationen, gute Haftkräfte, langfristig bewährt, wissenschaftlich empfohlen.



Kit

57898	148,37
-------	--------

je 1 Flasche à 5 ml Primer A, Primer B und Bond, Zubehör

Flasche 5 ml

73591	77,21
-------	-------

Bond

Packung

73590	101,15
-------	--------

je 1 Flasche à 5 ml Primer A und B

Bonding und Ätzmittel

Clearfil SE Bond, Kuraray Dental

Der Goldstandard im Bonding ist ein licht-härtendes System, bestehend aus einem selbstätzenden, Ethanol-/wasserbasierten Primer und einem gefüllten, hydrophoben Haftvermittler. Der Primer ermöglicht die gleichzeitige Vorbehandlung von Schmelz und Dentin in einem Schritt. Das hydrophobe Bondingmittel haftet stabil sowohl am behandelten Zahngewebe als auch am entsprechenden Kompositmaterial. Dank des dentinfreundlichen Verfahrens treten postoperative Sensibilitäten so gut wie nie auf. Mit dem Intelly-Case wird der direkte Kontakt mit den Produkten vermieden. Es ist nicht mehr notwendig, die einzelnen Flaschen jedes Mal neu zu öffnen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit eines Kontakts und dadurch entstehender allergischer Reaktionen praktisch ausgeschlossen.



Set
Flasche 6 ml Primer, Flasche 5 ml Bond, Intelly-Case, Zubehör

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
24028	155,90

Einzelflasche

Bond 5 ml
Primer 6 ml

25859	103,80
25860	51,90

Clearfil S3 Bond Plus, Kuraray Dental

Ein-Schritt-Adhäsiv für direkte Restaurationen.

- Schnell & zeitsparend mit nur einem Anwendungsschritt
- Leicht anzuwendendes, fehlertolerantes Adhäsiv
- Stabiles Adhäsiv dank Adhäsivmonomer MDP
- Fluoridfreisetzung für eine Verstärkung der Adhäsiv-Dentin-Schnittstelle
- Präzise und wirtschaftliche Dosierung



Set
4 ml Flasche, 50 Einwegpinsel, 1 Mischtablett, 1 Lichtschutzplatte

226193	107,20
--------	--------

Refill
Flasche 4 ml

223342	99,60
--------	-------

Value Kit
3 Flaschen à 4 ml

224185	238,90
--------	--------

Clearfil Universal Bond Quick, Kuraray Dental

Das innovative, universelle Bonding, das sofort wirkt und ein konsistentes und langlebigeres Ergebnis für alle restaurativen Verfahren in einem einfachen Schritt. Für Zahnärzte gilt: einfach auftragen, trocken blasen und weiter. CLEARFIL Universal Bond Quick führt jedes Mal zu den gleichen konsistenten, prognostizierbaren Ergebnissen.



Flasche 5 ml

256421	90,80
--------	-------

Value Pack
3 Flaschen à 5 ml

257788	204,00
--------	--------

DeTrey Conditioner 36, Dentsply Sirona

DeTrey Conditioner 36 ist ein blau-gefärbtes Gel mit 36% Phosphorsäure. Es dient dem Ätzen von Zahnschmelz und der Dentinkonditionierung vor dem Bonding.



Packung
2 Spritzen à 3 ml, 25 Applikatoradeln

57940	32,04
-------	-------

Zubehör
Applikatoradeln, 25 Stück

75134	5,80
-------	------

Ecosite Bond, DMG

Licht-härtendes 'Etch- and -Rinse'-Adhäsiv für direkte Restaurationen aller Kavitätenklassen als perfekter Partner von Ecosite Bulk Fill.

- Freie Wahl beim Ätzmodus
- In jeder Situation sehr gute Haftwerte
- Ideal als Partner von Ecosite Bulk Fill



Flasche 5 ml

257624	86,55
--------	-------

Bonding und Ätzmittel

Etching Gel, DMG

- Universelles Phosphorsäuregel.
- 37-prozentiges Phosphorsäuregel
 - Deutlicher Kontrast zur Zahnschmelz durch die blaue Einfärbung
 - Sicheres Konditionierungsergebnis
 - Optimale Viskosität
 - Perfekte Dosierung und genaue Applikation, fertig gemischt,
 - kann direkt appliziert werden.



Packung Medium Viscosity
2 Spritzen à 2 ml, 6 Luer-Lock-Tips white

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
190355	17,60

Email Preparator, Ivoclar Vivadent

- 37%-ige Phosphorsäure, erhältlich als Liquid.
- Mikroverzahnung des Haftvermittlers Heliobond mit dem geätzten Schmelz
 - Dank niedriger Viskosität gutes Einfließen in die Fissuren
 - Gute Verankerung des Versieglermaterials, des Composites sowie der eingliederten Restauration



Zubehör
Applikationskanülen, 20 Stück

62604	17,00
-------	-------

Excite F, Ivoclar Vivadent

ExcITE F ist ein lichthärtendes, Fluorid freisetzendes Einkomponenten-Adhäsiv, das in Kombination mit der Total-Etch-Technik verwendet wird. Es kann für direkte Restaurationen (Composites, Compomere) sowie für die adhäsive, lichthärtende Eingliederung indirekter Restaurationen (Vollkeramik, Composites) eingesetzt werden.



Refill Flasche

1 x 5 g	213231	100,50
2 x 5 g	208741	176,00

Excite F DSC, Ivoclar Vivadent

Excite F DSC / Dual Cure Single Component / ist ein dualhärtendes, Fluorid freisetzendes Adhäsiv für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total-Etch-Technik. Excite F DSC wurde speziell für klinische Fälle mit unzureichender Lichtzugänglichkeit und den Einsatz mit chemisch härtenden Composites konzipiert.



Refill Regular
50 Single-Dose à 0,1 g

210070	151,00
--------	--------

Refill Small/Endo
50 Single-Dose à 0,1 g

210071	151,00
--------	--------

Futurabond DC, Voco

- Dualhärtendes Self-etch Dentin-Schmelzbond mit Nano-Füllern verstärkt
- Chemische Härtung für lichtunzugängliche Bereiche durch zusätzlichen DC Aktivator
 - Erreicht ohne separates Ätzen der Zahnschmelzsubstanz die gleichen Hafteigenschaften wie Total-Etch-Präparate
 - Universell einsetzbar



Set
je 4 ml Liquid 1 und 2, Zubehör

186606	119,00
--------	--------

Packung
50 SingleDose, Zubehör

189463	91,50
--------	-------

Packung
200 SingleDose, Zubehör

189466	323,40
--------	--------

Futurabond M, Voco

Lichthärtendes Einkomponenten Self-etch-Bond mit Nano-Füllern verstärkt.



Flasche 5 ml

14649	134,90
-------	--------

Packung
3 Flaschen à 5 ml

202086	259,50
--------	--------

3
Füllungsmaterialien

Bonding und Ätzmittel

Futurabond M+, Voco

Universal-Adhäsiv für:

- Direkte und indirekte Restaurationen
- Intraorale Reparatur
- Behandlung überempfindlicher Zahnhälse
- Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen
- Versiegelung von Kavitäten vor Amalgamrestaurationen und vor der temporären Befestigung

In Verbindung mit Futurabond M+ DCA (Aktivator für Dualhärtung):

- Befestigung von Wurzelstiften



Flasche 5 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

239141 103,40

Packung

3 Flaschen à 5 ml

239140 263,00

Flasche 2 ml DCA

239142 40,30

Futurabond NR, Voco

Direkte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungsmaterialien. Behandlung von Dentinhypersensibilitäten.

- Ausgezeichnete Haftung an Dentin und Schmelz
- Erhöhte Haftung und Randdichtigkeit durch enthaltene Nanopartikel
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Kühlschrankspeicherung nötig
- Abgabe von Fluoriden



Set

je 4 ml Liquid A und B, Zubehör

20960 121,40

Packung

50 SingleDose, Zubehör

162800 93,30

Packung

200 SingleDose, Zubehör

162801 329,60

Futurabond U, Voco

Dualhärtendes Universal-Adhäsiv.

- Ein Bond für alle Fälle - Sie benötigen kein weiteres Adhäsiv in Ihrer Praxis!
- Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch: Sie als Anwender haben die freie Wahl
- Herausragende Anwendungsvielfalt
- In einer Schicht aufzutragen - gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sekunden
- Hervorragende Haftwerte
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Kühlschrankspeicherung notwendig



Packung

50 SingleDose, Zubehör

232060 97,50

Packung

200 SingleDose, Zubehör

232061 341,00

G-Bond, GC

Modernes, selbstätzendes, einfach anwendbares und lichtpolymerisierendes Adhäsiv, das sowohl chemische als auch mikromechanische Adhäsion nutzt. Die zwei Monomere 4 MET und Phosphorsäureester ergeben zusammen mit nanogefüllten Partikeln ein einzigartiges und hochstabiles Interface zum Dentin: die Nano-Interaktions-Zone (NIZ).



Set

5 ml Flasche, 50 Applikatoren, 1 Halter, 1 Schale

163104 123,63

G-Premio Bond, GC

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv.

Ein Universal-Bonding in nur einer Flasche, das mit allen Ätzverfahren kompatibel ist und nicht nur für direktes Bonding, sondern auch bei Reparaturen und zur Behandlung von Überempfindlichkeiten eingesetzt werden kann.



Refill

5 ml Flasche

268056 91,86

50 Unit-Doses

247789 115,56

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gluma Solid Bond, Kulzer

2-Komponenten-Haftvermittler für alle direkten und indirekten Restaurationen. Der Primer penetriert zuverlässig in das Dentin und bildet gemeinsam mit dem Sealer eine solide Verbindung zwischen Zahnhartsubstanz und Restauration. Gluma Solid Bond ist röntgenopak und erleichtert damit die Röntgendiagnostik.



Flasche 4 ml

Solid Bond Primer
Solid Bond Sealer

21460 **103,00**
21461 **103,00**

Heliobond, Ivoclar Vivadent

Lichthärtendes Bondingmaterial für die Adhäsivtechnik.



Refill

Flasche à 11 g, 5 Applikationskanülen

80980 **78,05**

Refill

Flasche à 6 g, 3 Applikationskanülen

42040 **50,65**

Packung 20 Stück

Applikationskanülen

74926 **16,40**

iBOND Etch, Kulzer

Für die effektive Konditionierung von Schmelz und Dentin in der Total-Etch-Technik. Erhältlich als 35%iges Gel und als 35%iges Fluid.



Packung Etch 35 Gel

2 x 2,5 ml Spritzen, 25 Kanülen

200213 **35,40**

Packung Etch 35 Fluid

1 x 15 ml Flasche

200217 **22,10**

Zubehör

Etch Kanülen, 100 Stück

26395 **40,50**

iBOND Self Etch, Kulzer

Mit neuer Rezeptur macht iBOND Self Etch das zuverlässige Befestigen dentaler Restaurationen jetzt noch komfortabler. Das bewährte All-in-One-Adhäsiv muss vor Gebrauch nicht mehr geschüttelt werden und ermöglicht die bequeme Lagerung bei Raumtemperatur (bis 25° C). Für den Zahnarzt wird das Ätzen, Primern, Bonden und Desensibilisieren in nur einem Schritt damit noch einfacher und schneller.



Packung

1 Flasche à 4 ml
3 Flaschen à 4 ml

217222 **97,00**
217223 **239,00**

Packung

50 Single-Dose à 0,15 ml
100 Single-Dose à 0,15 ml

217224 **125,00**
217225 **219,00**



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Bonding und Ätzmittel

3

Füllungsmaterialien

iBOND Total Etch, Kulzer

Etch & Rinse (2-Step) Bonding System, das nach separatem Ätzzvorgang in nur einem einzigen Arbeitsschritt primt, bondet und desensibilisiert. Hohe Haftwerte an Schmelz und Dentin. Exzellente Randqualität. Durch Nanofüller optimiertes Gesamtsystem.



Packung

1 Flasche à 4 ml
3 Flaschen à 4 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

31744 **80,30**
31745 **206,00**


Packung

50 Single-Dose à 0,2 ml
100 Single-Dose à 0,2 ml

31746 **99,20**
31747 **173,00**

iBOND Universal, Kulzer

Klebt. Einfach. Alles. iBOND Universal ist das universelle, licht-härtende Adhäsiv für alle Bonding-Techniken und Indikationen. Es ist unser Allrounder für zuverlässige Haftfestigkeit und kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden dentalen Materialien.



Flasche 4 ml

244711 **85,50**

Value Pack 3 Flaschen à 4 ml

244712 **216,00**

Value Pack Single Dose

100 Single Dosages, 50 Applikator-Tips grün (fein), 50 Applikator-Tips rot (normal)

244714 **207,00**

LuxaBond-Total Etch, DMG

Dualhärtendes Adhäsivsystem

- Selbsthärtend: Aushärtung auch ohne Licht
- Kein frühzeitiges Aushärten von Bonding-»Pfüten«
- Kompatibel mit selbst- und dualhärtenden Materialien
- Für alle Anwendungen mit LuxaCore geeignet
- Pre-Bond ermöglicht schnelleres Aushärten des Gemisches im Dentin und führt so zu hervorragender Einbindung
- Vereinfachte Applikation im Wurzelkanal mit speziellen Endobrushes
- Enthält kein Aceton



Packung

1 Flasche à 5 ml Pre-Bond, 1 Flasche à 5 ml Bond A, 1 Flasche à 5 ml Bond B, 1 Spritze à 2 ml Etching Gel Medium Viscosity, 25 Endobrushes Red, 25 Endobrushes Black, 3 Luer-Lock-Tips, 1 Mischpalette

189542 **156,05**

Flasche 5 ml
Pre-Bond

239180 **57,90**

LuxaBond Universal, DMG

Der dualhärtende 2-Flaschen-Haftvermittler für Dentin und Schmelz ist auch als Primer für indirekte Restaurationen anwendbar.

- Wirkliche Universalität in jeder Hinsicht
- Starke Haftung
- Minimierung von Fehlerquellen
- Durch Studie belegter klinischer Einsatz mit herausragender Haftkraft bei allen gängigen CAD/CAM Materialien



Packung

1 Flasche à 5 ml Bond A, 1 Flasche à 4,6 ml Bond B, 25 Single-use Brushes White, 1 Mischpalette

266411 **174,25**



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Monobond Etch & Prime, Ivoclar Vivadent

Monobond Etch & Prime ist weltweit der erste Einkomponenten-Keramikprimer, der Glaskeramik-Oberflächen in nur einem Arbeitsgang ätzt und silanisiert. Gleichzeitig wird die Oberfläche auch von Speichelrückständen gereinigt.

Monobond Etch & Prime ist der Keramikprimer für Glaskeramik-Restaurationen, der die Flußsäure-Ätzung der Keramik überflüssig macht.



Flasche 5 g

244846 125,50

Monobond Plus, Ivoclar Vivadent

Universeller Einkomponenten-Haftvermittler für den Aufbau eines adhäsiven Verbunds von Befestigungscomposites zu allen indirekten Restaurationsmaterialien (Glas- und Oxidkeramik, Metall, Composite, faserverstärktes Composite). Führt zu starkem Verbund zwischen dem Restaurations- und dem Befestigungsmaterial. Einheitliche Einwirkzeit von 60 Sekunden.



Flasche 5 g

32392 70,45

One Coat Self-Etching Bond, Coltène

Bei der Entwicklung von One Coat Self-Etching Bond ging es darum, das langwierige Ätzen vor dem eigentlichen Bonden zu ersparen. Die Lösung dafür ist der Primer. Statt die natürliche Schmierschicht wegzuzüßen, löst der Primer sie nur leicht an. So kann der Bond durch die Schmierschicht in die Tubuli eindringen und bildet die 'Resin Tags', welche die hervorragende Haftkraft bewirken.



Kit
je 5 ml Primer und Bond, je 50 Microbürstchen gelb und schwarz, 1 Tüpfelform

47265 148,86

Flasche 5 ml

Primer

47269 81,01

Bond

47272 81,01

One Coat 7 Universal, Coltène

Lichthärtendes Ein-Komponenten Universal-Adhäsiv.

- Self Etch, Selective Etch und Total Etch, ein Bond für alle Adhäsivtechniken
- Mit Aktivator für chemisch härtende Produkte
- Hervorragende Haftwerte auf Schmelz und Dentin
- Exzellenter Randschluss und ausgezeichnete Randdichtigkeit
- Die ergonomisch geformte, dreieckige Flasche liegt gut in der Hand und ermöglicht dank ihres fein dosierbaren Tropfers ein besonders präzises und wirtschaftliches Arbeiten



Intro Kit
5 ml Flasche, 2,5 ml Etchant Gel S, 50 Bürstchen schwarz, 1 Tüpfelform mit Abdeckung, 20 Applikationsnadeln

244719 119,07

Flasche 5 ml

244720 87,98

Refill SingleDose

50 x 0,1 ml, 50 Bürstchen schwarz

244721 113,84



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Bonding und Ätzmittel

OptiBond FL, Kerr

Glasgefülltes Dentin-/Schmelz-Adhäsivsystem.

Für die Pulpaabdeckung, Unterfüllung und die Adhäsion wird jetzt nur noch ein Werkstoff benötigt. Das zu 48% glasgefüllte Bondingsystem erfordert kein Anmischen, es ist nur eine Lichtpolymerisation erforderlich.



Kit
je 8 ml Primer und Adhäsiv, 3 ml Ätzelgel, 10 Spritzenaufsätze, 50 Applikatoren, 25 Mischnähpfchen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

34938 **222,20**

Flasche 8 ml

Primer

59143 **96,96**

Adhäsiv

59144 **96,96**

Bulk Pack

50 Unidose Packages

184516 **242,40**

OptiBond Solo plus, Kerr

Lichthärtendes, glasgefülltes (zu 15% mit 0,4 µm Bariumglas gefüllt) Einkomponenten-Adhäsiv. Zeichnet sich durch die Glasfüller-Adhäsivtechnologie auf Ethanolbasis aus, die besseren Schutz vor der Entstehung von Mikrospalten bietet. OptiBond Solo plus eignet sich sowohl für direkte als auch für indirekte Adhäsiv-Anwendungen.



Packung
100 Unidose-Tips
(entspricht 10 ml)

25221 **229,78**

Packung
Flasche 5 ml

25220 **101,00**

Zubehör

Applikationsspitzen, 200 Stück

45266 **85,29**

OptiBond Universal, Kerr

Einkomponenten-Universaladhäsiv. Das Ein-Flaschen-System kombiniert die Zuverlässigkeit des gleichen GPDM-Monomers wie in OptiBond FL, das als der Goldstandard in Adhäsion bekannt ist, mit der einfachen Anwendbarkeit eines Universal-Adhäsivs.

Das Universal-Adhäsiv bietet eine außergewöhnliche Bindungsstärke auf allen Oberflächen und Substraten und bei allen Ätztechniken. Effizienz und Flexibilität / endlich ist beides möglich.

- Eine Flasche. Eine Schicht.
- Bewährte Stärke.
- Totale Vielseitigkeit.
- Schutz vor postoperativer Sensibilität.



Flaschen-Kit
1 Flasche Adhäsiv (5 ml), 100 Applikatoren, 1 Ätzelgelspritze (3 g), 10 Ätzelgel-Applikationsspitzen, 25 Mischnähpfchen, 1 Gebrauchsanweisung, 1 Technikleitfaden

264684 **120,19**

Flasche 5 ml

264685 **97,97**

Unidose-Kit

100 Unidose-Einheiten (à 0,18 ml), 100 Applikatoren, 1 Ätzelgelspritze (3 g), 20 Ätzelgel-Applikationsspitzen, 1 Gebrauchsanweisung, 1 Technikleitfaden

264686 **272,70**

ParaBond, Coltène

ParaBond Adhesive ist ein chemisch härtendes, selbstkonditionierendes Adhäsiv-System für Schmelz und Dentin. Es besteht aus einem Non-Rinse Conditioner und einem chemisch härtenden Adhäsiv (Adhesive A und B). Statt dem None-Rinse Conditioner kann auch Phosphorsäure benutzt werden.



Set
je 3 ml Adhesive A, B und Non-Rinse Conditioner

163366 **102,40**

Refill

Adhesive A+B, 2 x 3 ml

216325 **71,62**

Non-Rinse Conditioner, 3 ml

210773 **35,88**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Peak Universal Bond, Ultradent Products

Ein universelles Bonding-System, für direkte und indirekte Restaurationen sowie Stift/Stumpfaufbauten, für Schmelz, Dentin, Keramik, Komposite und Metalle. Einsetzbar gemäß Total-Etch-Technik (mit vorheriger Anätzung mit Ultra-Etch) oder gemäß Self-Etch-Technik (mit vorherigem Auftrag von Peak SE Primer).

Mit jeder Methode werden hervorragende Haftkräfte erzielt. Dank eines Zusatzes von Chlorhexidin werden körpereigene Matrix-Metalloproteinasen (MMP) inaktiviert / dies sorgt für langfristigen Erhalt der Hybrid-schicht und damit von Adhäsivkraft und Randschluss.



Total-Etch Kit

1,2 ml Ultra-Etch Spritzen, 1,2 ml Peak Universal Bond Spritzen, je 20 Black Mini Brush- und Inspiral Brush Tips

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
221596	85,70

Self-Etch Kit

1,0 ml Peak SE Primer Spritzen, 1,2 ml Peak Universal Bond, je 20 Black Mini Brush- und Inspiral Brush Tips

222969	85,70
--------	-------

Peak Universal Bond Refills, Ultradent Products

Ein universelles Bonding-System, für direkte und indirekte Restaurationen sowie Stift/Stumpfaufbauten, für Schmelz, Dentin, Keramik, Komposite und Metalle. Einsetzbar gemäß Total-Etch-Technik (mit vorheriger Anätzung mit Ultra-Etch) oder gemäß Self-Etch-Technik (mit vorherigem Auftrag von Peak SE Primer).

Mit jeder Methode werden hervorragende Haftkräfte erzielt. Dank eines Zusatzes von Chlorhexidin werden körpereigene Matrix-Metalloproteinasen (MMP) inaktiviert / dies sorgt für langfristigen Erhalt der Hybrid-schicht und damit von Adhäsivkraft und Randschluss.



Refill

4 x 1,2 ml Spritzen
20 x 1,2 ml Spritzen
4 x 1,0 ml SE Primer Spritzen

223252	85,70
225299	388,40
13136	74,40

Bottle Refill

1 x 4 ml Flasche

240250	66,50
--------	-------

Prime&Bond active, Dentsply Sirona

Prime&Bond active vereint die Eigenschaften von Adhäsiven für die Etch&Rinse Technik, die Self-Etch Technik und die Selektive Schmelzätzung in nur einer Flasche. Es bietet eine einfache Anwendung sowohl für direkte als auch für indirekte Restaurationen und haftet zuverlässig an Schmelz, Dentin, Komposit sowie Zirkon und Metall.



Nachfüllpackung

4 ml Flasche

253738	89,00
--------	-------

Eco Nachfüllpackung

3 x 4 ml Flaschen

253730	223,63
--------	--------

Nachfüllpackung

80 Single Unit Doses à 0,075ml, 50 Applikatortips

253919	157,41
--------	--------

Eco Nachfüllpackung

240 Single Unit Doses à 0,075ml, 2 x 50 Applikatortips

253920	396,22
--------	--------

Prime&Bond NT, Dentsply Sirona

Prime&Bond NT ist ein universeller, selbst-primender Haftvermittler und wurde für die adhäsive Verbindung von Kompositen und Dyract Kompomermaterialien mit Schmelz und Dentin einerseits und mit Metallen und Keramik andererseits entwickelt. Prime&Bond NT verbindet Haftvermittlung (Priming) und Adhäsiv (Bonding) in einer Flasche. Die Anwendung wird durch die Reduzierung von Komponenten und Behandlungsschritten deutlich vereinfacht.



Packung

2 Flaschen à 4,5 ml

83967	183,23
-------	--------

Bonding und Ätzmittel

Prime&Bond XP, Dentsply Sirona

Prime&Bond XP Adhäsiv ist ein universelles dentales Etch-und-Rinse Einfasches Adhäsiv, welches für die Adhäsion von Kompositmaterialien an Schmelz und Dentin, sowie an Metall und Keramik entwickelt wurde.

Prime&Bond XP steht für „eXtra Performance“ und zeichnet sich durch hohe Haftfestigkeit an Schmelz und Dentin, einfache und bequeme Applikation sowie ein hohes Maß an Anwendungssicherheit aus.



Nachfüllpackung

5 ml Flasche, 50 Applikatoren, CliXdish

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

183468 121,03

Eco Nachfüllpackung

3 x 5 ml Flasche, 100 Applikatoren, 2 x CliXdish

183470 344,93

Scotchbond Universal, 3M

Das Adhäsiv ist ein selbstätzendes 1-Komponenten- Adhäsiv. Es bietet sehr gute Haftwerte an Schmelz und Dentin. Anwendbar in den drei gängigen Techniken (selbstätzend, selektive Schmelzätzung, Etch & Rinse). Geeignet für alle direkten und indirekten Indikationen. Ideal als Adhäsiv für den adhäsiven RelyX Ultimate Zement (kein Aktivator für die Dualhärtung notwendig). Für die Verwendung anderer adhäsiven Zemente ist ein Aktivator erhältlich. Enthält Primer für alle indirekten Materialien. So gut wie keine postoperativen Sensibilitäten.



Flasche 5 ml

223460 100,11

Giant Pack L-Pop

100 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond Universal Ätzgel, 25 Einweg-Pinsel

223462 220,99

Bulk Pack L-Pop

200 L-Pop, 3 ml Spritze Scotchbond Universal Ätzgel, 25 Einweg-Pinsel

223463 389,47

Zubehör

DCA Aktivator, 5 ml

223465 117,97

Ätzgel, 2 x 3 ml

223464 34,11

Scotchbond Universal Plus, 3M

Lichthärtendes Einkomponenten-Dentaladhäsiv, das zur Einzeldosierung (Single-Use-Produkt) im L-Pop-Blister oder zur Mehrfachdosierung in der Flasche erhältlich ist.

Das Adhäsiv wird abhängig von der Indikation angewendet:

- im „Self-Etch“-Verfahren (selbstätzend)
- mit selektiver Schmelzätzung
- im „Total-Etch-/Etch-and-Rinse“-Verfahren

Scotchbond Universal Plus ist kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden Composite-Füllungsmaterialien, -Zementen und -Stumpfaufbaumaterialien.



Flasche

Refill 1 x 5 ml

282164 100,11

Value Pack 3 x 5 ml

282165 273,70

Single-Use L-Pop

100 Stück

282167 218,67

200 Stück

282168 396,70

400 Stück

282169 719,90

NEU

Self Cure Activator, Dentsply Sirona

Self-Cure Activator (SCA) ist für die Anwendung mit Prime&Bond XP oder Prime&Bond NT in Verbindung mit einem dualhärtenden oder selbsthärtenden Komposit-Befestigungszement, wie Calibra, SmartCem2 und core-X flow bestimmt, um alle indirekten Restaurationen, wie Metall-, Keramik- und Kompositkronen, Inlays, Onlays, Veneers, Brückenanker und Wurzelstifte zu befestigen.



Flasche 4,5 ml

182499 106,97



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Solobond M, Voco

Lichthärtendes Einkomponenten Dentin-Schmelzbond. Solobond M hat drei große Vorteile: nur 1 Flasche, nur 1 x zu applizieren und exzellente Haftwerte wie 2-Flaschen-Präparate.



Packung
2 x 4 ml Flüssigkeit

53292 **148,40**

Solobond Plus, Voco

Lichthärtendes universelles Dentin- und Schmelzbond mit einzigartigem Haftpotential. Solobond Plus ist ein Quick Step Sicherheitsbond. Es ist schnell verarbeitbar, toleriert Feuchtigkeit zur Anwendung von Wet-Bonding und bietet über die CTR-Haftung eine hohe Restaurationssicherheit.



Set
je 4 ml Primer und Adhäsiv, 5 ml Vococid Gel, Zubehör

33416 **136,00**

Flasche 4 ml

Primer

177764 **57,90**

Adhäsiv

177763 **57,90**

Super etch, SDI

37% Phosphorsäure zur Schmelz- und Dentinätzung. Dunkelblau eingefärbtes Gel. Verläuft selbst auf vertikalen Flächen nicht. Handliche Einzelspritzen oder in der praktischen wiederverschließbaren Jumbo-Spritze.



Super Etch Vorratspackung
10 Spritzen à 2 ml (2,5 g), 50 Einwegtips

76187 **65,16**

Super Etch Jumbo
2 x 25 ml (62,5 g), 50 Einwegtips

29895 **60,66**

Zubehör

Einweg-Tips, 25 Stück

76186 **8,66**

Einweg-Tips, 200 Stück

182213 **59,18**

Syntac, Ivoclar Vivadent

Syntac ist der klassische Haftvermittler für einen chemisch stabilen Verbund zwischen Composite-Materialien und der Zahnschmelzsubstanz.

- Hoher klinischer Erfolg seit über 20 Jahren
- Reduktion postoperativer Sensibilitäten
- Sehr gute Haftung und Randqualität
- Universell einsetzbar, für direkte und indirekte Restaurationen



Assortment
je 3 g Primer und Adhesive, 6 g Heliobond, 1 Viva-pad, 3 Pinselhalter, 50 Einwegpinsel, 3 Applikationskanülen

75377 **168,00**

Refill Flasche à 3 g

Primer

76548 **61,05**

Adhesive

76645 **61,05**

Total Etch, Ivoclar Vivadent

37%ige Phosphorsäure zur Schmelz- und Dentinätzung im Rahmen der Adhäsivtechnik.



Jumbo Assortment
1 Spritze Jumbo à 30 g, 2 Spritzen à 2 g, 10 Applikationskanülen Ø 0,9 mm blau

26094 **86,25**

Refill
2 Spritzen à 2 g, 10 Applikationskanülen Ø 0,9 mm blau

31421 **19,80**

Packung 20 Stück

Applikationskanülen Ø 0,6 mm

240870 **14,15**

Applikationskanülen Ø 0,9 mm blau

31510 **14,15**

Bonding und Ätzmittel

3

Füllungsmaterialien

Ultra-Etch, Ultradent Products

Ätzelgel für Schmelz und Dentin, visköse 35%ige Phosphorsäure. Einziges Ätzelgel mit Selbstlimitierung: Zur Erreichung einer konstanten Ätztiefe im Dentin, daher praktisch keine Sensibilitäten nach dem Bonden. Optimale Konsistenz, gezielte Applikation mit dem Blue Micro Tip oder dem Inspiral Brush Tip. Erhöhte Kapillarwirkung und leichtes Abspülen durch Netzmittel-Anteil im deutlich blau eingefärbten Gel.



Kit
4 Spritzen à 1,2 ml, 20 Blue Micro Tips

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

28185 46,40

Refill
20 Spritzen à 1,2 ml

28733 97,90

Packung 20 Stück

Blue Micro Tips

28189 11,10

InSpiral Brush Tips

28187 20,50

Packung 100 Stück

Blue Micro Tips

28190 48,60

InSpiral Brush Tips

28188 87,40

Ultra-Etch IndiSpense, Ultradent Products

Ätzelgel für Schmelz und Dentin, visköse 35%ige Phosphorsäure. Einziges Ätzelgel mit Selbstlimitierung: Zur Erreichung einer konstanten Ätztiefe im Dentin, daher praktisch keine Sensibilitäten nach dem Bonden. Optimale Konsistenz, gezielte Applikation mit dem Blue Micro Tip oder dem Inspiral Brush Tip. Erhöhte Kapillarwirkung und leichtes Abspülen durch Netzmittel-Anteil im deutlich blau eingefärbten Gel. Aus der 30 ml-IndiSpense-Spritze können kleine 1,2 ml-Leerspritzen zur Applikation schnell und sauber befüllt werden.



Nachfüllpackung
30 ml IndiSpense-Spritze

28183 78,30

Visio-Bond, 3M

Ein-Komponenten-Bonding für die intraorale Reparatur von Keramik- oder Composite-Restaurationen. Voraussetzung hierfür ist die Vorbehandlung mit CoJet Prep Mikro-Strahlgerät und CoJet Sand Beschichtungsstrahlmittel und ESPE Sil Sil-anlösung.

Anwendungsgebiete: Haftvermittler zwischen Keramik- oder Composite-Restaurationen und einem Composite-Füllungsmaterial bei intraoraler Reparatur.



Flasche 2,5 g

84617 27,46

Vococid, Voco

Ätzen von Schmelz und Dentin für die Ätz-Bond-Technik.

- Enthält 35% bzw. 36,1% Orthophosphorsäure
- Blaue Einfärbung zur Applikationskontrolle



Packung

1 Spritze à 5 ml

88869 20,50

5 Spritzen à 2 ml

232063 48,90

2 Flaschen à 3 ml

88870 16,40

Zubehör

Applikationskanülen Typ 42, 30 Stück

67163 9,10

Applikationskanülen Typ 48, 50 Stück

234722 20,40

Vococid Jumbo, Voco

Ätzen von Schmelz und Dentin für die Ätz-Bond-Technik.

- Enthält 35 % Orthophosphorsäure
- Blaue Einfärbung zur Applikationskontrolle



Packung

60 ml Spritze, 2 Leer-Spritzen (2 ml)

256463 77,70

Zubehör

Leer-Spritzen, 10 Stück

241474 11,30

Glas-Ionomer-Zemente

Alpha-Silver, DMG

Silberverstärkter Glas-Ionomerzement für Stumpfaufbau und Milchzahnkavitäten.



Packung
50 Kapseln à 475 mg Pulver und 85 mg Flüssigkeit

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
27282	123,70

Zubehör
Applikationszange

27280	48,05
-------	-------

Aqua Ionofil Plus, Voco

Wasseranmischbarer, röntgensichtbarer Glas-Ionomer-Füllungszement auf der Basis der Glas-Ionomer-Technologie von VOCO. Aqua Ionofil Plus besitzt die besonderen Vorzüge der wasseranmischbaren Glas-Ionomer-Systeme wie sichere Biokompatibilität und unproblematisches Anmischen.



Packung 15 g

A1	22675	65,40
A2	217326	65,40
A3	72610	65,40

ChemFil Rock, Dentsply Sirona

Die einzigartige Formulierung von ChemFil Rock läutet eine neue Ära in der Glasionomer-Technologie ein. Die patentierte Formulierung wurde mit Zink modifiziert, was zu einer beschleunigten Netzwerkbildung führt. Daraus resultiert eine überlegene Frakturresistenz und Abrasionsbeständigkeit für verlässliche und langlebige Seitenzahnrestorationen.



Packung 50 Kapseln

A1	216287	131,58
A2	216288	131,58
A3	216289	131,58
A4-O	216290	131,58
Kontrastweiß	216291	131,58

Zubehör
Capsule Extruder, Stück

216292	77,00
--------	-------

Equia, GC

EQUIA ist ein einzigartiges Restaurationssystem für die ästhetische und wirtschaftliche Restauration der Seitenzähne mit beeindruckender Stabilität auf allen Ebenen. Das EQUIA-System vereint EQUIA Fil, die Glasionomere der nächsten Generation, mit EQUIA Coat, einem hochgefüllten Beschichtungsmaterial, das die Glasionomertechnologie auf eine neue Ebene hebt. Im Vergleich zu anderen Langzeit-Restaurationsoptionen bringt EQUIA erhebliche Zeitvorteile. Die unvergleichliche Ästhetik gibt Ihnen mehr Möglichkeiten bei der Restauration von Seitenzähnen - so übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Patienten! Dieses System ist seit vielen Jahren klinisch erprobt und stellt eine großartige Alternative für Langzeit-Routinefüllungen dar.



Packung 50 Kapseln

A1	218182	168,69
A2	218183	168,69
A3	218184	168,69
A3,5	218185	168,69
B1	218186	168,69
B2	218187	168,69
B3	218188	168,69
C4	218189	168,69
SW	228138	168,69
Sortiert	218181	168,69

Zubehör
Equia Coat, 4 ml Flasche

218190	76,84
--------	-------

Glas-Ionomer-Zemente

Equia Forte HT, GC

Glas-Hybrid-Bulk-Fill Restaurationssystem.

- Hervorragendes Bulk-Fill-Material für Restaurationen der Klasse I und II
- Die hochmolekulare Polyacrylsäure im Füllungsmaterial verstärkt die Zementmatrix und erhöht die chemische Stabilität
- Hohe Feuchtigkeitstoleranz, kein Kofferdam notwendig
- Lange Verarbeitungs- und kurze Abbindezeit
- Chemische Adhäsion und hohe Benetzbarkeit ohne Bonding



Packung 50 Kapseln

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
s. Tab. **165,95**

Packung 200 Kapseln

s. Tab. **547,95**

Equia Forte Coat

FlipCap 4 ml
Unitdose 50 Stück

270534 **81,20**
270535 **107,50**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C4	Sortiert
50 Kapseln	270525	270526	270527	270528	270529	270530	270531	270532	270533
200 Kapseln	-	270522	270523	-	-	270524	-	-	-

Final Varnish LC, Voco

Lichthärtender Lack zur Versiegelung von Glas-Ionomer-Füllungen. Final Varnish LC vereint den Schutz der Füllung mit der zeitsparenden Anwendungsmethode des Lichthärtens.



Packung
2 Flaschen à 3 ml

53284 **46,20**

Fuji II, GC

Chemisch härtender Glasionomerzement mit optimalen Eigenschaften für die Füllungstherapie bei Klasse III und V.



Packung 15 g Pulver

21 blassgelb 88465 **53,14**
22 gelbbraun 88466 **53,14**
23 dunkelgrau 88470 **53,14**
26 dunkelbraun 88471 **53,14**

Flasche 8 ml Flüssigkeit

88568 **30,04**

Fuji II LC, GC

Lichthärtender Glasionomerzement für ästhetische Füllungen. Sehr hohe Transparenz, sichere chemische Verbindung zur Zahnstruktur, ohne Ätztechnik. Durch spezielle Kunststoffmatrix sofortiger Schutz der Füllung gegen Feuchtigkeit. Kariesprophylaxe durch Abgabe von Fluoriden.



Packung 50 Kapseln

A1 44138 **174,11**
A2 60096 **174,11**
A3 60097 **174,11**
A3,5 44139 **174,11**
A4 60098 **174,11**
B2 60099 **174,11**
B3 60282 **174,11**
B4 60312 **174,11**
C2 60313 **174,11**
C4 51702 **174,11**
D2 60315 **174,11**

Zubehör

Capsule Applier III 17142 **63,69**

Glas-Ionomer-Zemente

Fuji II LC Improved, GC

Lichthärtender Glasionomerzement für Füllungen. Einfache Verarbeitung und Haftung an der Zahnhartsubstanz ohne zeitaufwendige Schritte wie Säureätztechnik oder Applikation von Haftvermittlern. Kariesprophylaktisch wirkungsvoller Schutz durch kontinuierlich langfristige Fluoridfreisetzung.



Packung 15 g Pulver

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	36434 76,53
A2	36435 76,53
A3	36436 76,53
A3,5	36437 76,53
A4	36438 76,53
B2	36439 76,53
B3	36440 76,53
B4	36441 76,53
C2	36442 76,53
C4	36443 76,53
D2	36444 76,53

Flasche 6,8 ml Flüssigkeit

36446	65,37
-------	-------

Fuji IX GP, GC

Stopfbarer Glasionomerzement mit hoher Druck- und Abrasionsstabilität. Kein Kofferdam notwendig. Leichte Verarbeitung. Mit Metallmatrize verwendbar. Gut röntgensichtbar. Einschichtfüllung. Exzellente Bioverträglichkeit. Chemische Haftung zu Dentin und Schmelz.



Set

15 g Pulver A3, 6,4 ml Flüssigkeit, Zubehör

78922	94,85
-------	-------

Packung 15 g Pulver

A2	34325 60,45
A3	70404 60,45
A3,5	69249 60,45
B2	169528 60,45
B3	73110 60,45
C4	169533 60,45

Flasche 6,4 ml Flüssigkeit

34326	40,55
-------	-------

Fuji IX GP Kapseln, GC

Stopfbarer Glasionomerzement mit hoher Druck- und Abrasionsstabilität. Kein Kofferdam notwendig. Leichte Verarbeitung. Mit Metallmatrize verwendbar. Gut röntgensichtbar. Einschichtfüllung. Exzellente Bioverträglichkeit. Chemische Haftung zu Dentin und Schmelz.



Packung 50 Kapseln

A2	37469 150,90
A3	66319 150,90
A3,5	18576 150,90
B2	18577 150,90
B3	77376 150,90
C4	18578 150,90

Zubehör

Capsule Applier III	17142 63,69
---------------------	-------------

Fuji IX GP extra, GC

Stopfbarer Glasionomerzement mit hoher Druck- und Abrasionsstabilität. Fuji IX GP extra bietet speziell: Zusätzliche Fluoridfreisetzung, sehr schnelles Abbinden bei langer Verarbeitungszeit und höhere Transluzenz für verbesserte Ästhetik.



Packung 50 Kapseln

A1	17478 168,13
A2	14617 168,13
A3	15496 168,13
A3,5	17479 168,13
B1	17480 168,13
B2	17481 168,13
B3	17482 168,13
C4	14351 168,13

Zubehör

Capsule Applier III	17142 63,69
---------------------	-------------



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Glas-Ionomer-Zemente

Fuji IX GP fast, GC

Stopfbarer Glasionomerzement mit hoher Druck- und Abrasionsstabilität. Fuji IX GP fast bietet zusätzlich: Verkürzte Abbindezeit. Feste Konsistenz. Stärker für längere Haltbarkeit.



Packung 50 Kapseln

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	18579 150,90
A2	24940 150,90
A3	24941 150,90
A3,5	18580 150,90
B2	18581 150,90
B3	24942 150,90
C4	18582 150,90

Cocoa Butter, GC

Zur Isolierung der Metallinstrumente bei der Verarbeitung von Glasionomerzementen.



Tube 10 g

85517	11,52
-------	--------------

Ionofil Molar, Voco

Stopfbarer, röntgensichtbarer Glas-Ionomer-Zement für Füllungen und Stumpfaufbauten. Der chemisch härtende Zement ist speziell für die Anwendung im Molarenbereich indiziert.



Packung 15 g Pulver

A1	53270	56,90
A2	222194	56,90
A3	53195	56,90

Flasche 10 ml Flüssigkeit

53273	40,70
-------	--------------

Ionofil Molar AC, Voco

Stopfbarer Glas-Ionomer-Zement in Application Capsules (AC) zur Direktapplikation für Füllungen im Molarenbereich und für Stumpfaufbauten.



Packung 48 Kapseln

A1	20964	130,00
A2	222195	130,00
A3	20965	130,00
A1 Quick	29212	130,00
A2 Quick	31046	130,00
A3 Quick	29213	130,00

Zubehör

AC Applicator	20993	72,10
---------------	-------	--------------

Ionolux, Voco

Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial.

- Hervorragende Verarbeitungszeit / Abbindezeitpunkt durch Lichthärtung bestimmbar
- Keine Konditionierung der Zahnhartsubstanz erforderlich
- Auch für große Kavitäten
- Sofort nach Einbringen in die Kavität stopfbar
- Klebt nicht am Instrument und lässt sich gut modellieren
- Füllen, polymerisieren und ausarbeiten / kein Varnish notwendig
- Fluoridabgabe
- Biokompatibel
- Röntgensichtbar
- Geeignet als Alternative für die Composite-bonded-to-Flow-Technik (CBF-Technik) in tiefen Kavitäten



Packung 20 Kapseln

A1	250881	79,90
A2	250866	79,90
A3	250867	79,90
A3,5	250868	79,90
B1	250882	79,90

Packung 150 Kapseln

A2	250883	499,00
A3	250864	499,00

Glas-Ionomer-Zemente

IonoStar Molar, Voco

Glasionomer Füllungsmaterial.

- Nicht klebrige Konsistenz
- Perfekte Randadaption
- Sofort nach dem Einbringen zu modellieren
- Applikationskapsel einfach ohne Aktivator anwendbar
- Das neue Kapseldesign ermöglicht die schwer zugänglichen Bereiche im Mund und kleinere Kavitäten besser zu erreichen



Packung 20 Kapseln

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	238842 53,90
A2	238843 53,90
A3	238844 53,90

Packung 50 Kapseln

Sortiert (10 x A1, 10 x A2, 30 x A3)	238838 134,00
--------------------------------------	----------------------

Set 150 Kapseln + Applicator

A2	238840 399,00
A3	238841 399,00

IonoStar Plus, Voco

Schnellabbindendes Glasionomer Füllungsmaterial.

- Perfekte Randadaption und Stopfbarkeit
- Schnelle Aushärtezeit von nur zwei Minuten
- Das erste zahnähnlich fluoreszierende Glasionomer-Material
- Hohe Fluoridabgabe
- Hohe Druckfestigkeit und Abrasionsbeständigkeit



Packung 20 Kapseln

A1	260341 53,90
A2	244430 53,90
A3	244431 53,90
A3,5	244432 53,90

Ketac Fil Plus, 3M

Das Glasionomer Füllungsmaterial Ketac Fil Plus ist erhältlich als Handmischvariante oder im bequemen Aplicap System, das eine einfache Handhabung, konstante Verarbeitungseigenschaften und zuverlässige Qualität bietet.

- 5 Farben für eine harmonische Farbabstimmung
- Zahnähnlicher Ausdehnungskoeffizient
- Röntgenopak
- Hohe Fluoridabgabe
- Die Fluoridabgabe reduziert das Risiko einer Sekundärkaries
- Ausbringbare Menge pro Ketac Fil Plus Aplicap Kapsel: 330 mg



Refill 20 Kapseln

s. Tab.	38,75
---------	--------------

Refill 50 Kapseln

s. Tab.	93,17
---------	--------------

Großpackung 300 Kapseln

A3	240470 475,31
----	----------------------

Handmischvariante

A2 Hell-Gelb, 10 g Glas	89582 33,79
A3 Gelb, 10 g Glas	89586 33,79
Flüssigkeit, 10 g Flasche	89580 13,18

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	Sortiert
20 Kapseln	-	240473	240468	-	-	-
50 Kapseln	240466	240467	240469	240471	240472	240465

Ketac Molar Easymix, 3M

Die stopfbare, verschleißfeste Glasionomer-Lösung für Patienten, die ihre Zähne extrem belasten.

- Exzellente mechanische Eigenschaften für die Verwendung im Seitenzahnbereich
- Komfort durch die Möglichkeit der Bulkfüllung

Einzigartig: Jeglicher Schutzlack auf Ketac Molar Füllungen - unabhängig von der Indikation - ist nicht mehr verpflichtend.



Flasche

12,5 g Pulver A3	240289 68,55
10 g Flüssigkeit	240290 45,06



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Glas-Ionomer-Zemente

Ketac Molar, 3M

Glasionomer Füllungsmaterial.

- Exzellente mechanische Eigenschaften für die Verwendung im Seitenzahnbereich
- Komfort durch die Möglichkeit der Bulkfüllung



Packung 20 Kapseln

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	240484 49,94
A3	240485 49,94

Packung 50 Kapseln

A1	240285 119,48
A3	240286 119,48
Sortiert (A1, A3, A4, DY0)	240284 119,48

Ketac Molar Quick, 3M

Das schnell abbindende Material für Füllungen im Seitenzahnbereich.



Packung 20 Kapseln

A2	240292 52,05
A3	240293 52,05

Packung 50 Kapseln

A1	240296 127,40
A2	240297 127,40
A3	240298 127,40
Sortiert (A1, A2, A3, A4, B2)	240295 127,40

Ketac Silver, 3M

Silberverstärkter Glasionomer für Stumpfaufbauten und Seitenzahnfüllungen.

- Hervorragende thermische und elektrische Isolatoreigenschaften
- Silberpartikel sind im Glas eingesintert
- Ketac Silver enthält keine Amalgamfeilung



Flasche

25 g Pulver	12680 165,44
8,5 ml Flüssigkeit	12681 18,51

Ketac Silver Aplicap, 3M

Silberverstärkter Glasionomer für Stumpfaufbauten und Seitenzahnfüllungen.

- Hervorragende thermische und elektrische Isolatoreigenschaften
- Silberpartikel sind im Glas eingesintert
- Ketac Silver enthält keine Amalgamfeilung



Packung 50 Kapseln

240463	153,73
--------	---------------

Zubehör

Aplicap Applier	84912 65,86
Aplicap Aktivator	84911 47,89

Ketac Silver Maxicap, 3M

Silberverstärkter Glasionomer für Stumpfaufbauten und Seitenzahnfüllungen.

- Hervorragende thermische und elektrische Isolatoreigenschaften
- Silberpartikel sind im Glas eingesintert
- Ketac Silver enthält keine Amalgamfeilung



Packung 50 Kapseln

75341	387,83
-------	---------------

Zubehör

Maxicap Applier	75376 65,86
Maxicap Aktivator	75353 47,89

Glas-Ionomer-Zemente

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Ketac Universal Handmix, 3M

Ketac Universal ermöglicht voll abrechenbare Versorgungen / bis zu limitiert kaulasttragenden Klasse II Indikationen. Aufgrund der hervorragenden mechanischen Eigenschaften kann auf eine Vorbehandlung / Konditionierung der Kavität und auf ein zusätzliches Coating verzichtet werden.



Flasche

12,5 g Pulver A3
8,5 g Flüssigkeit

243860 **55,10**
243861 **44,09**

Ketac Universal Aplicap, 3M

Ketac Universal ermöglicht voll abrechenbare Versorgungen / bis zu limitiert kaulasttragenden Klasse II Indikationen. Aufgrund der hervorragenden mechanischen Eigenschaften kann auf eine Vorbehandlung / Konditionierung der Kavität und auf ein zusätzliches Coating verzichtet werden.



Packung 50 Kapseln

A1
A2
A3
A3,5
A4
weiß
Sortiert (weiß, A2, A3)

243853 **123,08**
243854 **123,08**
243855 **123,08**
243856 **123,08**
243857 **123,08**
243852 **123,08**
243858 **123,08**

Großpackung 300 Kapseln

A3

243859 **563,94**

Zubehör

Aplicap Applier
Aplicap Aktivator

84912 **65,86**
84911 **47,89**

Ketac Conditioner, 3M

Entfernt die aus Präparationsabrieb entstandene Schmierschicht und steigert die Haftfestigkeit von Glas-Ionomer-Füllungen am Dentin.



Flasche 10 ml

73024 **9,76**

Photac Fil Quick, 3M

Die Behandlung mit Photac Fil Quick bedeutet, herstellen einer perfekten Glasionomerfüllung in nur wenigen Schritten.

- Schnell und einfach anzuwenden, insbesondere bei ungedulden Kindern und Angstpatienten
- Hohe Fluoridabgabe schützt vor Sekundärkaries
- Das Aplicap System steht für einfache Handhabung, konstante Verarbeitungseigenschaften und Qualität



Refill 20 Kapseln

s. Tab. **48,68**

Refill 50 Kapseln

s. Tab. **115,48**

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	C4	DBO	Sortiert
20 Kapseln	242440	242441	242443	242445	-	-	242449	242450	-
50 Kapseln	-	242442	242444	242446	242447	242448	-	-	242451

Hilfsmittel - Füllungen

3

Füllungsmaterialien

Anmischblocks aus Hartfolie, ORBIS Dental

Composite (Anti-Rutsch)

Aus spezial, zweiseitig beschichtetem Papier. 2-seitig geblockt.

Hartfolie (Anti-Rutsch)

Besonders für Zemente geeignet. 2-seitig mit neutralem Klebstoff geblockt.

Glasplatte

Einseitig mattierte Ausführung, vermindert das Rutschen auf der Tischoberfläche.

TOP



Composite (Papier)

Block mit 40 Blatt

Größe 60 x 75 mm

Hartfolie

Block mit 100 Blatt

Größe 70 x 80 mm

Block mit 35 Blatt

Größe 50 x 64 mm

Glasplatte

Packung 10 Stück

Größe: 95 x 70 mm einseitig, mattiert

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

147667 2,75

147685 5,75

147684 3,45

140123 19,45

ORBI-Applikationskanülen, ORBIS Dental

Kanülen mit stumpfer Edelstahlspitze zum Applizieren von Gelen, viskosen und thixotropen Materialien

TOP



Packung 100 Stück

25 G, Ø 0,5 x 13 mm, 45°

23 G, Ø 0,6 x 13 mm, 45°

20 G, Ø 0,9 x 10 mm, 45°

20 G, Ø 0,9 x 13 mm, 45°

19 G, Ø 1,1 x 13 mm, 30°

243488 12,75

243489 12,75

243490 12,75

243491 12,75

243492 12,75

ORBI-Tips, ORBIS Dental

Beflockte Miniatur-Applikatoren in bester Qualität mit separatem Halter für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten.

TOP



Box

mit je 100 Stück Appli-Tips in rot, gelb, grün, blau und 2 Haltern.

188767 22,95

Nachfüllpackung 100 Stück

rot

188770 4,95

gelb

188769 4,95

grün

188768 4,95

blau

188766 4,95

Packung 10 Stück

Halter weiß

155056 3,45

ORBI-Brush, ORBIS Dental

Biegbare Mikro-Applikatoren, wurden speziell entwickelt für das für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Das winzige Faserbündel an der Spitze der Applikatoren nimmt eine minimale Flüssigkeitsmenge auf und gibt diese dann geschmeidig an die zu benetzende Oberfläche ab.

TOP



Packung 100 Stück

blau

170020 5,75

grün

170021 5,75

silber

170022 5,75

violett

170023 5,75



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Pinselansätze, ORBIS Dental
Nylonhaarpinsel für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten.

TOP



Packung 100 Stück, rot

Borste: **weiß** - Stärke: **fein**

Borste: **schwarz** - Stärke: **fein**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

185872 **9,25**

140448 **9,25**

Packung 100 Stück Transparent

Borste: **weiß** - Stärke: **fein**

Borste: **schwarz** - Stärke: **mittel**

Borste: **schwarz** - Stärke: **fein**

185871 **9,25**

179962 **9,25**

140449 **9,25**

Packung 50 Stück, transparent

Borste: **weiß** - Stärke: **fein**

196535 **4,74**

Stück
Pinselhalter

144834 **1,45**

Spatel, universal, ORBIS Dental
Doppelendige Einmalspatel zum Anmischen von zahnärztlichen Werkstoffen, wie Zemente oder Composite.

TOP



Packung 50 Stück

141254 **4,40**

Amalgambrunnen, Hager & Werken
Amalgamdepot aus rostfreiem Edelstahl.
• Einfaches Aufnehmen durch flachen Boden
• Ermöglicht das Aufnehmen von Amalgam ohne Hautkontakt
• Stand- und rutschfest
• Autoklavierbar



Stück

63157 **19,40**

Amalgam-Pistole, Kerr
Spender für Amalgamfüllungen. Resistent und einfach zu reinigen. Autoklavierbar bei 134°C für mindestens 3 Min.



Stück

Gerade

248674 **41,31**

Gebogen

248675 **41,31**

Application System, Kerr
Micro-Applicator und Micro-Brushes für schnelles und präzises Applizieren von Flüssigkeiten, Medikamenten und Lacken.



Nachfüllpackung 200 Stück

#326 / fein

58485 **49,59**

#327 / extra-fein

58484 **49,59**

Hilfsmittel - Füllungen

3

Füllungsmaterialien

Applikationssystem, 3M

Applikationspistole für zahnärztliche Füllungsmaterialien in Kapseln.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
208078	90,11

Applikatortip, Dentsply Sirona

Beflockte Applikatortips zur Applikation von Adhäsiven.



Packung 100 Stück weiß

62763 19,98

Packung 50 Stück grau

184207 9,65

Apply-Tips, Hager & Werken

Feine Applikationsstäbchen

- Zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten
- Abknickbare Enden für schwer zugängliche Zonen
- Sparsamer Umgang mit teuren Materialien (wie Bonding, Medikamente etc.)
- Säurefest gegen Bondings und andere Materialien
- Hygienische Spenderpackung zur Einzelentnahme



Packung blau, mittel

100 Stück

192243 5,65

5 x 100 Stück

192245 26,90

Packung weiß, fein

100 Stück

192244 5,65

5 x 100 Stück

192248 26,90

Packung grün, konisch

100 Stück

192249 6,25

5 x 100 Stück

192253 29,80

Cavifil Injektor, Ivoclar Vivadent

Applikationspistole für zahnärztliche Füllungsmaterialien in Cavifils.



Stück

207303 26,35

CliXdish, Dentsply Sirona

Vorlageschälchen



Packung 3 Stück


253922 16,29

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Composite Gun, Kerr

Die vielseitig anwendbare Pistole für blasenfreie Applikation von Füllungs- und Befestigungsmaterialien.

- 1913 - für chemischhärtende Materialien
- 1914 - für gering viskose Materialien
- 1915 - für viskose Materialien
- 1916 - mit biegbarer Kanüle, für viskose Materialien
- 1917 - für Compositeaufbauten
- 1918 - für alle lichthärtenden Materialien



Packung 100 Stück

#1913 / transparent	35883	62,12
#1914 / orange Low Viscosity	35884	81,31
#1915 / orange High Viscosity	35885	89,84
#1916 / orange mit Kanüle	35886	117,26
#1917 / grau	35887	72,06
#1918 / schwarz	35888	72,06

Compules Applikator, Dentsply Sirona

Pistole für alle in Compules abgefüllten Dentsply Füllungsmaterialien.



Stück	83670	29,30
-------	-------	-------

Del-Ject, Hager & Werken

Kunststoff-Amalgampistole.

- Aus autoklavierbarem Kunststoff
- 2 Ausführungen
- Jeweils nur 13 g leicht



Stück		
Gerade	69519	11,82
Gebogen 90°	69520	11,82

Microbrush Tube Series, Microbrush

Original Microbrush Applikatoren, beflocht mit nicht-absorbierenden Fasern. Biegbarer Hals, bleibt in der gewünschten Position und erleichtert das punktgenaue Platzen von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive u.v.m.) in schwer zu erreichenden Bereichen. Auch geeignet für Anfärbemittel.

- Hält bis zu einem 1/8 eines Tropfens Flüssigkeit ohne dass es zu einem Ver-tropfen kommt
- 'Stay-Put Bending' Technologie: Applikator-kopf bleibt in gewünschter Position ohne Rückfederung
- Steifer Bürstenkopf zum Schrubben
- Verliert keine Fasern
- Hygienische Entnahme von je einem Ap-plikator



Packung 400 Stück Sortiert	170629	48,92
-------------------------------	--------	-------

Packung 100 Stück		
blau	173600	12,23
grün	173598	12,23
pfirsich	104757	12,23
violett	173599	12,23
pink fein	141350	12,23
gelb fein	187320	12,23
weiß x-fein	141354	12,23



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Hilfsmittel - Füllungen

3

Füllungsmaterialien

Microbrush Plus, Microbrush

Original Microbrush Applikatoren, beflocht mit nicht-absorbierenden Fasern. Biegbarer Hals, bleibt in der gewünschten Position und erleichtert das punktgenaue Platzen von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive u.v.m.) in schwer zu erreichenden Bereichen. Auch geeignet für Anfärbemittel.

- Hält bis zu einem 1/8 eines Tropfens Flüssigkeit ohne dass es zu einem Ver-tropfen kommt
- 'Stay-Put Bending' Technologie: Applikatorkopf bleibt in gewünschter Position ohne Rückfederung
- Steifer Bürstenkopf zum Schrubben
- Verliert keine Fasern



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
pink fein	141365	13,30
gelb fein	146344	13,30
blau regulär	141352	13,30
grün regulär	195430	13,30
violett regulär	146345	13,30
weiß superfein	189317	13,30

Packung 4 x 100 Stück

pink fein	275537	48,92
blau regulär	275536	48,92
weiß superfein	275538	48,92

Microbrush X, Microbrush

Original Microbrush Applikatoren beflocht mit nicht-absorbierenden Fasern. Biegbarer Hals, bleibt in der gewünschten Position und erleichtert das punktgenaue Platzen von Flüssigkeiten und Gels (Lacke, Liner, Ätzmittel, Adhäsive u.v.m.) in schwer zu erreichenden Bereichen.

- Verlängerte, extrafeine Spitze für besonders enge Stellen im Mundraum
- 'Stay-Put Bending' Technologie: Applikatorkopf bleibt in gewünschter Position ohne Rückfederung
- Kurze, steife Fasern zum Schrubben
- Ideal für Endo-Behandlungen, auch für Fissuren, hervorragend zum Kleben von Stiften



Set Dispenser + Microbrush X

139945 **34,36**

Packung 100 Stück Microbrush X

139870 **25,27**

Mischschale für Adhäsive, 3M

Diese lichtgeschützte Mischschale erlaubt die sichere Bereitstellung von lichtempfindlichen Lösungen und erleichtert Ihre tägliche Arbeit. Für 3 verschiedene Flüssigkeiten.



Packung 4 Stück

79364 **13,32**

OptiView, Kerr

Lippen- und Wangenhalter, mit dem Lippen und Wangen einfach und zuverlässig perioral abgehalten werden. Der Zugang zu bukkalem und vestibulärem Arbeitsgebiet ist für den Behandler erweitert. Dank seiner anatomischen Form bietet OptiView dem Patienten / selbst bei längerer Behandlungsdauer / höchsten Komfort. Die anatomisch geformten Lippenhalter mit der Aussparung für das Lippenbändchen garantieren angenehmen Tragekomfort.



Kit Standard

2 Lippen- und Wangenhalter mit montierten Lippenpolstern

162841 **44,44**

Kit Small

2 Lippen- und Wangenhalter klein mit montierten Lippenpolstern

179880 **44,44**

Zubehör

Lippenpolster, 10 Stück

164619 **16,97**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

OptraGate, Ivoclar Vivadent

Latexfreier Lippen-Wangen-Halter. Seine einzigartige Flexibilität und Elastizität bieten einen angenehmen Tragekomfort und erleichtern dem Patienten das Offenhalten des Mundes.

- Gleichmäßiges Abhalten von Lippen und Wangen
- Frei zugängliches, übersichtliches Behandlungsfeld
- Effektive und schnelle relative Trocknung
- Entspanntes und effizienteres Behandeln
- 3-dimensionale Flexibilität für einen sehr guten Sitz
- Weiches, flexibles Material mit Aussparungen der Frenuli
- Gute Verträglichkeit dank latexfreiem Material



Assortment

40 Stück Regular, 40 Stück Small

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
49294	115,50

Refill 80 Stück

Regular

49310 **115,50**

Small

157953 **115,50**

Junior

166207 **115,50**

Assortment blue & pink

Small, 20 Stück je Farbe

247104 **74,70**

Junior, 20 Stück je Farbe

247103 **74,70**

OptraSculpt Pad, Ivoclar Vivadent

OptraSculpt Pad ist ein innovatives Modellierinstrument zur haftfreien Bearbeitung von Composites im Rahmen der direkten Füllungstherapie. Die speziellen schaumartigen Einwegaufsätze („Pads“) minimieren durch ihre hochelastische Antihaft-Oberfläche die Klebrigkeit des nicht polymerisierten Composites am Modellierinstrument.



Assortment

1 Handinstrument, 1 Refill 4 mm, 1 Refill 6 mm, div. Zubehör

232115 **92,95**

Refill

Pad 4 mm (grün), 60 Stück

234656 **37,75**

Pad 6 mm (schwarz), 60 Stück

236524 **37,75**

Instrument, Stück

234589 **40,15**

PerForm, Garrison Dental Solutions

Lichtleitendes Instrument zur Ausformung des Approximalkontakts. Sie pressen es unmittelbar in das erste Inkrement des noch nicht polymerisierten Composite-Materials bei Klasse-II-Restaurationen. Mesialen oder distalen Druck ausüben, um den Kontaktpunkt an der gewünschten Stelle zu erzeugen und lichtpolymerisieren.



Set

1 Instrument mit großen Spitzen, 1 Instrument mit kleinen Spitzen

221659 **97,00**

Packung 2 Stück

Kleine Spitzen

229695 **97,00**

Große Spitzen

226504 **97,00**

Stik'n'Place, Directa

Kunststoff Instrument mit kugelförmiger Adhäsiv Spitze.

- Trag- und Abzugskraft bis zu 100 g
- Sicherer Halt beim Auftragen von Opaquer, etc



Packung 50 Stück

198072 **26,88**



Alle Materialien zu CAD/CAM Systemen finden Sie in unserem Labor-Katalog im Kapitel 7

Hilfsmittel - Füllungen

Uvener, Ultradent Products

Das Uvener Schablonensystem für direkte Kompositrestaurationen ist ein einzigartiges, minimalinvasives Schablonensystem, mit dem sich perfekte direkte Kompositrestaurationen mit verlässlicher Form und Symmetrie herstellen lassen. Es ahmt die natürlichen Zahnformen nach und dient zur Herstellung hochqualitativer, natürlich aussehender Frontzahnrestaurationen in nur einer Sitzung. Außerdem kann es für ästhetische Mock-Ups und die Farbwahl eines laborgefertigten Veneers sowie für Provisorien bei der Anfertigung von Keramikveneers verwendet werden.



Kit

8 x Mittel, Oberkiefer, 8 x Mittel, Unterkiefer, 8 x Groß, Oberkiefer, 8 x Groß, Unterkiefer

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
251786	450,00

Vivabrush Applikationshilfen, Ivoclar Vivadent

Einmalapplikationshilfen zur Applikation von Lacken, Gelen und Versiegeln (zum Aufstecken auf Pinselhalter).



Packung 50 Stück

32872	9,85
-------	------

Vivapad, Ivoclar Vivadent

Lichtgeschützte Misch- und Bereitstellungplatte für dual- und lichterhärtende Composites sowie Adhäsive. Sprühdesinfizierbar.



Stück

89622	10,00
-------	-------

VivaPen-Aufsteckkanülen, Ivoclar Vivadent

Für den IvoclarVivadent VivaPen.



Refill 100 Stück
Refill 300 Stück

37585	34,25
246886	89,10

VivaPen-Schutzhüllen, Ivoclar Vivadent

Für den IvoclarVivadent VivaPen.



Packung 300 Stück

201090	28,95
--------	-------

Matrizen / Interdentalkeile

Orbi Interdentalkeile, ORBIS Dental

Für die optimale Gestaltung der Füllung durch anatomisch geformte Interdentalkeile aus Ahornholz.

Die konkav gestalteten Seitenflächen passen sich ideal der interdentalen Morphologie (Struktur und Form) an. Das rechteckige Ende ermöglicht ein sicheres Halten des Keiles, die aufgebogene Spitze verhindert ein Verletzen der Papillen.

Die Interdentalkeile sind aus splitterfreiem Ahornholz gefertigt, das Stabilität und Komprimierbarkeit und damit eine optimale Anpassung an den Zahn gewährleistet.



Packung 1.000 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
gelb	257283 64,85
grün	257287 64,85
orange	257288 64,85
weiss	257284 64,85

TOP

Tofflemire-Matrizenspanner, ORBIS Dental

Die sichere Fixierung von geraden oder gebogenen Kunststoff- oder Metallmatrizen erfolgt mittels Schraubvorrichtung.

- sterilisierbar bis 180 °C



Stück

Modell Junior	144327	13,60
Modell Senior	144328	13,60
Modell Universal	144329	13,60

TOP

Tofflemire-Matrizen, ORBIS Dental

Extradünne Matrizen aus rostfreiem Stahl, für Amalgam- und chemisch härtende Füllungen. Zur Erzielung eines möglichst engen Kontaktpunktes.

Zwei Stärken:

- 0,038 mm (x-dünn)
- 0,05 mm (dünn)
- rostfrei



Packung 30 Stück 0,038 mm

Form 1	147678	4,75
Form 2	147683	4,75
Form 3	147713	4,75
Form 13	147717	4,75
Form 15	147718	4,75

Packung 30 Stück 0,05 mm

Form 1	147526	4,75
Form 2	147527	4,75
Form 3	147528	4,75
Form 13	147530	4,75
Form 15	147673	4,75

TOP

Matrizenband, ORBIS Dental

Matrizenbänder aus Stahl auf Rollen 10 m lang und 0,05 mm stark.



Rolle 10 m

5 mm breit	289700	14,95
6 mm breit	289701	14,95
7 mm breit	289702	14,95

TOP



ORBIS®-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

3

Füllungsmaterialien

Matrizen / Interdentalkeile

Matrix-Strips, ORBIS Dental

Extradünne Universalstreifen aus transparentem, reißfestem Polyestermaterial, gerade. Einsetzbar bei der Verarbeitung von licht- und chemisch härtenden Kunststoffen sowie Zementen. Als Matrizenhalter wird vorzugsweise eine Stripklemme eingesetzt.

- Größe: 120 x 8,5 x 0,05 mm
- reißfest



Packung 1.000 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143274	34,55

TOP

A+ Wedge, Garrison Dental Solutions

Der mit einem Adstringens beschichtete Keil hilft Ihnen Blutungen im Approximalbereich effektiv vorzubeugen. Bei Kompositrestaurationen kommt es häufig im Approximalbereich zu Blutungen. Bisher behandeln viele Zahnärzte diese Blutungen separat mit einem Keil und einem Adstringens. Der A+Wedge verbindet diese beiden Komponenten und vereinfacht somit die Zahnrestauration.



Kit
50 Stück je Größe

241593 **82,00**

Packung 100 Stück

gelb - extra-klein	241594	42,00
blau - klein	241596	42,00
orange - mittel	241597	42,00
grün - groß	241598	42,00

AutoMatrix, Dentsply Sirona

Die Metallmatrizen sind konisch vorgeformt, dadurch schliessen sie Kavitäten der Klasse II unter größtmöglicher Schonung des marginalen Paradonts exakt ab und ermöglichen approximale Restaurationen ohne Materialüberstände.



Set
Spannvorrichtung AutoMate III, je 24 Matrizen aller Typen, Sicherheitskneifzange

78744 **434,35**

Packung 72 Stück

MT / mittel / dünn	76324	55,17
MR / mittel / normal	76326	55,17
NR / schmal / normal	76325	55,17
WR / breit / normal	76327	55,17

Zubehör

Ansatz für Spannvorrichtung	76873	108,51
Spannvorrichtung	78745	289,52

Blue View VariStrip, Garrison Dental Solutions

Die blau transparenten Frontzahn Matrizenbänder bieten eine optimale Form und Bandhöhe für nahezu jede Frontzahnrestauration. Das dünne Polyester Matrizenband läuft von einem breiteren Ende zum anderen Ende schmal zusammen und ist anatomisch vorgeformt. Die Vorkonturierung des Bandes erlaubt ein einfaches Wiederherstellen der okklusalgingivalen Anatomie.



Packung 100 Stück

225658 **99,00**



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Composi-Tight® 3D Fusion™

Sectional Matrix System

Das neue Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem bietet die Lösung für alle Klasse II Kavitäten.



- **Grüner Ring**
für weite Kavitäten und bei fehlenden Höckern
- **Orangener Ring**
bei großen Molaren oder sehr bauchigen Zähnen
- **Blauer Ring**
bei kurzen und schiefstehenden Zähnen

Besuchen Sie unseren Youtubekanal für noch mehr Anwendungsvideos.



FX-KFF-00 - Starter Set

3x Composi-Tight® 3D Fusion™
(1x Ring kurz blau, 1x Ring lang orange, 1x Ring breit grün)
1x verbesserte Ringseparierzange,
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile

Testen ohne Risiko mit der
60-Tage-Geld-zurück-Garantie!


Preis: € 459,00*

Rufen Sie uns an: 02451 971 409



Exklusiv!
Ein Ring für breite
Präparationen.

Feste Kontaktpunkte
garantiert!



Perfekte Anpassung
durch weiches Silikon

Retentive Spitzen
verhindern Abspringen

Garrison
Dental Solutions

Tel.: +49 2451 971 409 • Fax: +49 2451 971 410
info@garrisdental.net • www.garrisdental.com

*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2021
Es gelten unsere AGB.

THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

DPGM2021 NWD

Matrizen / Interdentalkeile

3

Füllungsmaterialien

Composi-Tight, Garrison Dental Solutions

Das erste Teilmatrizensystem von Garrison Dental Solutions setzte den Standard für Komposit-Restaurationen im Seitenzahnbereich. Die patentierten Spannringe bestehen aus Edelstahl, die Ringfüßchen halten die Matrizen während des Füllens in Position. Die Spannringe sind in Standardlänge für Klasse-II-Restaurationen und in Überlänge für eine überlappende Anordnung der Separierringe bei drei- oder mehrflächigen Restaurationen erhältlich. Die Separierringe werden gerne in der Kinderzahnheilkunde eingesetzt, da sie im Vergleich zu den Gold und 3D Systemen weniger Spannkraft haben. Die Matrizen sind dreidimensional konturiert, um einen anatomisch korrekten Kontakt auf der richtigen Höhe herzustellen. Sie bestehen aus extrem feinem Edelstahl und sind nur 0,035 mm dünn.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Komplett-Set 4 Separierringe kurz, 3 Separierringe lang, 225 Matrizenbänder sortiert, 1 Separierzange	21680	389,00
Packung 100 Matrizenbänder		
Klein, 4,6 mm	21683	64,00
Standard, 6,4 mm	21684	64,00
Packung 50 Matrizenbänder		
Pedo, 3,2 mm	21682	64,00
Klein-zervikal, 3,8 mm	16959	64,00
Groß-zervikal, 6,4 mm	21685	64,00
Packung 3 Separierringe		
Kurz	21686	81,00
Lang	21687	81,00

Composi-Tight 3D, Garrison Dental Solutions

Das Composi-Tight 3D Teilmatrizensystem zeichnet sich durch den Soft-Face 3D-Ring aus, der mit seinen konturierten weichen Silikonenden das Matrizenband optimal an den Zahn adaptiert. Das Ergebnis ist eine verbesserte anatomische Form der Restauration bei Klasse II Komposit-Füllungen im Seitenzahnbereich ohne bukkale oder linguale Kompositüberstände.

Die 3D-Ringfüße haben einen festen Kunststoffkern, der die Ringspannung in den Interproximalbereich lenkt um eine erhöhte Separation der Zähne und einen festeren Kontakt zu erzielen. Die Platzierung des Rings wurde durch eine Einkerbung an der Unterseite der Ringfüße vereinfacht, da so eine Positionierung direkt auf und um den Keil möglich ist.



Komplett-Set 2 Separierringe 3D Soft Face, 1 Separierring 3DXR, 100 Matrizenbänder sortiert, 100 Wedge Wands Kunststoffkeile sortiert, 1 Separierzange	236568	413,00
Packung 100 Matrizenbänder		
Prämolar, 4,6 mm	19728	70,00
Mittel, 5,5 mm	18935	70,00
Standard, 6,4 mm	19431	70,00
Packung 50 Matrizenbänder		
Pedo, 3,2 mm	19733	70,00
Klein-zervikal, 3,8 mm	19430	70,00
Groß-zervikal, 6,4 mm	19432	70,00
Packung 2 Separierringe		
Soft Face 3DXR, blau	228920	192,00
Soft Face 3D, orange	18925	187,00

Composi-Tight 3D Slick Bands, Garrison Dental Solutions

Die Bänder sind auch als Antihaft-Matrizen Slick Bands erhältlich. Die Haftung von Bondings und Komposit an den Matrizen wird weitgehend verhindert und das Entfernen der Matrice erleichtert.



Packung 100 Matrizenbänder		
Prämolar, 4,6 mm, grau	203967	86,00
Mittel, 5,5 mm, violett	203962	86,00
Standard, 6,4 mm, grün	203969	86,00
Packung 60 Matrizenbänder		
Klein-zervikal, 3,8 mm, rot	204686	86,00
Groß-zervikal, 6,4 mm, blau	204691	86,00



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Matrizen / Interdentalkeile

Composi-Tight 3D XR, Garrison Dental Solutions

Mit Composi-Tight 3D XR erzielen Sie perfekte Kontakte bei Komposit-Restaurationen im Seitenzahnbereich. Der 3DXR Ring bietet höchste Retention bei sicherer Handhabung und wurde speziell für den Gebrauch an kurzen oder schiefen Zähnen und auch zwischen Eckzahn und erstem Prämolaren entwickelt. Die Ringspitzen greifen unterhalb des Kontaktbereichs und verhindern so ein Abspringen des Rings. Die beiden enthaltenen Ringe ermöglichen durch weiches Soft Face Silikon und die spezielle Gestaltung der Ringenden eine optimale Anpassung an die bukkalen und lingualen Flächen, um eine präzise Adaption des Matrizenbandes zu gewährleisten.



Packung 100 Matrizenbänder

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Prämolar, 4,6 mm, grau	229710 86,00
Mittel, 5,5 mm, violett	229212 86,00
Standard, 6,4 mm, grün	229223 86,00

Packung 60 Matrizenbänder

Klein-zervikal, 6,7 mm, rot	229715 86,00
Groß-zervikal, 8,4 mm, blau	229905 86,00

Packung 2 Separierringe

Soft Face 3DXR, blau	228920 192,00
Soft Face 3D, orange	18925 187,00

Composi-Tight Gold, Garrison Dental Solutions

Composi-Tight Gold ermöglicht anatomische Kontakte bei Komposit-Restaurationen im Seitenzahnbereich. Die patentierten G-Ringe bestehen aus Edelstahl. Die konvergenten Füßchen garantieren eine hohe Separierkraft und einen langen Erhalt der Ring-Spannkraft. Die Ringfüßchen halten die Matrizenbänder während des Füllens akkurat in Position, ohne dass sie verrutschen oder abspringen. Die G-Ringe sind in Standard-Länge für Klasse-II-Restaurationen und in Überlänge für die überlappende Anordnung der Separierringe bei drei- oder mehrflächigen Restaurationen erhältlich. Die Bänder sind dreidimensional konturiert, um einen anatomisch korrekten Kontakt auf der richtigen Höhe herzustellen. Sie bestehen aus extrem feinem Edelstahl und sind nur 0,035 mm dünn.



Komplett-Set

je 3 Separierringe kurz und lang, 250 Matrizenbänder sortiert, 1 Separierzange	59501 439,00
--	--------------

Packung 100 Matrizenbänder

Klein, 4,6 mm	59522 70,00
Standard, 6,4 mm	59571 70,00

Packung 50 Matrizenbänder

Pedo, 3,2 mm	59518 70,00
Klein-zervikal, 3,8 mm	59523 70,00
Groß-zervikal, 6,4 mm	59708 70,00

Packung 3 Separierringe

Kurz	59515 92,00
Lang	59517 92,00

Composi-Tight Ringseparierzange, Garrison Dental Solutions

Die Zange ermöglicht ein einfaches und sicheres Platzieren der Ringe mit wenig Kraftaufwand. Die Ringspitzen umschließen den Ring: kein Wackeln oder Abrutschen.



Stück	59510 72,00
-------	-------------

Hawe Adapt Transparent Strips, Kerr

Anatomisch vorgeformt. 0,075 mm dünn.



Packung 100 Stück	77002 7,37
-------------------	------------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.


Matrizen / Interdentalkeile

3

Füllungsmaterialien

Hawe Interdentalkeile aus Ahornholz, Kerr

Hawe Interdentalkeile sind anatomisch optimal geformt. Die konkav gestalteten Seitenflächen passen sich ideal der interdentalen Morphologie an. Das rechteckige Ende ermöglicht ein sicheres Halten des Keiles, die aufgebogene Spitze verhindert ein Verletzen der Papillen. Die Interdentalkeile sind aus splitterfreiem Ahornholz gefertigt, das Stabilität und Komprimierbarkeit und damit eine optimale Anpassung an den Zahn gewährleistet. Farbcodiert.




822.05 / 829.05 türkis (mini)	Sortiment 400 Stück #827 / farbig sortiert
822.10 / 829.10 orange	Sortiment 100 Stück #823 / farbig sortiert
822.20 / 829.20 weiß	Packung 100 Stück
822.30 / 829.30 grün	#822.05 / türkis mini
822.40 / 829.40 gelb	#822.10 / orange
822.50 / 829.50 blau	#822.20 / weiß
822.60 / 829.60 rot	#822.30 / grün
822.70 / 829.70 weiß	#822.40 / gelb
	#822.50 / blau
	#822.60 / rot
	#822.70 / weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
77062	35,86
81685	12,88
38882	12,93
87792	12,93
81611	12,93
81668	12,93
81669	12,93
81670	12,93
81671	12,93
81672	12,93

Hawe Interdentalkeile aus Ahornholz Großpackung, Kerr

Hawe Interdentalkeile sind anatomisch optimal geformt. Die konkav gestalteten Seitenflächen passen sich ideal der interdentalen Morphologie an. Das rechteckige Ende ermöglicht ein sicheres Halten des Keiles, die aufgebogene Spitze verhindert ein Verletzen der Papillen. Die Interdentalkeile sind aus splitterfreiem Ahornholz gefertigt, das Stabilität und Komprimierbarkeit und damit eine optimale Anpassung an den Zahn gewährleistet. Farbcodiert.




822.05 / 829.05 türkis (mini)	Packung 1.000 Stück #829.05 / türkis mini
822.10 / 829.10 orange	#829.10 / orange
822.20 / 829.20 weiß	#829.20 / weiß
822.30 / 829.30 grün	#829.20 / grün
822.40 / 829.40 gelb	#829.40 / gelb
822.50 / 829.50 blau	#829.50 / blau
822.60 / 829.60 rot	#829.60 / rot
822.70 / 829.70 weiß	#829.70 / weiß

38883	80,60
87864	80,60
81673	80,60
81674	80,60
81675	80,60
81676	80,60
81677	80,60
81678	80,60

Hawe Matrizen Mikro-Dünn, Kerr

Metall-Matrizen, 0,030 mm dünn.



Packung 30 Stück

Nr. 405	85659	7,88
Nr. 406	85658	7,88
Nr. 407	60882	7,88
Nr. 408	85655	7,88
Nr. 409	85695	7,88
Nr. 410	61575	7,88

Hawe Prämolarmatrizen- und Molarmatrizen, Kerr

Anatomisch geformte Matrizen für Seitenzähne mit farbcodierten Matrizenenden zum leichteren Gebrauch.



Packung 50 Stück

Prämolarenbänder	69094	36,21
Molarenbänder	69095	36,21

Matrizen / Interdentalkeile

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Hawe Titan Matrizen, Kerr

Hervorragende Materialeigenschaften ermöglichen eine verbesserte Adaptation an den Zahn. Ausgezeichnete und nachgewiesene Biokompatibilität, 0,030 mm dünn.



Packung 30 Stück

Nr. 1590 - bombiert
Nr. 1591 - bombiert

21090 **46,46**
21091 **46,46**

Hawe Transparent Strips, Kerr

Polyesterstrips mit farbkodierten Streifen. 0,050 mm dünn.



Packung 100 Stück gerade

10 cm lang / 6 mm breit / gelb
10 cm lang / 8 mm breit / rot
10 cm lang / 10 mm breit / blau

88176 **6,77**
88177 **6,77**
88178 **6,77**

Packung 100 Stück gebogen

7,3 cm lang / 6 mm breit / gelb
7,3 cm lang / 8 mm breit / rot
7,3 cm lang / 10 mm breit / blau

88179 **6,77**
88180 **6,77**
88181 **6,77**

Hawe Zervikalfolien Transparent, Kerr

Anatomisch geformte transparente Zervikalmatrizen / ideal für Restaurationen der Klasse V.

- Biegsam und anpassungsfähig durch geringeren Memoryeffekt
- Optimale Anpassung an die Zahnanatomie
- Keine Manipulation vor dem Einbringen der Füllung erforderlich
- Dünne Ränder: Kein überschüssiges Komposit, exakter Wiederaufbau des Zahnes
- Visuelle Kontrolle der Füllqualität
- Kein Kleben am Komposit
- Keine Sauerstoffinhibitionsschicht: reduziert die Finierarbeit auf ein Minimum
- Schützt vor Feuchtigkeit und Luft
- Kompakte Befüllung, da direkt komprimierbar



Assortiment

je 35 Stück 851S - 855S, je 50 Stück 856S - 857S, 1 Halteinstrument, 1 Gingiva-Abheber

66334 **95,70**

Packung 150 Stück

851 S 81683 **47,47**
852 S 81684 **47,47**
853 S 81702 **47,47**
854 S 81706 **47,47**
855 S 81707 **47,47**
856 S 78243 **51,51**
857 S 77909 **51,51**

Zubehör

Halteinstrument, Stück 89690 **16,56**

Lucifix Matrizen, Kerr

Matrizen mit integrierter Fixiervorrichtung für Seitenzähne. Der herkömmliche Matrizenhalter hat ausgedient. Die Matrizen können je nach Bedarf mit einer gingivalen oder okklusalen Klammer befestigt werden. Matrize, 0,075 mm dünn.



Packung 50 Stück

Prämolarenbänder 63655 **74,39**
Molarbänder 63656 **74,39**

Luciwedges Classic, Kerr

Lichtleitende Keile für anatomisch korrekte Restaurationen.



Packung 100 Stück

ultra-schmal 64765 **49,39**
schmal 64766 **49,39**
mittel 64767 **49,39**

Matrix-Spanner, Hager & Werken

Matrizenhalter im 'Tofflemire'-Stil.
• Rostfreier, hochwertiger Edelstahl
• Autoklavierbar



Stück

Universal Nr. 1 58652 **13,99**
Abgewinkelt Nr. 2 206274 **13,99**
Junior (kurz) Nr. 3 165629 **13,99**

Matrizen / Interdentalkeile

Matrizenspanner Ivory, Meba

Matrizenspanner Nr. 1 ist das bekannteste Ivory-Modell und ist sehr praktisch bei Füllungen der Zähne im Unterkiefer, bei denen eine Matrize nötig ist.

Matrizenspanner Nr. 12 mit verbesserten Haltern, ist hauptsächlich für obere Zähne konstruiert. Mit den Klemmbäckchen wird ein gerades Anziehen der Matrize erreicht und verhindert das lästige Herunterhängen des Spanners und somit auch das Rutschen der Matrize.

Geeignete Matrizen sind: Molar Nr. 1 / 3, Prämolare Nr. 4 / 6



Stück

Nr. 1 - ohne Bäckchen
Nr. 12 - mit Bäckchen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

74601 25,00
74610 23,20

Matrizenspanner Ivory Nr. 8, Meba

Zur Herstellung einer exakten und sauberen Konturfüllung, ist besonders der Matrizenspanner nach Ivory Nr. 8 geeignet. Dieser „Ringmatrizenspanner“ kann vorzüglich für schwierige komplizierte Füllungen verwendet werden.

Geeignete Matrizen sind: Molar Nr. 7 / 10, Prämolare Nr. 11 / 13 sowie Matrizenbänder



Stück

5 mm
6 mm
7 mm

145761 22,60
145762 22,60
145763 22,60

Matrizenspanner Nyström, Meba

Matrizenspanner nach Nyström ist der erste winklige Matrizenthaler. Im Paar und spiegelbildlich hergestellt, kann der Nyström / Spanner entweder von der Zungenseite her oder von der Mundseite her angebracht werden.

Geeignete Matrizen sind: Molar Nr. 7 / 10, Prämolare Nr. 11 / 13 sowie Matrizenbänder



Paar

rechts und links

177621 47,00

Stück

rechts
links

177609 25,00
177608 25,00

Matrizenbänder, Meba

Die Matrizenbänder sind aus rostfreiem Stahl und haben die Stärke 0,05mm. Sie können die Länge selbst abtrennen. Die Bänder in der Abmessung von 5m und 10m Länge, werden in einer Plastikdose verpackt und sind somit auch ideal zur Aufbewahrung.



Rolle 1 m Matrizenband

5 mm
6 mm
7 mm

74615 2,40
74616 2,40
74617 2,40

Rolle 5 m Matrizenband

5 mm
6 mm
7 mm

58578 10,20
37849 10,20
38028 10,20

Rolle 10 m Matrizenband

5 mm
6 mm
7 mm

153257 18,80
153255 18,80
153256 18,80

Matrizen Ivory, Meba

Matrizen aus rostfreiem Stahl und mit Stärke 0,05 mm.



Packung 12 Stück

Nr. 1 - Molaren
Nr. 2 - Molaren
Nr. 3 - Molaren
Nr. 4 - Prämolaren
Nr. 5 - Prämolaren
Nr. 6 - Prämolaren

74618 2,40
177613 2,40
177614 2,40
74621 2,40
74622 2,40
74623 2,40

Matrizen / Interdentalkeile

Matrizen Molaren und Prämolaren, Meba

Matrizen aus rostfreiem Stahl und mit Stärke 0,05 mm.



Packung 12 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Nr. 7 - Molaren	74624	2,40
Nr. 8 - Molaren	74625	2,40
Nr. 9 - Molaren	74626	2,40
Nr. 10 - Molaren	74627	2,40
Nr. 11 - Prämolaren	74628	2,40
Nr. 12 - Prämolaren	74629	2,40
Nr. 13 - Prämolaren	74630	2,40

Palodent V3, Dentsply Sirona

Das System sorgt dank neuester Technologie für bessere Konturierung und Abdichtung als ältere Generationen von Teilmatrizensystemen, so dass anschließend nur minimal finiert werden muss. Es zeichnet sich zudem durch herausragende Stabilität der Ringe und eine einfache Handhabung aus.



Starterkit

20 Matrizen (15 x 5,5 mm und 5 x 4,5 mm), je 5 Keile (klein, mittel, groß), 5 WedgeGuard medium, 2 Universalringe, 1 Applikationszange, 1 Spezialpinzette, 1 Bildgebrauchsanweisung

245626 330,59

Palodent V3 Matrizen, Dentsply Sirona

Das System sorgt dank neuester Technologie für bessere Konturierung und Abdichtung als ältere Generationen von Teilmatrizensystemen, so dass anschließend nur minimal finiert werden muss. Es zeichnet sich zudem durch herausragende Stabilität der Ringe und eine einfache Handhabung aus.



Packung 50 Stück

3,5 mm	245635	48,81
4,5 mm	245636	48,81
5,5 mm	245637	48,81
6,5 mm	245639	48,81
7,5 mm	245640	48,81
Packung 100 Stück	245638	87,33
7,5 mm		

Packung 50 Stück

EZ Coat 3,5 mm	245627	57,38
EZ Coat 4,5 mm	245628	57,38
EZ Coat 5,5 mm	245629	57,38
EZ Coat 6,5 mm	245631	57,38
EZ Coat 7,5 mm	245634	57,38
Packung 90 Stück	245630	98,49
EZ Coat 5,5 mm		

Palodent V3 Zubehör, Dentsply Sirona

Das System sorgt dank neuester Technologie für bessere Konturierung und Abdichtung als ältere Generationen von Teilmatrizensystemen, so dass anschließend nur minimal finiert werden muss. Es zeichnet sich zudem durch herausragende Stabilität der Ringe und eine einfache Handhabung aus.



Packung 2 Stück

Ringe universal	245641	180,75
Ringe eng	245642	180,75

Packung 50 Stück

Wedgeguard klein	245649	57,24
Wedgeguard mittel	245650	57,24
Wedgeguard groß	245652	57,24

Packung 100 Stück

Keile klein	245644	37,42
Keile mittel	245645	37,42
Keile groß	245646	37,42

Matrizen / Interdentalkeile

Palodent 360, Dentsply Sirona Circumferential Matrix System

Palodent 360 ist ein revolutionäres Vollmatrizensystem. Das innovative Design bedeutet, dass ein Fingerdreh genügt, um enge Kontakte mit anatomisch korrekten Konturen zu erreichen, ohne störenden Halter oder Applikator.

Der integrierte Spanner ermöglicht die Platzierung und Retention der Matrize ohne sperrige Retainer oder zusätzliche Platzierungs- und Spanninstrumente, was die Effizienz, die einfache Platzierung, den besseren Zugang, die freie Sicht auf den Arbeitsbereich und mehr Patientenkomfort ermöglicht. Für bessere Restaurationen, schneller und einfacher als Sie es je für möglich gehalten haben. Rundum erfolgreich!

Zusammen mit dem Palodent V3 Teilmatrizensystem bieten die Palodent-Matrizen eine Lösung für alle Klasse II-Fälle.

NEU



Nachfüllpackung 48 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
278084	57,60
278078	57,60
278085	57,60

Pro-Matrix, Loser

Schnell Sicher Präzise. Pro-Matrix Einwegmatrizen erleichtern das Formen perfekter Kontaktpunkte bei allen Restaurationen in jedem Quadranten. Die Matrizen sind denkbar einfach in der Handhabung und erfüllen als Einwegprodukt die Anforderungen an eine effiziente Praxishygiene.



Packung 50 Stück

Klein, grün	233228	51,48
Groß, blau	233451	51,48

Roeko Stahlmatrizenband, Coltène

Besonders gut formbares, bleitotes und nicht federndes Stahlmatrizenband. Endlos, in praktischem Spender.



Spenderrolle 3 m

Breite 5 mm / Stärke 0,03 mm	84111	18,44
Breite 6 mm / Stärke 0,03 mm	84112	18,44
Breite 7 mm / Stärke 0,03 mm	84113	18,44

Spenderrolle 3 m

Breite 5 mm / Stärke 0,05 mm	84114	18,44
Breite 6 mm / Stärke 0,05 mm	84115	18,44
Breite 7 mm / Stärke 0,05 mm	84116	18,44

Spenderrolle 3 m weich

Breite 5 mm / Stärke 0,05 mm	84117	18,44
Breite 6 mm / Stärke 0,05 mm	84118	18,44
Breite 7 mm / Stärke 0,05 mm	84119	18,44



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Matrizen / Interdentalkeile

SuperMat, Kerr

Universelles Spannsystem für Kunststoff- und Stahlmatrizen im Seitenzahnbereich.



Sortiment

1 SuperLock Spanninstrument, 14 sortierte Adapt SuperCap Matrizen aus Stahl, 6 sortierte AdaptSuperCap Matrizen transparent

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
28951	193,92

Packung 100 Stück

SuperCap-Spulen 5,6 mm	58481	45,00
SuperCap-Spulen 6,7 mm	39151	45,00

Packung 500 Stück

SuperCap-Spulen 5,6 mm	58480	201,44
SuperCap-Spulen 6,7 mm	39152	201,44

Universalstreifen, Frasaco

Universalstreifen aus reissfestem Polyesterematerial für die Verarbeitung von autopolymerisierenden und photopolymerisierenden Kunststoffen sowie Zementen geeignet.



Packung 50 Stück gerade, glasklar, 120 mm lang, 8,5 mm breit, Stärke 0,05 mm	71802	7,95
--	-------	------

Packung 50 Stück gerade, glasklar, 120 mm lang, 8,5 mm breit, Stärke 0,08 mm	61436	7,95
--	-------	------

Packung 50 Stück gerade, kupfer-transparent, 120 mm lang, 8,5 mm breit, Stärke 0,05 mm	71817	7,95
--	-------	------

Packung 50 Stück gebogen, glasklar, 75 mm lang, 8,5 mm breit, Stärke 0,05 mm	61437	8,80
--	-------	------

Packung 3 Rollen endlos, glasklar, 15 m lang, 8,5 mm breit, Stärke 0,05 mm	89433	35,70
--	-------	-------

Stück Streifenspender glasklar, 0,05 mm	62610	35,55
---	-------	-------

Wedge Wands, Garrison Dental Solutions

Die Kunststoffkeile mit integriertem Applikator erlauben die Platzierung des Keils ohne zusätzliche Instrumente. Der Applikator kann zudem jedem Winkel angepasst werden, was ein einfaches Einsetzen ermöglicht. Mit einer einfachen Drehung lässt sich der Keil vom Applikatorstab trennen.



Packung 400 Stück Sortiert	60529	135,00
--------------------------------------	-------	--------

Packung 100 Stück ultrafein, gelb	60418	36,00
klein, blau	59231	36,00
mittel, orange	59277	36,00
groß, grün	59278	36,00

3

Füllungsmaterialien

Kofferdam

DermaDam, Ultradent Products

Puderfreier Kofferdam-Gummi aus hochreinem Latex. Ein spezielles Waschverfahren bewirkt, dass die Proteinkonzentration an der Latexoberfläche mit 1,92 mg/g Latex äußerst niedrig ist. Maximal sind noch 3 - 4 mg/m³ Prozess-Chemikalien enthalten. So ist das Risiko einer Allergisierung extrem gering.



Packung 36 Stück

15 x 15 cm mittel
15 x 15 cm stark

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
28474	29,80
28475	35,20

DMG MiniDam, DMG

Der DMG MiniDam schützt den Approximalbereich bei der Behandlung / wie z. B. der Kariesinfiltration.

- Zuverlässiger lokaler Schutz des Approximalbereichs
- Schnell und einfach
- Komfortabel für den Patienten
- Sicherer Halt ohne Klammern
- Latexfrei
- Erleichtert die Infiltrationsbehandlung



Packung 20 Stück

244924	21,95
--------	-------

FIT Starterkit II, Hager & Werken

Grundausrüstung für die Kofferdamtechnik.



Set

12 Klammern, 1 Klammerzange, 1 Lochzange, 36 Blatt FIT Latex medium, 1 Klapprahmen, 1 Lochschablone, 1 Kofferdam-Lehrbuch

74799	289,95
-------	--------

FIT Kofferdam Latex, Hager & Werken

Aus natürlichem Latex-Gummi. Grün, einseitig gepudert. Hohe Reißfestigkeit durch gleichbleibende Qualität. Kühl aufbewahrt mindestens ein Jahr haltbar.

- Medium: Besonders leichtgängig
- Heavy: Für stärkere Retention der Gingiva



Packung 36 Stück

15 x 15 cm medium
15 x 15 cm heavy

74797	14,80
74798	18,25

FIT Klapprahmen, Hager & Werken

Klappbarer Kunststoffrahmen.

- In der Mitte aufklappbar, erleichterter Zugang
- Vermeidet Reflektionen bei Kontrollröntgenaufnahmen, ideal für die Endodontie
- Autoklavierbar



Stück

66809	29,50
-------	-------

FIT Kofferdam Stahlrahmen, Hager & Werken
 Stabiler Edelstahlrahmen. Straffen des Kofferdams ohne Perforation.



Stück
 Rahmen I = 10,90 cm
 Rahmen II = 7,7 cm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
74812	19,20
74813	19,20

FIT Lochzange, Hager & Werken
 Für perfekt gestanzte, reißfeste Perforationen. Beweglicher Stanzdorn, der immer den gesamten Schneiderand erfaßt, aus Edelstahl.



Stück
Stück Lochschablone

74811	80,95
74794	18,99

Hygenic Dental Dam, Coltène
 Aus reinem natürlichem Latex. Widerstandsfähig und reissfest.



Packung 36 Blatt hell	
15,2 x 15,2 cm dünn	45748 17,69
15,2 x 15,2 cm mittel	64941 19,49
15,2 x 15,2 cm stark	45756 21,46
15,2 x 15,2 cm extra stark	55052 22,39
Packung 36 Blatt dunkel	
15,2 x 15,2 cm dünn	45749 17,69
15,2 x 15,2 cm mittel	45752 19,49
15,2 x 15,2 cm stark	45757 21,46
15,2 x 15,2 cm extra stark	55150 22,39
Packung 36 Blatt grün	
15,2 x 15,2 cm dünn	45750 17,69
15,2 x 15,2 cm mittel	45753 19,49
15,2 x 15,2 cm stark	45758 21,46
15,2 x 15,2 cm extra stark	45762 22,39
Packung 36 Blatt blau	
15,2 x 15,2 cm mittel	45755 19,49
15,2 x 15,2 cm stark	45759 21,46

Kofferdam

Hygenic Dental Dam non latex, Coltène

Der 100% latexfreie Kofferdam ist puderfrei und klebt nicht. Non-Latex Dental Dam ist reissfest und hilft Latexallergien aus dem Praxisalltag zu eliminieren.



Packung 15 Blatt grün

15,2 x 15,2 cm f. Erwachsene
12,7 x 12,7 cm f. Kinder

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
60762	34,26
206851	28,14

Hygenic Elasti Dam, Coltène

Extra elastischer und puderfreier Latexkofferdam.

Elasti-Dam ist im Vergleich mit handelsüblichen Materialien aus Naturkautschuk deutlich elastischer und reißfester. Dies erleichtert das Anlegen des Kofferdams. Gleichzeitig bietet es die Kofferdamspannkraft, die es für eine gute Abhaltefunktion braucht. Elasti-Dam ist puderfrei und mit kontrolliert niedrigem Proteinwert. Die Belastung mit allergieauslösenden Proteinen ist dadurch deutlich verringert, damit auch die Wahrscheinlichkeit eine Latexallergie zu entwickeln.



Packung 36 Blatt 15,2 x 15,2 cm

Medium grün
Medium blau
Heavy grün
Heavy blau

233611	23,12
229140	23,12
232496	25,44
234744	25,44

Packung 36 Blatt 12,7 x 12,7 cm

Medium grün
Medium blau
Heavy grün
Heavy blau

235351	23,12
235352	23,12
235353	25,44
234206	25,44

Hygenic Fiesta Dam, Coltène

Fiesta Dental Dam hat einen für den Patienten sehr angenehmen Fruchtgeschmack und ist in sortierten hellen Farben erhältlich.



Packung 36 Blatt 15,2 x 15,2 cm

dünn
mittel
stark

45751	18,49
34824	21,46
45760	22,46

Packung 52 Blatt 12,7 x 12,7 cm

dünn
mittel
stark

222243	18,49
20881	21,46
235359	22,46

Hygenic Flexi Dam non latex, Coltène

Non-Latex Flexi Dam mit integriertem Kunststoffrahmen. Zeitraubendes und techniksensibles Anlegen des Kofferdamrahmens ist dadurch obsolet.

- hochelastisches Flexi Dam Material
- keine Gefahr allergischer Reaktionen
- geruchsneutral
- angenehm für den Patienten



Packung 20 Blatt 10,0 x 10,5 cm lila

190314	67,38
--------	--------------

Hygenic Ora-Shield, Coltène

Weiche Dental Dam Servietten zur Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen Kofferdam und empfindlicher Haut. Absorption von Speichel und Wasser.



Packung 50 Stück

für 127 mm und 152 mm Rahmen

45771	24,82
-------	--------------

Hygenic Wedjets, Coltène

Die Alternative oder Ergänzung zu den Kofferdamklammern. Mit den Wedjets ist eine sichere und stabile Befestigung in den Zahnzwischenräumen zu erreichen.



Packung 2,3 m

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
45772	23,80
45304	23,80
45303	23,80

Packung 2,3 m non latex

185270	23,80
185274	23,80

Ivory Kofferdam Starterkit, Sigma Dental

Die ideale Zusammenstellung für den Einstieg in die Kofferdam-Technik.



85574	357,91
-------	--------

Set
36 Blatt Kofferdam (blau, medium, 15,3 x 15,3 cm), 1 Spannrahmen aus Metall, 8 der populärsten Klammern, 1 Klammerzange, 1 Lochzange, 1 Markierungsschablone, 1 Multimediales CD-Rom-Lernprogramm

Stück

Klammerzange	85575	79,40
Lochzange	85576	141,05

Ivory Kofferdam, Sigma Dental

Ein exaktes Herstellungsverfahren garantiert Ihnen eine permanent gleichbleibende Qualität und eine hohe Reißfestigkeit. Der größte Vorteil dieses Latex-Gummis: ein extrem niedriges Gehalt an natürlichen Latex-Proteinen.



Packung 36 Stück blau

15,3 x 15,3 cm dünn	30735	26,56
15,3 x 15,3 cm mittel	69126	26,56
15,3 x 15,3 cm stark	50111	26,56

Packung 36 Stück grün

15,3 x 15,3 cm mittel	85595	26,56
-----------------------	-------	-------

Isodam Kofferdam, Sigma Dental


Isodam ist eine latexfreie Alternative aus elastischem, synthetischen Polyisopren. Für alle Personen gedacht, die trotz einer Sensibilisierung gegen natürliches Latex nicht auf die Vorteile von Kofferdam verzichten möchten.



Packung 20 Stück hellblau

15,3 x 15,3 cm mittel	10344	23,73
15,3 x 15,3 cm stark	16168	23,73

Kofferdam-Klammern 0-2A, Hu-Friedy




Stück

RDCM0	29922	17,45
RDCM1	85784	17,45
RDCM2	39516	17,45
RDCM2A	35102	17,45


Kofferdam

Kofferdam-Klammern 3-8, Hu-Friedy




Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
RDCM3	83628 17,45
RDCM4	24581 17,45
RDCM7	83737 17,45
RDCM8	78767 17,45

Kofferdam-Klammern 8A-14, Hu-Friedy



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
RDCM8A	78789 17,45
RDCM12A	41530 17,45
RDCM13A	41531 17,45
RDCM14	85120 17,45

Kofferdam-Klammern 14A-212, Hu-Friedy



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
RDCM14A	85119 17,45
RDCM30	19765 17,45
RDCM31	34243 17,45
RDCM56S	78790 17,45
RDCM212	25171 17,45

Kofferdam-Set, Hu-Friedy



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Klammer-Board RDCOB	84873 76,35
Kofferdam-Rahmen RDAF6, für Erwachsene	47945 36,20
Kofferdam-Zange RDF	42661 131,85
Kofferdam-Lochzange RDP, mit auswechselbarem Schneidwerkzeug	42663 221,90

OptraDam Plus, Ivoclar Vivadent

Anatomisch ausgeformter Kofferdam zur absoluten Trockenlegung und Isolation des Arbeitsfeldes. Er unterscheidet sich aufgrund seiner anatomischen Formgebung und spannungsarmen Funktionalität grundlegend vom konventionellen Kofferdam, aus der eine automatische Fixierung im Patientenmund resultiert. Durch seine hohe Flexibilität und Elastizität in allen Dimensionen gewährleistet er einen angenehmen Tragekomfort für den Patienten und erleichtert ihm das Offenhalten des Mundes.



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
regular	200452 81,00
small	205576 81,00

OraSeal, Ultradent Products

OraSeal regular und putty sind Zellulose-Materialien in zwei verschiedenen Viskositäten.

Mit OraSeal regular kann die Kofferdam-Isolierung optimiert bzw. Löcher und Risse im Kofferdam geschlossen werden. Mit OraSeal putty werden z. B. vor einer Abformung Unterschnitte im Mund problemlos ausgeblockt.



Packung
2 x 1,2 ml regular und 2 x 1,2 ml putty, 20 White Mac Tips

Nachfüllpackung 4 x 1,2 ml

OraSeal regular

OraSeal putty

Zubehör

White Mac Tips, 20 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

28466 **48,40**

28467 **38,80**

28469 **38,80**

28542 **11,10**

Roeko Dental Dam, Coltène

Das Anlegen von Dental Dam hilft Zeit zu sparen, schafft ein trockenes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Dental Dam verhindert ein Aspirieren oder Verschlucken eines Instrumentes z. B. im Laufe einer endodontischen Behandlung. Dental Dam gibt es in Latex und Silikon. Dental Dam Silikon schützt den sensibilisierten Patienten ebenso wie den Zahnarzt und seine Mitarbeiter vor einer möglichen allergischen Reaktion.



Packung 36 Stück Latex

15 x 15 cm dünn

15 x 15 cm mittel

15 x 15 cm stark

59840 **24,19**

59841 **24,19**

59842 **24,19**

Roeko Flexi Dam non latex, Coltène

Mit Flexi Dam hat der Zahnarzt eine exzellente Alternative zum traditionellen Latex Dam. Er schafft ein absolut trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Das hochelastische Material ist sehr gut dehnbar und gleichzeitig besonders reissfest. Durch das ausgezeichnete Rückstellvermögen legt sich der Kofferdam dicht an den Zahnhals und isoliert dadurch einzelne Zähne und ganze Zahngruppen gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.



Packung 30 Stück + Schablone

15 x 15 cm violett

15 x 15 cm blau

26999 **39,43**

171946 **39,43**

SIGMAAdam Kofferdam, Sigma Dental

Die spezielle Produktionstechnik und die verwendeten hochwertigen Rohstoffe machen SIGMAAdam zu einem puderfreien Latex-Kofferdamgummi, das den höchsten Anforderungen der Kofferdamtechnik gerecht wird. Die extrem hohe Reißfestigkeit und der gute Randschluss am Zahn sorgen für eine ideale Trockenlegung des Arbeitsfeldes und ermöglichen somit beste Arbeitsergebnisse.



Packung 36 Stück grün

15,3 x 15,3 cm dünn

15,3 x 15,3 cm mittel

15,3 x 15,3 cm stark

15,3 x 15,3 cm x-stark

146075 **13,54**

60210 **13,54**

17089 **13,54**

180390 **13,54**

Stumpfaufbaumaterial

Alfacomp LC, Voco

Lichthärtendes Composite in grauer Farbe für Stumpfaufbauten und Füllungen der Klassen I und II.

- Sichtbare Abgrenzung der Restauration gegen die Zahnhartsubstanz durch graue Einfärbung
- Einfache Anwendung bei hervorragenden physikalischen Eigenschaften
- Hohe Röntgenopazität
- Anwendbar mit jedem lichthärtenden Dentin-Schmelzbond



Spritze 4 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

221440 **42,40**

Caps 16 x 0,25 g

247457 **42,40**

Clearfil DC Core Plus, Kuraray Dental

Dualhärtendes Zwei-Komponenten Stumpfaufbaumaterial für ästhetische und zuverlässige Restaurationen. Mit dem Material können auch sicher und zuverlässig Wurzelstifte zementiert werden. Die selbsthärtende Eigenschaft dieses neuen Stumpfaufbaumaterials ist die perfekte Lösung für jene Bereiche des Wurzelkanals, die nicht lichtzugänglich sind. Alle anderen Bereiche können optional mit Licht gehärtet werden.



Refill Dentin

224940 **118,00**

9 ml (17,9 g) Automix-Spritze, 20 Mixing Tips, je 10 Front Tips L und S

Refill White

224941 **118,00**

9 ml (17,9 g) Automix-Spritze, 20 Mixing Tips, je 10 Front Tips L und S

Zubehör

Mixing Tips, 20 Stück

224945 **31,50**

Front Tips L, 20 Stück

224943 **21,00**

Front Tips S, 20 Stück

224944 **21,00**

Core-X flow, Dentsply Sirona

Core-X flow besteht aus zwei Komponenten, Basispaste und Katalysator-paste. Gemischt ergeben sie ein dualhärtendes, hoch gefülltes Kompositmaterial, das für die Wurzelstiftzementierung und die Anfertigung von Stumpfaufbauten geeignet ist. Core-X flow verwendet ein biokompatibles Urethan-Harz und ist zahnfarben.



Packung

14624 **137,62**

4 Spritzen à 4,75 g, 20 Mischkanülen, 20 Intraoral-Tips

Zubehör

Mischkanülen, 40 Stück

163804 **46,25**

Grandio Core Dual Cure, Voco

Fließfähiges, dualhärtendes Nano-Hybrid Stumpfaufbaumaterial.

- Stumpfaufbau sowohl bei vitalen als auch devitalen Zähnen
- Befestigung von Wurzelstiften



Packung dentin

221433 **68,60**

10 g QuickMix Spritze dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4

Packung blau

221434 **68,60**

10 g QuickMix Spritze dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4

Packung weiß

221435 **68,60**

10 g QuickMix Spritze dentin, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4

LuxaCore Z-Dual, DMG

Dualhärtendes Premium-Composite mit Zirkoniumdioxid.

Vorteile:

- Optimierte, naturnahe Materialeigenschaften dank Zirkondioxid
- Beschleifbar wie Dentin
- Besonders hohe Druckfestigkeit
- Füllen in einem Arbeitsgang, keine Schichttechnik nötig
- Präzise Präparationsgrenzen, riefenfreie Präparation ohne untersichgehende Stellen



Packung A3

11685 **193,55**

1 Kartusche à 48 g, 30 Automix-Tips, 20 Intraoral-Tips, 10 Endo-Tips

Packung blau

11686 **193,55**

1 Kartusche à 48 g, 30 Automix-Tips, 20 Intraoral-Tips, 10 Endo-Tips

Packung hell-opak

11687 **193,55**

1 Kartusche à 48 g, 30 Automix-Tips, 20 Intraoral-Tips, 10 Endo-Tips

Zubehör

Automix-Tips gelb, 50 Stück

29686 **35,65**

Intraoral-Tips gelb, 50 Stück

29406 **22,35**

Da weitermachen,
wo alle anderen
aufhören.



Kanüle
feiner als
PA-Sonde

NIEDRIGVSKOSES NANO-HYBRID FÜLLUNGS- MATERIAL FÜR FILIGRANE ANWENDUNGEN

- **Niedrigviskos** – Ausgezeichnetes Anfließverhalten und damit optimal für schwer zugängliche Bereiche und kleine Kavitäten geeignet
- **Extrafeine Kanüle** – Für präzise und punktgenaue Applikation, überschussfreie Dosierung und Materialersparnis
- **Leistungsstark** – Hervorragende physikalische Eigenschaften (z. B. Füllstoffgehalt von 76 Gew.-%)
- **Hohe Ästhetik** – Acht Farben für individuelle Anwendungen



GrandiSO
Light Flow



Stumpfaufbaumaterial

LuxaCore Z-Dual Smartmix, DMG

Dualhärtendes Premium-Composite mit Zirkoniumdioxid.

Vorteile:

- Optimierte, naturnahe Materialeigenschaften dank Zirkondioxid
- Beschleifbar wie Dentin
- Besonders hohe Druckfestigkeit
- Füllen in einem Arbeitsgang, keine Schichttechnik nötig
- Präzise Präparationsgrenzen, riefenfreie Präparation ohne untersichgehende Stellen



Packung A3

2 Smartmix-Doppelspritzen à 9 g, 20 Smartmix-Tips, je 10 Intraoral- und Endo-Tips

Packung blau

2 Smartmix-Doppelspritzen à 9 g, 20 Smartmix-Tips, je 10 Intraoral- und Endo-Tips

Packung hell-opak

2 Smartmix-Doppelspritzen à 9 g, 20 Smartmix-Tips, je 10 Intraoral- und Endo-Tips

Zubehör

Smartmix-Tips Combi, 50 Stück
Smartmix-Tips Endo, 50 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
11831	100,85
14435	100,85
13450	100,85
14534	52,40
15424	52,40

MultiCore Flow, Ivoclar Vivadent

Selbsthärtendes, fließfähiges, röntgenopakes Stumpfaufbau-Composite mit optionaler Lichthärtung. Für den Stumpfaufbau unter Verwendung von Matrizen und für die Befestigung von Wurzelstiften aus faserverstärktem Composite. Es fließt sehr gut an die gebondete Dentinoberfläche an und sorgt für einen festen Verbund zur verbliebenen Zahnhartsubstanz.



Refill light

1 Kartusche à 50 g, 20 Mischkanülen, 20 Intraoral Tips

Refill medium

1 Kartusche à 50 g, 20 Mischkanülen, 20 Intraoral Tips

Refill blue

1 Kartusche à 50 g, 20 Mischkanülen, 20 Intraoral Tips

Zubehör

Dispenser 1:1
Intra Oral Tips gelb, 50 Stück
Mixing Tips blau, 50 Stück

77928	164,00
151965	164,00
151966	164,00
151967	80,10
151969	23,70
78096	43,90

MultiCore Flow Automix, Ivoclar Vivadent

Selbsthärtendes, fließfähiges, röntgenopakes Stumpfaufbau-Composite mit optionaler Lichthärtung. Für den Stumpfaufbau unter Verwendung von Matrizen und für die Befestigung von Wurzelstiften aus faserverstärktem Composite. Es fließt sehr gut an die gebondete Dentinoberfläche an und sorgt für einen festen Verbund zur verbliebenen Zahnhartsubstanz.



1 Spritze à 10 g, 10 Mischkanülen, 10 Intra Oral Tips

light	190848	64,35
medium	192379	64,35
white	192458	64,35

Zubehör

Mixing Tips schwarz-grün-kurz, 10 Stück
Intra Oral Tips, 10 Stück

ParaCore, Coltène

ParaCore ist ein dualhärtendes, glasverstärktes, röntgenopakes Kompositsystem, das in drei Farben erhältlich ist. Das bewährte 3-in-1-Material vereinfacht Restaurationen mit Stiftaufbau, da es sich ausgezeichnet für Stifzementierung, Stumpfaufbau und Befestigung von Kronen- und Brücken eignet. Dabei schafft Paracore einen optimalen „Monoblock-Verbund“ zwischen Dentin, Wurzelstift und Krone, was eine Restauration mit außerordentlich hoher Lebensdauer und Festigkeit ermöglicht.



Refill weiß

2 x 5 ml Spritzen, 20 Mixing Tips

Refill dentin

2 x 5 ml Spritzen, 20 Mixing Tips

Refill dentin SLOW

2 x 5 ml Spritzen, 20 Mixing Tips

Refill translucent SLOW

2 x 5 ml Spritzen, 20 Mixing Tips

178070	92,86
178053	92,86
228196	92,86
229045	92,86



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Stumpfaufbaumaterial

Rebilda DC, Voco

Fließfähiges, dualhärtendes Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbefestigungssystem.

- Schnelle Verarbeitung durch Lichthärtung
- Sichere Verarbeitung durch zusätzliche chemische Härtung
- Geringe Wärmeentwicklung auch bei voluminösen Aufbauten
- Fließfähig / kein Stopfen mehr
- Hohe Haftung durch Systembond



1 Kartusche à 50 g, Mischkanülen Typ 12, Applikationsaufsätze Typ 3

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

s. Tab. 166,40

10 g QuickMix Spritze, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4

s. Tab. 69,90

Farbe	blau	dentin	weiß
Kartusche 50 g	18291	18290	18292
QuickMix Spritze 10 g	18295	18210	18296

Rebilda LC, Voco

Lichthärtendes, röntgenopakes, adhäsives Stumpfaufbausystem zum zeitsparenden Aufbau von vitalen und devitalen Zahnstümpfen.



Packung blau
2 Spritzen à 5 g

20115 109,00

Packung Dentin
2 Spritzen à 5 g

20116 109,00

Visalys CemCore, Kettenbach

Visalys CemCore ist ein dualhärtendes, adhäsives Befestigungs- und Stumpfaufbaumaterial. Die einzigartige Active-Connect-Technology (ACT) sorgt für einen optimierten Haftverbund und gleichzeitig beweist Visalys CemCore eine hervorragende Standfestigkeit, auch ohne Matrize.



Normal pack

5-ml-Automixspritze, 20 Mischkanülen, 6 Intraoral tips, 4 Endo tips

Universal (A2 / A3)

271401 139,00

Opaque

271402 139,00

Translucent

271403 139,00

Bleach

271404 139,00

Dark (A4)

271405 139,00

Visalys Core, Kettenbach

Das erste Stumpfaufbaumaterial mit einzigartiger Active-Connect-Technology.

- sicherer Verbund mit allen marktgängigen Ein- und Mehrschritt-Adhäsiven / ohne zusätzlichen Aktivator
- für Stumpfaufbau und Befestigung von Wurzelstiften
- exzellente Standfestigkeit bei gleichzeitig gutem Anfließverhalten
- dualhärtend, röntgenopak
- hohe Stabilität durch gute Druckfestigkeit
- Bisphenol A frei



Doppelspritze dentin

2 x 5 ml, 20 Mischkanülen, 10 Intraoral Tips

245396 111,80

Doppelspritze weiß

2 x 5 ml, 20 Mischkanülen, 10 Intraoral Tips

245395 111,80

Kartusche dentin

25 ml, 20 Mischkanülen, 10 Intraoral Tips

245398 167,00

Kartusche weiß

25 ml, 20 Mischkanülen, 10 Intraoral Tips

245397 167,00

3
Füllungsmaterialien

X-post Glasfaserstifte, Dentsply Sirona

X-post ist ein endodontischer Glasfaserstift für den direkten adhäsiven Stift-Stumpf-Aufbau zur Verankerung der koronalen Restauration im Falle, dass nur sehr wenig Zahnhartsubstanz vorhanden ist.



Packung 5 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
X-Post Größe 1 gelb	15529 67,16
X-Post Größe 2 rot	15625 67,16
X-Post Größe 3 blau	17422 67,16
X-Post Größe 4 grün	17423 67,16

D.T. Light-Post, VDW

Langzeit klinisch erprobte Quarzfaserstifte.

Alle D.T. Light-Posts zeichnen sich durch eine spezielle und innovative Double Taper Form aus. Diese Form ermöglicht eine gute Passung zwischen der Kanalform nach moderner Aufbereitung und dem verwendeten Quarzfaserstift. Das Resultat: Weniger Dentinabtrag im Vergleich zu Wurzelstiften mit nur einfacher Konizität. Mehr als 100 klinische in-vivo Studien weisen ausgezeichnete Ergebnisse für D.T. Light-Posts aus.



Packung 2 x 5 Stück

Größe 0,5	278849 117,75
Größe 1	278851 117,75
Größe 2	278850 117,75
Größe 3	278877 117,75

Stück

Universal Drill	278879 21,88
Finishing Drill #1	278880 21,88
Finishing Drill #2	278882 21,88
Finishing Drill #3	278883 21,88

Flexi-Post, Loser

Titan Wurzelstifte in 5 Größen. Durch geschlitzten Schaft maximale Retention der Stifte im Wurzelkanal bei minimaler Belastung.



10 Stifte, 1 Vorbohrer, 1 Fräse

Gr. 00 weiß	64994 192,30
Gr. 0 gelb	64993 192,30
Gr. 1 rot	65336 192,30
Gr. 2 blau	65337 192,30
Gr. 3 grün	65338 192,30

FRC Postec Plus, Ivoclar Vivadent

Hoch ästhetischer und hoch röntgenopaker Wurzelstift aus glasfaserverstärktem Composite für den direkten Aufbau koronal tieferstörter und endodontisch behandelter Zähne. Das Wurzelstiftsystem beinhaltet lichtleitende Stifte aus glasfaserverstärktem Composite in drei Größen und kongruente Reamer aus rostfreiem Stahl zur Präparation des Stiftbettes.



Refill 5 Stück

Größe 0	190957 67,75
Größe 1	166533 67,75
Größe 3	166535 67,75

Refill 20 Stück

Größe 0	190960 240,00
Größe 1	165435 240,00
Größe 3	166532 240,00

Refill Reamer 1 Stück

Größe 0	190961 25,00
Größe 1	87283 25,00
Größe 3	87285 25,00



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

LuxaPost, DMG

Glasfaserverstärkter Composite-Wurzelstift mit dentinähnlichem Biegemodul.

- Perfekte Kombination mit LuxaCore: Monoblock
- Dentinähnliches Biegemodul: verringertes Wurzelfrakturrisiko
- Röntgenopak
- Vorsilanisiert
- Substanz schonend dank konischer Form
- Ein schneidkräftiger Bohrer pro Größe: Kein Vorbohren notwendig
- Hohe Ästhetik



Packung 5 Stück

1,25 mm schwarz	189690	65,15
1,375 mm lila	187196	65,15
1,5 mm grün	188396	65,15
1,75 mm rot	254747	65,15

Stück

Bohrer 1,25 mm	189925	37,60
Bohrer 1,375 mm	189927	37,60
Bohrer 1,5 mm	189928	37,60
Bohrer 1,75 mm	254530	37,60

Max Pin, Coltène

Selbstschneidende parapulpäre Stifte mit Schulterstop und abgerundeter Kopfform für gute Adaption, korrosionsfreie Titanlegierung, selbstausrichtend beim Einbringen.

MAX Pin 017 = 425 x 1,9 mm
MAX Pin 021 = 525 x 2,4 mm



25 Pins, 2 Bohrer, 1 Schrauber

MAX Pin 017 blau	63200	166,26
MAX Pin 021 violett	63202	166,26

Bulk-Packung 60 Pins

MAX Pin 017 blau	35761	240,12
MAX Pin 021 violett	35762	240,12

Packung 5 Stück

MAX Bohrer M91 blau	63204	153,91
MAX Bohrer M92 violett	63205	153,91

Mirafit White, Hager & Werken

Gewindefreier Wurzelauflaufstift aus Glasfaser.

- Weiße Farbe des Stiftes dient der besseren Ästhetik
- Radiopak
- Physikalische Eigenschaften des Stiftes ähneln denen von Dentin und Stumpfaufbaukomposit
- Keine Korrosionsgefahr dank des biokompatiblen Werkstoffes aus metallfreien Materialien
- Ermöglicht eine besonders zahnschonende Präparation
- Extra langer und leicht zu kürzender Stift läßt sich mit einem Bohrer einfach entfernen



Packung 6 Stifte

L2 Ø 1,20 mm	24558	25,99
L3 Ø 1,35 mm	24559	25,99
L4 Ø 1,50 mm	24560	25,99

ParaPost Fiber Lux, Coltène

Eine Alternative zu Metallstiften, wenn ästhetisch anspruchsvolle metallfreie Restaurationen gewünscht sind. Die Stifte bestehen aus transluzentem Glasfaser-Harz-Material, das die natürliche Zahnfarbe widerspiegelt und somit eine Schattensbildung am Gingivalsaum verhindert. Der hohe Anteil parallel verlaufender Glasfaserbündel sorgt für eine hervorragende Verstärkung der Stiftstruktur, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen.



Packung 5 Stück

Ø 0.90 mm / Größe 3	163469	73,76
Ø 1.00 mm / Größe 4	46390	73,76
Ø 1.14 mm / Größe 4.5	46391	73,76
Ø 1.25 mm / Größe 5	46392	73,76
Ø 1.40 mm / Größe 5.5	161638	73,76
Ø 1.50 mm / Größe 6	163140	73,76



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

ParaPost Fiber White, Coltène

Ästhetischer metallfreier Wurzelstift aus glasfaserverstärkter Harzmatrix, die einen chemischen Verbund zu Zement und Stumpfaufbaumaterial auf Kompositbasis eingeht. Optimale chemische Haftung dank großer Oberfläche, Antirotationsflächen, weißer transluzenter Werkstoff verhindert Schattenbildung, Elastizitätsverhalten ähnlich dem Dentin. Gerundeter Kopf minimiert Streß im Aufbaumaterial.



Packung 5 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Ø 0.90 mm / Größe 3	18939 66,01
Ø 1.14 mm / Größe 4.5	26394 66,01
Ø 1.25 mm / Größe 5	26988 66,01
Ø 1.40 mm / Größe 5.5	26983 66,01
Ø 1.50 mm / Größe 6	27177 66,01

ParaPost Taper Lux, Coltène

Das ästhetische transluzente Wurzelstiftsystem stellt eine hervorragende Alternative zu Metallstiften dar, wenn ästhetisch anspruchsvolle oder metallfreie Restaurationen gewünscht werden.



Packung 5 Stück

Ø 1.14 mm / Größe 4.5	189201 73,76
Ø 1.25 mm / Größe 5	189202 73,76
Ø 1.40 mm / Größe 5.5	189203 73,76
Ø 1.50 mm / Größe 6	189204 73,76

ParaPost XP Abformstifte, Coltène

Das Wurzelstift-Aufbausystem für die direkte und indirekte Technik.

- Standardisiertes System mit sieben Größen, einschliesslich zweier Zwischengrößen
- Vorne nichtschneidende, tiefenkalibrierte Bohrer, zur präzisen Kanalpräparation



Packung 20 Stück

P743-3 braun Ø 0,90 mm	39234 38,73
P743-4 gelb Ø 1,00 mm	39235 38,73
P743-4.5 blau Ø 1,14 mm	39236 38,73
P743-5 rot Ø 1,25 mm	39237 38,73
P743-5.5 violett Ø 1,40 mm	39238 38,73
P743-6 schwarz Ø 1,50 mm	39239 38,73
P743-7 grün Ø 1,75 mm	39240 38,73

ParaPost XP Ausbrennstifte, Coltène

Ausbrennstifte aus Kunststoff zur Herstellung von parallelwandigen, gegessenen Wurzelstiften mit patentiertem Diamant-Retentions-Design, für sicheren Halt und einfache Zementierung. Kompatibel mit allen vorherigen ParaPost Generationen.



P751-3 braun Ø 0,90 mm	36167 48,33
P751-4 gelb Ø 1,00 mm	36168 48,33
P751-4.5 blau Ø 1,14 mm	36169 48,33
P751-5 rot Ø 1,25 mm	36170 48,33
P751-5.5 violett Ø 1,40 mm	36171 48,33
P751-6 schwarz Ø 1,50 mm	36172 48,33
P751-7 grün Ø 1,75 mm	36173 48,33

ParaPost XP Temporärstifte, Coltène

Temporärstifte (Titan) farbcodiert.

- Sichere Verankerung von Provisoren
- Befestigung ohne temporären Zement
- Einfaches entfernen ohne Rückstände



Packung 20 Stück

P746-3 braun Ø 0,90 mm	39248 66,01
P746-4 gelb Ø 1,00 mm	39249 66,01
P746-4.5 blau Ø 1,14 mm	39250 66,01
P746-5 rot Ø 1,25 mm	39251 66,01
P746-5.5 violett Ø 1,40 mm	39252 66,01
P746-6 schwarz Ø 1,50 mm	39253 66,01
P746-7 grün Ø 1,75 mm	39254 66,01

ParaPost X Bohrer, Coltène

Mit Stahlschaft. Für alle passiven X-Systeme Stifte. 2-kehlig, Spitze flach mit Tiefenmarkierung.



Packung 3 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
P42-3 braun Ø 0,90 mm	83958 66,17
P42-4 gelb Ø 1,00 mm	83959 66,17
P42-4.5 blau Ø 1,14 mm	35785 66,17
P42-5 rot Ø 1,25 mm	83960 66,17
P42-5.5 violett Ø 1,40 mm	35786 66,17
P42-6 schwarz Ø 1,50 mm	83961 66,17
P42-7 grün Ø 1,75 mm	83962 66,17

ParaPost XT Titan-Wurzelstifte, Coltène

Aktiv geschraubter und passiv zementierter Stift für den direkten Aufbau. Abgerundeter Retentionskopf minimiert Kontraktionsstress im Aufbaumaterial. Das Spezialgewinde retiniert im kräftigen Zervikalbereich.



Packung 12 Stück

P683-0 braun Ø 0,90 mm	49270 110,46
P684-0 gelb Ø 1,00 mm	49271 110,46
P684-5 blau Ø 1,14	49272 110,46
P685-0 rot Ø 1,25 mm	49273 110,46
P685-5 violett Ø 1,40 mm	49274 110,46
P686-0 schwarz Ø 1,50 mm	49275 110,46

Perma-dor Wurzelstifte, VDW

Passive Edelmetallstifte für indirekte Aufbauten. Spannungsabbau und weniger Dentinabtrag mit der konischen Form. Erhöhte Bruchsicherheit wegen der Kühlrippenwirkung (lunkerfreier Anguß)

• Bestandteile:

(Au 60 %, Pt 24,9 %, Pd 15 %, Ir 0,1 %)



Packung 5 Stück

klein	32891 149,40
mittel	32892 197,02
groß	32890 257,05

Packung 5 Stück

klein, biodent	80466 153,99
mittel, biodent	80464 202,76
groß, biodent	80462 266,17

Zubehör

Pilotbohrer, 5 Stück	32118 55,53
Kanaltrimmer, 5 Stück	142674 86,10

Perma-dor Wurzelstifte, VDW

Passive Edelmetallstifte für indirekte Aufbauten.

Perma-dor >proviso< / Für die temporäre Versorgung.

Perma-dor >twin< / Für Patienten mit einer Palladiumallergie.



Packung 5 Stück

klein, proviso	80459 73,68
mittel, proviso	80457 86,14
groß, proviso	80455 99,73

Packung 5 Stück

klein, twin	32114 259,32
mittel, twin	32115 372,65
groß, twin	32116 429,22

Zubehör

Pilotbohrer, 5 Stück	32118 55,53
Kanaltrimmer, 5 Stück	142674 86,10

Perma-tex, VDW

Aktive Titanstifte für direkte Aufbauten.

Perma-tex >aktiv< / Für Molaren.

Perma-tex >progress< / Für Prämolaren und Frontzähne.



Packung 5 Stück

klein, aktiv	32096 68,20
mittel, aktiv	32097 68,20
groß, aktiv	32098 68,20

Packung 5 Stück

klein, progress	73471 65,58
mittel, progress	73502 65,58
groß, progress	73505 65,58

Stiftsysteme

Radix Anker, Dentsply Sirona Endodontics
Biokompatible Wurzelkanalstifte aus Edelstahl mit lamelliertem Kopf.



Packung 12 Stück

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	74534	110,36
Größe 2	74535	110,36
Größe 3	74536	110,36

Radix Anker Titane, Dentsply Sirona Endodontics
Biokompatible Wurzelkanalstifte aus Titan mit lamelliertem Kopf.



Packung 12 Stück

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	84813	144,64
Größe 2	84814	144,64
Größe 3	84815	144,64

Radix Anker Long, Dentsply Sirona Endodontics
Biokompatible Wurzelkanalstifte aus Titan mit langem Kopf.



Packung 12 Stück

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	72440	144,64
Größe 2	72467	144,64
Größe 3	72471	144,64

Radix RS Stift Titanium, Dentsply Sirona Endodontics
Biokompatible Wurzelkanalstifte aus Titan mit quadratischem Kopf.



Packung 12 Stück

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	83431	72,12
Größe 2	83432	72,12
Größe 3	83433	72,12

Rebilda Post, Voco
Der glasfaserverstärkte Composite Wurzelstift ist eine hervorragende Ergänzung zum dualhärtenden Stumpfaufbau- und Befestigungsmaterial Rebilda DC. Der röntgenopake, transluzente Rebilda Post mit dentinähnlichen Elastizitätsverhalten führt durch Adhäsivtechnik zu einer dauerhaften und ästhetisch hochwertigen, metallfreien Restauration.



Packung 5 Stifte

10 (Ø 1,0 mm)	228183	64,90
12 (Ø 1,2 mm)	13469	64,90
15 (Ø 1,5 mm)	13471	64,90
20 (Ø 2,0 mm)	13472	64,90

Stück

Bohrer 10 (Ø 1,0 mm)	228184	21,90
Bohrer 12 (Ø 1,2 mm)	17711	21,90
Bohrer 15 (Ø 1,5 mm)	17170	21,90
Bohrer 20 (Ø 2,0 mm)	13550	21,90

Rebilda Post GT, Voco
Gebündelter glasfaserverstärkter Composite Wurzelstift.


- Aus einzelnen dünnen Strängen zusammengefasster Wurzelstift
- Optimale Anpassung an alle Wurzelkanalmorphologien
- Sehr gut geeignet für Wurzelkanäle, die in der Greater-Taper-Technik aufbereitet wurden
- Zeitsparende Applikation ohne einen auf das System abgestimmten Bohrer
- Vermeidung einer umfangreichen Wurzelkanalaufbereitung, somit keine Schwächung der Wurzelstruktur
- Verstärkung des Stumpfaufbaus und des Befestigungscomposites



Set

je 5 Stifte (~ Ø 0,8 mm, ~ Ø 1,0 mm, ~ Ø 1,2 mm, ~ Ø 1,4 mm), Ceramic Bond Flasche 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 Stk., Rebilda DC dentin QuickMix Spritze 10 g, Zubehör	254694	499,00
--	--------	--------

Rotex Anker, Cendres & Metaux
Wurzelkanalanker mit selbstschneidendem Gewinde. Endodontischer Teil leicht konisch. Werkstoff: Reintitan.



Packung 5 Stück

klein / weiß	60402	79,50
mittel / gelb	60403	79,50
groß / rot	60404	79,50

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

RelyX Fiber Post, 3M

RelyX Fiber Post ist ein röntgenopaker, transluzenter glasfaserverstärkter Composite-Wurzelstift. Ein perfektes System mit RelyX Unicem.

- Höhere Ermüdungsbeständigkeit als viele andere führende Faserstifte
- Praktisch blasenfrei zementierbar mit RelyX Unicem Aplicap Verlängerungskanülen oder RelyX Unicem 2 Automix Endo-Tip-Aufsätzen
- Hohe Ästhetik dank Transluzenz und kein Korrosionsrisiko, das bei metallischen Stiften auftreten kann
- Farbcodiert



Stifte 10 Stück

Größe 0 (1,1 mm Ø) - weiß	215145	122,42
Größe 1 (1,3 mm Ø) - gelb	179978	122,42
Größe 2 (1,6 mm Ø) - rot	179979	122,42
Größe 3 (1,9 mm Ø) - blau	179980	122,42

Bohrer Stück

Größe 0 (1,1 mm Ø) - weiß	209672	18,20
Größe 1 (1,3 mm Ø) - gelb	179981	18,20
Größe 2 (1,6 mm Ø) - rot	179982	18,20
Größe 3 (1,9 mm Ø) - blau	179983	18,20
Universal	179985	18,20

RelyX Fiber Post 3D, 3M

Glasfaserverstärkter Wurzelstift zur Abstützung und Befestigung der koronalen Restauration im Falle von unzureichender Zahnschubstanz (<4mm).

- Höhere mechanische Retention zum Stumpfaufbau-Material dank koronaler 3D-Makro-Retentionen.
- Starke Haftung im Wurzelkanal dank seiner mikroporösen Oberfläche ohne Silanisierungsschritt (bei der Verwendung von RelyX Unicem).
- Bessere Kontrolle über die Stiftposition dank exzellenter Röntgenopazität.
- Geringes Risiko von Wurzelfrakturen dank dentinähnlicher Elastizität.
- Ästhetischere Option gegenüber einem Metallstift.



Refill 2 Blister à 5 Stück

Größe 0	248123	124,03
Größe 1	248124	124,03
Größe 2	248125	124,03
Größe 3	248126	124,03

Stück Bohrer

Größe 0	209672	18,20
Größe 1	179981	18,20
Größe 2	179982	18,20
Größe 3	179983	18,20
Universal	179985	18,20

Stabilok

Parapulpärer Stift aus Titan oder Edelstahl. Wird direkt und ohne Zusatzteile mit dem Standardwinkelstück eingebracht.



Packung 20 Stück

Edelstahl / grün, normal	74977	32,30
Edelstahl / blau, fein	74978	32,30
Titan / orange, normal	74979	32,30
Titan / gelb, fein	74981	32,30

Jumbo-Packung 100 Stück

Edelstahl / grün, normal	74982	137,00
Edelstahl / blau, fein	74984	137,00
Titan / orange, normal	74985	137,00
Titan / gelb, fein	74986	137,00

TMS Link Plus, Coltène

Selbstschneidende parapulpäre Stifte, goldbeschichteter Edelstahl oder Alpha-beta-Titanlegierung, Schulterstopp, selbstausrichtend beim Einbringen, erhältlich als Single Shear Pins (einzeln abscherend) und als Double Shear Pins (doppelt abscherend). Dazu wird der farbkodierte Kodex-Bohrer geliefert, der eine optimale Präparation des Bohrloches sicherstellt.



EL7.. = Gold-Plated Stainless Steel

EL8.. = Titanlegierung

Packung 24 Stück, 1 Bohrer

EL721 Minim Single Shear	83902	120,73
EL741 Regular Single Shear	83906	120,73
EL821 Minim Single Shear	88576	120,73
EL731 Minim Double Shear	83904	159,76
EL751 Regular Double Shear	83908	159,76
EL841 Minim Double Shear	83914	159,76

Bulkpackung 60 Stück

EL722 Minim Single Shear	83903	204,60
EL742 Regular Single Shear	83907	204,60
EL822 Minim Single Shear	88577	204,60
EL732 Minim Double Shear	83905	275,48
EL752 Regular Double Shear	83909	275,48
EL842 Minim Double Shear	83915	275,48

3
Füllungsmaterialien

Keramik- / Composite-Reparaturmaterial

Alloy Primer, Kuraray Dental

Alloy Primer ist ein Metall/Composite-Primer für einen optimalen Verbund von Metall-Legierungen mit Composite und Befestigungszement auf Composite-Basis.



Flasche 5 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
79477	65,60

Cimara, Voco

Lichthärtendes Keramikreparaturmaterial mit BCS Mikrohybrid Composite zur Restauration von Keramikarbeiten in der Zahnarztpraxis. Mit Cimara kann der Zahnarzt beschädigte Keramikverblendungen direkt im Mund des Patienten bearbeiten. Das Set enthält alle notwendigen Materialien, um einen dauerhaften, spaltfreien Verbund zwischen Keramik/Metallgerüst und dem Composite zu erzielen.



Set

8 x 0,3 ml Haftsilan, 4 ml Adhäsiv, 1,2 g Spritze Opaker LC, 8 x 0,25 g GrandioSO Caps (A1, 2x A2, 2 x A3, A3.5, B2, GA3.25), Zubehör

20991	251,50
-------	--------

Nachfüllpackung

Haftsilan 4 x 0,3 ml

59792	126,20
-------	--------

Adhäsiv 4 ml

218345	39,90
--------	-------

Opaker LC Spritze 1,2 g

26255	26,30
-------	-------

Clearfil Ceramic Primer Plus, Kuraray Dental

Universaler Primer für fast alle Oberflächen. Er haftet dauerhaft an Keramik (Lithiumdisilikat, Zirkonoxid), Hybridkeramik (z.B. ESTENIA C&B), Komposit und Metall. Das Original-MDP-Monomer gewährleistet eine sichere Haftung an Metall und Metalloxid wie z.B. Zirkonoxid. Der Silanhaftvermittler garantiert eine starke Haftung an Komposit, Glaskeramik und Hybridkeramik (z.B. ESTENIA C&B). Die perfekte Mischung der Bestandteile ermöglicht Ihnen sichere Haftung an nahezu allen Dentalmaterialien.



Flasche 4 ml

244312	98,60
--------	-------

Clearfil Repair Kit, Kuraray Dental

Ermöglicht hochwertige intraorale Reparaturen von Keramik- und Compositearbeiten. Haftet an allen dentalen Materialien. Der Abschluss kann mit jedem lichthärtenden Composite vollendet werden.



Kit

6 ml Clearfil SE Bond Primer, 5 ml Clearfil SE Bond, 4 ml Clearfil Porcelain Bond Activator, 6 ml K-Etchant Gel, 1 ml Alloy Primer, 4 g Clearfil ST Opaquer US Shade

29711	274,40
-------	--------

CoJet, 3M

CoJet ist geeignet für intraorale adhäsive Reparatur von defekten Verblendungen aus Composite und Keramik. Extraorale Vorbehandlung von Inlays und Onlays, Veneers, Kronen und Brücken, Schrauben und Stiften zur adhäsiven Befestigung.



Packung

3 Flaschen à 40 g

46694	59,16
-------	-------

Zubehör

Visio-Bond, 2,5 ml

84617	27,46
-------	-------

Keramik- / Composite-Reparaturmaterial

Dento-Prep, Rönvig

Kompaktes, voll sterilisierbares Pulverstrahl-Handstück für den Einsatz von Strahlmitteln wie Aluminium- und Siliziumoxidpulver von 20 bis 80µ.

- Luftdruck von 2,5 bis 8 bar möglich
- 360° drehbare Düse
- Für alle Sterilisationsarten geeignet bis 200 °C
- Pulverbehälter autoklavierbar bis max. 135 °C
- Besonders geeignet für das CoJet System



Handstück
mit Pulverbehälter

Artikel-Nr. **72459** Preis pro Einheit **266,00**

Stück Connector

KaVo MULTIflex
Sirona Schnellkupplung
W & H Roto Quick

89229 **61,50**
20243 **61,50**
22032 **61,50**

Packung 1 kg
Aluminiumoxid Pulver 50 µ

20074 **21,50**

Ecusit-Composite Repair, DMG

Lichthärtender Haftvermittler für Composite-Reparaturen.

- Einfache Anwendung
- Schnelle und sichere intraorale Anwendung
- Zeit- und materialsparend
- Ermöglicht Farbanpassung von Compositefüllungen, z. B. an gebleichten Zähnen
- Geruchslos
- ohne Methyl-Methacrylat



Packung
1 Flasche à 5 ml Bond, 10 Pinsel, 1 Mischpalette

27232 **53,05**

Heliosit Orthodontic, Ivoclar Vivadent

Lichthärtendes Einkomponentenmaterial für orthodontische Befestigung.



Refill
3 Spritzen à 2,5 g

52208 **82,10**

IPS Empress Direct Opaque, Ivoclar Vivadent

IPS Empress Direct Opaque - für die hochästhetische Versorgung - ist ein lichthärtendes Opaquermaterial zur Abdeckung von Metalloberflächen bei intraoralen Reparaturen defekter Keramik- oder Composite-Verblendungen.



Spritze 1,8 g

218604 **35,50**

Porcelain Repair Kit, Ultradent Products

Der Kit enthält Materialien und Hilfsmittel, die zur Reparatur von Kronen- und Brückenverblendungen bzw. von Verblendschalen erforderlich sind.

EtchArrest und OpalDam begrenzen die zu bearbeitende Fläche. Porcelain Etch, Silane und Peak Universal Bond bereiten die Keramikfläche adhäsiv vor. PermaFlo deckt eventuell freiliegendes Metall ab.



Kit
je 1,2 ml EtchArrest, OpalDam, PermaFlo Opaque White, Peak Universal Bond, Porcelain Etch, Silane, je 20 Black Mini Brush Tips, Black Micro Tips, Micro 20 ga Tips, Inspiral Brush Tips

28195 **147,00**

Keramik- / Composite-Reparaturmaterial

Porcelain Etch und Silane, Ultradent Products

Porcelain Etch ist ein 9,5%iges, gepuffertes Flusssäure-Gel zum Anätzen von Keramik und makrogefüllten Kompositen.

Silane sorgt für eine gute Haftung des Restaurationsmaterials zur angeätzten Keramik.

Die Einsatzgebiete für beide Produkte sind Reparaturen und Befestigungsarbeiten.



Kit

je 2 x 1,2 ml Porcelain Etch und Silane, je 20 InSpiral Brush Tips und Black Mini Brush Tips

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
28191	92,90

Nachfüllpackung

2 x 1,2 ml Porcelain Etch

28192	35,00
-------	-------

4 x 1,2 ml Porcelain Etch

28193	62,90
-------	-------

2 x 1,2 ml Silane

28194	28,10
-------	-------

Packung 20 Stück

Black Mini Brush Tip

28537	18,20
-------	-------

InSpiral Brush Tip

28187	20,50
-------	-------

Packung 100 Stück

Black Mini Brush Tip

28538	71,90
-------	-------

InSpiral Brush Tip

28188	87,40
-------	-------

RelyX Ceramic Primer, 3M

Kaltsilan für Keramik und Metall. Einfach und schnell in der Anwendung. Gute Haftwerte auch an hochgoldhaltigen Legierungen.

Silanisieren keramischer oder metallischer Restaurationen vor dem Zementieren.

Silanisieren von Metall oder Keramik bei der Keramikreparatur.



Flasche 5 ml

20140	156,72
-------	--------

4

Unterfüllung / Befestigung

4

Unterfüllung / Befestigung

AquaCem, Dentsply Sirona

Glas-Ionomerzement zur Befestigung von Inlays, Kronen und Brücken sowie von kieferorthopädischen Apparaturen. Mit Wasser anzumischen.



Packung
30 g Pulver, Wasserdosierflasche, Messlöffel, Mischblock 90 x 70 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
89267	82,24

Bifix QM, Voco

Dualhärtendes, universelles Befestigungsmaterial auf Composite-Basis in der QuickMix Spritze mit kleiner Mischkanüle.

- Für alle Materialien (Metalle, Composite-Inlays und Keramik) geeignet
- Fehler- und blasenfreies Anmischen
- Direkte Applikation
- Ausgezeichnete Haftung an Dentin, Schmelz, Metall
- Spezielles Ceramic Bond für extreme Haftung an Keramik
- Röntgenopazität



Set
10 g QuickMix Spritze universal, je 4 ml Liquid 1 und 2 Futurabond DC, 5 ml Ceramic Bond, Mischkanülen Typ 11, Applikationsaufsätze Typ 4, Zubehör

10965	191,40
-------	--------

Packung 10 g + Kanülen

universal	10976	110,50
transparent	18297	110,50
weiß-opak	187745	110,50

Bifix SE, Voco

Dualhärtendes, selbstadhäsives Befestigungssystem auf Composite Basis in der QuickMix Spritze.

- Kein Ätzen, kein Bonden
- Kurze intraorale Abbindezeit
- Einfachste Überschussentfernung
- Sehr geringe Wasserlöslichkeit
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Restaurationsoberflächen, auch Zirkon
- Keine Mischfehler
- Ausgezeichnete Biokompatibilität



Set
3 x 5 g QuickMix Spritzen universal, transparent und weiß-opak, Mischkanülen Typ 14, Mischkanülen Typ 15, Applikationsaufsätze Typ 1

19495	183,40
-------	--------

Packung 5 g + Kanülen

universal	23987	67,20
transparent	27466	67,20
weiß-opak	31238	67,20

Calibra, Dentsply Sirona

Compositement für die adhäsive Befestigung von ästhetischen Restaurationen wie zahnfarbenen Veneers, Inlays, Onlays oder Kronen aus Keramik/Komposit.



Nachfüllpackung 2 g Spritze

Base hell	24850	41,79
Base mittel	25333	41,79
Base dunkel	25334	41,79
Base transluzent	25335	41,79
Base opak	25336	41,79
Katalysator normalviskos	25337	41,79
Katalysator hochviskos	25338	41,79

Nachfüllpackung Silan

3 ml Spritze, 25 Applikatornadeln	25005	32,34
-----------------------------------	-------	-------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Unterfüllung / Befestigung

Calibra Ceram, Dentsply Sirona

Der Calibra Ceram adhäsive Kompositzement ist ein mit sichtbarem Licht härten-der, dualhärtender oder selbsthärtender hochfester Kompositzement mit Fluorid. Der Calibra Ceram Zement ist für die Verwendung nach dem Auftragen eines kompatiblen Dentin-/Schmelzadhäsivs konzipiert. Auch wenn er mit zahlreichen indirekten restaurativen Materialien kompatibel ist, gibt es besondere Anweisungen für die Verwendung mit lichtdurchlässigen Restaurationen.



Nachfüllpackung 4,5 g Spritze, 10 Mischkanülen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
253944	86,78
253945	86,78
253946	86,78
253947	86,78
253948	86,78

Calibra Universal, Dentsply Sirona

Calibra Universal Selbstbefestigungszement ist ein aus zwei Komponenten bestehender, dualhärtender, hochfester selbsthärtender Zement, der Fluorid enthält. Calibra Universal kombiniert eine ästhetische Farbgestaltung mit einem selbst-ätzenden Adhäsiv, sodass er für die permanente Befestigung von Metall-, Metallkeramikrestaurationen, Komposit-, Keramikinlays, Onlays, Kronen, Brücken sowie Wurzelstiften ohne separate Anwendung eines Schmelz- und Dentin-Adhäsivsystems geeignet ist. Ausgehärteter Calibra Universal Zement ist im Wesentlichen hydrophob, was eine Wasseraufnahme nach dem Aushärten, Löslichkeit und das Auftreten einer hygrokopischen Expansion minimiert.



Nachfüllpackung 2 x 4,5 g Spritzen, 20 Mischkanülen

253949	125,13
253950	125,13
253951	125,13
253952	125,13
253953	125,13

DeTrey Zinc, Dentsply Sirona

DeTrey Zinc ist ein feinkörniger Zinkphosphatzement. Das Produkt ist ein Pulver-Flüssigkeits-System zum manuellen Anrühren.



Pulver 90 g 39051 53,55

Flüssigkeit 39 ml 39052 32,69

Unterfüllung / Befestigung

4

Unterfüllung / Befestigung

Durelon, 3M

Carboxylat-Zement für Befestigungen von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken und für Unterfüllungen.



Packung 3 x 20 g

Pulver normalabbindend
Pulver schnellabbindend

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

32856 47,68
36636 47,68

Tropfflasche 40 g

Flüssigkeit Universal

84533 47,68

Dosierspritzen 40 g

Flüssigkeit Universal

84535 58,07

Durelon Maxicap, 3M

Carboxylat-Zement in der Kapsel für Befestigungen von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken und für Unterfüllungen.



Packung

20 Kapseln

59705 75,37

Stück

Maxicap-Aktivator
Maxicap-Applier

75353 47,89
75376 65,86

Fuji I, GC

Glasionomer-Befestigungszement. GC Fuji I eignet sich hervorragend für die Befestigung aller Arten von metallbasier-ten und opaken Zirkonrestorationen und Stiften. Es ist auch eine ausgezeichnete Wahl für die Zementierung auf Implantatabutments.



Packung

35 g Pulver, 20 ml Flüssigkeit, Zubehör

88303 115,76

Nachfüllpackung

Pulver 35 g
Flüssigkeit 20 ml

88300 73,69
88302 44,51

Packung

50 Kapseln

88370 129,95

Fuji Plus, GC

Fuji PLUS ist ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, der für eine konsequent stressfreie Zementierung bei routinemäßigen Kronen- und Brückenrestorationen sorgt.

Klinische Langzeitergebnisse belegen: Er bietet Ihnen das Höchstmaß an Verlässlichkeit.

Fuji PLUS^{EWT} bietet eine längere Verarbeitungszeit zur Befestigung großspanniger Brücken, Kombinationsarbeiten und mehrerer Restaurationen in einem Arbeitsschritt.



Packung

15 g Pulver A3, 7 ml Flüssigkeit, 6,5 ml Conditioner, Zubehör

25349 133,42

Packung Pulver 15g

s. Tab. 68,51

Packung 50 Kapseln

s. Tab. 170,77

Nachfüllpackung

Flüssigkeit 7 ml
Conditioner 6,5 ml

30816 44,10
34331 34,61

Farbe	A3	yellow	transluzent	EWT A3
15 g Pulver	25194	30817	25195	21773
50 Kapseln	25196	69872	-	-

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Unterfüllung / Befestigung

Fuji Cem 2 Slide & Lock, GC

Erstklassiger kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, unterstützt durch die innovative „Force & Fusion“-Technologie. Diese funktioniert wie ein Stoßdämpfer und sichert damit eine lang anhaltende Retention Ihrer Restaurationen.

Mit dem Slide & Lock-System noch einfacher anzuwenden!



Refill Handmisch

2 x Kartuschen je 13,3 g

Refill Automix

2 x Kartuschen je 13,3 g, 44 Mixing-Tips

Zubehör

Mixing Tips, 20 Stück

Mixing Tips, 100 Stück

Endo Tips, 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
244319	230,84
244320	308,91
244321	49,35
246889	194,41
244322	27,20

G-Cem, GC

Dualhärtender, selbsthaftender Universal-Kunststoffzement in Kapseln, der für die adhäsive Befestigung von indirekten Restaurationen wie Vollkeramik, Metall oder Komposit bestens geeignet ist. G-CEM ermöglicht beste Handhabung und verfügt über ausgezeichnete selbsthaftende Eigenschaften. Er vereint beste mechanische, adhäsive sowie ästhetische Eigenschaften.



Packung 50 Kapseln

A2

AO3

BO1

Transluzent

Sortiert

189461	240,81
189493	240,81
194786	240,81
189641	240,81
10114	240,81

G-Cem LinkAce, GC

Universell einsetzbarer dualhärtender selbstadhäsiver Composite-Befestigungszement. Er wird in einer Automix-Doppspritze geliefert und ist für die adhäsive Befestigung von indirekt gefertigten Restaurationen aus Vollkeramik, Metall oder Composites vorgesehen. Die hohe Verschleißfestigkeit gibt Sicherheit bei der Befestigung von CAD-CAM- und metallfreien Restaurationen.



Packung Automix 2 x 2,7 ml

A2

AO3

BO1

Transluzent

232453	148,34
232543	148,34
233613	148,34
232504	148,34

Zubehör

Automix Tips Endo, 10 Stück

Automix Tips Regular, 10 Stück

204599	11,57
232578	10,66

Harvard Cement, Harvard

Zinkphosphatzement zur definitiven Befestigung von Restaurationen und für Unterfüllungen. Der Klassiker / bewährt seit 1892.

- Hohe Druckfestigkeit und geringe Filmdicke
- Gute Bioverträglichkeit
- Einfache und sichere Verarbeitung



Pulver normalhärtend 100 g

Nr. 1 weißlich

Nr. 3 weißlich gelb

Nr. 4 hellgelb

200953	26,27
192000	26,27
192001	26,27

Pulver schnellhärtend 100 g

Nr. 1 weißlich

Nr. 3 weißlich gelb

Nr. 4 hellgelb

201379	26,27
191992	26,27
191993	26,27

Flüssigkeit 40 ml

normalhärtend

schnellhärtend

191999	15,22
191996	15,22

Harvard Polycarboxylat Cement, Harvard

Zinkpolycarboxylat-Zement zur permanenten Befestigung und Unterfüllung.

- Schonend für empfindliche Zähne
- Zement entspricht DIN EN ISO 9917-1
- Einfache und sichere Handhabung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Befestigungsmaterialien



Pulver 100 g

Nr. 3 weißlich gelb

Nr. 4 hellgelb

214590	27,48
209445	27,48

Flüssigkeit 40 ml

209444	23,58
--------	-------

Unterfüllung / Befestigung

Hoffmann's Phosphat Cement, Hoffmann Dental Manufaktur
Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aus Edelmetall, NE-Metall sowie Metall- und Vollkeramik (auch aus Zirkonoxid, Aluminiumoxid sowie Lithiumdisilikatkeramik) und implantatgetragenen Kronen und Brücken. Befestigung von orthodontischen Bändern. Einzementierung von Wurzelstiften und Schrauben. Stumpfaufbauten. Unterfüllungen für alle Füllungsmaterialien (Amalgam, Komposite, etc.). Langzeitprovisorische Füllungen.



In 15 Farben erhältlich.



Pulver normalhärtend 100 g

Nr. 1 weißlich
Nr. 3 weißlich gelb
Nr. 4 hellgelb

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
72129	25,67
72131	25,67
72132	25,67

Pulver schnellhärtend 100 g

Nr. 1 weißlich
Nr. 3 weißlich gelb
Nr. 4 hellgelb

72146	25,67
72148	25,67
72149	25,67

Flüssigkeit 40 ml

normalhärtend
schnellhärtend

72145	15,75
72162	15,75

4

Unterfüllung / Befestigung

Ivoclean, Ivoclar Vivadent

Ivoclean ist die effektive und universelle Paste zur Reinigung der Klebeflächen von prothetischen Restaurationen nach der Einprobe / für eine optimale adhäsive Befestigung.

- Wirkungsvolle Reinigung
- Universeller Einsatz
- Einfache Anwendung



Flasche 5 g

219277 28,75

iCEM Self Adhesive, Kulzer

All-in-one Befestigungskomposit, welches verlässliche Haftkraft und einfache, schnelle und anwenderfreundliche Applikation mit einem reduzierten Risiko von postoperativen Sensibilitäten kombiniert.



Packung

1 Spritze à 5 ml, 15 Mischdüsen
3 Spritzen à 5 ml, 45 Mischdüsen

12441	116,00
12442	276,00

Zubehör

Mischdüsen, 50 Stück

12447	56,40
-------	-------

Ionoseal, Voco

Lichthärtender Glas-Ionomerzement für Unterfüllungen. Hohe Stabilität und Druckfestigkeit. Kariesprophylaxe durch Fluoridabgabe.

Ionoseal in der NDT-Spritze:

- NDT steht für Non-Dripping-Technology
- Speziell für hochfließfähige Materialien geeignet
- Punktgenaue und nachlauffreie Applikation
- Kein Materialverlust



Packung

2 x 4 g Tuben

68063 99,90

Packung

3 x 2,5 g Spritzen, Applikationskanülen Typ 41

79875 128,90

Ionosit-Baseliner, DMG

Lichthärtendes, aktives Unterfüllungsmaterial.

Seine aktive Chemie kann den Schrumpfung von Composite-Füllungen ausgleichen, Randspaltbildung verhindern und damit postoperative Sensibilitäten, Mikrofrakturen und Sekundärkaries verringern. Das Material ist röntgensichtbar, setzt Fluorid frei und ist durch Zinkgehalt antibakteriell.



Packung Saferinge

3 x 0,33 g
20 x 0,33 g

27277	22,30
29709	99,15

Packung Spritze

2 x 1,5 g
6 x 1,5 g

163380	67,20
173145	172,90

Unterfüllung / Befestigung

IRM, Dentsply Sirona

IRM Temporäres Füllungsmaterial ist ein mit Polymeren verstärkter Zinkoxid-Eugenol-Zement für die vorübergehende, d. h. nicht länger als ein Jahr dauernde Versorgung von Kavitäten.

IRM kann ebenfalls als Unterfüllungsmaterial unter Füllungsmaterialien ohne Kunststoffbestandteile verwendet werden.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Standardpackung 40 g Pulver, 15 ml Flüssigkeit	76899	52,43
Nachfüllpackungen 40 g Pulver	79710	36,98
15 ml Flüssigkeit	79711	20,79
Kapsel Standardpackung 50 Stück (0,352 g/Kapsel)	89258	87,80

Ketac Bond, 3M

Röntgenopaques Glasionomer für Unterfüllungen in der Handmischvariante oder im bequemen Aplicap System, das eine einfache Handhabung, konstante Verarbeitungseigenschaften und zuverlässige Qualität bietet.

- Hohe Röntgenopazität
- Hohe Fluoridabgabe



Packung 2 x 10 g Pulver gelb, 12 ml Flüssigkeit	60872	65,23
Refill 10 g Pulver gelb	88131	33,78
12 ml Flüssigkeit	88133	17,62
Packung 50 Kapseln gelb	75240	102,12

Ketac Cem Easymix, 3M

Darreichung als Granulat / für einfaches Anmischen.

- Exakte Dosierung ohne Staubeentwicklung
- Guter Randschluss und geringe Löslichkeit
- Extrem dünne Filmstärke
- Röntgenopak
- Fluoridionenabgabe



Packung 30 g Pulver, 12 ml Flüssigkeit, 1 Anmischblock	49741	75,17
--	-------	-------

Ketac Cem Radiopaque, 3M

Glasionomer-Befestigungszement.

- Extrem dünne Filmstärke
- Röntgenopak
- Fluoridionenabgabe



Einführungspackung 33 g Pulver, 12 ml Flüssigkeit, 1 Anmischblock	75255	65,43
Großpackung 3 x 33 g Pulver, 3 x 12 ml Flüssigkeit, 1 Anmischblock	75256	153,09
Refill Pulver 33 g	75266	48,76
Flüssigkeit 12 ml	75269	16,41

Ketac Cem, 3M

Das bewährte Ketac Cem ist seit Jahren als Befestigungszement etabliert und wurde millionenfach in der klinischen Anwendung erfolgreich eingesetzt. Untersucht in einer Vielzahl von Studien wurde es häufig als der „Goldstandard“ für die konventionelle Zementierung beschrieben.

- Hohe Biokompatibilität
- Röntgenopak
- Fluoridionenabgabe



Packung 50 Kapseln Aplicap	75244	101,85
Maxicap	75254	158,53
Zubehör Aplicap Applier	84912	65,86
Aplicap Aktivator	84911	47,89
Maxicap Applier	75376	65,86
Maxicap Aktivator	75353	47,89

Unterfüllung / Befestigung

4

Unterfüllung / Befestigung

Ketac Cem Plus, 3M

Kunststoffmodifizierter Glasionomerzement in der praktischen Automixspritze. Ketac Cem Plus bietet eine einzigartige, einfache und sekundenschnelle Überschussentfernung: Überschüsse kurz mit einer Polymerisationslampe belichten und im Gelzustand spielend leicht entfernen. Basierend auf der klinisch bewährten Ketac Cem Plus Formulierung. Auch im Clicker Dispenser erhältlich.



Clicker-Dispenser

2 x 11 g, 1 Anmischblock

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

230543 157,08

Automix-Spritze

1 x 8,5 g, 12 Mischkanülen

229656 57,19

3 x 8,5 g, 36 Mischkanülen

229657 153,97

Zubehör

Automix Tips, 12 Stück

229658 11,08

Liquid Strip, Ivoclar Vivadent

Glyzerin-Gel zur Vermeidung der sauerstoffinhibierten Schicht bei Composites beim Einsetzen von Composite- oder Keramik-Restaurationen.

- Try-In-Paste
- Schutz des Ätzmusters bei laborgefertigten Vollkeramik-Restaurationen



Packung

2,5 ml Spritze, 5 Aufsteckkanülen

84204 17,75

Zubehör

Aufsteckkanülen, 20 Stück

62604 17,00

Maxcem Elite Kits, Kerr

Selbstadhäsives Befestigungskomposit.

- Scherhaftwerte zwischen 22 und 36 MPa
- Hohe Anwenderfreundlichkeit
- Universell
- Effiziente Selbsthärtung



Standard Kit

2 x 5 g Spritze klar, je 1 x 5 g Spritze weiß, weiß-opak und gelb, 24 Automix-Tips normal, 16 Automix-Tips groß, 8 Intraoral-Tips, 8 Root-Tips, Anleitung

12940 239,37

Value Kit

2 x 5 g Spritze klar, 11,7 g Temp Bond NE, 8 Automix-Tips normal, 8 Automix-Tips groß, 8 Intraoral-Tips, 8 Temp Bond Automix-Tips, Anleitung

12941 132,11

Mini Kit

1 x 5 g Spritze klar, 5 Automix-Tips normal, 4 Automix-Tips groß, 4 Intraoral-Tips, Anleitung

12942 69,69

Maxcem Elite Refills, Kerr

Selbstadhäsives Befestigungskomposit.

- Scherhaftwerte zwischen 22 und 36 MPa
- Hohe Anwenderfreundlichkeit
- Universell
- Effiziente Selbsthärtung



Refill 2 x 5 g + Tips

Transparent

12943 121,20

Weiß

12944 121,20

Weiß-Opak

12945 121,20

Gelb

12946 121,20

Zubehör

Automix-Tips normal, 40 Stück

12948 71,46

Intraoral-Tips & Automix-Tips groß, je 8 Stück

12966 15,90

Root-Tips & Automix-Tips groß, je 8 Stück

12967 16,06

Maxcem Elite Chroma, Kerr

Intelligenter, selbstätzender/selbstadhäsiver Befestigungszement mit Versäuerungs-Farbindikator.

- Versäuerungs-Farbindikator: Die Farbe verblasst im Gel-Status
- Dualhärtend
- Hohe Haftfestigkeit
- Strahlenundurchlässig
- One-peel Versäuerung
- Einfache Lagerung
- Kompatibilität



Refill 2 x 5 g + Tips

Clear

251773 133,42

White

251774 133,42

Yellow

251775 133,42

Zubehör

Automix Tips (regular), 40 Stück

251947 90,95

Automix Tips (wide) & Intraoral Tips, je 8 Stück

251946 21,41

Automix Tips (wide) & Root Canal Tips, je 8 Stück

251945 21,41

Unterfüllung / Befestigung

Merlon (Applikationskapsel), Voco Röntgenopaker Glasionomer Befestigungszement.

- Hohe ausdrückbare Menge pro Kapsel - auch für große Restaurationen
- Sehr gutes Anfließverhalten
- Standfest
- Geringe Filmdicke
- Hohe Transluzenz für ein ästhetisches Ergebnis
- Einfache Überschussentfernung
- Kontinuierliche Fluoridabgabe
- Keine postoperativen Sensitivitäten bekannt



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 50 Kapseln	232066	99,90
Packung 150 Kapseln	244479	199,00

Merlon Plus AC, Voco Kunststoffverstärkter Glasionomer Befestigungszement.

- Exakter Randschluss
- Thixotrop
- Geringe Filmdicke
- Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Säuren
- Einfache Überschussentfernung durch lange elastische Phase
- Selbstadhäsiv
- Auch für hochfeste Zirkoniumdioxid-Keramiken geeignet
- Kontinuierliche Fluoridabgabe



Packung 50 Kapseln	257083	134,00
Packung 150 Kapseln	261633	329,00

Merlon Plus QM, Voco Kunststoffverstärkter Glasionomer Befestigungszement in der QuickMix Spritze.

- Hervorragende Haftung an der Zahnstruktur
- Exakter Randschluss
- Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Säuren
- Selbstadhäsiv
- Überschussentfernung ohne Wartezeit durch optionale Kurzzeit-Lichtpolymerisation



Spritze á 8,5 g	264055	59,90
3 Spritzen á 8,5 g	264056	158,00

Multilink Hybrid Abutment, Ivoclar Vivadent Multilink Hybrid Abutment ist ein selbsthärtendes Befestigungscomposite für die extraorale definitive Verklebung von Keramikstrukturen aus Lithiumdisilikat-Glaskeramik (LS2) oder Zirkoniumoxid auf Basen (z. B. Abutment oder Klebebasis) aus Titan/Titanlegierung oder Zirkoniumoxid zur Herstellung eines Hybrid-Abutments oder einer Hybrid-Abutment-Krone.



Refill 9 g + 15 Mixing Tips HO 0	233080	167,00
Zubehör Automix Tips, 15 Stück	230749	14,25



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Unterfüllung / Befestigung

4

Unterfüllung / Befestigung

Multilink Automix, Ivoclar Vivadent

Selbsthärtendes Befestigungscomposite mit optionaler Lichthärtung für die adhäsive Befestigung von indirekten Restaurationen aus Silikat- und Oxidkeramik (z.B. IPS e.max), Metall und Metallkeramik sowie Composite. Es wird zusammen mit dem selbstätzenden und selbsthärtenden Multilink Primer angewendet.

Dank der intelligenten Weiterentwicklung der Easy Clean-Up Formulierung lassen sich die Überschüsse von Multilink Automix mittels der Vierteltechnik jetzt noch einfacher entfernen. Multilink Automix und der Multilink Primer sind jetzt bei Raumtemperatur lagerbar.



Refill 9 g + 15 Mixing Tips

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
30995	165,00
29757	165,00
36677	165,00
230843	165,00

Primer

41479	76,75
39180	42,60
35915	42,60

Zubehör

230749	14,25
186166	10,75
233981	10,75

Panavia F 2.0 Kits, Kuraray Dental

Dualhärtender Universal-Kunststoffzement, der selbstadhäsiv höchste Haftkräfte direkt an Schmelz, Dentin, Komposit, Keramik, Edelmetall- und NEM-Legierungen garantiert.

Inhalt Full Kit:

Paste A 5 g, Paste B 4,6 g, je 4 ml ED Primer 2.0 Liquid A + B, Alloy Primer 1 ml, Oxyguard II 6 ml, Zubehör

Inhalt Intro Kit:

je 1 ml Paste A + B und ED Primer 2.0 Liquid A + B, Oxyguard II 1,5 ml, Zubehör



Full Kit

72363	267,40
72392	267,40
72399	267,40
72401	267,40

Intro Kit

72287	147,10
72289	147,10
72291	147,10
72360	147,10

Panavia F 2.0 Refill, Kuraray Dental

Dualhärtender Universal-Kunststoffzement.



Refill Spritze

72538	79,80
72620	79,80
72730	79,80
72744	79,80
72829	79,80

Zubehör

72411	36,90
72427	40,80
72428	40,80

Panavia V5 Kits, Kuraray Dental

Ein Zement - alle Indikationen - eine Vorgehensweise!

- Vielseitig: für alle denkbaren Indikationen
- Bequem: übersichtliche Vorgehensweise
- Einzigartig: hohe Haftwerte - Goldenstandard!
- Attraktiv: 5 verschiedene Farben
- Modern: Automix-Anwendung



Professional Kit

244290	428,40
--------	--------

5 Automix-Spritzen à 2,4 ml (Farben: Brown, Clear, White, Opaque, Universal), 5 Try-in Pasten à 1.8ml, Tooth Primer 2.0ml, CLEARFIL Ceramic Primer Plus 2.0ml, K-ETCHANT Spritze 3.0ml, 30 Mixing Tips, 10 Endo Tips, 50 Applikationsbürstchen, Mischtablett, 20 Nadelspitzen

Standard Kit

244293	224,40
244294	224,40

1 Automix-Spritze 4.6ml, Tooth Primer 2.0ml, CLEARFIL Ceramic Primer Plus 2.0ml, KETCHANT Spritze 3.0ml, 15 Mixing Tips, 5 Endo Tips, 50 Applikationsbürstchen, Mischtablett, 20 Nadelspitzen

Unterfüllung / Befestigung

Panavia V5, Kuraray Dental

Ihr Zement - Für jede Befestigung!

Adhäsiver Zement in der Automixspritze. Als Universalzement ist PANAVIA V5 zur Befestigung aller Werkstoffe von Metall über Keramik bis zu Kompositen geeignet.



Spritze 4,6 ml + 20 Mixing Tips

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Universal (A2)	244299	127,50
Clear	244300	127,50
Brown (A4)	244301	127,50
White	244302	127,50
Opaque	244303	127,50

Zubehör

Mixing Tips, 20 Stück	244309	24,20
Endo-Tips, 20 Stück	244310	33,70
Tooth Primer, Flasche 4 ml	244311	59,10

PermaCem 2.0, DMG

Selbstadhäsives Befestigungs-Composite mit hoher natürlicher Eigenhaftung auf Zirkon.

- Herausragende Haftwerte auf Zirkon-, Silikat- und Oxidkeramik
- Sicherer Halt auch auf Metall und Composite
- Zeitsparende Anwendung
- Außergewöhnliche Fließfähigkeit unter Druck
- Einfachste Überschussentfernung



Spritze 9 g + 20 Tips

Transparent	226350	114,55
A2 Universal	226349	114,55
A3 Opak	226385	114,55

Zubehör

Smartmix-Tips Endo, 20 Stück	229799	41,40
------------------------------	--------	-------

PermaCem Automix, DMG

Selbsthärtender Compomer-Befestigungszement zur permanenten Befestigung von Kronen und Brücken, Inlays und Onlays, auch auf Vollkeramik, Metall oder Composite. Zum automatischen Anmischen. Röntgenopak, kontinuierliche Fluoridabgabe. Unlöslich im feuchten Milieu. Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit.



Packung

52 g Kartusche, 35 Automix-Tips	27199	54,75
---------------------------------	-------	-------

Zubehör

Automix-Tips, 50 Stück	27194	38,45
Automix-Tips, 100 Stück	27195	67,95

PermaCem Automix Dual, DMG

Dualhärtender Compomer-Befestigungszement zur permanenten Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays auch auf Vollkeramik, Metall oder Composite. Mehr Flexibilität durch Dualhärtung, verkürzte Aushärtung durch Lichthärtung. Kontinuierliche Fluoridabgabe. Unlöslich im feuchten Milieu. Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit.



Packung

52 g Kartusche, 35 Automix-Tips	77095	80,05
---------------------------------	-------	-------

Zubehör

Automix-Tips, 50 Stück	27194	38,45
Automix-Tips, 100 Stück	27195	67,95



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Unterfüllung / Befestigung

4

Unterfüllung / Befestigung

PermaCem Smartmix, DMG

Selbsthärtender Compomer-Befestigungszement zur permanenten Befestigung von Kronen und Brücken, Inlays und Onlays, auch auf Vollkeramik, Metall oder Composite. Zum automatischen Anmischen. Röntgenopak, kontinuierliche Fluoridabgabe. Unlöslich im feuchten Milieu. Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit. Kein Ausbringgerät nötig, hervorragende Fließigenschaften.



Packung
2 x 10 g Spritze, 20 Smartmix-Tips

Zubehör
Smartmix-Tips, 50 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
29698	70,80

29275	35,30
-------	-------

PermaCem Smartmix Dual, DMG

Dualhärtender Compomer-Befestigungszement zur permanenten Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays auch auf Vollkeramik, Metall oder Composite. Mehr Flexibilität durch Dualhärtung, verkürzte Aushärtung durch Dualhärtung. Kontinuierliche Fluoridabgabe. Unlöslich im feuchten Milieu. Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit. Kein Ausbringgerät nötig.



Packung
2 x 10 g Spritze, 20 Smartmix-Tips

Zubehör
Smartmix-Tips, 50 Stück

29955	78,65
-------	-------

29275	35,30
-------	-------

PermaCem Universal, DMG

PermaCem Universal ist Ihr adhäsiver Alleskönner für die sichere Befestigung im universellen Einsatz. Der dualhärtemde Composite-Befestigungszement bietet zuverlässig starken Halt für die vielseitige Zementierung indirekter Restauration aus Keramik, Metall- und Metalllegierung sowie Compositen. Die hohe Abrasionsbeständigkeit sorgt für eine zuverlässig gute Randqualität und unterstützt die Langlebigkeit der Restauration.



1 Smartmix-Spritze à 9 g, 10 Smartmix-Tips
Short

A1	266424	138,40
A2,5	266410	138,40
A4	266425	138,40
TR	266426	138,40
BL	266427	138,40



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

3M Science.
Applied to Life.™

NEU

3M™ RelyX™ Universal
Befestigungskomposit

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhäsiv

**Schluss mit
Komplexität.**

Für weitere Informationen
wenden Sie sich an Ihre
3M Hotline: 0800 - 275 3773



3M.de/RxUniversal

3M.de/SBUPlus



Unterfüllung / Befestigung

4

Unterfüllung / Befestigung

Quick Up, Voco

Selbsthärtendes Befestigungsmaterial für Attachments und Sekundärteile in Prothesen

- Sehr einfache Chairside-Anwendung
- Hohe Festigkeitswerte
- Komplettes Set für sofortige Anwendung inklusive Kontroll- und Ausblockmaterial für zu schützende Primärstrukturen, wie z. B. Implantate
- Ideale Kombination von selbsthärtendem Befestigungsmaterial und lichthärtendem Korrekturmaterail



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Set 7,5 g QuickMix Spritze, 2 g Spritze Quick Up LC, 4 ml Quick Up Adhäsiv, 5 ml Fit Test C & B, Zubehör	216668	157,00
Nachfüllpackung 7,5 g QuickMix Spritze, Zubehör	216669	57,80
Nachfüllpackung 2 g Quick Up LC Spritze, Zubehör	232494	37,90

RelyX Luting, 3M

Hybrid Glasionomer-Befestigungszement. Schnellabbindend, stark haftend und einfach anzuwenden.

- Selbsthärtend
- Unlöslich
- Langanhaltende, hohe Fluoridabgabe
- Chemische Haftung
- Röntgenopak



Packung 16 g Pulver, 9 ml Lösung, Zubehör	20136	112,94
Refill 16 g Pulver	20137	65,28
9 ml Lösung	20138	65,28

RelyX Unicem Aplicap, 3M

Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stiften und Schrauben aus Vollkeramik, Composite oder Metall.



Refill 50 Kapseln		
A2	13781	269,09
A3	13780	269,09
transluzent	13779	269,09
Sortiert (24 x A2, 10 x A3, 16 x transluzent)	13768	269,09
Refill 20 Kapseln		
A1	13782	114,97
white	13783	114,97
Sortiert (10 x A2, 4 x A3, 6 x transluzent)	13766	114,97
Zubehör		
Aplicap-Applier	84912	66,98
Verlängerungskanülen, 10 Stück	179988	16,23

RelyX Unicem Maxicap, 3M

Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stiften und Schrauben aus Vollkeramik, Composite oder Metall.



Refill 20 Kapseln		
A2	20153	232,35
A3	20152	232,35
transluzent	20151	232,35
Sortiert (10 x A2, 4 x A3, 6 x transluzent)	20150	232,35
Zubehör		
Maxicap-Aktivator	75353	47,89
Maxicap-Applier	75376	65,86



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Unterfüllung / Befestigung

RelyX Unicem 2 Clicker, 3M

Selbstadhäsiver, universaler Composite-Befestigungszement im Clicker-Dispenser.



Packung 11 g

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A2 Universal	219100	185,74
A3 Opak	219512	185,74
Transluzent	219577	185,74

RelyX Unicem 2 Automix, 3M

Selbstadhäsiver, universaler und dualhärter Composite-Befestigungszement für die permanente Befestigung von Vollkeramik, Metall und Composite Restaurationen.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Starke Haftung, Farbstabilität und Langzeitstabilität ganz ohne Vorbehandlung am Zahn
- Flexible Dosierung
- Zeitsparend und benutzerfreundlich
- Ideal kombinierbar mit RelyX Fiber Post



Refill 8,5 g + Kanülen

A2 Universal	212188	118,79
A3 Opak	212194	118,79
Transluzent	212111	118,79

Value Pack 3 x 8,5 g + Kanülen

A2 Universal	212203	273,85
A3 Opak	212204	273,85
Transluzent	212202	273,85

Zubehör

Mischkanülen, 30 Stück	212206	29,00
Endo-Tips, 15 Stück	224160	24,28
Intraoral-Tips, 15 Stück	224527	24,28

RelyX Ultimate, 3M

Adhäsives Befestigungscomposite. Das dualhärter Befestigungscomposite ist ideal geeignet für Glaskeramik und deckt dabei das gesamte Indikationsspektrum indirekter Restaurationen ab. RelyX Ultimate gewährleistet kompromisslose Ergebnisse und bietet höchste Haftkraft bei einfacherer Anwendung.



Refill Automix-Spritze á 8,5 g

A1	223565	173,37
A3O Opak	223566	173,37
B0.5 Bleach	223567	173,37
Transluzent	223568	173,37

Zubehör

Mischkanülen, 30 Stück	223576	26,85
Endo-Tips, 10 Stück	223578	16,10
Intraoral-Tips, 10 Stück	223579	16,10

RelyX Universal, 3M

RelyX Universal Befestigungscomposite ist ein Zweipasten Befestigungs-Composite für praktisch alle selbstadhäsiven und - bei Verwendung mit 3M Scotchbond Universal Plus Adhäsiv - alle adhäsiven dualhärter Einsatzbereiche.

NEU



Refill Spritze á 3,4 g

A1	282153	154,87
A3O	282154	154,87
Transluzent	282152	154,87
WO	282155	154,87

Value Pack 3 Spritzen á 3,4 g

A1	282157	414,09
Transluzent	282156	414,09



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Unterfüllung / Befestigung

4

Unterfüllung / Befestigung

SmartCem 2, Dentsply Sirona

Selbstadhäsiver, dualhärtender Zement. Er eignet sich für ein breites Spektrum indirekter Restaurationen, wie z. B. Metallkeramikrestaurationen, Komposit-, Keramik- und Porzellaninlays, Onlays, Kronen, Brücken und Wurzelstifte. Durch seine sehr angenehme Konsistenz während der Gelphase lassen sich die Überschüsse besonders leicht und sauber entfernen. Das Anhäften mit Licht von bis zu 10 Sekunden ermöglicht zudem ein sicheres, gezieltes und kontrolliertes Einleiten der Gelphase.



Nachfüllpackung 2 x 5 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Hell	17337 133,04
Mittel	17338 133,04
Dunkel	17339 133,04
Opak	17347 133,04
Transluzent	17346 133,04

Zubehör

Mischkanülen, 50 Stück	30651 52,42
------------------------	--------------------

SoloCem, Coltène

Selbstadhäsiver Komposit-Zement.

- Antibakterielles Zinkoxid
- Zeitsparendes und einfaches Handling
- Geringen Schrumpf
- Hohe Haftwerte



Refill 1 x 5 ml + 10 Mixing Tips

Dentin	238662 99,98
White Opaque	240853 99,98
Translucent	249821 99,98

Zubehör

Mixing Tips fein, 40 Stück	177192 37,14
Mixing Tips superfein, 40 Stück	195580 37,14

SpeedCEM Plus, Ivoclar Vivadent

Selbstadhäsiver, selbsthärtender Composite-Zement mit optionaler Lichthärtung. Er bietet die optimale Kombination aus Leistung und Benutzerfreundlichkeit und eignet sich mit seiner optimierten Rezeptur besonders für Restaurationen aus Zirkoniumoxid, Metallkeramik und für die Befestigung von Restaurationen auf Implantat-Abutments.



Refill 9 g + 15 Mixing Tips + 5 Wurzelkanal Tips

Transparent	250666 108,50
Opak	250665 108,50
Gelb	250664 108,50

Zubehör

Mixing Tips, 15 Stück	230749 14,25
Wurzelkanal-Tips, 5 Stück	193358 10,80

Ultra-Blend plus, Ultradent Products

Ultra-Blend plus ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Unterfüllungsmaterial, es enthält Calciumhydroxid auf einer biokompatiblen Urethan-Dimethacrylat-Basis. Ultra-Blend plus ist als dünne Unterfüllung vor dem Einsetzen von Komposit- oder Amalgamrestaurationen und auch zur Pulpenüberkappung bei reversibler Pulpitis geeignet.



Packung 4 x 1,2ml Spritze

Dentin	28199 75,60
Opak-Weiß	28200 75,60

Variolink Esthetic DC Systemkits, Ivoclar Vivadent

Ästhetisches Befestigungscomposite zur definitiven Eingliederung von Keramik- und Composite-Restaurationen. Es besticht durch seine außergewöhnliche Ästhetik und die sehr anwenderfreundliche Verarbeitung.

Dualhärtende Variante.



System Kit

3 x 5 g Automixspritzen DC (light, neutral, warm), 3 x 1,7 g Try-In-Paste (light, neutral, warm), 2 g Total Etch, 5 g Adhese Universal, 5 g Monobond Plus, 2,5 g Liquid Strip, Diverses Zubehör

241801 **406,00**

System Kit Pen

3 x 5 g Automixspritzen DC (light, neutral, warm), 3 x 1,7 g Try-In-Paste (light, neutral, warm), 2 g Total Etch, 2 ml Adhese Universal VivaPen, 5 g Monobond Plus, 2,5 g Liquid Strip, Diverses Zubehör

241802 **402,50**

Unterfüllung / Befestigung

Variolink Esthetic DC, Ivoclar Vivadent

Ästhetisches Befestigungscomposite zur definitiven Eingliederung von Keramik- und Composite-Restorationen. Es besticht durch seine außergewöhnliche Ästhetik und die sehr anwenderfreundliche Verarbeitung.

Dualhärtende Variante.



Refill 5 g Spritze

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
241790	94,75
241791	94,75
241792	94,75
241793	94,75
241794	94,75

Refill 9 g Spritze

241795	165,00
241796	165,00
241797	165,00

Variolink Esthetic LC Systemkits, Ivoclar Vivadent

Ästhetisches Befestigungscomposite zur definitiven Eingliederung von Keramik- und Composite-Restorationen. Es besticht durch seine außergewöhnliche Ästhetik und die sehr anwenderfreundliche Verarbeitung.

Lichthärtende Variante.



System Kit

3 x 2 g Spritzen LC (light, neutral, warm), 3 x 1,7 g Try-In-Paste (light, neutral, warm), 2 g Total Etch, 5 g Adhese Universal, 5 g Monobond Plus, 2,5 g Liquid Strip, Diverses Zubehör

241799 **323,00**

System Kit Pen

3 x 2 g Spritzen LC (light, neutral, warm), 3 x 1,7 g Try-In-Paste (light, neutral, warm), 2 g Total Etch, 2 ml Adhese Universal VivaPen, 5 g Monobond Plus, 2,5 g Liquid Strip, Diverses Zubehör

241800 **291,00**

Variolink Esthetic LC, Ivoclar Vivadent

Ästhetisches Befestigungscomposite zur definitiven Eingliederung von Keramik- und Composite-Restorationen. Es besticht durch seine außergewöhnliche Ästhetik und die sehr anwenderfreundliche Verarbeitung.

Lichthärtende Variante.



Refill 2 g Spritze

241765	41,25
241767	41,25
241769	41,25
241773	41,25
241774	41,25

Variolink Esthetic Try-In, Ivoclar Vivadent

Zur Anprobe von Keramik- und Composite-Restorationen. Durch die auf die Variolink Esthetic abgestimmten Farben ist eine optimal auf die Restauration abgestimmte Farbauswahl des Befestigungsmaterials vorab möglich.



Refill 1,7 g Spritze

241784	22,65
241785	22,65
241786	22,65
241787	22,65
241788	22,65

Zink-Phosphat-Zement, Speiko

- Für Unterfüllungen unter Metall- und Kunststofffüllungen
- Als Befestigungszement für Kronen und Brücken, Stifte sowie orthodontische Bänder
- Für temporäre Füllungen
- Für Aufbaufüllungen



Pulver 100 g

Farbe 2 hellgelb

50158 **15,45**

Flüssigkeit 20 ml

normalhärtend
schnellhärtend

50156 **8,80**
50155 **8,80**

5

Aesculap Instrumente	277-300
Carl Martin Instrumente	310-335
Hausmarken Instrumente	258-276
Hu-Friedy Instrumente	336-357
Instrumentarium Sonstiges	371-374
Instrumentenansätze	376-383
Kronen- und Brückenentferner	370
LM-instrumente	358-369
Trays und Container	375

Hausmarken Instrumente

Wangenabhalter Hilger, ORBIS Dental
Wangenabhalter nach Hilger, Das Instrument passt auf die handelsüblichen Mundspiegelgriffe.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück

Artikel-Nr. 141270
Preis pro Einheit 10,95

ORBI-Steel Artikulationspinzette, ORBIS Dental
Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.

- Hochwertiger, rostfreier Stahl
- Länge: 15 cm
- Sterilisierbar, autoklavierbar

TOP NEU



Stück

145814 9,35

Artikulationspinzette, ORBIS Dental
Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück

145814 9,35

ORBIS Fadenleger, ORBIS Dental
Zum atraumatischen und exakten Legen von Retraktionsfäden. Mit zwei verschiedenen angewinkelten Arbeitsenden

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück

278798 15,95

5

Instrumentarium

Hausmarken Instrumente

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
<p>ORBI-Gracey Kürette 1-2, ORBIS Dental Für alle Wurzelflächen im Frontzahnbe- reich OK + UK leichte Abwinkelung</p> <p>TOP</p> 	Stück	252052	18,75
<p>ORBI-Gracey Kürette 3-4, ORBIS Dental Für alle Wurzelflächen im Frontzahnbe- reich OK + UK mittlere Abwinkelung</p> <p>TOP</p> 	Stück	252053	18,75
<p>ORBI-Gracey Kürette 5-6, ORBIS Dental Für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen OK + UK leichte Abwin- kelung</p> <p>TOP</p> 	Stück	252054	18,75
<p>ORBI-Gracey Kürette 7-8, ORBIS Dental Für bukkale, linguale sowie palatinale Flä- chen der Prämolaren und Molaren OK + UK mittlere Abwinkelung</p> <p>TOP</p> 	Stück	252056	18,75
<p>ORBI-Gracey Kürette 9-10, ORBIS Dental Für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren OK + UK mittlere Abwinke- lung</p> <p>TOP</p> 	Stück	252057	18,75

Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Gracey Kürette 11-12,
ORBIS Dental
Für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren
und Molaren OK + UK mittlere Abwinke-
lung

Stück

252058 18,75

TOP



ORBI-Gracey Kürette 13-14,
ORBIS Dental
Für distale Wurzelflächen an Prämolaren
und Molaren OK + UK

Stück

252059 18,75

TOP



ORBI-Kürette Columbia 2R/2L,
ORBIS Dental
Universalkürette für den Frontzahnbereich
OK + UK

Stück

256486 18,75

TOP



ORBI-Kürette Columbia 4R/4L,
ORBIS Dental
Universalkürette für den Molarenbereich
OK + UK

Stück

256487 18,75

TOP



5

Instrumentarium



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Who Parodontalsonde, ORBIS Dental
Parodontalsonde - Furkations-Sonde (mit Kugelspitze) mit rundem Griff.
Geeignet zum Erstellen des PS-Index..

Stück

256488 12,95

- Abstufung: 3,5 / 5,5 / 8,5 / 11,5
- Spezielle biokompatible Farbbeschichtung die nicht verblasst
- Autoklavierbar
- Korrosionsbeständiger Edelstahl, superhart, perfekter Schliff für langanhaltende Schärfe
- Nickelfrei

TOP



Spatel, nach Heidemann, ORBIS Dental
Leichte, robuste Standardspatel.

Stück
schmal, 2 mm

141357 8,35

- 6-Kantgriff
- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Spatel, nach Heidemann, ORBIS Dental
Leichte, robuste Standardspatel.

Stück
mittel, 2,5 mm

141360 8,35

- 6-Kantgriff
- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Spatel, nach Heidemann, ORBIS Dental
Leichte, robuste Standardspatel.

Stück
breit, 3 mm

141363 8,35

- 6-Kantgriff
- Aus rostfreiem Stahl

TOP



5
Instrumentarium

Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
258224	9,45

ORBI-Steel Heidemannspatel, schmal,
ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Gebrauch.

Stück
schmal, 2 mm

- 8-Kant-Griff, geriffelt
- Hochwertiger, elektopolierter, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



ORBI-Steel Heidemannspatel, mittel,
ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Gebrauch.

Stück
mittel, 2,5 mm

258226 9,45

- 8-Kant-Griff, geriffelt
- Hochwertiger, elektopolierter, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



ORBI-Steel Heidemannspatel, breit,
ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Gebrauch.

Stück
breit, 3 mm

258227 9,45

- 8-Kant-Griff, geriffelt
- Hochwertiger, elektopolierter, medizinischer Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



ORBIS®-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Nadelhalter, nach Mathieu, ORBIS Dental
 Stabiler Nadelhalter mit Hartmetall-Einlagen für besonders sicheren Halt.
 • Aus rostfreiem Stahl

Stück
 Länge: 140 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143311 68,75

Stück
 Länge: 170 mm

143312 72,95

TOP



Hohlmeißelzange, ORBIS Dental
 Universal-Hohlmeißelzange, nach Mead.
 • Aus rostfreiem Stahl

Stück
 Standard, Länge: 140 mm

146971 54,95

Stück
 Mini, Länge: 120 mm

146972 54,95

TOP



Kronenscheren, ORBIS Dental
 Stabile Kronenscheren. Spitz-spitze, kräftige Schneiden.
 • Rostfrei
 • Einseitig gezahnt

Stück
 gebogen, Länge: 115 mm

143246 6,55

Stück
 gerade, Länge: 115 mm

143247 6,55

TOP



Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Kugelstopfer, ORBIS Dental

Standard-Kugelstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

Stück
Ø 1,0/1,3 mm

141083 7,95

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Kugelstopfer, ORBIS Dental

Standard-Kugelstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

Stück
1,4/1,8 mm

141085 7,95

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Kugelstopfer, ORBIS Dental

Standard-Kugelstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

Stück
Ø 1,9/2,3 mm

141087 7,95

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Kugelstopfer, ORBIS Dental

Standard-Kugelstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

Stück
Ø 2,5/3,0 mm

141185 7,95

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



5

Instrumentarium

Mundspiegel, Frontbeschichtet, ORBIS Dental

Qualitätsmundspiegel, mit hochwertiger Frontbeschichtung. Extrem hoher Reflexionsgrad, dadurch besonders helle und scharfe Abbildung in natürlichen Farben. Verzerrungsfrei, für ein entspanntes Arbeiten.

- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe
- Nickelfrei



Packung 12 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 3, plan	277784 19,95
Größe 4, plan	277783 19,95
Größe 5, plan	277782 19,95

TOP

Mundspiegel RS, ORBIS Dental

Qualitätsmundspiegel, mit hohem Reflexionsgrad und angenehmem hellem Bild.

- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe
- Nickelfrei



Packung 12 Stück

Größe 4, hohl	277787 12,95
Größe 5, hohl	277786 12,95

Packung 12 Stück

Größe 3, plan	277781 11,35
Größe 4, plan	277780 11,35
Größe 5, plan	277779 11,35

TOP

Mundspiegel RS Hauchfrei, ORBIS Dental

Qualitätsmundspiegel, mit sehr hohem Reflexionsgrad und besonders hellem Bild.

Ein spezielles Verfahren bewirkt, dass der leicht angewärmte Spiegel im Mund des Patienten über längere Zeit hinweg nicht beschlägt.

- Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Geeignet für alle gebräuchlichen Aufbereitungsverfahren
- Normgewinde, passend für alle handelsüblichen Griffe
- Nickelfrei



Packung 12 Stück

Größe 4, hohl	143061 26,95
Größe 5, hohl	143063 26,95

Packungen 12 Stück

Größe 4, plan	143062 26,95
Größe 5, plan	143064 26,95

TOP

Mundspiegelgriff, ORBIS Dental

Leichter, hohler Mundspiegelgriff mit Normgewinde.

- Aus rostfreiem Stahl
- 6-Kant-Griff

Stück	143077 4,65
-------	-------------

TOP



5
Instrumentarium

Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr. Preis pro Einheit


Mundspiegelgriff, ORBIS Dental
Mundspiegelgriff aus massivem, rostfreiem und geriffeltem Edelstahl für angenehmes Griffgefühl.

Stück

278804 3,95

- Aus rostfreiem Stahl
- 8 Kant-Griff , massiv

TOP NEU



ORBI-Steel Mundspiegelgriff Ergoform, ORBIS Dental
Mundspiegelgriff mit ausgeprägter, ergonomischer Grifffläche für besonders angenehme Handhabung .

Stück

278796 11,25

- Rostfreier Edelstahl
- Hohl gearbeitet

TOP NEU



Pinzette College RS, ORBIS Dental
Standardpinzette, mit feinen, innen geriefelten Arbeitsspitzen.

Stück
kurze Spitze
ab 12 Stück

143082 5,45

5,05

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Pinzette College RS, ORBIS Dental
Standardpinzette, mit feinen, innen geriefelten Arbeitsspitzen.

Stück
lange Spitze
ab 12 Stück

143083 5,45

5,05

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



5

Instrumentarium

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

ORBI-Steel Pinzette College,
ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Ge-
brauch.

Stück
kurze Spitze

258235 6,50

- Hochwertiger, elektopolierter, medizini-
scher Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



ORBI-Steel Pinzette College,
ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Ge-
brauch.

Stück
lange Spitze

258236 6,50

- Hochwertiger, elektopolierter, medizini-
scher Edelstahl
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



ORBI-Steel Raspatorium Williger,
ORBIS Dental
Chirurgisches Schabinstrument
Eignet sich zum Zurückklappen und Ab-
halten des Periost.

Stück
Länge: 16 cm

278793 17,95

- Rostfreier Edelstahl

TOP NEU



Planstopfer, ORBIS Dental
Standard-Planstopfer, mit präzisen, stei-
fen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-kant
Griff, geriffelt.

Stück
Ø 1,0/1,2 mm

141232 7,15

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



5
Instrumentarium

Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Planstopfer, ORBIS Dental

Standard-Planstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

Stück
Ø 1,2/1,5 mm

141242 7,15

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Planstopfer, ORBIS Dental

Standard-Planstopfer, mit präzisen, steifen Arbeitsenden. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

Stück
Ø 1,8/2,0 mm

141307 7,15

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Skalpellgriff Nr. 3, ORBIS Dental

Stabiler Skalpellgriff, mit präzisiertem Aufnahme-Clip für Skalpellklingen. Mit Griffrielen für sicheren Halt, auch bei feuchten Handschuhen.

Stück

143519 4,65

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



5

Instrumentarium

ORBI-Steel Teleskopkronenzange Mini, ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Gebrauch.

- Hochwertiger, elektrolierter, medizinischer Edelstahl
- Diamantierte Spitzen
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



Stück
Mini, 12,5 cm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
258237	93,95

ORBI-Steel Teleskopkronenzange Normal, ORBIS Dental
Premium Instrument für den täglichen Gebrauch.

- Hochwertiger, elektrolierter, medizinischer Edelstahl
- Diamantierte Spitzen
- Thermodesinfizierbar
- Autoklavierbar

TOP



Stück
Normal, Länge 15 cm

258238	99,25
--------	-------

5

Instrumentarium



ORBIS°-Produkte
Qualität die sich auszahlt

Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
141598	19,65

Wurzelheber, nach Bein, ORBIS Dental
Stabile Wurzelheber, mit geraden Arbeitsenden und ergonomisch korrektem Handgriff.

Stück
schmal, 2 mm

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Wurzelheber nach Bein, ORBIS Dental
Stabile Wurzelheber, mit geraden Arbeitsenden und ergonomisch korrektem Handgriff.

Stück
mittel, 3 mm

141556 19,65

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Wurzelheber nach Bein, ORBIS Dental
Stabile Wurzelheber, mit geraden Arbeitsenden und ergonomisch korrektem Handgriff.

Stück
breit, 4 mm

141496 19,65

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



5

Instrumentarium

Zahnfleischscheren, ORBIS Dental
 Filigrane Standard-Zahnfleischscheren.
 Spitz-spitze Schneiden, Länge 110 mm.

• Aus rostfreiem Stahl

Stück
 gerade, Länge: 11 cm

Stück
 gebogen, Länge: 11 cm

Artikel-Nr. Preis pro
 Einheit

140082 8,85

140083 9,25

TOP



Zahnfleischscheren, nach Goldman-Fox, ORBIS Dental
 Filigrane Zahnfleischscheren. Spitz-spitze
 Schneiden, eine davon leicht gezahnt.
 Auch als Fadenscheren einsetzbar.
 Länge 130 mm.

• Aus rostfreiem Stahl

Stück
 Länge: 13 cm

140417 14,25

TOP



Zementspatel, doppelendig, ORBIS Dental
 Standard-Zementspatel, mit feinen, stei-
 fen Arbeitsblättern. Mit leichtem 8-kant
 Griff, geriffelt.

• Aus rostfreiem Stahl

Stück
 schmal, 5 mm

141280 6,95

TOP



Hausmarken Instrumente

Zementspatel, doppelendig, ORBIS Dental

Standard-Zementspatel, mit feinen, steifen Arbeitsblättern. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

Stück
mittel, 6 mm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
141281 6,95

TOP



Zementspatel, doppelendig, ORBIS Dental

Standard-Zementspatel, mit feinen, steifen Arbeitsblättern. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

- Aus rostfreiem Stahl

Stück
breit, 7 mm

141282 6,95

TOP



ORBI-Steel Zementspatel, ORBIS Dental

Stück
schmal, 5,2 mm

258228 7,55

TOP



ORBI-Steel Zementspatel, ORBIS Dental

Stück
mittel, 6 mm

258229 7,55

TOP



ORBI-Steel Zementspatel, ORBIS Dental

Stück
breit, 7,5 mm

258230 7,55

TOP



5

Instrumentarium

Zahnsonden, ORBIS Dental
Standardsonden, mit feinen Arbeitsspitzen. Mit leichtem 8-kant Griff, geriffelt.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück
Figur 8
ab 12 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143123 3,55

3,15

Stück
Figur 9
ab 12 Stück

143124 3,55

3,15

Stück
Figur 17
ab 12 Stück

143125 3,55

3,15

Stück
Figur 23
ab 12 Stück

143126 3,55

3,15

Zahnsonden Rundgriff, ORBIS Dental
Standardsonden aus rostfreiem Stahl für die Diagnostik. Mit feinen flexiblen Arbeitsspitzen und leicht geriffeltem Rundgriff.

TOP NEU



Stück
Figur 9

278801 4,75

Stück
Figur 17

278802 4,75

Stück
Figur 23

278803 4,75

5
Instrumentarium

Hausmarken Instrumente

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBI-Steel Zahnsonde, **ORBIS Dental**

Stück
Figur 9

258232 **3,90**

TOP



ORBI-Steel Zahnsonde, **ORBIS Dental**

Stück
Figur 17

258233 **3,90**

TOP




ORBI-Steel Zahnsonde, **ORBIS Dental**

Stück
Figur 23

258234 **3,90**

TOP



Zahnzange, Figur 1, ORBIS Dental
Extraktionszange, stabile Ausführung,
gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil,
ergonomisch korrekter Karogriff.

Stück Fig. 1
OK-Frontzähne

187304 **48,25**

• Aus rostfreiem Stahl



TOP

Zahnzange, Figur 7, ORBIS Dental
Extraktionszange, stabile Ausführung,
gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil,
ergonomisch korrekter Karogriff.

Stück Fig. 7
OK-Prämolaren

187305 **48,25**

• Aus rostfreiem Stahl



TOP

5

Instrumentarium

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Zahnzange, Figur 17, ORBIS Dental
Extraktionszange, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 17
OK-Molaren rechts

187300 48,25

Zahnzange, Figur 18, ORBIS Dental
Extraktionszange, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 18
OK-Molaren links

187301 48,25

Zahnzange, Figur 13, ORBIS Dental
Extraktionszange, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 13
UK-Prämolaren

187303 48,25

Zahnzange, Figur 22, ORBIS Dental
Extraktionszange, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 22
UK-Molaren

187302 48,25

Wurzelzange, Figur 33A, ORBIS Dental
Extraktionszange für Zahnwurzeln, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 33A
UK-Wurzel

187306 48,25

Hausmarken Instrumente

Zahn- und Wurzelzange, Figur 51A, ORBIS Dental

Extraktionszange für Zahnwurzeln, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 51A OK-Wurzel

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
187309	48,25

Zahnzange, Figur 67A, ORBIS Dental

Extraktionszange, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 67A OK-Molaren Weisheitszähne

187307	48,25
--------	-------

Zahnzange, Figur 79, ORBIS Dental

Extraktionszange, stabile Ausführung, gute Haftkraft der Backen durch Haftprofil, ergonomisch korrekter Karogriff.

- Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück Fig. 79 UK-Weisheitszähne

187308	48,25
--------	-------

5

Instrumentarium

Mundspiegel, Aesculap

Mundspiegel 'Surface': Der Standard-Mundspiegel. Reflexarmes Spiegelbild bei mittleren Lichtverhältnissen.

Mundspiegel 'Rhodium': Der Premium-Mundspiegel. Reflexarmes und scharfes Spiegelbild selbst bei starken Lichtverhältnissen.



Packung 12 Stück

DA 026 R Ø 22 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

126129 29,80

Packung 12 Stück Rhodium

DA 036 R Ø 22 mm

DA 037 R Ø 24 mm

12385 34,90

12386 34,90

Mundspiegelgriffe, farbig, Aesculap

Ergonomische und farbige Kunststoffgriffe als Hilfe zur Organisation in der Praxis. Sterilisierbar bis 240 °C.



Stück

Blau DA 090 R

Grau DA 091 R

Grün DA 092 R

Schwarz DA 093 R

50559 5,90

37760 5,90

37761 5,90

37762 5,90

Mundspiegelgriffe, Aesculap

Aus rostfreiem Edelstahl.

Stück

DA 074 R

50723 20,70



Mundspiegelgriffe, Aesculap

Aus rostfreiem Edelstahl.

Stück

DA 076 R

26578 22,60



Mundspiegelgriffe, Aesculap

Aus rostfreiem Edelstahl.

Stück

DA 080 R

50558 8,10



Ergoprobe Parodontalsonde, Aesculap

Skalierung: 3,5-2-3-3

Stück

WHO DB 867, PCP 11,5C, 160 mm

234069 32,20



Ergoprobe Parodontalsonde, Aesculap

Skalierung: 3-3-2-3

Stück

DB 868 R, PCP 11, 160 mm

234093 32,20



Ergoprobe Parodontalsonde, Aesculap

Skalierung: 2-2-2-2-2-2

Stück

DB 874 R, 160 mm

234777 32,20



Aesculap, Diagnostik

Zahnpinzetten, Aesculap

Aus rostfreiem Edelstahl in verschiedenen Ausführungen.

Stück
DA 221 R

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
50560 12,30



Stück
DA 225 R

50726 12,30



Stück
DA 241 R

50563 12,30



Stück
DA 243 R

50564 12,30



Stück
DA 244 R

50565 20,90



5

Instrumentarium



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Ergoprobe Zahnsonden, einendig, Aesculap

Ergoprobe Instrumente verbinden modernes Design mit einzigartiger Ergonomie und hoher Funktionalität.

Zahnsonden Arbeitsenden aus Phynox-Stahl.

- Sehr grazil
- Elastisch
- Formstabil
- Extrem leichte Griffe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Stück
DA 806 R, Fig. 6A, 160 mm, 6¹/₄" fein

234495 14,70



Stück
DA 808 R Fig. 8, 160 mm, 6¹/₄" fein

233210 14,70



Stück
DA 809 R, Fig. 8A, 160 mm, 6¹/₄" fein

234906 14,70



Stück
DA 810 R, Fig. 9, 160 mm, 6¹/₄" fein

232975 14,70



Stück
DA 811 R, Fig. 9A, 160 mm, 6¹/₄" fein

234917 14,70



Stück
DA 812 R, Fig. 9B, 160 mm, 6¹/₄" fein

234918 14,70



Stück
DA 816 R, Fig. 23, 160 mm, 6¹/₄" fein

234935 14,70



Stück
DA 818 R, Fig. 17, 160 mm, 6¹/₄" fein

234938 14,70



Aesculap, Diagnostik

Ergoprobe Zahnsonden, doppelendig, Aesculap

Ergoprobe Instrumente verbinden modernes Design mit einzigartiger Ergonomie und hoher Funktionalität.

Zahnsonden Arbeitssenden aus Phynox-Stahl

- Sehr grazil
- Elastisch
- Formstabil
- Extrem leichte Griffe

Stück
DA 870 R, EXD 5, 165 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
234779	19,30



Stück
DA 871 R, EXD 11/12, 175 mm

232974	19,30
--------	-------



Stück
DA 882 R, NABERS, P2N, Furkationssonde, 170 mm

234780	47,60
--------	-------



Stück
DA 885 R, WESTON, 170 mm

234781	19,30
--------	-------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Aesculap, Prophylaxe

Füllungsinstrument, Aesculap

Für plastische Füllungen, aus rostfreiem Edelstahl.



Stück
DE 406 R

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
15642 15,40



Stück
DE 408 R

50844 15,40



Stück
DE 414 R

50640 15,40

Planstopfer, Aesculap

Aus rostfreiem Edelstahl, für plastische Füllungen.



Stück
DE 125 R

50633 12,90



Stück
DE 126 R

50634 12,90



Stück
DE 127 R

50635 12,90

Aesculap, Prophylaxe

Kugelstopfer, Aesculap

Für plastische Füllungen, aus rostfreiem
Edelstahl

Stück
DE 107 R

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
50629 12,90



Stück
DE 108 R

50630 12,90



Stück
DE 109 R

50631 12,90



Stück
DE 217 R

50638 15,40



Stück
DE 219 R

50639 15,40



Heidemannspatel, Aesculap

Für plastische Füllungen, aus rostfreiem
Edelstahl

Stück
DE 134 R

50636 15,40



Stück
DE 135 R

50637 15,40



Stück
DE 136 R

50834 15,40



Gingivalrandschneider, Aesculap

Stück
DC 321

50625 18,20



Stück
DC 322

50626 18,20



5

Instrumentarium

Aesculap, Prophylaxe

Heidemann-Spatel, Aesculap
Für plastische Füllungen, aus rostfreiem
Edelstahl.

Stück
DE 420 R

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
60233 15,40



Stück
DE 421 R

60234 15,40



Stück
DE 422 R

60235 15,40



Kürette, Aesculap

Stück
DB 330 R, Langer 1/2 Prämolaren, Molaren, uni-
versal UK

70386 31,90



Stück
DB 331 R, Langer 3/4 Prämolaren, Molaren, uni-
versal OK

70385 31,90



Stück
DB 332 R, Langer 5/6 Frontzähne, universal

74543 31,90



Stück
DB 344 R, Goldman-Fox 4 Prämolaren, Molaren,
universal

74679 31,90



Stück
DB 363 R, Columbia 4R/4L Prämolaren, Molaren,
universal

77174 31,90



5

Instrumentarium



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Aesculap, Prophylaxe

Kürette, Aesculap



Stück
DB 380 R, Gracey 1/2, Frontzähne, universal

Artikel-Nr. 71376
Preis pro Einheit 31,90



Stück
DB 381 R, Gracey 3/4, Frontzähne, Prämolaren, universal

84155 31,90



Stück
DB 382 R, Gracey 5/6, Frontzähne, Prämolaren, universal

42333 31,90



Stück
DB 383 R, Gracey 7/8, Prämolaren, Molaren, bukkal/lingual

70914 31,90



Stück
DB 384 R, Gracey 9/10, Prämolaren, Molaren, bukkal/lingual

42334 31,90



Stück
DB 385 R, Gracey 11/12, Prämolaren, Molaren, mesio-bukkal/mesio-lingual

70915 31,90



Stück
DB 386 R, Gracey 13/14, Prämolaren, Molaren, disto-bukkal/disto-lingual

70919 31,90



Stück
DB 392 R, M 23A, Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal

73038 31,90

Scaler, einendig, Aesculap



Stück
DB 257 R

50581 13,30



Stück
DB 327 R

50582 13,30



Stück
DB 328 R

50583 13,30

Aesculap, Prophylaxe

Scaler, Aesculap



Stück
DB 349 R, CI 2/3 Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
42336 31,90



Stück
DB 350 R, T2/T3 Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal

74687 31,90



Stück
DB 351 R, USM Prämolaren, Molaren, mesial/distal

73126 31,90



Stück
DB 352 R, S204/SD Frontzähne, Prämolaren, mesial/distal

42580 31,90



Stück
DB 370 R, H6/7 Frontzähne, Prämolaren, mesial/distal

70911 31,90



Stück
DB 376 R, McCall 13S/14S, Prämolaren, mesial/distal

88333 31,90



Stück
DB 391 R, M 23 Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal

71106 31,90

Zementspatel, Aesculap

Doppelendig, aus rostfreiem Edelstahl



Stück
DF 150 R,

50646 16,50



Stück
DF 153 R,

50647 16,50



Stück
DF 161 R,

50648 16,50




Stück
DF 163 R,

50649 16,50

Aesculap, Prophylaxe

Schleifsteine und Zubehör, Aesculap



Stück
DB 095

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
50578	25,20

Sterilit Öl Spray, Aesculap

Zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation, physiologisch unbedenklich. FCKW-frei. Instrument nach Thermodesinfektion auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Alle beweglichen Teile (z. B. Gelenke und Schlüsse) mit sterilisierbarem, dampfdurchlässigem Pflegeöl leicht ölen!



Flasche
JG 598

51258	6,40
-------	------

5

Instrumentarium

Arterienklemme, Aesculap



Stück
BH 111 R, Länge: 12,5 cm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
65979 31,80

Stück
BH 121 R, Länge: 12,5 cm

51202 33,50

Exkavatoren, Aesculap



Stück
DC 227 R

50620 15,40



Stück
DC 228 R

50811 15,40



Stück
DC 229 R

50621 15,40



Stück
DC 271 R

50622 15,40



Stück
DC 275 R

50623 15,40



Stück
DC 279 R

50624 15,40

Hohlmeißelzange, Aesculap



Stück
FO 409 R

51231 181,00

Aesculap, Chirurgie


Mundsperrer, Aesculap
nach Denhardt



Stück
OM 047 R

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
159279	204,80

Nadelhalter, Aesculap
18 cm



Stück
BM 066 R

13819	88,10
-------	-------

Nadelhalter, Aesculap
14 cm



Stück
BM 149 R

50503	125,40
-------	--------

Nadelhalter, Aesculap
17 cm



Stück
BM 150 R

50504	142,90
-------	--------

Nadelhalter, Aesculap
14 cm



Stück
BM 360 R

50507	88,70
-------	-------

5

Instrumentarium

Pinzetten, Aesculap
Aus rostfreiem Edelstahl.



Stück
BD 027 R 14,5 cm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
50526 12,40



Stück
BD 029 R 16 cm

50527 12,80



Stück
BD 217 R, 15,5 cm

50529 22,30



Stück
BD 520 R 15 cm

51189 54,00



Stück
BD 537 R 14,5 cm

50531 14,30



Stück
BD 539 R 16 cm

50532 14,70



Stück
BD 669 R, 14,5 cm

50533 24,70

Raspatorien, Aesculap



Stück
FK 300 R

50552 33,10



Stück
FK 303 R

50553 32,30



Stück
DB 022 R R

247206 64,50

Scharfer Löffel, Aesculap



Stück
DO 608 R

50959 43,70

Aesculap, Chirurgie

Scharfer Löffel, Aesculap

Stück
DO 609 R


Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
50960 43,70



Scharfe Löffel, Aesculap

Stück
DO 655 R

50696 34,40



Stück
DO 671 R

50699 34,40



Stück
DO 673 R

50701 34,40



Stück
DO 674 R

50702 34,40



5

Instrumentarium

Scheren, Aesculap

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
	Stück BC 110 R 11 cm	50520	27,60
	Stück BC 111 R 11 cm	50521	29,00
	Stück BC 117 R 11 cm	50522	62,40
	Stück BC 154 R 11 cm	50523	62,60
	Stück BC 157 R 15 cm	50524	50,10
	Stück BC 161 R 17,5 cm	50525	62,10
	Stück BC 628 R 15 cm	30469	69,10


Aesculap, Chirurgie

Scheren, Aesculap



Stück
DO 211 R 12 cm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
50688 41,80



Stück
DO 250 R 13 cm

50952 138,60



Stück
DO 251 R 13 cm

50689 45,80

5

Instrumentarium

Skalpellgriffe, Aesculap

Für sterile Skalpellklingen BB 5511, BB 515, BB 542



Stück
BB 063 R,

59959 55,70



Stück
BB 073 R,

50519 8,80

Tamponadenstopfer, Aesculap

Aus rostfreiem Edelstahl.



Stück
DO 301 R

50690 28,60



Stück
DO 302 R

50691 28,60

Tuchklemme, Aesculap



Stück
BF 407 R

50537 28,40

Wangenhalter, Aesculap










Aus rostfreiem Edelstahl.



Stück
BT 405 R

50510 80,80

Aesculap, Extraktion

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Wurzelheber, Bein, Aesculap		Stück DL 032 R, 2 mm	50670 34,40
		DL 033 R, 3 mm	50671 34,40
		DL 034 R, 4 mm	50672 34,40
Wurzelheber, Heidbrink, Aesculap		Stück DL 236 R	50674 43,70
		DL 237 R	50675 43,70
Wurzelheber, Flohr, Aesculap		Stück DL 238 R	50676 43,70
		DL 239 R	50677 43,70
Wurzelheber, Heidbrink, Aesculap		Stück DL 241 R	50678 46,20
		DL 242 R	50679 46,20

5

Instrumentarium



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Aesculap, Extraktion

Wurzelheber, Aesculap



Stück
DL 363 R, 3,5 mm, gerade

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

36019 **34,40**



DL 364 R, 4 mm, gerade

36018 **34,40**



DL 366 R, 5 mm, gerade

36016 **34,40**



DL 370 R, 2 mm, gebogen

36028 **34,40**

Wurzelheber, Aesculap



Stück
DL 371 R, 2,5 mm, gebogen

36027 **34,40**



DL 372 R, 3 mm, gebogen

36026 **34,40**



DL 373 R, 3,5 mm, gebogen

36025 **34,40**



DL 374 R, 4 mm, gebogen

36024 **34,40**



DL 376 R, 5 mm, gebogen

36022 **34,40**

5

Instrumentarium



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Zahnzangen, Aesculap

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
 <p>Stück DH 701 R, Fig. 1, für obere Schneide- und Eckzähne</p>	50653	79,20
 <p>Stück DH 707 R, Fig. 7, für obere Prämolaren</p>	50655	79,20
 <p>Stück H 713 R, Fig. 13, für untere Eckzähne und Prämolaren</p>	50656	79,20
 <p>Stück DH 717 R, Fig. 17, für obere Molaren, rechts</p>	50657	79,20
 <p>Stück DH 718 R, Fig. 18, für obere Molaren, links</p>	50658	79,20
 <p>Stück DH 722 R, Fig. 22, für untere Molaren, beide Seiten</p>	50659	79,20
 <p>Stück DH 732 R, Fig. 33A, für untere Wurzeln, mit schmalen Maul</p>	50660	79,20
 <p>Stück DH 733 R, Fig. 33, für untere Schneidezähne, Prämolaren und Wurzeln</p>	50661	79,20

Aesculap, Extraktion

Zahnzangen, Aesculap

Artikel-Nr. Preis pro Einheit



Stück
DH 755 R, Fig. 51AL, für obere Wurzeln, langes Modell, schmales Maul

50665 79,20



Stück
DH 767 R, Fig. 67, für obere Weisheitszähne, schmal

50666 79,20



Stück
DG 346 R, Fig. 46L, für sehr feine untere Wurzeln, tiefgreifend

50920 89,30



Stück
DG 797 R, Fig. 97, für sehr feine obere Wurzeln, tiefgreifend

50986 89,30

Aesculap, Microchirurgie

Titan-Griff BB 045 T, Aesculap
Für Mikroklingen

Stück
blau

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
85642 128,90



Mikroklingen, Aesculap
Für Titan-Halter BB045T.



Stück
BB 363 R
BB 369 R

39058 8,30
50382 8,30

Packung 10 Stück
BB 364 R

54744 35,60

BB 367 R

35421 35,60

Fadenschere, Micro, Aesculap

Stück
FD 252 R

164806 398,30



Nadelhalter Micro, Aesculap
Diamantstaubbeschichtet

Stück
FD 258 R

12388 472,80



Pinzette Micro, Aesculap
Chirurgisch, diamantstaubbeschichtet

Stück
FD 255 R

151333 313,70



5

Instrumentarium

Aesculap, Implantologie

Desmotome, Aesculap

Stück
DO 802, Links

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
45082 77,30



Stück
DO 803, Rechts

45112 77,30



Pinzette, Aesculap Für Weichgewebe

Stück
DX 055 R

45879 35,70



Raspatorien, Aesculap

Stück
DX 200 R, Nach Pichard

45884 78,20



Stück
DX 201 R, Nach Buser

45887 62,60



Aufbringungsinstrument, Aesculap Für Knochenmaterial

Stück
DX 555 R

45965 69,20



Papillenheber, Aesculap Atraumatisch

Stück
DX 405 R

46039 79,30



Vestibulumhaken, Aesculap 220 mm

Stück
DX 101 R





44945 154,10



5

Instrumentarium

Aesculap, Prothetik

			Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Artikulationspinzetten, Aesculap		Stück DR 780 R	51136	25,70
Flachzange, Aesculap		Stück DP 031 R	50704	54,00
Furrer-Zange, Aesculap		Stück DP 752 R	51078	66,20
Kronenscheren, Aesculap		Stück DP 563 R	51065	37,90

Aesculap, Container

5

Instrumentarium

Norm-Tray-Container, Aesculap

Passend für Siebtray JG381R und JG383R



Stück
JN 092, Maße: 310 x 188 x 44 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
26719	179,00

Norm-Tray-Container, Aesculap

Passend für Siebtray JG384R



Stück
JN 094, Maße: 310 x 188 x 63 mm

26720	189,70
-------	--------

Norm-Tray-Container, Aesculap

Zur Aufnahme von 2 x Siebtray JG381R oder 1 x JG381R und 1 x JG384R



Stück
JN 095, Maße: 310 x 188 x 90 mm

10075	193,10
-------	--------

Siebtray JG 381 R, Aesculap

Die große Perforation sorgt für optimierte Wasserstrahldurchlässigkeit und vermeidet Spülschatten. Setzen Sie die Silikonstege so wie es für Ihre Instrumente optimal ist. In Sekundenschnelle, ohne zusätzliches Werkzeug.



Stück
JG 381 R, Maße: 274 x 172 x 30 mm, flach mit 3 Stegen, passend in Container JN 092

184996	138,60
--------	--------

Stück
Silikonsteg, JG391
Silikonsteg, JG392
Silikonsteg, JG393

185167	9,30
185885	6,30
185168	11,70

Siebtray JG 383 R, Aesculap



Stück
JG 383 R, Maße: 274 x 172 x 30 mm, flach mit Wundhakenperforation, mit 3 Stegen, passend in Container JN 092

185000	148,00
--------	--------

Siebtray JG 384 R, Aesculap



Stück
JG 384 R, Maße: 274 x 172 x 41 mm, hoch, mit 3 Stegen, passend in Container JN 094

185001	197,40
--------	--------

Dauerfilter, Aesculap

JK 091 für Dental Container JN092-JN096 mit schmaler Perforation, Verwendungsdauer 1000 Wasch- und Sterilisationszyklen.

JK 092 für Dental Container JN092-JN096 mit breiter Perforation



Packung 2 Stück

JK 091
JK 092

10093	30,60
10094	54,10




www.carlmartin.de



Sonderkonditionen für Neugründer! –
Fragen Sie nach unserem SPARPAKET und der Sonderpreisliste!





- ✓ leicht
- ✓ ergonomisch
- ✓ reinigungskonforme Oberflächen

DAS NEUE
GRIFFGEFÜHL

Zahnzangen

Fig. 1
Oberkiefer, Frontzahn



188739
68,35€

Fig. 7
Oberkiefer, Prämolaren



188744
68,35 €

Fig. 17
Oberkiefer, Molaren,
rechts



188745
68,35 €

Fig. 18
Oberkiefer, Molaren,
links



188764
68,35 €

Fig. 51A
Oberkiefer,
Wurzeln,
schmal



188774
68,35 €

Fig. 151 1/2
Oberkiefer,
Wurzelreste



189118
68,35 €

Fig. 67A
Oberkiefer,
Weisheitszahn



188802
68,35 €

Fig. 13
Unterkiefer,
Frontzahn + Prämolaren



189106
68,35 €

Fig. 22
Unterkiefer,
Molaren, rechts + links



189107
68,35 €

Fig. 86C
Unterkiefer, Molaren,
rechts + links, Kuhhornzange



202969
68,35 €

Fig. 33A
Unterkiefer,
Wurzeln, schmal



189109
68,35 €

Fig. 145
Unterkiefer,
Wurzelreste



189112
68,35 €

Fig. 79
Unterkiefer,
Weisheitszahn



189113
68,35 €

10 LS-Zahnzangen im Set

Inhalt OK: LS1 · LS7 · LS17 · LS18 · LS51A · LS67A

Inhalt UK: LS13 · LS22 · LS33A · LS79

Formen auf Seite 301 abgebildet


195341
659,75 €

Leichte Modelle

ca. 30% Gewichtsreduzierung
durch eine spezielle Auskerbung
in den Innenflächen der Griffe

Neues Griff-Design

- glatte Oberfläche
- einseitig, ergonomische Griffausformung
- Haftprofil in den Zangenmälern
- Teflonscheibe im Zangengelenk



Wurzelheber/Luxationsinstrumente HEIDBRINK

gerade, Ø 2,0mm

gewinkelt, Ø 2,0mm

Wurzelrest-entferner

doppelendig, Ø 1,8mm

Wurzelheber/Luxationsinstrumente gerade

2,5mm

3,5mm

4,0mm



Ø 10mm



19411
56,40 €



189114
56,40 €



189116
56,40 €



11895
60,70 €



15391
55,95 €



197305
55,95 €



13120
55,95 €

Zahnfleischscheren

13cm
gerade

13cm
gebogen

Neues Modell!
Design international
geschützt!



202967
46,45 €

- extrem scharfer Schliff
- die technische Formgebung erlaubt eine sehr gute Reinigungsmöglichkeit
- Ausführungen in gerade und gebogen
- große Scherengriffe erlauben eine komfortable Handhabung
- Spezialstahl mit hoher Härte und Schnitthaltigkeit (Vakuumhärtung)
- modernes und ebenes Oberflächendesign
- mattierte Oberflächen im LiquidSteel-Design reduzieren die Blendwirkung durch OP-Leuchten

202966
45,00 €

Raspatorien

WILLIGER
6mm



18450
40,65 €

GLICKMANN
4mm



Fig. 24G

39321
59,80 €

PRICHARD
11mm



248346
59,80 €

Tamponstopfer

LUNIATSCHEK, schmal



40489
20,05 €

Skalpellsgriff

Skalpellsgriffhalter,
Rundgriff, hohl

passend für:
Klingen
10, 11, 12,
12D, 15, 15C



32121
37,40 €

MIKRO-Skalpell- klingenhalter

passend für:
Klingen
62, 64, 65,
67, 69



236528
81,10 €

Nadelhalter CASTROVIEJO

mit Hartmetalleinlage



39171
187,95 €


40520
198,45 €

MIKRO-Pinzetten

0,8mm gerade, Rundgriff,
18cm



236747
140,55 €



gebogen

237412
140,55 €

Periotome

Periotom posterior
+ anterior



236919
48,85 €

- zur Trennung der Sharpeyschen Fasern
- mit biegsamem TITAN Arbeitseende, welches immer in die Ausgangsposition zurück geht (Memory Effekt). Griff aus Carl Martin LIQUIDSTEEL

TITAN FLEX

TITAN Spitze mit Memory Effekt



271694
67,15 €

Scaler


Interdental, Front-
und Seitenzahnbereich

Interdental, Front-
und Seitenzahnbereich

Front- und
Seitenzahnbereich



Fig. 204S



40507
39,10 €



Fig. 204SD



20275
39,10 €



Fig. H6-H7



193608
39,10 €

Küretten GRACEY

Parosonde

COLUMBIA,
Universal

WHO

Fig. 1-2
Für alle Wurzelflächen im Frontzahnbereich OK + UK - leichte Abwinkelung

Fig. 5-6
Für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen OK + UK - leichte Abwinkelung

Fig. 7-8
Für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren OK + UK - mittlere Abwinkelung

Fig. 11-12
Für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren OK + UK - mittlere Abwinkelung

Fig. 13-14
Für distale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren OK + UK

Fig. 4R-4L
Universalkürette für den Molarenbereich OK + UK

Fig. 1-2




Fig. 5-6




Fig. 7-8




Fig. 11-12




Fig. 13-14



Fig. 4R-4L



40518
37,30 €

193580
37,30 €

193597
37,30 €

193601
37,30 €

193603
37,30 €

40517
37,30 €

229568
24,25 €

Retraktionsfadenleger

mit MIKRO-Zahnung

Heidemannspatel

flexibel, mittel

Füllungsinstrumente Kugelstopfer

Ø 0,6mm + 0,9mm

Ø 1,0mm + 1,3mm

Ø 1,4mm + 1,8mm

Ø 1,9mm + 2,3mm

Füllungsinstrumente Spatel

Ø 2,2mm

Ø 1,5mm/2,0mm



195590
39,30 €

32117
19,60 €

13347
19,60 €

12316
19,60 €

12318
19,60 €

12320
19,60 €

202950
19,60 €

20432
19,60 €

Füllungsinstrumente Spatel

Ø 1,5mm/1,5mm Ø 2,0mm/2,0mm Ø 2,5mm/2,5mm



Fig. 158
11896
19,60 €

Fig. 159
13348
19,60 €

Fig. 160
202942
19,60 €

Zementstopfer

Ø 1,0mm/1,2mm Ø 1,4mm/1,6mm




Fig. 180
14840
19,60 €

Fig. 181
40493
19,60 €

Zementspatel

mittel



32095
19,65 €

Excavatoren

Ø 2,1mm Ø 1,7mm




Fig. 127-128
25286
34,30 €

Fig. 129-130
13007
34,30 €

Zahnsonden




Fig. 33
195846
8,05 €

Fig. 70
36726
8,05 €

Fig. 6
196151
8,05 €

Fig. EXD5
198739
19,60 €

EXD3CH
238812
23,05 €

Mundspiegelgriffe

europäisches Gewinde, Ø M2,5



Griff, massiv
202958
6,65 €

Griff, hohl
189747
13,00 €

Pinzetten

COLLEGE



11701
16,65 €



Ø 10mm

5

Instrumentarium

LIQUIDSTEEL

POLYFILL PLASMA⁺



Design + Funktion

- ultra leichte, ergonomische und mattierte Hohlgriffe für ermüdungs- und blendfreies Arbeiten
- extrem harte und kratzfeste Oberfläche
- TITAN OXID Beschichtung
- NANO kristalline Oberflächenstruktur im PLASMA PVD² Verfahren
- Superhydrophob (Lotusblüteneffekt)
- dunkelblaues Arbeitende für perfekten Kontrast zum Füllungsmaterial



- ANTI Haft für alle Composite
- Biokompatibel
- autoklavierbar
- thermodesinfizierbar



134°C



POLYFILL PLASMA⁺









DBGM¹

¹ Deutsches Bundesgebrauchsmuster

² PVD = Physical vapor deposition

Composite Instrumente










POLYFILL PLASMA⁺

							
Planstopfer (mit abgerundeten Kanten) zum Einbringen von okklusalen Schichten oder Aufbaufüllungen bei der Kronenvorbereitung	Der tropfenförmige Stopfer hat den Vorteil, dass die Verdichtung, gegenüber der Verwendung eines Kugelinstrumentes, gleichmäßiger ermöglicht wird	Spatel mit besonders dünner Schneide/Arbeitende für Anwender, die leicht flexible Spatel bevorzugen	Spatel für sämtliche Anwendungen	Spatel für sämtliche Anwendungen	GOLDSTEIN flex mini, MINI-Flex Ausführung von LS1051F/80	GOLDSTEIN flex, flexibles Instrument für die Präparation von Klasse 3 und 4 Füllungen im Frontzahnbereich	GOLDSTEIN flex, Kombinationsinstrument aus mittlerem Spatel und Kondensierer für finale Klasse 1, 2 und 3 Füllungen
202959 34,60 €	198737 34,60 €	198732 34,60 €	13101 34,60 €	11852 34,60 €	218368 34,60 €	220065 34,60 €	218370 34,60 €

5
Instrumentarium

Composite Instrumente / Sonde

POLYFILL⁺ PLASMA[®]

							
Fig. 25A für die finale Gestaltung von Füllungen der Klasse 1 + 2 im ligatalen, anterioren Bereich	Fig. 25C universelles Instrument zum Platzieren und Aufbauen der Füllung sowie Modellierung der Klasse 1, 2, 3, 4, 5	Fig. SF1 schmale, dünne und flexible Arbeitssenden zum kontourieren speziell im approximalen Bereich bei Klasse 2, 3, 4, 5 Füllungen	Fig. 109 Modellierungsinstrument in Form eines abgerundeten Kegels für die okklusale Ausarbeitung im Seitenzahnggebiet	Fig. 108 ein Spezialinstrument zum Ausmodellieren sehr feiner okklusaler Strukturen	Fig. 107 zum Anlegen von Zentralfissuren. Durch die konkave Form wird die Gestaltung der konvexen Wülste erleichtert	Fig. 104 „Duckhead“, für schnelles und präzises Modellieren von Fissuren und Haken im Molarenbereich	 Zahnsonde, fein - zur finalen Gestaltung feinsten Fissuren
222432 34,60 €	219606 34,60 €	218046 34,60 €	11853 34,60 €	188342 34,60 €	13655 34,60 €	219829 34,60 €	229553 30,00 €

5

Instrumentarium



Füllungsinstrumente Bulk Composite Fillings

Bulk-Composite-Fillings

für großvolumige Füllungen (bulk filling) im Seitenzahnbereich. Die Durchmesser/Breiten der Kugel, Birnen und Spatel erlauben ein schnelles Füllen, Stopfen und Verdichten von Compositen. Insbesondere BULK Composite, die auf Grund schneller Polymerisierbarkeit in wenigen Arbeitsschritten aufgebaut werden können, lassen sich mit diesen Formen effektiv realisieren.




Fig. 141

229323
34,60 €

PolyFill-Set für Composite

POLYFILL⁺ PLASMA[®] + COMPO-KIT

Maße: 190x90x34mm
Inhalt: Tray CLIP-S6 + Fig. 14, 15, 95, 109, 154G



13410
245,65 €




Fig. 14

Fig. 15

Fig. 95

Fig. 109

Fig. 154G

Trays





STERI-WASH-TRAY



weitere Informationen

- Spüloptimierte Aufbereitung
- einfaches handling
- geformt aus hochwertigen und materialstarken EDELSTAHL
- verwindungssteif
- abgerundete, entgratete Kanten
- diagonal angeordnetes Rautendesign, um die Silikone horizontal und vertikal anzuordnen
- Individuelle Farbwahl - s. unten

Tray-Varianten



Farben der Silikone

	①	②	③	④	⑤
Blau	3029-S6- BL	3029-M10- BL	3029-L- BL	3029-CLIP-S6- BL	3029-CLIP-M10- BL
Gelb	3029-S6- GE	3029-M10- GE	3029-L- GE	3029-CLIP-S6- GE	3029-CLIP-M10- GE
Grün	3029-S6- GR	3029-M10- GR	3029-L- GR	3029-CLIP-S6- GR	3029-CLIP-M10- GR
Hellblau	3029-S6- HBL	3029-M10- HBL	3029-L- HBL	3029-CLIP-S6- HBL	3029-CLIP-M10- HBL
Orange	3029-S6- OR	3029-M10- OR	3029-L- OR	3029-CLIP-S6- OR	3029-CLIP-M10- OR
Pink	3029-S6- PK	3029-M10- PK	3029-L- PK	3029-CLIP-S6- PK	3029-CLIP-M10- PK
Weiß	3029-S6- WE	3029-M10- WE	3029-L- WE	3029-CLIP-S6- WE	3029-CLIP-M10- WE



Carl Martin, Diagnostik

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Amalgamschnitzer, Carl Martin

Stück
Frahm 1187

64219 35,30



Excavator, Carl Martin

Tellerförmig, fein und scharf Ø 1,7mm

Stück
1020/129-130

64182 21,35



Excavator, Carl Martin

Tellerförmig, fein und scharf Ø 1,4mm

Stück
1020/131-132

64183 21,35



Füllungsentferner, Carl Martin

z. B. für Cavit

Stück
1140

64234 21,30



Füllungsinstrument, Carl Martin

Sehr feine Kugel (z. B. für Dycal) Ø 0,6mm + 0,9mm

Stück
1054/10A

65757 15,10



Füllungsinstrument, Carl Martin

Feiner, tropfenförmiger Spatel

Stück
1054/14

64193 19,10



Füllungsinstrument, Carl Martin

Wie Fig. 14 - nur kleiner

Stück
1054/15

49947 19,10



Füllungsinstrument, Carl Martin

Kugelstopfer Ø 3,5mm + 4,5mm

Stück
1054/53

64195 20,35



Füllungsinstrument, Carl Martin

Kugelstopfer Ø 1,7mm + 2,7mm

Stück
1054/140

64196 19,10



5

Instrumentarium

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Füllungsinstrument, Carl Martin Kugelstopfer Ø 1,0mm + 1,3mm	Stück 1054/146	65739	15,10
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Kugelstopfer Ø 1,4mm + 1,8mm	Stück 1054/147	65760	15,10
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Kugelstopfer Ø 1,9mm + 2,3mm	Stück 1054/148	65761	15,10
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Kugelstopfer Ø 2,5mm + 3,0mm	Stück 1054/149	65762	15,10
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Doppelendiger, Spatel 1,5mm (beidseitig)	Stück 1054/158	64197	16,15
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Doppelendiger, Spatel 2,0mm (beidseitig)	Stück 1054/159	64198	16,15
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Doppelendiger, Spatel 2,5mm (beidseitig)	Stück 1054/160	64199	16,15
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Birnenförmig Ø 1,0mm + 1,3mm	Stück 1054/162	65769	18,60
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Birnenförmig Ø 1,5mm + 1,7mm	Stück 1054/163	65770	18,60
			
Füllungsinstrument, Carl Martin Birnenförmig Ø 1,8mm + 2,0mm	Stück 1054/164	65771	18,60
			


Carl Martin, Diagnostik

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Füllungsinstrument, Carl Martin
Planstopfer Ø 1,0mm + 1,2mm

Stück
1054/180

66684 **15,10**



Füllungsinstrument, Carl Martin
Planstopfer Ø 1,4mm + 1,6mm

Stück
1054/181

65753 **15,10**



Füllungsinstrument, Carl Martin
Planstopfer Ø 1,7mm + 1,9mm

Stück
1054/182

63291 **15,10**



Heidemannspatel, Carl Martin
Flexibel und abgerundete Kanten. 2,0, 2,5 und 3,0mm.

Stück
1045/12A
1045/12B
1045/12C

64187 **18,55**
64188 **18,55**
64189 **18,55**



Mundspiegelgriff, Carl Martin
Rund, massiv mit feiner Griff-Rändelung

Stück
rund 476

146949 **6,85**



Mundspiegelgriff, Carl Martin
Leicht, hohl, und kantiger Griff

Stück
485 RS

64141 **14,95**



Mundspiegelgriff Colori, Carl Martin
Griff aus hochwertig, thermisch belastbarem Kunststoff. Voll sterilisierbar bis 200°C



Stück
Schwarz
Blau
Rot
Gelb
Grün

28716 **7,15**
28712 **7,15**
28715 **7,15**
28713 **7,15**
28714 **7,15**

Mundspiegelgriff, Carl Martin
Leicht, hohl und mit ausgeprägter, ergonomischer Griff-läche

Stück
489, Ergoform

35617 **20,85**



5

Instrumentarium

Carl Martin, Diagnostik

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Paro-Sonde, Carl Martin Sehr feine Zahnsonde	Stück 1084/EXD 5	58586	16,60
			
Pinzette, Carl Martin Zum sicheren Halten von metallischen und keramischen Teilen (z. B. Inlays)	Stück 773D, diamantiert	88616	53,45
			
Pinzette, Carl Martin	Stück 770AS/2, Ergoform	64143	19,95
			
Pinzette, Carl Martin Kräftiges Modell	Stück 771A, gerieft	82691	19,95
			
Pinzette, Carl Martin Kurze Spitze	Stück 773/2, gerieft	35640	15,40
			
Pinzette, Carl Martin Lange Spitze	Stück 773A/2, gerieft	64145	15,40
			
Pinzette, Carl Martin Für Artikulationspapier	Stück 650, Miller	64142	26,70
			

Carl Martin, Diagnostik

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Schnitzinstrument, Carl Martin
Spitz und scharf geschliffen, kegelförmig und poliert

Stück
1060/1 RS

64212 **40,70**



Schnitzinstrument, Carl Martin
Discoid, tellerförmig, scharf, Cleoid, herzförmig, spitz, scharf

Stück
1060/8 RS

64217 **47,65**



Wiland Carver, Carl Martin
Feiner, sichelförmiger Carver

Stück
1060/14

33549 **44,00**




5

Zahnsonden, Carl Martin

Stück
1081/32
1081/33
1081/56
1081/70

64225 **7,60**
64224 **7,60**
64226 **7,60**
64227 **7,60**



Instrumentarium

Zahnsonde Rundgriff, Carl Martin

Stück
1082/9

64231 **10,00**



Zahnsonde Rundgriff, Carl Martin

Stück
1082/17

64323 **10,00**








Zahnsondenansatz mit Gewinde, Carl Martin




Stück
1078/6
1078/9
1078/17
1078/23

38197 **8,05**
38196 **8,05**
38198 **8,05**
38297 **8,05**



		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Zahnreiniger, Carl Martin Auch zum Abnehmen von Provisorien geeignet	Stück 1000/1	64176	21,25
	1000/2	64177	21,25
			
Retraktionsfadenleger mit Mikroverzahnung, Carl Martin	Stück 1044	64186	40,55
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NEU</div> 			
Mikrostopfer retrograd, Carl Martin Mikrostopfer retrograd Ø 0,7mm Kontrawinkel	Stück LS 1070-MP-R-A-07	279528	39,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NEU</div> 			
Mikrostopfer retrograd, Carl Martin Mikrostopfer retrograd Ø 0,7mm seitlich abgewinkelt-axial	Stück LS 1070-MP-R-LA-07	279529	39,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NEU</div> 			
Endo Sonde doppelendig - DG16, Carl Martin	Stück 1084/EXDG16	208115	22,50
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NEU</div> 			

Carl Martin, Diagnostik

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Zementspatel, Carl Martin Schmal	Stück 1058 RS	64311	13,85
			
Zementspatel, Carl Martin Mittelbreit	Stück 1058A RS	64222	13,85
			
Matrizenspanner EasyGlide, Carl Martin Tofflemire	Stück LS599/1 Universal	252132	
<ul style="list-style-type: none"> • leichtgängig durch integrierte Teflonscheibe • Komplette abgerundete Kanten zur Vermeidung von Verletzungen im Mund des Patienten 	LS599/1 Junior	262025	
			

NEU

5

Instrumentarium


Carl Martin, Prophylaxe

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
<p>Kürette Gracey, Carl Martin Für alle Wurzelfächen im Frontzahnbe- reich, OK und UK - leichte Abwinkelung</p> 	Stück 972/1-2	64148	38,35
<p>Kürette Gracey, Carl Martin Für alle Wurzelfächen im Frontzahnbe- reich, OK und UK - mittlere Abwinkelung</p> 	Stück 972/3-4	64151	38,35
<p>Kürette Gracey, Carl Martin Für alle Wurzelfächen an den Prämolaren und Frontzähnen, OK und UK - leichte Ab- winkelung</p> 	Stück 972/5-6	64152	38,35
<p>Kürette Gracey, Carl Martin Für bukkale, linguale sowie palatinale Flä- chen der Prämolaren und Molaren, OK und UK - mittlere Abwinkelung</p> 	Stück 972/7-8	64153	38,35
<p>Kürette Gracey, Carl Martin Für bukkale, linguale sowie palatinale Flä- chen der Prämolaren und Molaren, OK und UK - starke Abwinkelung</p> 	Stück 972/9-10	64155	38,35
<p>Kürette Gracey, Carl Martin Für mesiale Wurzelfächen an Prämolaren und Molaren, OK und UK - mittlere Abwin- kelung</p> 	Stück 972/11-12	64156	38,35
<p>Kürette Gracey, Carl Martin Für distale Wurzelfächen an Prämolaren und Molaren, OK und UK</p> 	Stück 972/13-14	64157	38,35

Carl Martin, Prophylaxe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Paro-Set 3020, Carl Martin
Starter-Set mit 5 Instrumenten inkl. Washtray, Hohlgriff Ø 8mm



Satz
4x GRACEY Küretten: 5-6, 7-8, 11-12, 13-14
1x Scaler H6-H7
1x Washtray

58479 159,45

Paro-Set 3023, Carl Martin
Starter-Set mit 5 Instrumenten inkl. Washtray, ERGOTOUCH Ø 10mm Hohlgriff



Satz
4x GRACEY Küretten: 5-6, 7-8, 11-12, 13-14
1x Scaler H6-H7
1x Washtray

23297 259,35

5

Instrumentarium

Scaler, Carl Martin
Seitenzahnbereich

Stück
972/CI2-3

57315 39,55



Scaler, Carl Martin
Seitenzahnbereich

Stück
972/T2-T3

64161 39,55



Scaler, Carl Martin
Spezialscaler für die Interdentalräume des Front- und Seitenzahnbereiches

Stück
961/204SD

49645 39,55



Scaler, Carl Martin
Universalscaler für Front- und Seitenzahnbereich - leicht abgewinkelte Arbeitsenden

Stück
972/H6-H7

64160 39,55











Scaler, Carl Martin

Stück
961/204S

64169 39,55



Carl Martin, Prophylaxe

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Kürette Ergotouch, Carl Martin	Stück 979/1-2	22392	46,30
			
Kürette Ergotouch, Carl Martin	Stück 979/3-4 979/5-6	22825 22393	46,30 46,30
			
Kürette Ergotouch, Carl Martin	Stück 979/7-8	22808	46,30
			
Kürette Ergotouch, Carl Martin	Stück 979/9-10	22809	46,30
			
Kürette Ergotouch, Carl Martin	Stück 979/11-12 979/13-14	22810 22811	46,30 46,30
			
Scaler Ergotouch, Carl Martin	Stück 969/H6-H7	22812	49,00
			
Scaler Ergotouch, Carl Martin	Stück 969/204SD	22817	49,00
			
Scaler Ergotouch, Carl Martin	Stück 969/204S	22816	49,00
			

Carl Martin, Prophylaxe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Paro-Sonde, Carl Martin
Skalierung: 3,5-5,5-8,5-11,5

Stück
WHO 973/80

64175 33,85



Paro-Sonde, Carl Martin
Skalierung: 3-6-8-11

Stück
973/CP11

68745 34,40



Paro-Sonde, Carl Martin
Skalierung: 3-6-9-12

Stück
973/CP12

56002 34,40



Paro-Sonde, Carl Martin
Skalierung: 1-2-3- . . . -14-15

Stück
973/CP15

19329 34,40

NEU



Furkationssonde NABERS, Carl Martin
Farbcode 3-6-9-12

Stück
973/CP2N

38195 45,80

NEU









5

Instrumentarium



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Anatomische Pinzette, Carl Martin	Stück 792/14,5 cm	64106	18,40
			
Chirurgische Pinzette, Carl Martin	Stück 793/14,5 cm	64107	25,45
			
Arterienklemme, Carl Martin HALSTEAD-MOSQUITO gebogen	Stück 1894A/12,5 cm	64138	36,05
			
Arterienklemme, Carl Martin HALSTEAD-MOSQUITIO gerade	Stück 1894/12,5 cm 1894/14,5 cm	64137 84972	36,05 47,55
			
Chirurgische Schere, Carl Martin KELLY gebogen, einseitig gezahnt	Stück 840/16 cm	64114	53,45
			
Chirurgische Schere, Carl Martin Spitz/stumpf	Stück 832/14,5 cm	64112	39,45
			
Fadenschere, Carl Martin Rundes Arbeitsende zum atraumatischen Unterfassen des Fadens, die Kehlung verhindert ein Abgleiten des Fadens über das Arbeitsende hinaus	Stück 868, abgewinkelt	64117	53,40
			
Hohlmeißelzange, Carl Martin Nach FRIEDMANN	Stück 1830/2	64134	165,90
			

Carl Martin, Chirurgie

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Mythrenblattsonde, Carl Martin
Nach BOWMAN



Stück
1872/3-4, dick

64279 **22,90**

Mythrenblattsonde, Carl Martin
Nach BOWMAN



Stück
1872/1-2, fein

66968 **22,90**

Nadelhalter, Carl Martin
CASTROVIEJO gut geeignet in der Parodontalchirurgie



Stück
1152TC/14 cm

56724 **199,90**

Nadelhalter, Carl Martin
Nach LANGENBECK



Stück
1154TC/18 cm

57586 **169,90**

Nadelhalter, Carl Martin
Nach CRILE-WOOD



Stück
1155TC/15 cm

74901 **129,90**

Nadelhalter, Carl Martin
Mit Innensperre, wodurch das Einzwicken in den Handschuh verhindert wird



Stück
1163TC/17 cm

66007 **149,90**

Raspatorium, Carl Martin
Nach WILLIGER 6,0mm breit



Stück
1804

66964 **37,15**

Raspatorium, Carl Martin
10,0mm breit



Stück
1805

64135 **48,50**

Raspatorium, Carl Martin
Nach GLICKMAN



Stück
1864/24G

20528 **71,30**

Raspatorium, Carl Martin
Nach FREER, scharf/stumpf



Stück
1865 18 cm

64136 **50,40**

Scharfer Löffel, Carl Martin
Nach HEMINGWAY



Stück
1145/0 RS

65815 **40,45**

5

Instrumentarium

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Scharfer Löffel, Carl Martin
Nach HEMINGWAY

Stück
1145/1 RS

65816 **40,45**



Scharfer Löffel, Carl Martin
Nach HEMINGWAY

Stück
1145/2 RS

65817 **40,45**



Schere Castroviejo, Carl Martin
Sehr grazile Federschere



Stück
852 Micro

30949 **99,90**

Schere Supercut, Carl Martin
Rasiermesserscharf durch Spezialschliff und hohe Stahlhärte



Stück
807SC/12 cm, gebogen

49490 **58,60**

Schere Supercut, Carl Martin
Rasiermesserscharf durch Spezialschliff und hohe Stahlhärte



Stück
805SC/12 cm, gerade

49489 **56,85**

Skalpellklingenhalter, Carl Martin
passend für Klingen Figur 10, 11, 12, 12D, 15, 15C



Stück
871A/3

64120 **11,05**

Skalpellklingenhalter, Carl Martin
passend für Klingen Figur 10, 11, 12, 12D, 15, 15C. Der Rundgriff ermöglicht ein sehr gefühvolles, taktiles Arbeiten



Stück
871A/5

53504 **44,45**

Skalpellklingenbox, Carl Martin
Zur leichten und sicheren Entfernung kontaminierter Klingen



Stück
874

48901 **9,65**











Tamponstopfer, Carl Martin
Nach LUNIATSCHEK

Stück
1106 RS, breite Ausführung

66966 **21,35**



Carl Martin, Chirurgie

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Tamponstopfer, Carl Martin Nach LUNIATSCHEK		66967	21,35
	Stück 1106A RS, schmale Ausführung		
Wangenhalter n. Hilger, Carl Martin Zum sicheren und schonenden Abhalten der Wange		50183 51786	33,80 19,35
	Stück 632, Griff 632A, Abhalter ohne Griff		
Wundhaken, Carl Martin Nach LANGENBECK 42 x 10mm		64254	76,15
	Stück 1890/2		
Wundhaken, Carl Martin Nach LANGENBECK 60 x 11mm		64255	76,15
	Stück 1890/6		
Zahnfleischschere, Carl Martin Große Griffringe für eine leichte Handhabung, gerade		64110	38,80
	Stück 800 12 cm		
Zahnfleischschere, Carl Martin Grazile Ausführung, gerade		64108	47,45
	Stück 801 10,5cm		
Zahnfleischschere, Carl Martin Große Griffringe für eine leichte Handhabung, gebogen		64111	41,15
	Stück 802 12 cm		
Zahnfleischschere, Carl Martin Grazile Ausführung, gebogen		64109	50,70
	Stück 803 10,5cm		
Zahnfleischschere, Carl Martin Nach La GRANGE mit feiner MIRKO-Zahnung, die S-förmige Biegung ermöglicht einen optimalen Zugang in alle Bereiche der Mundhöhle		81910	69,90
	Stück 854, La Grange		
Zylinderampullen-Spritze, Carl Martin Mit 3 Aspirationshaken		31808	73,85
	Stück 1950		

Carl Martin, Extraktion

Luxivator, Carl Martin

Gerade Ausführung, sehr feines und halbscharfes Arbeitsende

Stück

588/1, 3 mm
588/2, 5mm
588/5, 2,5 mm
588/6, 4 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

49798 59,90
49800 59,90
164232 59,90
168759 59,90



Luxivator, Carl Martin

leicht gebogene Ausführung, sehr feines und halbscharfes Arbeitsende

Stück

588/3, 3mm
588/4, 5 mm
588/7, 2,5 mm
588/8, 4 mm

49801 26,00
49802 26,00
163063 26,00
164518 26,00



Wurzelheber Cryer, Carl Martin

Stück

561/23
561/24

84665 61,70
84666 61,70

NEU



Carl Martin, Extraktion

Luxivator, Carl Martin
Handform gerade

NEU

Stück
590/1, 3 mm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

15758 59,90

590/2, 5 mm

220902 59,90



5

Instrumentarium

Luxivator, Carl Martin
Handform gebogen

NEU

Stück
590/3, 3 mm
590/4, 5 mm

19216 59,90

220903 59,90



Wurzelheber, Carl Martin

ARROW n. Bernard. Die Pfeilspitze mit leichter Vertiefung ermöglicht einen optimalen Zugang in den Alveolspalt - auch interdental - sowie eine gute Rotation



Stück

546/1, gerade
546/2, gebogen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

19344 71,30
19343 71,30

Wurzelheber, Carl Martin

Original Bein



Stück

559/1, 4,5 mm
559/2, 3,5 mm
559/3, 2,5 mm

64093 42,70
64094 42,70
64095 42,70

Wurzelheber, Carl Martin

Krallenheber



Stück

566/1, rechts
566/2, links

68725 74,80
68726 74,80

Wurzelheber, Carl Martin

Nach FLOHR



Stück

577/2

64102 53,40

Carl Martin, Extraktion

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Wurzelheber, Carl Martin
Nach FLOHR

Stück
577/3


64103 53,40



Wurzelrestentferner, Carl Martin
1,8mm breit

Stück
579

71927 59,90



Zahnzangenstarterset E100, Carl Martin
Rostfrei, Haftprofil, Teflonscheibe, Karogriff



Starterset
je 1 x Fig. 1, 7, 17, 18, 51A, 67A, 13, 22, 33A, 79

64253 747,95

5

Instrumentarium

Zahnzange, Carl Martin
Oberkiefer, Frontzähne, mit Haftprofil, Teflonscheibe, Karogriff



Stück
E1

64243 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Oberkiefer, Prämolaren



Stück
E7

64244 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Unterkiefer, Frontzähne und Prämolaren



Stück
E13

64245 74,80

Carl Martin, Extraktion

Zahnzange, Carl Martin
Oberkiefer, Molaren rechts



Stück
E17

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
64246 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Oberkiefer, Molaren links



Stück
E18

64247 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Unterkiefer, Molaren rechts und links



Stück
E22

64248 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Unterkiefer, Wurzeln, schmales Modell



Stück
E33A

64249 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Oberkiefer, Wurzeln, schmales Modell



Stück
E51A

64250 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Oberkiefer, Weisheitszähne



Stück
E67A

64251 74,80

Zahnzange, Carl Martin
Unterkiefer, Weisheitszähne



Stück
E79

64252 74,80

Carl Martin, Extraktion

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Zahnzange, Carl Martin

Oberkiefer, Prämolaren mit abgesetzten Mäulern zum sicheren Greifen bis unter das Ligamentum, daher gut geeignet bei abgebrochenen oder kariös zerstörten Zähnen




Stück
M116

34218 96,20

Zahnzange, Carl Martin

Unterkiefer, Frontszähne und Prämolaren Oberkiefer, Prämolaren mit abgesetzten Mäulern zum sicheren Greifen bis unter das Ligamentum, daher gut geeignet bei abgebrochenen oder kariös zerstörten Zähnen




Stück
M118

34700 96,20

Zahnzange, Carl Martin

Oberkiefer, Schneide-/Eckzähne mit abgesetzten Mäulern zum sicheren Greifen bis unter das Ligamentum, daher gut geeignet bei abgebrochenen oder kariös zerstörten Zähnen



Stück
M115

37870 96,20

NEU

Wurzelsplitterzange, Carl Martin

Untere Wurzelreste



Stück
145

55866 74,80

NEU

Zahnzange, Carl Martin

Obere Wurzelreste



Stück
151 1/2

34701 74,80

NEU

Kuhhornzange, Carl Martin

Unterkiefer, Molaren, rechts + links



Stück
M86B

53331 74,80

NEU

Zahnzangenset, Carl Martin

Kinderzahnzangenset im Minibag



Set
280A/1,
280A/3,
280A/5,
280A/6

138806 277,10

NEU

5

Instrumentarium

Carl Martin, Mikrochirurgie

Micro-Gewebeschere, Carl Martin
Äußerst grazile Spitzen

Stück
855A

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
29479 199,00



Papillenheber, Carl Martin
Zur atraumatischen Präparation unter Erhalt der Papillenanatomie

Stück
1031

29493 65,55



Pinzette Micro, Carl Martin
Anatomische MICRO-Pinzette mit Plateau und Kreuzverzahnung für die Fadentfernung

Stück
781/18, gerade

29484 59,90



Schmelzbeil, Carl Martin
Nach OCHSENBEIN - 1,8 mm breit, zur Korrektur und Ausformung einer konvexen Knochenkontur

Stück
1913/1

29487 74,05



Skalpellklingenhalter, Carl Martin
Für Micro-Klingen

Stück
871MH/6

29475 76,10



Skalpellklingen Micro, Carl Martin



Packung 10 Stück

871MB/67
871MB/65

29477 55,10
29478 55,10

Stück
871MB/69

29476 12,50

Carl Martin, Composite

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

PolyFill Set, Carl Martin

- mit goldenem Griff für eine schnelle Identifizierung
- elektrolytisch hochglanzpolierte Arbeitsspitzen zur Reduzierung der Klebewirkung des Composite
- Fig. 14, 15, 95, 109, 154G



Set 1051A
Je 1 x Figur 14, 15, 95, 154G,109

24002 **220,70**

PolyFill, Carl Martin

Spatel mit besonders dünner Schneide/ Arbeitssende für Anwender die leicht flexible Spatel bevorzugen

Stück
1051/12A

24003 **43,90**



5

PolyFill, Carl Martin

Feiner, tropfenförmiger Spatel für verschiedenste Anwendungen

Stück
1051/14

76023 **28,20**



Instrumentarium

PolyFill, Carl Martin

Wie Figur 14 - nur etwas feiner

Stück
1051/15

76018 **28,20**



PolyFill, Carl Martin

Feiner tropfenförmiger Stopfer für minimalinvasive Kleinstkavitäten

Stück
1051/94

24005 **35,25**



PolyFill, Carl Martin

Tropfenförmiger Stopfer hat im Gegensatz zum klassischen Kugelstopfer den Vorteil, dass ein stressfreies Verdichten des Füllungsmaterials erleichtert wird, da es nicht am Ansatz der Kugel festklebt

Stück
1051/95

76016 **28,20**








PolyFill, Carl Martin

Gebogener, tropfenförmiger Stopfer für unterminierende Präparationen und Tunnelierungen

Stück
1051/105

49737 **35,25**



		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
<p>PolyFill, Carl Martin Halbkugel für Klasse II und III Füllungen. Besonders geeignet für minimalinvasive Präparationen</p> 	Stück 1051/106	49790	35,25
<p>PolyFill, Carl Martin Zum Anlegen von Zentralfissuren. Durch die konkave Form wird die Gestaltung der konvesen Wülste erleichtert</p> 	Stück 1051/107	49791	35,25
<p>PolyFill, Carl Martin Zum Ausmodellieren sehr feiner okklusaler Strukturen</p> 	Stück 1051/108	49792	35,25
<p>PolyFill, Carl Martin Modellierinstrument in Form eines abgerundeten Kegels für die okklusale Ausarbeitung im Seitenzahnbereich</p> 	Stück 1051/109	77240	28,20
<p>PolyFill, Carl Martin Planstopfer (mit abgerundeten Kanten) zum Einbringen von okklusalen Schichten oder Aufbaufüllungen bei der Kronenvorbereitung</p> 	Stück 1051/154G	77237	28,20



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Carl Martin, Prothetik

Klammerbiegezege, Carl Martin
Grazile Form bis max. 0,7mm hart



Stück
1234, Aderer

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
47333	74,80

Kronenentferner, Carl Martin
Mit Feder und Gewicht

Stück
1108A/1, mit Ansatz

64242	97,65
-------	-------

Stück
Ansatz 1108A/1
Ansatz 1108A/2
Ansatz 1108A/3
Ansatz 1108A/4

64238	21,50
64239	21,50
64240	21,50
64241	21,50



Kronenbieger, Carl Martin
Universal

Stück
1111

68746	99,90
-------	-------



Kronen- und Brückenabnehmezege, Carl Martin
Incl. 20 Ersatzbacken und 1 Flasche Haftpulver



Stück
1113/1-3

49590	212,95
-------	--------

Packung
20 Stück Ersatzbacken

49626	28,80
-------	-------

Norm-Tray Edelstahl, Carl Martin
Maße: 285 x 185 x 40 mm



Stück
Normtray, Deckel ungelocht, Boden gelocht, Instrumententräger 3031

52489	111,15
-------	--------

Einzelteile
Deckel ungelocht 3032
Boden gelocht 3033
Boden ungelocht 3035
Lagerungsrahmen 3034

66295	46,55
60408	50,00
176012	46,05
167351	20,35

5

Instrumentarium

Steri-Wash-Tray, Carl Martin
nicht geeignet für Heißluftsterilisatoren



Tray
für 5 Instrumente, Nr. 3011 Maße: 180 x 70 x
25 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
22803	79,70
22804	127,85

Tray
für 10 Instrumente, Nr. 3012 Maße: 180 x 135 x
25 mm

Hu-Friedy, Diagnostik

Pinzetten, Hu-Friedy

Stück
DP2

Artikel-Nr. 41589
Preis pro Einheit 22,50



Stück
DP17

41592 23,10



Stück
DP 18

89263 24,65



Stück
DPU17

151185 18,75



Mundspiegelgriff, Hu-Friedy

Stück
MHE71, Griff 7

164266 26,10



Mundspiegelgriff, Hu-Friedy

Stück
MHE6, Griff 6

25811 23,10



Sonden, einendig, Hu-Friedy

Stück
EXS3A, einendig, Universell einsetzbar

89270 18,15



Stück
EXS9, einendig

89268 18,15



Stück
EXS8, einendig

41811 18,15



Sonden, einendig, Hu-Friedy

Stück
EXS23, einendig

89265 18,15



5

Instrumentarium



PERSÖNLICHE ODER VIRTUELLE **BERATUNG** IN IHRER PRAXIS

Die Infektionsprävention steht heute mehr denn je im Vordergrund. Tun Sie heute schon alles, um Ihren Patienten, Mitarbeitern und sich selbst ein sicheres Behandlungsumfeld zu bieten? Wenn Sie in Ihrer Praxis noch kein Instrumenten Management System (IMS™) verwenden, ist es jetzt an der Zeit, sich über dieses sichere, und effiziente System zum Wiederaufbereiten und Lagern von Instrumenten zu informieren. **Buchen Sie eine unverbindliche Beratung um zu erfahren, wie das Instrumenten Management System (IMS™), die Verbreitung von Krankheiten verhindern, die Sicherheit in Ihrer Praxis erhöhen und die Effizienz verbessern kann.**

- Spart Zeit
- Entspricht aktuellen Hygiene Richtlinien
- Schützt ihr Team, Ihre Patienten und Sie
- Effizienter arbeiten

Buchen Sie jetzt! Unsere regionalen Experten beraten Sie gerne – kostenlos und unverbindlich:

00800 48374339

info@hu-friedy.eu

Besuchen Sie uns auf **hu-friedy.de**
Weitere Infos zum Thema auf **imsuser.hu-friedy.eu/de**

©2020 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle Rechte vorbehalten.



Sonden, doppelendig, Hu-Friedy

Stück
EXD3CH, doppelendig

Artikel-Nr. 89264
Preis pro Einheit **26,10**



Stück
EXD5, doppelendig

41821 **26,10**



Stück
EXTU17/23, doppelendig

41831 **26,10**



Stück
EXD11/12, doppelendig

41824 **26,10**



Stück
EXD11/12AF, doppelendig, Spezielle Sonde zum
Ertasten von Konkrementen

41825 **26,10**



Stück
EX3A/TU17, doppelendig

31786 **26,10**



• Alle Diagnostikinstrumente auch in Griff 6 und Griff 7 erhältlich.

Furkationssonde PQ2N, Hu-Friedy

Stück
PQ2N, Nabers

89252 **54,80**

- Farbcodiert Skalierung:3-6-9-12



Parodontometer PCP10, Hu-Friedy

Stück
PCP10

42523 **32,45**

- Farbcodiert Skalierung:1-2-3-5-7-8-9-10



Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Parodontometer PCP11, Hu-Friedy

- Skalierung: 3-6-8-11

Stück
PCP11

89261 32,45



Parodontometer PCP12, Hu-Friedy

- PCP12, Skalierung: 3-6-9-12
- PCP11,5 B 6, nach WHO. Skalierung: 0,5-3,5-5,5,5-8,5-11,5
- PCP11,5 B 78, nach WHO. Skalierung: 0,5-3,5-5,5,5-8,5-11,5

Stück

PCP 12
PCP 11,5 B
PCP11,5 B 78

89257 32,45
25837 35,45
73876 38,25



Parodontometer PCP11.5 B, Hu-Friedy

- Nach WHO. Skalierung: 0,5-3,5-5,5,5-8,5-11,5

Stück
PCP11.5 B

89260 32,45



Parodontometer PCPUNC15, Hu-Friedy

- PCPUNC15, Universität North Carolina Skalierung: 1-2,3...14,15.
- PCPUNC156, Universität North Carolina Skalierung: 1-2,3...14,15

Stück

PCPUNC15
PCPUNC156

89253 32,45
25820 35,45



Hu-Friedy, Prophylaxe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Griffauswahl, Hu-Friedy



Griff: Nr. 6



Griff: Nr. 7



Griff: Nr. 9

Universalkürette Columbia 4R/4L, Hu-Friedy

Stück

SC4R/4L6 Griff 6, Molarenbereich	25818	49,90
SC4R/4L7 Griff 7, Molarenbereich	10326	51,95
SC4R/4L9E2 Griff 9, Molarenbereich	260183	56,25



Universalküretten 2R/2L, Hu-Friedy

Stück

SC2R/2L6 Griff 6, Frontzahnbereich	25842	49,90
SC2R/2L7 Griff 7, Frontzahnbereich	31857	51,95
SC4R/4L9E2 Griff 9, Frontzahnbereich	260183	56,25



Universalküretten M23A, Hu-Friedy

Stück

SM23A6 Griff 6, Universalkürette für den posterioren Bereich	25841	49,90
SM23A7 Griff 7, Universalkürette für den posterioren Bereich	198309	52,65
SM23A9E2 Griff 9, Universalkürette für den posterioren Bereich	259571	56,25



Universalküretten Langer 1/2, Hu-Friedy

Stück

SL1/26 Griff 6, Molarer und Prämolarer Unterkiefer	83213	49,90
SL1/27 Griff 7, Molarer und Prämolarer Unterkiefer	31928	51,95
SL1/2E2 Griff 9, Molarer und Prämolarer Unterkiefer	261755	56,25

5

Instrumentarium

Hu-Friedy, Prophylaxe

Universalküretten Langer 3/4, Hu-Friedy

Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
SL3/46 Griff 6, Molarer und Prämolare Oberkiefer	25832	49,90
SL3/47 Griff 7, Molarer und Prämolare Oberkiefer	32088	51,95
SL3/49E2 Griff 9, Molarer und Prämolare Oberkiefer	261295	56,25



Universalküretten Langer 5/6, Hu-Friedy

Stück

SL5/66 Griff 6, Frontzahnbereich Ober- und Unterkiefer	25843	49,90
SL5/67 Griff 7, Frontzahnbereich Ober- und Unterkiefer	32089	51,95
SL5/69E2 Griff 9 Frontzahnbereich Ober- und Unterkiefer	262554	56,25



Gracey Küretten 1/2, Hu-Friedy

Stück

SGR1/26 Griff 6, Frontzahnbereich	25816	49,90
SG1/271 Griff 7 grau, Frontzahnbereich.	14108	52,65
SG1/291E2 Griff 9 schwarz, Frontzahnbereich.	260232	56,25



Gracey Küretten 3/4, Hu-Friedy

Stück

SGR3/46 Griff 6, Frontzahnbereich	14114	49,90
SGR3/47 Griff 7 schwarz, Frontzahnbereich	14113	51,95
SGR3/49E2 Griff 9 schwarz, Frontzahnbereich	261262	56,25



Gracey Küretten 5/6, Hu-Friedy

Stück

SGR5/66 Griff 6, Frontzahnbereich	25813	49,90
SG5/675 Griff 7 gelb, Frontzahnbereich	11217	52,65
SG5/695E2 Griff 9 gelb, Frontzahnbereich	259691	56,25



Gracey Küretten 7/8, Hu-Friedy

Stück

SGR7/86 Griff 6, Seitenzahnbereich	25808	49,90
SGR7/84 Griff 4 grün, Seitenzahnbereich	14121	52,65
SG7/897E2 Griff 9 grün, Seitenzahnbereich	259692	56,25



Hu-Friedy, Prophylaxe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gracey Küretten 9/10, Hu-Friedy

Stück

SGR9/109 Griff 6, Seitenzahnbereich	14128	49,90
SG9/1076E2 Griff 7 rot, Seitenzahnbereich,	14126	52,65



Gracey Küretten 11/12, Hu-Friedy

Stück

SGR11/126 Griff 6, Mesiale Flächen	25806	49,90
SG11/1273 Griff 7 orange, Mesiale Flächen	14129	52,65
SG11/1293E2 Griff 9 orange, Mesiale Flächen	259712	56,25



Gracey Küretten 13/14, Hu-Friedy

Stück

SGR13/146 Griff 6, Distale Flächen	25802	49,90
SG13/1478 Griff 7 blau, Distale Flächen	14135	52,65
SG13/1498E2 Griff 9 blau, Distale Flächen	259091	56,25



Gracey Küretten 15/16, Hu-Friedy

Stück

SGR15/166 Griff 6, Mesiale Flächen	25824	49,90
SG15/1673 Griff 7 orange, Mesiale Flächen	14140	52,65
SG15/1693E2 Griff 9 orange, Mesiale Flächen	259693	56,25



Gracey Küretten 17/18, Hu-Friedy

Stück

SG17/1878 Griff 7 blau, Distale Flächen	14147	52,65
SG17/1898E2 Griff 9 blau, Distale Flächen	260191	56,25



Gracey Küretten After-Five 11/12, Hu-Friedy

Stück

SRPG11/126 Griff 6 Mesialer Bereich	25831	49,90
SRP11/1273 Griff 7 orange, Mesialer Bereich	32263	52,65
SRP11/1293E2 Griff 9 orange, Mesialer Bereich	261441	56,25

- Erster Schaft 3 mm länger für tiefe Parodontaltaschen (mind. 5 mm)
- Schmales Arbeitsende erleichtert das Einführen in die Zahnfleischtaschen, reduziert die Gewebeüberdehnung



5

Instrumentarium

Gracey Küretten After-Five 13/14, Hu-Friedy

Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
SRPG13/146 Griff 6 blau, Distale Flächen	25809	49,90
SRP13/1478 Griff 7 blau, Distale Flächen	19997	52,65
SRP13/1498E2 Griff 9 blau, Distale Flächen	261442	56,25



Gracey Küretten After-Five 15/16, Hu-Friedy

Stück

SRP15/1673 Griff 7 orange, Mesialer Bereich	14145	52,65
SRP15/1693 E2 Griff 9 orange, Mesialer Bereich	262642	56,25



Gracey Küretten Mini-Five 1/2, Hu-Friedy

Erster Schaft 3 mm verlängert. Arbeitsende 50 % reduziert. Zum Arbeiten in tiefen Taschen.

Stück

SAS1/26 Griff 6, Frontzahnbereich	25815	49,90
SAS1/271 Griff 7 grau, Frontzahnbereich	69336	52,65
SAS1/29E2 Griff 9 grau, Frontzahnbereich	261626	56,25



Gracey Küretten Mini-Five 3/4, Hu-Friedy

Stück

SAS3/46 Griff 6 schwarz, Frontzahnbereich	14084	49,90
SAS3/47 Griff 7 schwarz, Frontzahnbereich	14067	51,95
SAS3/49E2 Griff 9 schwarz, Frontzahnbereich	271699	56,25



Gracey Küretten Mini-Five 5/6, Hu-Friedy

Stück

SAS5/66 Griff 6, Frontzahnbereich	25816	49,90
SAS5/675 Griff 7 gelb, Frontzahnbereich	14066	52,65
SAS5/695E2 Griff 9 gelb, Frontzahnbereich	261260	56,25



Gracey Küretten Mini-Five 7/8, Hu-Friedy

Stück

SAS7/86 Griff 6, Seitenzahnbereich	25812	49,90
SAS7/877 Griff 7 grün, Seitenzahnbereich	14065	52,65
SAS7/897E2 Griff 9 grün, Seitenzahnbereich	261261	56,25



Hu-Friedy, Prophylaxe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gracey Küretten Mini-Five 11/12, Hu-Friedy

Stück

SAS11/126 Griff 6 orange, Mesiale Flächen	27584	49,90
SAS11/1273 Griff 7 orange, Mesiale Flächen	14131	52,65
SAS11/1293E2 Griff 9 orange, Mesiale Flächen	261362	56,25



Gracey Küretten Mini-Five 13/14, Hu-Friedy

Stück

SAS13/146 Griff 6 blau, Distale Flächen	78411	49,90
SAS13/1478 Griff 7 blau, Distale Flächen	14137	52,65
SAS13/1498E2 Griff 9 blau, Distale Flächen	261327	56,25



Gracey Küretten Mini-Five 15/16, Hu-Friedy

Stück

SAS15/166 Griff 6 orange, Mesiale Flächen	14144	49,90
SAS15/1673 Griff 7 orange, Mesiale Flächen	14142	52,65
SAS15/1693E2 Griff 9 orange, Mesiale Flächen	261806	56,25



Scaler H6/H7, Hu-Friedy

EverEdge - Die revolutionäre neue Edelstahllegierung ist extrem haltbar und bleibt wesentlich länger scharf. Dies bedeutet, dass Sie seltener schärfen müssen und Ihre Hände weniger schnell ermüden.

Stück

SH6/77 Griff 7, Gerader Frontzahnscaler	52635	51,95
SH6/79E2 Griff 9, Gerader Frontzahnscaler	260187	56,25



Scaler 204SD, Hu-Friedy

Stück

S204SD6 Griff 6, Sehr feiner Universalscaler	25805	49,90
S204SD9E2 Griff 9, Sehr feiner Universalscaler	259846	56,25



Scaler 204S, Hu-Friedy








Stück

S204S6 Griff 6, Feiner Universalscaler	25819	49,90
S204S7 Griff 7, Feiner Universalscaler	11519	51,95
S204S9E2 Griff 9, Feiner Universalscaler	259838	56,25



5

Instrumentarium

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit	
Scaler M236, Hu-Friedy	Stück			
	SM 236 Griff 6, Scaler für posterioren Bereich	25841	49,90	
	SM 237 Griff 7, Scaler für posterioren Bereich	14176	51,95	
	SM 239E2 Griff 9 Scaler für posterioren Bereich	260184	56,25	
				
Scaler ST2, Hu-Friedy	• Speziell für starken Zahnbelag in posterioren Bereichen	Stück		
		ST2/36 Griff 6	25833 49,90	
		ST2/37 Griff 7	32093 51,95	
				
Scaler NGVI1, Hu-Friedy	• Gerader FrontzahnsScaler mit speziellem Ende für die Reinigung lingualer Vertiefungen	Stück		
		SCNEVI1 Griff 6	32138 49,90	
		SCNEVI19E2 Griff 9	259854 56,25	
				
Scaler NGVI2, Hu-Friedy	• Sehr feiner Scaler für Interdentale Reinigung in posterioren Bereichen	Stück		
		SCNEVI29E2 Griff 9	260192 56,25	
				
	Scaler SC12, Hu-Friedy	• Scaler für starken Zahnbelag in posterioren Bereichen	Stück	
SCI2/36 Griff 6			169892 49,90	
		SCI2/37 Griff 7	190010 51,95	
				
Furkationskürette Quéting, Hu-Friedy	• Furkationskürette Quéting, Hu-Friedy	Stück		
		SQBL16 0,9 mm Griff 6 Bukkal-Lingual	33081 52,65	
				
	Furkationskürette Quéting, Hu-Friedy	• Furkationskürette Quéting, Hu-Friedy	Stück	
SQMD16 0,9 mm Griff 6 Mesial-Distal			71461 52,65	
				

Hu-Friedy, Prophylaxe

Furkationskürette Quétin, Hu-Friedy

Stück
SLL36 Griff 6
Labial-Lingual

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
71460 52,65



Farbringe für Griff 7, Hu-Friedy

Eine Packung mit 4 Farbringen erhalten Sie bei Bestellung von Instrumenten mit Griff 7 ohne Berechnung.

Bitte Farbe bzw. Farbcode angeben



Packung 4 Stück

SSG1/4 grau	14177	2,80
SSG3/4 orange	14178	2,80
SSG6/4 rot	14180	2,80
SSG8/4 blau	14182	2,80
SSG10/4 pink	14183	2,80
SSG11/4 purple rosa	14184	2,80

Packung 80 Stück

SSGMulti farbsortiert	14186	51,20
-----------------------	-------	-------

Schleifstein, Hu-Friedy

Stück
SS4, Arkansas flach

88837 44,10



Schleifstein, Hu-Friedy

Arkansas konisch ideal zum Entgraten von Fazialflächen

Stück
SS299

88807 44,10



Teststäbchen PTS, Hu-Friedy

Aus Kunststoff, autoclavierbar

Packung 6 Stück

88769 26,80



Schleiföl SSO, Hu-Friedy





Flasche 29,5 ml

64278 21,05



5

Instrumentarium

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
<p>Skalpellgriff, Hu-Friedy Runder Griff, ideal für zirkuläre Schnitte</p>		<p>Stück 10-130-05E</p>	<p>22272 77,25</p>
<p>Pinzette, Hu-Friedy anatomisch, kurz</p>		<p>Stück TP31 gerade, 12,5 cm TP32 gebogen, 12,5 cm</p>	<p>88702 26,10 43109 29,70</p>
<p>Pinzette, Hu-Friedy chirurgisch, kurz</p>		<p>Stück TP33, gerade 12,5 cm</p>	<p>88675 26,10</p>
		<p>Stück TP34, gebogen, 12,5 cm</p>	<p>43110 29,70</p>
<p>Pinzette, Hu-Friedy Ideal für den Einsatz in der Implantologie, da die Microverzahnung einen sicheren Halt ohne Perforation gewährleistet.</p>		<p>Stück TP5090</p>	<p>43150 224,65</p>
<p>Pinzette, Hu-Friedy chirurgisch, lang</p>		<p>Stück TPG3, gerade, 18 cm,</p>	<p>43125 50,50</p>
<p>Super Cut Scheren LeGrange, Hu-Friedy Ideal für Gewebe und Membranen. Eine Seite gezackt, 1 Seite Messerscharf. 2-fach gebogen</p>		<p>Stück S14SC</p>	<p>88656 109,50</p>
<p>Chirurgische Kürette, Hu-Friedy Ovales Arbeitsende</p>		<p>Stück CL846</p>	<p>170439 85,10</p>

Hu-Friedy, Chirurgie

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Chirurgische Kürette, Hu-Friedy
Ovales Arbeitsende

Stück
CL866

170243 **85,10**



Chirurgische Kürette, Hu-Friedy
Ovales Arbeitsende

Stück
CL886

190792 **85,10**



Raspatorien, Hu-Friedy
Zum Lösen, Zurückklappen und Abhalten
des Mukoperiostlappens nach Zahn-
fleischinzisionen.

Stück
P8D6 mittel

248695 **80,05**



Stück
P24GSP6

220434 **83,65**



Raspatorium, Hu-Friedy
Allen

Stück
P9/PA6 groß

170248 **97,35**



Raspatorium, Hu-Friedy
Pichard

Stück
PPR3S6

185470 **97,35**



Raspatorium, Hu-Friedy
Buser

Stück
PPBUSER6

169008 **89,45**



Raspatorium, Hu-Friedy

Stück
PPSPAHR6, Griff 6

10231 **77,25**



5

Instrumentarium

Nadelhalter, Hu-Friedy



Stück
NHLBPSE, 17 cm. Mit Hartmetalleinsätzen. Perma-Sharp™ Für Fadenstärke 3-0 bis 6-0

Artikel-Nr. 26463
Preis pro Einheit 229,70



Stück
NH5038, Crile-Wood 15 cm. Mit Hartmetalleinsätzen. Für Fadenstärke 3-0 bis 6-0

42239 147,00



Stück
NH5052, 15 cm. Mit Hartmetalleinsätzen. Feine schwedische Form. Für Fadenstärke 5-0 bis 7-0

42244 159,25

Nadelhalter, Hu-Friedy Mit Hartmetalleinsätzen.

Stück
NH5024R, Castroviejo. Für Fadenstärke 6-0 bis 8-0 18 cm.

42231 426,95

Stück
NH5024SIM, Castroviejo. Für Fadenstärke 3-0 bis 5-0 18 cm.

158603 426,95



IMS-Sprays, Hu-Friedy

• **ILS**
Zum Schmieren von Scharnieren und Schlössern bei Zangen, Hohlmeißelzangen, Nadelhaltern, Arterienklemmen etc. Wird vor der Sterilisation aufgetragen, trocknet während der Sterilisation nicht aus. Schützt vor Reib-Korrosion und Ablagerungen und sorgt für eine gute Funktion der Instrumente.

• **IPS**
Rostlösendes Öl zum Lösen und Entfernen von Rost- und Korrosionsflecken auf Instrumenten.



Flasche 250 ml
ILS Instrumenten-Spray

44206 27,40

Flasche 236 ml
IPS Penetrations Spray

40905 27,40

Hu-Friedy, Extraktion

Luxationsinstrument, Hu-Friedy

Stück
EL2C, Gebogen 2 mm
Stück
EL3C, Gebogen 3 mm

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

245794 100,15

46590 100,15



Stück
EL4C, Gebogen 4 mm
Stück
EL3S, Gerade 3 mm

216413 100,15

46589 100,15



Stück
EL5C, Gebogen 5 mm

46588 100,15



Stück
EL5S, Gerade 5 mm

46587 100,15



Schleifstein, Hu-Friedy Für Luxationsinstrumente

Stück
SSLUX

41228 39,80



5

Instrumentarium

Hu-Friedy, Extraktion

Periotome, Hu-Friedy

Dünne scharfe Arbeitsenden zur leichteren Entfernung eines Zahns bei nur minimaler Schädigung des umgebenden Alveolarknochens durch Durchtrennen des Parodontiums. Besonders geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Luxationsinstrumenten

Stück
PT1, posterior

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
10642 59,85



Stück
PT2, anterior

10492 59,85



Stück
PEREUR6, Universell einsetzbar.

71803 59,85



Syndesmotom, Hu-Friedy

Stück
BER6, rechts. Zur Entfernung von frakturierten Wurzeln posterior

43099 73,55



Stück
BER7, links. Zur Entfernung von frakturierten Wurzeln posterior

43100 73,55



Stück
BER11, Ideal für die Entfernung frakturierter Wurzeln anterior

43101 73,55



Wangenhalter, Hu-Friedy

Zum Abhalten von Mukoperiostklappen sowie der Wangen, der Lippen und der Zunge.



Stück
CRM

42545 51,20



Stück
CRM2

42546 35,45

Wurzelspitzenheber, Hu-Friedy

Grazile Instrumente zum Entfernen von Wurzelspitzen aus schwer zugänglichen Bereichen.

Stück
EHB13/146 Heidbrink

88650 85,70

Hu-Friedy, Mikrochirurgie

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Mikro-Nadelhalter, Hu-Friedy
Spitze diamantiert

Stück
NHDPV, 18 cm

38349 **707,00**



Scheren, Hu-Friedy

Stück
SPV, 18 cm

38346 **511,20**



Skalpellklingen-Halter, Hu-Friedy
Mit eingebautem Klingenspanner. Aus Edelstahl.

Stück
SHDPV

38347 **185,85**



Skalpellklingen, Hu-Friedy
MB 67: verkleinerte 15er
MB 69: beidseitig geschliffen

Packung 12 Stück

MB 67

193850 **80,65**

MB 69

191854 **80,65**



Tunnelierungsinstrument, Hu-Friedy

Stück
TKN1

179788 **103,75**



Tunnelierungsinstrument, Hu-Friedy

Stück
TKN2

179790 **103,75**



Papillenraspatorium, Hu-Friedy

Stück
PH26M

74293 **88,00**



5

Instrumentarium

Hu-Friedy, Composite

Modellierinstrument, Hu-Friedy



Stück XTS
TNCIGFT1, Modellierinstrument, Kombination aus kleinem Stopfer und flexiblem Spatel

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
28760 49,15



Stück XTS
TNCIGFT2, Modellierinstrument, Kombination aus mittlerem Stopfer und Spatel

28761 49,15



Stück XTS
TNCIGFT3, Modellierinstrument, Kombination aus zwei um 90 Grad versetzten Spatel

28762 49,15



Stück XTS
TNCIGFTMI1, Mini-Modellierinstrument, Kombination aus sehr kleinem Stopfer und kleinem Spatel

85073 49,15



Stück XTS
TNCIGFTMI3, Mini-Modellierinstrument, Kombination aus zwei um 90 Grad versetzten kleinen Spateln

38388 49,15



Stück XTS
TNCIGFTMI4, Mini-Modellierinstrument, zwei abgewinkelte Spatel für den bukkalen Bereich

28764 49,15

Schnitzinstrument Approximal, Hu-Friedy



Stück XTS
TNVIPC in XTS Ausführung Approximales Schnitzinstrument CVIPC

28769 49,15

Stück,
TNVIPC in XTS Ausführung Approximales Schnitzinstrument CVIPC

89240 37,50

Hu-Friedy, Composite

Füllungsinstrument, Hu-Friedy



Stück XTS
TNPF18A, Für Composite

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit
28766 49,15



Stück XTS
TNCIPCL, Für Mikro Composite

85072 49,15



Stück XTS
TNCIPCM, Für Composite

85076 49,15



Stück XTS
TNCFIM/L, Für Composite

85080 49,15



Stück XTS
TNCFIS/M, Für Composite

85078 49,15

Polierglätte-Instrument, Hu-Friedy



Stück XTS
TNBBL2

38344 49,15



Stück XTS
TNBBL3

38345 49,15

Lösche-Instrument, Hu-Friedy

Füllungsinstrument, Kombination aus Stopfer / Kugel einerseits und Spatel andererseits, idealerweise in Kombination mit PFIGML2 universell in allen Bereichen verwendbar.



Stück
PFIGML1,

89160 41,85

Lösche-Instrument, Hu-Friedy

Füllungsinstrument, Kombination aus Stopfer / Kugel einerseits und Spatel andererseits, idealerweise in Kombination mit PFIGML1 universell in allen Bereichen verwendbar.



Stück
PFIGML2,

42410 41,85

5

Instrumentarium

Hu-Friedy, Composite

Exkavatoren, Hu-Friedy

Zum Entfernen von kariösem Dentin und zum Modellieren von Amalgam und Wachsmodellen.

Stück
EXC17H,

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

56931 38,25



Stück
EXC17WH, mit ovalem Löffel

41761 38,25



Stück
EXC18H, großes Arbeitsende

41763 38,25



Stück
EXC18WH, mit ovalem Löffel

55410 38,25



Stück
EXC19H

41764 38,25



Stück
EXC19WH, mit ovalem Löffel

78765 38,25



Schnitzinstrument Celeoid-Discoïd, Hu-Friedy

Stück
CD89/92

89134 37,50



Gingivalrandschräger, Hu-Friedy

Stück
MT28H6, Mesial, Arbeitsende 1 mm breit

171133 44,10

Stück
MT29H6, Mesial, Arbeitsende 1 mm breit

176820 44,10



Modellierinstrument Sprengel, Hu-Friedy

Stück
CVSPR18,

89239 37,50



Modellierinstrument, Hu-Friedy

Stück
PKT3R, konisch Abgerundet

89156 36,20



Schnitzinstrument Wiland, Hu-Friedy

Stück
CVW18

89241 37,50



• Viele Instrumente dieser Rubrik sind auch in Griff 6 lieferbar




Hu-Friedy, Container

DIN-Kassette, Hu-Friedy

Für 18 Instrumente + zus. Platz, z. B. für 2 Langenbeck Retraktoren, ideal für Chirurgie, + Clips für 2 Scharnierinstrumente.

Abmessungen: 290 x 184 x 34 mm.



Stück

IME	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
IME DIN 180 rot	237800	191,60
IME DIN 181 grau	242229	191,60
IME DIN 183 orange	250681	191,60
IME DIN 188 blau	237801	191,60
IME DIN 189 grün	237802	191,60
IME DIN 1811 S türkis	257963	191,60

DIN-Kassette, Hu-Friedy

1/2 DIN-Kassette für 10 Instrumente, ideal für Prophylaxe

Abmessungen: 152 x 184 x 34 mm



Stück

IME12	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
IME12 DIN 10 rotr	237813	141,25
IME12 DIN 11 grau	242502	141,25
IME12 DIN 12 weiß	249928	141,25
IME12 DIN 13 orange	242503	141,25
IME12 DIN 14 lila	242504	141,25
IME12 DIN 15 gelb	242505	141,25
IME12 DIN 16 lavende	242506	141,25
IME12 DIN 17 schwarz	241267	141,25
IME12 DIN 18 blau	237814	141,25
IME12 DIN 19 grün	237815	141,25
IME12 DIN 111 türkis	249607	141,25

DIN-Kassette, Hu-Friedy

1/4 DIN Kassette für 5 Instrumente, Ideal für Prophylaxe oder Diagnostik.

Abmessungen: 72 x 184 x 34 mm



Stück

IME14	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
IME14 DIN 50 rot	237818	126,20
IME14 DIN 51 grau	253079	126,20
IME14 DIN 53 orange	242308	126,20
IME14 DIN 55 gelb	254844	126,20
IME14 DIN 56 pink	242305	126,20
IME14 DIN 57 grün	237749	126,20
IME14 DIN 58 blau	237819	126,20

DIN-Container, Hu-Friedy

Sterilisationscontainer für eine Kassette. Boden und Deckel **ohne** Papierfilter. Der Container IMDINCO0 ist abgestimmt auf die Größe einer Container Kassette. Es passen bis zu drei Container in einen Sterilisator.

Abmessungen: 312 x 190 x 050 mm .



Stück

IME	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
IMDINCO0M	219860	251,35

Auch Container für zwei und drei Kassetten lieferbar.

Hu-Friedy, Container

IMS Lila Handschuhe, Hu-Friedy

Mit den Hu-Friedy Lila Handschuhen tun Sie etwas mehr für den Schutz Ihres Personals im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses. Die Handschuhe unbedingt nach außen umstülpen, so kann beim unbedachten Anheben der Hände keine Lösung an die Unterarme gelangen.

- Nitrilarbeitshandschuh mit Baumwollflockenfutter - ohne Latex
- Ideal für den Umgang mit Chemikalien
- Schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen und vor Schnittverletzungen
- Der Handschuhschaft besitzt die erforderliche Länge
- Die griffige Struktur erlaubt rutsicheres Halten aller Gegenstände, erhöht jedoch nicht das Tastgefühl
- Autoklavierbar bis 121°C (bis zu 5 mal)



Packung 3 Paar

klein (7)
mittel (8)
groß (9)
x-groß (10)

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

172375	35,45
172339	35,45
173417	35,45
180225	35,45

LM-Instrumente

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Griffauswahl XSi, LM

Klassisches ergonomisches Design. Lässt sich gut in allen klinischen Verfahren einsetzen und garantiert eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

Griff XSi
ErgoMax Ø 11,5 mm



Griffauswahl SI, LM

Der dünnere Handgriff, der am besten für leichte klinische Verfahren geeignet ist.

Griff SI
ErgoNorm Ø 8,5 mm



Griffauswahl SE, LM

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Tracking erhältlich.

Griff SE
ErgoSense Ø 13,7 mm



Mundspiegelgriffe ESI, LM

Gut ausbalancierter Spiegelgriff mit verbesserter Erreichbarkeit.

Stück Griff ESI

blau	185910	12,80
grau	180758	12,80
rot	185909	12,80



Mundspiegelgriffe XSi, LM

Stück Griff XSi

Rot	35995	8,70
Grau	48093	8,70
Blau	44280	8,70



Mundspiegelgriffe SI, LM

Stück Griff SI

Rot	152224	8,30
Grau	48407	8,30
Blau	49182	8,30



5

Instrumentarium


LMArte™

LM-Arte™ ist ein innovatives Instrumentenset für ästhetische Restaurationen, das speziell für die Kompositmodellation entwickelt wurde. Jedes Instrument ist farbcodiert und nach den entsprechenden Einsatzbereichen benannt, um das Modellieren zu vereinfachen und effizienter vorzugehen.

LM-Arte™ Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit Style Italiano entwickelt, einer Studiengruppe leidenschaftlicher Behandler und engagierter Forscher, deren Fokus auf der ästhetischen, restaurativen Zahnheilkunde liegt.




LM-ARTE™ SOLO NEU



LM-Arte™ Solo Anterior

- das universelle Instrument für ästhetische Frontzahnrestaurationen
- für präzises Antragen und Konturieren labialer und zervikaler Bereiche

LM 431-433 ES 47,80 €
LM 431-433 XSI 42,40 €



LM-Arte™ Solo Posterior

- das universelle Instrument für ästhetische Seitenzahnrestaurationen
- zur Modellation bei Schicht- und Bulkfill-Techniken sowie zur Gestaltung von Okklusalfächern

LM 434-438 ES 47,80 €
LM 434-438 XSI 42,40 €



Griffoptionen:



ES= ErgoSense Griff (Ø 13,7 mm)



XSI= ErgoMax Griff (Ø 11,5 mm)

LM-ARTE™



LM-Arte™ Misura

LM 496-497 ES 47,80 €
LM 496-497 XSI 42,40 €



LM-Arte™ Modella

LM 442-443 ES 47,80 €
LM 442-443 XSI 42,40 €



LM-Arte™ Condensa

LM 488-489 ES 47,80 €
LM 488-489 XSI 42,40 €



LM-Arte™ Fissura

LM 481-487 ES 47,80 €
LM 481-487 XSI 42,40 €




LM-Arte™ Applicata

LM 46-49 ES 47,80 €
LM 46-49 XSI 42,40 €



LM-Arte™ Eccesso

LM 307-308 ES 47,80 €
LM 307-308 XSI 42,40 €



LM-Arte™ Applicata Twist

LM 464-494 ES 47,80 €
LM 464-494 XSI 42,40 €



LM-Arte™ Posterior Misura

LM 498-499 ES 47,80 €
LM 498-499 XSI 42,40 €

LM-Instrumente

Sonde 9, einendig, LM

Stück
XSI
Stück
SI

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
16755	11,70
57802	11,20



WHO-Parodontometer 550B, LM

Stück
XSI
Stück
SI

41594	25,70
32143	24,50



Micro-Sichel, LM

Stück
XSI
Stück
SI
Stück
SE

30917	39,50
59748	37,70
253326	59,90



Mini-Sichel, LM

Stück
XSI
Stück
SI
Stück
SE

30950	39,50
46471	37,70
253327	59,90



Sichel, LM

Stück LM23
XSI
Stück
SI

48091	39,50
17416	37,70



Scaler, LM

Stück H6-H7
XSI
Stück
SI

34782	39,50
59621	37,70



5







Instrumentarium

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Langer Kürette, LM	Stück 1/2 XSI	84387	39,50
	Stück SI	82905	37,70
			
Langer Kürette, LM	Stück 3/4 XSI	84390	39,50
	Stück SI	82907	37,70
			
Langer Kürette, LM	Stück 5/6 XSI	84388	39,50
	Stück SI	82909	37,70
			
Columbia, LM	Stück 4L-4R XSI	20468	39,50
	Stück SI	56203	37,70
			
Syntette, mini, LM	Stück XSI	32197	44,50
	Stück SI	46868	42,80
	Stück SE	253329	69,00
			
Gracey Kürette, LM	Stück 1/2 XSI	33487	39,50
	Stück SI	54687	37,70
	StückSE	253330	59,90
			
Gracey Kürette, LM	Stück 3/4 XSI	37205	39,50
	Stück SI	53685	37,70
			

LM-Instrumente

5

Instrumentarium

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Gracey Kürette, LM	Stück 5/6 XSI	32195	39,50
	Stück SI	47556	37,70
			
Gracey Kürette, LM	Stück 7/8 XSI	32196	39,50
	Stück SI	47554	37,70
	Stück SE	253332	59,90
			
Gracey Kürette, LM	Stück 9/10 XSI	44647	39,50
	Stück SI	54686	37,70
			
Gracey Kürette, LM	Stück 11/12 XSI	32200	39,50
	Stück SI	50472	37,70
	Stück SE	253333	59,90
			
Gracey Kürette, LM	Stück 13/14 XSI	32199	39,50
	Stück SI	50473	37,70
	Stück SE	253334	59,90
			
Gracey Kürette, LM	Stück 15/16 XSI	48088	39,50
	Stück SI	52404	37,70
	Stück SE	253335	59,90
			

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LMSharpDiamond™

Prophylaxe und Parodontologie ohne Schleifen

LM Sharp Diamond™ Instrumente müssen nicht geschliffen werden! Sie sind aus einer äußerst beständigen Spezialmetalllegierung hergestellt und ihre Abnutzungsbeständigkeit wird durch eine schützende Mikromembranbeschichtung wesentlich verbessert.

Eigenschaften und Komfort

- Erhalt von Form, Größe und Funktion über die gesamte Lebensdauer
- Hervorragende Schärfe und Präzision
- Gracey-Ausführungen: „Standard“ und „Mini“ (mit längerem Schaft und kürzerer Klinge)
- Ergonomischer „LM-ErgoSense®“ Handgriff
- Hohe taktile Sensitivität
- Außergewöhnlicher Behandlungskomfort
- Zeitsparend



DUAL GRACEY



Syntette, posterior 69,90 €

- zwei Schneidekanten
- Kombination aus Gracey 11/12 und 13/14
- Zur Entfernung von supra- und subgingivalen Belägen
- Für konkave und konvexe Flächen
- Zur Behandlung distaler und mesialer Flächen im selben Interdentalraum mit der gleichen Instrumentenspitze
- Für Vertikal- und Horizontaltechniken

Standard: LM 215-216SD ES
Mini: LM 215-216MSD ES



Syntette Anterior 69,90 €

- zwei Schneidekanten
- Kombination aus Gracey 1/2 und 7/8
- Zur Entfernung von supra- und subgingivalen Belägen
- Für konkave und konvexe Flächen
- Zur Behandlung distaler und mesialer Flächen im selben Interdentalraum mit der gleichen Instrumentenspitze
- Für Vertikal- und Horizontaltechniken

Standard: LM 275-276SD ES
Mini: LM 275-276MSD ES

GRACEY-KÜRETEN



Gracey 1/2 SD 59,90 €

- Für Frontzähne und Prämolaren
- Standard: LM 201-202SD ES
Mini Gracey: LM 201-202MSD ES



Gracey 7/8 SD 59,90 €

- Für Prämolaren und Molaren
 - Für bukkale und linguale Flächen
- Standard: LM 207-208SD ES
Mini Gracey: LM 207-208MSD ES



Gracey 11/12 SD 59,90 €

- Für Prämolaren und Molaren
 - Für Mesialflächen
- Standard: LM 211-212SD ES
Mini Gracey: LM 211-212MSD ES



Gracey 13/14 SD 59,90 €

- Für Prämolaren und Molaren
 - Für Distalflächen
- Standard: LM 213-214SD ES
Mini Gracey: LM 213-214MSD ES



Mini Gracey 15/16 SD 59,90 €

- Für mesiale Flächen von Molaren
 - Klingenschaft stärker abgewinkelt als bei Mini-Gracey 11/12
- Mini Gracey: LM 245-246MSD ES



Mini Gracey 17/18 SD 59,90 €

- Für distale Flächen von Molaren
 - Klingenschaft stärker abgewinkelt als bei Mini-Gracey 13/14
- Mini Gracey: LM 247-248MSD ES

SCALER



Sickle LM23 SD 59,90 €

- Posterior Scaler
- Art.-Nr.: LM 313-314SD ES



LM-SharpJack SD 59,90 €


- Frontzahn-/Seitenzahn-Scaler
 - Extra lange, dünne zweischneidige Klingen für einen einfachen und effizienten interproximalen Zugang
- Art.-Nr.: LM 315-316SD ES



Scaler H6-H7 SD 59,90 €

- Für alle Zahnflächen
 - Längerer Schaft und kleinere seitliche Biegung als bei LM-SharpJack
- Art.-Nr.: LM 146-147SD ES

Preise zzgl. MwSt. Irrtum und Preisänderung vorbehalten.
Die Abbildungen können hinsichtlich Farbigkeit etc. leichte Abweichungen zum Originalprodukt aufweisen.



LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



www.loser.de

LM-Instrumente

		Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Gracey Kürette, LM	Stück 17/18	48090	39,50
	XSI		
	Stück SI	16799	37,70
	Stück SE	253336	59,90
			
Excavator, LM Rund 1,5 mm	Stück XSI	88026	31,50
	Stück SI	55402	30,00
			
Dreiwinkelexcavator, LM 1,5 mm	Stück XSI	84353	31,50
	Stück SI	57059	30,00
			
Dreiwinkelexcavator, LM 1,0 mm	Stück XSI	74046	31,50
	Stück SI	54753	30,00
			
Wurzelkanalsonde, LM	Stück XSI	39164	14,90
	Stück SI	39165	14,20
			
Wurzelkanalextrahator, LM 1,5 mm	Stück XSI	39169	31,50
	Stück SI	39167	30,00
			
Mini-Spatel, LM	Stück XSI	14029	30,20
	Stück SI	50325	28,80
			

5

Instrumentarium



American Eagle
INSTRUMENTS®



Überwältigende Leistung ohne
nachschärfen

Nanooptimierte
XP Oberflächentechnologie

- » dünnere Instrumentenspitze
- » schärfere Klinge
- » mehr Komfort, weniger Handermüdung
- » überragende Langlebigkeit

Wechseln Sie jetzt zur XP Technology®

Neugierig? Wir beraten Sie gerne

+49 (0) 6221 4345442

www.am-eagle.de | info@ydnt.eu

YOUNG™
INNOVATIONS

XP Technology®

Nie mehr schleifen! Instrumente mit XP Technology bleiben während ihrer Einsatzzeit scharf. Durch die extrem scharfe Schneide wird ein schnelleres und einfacheres Scalen und Wurzelglätten ermöglicht. Die grazilen Arbeitsenden sorgen für mehr Patientenkomfort und weniger Gewebetrauma. Das zeitaufwändige Schleifen entfällt. Somit wird die Effektivität im Praxisalltag erhöht und ein Verschleifen verhindert. Die Spitzenform bleibt stets unverändert.



XP Double Gracey™

Vereint 2 Graceys in nur 1 Instrument.
Zwei Schneidekanten je Arbeitsende. Zwei Instrumente für alle Zahnflächen



Verwendbar anstelle von Gracey
1-2, 3-4, 5-6, 7-8 und 9-10.

**Double Gracey
Anterior**
#AE DG A XP X



Verwendbar anstelle von Gracey
11-12, 13-14 und 15-16.

**Double Gracey
Posterior**
#AE DG P XP X



Verwendbar anstelle von Gracey
Access 00-0, 1-2, 3-4, 5-6 und 7-8.

**Double Gracey Mini
Anterior**
#AE DG MA XP X







Verwendbar anstelle von Gracey
Access 11-12, 13-14 und 15-16.

**Double Gracey Mini
Posterior**
#AE DG MP XP X



94,90 €

XP Gracey Standard





Jedes
XP Gracey-Instrument
75,90 €


XP GRACEY DEEP POCKET

Griff	1-2 XP	5-6 XP	7-8 XP	11-12 XP	13-14 XP	15-16 XP
	AEGDP1-2XPX	AEGDP5-6XPX	AEGDP7-8XPX	AEGDP11-12XPX	AEGDP13-14XPX	AEGDP15-16XPX
	AEGDP1-2XPZ	AEGDP5-6XPZ	AEGDP7-8XPZ	AEGDP11-12XPZ	AEGDP13-14XPZ	AEGDP15-16XPZ





XP GRACEY ACCESS

Griff	1-2 XP	5-6 XP	7-8 XP	11-12 XP	13-14 XP	15-16 XP
	AEGA1-2XPX	AEGA5-6XPX	AEGA7-8XPX	AEGA11-12XPX	AEGA13-14XPX	AEGA15-16XPX
	AEGA1-2XPZ	AEGA5-6XPZ	AEGA7-8XPZ	AEGA11-12XPZ	AEGA13-14XPZ	AEGA15-16XPZ



Viele weitere XP-Instrumente erhältlich. Fordern Sie den American Eagle Katalog an oder fragen Sie bei Ihren NWD Fachhändler.



XP Universalküretten



Jede
XP Universalkürette
75,90 €

Jeder
XP Scaler
75,90 €

XP Scaler




Pro Thin™ Instrumente

wurden für besondere Herausforderungen bei parodontalen Behandlungen entwickelt – von tiefen Taschen bis hin zu engen interproximalen Bereichen. Das präzise und besonders feine Design der Arbeitsspitzen und die ergonomisch gestalteten Handgriffe ermöglichen dem Behandler eine sichere und schonende Parodontaltherapie.



Implantatprophylaxe Titan-Implantat-Küretten

Hochwertige Titan-Legierung aus medizinischem Titan.
Beschädigt Titan-Implantate nicht und ist für alle Titan-Implantate geeignet.



LM-ArteSet 6840XSI, LM
Instrumente in Pastellfarben.



Set:
LM-Arte Applicata, LM-Arte Condesa, LM-Arte Fisure, LM-Arte Misura, LM-arte Eccesso, LM-Servo 5 Kassette

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
220856	243,90

LM-Servo 5 Instrumentenkassette, LM
Für 5 Instrumente
Abmessungen:
180 x 86 x 28 mm



Stück

84376	37,90
-------	-------

LM-Servo 8 Instrumentenkassette, LM
Für 8 Instrumente
Abmessungen:
180 x 136 x 28 mm



Stück

44653	42,10
-------	-------

Kronen- und Brückenentferner

Crown Click De Luxe, Hager & Werken
 Mechanischer Kronen- und Brückenentferner. Sehr wirksam durch einstellbare Schlagkraft. Schnelle, wirksame und einfache Kronen- und Brückenentfernung. Hochwertig mattierter Edelstahl.



Set
 Instrument und alle 3 Enden

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

31028 89,99

Stück
 für Brücken Nr. 1
 für Kronen Nr. 2
 kurz und Winkel Nr. 3

31037 12,10

31044 12,10

31045 12,10

Stück
 Schlingenaufsatz
 (inklusive Adapter)

31050 104,99

Gripit, Hager & Werken
 Aufbisskissen mit hoher Haftkraft zum Entfernen von Provisorien und provisorisch eingesetzten Arbeiten. Das Aufbisskissen aufwärmen, einsetzen und durch ruckartige Bewegung entfernen. Hygienisch zu je zwei Stück verpackt.



Packung 50 Stück

46889 52,50

Kronenaufbieger, Carl Martin



Stück

68746 99,90

S-U-Crown-Butler, Schuler-Dental
 Ein Instrument zum Entfernen von festsitzendem und provisorischem Zahnersatz.



Stück

74169 175,00

Instrumentarium Sonstiges

Serviettenkettchen, ORBIS Dental

Serviettenhalter aus verchromter Perlenkette, in der Länge verstellbar. Die Servietten werden von den Klemmen sicher fixiert.

- Autoklavierbar
- Länge: 45 cm

TOP



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
147889	5,65

Serviettenhalter, farbig, ORBIS Dental

Serviettenhalter aus thermoplastischem Kunststoff.

- Autoklavierbar
- Länge: 48 cm

TOP



Stück

gelb	248323	4,95
grün	248324	4,95
pink	248327	4,95
weiß	248328	4,95
lila	248329	4,95
rot	248330	4,95
hellblau	248331	4,95
neongelb	248332	4,95
orange	248333	4,95
blau	248334	4,95

Packung 5 Stück

gelb	241036	15,95
grün	241037	15,95
pink	241038	15,95
weiß	241158	15,95
lila	241159	15,95
rot	241160	15,95
hellblau	241161	15,95
neongelb	241162	15,95
orange	241163	15,95
blau	266931	15,95

Serviettenhalter Ersatz-Kunststoffklemme	255474	2,20
--	--------	------

Serviettenkettchen farbig Kunststoff



Stück

Farbe blau	149146	9,00
Farbe gelb	149147	9,00
Farbe grün	149148	9,00
Farbe rot	149149	9,00
Farbe weiß	149150	9,00

Aseptic-Handwaschbürste, KLS Martin

Sterilisierbar.



Stück

57787	5,88
-------	------

5

Instrumentarium

Instrumentarium Sonstiges

Einmal-Skalpelle, KLS Martin
Steril verpackte Einmal-Skalpelle mit Kunststoffgriff, rostbeständig.



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Figur 10	74581 8,10
Figur 11	74582 8,10
Figur 12	74583 8,10
Figur 13	74584 8,10
Figur 15	74585 8,10
ab 10 Packungen	7,29

Packung 10 Stück

Figur 12 d	80584 14,50
Figur 15 c	55353 14,50

Einmal-Skalpelle, Aesculap
Einzel steril verpackte Einmalskalpelle mit Klingenschutz



Packung 10 Stück

Figur 10	73009 5,80
Figur 11	73010 5,80
Figur 12	73011 5,80
Figur 15	73017 5,80

Einmal-Skalpell Cutfix, Petzold
Steril



Packung 10 Stück

Figur 10	62950 4,25
Figur 11	62951 4,25
Figur 12	62952 4,25
Figur 15	62953 4,25

Skalpellklingen, steril, Aesculap
Einzel steril verpackt.



Packung 100 Stück

BB 510	80746 14,80
BB 511	80747 14,80
BB 512	80748 14,80
BB 513	80749 14,80
BB 515	80750 14,80
BB 515 C	17056 14,80
BB 540	25977 34,50
BB 542	51167 34,50

Kling-Ex, KLS Martin
Skalpellklingentferner.



Stück

167836 5,69

Instrumentarium Sonstiges

Hawe Click-Probe, Kerr

Kalibrierte Paro-Sonde mit spürbarem Click-Auslösesignal bei einer Sondierungskraft von 20 bis 25 g. Garantiert konstante Messresultate, ist handlich und einfachst anzuwenden. Sterilisierbar bis 134 °C.



Packung 1 Stück

Skalierung 3-5-7-10 mm
Skalierung 3-6-9-12 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

62930 39,95
62924 39,95

Packung 3 Stück

Skalierung 3-5-7-10 mm

62929 106,50

Instrumentenständer 2151, KaVo

Nimmt 15 Instrumente der KaVo INTRA-Reihe auf.



Packung 100 Stück

Zellstoffauflagen

63722 33,50

Stück

Intra Einsatz

63723 12,90

Hanel Klemmpinzetten, Coltène

Präzisionspinzetten erleichtern die effiziente Anwendung von dünnen Materialien. Die hochwertigen Pinzetten sind autoklavierbar.



Stück

Typ Miller gerade
Typ Miller gebogen

76625 25,97
76626 30,32

Roeko Retraktionsfaden-Stopfer, Coltène

Doppelendiges Handinstrument aus Edelstahl zum leichteren Legen des Retraktionsfadens. Sterilisierbar.



Stück

gezahnt
glatt

52333 29,85
52334 29,85

Ultrapak-Legeinstrumente gezahnt, Ultradent Products

Spezielle Instrumente zum Legen von Ultrapak- und anderen Retraktionsfäden. Die dünnen, gezahnten Enden sind vor allem bei axialem Einbringen hilfreich. Sie verhindern ein Abrutschen und schonen die Gingiva. In zwei Größen und zwei Winklungen erhältlich



Stück

klein, gezahnt 45°

28156 39,00

Stück

normal, gezahnt 45°

28155 39,00

Stück

klein, gezahnt 90°

28158 39,00

Stück

normal, gezahnt 90°

28157 39,00

Ultrapak-Legeinstrumente glatt, Ultradent Products

Spezielle Instrumente zum Legen von Ultrapak- und anderen Retraktionsfäden. Die dünnen, glatten Enden sind beim Einbringen der Fäden mit gleitender Bewegung hilfreich. So lässt sich leicht ein fortlaufender Faden legen, auch um mehrere Zähne. In zwei Größen erhältlich.



Stück

normal, glatt 45°

28159 39,00

Instrumentarium Sonstiges

Spandex, Hager & Werken

Wangen- und Lippenexpander. Gibt freie Sicht und freies Arbeitsfeld, ideal zur Behandlung und bei Fotos. Autoklavierbar, transparenter Kunststoff.

Foto Optimized.



Packung 2 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Normal	63316 11,49
Mini	48484 11,49

Markierungsringe, Carl Martin

Zum Kennzeichnen von Instrumenten

• Autoclavierbar



Sortiment 120 Stück Mini Mehrfarbig sortiert, für Standardgriffstärken bis 0,8 mm Ø	58477	19,95
---	-------	-------

Packung 120 Stück

Farbe blau	35624	19,95
Farbe gelb	35625	19,95
Farbe grün	35626	19,95
Farbe rot	35627	19,95
Farbe schwarz	35628	19,95
Farbe weiß	35629	19,95

Sortiment 60 Stück Maxi

Mehrfarbig sortiert, z.B. für Zahnzangen etc.	58478	17,65
---	-------	-------

Packung 60 Stück

Farbe blau	35618	17,65
Farbe gelb	35619	17,65
Farbe grün	35620	17,65
Farbe rot	35621	17,65
Farbe schwarz	35622	17,65
Farbe weiß	35623	17,65

Sterilit Öl Spray, Aesculap

Zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation, physiologisch unbedenklich. FCKW-frei. Instrument nach Thermodesinfektion auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Alle beweglichen Teile (z. B. Gelenke und Schlüsse) mit sterilisierbarem, dampfdurchlässigem Pflegeöl leicht ölen!



Dose 300 ml	50543	11,00
--------------------	-------	-------

Variator Kit Einmalbehandlungsset, Hager & Werken

- Enthält Mundspiegel, Pinzette und Sonde
- Großer Anmischspatel zum Mischen von Zement und Füllungsmaterialien
- Kugelkopf und Heidemannspatel zum Stopfen*
- Praktisch bei Hausbesuchen, Risikopatienten und in Notfällen
- Alle drei Instrumente sind steril und zusammen blisterverpackt




Packung 10 Sets mit je 1 Spiegel, Pinzette und Sonde.	149170	10,95
--	--------	-------

Trays und Container

Normtrays, aus Aluminium, ORBIS Dental

Aluminium, eloxiert. Nicht geeignet für den Thermodesinfektor, auch empfindlich gegenüber manchen Desinfektionsmitteln, z. B. solche auf Basis von Wasserstoffperoxid.

TOP



Stück Bodenteil gelocht

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
blau	183120 10,95
gold	183121 10,95
grün	183125 10,95
rot	183346 10,95
silber	183347 10,95

Stück Bodenteil ungelocht

blau	183350 10,95
gold	183443 10,95
grün	183566 10,95
rot	183740 10,95
silber	183744 10,95

Stück

Deckel gelocht silber	183790 10,95
Deckel ungelocht silber	183803 10,95

Stück

Instrumentenhalter für 11 Instrumente	183858 7,55
---------------------------------------	-------------

Normtrays, aus Edelstahl, ORBIS Dental

Edelstahl, rostfrei. Mit allen Verfahren sterilisierbar.

TOP



Stück

Deckel gelocht	185153 23,95
Boden gelocht	185154 23,95

Stück

Deckel ungelocht	185157 20,95
Boden ungelocht	185158 20,95

Stück

Instrumentenhalter Edelstahl für 16 Instrumente	185152 9,95
---	-------------

Novotray 120, Schür

Kunststoff-Dental-Kassetten aus reinem Melamin in vier Farben. Maße (B x H x T): 280 x 190 x 40 mm.

- Thermodesinfizierbar ohne Verfärbungen
- Autoklavierbar bis 120 °C
- Antistatisch
- Bestehend aus Unterteil und Deckel



Stück

blau	61197 15,49
weiß	61200 15,49
grün	20395 15,49
grau - weiß marmoriert	25097 15,49
ab 6 Stück	13,94

Festopas Platten/Becken, Schür

Kunststoff, hitzebeständig bis 120 °C, für Thermodesinfektor und Autoklav geeignet.



Platten Stück weiß

20 x 15 cm	73982 3,47
27 x 21 cm	73985 6,30
30 x 19 cm	73984 7,29
35 x 24 cm	73986 12,31

Becken Stück weiß

20 x 15 x 4 cm	73978 5,22
29 x 16 x 3 cm	73988 6,17
29 x 16 x 5 cm	73989 8,13
30 x 19 x 8 cm	73980 14,09
35 x 24 x 10 cm	73981 19,40

Indikatorschilder, Aesculap

Mit Kleberücken und Behandlungsindikation für Dampfsterilisation. Maße: 60 x 18 mm.



Packung 100 Stück

JG 687	53687 12,30
--------	-------------

Instrumentenansätze

Elektroden für HF-Chirurgie

Geeignet für Elektrotom 70 D, 70 DSE und MD 62

Nicht für Sirotome geeignet



Stück

Figur 1
Figur 2
Figur 2 biegsam
Figur 3

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

146986 7,93
146987 7,93
195967 7,93
150533 7,93

Elektroden für HF-Chirurgie

Geeignet für Elektrotom 70 D, 70 DSE und MD 62

Nicht für Sirotome geeignet



Stück

Figur 12
Figur 14

146988 7,93
146989 7,93

Elektroden für HF-Chirurgie

Geeignet für Elektrotom 70 D, 70 DSE und MD 62

Nicht für Sirotome geeignet



Stück

Figur 15
Figur 18

146990 7,93
146991 7,93

Elektroden für HF-Chirurgie

Geeignet für Elektrotom 70 D, 70 DSE und MD 62

Nicht für Sirotome geeignet



Stück

Figur 21
Figur 31
Figur 34

147008 7,93
147009 7,93
150512 7,93

Sirotom Elektroden, Sirona



Stück

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

29248 35,30
69412 35,20
29266 35,30

Sirotom Elektroden, Sirona



Stück

Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

25920 30,00
28931 30,00
60839 38,40

Sirotom Elektroden, Sirona



Stück

Nr. 7
Nr. 8
Nr. 10

166603 43,70
166595 38,40
24057 35,30

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Cavitron Slimline 1000, Hager & Werken
Sub- und supragingivale Behandlung.

FSI-1000

218518 **185,99**

- Spezialinstrument für die Entfernung von Zahnstein und Plaque
- Gute Anpassung an schwer zugängliche Interdenträume
- Ausführung: dreifach gebogen mit gezielter Spitze
- Verwendung im Leistungsbereich 'Blue Zone'
- Verbesserte Sicht durch reduzierten Spraynebel
- Passen für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte



Cavitron Powerline FitGrip, Hager & Werken

Stück zur supragingivalen Behandlung

- Neues, ergonomisches Griffdesign entlastet das Handgelenk
- Größerer Griffdurchmesser verringert Muskelkraft und Fingerspannung
- Geriffelte Griffoberfläche vermeidet ein Abrutschen
- Fehlbelastungen und typischen Krankheitsbildern, wie z. B. dem Karpaltunnelsyndrom, kann vorgebeugt werden
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte



Powerline-10 30K	245138	185,99
Powerline-100 30K	245139	185,99
Powerline-1000 30K	243961	185,99
Powerline-3 30K	245137	185,99

Cavitron Instrumenteneinsatz Thinsert, Hager & Werken
Sub- und supragingivale Behandlung

Stück
Typ CTI-10S
Typ 30K THINsert FG

201297 **185,99**
244270 **185,99**



Cavitron Powerline FSI Einsätze, Hager & Werken
Supragingivale Behandlung

Stück
FSI-1000 Insert 30K

24139 **185,99**

- Spezialinstrumente für die Ultraschall-Zahnsteinentfernung
- Passend für alle Cavitron-Ultraschallgeräte
- FSI-Instrumente (Focus Spray Inserts) bieten durch das patentierte Sprühsystem größer
- Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig reduzierter Wassermenge
- Mehr Patientenkomfort durch den fokussierten und temperierten Spraystrahl
- Verwendung in allen Leistungsbereichen
- Größerer Schutz vor Kreuzinfektionen
- Verbesserte Sicht im Arbeitsfeld



Instrumentenansätze

Cavitron Slimline, Hager & Werken

Hellgrünes Griffstück passend für alle Cavitron 25 KHz-Modelle

Dunkelgrünes Griffstück passend für alle Cavitron 30 KHz-Modelle



25 K hellgrünes Griffstück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
FSI-SLI-10 je 1 x rechts, links, gerade	37509 555,00
FSI-SLI-10 je 1 x rechts, links	37508 371,50
FSI-SLI-10 gerade	37507 185,99
FSI-SLI-10L links	37506 185,99
FSI-SLI-10R rechts	37505 185,99

30 K dunkelgrünes Griffstück

FSI-SLI 10 je 1 x rechts, links, gerade	18725 555,00
FSI-SLI-10 je 1 x rechts, links	37504 371,50
FSI-SLI-10 gerade	37501 185,99
FSI-SLI-10L links	37502 185,99
FSI-SLI-10R rechts	37503 185,99

Cavitron Slimline FitGrip, Hager & Werken

- Neues, ergonomisches Griffdesign entlastet das Handgelenk
- Größerer Griffdurchmesser verringert Muskelkraft und Fingerspannung
- Geriffelte Griffoberfläche vermeidet ein Abrutschen
- Fehlbelastungen und typischen Krankheitsbildern, wie z. B. dem Karpaltunnelsyndrom, kann vorgebeugt werden
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte



Stück zur supgingivalen Behandlung

Slimline-10 L 30K	243635 185,99
Slimline-10 R 30K	243636 185,99
Slimline-10 S 30K	243629 185,99

Stück zur sup- und supragingivalen Behandlung

Slimline 1000	245140 185,99
---------------	----------------------

Cavitron SofTip, Hager & Werken

Spezialinstrument für die Implantatreinigung. Hervorragend geeignet für eine zeitsparende und effektive Plaque- und Zahnsteinentfernung an Titanimplantaten und -abutments. Passend für alle 30kHz Cavitron-Ultraschallgeräte. Verwendung im reduzierten Leistungsbereich 'Blue Zone'. Auswechseln der Einmaltips erfolgt mit den mitgelieferten Schlüssel. Der Implantateinsatz und der Schlüssel sind autoklavierbar.



Stück Implantateinsatz	190052 185,99
----------------------------------	----------------------

Packung 100 Stück Einwegtips	192186 169,99
--	----------------------

Stück Schlüssel	192187 32,50
---------------------------	---------------------

Piezon Endo Instrumente, EMS

Endo-3halter 90°: zum flexiblen Einsatz der verschiedenen Endo-Feilen, besonders geeignet für den Molarenbereich.

Endo-Feilenhalter 120°: zum flexiblen Einsatz der verschiedenen Endo-Feilen, besonders geeignet für den Front- und Prämolarenbereich. Außerdem für die Instrumente RE2, RT3, ESI und Berutti geeignet.

Endo-Feilenhalter 180°: zur Verwendung mit den Instrumenten RT3 sowie Berutti und RE2.

Instrument RT1: diamantiertes Instrument zum Auffinden von Wurzelkanälen und zum Entfernen von Kalzifikationen im koronalen Drittel des Wurzelsystems.

Instrument RT2: diamantiertes Instrument zum Entfernen von Stufen und anderen Hindernissen, z. B. bei der Entfernung von abgebrochenen Instrumententeilen.

Instrument RT3: sehr langes und feines Instrument zum Entfernen von abgebrochenen Instrumententeilen. Verwendung mit Feilenhaltern 180°, 120°.

Berutti-Instrumente: diamantierte Instrumente für die retrograde Präparation von Wurzelkanälen.

Instrument RE2: zur Präparation von Isthmen im Wurzelkanal. Verwendung mit Feilenhaltern 180°, 120°.



Stück Endo-Feilenhalter

090° DS-012A
120° DS-010A

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

85193 99,90
74202 99,90

Satz 6 Stück Feilen

Stück inkl. CombiTorque

RT1 DS-066A

12079 149,90

Satz 5 Stück

Berutti DT-060

17032 189,90

Piezon Perio Instrumente, EMS

PL1 und PL2: zum sanften mechanischen Reinigen der Wurzeloberfläche bei gleichzeitiger Bspülung.

PL3: zum Spülen und Desinfizieren von Parodontaltaschen bei Recall-Patienten und der unterstützenden Parodontaltherapie.

PL4 und 5: mit einer 0,6 mm kleinen Kugel an der Instrumentenspitze, für das parodontale Debridement von Furkationen und Konkavitäten.

Instrument PS: zum Entfernen von Konkrementen aus tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.



Stück inkl. CombiTorque

PL4 DS-033A
PL5 DS-034A
PL3 DS-032A
PS DS-016A

70516 119,90
70517 119,90
70515 99,90
88740 99,90

Piezon Perio Instrumente, EMS

Instrument DPL3 und HPL3: Diamantierete Instrumente für die Parodontologie. Gründliche Wurzelreinigung und unter direkter Sicht. Erweitern von Furkationdächern, Glätten von Restaurationsübergängen.



Stück inkl. CombiTorque

DPL3 DS-065A Körnung 15 µ
HPL3 DS-075A Körnung 70 µ

18837 149,90
18720 149,90

Instrumentenansätze

Piezon Perio Instrumente, EMS

Reinigen von Implantaten mit EMS Piezon Ultraschall. Entfernt mühelos Zahnstein und Plaque auf von empfindlichen Implantatoberflächen dank Instrumentenbeschichtung aus HighTech Kunststoff Peek.

Endo-Feilenhalter 120°: mit den Endo-Feilen indiziert zum Erweitern, Reinigen und Desinfizieren von Wurzelkanälen im Frontzahnbereich.



Packung 4 Stück
PI DT-065A

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
18855	109,90

Piezon Scaling Instrumente, EMS

Instrument A: Zum Entfernen von supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.
Instrument P: Zum Entfernen von sub- und supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten.

Instrument B: Zur Reinigung lingualer Flächen mit starken Verfärbungen und Zahnstein.

Instrument C: Zum Entfernen von Konkrementen und Verfärbungen / besonders geeignet für die Entfernung von Bonding-Resten.



Stück inkl. CombiTorque


A DS-001A
P DS-011A

88474	79,90
61009	89,90

SONICflex clean, KaVo

Bürsteneinsätze zur Belagsentfernung von Implantatoberflächen bei Periimplantitis, von Kronenstümpfen Provisorien.

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Einzelspitze Nr. 48

63138	130,00
-------	--------

Stück für SONICflex quick 2008

Einzelspitze Nr. 48A

203014	130,00
--------	--------

Stück

Bürste, plan, klein	63139	5,00
Bürste, plan, groß	63140	5,00
Bürste, Kegel, klein	63147	5,00
Bürste, Kegel, groß	63164	5,00
Bürste, Walze, klein	63183	5,00
Bürste, Walze, groß	63184	5,00

SONICflex endo, KaVo

Bei Verwendung von Lupenbrille oder OP-Mikroskop optimale Sicht während der Präparation im Pulpenkavum. Suche versteckter Kanäleingänge.

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Nr. 66, Knospe, groß	31752	130,00
Nr. 67, konisch 125°	31837	130,00
Nr. 68, konisch 112°	31875	130,00
Nr. 69, Knospe, klein	31876	130,00
Nr. 70, konisch 117°, nicht diamantiert	32009	130,00

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 66A, Knospe, groß	212298	130,00
Nr. 67A, konisch 125°	206264	130,00
Nr. 68A, konisch 112°	205667	130,00
Nr. 69A, Knospe, klein	210138	130,00
Nr. 70A, konisch 117°, nicht diamantiert	206265	130,00

Instrumentenansätze

SONICflex implant, KaVo

Spitzen für die subgingivale, metallfreie Reinigung von Implantaten und deren Suprakonstruktionen, keine Aufrauung der polierten Flächen.



Set für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

1 Halter Nr. 48, 10 Polymer-Pins (Einwegprodukt) **163741 153,00**

Set für SONICflex quick 2008

1 Halter Nr. 48A, 10 Polymer-Pins (Einwegprodukt) **200272 153,00**

Refill

Nachrüstsatz mit 30 Pins (Einwegprodukt) für Halter Nr. 48 und 48A **163694 129,00**

SONICflex paro, KaVo

Lange, total abgerundete Spitzen gebogen in verschiedene axialen Richtungen für die ideale Erreichbarkeit aller Taschen bis 9 mm Tiefe in den entsprechenden Quadranten.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Nr. 60, lang - gerade **256236 111,00**

Nr. 61, lang - links **256239 111,00**

Nr. 62, lang - rechts **255939 111,00**

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 60A, lang - gerade **256237 111,00**

Nr. 61A, lang - links **256240 111,00**

Nr. 62A, lang - rechts **256242 111,00**

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.

SONICflex prep ceram, KaVo

Einseitig diamantierte Spitzen mit definiertem Kantenwinkel von: lateral 30° und cervical 15° nach Dr.Hugo.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Nr. 51, mesial **66890 159,00**

Nr. 52, distal **66891 159,00**

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 51A, mesial **39069 159,00**

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.

SONICflex prep gold, KaVo

Einseitig diamantierte Spitzen mit definiertem Kantenwinkel von: lateral 45° und cervical 60° nach Dr. Hugo.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Nr. 49, mesial **66894 159,00**

Nr. 50, distal **66895 159,00**

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 49A, mesial **38960 159,00**

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.

Instrumentenansätze

SONICflex retro, KaVo

Sonicflex Retro Spitzen (**diamantiert**) zur achsengerechten retrograden Wurzelkanalaufbereitung nach Dr. Ilgenstein.

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Nr. 16, Zylinder, klein, links	63118	130,00
Nr. 17, Zylinder, klein, rechts	63119	130,00
Nr. 20, T- Form, klein, links	63123	130,00
Nr. 21, T- Form, klein, rechts	63124	130,00
Nr. 55, Frontzahn	25974	130,00
Nr. 56, Isthmus, links	25972	130,00
Nr. 57, Isthmus, rechts	25973	130,00

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 16A, Zylinder, klein, links	216071	130,00
Nr. 17A, Zylinder, klein, rechts	216072	130,00
Nr. 20A, T- Form, klein, links	215096	130,00
Nr. 21A, T- Form, klein, rechts	215097	130,00
Nr. 55A, Frontzahn	216066	130,00
Nr. 56A, Isthmus, links	215093	130,00
Nr. 57A, Isthmus, rechts	215095	130,00

SONICflex rootplaner, KaVo

Diamantierte Spitzen verschieden gebogen für die ideale Erreichbarkeit der Wurzeloberflächen und Fukationen nach Prof. Kocher.

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Nr. 24, Knospe, klein, links	63020	130,00
Nr. 25, Knospe, klein, rechts	63021	130,00
Nr. 26, Knospe, klein, universal	63041	130,00
Nr. 27, Knospe, groß, perio	63048	130,00

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 25A, Knospe, klein, rechts	214682	130,00
Nr. 26A, Knospe, klein, universal	209174	130,00
Nr. 27A, Knospe, groß, perio	202989	130,00

SONICflex scaler, KaVo

Spitzen zur schonenden und effektiven Zahnsteinentfernung.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Nr. 08 Perio, x-lang	256234	111,00
Nr. 07 Perio	256232	111,00
Nr. 06 Sichel	256230	111,00
Nr. 05 Universal	256228	111,00
Stück	144237	39,00

Drehmomentschlüssel

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 07A Perio	256233	111,00
Nr. 06A Sichel	256231	111,00
Nr. 05A Universal	256229	111,00

SONICflex seal, KaVo

Spitze für die Fissurenpräparation, konisch - **diamantiert**, 0,5 mm im Durchmesser. Besonders geeignet für die Kinderbehandlung.

SONICflex Spitzen dürfen nur auf KaVo SONICflex 2000 N/L, 2003 L/LX/NX und 2008 benutzt werden.



Stück für SONICflex 2000N und LUX 2003LX

Nr. 45	29646	130,00
--------	-------	--------

Stück für SONICflex quick 2008

Nr. 45A	204577	130,00
---------	--------	--------

SONICflex Sterikassette, KaVo

Kassetten für Spitzen, sterilisierbar bis 135° C.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stück Kassette für Spitzen	39000	72,00
Stück Schlüssel zum Wechseln der Spitzen	39001	6,70

Sonosoft / Sonosoft Lux, KaVo

Ersatz-Arbeitsspitzen für Zahnsteinentferner KaVo Sonosoft und Sonosoft Lux.



Stück Einzelspitze Nr. 11, Universal	66044	112,00
Einzelspitze Nr. 09, Sichel	66045	112,00
Einzelspitze Nr. 10, Perio	66046	112,00

SIROSONIC L/TL Instrumente, Sirona

Instrument Nr. 1L: Für grobe Reinigung, lingual und bukkal.

Instrument Nr. 2L: Vielseitig verwendbar, lingual, bukkal und approximal.

Instrument Nr. 3L: Universell beidseitig-subgingival und interdental- verwendbar.

Instrument Nr. 4L: Universell verwendbar, besonders geeignet für supra- und subgingivale Zahnflächen sowie für den interdentalen Bereich.

Instrument Nr. 6L: Zum Einstetzen von Keramik-Inlays mit thixotropen Composites.



Stück inkl. Drehmomentschlüssel Instrument Nr. 1L	170227	108,00
Instrument Nr. 2L	170287	108,00
Instrument Nr. 3L	169936	101,00
Instrument Nr. 4L universal	169776	110,00

6 Stück inkl. Drehmomentschlüssel Instrument Nr. 3L	245220	490,00
Instrument Nr. 4L universal	244664	520,00

Set CEM inkl. Drehmomentschlüssel 1 x CEM-Spitze Nr. 6L, 2 x Kontaktaufsätze für Inlays	170295	110,00
--	--------	--------

Stück Drehmomentschlüssel	163452	30,10
-------------------------------------	--------	-------

Sonus Instrumente

Sonus Lamellenbündel. Lamellenbündel und Gerät müssen aufeinander abgestimmt sein. Bei Leistungsverlust bitte Kundendienst anfordern



Stück Lamellenbündel für Sonus	80186	110,00
--	-------	--------

Stück M1 Frontzahnbereich	80187	70,00
M2 feine Spitze	81250	70,00
M3 Sichelform	84159	70,00

Suprasson Instrumentenansätze, Acteon



Stück Nr. 1 mit Spray, für normalen Zahnstein	75113	79,40
Nr. 1S für normalen Zahnstein	167907	88,60
Nr. 2 mit Spray, für extremen Zahnstein	75119	88,60

Stück Nr. 10P mit Spray, sub-/supragingival	75121	88,60
Nr. 10X mit Spray, interdental/aproximal	22860	88,60
Nr. 10Z, subgingivale ZE	25117	116,50

Stück Nr. H3, Paro-Spitze, Kürette, Finishing	56113	137,10
Nr. H4L, Paro-Spitze, Prämolare links	34766	137,10
Nr. H4R, Paro-Spitze, Prämolare rechts	34767	137,10

Stück Universal Instrumentenschlüssel	37394	21,70
---	-------	-------

Swivel Direct FlowS, Hu-Friedy

Optimale Beweglichkeit durch unendlich drehbare Spitze. Sie drehen mit den Fingerspitzen. 18 % verlängerter Arbeitsgriff. Gezielter Wasserstrahl auf die Spitze. Deutlich weniger Sprühnebel.

Geeignet für den Einsatz in allen Cavitron, Perio-Select Parkell-Geräten.



Stück 30 KHz UI30SD10, universal	74279	200,25
UI30SD100, fein	74285	200,25
UI30SDL, links	74286	200,25
UI30SDS, gerade	74288	200,25
UI30SDR, rechts	74287	200,25

6

Endo Zubehör	442-446	Obturation	434-437
Endoboxen	418-420	Papierspitzen	429-433
Endodontie Instrumente Hager + Meisinger	416	Polier und Schleifkörper / Bürsten	487-495
Endodontie Instrumente Hausmarke	386	Polierpasten für Composite und Keramik	496
Endodontie Instrumente Maillefer	401-414	Schleifscheiben und Finierstreifen	481-486
Endodontie Instrumente VDW	388-400	Sonstige rotierende Instrumente und Zubehör	479-480
Gutteperchaspitzen, Silberstifte	421-428	Wurzelkanalfinder / Gleitmittel	438-441
Hager + Meisinger	447-468	Zahnreinigungsbürsten	497
Horico Diamanten	469-478		

Endodontie Instrumente Hausmarke

Hedstroem-Feilen, ORBIS Dental
 Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßgenau nach ISO 3630, bruchsicher und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200° C.

- Länge: 25 mm
- Codierung: Kreis

TOP



Packung 6 Stück 25 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 010	149598 6,65
ISO 015	149599 6,65
ISO 020	149600 6,65
ISO 025	149601 6,65
ISO 030	149602 6,65
ISO 035	149604 6,65
ISO 040	149605 6,65
ISO 045	149606 6,65
ISO 050	149607 6,65
ISO 015 - 040	149535 6,65

K-Bohrer, ORBIS Dental
 Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßgenau nach ISO 3630, bruchsicher und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200° C.

- Länge: 25 mm
- Codierung: Dreieck

TOP



Packung 6 Stück 25 mm

ISO 010	149575 6,55
ISO 015	149576 6,55
ISO 020	149577 6,55
ISO 025	149578 6,55
ISO 030	149579 6,55
ISO 035	149580 6,55
ISO 040	149581 6,55
ISO 045	149582 6,55
ISO 050	149583 6,55
ISO 015 - 040	149534 6,55

K-Feilen, ORBIS Dental
 Stahlinstrumente, mit ergonomischem Kunststoffgriff, ISO-farbcodiert am Griff. Maßgenau nach ISO 3630, bruchsicher und mit hervorragender Schneidleistung. Sterilisierbar bis 200° C.


- Länge: 25 mm
- Codierung: Quadrat

TOP



Packung 6 Stück 25 mm

ISO 010	149584 6,65
ISO 015	149588 6,65
ISO 020	149589 6,65
ISO 025	149592 6,65
ISO 030	149593 6,65
ISO 035	149594 6,65
ISO 040	149595 6,65
ISO 045	149596 6,65
ISO 050	149597 6,65
ISO 015 - 040	149533 6,65



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
 Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

DIE NEUE NiTi-FEILEN GENERATION

HyFlex™ CM & EDM

STAYS ON TRACK

- Anatomiegetreue Aufbereitung
- Sicherere Anwendung
- Regeneration zur Wiederverwendung



Endodontie Instrumente VDW

Beutelrock Bohrer Nr. 944, VDW

Zum Eröffnen des geraden, koronalen Wurzelkanalteils.

- Edelstahl
- Zylindrisch
- ISO farbcodiert
- Empfohlene Drehzahl 450-800 UpM



Packung 6 Stück

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	70461	31,12
Größe 2	70463	31,12
Größe 5	70473	31,12
Größe 6	70502	31,12
Größe 1-6 Sortiment	70507	31,12

Beutelrock Erweiterer Nr. 947, VDW

Zum trichterförmigen Freilegen der Wurzelkanäleingänge

- Edelstahl
- ISO farbcodiert
- Empfohlene Drehzahl 800-1200 UpM



Packung 6 Stück

Größe 090 weiß	70054	33,12
Größe 100 gelb	70055	33,12
Größe 120 rot	70063	33,12
Größe 140 blau	33914	33,12
Größe 160 grün	33915	33,12
Größe 180 schwarz	35862	33,12
Größe 090-180 Sortiment	66639	33,12

6

Instrumentarium / rotierend

VDW STERILE C-PILOT Feilen, VDW

Zur Sondierung von kalifizierten Wurzelkanälen und sicheren Erstellung eines Gleitpfades für die maschinelle NiTi-Aufbereitung.



Packung 6 Stück 19 mm

ISO 006	150918	13,16
ISO 008	150925	13,16
ISO 010	150926	13,16
ISO 006 - 010, Sortiment	172098	13,16
ISO 012,5	150928	13,16
ISO 015	150933	13,16

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 006	150795	13,16
ISO 008	150910	13,16
ISO 010	150810	13,16
ISO 006 - 010, Sortiment	150940	13,16
ISO 012,5	73269	13,16
ISO 015	73300	13,16

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 006	150915	13,16
ISO 008	21858	13,16
ISO 010	21893	13,16
ISO 006 - 010, Sortiment	150864	13,16
ISO 012,5	73306	13,16
ISO 015	73310	13,16

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Endodontie Instrumente VDW

VDW STERILE Flexicut Feilen, VDW
 Sehr flexibel, besonders empfohlen für die
 Aufbereitung von gekrümmten Wurzelka-
 nälen.
 Arbeitsteil: **Edelstahl**



Packung 6 Stück 21 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	213441 12,13
ISO 020	213442 12,13
ISO 025	213443 12,13
ISO 030	213444 12,13
ISO 035	213445 12,13
ISO 040	213446 12,13
ISO 015 - 040 Sortiment	213447 12,13

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015	213448 12,13
ISO 020	213449 12,13
ISO 025	213450 12,13
ISO 030	213451 12,13
ISO 035	213452 12,13
ISO 040	213453 12,13
ISO 015 - 040 Sortiment	213454 12,13

FlexMaster IntroFile Nr. 357, VDW
 Zur schnellen, konischen Erweiterung der
 Wurzelkanaleingänge. Nickel-Titan. 11%
 Taper. 19 mm Arbeitslänge, 9 mm aktiver
 Arbeitsteil. ISO Größe 022 an der Spitze.
 Empfohlene Drehzahl 150-330 UpM.



Packung 6 Stück
 Blister, steril

16998	58,70
-------	--------------

FlexMaster Instrumente 2 %, VDW
 Kürzerer Instrumentenschaft für besseres
 Handling und leichteren Zugang zu Mola-
 ren. Gefärbte Taper-Ringmarkierungen am
 Schaft: keine Verwechslung der Instru-
 mente




Packung 6 Stück 21 mm

ISO 015	145466 58,70
ISO 020	24963 58,70
ISO 025	24964 58,70
ISO 030	24965 58,70
ISO 035	24966 58,70
ISO 040	24967 58,70
ISO 045	24968 58,70

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015	36599 58,70
ISO 020	24969 58,70
ISO 025	24970 58,70
ISO 030	24971 58,70
ISO 035	24972 58,70
ISO 040	24973 58,70
ISO 045	24974 58,70
ISO 020 - 045 Sortiment	24982 58,70
ISO 050	13328 58,70
ISO 060	13329 58,70
ISO 070	13330 58,70

Nr. 341 **Konizität 2 %**



Endodontie Instrumente VDW

FlexMaster Instrumente 4 %, VDW

Kürzerer Instrumentenschaft für besseres Handling und leichteren Zugang zu Molaren. Gefärbte Taper-Ringmarkierungen am Schaft: keine Verwechslung der Instrumente

Nr. 342 **Konizität 4 %**



Packung 6 Stück 21 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	146384	58,70
ISO 020	24984	58,70
ISO 025	24985	58,70
ISO 030	24986	58,70
ISO 035	13643	58,70
ISO 040	13642	58,70

Packung 6 Stück 25 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	68105	58,70
ISO 020	24987	58,70
ISO 025	24988	58,70
ISO 030	24989	58,70
ISO 035	13477	58,70
ISO 040	13473	58,70

Packung 6 Stück 31 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 020	24990	58,70
ISO 025	24991	58,70
ISO 030	24992	58,70

FlexMaster Instrumente 6 %, VDW

Kürzerer Instrumentenschaft für besseres Handling und leichteren Zugang zu Molaren. Gefärbte Taper-Ringmarkierungen am Schaft: keine Verwechslung der Instrumente.

Nr. 343 **Konizität 6 %**



Packung 6 Stück 21 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 020	24993	58,70
ISO 025	24994	58,70
ISO 030	24995	58,70
ISO 035	26103	58,70
ISO 040	13332	58,70

Packung 6 Stück 25 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	41943	58,70
ISO 020	24996	58,70
ISO 025	24997	58,70
ISO 030	24998	58,70
ISO 035	24999	58,70
ISO 040	13331	58,70

Gates Erweiter Nr. 180 steril, VDW

Zur effektiven Erweiterung des koronalen Drittels, Edelstahl. Empfohlene Drehzahl 450-800 UpM. Inaktive Spitze mit Führungszapfen. Mit integrierter 'Kann-Bruchstelle' am Schaft. Sollte das Instrument brechen, kann es sehr leicht entfernt werden.



Packung 6 Stück

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	221259	17,12
Größe 2	217333	17,12
Größe 3	217393	17,12
Größe 4	217394	17,12
Größe 5	217413	17,12
Größe 6	217414	17,12
Größe 1 - 6 Sortiment	211468	17,12

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Endodontie Instrumente VDW

VDW STERILE Hedström Feilen, VDW
 Besonders effizient und schnelle Erweiterung durch progressiv verlaufende Schneidetiefe. Stoß- und Zugbewegung.
 Arbeitsteil: **Edelstahl**



Packung 6 Stück 21 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 008	45526 13,88
ISO 010	45522 13,88
ISO 008 - 010 Sortiment	45530 13,88

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 015	210181 11,81
ISO 020	210687 11,81
ISO 025	210688 11,81
ISO 030	210689 11,81
ISO 035	210690 11,81
ISO 040	210691 11,81
ISO 015 - 040 Sortiment	211977 11,81

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 045	210692 13,88
ISO 050	210693 13,88
ISO 055	210694 13,88
ISO 060	210695 13,88
ISO 070	210696 13,88
ISO 080	210697 13,88
ISO 045- 080 Sortiment	211978 13,88

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 008	45525 13,88
ISO 010	45521 13,88
ISO 008 - 010 Sortiment	45529 13,88

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015	207283 11,81
ISO 020	207289 11,81
ISO 025	207290 11,81
ISO 030	207291 11,81
ISO 035	207292 11,81
ISO 040	207293 11,81
ISO 015 - 040 Sortiment	208987 11,81

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 045	208988 13,88
ISO 050	208989 13,88
ISO 055	208990 13,88
ISO 060	208991 13,88
ISO 070	208992 13,88
ISO 080	208993 13,88
ISO 045- 080 Sortiment	208994 13,88

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Endodontie Instrumente VDW

VDW STERILE Hedström Feilen, VDW
 Besonders effizient und schnelle Erweiterung durch progressiv verlaufende Schneidetiefe. Stoß- und Zugbewegung.
 Arbeitsteil: **Edelstahl**



Packung 6 Stück 31 mm


Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 008	45523 13,88
ISO 010	45519 13,88

Packung 6 Stück 31 mm

ISO 015	211986 11,81
ISO 020	211987 11,81
ISO 025	210182 11,81
ISO 030	210183 11,81
ISO 035	210229 11,81
ISO 040	210685 11,81
ISO 015 - 040 Sortiment	211998 11,81

Packung 6 Stück 31 mm

ISO 045	210686 13,88
ISO 050	210230 13,88
ISO 055	211988 13,88
ISO 060	211989 13,88
ISO 070	211990 13,88
ISO 080	211991 13,88
ISO 045 - 080 Sortiment	211999 13,88



Endodontie Instrumente VDW

VDW STERILE K-Bohrer, VDW

Besonders belastbar und bruchstabil.
Spitze Schneidewinkel sorgen für schnelle
Tiefenbewegung. Drehend feilende Bewe-
gung.
Arbeitsmaterial: **Edelstahl**



Packung 6 Stück 21 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 006	45548 13,88
ISO 008	45549 13,88
ISO 010	45550 13,88
ISO 006 - 010 Sortiment	45547 13,88

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 015	210285 11,81
ISO 020	210287 11,81
ISO 025	210288 11,81
ISO 030	210289 11,81
ISO 035	210710 11,81
ISO 040	210711 11,81
ISO 015 - 040 Sortiment	211913 11,81

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 045	210712 13,88
ISO 050	210713 13,88
ISO 055	210714 13,88
ISO 060	210715 13,88
ISO 070	210716 13,88
ISO 080	210717 13,88
ISO 045 - 080 Sortiment	211915 13,88

Pckung 6 Stück 25 mm

ISO 006	45552 13,88
ISO 008	45553 13,88
ISO 010	45554 13,88
ISO 006 - 010 Sortiment	45551 13,88

Pckung 6 Stück 25 mm

ISO 015	206706 11,81
ISO 020	206578 11,81
ISO 025	207295 11,81
ISO 030	207296 11,81
ISO 035	207297 11,81
ISO 040	207298 11,81
ISO 015 - 040 Sortiment	208968 11,81

Pckung 6 Stück 25 mm

ISO 045	207315 13,88
ISO 050	207316 13,88
ISO 055	207319 13,88
ISO 060	208969 13,88
ISO 070	208970 13,88
ISO 080	208971 13,88
ISO 045 - 080 Sortiment	208972 13,88

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140



Hygieneberatung - Mit der Gruppe RKI-Konform vom "IST" ins "SOLL"

6
Instrumentarium / rotierend

Endodontie Instrumente VDW

VDW STERILE K-Feilen, VDW

Besonders belastbar und bruchsicher.
Spitze Schneidewinkel sorgen für schnelle
Tiefenbewegung. Drehend feilende Bewe-
gung.
Arbeitsmaterial: **Edelstahl**



Packung 6 Stück 21 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 006	45542	14,75
ISO 008	45538	14,75
ISO 010	45534	14,75
ISO 006 - 010 Sortiment	211945	14,75

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 12,5	211934	12,57
ISO 015	210718	12,57
ISO 17,5	211935	12,57
ISO 020	210719	12,57
ISO 025	210720	12,57
ISO 030	210178	12,57
ISO 035	210721	12,57
ISO 040	210179	12,57
ISO 015 - 040 Sortiment	211946	12,57

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 045	211936	14,75
ISO 050	211937	14,75
ISO 055	211938	14,75
ISO 060	211939	14,75
ISO 070	211940	14,75
ISO 080	211941	14,75
ISO 045 - 080 Sortiment	211947	14,75

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 006	45541	14,75
ISO 008	45537	14,75
ISO 010	45533	14,75
ISO 006 - 010 Sortiment	208974	14,75

Pckung 6 Stück 25 mm

ISO 015	208973	12,57
ISO 17,5	211950	12,57
ISO 020	152257	12,57
ISO 025	208975	12,57
ISO 030	208976	12,57
ISO 035	208977	12,57
ISO 040	208978	12,57
ISO 015 - 040 Sortiment	208979	12,57

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 045	208980	14,75
ISO 050	208981	14,75
ISO 055	208982	14,75
ISO 060	208983	14,75
ISO 070	208984	14,75
ISO 080	208985	14,75
ISO 045 - 080 Sortiment	208986	14,75

6

Instrumentarium / rotierend

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Mtwo NiTi-System, VDW

- Max. 4 Instrumente für alle Kanalarten
- Alle Instrumente werden auf volle Arbeitslänge eingesetzt: 'Single Length Technik'
- Die Instrumente schneiden während des Vordringens nach apikal und auch lateral und erlauben dadurch eine so genannte simultane Formgebung: 'simultaneous shaping'
- Mit dem ersten Instrument wird bereits die volle Länge des Wurzelkanals konisch geformt

Arbeitsteil 16 mm und 21 mm



Kit mit Instrumenten in 25 mm Arbeitslänge:

Mtwo 21 mm Arbeitsteil: 2 x 10/.04, 15/.05, 20/.06, 2 x 25/.06

Mtwo 16 mm Arbeitsteil: 1 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07

3 Plastik Übungsblöcke, CD-ROM, Anwenderkarte

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

163112 129,27

Mtwo NiTi-System Arbeitsteile, VDW
Arbeitsteile 16 mm und 21 mm



Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Packung 6 Stück 16/21 mm

ISO 010 Taper 04	163373	58,40
ISO 015 Taper 05	83262	58,40
ISO 020 Taper 06	83265	58,40
ISO 025 Taper 06	83272	58,40
ISO 025 Taper 07	83297	58,40
ISO 030 Taper 05	83263	58,40
ISO 030 Taper 06	217061	58,40
ISO 035 Taper 04	163386	58,40
ISO 035 Taper 06	220051	58,40
ISO 040 Taper 04	83261	58,40
ISO 040 Taper 06	220053	58,40
ISO 045 Taper 04	214807	58,40
ISO 050 Taper 04	214808	58,40
ISO 060 Taper 04	214809	58,40

Sortiment 6 Stück 16/21 mm

ISO 010 - 020	83300	58,40
ISO 025 - 040	83314	58,40

Packung 6 Stück 16/25 mm

ISO 010 Taper 04	83381	58,40
ISO 015 Taper 05	163382	58,40
ISO 020 Taper 06	83419	58,40
ISO 025 Taper 06	163384	58,40
ISO 025 Taper 07	83443	58,40
ISO 030 Taper 05	163389	58,40
ISO 030 Taper 06	191098	58,40
ISO 035 Taper 04	163390	58,40
ISO 035 Taper 06	191099	58,40
ISO 040 Taper 04	83384	58,40
ISO 040 Taper 06	20402	58,40
ISO 045 Taper 04	213123	58,40
ISO 050 Taper 04	213124	58,40
ISO 060 Taper 04	213125	58,40

Sortiment 6 Stück 16/25 mm

ISO 010 - 020	163394	58,40
ISO 025 - 040	163395	58,40

Packung 6 Stück 21/25 mm

ISO 010 Taper 04	163396	58,40
ISO 015 Taper 05	163397	58,40
ISO 020 Taper 06	163398	58,40
ISO 025 Taper 06	163399	58,40

Sortiment 6 Stück 21/25 mm

ISO 010 - 020	83356	58,40
ISO 025 - 040	163413	58,40

Packung 6 Stück 21/31 mm

ISO 010 Taper 04	163402	58,40
ISO 015 Taper 05	163403	58,40
ISO 020 Taper 06	163407	58,40
ISO 025 Taper 06	163409	58,40
ISO 025 Taper 07	217337	58,40
ISO 030 Taper 05	190920	58,40
ISO 035 Taper 04	191683	58,40
ISO 040 Taper 04	192456	58,40

6

Instrumentarium / rotierend

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Endodontie Instrumente VDW

Mtwo Revisionsfeilen, VDW

Alte Guttapercha-Füllungen stellen oft eine große Anforderung an Behandler und Instrumentarium. Jetzt gibt es die sehr effizienten Mtwo Nickel-Titan Instrumente auch mit schneidender Spitze. Ideal zur sicheren und schnelleren Entfernung alter Guttapercha-Füllungen.

Arbeitsteil 16 mm



Packung 6 Stück

ISO 015 Taper 05
ISO 025 Taper 05

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

189169 **58,67**
189170 **58,67**

Sortiment

je 3 x 015 und 025, Taper 05

189531 **58,67**

R-Pilot Feile, VDW

Motorbetriebene Gleitpfadinstrument in reziproker Bewegung.

- Gleitpfadmanagement kann einen entscheidenden Schritt bei der Wurzelkanalauflaufbereitung darstellen
- Sichere und benutzerfreundliche Lösung für Fälle, bei denen ein Gleitpfad erforderlich ist
- Für die Anwendung in reziproker Bewegung in einem passenden Antriebssystem mit VDW-RECIPROC-Einstellungen entworfen worden



Packung 6 Stück

Länge 21 mm
Länge 25 mm
Länge 31 mm

257531 **91,42**
257532 **91,42**
257967 **91,42**

VDW STERILE Nervnadeln, VDW

Steril zur sofortigen Anwendung. 40 versetzt angeordnete Zähnnchen nehmen die gesamte Pulpa zum schnellen Entfernen. Stoßend in den Kanal einführen und bis max. 360° drehen. Arbeitsteil: Edelstahl



Packung 10 Stück

ISO xxxxf, lila
ISO xxxf, weiß
ISO xxf, gelb
ISO xf, rot
ISO f, blau
ISO m, grün
ISO c, schwarz
ISO xxf-xf-f, sortiert

49670 **7,60**
49672 **7,60**
49675 **7,60**
49678 **7,60**
49681 **7,60**
49683 **7,60**
49685 **7,60**
49706 **7,60**



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Endodontie Instrumente VDW

VDW STERILE NiTi K-Feilen, VDW

Nickel-Titan (NiTi) bietet eine neue Dimension von Flexibilität für Wurzelkanal-Instrumente. Die hohe Flexibilität von Antaeos NiTi-Feilen hat signifikant weniger Abweichung/Veränderung der Kanalkurvatur zur Folge, unabhängig von der angewendeten Methode. NiTi-Feilen sind für jede Aufbereitungsmethode geeignet.



Packung 6 Stück 21 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	221512 24,21
ISO 020	221514 24,21
ISO 025	221515 24,21
ISO 030	221517 24,21
ISO 035	221518 24,21
ISO 040	221519 24,21
ISO 015 - 040 Sortiment	221520 24,21

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 045	221522 24,21
ISO 050	221523 24,21
ISO 055	221524 24,21
ISO 060	221525 24,21

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015	221526 24,21
ISO 020	221529 24,21
ISO 025	221530 24,21
ISO 030	221531 24,21
ISO 035	221532 24,21
ISO 040	221533 24,21
ISO 015 - 040 Sortiment	216658 24,21

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 045	221534 24,21
ISO 050	221535 24,21
ISO 055	221536 24,21
ISO 060	221537 24,21

System Kit 25 mm

Blister à 6 Instrumente R25, Blister à 6 Instrumente sortiert, je 3 x R40 und R50, Übungsmodell RECIPROC Papierspitzen sortiert, Größen R25, R40, R50
RECIPROC Guttapercha sortiert, Größen R25, R40, R50
Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung

216040 217,93

Reciproc-System-Kit, VDW

Speziell entwickeltes System zur Wurzelkanalaufbereitung in reziproker Bewegung

- Ermöglicht die professionelle Aufbereitung eines Wurzelkanals mit nur einem Instrument
- Zeitsparend und effizient durch weniger Arbeitsschritte
- Stark gekrümmte und enge Kanäle können einfach aufbereitet werden
- Formgebung durch RECIPROC ermöglicht eine effektive Spülung sowie die Obturation mit kalten und warmen Fülltechniken
- Bequeme Einmalverwendung und steril verpackte Instrumente
- Drei Instrumentengrößen für enge, mittlere und weite Kanäle
- Verbesserte Flexibilität und höherer Widerstand gegen zyklische Ermüdung durch M Wire Nickel-Titan



Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Reciproc blue System-Kit 24, VDW

Speziell entwickeltes System zur Wurzelkanalaufbereitung in reziproker Bewegung

- Ermöglicht die professionelle Aufbereitung eines Wurzelkanals mit nur einem Instrument
- Zeitsparend und effizient durch weniger Arbeitsschritte
- Stark gekrümmte und enge Kanäle können einfach aufbereitet werden
- Formgebung durch RECIPROC ermöglicht eine effektive Spülung sowie die Obturation mit kalten und warmen Fülltechniken
- Bequeme Einmalverwendung und steril verpackte Instrumente
- Drei Instrumentengrößen für enge, mittlere und weite Kanäle
- Verbesserte Flexibilität und höherer Widerstand gegen zyklische Ermüdung durch M Wire Nickel-Titan



System Kit 24

2 Blister à 6 Instrumente R25, je 1 Blister à 6 Instrumente R40 und R50, Endo-Übungszahn, RECIPROC blue Papierspitzen sortiert, Größen R25, R40, R50, RECIPROC blue Guttapercha sortiert, Größen R25, R40, R50

253976 394,81

Reciproc Feilen, VDW

Speziell entwickeltes System zur Wurzelkanalaufbereitung in reziproker Bewegung.



Packung 6 Stück 21 mm

ISO R25	216027	99,60
ISO R40	216028	99,60
ISO R50	216029	99,60
ISO 3 x R40 und 3 x R50, assortiert	216030	99,60

Packung 6 Stück 25 mm

ISO R25	216031	99,60
ISO R40	216032	99,60
ISO R50	216033	99,60
ISO 3 x R40 und 3 x R50, assortiert	216034	99,60

Packung 6 Stück 31 mm

ISO R25	216035	99,60
ISO R40	216036	99,60
ISO R50	216037	99,60
ISO 3 x R40 und 3 x R50, assortiert	216038	99,60

Reciproc blue, VDW

RECIPROC blue Instrumente sind speziell dafür konzipiert, den gesamten Wurzelkanal mit nur einem einzigen Instrument aufzubereiten. Die durch RECIPROC erzielte Aufbereitungsform ermöglicht eine effiziente Spülung und eignet sich sowohl für kalte als auch für warme Obturationstechniken.



Packung 6 Stück 21 mm

ISO R25	253958	99,60
ISO R40	253960	99,60
ISO R50	253961	99,60

Packung 6 Stück 25 mm

ISO R25	253962	99,60
ISO R40	253963	99,60
ISO R50	253964	99,60

Packung 6 Stück 31 mm

ISO R25	253965	99,60
ISO R40	253966	99,60
ISO R50	253967	99,60



Endodontie Instrumente VDW

6

Instrumentarium / rotierend

VDW ROTATE Feilen, VDW

Rotierendes Wurzelkanalaufbereitungssystem aus Nickel-Titan. Dank der neuen Wärmebehandlung der Feilen sind diese jetzt noch flexibler, der angepasste S-Querschnitt sorgt für eine höhere Schneidleistung und einen sauberen Abtrag der Debris ohne die Kanalanatomie zu beeinflussen. Mit nur 3 Feilen können Sie so äußerst effizient und sicher einen Wurzelkanal aufbereiten.



Basissequenz Sortiment 3 Stück sortiert 15.04, 20.05, 25.06

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
274255	27,95
274230	27,95
274282	27,95

Packung 6 Stück

15.04/21 mm	274247	55,60
20.05/21mm	274248	55,60
25.04/21 mm	274250	55,60
25.06/21 mm	274249	55,60
15.04/25 mm	271011	55,60
20.05/25 mm	271012	55,60
25.04/25 mm	274225	55,60
25.06/25 mm	270416	55,60
15.04/31 mm	274274	55,60
20.05/31 mm	274275	55,60
25.04/31 mm	274277	55,60
25.06/31 mm	274276	55,60

VDW Rotate Guttaperchaspitzen, VDW

Guttapercha passend zum VDW.Rotate NiTi-System.

- Größen passend für Kanäle, die mit VDW.Rotate NiTi-Instrumenten aufbereitet wurden
- Für alle kalten und warmen Obturationstechniken geeignet
- Im Spritzgussverfahren hergestellt



Packung 60 Stück

25.04	274299	16,75
25.06	274304	16,75

VDW Rotate Papierspitzen, VDW

Auf das VDW.Rotate NiTi-System abgestimmte konische Papierspitzen zur schnellen Trocknung des Wurzelkanals.

- Größen passend für Kanäle, die mit VDW.Rotate NiTi-Instrumenten aufbereitet wurden
- Farbcodierung, Tiefenmarkierung bei 18 und 20 mm für .04 Papierspitzen und bei 18, 20 und 22 mm für .06 Papierspitzen



Packung 180 Stück

25.04	274309	23,41
25.06	274315	23,41

VDW STERILE Wurzelfüller "L", VDW

Durch die konische Form kann eine blasenfreie, dichte Füllung erzielt werden. Wurzelfüller beladen ohne Rotation in den Kanal einführen, dann mit max. 800UpM das Füllmaterial einrotieren und dabei das Instrument herausziehen. Arbeitsteil: Edelstahl



Pckung 4 Stück 21 mm

ISO 025	213430	10,47
ISO 030	213431	10,47
ISO 035	213432	10,47
ISO 040	213433	10,47
ISO 025 - 040, Sortiment	213434	10,47

Packung 4 Stück 25 mm

ISO 025	213435	10,47
ISO 030	213436	10,47
ISO 035	213437	10,47
ISO 040	213438	10,47
ISO 025 - 040, Sortiment	213439	10,47

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Endodontie Instrumente Maillefer

C+Files, Dentsply Sirona Endodontics
Die ideale Feile zum Sondieren und Gängigmachen von Wurzelkanälen.
Ref. A 012



Packung 6 Stück 18 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 006	231349 14,02
ISO 008	231350 14,02
ISO 010	231351 14,02
ISO 015	231352 14,02
ISO 008 - 015 Sortiment	231353 14,02


Packung 6 Stück 21 mm

ISO 006	231399 14,02
ISO 008	231400 14,02
ISO 010	231401 14,02
ISO 015	231402 14,02
ISO 008 - 015 Sortiment	231403 14,02

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 006	231404 14,02
ISO 008	231405 14,02
ISO 010	231406 14,02
ISO 015	231407 14,02
ISO 008 - 015 Sortiment	231408 14,02

Finger-Spreader, konisch, Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 0182



Packung 4 Stück 21 mm

Größe A	81180 14,91
Größe B	81181 14,91
Größe C	81182 14,91
Größe D	81183 14,91
Größe A - D Sortiment	81184 14,91

Packung 4 Stück 25 mm

Göße A	81185 14,91
Göße B	81186 14,91
Göße C	81187 14,91
Göße D	81188 14,91
Göße A - D Sortiment	81189 14,91

Finger-Spreader, spitz, Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 0206



Packung 4 Stück 21 mm

ISO 010	82507 14,91
ISO 020	82508 14,91
ISO 030	82509 14,91
ISO 040	82510 14,91
ISO 010 - 040 Sortiment	82511 14,91

Packung 4 Stück 25 mm

ISO 010	60846 14,91
ISO 020	60844 14,91
ISO 030	60841 14,91
ISO 040	60840 14,91
ISO 010 - 040 Sortiment	60848 14,91

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140



Hygieneberatung - Mit der Gruppe RKI-Konform vom "IST" ins "SOLL"

Endodontie Instrumente Maillefer

Gates-Bohrer,
Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 0008



Packung 6 Stück 28 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stärke 0,50	50262	20,54
Stärke 0,70	50261	20,54
Stärke 0,90	52172	20,54
Stärke 1,10	52173	20,54
Stärke 1,30	52174	20,54
Stärke 1,50	52175	20,54
Stärke 0,50 - 1,50 Sortiment	51732	20,54

Packung 6 Stück 32 mm

Stärke 0,50	81811	20,54
Stärke 0,70	81812	20,54
Stärke 0,90	81817	20,54
Stärke 1,10	81821	20,54
Stärke 1,30	81824	20,54
Stärke 1,50	81825	20,54
Stärke 0,50 - 1,50 Sortiment	81845	20,54

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

6

Instrumentarium / rotierend

Endodontie Instrumente Maillefer

Hedstroem-Feilen Colorinox,
Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 016 D



Packung 6 Stück 21 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 008	231409	14,76
ISO 010	231410	14,76
ISO 015	231411	11,97
ISO 020	231412	11,97
ISO 025	231413	11,97
ISO 030	231414	11,97
ISO 035	231415	11,97
ISO 040	231416	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231429	11,97

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 045	231417	14,76
ISO 050	231418	14,76
ISO 055	231419	14,76
ISO 060	231420	14,76
ISO 070	231421	14,76
ISO 080	231422	14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231430	14,76

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 008	231432	14,76
ISO 010	231433	14,76
ISO 015	231434	11,97
ISO 020	231435	11,97
ISO 025	231436	11,97
ISO 030	231437	11,97
ISO 035	231438	11,97
ISO 040	231439	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231452	11,97

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 045	231440	14,76
ISO 050	231441	14,76
ISO 055	231442	14,76
ISO 060	231443	14,76
ISO 070	231444	14,76
ISO 080	231445	14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231453	14,76

Packung 6 Stück 28 mm

ISO 008	231455	14,76
ISO 010	231456	14,76
ISO 015	231457	11,97
ISO 020	231458	11,97
ISO 025	231459	11,97
ISO 030	231460	11,97
ISO 035	231461	11,97
ISO 040	231462	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231475	11,97

Packung 6 Stück 28 mm

ISO 045	231463	14,76
ISO 050	231464	14,76
ISO 055	231465	14,76
ISO 060	231466	14,76
ISO 070	231467	14,76
ISO 080	231468	14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231476	14,76

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Endodontie Instrumente Maillefer

K-Feilen Colorinox 21/25 mm,
Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 012 D



Packung 6 Stück 21 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 006	231217	14,76
ISO 008	231218	14,76
ISO 010	231219	14,76
ISO 015	231220	11,97
ISO 020	231221	11,97
ISO 025	231222	11,97
ISO 030	231223	11,97
ISO 035	231224	11,97
ISO 040	231225	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231238	11,97

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 006	231241	14,76
ISO 008	231242	14,76
ISO 010	231243	14,76
ISO 015	231244	11,97
ISO 020	231245	11,97
ISO 025	231246	11,97
ISO 030	231247	11,97
ISO 035	231248	11,97
ISO 040	231249	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231277	11,97

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 045	231265	14,76
ISO 050	231266	14,76
ISO 055	231267	14,76
ISO 060	231268	14,76
ISO 070	231269	14,76
ISO 080	231270	14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231278	14,76

K-Feilen Colorinox 28 mm,
Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 012 D



Packung 6 Stück 28 mm

ISO 006	231280	14,76
ISO 008	231281	14,76
ISO 010	231282	14,76
ISO 015	231283	11,97
ISO 020	231284	11,97
ISO 025	231285	11,97
ISO 030	231286	11,97
ISO 035	231287	11,97
ISO 040	231288	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231301	11,97

Packung 6 Stück 28 mm

ISO 045	231289	14,76
ISO 050	231290	14,76
ISO 055	231291	14,76
ISO 060	231292	14,76
ISO 070	231293	14,76
ISO 080	231294	14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231302	14,76


ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

6

Instrumentarium / rotierend

Endodontie Instrumente Maillefer

**K-Flexo-Feilen Colorinox,
Dentsply Sirona Endodontics**
Ref. A 012 C



Packung 6 Stück 21 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	231183 11,97
ISO 020	231184 11,97
ISO 025	231185 11,97
ISO 030	231186 11,97
ISO 035	231187 11,97
ISO 040	231188 11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231189 11,97

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015	231190 11,97
ISO 020	231191 11,97
ISO 025	231192 11,97
ISO 030	231193 11,97
ISO 035	231194 11,97
ISO 040	231195 11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231196 11,97

**K-Flexo-Reamer Colorinox,
Dentsply Sirona Endodontics**
Ref. A 011 C



Packung 6 Stück 21 mm

ISO 015	231040 11,97
ISO 020	231041 11,97
ISO 025	231042 11,97
ISO 030	231043 11,97
ISO 035	231044 11,97
ISO 040	231045 11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231046 11,97

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015	231047 11,97
ISO 020	231048 11,97
ISO 025	231049 11,97
ISO 030	231054 11,97
ISO 035	231059 11,97
ISO 040	231065 11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231066 11,97

**K-Reamer Colorinox 21 mm,
Dentsply Sirona Endodontics**
Ref. A 011 D




Packung 6 Stück 21 mm

ISO 008	231074 14,76
ISO 010	231075 14,76
ISO 015	231076 11,97
ISO 020	231077 11,97
ISO 025	231078 11,97
ISO 030	231079 11,97
ISO 035	231080 11,97
ISO 040	231081 11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231094 11,97

Packung 6 Stück 21 mm

ISO 045	231082 14,76
ISO 050	231083 14,76
ISO 055	231084 14,76
ISO 060	231085 14,76
ISO 070	231086 14,76
ISO 080	231087 14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231095 14,76



6

Instrumentarium / rotierend

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Endodontie Instrumente Maillefer

K-Reamer Colorinox 25 mm,
Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 011 D



Packung 6 Stück 25 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 008	231097	14,76
ISO 010	231098	14,76
ISO 015	231099	11,97
ISO 020	231104	11,97
ISO 025	231111	11,97
ISO 030	231112	11,97
ISO 035	231113	11,97
ISO 040	231114	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231127	11,97

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 045	231115	14,76
ISO 050	231116	14,76
ISO 055	231117	14,76
ISO 060	231118	14,76
ISO 070	231119	14,76
ISO 080	231120	14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231128	14,76

K-Reamer Colorinox 28 mm,
Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 011 D



Packung 6 Stück 28 mm

ISO 008	231130	14,76
ISO 010	231131	14,76
ISO 015	231132	11,97
ISO 020	231133	11,97
ISO 025	231134	11,97
ISO 030	231135	11,97
ISO 035	231136	11,97
ISO 040	231137	11,97
ISO 015 - 040 Sortiment	231150	11,97

Packung 6 Stück 28 mm


ISO 045	231138	14,76
ISO 050	231139	14,76
ISO 055	231140	14,76
ISO 060	231141	14,76
ISO 070	231142	14,76
ISO 080	231143	14,76
ISO 045 - 080 Sortiment	231151	14,76

Micro-Opener,
Dentsply Sirona Endodontics
Spezialfeile aus Edelstahl mit zierlichem ergonomischem Griff zur Lokalisierung und für den erleichterten Zugang zu den Wurzelkanälen.



Packung 3 Stück

Ref. A 0350-1, Konizität 4 %, ISO-Größe 010	10729	40,54
Ref. A 0350-2, Konizität 4 %, ISO-Größe 015	85868	40,54
Ref. A 0350-3, Konizität 6 %, ISO-Größe 010	66881	40,54



Endodontie Instrumente Maillefer

Original-Lentulo-Wurzelfüller,
Dentsply Sirona Endodontics
Ref. A 0022



Packung 4 Stück 17 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1 rot	74456	12,76
Größe 2 blau	74458	12,76
Größe 3 grün	74460	12,76
Größe 4 schwarz	74468	12,76
Größe 1 - 4 Sortiment	84668	12,76

Packung 4 Stück 21 mm

Größe 1 rot	74440	12,76
Größe 2 blau	74442	12,76
Größe 3 grün	74444	12,76
Größe 4 schwarz	74466	12,76
Größe 1 - 4 Sortiment	84669	12,76

Packung 4 Stück 25 mm

Größe 1 rot	74448	12,76
Größe 2 blau	74450	12,76
Größe 3 grün	74452	12,76
Größe 4 schwarz	74467	12,76
Größe 1 - 4 Sortiment	87781	12,76

ProFile 04,
Dentsply Sirona Endodontics
Instrument zur Reinigung und Aufbereitung des Wurzelkanals, speziell für die Aufbereitung des apikalen Kanaldrittels. Nickel-Titanlegierung. Winkelstück

Ref. A 011 N Konizität 4 %



Packung 6 Stück 21 mm

ISO 015 weiß	71124	79,79
ISO 020 gelb	71128	79,79
ISO 025 rot	71129	79,79
ISO 030 blau	71130	79,79
ISO 035 grün	71131	79,79
ISO 040 schwarz	71152	79,79
ISO 015 - 040 Sortiment	81112	79,79
ISO 045 weiß	71153	79,79
ISO 060 blau	71156	79,79
ISO 090 weiß	71165	79,79
ISO 045 - 090 Sortiment	69271	79,79

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015 weiß	52163	79,79
ISO 020 gelb	51985	79,79
ISO 025 rot	51789	79,79
ISO 030 blau	51777	79,79
ISO 035 grün	51686	79,79
ISO 040 schwarz	51605	79,79
ISO 015 - 040 Sortiment	70540	79,79
ISO 045 weiß	51604	79,79
ISO 060 blau	51553	79,79
ISO 090 weiß	87291	79,79
ISO 045 - 090 Sortiment	37825	79,79

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140



Hygieneberatung - Mit der Gruppe RKI-Konform vom "IST" ins "SOLL"

6

Instrumentarium / rotierend

Endodontie Instrumente Maillefer

6

Instrumentarium / rotierend

ProFile 06,
Dentsply Sirona Endodontics
Instrument zur Reinigung und Aufbereitung des Wurzelkanals, speziell für die Aufbereitung des apikalen Kanaldrittels. Nickel-Titanlegierung. Winkelstück

Ref. A 0345 N **Konizität 6 %**



Packung 6 Stück 21 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015 weiß	85186	79,79
ISO 020 gelb	85188	79,79
ISO 025 rot	85189	79,79
ISO 030 blau	85226	79,79
ISO 035 grün	85227	79,79
ISO 040 schwarz	85232	79,79
ISO 015 - 040 Sortiment	82764	79,79

Packung 6 Stück 25 mm

ISO 015 weiß	70411	79,79
ISO 020 gelb	70992	79,79
ISO 025 rot	70426	79,79
ISO 030 blau	70457	79,79
ISO 035 grün	76479	79,79
ISO 040 schwarz	70486	79,79
ISO 015 - 040 Sortiment	82720	79,79

ProFile System,
Dentsply Sirona Endodontics
ProFile - das marktführende Nickel-Titan-System für die maschinelle Endodontie. ProFile ermöglicht eine effiziente maschinelle Aufbereitung und Ausformung des Wurzelkanals. Die drei ProFile-Instrumententypen ProFile O.S., ProFile .04 und ProFile .06 wurden speziell für die Crown-Down-Technik entwickelt. Eine konstante Drehzahl im Bereich 150-350 U/min ist erforderlich. Drehmomentbegrenzung wird empfohlen.



Stück Ref. A 0362
Organizer, gefüllt, mit 9 Instrumenten

84529 **171,64**

Stück Ref. A 0362 900
Organizer, leer

84530 **80,92**

ProFile Basissequenz
21 mm Ref. A 0363 021 84361 **95,80**
25 mm Ref. A 0363 025 84514 **95,80**

ProFile Orifice Shapers,
Dentsply Sirona Endodontics
Instrument zur Reinigung und Aufbereitung des Wurzelkanals, speziell für die Aufbereitung des koronalen Kanalbereiches. Nickel-Titanlegierung. Winkelstück

Ref. A 0359




Packung 6 Stück 19mm

Größe 1 05/020	84203	79,79
Größe 2 06/030	84209	79,79
Größe 3 06/040	84211	79,79
Größe 4 07/050	84278	79,79
Größe 5 08/060	84330	79,79
Größe 6 08/080	84342	79,79
Größe 1 - 6 Sortiment	84202	79,79

ProGlider Steril,
Dentsply Sirona Endodontics
Maschinelle Gleitpfad-Präparation mit nur einer Feile. Auch für schwierigste klinische Fälle: m-wire Nickel-Titan für hohe Flexibilität und erhöhte Bruchresistenz auch in stark gekrümmten Kanälen. Universell einsetzbar in Kombination mit jedem Aufbereitungssystem und jedem handelsüblichen Motor.



Packung 6 Stück
Größe 016/02 21 mm 237954 **91,15**
Größe 016/02 25 mm 237953 **91,15**
Größe 016/02 31 mm 237957 **91,15**



Endodontie Instrumente Maillefer

ProTaper Next PathFile, Dentsply Sirona Endodontics

Rotierende Spezialinstrumente aus Nickel-Titan. Diese neuartigen Feilen sind flexibel und widerstandsfähig gegen zyklische Ermüdung und bieten zahlreiche Vorteile gegenüber Handinstrumenten.



Packung 6 Stück 21 mm

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 013	233644	66,12
Größe 016	233647	66,12
Größe 019	234010	66,12
Größe 013, 016, 019 Sortiment	234011	66,12

Packung 6 Stück 25 mm

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 013	233629	66,12
Größe 016	233630	66,12
Größe 019	234012	66,12
Größe 013, 016, 019 Sortiment	234013	66,12

Packung 6 Stück 31 mm

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 013, 016, 019 Sortiment	234015	66,12

ProTaper Next Feilen Steril, Dentsply Sirona Endodontics

Exzentrisch rotierendes Feilensystem.

- Vielseitigkeit - auch für schwierigste klinische Fälle. Hohe Flexibilität auch in stark gekrümmten Kanälen durch m-wire-Nickel-Titan und innovatives Feilen-Design
- Erhöhte Sicherheit für Behandler und Patient:
- Substanz-schonendes und kontrolliertes Arbeiten



Packung 6 Stück 21 mm

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe X1	231770	98,16
Größe X2	231773	98,16
Größe X3	231776	98,16
Größe X4	231779	98,16
Größe X5	231782	98,16
Größe X1-X3 Sortiment	231785	98,16

Packung 6 Stück 25 mm

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe X1	231771	98,16
Größe X2	231774	98,16
Größe X3	231777	98,16
Größe X4	231780	98,16
Größe X5	231783	98,16
Größe X1-X3 Sortiment	231786	98,16

Packung 6 Stück 31 mm

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe X1	231772	98,16
Größe X2	231775	98,16
Größe X3	231778	98,16
Größe X4	231781	98,16
Größe X5	231784	98,16
Größe X1-X3 Sortiment	231787	98,16

ProTaper Gold Sortiment, Dentsply Sirona Endodontics

Die neueste Generation maschineller Nickel-Titan-Feilen für die schnelle, problemlose Aufbereitung. Innerhalb des Instrumentes variiert die Konizität von 2 % bis max. 19 %. Dadurch kann die gesamte Aufbereitung mit lediglich 2 bis max. 6 Instrumenten erfolgen.



Sortiment 6 Instrumente

je 1 mal SX, S1, S2, F1, F2, F3
21 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
252386	60,71

Sortiment 6 Instrumente

je 1 mal SX, S1, S2, F1, F2, F3
25 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
252388	60,71

Sortiment 6 Instrumente

je 1 mal SX, S1, S2, F1, F2, F3
31 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
252390	60,71

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Endodontie Instrumente Maillefer

ProTaper Universal Sequencer,
Dentsply Sirona Endodontics
Sterilisierbarer Instrumentenständer aus Kunststoff für ProTaper-Instrumente und Feilen.



Stück Ref. A 0413
Pro Taper Sequencer Treat black

Stück Ref. A 0413
Pro Taper Sequencer Retrat yellow

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

177690 **21,32**

177691 **21,32**

ProTaper Universal Shaping steril,
Dentsply Sirona Endodontics
Für die Kanalaufbereitung mit der Crown-Down-Technik.



Packung 6 Stück
19 mm SX

242130 **63,41**

Packung 6 Stück
21 mm S1
21 mm S2

242133 **63,41**

242134 **63,41**

Packung 6 Stück
25 mm S1
25 mm S2

242218 **63,41**

242135 **63,41**

Packung 6 Stück
31 mm S1
31 mm S2

242209 **63,41**

242268 **63,41**

ProTaper gold Shaping steril,
Dentsply Sirona Endodontics
Für die Kanalaufbereitung mit der Crown-Down-Technik.



Packung 6 Stück
19 mm SX

252391 **60,71**

Packung 6 Stück
21 mm S1
21 mm S2

252392 **60,71**

252393 **60,71**

Packung 6 Stück
25 mm S1
25 mm S2

252394 **60,71**

252395 **60,71**

Packung 6 Stück
31 mm S1
31 mm S2

252396 **60,71**

252397 **60,71**

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

+
**WE
KNOW
ENDO.**



MAILLEFER

TruNatomy™

Wurzelkanalbehandlung neu definiert

- Dentinschonendes Behandlungskonzept – respektiert die natürliche Wurzelkanalanatomie
- Bewahrt die Widerstandsfähigkeit des Zahnes
- Gewährleistet einen effektiven Debrisabtransport und eine optimale Spülung



dentsplysirona.com/trunatomy



THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

**Dentsply
Sirona**

Endodontie Instrumente Maillefer

**ProTaper Gold Feilen,
Dentsply Sirona Endodontics**
Die neuen PROTAPER GOLD Feilen vereinen die bekannte PROTAPER Philosophie mit der innovativen GOLD-Wärmebehandlung. Die Behandlungssequenz ist identisch wie bei den PROTAPER UNIVERSAL und kann mit allen handelsüblichen Motoren verwendet werden. Durch die patentierte GOLD-Technologie erhält PROTAPER GOLD eine neue Metallurgie, die folgende Vorteile für den Behandler mit sich bringt:

- Exzellenter Zugang dank vorbiegbarer Feile
- Mehr Flexibilität
- Mehr Widerstand gegen zyklische Ermüdung



Packung 6 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
252398	60,71
252399	60,71
252400	60,71
252401	60,71
252402	60,71

Packung 6 Stück

252403	60,71
252404	60,71
252405	60,71
252406	60,71
252407	60,71

Packung 6 Stück

252408	60,71
252409	60,71
252410	60,71
252411	60,71
252412	60,71

**ProTaper Retreat File,
Dentsply Sirona Endodontics**
Spezialinstrumente für die einfache Füllungsentfernung.



Packung 6 Stück

234016	65,41
234017	65,41
234008	65,41

**TruNatomy,
Dentsply Sirona Endodontics**
NiTi-Wurzelkanalsystem für eine dentin-schonende Behandlung mit gleichzeitig effektivem Debrisabtransport. Die Feilen sind so geformt das die natürliche Wurzelkanalanatomie erhalten bleibt. Einfach und übersichtlich da mit nur 3 Shaping Feilen alle Kanalformen und Größen aufbereitet werden können. Der Orifice Modifier formt einen optimalen Kanaleingang, mit dem Glider wird eine präzise Aufbereitung gewährleistet und das Risiko von Feilenbrüchen minimiert. Die Shaping Feilen tragen nur dort Dentin ab, wo es klinisch notwendig ist. Die TruNatomy Papierspitzen und Conform Fit Guttaperchaspitzen sind exakt auf die TruNatomy Feilen abgestimmt.



274342	497,35
Solution Kit	
5 x TruNatomy Sequenzblister à 3 Feilen (25 mm) (je 1 x TruNatomy Orifice Modifier, TruNatomy Glider, TruNatomyShaping Feile Prime) 2 x TruNatomy Orifice Modifier à 3 Feilen (16 mm) 2 x TruNatomy Glider à 3 Feilen (25 mm) 1 x TruNatomy Shaping Feile Small à 3 Feilen (25 mm) 2 x TruNatomy Shaping Feile Prime à 3 Feilen (25 mm) 1 x TruNatomy Shaping Feile Medium à 3 Feilen (25 mm) 1 x TruNatomy Papierspitzen Sortiment (Box mit 180 Stk.)	

**TruNatomy Glider,
Dentsply Sirona Endodontics**
Das Berücksichtigen der natürlichen Wurzelkanalanatomie ist eine Herausforderung. Mit dem TruNatomy Glider wird eine effiziente und präzise Aufbereitung gewährleistet, und das Risiko von Feilenbrüchen wird minimiert.



Packung 6 Stück

270587	85,50
270591	85,50
270595	85,50
Glider 17/.02, 21 mm	
Glider 17/.02, 25 mm	
Glider 17/.02, 31 mm	

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Endodontie Instrumente Maillefer

TruNatomy Orifice Modifier, Dentsply Sirona Endodontics

Nicht immer sind Kanäle vertikal orientiert, sondern ein Zugang aus verschiedenen Winkeln ist notwendig. TruNatomy Orifice Modifier formt einen optimalen Kanaleingang für die folgenden Feilen und schont dabei so viel Dentin wie möglich.



Packung 6 Stück
Orifice Modifier 20/.08,16 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
270586	85,50

TruNatomy Papierspitzen, Dentsply Sirona Endodontics

Die komplette Trockenlegung des Kanals ist von größter Wichtigkeit, um eine korrekte Obturation zu gewährleisten. Die TruNatomy Papierspitzen sind sehr saugfähig und exakt auf die TruNatomy Feilen abgestimmt.



Packung 180 Stück

Small	270602	25,37
Prime	270601	25,37
Medium	270600	25,37
Sortiment	270599	25,37

TruNatomy Shaping Feilen, Dentsply Sirona Endodontics

Mit den TruNatomy Shaping Feilen wird aufgrund des regressiven Tapers nur dort Dentin abgetragen, wo es klinisch notwendig ist.



Sortiment 5 Stück

Shaping Feilen 21 mm	270583	71,25
Shaping Feilen 25 mm	270584	71,25
Shaping Feilen 31 mm	270585	71,25
Inkl. je 1 Orifice Modifier 16 mm, 1 Glider, je 1 Shaping Feile Small, Prime, Medium		

Sequenz 3 Stück

Shaping Feilen 21 mm	270580	42,75
Shaping Feilen 25 mm	270581	42,75
Shaping Feilen 31 mm	270582	42,75
Inkl. je 1 Orifice Modifier 16 mm, 1 Glider, 1 Shaping Feile Prime		

Packung 6 Stück

Shaping Feilen 20/.04 Small 21 mm	270590	85,50
Shaping Feilen 20/.04 Small 25 mm	270594	85,50
Shaping Feilen 20/.04 Small 31 mm	270598	85,50
Shaping Feilen 26/.04 Prime 21 mm	270589	85,50
Shaping Feilen 26/.04 Prime 25 mm	270593	85,50
Shaping Feilen 26/.04 Prime 31 mm	270597	85,50
Shaping Feilen 36/.03 Medium 21 mm	270588	85,50
Shaping Feilen 36/.03 Medium 25 mm	270592	85,50
Shaping Feilen 36/.03 Medium 31 mm	270596	85,50

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Endodontie Instrumente Maillefer

TruNatomy Spülkanüle, Dentsply Sirona Endodontics

Die TruNatomy Spülkanüle sorgt für eine optimale Desinfektion bis dicht an den Apex durch Einbringen der Spüllösung auch in schmale Wurzelkanäle.

- Sichere Anwendung durch seitlichen Austritt der Spüllösung
- Hochflexibles Material zur Spülung jeder Kanalanatomie
- Zur Aktivierung der Spüllösung wird der EndoActivator (Small Tip, 15/.02) empfohlen, um eine verbesserte Spülwirkung und Desinfektion zu erzielen



Packung 40 Stück
Spülkanüle 30 G

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
270607	59,88

Verifier, Dentsply Sirona Endodontics

Messlehre zur Bestimmung der richtigen Thermafil-Größe.
Ref. A 0175




Packung 6 Stück 25 mm

ISO 020	42892	26,23
ISO 025	42886	26,23
ISO 030	42885	26,23
ISO 035	42884	26,23
ISO 040	42883	26,23
ISO 045	42882	26,23
ISO 020 - 045 Sortiment	34870	26,23
ISO 050	20300	26,23
ISO 055	24868	26,23
ISO 060	11633	26,23
ISO 070	11632	26,23
ISO 080	11634	26,23
ISO 090	23704	26,23
ISO 050 - 090 Sortiment	83609	26,23

WaveOne Gold Feilen, Dentsply Sirona Endodontics

Verbesserte Schneidleistung und Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung sowie erweitertes Feilensortiment optimieren das bewährte System. WaveOne Gold ermöglicht eine Aufbereitung der meisten Kanäle mit nur einer Feile, die reziproke Bewegung verhindert ein Einschrauben und Feilenbruch. Die Instrumente sind steril verpackt und nur für den Einmalgebrauch zugelassen.



Packung 4 Stück

21 mm sortiert, 1 x je Größe S/P/M/L	244655	66,44
25 mm sortiert, 1 x je Größe S/P/M/L	244656	66,44
31 mm sortiert, 1 x je Größe S/P/M/L	244657	66,44

Packung 6 Stück

21 mm 20/07 small	244645	96,66
21 mm 25/07 primary	244644	96,66
21 mm 35/06 medium	244643	96,66
21 mm 45/05 large	244642	96,66

Packung 6 Stück

25 mm 20/07 small	244650	96,66
25 mm 25/07 primary	244648	96,66
25 mm 35/06 medium	244647	96,66
25 mm 45/05 large	244646	96,66

Packung 6 Stück

31 mm 20/07 small	244654	96,66
31 mm 25/07 primary	244653	96,66
31 mm 35/06 medium	244652	96,66
31 mm 45/05 large	244651	96,66

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

+
WE
KNOW
ENDO.

MAILLEFER

WaveOne® Gold

Sicher und souverän durch den Kanal

Zeitsparend, patientenfreundlich und einfach – entdecken Sie das reziproke Behandlungskonzept WaveOne® Gold.

Optimieren Sie Patientensicherheit und klinische Effizienz durch die aufeinander abgestimmten Produkte zur Einmalverwendung. So können Sie Ihre Patienten bei jedem Arbeitsschritt sicher behandeln.



dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 **Dentsply
Sirona**

Endodontie Instrumente Hager & Meisinger

Endo Access Burs, Hager & Meisinger

Spezialinstrument für endodontische Behandlungen. Die extra langen und besonders schmalen Schäfte, welche einen Durchmesser von nur 1 mm haben, ermöglichen eine herausragende Sicht auf das Arbeitsfeld und verhindern ein Beschädigen von tiefliegenden Wurzelkanalwänden. Trotz dieser schmalen Schäfte weisen die Instrumente eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit auf. Die Konstruktion der Endo-Bohrer überzeugt durch besonders schnittfreudige und langlebige Hartmetall-Arbeitsteile. Bei der Anwendung der Endo Access Burs entstehen zudem weder lokale Hitzespots noch feiner Staub, wie es bei der Anwendung von Ultraschallschulspitzen der Fall ist.




Packung 2 Stück 31 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
191A/005 RAL	248182 12,04
191A/006 RAL	248183 12,04
191A/008 RAL	248184 12,04
191A/010 RAL	248185 12,04
191A/012 RAL	248186 12,04
191A/014 RAL	248187 12,04
191A/018 RAL	248188 12,04

Packung 2 Stück 34 mm

191A/005 RAXL	248189 12,68
191A/006 RAXL	248190 12,68
191A/008 RAXL	248191 12,68
191A/010 RAXL	248192 12,68
191A/012 RAXL	248193 12,68
191A/014 RAXL	248194 12,68



Endo Access Burs

MEISINGER'S Endo Access Burs sind einzigartige Spezialinstrumente für endodontische Behandlungen. Die extra langen und besonders schmalen Hälse, welche einen Durchmesser von nur 1 mm haben, ermöglichen eine herausragende Sicht auf das Arbeitsfeld und verhindern ein Beschädigen von tiefliegenden Wurzelkanalwänden. Trotz dieser schmalen Hälse weisen die Endo

Access Burs eine hohe Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit auf. Die Konstruktion der Endo-Bohrer überzeugt durch besonders schnitffreudige und langlebige Hartmetall-Arbeitsteile. Bei der Anwendung der Endo Access Burs entstehen zudem weder lokale Hitzespots noch feiner Staub, wie es bei der Anwendung von Ultraschallschulspitzen der Fall ist.

- ✓ Spezialinstrumente für die Wurzelkanalaufbereitung
- ✓ Lange schmale Hälse ermöglichen eine ausgezeichnete Sicht auf das Arbeitsfeld
- ✓ Optimaler, vibrationsarmer Rundlauf
- ✓ Hochstabile Konstruktion
- ✓ Geringere Staubentwicklung als Ultraschallschulspitzen
- ✓ Farbcode ermöglicht eine schnelle Identifizierung und Auswahl der Instrumente

HM191A
34 mm-
total length

Fig.	Shank		2	2	2	2	2	2
		L mm	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
HM191A	RAXL		005					
HM191A	RAXL			006				
HM191A	RAXL				008			
HM191A	RAXL					010		
HM191A	RAXL						012	
HM191A	RAXL							014
€/Pack à 2 Stck.			13,01					

HM191A
31 mm-
total length

Fig.	Shank		2	2	2	2	2	2	2
		L mm	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
HM191A	RAL		005						
HM191A	RAL			006					
HM191A	RAL				008				
HM191A	RAL					010			
HM191A	RAL						012		
HM191A	RAL							014	
HM191A	RAL								018
€/Pack à 2 Stck.			12,35						

Endoboxen

Endo Box Eco, Nichrominox

Aluminium. Zur Aufnahme von 180 Instrumenten. 8 farbcodierte Köcher zur Aufnahme von Füllspitzen, Papierspitzen und Nervnadeln



Stück 210 x 100 x 150 mm

Silber
Grün
Blau
Rot
Gold

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

185263 119,23
184998 119,23
185262 119,23
184999 119,23
184997 119,23

Endo Box Micro, Nichrominox

Aluminium. Zur Aufnahme von 24 Instrumenten. 2 farbcodierte Köcher zur Aufnahme von Füllspitzen, Papierspitzen und Nervnadeln. Mini-Reinigungsscheibe zur Zwischenablage bzw. Reinigung der Instrumente



Stück 50 x 45 x 50 mm

Silber
Blau
Grün
Rot

184991 43,85
184990 43,85
184988 43,85
184989 43,85

Endo Box Mini, Nichrominox

Aluminium. Zur Aufnahme von 60 Instrumenten. 4 farbcodierte Köcher zur Aufnahme von Füllspitzen, Papierspitzen und Nervnadeln



Stück 130 x 50 x 50 mm

Blau
Grün
Silber

184995 48,58
184993 48,58
11126 48,58

6

Instrumentarium / rotierend

IMS Endoständer, Hu-Friedy

Ständer mit zwei Kippeinsätzen zur Aufnahme von max. 24 Endofeilen, beidseitig ablesbare Längensmesseinrichtung.



Stück

43215 89,45

Pulpa Box, Nichrominox

Aluminium. Zur Aufnahme von 18 Instrumenten.



Stück Ø 40 mm Höhe 55 mm

Silber
Blau
Rot
Grün

184986 36,43
184985 36,43
184984 36,43
184983 36,43

Autoklavierpapier, VDW

Steht jetzt für die neuen Endo-Boxen 2100 mit perforiertem Boden zur Verfügung. Zum Autoklavieren und sterilen Aufbewahren. Farbindikator als Sterilisationsnachweis.



Packung mit 250 Blatt für

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
65853	34,66
65854	37,08
65855	40,37

FlexMaster Systembox, VDW

Jetzt mit transparentem Deckel: für sofortiges Erkennen des Inhalts. Für optimale Organisation und Vereinfachung des Arbeitsablaufs. Ref. 340 für die Standard-Sequenzen



Box
Leer, mit Modul ohne Instrumente

25148 77,21

FlexMaster Accessory Box, VDW

Für zusätzliche Instrumentengrößen. Ref. 345



Accessory Box
Leer, mit Modul ohne Instrumente

34170 78,96

FlexMaster Controlsticker, VDW

Zur Dokumentation des Instrumentengebrauchs. Selbstklebende, autoklavierbare Etiketten.



Flexmaster Systembox,
Spender mit 250 Etiketten

51408 29,95

Mini-Box 2100 Stufenmodul, VDW

Mit Mini-Stufenmodul für sofortiges Erkennen des Inhalts.

- Fasst 24 Instrumente
- Auswechselbare Schildchen zur Kennzeichnung jeder Instrumentenreihe
- Abmessungen: L 56 mm x B 56 mm x H 65 mm



Stück
transparenter Deckel, Perforiert, Ref. 471

65792 58,74

Endoboxen

Mini-Box 2100 Köchermodul, VDW
Mit Mini-Köchermodul für sofortiges Erkennen des Inhalts.

- Mit 8 farbcodierten Köchern für Füllstifte



Stück
transparenter Deckel, Perforiert, Ref. 472

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
65793	58,74


Mtwo Instrumenten-Box, VDW
Jetzt mit transparentem Deckel: für sofortiges Erkennen des Inhalts.



Stück
Ref. 0239

163110	72,89
--------	-------

Mtwo Control Sticker, VDW
16 Control Sticker für die Basissequenz, 12 Control Sticker für zusätzliche Größen, selbstklebend, autoklavierbar



Packung
Ref. 0491

14899	9,76
-------	------

LavEndo, VDW
Patentierte Box zur gleichzeitigen Reinigung und Desinfektion von Wurzelkanalinstrumenten im Waschdesinfektor. In der Praxis bedeutet das große Arbeitserleichterung und Zeitgewinn: Das mehrfache Umsortieren entfällt, weil die Instrumente nach der Behandlung in ihrem Modul gereinigt und anschließend sterilisiert werden. Die Reinigung ist wirksamer und Instrumentenschonender als bei der manuellen Methode. Die Kontaminationsgefahr für das Praxispersonal ist deutlich reduziert.



Stück
Box leer

29456	49,02
-------	-------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Guttaperchaspitzen, Silberstifte

Guttaperchaspitzen, ORBIS Dental

Guttaperchaspitzen, aus homogener, bio-kompatibler und volumenbeständiger Naturguttapercha. Die stabilen Stifte ermöglichen eine dichte, wandständige Füllung und sind für jede Kondensationstechnik (lateral und vertikal) geeignet. Leichtes Handling und hygienische Aufbewahrung durch Schiebeschachtel mit Stiftsicherung. Die Farbcodierung der Guttaperchaspitzen verhindert die Verwechslung verschiedener Größen und vereinfacht die Zuordnung zu ISO-aufbereiteten Wurzelkanälen. Enthalten kein Hydrochinon.

- Länge 28 mm
- Röntgensichtbar
- Farbig

TOP



Schiebeschachtel 120 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	140139	7,15
ISO 020	140140	7,15
ISO 025	140141	7,15
ISO 030	140142	7,15
ISO 035	140143	7,15
ISO 040	140144	7,15
ISO 015 - 040 Sortiment	142749	7,15
ISO 045	140145	7,15
ISO 050	140146	7,15
ISO 055	140147	7,15
ISO 060	140148	7,15
ISO 070	140149	7,15
ISO 080	140150	7,15
ISO 045 - 080 Sortiment	142750	7,15

Guttaperchaspitzen 934, Becht

Rosa-pink, röntgensichtbar, gewebefreundlich.



Packung 100 Stück

ISO 015	46364	8,90
ISO 020	46365	8,90
ISO 025	46366	8,90
ISO 030	46367	8,90
ISO 035	46368	8,90
ISO 040	46369	8,90
ISO 015 - 040 Sortiment	46363	8,90
ISO 045	46371	8,90
ISO 050	46372	8,90
ISO 055	46373	8,90
ISO 060	46374	8,90
ISO 070	46375	8,90
ISO 080	46376	8,90
ISO 045 - 080 Sortiment	46370	8,90

Guttaperchaspitzen 935, Becht

Farbcodiert. Die spezifische Zusammensetzung des Basismaterials verleiht den Spitzen eine lange Haltbarkeit und ausgezeichneten Kontrast auf dem Röntgenbild. Formstabil und gewebeverträglich. Für die laterale Kondensation wie auch für die master point-Methode gleichermaßen. Verwendung allein oder mit einem anderen Wurzelfüllmitteln. Durch Einfärben der Spitzen wird die Behandlungssicherheit deutlich erhöht.



Packung 100 Stück

ISO 015	37434	8,90
ISO 020	37435	8,90
ISO 025	37436	8,90
ISO 030	37437	8,90
ISO 035	37438	8,90
ISO 040	37439	8,90
ISO 015 - 040 Sortiment	34404	8,90
ISO 045	37440	8,90
ISO 050	37441	8,90
ISO 055	37442	8,90
ISO 060	37443	8,90
ISO 070	37444	8,90
ISO 080	37445	8,90
ISO 045 - 080 Sortiment	34405	9,00

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Guttaperchaspitzen, Silberstifte

Roeko GuttaFlow 2 (in Kapseln), Coltène

GuttaFlow 2 ist ein neuartiges Füllmaterialsystem für die Obturation von Wurzelkanälen, das zwei Produkte in einem vereint: Guttapercha in Form von Pulver mit einer Korngröße kleiner als 30 µm und Sealer. Dieses neue Füllmaterialsystem arbeitet mit kalter, fließfähiger Guttapercha. Fließfähiges Kaltfüllsystem. Zwei in Einem / Sealer und Guttapercha. Ausgezeichnete Fließ Eigenschaften. Nahezu keine Löslichkeit. Dichter Verschluss des Wurzelkanals. Sehr gute Gewebeverträglichkeit. Reinfektionsschutz. Optimale Röntgensichtbarkeit. Präzise Wurzelstift-Präparation möglich

GuttaFlow 2 (in Kapseln)

Verarbeitungszeit: 10 / 15 Minuten
Aushärtungszeit: 25 / 30 Minuten



Nachfüllpackung

20 Kapseln, 20 Canal Tips, 20 Stopper

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

226080 117,48

Packung

20 Canal Tips

161956 17,38

Packung

20 Combi Tips
(sehr feine Metallkanülen)

18739 31,69

Packung

3 Adapter für RotoMix

181627 3,56

Roeko GuttaFlow 2 Automix-Spritze, Coltène

GuttaFlow 2 ist auch als 5 ml-Automix-Spritze erhältlich: Die Spritze gewährleistet einfaches Handling, eine flexible Materialentnahme nach Bedarf und mischt das Material homogen und hygienisch blasenfrei an. Die Verwendung zusätzlicher Sealer ist nicht erforderlich.

Verarbeitungszeit: 10 / 15 Minuten
Aushärtungszeit: 25 / 30 Minuten



Packung

5 ml Doppelkammerapplikator, 12 Mischspitzen, 1 Anmischblock

221598 94,07

Packung

5 ml Doppelkammerapplikator

221601 70,81

Packung

24 Mischspitzen

221602 37,87

6

Instrumentarium / rotierend

Roeko GuttaFlow bioseal, Coltène

GuttaFlow bioseal unterstützt aktiv die Regeneration im Wurzelkanal. Beim Kontakt mit Flüssigkeiten stellt der bioaktive Werkstoff natürliche Reparaturbausteine wie Kalzium und Silikate zur Verfügung. Zuverlässiges Kaltfüllsystem für Wurzelkanäle. Ausgezeichnete Fließ Eigenschaften. Guttapercha und Sealer in einer Anwendung

Verarbeitungszeit: 5 Minuten
Aushärtungszeit: 12 / 16 Minuten



Packung

5 ml Doppelkammerapplikator, 12 Mischspitzen, 1 Anmischblock

251053 145,42

Packung

5 ml Doppelkammerapplikator

251054 131,62

Packung

24 Mischspitzen

251055 30,51



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Guttaperchaspitzen, Silberstifte

Guttaperchaspitzen, Dentsply Sirona
ISO-Norm-Größen, rosa, röntgensichtbar,
30 mm.



Packung 100 Stück farbcodiert

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	45216	17,68
ISO 020	45217	17,68
ISO 025	45218	17,68
ISO 030	45219	17,68
ISO 035	45220	17,68
ISO 040	45221	17,68
ISO 045	45222	17,68
ISO 050	45223	17,68

Packung 100 Stück rosa

ISO 015	81396	17,69
ISO 020	81397	17,69
ISO 025	81398	17,69
ISO 030	81399	17,69
ISO 035	81400	17,69
ISO 040	81401	17,69
ISO 045	81402	17,69
ISO 050	81403	17,69
ISO 055	81404	17,69

Guttaperchaspitzen, Dentsply Sirona
Konventionelle Größen, handgerollt, röntgensichtbar, 20 mm.



Packung 100 Stück weiß

xx-fein	88129	22,33
x-fein	79518	22,33
fein	79519	22,33
mittel	79520	22,33
dick	79521	22,33
sortiert	79523	22,33

Packung 100 Stück rosa

xx-fein	88130	21,68
x-fein	79524	21,68
fein	79525	21,68
mittel	79526	21,68
dick	79527	21,68
sortiert	79529	21,68

Guttaperchaspitzen Konische, Dentsply Sirona Endodontics

Ref. A 022 M 4 %.

Speziell abgestimmt auf die Wurzelkanal-aufbereitung mit konischen NITI-Instrumenten wie Protaper oder System GT, ISO-farbcodiert.

Ref. A 022 N 6 %



Packung 120 Stück 4 %

ISO 015	27015	25,98
ISO 020	27016	25,98
ISO 025	27017	25,98
ISO 030	27018	25,98
ISO 035	27019	25,98
ISO 040	27020	25,98
ISO 015 - 040 Sortiment	27024	25,98
ISO 045	27021	25,98
ISO 060	27022	25,98
ISO 045 - 090 Sortiment	27025	25,98

Packung 60 Stück 4 %

ISO 090	27023	25,98
---------	-------	-------

Packung 120 Stück 6 %

ISO 015	27045	25,98
ISO 020	27046	25,98
ISO 025	27047	25,98
ISO 030	27048	25,98
ISO 035	27049	25,98
ISO 040	27050	25,98
ISO 015 - 040 Sortiment	27051	25,98

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Guttaperchaspitzen, Silberstifte

Roeko Guttaperchaspitzen conventional, Coltène
 Konventionelle Größen, conventional.
 Röntgensichtbar, spitz zulaufend, Länge: ≥ 28 mm.



Packung 100 Stück rosa

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
XF	63570	22,25
FF	80547	22,25
MF	63618	22,25
FM	63620	22,25
M	63621	22,25
F	63619	22,25
L	63622	22,25
XF - L Sortiment (ohne FF)	63623	22,25

Roeko Guttaperchaspitzen Greater Taper, Coltène
 Auf Röntgenbild zu 100 % sichtbar, hohe Volumenbeständigkeit, gute Gewebeträglichkeit, rosa, ≥ 28 mm. Zur Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit FlexMaster, HERO, ProFile etc. aufbereitet wurden.



Packung 60 Stück Taper.04

ISO 020	24473	22,25
ISO 025	24474	22,25
ISO 030	24475	22,25
ISO 035	24476	22,25
ISO 040	24477	22,25
ISO 045	24478	22,25
ISO 020 - 045 Sortiment	24479	22,25

Packung 60 Stück Taper.06

ISO 020	24466	22,25
ISO 025	24467	22,25
ISO 030	24468	22,25
ISO 035	24469	22,25
ISO 040	24470	22,25
ISO 045	24471	22,25
ISO 020 - 045 Sortiment	24472	22,25

Roeko Guttaperchaspitzen ISO-Color, Coltène
 Farbcodierung verhindert die Verwechslung verschiedener Größen und vereinfacht die Zuordnung zu ISO-aufbereiteten Wurzelkanälen. Farbkodiert mit pharmazeutisch und lebensmittelrechtlich zugelassene Farben. Länge: ≥ 28 mm.




Packung 100 Stück

ISO 015	73190	22,25
ISO 020	73197	22,25
ISO 025	73200	22,25
ISO 030	73201	22,25
ISO 035	73233	22,25
ISO 040	73234	22,25
ISO 015 - 040 Sortiment	73188	22,25
ISO 045	73246	22,25
ISO 050	73247	22,25
ISO 055	73258	22,25
ISO 060	73260	22,25
ISO 070	73286	22,25
ISO 080	73289	22,25
ISO 045 - 080 Sortiment	73189	22,25

6

Instrumentarium / rotierend



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Guttaperchaspitzen, Silberstifte

Roeko Guttaperchaspitzen rosa, Coltène
Schiebeschachteln. Länge: ≥ 28 mm.



Packung 100 Stück rosa

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	87867	22,25
ISO 020	87868	22,25
ISO 025	87870	22,25
ISO 030	87871	22,25
ISO 035	87872	22,25
ISO 040	87873	22,25
ISO 015 - 040 Sortiment	87866	22,25
ISO 045	87875	22,25
ISO 050	87876	22,25
ISO 055	87877	22,25
ISO 060	87878	22,25
ISO 070	87879	22,25
ISO 080	87880	22,25
ISO 045 - 080 Sortiment	87874	22,25

Roeko Guttaperchaspitzen Top color, Coltène

Guttapercha-Spitzen Top color sind pink und zusätzlich entsprechend ihrer ISO-Größe im oberen Teil farbcodiert. Durch die rosa Spitze sind Verwechslungen mit Papierspitzen ausgeschlossen. Spitze pink, oben farbcodiert / Länge: ≥ 28 mm.



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	64332	22,25
ISO 020	64333	22,25
ISO 025	64352	22,25
ISO 030	64368	22,25
ISO 035	64369	22,25
ISO 040	64373	22,25
ISO 015 - 040 Sortiment	64260	22,25
ISO 045	64374	22,25
ISO 050	64375	22,25
ISO 055	64394	22,25
ISO 060	64405	22,25
ISO 070	64406	22,25
ISO 080	64416	22,25
ISO 045 - 080 Sortiment	64312	22,25

Guttaperchaspitzen rosa, VDW

- Dichte, wandständige Füllung durch stabile Stifte aus homogener, biokompatibler und volumenbeständiger Naturguttapercha
- Sichere Anwendung durch ISO-Farbcodierung am Kopfende Schnelleres Abfüllen maschinell aufbereiteter Kanäle durch neue Spitzen Konus .04 und .06
- Leichtes Handling und hygienische Aufbewahrung durch eine neue Schiebeshachtel mit Stiftsicherung

Konizität 2 %



Packung Nr. 525 120 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	78162	17,31
ISO 020	78163	17,31
ISO 025	78164	17,31
ISO 030	78165	17,31
ISO 035	78166	17,31
ISO 040	78167	17,31
ISO 015 - 40 Sortiment	80105	17,31
ISO 045	78168	17,31
ISO 050	78169	17,31
ISO 055	78170	17,31
ISO 060	78171	17,31
ISO 070	78172	17,31
ISO 080	78173	17,31
ISO 045 - 080 Sortiment	78182	17,31

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Guttaperchaspitzen, Silberstifte

Guttaperchaspitzen rosa, VDW

Nr. 528 Konizität 4 %

Nr. 529 Konizität 6 %



Packung Nr. 528 60 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	81050 12,05
ISO 020	81073 12,05
ISO 025	81074 12,05
ISO 030	81136 12,05
ISO 035	81226 12,05
ISO 040	81280 12,05
ISO 015 - 40 Sortiment	81344 12,05

Packung Nr. 529 60 Stück

ISO 015	32419 12,05
ISO 020	32516 12,05
ISO 025	32568 12,05
ISO 030	32594 12,05
ISO 035	32615 12,05
ISO 040	32624 12,05
ISO 015 - 040 Sortiment	82625 12,05

Guttapercha Hilfsspitzen, Dentsply Sirona Endodontics

Hilfsspitzen, speziell abgestimmt auf die Finger Spreader Ref. A0182 und A182N.



Packung 120 Stück, 24 mm

Gr. A	70032 18,37
Gr. B	70033 18,37
Gr. C	70034 18,37
Gr. D0	70037 18,37

HyFlex CM Guttapercha Spitzen, Coltène

HyFlex CM Guttapercha-Spitzen sind ideal für die Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit HyFlex CM Feilen aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Größen, dann folgt der konische Verlauf dem der CM Feilen.

- Als Einzelgrößen und als Sortierungen lieferbar
- ≥ 28mm



Packung 60 Stück

20/0.04	270980 22,25
25/0.04	270981 22,25
30/0.04	270223 22,25
35/0.04	270982 22,25
40/0.04	270224 22,25
45/0.04	270983 22,25
50/0.04	270225 22,25
60/0.04	270226 22,25
20-45/0.04 Sortiment	270984 22,25

20/0.06	270985 22,25
25/0.06	270401 22,25
30/0.06	270402 22,25
35/0.06	270986 22,25
40/0.06	270987 22,25
45/0.06	270988 22,25
20-45 .006 Sortiment	270989 22,25

HyFlex EDM Guttapercha Spitzen, Coltène

HyFlex CM Guttapercha-Spitzen sind ideal für die Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit HyFlex CM Feilen aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Größen, dann folgt der konische Verlauf dem der CM Feilen.

- Als Einzelgrößen und als Sortierungen lieferbar

*≥ 28mm



Packung 60 Stück

20/0.05	270993 22,25
OneFile25/-	270994 22,25
40/.0.04	270995 22,25
50/0.03	270996 22,25
60/0.02	270997 22,25
20/.05-60/.02 Sortiment	269240 22,25

6

Instrumentarium / rotierend

NEU

NEU



Guttaperchaspitzen, Silberstifte

Mtwo Guttapercha, VDW

Mtwo Guttapercha Stifte Größen und Konizitäten passend zu Mtwo-Instrumenten.



Packung 60 Stück, 28 mm

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 025 Taper 06	180921	18,94
ISO 025 Taper 07	172387	18,94
ISO 030 Taper 05	172388	18,94
ISO 030 Taper 06	214142	18,94
ISO 035 Taper 04	180919	18,94
ISO 035 Taper 06	209835	18,94
ISO 040 Taper 04	180920	18,94
ISO 040 Taper 06	209836	18,94
ISO 045 Taper 04	214139	18,94
ISO 050 Taper 04	214140	18,94
ISO 060 Taper 04	214141	18,94

Sortiment 60 Stück 28 mm

20 x 025/06, je 10 X 030/05, 035/04, 040/04, 025/07

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
172389	18,94

Reciproc Guttapercha, VDW

- Passend zum RECIPROC System
- Gute Passung zur Aufbereitung dank speziellem Spritzgussverfahren
- Phase mit geringem Schmelzpunkt für kalte und warme Obturationstechniken



Schiebeschachtel 60 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
R25	216043	17,82
R40	216044	17,82
R50	216045	17,82
je 20 x R25, R40, R50 sortiert	216046	17,82

Reciproc blue Guttapercha, VDW

- Passend zum RECIPROC blue System
- Gute Passung zur Aufbereitung dank speziellem Spritzgussverfahren
- Phase mit geringem Schmelzpunkt für kalte und warme Obturationstechniken



Packung 60 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
R25	253968	18,01
R40	253969	18,01
R50	253970	18,01
R25, R40, R50 sortiert	253971	18,01



Guttaperchaspitzen, Silberstifte

TruNatomy Conform Fit Guttaperchaspitzen, Dentsply Sirona Endodontics

Da die Größe von Guttaperchastiften innerhalb vieler Hersteller variiert, ist es schwierig eine optimale apikale Passung zu erhalten. Die TruNatomy Conform Fit Guttapercha ist durch ihre variable Konizität passgenau auf die TruNatomy Feilen abgestimmt.



- Präziser Sitz und akkurater Tug-Back-Effekt
- Latexfrei für mehr Patientensicherheit
- Einfache Zuordnung durch Farbcodierung analog der Feilen

Packung 60 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Small	270606	17,00
Prime	270605	17,00
Medium	270604	17,00
Sortiment	270603	17,00

VDW Rotate Guttaperchaspitzen, VDW

Guttapercha passend zum VDW.Rotate NiTi-System.

- Größen passend für Kanäle, die mit VDW.Rotate NiTi-Instrumenten aufbereitet wurden
- Für alle kalten und warmen Obturationstechniken geeignet
- Im Spritzgussverfahren hergestellt



Packung 60 Stück

25.04	274299	16,75
25.06	274304	16,75

6

Instrumentarium / rotierend

ISO-Farben	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	090	100	110	120	130	140
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Papierspitzen, color, ORBIS Dental

Die Papierspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten WKZ-Instrumenten.

- Steril
- Länge 28 mm
- Absolut maßhaltig nach ISO-Norm
- Hohe gleichbleibende Flexibilität
- Farbe: weiß, mit farbmarkiertem Ende



Packung 200 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	260100 4,95
ISO 020	260102 4,95
ISO 025	260103 4,95
ISO 030	260104 4,95
ISO 035	260105 4,95
ISO 040	260106 4,95
ISO 015 - 040 Sortiment	260101 4,95

Packung 120 Stück

ISO 045	260107 4,95
ISO 050	260109 4,95
ISO 055	260110 4,95
ISO 060	260111 4,95
ISO 070	260112 4,95
ISO 080	260113 4,95
ISO 045 - 080 Sortiment	260108 4,95

TOP

Papierspitzen, weiß, ORBIS Dental

Die Papierspitzen werden aus extrem saugstarkem Papier ohne chemische Zusätze und Bindemittel hergestellt. Zur optimalen Trocknung des Wurzelkanals nach exakter Vorbereitung mit genormten WKZ-Instrumenten.

- Gamma-bestrahlt
- Länge 28 mm
- Absolut maßhaltig nach ISO-Norm
- Hohe gleichbleibende Flexibilität
- Farbe: weiß



Packung 200 Stück

ISO 015	278857 4,95
ISO 020	278858 4,95
ISO 025	278859 4,95
ISO 030	278861 4,95
ISO 035	278862 4,95
ISO 040	278863 4,95
ISO 015 - 040 Sortiment	278870 4,95
ISO 045	278864 4,95
ISO 050	278865 4,95
ISO 055	278866 4,95
ISO 060	278867 4,95
ISO 070	278868 4,95
ISO 080	278869 4,95
ISO 045 - 080 Sortiment	278871 4,95

TOP NEU

HyFlex CM Papierspitzen, Coltène

HyFlex CM Papierspitzen sind ideal für die Trocknung von Wurzelkanälen, die mit HyFlex CM Feilen aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Größen, dann folgt der konische Verlauf dem der CM Feilen.

- Als Einzelgrößen und als Sortierungen lieferbar
- ≥ 28mm



Packung 100 Stück

15/0.04	270966 12,14
20/0.04	270967 12,14
25/0.04	270968 12,14
30/0.04	270222 12,14
35/0.04	270969 12,14
40/0.04	269237 12,14
45/0.04	270970 12,14
50/0.04	269238 12,14
60/0.04	270971 12,14
20-45/0.4 Sortiment	270972 12,14
20/0.06	270973 12,14
25/0.06	270974 12,14
30/0.06	270975 12,14
35/0.06	270976 12,14
40/0.06	270977 12,14
45/0.06	270978 12,14
20-45/0.06 Sortiment	270979 12,14

NEU

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Papierspitzen

HyFlex EDM Papierspitzen, Coltène

HyFlex EDM Papierspitzen sind ideal für die Trocknung von Wurzelkanälen, die mit HyFlex EDM Feilen aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Größen, dann folgt der konische Verlauf dem der EDM Feilen.

- Als Einzelgrößen und als Sortierungen lieferbar
- ≥ 28mm



Packung 100 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
270990	12,14
269138	12,14
270991	12,14
270992	12,14
269239	12,14

NEU

MTWO Papierspitzen Steril, VDW

Passend zum MTWO NiTi- System.

- Vollgesaugte Spitzen behalten gute Materialkonsistenz
- Längenmarkierung bei 18, 20 und 22 mm
- Steril verpackt in Blisterzellen zur Unterstützung der Infektionskontrolle



Packung 144 Stück 29 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
216815	20,84
216965	20,84
216816	20,84
219525	20,84
217406	20,84
219526	20,84
217407	20,84
219527	20,84
218095	20,84
218096	20,84
218097	20,84
218109	20,84

Sortiment
48 x 25/06 je 24 x 25/07, 30/05, 35/04, 40/04

ProTaper gold Papierspitzen, Dentsply Sirona Endodontics

Die Spitzen sind exakt auf die Konizitäten von Wurzelkanalaufbereitungen mit den ProTaper Finishing Files F1, F2, F3, F4 und F5 abgestimmt und erlauben so ein sicheres und schnelles Trocknen des Kanals.



Packung 180 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
254899	23,10
254900	23,10
254901	23,10
255024	23,10
254893	23,10

Packung 180 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
255025	23,10

ProTaper Next Papierspitzen, Dentsply Sirona Endodontics

Papierspitzen sind an die Maße der mit ProTaper Next Feilen aufbereiteten Kanäle angepasst und erlauben ein sicheres und schnelles Trocknen. Steril verpackt.



Packung 180 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
231884	24,33
231788	24,33
231790	24,33
231791	24,33

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

6 Instrumentarium / rotierend

Papierspitzen

Roeko Papierspitzen ISO color < 25 mm, Coltène
Schiebeschachteln Nr. 3402



Packung 200 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	80516	8,11
ISO 020	80518	8,11
ISO 025	80519	8,11
ISO 030	80520	8,11
ISO 035	80521	8,11
ISO 040	80522	8,11
ISO 015 - 040 Sortiment	80487	8,11

Packung 120 Stück

ISO 045	80523	8,11
ISO 050	80524	8,11
ISO 055	80525	8,11
ISO 060	80526	8,11
ISO 070	80527	8,11
ISO 080	80528	8,11
ISO 045 - 080 Sortiment	80489	8,11

Roeko Papierspitzen Top color < 25 mm, Coltène
Schiebeschachteln Nr. 3445



Packung 200 Stück

ISO 015	64478	8,11
ISO 020	64479	8,11
ISO 025	64481	8,11
ISO 030	64482	8,11
ISO 035	64483	8,11
ISO 040	64484	8,11
ISO 015 - 040 Sortiment	64460	8,11

Packung 120 Stück

ISO 045	64485	8,11
ISO 050	64486	8,11
ISO 055	64487	8,11
ISO 060	64562	8,11
ISO 070	64565	8,11
ISO 080	64566	8,11
ISO 045 - 080 Sortiment	64476	8,11

Roeko Papierspitzen ISO color < 25 mm, Coltène
Schiebeschachteln Nr. 3402



Packung 500 Stück

ISO 015	52539	18,77
ISO 020	52540	18,77
ISO 025	52541	18,77
ISO 030	52542	18,77
ISO 035	52543	18,77
ISO 040	52544	18,77

Packung 300 Stück

ISO 045	52532	18,77
ISO 050	52533	18,77
ISO 055	52534	18,77
ISO 060	52535	18,77
ISO 070	52536	18,77
ISO 080	52537	18,77

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

6
Instrumentarium / rotierend

Papierspitzen

Roeko Papierspitzen weiß < 25 mm, Coltène
Schiebeschachteln Nr. 3400



Packung 200 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 015	79763 8,11
ISO 020	79764 8,11
ISO 025	79765 8,11
ISO 030	79766 8,11
ISO 035	79767 8,11
ISO 040	79768 8,11
ISO 015 - 040 Sortiment	79762 8,11

Packung 120 Stück

ISO 045	79770 8,11
ISO 050	79771 8,11
ISO 055	79772 8,11
ISO 060	79773 8,11
ISO 070	79774 8,11
ISO 080	79775 8,11
ISO 045 - 080 Sortiment	79769 8,11

Papierspitzen, VDW

*Dichte, wandständige Füllung durch stabile Stifte aus homogener, biokompatibler und volumenbeständiger Naturgutta-percha

- Sichere Anwendung durch ISO-Farbcodierung am Kopfende Schnelleres Abfüllen maschinell aufbereiteter Kanäle durch neue Spitzen Konus .04 und .06
- Leichtes Handling und hygienische Aufbewahrung durch eine neue Schiebeschachtel mit Stiftsicherung

Konizität 2 %



Packung Nr. 550 200 Stück

ISO 015	78184 9,82
ISO 020	78185 9,82
ISO 025	78186 9,82
ISO 030	78187 9,82
ISO 035	78188 9,82
ISO 040	78189 9,82
ISO 015 - 040 Sortiment	78196 9,82
ISO 045	78190 9,82
ISO 050	78191 9,82
ISO 055	78192 9,82
ISO 060	78193 9,82
ISO 070	78194 9,82
ISO 080	78195 9,82
ISO 045 - 080 Sortiment	78197 9,82

Papierspitzen, VDW

Nr. 558 Konizität 4 %



Packung Nr. 558 120 Stück

ISO 015	84577 13,45
ISO 020	84581 13,45
ISO 025	81787 13,45
ISO 030	81834 13,45
ISO 035	84583 13,45
ISO 040	84584 13,45
ISO 015 - 40 Sortiment	82665 13,45

Papierspitzen, VDW

Nr. 559 Konizität 6 %



Packung Nr. 559 120 Stück

ISO 015	84590 13,45
ISO 020	81862 13,45
ISO 025	81881 13,45
ISO 030	81886 13,45
ISO 035	84678 13,45
ISO 040	84680 13,45
ISO 015 - 040 Sortiment	82664 13,45

Reciproc Papierspitzen, VDW

passend zum RECIPROC System

- Längenmarkierungen bei 18, 20 und 22 mm
- Steril verpackt in Blisterzellen
- Vollgesaugte Spitzen behalten gute Materialkonsistenz
- Ohne Chemikalien-Zusätze



144 Stück in 30 Blisterzellen

R25	216047 19,45
R40	216048 19,45
R50	216049 19,45
R25/40/50 Sortiment	216050 19,45

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Reciproc blue Papierspitzen, VDW

passend zum RECIPROC System

- Längenmarkierungen bei 18, 20 und 22 mm
- Steril verpackt in Blisterzellen
- Vollgesaugte Spitzen behalten gute Materialkonsistenz
- Ohne Chemikalien-Zusätze



Packung 180 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
R25	253972	24,51
R40	253973	24,51
R50	253974	24,51
R25/40/50 Sortiment	253975	24,51

Papierspitzen Taper .02, steril, VDW

Steril in Blisterzellen.
ISO 015 - 080, 6 Blister à 30 Stück
Länge: 29 mm



Packung 180 Stück

ISO 015	85747	13,03
ISO 020	85752	13,03
ISO 025	85753	13,03
ISO 030	85754	13,03
ISO 035	85755	13,03
ISO 040	85756	13,03
ISO 015 - 040 Sortiment	86590	13,03
ISO 045	85757	13,03
ISO 050	85780	13,03
ISO 055	85822	13,03
ISO 060	85823	13,03
ISO 070	85824	13,03
ISO 080	85825	13,03
ISO 045 - 080 Sortiment	86606	13,03

TruNatomy Papierspitzen, Dentsply Sirona Endodontics

Die komplette Trockenlegung des Kanals ist von größter Wichtigkeit, um eine korrekte Obturation zu gewährleisten. Die TruNatomy Papierspitzen sind sehr saugfähig und exakt auf die TruNatomy Feilen abgestimmt.



Packung 180 Stück

Small	270602	25,37
Prime	270601	25,37
Medium	270600	25,37
Sortiment	270599	25,37

WaveOne Gold Papierspitzen, Dentsply Sirona Endodontics

Passend zu den WaveOne Gold Feilen.



Packung 180 Stück

small	246214	25,39
primary	246215	25,39
medium	246216	25,39
large	246217	25,39

VDW Rotate Papierspitzen, VDW

Auf das VDW.Rotate NiTi-System abgestimmte konische Papierspitzen zur schnellen Trocknung des Wurzelkanals.

- Größen passend für Kanäle, die mit VDW.Rotate NiTi-Instrumenten aufbereitet wurden
- Farbcodierung, Tiefenmarkierung bei 18 und 20 mm für .04 Papierspitzen und bei 18, 20 und 22 mm für .06 Papierspitzen



Packung 180 Stück

25.04	274309	23,41
25.06	274315	23,41

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Obturation

BeeFill Kartuschen, VDW

Flexibel verformbare, wärmespeichernde Silberkanülen, auch für gekrümmte Wurzelkanäle geeignet.

- Autoklavierbar
- Für 4 - 6 Wurzelkanäle



Packung 10 BeeFill Kartuschen

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
23G = Ø 0,6 mm	163371	52,50
20G = Ø 0,8 mm	163370	52,50
25G = Ø 0,45 mm	218571	52,50

Stück

Plugger 40/03 Standard	188134	97,87
Plugger 50/05 Soft	188135	97,87
Plugger 60/06 Soft	188137	97,87
BeeFill Thermo-Spitze/ Viprotester	188138	97,87

Packung

Machtou-Plugger NiTi, Größe 0	185533	30,61
Machtou Plugger rot Gr. 1 - 2	166505	28,24
Machtou Plugger grau Gr. 3 - 4	172162	28,24

Guttafusion Obturatoren, VDW

Die Obturatoren sind komplett aus Guttapercha und füllen das Wurzelkanalsystem 3-dimensional aus. Die Obturatoren werden im GUTTAFUSION®Ofen erhitzt. Ein stabiler Träger, bestehend aus nicht schmelzbarer Guttapercha, kompaktiert die äußere, warme und fließfähige Guttapercha in alle Richtungen. Somit entsteht eine homogene Füllung bis in Ramifikationen, Isthmen und zum Apex. Röntgenopak.



Packung 6 Stück

ISO 020	242837	33,04
ISO 025	242838	33,04
ISO 030	242839	33,04
ISO 035	242840	33,04
ISO 040	242841	33,04
ISO 045	242842	33,04
ISO 050	242843	33,04
ISO 055	242844	33,04

Packung 30 Stück

ISO 020	242845	148,84
ISO 025	242846	148,84
ISO 030	242847	148,84
ISO 035	242848	148,84
ISO 040	242849	148,84

Guttafusion Size Verifier, VDW

Instrumente zum Bestimmen der geeigneten Obturatorgröße nach Aufbereitung mit rotierenden NiTi-Systemen



Packung 6 Stück

ISO 020	233151	26,28
ISO 025	233153	26,28
ISO 030	233154	26,28
ISO 035	233155	26,28
ISO 040	233156	26,28
ISO 045	233157	26,28
ISO 050	233159	26,28
ISO 055	233160	26,28
ISO 025-035 Sortiment	233161	26,28

Guttafusion für Reciproc, VDW

Obturatoren komplett aus Guttapercha.

- Gute Röntgenopazität
- Farbcodierung passend zum Reciproc System
- Obturatoren in den Größen R25, R40 und R50



Packung 6 Stück

R 25	242834	33,04
R 40	242835	33,04
R 50	242836	33,04

Packung 30 Stück

R 25	242831	148,84
R 40	242832	148,84
R 50	242833	148,84

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

- Guttafusion für Reciproc blue, VDW**
 Obturatoren komplett aus Guttapercha.
- Gute Röntgenopazität
 - Farbcodierung passend zum Reciproc System
 - Obturatoren in den Größen R25, R40 und R50



Packung 6 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
R 25	254142	32,93
R 40	254143	32,93
R 50	254144	32,93

Packung 30 Stück

R 25	254145	148,35
R 40	254146	148,35
R 50	254147	148,35

- GuttaCore Pink Obturatoren, Dentsply Sirona Endodontics**
 Obturator mit Kern aus vernetzter Guttapercha für eine mühelose Stiftsetzung und leichte Revision. Hochqualitative Füllung durch die 3-dimensionale Verteilung von warmer Guttapercha und Berücksichtigung der Kanalanatomie. Kompatibel mit jedem Feilensystem, sekundenschnelles Erwärmen, Einführen und Entfernen.



Packung 5 Obturatoren + 1 Verifier

ISO 020	243851	32,18
ISO 025	243870	32,18
ISO 030	243875	32,18
ISO 035	243877	32,18
ISO 040	243879	32,18
ISO 045	250159	32,18
ISO 050	250160	32,18
ISO 055	250161	32,18
ISO 060	250162	32,18
ISO 070	250163	32,18
ISO 080	250164	32,18
ISO 090	250165	32,18

Packung 5 x 6 Obturatoren

ISO 020	243866	153,63
ISO 025	243871	153,63
ISO 030	243876	153,63
ISO 035	243878	153,63
ISO 040	243880	153,63

GuttaMaster Obturatoren, VDW

- Trägerstifte mit Guttapercha zum sicheren Füllen von geraden und gekrümmten Wurzelkanälen
- Abgestimmt auf das Mtwo® NiTi System
- Trägerstifte ummantelt mit Alpha-Guttapercha mit niedrigem Schmelzpunkt
- Gute Röntgenopazität
- Obturatoren Länge 25 mm
- ISO farbcodiert



Packung 6 Stück

ISO 020	38397	32,61
ISO 025	37669	32,61
ISO 030	37670	32,61
ISO 035	37672	32,61
ISO 040	37675	32,61
ISO 045	201058	32,61

Packung 20 Stück

ISO 020	210194	99,03
ISO 025	210195	99,03
ISO 030	210196	99,03
ISO 035	210197	99,03
ISO 040	210198	99,03
ISO 045	210199	99,03

- GuttaCore Pink for ProTaper Next, Dentsply Sirona Endodontics**
 Obturator mit einem Kern aus vernetzter Guttapercha. Die Hülle besteht aus fließfähiger, der Kern aus formstabiler Guttapercha, für eine mühelose Stiftsetzung und Revision. Warme 3D-Füllung, die Krümmungen folgt, Seitenkanäle findet und in Isthmen fließt. Sekundenschnelle Erwärmung, leichtes Einführen, leichte Entfernung.



Packung 5 Obturatoren + 1 Verifier

X2	243881	32,97
X3	243882	32,97
X4	250166	32,97
X5	250167	32,97

Packung 5 x 6 Obturatoren

X2	243883	157,41
X3	243884	157,41
X4	250168	157,41

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Obturation

One-Step Obturatoren, Loser

Obturator ohne Handgriff für die Verwendung mit Spezial-Pinzette. Noch einfacher, schneller und kostengünstiger in der Anwendung als übliche Obturatoren mit Handgriff. Beschränkung auf das Wesentliche: Obturator auf verlängertem Kunststoffträger ohne Handgriff. Vereinfachte Handhabung des Obturators und sichere Längeneinstellung mit der One-Step Pinzette. Zeitsparende, dichte Wurzelfüllungen mit thermoplastischer Alpha-Guttapercha. Gut steuerbar.



Packung ECO 20 Stück

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 020	75485	58,60
ISO 025	75730	58,60
ISO 030	75735	58,60
ISO 035	75737	58,60
ISO 040	74802	58,60
ISO 050	74844	58,60
ISO 060	74992	58,60

Thermafil, Dentsply Sirona Endodontics

Endodontische Obturatoren



Packung 6 Stück 25 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 020	75118	26,55
ISO 025	49992	26,55
ISO 030	49967	26,55
ISO 035	49978	26,55
ISO 040	83586	26,55
ISO 045	83591	26,55
ISO 050	83592	26,55
ISO 055	87768	26,55
ISO 060	86683	26,55
ISO 070	20371	26,55
ISO 080	87767	26,55
ISO 090	88328	26,55

Packung 30 Stück 25 mm

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
ISO 020	20654	125,85
ISO 025	69397	125,85
ISO 030	75841	125,85
ISO 035	75886	125,85
ISO 040	79647	125,85

Thermafil für Protaper Gold, Dentsply Sirona Endodontics

Endodontische Obturatoren.




Packung 6 Stück

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
F1	254911	26,01
F2	255028	26,01
F3	255029	26,01
F4	255030	26,01
F5	255031	26,01

Packung 30 Stück

ISO	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
F1	255032	127,33
F2	255033	127,33
F3	255034	127,33
F4	255035	127,33
F5	255036	127,33



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

**Thermafil Kit,
Dentsply Sirona Endodontics**



Posterior Kit Ref. A0167
Sortiment mit 20 Thermafil-Obturatoren, 25 mm
Größe 20-40


Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
71439	86,68

Anterior Kit Ref. A0168
Sortiment mit 20 Thermafil-Obturatoren, 25 mm
Größe 45-100

84714	86,68
-------	-------

**WaveOne Gold Thermafil Obturatoren,
Dentsply Sirona Endodontics**

Passend zu den WaveOne Gold Feilen.
Einfache Größen-Zuordnung durch Farb-
codierung analog der Feilen.



Packung 6 Stück

small	246666	31,38
primary	246667	31,38
medium	246668	31,38
large	246673	31,38

Packung 30 Stück

small	246669	154,24
primary	246670	154,24
medium	246671	154,24
large	246672	154,24

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Wurzelkanalfinder / Gleitmittel

CanalPro EDTA, Coltène

17%ige EDTA-Lösung (pH-Wert 8,5). Entfernt Smear Layer und Dentinrückstände. Öffnet Dentintubuli: verbessert die Wirkung von Desinfektionslösungen (z. B. Alkohol) und die Adhäsion von Sealern und Wurzelkanalfüllmaterialien.



Flasche 100 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

247354 19,62

Flasche 500 ml

245004 66,37

CanalPro CHX 2%, Coltène

Empfohlen als Zusatzspülung und während Revisionen. Äußerst effektiv gegenüber E. faecalis und Pilzen. 2%-ige Chlorhexidindigluconatlösung



Flasche 100 ml

247356 18,02

Flasche 500 ml

244999 50,76

Calcinase EDTA-Lösung, Lege Artis

20%ige Lösung zur Entfernung der Smear-Layer und zur Auffindung und Erweiterung von Wurzelkanälen. Mit integriertem ESD-Entnahmesystem / direkt aus der Flasche in die Spritze (Luer-oder Luer-Lock-Ansatz).



Packung

50 ml

74011 36,09

200 ml

17751 79,25

500 ml

185279 111,63

Calcinase-Slide, Lege Artis

EDTA-Gel zur Aufbereitung des Wurzelkanals, zur Entfernung von smear-layer und als Gleitmittel für Wurzelkanal-Instrumente.



Packung 9 ml

26139 30,98

Canal+, Septodont

EDTA enthaltendes Gleitmittel-Gel. Die Instrumente gleiten besser in die Tiefe des Wurzelkanals



Spritze 5 g

78626 36,00

ISO-Farben 006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Wurzelkanalfinder / Gleitmittel

EDTA-Gel, Speiko

Durch die Anwendung erfolgt eine chemische Unterstützung bei der Erweiterung von Wurzelkanälen, eine leichtere Auffindung der Kanaleingänge und eine Verringerung der Bruchgefahr von Nickel-Titan Instrumenten bei der maschinellen Aufbereitung



Spritze 3 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
31993	12,70

EDTA-Lösung, Speiko

Natriumedetat ist ein Chelatbildner, welcher mit den Calciumionen des Dentins einen relativ stabilen Chelatkomplex bildet.

- Chemische Erweiterung des Wurzelkanals
- Auffindung von Kanaleingängen
- Entmineralisierung und Erweichung der Zahnhartsubstanz, damit Entfernung an der Kanalwand vorhandener Schmierschicht (smear layer)
- Die Dentintubuli werden eröffnet und gegebenenfalls erweitert



Flasche 30 ml

161582	19,25
--------	-------

Flasche 100 ml

161585	37,65
--------	-------

Flasche 250 ml

Zusammensetzung: Enthält 17 % Natriumedetat (Di-Natriumsalz der Edetinsäure)

10391	74,80
-------	-------

Filecare EDTA Gleitmittel, VDW

Ein feilenschonendes Mittel für die effektive Reinigung und leichtere Ausformung des Wurzelkanals während der Aufbereitung.

Die Wirkstoffe von FileCare EDTA:

- 15 % EDTA
- 10 % Ureaperoxid in Gelform



Packung

2 x 3 ml

15026	29,90
-------	-------

5 x 3 ml

15214	59,92
-------	-------

File-Eze, Ultradent Products

File-Eze: Visköses, 19 % EDTA-Gel zur chemischen Kanalaufbereitung und als Gleitmittel für Endoinstrumente.

File-Eze IndiSpense: Wirtschaftliche und praxisgerechte Nachfüll-System. 1,2 ml Leerspritzen können aus der großen 30 ml Nachfüllpackung schnell und sauber befüllt werden



Kit

4 x 1,2 ml und 20 NaviTips 30G, sortiert

28459	69,10
-------	-------

Packung

4 x 1,2 ml

28460	41,10
-------	-------

Packung

30 ml IndiSpense

28462	98,00
-------	-------

Glyde File Prep Single Dose, Dentsply Sirona Endodontics

Glyde File Prep jetzt auch in Einwegdosen zu je 0,5ml lieferbar, verhindert Kreuzkontamination



Packung

35 x 0,5 ml

18225	54,57
-------	-------

Wurzelkanalfinder / Gleitmittel

Glyde File Prep, Dentsply Sirona Endodontics
 Der Wurzelkanal Conditioner erleichtert eine effiziente Kanalaufbereitung und -reinigung, indem er den Instrumenten als Gleitmittel dient. Bei Kontakt mit Natrium-Hydrochlorit beginnt das Gel Glyde File Prep zu schäumen, Dentinreste und abgestorbenes Gewebe beginnen sich zu lösen und werden nach oben (koronal) befördert. Dazu kommt, dass die im Gel vorhandene Ethylendiamintetraessigsäure Bakterien beseitigt, Dentintubulis und laterale Kanäle säubert und damit ideale Voraussetzungen für die nachfolgende Füllung schafft.



Intropackung
2 x 3 ml Spritze, 25 Applikationsnadeln

Kit
3 Spritzen je 3 ml

Packung
50 Applikationsnadeln

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
21754	52,26
21753	47,55
21755	57,90

Histolith NaOCl 1 %,, Lege Artis
 Natriumhypochlorit 1% zur Spülung von Wurzelkanälen und zur Gewebeauflösung. Mit integriertem ESD-Entnahmesystem / direkt aus der Flasche in die Spritze (Luer- oder Luer-Lock-Ansatz).



Packung 200 ml 272827 **23,71**

Packung 500 ml 272816 **31,86**

Histolith NaOCl 3 %,, Lege Artis
 Natriumhypochlorit 3% zur Spülung von Wurzelkanälen und zur Gewebeauflösung. Mit integriertem ESD-Entnahmesystem / direkt aus der Flasche in die Spritze (Luer- oder Luer-Lock-Ansatz).



Packung 200 ml 245623 **28,34**

Packung 500 ml 245624 **39,00**

Histolith NaOCl 5 %,, Lege Artis
 Natriumhypochlorit 5%
 Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Packung 50 ml 65639 **18,71**

Packung 200 ml 13441 **34,58**

Packung 500 ml 67645 **50,37**



Arzneimittel können nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden (Arzneimittelgesetz).

Wurzelkanalfinder / Gleitmittel

Hypochlorit 3%, Speiko

- Zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen
- Es kann abwechselnd mit SPEIKO EDTA-Lösung gespült werden
- Erwärmung und Ultraschallaktivierung erhöhen die Wirkung
- Die Entnahme von Hypochlorit- SPEIKO 1% und 3% kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy-Quick-



Flasche 30 ml

Flasche 100 ml

Flasche 250 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

244606 6,95

244607 12,50

244608 25,70



Hypochlorit 1%, Speiko

- Zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen
- Es kann abwechselnd mit SPEIKO EDTA-Lösung gespült werden
- Erwärmung und Ultraschallaktivierung erhöhen die Wirkung
- Die Entnahme von Hypochlorit- SPEIKO 1% und 3% kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy-Quick-



Flasche 30 ml

Flasche 100 ml

Flasche 250 ml

274799 6,95

274800 12,50

274801 25,70



Hypochlorit 5,25%, Speiko

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 30 ml

Flasche 100 ml

75708 13,90

75710 24,99



R4, Septodont

Lösung auf Chlorhexidindigluconatbasis zur Reinigung der Wurzelkanäle. Wegen der Wirkung auf die Anaerobierstämme der Wurzelflora und auf Endo-Paro-Läsionen zur Reinigung der Wurzelkanäle geeignet.



Flasche 13 ml

17617 46,00

Endo Zubehör

Schaumstoffeinsätze, ORBIS Dental
Diese Einsätze aus feinporigem Schaumstoff passen perfekt zu den am meisten verbreiteten Zwischenablagen für Wurzelkanalinstrumente, wie Clean Stand, Interim Stand, Twin Bloc, ...

TOP



Packung 25 Stück
Höhe 1 cm / Ø 5 cm, z.B. für Clean Stand

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

190500 6,90

Packung 50 Stück
Höhe 0,5 cm / Ø 5 cm, z.B. für Interim Stand

190501 6,90

Packung 25 Stück
Höhe 1 cm / Ø 6,5 cm, z.B. für Twin Bloc

190504 6,90

Endo-Box black, ORBIS Dental
Zur einfachen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten.
Farbe: schwarz

• Mit Orbis Schaumstoffeinsätzen REF 190501 kompatibel

TOP



Stück 266930 12,95

Clean Stand, Dentsply Sirona Endodontics
Zur Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten.

Stück 66702 20,43
Clean Stand



Packung 25 Stück 75385 15,82
Schaumstoff-Einsätze

Capillary Tips, Ultradent Products
Feinste, schlanke Kunststoff-Kanülen. Hervorragend zur Spülung von Wurzelkanälen, Zahnfleischtaschen, Fisteln. Auch zum Applizieren von Zementen, oder auf dem Luer-Saugadapter zum Trockensaugen von Kanälen.
Die blaue Kapillar-Kanüle ist auch als Platzhalter beim Aufbau tief zerstörter Zähne gut geeignet man platziert die abgeschnittenen Spitzen in den Kanaleingängen und hält so die Zugänge offen.



Packung 20 Stück 28454 15,10
violett, Ø an der Spitze ca. 0,35 mm

Packung 50 Stück 81030 32,10
violett, Ø an der Spitze ca. 0,35 mm

Packung 20 Stück 28455 15,10
blau, Ø an der Spitze ca. 0,5 mm

Packung 50 Stück 156600 32,10
blau, Ø an der Spitze ca. 0,5 mm

CHX-Endo 2 %, Lege Artis
2%ige Chlorhexidin-Lösung gegen Endobakterien. Zur Säuberung und Keimzahlverminderung von verunreinigten Wurzelkanalinstrumenten während der endodontischen Behandlung. **Mit ESD-Entnahmesystem**



Flasche
50 ml 32854 16,38
200 ml 32855 40,75
500 ml 221747 65,78

6

Instrumentarium / rotierend

Roeko Endo Messgeräte, Coltène

Kompakte, handliche Präzisionsgeräte zur schnellen, exakten Einstellung der Arbeitslänge von Wurzelkanalinstrumenten, Papier-, Guttpercha- und Calciumhydroxid-Spitzen.

Sterilisierbar im Autoclav und Chemiklav.



Stück
Typ CS, Ø 48 mm für 12 Instrumente, mit Ablageschwämmchen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

52336 99,90

Packung 40 Stück
Ablageschwämmchen

52337 17,83

Packung mit 50 Stück
Röntgensichtbare Silikonstopper,

80541 9,51

Endo-M-Block, Dentsply Sirona Endodontics

Praktischer Messblock zur Längenbestimmung von Wurzelkanalinstrumenten.



Stück

74509 154,20

Endo Activator, Dentsply Sirona Endodontics

Mit dem EndoActivator werden endodontische Spülflüssigkeiten sicher und wirkungsvoll hydrodynamisch aktiviert, welches einen langfristigen Erfolg bei endodontischen Behandlungen erhöht. Die hydrodynamische Strömung sorgt für eine bessere Entfernung von Debris, Schmier-schicht und des Biofilms. Die Aufsätze aus Kunststoff (Activator Tips) sind unbeschichtet und nicht schneidend. Für einen flexiblen Einsatz sorgen die 3 verschiedenen Größen, die jeweils mit einer Tiefenmarkierung bei 18, 19 und 20 mm versehen sind. Für noch mehr Flexibilität sorgt der Batteriebetrieb. Der Schallmotor ist in drei Frequenzen einstellbar.



Set
1 EndoActivator Handstück / Driver (inkl. Batterie), Activator Tips: je 25 x klein (15/.02), mittel (25/.04) und groß (35/.04), 100 Schutzhüllen, 1 Gebrauchsanleitung, 1 DVD mit Anleitung, 1 Sequenzkarte

212838 444,22

Packung 6 Stück
Tips klein (15/02) 22 mm
Tips mittel (25/04) 22 mm
Tips groß (35/04) 22 mm

212840 53,26

212841 53,26

212842 53,26

Packung
100 Stück Schutzhüllen

212843 21,21

Interim-Stand, VDW

Zur schnellen Zwischenablage und für die Reinigung von Wurzelkanal-Instrumenten.



Stück
Interim-Stand mit Schaumstoff

81870 16,34

Packung
55 Stück Schaumstoffscheiben

81866 11,73

Messlehre, Dentsply Sirona Endodontics

Für Silber- und Guttapercha-Spitzen



Stück

83188 33,97

Endo Zubehör

6

Instrumentarium / rotierend

Messsystem Minifix, VDW

Zur Längeneinstellung von Endo-Instrumenten, Papierspitzen und Guttapercha. Passend für alle VDW-Endo-Boxen.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
66218	16,34

NaviTip FX, Ultradent Products

- Nur 0,3 mm plus Beflockung. Damit passen sie sowohl in Wurzelkanäle als auch in engste Stiftlöcher.
- Sie bestreichen die Kanalwände dank der umfassenden, exakten Beflockung gleichmäßig mit Primer.
- Sie sind auch für andere Aufgaben einsetzbar, vor allem zur Reinigung von Wurzelkanälen unter Zuhilfenahme verschiedener Flüssigkeiten und Gele (z. B. EDTA, Citric Acid).



Packung 20 Stück

G30 0,30 x 17 mm weiß	46147	44,20
G30 0,30 x 25 mm blau	46187	44,20

NaviTip Sideport 31 ga, Ultradent Products

Zwei seitliche Öffnungen zur sicheren Applikation von Spülflüssigkeiten minimieren die Gefahr des Durchpressens von Flüssigkeiten über den Apex hinaus. Die dünnste NaviTip-Kanüle gelangt in die engsten Kanäle. Für Luer-Spritzen.



Packung 20 Stück

G31 0,28 x 21 mm gelb	33455	44,20
G31 0,28 x 27 mm grün	33795	44,20

Packung 50 Stück

G31 0,28 x 21 mm gelb	202806	92,60
G31 0,28 x 27 mm grün	33381	92,60

Sicherheitskettchen

Stück

Für Schaft: Handgriff dünn

140550 16,90

Stück

Für Schaft: Handgriff kurz

140551 16,90



Silicone - Stops, Dentsply Sirona Endodontics

Stopper ohne vorgestanztes Loch, um eine Einstellung der Stopper ohne verrutschen zu gewährleisten



Spenderbox 200 Stops

Farbe: gelb

74508 25,51

Unser VDW.FLO™ Endo Organizer

- ✓ Übersichtlich
- ✓ Individualisierbar
- ✓ Praktisch



Idealer Überblick

Der VDW.FLO™ Endo Organizer bringt Ordnung und System in Ihre Materialien. Organisieren Sie lose Instrumente, Spül-, Obturations- und postendodontische Materialien und behalten Sie den Überblick über Ihren Bestand.

Individualisierbar

Die Einteilung legen Sie mit beiliegendem Beschriftungsset individuell fest oder nutzen die vorgedruckten Aufkleber, um den VDW.FLO™ Endo Organizer speziell auf Ihren Arbeitsablauf anzupassen.

Praktischer Helfer

Nutzen Sie den VDW.FLO™ Endo Organizer als Tray, um alles Benötigte griffbereit zu haben.

Endo Zubehör

Silikon Stopper, VDW

Zur sicheren Kontrolle der Aufbereitungslänge Endo-Instrumente werden von VDW mit

vormontierten Stoppfern geliefert. Bei wiederholtem Gebrauch der Instrumente sollten neue Stopper aufgezogen werden. Nur neue Stopper garantieren einen festen Sitz.

- Im Spender
- Mit Kerbe zur Orientierung bei vorgegebenen Instrumenten.
- Röntgensichtbar



Packung 100 Stück

19 mm blau

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

78246 8,22

Packung 200 Stück

21 mm weiß

25 mm gelb

28 mm rot

31 mm schwarz

14338 24,94

66284 24,94

66285 24,94

66286 24,94

Speikosept CHX 2 %, Speiko

Zum Desinfektion von Wurzelkanalinstrumenten



Flasche 30 ml

18786 11,30

Flasche 100 ml

160020 22,35

Twin-Bloc, Dentsply Sirona Endodontics

2 in 1 (Clean-Stand + Messblock)



Packung 25 Stück

Schaumstoffeinsätze

69222 15,82

6

Instrumentarium / rotierend

Schaftarten und Gesamtlängen

REF	Ø Schaft	Bezeichnung	REF	Ø Schaft	Bezeichnung	REF	Ø Schaft	Bezeichnung
104	2,35 mm	Handstück H	204	2,35 mm	Winkelstück W	314	1,60 mm	FG

Die Gesamtlängen der Instrumente können je nach Konstruktionstyp kürzer oder länger ausfallen.

Hartmetallinstrumente

MEISINGER Hartmetallinstrumente überzeugen durch ihre besonders stabile und funktionsgerechte Konstruktion, ihre präzise, schnittfreundige Verzahnung, herausragende Leistungen bei langer Lebensdauer und die optimale Rundlaufgenauigkeit. Sie werden aus hochverdichtetem Feinkorn-Hartmetall gefertigt und zeichnen sich durch ihre anwendungsgerechte Dimensionierung aus.

		KUNSTSTOFF	GIPS	KERAMIK	EDELMETALL- LEGIERUNGEN	NEM- LEGIERUNGEN	MODELGUSS- LEGIERUNGEN	LÖFFEL- MATERIALIEN	WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALEN	TITAN UND TITANLEGIERUNGEN
	Standardverzahnt	S	✓	✓	✓	✓	✓			
	Standardverzahnt, grob	G	✓	✓						
	Kreuzverzahnt, extra fein	EX		✓	✓		✓			
	Kreuzverzahnt, fein	FX	✓		✓	✓	✓			
	"MINIS" wie FX, kreuzverzahnt, fein	MF	✓		✓	✓	✓			
	"MINIS" wie GX, kreuzverzahnt, standard	MG	✓			✓				
	Kreuzverzahnt, standard	GX	✓			✓				
	Kreuzverzahnt, grob	HX	✓	✓				✓		
	Spezialverzahnung, grob	MX				✓	✓			
	Kreuzverzahnt, super grob	SX		✓						
	Querhiebverzahnt, fein	FQ	✓		✓	✓	✓			
	Querhiebverzahnt, standard	Q	✓							
	Sonderkreuzverzahnt, standard	GM	✓	✓			✓			
	Facettenverzahnung mit Querhieb, fein	FF	✓	✓				✓	✓	
	Facettenverzahnung mit Querhieb, grob	GF	✓	✓				✓	✓	
	Spezialverzahnung, super grob	ST								✓
	Spezialverzahnung, grob	HT								✓
	Kreuzverzahnt, standard	GT								✓
	Spezialverzahnung, fein	FT								✓
	Spezialverzahnung, extra fein	ET								✓
	Feinschliff, fein	FS	✓	✓				✓	✓	
	Doppel-Rechts Verzahnung, fein	DF	✓	✓				✓	✓	
	Doppelverzahnt	DG	✓	✓				✓	✓	
	Splitterverzahnung	Z4/Z5							✓	



Chirurgische Instrumente




MEISINGER bietet für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie eines der umfangreichsten Programme im Bereich der Allportbohrer, Lindemannfräser und Trepane an. Die optimierten Spezialkonstruktionen der Instrumente garantieren einen sicheren Einsatz und die schnelle Erreichung der gewünschten Arbeitsergebnisse.

Black Cobra Line

Die MEISINGER Black Cobra Line besteht aus ausgewählten Instrumenten, die bei ihrem Einsatz in modernen Labors und Praxen täglich hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Die hervorragenden Leistungseigenschaften der COBRA Diamanten und Hartmetallfräser und -bohrer werden durch die besondere CARBOCER® (diamond-like carbon)-Beschichtung noch optimiert.







Keramische Schleifer

MEISINGER Keramische Schleifer zeichnen sich besonders durch gleichmäßige Härte und Körnung sowie durch den hochfesten, rostfreien und maßgenauen Schaft aus. Diese Eigenschaften garantieren einen präzisen und zentrischen Lauf. Alle aufgeführten Schleifinstrumente sind Handstücke (Schaft 104).

Farbkodierung	REF*	Körnung	Material	Anwendungsbereich
	grün 655	fein	Siliziumkarbit	Beschleifen von Zahnschmelz, Porzellan und Edelmetallen
	grün 655	mittel	Siliziumkarbit	Bearbeiten von Zahnschmelz, Keramik, und Edelmetallen
	weiß 653	extra fein	“Arkansas”	Feinstschleifen von Füllungsmaterialien insbesondere auch aller Kunststofffüllungen

Diamantinstrumente

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus dem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert. Alle aufgeführten Diamantinstrumente sind Handstücke (Schaft 314).

Farbkodierung	REF*	Körnung	Korngröße	Anwendungsbereich	Farbkodierung	REF*	Körnung	Korngröße	Anwendungsbereich
	schwarzer Ring 544	super grob = H**	151–213 µm	Grobes Vorschleifen		roter Ring 514	fein = F**	27–76 µm	Glätten
	grüner Ring 534	grob = G**	107–181 µm	Vorschleifen		gelber Ring 504	extra fein = C**	10–36 µm	Vorfinieren von Kompositen
	blauer Ring 524	mittel	64–126 µm	Universelles Schleifen		weißer Ring 494	ultra fein = U**	4–14 µm	Endfinieren von Kompositen und optimales Glätten

* Ausführung REF-No. **500 204 001 003 012**
(10.-12. Stelle der REF-No. z.B. Diamantkörnung mittel, Verzahnung grob, etc.)
** Bestandteil der Figurnummer (Fig.) zur Identifikation der Ausführung/Körnung

Sortimente

MEISINGER Sets und Sortimente wurden von Praktikern und führenden Wissenschaftlern für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Praxis und Labor konzipiert und erprobt. Die teilweise aufwändige Zusammenstellung von Instrumentensets entfällt für den Anwender damit völlig. Die meisten Sortimente werden im anwenderfreundlichen und sterilisierbaren Bohrerständer geliefert.

801

Fig.	REF-No.	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029
801H	001 544						12952	25420	21325	12953	21326	12954	12955
801G	001 534			21323	39080	52429	39079	52434	46696	69979	70025	21324	22089
801	001 524	21249	21250	46695	33978	37053	37054	37055	37348	52214	45248	52297	11731
801F	001 514				21318	21319	21320	21321	33910	12957	37839	21322	22681
801C	001 504					21200	21201	21202	46697	21203	46852	21204	11734
Preisgruppe		I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	III

Alle Diamantartikel sind FG-Instrumente (Schaft 314).

Preisgruppe	Inhalt/Packung	Preis/Packung
I	5 Stück	15,70 EUR
II	5 Stück	30,40 EUR
III	5 Stück	44,50 EUR
IV	2 Stück	24,10 EUR
V	2 Stück	30,40 EUR

802

Fig.	REF-No.	009	010	012	014	016	018
802G	002 534		21327	42158	64202	21328	
802	002 524	22631	37056	52561	37058	37059	21251
Preisgruppe		I	I	I	I	I	I

806

Fig.	REF-No.	010	012	014	016	018
806G	019 534		70039	53171	39078	
806	019 524	21254	72637	78304	41838	71067
Preisgruppe		I	I	I	I	I

805

Fig.	REF-No.	009	010	012	014	016	018	021	025
805H	012 544					21333			
805G	012 534			89571	21330	21331	21332		
805	012 524	73120	37484	34438	34439	53170	21252	21253	74715
805F	012 514				37012				
Preisgruppe		I	I	I	I	I	I	II	II

807

Fig.	REF-No.	012	014	016	018
807G	225 534		21335	21336	58027
807	225 524	32155	53173	57931	
Preisgruppe		I	I	I	I

808

Fig.	REF-No.	009	010	012	014	016
808H	233 544				12962	
808G	233 534		38010	35202	53385	53615
808	233 524	37840	37333	37334	89744	53174
Preisgruppe		I	I	I	I	I

808L

Fig.	REF-No.	010	012	014	016	018
808LH	233 544			12963	12964	
808LG	233 534		36924	36906	36908	54134
808L	233 524	54009	33979	32154	34220	36355
808LF	233 514		21177	21178		
Preisgruppe		I	I	I	I	I

809

Fig.	REF-No.	008	009
809	232 524	34452	34489
Preisgruppe		I	I

824

Fig.	REF-No.	047
824	055 524	11752
Preisgruppe		IV

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

Hager + Meisinger



MEISINGER Diamantinstrumente

808R

Fig.	REF-No.	012	014	016	018
808RH	238 544		12965	12975	
808RG	238 534	89400	89407	28655	25141
808R	238 524	21339	21340	21341	21342
808RF	238 514	21179	52296	21180	21181
Preisgruppe		II	II	II	II

820

Fig.	REF-No.	016
820	465 524	21258
820F	465 514	21343
820C	465 504	21213
820U	465 494	21214
Preisgruppe		II

829

Fig.	REF-No.	027
829	463 524	11754
829F	463 514	39596
Preisgruppe		III

830

Fig.	REF-No.	016	018	021	023
830H	257 544				21346
830G	257 534	21345	12977		79348
830	257 524	54275	37485	21259	79338
830F	257 514	21344	12978	54352	79347
830C	257 504	32500	12979	75817	79343
Preisgruppe		I	I	II	II

831

Fig.	REF-No.	016	018
831H	254 544	21348	21349
831G	254 534	58590	21347
831	254 524	21260	33841
831F	254 514	35794	22993
831C	254 504	31656	21216
Preisgruppe		I	I

833

Fig.	REF-No.	014	016	018	023
833H	277 544			83989	21353
833G	277 534	12855	21350	21351	21352
833	277 524	42112	54557	46912	79366
833F	277 514	54560	36687	193057	79371
833C	277 504	54640	54676	54677	49830
833U	277 494				21220
Preisgruppe		I	I	I	II

834

Fig.	REF-No.	016	018	021
834	552 524	21936	11758	12858
Preisgruppe		III	III	III

835

Fig.	REF-No.	008	009	010	012	014	016	018
835H	108 544			21356	21357			
835G	108 534		43181	47310	47499	36986		
835	108 524	71036	38371	37083	60550	31596	54678	151793
835F	108 514	12860		37014				
Preisgruppe		I	I	I	I	I	I	I

837

Fig.	REF-No.	012	014	016	018	025
837H	110 544	21358	21359	12913		
837G	110 534	42173	55173	12914	55267	
837	110 524	44304	31600	54679	55042	11759
837F	110 514	42174	12915	12916		
Preisgruppe		II	II	II	II	III

836

Fig.	REF-No.	012	014
836G	109 534		31599
836	109 524	31597	34725
Preisgruppe		I	I

837L

Fig.	REF-No.	010	012	014	016
837LH	111 544		12917	22399	12918
837LG	111 534		35221	37060	38013
837L	111 524	76255	35824	36801	71516
837LF	111 514		55268	39279	12919
Preisgruppe		II	II	II	II

838

Fig.	REF-No.	008	009	010	012	014
838G	138 534				21360	21361
838	138 524	35792	35793	35791	67081	67082
838F	138 514			12920	42597	
Preisgruppe		I	I	I	I	II

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

6

Instrumentarium / rotierend

838L




Fig.	REF-No.	010	012	014	016
838LG	140 534		32152	21182	
838L	140 524	21362	42579	21363	53063
838LF	140 514		32151		
Preisgruppe		II	II	II	II

840




Fig.	REF-No.	008	010	012	014	016
840H	156 544		12921	12922	12923	
840G	156 534	22043	83992	21365	21366	84010
840	156 524	36353	37379	89510	47500	
840F	156 514	36724	47523	47529	44122	
Preisgruppe		I	I	I	I	I

841




Fig.	REF-No.	008	010	012	014	016
841H	157 544			12925	12926	
841G	157 534			21369	21370	
841	157 524	79376	12924	34667	89417	21264
841F	157 514	79377	12927	71105	21367	
Preisgruppe		II	II	II	II	II

842




Fig.	REF-No.	012	014	016	018
842H	158 544	21375	21376	12930	12933
842G	158 534	21372	21373	21374	12934
842	158 524	37843	21265	34669	
842F	158 514	83341	21371	12931	
Preisgruppe		II	II	II	II

848R




Fig.	REF-No.	016
848R	553 524	21395
848RF	553 514	21187
Preisgruppe		II

845




Fig.	REF-No.	009	010	012	014	016
845G	168 534				21379	
845	168 524	21267	36356	21268	64092	21269
Preisgruppe		I	I	I	I	I

845R




Fig.	REF-No.	016	018	021	025
845R	544 524	24671	24947	23439	23437
845RF	544 514	21183	23960		84014
Preisgruppe		I	I	II	II

846R




Fig.	REF-No.	016	018
846RH	545 544	21185	
846RG	545 534	21184	12815
846R	545 524	21381	21382
846RF	545 514	84037	84080
Preisgruppe		II	II

846




Fig.	REF-No.	012	014	016	018	025
846H	171 544					11780
846G	171 534	37701		38012		11779
846	171 524	47530	37700	47550	64031	11763
846F	171 514			21380		11764
Preisgruppe		II	II	II	II	III

847




Fig.	REF-No.	012	014	016	018
847H	172 544		21387	21388	21389
847G	172 534	48344	21385	21386	38002
847	172 524	42344	44321	21270	21271
847F	172 514	48345	21383	21384	
Preisgruppe		II	II	II	II

847R




Fig.	REF-No.	016	018	023
847RH	546 544	21390	21391	26252
847RG	546 534	12817	84144	12818
847	546 524	21186	24026	12819
847RF	546 514	84183	12820	11787
Preisgruppe		II	II	III

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

Hager + Meisinger



MEISINGER Diamantinstrumente

848






Fig.	REF-No.	014	016	018	021	023
848H	173 544	12822	29538	21394		
848G	173 534	12823	38009	38001	11790	11791
848	173 524	36359	25047	21272	12821	11788
848F	173 514		21392	21393		
848C	173 504		21225			
Preisgruppe		II	II	II	III	III

849






Fig.	REF-No.	010	012	014	016	018	025
849H	197 544			12824	21402	21403	
849G	197 534	12842	21398	12843	21399	21400	22394
849	197 524	21273	21274	21275	21276	21277	11793
849F	197 514		69750	84338	21397	20347	11794
Preisgruppe		II	II	II	II	II	III

850






Fig.	REF-No.	012	014	016	018	021
850H	198 544	21407	21408	21409	21410	11798
850G	198 534	48494	48569	38008	21406	11797
850	198 524	52213	48418	48483	33539	23241
850F	198 514	36673	12864	21404	21405	
850C	198 504	37572				
Preisgruppe		II	II	II	II	III

852






Fig.	REF-No.	010	012	014	016	018	023
852H	199 544		12862	21416	21417	21418	
852G	199 534		21415	38000	67079	83306	12863
852	199 524	21279	21280	72638	36331	33757	23558
852F	199 514		72005	39405	84551	21414	
852C	199 504				31748	21226	
Preisgruppe		II	II	II	II	II	III

851L






Fig.	REF-No.	012	016	018
851L	219 524	21411	21412	21413
851LF	219 514	21188		
Preisgruppe		II	II	II

855






Fig.	REF-No.	016
855G	196 534	38011
Preisgruppe		I

857






Fig.	REF-No.	014
857G	220 534	21420
857	220 524	44324
857F	220 514	21419
Preisgruppe		II

860






Fig.	REF-No.	009	010
860	246 524		21286
860C	246 504	39595	
Preisgruppe		I	I

855L






Fig.	REF-No.	007	009
855LF	195 514	21189	21190
855LC	195 504		84557
855LU	195 494		24665
Preisgruppe		I	I

858






Fig.	REF-No.	010	014	016
858H	165 544		21424	
858G	165 534		21423	84558
858	165 524	21283	38020	21284
858F	165 514	21421	21422	
858C	165 504	21227	39982	
Preisgruppe		II	II	II

859






Fig.	REF-No.	010	012	014	016	018
859H	166 544					24885
859G	166 534			12847	87589	64201
859	166 524	51432	12844	12845	12846	21285
859F	166 514	12848	12849	21425	12850	43122
859C	166 504		12851	37845	12852	21229
859U	166 494			23729		
Preisgruppe		II	II	II	II	II

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

859L






Fig.	REF-No.	010	012	014	016
859L	167 524	64870	12800	12801	21426
859LF	167 514	38052	12802	12803	
859LC	167 504	23118		84559	
Preisgruppe		II	II	II	II

861






Fig.	REF-No.	010	012	014
861G	247 534	21428	84562	42529
861	247 524	39278	21287	21288
861F	247 514	12808	39594	21427
861C	247 504		21230	
Preisgruppe		II	II	II

862






Fig.	REF-No.	010	012	014	016
862H	249 544		22992	84564	84570
862G	249 534	20304	89736	32003	43161
862	249 524	21290	21291	21292	33413
862F	249 514	20305	48952	21429	48955
862C	249 504	21232	36907	40841	49006
862U	249 494		32425		
Preisgruppe		II	II	II	II

863






Fig.	REF-No.	012	016	018
863H	250 544	84586	84588	12810
863G	250 534	89656	36126	21122
863	250 524	40756	67080	53064
863F	250 514	88508	42526	12811
863C	250 504	34670	38818	
Preisgruppe		II	II	II

868






Fig.	REF-No.	010	012	014	016
868H	289 544		21126	21127	21128
868G	289 534	22203	42290	33844	33912
868	289 524	36004	39983	49026	21295
868F	289 514	36003	51913	36002	49784
868C	289 504		21233	21234	
Preisgruppe		II	II	II	II

869






Fig.	REF-No.	010	012	014	016
869H	290 544			89410	
869G	290 534		21131	32543	38015
869	290 524	21296	36255	35823	
869F	290 514	21129	36001	32544	21130
869C	290 504		31602	21235	
Preisgruppe		II	II	II	II

866






Fig.	REF-No.	009	010
866	287 524	21293	21294
Preisgruppe		I	I

867






Fig.	REF-No.	009	010	012
867G	288 534		42270	42281
867	288 524	84747	36006	42283
867F	288 514	27031	36005	37846
Preisgruppe		II	II	II

870






Fig.	REF-No.	016	018
870	032 524	85190	25197
Preisgruppe		I	I

877






Fig.	REF-No.	012	014	016
877G	297 534	22991	26967	21137
877	297 524	84602	84775	37331
Preisgruppe		II	II	II

878






Fig.	REF-No.	012	014	016	018	021	023
878H	298 544	12812	84788	84798	84799	22395	12813
878G	298 534	21143	21144	20362	21145	11812	159572
878	298 524	21300	21301	21302	21303	11809	
878F	298 514	21140	21141	21142	25019	11811	
Preisgruppe		II	II	II	II	III	III

880






Fig.	REF-No.	012	014
880G	139 534	24013	21154
880	139 524	21305	21306
Preisgruppe		II	II

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de



879

Fig.	REF-No.	012	014	016	018	021	023
879H	299 544			21152	21153	84884	
879G	299 534	21149	37703	21150	21151	11817	84986
879	299 524	40899	37486	37332	21304		
879F	299 514	21146	27944	21147			
Preisgruppe		II	II	II	II	III	III

881

Fig.	REF-No.	010	012	014	016
881H	141 544		21163	21164	
881G	141 534		31603	29750	84987
881	141 524	76205	73071	73072	21307
881F	141 514	21160	49127	21161	21162
881C	141 504		21237	20454	
Preisgruppe		II	II	II	II

884

Fig.	REF-No.	012
884G	129 534	22042
884	129 524	21309
884F	129 514	21167
Preisgruppe		II

Diamant für Zirkonoxid

885

Fig.	REF-No.	012	014
885H	130 544	21169	21170
885G	130 534	49296	26211
885	130 524	35822	21310
885F	130 514	49300	21168
Preisgruppe		II	II

886

Fig.	REF-No.	012	014	016
886H	131 544		27033	25609
886G	131 534	21171	38014	49322
886	131 524	32712	32713	42316
886F	131 514	13231	49323	49348
Preisgruppe		II	II	II

889L

Fig.	REF-No.	009	010
889LG	540 534	21194	21195
889L	540 524	21172	21173
889LF	540 514	83118	50182
889LC	540 504	24014	
Preisgruppe		I	I

Z838L

Fig.	REF-No.	014
Z838L	140 526	218600
Pack 5 St. EUR		29,50

6

Instrumentarium / rotierend

893

Fig.	REF-No.	023
893	000 524	11821
Preisgruppe		III

894

Fig.	REF-No.	025
894	263 524	11823
Preisgruppe		III

389

Fig.	REF-No.	012	014
389	494 020	11839	11840
Preisgruppe		V	V

Hartmetall
Diamant

Mit Führungsspitze, zum kontrollierten Materialabtrag

508
konisch

Fig.	REF-No.	016	020
508G	508 534	194009	193995
508F	508 514	193986	193996
Pack 5 St. EUR		58,53	58,53

509
zylindrisch

Fig.	REF-No.	014	016
509G	189 534	25346	14744
509F	189 514	35165	16275
Pack 5 St. EUR		58,53	58,53

895

Fig.	REF-No.	016
895	274 524	27754
895F	274 514	25339
895C	274 504	24015
Preisgruppe		I

896

Fig.	REF-No.	025
896F	244 514	11826
896C	244 504	144935
Preisgruppe		III

898

Fig.	REF-No.	012	014
898	164 524	21315	
898F	164 514	21175	81029
898C	164 504		85474
898U	164 494		21244
Preisgruppe		II	II

909

Fig.	REF-No.	031	035	040
909H	068 544			11838
909G	068 534	11835	11836	28117
909	068 524	26495	11832	11833
909F	068 514			11834
Preisgruppe		III	III	III

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
















MEISINGER Black Cobra Line















Die MEISINGER Black Cobra Line besteht aus ausgewählten Instrumenten, die bei ihrem Einsatz in modernen Labors und Praxen täglich hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind.















Die hervorragenden Leistungseigenschaften der COBRA Diamanten werden durch die besondere CARBOCER® (diamond-like carbon)-Beschichtung noch optimiert. Durch ein spezielles Verfahren wird den Cobra Diamanten eine diamantähnliche Kohlenstoffschicht appliziert, die ihnen

extreme Härte, geringen Verschleiß, niedrigste Reibwerte sowie Korrosionsfestigkeit bei gleichbleibenden Oberflächeneigenschaften verleiht.

Diese Beschichtung verleiht ihnen die charakteristische schwarze Farbe, die zusätzlich ein besonders blendfreies Arbeiten ermöglicht. Weiterhin sind sie wie bisher beständig gegen Säuren, Laugen und Organika und besitzen eine thermische Stabilität bis zu +450°C.

													
Fig.	B811	B830	B830	B833	B837	B837L	B837R	B837R	B847	B847	B847R	B850	B850
Größe	033	018	023	023	014	012	014	018	016	018	018	014	016
Art.-Nr.	202535	202536	202537	202538	18559	202539	202540	202541	202542	202543	202544	202545	202546
€/Pack à 5 Stck.	60,17	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90

													
Fig.	B850	B850	B850	B852	B852	B855	B855	B855	B855	B862	B862	B863	B868
Größe	018	021	025	016	018	016	018	021	023	012	014	014	012
Art.-Nr.	202547	202548	202549	202550	19172	202551	202552	202553	202554	202555	202556	202557	202558
€/Pack à 5 Stck.	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90

													
Fig.	B868	B868	B869	B869	B869	B878	B878	B878	B879	B879	B880	B880	B886
Größe	014	018	012	014	016	014	016	018	016	018	012	014	016
Art.-Nr.	202559	202560	202481	202561	18558	202562	202563	202564	202565	202566	202567	202568	202569
€/Pack à 5 Stck.	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90

2720 Black Cobra Diamond Set



Bestell-Nr.: 202571
Preis/Set: 122,30 EUR

Im Set je 1x enthalten:
B837 Gr. 014, B837R Gr. 018, B847 Gr. 016,
B850 Gr. 016, 018, 021, 025, B852 Gr. 016, 018,
B862 Gr. 014, B863 Gr. 014, B869 Gr. 016

Der Diamant mit integriertem Kühlsystem

Die nicht diamantierten, spiralförmig angeordneten Kühlkanäle garantieren ein problemloses, schnelles und damit wirtschaftliches Arbeiten.

Durch das kontinuierliche Unterbrechen des Schleifvorganges und die dauerhafte optimale Kühlung der Präparationsareale wird eine mögliche Hitzeentwicklung von Beginn an minimiert.

Die super grobe Körnung der Diamanten gewährleistet eine hohe Schneidleistung und damit eine ökonomische Präparationsdauer.


Durch die Formenvielfalt können nahezu alle in der Praxis anfallenden Präparationen durchgeführt werden.



Hager + Meisinger



MEISINGER Hartmetallbohrer



Figur	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1	HM 1
REF-Größe	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
Schaft 204	23956	53895	25612	53896	31405	53897	53898	53899	53900	53901	53902	53903
Schaft 314	53904	53905	58169	53906		53908	53909	53910	53911	53912	53913	53914
€/Pack à 5 Stck.	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49



Figur	HM 1S	HM 1S	HM 1S	HM 1S	HM 1S	HM 1S	HM 1S	HM 1S	HM 1S
REF-Größe	008	010	012	014	016	018	021	023	027
Schaft 204	35966	31864	35386	35385	31478	31984	31983	32186	35975
€/Pack à 5 Stck.	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	21,14	39,55
Schaft 314	29909	36827	34748	34749	32416	36826	36117	36137	
€/Pack à 5 Stck.	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	
Schaft 205		35977		35992		36050		36115	
€/Pack à 5 Stck.		27,65		27,65		27,65		27,65	





Figur	HM 7L	HM7L
REF-Größe	010	012
Schaft 315	89792	89793
€/Pack à 5 Stck.	28,37	28,37



Figur	HM 1SQ	HM 1SQ	HM 1SQ	HM 1SQ	HM 1SQ	HM 1SQ	HM 1SQ
REF-Größe	010	012	014	016	018	021	023
Schaft 204	12829	12830	12831	12406	11376	12407	11377
Schaft 314	182443	182445	176949	181916	182446	182447	182448
€/Pack à 5 Stck.	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70




Figur	HM 7	HM 7	HM 7	HM 7
REF-Größe	006	008	010	012
Schaft 204		85843		
Schaft 314	89791	53926	53927	53928
€/Pack à 5 Stck.	19,49	19,49	19,49	19,49



Figur	HM 1SQL	HM 1SQL	HM 1SQL	HM 1SQL
REF-Größe	012	014	016	018
Schaft 204	168250	168251	168252	168253
€/Pack à 5 Stck.	27,08	27,08	27,08	27,08



Figur	HM 21	HM 21	HM 21	HM 21	HM 21
REF-Größe	008	009	010	012	014
Schaft 204			53937	37936	
Schaft 314	53938	53939	53940	53941	53942
€/Pack à 5 Stck.	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49



Figur	HM 21R	HM 21R	HM 21R	HM 21R
REF-Größe	008	009	010	012
Schaft 204				25173
Schaft 314	53943	49240	53944	53945
€/Pack à 5 Stck.	23,29	23,29	23,29	23,29




Figur	HM 31	HM 31	HM 31	HM 31
REF-Größe	008	009	010	012
Schaft 204	53967		53964	53965
Schaft 314		89814	53968	53969
€/Pack à 5 Stck.	19,49	19,49	19,49	19,49

6


Instrumentarium / rotierend

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de


Amalgamentferner




Figur	HM 31A
REF-Größe	012
Schaft 314	38459
€/Pack à 5 Stck.	36,32




Kronentrenner




Figur	HM 31C
REF-Größe	012
Schaft 204	208858
€/Pack à 5 Stck.	36,00
Schaft 314	18729
€/Pack à 5 Stck.	37,96




Kronentrenner




Figur	HM 33C
REF-Größe	012
Schaft 314	182497
€/Pack à 5 Stck.	37,96




Figur	HM G34RS
REF-Größe	012
Schaft 314	213324
€/Pack à 5 Stck.	36,32



Figur	HM G35RS
REF-Größe	012
Schaft 314	219241
€/Pack à 5 Stck.	36,32




Figur	HM G37RS
REF-Größe	012
Schaft 314	213325
€/Pack à 5 Stck.	36,32




Figur	HM 7RX
REF-Größe	014
Schaft 314	219827
€/Pack à 5 Stck.	36,32

Kronenaufschneider
zylindrisch, rund




Figur	HM 21RX	HM 21RX
REF-Größe	010	012
Schaft 314	53990	53991
€/Pack à 5 Stck.	33,08	33,08

Kronenaufschneider
konisch, rund




Figur	HM 23RX
REF-Größe	012
Schaft 314	53993
€/Pack à 5 Stck.	33,08

Kronentrenner
tiefe Kreuzverzahnung




Figur	HM 4C	HM 4C	HM 4CL	HM 4CL	HM 4CXL	HM 4CXXL
REF-Größe	010	012	010	012	014	014
Schaft 314	-	-	257862	257953	257404	255899
€/Pack à 5 Stck.	34,78	34,78	34,78	34,78	36,32	36,32

Finierer
rund




Figur	HM 41	HM 41	HM 41
REF-Größe	014	018	023
Schaft 204			12010
Schaft 314	128097	11937	126773
€/Pack à 5 Stck.	32,52	32,52	32,52

ultra fein
weißer Ring




Figur	HM 41U
REF-Größe	018
Schaft 314	11941
€/Pack à 5 Stck.	53,81




Figur	HM 44E	HM 44E	HM 44E
REF-Größe	014	018	023
Schaft 204			66061
Schaft 314	108777	66063	66064
€/Pack à 5 Stck.	35,24	35,24	35,24

Birne, lang



Figur	HM 47L	HM 47L	HM 47L
REF-Größe	010	012	014
Schaft 204		12026	
Schaft 314	11949	127877	142861
€/Pack à 5 Stck.	35,24	35,24	35,24




Figur	HM 48L	HM 48L
REF-Größe	010	012
Schaft 204		33348
Schaft 314	128095	11953
€/Pack à 5 Stck.	41,20	41,20

fein, gelber Ring




Figur	HM 48LF
REF-Größe	012
Schaft 314	89868
€/Pack à 5 Stck.	46,63

ultra fein, weißer
Ring




Figur	HM 48LU
REF-Größe	012
Schaft 314	128214
Pack 5 St. EUR	55,30


Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de




Figur	HM 132	HM 132F	HM 132U
REF-Größe	008	008	008
Schaft 314	54004	11869	11870
€/Pack à 5 Stck.	41,20	46,63	55,30




Figur	HM 133	HM 133F	HM 133U
REF-Größe	010	010	010
Schaft 314	11871	128608	11873
€/Pack à 5 Stck.	41,20	46,63	55,30




Figur	HM 134	HM 134F	HM 134U
REF-Größe	014	014	014
Schaft 314	127061	89874	11876
€/Pack à 5 Stck.	41,20	46,63	55,30



Figur	HM 135	HM 135F	HM 135U
REF-Größe	014	014	014
Schaft 314	11877	11878	11879
€/Pack à 5 Stck.	41,20	46,63	55,30




Figur	HM 243
REF-Größe	012
Schaft 314	66089
€/Pack à 5 Stck.	37,40




Figur	HM 244	HM 244
REF-Größe	012	014
Schaft 204	6334	
Schaft 314	66090	11894
€/Pack à 5 Stck.	43,91	43,91

6


Instrumentarium / rotierend




Figur	HM 245
REF-Größe	014
Schaft 314	11899
€/Pack à 5 Stck.	49,86




Figur	HM 246	HM 246	HM 246	HM 246
REF-Größe	008	009	010	014
Schaft 314	89848	89849	89850	11905
€/Pack à 5 Stck.	37,40	37,40	37,40	37,40




Figur	HM 247
REF-Größe	009
Schaft 314	54002
€/Pack à 5 Stck.	37,40




Figur	HM 247F
REF-Größe	009
Schaft 314	127779
€/Pack à 5 Stck.	46,63




Figur	HM 247U
REF-Größe	009
Schaft 314	89901
€/Pack à 5 Stck.	55,30




Figur	HM 274	HM 274
REF-Größe	016	018
Schaft 204	52614	
Schaft 314	52615	11917
€/Pack à 5 Stck.	37,40	37,40




Figur	HM 274U
REF-Größe	016
Schaft 314	89889
€/Pack à 5 Stck.	55,30



Figur	HM 379	HM 379	HM 379
REF-Größe	014	018	023
Schaft 204		20671	11999
Schaft 314	139243	143731	128094
€/Pack à 5 Stck.	37,40	37,40	37,40




Figur	HM 379F	HM 379F	HM 379F
REF-Größe	014	018	023
Schaft 314	11927	11928	89894
€/Pack à 5 Stck.	46,63	46,63	46,63



Figur	HM 379U	HM 379U	HM 379U
REF-Größe	014	018	023
Schaft 314	11931	89896	11933
€/Pack à 5 Stck.	55,30	55,30	55,30

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de



Twist Finishing Kit 2571

- Die unterschiedlichen Schneiden sorgen für ein perfektes Arbeitsergebnis und eine extrem glatte Oberfläche
- Hohe Laufruhe
- Bestens geeignet für Komposite und andere Materialien
- Deutliche Erkennung der Instrumente durch unterschiedliche Farbringe
- Bezeichnungen der Instrumente sind auf den Burblock gelasert

Bestell-Nr.: 234874
Preis/Set: 167,20 EUR



Figur	D0132	D132F	D132U
REF-Größe	008	008	008
Schaft 314	228416	228417	228418
€/Pack à 5 Stck.	41,20	46,63	52,07



Figur	D0133	D133F	D133U
REF-Größe	010	010	010
Schaft 314	224735	228419	228420
€/Pack à 5 Stck.	41,20	46,63	52,07



Figur	D0134	D134F	D134U
REF-Größe	014	014	014
Schaft 314	228421	223627	228422
€/Pack à 5 Stck.	44,47	49,86	55,30



Figur	D0135	D135F	D135U
REF-Größe	014	014	014
Schaft 314	228423	226177	228424
€/Pack à 5 Stck.	44,47	49,86	55,30



Figur	D0379	D379F	D379U
REF-Größe	023	023	023
Schaft 314	233792	234663	233815
€/Pack à 5 Stck.	44,47	49,86	55,30

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de



MEISINGER Hartmetallfräser

FX Hartmetallfräser, kreuzverzahnt - fein, roter Ring, für feines, diffiziles Ausarbeiten von harten Legierungen, Kunststoffen und Keramik



Figur	HM 23FX	HM 72FX	HM 75FX	HM 77FX	HM 79FX	HM 79FX	HM 79FX	HM129FX	HM138FX	HM139FX	HM250FX	HM251FX	HM251FX
REF-Größe	023	060	060	060	040	045	060	023	023	023	040	040	060
Schaft 104	48733	80350	80437	80617	80669	80674	80680	64337	48741	48743	176016	80198	80206
€/Pack à 2 Stck.	29,70	46,62	46,62	46,62	46,62	46,62	46,62	26,90	26,90	26,90	46,62	46,62	46,62

GX Hartmetallfräser, kreuzverzahnt - standard, blauer Ring, für Modellguß-Legierungen und Kunststoff



Figur	HM 23GX	HM 72GX	HM 75GX	HM 77GX	HM 79GX	HM 79GX	HM 79GX	HM129GX	HM138GX	HM139GX	HM250GX	HM251GX	HM251GX
REF-Größe	023	060	060	060	040	045	060	023	023	023	040	040	060
Schaft 104	48750	80359	80454	80622	80683	80684	80685	22268	48758	48759	166756	80218	80221
Schaft 204			80699		80716								
€/Pack à 2 Stck.	29,70	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	26,90	26,90	26,90	44,24	44,24	44,24

FQ Hartmetallfräser, querhiebverzahnt, fein, roter Ring, für feines Ausarbeiten aller Legierungen; auch Titan und weichbleibende Unterfütterungsmaterialien



Figur	HM 23FQ	HM 75FQ	HM 77FQ	HM 79FQ	HM129FQ	HM138FQ	HM139FQ	HM251FQ
REF-Größe	023	060	023	040	023	023	023	060
Schaft 104	20688	20689	20690	89743	20691	64340	20692	20693
€/Pack à 2 Stck.	29,70	46,62	29,70	46,62	29,70	29,70	29,70	46,62

Hartmetall Chirurgiefräser nach Lindemann



Figur	HM 162A
REF-Größe	016
Schaft 104	232094
Schaft 314	232604
€/Pack à 2 Stck.	44,67




Figur	HM 162SL
REF-Größe	014
Schaft 104	233091
Schaft 314	233971
€/Pack à 2 Stck.	37,94



Figur	HM 162SX
REF-Größe	014
Schaft 314	232749
€/Pack à 2 Stck.	37,94



Figur	HM 163A
REF-Größe	014
Schaft 104	232611
€/Pack à 2 Stck.	44,67



Figur	HM 166A
REF-Größe	021
Schaft 104	233787
€/Pack à 2 Stck.	44,67



Figur	HM 254
REF-Größe	012
Schaft 104	233090
Schaft 317	233744
€/Pack à 2 Stck.	44,67



Figur	HM 254E
REF-Größe	012
Schaft 205	233197
€/Pack à 2 Stck.	37,94



Figur	HM 408M
REF-Größe	016
Schaft 104	233786
Schaft 316	232087
€/Pack à 2 Stck.	44,67



Figur	HM 254LE
REF-Größe	012
Schaft 314	232897
€/Pack à 2 Stck.	37,94

Periimplantitis Kit 2575

- Optimal abgestimmte Hartmetallfinierer für die effektive, intraorale Bearbeitung von Titan
- XXL FG Schaft erleichtert die Arbeit an schwer zugänglichen Implantaten
- Verschiedene Formen und Größen für jede Patientensituation
- Saubere und glatte Titanoberflächen



Preis/Set: 114,65 EUR

Hartmetall nach Lindemann



Figur	HM 161	HM 162	HM 163	HM 164	HM 165	HM 166	HM 167
REF-Größe	018	016	014	018	023	021	023
Schaft 104	54214	54219	31612	31516	31731	54226	31761
Schaft 205	54215	54220				54227	31939
Schaft 316	54216	54221					
€/Pack à 2 Stck.	30,35	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08

Hartmetall kreuzverzahnt



Figur	HM 161RX	HM 166RX
REF-Größe	018	021
Schaft 104	36181	36187
Schaft 205	36182	36188
Schaft 316	36186	
€/Pack à 2 Stck.	39,25	39,25


Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de



MEISINGER Gingivatrimmer – Der schonende Skalpellersatz


Dank des Gingivatrimmers lässt sich durch optimale Rotation und mit nur geringer Hitzeentwicklung auch an schwer erreichbaren Stellen das Zahnfleisch zuverlässig und schonend erweitern. Auch können Implantate leicht und sicher freigelegt und Granulatsgewebe problemlos entfernt werden. Der mehrfach benutzbare Skalpellersatz bewirkt einen sauberen, durch Koagulation unterstützten blutlosen Arbeitsbereich – völlig ohne Kühlschpray.

Gingivatrimmer



Figur	GT48L
REF-Größe	016
Schaft 314	182495
€/Pack à 1 Stck.	54,44

Gingivatrimmer





Figur	GT135
REF-Größe	016
Schaft 314	182494
€/Pack à 1 Stck.	54,44




MEISINGER Black Cobra Hartmetallbohrer

6


Instrumentarium / rotierend


Figur	B1	B1	B1	B1	Figur	B2	B2	B2
REF-Größe	010	014	018	023	REF-Größe	008	010	014
Schaft 314	202572	202573	18560	20440	Schaft 314	202574	202575	36385
€/Pack à 5 Stck.	32,00	32,00	32,00	32,00	€/Pack à 5 Stck.	32,00	32,00	32,00




Figur	B7	B7
REF-Größe	008	010
Schaft 314	202576	202577
€/Pack à 5 Stck.	32,00	32,00




Figur	B245
REF-Größe	009
Schaft 314	202578
€/Pack à 5 Stck.	32,00




Figur	B21R
REF-Größe	012
Schaft 314	202579
€/Pack à 5 Stck.	32,00




Figur	B23R
REF-Größe	012
Schaft 314	36367
€/Pack à 5 Stck.	32,00



Figur	B31	B31	B31
REF-Größe	009	010	012
Schaft 314	202580	202581	202583
€/Pack à 5 Stck.	32,00	32,00	32,00



Figur	B31R	B31R
REF-Größe	010	012
Schaft 314	202584	18564
€/Pack à 5 Stck.	32,00	32,00



Figur	B33	B33
REF-Größe	012	016
Schaft 314	202585	16751
€/Pack à 5 Stck.	32,00	32,00

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de



Arkansas- Schleifkörper,
weiß, extra fein



Figur	601XF	612XF	638XF	645XF	649XF	660XF	661XF	662XF	666XF
REF-Größe	030	055	025	028	025	025	025	030	025
Schaft 104	82794	82828	82829	82830	82831	237090	82832	233641	
Schaft 204	82842	82843	82844	82846	82848	233471	82849	231006	
Schaft 314	82774	82775	82778	82789	82790	233218	82792		85906
€/Pack à 5 Stck.	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46

Für das Feinstschleifen /
Polieren von Füllungs-
materialien, insbesondere
auch aller Kunststoff-
füllungen (Komposite)

Silizium-Karbid-
Schleifkörper,
grün, fein



Figur	601F	638F	645F	649F	661F
REF-Größe	030	025	028	025	025
Schaft 104			67891		81999
Schaft 204	82075	82156	82215	82218	82268
Schaft 314	81483	81554	81560	81563	81564
€/Pack à 5 Stck.	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46

Für das Beschleifen von
Zahnschmelz, Porzellan
und Edelmetallen

Silizium-Karbid-
Schleifkörper, grün, mittel



Figur	601	602	603	609	612	613	620	622	623	624	627	632	633
REF-Größe	030	040	050	065	055	070	050	065	060	060	060	070	090
Schaft 104	81591	81606	81607	81788	81789	81790	81793	81798	81815	81853	81872	81873	81874
Schaft 204	82072	82077	82079		82081	82082		82124			82129		
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Silizium-Karbid-
Schleifkörper, grün, mittel



Figur	638	639	640	649	650	651	652	652R	653	661	662	663	665
REF-Größe	025	035	050	025	028	032	035	035	040	025	035	060	060
Schaft 104	81885	81893	81896	81906	81976	81981	81982	81985	81987	81997	82000	82001	82002
Schaft 204	82154	82208		82216	82251	82262	82263			82267	82269		82283
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Silizium-Karbid-
Schleifkörper, grün, mittel



Figur	666	667	671	677
REF-Größe	025	035	060	050
Schaft 104	82005	82007	82008	82009
Schaft 204	82284	82285	82286	
€/Pack à 5 Stck.	9,75	9,75	9,75	9,75

Für das Beschleifen von
Zahnschmelz, Porzellan
und Edelmetallen

Genauere Angaben zu den Instrumenten finden Sie auf: www.meisinger.de

MEISINGER LUSTER® Paste

Die MEISINGER LUSTER® Paste ist eine 1-Stufen-Diamantpolierpaste und wird für die Hochglanz-Politur von dentalen Keramikmaterialien eingesetzt. Sie eignet sich sowohl für die extraorale als auch intraorale Politur und verleiht allen Keramik-Restaurationen einen perfekten Hochglanz. Dabei vereinfacht die hochwertige Polierpaste die Politur okklusaler Flächen sowie die Instandhaltung bestehender Restaurationen deutlich. Die MEISINGER LUSTER® Paste enthält Diamantpartikel und ist mit zwei verschiedenen Körnung erhältlich: 8-12 μm (fein) und 16-18 μm (medium). Für die Anwendung auf allen Keramiken.

MEISINGER LUSTER® Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
fein



Figur	DPS1	DPS2
Füllmenge	1g	2g
Packung/Stück	1	1
Art.-Nr.	-	264125
€/Packung	30,53	41,08

MEISINGER LUSTER® Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
fein



Figur	DP2
Füllmenge	3g
Packung/Stück	1
Art.-Nr.	264123
€/Packung	54,79

MEISINGER LUSTER® Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
medium



Figur	DP4
Füllmenge	3g
Packung/Stück	1
Art.-Nr.	264124
€/Packung	54,79

6 Instrumentarium / rotierend

MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste

Die MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste ist eine 1-Stufen-Diamantpolierpaste und wird für die extraorale Hochglanz-Politur aller Zirkon-Restaurationen eingesetzt. Dabei vereinfacht die hochwertige Polierpaste deutlich die Politur okklusaler Flächen. Die MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste enthält Diamantpartikel mit einer Körnungen von 4-8 μm . Für die extraorale Anwendung auf Zirkon.

MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste,
1-Stufen-Diamantpolierpaste
fein



Figur	DP2Z
Füllmenge	15g
Packung/Stück	1
Art.-Nr.	-
€/Packung	36,91



Bestell-Nr.: 165706
Preis/Set: 88,69 EUR

2565 Occlusal Reduction Kit

entwickelt mit Dr. Athas N. Kometas DMD, PA, Daytona Beach

Okklusale Reduktion

- | Tiefe | Anwendung |
|--------|--|
| 1.5 mm | Goldkronen |
| 1.8 mm | Kurze Kronen aus Keramik oder Aufbrennkeramik |
| 2.0 mm | Kronen aus Cerec, Captek, Keramik oder Aufbrennkeramik |
| 2.2 mm | Lange Kronen aus Keramik oder Aufbrennkeramik |
| 2.4 mm | Ebnen okklusaler Flächen |

Linguale Reduktion

- | | |
|--------|------------------------|
| 1.2 mm | Maxibullär und Lingual |
|--------|------------------------|




Fig.	828W	828G	828O	828Y	828B	828R
Länge	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Schaft 314	-	31841	30600	167303	183228	187529
Schaft 315	188286	-	-	-	-	-
€/Packung	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47	44,47
Packung Stck.	5	5	5	5	5	5

6

Instrumentarium / rotierend



Bestell-Nr.: 242488
Preis/Set: 118,85 EUR

2663 Twist Polishing Kit

Das Twist Polishing Kit for Composites wurde speziell für die einfache Hochglanzpolitur aller Kompositrestaurationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusionsfläche

makellose Ergebnisse. Aufgrund des materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die zweiteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.

Diamantpolierer:

Speziell für die einfache Politur aller Kompositrestaurationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten



Fig.	9769M	9769M	9769F	9769F
Schaft	204	204	204	204
Größe	100	140	100	140
Bestell-Nr.	242558	242395	242559	242396
€/Pack à 2 Stck.	20,60	21,23	20,60	21,23



PTP01 Prophy Twist Polisher

- Flexible Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur
- Ready to use - Vor der Anwendung ist keine Aufbereitung notwendig!
- Speziell für die Politur von schwer zugänglichen Bereichen
- Makellose Ergebnisse innerhalb kürzester Anwendungszeit



Fig.	PTP01	PTP01
Schaft	204	204
Größe	100	140
Bestell-Nr.	272175	-
€/Pack à 100 Stck.	253,03	295,32

2582 Provisorien Korrektur Set

entwickelt mit ZTM Rainer Michel

Provisorien ausarbeiten in der Zahnarztpraxis schnell, einfach und gut
In Zusammenarbeit mit der Hager & Meisinger GmbH hat ZTM Rainer Michel ein spezielles Set zur Bearbeitung und Erstellung von Provisorien entwickelt. Ein Vorteil ist die geringe Anzahl an Instrumenten. Bei den grob- und großporigen Provisorienkunststoffen ist der Einsatz von Poliermitteln nicht sinnvoll und sehr zeitaufwändig. Die im Set enthaltenen speziellen kleinen Bürsten erübrigen den Gang zum Poliermotor.



Fig.	HM 79GX	HM 488FX	402	110	150
Schaft	104	104	104	104	104
Größe	040	016	220	190	220
Länge mm	14,2	8,0	2,3	1,5	10,0
Bestell-Nr.	80683	59343	35416	81220	81214



Art.-Nr.: 2582
Bestell-Nr.: 15497
Preis/Set: 88,69 EUR

529D Diamant-Reinigungsstein

Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamantinstrumente, dadurch bessere Schleifleistung (Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten).



Fig.	529 D
Bestell-Nr.	31658
€/Stck.	10,62
Verpackungseinheit Stk.	1

431 Reinigungsbürste

Bohrerreinigungs-Bürste, Schiebebürste, Nylon



Fig.	431	431
Größe	200	250
Bestell-Nr.	167686	168007
€/Stck.	5,42	5,42
Verpackungseinheit Stk.	1	1

SF10/SF14 Super Flexible Discs

Finier- und Poliersystem für Komposit-Restaurationen

Flexible Polierscheibchen für die Bearbeitung von Kompositen, Keramiken und Metallen. Erhältlich als Set 10 mm und Set 14 mm mit jeweils 25 unterschiedlichen Polierscheiben und einem Träger. Außerdem sind alle Polierscheiben à 100 Stück verpackt erhältlich.



Art.-Nr.: SF10
Bestell-Nr.: 226626
Preis/Set: 39,15 EUR



Art.-Nr.: SF14
Bestell-Nr.: 229131
Preis/Set: 39,15 EUR

Verpackt
à 100
Stück




Fig.	SF1010	SF1410	SF1020	SF1420	SF1030	SF1430	SF1040	SF1440	SF1RF
Bestell-Nr.	227755	227170	227760	227917	243372	227937	228427	227965	228348
Körnung	grob	grob	mittel	mittel	fein	fein	super-fein	super-fein	-
Größe Ø	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	-
€/Pack à 100 Stck.	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23	32,23	9,94
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100	100	100	100	2

EDELSTAHL BOHRERSTÄNDER

BS140

Für 20 Winkelstück oder 20
FG-Instrumente

B 90 x H 40 x T 125 mm




BS140

Sortiment: BS140
Art.-Nr.: 235722
€/Set: 44,88

BS170

Für 20 Winkelstück oder 20
FG-Instrumente oder 20
Handstück-Instrumente

B 90 x H 70 x T 125 mm



BS170

Sortiment: BS170
Art.-Nr.: 236662
€/Set: 44,88

BS151

Für 40 Winkelstück oder 40
FG-Instrumente oder 40
Handstück-Instrumente (103)

B 85 x H 51 x T 162 mm



BS151

Sortiment: BS151
Art.-Nr.: 242161
€/Set: 67,33

BS640

Für 11 Winkelstück oder
11 FG-Instrumente

B 42 x H 40 x T 65 mm



BS640

Sortiment: BS640
Art.-Nr.: 242167
€/Set: 37,96

BS670

Für 11 Winkelstück oder
11 FG-Instrumente oder
11 Handstück-Instrumente

B 42 x H 70 x T 65 mm



BS140

Sortiment: BS670
Art.-Nr.: 245328
€/Set: 37,96

BS740

Für 17 Winkelstück oder
17 FG-Instrumente

B 42 x H 40 x T 125 mm



BS170

Sortiment: BS740
Art.-Nr.: 242191
€/Set: 41,19

BS770

Für 17 Winkelstück oder
17 FG-Instrumente oder
17 Handstück-Instrumente

B 42 x H 70 x T 125 mm



BS140

Sortiment: BS770
Art.-Nr.: 249010
€/Set: 41,19

CAD / CAM SYSTEME

LUSTER® for Silicate Ceramics

Intraoral

Die MEISINGER LUSTER® und Twist Polisher Kits for Lithium Disilikate wurden speziell für den Einsatz auf gesinterten Lithium Disilikat-Restaurationen entwickelt. Ein Schlüssel zur Bearbeitung von solchen Restaurationen ist ein schnelles Vorgehen mit minimaler Wärmeentwicklung. MEISINGER hat diese Kits speziell für die Politur von gesinterten Silikat Keramiken entwickelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung minimiert und Mikrorisse vermieden.




LUSTER® for Lithium Disilikate
Sortiment: LUS100
Art.-Nr.: 233261
€/Set: 88,68

Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics
Sortiment: GC02
Art.-Nr.: 261319
€/Set: 96,50

LUSTER® for Poly Ceramics

Intraoral

Die MEISINGER LUSTER® und Twist Polisher Kits for Poly Ceramics wurden speziell für den Einsatz auf Hybridkeramiken entwickelt. Die verwendeten MEISINGER Polierer sind in Ihrer Körnung und Bindung perfekt aufeinander abgestimmt, so dass die Keramik optimal geglättet werden kann, ohne dabei das empfindliche Komposit zu beschädigen. In kürzester Zeit wird somit ein makelloses Hochglanz-Finish erreicht.



LUSTER® for Poly Ceramics
Sortiment: LUS02
Art.-Nr.: 239696
€/Set: 84,13

Twist Polisher Kit for Poly Ceramics
Sortiment: GC06
Art.-Nr.: 251156
€/Set: 96,50

LUSTER® for Zirconia

Intraoral

Die MEISINGER LUSTER® und Twist Polisher Kits for Zirconia Ceramics wurden speziell für die Anwendung auf monolithischen Zirkonoxid-Restaurationen entwickelt. Ein Schlüssel zur Bearbeitung von Zirkonoxid ist ein schnelles Vorgehen mit minimaler Wärmeentwicklung. MEISINGER hat diese Kits speziell für die Politur von Zirkonoxid entwickelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung minimiert und Mikrorisse vermieden.




LUSTER® for Zirconia
Sortiment: LUS91
Art.-Nr.: 233628
€/Set: 88,68

Twist Polisher Kit for Zirconia
Sortiment: GC04
Art.-Nr.: 251155
€/Set: 96,50

LUSTER® for Zirconium reinforced Lithium Silicate (ZLS)

Intraoral

Zwei unterschiedliche Sets ermöglichen den Einsatz in Labor und Praxis. In beiden Sets sind Vor- und Hochglanzpolierer enthalten, die in Form und Körnung optimal aufeinander abgestimmt sind.



Intraoral
Sortiment: LUS04
Art.-Nr.: 238129
€/Set: 99,86

LUSTER® Porcelain Polishing Kit

Intraoral

Dreistufiges Polierset zur oralen Bearbeitung und Hochglanzpolitur von Porzellanversorgungen.



LUSTER® Porcelain Polishing Kit
Sortiment: LUS30
Art.-Nr.: 238130
€/Set: 111,14

LUSTER® Twist Kit

Intraoral

Das LUSTER® Intraoral Twist Kit wurde speziell für die intraorale Hochglanzpolitur aller Keramikrestaurationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusionsfläche makellose Ergebnisse.




LUSTER® Twist Kit
Sortiment: LUS06
Art.-Nr.: 242431
€/Set: 74,82

LUSTER® CEREC®

Preparation and Polishing Kit

Das Kit beinhaltet alle Präparationsinstrumente für die zeitgemäße Präparation von Kronen und Brücken mit Cerec®-Versorgungen. Mit den zusätzlichen 3-Stufen Polierern kann auch nach Korrekturen auf der Keramik wieder ein Hochglanzergebnis erzielt werden.



LUSTER® CEREC®
Sortiment: LUS60
Art.-Nr.: 237438
€/Set: 156,02

CEREC® KIT

Digital Dental Academy

Das neue MEISINGER CEREC® Kit DDA, welches in Zusammenarbeit mit internationalen Trainern der Digital Dental Academy entwickelt wurde. Erleben Sie mit diesem Set eine deutliche Vereinfachung und Zeitersparnis in Ihrer täglichen Arbeit beim Exkavieren – Präparieren – Polieren.



CEREC® KIT DDA
Sortiment: DDA01
Art.-Nr.: 262955
€/Set: 178,25



HM-Bohrer und HM-Kronentrenner

Kronentrenner für Kronen aus Metall (und Verblendkeramik)

C4XLCM 314 014	C4XXLCM 314 014	C 34 314 012 <small>(500 314 137 293 012)</small>	C36R 314 012 <small>(500 314 139 008 012)</small>	C21RAQ 314 012 <small>(500 314 139 137 012)</small>	C4LCM 314 012	C TR3/2 314 012
Art.-Nr.: 228761	Art.-Nr.: 228762	Art.-Nr.: 139976	Art.-Nr.: 146743	Art.-Nr.: 199203	Art.-Nr.: 178457	Art.-Nr.: 202531
44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk

				Diamant- Kronentrenner für Keramik & ZrO₂		
C21RE 314 010 <small>(500 314 139 019 010)</small>	C23RE 314 012 <small>(500 314 194 019 012)</small>	C17 314 010 <small>(500 314 233 008 010)</small>	C38R 314 010	FG 109X012 <small>extra grob</small>	FG 139X012 <small>extra grob</small>	SWM327 080 <small>Sinterdiamantscheibe</small>
Art.-Nr.: 161469	Art.-Nr.: 141428	Art.-Nr.: 19867	Art.-Nr.: 65255	● FG 109X012 <small>(806 314 109 544 012)</small>	● FG 139X012 <small>(806 314 139 544 012)</small>	SWM327 080 <small>(807 204 327 5240 80)</small>
44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	44,70 €/5 Stk	26274	34083	41036
				15,75 €/5 Stk	15,75 €/5 Stk	20,14 €/Stk
						Schaft: W

TiN-beschichteter Rosenbohrer, sehr haltbar

TC 1S 204 ... <small>(500 204 001 003 ...)</small>	010 012 014 016 018 021 023	Schaft: W
Art.-Nr.: 267792	264894 267796 267797	
Art.-Nr.: 267793	267799 264895	
€/Pckg : 36,00 €/5 Stk		

Neu Endodontie

		FGGUTTA001L: Guttapercha Cutter aus Edelstahl, ohne abrasives Korn (zum Abtrennen von Guttapercha oder Kunststoffträgern)
FGGUTTA001L... 010	010	
Art.-Nr.: 277272		
15,75 €/5 Stk		

Fissuren Erweiterung

C33L 314... 010	010
Art.-Nr.: 267791	
27,50 €/5 Stk	

Chirurgische Hartmetallbohrer

Lindemann			Kurze Lindemann-Bohrer mit langem Hals			Neu
C161 314... 016	C162 314... 016	C162A 314... 016	C254E 314... 012	C254LE 314... 012	CC1 104... 045	
Art.-Nr.: 226577	Art.-Nr.: 135626	Art.-Nr.: 135625	Art.-Nr.: —	Art.-Nr.: 264527	Art.-Nr.: —	
18,25 €/1 Stk	22,54 €/1 Stk	23,71 €/1 Stk	18,25 €/1 Stk	18,25 €/1 Stk	20,20 €/1 Stk	

6

Instrumentarium / rotierend



Diamant-Schleifinstrumente



AuFG 001

ISO-Nr.: AuFG 001 ... (806 314 001 524 ...)	008	009	010	012	014	016	018	021	025	033
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
Art.-Nr.:	202051	200672	200676	202773	200677	37515	200678	39076	200740	202774
Art.-Nr.: "F":	●								201016	200118
Art.-Nr.: "C":							228764			
Art.-Nr.: "G":			201456	201475						
Art.-Nr.: "X":					201137					
€/Pckg.:	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	41,75	8,35



AuFG 108

L=3mm

ISO-Nr.: AuFG 108 ... (806 314 108 524 ...)	009	010
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202775	202776
Art.-Nr.: "G":	●	202777
€/Pckg.:	17,25	17,25



AuFG 109

L=4mm

ISO-Nr.: AuFG 109 ... (806 314 109 524 ...)	009	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	202778	200680	202779	202780	202782
Art.-Nr.: "G":	●		37514	201010	
Art.-Nr.: "X":	●		201419	202781	
Art.-Nr.: "C":	●		267778		
€/Pckg.:	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25

AuFG 110

L=6mm

ISO-Nr.: AuFG 110 ... (806 314 110 524 ...)	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	200681	202783	201028
Art.-Nr.: "G":	●	200815	
Art.-Nr.: "X":	●		200683
Art.-Nr.: "C":	●	267569	
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00

AuFG 111

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 111 ... (806 314 111 524 ...)	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	202784	200682	202785	202788
Art.-Nr.: "G":	●	201420	201011	
Art.-Nr.: "X":	●		202787	
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00	35,00



AuFG 140

L=6mm

ISO-Nr.: AuFG 140 ... (806 314 140 524 ...)	012
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	200996
Art.-Nr.: "G":	●
Art.-Nr.: "X":	●
€/Pckg.:	35,00

AuFG 141

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 141 ... (806 314 141 524 ...)	010	012	014	025
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	1
Art.-Nr.:	201114	201355	201260	
Art.-Nr.: "G":	●	200946	201123	
Art.-Nr.: "C":	●		268497	255471
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00	8,35

AuFG 142

L=10mm

ISO-Nr.: AuFG 142 ... (806 314 142 524 ...)	016
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	
Art.-Nr.: "G":	● 201239
Art.-Nr.: "X":	●
€/Pckg.:	35,00



AuFG 156

L=4mm


ISO-Nr.: AuFG 156 ... (806 314 156 524 ...)	010	012
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202791	202792
€/Pckg.:	17,25	17,25



AuFG 010

L=1,6mm

ISO-Nr.: AuFG 010 ... (806 314 010 524 ...)	010	012
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202790	201013
Art.-Nr.: "G":	●	201457
€/Pckg.:	17,25	17,25



AuFG 166

L=10mm

ISO-Nr.: AuFG 166 ... (806 314 166 524 ...)	014	018
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202793	202794
Art.-Nr.: "F":	●	200937
Art.-Nr.: "C":	●	201020
Art.-Nr.: "G":	●	201554
€/Pckg.:	35,00	35,00



AuFG 172

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 172 ... (806 314 172 524 ...)	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	202795	202796	201014
Art.-Nr.: "G":	● 39082	-	
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00



AuFG 198

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 198 ... (806 314 198 524 ...)	010	012	014	016	018	025
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	1
Art.-Nr.:	201556	202797	202798	200665	201015	
Art.-Nr.: "F":	●					
Art.-Nr.: "C":	●				37335	
Art.-Nr.: "G":	●			201134	202799	255472
Art.-Nr.: "X":	●					
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	8,35



AuFG 199

L=10mm

ISO-Nr.: AuFG 199 ... (806 314 199 524 ...)	010	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	202800	202801	202803	202804	201002
Art.-Nr.: "F":	●	202802			
Art.-Nr.: "C":	●				
Art.-Nr.: "G":	●	201477		202805	202743
Art.-Nr.: "X":	●			200936	
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00



Diamant-Schleifinstrumente



Birne, rund

AuFG 237

L=3mm

ISO-Nr.: AuFG 237 ... (806 314 237 524...)	008	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	201555	202807	202808	202809
Art.-Nr.: "G": ●				
€/Pckg.:	17,25	17,25	17,25	17,25

AuFG 238

L=4mm

ISO-Nr.: AuFG 238 ... (806 314 238 524...)	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	202811	202812	200666	201325
Art.-Nr.: "G": ●			201458	
€/Pckg.:	17,25	17,25	17,25	17,25

AuFG 239

L=5mm

ISO-Nr.: AuFG 239 ... (806 314 239 524...)	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	200176	201367
Art.-Nr.: "G": ●		
€/Pckg.:	35,00	35,00



Flamme, spitz

AuFG 249

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 249 ... (806 314 249 524...)	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	200685	202814	202816
Art.-Nr.: "F": ●	202813	202815	201019
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00

AuFG 250

L=10mm


ISO-Nr.: AuFG 250 ... (806 314 250 524...)	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202817	200686
Art.-Nr.: "F": ●	202818	200934
€/Pckg.:	35,00	35,00



Knospe

AuFG 257

ISO-Nr.: AuFG 257 ... (806 314 257 524...)	016	018	023
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	202819	202744	202822
Art.-Nr.: "F": ●		202821	202823
Art.-Nr.: "C": ●	200687		200688
€/Pckg.:	17,25	35,00	35,00



Flamme, spitz

AuFG 273

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 273 ... (806 314 273 524...)	012
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	202824
Art.-Nr.: "U": ●	
Art.-Nr.: "F": ●	202825
Art.-Nr.: "C": ●	
€/Pckg.:	35,00



Football

AuFG 277

L=6mm

ISO-Nr.: AuFG 277 ... (806 314 277 524...)	018	023
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	202826	202827
Art.-Nr.: "F": ●	200818	202828
Art.-Nr.: "C": ●		202459
Art.-Nr.: "G": ●		201004
€/Pckg.:	35,00	35,00



Kegel, lang

AuFG 225

L=4mm

ISO-Nr.: AuFG 225 ... (806 314 225 524...)	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	201552	201553
€/Pckg.:	17,25	17,25



Torpedo

AuFG 289

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 289 ... (806 314 289 524...)	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	200689	200690	202831
Art.-Nr.: "C": ●		202829	
Art.-Nr.: "G": ●		202830	200119
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00



AuFG 290

L=10mm

ISO-Nr.: AuFG 290 ... (806 314 290 524...)	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	200691	201017	202832
Art.-Nr.: "C": ●		228765	
Art.-Nr.: "G": ●	200692	200177	
€/Pckg.:	35,00	35,00	35,00

Löwenfamilie



Die Vorteile
gegenüber herkömmlich
gefertigten Schleifern:


- Sie arbeiten
- noch schneller - verkürzte "Chairtime" durch eine mindestens 20% höhere Schneidleistung (mm/Min)
- kühler - bei gleicher Behandlungszeit
- günstiger - im Preis/Leistungs-Verhältnis
- perfekt für Zirkon und harte Keramiken



AuFG 272

L=8mm

ISO-Nr.: AuFG 272 ... (806 314 272 524...)	016
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.: "C": ●	264349
Art.-Nr.: "F": ●	267779
€/Pckg.:	35,00



AuFG 544

L=4mm

ISO-Nr.: AuFG 544 ... (806 314 544 524...)	025
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	267783
Art.-Nr.: "C": ●	267780
Art.-Nr.: "G": ●	267781
€/Pckg.:	41,75



AuFG 545

L=6mm

ISO-Nr.: AuFG 545 ... (806 314 545 524...)	016
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.: "C": ●	267782
Art.-Nr.: "G": ●	264177
€/Pckg.:	35,00



Diamant-Schleifinstrumente

Turbodiamanten - sehr schnittfreudig

Neu extra schnittfreudig X-Korn

Order-Nr. Schaft Form Ø	TFG 109 012	TFG 111 014	TFG 141 012	TFG 172 014	TFG 172 016	TFG 172 018	TFG 172 025	TFG 197 014	TFG 198 018	TFG 198 025	TFG 199 016	TFG 238 012	TFG 239 014	TFG 289 012	TFG 290 014	TFG 109X 012	TFG 111X 014	TFG 199X 016	TFG 239X 014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	40621	200667	37771	202750	202751	202752	202753	202738	200393	200395	202755	202756	37345	200693	200121	—	—	—	—
€/Pckg.:	18,50	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	45,00	35,00	35,00	45,00	35,00	18,50	18,50	35,00	35,00	19,75	36,25	36,25	19,75

Ist Ihre Wunschform nicht dabei? Dies ist eine Auswahl. Bitte erfragen Sie weitere Formen und Durchmesser oder fordern Sie den Löwenflyer an!

Diamant-Schleifinstrumente



Kugel

FG 001

ISO-Nr.: FG 001 ... (806 314 001 524)	005	007	008	009	010	012	014	016	018	021	025	033
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
Art.-Nr.:	162072	41074	41075	41076	41077	41078	41079	41080	41081	42752	42753	40015
Art.-Nr.: "F":							33497	33656	26257	26260	26263	26269
Art.-Nr.: "C":							33504	33657	26258	26264	26264	40021
Art.-Nr.: "G":					33403	33447	33505	33658	26259	26261	26265	40032
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	23,75	27,20	8,51
Art.-Nr.: X:						33463	33522	33714	19873			
€/Pckg.:						15,75	15,75	15,75	15,75			



Mikro-Kugel

FG 001L


ISO-Nr.: FG 001L ... (806 314 001 524)	005	007	009
Inhalt/Pckg.:	1	1	1
Art. Nr.:	222415	222417	220252
Art.-Nr.: "U":			
Art.-Nr.: "F":			
Art.-Nr.: "C":			
Art.-Nr.: "G":			
Art.-Nr.: "X":			
€/Pckg.:	4,70	4,70	4,70



Diatrepano Carbide

FG 494 L=7mm

ISO-Nr.: FG 494 ... (806 314 494 020 ...)	014	016
Inhalt/Pckg.:	1	1
Art.-Nr.:	161828	139392
Art.-Nr.: "U":		
Art.-Nr.: "F":		
Art.-Nr.: "C":		
Art.-Nr.: "G":		
Art.-Nr.: "X":		
€/Pckg.:	11,58	11,58



Kugel mit Hals

FG 002 L=3mm

ISO-Nr.: FG 002 ... (806 314 002 524 ...)	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	45343	41085	41086
Art.-Nr.: "U":			
Art.-Nr.: "F":			
Art.-Nr.: "C":			
Art.-Nr.: "G":	33716	141300	
Art.-Nr.: "X":			
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35



Kugel mi Hals

ENDO FG 002L L=11mm

ISO-Nr.: FG 002L ... (806 314 002 524 ...)	009	012
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art. Nr.:	—	275337
Art.-Nr.: "U":		
Art.-Nr.: "F":		
Art.-Nr.: "C":		
Art.-Nr.: "G":		
Art.-Nr.: "X":		
€/Pckg.:	48,65	48,65



Kegel

FG 010 L=1,6mm

ISO-Nr.: FG 010 ... (806 314 010 524 ...)	010	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41092	41093	41094	41095	41096
Art.-Nr.: "U":					
Art.-Nr.: "F":					
Art.-Nr.: "C":					
Art.-Nr.: "G":				19874	200201
Art. Nr.: "X":					
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35


● extra-grob	● grob	● normal	● normal	● fein	● extra-fein	○ ultra-fein
~ 180 µm	~ 120-135 µm	~ 100-120 µm	~ 80 µm	~ 45 µm	~ 35 µm	~ 5-15 µm



Diamant-Schleifinstrumente



FG 019
L=3mm



ISO-Nr.: FG 019 ... (806 314 019 524...)	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr. :	41100	41101	41102	41103
Art.-Nr.: "U" : ●				
Art.-Nr.: "F" : ●				
Art.-Nr.: "C" : ●				
Art.-Nr.: "G" : ●		33862	33869	
Art.-Nr.: "X" : ●				
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35



Rhombus

FG 038
L=7mm



ISO-Nr.: FG 038 ... (806 314 038 524...)	031	033	037	047
Inhalt/Pckg.:	1	1	1	1
Art.-Nr. :	40076	137083	19876	40077
Art.-Nr.: "C" : ●				
Art.-Nr.: "G" : ●		148089	221049	
€/Pckg.:	10,03	10,03	13,18	13,18
Art.-Nr.: "X" : ●			221052	
€/Pckg.:			13,40	



FG 108
L=3mm



ISO-Nr.: FG 108 ... (806 314 108 524...)	007	008	009	010	012
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr. :	187282	41111	41112	41113	41114
Art.-Nr.: "F" : ●					
Art.-Nr.: "C" : ●					
Art.-Nr.: "G" : ●		33951		33968	221061
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35
Art.-Nr.: "X" : ●				214300	214301
€/Pckg.:				15,75	15,75



Zylinder


FG 109
L=4mm



ISO-Nr.: FG 109 ... (806 314 109 524...)	009	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr. :	41115	41116	41117	41118	41119
Art.-Nr.: "F" : ●					
Art.-Nr.: "C" : ●					
Art.-Nr.: "G" : ●		33981	26273	33987	34017
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35
Art.-Nr.: "X" : ●			26274	34016	
€/Pckg.:			15,75	15,75	



FG 110
L=6mm




ISO-Nr.: FG 110 ... (806 314 110 524...)	008	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr. :	41120	41121	41122	41123	41124
Art.-Nr.: "C" : ●					
Art.-Nr.: "G" : ●		34020	34057	34065	34067
€/Pckg.:	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
Art.-Nr.: "X" : ●			34062	34066	221062
€/Pckg.:			24,10	24,10	24,10



Zylinder


FG 111
L=8mm



ISO-Nr.: FG 111 ... (806 314 111 524...)	010	012	014	016	018	025
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr. :	41125	41126	41127	41128	41129	142160
Art.-Nr.: "C" : ●						
Art.-Nr.: "G" : ●		26277	26281	34070	34072	221063
€/Pckg.:	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	39,75
Art.-Nr.: "X" : ●		26278	26282	34071	214302	
€/Pckg.:		31,25	31,25	31,25	31,25	



FG 112
L=10mm



ISO-Nr.: FG 112 ... (806 314 112 524...)	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr. :	41131	41132	41133
Art.-Nr.: "U" : ●			
Art.-Nr.: "F" : ●			
Art.-Nr.: "C" : ●			
Art.-Nr.: "G" : ●	34073	32184	34074
Art.-Nr.: "X" : ●			
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35



Rad

FG 068
L=1,5mm



ISO-Nr.: FG 068 ... (806 314 068 524...)	045
Inhalt/Pckg.:	1
Art.-Nr. :	40094
Art.-Nr.: "U" : ●	
Art.-Nr.: "F" : ●	
Art.-Nr.: "C" : ●	
Art.-Nr.: "G" : ●	40103
Art.-Nr.: "X" : ●	
€/Pckg.:	10,67



Zylinder,
spitz

FG 131
L=10mm



ISO-Nr.: FG 131 ... (806 314 131 524...)	014
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr. :	140562
Art.-Nr.: "U" : ●	
Art.-Nr.: "F" : ●	
Art.-Nr.: "C" : ●	
Art.-Nr.: "G" : ●	34081
Art.-Nr.: "X" : ●	
€/Pckg.:	36,65

● extra-grob	● grob	normal	● normal	● fein	● extra-fein	○ ultra-fein
~ 180 µm	~ 120-135 µm	~ 100-120 µm	~ 80 µm	~ 45 µm	~ 35 µm	~ 5-15 µm



Diamant-Schleifinstrumente



FG 139
L=4mm

ISO-Nr.: FG 139 ... (806 314 139 524 ...)	012
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	41147
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
€/Pckg.:	15,35
Art.-Nr.: "X":	● 34083
€/Pckg.:	15,75



FG 140
L=6mm

ISO-Nr.: FG 140 ... (806 314 140 524 ...)	012
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	41150
Art.-Nr.: "U":	●
Art.-Nr.: "F":	●
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	● 34085
€/Pckg.:	23,50



FG 141
L=8mm

ISO-Nr.: FG 141 ... (806 314 141 524 ...)	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41152	41153	41154	41155
Art.-Nr.: "C":	●	26287	48030	
Art.-Nr.: "G":	●	26288	48031	
€/Pckg.:	30,50	30,50	30,50	30,50
Art.-Nr.: "X":	●		105500	
€/Pckg.:			31,25	



FG 141A
L=8mm

ISO-Nr.: FG 141A ... (806 314 141A 524 ...)	014
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	176297
Art.-Nr.: "U":	●
Art.-Nr.: "F":	●
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
Art.-Nr.: "X":	●
€/Pckg.:	48,65



FG 142
L=10mm

ISO-Nr.: FG 142 ... (806 314 142 524 ...)	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:		41158	41159
Art.-Nr.: "U":	●		
Art.-Nr.: "F":	●		
Art.-Nr.: "C":	●	26289	85927
Art.-Nr.: "G":	● 34089	26290	34090
Art.-Nr.: "X":	●		
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35



FG 156
L=4mm

ISO-Nr.: FG 156 ... (806 314 156 524 ...)	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	41162	41163	41164
Art.-Nr.: "C":	●		
Art.-Nr.: "G":	●	32398	34093
€/Pckg.:	15,53	15,53	15,53
Art.-Nr.: "X":	●		221155
€/Pckg.:			15,75



FG 157
L=6mm

ISO-Nr.: FG 157 ... (806 314 157 524 ...)	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	41165	41166	
Art.-Nr.: "C":	●		
Art.-Nr.: "G":	●	34146	70008
€/Pckg.:	26,25	26,25	26,25
Art.-Nr.: "X":	●		221065
€/Pckg.:			26,90




FG 158
L=8mm

ISO-Nr.: FG 158 ... (806 314 158 524 ...)	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	41168	41169
Art.-Nr.: "C":	●	
Art.-Nr.: "G":	●	34194
€/Pckg.:	33,55	33,55




FG 165
L=8mm

ISO-Nr.: FG 165 ... (806 314 165 524 ...)	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	41172	41173	41174
Art.-Nr.: "U":	●		
Art.-Nr.: "F":	●	34198	31578
Art.-Nr.: "C":	●		34227
Art.-Nr.: "G":	●	221066	34207
Art.-Nr.: "X":	●		34238
€/Pckg.:	30,50	30,50	30,50



FG 166
L=10mm

ISO-Nr.: FG 166 ... (806 314 166 524 ...)	010	014	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	41176	41177	41178
Art.-Nr.: "F":	●	26293	26296
Art.-Nr.: "C":	●	26294	26297
Art.-Nr.: "G":	●		34278
Art.-Nr.: "G":	●	34240	34279
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35
Art.-Nr.: "U":	●	180691	34258
€/Pckg.:		37,30	37,30



FG 167
Konus, spitz
L=11,5mm

ISO-Nr.: FG 167 ... (806 314 167 524 ...)	011	014	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	41179	41180	42837
Art.-Nr.: "F":	●	139895	34286
Art.-Nr.: "C":	●		
Art.-Nr.: "G":	●		34287
€/Pckg.:	38,30	38,30	38,30



FG 172
L=8mm

ISO-Nr.: FG 172 ... (806 314 172 524 ...)	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41191	41192	41193	139357
Art.-Nr.: "U":	●			
Art.-Nr.: "F":	●			
Art.-Nr.: "C":	●			
Art.-Nr.: "G":	●	34324	34386	34416
Art.-Nr.: "X":	●			139551
€/Pckg.:	30,50	30,50	30,50	30,50

● extra-grob	● grob	normal	● normal	● fein	● extra-fein	○ ultra-fein
~ 180 µm	~ 120-135 µm	~ 100-120 µm	~ 80 µm	~ 45 µm	~ 35 µm	~ 5-15 µm



Diamant-Schleifinstrumente



FG 173
L=10mm

ISO-Nr.: FG 173 ... (806 314 173 524 ...)	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	41196	41197	41198
Art.-Nr.: "C":	●		
Art.-Nr.: "G":	●	●	●
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35
Art.-Nr.: "X":	●	●	●
€/Pckg.:		37,25	37,25



FG 198
L=8mm

ISO-Nr.: FG 198 ... (806 314 198 524 ...)	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	141860	41210	41211	41212
Art.-Nr.: "F":	●			
Art.-Nr.: "C":	●	●	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●	●	●
€/Pckg.:	30,50	30,50	30,50	30,50
Art.-Nr.: "X":	●	●	●	●
€/Pckg.:		31,25	31,25	31,25



FGS 198AG
L=8mm

ISO-Nr.: FGS 198AG ... (806 313 198 534 ...)	014
Inhalt/Pckg.:	1
Art.-Nr.:	
Art.-Nr.: "F":	●
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
€/Pckg.:	6,89



FG 198A
L=8mm

ISO-Nr.: FG 198A ... (806 314 198 524 ...)	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	—	—
Art.-Nr.: "F":	●	●
Art.-Nr.: "C":	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●
€/Pckg.:	48,65	48,65



FG 199
L=10mm

ISO-Nr.: FG 199 ... (806 314 199 524 ...)	010	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41213	41214	41215	41216	41217
Art.-Nr.: "F":	●	●	●	●	●
Art.-Nr.: "C":	●	●	●	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●	●	●	●
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
Art.-Nr.: "X":	●	●	●	●	●
€/Pckg.:			37,25	37,25	37,25



FG 218
L=7mm

ISO-Nr.: FG 218 ... (806 314 218 524 ...)	012
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	42769
Art.-Nr.: "U":	●
Art.-Nr.: "F":	●
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
Art.-Nr.: "X":	●
€/Pckg.:	42,20



FG 220
L=10mm

ISO-Nr.: FG 220 ... (806 314 220 524 ...)	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	42770	42771
Art.-Nr.: "U":	●	●
Art.-Nr.: "F":	●	●
Art.-Nr.: "C":	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●
Art.-Nr.: "X":	●	●
€/Pckg.:	48,65	48,65




FG 225
L=4mm

ISO-Nr.: FG 225 ... (806 314 225 524 ...)	010	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41222	41224	41225	41226	41227
Art.-Nr.: "U":	●	●	●	●	●
Art.-Nr.: "F":	●	●	●	●	●
Art.-Nr.: "C":	●	●	●	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●	●	●	●
Art.-Nr.: "X":	●	●	●	●	●
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35



FG 233
L=2,6mm

ISO-Nr.: FG 233 ... (806 314 233 524 ...)	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	41234	41235	
Art.-Nr.: "U":	●	●	●
Art.-Nr.: "F":	●	●	●
Art.-Nr.: "C":	●	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●	●
Art.-Nr.: "X":	●	●	●
€/Pckg.:	15,65	15,65	15,65



FG 234
Birne, flach

ISO-Nr.: FG 234 ... (806 314 234 524 ...)	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	135273	45256
Art.-Nr.: "C":	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●
€/Pckg.:	15,65	15,65
Art.-Nr.: "X":	●	●
€/Pckg.:	16,05	16,05



FG 237
L=3mm

ISO-Nr.: FG 237 ... (806 314 237 524 ...)	008	010	012	014
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41238	41240	41241	41242
Art.-Nr.: "U":	●	●	●	●
Art.-Nr.: "F":	●	●	●	●
Art.-Nr.: "C":	●	●	●	●
Art.-Nr.: "G":	●	●	●	●
Art.-Nr.: "X":	●	●	●	●
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35

● extra-grob	● grob	normal	● normal	● fein	● extra-fein	○ ultra-fein
~ 180 µm	~ 120-135 µm	~ 100-120 µm	~ 80 µm	~ 45 µm	~ 35 µm	~ 5-15 µm



Diamant-Schleifinstrumente



Birne
rund

FG 238
L=4mm

ISO-Nr.: FG 238 ... (806 314 238 524 ...)	010	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41244	41245	41246	41247	41248
Art.-Nr.: "C": ●	35074	26303	33514	35157	35166
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35
Art.-Nr.: "X": ●		35101			
€/Pckg.:		15,75			



Birne
rund

FG 239
L=5mm

ISO-Nr.: FG 239 ... (806 314 239 524 ...)	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41249	41250	41251	41252
Art.-Nr.: "C": ●		31395	26312	26315
€/Pckg.:	15,35	15,35	15,35	15,35
Art.-Nr.: "X": ●			26313	26316
€/Pckg.:			15,75	15,75



Flamme,
spitz

FG 248
L=6mm

ISO-Nr.: FG 248 ... (806 314 248 524 ...)	007	012
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:		41256
Art.-Nr.: "F": ●		35208
Art.-Nr.: "C": ●	—	35210
Art.-Nr.: "G": ●		
€/Pckg.:	21,80	21,80
Art.-Nr.: "U": ●		35203
€/Pckg.:		22,35



Flamme,
spitz

FG 249
L=8mm

ISO-Nr.: FG 249 ... (806 314 249 524 ...)	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41259	41260	41261	41262
Art.-Nr.: "F": ●	35212	26318	35222	26321
Art.-Nr.: "C": ●	35218	26319	35234	
Art.-Nr.: "G": ●	35219	26320	35235	26322
€/Pckg.:	30,50	30,50	30,50	30,50
Art.-Nr.: "U": ●		26317		
€/Pckg.:		31,30		



Flamme,
spitz

FG 250
L=10mm

ISO-Nr.: FG 250 ... (806 314 250 524 ...)	010	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41264	41265	41266	41267	41268
Art.-Nr.: "F": ●	139039	35236	35238	35315	35319
Art.-Nr.: "C": ●		35237	35292		
Art.-Nr.: "G": ●		32182	35298		
€/Pckg.:	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
Art.-Nr.: "X": ●				35317	35321
€/Pckg.:				37,25	37,25

Abb.: Anwendungsbeispiel für
FG 250 (Flamme), ●extra-fein



Knospe

FG 257

ISO-Nr.: FG 257 ... (806 314 257 524 ...)	018	023
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	41274	41275
Art.-Nr.: "F": ●	35328	36013
Art.-Nr.: "C": ●	35329	26324
Art.-Nr.: "G": ●	147649	26325
€/Pckg.:	21,80	30,05
Art.-Nr.: "X": ●	221071	35330
€/Pckg.:	22,35	30,55



Flamme,
spitz

FG 273
L=8mm

ISO-Nr.: FG 273 ... (806 314 273 524 ...)	012
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	41277
Art.-Nr.: "U": ●	
Art.-Nr.: "F": ●	35334
Art.-Nr.: "C": ●	35353
Art.-Nr.: "G": ●	35365
Art.-Nr.: "X": ●	
€/Pckg.:	30,50



Ei

FG 277
L=4,5mm

ISO-Nr.: FG 277 ... (806 314 277 524 ...)	016	018	023
Inhalt/Pckg.:	5	5	5
Art.-Nr.:	139050	41285	41286
Art.-Nr.: "U": ●			
Art.-Nr.: "F": ●	139053	139892	26327
Art.-Nr.: "C": ●	139887	85096	26328
Art.-Nr.: "G": ●		136651	139635
Art.-Nr.: "X": ●			
€/Pckg.:	18,95	21,80	30,05



Torpedo

FG 288
L=6mm

ISO-Nr.: FG 288 ... (806 314 288 524 ...)	010	012
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	41288	41289
Art.-Nr.: "U": ●		
Art.-Nr.: "F": ●		
Art.-Nr.: "C": ●		
Art.-Nr.: "G": ●	35559	35609
Art.-Nr.: "X": ●		
€/Pckg.:	26,25	26,25

● extra-grob	● grob	normal	● normal	● fein	● extra-fein	○ ultra-fein
~ 180 µm	~ 120-135 µm	~ 100-120 µm	~ 80 µm	~ 45 µm	~ 35 µm	~ 5-15 µm



Diamant-Schleifinstrumente



FG 289
L=8mm

ISO-Nr.: FG 289 ... (806 314 289 524...)	008	010	012	014	016
Inhalt/Pckg.:		5	5	5	5
Art.-Nr.:	—	41293	41294	41295	41296
Art.-Nr.: "C":	—	26332	26335	33509	35652
Art.-Nr.: "G":	●	26333	26336	26339	139916
€/Pckg.:	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55
Art.-Nr.: "X":	●		26337	26340	
€/Pckg.:			34,40	34,40	



FG 290
L=10mm

ISO-Nr.: FG 290 ... (806 314 290 524...)	010	012	014	016	018
Inhalt/Pckg.:	5	5	5	5	5
Art.-Nr.:	41298	41299	41300	41301	41302
Art.-Nr.: "C":		26343	26347	26351	
Art.-Nr.: "G":	●	35670	26344	26348	26352
€/Pckg.:	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65
Art.-Nr.: "X":	●		26345	26349	26353
€/Pckg.:			37,60	37,60	37,60



FG 255A
L=8mm

ISO-Nr.: FG 255A ... (806 314 255A 524...)	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	175983	175984
Art.-Nr.: "U":	●	
Art.-Nr.: "F":	●	
Art.-Nr.: "C":	●	
Art.-Nr.: "G":	●	
Art.-Nr.: "X":	●	
€/Pckg.:	48,65	48,65



FG 297
L=6mm

ISO-Nr.: FG 297 ... (806 314 297 524...)	025
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	26355
Art.-Nr.: "U":	●
Art.-Nr.: "F":	●
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
Art.-Nr.: "X":	●
€/Pckg.:	36,85



FG 298
L=8mm

ISO-Nr.: FG 298 ... (806 314 298 524...)	014	016
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:	41306	41307
Art.-Nr.: "U":	●	
Art.-Nr.: "F":	●	
Art.-Nr.: "C":	●	35692
Art.-Nr.: "G":	●	35680
Art.-Nr.: "X":	●	35766
€/Pckg.:	33,55	33,55



FG 539
L=3mm

ISO-Nr.: FG 539 ... (806 314 539 524...)	007	010
Inhalt/Pckg.:	5	5
Art.-Nr.:		42772
Art.-Nr.: "U":	●	
Art.-Nr.: "F":	●	36015
Art.-Nr.: "C":	●	
Art.-Nr.: "G":	●	
Art.-Nr.: "X":	●	
€/Pckg.:	29,05	29,05



FG 544
L=4mm

ISO-Nr.: FG 544 ... (806 314 544 524...)	016	025
Inhalt/Pckg.:	5	1
Art.-Nr.:	267784	267785
Art.-Nr.: "C":	●	267786
Art.-Nr.: "G":	●	267787
€/Pckg.:	15,35	7,95



FG 544R
L=4mm

ISO-Nr.: FG 544R... (806 314 544 524...)	025	030
Inhalt/Pckg.:	5	1
Art.-Nr.:	—	—
Art.-Nr.: "U":	●	
Art.-Nr.: "F":	●	
Art.-Nr.: "C":	●	
Art.-Nr.: "G":	●	
Art.-Nr.: "X":	●	
€/Pckg.:	40,50	10,03




FG 545
L=6mm

ISO-Nr.: FG 545... (806 314 545 524...)	016
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	—
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
€/Pckg.:	26,25



FG 546
L=8mm

ISO-Nr.: FG 546... (806 314 546 524...)	018
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	—
Art.-Nr.: "U":	●
Art.-Nr.: "F":	●
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
Art.-Nr.: "X":	●
€/Pckg.:	33,55



FG 553
L=10mm

ISO-Nr.: FG 553 ... (806 314 553 504...)	018
Inhalt/Pckg.:	5
Art.-Nr.:	—
Art.-Nr.: "U":	●
Art.-Nr.: "F":	●
Art.-Nr.: "C":	●
Art.-Nr.: "G":	●
Art.-Nr.: "X":	●
€/Pckg.:	33,80

● extra grob	● grob	normal	● normal	● fein	● extra fein	○ ultra fein
~ 180 µm	~ 120-135 µm	~ 100-120 µm	~ 80 µm	~ 45 µm	~ 35 µm	~ 5-15 µm



Separierstreifen

Streifenhalter

Neu

Autoklavierbar und mehrfach benutzbar

Länge = 20 mm



	1 Stück	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig
Breite	4 mm	○ 414PAUL	● F354PAUL	● C354PAUL	● 354PAUL
Art.-Nr.:		274622	—	274621	274620
€/Pckg.:		5,40	6,40	6,40	6,40
Stärke		0,05 mm	0,10 mm	0,14 mm	0,17 mm

○ 414PAUL Streifen Säge weiss (Sägezahn, ohne Diamantkorn), rostfreier Edelstahl, ohne abrasives Korn

● F354PAUL Streifen Diamant gelb, einseitig, extra-feines Diamantkorn (gelb)

● C354PAUL Streifen Diamant rot, einseitig, feines Diamantkorn (rot)

● 354PAUL Streifen Diamant blau, einseitig, normales Diamantkorn (blau)

Anwendung: Weitung des Interproximalspaltes, Entfernung von Zementresten

Anwendung: Formung von Approximal- und Kontaktflächen; Finierung von Füllungen; approximalen Schmelzreduktion.

Diamantstreifen



	Breite	normal	○ ultrafein	● extra-fein	● fein	€/Pckg.:
352L	2 mm	Art.-Nr.: 253259	—	—	—	31,80
354L	4 mm	Art.-Nr.: 234380	—	—	—	33,80
356L	6 mm	Art.-Nr.: —	—	—	—	40,00
	Stärke	0,17 mm	0,07 mm	0,10 mm	0,14 mm	10 Stck./pack

Länge = 150 mm



	Breite	normal	○ ultrafein	● extra-fein	● fein	€/Pckg.:
373	3 mm	Art.-Nr.: —	—	—	—	37,00
374	4 mm	Art.-Nr.: 234035	—	—	—	38,00
376	6 mm	Art.-Nr.: 278514	—	—	—	45,00
	Stärke	0,17 mm	0,07 mm	0,10 mm	0,14 mm	10 Stck./pack

Länge = 150 mm

Prophylaxestreifen

Edelstahlstreifen, durchgängig

444	4 mm	Art.-Nr.: 219361	€/Pckg.: 12,00	10 Stck./pack	0,07 mm
-----	------	------------------	----------------	---------------	---------

NEU, Edelstahlstreifen mit Einfädelhilfe!

444LW	4 mm	Art.-Nr.: —	€/Pckg.: 14,00	10 Stck./pack	0,07 mm
-------	------	-------------	----------------	---------------	---------

Mit Grat zum Abtragen, ohne abrasives Korn

Sonstige rotierende Instrumente und Zubehör


Bohrerreinigungsbürste, ORBIS Dental

Zum groben Vorreinigen von Bohrern. Der gewellte Messingdraht greift die Oberflächen der Bohrer nicht an.

- Länge 55 mm, Breite 25 mm

Zum groben Vorreinigen von Bohrern. Bohrerreinigungsbürsten aus Nylon sind auch für die Vorreinigung im Zuge der Aufbereitung von Instrumenten aller Art geeignet.

- Länge 55 mm, Breite 25 mm



Stück

Messingdraht
Länge 55 mm, Breite 25 mm
Nylon, weiß,
Länge 55 mm, Breite 25 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

141384 2,00
230095 3,10

TOP

Beaver, Kerr

Kronenaufschneider für FG



Packung 5 Stück


Birne Typ 1931
Zylinder Typ 1958
Zylinder lang Typ 1958 L

68939 28,94
68940 28,94
33370 28,94

Bur Block, Shofu

Der praktische Schnappverschluss des Bur Block schützt die aufgenommene Sortierung der Instrumente, die offenen Seiten ermöglichen ein vollständiges Desinfizieren und Sterilisieren von bis zu 18 Instrumenten (12x FG und 6x W). Je nach Arbeitsfeld (Kavitätenpräparationen etc.) lässt sich so ein eigener farbcodierter Instrumentensatz erstellen.

- Aluminiumgehäuse mit Deckel
- Maße: 4,4 x 3,1 x 2,6 cm



Stück leer

schwarz Typ 92 BK
blau Typ 92 BL
gold Typ 92 GL
rot Typ 92 MN
grün Typ 92 GN

66592 20,50
66593 20,50
66594 20,50
85151 20,50
51705 20,50

Bur Station II, Shofu

Die Bur Station II zur Aufbewahrung und Sterilisation von bis zu 17 Instrumenten (11x FG und 6x W) ist aus multifunktionellem Kunststoff, besitzt hohe thermische Resistenz (< 140 °C) und zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit gegen die Einwirkung von Chemikalien aus.

- Multifunktionelles Kunststoffgehäuse mit Deckel
- Maße: 4,2 x 2,2 x 3,0 cm



Stück leer

blau
gelb

157930 8,90
157929 8,90

Desmoclean, Hager & Werken

Instrumente zur schonenden Wurzelglättung

- Zur Säuberung und Glättung der Wurzeloberfläche in tiefen Taschen, bei Bi- und/oder Tri-Furkation und im Approximalraum
- Zur Entfernung festsitzender Granulationen
- Zur Konkremententfernung (subgingivale Zahnbeläge)
- Zur Periostablösung bei der Aufklappung
- Nicht schneidender Sechskantkopf - so schonend wie mit Handinstrumenten und so schnell wie mit Diamanten
- Pro Instrument mind. 30 / 50 Parodontien behandelbar
- Anzuwenden mit 7.000 / 10.000 U/min, leichtem Druck und Wasserspray



Packung 12 Stück

Desmoclean I
Desmoclean II
Desmoclean III
Desmoclean IV

81369 63,75
45442 63,75
72274 63,75
72277 63,75

6
Instrumentarium / rotierend

Sonstige rotierende Instrumente und Zubehör

Diamond Dresser, Shofu

Das diamantierte Abrichtwerkzeug zum mühelosen Formen und Reinigen von Schleifkörpern und Polierern.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
88352	43,00

Heatless Steine, Mizzy

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metall. Gleichmäßige Nutzung bis zum Metallkern. Kein Abstumpfen durch Aufnahme von Fremdpartikeln



Stück Ø 25 mm

- Nr. 1 Stärke 5 mm
- Nr. 2 Stärke 3 mm
- Nr. 3 Stärke 2,4 mm

141843	0,68
141844	0,68
141845	0,68

Stück Ø 22 mm

- Nr. 4 Stärke 5 mm
- Nr. 5 Stärke 3 mm
- Nr. 6 Stärke 2,4 mm

141846	0,68
141847	0,68
141848	0,68

Stück Ø 19 mm

- Nr. 7 Stärke 5 mm
- Nr. 8 Stärke 3 mm

141849	0,68
141850	0,68

Stück Ø 19 mm

- Nr. 9 Stärke 2,4 mm

141851	0,68
--------	------

Stück Ø 16 mm

- Nr. 10 Stärke 5 mm
- Nr. 11 Stärke 3 mm
- Nr. 12 Stärke 2,4 mm

141852	0,68
141853	0,68
141854	0,68

Stück Ø 13 mm

- Nr. 13 Stärke 5 mm
- Nr. 14 Stärke 3 mm
- Nr. 15 Stärke 2,4 mm

141855	0,68
141856	0,68
141857	0,68

Zurichtstein, Hager & Meisinger

Zum Zurichten rotierender Schleifkörper



Stück Nr. 529

58105	9,30
-------	------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Schleifscheiben und Finierstreifen

Orbipol-Discs, ORBIS Dental

Die Polierscheiben sind aus besonders dünnem und flexiblem Material und für schwer zugängliche Bereiche geeignet.

- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid
- Pop-On - kompatibel mit Sof-Lex Pop-On Mandrell (1983RA)
- Für Komposite, Gold und Amalgam
- In 2 Größen, Ø 10mm + Ø 14mm
- Drehzahl: 7.000 - 10.000min-1 max.20.000 min-1
- Autoclavierbar



Starter Set

Ø 10 mm, mit je 25 Stück der Scheiben coarse, medium, fine und extra-fine sowie einem Mandrell

Starter Set

Ø 14 mm, mit je 25 Stück der Scheiben coarse, medium, fine und extra-fine sowie einem Mandrell

Packung 3 Stück

Mandrell W

Packung 100 Stück

x-fine, small, gelb, Ø 10 mm

fine, small, orange, Ø 10 mm

medium, small, hellrot, Ø 10 mm

coarse, small, rot, Ø 10 mm

Packung 100 Stück

x-fine, large, gelb, Ø 14 mm

fine, large, orange, Ø 14 mm

medium, large, hellrot, Ø 14 mm

coarse, large, rot, Ø 14 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

271118 32,45

271117 32,45

271119 21,95

265464 32,45

265463 32,45

265462 32,45

265461 32,45

265468 32,45

265467 32,45

265466 32,45

265465 32,45

TOP

ORBI-Flex, ORBIS Dental

Flexible Scaler zur Entfernung von Zahnstein und Plaque aus den Zahnzwischenräumen

Maße

Breite: 5mm

Dicke: 0,045mm

aus rostfreiem Stahl



Rolle 2 Meter

teil-perforiert grob

teil-perforiert fein

voll-perforiert grob

voll-perforiert fein

278352 18,50

278353 18,50


278354 18,50

278355 18,50

TOP NEU

Diamantstreifen, Edenta

Zur Gestaltung der interdentalen Bereiche bei jeder Füllungstherapie. Zur Entfernung von Zementüberschüssen nach dem Zementieren von Inlays, Onlays und Veneers. Vereinfachtes Arbeiten durch schnelle interdental Separation mit der neuen, patentierten Sägeverzahnung sowie der diamantierten Schleiffläche in einem Instrument. Wiederverwendbar, autoklavierbar.



Packung 10 Stück

DS 2 Breite 2,5 mm, blau, 45 µ

DS 3 Breite 3,75 mm, blau, 45 µ

FDS 2 Breite 2,5 mm, rot, 30 µ

FDS 3 Breite 3,75 mm, rot, 30 µ

CDS 2 Breite 2,5 mm, gelb, 15 µ

CDS 3 Breite 3,75 mm, gelb, 15 µ

169060 33,12

150222 33,12

142451 33,12

142453 33,12

142452 33,12

142454 33,12

Packung 10 Stück mit Sägeverzahnung

FXDS 3 Breite 3,75 mm, rot, 30 µ

CXDS 3 Breite 3,75 mm, gelb, 15 µ

143153 42,66

19006 42,66

Länge: 147,00 mm

Sof-Lex Finier- und Polierstreifen, 3M

Einseitig beschichtete Strips in 2 Körnungsstufen, schmal.



Packung 150 Stück

grob/mittel 1954 Breite: 3,9 mm

Packung 120 Stück

fein/sehr fein 1956 Breite: 3,9 mm

Packung 100 Stück

grob/mittel 1954N Breite: 1,9 mm

71391 26,43

247510 26,43

87133 26,43



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Schleifscheiben und Finierstreifen

Sof-Lex-Polierräderset, 3M

Das Sof-Lex-Vorpolierrad (beige) ist zur Oberflächenglättung von Restaurationen bestimmt. Das Sof-Lex-Diamantpolierrad (pink) ist für die finale Hochglanzpolitur bestimmt. Die Polierräder können zum Polieren folgender Oberflächen verwendet werden:

Direkte Versorgung:

- Composite Restaurationen
- Kunststoffmodifizierte Glasionomere
- Temporäre Materialien aus Bis-Acryl

Indirekte Versorgung:

- Composite
- Lava Ultimate CAD/CAM Restaurationsmaterial
- Edel- und Halbedelmetalle



Intro-Kit 5092-IMSOFLEX

5 Vorpolierräder (beige), 5 Diamantpolierräder (pink), 1 RA Mandrel, Gebrauchsanleitung, Step-by-Step Karte

Packung 15 Stück

Vorpolierräder beige

Packung 15 Stück

Diamantpolierräder pink

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

254672 23,28

251768 36,44

251769 46,57

Sof-Lex Pop On Polierscheiben, 3M

Besonders flexible, formgebende Scheiben zur Hochglanzpolitur von Compomeren, Composites, Amalgamen, Porzellan, Gold und Silikat. Rundlochung für Pop-On Winkelstück-Mandrell.



Sortiment Nr. 1980

8 x 30 Scheiben in 4 Körnungen, mit Pop-On Winkelstück-Mandrell

Packung 85 Stück

Ø 9,5 mm 1981 C, grob	81836	39,97
Ø 9,5 mm 1981 M, mittel	81837	39,97
Ø 9,5 mm 1981 F, fein	81838	39,97
Ø 9,5 mm 1981 SF, sehr fein	81839	39,97
Ø 12,7 mm 1982 C, grob	81840	39,97
Ø 12,7 mm 1982 M, mittel	81841	39,97
Ø 12,7 mm 1982 F, fein	81842	39,97
Ø 12,7 mm 1982 SF, sehr fein	81843	39,97

Packung 3 Stück

Mandrell 1983 RA	81844	18,39
Mandrell 1983 HP	86614	18,39

Sof-Lex Polierscheiben, 3M

Polierscheiben für Compomere, Composites, Amalgam, Keramik und Silikat. 5/8 (15,8 mm). Politur von Kompositen, Metall und Keramik.



Packung 100 Stück Ø 15,8 mm

1958 C, grob	87080	34,35
1958 M, mittel	80236	34,35
1958 F, fein	87081	34,35
1958 SF, sehr fein	80234	34,35

Stück

Moore-Discs Träger HP-7 H	141004	4,28
---------------------------	--------	------

Sof-Lex Polierscheiben XT Pop On, 3M

Polierscheiben aus besonders dünnem und flexiblem Material. Für schwer zugängliche Bereiche, z. B. approximal und gingival.



Scheibensortiment 2380

Mit 8 x 30 Stück Sof-Lex XT und 1 Mandrell RA

Packung 85 Stück

Ø 9,5 mm 2381 C, grob	74947	39,97
Ø 9,5 mm 2381 M, mittel	74948	39,97
Ø 9,5 mm 2381 F, fein	74949	39,97
Ø 9,5 mm 2381 SF, sehr fein	74950	39,97

Packung 85 Stück

Ø 12,7 mm 2382 C, grob	75368	39,97
Ø 12,7 mm 2382 M, mittel	74951	39,97
Ø 12,7 mm 2382 F, fein	74952	39,97
Ø 12,7 mm 2382 SF, sehr fein	74953	39,97

Schleifscheiben und Finierstreifen

Sof-Lex-Finierstreifen, 3M

Komplettsortiment zum Konturieren und Polieren. Politur von Kompositen, Metall und Keramik.



Intro Kit 2385P

120 Sof-Lex™ Pop-On Polierscheiben sortiert in vier Körnungen: sehr fein, fein, mittel, grob jeweils 30 Stück, Ø 9,5 mm, 120 Sof-Lex Pop-On Polierscheiben sortiert in vier Körnungen: sehr fein, fein, mittel, grob jeweils 30 Stück, Ø 12,7 mm, 120 Sof-Lex XT Pop-On Polierscheiben (extradünn) sortiert in vier Körnungen: sehr fein, fein, mittel, grob, jeweils 30 Stück, Ø 9,5 mm, 120 Sof-Lex XT Pop-On Polierscheiben (extradünn) sortiert in vier Körnungen: sehr fein, fein, mittel, grob, jeweils 30 Stück, Ø 12,7 mm, 1 Mandrell RA für Winkelstück, 15 Sof-Lex Finierstreifen, Körnung: grob/mittel (schmal), 15 Sof-Lex Finierstreifen, Körnung: grob/mittel (schmal), 15 Sof-Lex Finierstreifen, Körnung: fein/sehr fein

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
256878	160,67

Epitex Finierstreifen, GC

Extrem dünne, reißfeste Finierstreifen



Starter Kit

Spender je 10 m grob, mittel, fein, extrafein und Matrizenband transparent

69599	175,65
-------	--------

Spender 10 m

grob, blau

69597	35,42
-------	-------

mittel, grün

69592	35,42
-------	-------

fein, grau

69593	35,42
-------	-------

extrafein, rosa

69594	35,42
-------	-------

Rolle 10 m

Matrizenband transparent

69596	35,42
-------	-------

New Metal Strips, GC

Farbcodierte Metallstreifen mit elektroplattierten Aluminiumoxidpartikeln zum approximalen Konturieren und Finieren sowie Polieren aller Füllungsmaterialien. Handlich, sehr flexibel und langlebig, mehrfach sterilisierbar oder autoklavierbar.

Breiten: 2,6 / 3,3 / 4,0 mm

Indikationen

Körnung: 200 (rot) - Präparation

Körnung: 300 (blau) - Endpräparation

Körnung: 600 (grün) - Finieren

Körnung: 1000 (gelb) - Polieren



Sortiment

12 Streifen, 1 Streifen pro Körnung und Breite

88224	93,58
-------	-------

Packung 12 Streifen sortiert

Körnung 200

44342	93,58
-------	-------

Körnung 300

44343	93,58
-------	-------

Körnung 600

44344	93,58
-------	-------

Körnung 1.000

44345	93,58
-------	-------

Packung 12 Streifen 6 mm

Körnung 200

85770	93,58
-------	-------

Körnung 300

67322	93,58
-------	-------

Körnung 600

76932	93,58
-------	-------

Körnung 1.000

62507	93,58
-------	-------

Stahlseparierstreifen, Horico

Rostfreie Separierstreifen, Länge 150 mm, mit galvanisch gebundenem Edelkorund. Die Streifen können mit jeder Schere vor Gebrauch auf die benötigte Länge zu-rechtgeschnitten werden.



Packung 12 Stück einseitig

Nr. 304, 4 mm, breit

72455	6,39
-------	------

Nr. 306, 6 mm, breit

72456	7,69
-------	------

Nr. 308, 8 mm, breit

72457	8,91
-------	------

Packung 12 Stück glatt

Nr. 401, 4 mm, breit,

72447	2,86
-------	------

Nr. 406, 6 mm, breit

72448	3,43
-------	------

Nr. 408, 8 mm, breit

72449	4,11
-------	------

Packung 12 Stück gezahnt

Nr. 414, 4mm, breit

72451	9,52
-------	------

Nr. 416, 6mm, breit

72452	10,10
-------	-------

Nr. 418, 8mm, breit

72453	10,74
-------	-------

Finier- und Polierstrips, Kerr

Geeignet zum Finieren und Polieren von approximalen Füllungsflächen. Das Trägermaterial ist flexibles Polyester mit gut haftenden Aluminiumoxid-Partikeln.



Assortiment mit 200 Strips

50 jeder Ausführung

81643	84,39
-------	-------

100 Strips 1,9 mm breit

Coarse/Medium weiß/blau

81602	35,86
-------	-------

Fine/X-Fine gelb/rosa

81603	35,86
-------	-------

100 Strips, 3,9 mm breit

Coarse/Medium weiß/blau

81610	35,86
-------	-------

Fine/X-Fine gelb/rosa

81636	35,86
-------	-------

Schleifscheiben und Finierstreifen

OptiDisc, Kerr

Finier- und Poliersystem mit neuer Farbcodierung für gezieltere Auswahl der Körnungsstärke für Composite, Compomere, Glas-Ionomeren und Keramik. Das speziell beschichtete Mandrell schützt vor Beschädigungen der Restaurationen und vor Verfärbungen.



Mini-Kit

je 30 Disks 12,6 mm grob, grob/medium, fine, x-fein, 1 Mandrells, 1 Optishine-polierbüstchen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

208421 50,20

Packung 100 Stück

Grob/Medium 9,6 mm
Grob/Medium 12,6 mm
Grob/Medium 15,9 mm

205484 32,52
205991 32,52
205987 32,52

Packung 100 Stück

Fein 9,6 mm
Fein 12,6 mm

205485 32,52
205483 32,52

Packung 100 Stück

Extra-Fein 9,6 mm
Extra-Fein 12,6 mm
Extra-Fein 15,9 mm

205988 32,52
205989 32,52
210501 32,52

Packung 100 Stück

Extra-Grob 9,6 mm
Extra-Grob 12,6 mm

206844 32,52
205990 32,52

Packung 5 Stück

Mandrell

18485 28,13


Packung 5 Stück

Mandrell, kurz

205488 28,13

6

LM-Metallstrips, LM



Packung 50 Stück

LM 5503D zweiseitig 3 mm
LM 5512 einseitig 2 mm
LM 5513D zweiseitig 3 mm

74739 52,80
75330 29,70
76760 52,80

Instrumentarium / rotierend

MOORPLASTIC Snap-on-off-Scheiben, Moore

Wasserfeste, langlebige Polierscheibe. Bruchfest und flexibel.

7/8" = 22 mm

3/4" = 19 mm

5/8" = 16 mm



sand, fein 5/8

64933 9,70

Packung 50 Stück

sand, fein 3/4
sand, fein 7/8
sand, mittel 5/8

64932 9,70
65215 9,70
64930 9,70

Packung 50 Stück

sand, mittel 3/4
sand, mittel 7/8

64929 9,70
65216 9,70

Packung 50 Stück

sand, grob 3/4
sand, grob 5/8
sand, grob 7/8

53801 10,10
49860 9,70
65214 10,10

Stück

Moore-Discs Träger HP-7 H

141004 4,28

Schleifscheiben und Finierstreifen

Proxoshape, Primus Beier

Zur Bearbeitung von überstehenden Füllungs- und Kronenrändern, besonders im Approximalbereich sowie zur Wurzelglättung. In vier verschiedenen Körnungen.



Set ohne Sprayführung:
kompl. mit 4 Proxo-Feilen, Diakleen Reinigungsgummi und speziellem Ausstoßer

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

53641 **124,00**

Stück

Proxo 0, grün, extra grob, 125 µ	53645	21,00
Proxo 1L, grün, grob, 90 µ	33457	21,00
Proxo 1, silber, mittel, 90 µ	53644	21,00
Proxo 2, rot, fein, 40 µ	53643	21,00
Proxo 2L, rot, fein, 40 µ	33458	21,00
Proxo 3, gelb, superfein, 15 µ	53642	21,00

Roeko Schleif- und Polierstreifen, Coltène

Polierstreifen: Aus abriebfestem Polyester für den letzten Schliff der Füllungspolitur. Schleifstreifen: Zur Glättung des Approximalraumes, der mit anderen Instrumenten schwer oder nicht zugänglich ist.



Rolle 10 m, 4 mm breit

Polierstreifen 30 µ, 4 mm breit	84108	19,96
Schleifstreifen 40 µ, 4 mm breit	84109	19,96
Schleifstreifen 60 µ, 4 mm breit	84110	19,96

Roeko Stahlseparierstreifen, Coltène

Zum Separieren engstehender Zähne. Edelkorund auf Stahl galvanisch gebunden.



Packung 12 Stück einseitig

4 mm	75187	6,55
6 mm	75188	8,60
8 mm	80866	11,06

OneGloss Kit, Shofu

Finieren und Polieren mit nur einem Instrument! OneGloss Instrumente dienen zum Ausarbeiten und Polieren von Kompositrestaurationen. Sie eignen sich ebenfalls gut zum Entfernen von Zementüberschüssen und zur Schmelzpolitur nach Bracket- und Bänderentfernung, zum Beseitigen von Oberflächenverfärbungen und zum Polieren nach einer Zahnreinigung.



Vollsortiment

Mit 60 Instrumenten und 3 Mandrells WI

21907 **59,00**

Packung 50 Stück

Kelch unmontiert	21908	43,90
Midispitze unmontiert	21909	43,90
IC unmontiert	21910	43,90

Packung 12 Stück

Minispitze montiert

21911 **19,50**

Packung 6 Stück

Mandrell W

21912 **16,90**

Super Buff, Shofu

Die Super-Buff-Scheibe ist ein universelles Hochglanzpolierinstrument für Composite. Für direkte oder indirekte Füllungen. Die Scheibe muss vor der Anwendung angefeuchtet werden und entwickelt dann beim Einsatz in kürzester Zeit absoluten Hochglanz. Die Scheibe ist sowohl frontal als auch lateral einzusetzen.



Super Buff Kit

25 Polierer/2 Mandrells WI

21905 **18,90**

Packung 50 Stück

Super Buff Disk

21906 **28,50**

Packung 6 Stück

Mandrell WI

85540 **16,90**

6

Instrumentarium / rotierend

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Schleifscheiben und Finierstreifen

Super-Snap, Kits, Shofu

Zur Politur von Hybrid- und Microfill-Compositen



Kit Nr. 500

180 Super-Snap Scheiben, 40 Polierstreifen, 4 Mandrells WI, 2 Dura White Steine, Composite Fine Midi-Spitze

Artikel-Nr. 30623
Preis pro Einheit 55,50

Mini-Kit Nr. 505

48 Super-Snap Scheiben, 1 Mandrell WI, Composite Fine Midi-Spitze

Artikel-Nr. 30624
Preis pro Einheit 19,00

Super-Snap Scheiben, Shofu

Die Super-Snap Scheiben sind mit elastischen Trägern versehen, die auf das Mandrell aufgesetzt werden. Da sie kein metallisches Zentrum haben, werden versehentliche Beschädigungen und Verfärbungen von Komposit und Zahnhartsubstanz verhindert. Die dünnen Scheiben sind flexibel, biegen sich ohne zu brechen und ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Approximalbereichen. Sie sind stirnseitig, schaftseitig und beidseitig beschichtet und in den Größen Standard (ø 12 mm) und Mini (ø 8 mm) lieferbar.



Packung 50 Stück

L 502 extra-fein, rot, beidseitig beschichtet	34353	13,90
L 521 Minischeiben extra-fein, rot, beidseitig beschichtet	85538	13,90
L 501 fein, grün, beidseitig beschichtet	30627	13,90
L 519 Minischeiben fein, grün, beidseitig beschichtet	85532	13,90
L 506 grob, schwarz, stirnbeschichtet	30625	13,90
L 507 Minischeiben grob, schwarz, stirnbeschichtet	30626	13,90
L 508 mittel, violett, stirnbeschichtet	88347	13,90
L 509 mittel, violett, schaftseitig beschichtet	88348	13,90
L 522 Minischeibe mittel, violett, beidseitig beschichtet	88349	13,90
L 528 mittel, violett, beidseitig beschichtet	25144	13,90

Packung 6 Stück

Mandell FG	76670	16,90
Mandell W	85540	16,90

Super-Snap, Polierstreifen, Shofu

Mit den Polierstreifen erzielen Sie herausragende Ergebnisse im Interdentalbereich. Farbcodierung und Körnung entsprechen der Beschichtung der Super-Snap Scheiben.



Packung mit 100 Stück

schwarz/violett (grob/mittel)	30628	18,90
grün/rot (fein / extrafein)	30629	18,90

6

Instrumentarium / rotierend



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Polierer und Schleifkörper/Bürsten

ORBipol alloy-F, ORBIS Dental

Instrument zum konturierenden Abtragen von Amalgam, ohne das Risiko, beim Einsatz des Instruments den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen. So kann auch am Füllungsrand gearbeitet werden, was dazu beiträgt, Randspalte zu vermeiden. Zum abschließenden Finieren und Hochglanzpolieren empfehlen wir unsere 'Orbipol universal'-Instrumente.

- **Empfohlene Drehzahl: 5.000 rpm**
- **Montiert für Winkelstück**
- **Autoklavierbar bei 134 °C - 2,1 bar - 5 min**



Packung 12 Stück

- F- Spitze, dunkelgrau
- F- Minispitze, dunkelgrau
- F- Kelch, dunkelgrau

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

34006	18,35
34007	18,35
34008	18,35

TOP

ORBipol ceram-P, ORBIS Dental

HighEnd-Polierer für alle keramischen Füllungen sowie keramische Teil- bzw. Vollkronen. Die mit Naturdiamant angereicherten Polierkörper bewirken eine echte Hochglanzpolitur in nur einer Polierstufe und machen so eine Wiederholung des Glanzbrandes nach eventuelle Korrekturen überflüssig. Einfache Anwendung - maximale Zeitersparnis!

- **Empfohlene Drehzahl: 10.000 rpm**
- **Montiert für Winkelstück**
- **Autoklavierbar bei 134 °C - 2,1 bar - 5 min**



Packung 6 Stück

- P- Spitze, grau
- P- Minispitze, grau
- P- Kelch, grau

34282	22,65
34283	22,65
34284	22,65

TOP

ORBipol micro-P, ORBIS Dental

Hochwertige Composite-Polierer für seidigen und langanhaltigen Oberflächenglanz, geeignet für Composite-Materialien mit Microfüller. Hohe Standzeit, gute Ergebnisse in nur einer Polierstufe!

- **Empfohlene Drehzahl: 5.000 rpm**
- **Montiert für Winkelstück**
- **Autoklavierbar bei 134 °C - 2,1 bar - 5 min**



Packung 12 Stück

- P- Spitz, gelb
- P- Minispitze, gelb
- P- Kelch, gelb

34354	18,35
34355	18,35
34356	18,35

TOP



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

6

Instrumentarium / rotierend

Polierer und Schleifkörper/Bürsten

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

ORBipol tec, ORBIS Dental

Dreistufiges Poliersystem für prothetische und kieferorthopädische Werkstoffe. Mit dem grünen Orbipol tec-K Instrument wird ein schneller Materialabtrag erzielt. Kratzer verschwinden, die Oberflächen werden geglättet. Das graue Orbipol tec-F Instrument erlaubt eine feinere Glättung der Oberflächen, bis hin zu einem leichten Glanz. Mit dem gelben Orbipol tec-K Instrument entsteht eine Hochglanzpolitur. Der Einsatz einer Polierpaste ist dazu nicht erforderlich.

• Empfohlene Drehzahlen:

für tec-K (grün) und tec-F (grau): 10 - 15.000 rpm

für tec-P (gelb): 5 - 7.000 rpm

• Montiert für Handstück



Packung 6 Stück

K- Torpedo, grün

F- Torpedo, grau

P- Torpedo, gelb

34369 15,65

34370 15,65

34371 15,65

TOP

ORBipol universal, ORBIS Dental

Zweistufiges Finier- und Poliersystem für perfekte Oberflächen ohne das Risiko, beim intraoralen Einsatz den natürlichen Zahnschmelz zu beschädigen. Geeignet für Gold, EMR-Legierungen, (Hybrid-)Composite und Amalgam. Wir empfehlen, unter Spraykühlung mit geringem Anpreßdruck und der empfohlenen Drehzahl zu arbeiten. Die braunen Orbipol universal-F dienen der pastenfreien Vorpolitur (Finieren), mit den grünen Orbipol universal-P erreicht man - ebenfalls ohne zusätzliche Polierpasten - einen makellosen Hochglanz.

• Empfohlene Drehzahl: 7.000 rpm

• Montiert für Winkelstück

• Autoklavierbar bei 134 °C - 2,1 bar - 5 min



Packung 12 Stück

F- Minispitze, braun

F- Spitze, braun

F- Kelch, braun

34229 18,35

34228 18,35

34230 18,35

Packung 12 Stück

P- Minispitze, grün

P- Spitze, grün

P- Kelch, grün

33944 18,35

33943 18,35


33945 18,35

TOP

Aaba Universal-Vorpolierer, Kerr

Anwendung: Intermittierend und ohne Druck anzuwenden, nass oder trocken. Maximal 20.000 U/min. Sterilisierbar.

• Unmontiert



Packung 12 Stück

T 12

L15

R22

72539 16,67

72528 16,67

72535 16,67

Aaba Universal-Vorpolierer, Kerr

Anwendung: Intermittierend und ohne Druck anzuwenden, nass oder trocken. Maximal 20.000 U/min. Sterilisierbar.



Packung 12 Stück

WD32

WD50

72514 38,58

72520 38,58

6

Instrumentarium / rotierend

DER POLIERER FÜR JEDE OBERFLÄCHE



TWIST Konzept Die Vereinfachung der Politur

EVE TWIST Polierer haben sich bewährt. Ständiges Wechseln der Poliererform gehört der Vergangenheit an. Flexible Lamellen ermöglichen eine Politur auf jeder Oberfläche ohne die modifizierte Zahnstruktur zu beeinflussen.

FÜR KOMPOSIT
Set RA 342



FÜR KERAMIK
Set RA 306



Polierer und Schleifkörper/Bürsten

Astropol, Ivoclar Vivadent

Mehrfach verwendbares Poliersystem für das Finieren, Polieren und Hochglanzpolieren von Composite- und Ceromer-Werkstoffen.

- Astropol F: Finierer (Grau) zur Überschussentfernung von Composite-Materialien im Approximal- und Okklusalbereich und für die Vorpolitur
- Astropol P: Polierer (Grün) zur Politur von Composite- und Ceromer-Materialien. Zur Politur der Restauration. Sorgt für ein feines Oberflächenfinish und erstklassige Resultate mit mikrogefüllten Composites
- Astropol HP: Hochglanzpolierer (Altrosa) für die Hochglanzpolitur. Für High-End-Resultate mit superglatten, hochglänzenden Oberflächen. Neben allen üblichen Anwendungen besonders für Hybridcomposites und Ceromer-Werkstoff empfohlen



Packung 6 Stück Astropol F

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Kleine Flamme	25026 23,50
Große Flamme	25027 23,50
Kelch	25028 23,50
Scheibe	25029 23,50

Packung 6 Stück Astropol P

Kleine Flamme	25030 23,50
Große Flamme	25031 23,50
Kelch	25032 23,50
Scheibe	25033 23,50

Packung 3 Stück Astropol HP

Kleine Flamme	25034 17,65
Große Flamme	25035 17,65
Kelch	25036 17,65
Scheibe	25037 17,65

EVE Silikonpolierer, weiß, Vetter

Universelle Silikonpolierer zum Abtragen von Keramik, Edelmetall, Kunststoff.

Körnung: **grob**
Drehzahl: **7.000 - 10.000 RPM**



Packung 10 Stück

K11 / 11 x 6 mm	151698 5,00
K12 / 12 x 7 mm	14920 5,00
K15 / 15 x 9 mm	14919 5,00
L18 / 18 x 3,5 mm	14922 5,00

EVE Silikonpolierer, weiß, Vetter

Universelle Silikonpolierer zum Abtragen von Keramik, Edelmetall, Kunststoff.

Körnung: **grob**
Drehzahl: **7.000 - 10.000 RPM**



Packung 100 Stück

K 11 / 11 x 6 mm Kelch	81938 37,60
L 22 / 22 x 4 mm Linse	81969 37,60
R 22 / 22 x 3 mm Rad	81970 37,60
S 6 / 6 x 24 mm Spitze	81964 37,60

EVE Silikonpolierer, weiß, Vetter

Universelle Silikonpolierer zum Formen und Glätten von Keramik, Edelmetall, Kunststoff und Zahnschmelz.

Körnung: **mittel**
Drehzahl: **7.000 - 12.000 RPM**



Packung 10 Stück

W 1 Spitze	160501 12,30
W 7 Kelch	14910 12,30
W 2 Spitze	160549 12,30
W 5 weiter Kelch	161305 12,30

Packung 100 Stück

W 1 Spitze	137243 91,80
W 7 Kelch	76829 91,80
W 2 Spitze	35974 91,80
W 5 weiter Kelch	81916 91,80

Polierer und Schleifkörper/Bürsten

EVE Diacomp Ultra, Vetter

Einstufige Diamantpolierer zum Glätten und Hochglanzpolieren aller Composite. Flexible Abtragsleistung durch angepassten Anpressdruck

Drehzahl: 5.000 - 7.000 RPM



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
DCU-W11 Minispitze	19207 4,20
DCU1 Spitze	18698 6,70
DCU2 Linse	19205 6,70
DCU3 Kelch	19206 6,70

EVE Diapol grob, Vetter

Diamantpolierer zum Abtragen von Keramik und Metall.

Körnung: **grob**

Drehzahl: 7.000 - 12.000 RPM



Stück

W 11Dg Minispitze	19229 3,70
W 16Dg Spitze	172102 5,80
W 17Dg Kelch	188055 5,80
W 18Dg Linse	185295 5,80

Packung 10 Stück

W 11Dg Minispitze	165521 35,20
W 16Dg Spitze	160335 54,70
W 17Dg Kelch	158079 54,70
W 18Dg Linse	165522 54,70

EVE Diapol mittel, Vetter

Diamantpolierer zum Glätten von Keramik und Metall.

Körnung: **mittel**

Drehzahl: 7.000 - 12.000 RPM



Stück

W 11Dmf Minispitze	72262 3,70
W 16Dmf Spitze	172103 5,80
W 17Dmf Kelch	188057 5,80
W 18Dmf Linse	188060 5,80

Packung 10 Stück

W 11Dmf Minispitze	195443 35,20
W 16Dmf Spitze	160651 54,70
W 17Dmf Kelch	158095 54,70
W 18Dmf Linse	161598 54,70

EVE Diapol fein, Vetter

Diamantpolierer zum Hochglanzpolieren von Keramik und Metall.

Körnung: **fein**

Drehzahl: 7.000 - 12.000 RPM



Stück

W 11D Minispitze	35860 3,70
W 16D Spitze	187546 5,80
W 17D Kelch	188058 5,80
W 18D Linse	188059 5,80

Packung 10 Stück

W 11D Minispitze	195444 35,20
W 16D Spitze	178730 54,70
W 17D Kelch	158097 54,70
W 18D Linse	161599 54,70

EVEFLEX Polierer, Vetter

Polierer zum Grobabtragen von Gold, Amalgam und Komposit.

Körnung: **grob**

Drehzahl: 7.000 - 12.000 RPMzum



Packung 10 Stück

AF2K Minispitze	195474 8,50
AF1 Spitze	84391 13,20
AF7 Spitze	162052 13,20
AF3K Kelch	188223 13,20

Polierer und Schleifkörper/Bürsten

EVEFLEX Polierer, Vetter
 Polierer zum Glätten von Gold, Amalgam und Komposit.
 Körnung: **mittel**
Drehzahl: 7.000 - 12.000 RPM



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
BV2K Minispitze	188720 8,50
BV1 Spitze	162138 13,20
BV7 Spitze	187415 13,20
BV3K Kelch	188239 13,20

EVEFLEX Polierer, Vetter
 zum Abtragen, Glätten und Polieren von Amalgam und Gold.
 Körnung: **fein**
Drehzahl: 7.000 - 12.000 RPM



Packung 10 Stück

GH2K Minispitze	194315 8,50
GH1 Spitze	162140 13,20
GH7 Spitze	18743 13,20
GH3K Kelch	192745 13,20

Enhance, Dentsply Sirona
 Die zum Einmalgebrauch bestimmten Enhance-Finierer (Scheiben, Kelche, Spitzen) bestehen aus mit Aluminiumoxid beschichtetem Urethane Dimethacrylate zum Ausarbeiten von Komposit-Restaurationen zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur. Einfache Handhabung: Die Effizienz ist abhängig vom applizierten Druck, daher ist kein Wechsel auf unterschiedliche Körnungen notwendig.



System-Kit

20 Finierscheiben, 10 Finierkelche, 10 Finierspitzen, 25 Polierkelche, 1 Metall-Mandrell für Polierkelche, 1 Prisma Gloss, 4g, 1 Prisma Gloss Extrafein, 4g

70027 **151,30**

Packung 40 Stück

Finierkelch	261152 79,87
Finierspitzen	261154 79,87
Finierscheiben	261146 79,87

Occlubrush, Kerr
 Zur Vor- und Hochglanzpolitur der okklusalen Restauraionsanteile. In den Borsten eingearbeitete Polierkörper (Siliciumcarbide) machen eine zusätzliche Anwendung von Pasten überflüssig. Breites Anwendungsspektrum für Komposit, Kompomer u. Keramik. Unverwechselbar u. leicht erkennbar durch den Goldschmuck. Sterilisierbar bis 140°C und dadurch wiederverwendbar.



Assortiment mit je 5 Stück

Regulärer Kelch, kleiner Kelch und Spitze

40680 **106,05**

Packung 3 Stück

Regulärer Kelch	33527 25,86
Kleiner Kelch	40670 25,86
Spitze	40677 25,86

Packung 10 Stück

Regulärer Kelch	33528 69,74
Kleiner Kelch	40676 69,74
Spitze	40679 69,74

OptiShine, Kerr
 Zur Vor- und Hochglanzpolitur der okklusalen Restauraionsanteile. In den Borsten eingearbeitete Polierkörper (Siliciumcarbide) machen eine zusätzliche Anwendung von Pasten überflüssig. Breites Anwendungsspektrum für Komposit, Kompomer u. Keramik. Unverwechselbar u. leicht erkennbar durch den Goldschmuck. Sterilisierbar bis 140°C und dadurch wiederverwendbar.



Packung 3 Stück

OptiShine

137380 **25,86**

Packung 10 Stück

OptiShine

137689 **69,74**

Polierer und Schleifkörper/Bürsten

Politip-F Finierer/Polierer, Ivoclar Vivadent

Mehrfach verwendbares 2-Schritt-Poliersystem für Composites und Amalgam, bestehend aus den grauen Politip-F-Finierern sowie den grünen Politip-P-Polierern.

Politip F: Finierer zur Überschussentfernung von Composite im approximal- und Okklusalbereich.

Politip P: Polierer zur Hochglanzpolitur von Composite und Amalgam.



Packung 6 Stück Finierer grau

Form	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Form B Flamme	87426	12,80
Form C breiter Kelch	87427	12,80
Form D schmaler Kelch	87428	12,80

Packung mit 6 Stück Polierer grün

Form B Flamme	73192	12,80
Form C breiter Kelch	73193	12,80
Form D schmaler Kelch	87422	12,80

Amalgam-Poliersatz, Shofu

Enthält alle Stufen von Politur von Edelmetallen und Amalgam-Restaurationen



Kit Inhalt:

Kelch: 3x Brownie, 2x Greenie, 1x Supergreenie

Minispitze: 3x Brownie, 2x Greenie, 1x Supergreenie

Wi 0308	75582	21,00
FG 0309	75583	21,00

Brownie, Shofu

Silikon-Polierer, die mit hochwertigen integrierten Poliermitteln versehen sind, sorgen für ein schnelles und brillantes Polieren von Edelmetall und Amalgam. Benutzen Sie Brownies, um eine glatte Oberfläche zu erreichen, Greenies für die Glanzpolitur und Supergreenies (mit gelb markiertem Schaft) für den Hochglanz.



Packung 12 Stück

HD KN7 0271	75552	18,70
HD WH6 0273	75554	18,70
HD PC2 0272	75553	18,70
W KN7 0281	75555	18,70
W PC2 0282	75556	18,70
W WH6 0283	75557	18,70
W 0401 Kelch	75585	18,70
W 0403 Minispitze	75589	18,70
FG 0411 Kelch	75586	18,70
FG 0413 Minispitze	75590	18,70

Packung 72 Stück

W H0401 Kelch	89470	95,00
W H0403 Minispitze	89472	95,00
FG H0411 Kelch	46917	95,00
FG H0413 Minispitze	46918	95,00

Greenie, Shofu

Zur Glanzpolitur von Amalgam und Edelmetall



Packung 12 Stück

HD KN7 0274	75558	18,70
HD WH6 0276	75560	18,70
HD PC2 0275	75559	18,70
W KN7 0284	75561	18,70
W PC2 0285	75562	18,70
W WH6 0286	75563	18,70
W 0402 Kelch	75587	18,70
W 0404 Minispitze	75591	18,70
FG 0412 Kelch	75588	18,70
FG 0414 Minispitze	75592	18,70

Packung 72 Stück

W H0402 Kelch	89471	95,00
W H0404 Minispitze	89473	95,00
FG H0412 Kelch	34394	95,00
FG H0414 Minispitze	50431	95,00

Polierer und Schleifkörper/Bürsten

Supergreenie, Shofu

Zur Hochglanzpolitur von Amalgam und Edelmetall



Packung 12 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
HD KN7 0277	18,70
HD PC2 0278	18,70
HD WH6 0279	18,70
W 0402 Kelch	18,70
W 0404 B Minispitze	18,70
W KN7 0287	18,70
W PC2 0288	18,70
W WH6 0289	18,70
FG 0412 A Kelch	18,70
FG 0414 B Minispitze	18,70

CeraMaster, Shofu

Diese Polierer wurden speziell für die Hochglanzpolitur von Keramik entwickelt. Sie sind ideal für den Einsatz in der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor. Eine einzigartige Silikonmischung und Verteilung der Diamantpartikel macht CeraMaster zur besten Wahl für die Keramikpolitur.



Sortiment 4 Stück

Winkelstück	43,90
Handstück	43,90

Packung 3 Stück

Walze WI	32,90
Linse WI	32,90
Kelch WI	32,90
Minispitze WI	32,90

Packung 3 Stück

Walze HD	32,90
KN7 HD	32,90
WH6 HD	32,90
Minispitze HD	32,90

CompoMaster, Shofu

Die CompoMaster Polierer sind speziell für die Glanzpolitur von Kompositrestaurationen bestimmt. Die gezielt ausgewogene Mischung und Größe der Diamantpartikel erzeugt eine äußerst homogene und glatte Oberfläche auf jedem Kompositmaterial.



Sortiment 4 Stück

Winkelstück	43,90
Handstück	43,90

Packung 3 Stück

Walze WI	32,90
Linse WI	32,90
Kelch WI	32,90
Minispitze WI	32,90

Packung 3 Stück

Walze HD	32,90
KN7 HD	32,90
WH6 HD	32,90
Minispitze HD	32,90

Composite Poliersatz, Shofu

Dieser Satz enthält ein komplettes Sortiment zum Finieren und Polieren von Kompositen, ohne den Schmelz zu beschädigen.



Kit 0310

bestehend aus:

Dura-Green: je 1x CN1, FL2
 Dura-White: je 1x CN1, FL2
 CompoSite: je 2x Walze, Linse, Rad
 CompoSite Fine: je 1x Kelch, Scheibe

Polierer und Schleifkörper/Bürsten

Composite Technique Kit, Shofu

Vom Finish zum Hochglanz in nur zwei Schritten. Schnell, einfach und ohne Zusätze finieren und polieren diese Polierer die gesamte Oberflächenstruktur in einer weißen Füllung. Durch gleichzeitige Versiegelung der Oberfläche wird einer bakteriellen Infektion vorgebeugt.



Kit 0322

bestehend aus:

Dura-White: je 1x CN1, FL2
CompoSite: je 1x Walze, Linse, Rad, Scheibe, Kelch, Midispitze, Birne, IC
CompoSite Fine: je 1x Walze, Linse, Rad, Scheibe, Kelch, Midispitze, Birne, IC

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
84305	31,00

Schmelz-/Keramikkorrekturset, Shofu

Zur Korrektur von Frühkontakten, Keramikarbeiten und natürlichem Zahnschmelz. Auch für die Korrektur von bereits zementierten Keramikarbeiten bestens geeignet. Das Sortiment enthält 3 Dura-White Steine zum Einschleifen, sowie 9 Ceramisté Systempolierer zum Erreichen von Hochglanz



Kit 0307


bestehend aus:

Dura-White: je 1x FL2, RD1, TC1
Ceramisté Standard: je 1x Linse, Rad, Walze
Ceramisté Ultra: je 1x Linse, Rad, Walze
Ceramisté Ultra II: je 1x Linse, Rad, Walze

75581	22,00
-------	-------

Dura-Green-Steine, Shofu

Außergewöhnlich gut geeignet für schnelles, splitterfreies Konturieren und Finieren von Keramik, Komposit, Edelmetall und Amalgam.



RD1 HD	75425	17,30
--------	-------	-------

Packung 12 Stück

TC1 HD	75432	17,30
--------	-------	-------


Packung 12 Stück

CN1 W	75443	17,30
FL2 W	75451	17,30
RD1 W	75473	17,30
TC1 W	75480	17,30

CN1 FG	75490	17,30
FL2 FG	75493	17,30
TC1 FG	75498	17,30

Dura-White-Steine, Shofu

Finieren von Zahnschmelz, präparierten Zahnstümpfen, Kompositen, Keramik und Glasionomer-Zementen.



Packung 12 Stück

CN1 FG	75524	18,90
FL2 FG	75527	18,90
RD1 FG	75530	18,90
TC1 FG	75532	18,90

Packung 12 Stück

CN1 W	75512	18,90
FL2 W	75514	18,90
RD1 W	75518	18,90
TC1 W	75521	18,90

Packung 12 Stück

CN1 HD	75500	18,90
FL2 HD	75502	18,90
RD1 HD	75506	18,90
TC1 HD	75509	18,90

Polierpasten für Composite und Keramik

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
19166	10,85

PROtect finish, ORBIS Dental

Protect finish verleiht prothetischen Arbeiten und kieferorthopädischen Apparaten einen feinen Hochglanz. Protect finish regt den Speichelfluss des Patienten bei der Eingliederung von Prothesen an und sorgt so für gute Haftung und ein sofortiges angenehmes Tragegefühl.

- Protect finish wirkt zusätzlich bakterizid innerhalb 1 Min. (gem. EN 1040)
- Geschmacksrichtung: Minze



Spraydose 75 ml

TOP

Dura Polish, Shofu

Ist zu 73 Gew.-% mit Al₂O₃-Partikeln imprägniert und führt bei der Vorpulitur von Komposit, Metall und Prothesenkunststoff zu einer äußerst homogenen Oberfläche.

- **Nicht zur intraoralen Verwendung geeignet!**



Dose 20 g Paste

154772 41,00

Dura Polish DIA, Shofu

Enthält zu 67 Gew.-% Industriediamanten und führt zu einem exzellenten Hochglanz von Komposit und Keramik

- **Nicht zur intraoralen Verwendung geeignet!**



Dose 5 g Paste

154773 69,00

DirectDia Paste, Shofu

Hochglanzpulitur von Restaurationsmaterialien (Keramik, Füllungs- und Verblendkomposite, Metalle usw.) Pulitur und Reinigung natürlicher Zähne.

Empfohlener Drehzahlbereich Zur Vermeidung von Spritzern oder übermäßiger Wärmeerzeugung verwenden Sie rotierende Instrumente mit einer Geschwindigkeit von weniger als 10.000 UpM



3 g mit Kappe

15181 29,90

Prisma Gloss, Dentsply Sirona

Paste zum Hochglanzpolieren von Kom-pomer- und Kompositfüllungen.



Spritze 4 g

normal
extrafine

79131 52,91

63127 52,91

6

Instrumentarium / rotierend

Zahnreinigungsbürsten

Zahnreinigungs- und Polierbürstchen, ORBIS Dental

Miniaturisiertes Bürstchen zur Reinigung und Politur der Zahnoberfläche. Mit Winkelstück-Schaft, fertig montiert.

- **Kelchform**
- **Empfohlene Drehzahl: Max. 5.000 U/min**



Packung 100 Stück
Nylonborsten

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
193090	54,95

TOP

Zahnreinigungs- und Polierbürsten, soft rosa, ORBIS Dental

ZR-Bürste mit weichen / soften Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Nicht sterilisierbar, nicht thermodesinfizierbar. Montiert für Winkelstück

- **Kelchform**
- **Empfohlene Drehzahl: Max. 5.000 UpM**



Packung 100 Stück
soft rosa

243106	54,45
--------	-------

TOP

Prophy Snap-On Mandrell, Kerr



Packung 10 Stück
Mandrell 976

73599	47,57
-------	-------

Prophy-Brush, Kerr



Packung 30 Stück
Normalform 0270
Spitzform 962

69065	46,01
73594	46,01

Packung 120 Stück
Spitzenform 969

73595	123,73
-------	--------

ZR-Bürsten Miniatur, Kerr

Hawe Miniatur Zahnreinigungs- und Polierbürstchen. Die kleinste Form dieses Bürstchentyps.



Packung 10 Stück
Nylonborsten 835

77203	8,65
-------	------

Packung 100 Stück
Nylonborsten 835

73602	65,10
-------	-------

Screw-Type Prophy Bürsten, Kerr

Prophylaxe Bürsten schraubbar.



Packung 30 Stück
Normalform Naturborsten 0210
Normalform, spitz Naturborsten 0230

69058	37,62
69063	49,64

Packung 30 Stück
Klein Naturborsten 0220
Klein, spitz Naturborsten 0240

69061	37,62
69064	49,64

Packung 10 Stück
Adapter für Screw-Type

69112	24,64
-------	-------

6

Instrumentarium / rotierend



Anästhetika	502-507	Oberflächenanästhetika	500-501
Devitalisierung	523	Retraktion	539-544
Einmal-Spritzen	521-522	Unterfüllung	526-533
Injektionsspritzen	517-520	Wundbehandlung / PA-Behandlung	545-555
Kanülen	510-516	Wurzelfüllung	534-538
Kariesdiagnostik	524		
Kavitätenreinigung	525		
Nahtmaterial	560-566		

Oberflächenanästhetika

Kältespray, **ORBIS Dental**

Kältespray in medizinischer Qualität, kühlt bis -45 °C und verdampft sofort und rückstandsfrei. Es ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen, sowie zur Vitalitätsüberprüfung am Zahn geeignet und kann auch zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien verwendet werden. Ein Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen.

- **FCKW-frei**
- **Weißer Kappe: Mintgeschmack**
- **Orange Kappe: Orangengeschmack**



Dose 200 ml

- Mintgeschmack
- Orangengeschmack
- ab 12 Dosen**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143174	5,55
160080	5,55
	5,15

Mengenpreise auch bei gemischter Abnahme

TOP

Schaumstoffpellets, **ORBIS Dental**

Zur drucklosen Applikation flüssiger und pastöser Präparate. Auch als Träger von Kältemitteln zur Vitalitätsprüfung geeignet

TOP



Dosen

- 3.000 Stück**
Ø 4 mm, Größe 1
- 1.000 Stück**
Ø 5 mm, Größe 2
- 500 Stück**
Ø 8 mm, Größe 3
- 500 Stück**
6 x 8 mm Keilform, Größe 4

180011	12,55
180012	12,55
180013	12,55
180014	12,55

Roeko Endo-Frost, **Coltène**

Kältespray zum Vereisen von Pellets und Watterollen auf -50° C, mit Applikationsröhrchen für gezielte Applikation, geruchsneutral.



Dose 200 ml

52332 **10,62**

Pele Tim, **Voco**

Antiseptische Schaumstoffpellets zur Applikation von Medikamenten. Sehr feinkörnig und saugfähig.



Packung 3000 Stück

- Größe 0, mini, Ø 3 mm
- Größe 1, klein, Ø 4 mm

59168	29,90
72893	28,20

Packung 1000 Stück

- Größe 2, mittel, Ø 5 mm

72896 **24,20**

Packung 500 Stück

- Größe 3, groß Ø 8 mm
- Größe 4, Keilform, 6 x 8 mm

72897	24,20
72898	24,20



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Oberflächenanästhetika

Schaumstoffpellets, Erkodent

Spezial-Pellets zur Vitalitätsprüfung. Offenförmige Schaumstoffpellets für Kältespray



Packung 200 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
85254	9,78

Xylocain Pumpspray, Astra

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 50 ml

68997	20,17
-------	-------

Xylonor-Spray N, Septodont

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Pump-Sprayflasche 36 g

75383	35,00
-------	-------

Pump-Sprayflasche 36 g
(Nur für Österreich)

201343	auf Anfr.
--------	-----------

Mepivastesin, 3M

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Dose 50 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
84503	42,72

Oraqix, Dentsply Sirona

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 20 Stück
Zylinderampullen à 1,7 g + 20 Kanülen

Dispenser 1 Stück

169455	130,14
170002	58,47

OraVerse, Septodont

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 10 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml

246592	65,35
--------	-------

Scandonest 3 % O.V., Septodont

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 50 Stück
Zylinderampullen à 1,8 ml

Packung 50 Stück
Zylinderampullen à 1,8 ml
(Nur für Österreich)

80008	32,04
201340	auf Anfr.

Septanest mit Epinephrin, Septodont

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 50 Stück
50 Zylinderampullen à 1,7 ml
1/100.000

50 Zylinderampullen à 1,7 ml
1/200.000

ab 10 Packungen

75063	31,17
76290	31,17
	28,05



MANAGING PAIN FOR **YOUR PRACTICE**



Septanest mit Epinephrin 1:100.000 – 40 mg/ml + 0,01 mg/ml Injektionslösung u. Septanest mit Epinephrin 1:200.000 – 40 mg/ml + 0,005 mg/ml Injektionslösung. Verschreibungspflichtig.

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: Septanest mit Epinephrin 1:100.000: 1 ml Injektionslösung enthält 40 mg Articainhydrochlorid u. 0,01 mg Epinephrin (Adrenalin) als Epinephrinhydrogentartrat (Ph. Eur.) und Septanest mit Epinephrin 1:200.000: 1 ml Injektionslösung enthält 40 mg Articainhydrochlorid u. 0,005 mg Epinephrin (Adrenalin) als Epinephrinhydrogentartrat (Ph. Eur.).

Sonstige Bestandteile: Natriummetabisulfit (E223) (Ph. Eur.), Natriumchlorid, Dinatriumedetat (Ph. Eur.), Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke. 100 ml Injektionslösung enthält 84,74 mg Natrium, d. h. 1,44 mg/1,7 ml.

Anwendungsgebiete: Lokal- u. Regionalanästhesie bei zahnärztlichen Behandlungen, Infiltration und perineurale Anwendung in der Mundhöhle.

Hinweis: Dieses Produkt enthält keine Konservierungsstoffe vom Typ PHB-Ester und kann daher Patienten verabreicht werden, von denen bekannt ist, dass sie eine Allergie gegen PHB-Ester oder chemisch ähnliche Substanzen besitzen.

Gegenanzeigen: Septanest mit Epinephrin darf nicht angewendet werden bei: Allergie oder bekannter Überempfindlichkeit gegen Articain und andere Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ, Epinephrin, Natriummetabisulfit (E223) oder

einem der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels, bei Epilepsie, die noch nicht durch geeignete Behandlungsmaßnahmen eingestellt ist oder nicht kontrollierbar ist, bei Kindern unter 4 Jahren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Dieses Arzneimittel bei folgenden Erkrankungen mit besonderer Vorsicht anwenden: Herzrhythmusstörungen, Leitungsstörungen (z. B. AV-Block 2. u. 3. Grades), akute dekomp. Herzinsuffizienz, Hypotonie, unregelmäßiger Herzschlag, nach Myokardinfarkt, kürzli. durchgeführte koronare ByPass-Operation, Einnahme nicht-kardioselektiver Beta-Blocker, unkontr. Hypertonie, begl. Therapie mit trizykl. Antidepressiva.

Dieses Arzneimittel bei folgenden Erkrankungen mit Vorsicht anwenden: Epilepsie, Plasma-Cholinesterase-Mangel, Leber- u. Nierenerkrankungen, begl. Behandlung mit halogenhaltigen Inhalationsnarkotika, Myasthenia Gravis, Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmer/Antikoagulantien, Porphyrie, Patienten >70 Jahre. Die Anwendung von Septanest mit Epinephrin 40mg/ml + 0,005 mg/ml Injektionslösung empfiehlt sich bei Patienten mit folgenden Erkrankungen: kardiovaskuläre Erkrankungen, zerebr. Durchblutungsstörungen, unkontr. Diabetes, Thyreotoxikose, Phäochromozytom, Anfälligkeit für akutes Engwinkelglaukom.

Während der Schwangerschaft u. der Stillzeit Septanest mit Epinephrin nur anwenden nach positiver Einschätzung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses. Es gibt keine Erfahrungen mit

dem Einsatz von Articain bei schwangeren Frauen. Epinephrin geht in die Muttermilch über, hat aber eine kurze Halbwertszeit. Normalerweise ist es nicht notwendig, die Stillzeit für den Kurzeinsatz auszusetzen. Vor Anwendung eine Aspirationsprobe durchführen, um eine versehentliche intravasale Injektion zu vermeiden.

Nebenwirkungen: Toxische Reaktionen: Die Toxizität von Lokalanästhetika ist additiv. Die Maximaldosis der angewendeten Lokalanästhetika sollte nicht überschritten werden. Nebenwirkungen, häufig: ungewöhnlich schneller oder langsamer Herzschlag, niedriger Blutdruck, Schwellung d. Zunge, Lippen u. Zahnfleisch, Entzündungen d. Zahnfleisches, Taubheit d. Zunge, d. Mundes u. der Lippen, Taubheit in u. um den Mund, metall. Geschmack, Geschmacksstörungen, erhöhter o. ungewöhnlicher Tastsinn, Neuropathien, erhöhte Empfindlichkeit gegen Hitze, Zahnfleischentzündungen, Kopfschmerzen.

Gelegentlich: brennendes Gefühl, Bluthochdruck, Entzündung d. Zunge u. d. Mundes, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag, Juckreiz, Schmerzen im Nacken oder an der Injektionsstelle.

Selten: Bronchospasmen, Asthma, Urtikaria, Nervosität, Angstzustände, Schläfrigkeit, Gesichtsnervenstörung (Lähmung), unwillk. Augenbewegungen, Doppeltsehen, vorübergehende Blindheit, Hängen o. Herabfallen des oberen oder unteren Augenlids, Pupillenverengung, Enophthalmus, Ohr-

geräusche, Überempfindlichkeit d. Hörens, Herzklopfen, Hitzewallungen, Schwierigkeiten beim Atmen, Abschuppung u. Geschwürbildung d. Zahnfleisches, Muskelzuckungen, unwillk. Muskelkontrakt., Schüttelfrost, Abschuppungen an d. Injektionsstelle, Müdigkeit, Schwäche.

Besondere Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält Natriummetabisulfit (E223) u. Natrium. Natriummetabisulfit kann selten Überempfindlichkeitsreaktionen u. eine Verkrampfung d. Atemwege (Bronchospasmen) hervorrufen. Der Natriumgehalt beträgt weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Ampulle, d. h., es ist nahezu „natriumfrei“. Patienten, die nach der Behandlung eine Benommenheit (einschließlich Schwindel, Sehstörungen u. Müdigkeit) bemerken, sollen nicht Fahrzeuge führen oder Maschinen bedienen.

Handelsformen: Packung mit 50 Zylinderampullen zu 1,7 ml Injektionslösung. (Septanest 1:100.000 oder 1:200.000) im Blister.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Septodont GmbH, 53859 Niederkassel

Stand 01/2018

Gekürzte Ausgabe – vollständige Informationen siehe Fach- bzw. Gebrauchsinformation.



Weltmarktführer in der dentalen Schmerzkontrolle
#1

SEPTANEST

Mit 4 Injektionen jede Sekunde weltweit das bevorzugte Lokalanästhetikum der Zahnärzte.*

Zugelassen von 70 Gesundheitsbehörden (u. a. FDA und EMEA) auf der ganzen Welt entspricht Septanest den höchsten Qualitätsstandards.

Voll lieferfähig – Septanest auch weiterhin uneingeschränkt über den Dentalhandel bestellbar.

Eine gute Entscheidung.

Wir unterstützen Sie in allen Bereichen der schmerzfreien Behandlung.

* Septanest wird in anderen Ländern auch unter dem Namen Septocaine oder Medicaïne vertrieben.

Septanest mit Epinephrin, Septodont
 Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 50 Stück
 Zylinderampullen à 1,7 ml
 1/100.000
 (Nur für Österreich)

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

201341 **auf Anfr.**

Zylinderampullen à 1,7 ml
 1/200.000
 (Nur für Österreich)

201342 **auf Anfr.**

Sopira Citocartin 1:200.000, Kulzer
 Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 50 Stück
 Zylinderampullen à 1,7 ml
ab 10 Packungen
ab 20 Packungen

202711 **27,50**

24,75

24,20

Sopira Citocartin 1:100.000, Kulzer
 Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 50 Stück
 Zylinderampullen à 1,7 ml
ab 10 Packungen
ab 20 Packungen

202710 **27,50**

24,75

24,20

Ubistesin 1/100.000, 3M
 Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Dose 50 Stück
 Zylinderampullen à 1,7 ml

89016 **39,49**

6er Pack Dose á 50 Stück
 Zylinderampullen à 1,7 ml

210130 **205,70**

Dose 50 Stück
 Zylinderampullen à 1,7 ml
 (Nur für Österreich)

181012 **auf Anfr.**



Arzneimittel können nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden (Arzneimittelgesetz).

OHNE FÜR ALLE.*,1

Lokalanästhesie pur – mit **Ultracain® D ohne Adrenalin**:
Machen Sie sich frei von allem, was Sie nicht brauchen.



Ultracain® D ohne Adrenalin bietet Ihnen:

- ✦ Mehr Individualität – auch für den Einsatz bei Risikopatienten^{1,2}
- ✦ Tiefe Wirkung bei Standardeingriffen mit kurzer Anästhesiedauer^{1,3}
- ✦ Für alle drei gängigen Sprizentechniken geeignet^{**},4,5



Ultracain® D
ohne Adrenalin

* Bei entsprechender Indikation ** Anwendung z. B. mit Ultraject®, Uniject® K, Uniject® K Vario oder Uniject® VA Edelstahl. Siehe Gebrauchsinformation

1 Fachinformation Ultracain® D ohne Adrenalin. Stand April 2017. 2 Fachinformation Ultracain® D-S, D-S forte. Stand Dezember 2018. 3 Kämmerer PW. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012; 113: 495–499. 4 Kämmerer PW, Scholz M. Intraaligamentäre Anästhesie mit adrenalinfreiem Articain. ZWP. 6/2017. 5 Daubländer M et al. Differenzierte Lokalanästhesie – ein praxisnaher Leitfaden. Dental Magazin. 2016; 34(8): 42–47.

Ultracain® D ohne Adrenalin.

Wirkst.: Articainhydrochlorid. **Zusammens.:** Arzneil. wirts. Bestandt.: 1 ml Injektionslösung enth. 40 mg Articainhydrochlorid. **Sonst. Bestandt.:** Na-chlorid, Wasser f. Injekt.-zw., Na-hydroxid u. Salzsäure 36% (zur pH-Einstellung). **Anw.-geb.:** Infiltrations- u. Leitungsanästhesie i. d. Zahnheilkunde. Eignet sich vor allem für kurze Eingriffe an Pat., d. aufgrund bestimmter Erkrank. (z. B. Herz-Kreislauf-Erkr. od. Allergie gg. d. Hilfsst. Sulfit) kein Adrenalin erhalten dürfen sowie z. Injekt. kleiner Volumina (Anwendung i. d. Frontzahnregion, im Ber. d. Gaumens). **Gegenanz.:** Überempfindl. geg Articain od. and. Lokalanästhetika v. Säureamid-Typ. Schwere Stör. d. Reizbildungs- od. Reizleitungssystems am Herzen (z. B. AV-Block II. und III. Grades, ausgeprägte Bradykardie), akut dekompens. Herzinsuff., schwere Hypotonie. Intravenöse.-Anw. kontraindiziert. **Vorsichtsmaßn. u. Warnhinw.:** Strenge Indikat.-stellg. b. Pat. m. Cholinesterasemangel, (cave verlängerte/u.U. verstärkte Wirkung). Bes. Vorsicht b. Angina pect., Arteriosklerose, Störg. d. Blutgerinnung, schw. Nieren- od. Leberfktstörg., anamnest. bek. Epilepsie. Injektion in entzündetes Gebiet sollte unterbleiben. Von Inj. in entzünd./infiz. Gebiet wird abgeraten. Dos. so niedrig wie mögl. halten. Injekt. sorgf. i. 2 Ebenen aspirieren, um intravasale Injekt. z. vermeiden. Das AM ist nicht geeignet für länger dauernde Eingriffe (über 20 Minuten) sowie für größere zahnärztlich-chirurgische Eingriffe. Solange keine Nahrung aufnehmen, bis Wirkg. abgeklungen ist. Betreuer kl. Kdr. auf Risiko von Weichteilverletzungen hinweisen (verläng. Taubheitsgefühl). Enthält Natrium (< 1mmol/23 mg). Additive Wirkg. am kardiovoks. System u. ZNS bei Komb. verschiedener Lokalanästhetika. Reaktionsvermögen! **Schwangersch. u. Stillz.:** Strenge Nutzen-Risiko-Abwägung. Bei kurzfrist. Anw. Unterbrechung des Stillens i. d. R. nicht erforderl. **Nebenw.:** Immunsyst.: nicht bek.: allerg./allergiejähnl. Überempfindl.-reakt. (ödemat. Schwellg, Entzündg. a. d. Injekt.-stelle, Rötung, Juckreiz, Konjunktivitis, Rhinitis, Gesichtsschwellung, Angioödem, Glottisödem m. Globusgef. u. Schluckbeschw., Urtikaria, Atembeschw. bis anaphylakt. Schock). **Nerven:** häufig Parästhesie, Hypästhesie, gelegentl. Schwindel, Häufigk. nicht bek. (dosisabhängig) ZNS-Störg. (Unruhe, Nervosität, Stupor, Benommenh. b. Bewusstseinsverlust, Koma, Mskzittern und – zucken bis generalis. Krämpfe, Nervenläsionen (Fazialisparese, Vermind. d. Geschmacksempfindl.)) **Augen:** nicht bek. Sehstörungen, i. Allg. vorübergeh. **Herz/Gefäße:** nicht bek.: Hypotonie, Bradykardie, Herzversagen, Schock (u. U. lebensbedrohli.). **GIT:** häufig Übelk., Erbrech. **Verschreibungspflichtig.** **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**, 65926 Frankfurt am Main. **Stand:** April 2017 (SADE.AREP.17.06.1625) 1901_ULT_C – SADE.AREP.19.04.0911

SANOFI

Ubistesin 1/200.000, 3M

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Dose 50 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
89015 39,49

6er Pack Dose à 50 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml

210125 205,70

Dose 50 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml
(Nur für Österreich)

181014 auf Anfr.

Ubistesin 1/400.000, 3M

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Dose 50 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml

174201 39,49

6er Pack Dose à 50 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml

214134 205,70

Ultracain D ohne Adrenalin, Sanofi

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 10 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml

76561 12,14

Packung 100 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml
ab 10 Packungen

76543 81,02
72,92

Packung 10 Stück
Ampullen à 2 ml

76478 10,95

Ultracain D-S 1:200.000, Sanofi

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 100 Stück
Zylinderampullen à 1,7 ml
ab 10 Packungen

63780 81,02
72,92

Packung 96 Stück
Ampullen à 2 ml

234507 84,97

Packung 10 x 20 ml Flaschen
+10 Stück Entnahme-Spikes

83015 87,55

Ultracain D-S forte 1:100.000, Sanofi
 Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 100 Stück
 Zylinderampullen à 1,7 ml
ab 10 Packungen

Packung 96 Stück
 Ampullen à 2 ml

Packung 10 x 20 ml Flaschen
 + 10 Stück Entnahme-Spikes


Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
63782	81,02
	72,92
234508	84,97
83016	87,55

Xylonor 2 % Special, Septodont
 Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 50 Stück
 Zylinderampullen à 1,8 ml

79394	35,36
-------	--------------



High Quality Needles


REF: Sulzer Mixpac Deutschland GmbH item numbers

SULZER



Zylinderampullen

- Kunststoffsockel mit Anschlagmarkierung für Zylinderampullenspritzen
- Silikonisiertes Kanülenrohr
- 30 G geeignet zur intraligamentären Anästhesie
- Einfaches Aufschrauben der Kanüle durch exakt geschnittenes Gewinde
- Steril (EO)



Zylinderampullen

Größen: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 100 Stück

Painless Steel™ Injektionskanülen

Mehr Durchfluss durch größeres Lumen



Zylinderampullen

- 30 G, 31 G u. 33 G geeignet zur intraligamentären Anästhesie, Oberkiefer-, Unterkiefer- und Frontzahnbereich
- Speziell für die Kinderheilkunde und empfindsame Patienten empfohlen, es entsteht wesentlich weniger Druckschmerz
- Noch mehr Durchfluss durch größeres Lumen
- Thin Wall

Luer Lock

- Luer Lock Anschluss für Einmalspritzen

G 31 / G 33: Extra dünn



Zylinderampullen Thin Wall

Größen: G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm, G 31 / 0.28 mm, G 33 / 0.26 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 100 Stück

Luminject™ Injektionskanülen

- Zylinderampullenspritze für die intraligamentäre und intraseptale Lokalanästhesie
- Hochwertiger Edelstahl, autoklavierbar & sterilisierbar
- Mehrere Quadranten bei gleicher Behandlung möglich
- Komfortable und präzise Dosierung: ≈ 0.06 ml pro Klick
- Druckbegrenzung

Intraligamentalia™

164604 / FC0013002



Garantie: 1 Jahr
Material: Edelstahl
VE: 1 Stück

Injektionskanülen


Luer / Luer Lock

Größen: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 100 Stück

- Handstück für Absaugkanülen für eine präzise Evakuierung mit maximalem Sichtfeld
- Für Speichelsauger
- Hochqualitativer Stahl
- Sterilisierbar
- Inkl. Adapter, für den großen Saugschlauch verwendbar

Handstück für Absaugkanülen

164590 / FC0003100



inkl. Adapter, für den großen Saugschlauch verwendbar.

Garantie: 2 Jahr
Material: Edelstahl
VE: 1 Stück


Leicht biegsam.
Weichgeglühter Stahl.



- Weichgeglühtes Kanülenrohr
- Leicht biegsam
- Für die Absaugung an schwer zugänglichen Stellen z.B. bei endodontischen oder chirurgischen Eingriffen
- Zur Verwendung mit dem Luer Lock Handstück

* TW (Thin Wall) Kanüle

Absaugkanülen



Luer Lock

Größen: G 14 / 2.1 mm, G 16 / 1.6 mm, G 18 / 1.2 mm, G 20 / 0.9 mm
Farben: s. Abbildung **VE:** 100 Stück

Apikale seitl. Öffnung



- Apikale seitliche Öffnung (apical side vent)
- Für die Absaugung in Apex-Nähe
- 4 Laser-Markierungen
- Zur Verwendung mit dem Luer Lock Handstück

Endo Absaugkanülen




Luer Lock

Größen: G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 25 Stück

Laser Markierung





High Quality Needles

REF: Sulzer Mixpac Deutschland GmbH item numbers


- Spülung des Wurzelkanals über die ganze Länge
- Luer Lock Sockel, einzeln verpackt
- Thin Wall – besonders dünnwandiges Kanülenrohr für mehr Flexibilität
- Steril (EO)

Double Side Vent

- Das Original: Spülkanüle mit 2-seitlichen Öffnungen
- Seitliche Öffnungen und abgerundetes, geschlossenes Ende schützen vor einer Spülung über den Apex hinaus

Single Side Vent

- Seitliche Öffnung und abgerundetes Ende schützen vor einer Spülung über den Apex hinaus



Endo Irrigation Luer Lock Thin Wall

Größen: G 23/0.6 mm, G 25/0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30/0.3 mm, G 31/0.28 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 25 Stück

Endo Irrigation Luer Lock Thin Wall

Größe: G 27/0.4 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 25 Stück

Endo Irrigation Luer Lock Thin Wall

Größen: G 25/0.5 mm / G 30/0.3 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 25 Stück

Endo Irrigation Needles

Luer Lock

- Spülung von Zahnfleischtaschen und Wurzelkanal
- Für Luer und Luer Lock Spritzen geeignet
- Geeignet für Einmalspritzen
- Steril (EO)



Luer / Luer Lock

Größen: G 25/0.5 mm, G 27/0.4 mm, G 30/0.3 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 100 Stück

Endo Spülkanülen



- Rounded tip: abgerundete Ränder für die Anwendung in den Zahntaschen
 - Steril (EO)
- ### Zylinderampullen
- Mit Kunststoffsockel
 - Passend für gängige Zylinderampullenspritzen
 - Leicht biegsam

Luer Lock

- Für Luer und Luer Lock Einmalspritzen geeignet



Zylinderampullen

Größen: G 20/0.9 mm, G 21/0.8 mm, G 23/0.6 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 100 Stück

Luer / Luer Lock

Größen: G 20/0.9 mm, G 23/0.6 mm
Farben: s. Abbildung
VE: 100 Stück

Pastenkanülen



Luer / Luer Lock

Größen Luer: 2 ml, 5 ml (exzentriert), 10 ml (exzentriert)
Größen Luer Lock: s. Abbildung
VE: 100 Stück

Einmal Spritzen



www.sulzer.com/transcodent

Artikel Bezeichnung: z.B. (0.5 x 42 mm 162071 / 6517)
 Durchmesser x Länge mm **SAP Artikel Nr. / bisherige Artikel Nr.**

Kanülen

Orbirect Kanülen, ORBIS Dental

Injektionskanülen, passend für alle gängigen Zylinderampullenspritzen, mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. 3-Kant-Lanzettenschliff, silikonisiert für schmerzarmen Einstich. Die Kanülen G30 0,3 x 13 und G30 0,3 x 23 mm haben einen kurzen Anschluss, speziell für die intraligamentäre Anästhesie.

- Mit Kunststoffansatz
- Silikonisiert
- Schmerzarmen Einstich

Jede Kanüle trägt ein Sterilitätssiegel, Chargen-Nr. und Verfallsdatum. Sterilisiert mit Ethylenoxid. Die Kanülen sind zertifiziert und entsprechen der europäischen Norm ISO/DIN 7885.



Packung 100 Stück

0,3 x 10mm G30, grün
0,3 x 13mm G30, grün
0,3 x 23mm G30, grün
ab 10 Packungen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

144742 **9,75**
144741 **9,75**
144740 **9,75**
9,25

Packung 100 Stück

0,4 x 23mm G27, gelb
0,4 x 37mm G27, gelb
0,4 x 42mm G27, gelb
ab 10 Packungen

144739 **9,75**
144738 **9,75**
144735 **9,75**
9,25

Packung 100 Stück

0,5 x 23mm G25, rot
0,5 x 37mm G25, rot
0,5 x 42mm G25, rot
ab 10 Packungen

144734 **9,75**
144719 **9,75**
144712 **9,75**
9,25

TOP

Endo-Einwegkanüle, Vedefar

Für die Endodontie-Spülung nach Prof. Buquet, Paris. Die Kanülen sind sehr dünn und flexibel und haben eine manuell gefertigte abgerundete Spitze. Der Durchmesser von 0,35-28G ist der beste Kompromiss zwischen Feinheit und Fluss. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück
G28 0,35 x 25 mm türkis

52445 **20,10**

Einmal-Pastenkanülen, Transcodent

Für Spritzen mit pastösem Inhalt (z. B. Dontisolon, Dynexan, Duraphat etc.), stumpf, biegsam bei kaum vermindertem Durchfluss, sterilisiert mit Ethylenoxid. Abgerundete Ränder für die Anwendung in den Zahntaschen, einzeln in Kunststoff verpackt. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück

G20 0,9 x 32 mm rot
G21 0,8 x 23 mm grün
G23 0,6 x 23 mm blau

76748 **13,30**
76732 **13,30**
33472 **14,50**

Einmal-Pastenkanülen, Transcodent

Mit Kunststoffansatz, rounded tip: abgerundete Ränder für die Anwendung in den Zahntaschen und Wurzelkanal, biegsam bei kaum vermindertem Durchfluss, sterilisiert mit Ethylenoxid und einzeln in Blister verpackt. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück

G20 0,9 x 42 mm rot
G20 0,9 x 23 mm gelb
G23 0,6 x 23 mm blau

22321 **9,20**
76749 **9,20**
216766 **9,20**

Einmal-Pastenkanülen Sterican, B. Braun

Sterican blunt/stumpf zur Applikation von pastösen Materialien, Flüssigkeiten und Gels und zur Wundspülung (ohne Anschliff). Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück

G21 0,8 x 22 mm grün
G27 0,4 x 25 mm hellgrau

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

39293 7,12
70164 14,07

Einmal-Spülkanülen Endo, Transcodent

Mit Kunststoffansatz, rounded tip: abgerundete Ränder für die Anwendung in den Zahntaschen und Wurzelkanal, biegsam bei kaum vermindertem Durchfluss, sterilisiert mit Ethylenoxid und einzeln in Blister verpackt. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück

G25 0,5 x 42 mm gelb
G27 0,4 x 23 mm blau
G30 0,3 x 23 mm grün

76750 8,95
46441 12,20
46442 13,20

Luer Lock Handstück für Absaugkanülen, Transcodent

Das Handstück kann mittels Adapter an den großen Saugschlauch/ Speichelsauger angeschlossen werden und bietet zusammen mit den Transcodent Absaugkanülen eine komfortable Absaugung an schwer zugänglichen Stellen z. B. bei endodontischen oder chirurgischen Eingriffen. Material: Edelstahl, 2-Jahre Garantie



Stück

201284 49,00

Absaugkanülen Luer Lock, Transcodent

Luer Lock Absaugkanülen für endodontische bzw. chirurgische Eingriffe, Thin Wall / speziell dünne Kanülenrohrwandung, weichgeglühter Stahl / leicht biegsam für die perfekte Absaugung, Anschluss passend für Handstück Speichelsauger, steril einzeln im Blister verpackt. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück

G14 2,1 x 39 mm grün
G16 1,6 x 39 mm weiß
G18 1,2 x 39 mm rosa
G20 0,9 x 39 mm gelb

201280 29,90
201281 29,90
201282 29,90
201283 29,90

Endo-Absaugkanüle, Transcodent

Endo Absaugkanülen für die Wurzelkanalabsaugung, leicht biegsam für perfekten Zugang zur Kavität. "Spherigator® Technology": Die apikale seitliche Öffnung erlaubt maximale Absaugung, in Apex-Nähe. Vier Laser-Markierungen. Empfohlen für die Verwendung mit dem Luer Lock Handstück für Speichelsauger, Steril, einzeln im Container verpackt.



Packung 25 Stück

G27 0,4 x 32 mm grau
G30 0,3 x 32 mm gelb

244282 29,80
244286 29,80

Endo-Eze Irrigator Tip, Ultradent Products

Feine Metallkanüle, stumpf mit Spezialspitze. Die Spülkanüle ist an der Spitze seitlich geöffnet, somit keine Gefahr des Durchpressens von Flüssigkeiten über den Apex hinaus. Auch zur Spülung von parodontalen Taschen sehr gut geeignet. Für Luer-Spritzen.



Packung 20 Stück

G27 0,40 x 25 mm gelb

28452 12,80

Kanülen

Endo-Eze Tips, Ultradent Products

Kanülen aus weichem, biegsamem Metall, zum Spülen, Absaugen, Trocknen und Füllen von Wurzelkanälen. Für Luer-Spritzen.



Packung 20 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
G18 1,25 x 19 mm hellgrün	28446 12,30
G19 1,06 x 19 mm gelb	28447 12,30
G20 0,90 x 19 mm violett	28448 12,30
G22 0,70 x 19 mm hellblau	28449 12,30

Packung 100 Stück

G18 1,25 x 19 mm hellgrün	179864 52,40
G19 1,06 x 19 mm gelb	193830 52,40
G20 0,90 x 19 mm violett	66109 52,40
G22 0,70 x 19 mm hellblau	18970 52,40

Endo-Spülnadeln, Transcodent

Die Endo Irrigation Needle ist eine Spülkanüle mit 2 seitlichen Öffnungen zur sanften und effektiven Spülung des Wurzelkanals. Durch die 2 seitlichen Öffnungen und das abgerundete Ende wird ein Spülen über den Apex hinaus verhindert und der Wurzelkanal kann gefahrlos über die ganze Länge gespült werden. Einzeln in Köcher-Verpackung, sterilisiert. Für Luer-Spritzen.



Packung 25 Stück

G23 0,6 x 25 mm blau	84469 28,60
G25 0,5 x 25 mm orange	84479 28,60
G27 0,4 x 25 mm grau	84491 28,60
G30 0,3 x 25 mm gelb	84511 28,60
G27 0,4 x 32 mm grau	236556 29,90
G31 0,28 x 25 mm violett	201279 29,90

Irrigation Probe, Kerr

Mit seitlich abgesetzter Öffnung und abgerundetem Ende für fachgerechte und sanfte Wurzelkanalspülungen und parodontale Taschenspülungen. Kein Verletzungsrisiko des Gewebes oder einer Perforation des Apex. Für Luer-Spritzen.



Packung 40 Stück

G21 0,8 x 25 mm grün	71069 39,79
G23 0,6 x 25 mm blau	63208 39,79
G25 0,5 x 25 mm orange	61574 39,79
G30 0,3 x 25 mm gelb	61221 39,79

NaviTips 29 ga, Ultradent Products

Zur Applikation von Pasten. Feinste Metallkanülen mit gebogenem Kunststoff-Hals. Sie sind im apikalen Drittel weich und biegsam, während der restliche Teil federhart ist. So kann man diese Kanülen wie Endo-Nadeln in den Wurzelkanal einführen, ohne dass sie abknicken. Die Kanülen-Enden sind abgerundet. Für Luer-Spritzen.



Packung 20 Stück

G29 0,33 x 17 mm perl	156269 37,50
G29 0,33 x 21 mm hellgelb	156259 37,50
G29 0,33 x 25 mm hellblau	156267 37,50
G29 0,33 x 27 mm hellgrün	156304 37,50
G29 0,33 mm sortiert	156306 37,50

Packung 50 Stück

G29 0,33 x 17 mm perl	196044 84,90
G29 0,33 x 21 mm hellgelb	44291 84,90
G29 0,33 x 25 mm hellblau	13128 84,90
G29 0,33 x 27 mm hellgrün	18806 84,90
G29 0,33 mm sortiert	18808 84,90

NaviTips 30 ga, Ultradent Products

Zur Applikation von Flüssigkeiten und Gelen. Feinste Metallkanülen mit gebogenem Kunststoff-Hals. Sie sind im apikalen Drittel weich und biegsam, während der restliche Teil federhart ist. So kann man diese Kanülen wie Endo-Nadeln in den Wurzelkanal einführen, ohne dass sie abknicken. Die Kanülen-Enden sind abgerundet. Für Luer-Spritzen.



Packung 20 Stück

G30 0,30 x 17 mm weiß	48262 37,50
G30 0,30 x 21 mm gelb	48280 37,50
G30 0,30 x 25 mm blau	48272 37,50
G30 0,30 x 27 mm grün	48284 37,50
G30 0,30 mm sortiert	48283 37,50

Packung 50 Stück

G30 0,30 x 17 mm weiß	163782 84,90
G30 0,30 x 21 mm gelb	81502 84,90
G30 0,30 x 25 mm blau	81504 84,90
G30 0,30 x 27 mm grün	81545 84,90
G30 0,30 mm sortiert	36652 84,90

NaviTip Sideport 31 ga, Ultradent Products

Zwei seitliche Öffnungen zur sicheren Applikation von Spülflüssigkeiten minimieren die Gefahr des Durchpressens von Flüssigkeiten über den Apex hinaus. Die dünnste NaviTip-Kanüle gelangt in die engsten Kanäle. Für Luer-Spritzen.



Packung 20 Stück

G31 0,28 x 21 mm gelb
G31 0,28 x 27 mm grün

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

33455 44,20
33795 44,20

Packung 50 Stück

G31 0,28 x 21 mm gelb
G31 0,28 x 27 mm grün

202806 92,60
33381 92,60

NaviTip FX, Ultradent Products

- Nur 0,3 mm plus Beflockung. Damit passen sie sowohl in Wurzelkanäle als auch in engste Stiftlöcher.
- Sie bestreichen die Kanalwände dank der umfassenden, exakten Beflockung gleichmäßig mit Primer.
- Sie sind auch für andere Aufgaben einsetzbar, vor allem zur Reinigung von Wurzelkanälen unter Zuhilfenahme verschiedener Flüssigkeiten und Gele (z. B. EDTA, Citric Acid).



Packung 20 Stück

G30 0,30 x 17 mm weiß
G30 0,30 x 25 mm blau

46147 44,20
46187 44,20

Injektionskanülen, Transcodent

Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle trägt ein Sterilitätssiegel, Chargen-Nr. und Verfallsdatum, 3-Kant-Lanzettenschliff, silikonisiert für schmerzfreien Einstich. Sterilisiert mit Ethylenoxid. Bei der Kanüle G30 0,3 x 13 und G30 x 23 mm kurzer Anschluss speziell für die intraligamentäre Anästhesie. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück

G25 0,5 x 23mm rot
G25 0,5 x 37mm rot
G25 0,5 x 42mm rot
G27 0,4 x 23mm gelb
G27 0,4 x 37mm gelb
G27 0,4 x 42mm gelb
G30 0,3 x 10 mm grün
G30 0,3 x 13 mm grün
G30 0,3 x 16 mm grün
G30 0,3 x 23mm grün

48066 12,30
48070 12,30
48067 12,30
48062 12,30
48063 12,30
48065 12,30
173241 12,30
48059 12,30
175932 12,30
48061 12,30

Injektionskanülen Luer, Transcodent

3-Kant-Lanzettenschliff, silikonisiert für schmerzfreien Einstich. Sterilisiert mit Ethylenoxid. Diese Kanülen sind zertifiziert und entsprechen der europäischen Norm ISO/DIN 7885. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück

G25 0,5 x 23mm orange
G25 0,5 x 42mm orange
G27 0,4 x 23mm grau
G27 0,4 x 42mm grau
G30 0,3 x 23mm gelb

48056 6,75
48058 6,75
48055 6,75
48051 6,75
216767 6,75

Injektionskanülen Luminject, Transcodent

Mehr Durchfluss durch größeres Lumen! Dünnere Wandstärke des Kanülenrohres, dadurch besserer und höherer Durchfluss des Anästhetikums, verringerter Druck bei der Injektion dadurch geringerer Initialschmerz, besonders für die Kinderheilkunde und empfindsame Patienten empfehlenswert. G30, G31 und G33 geeignet für die Infiltrations- und Intraligamentäre Anästhesie, Oberkiefer- und Frontzahnbereich. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück

G27 0,4 x 37 mm mittelgrau
G27 0,4 x 23 mm mittelgrau
G30 0,3 x 23 mm gelb
G30 0,3 x 13 mm gelb
G31 0,28 x 23 mm violett
G31 0,28 x 13 mm violett
G33 0,26 x 13 mm rot

182167 14,60
182183 14,60
182230 14,60
182241 14,60
182366 16,60
182368 16,60
182369 16,60

Kanülen

Miraject Endo Luer, Hager & Werken
Extrem dünne, stumpfe Luer-Nadel. Durch die hohe Biegsamkeit ist sie sehr gut für die Endodontie und für Wurzelkanalspülungen geeignet. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück
G25 0,5 x 40 mm orange
G30 0,3 x 40 mm gelb

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
59809	8,70
165479	8,70


Miraject Endotec Duo, Hager & Werken
Spezielle Kanüle mit zwei seitlichen Ausgängen. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitliche Ausgänge vermeiden Druck auf den Apex. Rundes Kanülenende. Ideal auch zur schonenden Spülung parodontaler Taschen. Steril verpackt. Für Luer-Spritzen.



Packung 25 Stück
G23 0,6 x 25 mm
G25 0,5 x 25 mm
G27 0,4 x 25 mm
G30 0,3 x 25 mm

236135	28,30
220747	28,30
236163	28,30
222697	28,30


Miraject Injektionskanülen, Hager & Werken
Die klassische Einmalkanüle für Zylinderampullen. Jede Nadel mit Sterilitätskontrollsiegel, Dreifach-Lanzettenschliff und Einstichmarkierung. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück
G25 0,5 x 21 mm rot (17/23)
G25 0,5 x 35 mm rot (17/42)
G27 0,4 x 21 mm gelb (30/23)
G27 0,4 x 35 mm gelb (30/42)
G30 0,3 x 10 mm grün (40/10) (intragamentäre Anästhesie)
G30 0,3 x 21 mm grün (40/23)

71929	12,95
71930	12,95
71931	12,95
71932	12,95
81777	12,95
71933	12,95

Miraject Luer, Hager & Werken
Injektionskanülen mit Kunststoffkonus Luer. Für Injektionslösungen aus der Ampulle. Für alle gängigen Einmalspritzen. Steril einzeln verpackt. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück
G25 0,5 x 23 mm orange (17/23)
G25 0,5 x 42 mm orange (17/42)
G27 0,4 x 23 mm gelb (30/23)
G27 0,4 x 42 mm gelb (30/42)

71943	6,95
71944	6,95
71945	6,95
71946	6,95

Miraject P/Miraject P Super, Hager & Werken
Kanüle zur Applikation von pastösen Materialien. Stumpf, biegsam und steril einzeln verpackt. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück
Miraject P
G21 0,8 x 25 mm grün

Miraject P Super
G20 0,9 x 32 mm rot

63248	13,40
65202	13,40

Miraject PL-Super, Hager & Werken
Stumpfe Applikationskanüle. Zur Applikation von Flüssigkeiten, Gels und zur Spülung weiter Wurzelkanäle. Steril verpackt. Biegsam. Für Spritzen mit Luer-Ansatz.



Packung 100 Stück
G20 0,9 x 22 mm gelb

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
77244	9,95

Septoject, Septodont
Hochwertiger 3-fach Lanzettenschliff der polierten und silikonisierten Kanüle gewährleistet eine herausragende Gewebepenetration. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück
G25 0,5 x 42 mm rot
G25 0,5 x 25 mm rot
G27 0,4 x 42 mm gelb
G27 0,4 x 25 mm orange
G30 0,3 x 25 mm blau
G30 0,3 x 10 mm violett

65748	11,00
65747	11,00
65746	11,00
65745	11,00
65744	11,00
65743	11,00

Septoject XL, Septodont
Größeres Lumen ermöglicht den Durchfluss des Lokalanästhetikums mit geringerer Injektionskraft, selbst bei festem Gewebe. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück
G27 0,4 x 42 mm gelb
G27 0,4 x 25 mm orange
G30 0,3 x 25 mm blau
G30 0,3 x 10 mm violett

24796	13,00
24795	13,00
24813	13,00
24812	13,00

Septoject Evolution, Septodont
Die innovative Kanüle mit dem patentierten skalpelförmigen Schliff. Zeichnet sich durch ein sanfteres, gewebeschonenderes Eindringverhalten aus. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück
G27 0,4 x 25 mm gelb
G27 0,4 x 16 mm gelb
G27 0,4 x 9 mm braun
G30 0,3 x 25 mm blau
G30 0,3 x 16 mm blau
G30 0,3 x 9 mm violett

220867	14,90
220866	14,90
220871	14,90
220870	14,90
220869	14,90
220872	14,90

Sopira Carpule Einmalkanülen, Kulzer
Kanülen in Arzneimittel-Qualität: Doppelter Facettenschliff und spezielle Silikonbeschichtung garantieren ein weiches Gleiten durch alle Gewebeschichten. Kunststoff-Konus mit vorgestanztem Gewinde für leichtes und sicheres Abschrauben der Spitze. Durchgängige Farbkodierung erleichtert die Erkennung. Gamma-sterilisiert. Sichere Handhabung. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück
G27 0,4 x 38 mm dunkelrot
G27 0,4 x 25 mm orange
G30 0,3 x 25 mm orange
G30 0,3 x 21 mm gelb
G30 0,3 x 16 mm grün
G30 0,3 x 12 mm grün, kurzer Anschluss
G30 0,3 x 12 mm blau
G30 0,3 x 12 mm blau, kurzer Anschluss
G27 0,4 x 08 mm violett

230341	18,60
230326	18,60
230297	18,60
235755	18,60
235754	18,60
230342	18,60
235753	18,60
230346	18,60
235752	18,60

Kanülen

Sopira Carpule Free Flow Einmalkanülen, Kulzer

Mit Kunststoffkonus. Kanüle mit großem Lumen durch eine dünne Wandstärke. Dies ermöglicht ein großes Durchflussvolumen des Anästhetikums bei geringerem Druck. Doppelter Facettenschliff und spezielle Silikonbeschichtung sorgen für ein weiches Gleiten durch alle Gewebeschichten. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
G27 0,4 x 38 mm dunkelrot	230218	20,60
G27 0,4 x 25 mm orange	230547	20,60
G30 0,3 x 25 mm orange	230321	20,60
G30 0,3 x 16 mm grün, kurzer Anschliff	230962	20,60
G30 0,3 x 12 mm, blau, kurzer Anschliff	230348	20,60

Sterican Injektionskanülen, B. Braun

Sehr günstiges Einstichverhalten und minimales Trauma durch speziellen Facettenschliff. Mit Kunststoffkonus. Für Luer-Spritzen.



Packung 100 Stück

G25 0,5 x 25 mm orange	79925	5,17
G25 0,5 x 40 mm orange	79923	5,17
G27 0,4 x 25 mm grau	79926	5,17
G27 0,4 x 40 mm grau	79924	5,17

Sterican Safety, B. Braun

Fest mit dem Kanülenansatz verbundener Schutzschild, der die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel umschließt. Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden und verbleibt in der eingestellten Positionen. Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl. Latex-, PVC- und DEHP-frei



G25 0,5 x 25 mm orange	267442	25,28
G25 0,5 x 16 mm orange	267444	25,28
G23 0,6 x 25 mm blau	267445	25,28
G27 0,8 x 40 mm grün	267446	25,28
G27 0,9 x 40 mm gelb	267447	25,28
G19 1,1 x 40 mm beige	267448	25,28
G18 1,2 x 40 mm rosa	267449	25,28
G22 0,7 x 40 mm schwarz	267450	25,28

UDS-Kanülen, Sanofi

Präzisions-Kanülen für schonenden Einstich. Passgenaue und leichtgängige Kunststoffgewinde. Farbcodierung der Köcher zur leichten Identifizierung der Kanülen. Für Zyl. Amp.-Spritzen.



Packung 100 Stück

G25 0,5 x 35 mm orange	67573	18,92
G25 0,5 x 25 mm orange	67574	18,92
G27 0,4 x 35 mm mittelgrau	67575	18,92
G27 0,4 x 25 mm mittelgrau	67576	18,92
G30 0,3 x 25 mm gelb	67577	18,92
G30 0,3 x 10 mm gelb	67578	18,92

Injektionsspritzen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Zylinderampullenspritze, ORBIS Dental
Hochwertige Zylinderampullenspritze aus verchromtem Metall. Mit drei Aspirationshäkchen.

Stück

144602 41,95

Aspirieren ohne Umgreifen

TOP



Aspira Plus II, Aesculap
Aspirationsspritze für sicheres und kontrolliertes Aspirieren. Die Spritze wurde aus säure- und rostbeständigem Instrumentenstahl gefertigt und gewährleistet so eine einfachere und sichere Aufbereitung gegenüber Instrumenten aus verchromten Materialien.

Stück

57337 100,00



Aspiject Injektionsspritze, Rönvig
Selbstaspirierende Injektionsspritze nach Dr. H. Evers für die Infiltrations und Leitungsanästhesie. Automatische (passive) Aspiration. Das einzigartige Design sorgt für unerreichte taktile Kontrolle bei der Injektion. Aus hochwertigem, säurebeständigem Edelstahl und wärmebeständigem Polymer.

Stück

215132 79,00



Dentapen, Septodont

- Sichere standardisierte Injektion
- 3 Injektionsgeschwindigkeiten zur kontrollierten Verabreichung des Lokalanästhetikums
- 2 Abgabemodi (konstante oder ansteigende Abgabemenge) inkl. ILA Modus
- Automatische Selbstaspiration
- Batteriebetrieben und kabellos, mit zwei Griffaufsätzen für die Spritzen- oder Stift-haltung
- Leicht und ergonomisch (40 g)
- Gegenüber herkömmlichen Spritzensystemen geringere Schmerzen
- Mit jeder Injektionskanüle kompatibel

Stück

274824 2.100,00



Computergesteuertes Injektionssystem

Packungsinhalt:

1 Dentapen - computergesteuertes Injektionssystem inkl. 7 Zylinderampullenhalter, 5 Griffaufsätze für Spritzenhaltung, 2 Griffaufsätze für Stift-haltung, 3 Universalbatterien, 25 Einwegschutzhüllen

Intraligamentalia Spritze, Transcodent
Intraligamentalia, Zylinderampullenspritze für die intraligamentären und intraseptale Lokalanästhesie. Material: Edelstahl, 1 Jahr Garantie.

Stück Edelstahl

201289 298,00



Injektionsspritzen

Paroject Injektionsspritze, Rönvig
Für die intraligamentäre Lokalanästhesie. Ergonomisch grazile Stiftform injiziert nur 0,06 ml pro Klick und erlaubt so eine langsame, nicht traumatische Injektion, geschlossener Spritzenkörper - Ampullenbruch praktisch eliminiert.
Material: hochgradig rostfreier Edelstahl (hitze-, säure-, chemisch beständig). Jede Sterilisationsart bis 200° C möglich. Herstellergarantie auf Material und Verarbeitung: 5 Jahre.



Stück Artikel-Nr. **69725** Preis pro Einheit **215,00**

Perioject, Carl Martin
Spritze für die intraligamentäre Anästhesie. Rostfrei, autoklavierbar bis 134° C. Mit 3-fach Sichtfenster und Berstschutz, einfach zu bedienender Bajonettverschluss. (Gewinkelte Ausführung = sehr gut für den distalen Bereich).



Stück gebogen 40989 **199,00**

Injektionsspritze Edelstahl, Septodont
Ergonomische Edelstahl Injektionsspritze für dentale Zylinderampullen. Ergonomisch in zwei Größen (kleiner & großer Daumenring) für mehr Komfort. Daumenring und Fingergriff sind für eine gute Kontrolle während der Injektion aufeinander abgestimmt.



Stück 251545 **86,00**
kleiner Daumenring

Stück 252466 **86,00**
großer Daumenring

Stück 252468 **86,00**
kleiner Daumenring, selbstaspirierend

Stück 252467 **86,00**
großer Daumenring, selbstaspirierend

Sopira Citoject, Kulzer
Für die intraligamentäre und intraseptale Anästhesie. Gleichzeitige Behandlung in verschiedenen Quadranten möglich. Weitgehend schmerzfreie Injektion, kein Taubheitsgefühl in den Lippen, Wangen und der Zunge. Tiefe Einzelanästhesie von kurzer Dauer (ca. 30 min.).



Set kpl. Leichtmetall 60795 **432,00**

Stück abgewink. Vorderteil 89274 **99,00**

Stück Berstschutz 67900 **6,45**

Sopira Citoject Edelstahl, Kulzer
Spritze mit abgewinkelttem Vorderteil in rostfreiem Edelstahl. Für die intraligamentäre und intraseptale Anästhesie. Sofortige und tiefe Einzelzahnanästhesie von kurzer Dauer (30 Minuten). Universelle Reinigung und Sterilisation der Citoject in Edelstahl zusammen mit allen anderen Edelstahlinstrumenten z. B. auch im Thermo-desinfektionsautomaten.



Set kpl. Edelstahl 16380 **454,00**

Stück abgewink. Vorderteil 18443 **99,00**

Stück Berstschutz 67900 **6,45**

Injektionsspritzen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Ultraject, Sanofi

Für die intraligamentäre Anästhesie, mit automatischer Injektionskraftbegrenzung, gewebeschonend. Hohe Sicherheit durch Druckkraftbegrenzung auf 100 Newton, individuell steuerbar. Kein Platzen von Zylinderampullen, Feindosierung in 0,2 ml Schüben.



Stück Edelstahl

63593 327,29

Uniject K, Sanofi

Für die Leitungs- und Terminal-Anästhesie. Die Rändelschraube hat eine neue griffigere Form, die die Betätigung der Aspirationshäkchen vereinfacht. Der Daumenring wird nicht mehr angeschraubt, so dass auch keine Schraubchen mehr verloren gehen können. Zudem hat die Fingerauflage eine ergonomisch günstigere Form.



Stück Verchromt

63594 87,54

Uniject K vario, Sanofi

Stecksystem mit austauschbarem Zylinderampullenhalter. Zur Vorbereitung mehrerer Applikationen vor der Behandlung, mit aktiver Aspirier Vorrichtung. Gute ergonomische Form, Hochglanz-Oberfläche.



Stück Verchromt

79582 87,54

Zyl.-Amp-Halter
3 Stck., Verchromt

79583 76,25

Uniject VA, Sanofi

Präzisions-Injektionssystem für die Leitungs- und Terminalanästhesie mit aktiver Aspirier Vorrichtung. Klappmechanik zum Öffnen des Zylinderampullenhalters. Durchgängig gefertigt aus robustem rostfreien Edelstahl. Widerstandsfähig gegenüber thermischer/chemischer Sterilisation, Korrosionsbeständig mit langer Lebensdauer.



Stück Edelstahl

197488 211,00

Injektionsspritzen

Miramatic Holder Plus, Hager & Werken

Stabiler Sicherheitsständer für Injektions-spritzen und Spülkanülen. Vermeidet Verletzungsgefahr durch Nadeln, die offen auf dem Schwebetisch liegen. Ein-Hand Re-capping verringert Verletzungsrisiko. Spritze steht senkrecht in eigener Schutzhülle. Feststellklemme hält Schutzhülle sicher fest. Edelstahl, ca. 240 g schwer.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
39029	44,99

Einmal-Spritzen

Einmal-Spritze Injekt, B. Braun
Wirtschaftliche Standardspritze mit festem Kanülensitz auf Luer-Ansatz. Gut lesbare, wischfeste Skala. Einzeln steril verpackt.



Packung 100 Stück
2 ml
ab 10 Packungen

5 ml
ab 10 Packungen

10 ml
20 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

79666	5,33
	4,80
79667	7,92
	7,13
79668	11,67
79669	17,67

Omnifix Luer-Lock, B. Braun
3-teilige Standardspritze mit Kolben aus Naturkautschuk. Konus zentrisch. Für festsitzende Steckverbindungen. Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren. Einzeln steril verpackt. Latexfrei



Packung 100 Stück
3 ml
5 ml
10 ml

206495	16,50
50173	17,25
85818	22,35

Einmal-Spritze Luer, Transcodent
Einmalspritze mit Luer Ansatz, 2-teilig, einzeln in Blister verpackt, steril



Packung 100 Stück
2 ml
5 ml
10 ml

197290	4,60
197291	6,90
197292	10,50

Einmal-Spritzen Luer-Lock, Transcodent
Einmalspritze mit Luer Lock Ansatz, 3-teilig, einzeln in Blister verpackt, steril



Packung 100 Stück
5 ml

19026	25,70
-------	--------------

Medibox, B. Braun
Abfallbehältnis für die Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld.



Stück
2,4 Liter

Stück
4,7 Liter

Stück
5,7 Liter

265064	2,18
265065	3,12
265066	3,68

Einmal-Spritzen

Miramatic Safety-Boxen, Hager & Werken

Mit selbstöffnendem Automatik-Deckel per Knopfdruck. Entsorgung gebrauchter Kanülen und anderer blut- und speichelkontaminierter Produkte, z. B. Skalpelle, Einwegspritzen u.ä. Öffnung zum Entriegeln der Miramatic-Spritze und zum Entsorgen der Miraject-Kanülen. Die Öffnung kann stufenweise durch Herausbrechen der Klappen vergrößert werden.



Stück
5x 2,1 Liter

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
81882	19,99

Multi-Safe twin, Sarstedt

Praktischer und emissionsfreier Entsorgungsbehälter für die einfache Entsorgung gebrauchter Kanülen mit universalen Abzieh-/Abdrehvorrichtung.

- 0,7 l, Höhe: 135 mm, Boden-Ø: 77 mm
- 1,8 l, Höhe: 162 mm, Boden-Ø: 112 mm
- 2,1 l, Höhe: 186 mm, Boden-Ø: 112 mm



Stück
0,7 Liter
1,8 Liter
2,1 Liter

23430	1,70
23431	2,20
23432	2,70

Multi-Safe medi, Sarstedt

Großvolumiger Entsorgungsbehälter (rund) mit großer Stellfläche mit universalen Abzieh-/ Abdrehvorrichtungen.

- 6 l, Höhe: 195 mm, Boden-Ø: 160 mm



Stück
6 Liter

69702	4,89
-------	------

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
74038	64,43

Paste 2 g

Toxavit, Lege Artis

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Kariesdiagnostik

Caries Detector, Kuraray Dental

CARIES DETECTOR eignet sich hervorragend zur Karieserkennung und schont gesunde Zahnschubstanz. Er unterstützt das Exkavieren der demineralisierten, kariesbefallenen Zahnhartsubstanzen und ermöglicht eine optimale Entfernung der Karies. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass so wenig remineralisierbares, gesundes Dentin wie möglich entfernt wird und die Pulpenvitalität mit der gesunden Zahnschubstanz erhalten bleibt.



Flasche 6 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
46435	44,10

Caries Marker, Voco

Farbindikator zum Anfärben von infiziertem kariösem Dentin. Der Caries Marker ermöglicht die optische Kontrolle kariöser Bereiche. Gesundes sowie nicht infiziertes, remineralisierbares Dentin wird nicht angefärbt. Dies erlaubt schonendes Exkavieren. Ideal auch für Lehr- und Lernzwecke bei extrahierten Zähnen.



Packung
2 x 3 ml Flüssigkeit

37428	62,40
-------	-------

Seek, Ultradent Products

Kariesindikator, rot. Enthält FD&C-Farbe (Food, Drug & Cosmetic) in einer glykolhaltigen Lösung, die kariöses Dentin rot färbt. Auch in tiefen Präparationen ergibt sich eine deutliche Markierung. Auch zur Erkennung von Wurzelkanaleingängen auf dem Pulpakammerboden.



Kit
4 x 1,2 ml Spritze,
20 Black Mini Brush Tips

28175	60,40
-------	-------

Packung
4 x 1,2 ml Spritze

28176	46,00
-------	-------

Sable Seek, Ultradent Products

Kariesindikator, dunkelgrün. Enthält FD&C-Farbe (Food, Drug & Cosmetic) in einer glykolhaltigen Lösung, die kariöses Dentin grün färbt. Speziell die grüne Farbe ermöglicht klare Unterscheidung von etwaigen pulpalen Blutungen. Auch in tiefen Präparationen ergibt sich eine deutliche Markierung. Auch zur Erkennung von Wurzelkanaleingängen auf dem Pulpakammerboden.



Kit
4 x 1,2 ml Spritze,
20 Black Mini Brush Tips

28177	60,40
-------	-------

Packung
4 x 1,2 ml Spritze

28178	46,00
-------	-------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Kavitätenreinigung

Fokaldry, Lege Artis

Lösungsmittelgemisch zur Reinigung und Trocknung von Kavität, Wurzelkanal und Zahnoberfläche bei gleichzeitiger Desinfektion.



Flasche 80 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

74019 33,74

Flasche 500 ml

74020 117,78

Kavitäten-Waschliquid, Humanchemie

Zur gründlichen Reinigung nach der Präparation, für den langfristigen Erhalt der Restauration. Fett- und feuchtigkeitlösend, entfernt sicher die Rückstände der vorherigen Kunststofffüllung. Schützt die Dentin-Kanälchen vor schädlichen Anaerobiern.



Flasche 100 ml

26642 25,00

Inhaltsstoffe:

Aceton, Dichlormethan, 2-Propanol, Kupfer-II-chloridhydrat

Orthoskavident C, Kettenbach

Zum Reinigen und Trocknen präparierter Kavitäten und Zahnstümpfe.



Flasche 150 ml

87038 39,90

Packung 3 x 150 ml

87039 99,00

Tubulicid, Dental Therapeutics

Zum Reinigen, Desinfizieren und Imprägnieren von Kavitäten, präparierten Oberflächen und Kronenstümpfen.



Flasche 100 ml
blau ohne Fluorid

83494 24,67

Flasche 100 ml
rot mit 1% Fluorid

83397 24,67

Unterfüllung

ORBIS Cavity Liner LC, ORBIS Dental
Lichthärtendes, röntgensichtbares Calciumhydroxid zur indirekten Pulpenüberkappung und Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien.

Eigenschaften:

- Zeitsparend
- Lichthärtend
- Gebrauchsfertiges Einkomponentenmaterial
- Säureresistent
- Unterstützt die Bildung von sekundärem Dentin



Spritzen 2 x 2 ml
20 Applikationskanülen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
282601	34,95

NEU

ORBIS ResinoCal LC, ORBIS Dental
ORBIS ResinoCal LC ist ein lichthärtendes, harzverstärktes Pulpaüberkappungsmaterial mit MTA-Füllstoffen, das als Barriere und zum Schutz der Pulpa entwickelt wurde. ORBIS ResinoCal LC kann dank seiner thixotropen Eigenschaft und mit Hilfe der mitgelieferten Orbis ResinoCal Spitze auch bei tiefgehenden Kavitätenpräparationen sehr präzise appliziert werden. Durch die Lichthärtung kann das Material anschließend kontrolliert ausgehärtet werden.



Spritzen 4 x 1 g
24 Applikationskanülen

282600	89,95
--------	-------

NEU

ApexCal, Ivoclar Vivadent
ApexCal ist eine cremige Calciumhydroxid-Paste zur temporären, desinfizierenden Einlage im Rahmen einer Wurzelkanalbehandlung. Es eignet sich auch für die indirekte und die direkte Überkappung der Pulpa. ApexCal verfügt durch den hohen pH-Wert von 12.5 über eine stark bakterizide Wirkung.



Normalpackung
2 x 2,5 g Spritzen
15 Applikationskanülen

172496	53,40
--------	-------

Nachfüllpackung
15 Applikationskanülen

172497	8,75
--------	------

BioCal-CAP, Harvard
Bioaktiver lichthärtender, resinmodifizierter MTA-Zement für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen.

- Kalziumfreisetzung und ein hoher pH-Wert fördern die Bildung von Tertiärdentin bzw. Hydroxylapatit
- Sichert einen protektiven Pulpenschutz
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Löslichkeit
- Gute Röntgenopazität
- Lichthärtung: 20 Sek.



Spritze 1 g
12 Needle Tips

271627	37,50
--------	-------

Spritze 4 x 1 g
50 Needle Tips

283600	125,00
--------	--------

Packung
50 Needle Tips

283601	16,83
--------	-------

NEU



HARVARD®

Harvard

BioCal® - CAP

Bioaktiver lichthärtender, resinmodifizierter MTA-Zement
für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen

- Kalziumfreisetzung und ein hoher pH-Wert fördern die Bildung von Hydroxylapatit sowie von Tertiärdentin
- Für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen bei der Behandlung von Milchzähnen und dem permanenten Gebiss
- Schafft ein bakterienfeindliches Milieu
- Feuchtigkeitstolerant
- Keine Löslichkeit
- Gute Röntgenopazität
- Lichthärtend



1 g Spritze
Harvard Ref-Nr. 7081550



Das bioaktive Pflaster für die Pulpa.



Harvard BioCal®-CAP, 1 g Spritze, 12 Needle Tips, Harvard Ref-Nr. 7081550
Harvard BioCal®-CAP, 4 x 1 g Spritze, 50 Needle Tips, Harvard Ref-Nr. 7081551
Harvard NeedleTips H22, Nachfüllbeutel mit 50 Needle Tips, Harvard Ref-Nr. 7095162

www.harvard-dental.de

Unterfüllung

Calxyl, Oco

Calxyl blau: Gebrauchsfertige, röntgensichtbare Calciumhydroxidpaste zur provisorischen Wurzelfüllung.

Calxyl rot: Gebrauchsfertige Calciumhydroxidpaste zur Wurzelbehandlung, speziell nach Vitalamputationen. 1 g Paste enthält 420 mg Calciumhydroxid. 1 ml Suspension enthält 4,2 mg Calciumhydroxid.



Dose

blau, röntgensichtbar, 20 g
rot, nicht röntgensichtbar, 20 g

Spritze

blau, röntgensichtbar, 3 g
rot, nicht röntgensichtbar, 3 g

Suspension

Flasche 100 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

74818 **21,58**
74817 **21,58**

64022 **20,16**
64023 **20,16**

74819 **16,01**

Calxyl Dentin 10, Oco

Die bewährte Calciumhydroxid-Paste jetzt mit verbessertem Wirkstoff und artifiziellem Dentin angereichert. Zur definitiven Behandlung von Caries profunda, indirekter und direkter Überkappung, Pulpotomie, Apexifikation sowie zur temporären Wurzelkanalfüllung. Wirkt bakteriostatisch. Förderung der Pulpaheilung und Pulpavitalität. Radiopaque.



Spritze 1,5 ml

247538 **37,61**

Cp-Cap, Lege Artis

Schnellhärtender Zinkoxid-Eugenol-Zement mit Calciumhydroxid zur Vitalerhaltung der Pulpa und zur Befestigung von Lanzeitprovisorien. Röntgensichtbar.



Pulver 15 g

74013 **37,69**

Flüssigkeit 5 ml

74014 **32,26**

Calcicur, Voco

Röntgensichtbare Calciumhydroxidpaste in der Applikationspritze für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für die temporäre Wurzelfüllung



Spritze 2,5 g

mit Applikationskanülen Typ 47

74200 **34,50**

Zubehör 30 Stück

Applikationskanülen Typ 47

228786 **21,60**

Calcimol, Voco

Selbsthärtendes, röntgensichtbares Calciumhydroxid (26 %) zur indirekten Pulpenüberkappung und Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien.



Packung

13 g Basispaste,
11 g Katalysatorpaste

74201 **23,30**

Calcimol LC, Voco

Lichthärtendes, röntgensichtbares Calciumhydroxid zur indirekten Pulpenüberkappung und Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien.



Tuben 2 x 5 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

81094 47,90

Spritzen 2 x 2,5 g
Applikationskanülen Typ 41

105234 45,60

Zubehör 100 Stück
Applikationskanülen Typ 41

88151 30,30

Calcipro, Lege Artis

Pulver zur Herstellung einer Calciumhydroxidpaste, röntgensichtbar, in individuell gewünschter Konsistenz. Calcipro, unmittelbar vor Anwendung mit dest. Wasser zu einer Paste angespatelt, dient der direkten Überkappung sowie als temporäre Wurzelkanaleinlage.



Pulver 10 g

28982 22,22

Calci-Line, Hager & Werken

Gebrauchsfertige Calciumhydroxidpaste (45 %). Zur direkten Überkappung bei Eröffnung der Pulpa oder Pulpotomien, indirekte Überkappung bei Caries profunda. Für temporäre Wurzelkanalfüllungen. Hoher pH-Wert (über 11,5) für antimikrobiellen Effekt. Radiopak. Geeignet unter allen Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien. Mit Aushärtungsschutz-Hülle.



Spritze 2 ml
+ 2 Kanülen

87543 20,99

Dycal, Dentsply Sirona

Calciumhydroxidpaste zur direkten und indirekten Pulpenüberkappung und zur Unterfüllung. Initiiert die Bildung von Sekundärdentin, Säureresistenz, niedrige Löslichkeit.



Tuben

13 g Basis, 11 g Katalysator
Farbe: **dentin**

64439 29,35

13 g Basis, 11 g Katalysator
Farbe: **elfenbein**

89515 29,35

Ecopackung in Tuben

je 6 x Basis-, Katalysatorpaste
Farbe: **dentin**

64440 155,96

je 6 x Basis-, Katalysatorpaste
Farbe: **elfenbein**

89209 155,96

Dycal Anmischblock

1 Block, 3,5 x 4,5 cm

183326 2,70

12 Blöcke, 3,5 x 4,5 cm

76902 32,34

Unterfüllung

Dentin-Versiegelungsliquid, Humanchemie

Zur Verhinderung von Sensibilitäten. Zum Schutz der Pulpa durch Dentin-Versiegelung. Zur Sekundärkariesprophylaxe. Erübrigt eine Unterfüllung bei Kunststofffüllungen. Die Dentinkanälchen werden unmittelbar verschlossen. Biofilm ist vor Anwendung sorgfältig zu entfernen. Anwendung vor Ätzen und Bonden. Einfache Doppeltouchierung ohne Einwirkzeit und Härten. Die Verwendung von Dentin-Versiegelungsliquid hat dabei keinen Einfluss auf die Haftung von Zementen und Füllungsmaterialien.



Flasche 2 x 5 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

26590 26,00

Flasche 2 x 20 ml

26591 66,00

Inhaltsstoffe:

Touchierlösung: Magnesiumfluorosilikat, Kupfer-II-sulfat, Natriumfluorid (als Stabilisator), Aqua dest. Nachtouchierlösung: Calciumhydroxid-hochdispers, Methylcellulose, Aqua dest.

Kalsogen Plus, Dentsply Sirona

Zinkoxid-Eugenol-Zement für die indirekte Pulpenüberkappung, Wurzelkanalfüllung oder als temporärer Verschluss. Hohe Druckfestigkeit, leicht anzumischen.



Pulver 30 g

64746 55,49

Flüssigkeit 15 ml

64747 55,49

Ledermix, Riemser

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung

72863 64,58

Paste 5 g, Tube

Ledermix Calciumhydroxyd Paste, Riemser

Gebrauchsfertige Paste in der Applikationsspritze zur Anwendung bei indirekter und direkter Überkappung der Pulpa und zur temporären Einlage in den Wurzelkanal, röntgensichtbar.



Spritze 2 ml

194151 18,40

Life, Kerr

Material zur effektiven Pulpenüberkappung auf Calciumhydroxid-Basis mit optimalen Eigenschaften für eine schnelle und einfache Verarbeitung. Fördert die Bildung von Sekundärdentin und ist röntgensichtbar. KERR Life ist erhältlich in regular (Abbindezeit ca. 3-4 Minuten) und fast (Abbindezeit ca. 1,5 Minuten).



Normalpackung, Regular

12 g Basispaste, 12 g Katalysator, 1 Mischblock

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

80634 18,89

Normalpackung, Fast

12 g Basispaste, 12 g Katalysator, 1 Mischblock

85519 18,89

Großpackung, Regular

5 x 12 g Basispaste, 5 x 12 g Katalysator, 5 Mischblöcke

84058 100,29

Großpackung, Fast

5 x 12 g Basispaste, 5 x 12 g Katalysator, 5 Mischblöcke

76008 100,29

Anmischblock

40 x 40 mm

73295 3,69

Speikocal mit Röntgenkontrast, Speiko

- Hoher Ph-Wert sorgt für Keimvernichtung in Pulpawunde und Wurzelkanal
- Regt die Dentinbindung an
- Calciumhydroxid in praktischer Einzelspritze
- Röntgensichtbar durch die Zugabe von Bariumsulfat
- Zur Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Für die direkte Pulpaüberkappung, auch im Anschluss an eine Pulpotomie
- Für Caries profunda-Behandlung
- Für die temporäre Einlage im Wurzelkanal



Spritze 4,5 g

+ 3 Einwegkanülen

21890 21,40

Speikocal Pulver mit Röntgenkontrast, Speiko

- Calciumhydroxid-Pulver mit Wasser anmischbar
- Konsistenz kann durch individuelle Zugabe von Wasser selbst bestimmt werden
- Hoher Ph-Wert sorgt für Keimvernichtung in Pulpawunde und Wurzelkanal
- Regt die Dentinbildung an
- Röntgensicher durch Zugabe von Bariumsulfat
- Zur Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Für die direkte Pulpaüberkappung, auch im Anschluss an eine Pulpotomie
- Für Caries profunda-Behandlung
- Für die temporäre Einlage im Wurzelkanal



Pulver 15 g

Zusammensetzung: Enthält Calciumhydroxid, Bariumsulfat, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid

258454 24,93

NEU

Tector, Lege Artis

Calciumhydroxid-Suspension als Pulpenschutz in flachen Kavitäten und nach dem Beschleifen und Präparieren von vitalen Zähnen.



Flasche 10 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
74037	43,85

TheraCal LC, Kettenbach

TheraCal LC ist ein lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes Kalziumsilicat (MTA), das ideal für die direkte und indirekte Pulpaüberkappung geeignet ist. Darüber hinaus kann es als Unterfüllungsmaterial unter Füllungen aus Komposit, Amalgam und Zementen verwendet werden. Lässt sich sauber und ohne Anmischen direkt aus der Spritze auftragen. Haftet auch an feuchtem Dentin.



Packung 1 g

230643	45,00
--------	-------

Packung 4 x 1 g

230802	135,00
--------	--------

Tubulitec Liner, Dental Therapeutics

Flüssige Kavitäten-Isolierung zur Anwendung unter Amalgam- und Composite-Füllungen. Auch geeignet als Dentin-Isolierung bei der Schmelzätz-Technik. Für die Versiegelung und zum Schutz der Dentinkanälchen.



Flasche 10 ml

Liner

76736	22,00
-------	-------

Primer

76674	22,00
-------	-------

UltraCal XS, Ultradent Products

Calciumhydroxidpaste in wässriger Lösung, pH-Wert 12,5, radiopak. Antibakterielle Eigenschaften. Zur provisorischen Wurzelfüllung und temporären Pulpaüberkappung. Härtet nicht aus, dadurch auch wieder leicht aus Wurzelkanälen zu entfernen. Applikation mit Navitip 29ga / 0,33 mm.



Kit

4 x 1,2 ml Spritze
20 NaviTips 29 ga / 0,33mm
in sortierten Längen

28196	79,10
-------	-------

Nachfüllpackung

4 x 1,2 ml Spritze

28197	51,40
-------	-------

Vitrebond Plus, 3M

Vitrebond Plus Unterfüllungsmaterial bietet den Schutz eines konventionellen Glasionomers / jedoch ohne mühsames Dosieren. Nur klicken, mischen und anwenden / einfach und schnell. Hohe Haftung an Dentin versiegelt die Zahnoberfläche und bietet Schutz gegen Randspaltbildung. Verringert die Auswirkung der Polymerisationsschrumpfung. Fluoridabgabe eines echten Glasionomers.



Einzelpackung

1 Clicker-Dispenser à 10 g,
1 Anmischblock, Zubehör

181664	132,54
--------	--------

Doppelpackung

2 Clicker-Dispenser à 10 g,
1 Anmischblock, Zubehör

181665	220,22
--------	--------

Zinkoxid-Eugenol-Spezialpaste, Speiko

- Provisorische Versorgung von Kavitäten, besonders bei Caries profunda- Behandlungen
- Provisorische Verschlüsse bei endodontischen Behandlungen
- Als thermoisolierende Unterfüllung bei Zement- und Metallfüllungen
- Leichte Anmischbarkeit
- Gewünschte Endhärte kann durch Variationen des Mischverhältnisses beeinflusst werden
- Als schnell- und normalhärtende Variante auch als Set erhältlich



Packung

Pulver 40 g, normalhärtend
Flüssigkeit 10 ml, normalhärtend

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

75741 24,90
75746 15,65

Packung

Pulver 40 g, schnellhärtend
Flüssigkeit 10 ml, schnellhärtend

75752 24,90
75757 15,65

Anmischblocks aus Papier, ORBIS Dental

ORBIS Anmischblocks werden aus einem speziellen, 2-seitig beschichteten, abriebfesten

hochweißen Papier bzw. reinem Pergament hergestellt und je nach Größe des Blocks 2- oder 3-seitig geblockt. Die als rutschfest ausgelobten Varianten besitzen eine patentierte rutschfeste Unterseite.

Das ermöglicht ein verbessertes Handling beim

Anmischen, da durch die Vollbeschichtung ein ausreichender Haftkontakt auf allen

handelsüblichen Arbeitsplatten erzielt wird.

- Rutschfest
- Spezialpapier



12 Blocks z.B. für Dycal
Größe 35 x 45 mm, 40 Blatt

185969 19,75

5 Blocks z.B. für Life
Größe 40 x 40 mm, 50 Blatt

209927 12,55

Block Antirutsch
Größe 60 x 75 mm, 40 Blatt

147667 2,75

Block Antirutsch
Größe 70 x 95 mm, 50 Blatt

144114 3,40

Block Antirutsch
Größe 125 x 180 mm, 25 Blatt

144115 3,95

Block Antirutsch
Größe 150 x 240 mm, 35 Blatt

185744 6,75

TOP

Anmischplatten aus Glas, ORBIS Dental

Glasblock zum Anmischen von Zement, allseitig geschliffen und poliert, Kanten abgeschrägt. Große Anmischfläche. Die Glasblocks können auch gekühlt eingesetzt werden. Die Stärke des Glases verhindert dann eine Erwärmung und somit das vorzeitige Abbinden des Zementes.

- Rutschfest
- Leicht zu reinigen



Packung 10 Stück
Größe 70 x 95 x 6 mm

140123 19,45

TOP



ORBIS®-Produkte
Qualität die sich auszahlt

Wurzelfüllung

2Seal, VDW

Bestehend aus zwei Pasten auf Epoxid-Amin-Polymer Basis. Seine optimale Viskosität erlaubt eine schnelle und einfache Anwendung. Lange Verarbeitungszeit von 4 Stunden, höchste Röntgensichtbarkeit. Biokompatibel und schrumpft nur minimal. Seine geringe Löslichkeit bietet dauerhaften Schutz gegen eine erneute bakterielle Besiedelung. 2 Seal eignet sich für alle Wurzelkanalfüllungs-Techniken.



Packung
je 4 ml Paste A + B

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
141125	100,22

2Seal Easymix, VDW

Der bewährte Epoxid-Aminharz Sealer, in praktischer easymix-Doppelkamerspritze. Einfache Applikation mit der auswechselbaren, flexiblen Intraoral-Spitze. Unmittelbare Applikation in den Kanal möglich. Ohne Anmischen sofort gebrauchsfertig.



Starterkit
1 Syringe à 15g, 20 Mischkanülen mit Intraoral-Spitzen, 1 Mischblock, 1 bebilderte Anweisung, 1 Schubladen-Organizer

201521	100,02
--------	--------

Packung
2 x Syringe à 15g (2er Pack)

209470	146,54
--------	--------

Packung
Mixing Tips (40 Stück)

205373	42,04
--------	-------

AH 26 silberfrei / AH 26, Dentsply Sirona

Röntgenopakes Wurzelkanalfüllungsmaterial auf Epoxid-Harzbasis. In normaler und silberfreier Version erhältlich, anwendbar bei allen Füllungs-Techniken, ausgezeichnetes Fließverhalten für totale Versiegelung. Exzellente Volumenstabilität.



Packung
Pulver silberfrei 8 g, Harz 10 g

51409	101,75
-------	--------

Packung
Pulver 8 g, Harz 10 g

76898	101,75
-------	--------

Packung
Harz 10 g

20888	36,74
-------	-------

AH Plus, Dentsply Sirona

Röntgenopakes Wurzelkanalfüllungsmaterial auf Epoxid-Harzbasis. Langzeitversiegelung von Wurzelkanälen, ausgezeichnete Gewebeverträglichkeit, exzellentes Fließverhalten, hohe Dimensionsstabilität, dauerhafte Farbstabilität, komfortable Verarbeitung und leichtes Anmischen.



Standardpackung
je 1 x 4 ml Tube Paste A und B

59105	114,62
-------	--------

AH Plus Cleaner, Dentsply Sirona

Für die Entfernung nicht abgebundener Reste des Wurzelkanalfüllungsmaterials AH Plus von den Kavitätenwänden vor der direkten adhäsiven Restauration.



Packung 5 ml
(2 x Applikator Dish)

217780	19,71
--------	-------

AH Plus Jet, Dentsply Sirona

Extra schnell und sicher. Kein manuelles Anmischen mehr notwendig. Direkte, punktgenaue Applikation. 100 % kontrollierte Mischung beider Pasten.



Starter Kit

15 g Automix Spritze, 20 Mixing-Tips, 20 Intraoral-Tips, 1 Mixing Pad, 1 Organizer Tray

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

163490 107,22

Refill

2 x 15 g Automix Spritzen

163778 159,48

MixTips Refill

40 Mixing-Tips, 40 Intraoral-Tips

163804 46,25

AH Temp, Dentsply Sirona

Auf Calciumhydroxid basierende stark alkalische Paste mit einem pH-Wert von 12 zur Desinfektion des Wurzelkanals. Direkte und präzise Platzierung dank ultra-dünner, langer und abgewinkelter Kanüle. Ausgezeichnete Röntgenopazität.



Kit

4 x Spritzen à 0,75 ml, 20 x Kanülen, 1x Griffplatte

232226 64,65

Packung

20 Kanülen

232729 24,88

Apexit Plus, Ivoclar Vivadent

Apexit Plus ist ein calciumhydroxidhaltiger, röntgenopaker und nicht schrumpfender Wurzelkanalsealer. Er eignet sich bestens für die definitive Füllung von Wurzelkanälen in Verbindung mit allen Obturationstechniken unter der Verwendung von Guttapercha.



Normalpackung

2 x 6 g Doppelschubspritzen, 15 Mischkanülen, 5 Intra Canal Tips

172498 75,95

Nachfüllpackung

Mischkanülen, 15 Stck.

172499 14,25

Intra Canal Tips, 15 Stck.

172500 5,85

Aptal Harz Wurzelfüllung, Speiko

- Permanenter Verschluss des Wurzelkanals mit Wurzelkanalstiften
- Dauerhafte Dichtigkeit
- Gute Dimensionsstabilität
- Paste haftet hervorragend an den Wänden des Wurzelkanals
- Auch als Set erhältlich



Set

Pulver 40g, Flüssigkeit 10 ml

258456 59,60

Pulver 40 g

75668 49,75

Flüssigkeit 10 ml

75669 15,60

Biodentine, Septodont

Provisorische Versorgung des Zahnschmelzes, dauerhafte Versorgung des Dentins (Unterfüllung), tiefe bzw. große kariöse Läsionen, Zahnhalsfüllungen, direkte und indirekte Überkappung der Pulpa, Pulpotomie, Wurzelkanalperforationen, Perforationen der Furkation, interne und externe Resorptionen, Apexifikation, retrograde Wurzelkanalfüllungen



Packung

15 Kapseln Pulver, 15 Einzeldosen Flüssigkeit

217084 197,00

Induziert die Bildung von Reaktionsdentin zum Erhalt der Vitalität der Pulpa. Mit dem menschlichen Dentin vergleichbare mechanische Eigenschaften.

Wurzelfüllung

BioRoot RCS, Septodont

Bioaktiver Kalziumsilikat-Sealer aus hochreinen synthetisierten Mineralien für einen herausragenden hermetischen Dentin/Guttapercha-Verbund. Schnell und einfach mit jeder kalten Obturationstechnik anzuwenden. Antimikrobielle Wirkung durch die Freisetzung von Kalziumhydroxid. Im Falle einer Revision kann BioRoot RCS auch wieder mühelos entfernt werden.



Packung
1x 15g Pulverflasche,
35x Einzeldosen Flüssigkeit

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
250418	149,00

CALXYL MTA Reparaturzement, Oco

Ein hochwirksamer biokompatibler bakteriostatisch dichter definitiver endodontischer Reparatur-Zement. Zur Behandlung von: Ortho- und retrogradem Wurzelkanalverschluss, Verschluss von Wurzelperforation, direkte Pulpenüberkappung, Apexifikation und Pulpotomie.



Packung
Pulver 1 g, Flüssigkeit 3 ml

268555	53,00
--------	-------

NEU

Cupral, Humanchemie

Gebrauchsfertige Paste zur Wurzelbehandlung mit und ohne Depotphorese. Auch als medikamentöse Zwischeneinlage. Zur indirekten Pulpenüberkappung. Zur augmentativen Behandlung von Parodontopathien. Permanente, polyvalente Wirkung ohne Resistenzen. Schnelle Ausheilung ohne Antibiotika.



Packung 5 g

202582	21,00
--------	-------

Packung 15 g

128261	42,00
--------	-------

Spritze 1,8 g
+ 5 Kanülen

128258	26,00
--------	-------

Inhaltsstoffe:

Calciumhydroxid-hochdispers, Kupfersulfat, Calciumsulfat, Kupfer-II-hydroxid, Methylcellulose, Aqua dest.

Endomethasone N, Septodont

Wurzelkanalsealer auf Zinkoxid-Eugenol-Basis. Antiseptische und entzündungshemmende Eigenschaften zur Reduzierung postoperativer Beschwerden (ohne Paraformaldehyd). Konventionelle Darreichungsform mit Pulver und Flüssigkeit zur Anpassung der Zementviskosität an die Füllungsstechnik. Röntgensichtbar für kurz- und langfristige Nachkontrollen.



Set
Pulver 14 g, Flüssigkeit 10 ml

75297	77,00
-------	-------

Einzelpackung
Pulver 14 g

75294	60,00
-------	-------

Einzelpackung
Flüssigkeit 10 ml

75298	26,00
-------	-------

EndoREZ, Ultradent Products

UDMA-basierter Komposit-Sealer für den Wurzelkanal mit hydrophilen Eigenschaften. Keine problematischen Bonding Agents im Kanal nötig. Mit Hilfe von Skini Syringe und NaviTip wird EndoREZ blasenfrei im Kanal von apikal nach koronal appliziert, in wenigen Sekunden. EndoREZ versiegelt dicht, auch leicht feuchte Kanäle, ist biokompatibel, für Stiftpräparationen und Revisionen wieder entfernbar. Die Aushärtungszeit beträgt ca. 30-60 Minuten, sie kann durch Verwendung von EndoREZ Accelerator auf 5-12 Min. verkürzt werden.



Packung
1 x 5ml EndoREZ Spritze,
20 Mixing Tips

19501	111,20
-------	--------

Packung
Accelerator, 20 Phiolen

13140	49,10
-------	-------

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Endo-Eze MTAFlow, Ultradent Products

Reparaturzement aus Mineral-Trioxid-Aggregat lässt sich schnell und einfach in der richtigen Konsistenz für vielzählige Verfahren anmischen. Dank des ultrafeinen Pulvers und des proprietären Gels bietet er eine glatte Konsistenz. Die spezielle Formel erhöht die Resistenz gegen Auswascheffekte und gewährleistet, dass das angemischte Material an Ort und Stelle bleibt.



Kit
 1xTechnik-Anleitung
 1xGebrauchsanleitung
 1x2g MTAFlowPulver
 1x2ml MTAFlowGel
 1xMesslöffel
 1xAnmischblock
 10xSkiniSpritzen
 10xLuer-Lock-Kappen
 20xMicro 20gaTips

267573 159,00

NEU

Roeko GuttaFlow 2 Automix-Spritze, Coltène

GuttaFlow 2 ist auch als 5 ml-Automix-Spritze erhältlich: Die Spritze gewährleistet einfaches Handling, eine flexible Materialentnahme nach Bedarf und mischt das Material homogen und hygienisch blasenfrei an. Die Verwendung zusätzlicher Sealer ist nicht erforderlich.



Packung
 5 ml Doppelkammerapplikator, 12 Mischspitzen, 1 Anmischblock

221598 94,07

Packung
 5 ml Doppelkammerapplikator

221601 70,81

Packung
 24 Mischspitzen

221602 37,87

Verarbeitungszeit: 10 / 15 Minuten
 Aushärtungszeit: 25 / 30 Minuten

Roeko GuttaFlow bioseal, Coltène

GuttaFlow bioseal unterstützt aktiv die Regeneration im Wurzelkanal. Beim Kontakt mit Flüssigkeiten stellt der bioaktive Werkstoff natürliche Reparaturbausteine wie Kalzium und Silikate zur Verfügung. Zuverlässiges Kaltfüllsystem für Wurzelkanäle. Ausgezeichnete Fließigenschaften. Gut-tapercha und Sealer in einer Anwendung



Packung
 5 ml Doppelkammerapplikator, 12 Mischspitzen, 1 Anmischblock

251053 145,42

Packung
 5 ml Doppelkammerapplikator

251054 131,62

Packung
 24 Mischspitzen

251055 30,51

Verarbeitungszeit: 5 Minuten
 Aushärtungszeit: 12 / 16 Minuten

Hermetic, Lege Artis

Zinkoxid-Eugenol-Sealer für die Wurzelkanalfüllung, abschlussdicht und röntgensichtbar.



Pulver 14 g 74024 32,15

Flüssigkeit 8 ml 74025 35,20

Jodoform-Paste nach Walkhoff, Haupt

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Paste 9 g 72227 29,90



Endo N2, Hager & Werken

Wurzelkanalzement auf Zinkoxyd-Eugenol-Basis. Preiswerte und schnelle Alternative seit über 50 Jahren. Allein oder als Sealer in Verbindung mit Guttapercha-Stiften verwendbar. Angemischt einfach in den Kanal einrotierbar. Gutes Adhäsionsvermögen an den Kanalwänden. Ausgehärtet eine definitive, nicht resorbierbare Füllung. Antimikrobielle Wirkung, die mit der allmählichen Aushärtung erlischt. Bestehend aus Pulver und Flüssigkeit zum Mischen.



Set
Pulver 10 g, Liquid 6 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

21944 43,95

Pulver 10 g

22050 31,30

Liquid 6 g

22051 18,45

ProRoot MTA white, Dentsply Sirona Endodontics

Maximale Randdichtigkeit, Vermindertes Eindringen von Bakterien, Biokompatibel. Abbinden in Gegenwart von Wasser.



Packung 4 x 0,5 g

244910 176,33

Packung 10 x 0,5 g

247369 400,34

Perma Evolution, Becht

Das permanente Wurzelfüllmaterial vereinigt bewährte Epoxid-Amin-Technologie mit innovativen Vorteilen für den Zahnarzt. Die mikrobizide Wirkung schützt vor einer Reinfektion. Verschließt dicht und dauerhaft. Dimensionsstabil. Röntgensichtbar. Für alle orthograden Wurzelfüllungstechniken geeignet. Frei von Iodoform und Paraformaldehyd und somit beste Biokompatibilität. Verarbeitungszeit: 15 Minuten. Vollständige Aushärtung: 24 Stunden.



Packung
5 ml Doppelkammerspritze, 20 Mischkanülen, 20 Endo-Tips

30439 53,40

Packung
5 ml Doppelkammerspritze, Nachfüllpackung

219129 44,15

Packung
Mischkanülen, 25 Stck.

30695 13,00

Packung
Endo-Tips, 25 Stck.

30741 5,10

Sealapex, Kerr Endodontics

Der erste eugenolfreie Wurzelkanalzement auf polymerer Calciumhydroxidbasis, der eine Ausheilung und apikale Hartgewebe-neubildung herbeiführt. KERR-Sealapex zeichnet sich durch gutes Fließvermögen und eine weiche Konsistenz aus. Die Aushärtung im Wurzelkanal erfolgt innerhalb von nur 1 Stunde.



Packung
je 12 g Base, Katalysator, 1 Mischblock

88928 30,81

Anmischblock
Größe: 40 x 40 mm

73295 3,69

Speiko MTA Zement / mit Hydroxylapatit, Speiko

- Endodontischer Reparaturzement
- Anzumischen mit destilliertem Wasser
- Jetzt auch mit Hydroxylapatit
- Biologisch verträglich, schwermetallfrei
- Alkalischer Ph-Wert unterstützt den Heilungsprozess des vitalen Geweben
- Hervorragende Abdichtung gegenüber Körperflüssigkeiten und Bakterieneinwanderung
- Direkte und indirekte Überkappung der Pulpa bei bleibenden Zähnen und Milchzähnen
- Bei einer Wurzelspitzenresektion mit retrograder Füllung
- Bei internen Resorptionen im Wurzelkanal und bei externen Resorptionen
- Bei Perforationen des Pulpabodens im Bereich von Furkationen
- Orthograder Verschluss weit offener Apices- Apexifikation



Pulver 1 g
hellgrau

254537 47,50

Pulver 2 g
hellgrau

230351 89,00

Pulver 1 g
mit Hydroxylapatit
hellgrau

276152 47,50

Pulver 2 g
mit Hydroxylapatit
hellgrau

276151 89,00

Zusammensetzung:
Enthält Siliciumdioxid, Calciumoxid, Bismutoxid, Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Natriumoxid und Kaliumoxid.

ORBIS Fadenleger, ORBIS Dental
Zum atraumatischen und exakten Legen von Retraktionsfäden. Mit zwei verschiedenen angewinkelten Arbeitsenden

• Aus rostfreiem Stahl

TOP



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
278798	15,95

Adstringierende Retraktionspaste, 3M
Adstringierende Retraktionspaste ist zur vorübergehenden Retraktion der marginalen Gingiva und der Trockenlegung des Sulkus bestimmt. Die Paste wird mit Hilfe von innovativen, einfach anzuwendenden und hygienischen Einwegkapseln direkt in den Sulkus eingebracht.



Packung 25 Kapseln à 0,3 g

226448	67,16
--------	-------

Packung 100 Kapseln à 0,3 g

226453	221,40
--------	--------

Astringedent, Ultradent Products
15,5%ige Eisensulfat-Lösung, zur Blutstillung. Das „klassische“ Präparat zur Blutstillung, durch Einreiben mit dem Dento-Infusor, und zum Tränken von Retraktionsfäden. Führt zu sofortiger Bildung von Kapillarverschlüssen durch Koagulation.



IndiSpense-Spritze 30 ml

48229	59,60
-------	-------

Flasche 30 ml

28141	59,60
-------	-------

Astringedent X, Ultradent Products
Verstärkt adstringierende, blutstillende Flüssigkeit, enthält Eisensub-sulfat und Eisensulfat. Für Problemfälle mit starken Blutungen aus Sulcus oder Gingiva. Anzuwenden mit 1,2 ml-Spritze und Dento-Infusor Tip. Astringedent X wirkt schnell und ist trotzdem weniger ätzend als andere Eisensulfat-Lösungen.



IndiSpense-Spritze 30 ml

10507	59,90
-------	-------

Flasche 30 ml

241826	59,90
--------	-------

Expasyl, Acteon
Expasyl ist eine Paste zur Zahnfleischretraktion, die einfach in den Sulcus appliziert wird. Nach 1-2 Minuten erfolgt eine blutungs- und schmerzfreie Gingiva-Retraktion mit einem trockenen, weit geöffneten Sulcus - ideal für die perfekte Abformung.



Minikit
Applikator, 6 Kapseln,
12 Applizier-Kanülen (gerade)

164957	268,90
--------	--------

Nachfüllpackung

6 Expasyl-Kapseln	21741	40,30
20 Expasyl-Kapseln	26018	214,70
20 Expasyl-Kapseln (Erdbeergeschmack)	33245	214,70
40 Applizier-Kanülen (gerade)	26017	54,10
40 Applizier-Kanülen (gebogen)	38130	54,10
100 Applizier-Kanülen (gerade)	166999	95,90
100 Applizier-Kanülen (gebogen)	211167	95,90
Applikator	171141	236,10

Retraktion

EasyCord, Müller-Omicron

Retraktionsfäden aus 100 % Baumwolle, gestrickt, ungetränkt. Das spezielle Strickmuster ermöglicht eine sehr hohe Aufnahme von Tränkflüssigkeiten. Flasche mit integriertem Cutter und Längenmaß-Skala zur einfachen und hygienischen Entnahme. Mit Verschließen des Deckels wird der Faden abgeschnitten.



Dose ungetränkt (330 cm)

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 000 / xx-fein, grün	226071	14,55
Größe 00 / x-fein, braun	226072	14,55
Größe 0 / fein, lila	226074	14,55
Größe 1 / mittel, blau	226075	14,55
Größe 2 / dick, orange	226076	14,55
Größe 3 / x-dick, gelb	226077	14,55

Gingi-Braid+, Kerr

Geflochtener Retraktionsfaden. Erhältlich als nicht imprägnierter Faden oder als imprägnierter Retraktionsfaden (10% Alaun Potassium Sulfat).



Flasche ungetränkt (180 cm)

Größe 0n	86562	12,30
Größe 1n	80823	12,30
Größe 2n	80824	12,30
Größe 3n	80825	12,30

Flasche getränkt (180 cm)

Größe 0a	47941	15,90
Größe 1a	44670	15,90
Größe 2a	39065	15,90
Größe 3a	47942	15,90

Gingi-Plain Soft-Twist Max, Sigma Dental

Der Soft-Twist-Retraktionsfaden ist ein weißer, stark absorbierender Faden aus reiner Baumwolle. Die genauen Fertigungsmethoden garantieren ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften (nicht imprägniert).



Flasche (274 cm)

Größe 1 (dünn)	17808	14,38
Größe 2 (mittel)	16308	14,38
Größe 3 (dick)	17809	14,38
Gingi-Plain 2 Stränge (2-ply)	17810	14,38

Gingi-Plain Z-Twist Max, Sigma Dental

Der geflochtene Faden ist denkbar einfach zu applizieren und bleibt wie von selbst im Sulcus liegen. Er fasert nicht auf, seine dunkle Farbe (lila) bildet einen sehr guten Kontrast (nicht imprägniert).



Flasche (274 cm)

Größe 000 (extrem dünn)	17811	15,54
Größe 00 (sehr dünn)	16782	15,54
Größe 1 (dünn)	17812	15,54
Größe 2 (mittel)	17813	15,54
Größe 3 (dick)	211338	15,54

Hemostasyl, Acteon

Thixotroper Wundverband mit blutstillender Wirkung. Die Anwendung erfolgt direkt auf die blutende Zahnfleischstelle im Mundraum. Die Blutstillung erfolgt in weniger als 2 Minuten. In den meisten Fällen wird die Blutung sogar nach wenigen Sekunden gestoppt.



Packung 2 Spritzen à 2 g	192116	62,80
------------------------------------	--------	-------

Packung 40 Applikationstips	11509	16,70
---------------------------------------	-------	-------

KnitTrax, Sigma Dental

Dieser weiche, aus 100 % Baumwolle gefertigte Faden wird in einem Spezialverfahren zu zusammenhängenden Ketten gestrickt. Überdurchschnittliches Saugvermögen. Kein Ausfransen des Fadens. Hervorragende Absorption und Platzierung von blutstillenden Gelen. Größen sind farbkodiert (nicht imprägniert).



Flasche (254 cm)

Größe 000 (extrem dünn)	196809	13,53
Größe 00 (sehr dünn)	189933	13,53
Größe 0 (dünn)	189934	13,53
Größe 1 (mittel)	189935	13,53
Größe 2 (dick)	189936	13,53

Magic FoamCord, Coltène

Ist der erste expandierende, additionsvernetzende Silikonschaum zur Sulkuserweiterung ohne Faden. Die Applikation erfolgt ganz einfach aus der Doppelkammerkartusche direkt in den Sulcus. Magic FoamCord eröffnet durch Aufschäumen selbstständig den Sulcus, ohne invasive Materialien oder Techniken. Das abgebundene Material kann in einem Stück bequem entfernt werden. Ein ausgezeichneter, erweiterter Sulcus steht zur Abformung bereit. Eine einfache, zeitsparende und nicht-traumatisierende Methode.



Packung
Set mit 2 x 50 ml Sicherheitskartuschen, 24 Mixing Tips, 24 Oral Tips, Comprecap 45 Stk

Artikel-Nr. 162280
Preis pro Einheit 118,73

Refill
2 x 50 ml Kartuschen

162598 88,06

Packung
Mixing Tips, 40 Stück
Applikationstips, 100 Stück

29039 36,77
29040 62,87

Orbat forte, Lege Artis

20%iges Eisen(III)sulfat-Flüssig-Gel zur Zahnfleischretraktion, Koagulation, Blutstillung und in der Milchzahn-Endodontie. 20 ml Flüssig-Gel in PE-Tropfflasche



Flasche 20 ml

218317 37,66

Orbat sensitive, Lege Artis

Aluminiumsulfat-Lösung 25% zur Retraktion des Zahnfleisches. Zur Stillung von Zahnfleischblutungen und Stoppen der Exsudation.



Flasche 20 ml

31026 28,63

Racegel, Septodont

Sorgt für einen trockenen und sauberen Arbeitsbereich, den Sie für hochwertige Abformungen benötigen. Einfaches und zeitsparendes Handling durch reversiblen Thermo-Gel Effekt. Gebrauchsfertige Spritzen mit feinen Applikationsspitzen. Hervorragende Blutstillung (25% Aluminiumchlorid). Auch in Kombination mit Retraktionsfaden anwendbar.



Packung
3 Spritzen à 1,4 g,
30 vorgebogene Spitzen

207952 95,00

Racestyptine Cord N, Septodont

Imprägnierter geflochtener Faden für die kurzzeitige Retraktion der Gingiva vor einer Abdrucknahme und bestimmte Eingriffe, für die eine kurzzeitige Blutstillung notwendig ist.

Mit Aluminiumchlorid und Kaliumsulfat imprägniert. Lidocainfrei.



Packung
1 x 2 m Faden fein 0,6 mm

249960 35,00

Packung
1 x 2 m Faden mittel 0,8 mm

249964 35,00

Retraktion

Racestyptine Flüssigkeit, Septodont
Ergänzt mechanische Wirkung des Retraktionsfadens vor der Abdrucknahme. Imprägnierung mit Aluminiumchlorid sorgt für eine schonende adstringierende Wirkung und blutstillende Eigenschaften.



Packung
1 x 13 ml Flüssigkeit inkl. Pipette

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
75351	32,00

Resorcell Pulver, Septodont
Lokale Blutstillung nach zahnmedizinischen Eingriffen. Steriles und resorbierbares blutstillendes Pulver zur Hemmung der Kapillarblutung. Schnelle Wirkung: bereits nach 2 Minuten nach Applikation. Kann sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern angewendet werden.



Packung 2 g

62989	52,00
-------	-------

Retraction Paste, DMG
Für die Temporäre marginale Gingivaretraktion und Trockenlegung des Sulkus. Biegsame Kanüle für einfachste Applikation. Das Material verbleibt dank seiner guten Standfestigkeit an der applizierten Stelle und entfaltet dort optimal seine Wirkung. Frisches Minzaroma



Packung 25 Kapseln
à 0,37g

254529	64,85
--------	-------

Roeko Gingiva-Liquid, Coltène
Zur Vorbehandlung der Gingiva und Imprägnierung von Retraktionsfäden. Adstringierende, blutstillende Lösung mit 10% Aluminiumchlorid-Hexahydrat.



Flasche 10 ml

75030	16,42
-------	-------

Roeko Retracto geflochten, Coltène
Geflochtener Retraktionsfaden ungetränkt aus Baumwolle getränkt aus Polyester.



Dose ungetränkt (225 cm)

x-fein	72480	11,95
fein	84105	11,95
mittel	84106	11,95
stark	84107	11,95

Roeko Stay-put, Coltène

Retraktionsfaden mit gelungener Kombination der Qualitäten eines geflochtenen Retraktionsfadens und der Formbarkeit eines hauchdünnen Kupferdrahtes. Leicht und ohne Verrutschen zu adaptieren, bleibt im Sulcus liegen.



Dose ungetränkt (183 cm)

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 0 x-fein	36639	16,42
Größe 1 fein	55431	16,42
Größe 2 mittel	55432	16,42
Größe 3 stark	55430	16,42

Roeko Retraktionsfaden-Stopfer, Coltène

Doppelendiges Handinstrument aus Edelstahl zum leichteren Legen des Retraktionsfadens. Sterilisierbar.



Stück

Art	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
gezahnt	52333	29,85
glatt	52334	29,85

Septofil, Septodont

Schlauchförmiger Baumwollfaden für die Gingivaretraktion. Die Schlauchform garantiert ein besonders hohes Saugvermögen. Gestrickte Ausführung für leichtes Legen und Verhinderung des Ausfransens. Die Fäden können mit einer beliebigen Retraktionsflüssigkeit getränkt werden (nicht imprägniert).



Flasche (250 cm)

Art	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
extra-dünn	66187	28,00
dünn	66188	28,00
mittel	66189	28,00
dick	66192	28,00

ShortCut, Kerr

All-in-One-System, das angenehm in der Hand liegt. Integrierter Cutter, keine Scheere mehr notwendig. Fadenabgabe durch Drehmechanismus, immer gleiche Länge an Faden (1 cm pro Klick). Erhältlich als nicht imprägnierter Faden oder mit einer 10% Aluminium-/ Kaliumsulfatlösung imprägniert. Stärken: 0 (dünn), 1, 2, (dick)



Spender ungetränkt (183 cm)

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 0n	215558	17,20
Größe 1n	215577	17,20
Größe 2n	215584	17,20

Spender getränkt (183 cm)

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 0a	215588	17,20
Größe 1a	215591	17,20
Größe 2a	215592	17,20

Sulc-Pro Ringe, Cardex

Diese Ringe sind saugfähig, dünn, weich und trotzdem reißfest (nicht imprägniert).



Sortiment	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
je 50 Stück der Größen 1-6	104933	29,90

Packung 100 Stück

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 1	141738	12,30
Größe 2	141737	12,30
Größe 3	141470	12,30
Größe 4	141456	12,30
Größe 5	141468	12,30
Größe 6	141739	12,30

Tabotamp, Johnson & Johnson

Resorbierbares Hämostypticum. Rasche Blutstillung, einzeln steril verpackt.



Packung 1 Stück	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Gazestreifen 5 x 1,25 cm	156903	19,00

Packung 10 Stück	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Gazestreifen 5 x 1,25 cm	87356	190,00

Retraktion

Ultrapak CleanCut, Ultradent Products

Gestrickte Retraktionsfäden, schlauchförmig gestrickt aus 100% Baumwolle. Leicht zu legen, nicht „störrisch“, saugfähiger als herkömmliche Fäden. Schnelle Retraction/Abdrängung der Gingiva. 6 verschiedene Stärken, farbcodiert. Ungetränkt. Flasche mit praktischer Längenskala zum Abmessen und dauerhaft scharfer Cutter, für exakten Schnitt.



Kit

je 1 Packung der Stärken 00, 0, 1, 2 im Ultrapak - Organisationsständer

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

221236 67,60

Flasche (244 cm)

Gr. 000 schwarz-violett	221237	20,40
Gr. 00 schwarz-gelb	221238	17,90
Gr. 0 violett-weiß	221239	16,80
Gr. 1 blau-weiß	221240	16,80
Gr. 2 grün-weiß	221241	16,80
Gr. 3 rot-weiß	221242	16,80

Ultrapak-Legeinstrumente gezahnt, Ultradent Products

Spezielle Instrumente zum Legen von Ultrapak- und anderen Retraktionsfäden. Die dünnen, gezahnten Enden sind vor allem bei axialem Einbringen hilfreich. Sie verhindern ein Abrutschen und schonen die Gingiva. In zwei Größen und zwei Winkelungen erhältlich



Stück

klein, gezahnt 45° 28156 39,00

Stück

normal, gezahnt 45° 28155 39,00

Stück

klein, gezahnt 90° 28158 39,00

Stück

normal, gezahnt 90° 28157 39,00

ViscoStat, Ultradent Products

- Blutstillendes, 20%-iges Eisensulfat-Äquivalent in einer viskösen, wässrigen Lösung für sofortige Koagulation
- In kürzester Zeit werden Blutungen und Sulkusflüssigkeit kontrolliert
- Besonders substanz- und gewebeschonend



Dento-Infusor Kit

30 ml IndiSpense-Spritze ViscoStat, 20 Metal Dento-Infusor Tips, 20 Leerspritzen 1,2 ml

31438 84,60

IndiSpense-Spritze 30 ml

15943 59,60

Leerspritze neutral 1,2 ml

Packung 20 Stück 17506 11,30

ViscoStat Clear, Ultradent Products

ViscoStat Clear ist ein Gel mit 25 % Aluminiumchlorid in einer viskösen, wässrigen Lösung. Seine patentierte gewebefreundliche Formulierung mit Kieselsäure beseitigt temporär kleinere Blutungen. Es wird kein Koagulum gebildet, und es haften keine Reste an der Präparation, was in der „ästhetischen Zone“ besonders wichtig ist. ViscoStat Clear verfärbt die Hart- oder Weichgewebe nicht. Auch mit ViscoStat Clear wird empfohlen, den Sulcus auszureiben bzw. Ultrapak-Fäden damit zu tränken.



ViscoStat Clear Kit:

30 ml IndiSpense-Spritze, 20 Metal Dento-Infusor Tips, 20 Leerspritzen 1,2 ml

177516 84,60

IndiSpense-Spritze Clear 30 ml

177517 59,60

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
146745	9,95

Kälte Pack Dentalkompresse, ORBIS Dental

Mit Selbstaktivierungseffekt. Das Produkt besteht aus zwei Inhaltsstoffen, die bis zu Ihrer Aktivierung getrennt sind. Das Platzen des mit Wasser gefüllten Innenbeutels setzt eine endotherme Reaktion in Gang. Sie bewirkt eine Sofortige Kühlung des Beutels. Das Produkt ist nur für den äußeren Gebrauch und Einmalgebrauch bestimmt. Nach Verwendung des Produktes dieses gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.

Größe: 185 x 145 mm

TOP



Packung 10 Beutel

Cold-Bag, Hager & Werken

Kältekompressen zur Schmerzlinderung. Sofort nach Aktivierung anwendbar, kühlt ca. 30 Minuten. Entwickelt sekundenschnell wirksame Kälte. Wirkt Schwellungen entgegen.



Packung 10 Stück

46901 14,99

Cold Hot Pack, 3M

Gelkissen zum Kühlen und Wärmen.



Stück 10 x 10 cm

104997 2,31

Coolpack Mini, Coolike

Die handliche Kaltkompressen bei Schwellungen und Zahnschmerzen. Tiefgefrierfähig.



Stück 13 x 11 cm

53860 0,63



ORBIS®-Produkte
Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Pharmazeutika

7

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Alveogyl, Septodont

Eugenolhaltige Paste zur Einlage in die Alveole bei Alveolitis. Schmerzstillende Wirkung unterstützt den Heilungsprozess. Auch als Verbandseinlage für Patienten mit Neigung zu trockener Alveole geeignet.



Dose 10 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
236250	36,00

Einfach in der Anwendung: Alveogyl wird einmalig appliziert, wäscht sich allmählich selbst aus ohne Verschluss mit einer Naht oder besonderer Beobachtung und Nachuntersuchung während der Heilungsphase.

Aperyl mit Acetylsalicylsäure, Speiko
Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung
ca.100 Dentalstifte

31351	48,30
-------	-------

Calasept-Speiko, Speiko

- Calciumhydroxid in Glaszylinderampullen
- Hoher Ph-Wert sorgt für Keimvernichtung in Pulpawunde und Wurzelkanal
- Regt die Dentinbildung an
- Röntgensichtbar durch die Zugabe von Bariumsulfat
- Zur Versorgung des kariessfreien, pulpanahen Dentins
- Für die direkte Pulpaüberkappung, auch im Anschluss an eine Pupotomie
- Für die temporäre Einlage im Wurzelkanal
- Für die Caries profunda-Behandlung bzw. indirekte Pulpaüberkappung



Packung
2 x 2,5 g Paste in Zyl.Amp.,
3 Einwegkanülen

70093	29,75
-------	-------

Packung 25 Stück
Einweg-Kanülen

70113	9,15
-------	------

Calciumhydroxid-hochdispers, Humanchemie

Gebrauchsfertige, reine Calciumhydroxid-Paste. Zur direkten Pulpenüberkappung oder zur Wurzelbehandlung mit und ohne Depotphorese. Calciumhydroxid-hochdispers zeichnet sich aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens durch seine hohe Dispersität und Reinheit sowie einen pH von >12,4 aus. An der Grenzschicht zu durchblutetem Gewebe bildet sich eine Calcit-Membran aus, die eine tiefergehende Gewebeschädigung verhindert.



Packung 15 g

14372	18,50
-------	-------

Spritze 1,8 g
und 5 Kanülen

26593	19,50
-------	-------

Inhaltsstoffe:
Calciumhydroxid / hochdispers, Methylcellulose, Aqua dest.

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Chlorhexamed 1% Gel, GlaxoSmithKline

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Tube 50 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
13012	6,59

CanalPro Farbige Spritzen, Coltène

Latexfreie, farbige Spritzen lassen sich einfach und schnell der entsprechenden Spüllösung zuordnen. Erhöhte Sicherheit, Gefahr des Spritzenvertauschens wird minimiert. Luer-Lock Ansatz.



Packung 50 Stück

Spritzen Luer-Lock, Farbkodiert, Latexfrei

5 ml, rot	243325	12,67
5 ml, blau	243326	12,67
5 ml, gelb	243327	12,67
5 ml, weiß	243842	12,67
10 ml, rot	223197	15,34
10 ml, blau	223334	15,34
10 ml, gelb	223198	15,34
10 ml, weiß	223354	15,34

CanalPro NaOCl, Coltène

Zur Spülung von Wurzelkanälen und zur Gewebeauflösung vor und während der Aufbereitung.



Flasche 500 ml
3%ig

283473 28,87

Flasche 500 ml
6%ig

283474 28,87

CanalPro EDTA, Coltène

17%ige EDTA-Lösung (pH-Wert 8,5). Entfernt Smear Layer und Dentinrückstände. Öffnet Dentintubuli: verbessert die Wirkung von Desinfektionslösungen (z. B. Alkohol) und die Adhäsion von Sealern und Wurzelkanalfüllmaterialien.



Flasche 100 ml

247354 19,62

Flasche 500 ml

245004 66,37

CanalPro CHX 2%, Coltène

Empfohlen als Zusatzspülung und während Revisionen. Äußerst effektiv gegenüber E. faecalis und Pilzen. 2%-ige Chlorhexidindigluconatlösung



Flasche 100 ml

247356 18,02

Flasche 500 ml

244999 50,76

Wundbehandlung/PA-Behandlung

ChKM-Lösung nach Walkhoff, Haupt
Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 11,5 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
72229	49,90

ChKM-Lösung, Speiko
Campher (Kampfer): 50 %, 4-Chlorphenol: 25 %, Menthol: 25 %.



Flasche 30 ml

75676	23,55
-------	-------

Flasche 100 ml

75678	55,65
-------	-------

Coe-Pak, GC
Eugenolfreier parodontaler Wundverband auf Zwei-Komponentenbasis. Ausgezeichnete bakteriostatische und fungistatische Eigenschaften. Wirkt schmerzlindernd und fördert den Heilungsprozess. Auch im Umfeld von Kunststoffprothesen und Kunststofffüllungen verwendbar.



Packung Regular
je 90 g Basis- + Katalysatorpaste

89646	52,22
-------	-------

Packung Hard and Fast
je 90 g Basis- + Katalysatorpaste

89647	52,22
-------	-------

Coe-Pak Automix NDS, GC
Parodontaler Wundverband in Kartuschen. Zweikomponentenmaterial in Kartuschenform zur Wundabdeckung oder genähten Wundrändern bzw. Stabilisierung gelockerter Zähne.



Packung
2 x 50 ml Doppelkartusche,
12 Anmischkanülen

164482	103,73
--------	--------

Dontisolon D, Sanofi
Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Zylinderampullen
4 x 1,9 g

88484	39,72
-------	-------

Tube 15 g

67745	26,09
-------	-------

Zubehör für Dontisolon
Einmalkanülen 50 Stück

250551	12,18
--------	-------

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Spezialkanülen für Dontisolon D, Hellwig



Packung

gebogen stumpf 10 Stück
gebogen mit Olive 10 Stück

Zubehör

Ansatzstück für Zylinderampullen Spritze

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

267898 **73,20**
267226 **65,80**

26109 **6,42**

Durimplant Pflegegel, Lege Artis

Implantat-Pflege-Gel zur Vorbeugung von Periimplantitis und Entzündungen rund um das Implantat. Zur Pflege von Zahnfleisch und Mundschleimhaut, unterstützt die Wundheilung und Geweberegeneration, hydrophobe Haftformel schützt vor chemischen Reizen, reduziert Keime.



Tube 10 ml

183084 **13,32**

Dynexan Mundgel, Kreussler

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Zylinderampullen
4 x 1,7 g

64809 **33,30**

Dynexidin Forte, Kreussler

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 300 ml

255242 **8,31**

Flasche 5000 ml

255243 **42,55**

Wundbehandlung/PA-Behandlung

ED 84, Speiko

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 30 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

75699 25,70

Flasche 100 ml

75701 56,99

GapSeal, Hager & Werken

Der entscheidende Beitrag gegen Periimplantitis. Versiegelt keimdicht die Spalten und Hohlräume von Implantaten. Verhindert dauerhaft das Eindringen von Keimen in die Hohlräume und die Reinfektion des periimplantären Gewebes. Seit über 20 Jahren an der Universität Düsseldorf erfolgreich im klinischen Einsatz. Einfach in der Handhabung und Applikation durch speziellen Applikator.



Set
Applikator + 10 Tips

185784 65,90

Packung
10 Tips à 0,06 ml

187328 49,95

Applikator (autoklavierbar)

189145 15,95

Gengigel, Riemser

Biologisches Mund- und Zahnfleischpflege-Gel auf Hyaluronsäure-Basis. Zur Vorsorge und Unterstützung der natürlichen Regenerierung von gereiztem und beanspruchtem Gewebe des Mundes.



Tube 20 ml

85033 11,37

Hämostatikum Al-Cu, Humanchemie

Stoppt sofort Kapillarblutungen der Gingiva, der Haut und der Pulpa durch Koagulation, die Problematik des Wiederaufbrechens der bereits gestoppten Blutung entfällt. Dünnflüssig, auf wässriger Basis, auch für schwer zugängliche Bereiche im Interdentalraum. Das Präparat wird mittels Wattetupfer bzw. Papierspitze unter leichtem Druck auf die blutende Region aufgebracht. Die keimreduzierende Wirkung, minimiert die Gefahr einer Bakteriämie.



Flasche 20 ml

82427 22,00

Inhaltsstoffe:
Aluminiumchlorid, Kupfer-II-chlorid, Aqua dest

Hemocollagene, Septodont

Sterile Schwämmchen mit Kollagen zur Blutstillung nach chirurgischen Eingriffen. Vollständig resorbierbar für eine natürliche Geweberegeneration. Einzeln in Blistern verpackt.



Packung 24 Schwämme
Größe: 15 x 15 x 8 mm

83028 54,00

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Hemogelatin, Septodont

Blutstillender Tampon aus geschäumter Gelatine zur lokalen Blutstillung nach zahnärztlichen chirurgischen Eingriffen.

- Biocompatibel & gut verträglich
- Steril & blisterverpackt
- Einfach zu verwenden und zuschneidbar
- Vollständig resorbierbar

NEU



Packung 24 Schwämme
Größe: 10 x 10 x 10 mm

Sterile Schwämme aus Schweinegelatine

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
282204	33,60

Histoacryl, B. Braun

Gewebekleber zum nahtlosen Verschluss kleiner und nicht unter Spannung stehender Hautwunden.



Packung
5 Ampullen à 0,5 ml

69390	176,53
-------	--------

Histolith NaOCl 1 %, Lege Artis

Natriumhypochlorit 1% zur Spülung von Wurzelkanälen und zur Gewebeauflösung. Mit integriertem ESD-Entnahmesystem / direkt aus der Flasche in die Spritze (Luer- oder Luer-Lock-Ansatz).



Packung 200 ml

272827	23,71
--------	-------

Packung 500 ml

272816	31,86
--------	-------

Histolith NaOCl 3 %, Lege Artis

Natriumhypochlorit 3% zur Spülung von Wurzelkanälen und zur Gewebeauflösung. Mit integriertem ESD-Entnahmesystem / direkt aus der Flasche in die Spritze (Luer- oder Luer-Lock-Ansatz).



Packung 200 ml

245623	28,34
--------	-------

Packung 500 ml

245624	39,00
--------	-------

Histolith NaOCl 5 %, Lege Artis

Natriumhypochlorit 5%
Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Packung 50 ml

65639	18,71
-------	-------

Packung 200 ml

13441	34,58
-------	-------

Packung 500 ml

67645	50,37
-------	-------

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Hypochlorit 3%, Speiko

- Zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen
- Es kann abwechselnd mit SPEIKO EDTA-Lösung gespült werden
- Erwärmung und Ultraschallaktivierung erhöhen die Wirkung
- Die Entnahme von Hypochlorit- SPEIKO 1% und 3% kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy-Quick-



Flasche 30 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

244606 6,95

Flasche 100 ml

244607 12,50

Flasche 250 ml

244608 25,70

Hypochlorit 1%, Speiko

- Zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen
- Es kann abwechselnd mit SPEIKO EDTA-Lösung gespült werden
- Erwärmung und Ultraschallaktivierung erhöhen die Wirkung
- Die Entnahme von Hypochlorit- SPEIKO 1% und 3% kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy-Quick-



Flasche 30 ml

274799 6,95

Flasche 100 ml

274800 12,50

Flasche 250 ml

274801 25,70

Hypochlorit 5,25%, Speiko

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Flasche 30 ml

75708 13,90

Flasche 100 ml

75710 24,99

Iodoformpulver, Speiko

Chirurgische Zahnbehandlung



Packung 13 g

75713 22,20

Kochsalzlösung 0,9%, B. Braun

Spüllösung in stehender Flasche für die chirurgische Zahnheilkunde. Ecotainer ist eine unzerbrechliche Plastikflasche.



Flaschen
10 x 500 ml

200462 21,82

Flaschen
6 x 1000 ml

19333 17,38

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Legased natur, Lege Artis

Zur Behandlung von entzündeter Mundschleimhaut, Aphthen und Prothesendruckstellen. Das spezielle Mund-Wund-Pflaster schont Zähne und Zahnfleisch. Die Film bildende Flüssigkeit reduziert das Eindringen von Bakterien und Speiseresten und fördert so die Heilung. Schmerzlinderungen durch Schutz vor chemischen Reizen und mechanischem Druck.



Flasche 5 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

169520 11,52

Flasche 20 ml

162777 24,71

Ligosan Slow Release, Kulzer

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung
2 Zylinderkartuschen à 0,26 g

212041 159,00

Packung
4 Zylinderkartuschen à 0,26 g

212603 279,00



Miradont-Gel, Hager & Werken

Mikronähstoffgel zur intensiven oralen Versorgung

- Begleitend bei Aphten und Mundläsionen
- Regenerierend und revitalisierend
- Für gereizte und gestresste Mundschleimhaut
- Ohne Zusatz von Alkohol, Saccharin, Menthol und Konservierungsstoffen



Tube 15 ml

32837 5,50

Myzotect-Tincture, Hager & Werken

Myrrhe-Benzoin-Tinktur zur Pflege der beanspruchten Mundschleimhaut. Die Tincture brennt nicht nach dem Auftragen, hat einen angenehmen Geschmack und haftet durch die sirupartige Konsistenz lange auf der Schleimhaut. Optimal nach PA-Behandlungen und zahnärztlichen Eingriffen. Reicht für über 100 Anwendungen.



Flasche 50 ml

74736 21,20

Flasche 10 x 5 ml

25214 92,84

Myrrhe (gewebefestigend und pflegend) hilft u. a. bei Nachwirkungen von Zahn- und Zahnfleischbehandlungen. Benzoin und Aloe unterstützen die Pflege und Festigung der Mundschleimhaut Anwendung ohne Antibiotika und ohne Corticosteroide

Parasorb HD Cone, Hammacher

Kollagenkegel zur Verminderung der Kieferkammatrophy, für die kieferchirurgische Anwendung, lokales Hämostyptikum. Durchmesser 1,2 cm/ Höhe 1,6 cm.



Packung 10 Stück

218053 58,25

Parodur Gel Minze, Lege Artis

Parodontitisprophylaxe-Gel zur Vorbeugung von Entzündungen des Zahnbetts und des Zahnfleisches, zur Unterstützung der Parodontitistherapie, bei Patienten mit geschwächtem Allgemein-Zustand, bei Druckstellen im Mund- und Rachenraum. Damit wird die Wundheilung und Geweberegeneration unterstützt. Zur optimalen Ergänzung siehe parodur Liquid Mundspüllösung.
Geschmacksrichtung: **Minze**.



Tube 10 ml

233639 11,97

Wundbehandlung/PA-Behandlung

Parodur Gel Limette, Lege Artis

Parodontitisprophylaxe-Gel zur Vorbeugung von Entzündungen des Zahnbetts und des Zahnfleisches, zur Unterstützung der Parodontistherapie, bei Patienten mit geschwächtem Allgemein-Zustand, bei Druckstellen im Mund- und Rachenraum. Damit wird die Wundheilung und Geweberegeneration unterstützt. Zur optimalen Ergänzung siehe parodur Liquid Mundspüllösung.
Geschmacksrichtung: **Limette**.



Tube 10 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
233640	11,97

Reso-Pac, Hager & Werken

Adhäsive Wundschutzpaste auf Zellulosebasis zum direkten Auftrag auf Wunden, Nähte und Druckstellen. Hält Bakterien fern und unterstützt den Heilungsprozess. Verbleibt bis zu 30 Stunden und löst sich selbständig auf. Ideal zum Schutz von Wunden und Nähten in der Implantologie, Parodontologie, nach Extraktionen, in der KFO und Prothetik. Die Paste eignet sich hervorragend als Medikamententräger. Weichbleibend- geruchsneutral- geschmacksneutral.



Tube 25 g

Packung 5 x 25 ml

Portionspackung
50 x 2 g

35065	14,30
86512	62,99
204661	45,75

Roeko Gelatamp, Coltène

Gelatamp ist ein Gelatineschwamm zur Prophylaxe von Wundinfektionen und Nachblutungen nach Extraktionen. Gelatamp enthält kolloidales Silber. Das Silber führt zu einer breiten antibakteriellen Wirkung über die gesamte Resorptionszeit hinweg und verleiht Gelatamp auch seine spezifisch braune Farbe.



Packung 20 Stück
Größe: 14 x 7 x 7 mm

Packung 50 Stück
Größe: 14 x 7 x 7 mm

Packung 20 Stück
Größe: 14 x 7 x 7 mm
Blister Pack

105111	14,06
75029	30,56
190820	15,15

- Rasche initiale Blutstillung
- Stabilisierung des Koagulums
- Breite antimikrobielle Depotwirkung
- Vollständige Resorption

Roeko Gelatamp forte, Coltène

Gelatamp forte ist ein Gelatineschwamm mit aktivierter Kapillarwirkung für bemerkenswert schnelle und sichere Blutstillung während chirurgischer Eingriffe. (10x10x4mm)



Packung 50 Stück
Größe: 10 x 10 x 4 mm
Blister Pack

264924	61,20
--------	-------

- Beschleunigte Blutstillung
- Induziert Hämostase auch nach Behandlung mit gerinnungshemmenden Medikamenten
- Reduzierte Behandlungszeit
- Vollständige Resorption
- Einzel steril verpackt

R.T.R., Septodont

Synthetisches, resorbierbares Knochenregenerationsmaterial aus beta-Tricalciumphosphat. Die Osteokonduktive poröse Struktur fördert die Knochenneubildung. Unterstützt die Erneuerung der Knochenintegrität innerhalb von 6 Monaten. Der Kegel ist mit einer Matrix aus hoch gereinigten Kollagenfasern bovinen Ursprungs beschichtet.



Spritze
0,8 cm³ Granulat

Flasche
2 cm³ Granulat

Packung
2 x 0,3 cm³ Kegel

156308	97,00
226519	134,00
156312	128,00

Wundbehandlung/PA-Behandlung

R.T.R.+ Septodont

R.T.R.+ Knochenersatzmaterial mit verbesserter biphasischer Rezeptur. Das vollsynthetische Knochenersatzmaterial ist vollständig resorbierbar und eignet sich zum Beispiel für den Ersatz verlorengangener Knochensubstanz nach einer Zahnextraktion, zur Behandlung intraosärer Defekte oder für das Sinuslift-Verfahren.



- R.T.R.+ 40/60 für eine Knochenneubildung mit natürlicher Einheilungszeit (9-12 Monate)
- R.T.R.+ 80/20 für die schnelle Knochenneubildung (6-9 Monate)

NEU

Spritze 0,5 cm³
R.T.R.+ 40/60

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

282900 120,00

Spritze 0,5 cm³
R.T.R.+ 80/20

282899 120,00

R.T.R.+ 40/60 (40% -Tricalciumphosphat / 60% Hydroxylapatit)
R.T.R.+ 80/20 (80% -Tricalciumphosphat / 20% Hydroxylapatit)

Socketol, Lege Artis

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 266431 41,78
3 g Paste (2 x 1,5 g) + 6 Kanülen

Packung 74036 57,09
5 g Paste + 10 Kanülen

Packung 266433 15,20
Kanülen 10 Stück

Packung 265337 29,02
Kanülen 20 Stück

Solcoseryl, Solco

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Tube 5 g 63060 11,28



Tamponade 2000, Speiko

Informationen und Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers (Erinnerungswerbung lt. Heilmittelwerbegesetz).



Packung 5 m getränkt 80020 25,15
1 cm breit

Packung 5 m getränkt 80021 34,00
2 cm breit

Packung 5 m ungetränkt 50165 9,25
1 cm breit



Tamponadebinde steril, Hartmann

Tamponadebinde aus reiner Baumwolle, 24-fädig, mit gewebten Kanten.



Packung 5 m 63637 5,93
1 cm breit

Packung 5 m 59015 14,38
2 cm breit



Für die Implantologie, Parodontologie
und Dentalchirurgie

Vorteile des neuen Optilene®:

- Weiche und geschmeidige Oberfläche
- Hervorragender Gewebedurchzug
- Höherer Komfort durch geringeres Curling
- Permanent hohe Reißfestigkeit
- Besonders gute Knoteneigenschaften
- Eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften
- DGMP: Neue Nadel mit exklusiver Golfball-Technologie

SIE WOLLEN OPTILENE TESTEN?
SPRECHEN SIE UNS AN!

OPTILENE®

NICHT RESORBIERBARES, MONOFILES NAHTMATERIAL
AUS POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN

Implantologie, Parodontologie und MKG

Hervorragend geeigneter monofiler Polypropylen- und Polyethylenfaden für ästhetisch hochwertige Ergebnisse



Optilene®

Fadenaufbau:	monofil
Material:	Polypropylen und Polyethylen
Beschichtung:	keine
Farbe:	blau
Stärke:	10/0 - 0
Sorbierbarkeit:	nicht resorbierbar

Nadel	Material	USP	metric	Fadenlänge	Farbe	VE	Art.-Nr.	Preis €
GERADE 19 mm 	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	12 Folien	266041	68,40
1/2 KREIS 18 mm 	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	36 Folien	266044	183,30
3/8 KREIS 11 mm 	Optilene®	7/0	0,5	45 cm	blau	36 Folien	C3090606	300,50
	Optilene®	7/0	0,5	45 cm	blau	12 Folien	G3090606	107,30
	Optilene®	6/0	0,7	45 cm	blau	36 Folien	266058	300,50
	Optilene®	6/0	0,7	45 cm	blau	12 Folien	G3090607	107,30
	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	12 Folien	266373	107,30
3/8 KREIS 13 mm 	Optilene®	6/0	0,7	45 cm	blau	36 Folien	266064	293,10
	Optilene®	6/0	0,7	45 cm	blau	12 Folien	266033	105,00
	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	36 Folien	266055	293,10
	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	12 Folien	266052	105,00
	Optilene®	4/0	1,5	45 cm	blau	12 Folien	266036	105,00
3/8 KREIS 16 mm 	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	36 Folien	C3090629	293,10
	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	12 Folien	267574	105,00
	Optilene®	4/0	1,5	45 cm	blau	12 Folien	G3090630	105,00
3/8 KREIS 19 mm 	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	36 Folien	C3090675	293,10
	Optilene®	5/0	1	45 cm	blau	12 Folien	266070	105,00
	Optilene®	4/0	1,5	45 cm	blau	36 Folien	266061	293,10
	Optilene®	4/0	1,5	45 cm	blau	12 Folien	266042	105,00
1/2 KREIS 17 mm 	Optilene®	5/0	1	75 cm	blau	36 Folien	266072	208,60
	Optilene®	4/0	1,5	75 cm	blau	36 Folien	C3090013	208,60

Die Nadelabbildung entspricht nicht der Originalgröße.

Novosyn® QUICK

Weich und reißfest - Hoher Patientenkomfort

Kurzfristig reißfest, resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)



Novosyn® Quick



Fadenaufbau:	geflochten
Material:	Polyglactin 910
Beschichtung:	Polyglactin 370 + Calciumstearat
Stärke:	USP 2 - USP 6/0
Farbe:	ungefärbt
50 % Reißfestigkeit:	5 Tage

Nadel	Material	USP	metric	Fadenlänge	Farbe	VE	Art.-Nr.	Preis €
3/8 KREIS 12 mm DS 12	Novosyn® Quick	5/0	1	70 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046202	337,60
	Novosyn® Quick	4/0	1,5	70 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046203	337,60
3/8 KREIS 16 mm DS 16	Novosyn® Quick	5/0	1	70 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046212	337,60
	Novosyn® Quick	4/0	1,5	70 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046213	337,60
3/8 KREIS 19 mm DS 19	Novosyn® Quick	5/0	1	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046219	337,60
	Novosyn® Quick	4/0	1,5	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046220	337,60
	Novosyn® Quick	3/0	2	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046221	337,60
3/8 KREIS 11 mm DSMP 11	Novosyn® Quick	6/0	0,7	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046607	549,70
3/8 KREIS 13 mm DSMP 13	Novosyn® Quick	5/0	1	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046619	549,70
	Novosyn® Quick	4/0	1,5	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046620	549,70
3/8 KREIS 16 mm DSMP 16	Novosyn® Quick	5/0	1	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046611	549,70
	Novosyn® Quick	4/0	1,5	45 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046625	549,70
1/2 KREIS 13 mm HR 13	Novosyn® Quick	5/0	1	70 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046002	347,60
1/2 KREIS 17 mm HR 17	Novosyn® Quick	5/0	1	70 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046012	347,60
	Novosyn® Quick	4/0	1,5	70 cm	ungefärbt	36 Folien	C3046013	347,60

Die Nadelabbildung entspricht nicht der Originalgröße.

Standards für Weisheitszahnextraktionen, Gingivektomien, etc.

Polyfile, nicht resorbierbare Fäden mit günstigem Kosten-Nutzen-Verhältnis für Standardeingriffe

Silkam® 











Fadenaufbau:	geflochten
Material:	Seide
Beschichtung:	Wachs und Silikon
USP:	8/0 - 6
Farbe:	schwarz

Dagrofil® 

Fadenaufbau:	geflochten
Material:	Polyester
Beschichtung:	keine
USP:	6/0 - 8
Farbe:	grün

Supramid 

Fadenaufbau:	pseudomonofil
Material:	Polyamid 6/6.6
Beschichtung:	keine
USP:	6/0 - 3
Farben:	schwarz

Nadel	Material	USP	metric	Fadenlänge	Farbe	VE	Art.-Nr.	Preis €
1/2 KREIS 17 mm 	Silkam®	3/0	2	75 cm	schwarz	12 Folien	32438	57,40
1/2 KREIS 22 mm 	Silkam®	3/0	2	75 cm	schwarz	12 Folien	32460	57,10
	Dagrofil®	4/0	1,5	75 cm	grün	36 Folien	221228	149,10
GERADE 19 mm 	Silkam®	4/0	1,5	45 cm	schwarz	12 Folien	32596	58,10
	Dagrofil®	4/0	1,5	45 cm	grün	12 Folien	25614	60,80
1/2 KREIS 17 mm 	Silkam®	4/0	1,5	75 cm	schwarz	36 Folien	205394	220,60
	Dagrofil®	4/0	1,5	45 cm	grün	12 Folien	184320	60,80
	Dagrofil®	3/0	2	45 cm	grün	12 Folien	25615	60,80
1/2 KREIS 15 mm 	Silkam®	4/0	1,5	45 cm	schwarz	12 Folien	32619	56,10
	Supramid	4/0	1,5	45 cm	schwarz	12 Folien	31937	71,40
	Supramid	3/0	2	45 cm	schwarz	36 Folien	162120	196,00
1/2 KREIS 18 mm 	Silkam®	4/0	1,5	45 cm	schwarz	12 Folien	171886	56,10
1/2 KREIS 21 mm 	Silkam®	4/0	1,5	45 cm	schwarz	12 Folien	32672	55,30
	Silkam®	3/0	2	45 cm	schwarz	12 Folien	32728	56,10
	Supramid	4/0	1,5	45 cm	schwarz	36 Folien	204598	196,00
1/2 KREIS 23 mm 	Silkam®	3/0	2	45 cm	schwarz	12 Folien	32791	56,10
	Supramid	3/0	2	45 cm	schwarz	12 Folien	31981	71,40
3/8 KREIS 16 mm 	Silkam®	4/0	1,5	45 cm	schwarz	12 Folien	221309	67,20
	Supramid	4/0	1,5	45 cm	schwarz	12 Folien	221310	67,40
3/8 KREIS 19 mm 	Dagrofil®	3/0	2	45 cm	grün	36 Folien	C0842214	146,90

Die Nadelabbildung entspricht nicht der Originalgröße.

Wundnadeln, E. Kratz

Nadel G 212


Halbkreisförmig, Kohlenstoffstahl dreikantig mit Federöhr

Nadel G 312

Halbkreisförmig, Kohlenstoffstahl, rund mit Federöhr

Nadel 328

Gerade, Kohlenstoffstahl rund mit Federöhr



Packung 12 Stück

G 212/12 - 0,75 x 30 mm
G 212/13 - 0,75 x 26 mm
G 212/14 - 0,75 x 23 mm
G 212/15 - 0,65 x 20 mm
G 212/16 - 0,65 x 18 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

61305 **11,47**
61306 **10,92**
61307 **10,92**
61308 **10,92**
61309 **10,92**

Packung 12 Stück

G 312/12 - 0,75 x 30 mm
G 312/13 - 0,75 x 26 mm
G 312/14 - 0,75 x 23 mm
G 312/15 - 0,65 x 20 mm
G 312/16 - 0,65 x 18 mm

61321 **9,93**
61322 **9,93**
61323 **9,93**
61324 **9,93**
61325 **9,93**

Packung mit 12 Stück

328/1 (Neumann) 0,65 x 25 mm
328/2 (Neumann) 0,65 x 23 mm

55190 **9,98**
55192 **9,98**


Perma-Sharp Premium

Rückstichnadeln, Hu-Friedy

Diese besonders scharfen Nadeln empfehlen sich für sehr feine Nähte. PGA-Fäden (resorbierbar). Seide, Polyester + Polypropylene (nicht resorbierbar).

Nadel schneidend:

C-1, 3/8 Kreis, 10,7 mm
C-3, 3/8 Kreis, 13,0 mm



PGA ungefärbt 12 x 45 cm

USP 5/0 metric 1, C-1
USP 6/0 metric 0,7, C-1
USP 4/0 metric 1,5, C-3
USP 5/0 metric 1, C-3
USP 6/0 metric 0,7, C-3

72759 **165,00**
72789 **165,00**
72804 **165,00**
100281 **165,00**
72872 **165,00**

Seide schwarz 12 x 45 cm

USP 4/0 metric 1,5, C-3
USP 5/0 metric 1, C-3

USP 5/0 metric 1, C-3

USP 6/0 metric 0,7, C-1
USP 7/0 metric 0,5, C-1
USP 5/0 metric 1, C-3
USP 6/0 metric 0,7, C-3

72961 **110,00**
72962 **110,00**

73127 **119,00**


41624 **157,00**
73168 **157,00**
43456 **157,00**
25310 **157,00**

Perma-Sharp Rundkörpernadeln, Hu-Friedy

Penetrieren und 'schieben' Gewebe auseinander, praktisch ohne sie zu schneiden. Daher besonders atraumatisch. Hervorragend geeignet für feine orale und palatinalle Gewebe. PGA-Fäden (resorbierbar). Seide + Polypropylene (nicht resorbierbar).

Rundkörpernadel:

T-28, 1/2 Kreis, 17,5 mm
T-4, 1/2 Kreis, 22,2 mm



PGA gefärbt 12 x 70 cm

USP 4/0 metric 1,5, T-28

72957 **93,00**

Seide schwarz 12 x 70 cm

USP 3/0 metric 2, T-4
USP 3/0 metric 2, T-28
USP 4/0 metric 1,5, T-28
USP 5/0 metric 1, T-28

73124 **51,00**
73080 **51,00**
73081 **51,00**
73087 **51,00**

USP 5/0 metric 1, T-28

73204 **71,00**

Nahtmaterial

Atraloc-Nahtmaterial FS-2, Ethicon
Bei Lappeneingriffen Wurzelspitzenresektionen und bei interproximalen Nähten (nicht resorbierbar).

Nadel schneidend:
FS-2, 3/8-Kreis, 19 mm



Seide schwarz 12 x 45 cm
USP 4/0 metric 1,5, FS-2
Nr. EH7149G

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
24886	61,97

Atraloc-Nahtmaterial J-1, Ethicon
Für Eingriffe am festen Gaumengewebe und in der hinteren Mundhöhle. Seide (nicht resorbierbar). Vicryl Rapid (resorbierbar).

Nadel schneidend:
J-1, 1/2 Kreis, 17 mm



Seide schwarz 12 x 45 cm
USP 4/0 metric 1,5, J-1
Nr. 18501G

Vicryl Rapid ungefärbt 12 x 45 cm
USP 4/0 metric 1,5, J-1
Nr. 18510G

87338	53,78
49994	102,06

Atraloc-Nahtmaterial SH-1, Ethicon
Nach Extraktionen, Gingivektomie, Wurzelspitzenresektion (nicht resorbierbar).

Rundkörpernadel:
SH-1 Plus, 1/2 Kreis, 21 mm



Seide schwarz 12 x 45 cm
USP 3/0 metric 2, SH-1
Nr. 18509G

87346	53,78
-------	-------

Atraloc-Nahtmaterial ST-4, Ethicon
Für Lappenoperationen, Parodontosebehandlungen und Interdentalräume (nicht resorbierbar).

Rundkörpernadel gerade:
ST-4, gerade, 19 mm



Seide schwarz 12 x 45 cm
USP 4/0 metric 1,5, ST-4
Nr. 18507G

Ethibond Excel grün 12 x 45 cm
USP 4/0 metric 1,5, ST-4
Nr. 18539G

87344	56,48
39997	90,16

Atraloc-Nahtmaterial V-5 / V-6, Ethicon
Bei Reihenextraktionen und Nähten mit Gewebe (nicht resorbierbar).

Rundkörpernadel schneidend:
V-5, 1/2 Kreis, 17 mm
V-6, 1/2 Kreis, 22 mm



Seide schwarz 12 x 45 cm
USP 4/0 metric 1,5, V5
Nr. 18515G

Mersilene grün 12 x 45 cm
USP 3/0 metric 2, V5
Nr. 18506G
USP 4/0 metric 1,5, V5
Nr. 18513G
USP 3/0 metric 2, V6
Nr. 18516G

49847	53,78
87343	59,17
49849	59,17
49846	59,17

Ethicon – Erstklassiger Hautverschluss



Die Hautnadel, bei der jeder Einstich wie der erste ist!

Ob beim ersten oder zwanzigsten Stich:
Mit den MULTIPASS Hautnadeln haben Sie die absolute Kontrolle und nutzen alle Vorteile einer hochwertigen Präzisionsnadel:

- Sichere Penetration und Nadelplatzierung
- Sanfter und verlässlicher Hautverschluss
- Konsistentere Nadelstiche bei minimalem Aufwand
- Verbunden mit dem Faden, dem Chirurgen vertrauen

Ethicon PLUS Nahtmaterial

Unser effektiver Beitrag für Ihr Hygienemanagement



1. Antiseptisch beschichtet

Antiseptikum schützt den Faden vor bakterieller Besiedelung


2. Breites Einsatzgebiet

Einsetzbar bei verschiedenen Operationen und Patientengruppen


3. Sicherheit für Patienten

Zusätzlicher Schutz vor Infektionen für mehr Patientenzufriedenheit

Das PLUS Prinzip



Mit
klassischem
Nahtmaterial



Mit
antibakteriellem
Nahtmaterial

Um ein klassisches Nahtmaterial kann sich ein Biofilm bilden, der schädliche Bakterien vor der Körperabwehr schützt. Die so geschützten Bakterien können dann das Nahtmaterial als Leitschiene nutzen, um tiefer in das Gewebe einzudringen. Die Idee hinter antibakteriellem Nahtmaterial ist, die Bildung dieses Biofilms zu verhindern und so Infektionen vorzubeugen.

Nahtmaterial

Seraflex, Serag-Wiessner

Flachspule. Schwarze, geflochtene, silikonbeschichtete Seide (nicht resorbierbar).



Seide schwarz 100 m

USP 4/0 metric 1,5

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

22115 **83,52**

USP 3/0 metric 2

22144 **83,52**

USP 2/0 metric 3

22145 **87,72**

Terylene grün, Serag-Wiessner

Flachspule. Nahtmaterial aus geflochtenem Polyester, beschichtet (nicht resorbierbar).



Polyester grün 100 m

USP 4/0 metric 1,5

22146 **90,72**

USP 3/0 metric 2

22147 **90,72**

USP 2/0 metric 3

22148 **102,72**

Corofix Corona Schnelltest, Hager & Werken

Corofix Antikörper Schnelltest.
Serologischer Chairside-Schnelltest für SARS-CoV-2

Immunchromatographie nach der kolloidalen Goldmethode

- Zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern
- Misst IgG-Antikörper (Immunität) und IgM-Antikörper (Akutdiagnostik)
- Ergebnis in ca. 15 Minuten
- Spezifität > 99%
- Sensitivität > 86 %

1. IgG Antikörper - Feststellen einer möglichen Immunität
2. IgM Antikörper - Feststellen einer erhöhten Infektionswahrscheinlichkeit*

- Erkennung potenzieller SARS-CoV-2 Patienten (weitergehende Untersuchung durch PCR-Test erforderlich)

NEU



Packung Plus Paket

20 Testkassetten, 20 Pipetten, 1 Pufferlösung, 20 Alkoholtupfer, 20 Lanzetten

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

279232 119,80

Packung

20 Testkassetten, 20 Pipetten, 1 Pufferlösung

279233 105,00

Spezifität >99% (Simplifiziert ausgedrückt: Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein negativer Test auch wirklich negativ ist)

Sensitivität >86% (Simplifiziert ausgedrückt: Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein positiver Test auch wirklich positiv ist)

Corofix Antigen Schnelltest, Hager & Werken

Immunographischer Chairside-Schnelltest für SARS-CoV-2
Geprüft durch deutschen In-vitro Spezialisten

- Ermittlung einer akuten SARS-CoV-2 Infektion
- Testergebnis in 15 Minuten
- Abrechnungsfähig
- Auswertung ohne Labor möglich

NEU



Packung

25 Testkassetten, 25 Wattestäbchen, 2 Pufferlösungen

282971 131,25

Spezifität = 99,26 % (Simplifiziert: Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein negativer Test auch wirklich negativ ist)

Sensitivität = 92 % (Simplifiziert: Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein positiver Test auch wirklich positiv ist)

8

Applikationshilfen-Prophylaxe	589-591	Karies Diagnostik, Speicheltest	640
Bleaching	645-653	Mundspüllösungen	592-598
Bleaching Tiefziehfolien	654	Plaque-Erkennung	621-622
Demonstrationsmodelle	570	Prophylaxe Polierer	624-626
Elektrische Zahnbürsten / Mundduschen	606	Reinigungspulver	628-632
Fissuren-Versiegelung	641-644	Zahn- und Reinigungsbürsten	599-605
Fluoridierung und Desensibilisierung	579-588	Zahnpasten	612-615
Hager & Werken	571-578	Zahnreinigungs- und Polierpasten	633-638
Interdental-Bürsten	608-611	Zahnseide/Zahnstocher	616-620

Demonstrationsmodelle

Handpuppen mit Gebiss, Hager & Werken

- Ideale Motivationshelfer für Kinder
- Zur Erklärung richtiger Zahnpflege
- Leisten Überzeugungsarbeit für notwendige Behandlungsmaßnahmen
- Genauso niedlich wie nützlich
- In 4 tierischen Ausführungen



Stück

Maße: B x H x T: ca. 17 cm x 28 cm x 15 cm

Krokodil

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

24862 **99,95**

Dino

25059 **99,95**

Pferd

25873 **99,95**

Stück

Maße: B x H x T: ca. 25 cm x 38 cm x 18 cm

Kuh

243649 **129,99**

Anti Stress Zahn, Hager & Werken

Eine wirkungsvolle Entspannungshilfe.

Maße: 64 mm x 54 mm x 38,5 mm

Gewicht: 42 g

Material: Polyurethan.



Stück

89137 **3,50**

Mira-Duo, Hager & Werken

Doppelseitiger Patientenspiegel. Vorder-

seite 1:1, Rückseite 2-fache Vergrößerung.

Als Hand- oder Standspiegel zu benutzen,

13 cm Ø. Ideal zur Kontrolle - vor allem in

der Prophylaxe.



Stück

39189 **8,75**

Zahnputzmodell Big, Hager & Werken

Vergrößertes Schaummodell zur Demon-

stration der richtigen Zahnputztechnik. Mit

großer Zahnbürste, ideal zur Motivation

von Kindern



Modell

mit Zahnbürste

73683 **43,99**

Zahnbürste

einzel, 21,5 cm

46969 **6,30**

Zahnpflegemodell P3B-705, Morita

Demonstrations-Modellpaar OK und UK,

2-fachvergrößert, mit Bügelartikulator, zur

Zahnpflegeanleitung. 4 Zahnzwischenräu-

me zur Demonstration des richtigen Ge-

brauchs von Zahnseide. Demonstrations-

Zahnbürsten, 2-fach vergrößert.



Stück

Modell P3B-705

27431 **62,00**

Stück

Demo-Zahnbürste P3-TB

45637 **9,50**

Stück

Demo-Interdentalbürste P3-IDB

45638 **9,50**



Prophylaxe mit

NEU



XyliPOP®

Zuckerfreier Lollipop mit Xylit

- Mit Xylitol und Kalziumlaktat
- Erhält die Zahnmineralisierung*
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose
- Auch für Erwachsene ein Genuss
- Erdbeer- oder Blaubeergeschmack

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Bonboniere, 25 x 6 g, Erdbeere	262217	14,95 €
Box mit 50 x 6 g, Erdbeere	261182	26,00 €
Bonboniere, 25 x 6 g, Blaubeere	HW635236	14,95 €
Box mit 50 x 6 g, Blaubeere	HW635231	26,00 €



NEU



Xylitol Chewing Gum

Zuckerfreies Kaugummi mit Xylit

- Erhält die Zahnmineralisierung*
- Reduziert Zahnbelag**
- Verringert das Kariesrisiko bei Kindern**
- Zu 100 % mit Xylitol gesüßt
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Schütte, 6-fach sortiert 200 St. à 2 Dragées	191967	23,50 €
Spearmint Refillpackung, 200er, lose	HW630300	15,95 €
Fresh Fruit, Refillpackung, 200er, lose	279429	15,95 €
Melone, Dose à 30 g	HW630225	2,75 €
Melone, Beutel mit 100 St. à 2 Dragées einzeln verpackt	HW630227	12,95 €



AQUAMED® Drops

Zur Unterstützung der Speichelproduktion





- Zuckerfrei - mit Xylitol gesüßt
- Erhält die Zahnmineralisierung*
- Mit Passionsfrucht-Geschmack

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Packung, 26 St. (60 g)	249602	4,40 €
Display, 10 x 60 g	251711	43,00 €

*Die positive Wirkung stellt sich bei mindestens 20-minütigem Kauen der Xylitol Kaugummi nach dem Essen oder Trinken ein. (Der Verzehr von Lebensmitteln, die anstelle von Zucker Xylit enthalten, trägt zur Erhaltung der Zahnmineralisierung bei) **Kaugummi, der zu 100 % mit Xylitol gesüßt ist, verringert nachweislich den Zahnbelag. Starker Zahnbelag ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Karies bei Kindern. Die positive Wirkung stellt sich ein, wenn mindestens 3 x täglich nach den Mahlzeiten 2 - 3 g Kaugummi - zu 100 % mit Xylitol gesüßt - verzehrt werden. Weitere Informationen und Zutatenliste siehe www.hagerwerken.de.

Zur begleitenden Behandlung von Parodontitis und Periimplantitis*

OXYSAFE® Professional

-  Anwendung bei Parodontitis und Periimplantitis: Schnelle Reduzierung der Taschentiefe
-  Zerstört schädliche anaerobe Bakterien
-  Aktive Sauerstofftechnologie beschleunigt die Wundheilung (ohne Peroxid oder Radikale)
-  Ohne Antibiotika, ohne CHX



Direkte Applikation in die Zahnfleischtasche



Fortsetzung der Behandlung durch den Patienten zuhause



Ohne Antibiotika,
ohne CHX



Anwenderbericht von Dr. med. dent. Deborah Horch



*Die Wirkung von OXYSAFE Professional wurde in unabhängigen Studien bestätigt. Über 20 Jahre klinische Erfahrungen.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Intro Kit (3 x 1 ml Gel, 3 x 250 ml Mundspülung + 3 x Kanüle)	257646	109,95 €
OXYSAFE Gel (3 Spritzen á 1 ml)	259588	99,95 €
OXYSAFE Liquid Mundspülung, 250 ml	260099	8,99 €



Vor der Behandlung



Applikation des OxySafe-Gels in situ



Patientensituation 3 Wochen nach Beginn der OxySafe-Therapie

Kosten ca. 2,50 € pro Zahnfleischtasche

Professionelles Biofilmmanagement



AEROSOLSCHUTZ



paroguard®

Patientenfreundliche Mundspüllösung

- Zur Anwendung vor jedem Prophylaxetermin!
- Remineralisierend durch Fluorid (250 ppm)
- Speziell zur Anwendung bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit
- Adstringierend durch Hamamelis
- Antikariogen durch Xylitol

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
200 ml Flasche	189537	6,10 €
5 l (ohne Dosierpumpe)	32985	29,99 €
Dosierpumpe einzeln	37064	8,99 €

Plaque Agent

Zahnpüllösung zur Plaquekontrolle

- Vorhandene Plaque wird blau eingefärbt
- Angenehmer „Bubble Gum“-Geschmack
- Kinderfreundlich
- Einfärbungen durch Zähneputzen leicht entfernbar
- Erythrosinfrei, ohne Alkohol

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
500 ml Flasche	18833	5,80 €



Anfärben
macht die PZR
bis zu 3-mal
effektiver

Mira-2-Ton®

Plaquetest

- Kautablette oder Lösung
- Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt
- Patientenfreundlich, motivierend
- Einfärbungen lassen sich durch Zähneputzen wieder entfernen

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Mira-2-Ton, Tabletten 50er	15503	10,65 €
Mira-2-Ton, Liquid 60 ml	73681	12,30 €

Politur - Eine glatte Sache!

Mira-Clin P®

Bewährte Prophylaxepaste mit grober Körnung

- Zur fachmännischen Zahnreinigung in der Praxis
- Optimaler Reinigungseffekt
- Angenehmer Fruchtgeschmack
- Fluoridfrei und ohne Menthol

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Dose mit 250 g Inhalt	73682	16,99 €
Box mit 200 Schälchen je 2 g und Edelstahl-Fingerring II	51443	39,99 €



Mira-Clin® hap

Polierpaste mit Hydroxylapatit

- Zur professionellen Zahnreinigung und Politur
- Unterstützt die Behandlung sensibler Zahnhälse
- Bildet eine Schutzschicht auf Zähnen und Zahnhälsen
- Reinigungskörper verändern sich bei der Anwendung von grob (Reinigung) zu fein (Politur)
- Mit zahnfreundlichem Xylitol und angenehmen Minzgeschmack
- Frei von Gluten und Phthalat

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Tube 75 ml	250349	8,95 €
Schälchen 100 St. a 2 g	277752	19,95 €



2 in 1



Prophy-Angles/Prophy-Cup


Einmal-Gummikelche

- Latexfrei
- Für HST/Für WST

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
HST, violett, regular, 100 St.	192208	32,99 €
HST, grün, soft, 100 St.	192210	32,99 €

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Snap on, regular, blau, 50 St.	192213	15,99 €
Snap on, soft, grün, 50 St.	192214	15,99 €
Screw, regular, blau, 50 St.	192211	20,99 €
Screw, soft, grün, 50 St.	192212	20,99 €
WST, regular, blau, 50 St.	192215	25,50 €
WST, soft, grün, 50 St.	192217	25,50 €





Fluoridierung mit Spaß!

mirafleur®-gel / mirafleur®-k-gel

Fluoridgel zur intensiven Kariesprophylaxe

- Stärkt den Zahnschmelz
- Hemmt Plaquebildung
- Beschleunigt die Remineralisierung
- mit 1,23 % Fluorid oder mit 0,6 % Fluorid (für Kinder)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
mirafleur-gel Minze 1,23 % Fluorid, 250 ml	48027	16,20 €
mirafleur-gel Erdbeere 1,23 % Fluorid, 250 ml	29700	16,20 €
mirafleur-k-gel Cola 0,6 % Fluorid, 250 ml	48029	16,20 €
mirafleur-k-gel Erdbeere 0,6 % Fluorid, 250 ml	10912	16,20 €



Mit Füllmarkierung



Perfekte Applikation!

Mirafleur®-Tray

Applikationslöffel für Fluoridgel

- Aus leichtem, flexiblem Kunststoff
- Mit Abfüllmarkierung
- Doppellöffel für OK und UK gleichzeitig
- In gelber, mit jedem Gel kontrastierender Farbe

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
small, 50 Stück	65141	20,99 €
medium, 50 Stück	65224	20,99 €
large, 50 Stück	65229	20,99 €

Punktgenau!

Mirafleurid®

Fluoridlack auf Emulsionsbasis mit 0,15 % Fluorid

- Frei von Lösungsmitteln
- Zur punktgenauen Applikation, auch im feuchten Milieu auftragbar
- Fluoridkonzentration bei gleicher Wirksamkeit deutlich geringer als bei vergleichbaren Lacken: 0,15 % Fluorid
- Wässrige Polymerschicht lässt Fluoride einfach diffundieren und wird problemlos durch Speichel zersetzt



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Mirafleurid, 5 ml Flasche und 20 Mirabrush Pinsel	66199	31,95 €

Speziell für Kinder!

Mirafluor® Kids

Zahncreme für Kinder (0-6 Jahre)

- Reinigt Milchzähne und Zahnfleisch
- Kariesschutz mit Fluorid und Xylitol
- Ohne Natriumlaurylsulfat (SLS)
- Gegen Zahnschmelzabrieb (RDA 17)
- Mit Natriumfluorid (1.000 ppm)
- Mit erfrischendem Himbeergeschmack

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Tube, 75 ml	HW630224	2,50 €



NEU

Perfekte Aufbewahrung!

Dento Box® I

Stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc.
- Schlagfest, sicherer Schnappverschluss und kleine Lüftungsöffnungen
- Mit Ihrer Laboradresse/Logo ein idealer Werbeträger (ab 500 Stück)

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Dento Box I, weiß, 12 St.	57719	9,70 €
Dento Box I, blau, 12 St.	281804	9,70 €
Dento Box I, pink, 12 St.	281805	9,70 €



Individueller
LOGODRUCK
auf Anfrage!



Dento Box I:
Höhe 2,5 cm

Service für Ihre Patienten!

Happy Morning Xylitol

Einmalzahnbürste mit Xylitol

- Borsten mit xylitolhaltiger Zahnpasta imprägniert
- Frischer Geschmack
- Hygienisch einzeln verpackt
- Ideal als Patientenservice, für zwischendurch und auf Reisen



2,5 cm



No Water
needed



Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Happy Morning Xylitol, 50 St.	202624	12,50 €



Smart und sicher!

Hager iSpec® Smart

Schutzbrille im klassischen Design

- Idealer, ergonomischer Sitz
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Kostengünstiges Einsteigermodell
- 23 g

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Bügel: blau-transparent, Scheibe: farblos	277518	12,95 €
Bügel: pink-transparent, Scheibe: farblos	277519	12,95 €
Hager iSpec® Brillen- reinigungstücher, 100er	279660	19,95 €

Schützt
die Anti-Fog/
Anti-Kratz-
Beschichtung



Klein, aber oho!



Mikrofaserstruktur

(Maße: ca. 2 x 3 cm)

mehrschichtige Strukturfaser

Fit-N-Swipe

Klebe-Reinigungspads/Trocknungspads

- Für saubere Instrumente und Mundspiegel
- Hohe Reinigungswirkung und Saugfähigkeit
- Praktisch und einhändig verwendbar
- Individuell positionierbar im unmittelbaren Arbeitsbereich
- Sterilisierbar* und hygienisch

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fit-N-Swipe, Clean, weiß, 50 St.	274379	19,95 €
Fit-N-Swipe, Dry, blau, 50 St.	274380	19,95 €

*Vor dem ersten Gebrauch im Autoklaven sterilisierbar!

Gute Sicht und Kontrolle!

Brillant Mundspiegel

Einmalmundspiegel aus Kunststoff

- Ohne Anti-Beschlag-Beschichtung
- Jeder Spiegel mit Folie geschützt und einzeln verpackt
- In zwei Größen erhältlich

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Brillant Nr. 4, Ø 19 mm, 100 St.	46898	33,70 €
Brillant Nr. 5, Ø 23 mm, 100 St.	58591	40,90 €



Ø 23

Ø 19



Bambach® Sattelsitz - Der EINZIGE mit patentierter Wölbung!

Ergotherapeutischer Speziahsitz

- Erhält beim Sitzen die natürliche Becken- und Wirbelsäulenposition
- Mindert den Bandscheibendruck signifikant
- Neigungswinkel und Höhe der Sitzfläche verstellbar
- In Standard-, Premium- und Vinylleder erhältlich

Standard-Ausführung ohne Lehne,
schwarz (Premiumleder)
Art.-Nr. HWB202051

ab 699,95 €

Mit großer
Farbauswahl
und individueller
Konfiguration.*

auch als



2 Cutaway -
mit schmaler Wölbung

auch als



3 Small -
Kleinste Sattelform für
zierliche Personen

1 Standard



*Zusammenstellung der Einzelkomponenten (Gestell, Fußrollen Rückenlehne, Armlehne, Fußring etc.) abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.



Video

Servicehotline: +49 (203) 99269-888

Fluoridierung und Desensibilisierung

ORBIS Fluoride Varnish, ORBIS Dental

ORBIS Fluoride Varnish ist ein fluoridhaltiger Zahndesensibilisierungslack für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. Er haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. ORBIS Fluoride Varnish ist eine ethanolische Suspension aus Kollophonium mit künstlichem Aroma und der süßenden Wirkung von Xylitol.

1 ml ORBIS Fluoride Varnish beinhaltet 50 mg Natriumfluorid, was 22,6 mg Fluorid entspricht.

Eigenschaften:

- Minz-Geschmack



Tube 10ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
282602	24,95

NEU TOP

Admira Protect, Voco

Lichthärtender Schutzlack auf Ormocer Basis zur sofortigen und nachhaltigen Beseitigung von Hypersensibilität.



Packung
4,5 ml, Zubehör

29193	95,90
-------	-------

Admira Protect SingleDose, Voco

Lichthärtender Schutzlack auf Ormocer Basis zur sofortigen und nachhaltigen Beseitigung von Hypersensibilität.



Packung
50 SingleDose, Zubehör

14571	78,00
-------	-------

Packung
200 SingleDose, Zubehör

14570	251,80
-------	--------

Bifluorid 12, Voco

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Flasche
10 ml Lösungsmittel

89476	26,90
-------	-------



Cervitec F, Ivoclar Vivadent

Neuer Schutzlack ermöglicht einen schnellen mehrfach Schutz der Zähne. Das Lacksystem enthält Fluorid, Chlorhexidin und CPC. Diese innovative Kombination der Inhaltsstoffe erlaubt Fluoridierung und gezielte Keimkontrolle in einen Arbeitsschritt. Die relativ hohe Feuchtigkeitstoleranz erleichtert das Applizieren.



Starterkit
1 x 4 g + Zubehör

253477	71,90
--------	-------

Tube

7 g

252606	123,00
--------	--------

2 x 7 g

252556	180,50
--------	--------

Single Dose

20 x 0,26 g, 50 x Vivabrush G

252701	123,00
--------	--------

Prophylaxe

8

Fluoridierung und Desensibilisierung

Cervitec Gel, Ivoclar Vivadent

Die optimierte Pflegeformel von Cervitec Gel pflegt Zähne, Zahnfleisch, periimplantäres Gewebe und Schleimhaut noch intensiver. Entzündungen wird vorgebeugt. Der Atem wird frischer.

Cervitec Gel kann sowohl in der Praxis als auch zu Hause angewendet werden und unterstützt die Wirkung der professionell applizierten Schutzlacke Cervitec F oder Cervitec Plus.

- 0,2 % Chlorhexidin + 900 ppm Fluorid + Provitamin D-Panthenol + Xylit
- Geschmeidige Konsistenz
- Milder Geschmack



Tube 20 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

256577 9,00

Tube 50 g

256576 12,30

Cervitec Plus, Ivoclar Vivadent

Das Lacksystem Cervitec Plus mit der erprobten Wirkstoffkombination aus Chlorhexidin und Thymol ermöglicht Ihnen die gezielte Kontrolle dieser Keime und schwächt damit einen wichtigen Kariesfaktor. Der transparente Lack wirkt an Ort und Stelle. Zähne und hochwertige Restaurationen lassen sich langfristig sichern.



Assortment

20 x 0,25 g, 50 Applikatoren weiß

189754 123,00

Assortment

7 g, 50 Applikatoren weiß

189755 123,00

Refill

2 x 7 g, 100 Applikatoren weiß

189756 180,50

Clinpro White Varnish, 3M

Ein fluoridhaltiger Klarlack zur Behandlung hypersensibler Zähne und zur Kariesprävention, geeignet zur Anwendung auf Schmelz und Dentin. Ist feuchtigkeits- und speicheltolerant - damit fließt er auch an feuchte Zähne und haftet sich an ihrer Oberfläche.



Packung

50 x 0,5 ml, mint

194505 112,28

Packung

100 x 0,5 ml, mint

219576 215,57

Clinpro XT Varnish, 3M

Ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Versiegelungslack zur Behandlung von Überempfindlichkeiten oder speziell zum Schutz gegen Demineralisierung bei festsitzenden kieferorthopädischen Brackets.

- Schutzlack für keilförmige Defekte
- Oberflächen- und Fissurenschutz bei durchbrechenden Molaren
- Schutzlack zur Behandlung von dentalen Überempfindlichkeiten

*Schutzlack zur Vermeidung von Demineralisierung bei festsitzenden kieferorthopädischen Brackets



Packung

1 x 10 g Clicker, Anmischblock

249770 129,60

Fluoridierung und Desensibilisierung

Duraphat Lack, Gaba

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Packung 5 Stück
Zylinder-Ampullen 1,6 ml

Tube 10 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

20148 42,50

20147 42,50

Elmex fluid, Gaba

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Flasche 50 ml

52573 32,90

Elmex gelée, Gaba

Verschreibungspflichtig.
Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Packung

38 g Tube
215 g Tube

55155 9,96

53620 29,10

Enamelast, Ultradent Products

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Packung

2 x 1,2 ml Spritze, 4 x SoftEX Tips

240576 8,30

Eco-Packung

20 x 1,2 ml Spritze
50 x 0,4 ml Unit Dose

240713 71,10

240739 76,70

Flairesse Prophylaxegel, DMG

Förderung der Remineralisation des Zahnschmelzes nach professioneller Zahnreinigung, Remineralisation von Initialkaries.

- Wehrt Säureangriffe ab
- Mit Xylit und Fluorid
- Tropft nicht
- Kurze Einwirkzeit: nur 1 Minute
- 3 frische Geschmacksrichtungen: Minze, Melone und Erdbeere
- Zur Anwendung im Tray geeignet



Flasche 480 ml

Mint 224762 70,90

Melone 224764 70,90

Strawberry 224388 70,90

Fluoridierung und Desensibilisierung

Flairesse Prophylaxeschaum, DMG

Förderung der Remineralisation des Zahnschmelzes nach professioneller Zahnreinigung

- Wehrt Säureangriffe ab
- Mit Xylit und Fluorid
- Tropft nicht
- Kurze Einwirkzeit: nur 1 Minute
- 3 frische Geschmacksrichtungen: Minze, Melone und Erdbeere
- Zur Anwendung im Tray geeignet



Dose 125 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Mint	224765 70,90
Melone	224766 70,90
Strawberry	224767 70,90

Flairesse Prophylaxelack Single Dose, DMG

- Behandlung von hypersensiblen Zähnen
- Versiegelung von Dentintubuli nach Kavitäten-Präparationen
- Versiegelung von überempfindlichen Zahnhälsen und freiliegendem Wurzel-dentin
- Schutzlack zur Kariesprävention
- Remineralisation von Initialkaries



Packung 35 x 0,4 ml

Mint	224768 82,75
Melone	224769 82,75

Fluoridin N5, Voco

Fluoridgel zur Kariesprophylaxe mit angenehm fruchtigem Geschmack, zum Auftragen auf die Zahnflächen. Durch seine guten thixotropen Eigenschaften lässt sich Fluoridin N5 ohne Fäden zu ziehen austreichen. Als feuchtigkeitstolerantes Gel erfordert Fluoridin N5 kein intensives Trocknen des Behandlungsfeldes.



Tube

Packung 100 Stück Applikationskanüle Typ 43	37477 37,20
---	--------------------



Fluor Protector, Ivoclar Vivadent

Fluoridhaltiger Schutzlack zur Desensibilisierung und Kariesprophylaxe. Dank seiner Eigenschaften lässt sich der Lack einfach verteilen und fließt gut in komplexe Oberflächenstrukturen ein. Er trocknet schnell und haftet ausgezeichnet auf den Zähnen. Fluor Protector eignet sich für die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, aufgrund der Dosierung sogar für die Behandlung von Kindern im Vorschulalter. Der Schutz von Fluor Protector beruht auf: Hemmen der Demineralisation, Stimulieren der Remineralisation, Einbau des Fluorids in tiefliegende Schmelzschichten und Remineralisation initialer Kariesläsionen.



Assortment

20 VivAmpoules x 0,4 ml, Zubehör	184420 85,00
----------------------------------	---------------------

Refill

40 VivAmpoules x 0,4 ml, Zubehör	184460 148,00
----------------------------------	----------------------



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Fluoridierung und Desensibilisierung

Fluor Protector, Ivoclar Vivadent

Fluoridhaltiger Schutzlack zur Desensibilisierung und Kariesprophylaxe. Dank seiner Eigenschaften lässt sich der Lack einfach verteilen und fließt gut in komplexe Oberflächenstrukturen ein. Er trocknet schnell und haftet ausgezeichnet auf den Zähnen. Fluor Protector eignet sich für die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, aufgrund der Dosierung sogar für die Behandlung von Kindern im Vorschulalter. Der Schutz von Fluor Protector beruht auf: Hemmen der Demineralisation, Stimulieren der Remineralisation, Einbau des Fluorids in tiefliegende Schmelzschichten und Remineralisation initialer Kariesläsionen.



Assortment

25 x 1 ml Ampullen, 50 Vivabrush Applikationshilfen, 1 Pinselhalter, 1 Gummistandfuß, 1 Ampullenbrechhilfe

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

184459 108,50

Refillpackung

50 x 1 ml Ampullen, 100 Vivabrush Applikationshilfen, 2 Pinselhalter, 2 Gummistandfüße, 2 Ampullenbrechhilfen

184419 182,00

Fluor Protector Gel, Ivoclar Vivadent

Spezialpflege Gel mit Calcium, Fluorid und Phosphat schützt die Zähne, repariert und härtet strapazierten Zahnschmelz. Das Gel kann zusätzlich zur Zahnpasta verwendet werden oder anstelle von Zahnpasta. Fluor Protector Gel ist angenehm im Geschmack, sorgt für ein gutes Mundgefühl und stärkt die Zähne mit Fluorid, Calcium und Phosphat.



Tube

20 g

209043 11,55

50 g

206642 18,30

Fluor Protector S, Ivoclar Vivadent

Fluoridhaltiger Schutzlack zur Desensibilisierung, zur Kariesprävention und zum Schutz vor Erosionen. Der Schutzlack enthält 7700 ppm Fluorid in homogener Lösung und ist direkt applikationsbereit und angenehm in Geschmack und Geruch. Der neue Fluoridlack verfügt über gute Fließ- und Benetzungseigenschaften sowie eine relative Feuchtigkeitstoleranz beim Applizieren.



Refill Packung

20 x 0,26 g S Single Dose, div. Zubehör

230772 66,10

Refill Packung

7 g Tube, div. Zubehör

231388 66,10

Refill Packung

3 x 7 g Tube, div. Zubehör

231393 168,00

Gluma Desensitizer, Kulzer

Zur Reduktion oder Vermeidung von postoperativen Schmerzen nach Präparation sowie zur Schmerzlinderung bei überempfindlichen Zahnhälsen. Als Einkomponentenmaterial braucht es nicht angemischt zu werden. Eine Lichtpolymerisation entfällt.



Packung

40 Single-Dose à 0,075 ml

25772 87,50

Packung

Flasche à 5 ml

55853 87,50

Packung

3 Flasche à 5 ml

16698 217,00

Gluma Desensitizer PowerGel, Kulzer

GLUMA Desensitizer PowerGel ist ein neuer, gelförmiger Ein-Schritt-Desensitizer zur Reduzierung oder Vermeidung von Dentinhypersensibilitäten, der sich durch eine punktgenaue Applikation und akkurate Kontrolle auszeichnet.

Durch die einzigartige Gel-Konsistenz bleibt der Desensitizer exakt dort haften, wo er appliziert wird. Der grüne Farbindikator dient als visuelle Hilfe und ermöglicht ein noch effektiveres und sicheres Applizieren bzw. Entfernen des Desensitizers.



Assortment

4 x 1 g Gluma Desensitizer PowerGel, 20 Microbrush Kanülen, Farbige Arbeitskarte

224069 99,30

Zubehör

Microbrush Kanülen, 60 Stück

224079 32,30

Fluoridierung und Desensibilisierung

Icon Kariesinfiltrant-approximal, DMG

Speziell für die schonende Behandlung von früher Approximalkaries entwickelt. Dank des patentierten Approximal-Tips gelangt man schnell und einfach an die zu behandelnde Stelle / ohne Bohren. Mit Hilfe der beiliegenden Zahnkeile werden die zu behandelnden Zähne schrittweise separiert. Anschließend werden die Behandlungsschritte Ätzen, Trocknen und Infiltrieren mit dem speziellen Approximal-Tip ausgeführt. Der niedrigviskose Infiltrant wird durch die Kapillarkräfte in das Porensystem der Kariesläsion absorbiert. Er füllt das System auf, stabilisiert es und verhindert ein zukünftiges Eindringen kariogener Säuren. Eine weitere Kariesprogression kann so gestoppt werden.



Starter Kit

- 2 Behandlungseinheiten à
- 1 Spritze à 0,3 ml Icon-Etch
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Dry
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Approximal-Tips
- 1 Luerlock-Tip
- 4 Separationskeile

Artikel-Nr. **30736** Preis pro Einheit **132,40**

Packung

- 7 Behandlungseinheiten à
- 1 Spritze à 0,3 ml Icon-Etch
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Dry
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Approximal-Tips
- 1 Luerlock-Tip
- 4 Separationskeile

30745 **426,95**

Icon Kariesinfiltrant vestibular, DMG

Neben der Möglichkeit der Kariesarretierung kann Icon auch White Spots, bedingt durch Karies oder Fluorose, auf Zahnglattflächen maskieren. Im Kariesprozess entstandene Luft- und Wassereinschlüsse haben einen geringeren Lichtbrechungsindex als gesunde Zahnschmelz. Das führt zu unästhetischen Verfärbungen, den 'White Spots'. Der Infiltrant hat einen ähnlichen Lichtbrechungsindex wie gesunder Zahnschmelz und ermöglicht es, den Unterschied in der Lichtbrechung wieder auszugleichen. So gleicht sich das Aussehen der infiltrierten Läsion wieder dem umliegenden gesunden Schmelz an.



Starter Kit

- 2 Behandlungseinheiten à
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Etch
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Dry
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Vestibular-Tips
- 1 Luerlock-Tip

30747 **132,40**

Packung

- 7 Behandlungseinheiten à
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Etch
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Dry
- 1 Spritze à 0,45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Vestibular-Tips
- 1 Luerlock-Tip

30749 **426,95**

DMG MiniDam, DMG

Der DMG MiniDam schützt den Approximalbereich bei der Behandlung / wie z. B. der Kariesinfiltration.

- Zuverlässiger lokaler Schutz des Approximalbereichs
- Schnell und einfach
- Komfortabel für den Patienten
- Sicherer Halt ohne Klammern
- Latexfrei
- Erleichtert die Infiltrationsbehandlung



Packung 20 Stück

244924 **21,95**

Lunos Fluoridlack, Dürr Dental

Zur Desensibilisierung und zum Schutz empfindlicher Zahnflächen mit Natriumfluorid. Lässt sich mühelos dünn auftragen und ist dadurch besonders ergiebig.

- Zahnfarbener Lack, keine kosmetischen Beeinträchtigungen für den Patienten
- Einfach aufzutragen
- Haftet zuverlässig auf feuchten Oberflächen
- Enthält 22600 ppm Fluorid
- Enthält Xylitol



Tube 10 ml

255062 **21,60**

Fluoridierung und Desensibilisierung

Lunos Fluoridgel, Dürr Dental

Zur intensiven Kariesprophylaxe mit Natriumfluorid. Besonders geeignet zur Anwendung nach professioneller Zahnreinigung.

- Schützt und stärkt den Zahnschmelz
- Unterstützt die Remineralisierung
- Hemmt die Plaqueneubildung
- Einfach und schnell aufzutragen
- Enthält 12300 ppm Fluorid



Flasche 250 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
255063	16,50

MI Paste Plus, GC

GC MI Paste Plus hat alle Vorzüge und Eigenschaften des inzwischen hoch erfolgreichen GC Tooth Mousse und erweitert diese um die Abgabe von Fluoridionen. Der Schutz für Patienten mit erhöhtem Karies- und Demineralisationsrisiko wird somit erheblich verbessert.



Sortiment 10 Tuben

je 2 Tuben erdbeere, melone, minze, tutti frutti, vanille

254602 **185,03**

Packung 1 Tube

erdbeer	226833	19,50
melone	226836	19,50
minze	212535	19,50
vanille	226839	19,50
tutti frutti	226837	19,50

Packung 10 Tuben

erdbeer	254604	185,03
melone	254605	185,03
minze	254603	185,03
vanille	254606	185,03
tutti frutti	254607	185,03

Mirafluor-gel/Mirafluor-K-gel, Hager & Werken

Fluoridgel zur intensiven Kariesprophylaxe

- Stärkt den Zahnschmelz
- Hemmt Plaquebildung
- Beschleunigt die Remineralisierung
- Mirafluor-gel mit 1,23 % Fluorid
- Mirafluor-k-gel mit 0,6 % Fluorid ist besonders für Kinder geeignet



Gel

Flasche 250 ml, Mint	48027	16,20
Flasche 250 ml, Erdbeere	29700	16,20

K-Gel

Flasche 250 ml, Erdbeer	10912	16,20
Flasche 250 ml, Cola	48029	16,20

Mirafluor-Tray, Hager & Werken

Applikationslöffel für Fluoridgel aus leichtem, flexiblem Kunststoff. Mit Abfüllmarkierung. Doppellöffel für OK und UK gleichzeitig in gelber, mit jedem Gel kontrastierender Farbe.



Packung 50 Stück

klein	65141	20,99
mittel	65224	20,99
groß	65229	20,99

Fluoridierung und Desensibilisierung

Mirafluorid, Hager & Werken

Fluoridlack auf Emulsionsbasis mit 0,15% Fluorid. Frei von Lösungsmitteln. Zur punktgenauen Applikation. Auch im feuchten Milieu auftragbar. Fluoridkonzentration bei gleicher Wirksamkeit deutlich geringer als bei vergleichbaren Lacken. Wässrige Polymerschicht lässt Fluoride einfach diffundieren und wird problemlos durch Speichel zersetzt.



Packung
Flasche 5 ml, 20 Applikationspinsel

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
66199	31,95

Remin Pro Tuben, Voco

Schützende Zahnpflege mit Fluorid und Hydroxylapatit.

Indikationen/Einsatzzweck

- Nach dem Bleaching
- Nach der professionellen Zahnreinigung
- Vorbeugung und Kontrolle von Hyper-sensibilitäten
- Während einer kieferorthopädischen Behandlung



Packung
3 x 40 g Tube (je 1 x Melone, Mint, Erdbeere)

Packung
12 x 40 g Tube (je 4 x Melone, Mint, Erdbeere)

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
207879	45,40
207880	155,00
207881	155,00
207882	155,00
207883	155,00

Profluorid Varnish, Voco

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5% NaF). Ideal zur Behandlung der Zahnhäse nach Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
14904	27,40
225581	27,40
225580	27,40
225579	27,40
278008	27,40

Packung
Tube 50 ml Melone

Packung
Zylinderampulle 5 x 1,7 ml Melone

Profluorid Varnish SingleDose, Voco

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5% NaF). Ideal zur Behandlung der Zahnhäse nach Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung



Packung 50 x 0,25 ml + Zubehör
Melone

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
33922	107,20
19500	107,20
212790	107,20
212791	107,20
212792	107,20
257080	107,20
278009	107,20

Packung 48 x 0,40 ml + Zubehör
mixed



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Fluoridierung und Desensibilisierung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

smartseal cervi, Detax

Versiegelungslack zum Schutz von exponiertem hypersensiblen Wurzelzementin. Erhöht die mechanische Stabilität, bildet eine effektive Erosionsbarriere und reduziert die zervikale Sensibilität des Wurzelzementins. Hohe Abrasionsfestigkeit durch hohen Vernetzungsgrad hochmultifunktionaler (Meth)acrylate. Bildung einer dauerhaften Schutzschicht gegen mechanische Abnutzung und erosive Säureeinwirkung. Strukturstärkend, desensibilisierend, lichterhärtend.



Standardpackung: 5 ml Flasche, 50 Applikatoren pink, 24 Doppel-Einwegschalen

233292 **91,10**

Sensodyne Proschmelz Fluorid, GlaxoSmithKline

Sensodyne Proschmelz Fluorid Gelée hilft, Karies vorzubeugen, unterstützt die Behandlung von Initialkaries und hilft bei überempfindlichen Zahnhälsen.

* Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. §4 HGW finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Tube 225 g

192546 **15,10**



Tiefenfluorid Junior Großpackung, Humanchemie

Zur Kariesprophylaxe / auch bei Brackets, zur Zahnhalsdesensibilisierung und zur mineralischen Fissurenversiegelung. Die Stärke des Tiefenfluorids ist die intensive und lang anhaltende Remineralisation. Diese erfolgt nicht auf Kosten der Zahnhartsubstanz, da Calcium zugeführt wird. Kleinste Kristalle werden in der Tiefe der Trichterporen gebildet und sind dort vor Abrasion durch Zähneputzen oder Kauen geschützt. Kein sichtbarer Niederschlag. Tiefenfluorid junior mit fruchtigem Geschmack, ohne Zucker, geeignet für alle Altersklassen.



Probierpackung: 5 ml Touchierlösung und 5 ml Nachtouchierlösung in Flaschen mit Tropfpipetten

232620 **27,50**

Großpackung: 20 ml Touchierlösung und 20 ml Nachtouchierlösung in Flaschen mit Tropfpipetten

232621 **69,50**

Inhaltsstoffe:

Touchierlösung: Magnesiumfluorosilikat, Kupfer-II-fluorosilikat, Natriumfluorid (als Stabilisator), Aqua dest.

Nachtouchierlösung: Calciumhydroxid-hochdispers, Methylcellulose, Aqua dest.

Tiefenfluorid Probierpackung, Humanchemie

Zur Kariesprophylaxe / auch bei Brackets, zur Zahnhalsdesensibilisierung und zur mineralischen Fissurenversiegelung. Die Stärke des Tiefenfluorids ist die intensive und lang anhaltende Remineralisation. Diese erfolgt nicht auf Kosten der Zahnhartsubstanz, da Calcium zugeführt wird. Kleinste Kristalle werden in der Tiefe der Trichterporen gebildet und sind dort vor Abrasion durch Zähneputzen oder Kauen geschützt. Kein sichtbarer Niederschlag. Klassisches Tiefenfluorid / ohne Geschmackszusatz, besonders für Allergiker.



Probierpackung: 5 ml Touchierlösung und 5 ml Nachtouchierlösung in Flaschen mit Tropfeinsatz

26648 **26,00**

Inhaltsstoffe:

Touchierlösung: Magnesiumfluorosilikat, Kupfer-II-fluorosilikat, Natriumfluorid (als Stabilisator), Aqua dest.

Nachtouchierlösung: Calciumhydroxid-hochdispers, Methylcellulose, Aqua dest.

Fluoridierung und Desensibilisierung

Tiefenfluorid Großpackung, Humanchemie

Zur Kariesprophylaxe / auch bei Brackets, zur Zahnhalsdesensibilisierung und zur mineralischen Fissurenversiegelung. Die Stärke des Tiefenfluorids ist die intensive und lang anhaltende Remineralisation. Diese erfolgt nicht auf Kosten der Zahnhartsubstanz, da Calcium zugeführt wird. Kleinste Kristalle werden in der Tiefe der Trichterporen gebildet und sind dort vor Abrasion durch Zahnputzen oder Kauen geschützt. Kein sichtbarer Niederschlag. Klassisches Tiefenfluorid / ohne Geschmackszusatz, besonders für Allergiker.



Großpackung:
20 ml Touchierlösung und 20 ml Nachtouchierlösung in Flaschen mit Tropfpipetten

Einzelpackung:
20 ml Nachtouchierlösung für Tiefenfluorid und Dentin-Versiegelungsliquid in Flasche mit Tropfeinsatz

Inhaltsstoffe:
Touchierlösung: Magnesiumfluorosilikat, Kupfer-II-fluorosilikat, Natriumfluorid (als Stabilisator), Aqua dest.
Nachtouchierlösung: Calciumhydroxid-hochdispers, Methylcellulose, Aqua dest.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

26649 66,00

26650 13,50

Tooth Mousse, GC

Wasserbasierte Crème mit bioverfügbarem Calcium und Phosphat. Wirksamer Bestandteil ist Recaldent, eine CPP-ACP Formel. Bei der Anwendung von CPP-ACP lagert sich dieses an Plaque, Biofilmen, Bakterien, Hydroxyapatiten und Weichgewebe an und gibt Calcium und Phosphat ab. Es hilft aktiv, einen Extra-Schutz für die Zähne zu erzeugen. Es trägt dazu bei, Säure von säurebildenden Bakterien im Plaque zu neutralisieren.

• Artikel bitte nicht verwenden bei Patienten mit einer Milch-Protein-Allergie



Packung 5 Tuben
je 1 Tube á 40 g der Geschmacksrichtungen: Erdbeer, Vanille, Melone, Minze und Tutti-Frutti

Packung 10 Tuben
je 2 Tuben á 40 g der Geschmacksrichtungen: Erdbeer, Vanille, Melone, Minze und Tutti-Frutti im dekorativen Kartondisplay

Packung 10 Tuben
Geschmack: Erdbeere
Geschmack: Melone
Geschmack: Minze
Geschmack: Tutti-Frutti
Geschmack: Vanille

160661 90,69

254595 167,07

254598 167,07

254599 167,07

254600 167,07

254601 167,07

254597 167,07

Prophylaxe

8

UltraEZ Gel, Ultradent Products

Gel mit 3% Kaliumnitrat und 0,25% Natriumfluorid. Sofortige Wirkung! Bekämpft wirksam und schnell Empfindlichkeiten der Zähne, die durch Zahnbürsten-Abrasion, thermische und chemische Einflüsse, freiliegende Zahnhälse oder Zahnaufhellung entstanden sind. Erhältlich in gebrauchsfertigen KombiTrays oder in Spritzen für individuelle Schienen. Das adhäsive, visköse Gel ist in der Schiene und auf den Zähnen standfest - für eine intensive Wirkung. Tragezeit: Ca. 15-60 Min.



UltraEZ Gel
4 x 1,2 ml

UltraEZ Gel
20 x 1,2 ml

Minikit
KombiTrays je 4 Stück OK + UK

Packung
KombiTrays je 10 Stück OK + UK

12621 36,30

12622 127,20

244178 36,60

244177 81,60

VivaSens, Ivoclar Vivadent

Desensibilisierungslack zur Behandlung überempfindlicher Zähne. Das synergetische Zusammenspiel verschiedener Wirkmechanismen sorgt für die Abwehr äusserer Reize. Eine Lackschicht blockiert die Oberfläche. Dentintubuli werden durch Protein- und Kalzium-Präzipitation verschlossen. Kaliumfluorid bietet zusätzlichen Schutz.



Assortment
22 x 0,1 g Single Dosen mit vormontierten Applikatoren

Assortment
4 g Flasche, 50 Applikatoren, Mischblock

31367 70,60

18878 85,45



Arzneimittel können nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden (Arzneimittelgesetz).

Applikationshilfen-Prophylaxe

ORBI-Applikationskanülen, ORBIS Dental

Kanülen mit stumpfer Edelstahlspitze zum Applizieren von Gelen, viskosen und thixotropen Materialien

TOP



Packung 100 Stück

25 G, Ø 0,5 x 13 mm, 45°
23 G, Ø 0,6 x 13 mm, 45°
20 G, Ø 0,9 x 10 mm, 45°
20 G, Ø 0,9 x 13 mm, 45°
19 G, Ø 1,1 x 13 mm, 30°

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
243488	12,75
243489	12,75
243490	12,75
243491	12,75
243492	12,75

ORBI-Tips, ORBIS Dental

Beflochtene Miniatur-Applikatoren in bester Qualität mit separatem Halter für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten.

TOP



Box

mit je 100 Stück Appli-Tips in rot, gelb, grün, blau und 2 Haltern.

188767 22,95

Nachfüllpackung 100 Stück

rot	188770	4,95
gelb	188769	4,95
grün	188768	4,95
blau	188766	4,95

Packung 10 Stück

Halter weiß 155056 3,45

ORBI-Brush, ORBIS Dental

Biegbare Mikro-Applikatoren, wurden speziell entwickelt für das für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Das winzige Faserbündel an der Spitze der Applikatoren nimmt eine minimale Flüssigkeitsmenge auf und gibt diese dann geschmeidig an die zu benetzende Oberfläche ab.

TOP



Packung 100 Stück

blau	170020	5,75
grün	170021	5,75
silber	170022	5,75
violett	170023	5,75

Pinselansätze, ORBIS Dental

Nylonhaarpinsel für das präzise Applizieren von Ätz- und Bondingmaterialien, Zahnlacken und Medikamenten.

TOP



Packung 100 Stück, rot

Borste: weiß - Stärke: fein	185872	9,25
Borste: schwarz - Stärke: fein	140448	9,25
ab 10 Packungen		8,65

Packung 100 Stück Transparent

Borste: weiß - Stärke: fein	185871	9,25
Borste: schwarz - Stärke: mittel	179962	9,25
Borste: schwarz - Stärke: fein	140449	9,25
ab 10 Packungen		8,65

Packung 50 Stück, transparent

Borste: weiß - Stärke: fein	196535	4,74
ab 10 Packungen		4,35

Stück

Pinselhalter 144834 1,45

Apply-Tips, Hager & Werken

Feine Applikationsstäbchen

- Zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Pasten
- Abknickbare Enden für schwer zugängliche Zonen
- Sparsamer Umgang mit teuren Materialien (wie Bonding, Medikamente etc.)
- Säurefest gegen Bondings und andere Materialien
- Hygienische Spenderpackung zur Einzelentnahme



Packung blau, mittel

100 Stück	192243	5,65
5 x 100 Stück	192245	26,90

Packung weiß, fein

100 Stück	192244	5,65
5 x 100 Stück	192248	26,90

Packung grün, konisch

100 Stück	192249	6,25
5 x 100 Stück	192253	29,80

Applikationshilfen-Prophylaxe

Pick up Stick, Hager & Werken

Haftende Applikationshilfen.

- Biegsame Stäbchen mit Klebewachskopf
- Zum raschen, präzisen Aufnehmen und Transportieren
- Ideal für Kronen, Inlays, Veneers



Packung 30 Stäbchen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
65327	9,99

Vivabrush Applikationshilfen, Ivoclar Vivadent

Einmalapplikationshilfen zur Applikation von Lacken, Gelen und Versiegeln (zum Aufstecken auf Pinselhalter).



Packung 50 Stück

32872	9,85
-------	------

Inspiral Brush Tip, Ultradent Products

Kunststoff-Ansatz mit internem Spiralgang und Borsten, orange-transparent. Für die Applikation per Bürstenansatz von viskösen Materialien, die Spiralführung setzt Viskosität kurzfristig herab. Bürsten können herausgezogen (weicher) oder verkürzt werden (härter).

Zur Verwendung mit:

UltraSeal XT plus/hydro, Ultra-Etch, Porcelain Etch, Peak Universal Bond, PQ1, Composite Wetting Resin.



Packung

20 Stück	28187	20,50
100 Stück	28188	87,40

Black Mini Brush Tip, Ultradent Products

Ansatz aus Kunststoff, schwarz, gebogen, mit Bürstenspitze, zur Applikation niedrigvisköser Materialien. Ansatz gibt mehr 'Widerstand' als der InSpiral Bürstenansatz.

Zur Verwendung mit:

PermaSeal, PrimaDry, Peak SE Primer, Silane, Seek / Sable Seek.



Packung

20 Stück	28537	18,20
100 Stück	28538	71,90

Black Micro FX Tip, Ultradent Products

Für die Applikation von leicht viskösen Materialien. Schwarzer Kunststoff mit Metall-Kanüle, ø 0,7 mm, mit büschelartigem Ende. Ideal für enge Kavitäten.

Zur Verwendung mit:

mit: PrimaDry, PermaSeal, Composite Wetting Resin.



Packung

100 Stück	10779	57,60
-----------	-------	-------

Applikationshilfen-Prophylaxe

Black Micro Tip, Ultradent Products

Zur Feinapplikation von lichthärtenden und nicht-lichthärtenden Materialien. Schwarzer Kunststoff mit Metallkanüle ø 0,7 mm, stumpf, gebogen.

Zur Anwendung mit:

OpalDam, Ultra-Blend plus, EtchArrest, File-Eze, PermaFlo.



Packung

20 Stück
100 Stück
500 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

28539 11,10
28840 48,60
40702 203,90

Micro 20 ga Tip, Ultradent Products

Zur Feinapplikation von lichthärtenden und nicht-lichthärtenden Materialien. Schwarzer Kunststoff mit Metallkanüle ø 0,9 mm, stumpf, gebogen.

Zur Verwendung mit:

OpalDam, Ultra-Blend plus, EtchArrest, PermaFlo.



Packung

20 Stück
100 Stück

10780 11,10
10781 48,60

Black Mini Tip, Ultradent Products

Zur Applikation von mäßig viskösen Materialien. Schwarzer Kunststoff, gebogen.

Zur Verwendung mit:

OpalDam, Ultra-Blend plus, PermaFlo, PermaFlo DC, LC Block-Out Resin, OraSeal, Diamond Polish.



Packung

20 Stück
100 Stück

28540 11,10
28541 48,60

White Mac Tip, Ultradent Products

Zum Auftragen hochvisköser Materialien. Applikationsansatz mit größerer Öffnung, weiß, gebogen.

Zur Verwendung mit:

mit: Opalescence PF, Opalustre, OraSeal, Consepsis Scrub.



Packung

20 Stück
100 Stück

28542 11,10
179990 48,60

Blue Micro Tip, Ultradent Products

Kunststoff, blau, mit Metallkanüle, stumpf, gebogen. Für die punktförmige Applikation. G 25, ø 0,5 mm.

Zur Verwendung mit:

PrimaDry, Ultra-Etch, UltraCal XS.



Packung

20 Stück
100 Stück
500 Stück

28189 11,10
28190 48,60
182597 203,90

Mundspüllösungen

Orbi-Chx alkoholfrei, ORBIS Dental
Alkoholfreie Mundspüllösung dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Die Mundspüllösung erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten.

- Enthält 0,12% Chlorhexidinguconat



Packung 250 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
268835	5,95

TOP

ORBI-fresh, ORBIS Dental
Die Mundspüllösung dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Sie erzeugt einen frischen Atem und trägt aufgrund der antibakteriellen Reinigungswirkung dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten.

- 0,1 % Benzalkoniumchlorid
- 0,05% Natriumfluorid
- Alkoholfrei



Flasche 100 ml	239100	2,50
Patientenflasche 300 ml	239115	6,25
Praxisflasche 5000 ml	239120	25,45

Dosierpumpe 28342 9,95



„Die Reduktion von bovinen Corona-Viren konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden. Die Anwendung der Mundspüllösung dient daher der Inaktivierung möglicher Corona-Viren im Mund- und Rachenraum des Patienten.“

TOP

Aquamed, Hager & Werken
Fördert den Speichelfluss / erhältlich als Lutschtablette oder als Spray

- Reduziert Mundtrockenheit
- Mit Schutzenzym Lysozym
- Pflegt die Mundschleimhaut
- Plaquehemmend und remineralisierend



Einzelpackung 26 Stück (60 g) 249602 4,40

Display mit 10 x 26 Stück 251711 43,00

Musterbeutel 100 Stück 250863 17,95

Spray 30 ml 264078 3,95

BacterX Pro, EMS
BacterX Pro für den professionellen Einsatz verfügt über einen angenehmen Geschmack und entfernt effektiv Bakterien. Dies reduziert signifikant die Bakterienlast und das Risiko einer aerosolvermittelten Kontamination. Die neu überarbeitete Formel wurde speziell auf die präoperative und prophylaktische Anwendung ausgelegt und ist bei nahezu allen Patiententypen einsetzbar. BacterX Pro enthält Propylenglykol sowie Chlorhexidindiguconat 0,1 % und ist sowohl mit als auch ohne Alkoholzusatz erhältlich.



Packung 4 x 1.000 ml ohne Alkohol 240440 59,90

Packung 4 x 1.000 ml mit Alkohol 240441 59,90



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Mundspüllösungen

Cervitec Liquid, Ivoclar Vivadent

Die optimierte Pflegeformel von Cervitec Liquid enthält Xylit, Provitamin D-Panthenol plus 0,1% Chlorhexidin. Cervitec Liquid ist sanft zu strapaziertem Zahnfleisch, periimplantärem Gewebe und Schleimhaut. Die neue Mundspüllösung ist direkt gebrauchsfertig und unterstützt die Therapie bei Gingivitis, Mukositis, Prothesenstomatitis, Parodontitis und Periimplantitis sowie bei erhöhten Keimzahlen. Der zusätzliche Inhaltsstoff Provitamin D-Panthenol pflegt Zahnfleisch und Mukosa. Alkoholfrei.



Flasche 300 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
212390	12,80

Chlorhexamed Forte alkoholfrei 0,2%, GlaxoSmithKline

Durch Spülungen oder Einsprühen mit Chlorhexamed Forte alkoholfrei 2 mg/ml - Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle werden bakterielle Infektionen im Mund- und Rachenraum wirkungsvoll behandelt. Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Flasche alkoholfrei 600 ml

249870	12,01
--------	-------



Chlorhexamed 1% Gel, GlaxoSmithKline

Chlorhexamed 1% - Gel wird ausschließlich im Bereich der Mundhöhle angewandt

- zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell bedingten ahnfleischentzündungen (Gingivitis)
- zur Unterstützung der Heilungsphase nach parodontalchirurgischen Eingriffen (Eingriffe am Zahnhalteapparat)
- bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit, z.B. als Folge orthodontischer (kieferorthopädischer) Behandlungen

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Tube 50 g

13012	6,59
-------	------



Dynexidin Forte, Kreussler

Ist eine gebrauchsfertige Mundspüllösung, die wirksam zur unterstützenden Mundhygiene eingesetzt werden kann, gerade wenn das Zähneputzen schlecht möglich ist. Anwendungsgebiete sind z. B. Akutphase nach dem Ziehen eines Zahnes, nach dem Einsetzen von Implantaten oder bei Entzündungen im Mund.

Wirkstoff: 0,2 % Chlorhexidinbis (D-gluconat)



Flasche 300 ml

255242	8,31
--------	------

Flasche 5000 ml

255243	42,55
--------	-------

LISTERINE Coolmint, Johnson & Johnson

Antibakterielle Mundspülung für anhaltende Frische und optimierte Mundhygiene. Schützt Zähne und Zahnfleisch bereits nach 30 Sekunden Mund ausspülen. Optimal gegen Mundgeruch mit frischem starken Pfefferminzgeschmack. Für den Langzeitgebrauch geeignet, da es die Mundflora nicht angreift und keine Zahnverfärbungen hervorruft.

• Enthält Alkohol und Menthol



Flasche 600 ml

266650	6,44
--------	------

Mundspüllösungen

LISTERINE Plus Zahnsteinschutz, Johnson & Johnson

Antiplaque plus Antiverfärbungen

Antibakterielle Mundspülung für anhaltende frische und optimierte Mundhygiene. Mit neuer optimierter Formel. Erhält das natürliche Weiß Ihrer Zähne durch optimalen Schutz vor Zahnsteinneubildung. Für den langfristigen Gebrauch geeignet, da es die Mundflora erhält und keine Zahnverfärbungen hervorruft.

- Enthält Alkohol und Menthol



Flasche 600 ml

Artikel-Nr. 266652
Preis pro Einheit 6,44

LISTERINE Total Care, Johnson & Johnson

Listerine Total Care Mundspüllösung wirkt dort, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Listerine Total Care ist die erste Mundspülung mit 6-in-1 Schutz für die umfassendere Mundhygiene.

Produkteigenschaften:

- Reduziert Zahnbelag
- Erhält das Zahnfleisch gesund
- Remineralisiert und stärkt die Zähne
- Hemmt die Bildung von Zahnstein und erhält so das natürliche Weiß Ihrer Zähne
- Sorgt für lang anhaltend frischen Atem
- Bekämpft wirksam schädliche Bakterien im Mund

- Enthält Alkohol und ätherische Öle



Flasche 500 ml

208507 6,44

LISTERINE Zahn- & Zahnfleischschutz, Johnson & Johnson

LISTERINE Zahn- & Zahnfleisch-Schutz enthält hochwirksames Natriumfluorid, das sich wie ein Schutzschild um die Zähne legt. Der Zahnschmelz wird dadurch effektiv mineralisiert, die Zähne gestärkt und somit nachhaltig vor Karies geschützt.

Produkteigenschaften:

- Reduziert die Neubildung von Zahnbelag
- Bekämpft schädliche Bakterien
- Erhält das natürliche Gleichgewicht der Mundflora
- Keine Zahnverfärbungen zu erwarten
- Erfrischt langanhaltend den Atem
- Remineralisiert die Zähne und schützt so vor Karies. Dabei bleibt die Mundflora im Gleichgewicht

- Enthält Alkohol



Flasche mit Pumpe
600 ml

266651 6,44

LISTERINE Smart Kidz, Johnson & Johnson

Listerine Smart Kidz ist die neue ideale Ergänzung zum täglichen Zähneputzen für Kinder ab 6 Jahren.

- Zieht Speisereste an, färbt diese ein und macht sie beim Ausspülen im Waschbecken sichtbar
- Reduziert die Neubildung von Zahnbelag und bekämpft schädliche Bakterien
- Stärkt die Zähne durch Fluorid, und schützt vor Karies
- Erfrischt langanhaltend den Atem
- Ohne Alkohol und ohne Zucker

Hauptindikationen

- Für Kinder ab 6 Jahre
- Milchzähne
- Wechselgebiss / bleibende Zähne



Flasche 500 ml
Beere

223883 6,44

meridol® med CHX 0,2%: Klinisch geprüfte Wirksamkeit¹ – für die Praxis und zu Hause



Chlorhexidin-Therapie mit angenehm mildem Geschmack

- Zur kurzzeitigen Keimzahlreduktion in der Mundhöhle
- Milder Geschmack – für mehr Compliance
- Neue 1-Liter-Flasche – ergiebig, praktisch, hygienisch



NEU 1L-Flasche

meridol® med CHX 0,2 % Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle. **Wirkstoff** Chlorhexidindigluconat-Lösung. **Zusammensetzung:** 100 ml Lösung enthalten 1,0617 g Chlorhexidindigluconat-Lösung, entsprechend 200 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat), Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Glycerol, Propylenglycol, Macrogolglycerolhydroxystearat, Cetylpyridiniumchlorid, Citronensäure-Monohydrat, Pfefferminzöl, Patentblau V [E 131], gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiet:** Zur zeitweiligen Keimzahlreduktion in der Mundhöhle, als temporäre adjuvante Therapie zur mechanischen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen der Gingiva und der Mundschleimhaut sowie nach parodontalchirurgischen Eingriffen, bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit. **Gegenanzeigen:** Bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels, bei schlecht durchblutetem Gewebe, am Trommelfell, am Auge und in der Augenumgebung. **Nebenwirkungen:** Reversible Beeinträchtigung des Geschmacksempfindens, reversibles Taubheitsgefühl der Zunge, reversible Verfärbungen von Zahnhartgeweben, Restaurationen (Zahnfüllungen) und Zungenpapillen (Haarzunge). Selten treten Überempfindlichkeitsreaktionen auf. In Einzelfällen wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben. In Einzelfällen traten reversible desquamative Veränderungen der Mukosa und eine reversible Parotisschwellung auf. CP GABA GmbH, 20097 Hamburg. Stand: 02/2018

GABA GmbH Für mehr Informationen besuchen Sie www.cpgabaprofessional.de

meridol® med
CHX 0,2%

¹ Lorenz K. et al. J Clin Periodontol 2006;33:561–567.

Mundspüllösungen

LISTERINE Zero Mint, Johnson & Johnson

Ist alkoholfrei und hat einen weniger intensiven Geschmack als die anderen Varianten aus dem Listerine Sortiment.



Flasche 600 ml
Flasche 1000 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
266653	6,44
233608	6,18

Lunos Mundspüllösung, Dürr Dental

Gebrauchsfertige Mundspüllösung zum Schutz von Zahnfleisch und Zähnen.

- Beugt bakteriell bedingten Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches vor
- Hemmt das Wachstum plaquebildender, pathogener und geruchsbildender Keime
- Alkoholfrei / besonders schonend bei gereiztem und entzündetem Zahnfleisch
- Zuckergehaltfrei, mit Xylitol
- Angenehm frischer Geschmack



Flasche 400 ml
Flasche 2,5 Liter

254659	8,80
255059	28,00

Meridol, Gaba

Gebrauchsfertige Mundspüllösung mit Aminfluorid/Zinnfluorid. Schützt vor Gingivitis, Parodontitis und Stomatitis. Fördert das ökologische Gleichgewicht in der Mundhöhle.

- Ohne Alkohol



Flasche 100 ml
Flasche 400 ml

55163	2,30
232338	8,25

Meridol Sicherer Atem Mundspülung, Gaba

Meridol Sicherer Atem Mundspülung bekämpft die Ursachen von Mundgeruch mit einem 3-fach- Wirkmechanismus:

- Aminfluorid/Zinnfluorid inaktiviert geruchsaktive Bakterien in der gesamten Mundhöhle
- Zinklaktat neutralisiert geruchsbildende Schwefelverbindungen (VSC)
- Patentierte Wirkstoffe zur Hemmung von Mundgeruch (OMC) hemmen die Enzyme der geruchsaktiven Bakterien

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertige Mundspülung
- Ohne Alkohol
- Für die Langzeitanwendung geeignet
- Für Kinder ab 6 Jahren geeignet, wenn sie das Mundspülen beherrschen
- PH: 4,5



Flasche 400 ml

34473	8,70
-------	------

Mirafluor CHX Liquid 0,06%, Hager & Werken

Mundspüllösung mit CHX

- Für die tägliche Anwendung, inkl. Dosierkappe
- Remineralisierend durch Fluorid (250 ppm)
- Adstringierend durch Hamamelis
- Antikariogen durch Xylitol
- Unterstützung der täglichen Mundpflege durch Chlorhexidindigluconat (0,06 %)
- Dosierung: 1-2 täglich 10 ml - nach dem Zähneputzen ca. 30 Sekunden spülen



Flasche mit 100 ml
Flasche mit 500 ml

185289	4,10
185290	8,20

Für gesundes Zahnfleisch

GUM® PAROEX® 0,12% CHX Zahngel

Zur intervallartigen 2-Wochen-Kur



Intensivpflege

CHX 0,12%



GUM® PAROEX® 0,06% CHX Zahnpasta und Mundspülung

Zur täglichen Pflege von gereiztem Zahnfleisch

- ✓ Antibakterielle Wirkstoffkombination (0,06% CHX und 0,05% CPC) zum Schutz vor Gingivitis
- ✓ Mit Vitamin E, Aloe Vera und Provitamin B5 zur Revitalisierung des Zahnfleisches

Langzeitpflege

CHX 0,06%

GUM® SOFT-PICKS® Interdentalreiniger

- ✓ Gründliche Plaque-Entfernung
- ✓ Besonders angenehmes Anwendungsgefühl
- ✓ Weiche Gummiborsten reinigen sanft, sicher und gründlich

G·U·M®
SOFT-PICKS®
COMFORT FLEX



- ✓ Flexibler Griffbereich für eine bessere Erreichbarkeit aller Interdentalräume

G·U·M®
SOFT-PICKS®
ADVANCED



- + Einfache Erreichbarkeit der Backenzähne durch die leicht gebogene Form



SUNSTAR

Sunstar Deutschland GmbH

Telefon: +49 7673 885 10855

Fax: +49 7673 885 10844

E-Mail: service@de.sunstar.com

professional.SunstarGUM.com/de

Mundspüllösungen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

GUM Paroex Mundspülung 0,06% CHX, Sunstar

Tägliche Pflege / 0,06% CHX + 0,05% CPC

- Zur Pflege in der Erhaltungsphase bei Parodontitis
- Zur Vorbeugung von Gingivitis
- Angenehm frischer Geschmack
- **Alkoholfrei**



Flasche 500 ml

209752

3,45

Paroex Mundwasser 1,2 mg/ml, Sunstar

Zur unterstützenden Behandlung bei Mundschleimhautinfektionen und zur postoperativen Versorgung in der Stomatologie.

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG finden Sie auf den Produktseiten des Herstellers.



Flasche 300 ml

252604

5,79

Flasche 5 Liter

252605

34,50

Parodur Liquid, Lege Artis

Mundspüllösung / zur Parodontitis-Prophylaxe, dient zusätzlich zur Kariesprophylaxe Enthält Fluorid, pflanzliche Wirkstoffe und 0,05 % Chlorhexidin.



Flasche 200 ml

234113

8,38

Dr. Tella Mundwasser Tabletten, Speiko

Angenehm und erfrischend, antiseptisch, beseitigt Mundgeruch.



Dose 1.000 Stück

rot

87087

18,20

grün - Menthol

158815

18,20

Zendium Complete Protection, Hager & Werken

Mundspüllösung für den täglichen Gebrauch

- Empfehlenswert bei empfindlicher Mundschleimhaut
- Milde Formel mit Proteinen und Enzymen
- Enthält Natriumfluorid 225 ppm
- Ohne Alkohol



Flasche 500 ml

252771

5,30

Zahn- und Reinigungsbürsten

Zahnbürste ORBIS Adult, ORBIS Dental
Zahnbürsten für Erwachsene. Farbig sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 19,5 cm.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
267256	0,85

TOP

Zahnbürste ORBIS Baby 0-3 Jahre, ORBIS Dental
Zahnbürsten für Babys und Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren. Farbig sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 14,5 cm.



Stück

267253	0,65
--------	------

TOP

Zahnbürste ORBIS Junior 7-10 Jahre, ORBIS Dental
Zahnbürsten für Kinder von 7 bis 10 Jahren. Farbig sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 18,3 cm.



Stück

267255	0,75
--------	------

TOP

Zahnbürste ORBIS Kid 3-6 Jahre, ORBIS Dental
Zahnbürsten für kleine Kinder von 3 bis 6 Jahren. Farbig sortiert in vier Farben (pink, lila, grün und blau). Die Zahnbürsten haben weiche Borsten und einige spitze längere Borsten, die auch schwer zu bürstende Stellen erreichen. Zahnbürstenlänge 16 cm.



Stück

267254	0,65
--------	------

TOP



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Zahn- und Reinigungsbürsten

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
277635	23,95

ORBIS-Green Bambus Zahnbürste, ORBIS Dental
ORBIS-Green / Die nachhaltige Alternative in Ihrem Alltag.

- Griffe hergestellt aus natürlichem Bambus
- Perfekte Alternative zur Einweg-Zahnbürste aus Kunststoff
- Einzel, gebrauchsfertig verpackt
- In 4 Farben sortiert (je 5x schwarz,weiß, violett und mint)
- Borsten mit 32 Bündeln
- Griff ergonomisch geformt
- Mittel-weich abgerundete Borsten
- Geruchs- und geschacksneutral
- Verpackung aus recyceltem Material



Packung 20 Stück

TOP NEU

Einmalzahnbürsten plus, ORBIS Dental
Geben Sie Ihren Patienten die Möglichkeit, sich mit einer wertvollen Einmalzahnbürste unmittelbar vor der Behandlung noch einmal die Zähne zu putzen.

- **Einzel hygienisch verpackt**
- **Mit Zahnpasta**
- **Weiche abgerundete Borsten**
- **In 4 Farben lieferbar**



Packung 100 Stück

Farbe: grün	203002	12,55
Farbe: gelb	203001	12,55
Farbe: orange	203000	12,55
Farbe: blau	204782	12,55
ab 10 Packungen		10,95

Prophylaxe

TOP

Zahnbürste Junior einfarbig, ORBIS Dental

- **Kinderzahnbürste**
3-reihiger konischer Kopf, PE Borsten mit 26 Bündeln, weich, kinderhandgerechter Griff, Leuchtfarben.
Für Kinder im Alter von 0 - 4 Jahren geeignet



Stück	150123	0,80
Kinderzahnbürste, 3-reihiger konischer Kopf		
ab 100 Stück		0,65

TOP

Zahnbürste Junior Tiermotiv, ORBIS Dental

- **2-Komponenten Kinderzahnbürste**
Kurz Kopf mit großer Softkante, extra weichen Borsten, Kindergerechter Griff mit Tiermotiv.
Für Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren geeignet



Stück	266918	1,00
2-Komponenten Kinderzahnbürste		
ab 100 Stück		0,85

TOP

8

Zahn- und Reinigungsbürsten

Zahnbürste Junior Daumenauflage, ORBIS Dental

• **2-Komponenten Juniorzahnbürste**
Tynex Borste weich. Kindergerechter Griff mit Tiermotiv als Griffelement und Daumenauflage.
Für Kinder im Alter von 4 - 7 Jahren geeignet



Stück
2-Komponenten-Juniorzahnbürste, Daumenauflage
ab 100 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

194953 1,00

0,85

TOP

Zahnbürste Junior Griffmulden, ORBIS Dental

• **2-Komponenten-Juniorzahnbürste**
Tynex Borste weich. Kindergerechter Griff mit Griffmulden und Daumenauflage, umgummierter Bürstenkopf zum noch besseren Schutz des kindlichen Zahnfleischs, schräge Massageborsten.
Für Kinder im Alter von 4 - 7 Jahren geeignet



Stück
2-Komponenten-Juniorzahnbürste, Griffmulden
ab 100 Stück

194952 1,25

1,00

TOP

Zahnbürste Junior 3-Komponenten, ORBIS Dental

• **3-Komponenten Kinder- und Juniorzahnbürste**
Kurzkopf mit großer Softkante und extra weichen Borsten, schräggestehende verlängerte Massageborsten. Der Hand angepasster rutschfester Faustgriff.
Für Kinder im Alter von 7 - 10 Jahren geeignet



Stück
3-Komponenten Kinder- und Juniorzahnbürste
ab 100 Stück

266919 1,25

1,00

TOP

Zahnbürste ORBIS 2-Komponentenzahnbürste, ORBIS Dental

• **2-Komponentenzahnbürste Deluxe**
Multifunktionskopf mit Kontur-Schnitt und Massage- Wings, Griffende gepolstert, Deluxeausführung: transparenter Griff.

• 2-Komponentenzahnbürste Flexo-Griff

X-Putzfeld und Zahnpinsel, Griffende gepolstert, Ergonomisch geformter Flexo-Griff, Zungenreiniger und seitliche Massageelemente, kippfreie Auflage.

• **2-Komponentenzahnbürste Multikopf**
Multifunktionskopf mit Kontur Schnitt und Massage-Wing, Griffende gepolstert elegant geformter Griff mit Daumenauflage.



Stück
Deluxe Zahnbürste
ab 100 Stück

216625 1,25

0,95

Stück
Flexo-Griff Zahnbürste
ab 100 Stück

266920 1,25

0,95

Stück
Multikopf Zahnbürste
ab 100 Stück

216624 0,90

0,75

TOP

Zahn- und Reinigungsbürsten

Zahnbürsten für Erwachsene, ORBIS Dental

Hochwertige Zahnbürsten aus deutscher Herstellung. Alle Zahnbürsten werden in gemischten Farben geliefert.

• Multituft Zahnbürste

konischer Kopf, vorne 3-, hinten 4-reihig, PE Borsten mit 40 Bündeln, weiß, mittel, gerade Borstenstellung. Zur Reinigung von Brackets geeignet.

• 2-Komponenten-Zahnbürste

Flexibler Bürstenkopf, PE-Borsten im Wellenschnitt, mittlere Härte, rutschhemmender Griff.



Stück
Multituft Zahnbürste
ab 100 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

150127 1,00

0,85



Stück
2-Komponenten Zahnbürste
ab 100 Stück

150128 1,25

0,95

TOP

Prothesenzahnbürste, ORBIS Dental

2-Komponenten-Prothesenzahnbürste. Kräftiger Stiel mit Griffmulden zur sicheren Handhabung.

Dichtes, durch speziellen Hoch-/Tiefschnitt unterschiedlich hartes Borstenfeld. Zahnpinsel zur Reinigung der Zahnzwischenräume und prothetischen Vertiefungen.



Stück 266922 1,75

TOP

Curaprox CS sensitive Zahnbürsten, Curaden

Die aus CUREN gefertigten Borsten behalten auch in nassem Zustand die bereits höhere Ausgangsfestigkeit bei. Dies ermöglicht die Verwendung von viel feinerem Filament für eine sanfte, tiefgehende Reinigung. CURAPROX Sensitive mit dem kleinen, kompakten Kopf reinigt intensiver und schonender. Wie auch immer Sie mit den CURAPROX CS putzen / Ihre Zunge spürt den Unterschied sofort: Ihre Zähne fühlen sich glatt und sauber an und strahlen auf natürliche Art weißer.



Stück
CS 1560 "soft" (Ø 0,15 mm) 37901 4,68
CS 3960 "supersoft" (Ø 0,12 mm) 33889 4,68
CS 5460 'ultrasoft' 167719 4,68

Curaprox CS Zahnbürste, Curaden

Die perfekte Zahnbürste mit ultrafeinen CUREN-Borsten für die von Jiri Sedlmayer entwickelte SOLO-Technik: jede einzelne Zahnoberfläche und der Zahnfleischsaum können effizient gereinigt werden.



Stück CS 1006 135303 4,90
6 mm lang, ideal für Einzelzahnreinigung und Sulcus.

Curaprox CS Zahnbürste, Curaden

Die perfekte Zahnbürste mit ultrafeinen CUREN-Borsten für die von Jiri Sedlmayer entwickelte SOLO-Technik: jede einzelne Zahnoberfläche und der Zahnfleischsaum können effizient gereinigt werden.



Stück CS 1009 138594 4,90
9 mm lang, speziell bei Implantaten, Brackets und Attachments.

Zahn- und Reinigungsbürsten

Curaprox CTC Zungenreiniger 202, Curaden

Zu einer guten Mundhygiene gehört auch die Pflege der Zunge. Die Geruchsbildenden Bakterien sitzen nicht nur in den Zahnzwischenräumen.



Stück CTC 202

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
193352	3,44

Curaprox CTC Zungenreiniger 203, Curaden

Zu einer guten Mundhygiene gehört auch die Pflege der Zunge. Die Geruchsbildenden Bakterien sitzen nicht nur in den Zahnzwischenräumen.



Packung 2 Stück CTC 203

175315	5,50
--------	------

GUM Classic Zahnbürsten, Sunstar

Patentiertes gewölbtes Borstenfeld (Dome Trim®) trägt zur verbesserten Plaque-Entfernung bei und kann helfen, Zahnfleischentzündungen zu reduzieren. Die GUM Classic Zahnbürsten besitzen außerdem einen Gummistimulator zur Massage des Zahnfleisches.



Stück Nr. 411

4-reihig, 42 Tufts, großer Kopf, weich, gewölbt

55869	1,65
-------	------

Stück Nr. 409

4-reihig, 34 Tufts, kompakter Kopf, weich, gewölbt

55870	1,65
-------	------

GUM Büschelbürste, Sunstar

Reinigt mit Soft-Borsten alle besonders pflegebedürftigen und schwer erreichbaren Stellen.



Stück Nr. 308

3-reihig, 7 Tufts, spitz zulaufend

55887	1,40
-------	------

ab 12 Stück

1,26

GUM KFO-Bürste, Sunstar

Der V-förmige Einschnitt der weichen Zahnbürste erleichtert das Reinigen kieferorthopädischer Apparaturen.



Stück Nr. 124

4-reihig, 34 Tufts, V-Schnitt

35150	1,40
-------	------

ab 12 Stück

1,26

GUM Technique+ Soft, Sunstar

Der ergonomische Griff ermöglicht ein optimales, festes Halten der Zahnbürste für ein effektiveres Zähneputzen. Das gewölbte Borstenfeld ('Dome Trim') reinigt gründlich, aber schonend auch unter dem Zahnfleischrand und schützt so vor Parodontitis. Es ist klinisch bewiesen, dass erhöhte innere Borsten den Sulkus reinigen, wenn sie im 45° Winkel angesetzt werden.



Stück Nr. 491

3-4-reihig, flach, weich

14648	1,20
-------	------

Zahn- und Reinigungsbürsten

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Gum Teens Zahnbürste 10+, Sunstar

Blaue Außenborsten reinigen die Zahnoberflächen und massieren sanft das Zahnfleisch. Extraweiche, abgerundete Borsten mit erhöhten inneren Borstenreihen reinigen schonend und gründlich die Zähne. Der ovale Bürstenkopf erleichtert die Reinigung schwer zu erreichender Stellen. Der einzigartige Quad-Grip™ Daumengriff führt die Kinderhand automatisch zur richtigen Position von 45° zum Gebiss. Dies ermöglicht eine gründliche Reinigung auch unter dem Zahnfleischrand. Geeignet ab 7 Jahren.



Gum Teens Zahnbürste, Alter 10+
3-4-reihig, flach, extraweich

254984 1,75

GUM HaliControl Zungenreiniger, Sunstar

Die zweireihige Bürste auf der einen Seite zur Loslösung der Beläge auf der Zungensoberfläche. Der doppelte Schaber mit Spezialgriff auf der anderen Seite entfernt die gelösten Beläge optimal. Der ergonomisch geformte, rutschfeste Griff ermöglicht eine gute Handhabung. Der flache obere Kopf des Zungenreinigers ist schmal und passt sich der Zungenform an, daher geringer Würgereiz.



Stück
ab 12 Stück

172704 2,40
2,16

Happy Morning, Einmal-Zahnbürste, Hager & Werken

- Ideal zum Zähneputzen vor der Behandlung, am Arbeitsplatz oder für unterwegs
- Hochwertige, abgerundete Nylonborsten für eine schonende Zahnreinigung
- Hygienisch einzeln verpackt, mit und ohne Zahnpasta
- Staubfreie Zahnpasta-Imprägnierung, selbstschäumende Eigenschaft
- Kopflänge: 2,5 cm



Packung 100 Stück
mit Zahnpasta
ab 5 Packungen

64058 22,50
20,25

Packung 100 Stück
ohne Zahnpasta
ab 5 Packungen

46899 20,30
18,27

Happy Morning Travel Kit, Hager & Werken

Zahnpflege-Reisebegleiter. Weiße Zahnbürste und 3 g Tube mit erfrischend minziger Zahnpasta. Zahnbürste und Tube zusammen blisterverpackt.




Packung 50 Stück
in 5 Farben sortiert

20717 24,99

Infant-O-Brush, Hager & Werken

- Lernzahnbürste integriert in einen Beißring
- Fördert spielerisch die regelmäßige Zahnpflege
 - Noppen fördern die Dentition
 - Ovale Form verhindert Verschluckungs- und Verletzungsgefahr
 - Für Babys ab dem 3. Monat



Stück

gelb 65322 2,30
rot 24791 2,30

Zahn- und Reinigungsbürsten

Meridol Zahnbürste, Gaba

Zahnbürste mit mikrofeinen Borstenenden. Diese fühlen sich pinselartig weich an und sind wie Balsam für das Zahnfleisch. Gleichzeitig sorgen sie aber für eine effiziente, gründliche Plaqueentfernung. Besondere Vorteile: Reinigt besonders gründlich, auch am Zahnfleischsaum, schont selbst gereiztes Zahnfleisch, hilft Zahnfleiscentzündungen zu vermeiden, erreicht die Zahnflächen optimal durch den kleinen Bürstenkopf. Cellophaniert.



Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

17361 3,08

GUM Prothesenbürste 201, Sunstar

Das große, plane harte Borstenfeld reinigt die Außenbögen gründlich, das kleine keilförmig spitz zulaufende gelangt auch an schwer zugängliche Stellen der Innenbögen. Der Spezialgummigriff ist rutschfest und ermöglicht so eine sichere Haltung, selbst wenn die Bürste nass wird.



Stück
ab 12 Stück

55883 2,25
2,02

Protho Brush De Luxe, Hager & Werken

- Ergonomischer Fingerformgriff
- Zweifache Prothesenreinigung
- Großes Borstenfeld zur Reinigung der Außenseiten
- Kleiner V-förmiger Bürstenkopf zur Reinigung der Innenseiten



Stück

blau 15652 2,40
blau-transparent 155705 2,40
pink-transparent 155707 2,40

Tong-Clin Set, Hager & Werken

- Zungenreiniger und Zungengel
- Beseitigt sanft Zungenbeläge
 - Pflegt mit Kamille, Salbei und Ringelblume
 - Alkoholfrei
 - Lang anhaltendes Frischegefühl



Set bestehend aus:
Tong-Clin De Luxe (Zungenreiniger) + Tong-Clin Gel (Reinigungsgel 50 ml Tube)

167764 5,35

Packung Tong-Clin

de Luxe blau 15651 3,20
de Luxe blau-transparent 153785 3,20
de Luxe pink-transparent 151538 3,20
Tube
50 ml Gel 164291 3,20



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Elektrische Zahnbürsten / Mundduschen

Oral-B Aufsteckbürsten, Oral-B

Passend für oral-B Elektrozahnbürsten mit rundem Bürstenkopf (oszillierend-rotierend)



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung 2 Stück PrecisionClean	214283 7,28
Packung 5 Stück Tiefenreinigung (Micro Pulse)	250983 19,90
Packung 3 Stück Trizone	243849 12,87
Packung 5 Stück Trizone	243850 19,90
Packung 3 Stück 3D White	251079 12,87
Packung 2 Stück Interspace	214588 7,07
Packung 3 Stück Ortho	17176 10,60
Packung 3 Stück Crossaction	241675 12,87
Packung 5 Stück Crossaction	241674 19,90

Prosonic micro 2, Hager & Werken

Elektrische Zahnbürste für unterwegs

- 30.000 Mikro-Vibrationen pro Minute
- Zungenreiniger auf der Bürstenkopfrückseite
- Inklusive auswechselbarer Batterie (AAA)
- Gewicht: 60 g
- Ersatzbürstenset bestehend aus 2 Bürstenköpfen + 4 farbcodierten Ringen



Handstück mit Bürstekopf inkl. Batterie	237093 11,80
Bürstekopf 2er Set (medium)	237094 7,10

UBrush!

Smile, because UBrush!

Die elektrische Interdentalbürste

- Gründliche Pflege aller Zahnzwischenräume
- Vibration für zuverlässige Plaqueentfernung
- Erleichtert eine optimale Mundhygiene
- Passende Bürstchen für jeden Bereich
- LED-Licht zum optimalen Ausleuchten

www.ubrush.eu



UBrush!
Enterprises B.V.

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...
www.loser.de



Interdental-Bürsten

Interdentalbürsten, für Halter (IDBH), ORBIS Dental

Interdentalbürsten für den Halter (IDBH) werden einfach mit Fingerdruck auf die 3 erhältlichen Halter aufgesteckt und zwar für frontale oder gewinkelte Anwendung, je nach Bedarf. Zum Wechseln werden sie mit Fingerdruck aus dem Halter gezogen. Umständliches Einfädeln oder Montieren entfällt.

Die Bürsten werden aus hygienischen Gründen in Einzelverpackungen geliefert. Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop.



Packung 5 Stück

IDBH-T, türkis, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 0,55 mm
 IDBH-X, grau, Ø 1,7 mm für Interdentalräume < 0,80 mm
 IDBH-O, orange, Ø 2,0 mm für Interdentalräume < 0,90 mm
 IDBH-W, weiß, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 1,0 mm
 IDBH-GE, gelb, Ø 2,5 mm für Interdentalräume < 1,1 mm
 IDBH-GK, grün, Ø 2,3-4,3 mm für Interdentalräume < 1,2 mm
 IDBH-RK, rot, Ø 3,0-6,0 mm für Interdentalräume < 1,6 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
266676	2,95
266678	2,95
266680	2,95
266682	2,95
266684	2,95
266686	2,95
266688	2,95

TOP

Interdental Soft Pick ORBIS, ORBIS Dental

TOP



Packung 20 Stück

Interdental Soft Pick Orbis, Typ regular,

266580	1,15
--------	------

Interdentalbürsten, für Halter (IDBH), ORBIS Dental

Interdentalbürsten für den Halter (IDBH) werden einfach mit Fingerdruck auf die 3 erhältlichen Halter aufgesteckt und zwar für frontale oder gewinkelte Anwendung, je nach Bedarf. Zum Wechseln werden sie mit Fingerdruck aus dem Halter gezogen. Umständliches Einfädeln oder Montieren entfällt.

Die Bürsten werden aus hygienischen Gründen in Einzelverpackungen geliefert. Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop.



Packung 50 Stück

IDBH-T, türkis, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 0,55 mm
 IDBH-X, grau, Ø 1,7 mm für Interdentalräume < 0,80 mm
 IDBH-O, orange, Ø 2,0 mm für Interdentalräume < 0,90 mm
 IDBH-W, weiß, Ø 2,2 mm für Interdentalräume < 1,0 mm
 IDBH-GE, gelb, Ø 2,5 mm für Interdentalräume < 1,1 mm
 IDBH-GK, grün, Ø 2,3-4,3 mm für Interdentalräume < 1,2 mm
 IDBH-RK, rot, Ø 3,0-6,0 mm für Interdentalräume < 1,6 mm

266677	26,95
266679	26,95
266681	26,95
266683	26,95
266685	26,95
266687	26,95
266689	26,95

TOP

Halter für Interdentalbürsten, ORBIS Dental

HC, der Combi-Halter mit minimalem Platzverbrauch:

Er nimmt bis zu 2 Bürsten parallel auf. Geringer Platzbedarf, daher Ideal für unterwegs.

HB, der Standard-Halter, doppelendig:

Die Bürsten können wahlweise frontal oder abgewinkelt auf den Halter gesteckt werden.

HM, der ergonomische Multi-Halter, doppelendig:

Durch seine Flexibilität und Drehbarkeit besonders bequem in der Anwendung. Schwer erreichbare Zähne, sowie Implantate, Kronen etc. lassen sich so „rundum“ gründlich reinigen.



Stück

Combi-Halter

266692	1,65
--------	------

Stück

Standard-Halter HB, doppelendig
 Länge: 13,5 cm

266690	1,65
--------	------

Stück

Multi-Halter HM, doppelendig
 Länge: 10,5 cm

266691	1,65
--------	------

TOP

Interdental-Bürsten

Interdentalbürsten, mit integriertem Griff (IDBG), ORBIS Dental

Ermöglicht einen sicheren Griff und kann gerade oder abgewinkelt benutzt werden. Mit plastifiziertem Drahtkern. Die Bürsten werden aus hygienischen Gründen in Einzelverpackungen geliefert. Die praktische Klemmvorrichtung an der Packung ist ideal für die Bemusterung in der Praxis oder im Prophylaxeshop.



Packung 5 Stück


IDBG-W, weiß, Ø 2,8 mm	266671	3,25
IDBG-G, grün, Ø 3,0 mm	266672	3,25
IDBG-B, blau, Ø 5,0 mm	266674	3,25
IDBG-GK, grün, konisch, Ø 3,0-6,5 mm	266673	3,25
IDBG-VK, violett, konisch, Ø 4,0-7,5 mm	266675	3,25

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

TOP

Interdentalbürsten, ohne Griff (IDB), ORBIS Dental

Ermöglicht eine bequeme Nutzung ohne Halter. Der Drahtkern kann leicht in die gewünschte Position gebogen werden. Mit farbig codiertem, plastifiziertem Drahtkern.




Packung 10 Stück

IDB-W, weiß, Ø 2,8 mm	266666	3,95
IDB-G, grün, Ø 3,0 mm	266667	3,95
IDB-B, blau, Ø 5,0 mm	266669	3,95
IDB-GK, grün, Ø 3,0 - 6,5 mm	266668	3,95
IDB-VK, violett, Ø 4,0 - 7,5 mm	266670	3,95

TOP

Curaprox CPS prime, Curaden

Alternative zur Zahnseide. Diese patentierten Interdental-Bürsten mit dem farbkodierten Plastikschaft und der langen Gebrauchsdauer sind ultrafein und dennoch stark. Passen in (fast) alle Interdentalräume und lassen Probleme gar nicht entstehen.



Beutel 5 Stück


türkis, xxxxxx-fein 06	28007	7,90
rot, xxxxx-fein 07	37910	7,90
rosa, xxxxx-fein 08	77100	7,90
gelb, xxx-fein 09	77098	7,90
hellgrün, xx-fein 011	14078	7,90

ab 12 Beuteln

ab 24 Beuteln

Curaprox CPS regular, Curaden

Alternative zur Zahnseide. Diese patentierten Interdental-Bürsten mit dem farbkodierten Plastikschaft und der langen Gebrauchsdauer sind ultrafein und dennoch stark. Passen in (fast) alle Interdentalräume und lassen Probleme gar nicht entstehen.



Beutel 5 Stück

weiß, xxx-fein 10	37911	7,90
grün, xx-fein 11	37912	7,90
blau, x-fein 12	37913	7,90
orange, fein 14	37914	7,90
orange, regular 14Z	28929	7,90
schwarz, medium 15	37915	7,90
violett, grob 18	37916	7,90

ab 12 Beuteln

ab 24 Beuteln

Curaprox CPS strong & implant, Curaden

Diese verlängerte, verstärkte und plastifizierte Version ist konzipiert für die speziellen Anforderungen bei Brackets, Implantaten und Brücken. Der Plastiküberzug schützt die empfindlichen Titan-Implantate. Sichelförmig gebogen wird sie den speziellen Anforderungen bei der Implantat Reinigung gerecht.



Beutel 5 Stück

CPS 22, fine, blau >1,3 mm	77087	7,90
CPS 24, fine, orange >2,0 mm	89573	7,90
CPS 25, medium, schwarz konisch >2,0 mm	89572	7,90
CPS 28, grob, lila >2,0 mm	76964	7,90

ab 12 Beuteln

ab 24 Beuteln



ORBIS®-Produkte

Erstklassige Qualität und kompetente Beratung

Prophylaxe

8

Interdental-Bürsten

Curaprox UHS Halter, Curaden

Das Universal Holder System vermittelt den CURAPROX CPS-Refill-Bürsten sichere Handhabung und unverrückbaren Halt.

UHS 410-420: Aus dauerhaft eloxiertem Aluminium, sterilisierbar mit der professionellen und motivierenden Wirkung.



Stück

410 mono, Aluminium grün
411 mono, Aluminium pink
412 mono, Aluminium gold
413 mono, Aluminium blau

ab 12 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

37906 **9,10**
37907 **9,10**
63679 **9,10**
59259 **9,10**

Stück

420 duo, Aluminium silber

ab 12 Stück

37908 **14,50**
13,05

Paro d'or Brush-Sticks

Textilbeflorte Kunststoffkeile zur sorgfältigen und schonenden Reinigung der Zahnzwischenräume.



Packung 10 Stück


ab 12 Packungen

56163 **4,22**
3,80

Pic-Brush, Hager & Werken

Interdentalbürsten-Halter mit einer Bürste

- Stecksystem mit konischen Einführstutzen für sicheren Halt
- Ergonomisch geformter Griff mit 120° Aufsteckwinkel
- Hochwertige biegsame Bürsten, beschichteter Spezialdraht, ultrafeine Borsten
- Halterende mit Depot für Bürsten und zusätzlicher Aufsteckfunktion



Intro Kit

1 Halter blau transparent + 4 Bürsten

154444 **3,55**

Intro Kit


1 Halter pink transparent + 4 Bürsten

154451 **3,55**

Pic-Brush Ersatzbürsten, Hager & Werken

Hochwertige biegsame Bürsten mit beschichtetem Spezialdraht und ultrafeinen Borsten. Verletzungsschutz dank aufwendiger Schlaufenanfertigung des Drahtendes

Auch zur Reinigung von Brackets, Brücken und Zahnersatz



25 Stück

Pic-Brush Bürsten, pink, xx-fein, 1,5 mm 11492 **9,95**
 Pic-Brush Bürsten, gelb, x-fein, 1,8 mm 11491 **9,95**
 Pic-Brush Bürsten, weiß, fein, 2,0 mm 200744 **9,95**
 Pic-Brush Bürsten, grün, medium, 2,2 mm 11494 **9,95**
 Pic-Brush Bürsten, blau, large, 3,0 mm 204548 **9,95**
 Pic-Brush Bürsten, bordeaux, x-large, 2,2 mm 228990 **9,95**
 Pic-Brush Bürsten, orange, konisch 2,5 - 5,0 mm 224997 **9,95**

I-Prox L, Hager & Werken

Interdentalbürsten

- Verlängerter L-förmiger Griff und 100° Winkel erleichtern die Handhabung
- Mit hygienischer Schutzkappe
- Ideal für unterwegs
- Farbkodiert



Packung 6 Stück

pink, xx fine 252635 **2,30**
 gelb, x-fine 252636 **2,30**
 weiß, fine 252637 **2,30**
 grün, medium 252638 **2,30**
 bordeaux, large 252639 **2,30**
 orange, conical 252640 **2,30**
 sortiert (alle Farben) 252641 **2,30**

Interdental-Bürsten

I-Prox P, Hager & Werken

Spitzbürste zur punktgenauen Anwendung

- Effiziente Reinigung von Zahnfleischsaum und Sulkustaschen durch konisch zulaufendes Borstenbüschel
- Ideal zur Reinigung von kieferorthopädischen Apparaturen, Implantaten und Interdentalräumen
- Optimale Applikation von Präparaten
- Fingerformgriff (14 cm) mit zwei Aufsteckwinkeln (60° und 120°)
- Halterende mit Depot für Bürsten



Set mit 1 Halter transparent blau mit 4 Bürsten weich

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

161949 3,35

Set mit 1 Halter transparent pink mit 4 Bürsten weich

161950 3,35

Ersatzbürsten, weich, 4 Stück

161951 2,25

Rotoprox Mini, Hager & Werken

Micro-Spiralbürstchen mit Edelstahlschaft

- Zum Reinigen und Polieren von unzugänglichen Stellen, z. B. Im Interdentalbereich etc



Packung 50 Stück

plan (20 mm lang)

192219 31,20

Rotoprox, Hager & Werken

Mikro-Spiralbürstchen mit Edelstahlschaft

- Zum Reinigen und Polieren an unzugänglichen Stellen, z. B. im Interdentalbereich etc
- Mit 2,0 und 2,2 - 5 mm Durchmesser
- Für WST



Packung 10 Stück

x-fein / gerade , Ø 2,0 mm, Länge 27 mm

47020 14,99

Packung 10 Stück

fein / konisch , Ø 2,2 - 5 mm, Länge 27 mm

48555 14,99

Ragy-Interdentalreiniger, Sigma Dental

Ragy-Interdentalbürsten sind ein Hilfsmittel zur effektiven Pflege der Zahnzwischenräume. Durch eine Kunststoffbeschichtung der Spirale wird der galvanische Effekt z. B. bei Amalgamfüllungen verhindert.



Packung 10 Stück

Rot, Stärke 2,5 mm

36754 3,30

Grün, Stärke 3,0 mm

36876 3,30

Blau, Stärke 4,0 mm

36875 3,30

Violett, Stärke 5,0 mm

36874 3,30

Gelb, Stärke 6,5 mm

36873 3,30

Schwarz, Stärke 8,0 mm

36872 3,30

Zahnpasten

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Aronal Zahnpasta, Gaba

Im Rahmen der täglichen Mund- und Zahnpflege, besonders morgens

- Zur Stärkung und zum Schutz des Zahnfleisches
- Zur gründlichen Entfernung von Plaque



Packung 75 ml Tube

232326

4,10

Biorepair Zahncreme, Dr. Wolff

Repariert nanokleine Defekte in der Zahnschmelzoberfläche, beugt der Abnutzung des Zahnes vor. Langanhaltendes Glätte- und Frischegefühl, Neubildung von Zahnbelag und Zahnstein wird reduziert. Biorepair mild Zahncreme: für eine schonende Reinigung mit milder Rezeptur, menthol- und pfefferminzölfrei.



Tube 75 ml

200110

4,19

Biorepair Zahnmilch, Dr. Wolff

Mit künstlichem Zahnschmelz PLUS Zahnfleischschutz

- Repariert die Zahnschmelzoberfläche auf biomimetische Weise
- Die Zahnschmelzoberfläche wird geglättet, Bakterien können so nur noch schlecht haften
- Reduziert die bakterielle Anlagerung an den Zahn
- Schützt vor Mundgeruch und Zahnfleischproblemen



Packung 500 ml

262979

5,26

Biorepair mild Zahncreme, Dr. Wolff

Biorepair mild ermöglicht eine Zahnschmelzreparatur und Schutz jetzt mild ohne Menthol. Die Zahncreme enthält aktive Biorepair-Moleküle, die dem natürlichen Zahnschmelz verwandt sind. Diese verschließen beim Zähneputzen die nanokleinen Defekte und reparieren so die Zahnschmelzoberfläche.

Anwendungshinweis:

Die Zahncreme enthält keine Fluoride zur Kariesprophylaxe und Remineralisierung. Bitte zusätzlich mit einer entsprechenden Paste fluoridieren.

- Menthol- und Pfefferminzölfrei
- Homöopathieverträglich
- BioRepair hat einen RDA Wert von 69



Biorepair

230861

4,19

Zahnpasten

Clinpro Tooth Creme, 3M

Clinpro Tooth Creme mit TCP ist eine natriumfluoridhaltige Zahncreme zur Vermeidung von Kariesdefekten. Die innovative Produktzusammensetzung enthält speziell entwickeltes und vorbehandeltes Tri-Calcium-Phosphat. Durch die optimierte und patentierte Formulierung wird sowohl das enthaltene Fluorid als auch das Calcium direkt an den Zähnen durch den Kontakt mit Speichel freigesetzt.

Produktvorteile:

transportiert mehr Fluorid an die Zähne, stärkt den Zahnschmelz, kann White Spots reparieren, schützt vor kariösen Defekten, enthält 0,21 % (950 ppm Fluoridionen) und innovativ vorbehandeltes Calcium und Phosphat, schonende, wirkungsvolle Reinigung von Zahnoberflächen, niedrige Abrasion (73,9 PCR).



Packung 90 ml Tube

Vanilla Mint

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

243844 6,98

Colgate Total Fresh Stripe, Colgate

Enthält eine Kombination aus einem patentierten langanhaltenden antibakteriellen Wirksystem, Natriumfluorid und frischem Mintgeschmack. Dieses bedeutet, Langzeitschutz zwischen dem Putzen und frischer Atem.



Packung 75 ml Tube

14819 2,36

Dentagard, Colgate

Zahncreme mit Naturkräuterextrakten für kräftiges Zahnfleisch und feste Zähne.



Packung 75 ml Tube

249685 1,92

Elmex, Gaba

Zahnpasta mit Aminfluorid mineralisiert und schützt die Zähne.



Packung 75 ml Tube

232327 4,10

Elmex Junior Zahnpasta, Gaba

Zahnpasta mit Aminfluorid, wirksamer Kariesschutz für die neuen bleibenden Zähne. Für die Altersgruppe 6-12 Jahre.



Packung 75 ml Tube

232328 4,10

Elmex Sensitive Professional Zahnpasta, Gaba

Mit Pro-Argin. Für sofortige und langanhaltende Schmerzlinderung bei schmerzempfindlichen Zähnen und freiliegenden Zahnhälsen.



Packung 75 ml Tube

232336 6,52

Elmex Sensitive, Gaba

Zahnpasta schützt sensible Zähne und schützt vor Zahnhalskaries.



Packung 75 ml Tube

232330 4,45

Zahnpasten

Elmex Kinder-Zahnpasta, Gaba

Der besondere Kariesschutz für Milchzähne. Schützt mit Aminfluorid wirksam vor Karies. Sichert die wichtige Platzhalterfunktion der Milchzähne. Besitzt einen milden, jedoch nicht süßen Geschmack, um Kinder nicht zum Naschen zu verleiten. Für die tägliche Pflege ab dem 1. Zahn bis 6 Jahre.



Packung 50 ml Tube

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
232329	2,73

Miraclin Implant, Hager & Werken

Spezielle Zahnpasta für Implantatträger

- Aktivsauerstoff bewahrt das natürliche Weiß der Zähne
- Farbunterschiede zwischen natürlichen und implantierten Zähnen werden verhindert in Kombination mit Lactoferrin ein Rundum-Schutz für Zähne, Zahntaschen und Implantate
- Remineralisierung des Zahnschmelzes durch Fluoride (200 ppm F)



Packung 100 ml

252800	4,25
--------	------

Mirasensitive hap+, Hager & Werken

Intensivpflege zum Schutz von schmerzempfindlichen Zähnen

- Verschluss offener Dentintubuli
- Aufbau von naturalanalogem Zahnschmelz durch 30% Hydroxylapatit
- Beruhigung des Zahnnerves durch Kalium Ionen
- Tägliche Pflege zum Schutz vor schmerzhaften Reizen
- Mit Fluorid und Xylitol zum Schutz vor Karies und Zahnhalskaries
- Mild und frisch im Geschmack
- RAD-Wert: 30
- Natriumfluorid (Fluorid 1450 ppm)



Tube 50 ml

220668	4,25
--------	------

Mirawhite gelee, Hager & Werken

Intensivreinigung für strahlend schöne Zähne

- Zähne erhalten Ihr natürliches Weiß zurück
- Sofort sichtbarer Glanzeffekt
- Innovativer Mehrfach-Wirkkomplex
- Kariesschutz durch Xylitol und Fluorid (1.450 ppm)



Tube 100 ml

18830	4,60
-------	------

Meridol Zahnpasta, Gaba

meridol Zahnpasta mit Aminfluorid/Zinnfluorid. Fördert die Regeneration von geiztem Zahnfleisch.



Packung 75 ml Tube

232331	4,45
--------	------

Opalescence Zahncreme, Ultradent Products

Eine Zahncreme für Patienten, die ihre strahlend weißen Zähne dauerhaft erhalten wollen. Herrlich frischer Geschmack. Die spezielle Fluorid-Formulierung führt zu besonders rascher Fluoridaufnahme durch den Schmelz. Oberflächliche Flecken und Beläge werden wirksam entfernt, wobei die Abrasivität gering ist. Opalescence-Zahncreme enthält 0,25% Natriumfluorid (entspricht ca. 1.100 ppm Fluorid-Ionen).



Packung
100 ml Tube Cool Mint

212256	6,94
--------	------

Packung
12 x 139 ml Tube Cool Mint

28500	83,30
-------	-------

Packung
24 x 30 ml Tube Cool Mint

28743	59,20
-------	-------

Packung
12 x 139 ml Tube Sensitivity Relief

252005	89,30
--------	-------

Packung
24 x 30 ml Tube Sensitivity Relief

252007	62,90
--------	-------

Pearls & Dents Multiplex Zahncreme, Dr. Liebe

Kleine, weiche, in ätherischen Ölen getränkte Perlen entfernen effektiv aber sehr schonend Bakterien-Beläge und Verfärbungen auch aus schwer zugänglichen Stellen.



Packung, 100 ml Tube

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
200796	5,47

GUM Paroex Chlorhexidin-Zahngel 0,12% CHX, Sunstar

Besonders geeignet für Patienten mit Zahnfleischproblemen. Enthält keine anionischen Schaumstoffe und ist daher auch ideal in Kombination mit Chlorhexidin-Mundspüllösungen. Angenehmer frischer Geschmack.



Packung 75 ml Tube

14262	2,78
-------	------

GUM Paroex Zahnpasta 0,06% CHX, Sunstar

- Frei von anionischen Schaumstoffen
- Mit 1.450 ppm Natriumfluorid zur Remineralisation des Zahnschmelzes
- Vitamin E, Aloe Vera und Pro-Vitamin B5 beruhigen und revitalisieren das Zahnfleisch
- Unterstützt die parodontale Gesundheit bei kieferorthopädischen Apparaturen, Implantaten oder Zahnersatz
- RDA-Wert: 46



Packung 75 ml Tube

211419	2,78
--------	------

GUM Original White Zahnpasta, Sunstar

- Stellt das natürliche Weiß der Zähne wieder her und ist sanft zum Zahnfleisch
- Physikalischer Vorgang: hoch reinigungsaktive, nicht abrasive Mikrokieselerdeperlen entfernen sanft die Verfärbungen von den Zahnoberflächen.
- Chemischer Vorgang: Das StainClear System löst die Verfärbungen auf und beugt der Neubildung von Verfärbungen vor. Ohne aggressive Bleichmittel oder Abrasivstoffe.
- Mit 1.490 ppm Natriumfluorid für eine gute Remineralisation

Der RDA-Wert liegt bei 135.



Packung 75 ml Tube

179771	3,95
--------	------

Parodontax Zahncreme Fluor FS, GlaxoSmithKline

Beugt Zahnfleischbluten und Parodontose vor. Spezielle Wirkkombination aus 5 Heilkräutern (Echinacea, Kamille, Salbei, Myrrhe und Ratanhia) und Mineralsalz (Natriumcarbonat). Geringer Abrasions-Wert: RDA 50 - 60.



Tube mit 75 ml
Mit Fluorid,

173497	4,10
--------	------

Zendium Zahnpasta, Hager & Werken

- Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte des Mundes
- Mit Proteinen und Enzymen
- Enthält Natriumfluorid (1.450 ppm)
- SLS-frei
- Präventiv bei Karies und Zahnfleischproblemen



Tube 75 ml
Complete Protection
Tube 75 ml
Sanftes Weiss

252773	3,50
252779	3,50

Zahnseide/Zahnstocher

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
266921	2,25

Zahnseide, gewachst, **ORBIS Dental**

- Zahnseide
- 50 m gewachste Zahnseide aus Polyamid 6.6
 - Mintgeschmack
 - 2-Komponenten-Hygienebox mit integrierter Klinge und Softgriff



Hygienebox 50 m

TOP

ORBIS-Green Flosser, **ORBIS Dental**

ORBIS-Green / Die nachhaltige Alternative in Ihrem Alltag.

- Mit Griff aus einem Verbund von 40% Maisstärke und 60% PP-Materialien ist eine nachhaltige Alternative zu üblichen Kunststoff-Flossern
- Doppelte Zahnseidefäden ermöglichen eine effektive Zahnreinigung
- Ergonomische Form für eine leichte Handhabung-auch an schwer erreichbaren Stellen
- Verpackt in umweltfreundlicher Papiertüte
- Mit frischem Minz-Geschmack
- Cruelty free



Packung 32 Stück

277636 2,30

NEU TOP

Dentotape, **Johnson & Johnson**

Zahnseide in praktischer Spenderbox mit Abreißvorrichtung. Keine Wachsrückstände an den Zähnen. Antihafte Wirkung gegen Plaque.



Packung Spender 100 m, gewachst

87284 5,20

Reach Dental Floss, gewachst, **Johnson & Johnson**

Zahnseide in praktischer Spenderbox mit Abreißvorrichtung. Neutraler Geschmack.



Packung Spender 200 m, gewachst

32148 5,83

Prophylaxe

8



ORBIS®-Produkte
Qualität die sich auszahlt

Zahnseide/Zahnstocher

Essentialfloss, Oral-B

Entfernt schädliche Plaque-Bakterien in den Zahnzwischenräumen und am Zahnfleischrand. Aufgrund der neuen Kern-Hüllen-Technologie noch dünner und gleitfähiger. Sie lässt sich einfach und leicht auch zwischen eng zusammenstehende Zähne einführen.



Packung
Spender 50 m, ungewachst

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
88259	1,97

Packung
Spender 50 m, gewachst, mit Mintgeschmack

85380	1,97
-------	------

Elmex Zahnseide, Gaba

Flach geformte, reißfeste Zahnseide aus Teflon zur optimierten Handhabung. Einfach einzuführen, fasert nicht auf. Zwei Varianten: leicht gewachst, neutral und gewachst, Mint-Aroma.



Packung 50 m
gewachst
leicht gewachst

137758	3,83
234438	3,83

GUM Original White Zahnseide, Sunstar

Imprägnierte Zahnseide zur Beseitigung von Verfärbungen in Zahnzwischenräumen. Beschichtet mit feinsten Mikropartikeln aus Kieselerde und Fluorid.



Packung
Spender 30 m, feine Zahnseide, gewachst.

15466	1,95
-------	------

GUM Expanding Floss, Sunstar

Flausch-Zahnseide für große und kleine Zahnzwischenräume. Vor der Anwendung ist Gum Expanding Floss dünn und schmal, so dass die Zahnseide mühelos und sanft auch durch engste Interdentalräume gleitet. Während der Benutzung flauscht sich die Zahnseide ähnlich wie ein Wattebausch auf. Auf diese Weise werden die Zahnzwischenräume schonend, aber gründlich gereinigt.



Packung
Spender 10 m
Spender 30 m

41590	0,99
41596	1,75

GUM Flossbrush Automatic, Sunstar

- Einfache Handhabung mit Transportsystem für frische Zahnseide
- Gewinkelter Halter mit extra reißfester Zahnseide und getrennten Kammern für benutzte und frische Zahnseide
- Mit Reisekappe



Stück Nr. 847

218561	3,10
--------	------

Zahnseide/Zahnstocher

GUM Butlerweave Webseide, Sunstar

Die miteinander verflochtenen Fäden tragen durch ihr Oberflächenprofil die Plaque sehr gut ab. Durch den flachen Bandcharakter läßt sich die Webseide leicht einfädeln und liegt mit breiter Kontaktfläche am Zahn an.



Packung 3,60 m
Nr. 1115, gewachst

Packung 54,8 m Spender
Nr. 1855 gewachst, mlnt.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

55905 0,55

41610 2,08

Meridol special-floss, Gaba

Entfernt Plaque gründlich bei prothetischer und implantologischer Versorgung und im weiten Zahnzwischenraum. Mit Aminfluorid/Zinnfluorid.



Packung 50 Stück
Flauschfäden

24882 8,90

Mirafloss Interspace, Hager & Werken

Zahnseidenhalter mit fluoridierter Zahnseide

- Patentierter Zahnseidenhalter, klinisch getestet
- Leichte Anwendung von Zahnseide auch bei schwer zugänglichen Interdentalräumen
- Fluoridiertes Tape gleitet besonders gut
- Depot-Funktion: Hygienisches Aufbewahrungsdepot im Griff zur Aufnahme der nachfüllbaren Zahnseide



Packung
Refill, 1 x 20 m

189534 1,60

Mirafloss Big, Hager & Werken

Spenderbox für die Wandmontage ideal für den professionellen Praxiseinsatz. Einhandbedienung durch scharfe Metallkannte. Nachfüllbar.



Spenderbox
2 x 200 m Rollen grün/weiß gewachst

65241 24,99

Rolle 200 m

Schwarz, gewachst, Mintgeschmack.
Weiß, gewachst.
Weiß, ungewachst,

65258 3,20

65252 3,20

65261 3,20

Mirafloss Implant chx, Hager & Werken

Flossfäden vom Band

- 50 Flossfäden (je 15-18 cm) aufgerollt im praktischen Spender
- Starre Enden erleichtern das Einfädeln
- Flauschiges Mittelteil in 0,2 % CHX-Lösung getränkt
- Ideal zur Reinigung von Implantaten und Brücken
- In zwei Stärken: fein (ø 1,8 mm), medium (ø 2,2 mm)



Packung

fein, rosa
medium, blau

36119 4,35

36120 4,35

Zahnseide/Zahnstocher

Mirafloss Zahnseide, Hager & Werken

Hochwertige Zahnseide in verschiedenen Ausführungen zur optimalen Interdentalpflege. Extrem reißfest, ohne Ausfasern. Tape: Nicht gewachst, aus PTFE, gleitet durch enge Zahnzwischenräume



Packung 20 m

chx-Tape
Tape
ungewachst

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

183236 2,49
65275 2,60
183242 2,29

SATINTape, Oral-B

Bandähnliche Form: Reinigt größere Zahnzwischenräume

Seidige Oberfläche

- Sanft zu Ihrem Zahnfleisch und bequem an den Fingern
- Einfach einzuführen, damit Sie auch an die schwierigsten Stellen gelangen
- Sogar im nassen Zustand bequem zu benutzen



Spender mit 25 m SATINTape

16969 2,07

Mint-Geschmack

- Für ein besonderes Frischegefühl im Mund
- Ideal für Erstverwender und anspruchsvolle Zahnseidenverwender

Sensodyne Zahnseide, GlaxoSmithKline

Zahnseide speziell für schmerzempfindliche Zähne. Durch die besondere Faserstruktur läßt sich die Seide leicht in enge Zahnzwischenräume einführen. Durch die Reinigungsbewegung entfaltet die Zahnseide ihre sanfte, wattebauschige Struktur. Die ausgedehnten, sanften Mikro-Fasern ermöglichen eine schonende und gründliche Reinigung schmerzempfindlicher Zähne.



Packung 50 m

204573 3,10

Natur-Zahnseide, Becht

Für die besonders gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume. Zur Unterstützung der Remineralisierung des Zahnes wurde die Zahnseide mit dem Wirkstoff Xylitol beschichtet. Neu: mit Mintgeschmack und Spiegelfolie.



Packung

Spenderbox 25 m, gewachst, mint

191054 4,70

Packung

Spenderbox 50 m, gewachst, mint

192036 7,85

Proflex Flexible Scaler, Teledyne

Zur interdentalen Zahnstein- und Plaque-entfernung. Aus flexiblem, rostfreiem Stahl.



Packung

Spenderrolle 90 cm

14799 24,95

Zahnseide/Zahnstocher

Super Floss, Oral-B

Spezial-Zahnseide zur gründlichen Reinigung spezifischer Problemzonen wie Brückenglieder, Kronenränder und kieferorthopädische Einsätze. Besteht aus drei Segmenten

- 10 cm: Einfädelhilfe
- 12 cm: Flauschiges Faserbürstenteil
- 40 cm: ungewachste Zahnseide



Packung 50 Fäden

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
68068	2,37

Zahnpick, Hager & Werken

Zahnseide in der komfortabelsten Form. Fest vorgespannte, ungewachste Zahnseide. Halter in Bogenform dient auch als Zahnstocher. Hygienisch einzeln in Papier eingeseigelt.



Packung

30 Stück
100 Stück

153784	1,85
73680	6,95

Plaque-Erkennung


Mira-2-Ton Liquids, Hager & Werken

Plaquetest - Lösung:

- Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt
- Patientenfreundlich, motivierend
- Erythrosin-, und glutenfrei
- Einfärbungen lassen sich durch Zähneputzen wieder entfernen

Inhaltsstoffe Flüssigkeit:

- Aqua, Natrium Benzoate, Potassium Sorbate, C.I. 45410, C.I. 42090



Flasche

10 ml
60 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

35532 4,70
73681 12,30

Displayverpackung

12 x 10 ml

70746 44,99

Mira-2-Ton Tablets, Hager & Werken

Plaquetest - Tabletten:

- Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt
- Patientenfreundlich, motivierend
- Erythrosin-, und glutenfrei
- Einfärbungen lassen sich durch Zähneputzen wieder entfernen
- Tabletten sind leicht zu halbieren / eine Tablette reicht für zwei Anwendungen

Inhaltsstoffe Kautabletten:

- Lactose, Magnesium Stearate, Silica, Menta Arvensis, CI 45410, CI 42090



Packung

6 Stück
50 Stück
250 Stück

154495 3,60
15503 10,65
15650 27,45

Liquid 60 ml

73681 12,30

Plaque Check, Hager & Werken

Plaquetest-Tabletten + Mundspiegel

- Beinhaltet drei Plaquetest-Tabletten und einen Mundspiegel zur Selbstkontrolle



Set

mit blauem Spiegel

161892 2,50

Plaque Agent, Hager & Werken

Zahnpüllösung zur Plaquekontrolle

- Vorhandene Plaque wird blau eingefärbt
- Angenehmer 'Bubble Gum'-Geschmack
- Gebrauchsfertig, kinderfreundlich, motivierend
- Einfärbungen durch Zähneputzen leicht wieder entfernbar
- Anwendung: 1 - 2 x täglich 10 ml, vor dem Zähneputzen mindestens 30 Sekunden spülen
- Erythrosinfrei und glutenfrei, alkoholfrei
- Inkl. Dosierkappe



Flasche 500 ml

18833 5,80

Zahnbelag Tabletten, Produits Dentaires

Beim Kauen der Tabletten werden Zahnbeläge sichtbar. Harmlose rote Kautabletten verpackt in ökonomisch sinnvoller Plastik-Pillendose. Einfach mit Wasserspülung entfernbar.



Packung

100 Stück
500 Stück
1000 Stück

55118 17,35
55117 49,92
55116 90,29

Plaque-Erkennung

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
82038	16,95

Plaque-Test, Ivoclar Vivadent

Fluoreszierende Indikatorflüssigkeit zur Sichtbarmachung von Zahnbelag. Bei Beleuchtung mit einer Polymerisationslampe erscheint Plaque gelb, bei Tageslicht nicht sichtbar.



Packung 11 g Flüssigkeit

Speikoplaque, Speiko

Preiswerte Indikatorflüssigkeit zur Visualisierung von Zahnbelag (Plaque) auf Zahnoberflächen. Lösung wird mit dem Pinsel oder Wattetupfer auf die Zahnoberfläche aufgebracht. Vorhandener Belag wird durch Rotfärbung sofort sichtbar. Tropfsicher, sparsam im Verbrauch.



Packung 20 ml

18656	5,85
-------	------

Tri Plaque ID Gel, GC

Das Gel ist einfach anzuwenden und unterscheidet nicht nur zwischen alter und neuer Plaque, sondern zeigt durch den sauren pH-Wert auch genau an, wo die Bakterien am aktivsten sind. Diese zusätzliche Information motiviert Ihre Patienten zu einer besseren Mundhygiene und ist somit eine große Hilfe bei Ihrer täglichen Behandlungspraxis. Die Darstellung der Plaque erfolgt in drei Farbtönen: blau/lila - alte Plaque (älter als 48 Stunden), rot/pink - neu entwickelte Plaque, hellblau - hohes Plaquerisiko.



Tube 40 g

223118	49,28
--------	-------



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
228738	44,95

PerioMarker, Hager & Werken

Mundgesundheits-Schnelltest zur Parodontitis-Früherkennung und Risiko-Diagnose

- **Präventiv:** Zeigt akutes PA-Risiko noch vor konventioneller Diagnostik
- **Schmerzfrei:** Sanfte und angstfreie Diagnose in nur 10 Min
- **Delegierbar:** Screening, Monitoring und Verlaufskontrolle durch DH/ZMF
- **Erfolgreich:** Zur Sensibilisierung, Motivation und Gewinnung von Patienten
- **Interdisziplinär:** Fachübergreifend systemische Folgeschäden vermeiden bei Herz-Kreislauf- Patienten, Diabetikern, Rheumapatienten, Frauen mit Kinderwunsch und starken Rauchern

Der parodontale Gewebeabbau wird durch Messung des Enzyms aMMP-8 (aktive Matrix-Metalloproteinase-8) nachgewiesen



Inhalt:
2 Einzeltests

Prophylaxe Polierer

ORBI-Prophylaxe Polierer, ORBIS Dental

Prophylaxe Polierer zur einmaligen Anwendung.

- Latexfrei
- Blau = weich zum Entfernen von Zahnbelag und Polieren
- Gelb = fest zum Entfernen von starkem Zahnbelag
- Empfohlene Umdrehung max. 10.000 1/Min



Packung 24 Stück

blau
gelb

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

245661 12,55
245662 12,55

TOP

Gummi-Poliernäpfe, Produits Dentaires

Die PD-Gummipoliernäpfe ermöglichen dem Zahnarzt und dem Hygieniker einen wesentlichen Zeitgewinn beim Polieren der Zähne. Dank ihrer auf dem Schaft montierten kleinen Scheiben vermeiden sie das Verschmutzen von Hand- oder Winkelstücken. Härtegrad: rot = weich, weiß = mittel, schwarz = hart



Packung 12 Stück

Mit Lamellen, weiß
Mit Lamellen, rot

51733 12,01
55136 12,01

Packung 12 Stück

Geriffelt, weiß
Geriffelt, rot

52000 12,01
58647 12,01

Packung 12 Stück

Dual Cups mit Bürste, weiß
Mit Bürste, rot

226415 20,14
230416 20,14

Hawe Pro-Cup hart, Kerr

Für höheren Anwendungsdruck.



Packung 30 Stück 991

Latch-Type (Winkelstück) dunkelblau

21100 27,42

Packung 120 Stück 991

Latch-Type (Winkelstück) dunkelblau

21101 77,06

Packung 30 Stück 1811

Screw-Type (aufschraubbar) dunkelblau

21102 27,62

Packung 120 Stück 1811

Screw-Type (aufschraubbar) dunkelblau

21103 77,11

Hawe Pro-Cup weich, Kerr

Mit seinen speziell konzipierten Lamellenprofilen schaufelt der Hawe Pro-Cup aufgrund dem Prinzip der Archimedes-Schraube Prophy-Paste und Speichel gegen die Cup-Kante: So wird die Bildung eines Spritzballens (Gemisch aus Paste und Speichel) vermieden und die Prophy-Paste wird laufend in Richtung Zähne transportiert. Dank der Wahl eines Materiales mit niedrigem Reibungskoeffizienten wird der Zahn nicht erwärmt.



Packung 30 Stück 990

Latch-Type (Winkelstück) hellblau

62943 27,42

Packung 120 Stück 990

Latch-Type (Winkelstück) hellblau

62961 77,06

Packung 30 Stück 1810

Screw-Type (aufschraubbar) hellblau

62931 27,62

Packung 120 Stück 1810

Screw-Type (aufschraubbar) hellblau

62934 77,11

Hawe Pro-Cup Junior, Kerr

Die verkleinerte Variante für Fälle, in denen der reguläre Hawe Pro-Cup aufgrund seiner Größe keine optimale Arbeit zulässt. Der innovative Prophy-Cup mit funktionellem Lamellen-Innen- und Außenprofil. Ermöglicht hygienisches, spritzfreies Arbeiten, sorgt für effizienten Pasteneinsatz und reduziert die Erwärmung der Zähne. Wichtig: nur im Rechtslauf einsetzen!



Packung 30 Stück 992

Latch-Type (Winkelstück) hellblau

26004 33,03

Packung 120 Stück 992

Latch-Type (Winkelstück) hellblau

26005 90,04

Prophylaxe Polierer

Prophy Snap-On Mandrell, Kerr



**Packung 10 Stück
Mandrell 976**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
73599	47,57

Prophy-Angles, Hager & Werken

Einmalaufsätze mit Gummikelchen.

- Latexfrei
- In zwei Härtegraden
- Nur für Handstücke



Packung 100 Stück

blau, regular

192208 **32,99**

grün, soft

192210 **32,99**

Prophy-Cups, Hager & Werken

Gummikelche zur Prophylaxe

- Zum einmaligen Gebrauch
- Latexfrei
- In zwei Härtegraden



Packung 50 Stück

Snap on, regular blau

192213 **15,99**

Snap on, soft grün

192214 **15,99**

Schraubbar, regular, blau

192211 **20,99**

Schraubbar, soft, grün

192212 **20,99**

Wst. regular, blau

192215 **25,50**

Wst. soft, grün

192217 **25,50**

Prophy-Clean, Hager & Meisinger

Entfernt Zahnstein, Präzise Entfernung von Zahnverfärbungen, Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Verletzungen am Zahnschmelz ausgeschlossen.



Packung 5 Stück

weiß, hart

202626 **42,80**

Prophy-Cups, Hager & Meisinger

Einwegsystem. Polieren bis in die Zahnfleischtasche, einfache und kosteneffiziente Anwendung



Packung 100 Stück

blau, hart

202627 **52,52**

grün, weich

202628 **52,52**

gelb, superweich

202629 **52,52**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Prophylaxe Polierer

Prophylaxe Gummikelche latexfrei, Becht

Blau: weicher Gummi, zum Entfernen von Zahnbelag und zum Polieren

Gelb: fester Gummi, zum Entfernen von starkem Zahnbelag.

Empfohlene Umdrehung: max. 10.000 upm



Packung 24 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
200.1 blau, mit Lamellen, aufschraubbar	242469	6,80
200.2 gelb, mit Lamellen, aufschraubbar	242470	6,80
202.1 blau, mit Lamellen, aufsteckbar (snap-on)	242471	3,45
202.2 gelb, mit Lamellen, aufsteckbar (snap-on)	242472	3,45
204.1 blau, mit Lamellen, mit Winkelstückmandrell	242473	7,85
204.2 gelb, mit Lamellen, mit Winkelstückmandrell	242474	7,85

Stück Mandrell

210 zum Einschrauben und zur Montage auf dem Winkelstück	45896	3,40
--	-------	------

Stück Mandrell

212 zum Aufstecken und zur Montage auf dem Winkelstück	45898	3,05
--	-------	------

Young™ Einweg-Prophy-Winkelstücke – besonders hygienisch und effizient

- » Reduziertes Infektionsrisiko durch Einmal-Verwendung
- » Besonders **stabil und lauffähig**
- » **Weniger Wartung und Verschleiß**, da keine Polierpaste im Winkelstück
- » Beste Sichtverhältnisse dank kleinem, runden Kopf und schlankem Hals
- » Gerade oder mit ergonomischem 17° Kontrawinkel, **reduziert die Ermüdung der Muskeln und verbessert die Handposition**
- » Zur Verwendung mit Prophylaxehandstücken, z.B. Young Proxeo Handstück
- » Einzeln oder als Starter Kit inkl. Prophy Handstück

OHNE
BPA &
LATEX

Jede Packung
Einweg-Winkelstücke
100,38 €



Classic
Petite Web™
#295683
125 Stk./Box

Contra
Petite Web™
#295682
125 Stk./Box

Contra
Elite™
#295680
125 Stk./Box

Classic
Elite™
#295681
125 Stk./Box

Young™ Prophy-Cups

- » Einzigartige zweifarbige Cups für einfache Identifikation
- » Firmeneigener Spezialgummi **passt sich der Zahnkontur optimal an**, für ein besseres Polierergebnis

OHNE
BPA &
LATEX



Pointed
Polisher



Web



Elite™



Petite
Web™

Gut für Fissuren, KFO und Interdentalzugang.

Gut für approximale Verfärbungen. Reduziert Spritzer

Gut für Entfernung von Verfärbungen. Reduziert Spritzer

Gut für Entfernung von Verfärbungen. Besonders schonend zum Zahnfleisch

Kelch	Härte	Schraube			Latch		
		Art.-Nr.	Menge	Empf. VK	Art.-Nr.	Menge	Empf. VK
Elite	soft	053901	144 Stk.	63,80 €	295675	40 Stk.	34,51 €
	extrasoft	-	-	-	295676	40 Stk.	34,51 €
Petite	soft	054601	144 Stk.	63,80 €	295677	40 Stk.	34,51 €
Web	soft	054101	144 Stk.	63,80 €	295672	40 Stk.	34,51 €
Pointed Polisher	soft	295669	40 Stk.	30,35 €	-	-	-

Young™ Prophy-Pasten

- » Mit Backnatron
- » Reinigt und bringt Glanz in **nur einem Arbeitsschritt**. Reduziert Spritzer. Enthält Xylitol. Vegan
- » **Ohne Fluorid und Gluten**



Beere
#295687
125 Stk./Box



Minze
#295685
125 Stk./Box

Jede Packung
Prophy-Paste
40,60 €

2Tone™ Anfärbelösung

- » Zweifarbreaktion: neue Beläge werden Rot, ältere Beläge Blau angezeigt
- » **Ohne Erythrosin und Gluten**

Jede Flasche
2Tone (59ml)
10,69 €



#233102
59ml

Reinigungspulver

ORBI-Prophy Powder classic, ORBIS Dental

Das Prophylaxepulver ORBI-Prophy Powder classic auf Basis von Natriumhydrogencarbonat ist der Klassiker unter den Prophylaxepulvern. Es eignet sich ideal für die supragingivale Zahnreinigung und entfernt zuverlässig Biofilm (Plaque) und starke Verfärbungen, verursacht durch Rauchen, starkem Kaffeekonsum oder auch Rotwein. Die Vorstufe von Zahnstein sowie junger Zahnstein lassen sich hervorragend entfernen.

- Basis Natriumbicarbonat
- Supragingivale Anwendung
- Nicht abrasiv
- Sehr gute Reinigung
- Korngröße 40 µm
- 4 Geschmacksrichtungen erhältlich



Flasche 300 g

Cassis
Cherry
Lemon
Mint

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

278003	22,75
278000	22,75
278002	22,75
278001	22,75

TOP NEU

ORBI-Prophy Powder Perio, ORBIS Dental

Das Prophylaxepulver ORBI-Prophy Powder perio auf Glycinbasis eignet sich besonders gut für Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch und/oder angegriffenen Zahnoberflächen. Es kann sowohl im supragingivalen als auch im subgingivalen Bereich eingesetzt werden! Aufgrund des angenehmen Geschmacks von Glycin wird bewusst auf die Zugabe von Geschmacksstoffen verzichtet.

- Basis Glycin
- Supra- und subgingivale Anwendung
- Besonders schonende und bekömmliche Reinigung
- Korngröße 25 µm
- Neutraler Geschmack



Flasche 100 g Perio

278004 19,45

Prophylaxe

8

TOP NEU

Reinigungspulver

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Prophy Powder PLUS, ORBIS Dental
Das ORBI-Prophy Powder PLUS kann im sub- und supragingivalen Bereich eingesetzt werden. Es bringt eine hervorragende Reinigungsleistung unter minimalen Zeitaufwand mit sich, ist jedoch besonders schonend zum Patientenzahn. Geringe Abrasivität, ausgezeichnete Reinigungsleistung und Reinigungsgeschwindigkeit. Hervorragender Smooth-Effekt. Auf Basis von Tagatose. Tagatose ist nicht kariogen und sehr zahnfreundlich. Auch für Diabetiker geeignet.

- Basis Tagatose
- Supra- und subgingivale Anwendung
- Hervorragende Reinigungs- und Politurwirkung
- Geringe Abrasivität
- Korngröße 15 µm
- Neutraler Geschmack



Flasche 120 g

278006 19,45

TOP NEU

ORBI-Prophy Powder Soft, ORBIS Dental
Das Prophylaxepulver ORBI-Prophy Powder soft auf Glycinbasis eignet sich besonders gut für Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch und/oder angegriffenen Zahnoberflächen. Es eignet sich für die schonende und sanfte Entfernung von leichten bis mittleren Verfärbungen im supragingivalen Bereich. Aufgrund des angenehmen Geschmacks von Glycin wird bewusst auf die Zugabe von Geschmacksstoffen verzichtet.

- Basis Glycin
- Supragingivale Anwendung
- Schonende und sanfte Entfernung von Verfärbungen
- Korngröße 65 µm
- Neutraler Geschmack



Flasche 200 g
Soft

278005 28,45

TOP NEU

Air-Flow Pulver Lemon New Formula, EMS
Ob Air-Flow S1/ S2 Master - das Original von EMS für alle Air-Flow-Geräte mit optimaler Fließeigenschaft. Verbesserter Geschmack mehr Zitrone, weniger Salz. Portionsgerecht verpackt.



Karton
20 x 40 g Beutel

253898 71,00

Reinigungspulver

AIRFLOW CLASSIC Comfort, EMS

AIRFLOW CLASSIC Comfort mit einer mittleren Korngröße von 40 µm für einen höheren Patientenkomfort. Das AIRFLOW CLASSIC Pulver ist bestens geeignet zur Entfernung von Biofilm, starken Verfärbungen sowie jungem Zahnstein. Natriumbicarbonat, Korngröße ~ 40µm, in vier Geschmacksrichtungen erhältlich.



Packung 4 x 300 g

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Cherry	253904	96,00
Mint	253903	96,00
Neutral	253905	96,00
Lemon	253897	96,00

Packung 4 x 300 g

Tutti-Frutti je 1 x Cherry, Cassis, Tropical und Mint	253902	96,00
---	--------	-------

AIRFLOW PERIO, EMS

Das AIRFLOW PERIO Pulver ist bestens geeignet zur Biofilmentfernung vom subgingivalen Randbereich bis in die tiefsten Parodontaltaschen. Auf Glyzin-Basis, Korngröße~ 25µm. Das historisch erste subgingivale AIRFLOW Pulver.



Karton

4 x 120 g Flaschen	189391	90,00
--------------------	--------	-------

AIRFLOW SOFT, EMS

Das AIRFLOW SOFT Pulver ist ideal für Patienten mit empfindlichen Zähnen. Das Glycin-basierte AIRFLOW SOFT Pulver verfügt über einen angenehm süßlichen Geschmack und entfernt Biofilm und Zahnbeläge bei gleichzeitigem Schutz von weichen und harten Geweben. Zur supra- und subgingivalen Anwendung. Korngröße~ 65µm



Karton

4 x 200 g Flaschen	189385	120,00
--------------------	--------	--------

ab 4 Kartons

108,00

AIRFLOW PLUS, EMS

AIRFLOW PLUS Pulver ist ein Hightech-Pulver zur minimalinvasiven Entfernung von Biofilm und jungem Zahnstein von allen Oberflächenarten: Zahnschmelz, Dentin, Weichgewebe, Zunge und Gaumen, Milchzähne, Kieferorthopädische Apparaturen, Implantatoberflächen und Restaurationen.

Kein Schmerz, kein salziger Geschmack. Das auf Erythritol basierende PLUS Pulver kann supra- und subgingival angewendet werden. Die Korngröße des PLUS Pulvers ist nur 14 µm.



Karton

4 x 120 g Flaschen	253906	99,00
--------------------	--------	-------

Air-N-Go Classic Pulver, Acteon

Die Antihafteigenschaften mit kontrollierter Hydrophobizität sind die Basis für das doppelte Wirkungsprinzip.

- Im Kontakt mit Wasser wird das Pulver leicht konzentriert
- Die Politurwirkung ist effizienter und nachhaltiger
- Das Pulver löst sich auf und schont empfindliches Gewebe



Packung 4 x 250 g

Mint	217970	89,90
Zitrone	217450	89,90
Himbeere	217968	89,90
Cola	219680	89,90
Neutral	219681	89,90

Sortiment 4 x 250 g

4 verschiedene Geschmacksrichtungen (nicht wählbar)	219411	89,90
---	--------	-------

Packung 50 Sticks x 20 g

Mint	219070	99,50
Zitrone	219677	99,50
Himbeere	219678	99,50
Cola	219679	99,50
Neutral	219039	99,50

Cavitron JET-Fresh, Hager & Werken

- Prophylaxe-Pulver / natriumfrei, enthält Aluminiumtrihydroxid
- Einzigartige Fließigenschaften gewährleisten Gerätefreundlichkeit und Arbeitsvereinfachung für den Behandler
- Effektiv, auch bei hartnäckigen Verfärbungen
- Kann auch bei Patienten eingesetzt werden, die auf natriumarme Ernährung achten müssen
- Erfrischender Minz-Geschmack



Flasche 364 g
ab 6 Flaschen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
136326	42,75 38,48

CleanJet Pulver, Hager & Werken

Spezialreinigungspulver

- Höchster Reinigungseffekt und sehr geringe Abrasion durch besonders feine Körnung
- Angenehmer Limonengeschmack
- Einfaches Einfüllen des Pulvers durch Dosierflasche
- Für Prophylaxe-Handstücke Plaque Sweep ungeeignet



Flasche 400 g

200440	24,50
--------	-------

Clinpro Glycine Propy Powder, 3M

Pulver zur sub- und supragingivalen Plaqueentfernung. Clinpro Glycine Propy Powder stellt eine bedeutende Innovation in der Pulver-Wasserstrahl-Technologie dar. Bei subgingivaler Anwendung beseitigt es pathogene Keime in parodontalen Taschen wirkungsvoller als jede manuelle Plaque-Entfernung und unterstützt damit die Parodontitis- und Periimplantitistherapie.



Packung
2 x 160 g Flasche

243845	56,36
--------	-------

Lunos Prophylaxepulver Gentle Clean, Dürr Dental

Für die supragingivale, schnelle und effektive Reinigung und Entfernung von extrinsischen Verfärbungen.

Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 65 µm
- Beste Reinigungseigenschaften bei maximaler Oberflächenschonung
- Leicht süßer Geschmack
- Nicht schleimhautreizend

Beste Wasserlöslichkeit:

- Hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- Schont die Sauganlage



Packung 4 x180 g

Neutral
Orange
Spearmint

254829	81,10
254830	81,10
254831	81,10

Reinigungspulver

Lunos Prophylaxepulver Perio Combi, Dürr Dental

Für die subgingivale und supragingivale Reinigung. Ideal für den Recall. Entfernt Biofilm schnell, effektiv, gründlich und trotzdem sanft.

Innovativer Abrasivkörper Trehalose:

- Korngröße ca. 30 µm
- Beste Reinigungseigenschaften bei maximaler Oberflächenschonung
- Leicht süßer Geschmack
- Nicht schleimhautreizend

Beste Wasserlöslichkeit:

- Rückstandsfreies Auflösen in der parodontalen Tasche
- Hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
- Schont die Sauganlage



Packung 4 x100 g

Neutral

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
254832	60,80

Prophyflex Pulver, KaVo

Natriumkarbonatpulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen zum Einsatz im Prophyflex 2, 3 und 4 Gerät.



Packung 80 x 15 g

- orange
- berry
- cherry
- mint

200072	122,00
211725	122,00
39461	122,00
39456	122,00

ProphyJet Pulver, Hager & Werken

Bewährtes Prophylaxe Reinigungspulver mit Natriumbicarbonat. Effektiv, auch bei hartnäckigen Verfärbungen. Erfrischender Minz-Geschmack.



Karton

6 x 360 g

19292	259,99
-------	--------

Prophypearls, KaVo

PROPHYpearls sind besonders schonend zu den Zähnen, weil spitze Kanten fehlen. Und dass die Zahnreinigung mit PROPHYpearls auch die Umgebung der Zähne schont, werden Ihre Patienten als äußerst angenehm empfinden. Zudem wird der neutrale Geschmack der Perlen von vielen Patienten geschätzt.



Packung 80 x 15 g Sticks

- black currant
- mint
- neutral
- orange
- peach

232199	151,00
232196	151,00
232195	137,00
232198	151,00
232197	151,00

Packung 4 x 250 g

neutral

232194	109,00
--------	--------

Zahnreinigungs- und Polierpasten

ORBI-Prophy Paste, ORBIS Dental

Polierpasten für die professionelle Zahnreinigung.

- Enthält 0,2 % Natriumfluorid
- Geschmacksrichtung: Minze

Zu verwenden mit Zahnreinigungs- und Polierbürsten, REF 193089, REF 193090 und REF 243106) sowie Orbi-Prophylaxe Polierer REF 245661 und REF 245662.

TOP



Tube 95 g

- gelb RDA 40
- rosa RDA 120
- grün RDA 170
- blau RDA 250

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

245481	9,65
245483	9,65
245484	9,65
245485	9,65

ORBI-Prophy Paste Vario Polish, ORBIS Dental

Polierpaste für die professionelle Zahnreinigung mit Multi Kontur Partikeln. Multi Konturpartikel ermöglichen Abrasion und Poliereffekt zugleich Enthält 0,2% Natriumfluorid zur Förderung der Remineralisation und Stärkung des Zahnschmelzes Geschmacksrichtung: **Minze**

Zu verwenden mit Orbis Zahnreinigungs- und Polierbürstchen (Art-Nr. 193089, Art-Nr. 193090 und Art-Nr. 243106) sowie Orbi-Prophylaxe Polierer (Art-Nr. 245661 und Art-Nr. 245662).

TOP



Tube 95g

245466 9,65

Cleanic Prophy Paste, Kerr

Paste für Reinigung und Politur. Die enthaltenen Abrasivkörper verändern während der Politur ihre Korngröße. Der anfängliche Reinigungsprozess geht so automatisch in einen Poliervorgang über. Hohe Reinigungskraft, optimale Politur, minimale Abrasion auf Schmelz und Dentin.



Testpackung

- 100 g, mit Fluorid
- 100 g, ohne Fluorid

280732	27,50
89525	27,78

Nachfüllpackung

- 200 g Patrone, ohne Fluorid

70035	56,00
-------	-------

Cleanic in der Tube, Kerr

Paste für Reinigung und Politur. Die enthaltenen Abrasivkörper verändern während der Politur ihre Korngröße. Der anfängliche Reinigungsprozess geht so automatisch in einen Poliervorgang über. Hohe Reinigungskraft, optimale Politur, minimale Abrasion auf Schmelz und Dentin.



Packung Tube 100 g

- mit Fluorid, Minzgeschmack
- mit Fluorid, Green Apple
- ohne Fluorid, Minzgeschmack

188263	23,50
19823	23,50
218098	23,74

Cleanic Single Dose, Kerr

Im praktischen Ringtopf wird die Single Dose auf den Finger gesteckt. 2 Gramm Portion - ausreichend für eine Behandlung. Mit Fluorid 0.10% (NaF)



Packung

- 200 x 2 g, 3 Ringtöpfe

65662 70,70

Packung 100 Stück Ringtöpfe

77195 19,24

Zahnreinigungs- und Polierpasten

CleanJoy, Voco

Prophy-Paste zur professionellen Zahnreinigung und Politur.

- Standfeste, homogene Konsistenz
- Spritzt nicht (2.000 - 3.000 U/Min.)
- Ampelkodierung: unverwechselbar und einfach anwendbar
- Mit allen Instrumenten (Bürstchen, Kelch etc.) anzuwenden
- In drei Abrasionsstufen erhältlich und dadurch auf die jeweilige Situation individuell abstimmbare
- Enthält Fluorid (700 ppm)
- Enthält Xylitol (Hemmung des Bakterienstoffwechsels)
- Die grüne Paste (fein) hat einen sehr niedrigen Abrasionsgrad und ist deshalb auch für Implantate geeignet
- Leichter Mentholgeschmack



Tube 100 g

- grob
- mittel
- fein

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
232069	22,20
232068	22,20
232067	22,20

Cleanpolish, Kerr

Zahnreinigungs- und Polierpaste ohne Fluor zum Reinigen natürlicher Zähne sowie zum Vorpolieren von Gold-, Amalgam- und Kunststofffüllungen.



Packung 50 g Tube ab 3 Packungen

77188	13,99
	12,59

Superpolish, Kerr

Superhochglanzpaste ohne Fluor. Verleiht natürlichen Zähnen, Gold-, Amalgam- und Kunststofffüllungen einen außergewöhnlichen Hochglanz.



Packung 45 g Tube ab 3 Packungen

77189	13,99
	12,59

Detartrine 100ZF/150Z, Septodont

Detartrine 150Z grob (RDA 150) ideal für die Anfangspolitur und für Patienten mit starken Verfärbungen.

Detartrine 100ZF mittel (RDA 100) geeignet für die meisten Reinigungsverfahren, bei denen eine hohe Politur gewünscht wird und gleichzeitig die Remineralisierung der Zahnoberflächen unterstützt wird.



Detartrine Tube 65 ml

- 100ZF mittel
- 150Z grob

222157	29,00
222302	29,00

Flairesse Prophylaxepaste Tuben, DMG

- Optimaler Reinigungs- und Poliereffekt
- Spritzt nicht
- 3 unterschiedliche Abrasionsgrade
- In der frischen Geschmacksrichtung Minze
- Mit Xylit und Fluorid
- Frei von bekannten Allergieauslösern



Tube 75 ml

- Mint fine
- Mint medium
- Mint coarse
- Melon fine
- Melon medium
- Melon coarse

227465	20,10
227466	20,10
227445	20,10
226526	20,10
226895	20,10
227468	20,10

Zahnreinigungs- und Polierpasten

Flairesse Prophylaxepaste Single Dose, DMG

- Optimaler Reinigungs- und Poliereffekt
- Spritzt nicht
- 3 unterschiedliche Abrasionsgrade
- Mit Xylit und Fluorid
- Frei von bekannten Allergieauslösern



Packung 200 x 1,8 g

- Mint fine
- Mint medium
- Mint coarse

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

224662	56,75
224432	56,75
224761	56,75

Happy Morning Xylitol, Hager & Werken Einmalzahnbürste mit Xylitol

- Borsten mit xylitolhaltiger Zahnpasta imprägniert
- Frischer Geschmack
- Kurzer Bürstenkopf (2,5 cm)
- Hygienisch einzeln verpackt
- Ideal auf Reisen, für zwischendurch und als Gästezahnbürste
- Xylitol wirkt antikariogen, mindert plaque- und säurebildende Bakterien



Packung 50 Stück

202624 12,50

Lunos Polierpaste Super Soft, Dürr Dental

Nachhaltig schonende Feinpolitur, auch auf besonders empfindlichen Oberflächen.

- Kann universell eingesetzt werden, auch auf Implantaten, KFO-Apparaturen und prothetischen Versorgungen
- Erzeugt glatte, hochglänzende Oberflächen, neue Beläge lagern sich nicht so schnell an
- Hydroxylapatit reinigt und poliert äußerst sanft und unterstützt die Remineralisierung

RDA < 5

- Gebrauchsanweisung beachten!



Tube 50 g

- Neutral
- Orange

255057	15,20
255058	15,20

Lunos Polierpaste Two in One, Dürr Dental

Die innovative Two-in-One-Lösung: entfernt Verfärbungen und poliert in einem. Spart Zeit und ist dennoch substanzschonend und gründlich.

- Für jeden Behandlungsbedarf einsetzbar
- Effektive Reinigung und Politur dank innovativem Abrasiv- und Polierkörpersystem. * Hydroxylapatit unterstützt die Remineralisierung
- Besonders substanzschonend, RDA 28
- Geschmacksrichtung Mint enthält zusätzlich Natriumfluorid zur Unterstützung der Remineralisierung
- Gebrauchsanweisung beachten!



Tube 100 g

- Neutral
- Orange
- Mint

254833	24,30
255053	24,30
255056	24,30



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Zahnreinigungs- und Polierpasten

Merssage Paste, Shofu

Regular:

- Beseitigung von Zahnbelag und äußerlichen Verfärbungen an der Zahnoberfläche sowie Politur von Zahnoberflächen
- Politur nach der Entfernung von KFO-Geräten

Fine:

- Politur nach Zahnsteinentfernung
- Politur nach dem Bleichen

Plus:

- Prävention von neuen Verfärbungen
- Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der Oberfläche



Packung 40 g

regular mit Fluorid, Minzgeschmack
fine, Zitronengeschmack

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

165723 **12,50**
31543 **12,50**

Packung 38 g

plus fein, Orangengeschmack

164648 **12,50**

Pressage Paste, Shofu

Die fluorid-freie Paste ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.

- Reinigung vor dem Bleichen
- Reinigung vor der Kavitätenpräparation
- Reinigung vor der Fissurenversiegelung
- Reinigung vor der Befestigung von KFO-Geräten



Packung 40 g

163464 **12,50**

Opalustre, Ultradent Products

Microabrasions-Paste in optimaler Viskosität. Sie enthält Siliciumcarbidpartikel und Salzsäure in wasserlöslicher Grundlage. Zur Entfernung hartnäckiger Schmelzverfärbungen, die nicht tiefer als 0,2 mm reichen. Dies sind z. B. weißliche und bräunliche Dekalzifizierungsareale sowie Fluorose-Flecken. Dabei zeigt Opalustre eine effektive Wirkung bei größtmöglicher Substanzschonung. Zur Anwendung der Paste bestens geeignet sind OpalCups (weiche Gummikelche) mit und ohne Bürstchen.



Kit

2 x 1,2 ml Spritze Opalustre-Paste, 20 White Mac-Ansätze, je 10 OpalCups mit und ohne Bürsten

36675 **77,90**

Kit

4 x 1,2 ml Spritze Opalustre-Paste, 20 White Mac-Ansätze, je 10 OpalCups mit und ohne Bürsten

28501 **129,60**

Nachfüllpackung

4 x 1,2 ml Spritze

28502 **92,60**

ProfiGuard, Becht

Die Prophylaxepaste für die schonende und effektive Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Die anschließende Endpolitur sorgt für glatte, saubere Oberflächen. Mit Minzgeschmack und Natriumfluorid (0,2%). Gluten- und phthalatfrei. RDA 250.

REF 480



Packung 95 g Tube

20097 **10,80**

Prophy-Paste, Directa

Fluoridhaltige Polierpaste in 4 verschiedenen Körnungen und Farben. RDA 40- 2 Micron für die Endpolitur, RDA 120- 40 Micron bei geringen Belägen und Verfärbungen, RDA 170- 70 Micron bei mittleren Belägen und Verfärbungen, RDA 250- 125 Micron bei starken Belägen und Rauigkeiten.

Mit Menthol



Packung 60 ml Tube

Körnung RDA 040, gelb
Körnung RDA 120, rot
Körnung RDA 170, grün
Körnung RDA 250, blau

43674 **22,37**
43673 **22,37**
43672 **22,37**
43671 **22,37**

Zahnreinigungs- und Polierpasten

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Prophyrepair Paste, Becht

Die neue Prophylaxepaste, die mehr kann.

Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. ProphyRepair enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob (Reinigung) zu fein (Politur) verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung.

Angenehmer Minzgeschmack. Phthalat- und glutenfrei. Geringe Schaumbildung. RDA 34. REF 486



Packung 95 g Tube

232174 14,60

Proxyt, Ivoclar Vivadent

Die neuen Proxyt-Pasten reinigen noch wirkungsvoller und besonders schonend. Unnötiger Abrieb der Zahnhartsubstanz oder das Aufräuen von Restaurationsoberflächen lassen sich vermeiden. Die mittlere Abrasionsstufe ist zusätzlich ohne Fluorid und ohne Geschmacksstoffe erhältlich.

Mit Fluorid:

- Proxyt RDA 7, fein
- Proxyt RDA 36, mittel
- Proxyt RDA 83, grob

Fluoridfrei

- Proxyt RDA 36, mittel



Tube 55 ml

RDA 07, fein, rot	41719	18,70
RDA 36, mittel, grün	41602	18,70
RDA 36, mittel fluoridfrei, grün	218061	18,70
RDA 83, grob, blau	41649	18,70

Remot-Paste, Lege Artis

Fluoridfreie Prophylaxepaste für die professionelle Zahnreinigung. Zur schonenden Entfernung von Zahnplaque und für die Kariesprophylaxe. Spritzt nicht bei der Anwendung und hat einen frischen Pfefferminzgeschmack. Besteht aus einer ausgewogenen Kombination schonend abrasiver Stoffe und enthält Chlorhexidin.



Glastiegel 75 g

158375 25,97

Remot Implant Paste, Lege Artis

Mit sehr niedrigem RDA-Wert von weniger als 7. Für schonendes Biofilm-Management und zur professionellen Reinigung. Schützt vor Zahnfleischerkrankungen. Enthält Chlorhexidin, Xylitol und Pfefferminzöl. Ohne Fluorid, ohne Bimsstein.



Tube 27 g

216823 26,45

Zahnreinigungs- und Polierpasten

Vector Fluid polish, Dürr Dental
Polierendes Fluid mit Hydroxylapatit-Partikeln zum glättenden Arbeiten.



Beutel 200 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
24480	43,40

Xylitol Drops, Hager & Werken
Lutschdrops zu 100 % mit Xylitol gesüßt / ohne Zucker

- Aufrechterhaltung der Zahnmineralisation
- Erhöht die Speichelproduktion (ideal bei Xerostomie)
- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose und Gluten
- Kühl-erfrischender Geschmack



Tüte 60 g

Melone	224250	3,20
Kirsche	224252	3,20
Minze	224253	3,20
12 Display (3 x 4) sortiert	228745	38,40

Xylitol Chewing-Gum, Hager & Werken
zu 100 % mit natürlichem Xylitol gesüßt / ohne Zucker.

- Ohne Aspartam, Sorbitol, Laktose und Gluten
- Gegen Mundtrockenheit
- Spearmint und Pfefferminz enthalten Menthol
- Verkaufsförderndes HV-Display aus Acryl auf Anfrage



Dose 30 Stück

Spearmint	178494	2,75
Pfefferminz	178495	2,75
Zimt	178743	2,75
Frucht	178744	2,75
Cranberry	190783	2,75
Grüner Tee	190785	2,75

Display 12 Dosen

Spearmint	199274	33,00
Pfefferminz	19471	33,00
Zimt	19472	33,00
Frucht	199275	33,00
Cranberry	19474	33,00
Grüner Tee	19475	33,00

Schütte sortiert 200 Stück x 2 Dragees

Alle 6 Geschmacksrichtungen enthalten	191967	23,50
---------------------------------------	--------	-------

Zircate Prophy Paste, Dentsply Sirona
Zahnreinigungs- und Polierpaste auf Zirkonium-Silikat-Basis. Reinigt und poliert in einem Arbeitsgang, spritzt nicht.



Packung 170 g Tube

76353	38,14
-------	-------

Prävention

Gesund in die Zukunft



Mehr Frische ins Leben, mehr Strahlen ins Lachen!

Es liegt in Ihrer Hand, bei der Prophylaxe neue Reize zu setzen, Appetit auf gesunde Ernährung zu machen, Spielraum für kleine Sünden zu lassen. Unser Portfolio umfasst hochwertige Produkte, welche die Mundgesundheit Ihrer Patienten lebenslang erhalten.

Erfahren Sie mehr auf
dentsplysirona.com/praevention

Karies Diagnostik, Speicheltest

Caries Detector, Kuraray Dental

CARIES DETECTOR eignet sich hervorragend zur Karieserkennung und schützt gesunde Zahnschubstanz. Er unterstützt das Exkavieren der demineralisierten, kariesbefallenen Zahnhartsubstanzen und ermöglicht eine optimale Entfernung der Karies. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass so wenig remineralisierbares, gesundes Dentin wie möglich entfernt wird und die Pulpenvitalität mit der gesunden Zahnschubstanz erhalten bleibt.



Flasche 6 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
46435	44,10

Caries Marker, Voco

Farbindikator zum Anfärben von infiziertem kariösem Dentin. Der Caries Marker ermöglicht die optische Kontrolle kariöser Bereiche. Gesundes sowie nicht infiziertes, remineralisierbares Dentin wird nicht angefärbt. Dies erlaubt schonendes Exkavieren. Ideal auch für Lehr- und Lernzwecke bei extrahierten Zähnen.



Packung
2 x 3 ml Flüssigkeit

37428	62,40
-------	-------

Fissuren-Versiegelung

BeutiSealant, Shofu

Selbstständer Fissurenversiegler mit Fluoridfreigabe. Ein schnelleres, einfacheres und schonenderes Versiegelungssystem, leicht applizierbar mit optimal anfließender, blasenfreier Konsistenz. BeutiSealant Primer enthält dualadhäsive Monomere, die tief in Grübchen und Fissuren eindringen, so dass der Versiegler gut haftet und dabei vergleichbare oder bessere Scherverbundfestigkeiten liefert. Zudem fördern die einzigartigen S-PRG-Füllerpartikel (Surface Pre-Reacted Glass ionomer) nachweislich den Remineralisationsprozess.



Set

1,2 g BeutiSealant Paste, 3 ml BeutiSealant Primer, 5 Kanülen, 50 Microbrush Fine (pink), 25 V-Dish

Packungen

Spritze 1,2 g Paste
Flasche 3 ml Primer
Needle Tips 50 Kanülen Nr. 27

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

228585	55,00
230529	20,50
230530	29,90
232106	15,35

Clinpro Sealant, 3M

Lichthärtendes Versiegelungsmaterial für Schmelzdefekte und Fissuren. Dank der komfortablen Spritze ist Clinpro Sealant sauber direkt auf dem Zahn aufzubringen. Beim Auftrag ist das Material rosa, erst bei Lichtexposition wechselt es zu einer opaken Farbe. Der deutlich sichtbare rosa Farbton hilft bei der exakten Dosierung und Verteilung. Clinpro Sealant fließt leicht in Defekte und Fissuren dank niedriger Viskosität und setzt Fluoride frei.



Intro Kit

2 x 1,2 ml Spritzen Versiegler, 1 Spritze Scotchbond Ätzel 3 ml, 25 Applikationskanülen schwarz, 20 Applikationskanülen blau

Intro Kit

2 x 6 ml Flaschen Versiegler, 1 Fl. Scotchbond Ätzel 9 ml, 2 Applikationshandgriffe, 60 Einwegpinselköpfe, 50 Faserspitzen, 1 Mischschale

Refill

1 Spritze Versiegler 1,2 ml, 20 Applikationskanülen schwarz

Flasche

6 ml Versiegler

Packung

Applikationskanülen 10 Stück

226286	47,95
168160	146,27
168235	16,85
83607	49,02
83608	4,86

Dyract Seal, Dentsply Sirona

Dyract Seal ist ein lichthärtender Fissurenversiegler. Langzeitfluoridfreigabe schützt die versiegelten Grübchen und Fissuren zusätzlich vor Karies.



Nachfüllpackung

3 x 1 ml Spritze, 25 Applikationskanülen
Farbe: farblos

Inhalt wie oben

Farbe: weiß-opak

Packung 25 Stück

Applikationskanülen rot

66752	78,55
66947	78,55
66948	8,22

Fissurit, Voco

Lichthärtendes Composite zur Versiegelung von Fissuren und okklusalen Flächen zur Kariesprophylaxe. Ohne Fluorid.



Packung 2 x 3 ml

transparent

Packung 100 Stück

Applikationskanülen Typ 40

88981	47,10
20932	30,30

Fissuren-Versiegelung

Fissurit F NDT Spritze, Voco

Lichthärtender Fissurenversiegeler mit kontinuierlicher Fluoridabgabe zur Kariesprophylaxe. Der weiß eingefärbte Fissurenversiegeler gewährleistet die Sichtkontrolle und bietet einen langanhaltenden Schutz.



Packung
2 x 2 g Spritzen Applikationskanülen Typ 40, mit Fluorid

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
77311	40,40

Fissurit F Set Spritze, Voco

Lichthärtender Fissurenversiegeler mit kontinuierlicher Fluoridabgabe zur Kariesprophylaxe. Der weiß eingefärbte Fissurenversiegeler gewährleistet die Sichtkontrolle und bietet einen langanhaltenden Schutz.



Packung
5 x 2 g Spritzen Applikationskanülen Typ 40, mit Fluorid

207875	125,20
--------	--------

Fissurit F weiß, Voco

Lichthärtender Fissurenversiegeler mit kontinuierlicher Fluoridabgabe zur Kariesprophylaxe. Der weiß eingefärbte Fissurenversiegeler gewährleistet die Sichtkontrolle und bietet einen langanhaltenden Schutz.



Packung
2 x 3 ml Flasche

74680	47,10
-------	-------

Fissurit FX, Voco

Lichthärtender fluoridhaltiger Fissurenversiegler mit hohem (über 55 Gew.%) Füllstoffanteil. Fissurit FX fließt in kleinste Fissurenbereiche hinein. Die Direktapplikationsspritzen mit biegsamen Metallkanülen erleichtern die Anwendung und ermöglichen eine nahezu 100 %-ige Materialverwertung.



Packung
2 x 2,5 g, weiß

20934	47,90
-------	-------

Packung 100 Stück
Applikationskanülen Typ 40

20932	30,30
-------	-------

Grandio Seal, Voco

Lichthärtender Nano-Hybrid Fissurenversiegeler

- Versiegelung/Füllung von Fissuren und Grübchen
- Versiegelung/Verblendung geschädigter Schmelzoberflächen
- Abdeckung der Prädispositionsstellen der Karies bei kieferorthopädischen Behandlungen
- Versiegelung von Füllungen aus Kunststoff oder Zementen (Feuchtigkeitsschutzschicht)
- Versiegelung von Milchzähnen



Packung
5 x 2 g Spritzen, 5 ml Vococid Gel, Applikationskanülen Typ 45, Zubehör

184425	132,40
--------	--------

Packung
2 x 2 g Spritzen

10387	53,90
-------	-------

Packung 100 Stück
Applikationskanülen Typ 45

29208	30,30
-------	-------

Fissuren-Versiegelung

Helioseal, Ivoclar Vivadent

Lichthärtender, weiß eingefärbter Fissurenversiegler zur präventiven Versiegelung von Fissuren und Grübchen unter Anwendung der Schmelz-Ätztechnik.



Nachfüllpackung

1 x 8 g Flasche, 5 Aufsteckkan.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

87094 50,85

Packung 20 Stück
Aufsteckkanülen

74926 16,40

Helioseal F, Ivoclar Vivadent

Lichthärtender, weiß eingefärbter Fissurenversiegler mit dauerhafter Fluoridfreisetzung.



Packung

20 Metall-Applikationskanülen 30° abgewinkelt
Ø 0,6 mm

164777 13,25

Helioseal clear, Ivoclar Vivadent

Helioseal clear ist ein lichthärtender, transparenter Fissurenversiegler in der Luer-Lock-Spritze. Mit der vorgebogenen extra feinen Metallkanüle ist eine präzise und punktgenaue Applikation möglich.



Nachfüllpackung

1 x 1,25 g Spritze, 5 Metall-Applikationskanülen 30° gebogen, Ø 0,4 mm

25041 15,75

Zubehör

Lunos Fissurenversiegelung, Dürr Dental

Zur ästhetisch hochwertigen Versiegelung von Fissuren und Schmelzdefekten auf Kompositbasis.

- Feuchtigkeitstolerant und hydrophil
- Applikation auf feuchten oder leicht angetrockneten Zahnoberflächen, effektive Benetzung des Zahnschmelzes
- Exzellente Fließigenschaften, sehr hohe Haftung am Zahnschmelz
- Lichthärtend
- Abrasionsstabil, hochgefüllt



Packung

2 x 1,5 g, clear ohne Fluorid, speziell zur ästhetischen Versiegelung

255065 24,80

Packung

2 x 1,5 g, opaque mit Fluorid, für dauerhaften Schutz

255066 24,80

PermaSeal, Ultradent Products

Versiegelungskunststoff für Füllungen. Durch sehr niedrige Viskosität werden kleinste Spalten und Polierdefekte ausgefüllt, Polymerisation unter Bildung einer nur äußerst dünnen Inhibitionsschicht.



Nachfüllpackung

4 x 1,2 ml PermaSeal

28424 77,40

Fissuren-Versiegelung

PrimaDry, Ultradent Products

Primer / Trocknungsmittel, schafft absolut trockene Zahnoberflächen. Nur auf Schmelz anwenden. Empfohlen vor der Fissurenversiegelung mit UltraSeal XT plus. Einzusetzen nach Ätzung/Spülung/Lufttrocknung. Nur einbürsten und abblasen, nicht abspülen.



Nachfüllpackung

4 x 1,2 ml

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

28171 19,30

Eco-Packung

20 x 1,2 ml

28172 74,80

Blue Micro Tips

20 Stück

28189 11,10

100 Stück

28190 48,60

smartseal & loc, Detax

Fissurenversiegler mit wet-bonding Technologie, auf Compositbasis zur dauerhaften Versiegelung von Fissuren und Schmelzdefekten. Feuchtigkeitstolerant, hydrophil. Applikation auf feuchten oder leicht angetrockneten Schmelzoberflächen, sehr effektive Benetzung des Zahnschmelzes. Verstärkte hohe Haftung durch zusätzliche Schmelzintegration von reaktiv beschichteten Füllstoffen. Niedrigviskose und leichtfließend für randspaltfreie, dichte Übergänge ohne Rissbildung oder Absplittierungen. Punktgenaue Direktapplikation mit extra langen Einmal-Nadeln. Lichthärtend, abrasionsfest.



Combi Pack

smartseal & loc, Applikationsspritze à 1,5 g
smartseal & loc F, Applikationsspritze à 1,5 g, 12
Applikationsnadeln, schwarz.

189260 28,10

Standardpackung

smartseal & loc, 2 Applikationsspritzen à 1,5 g, 12
Applikationsnadeln, schwarz

189261 28,10

Standardpackung

smartseal & loc F, 2 Applikationsspritzen à 1,5 g,
12 Applikationsnadeln, schwarz

189262 28,10

smartseal & loc

Farbe: transparent, ohne Fluorid, speziell zur ästhetischen Versiegelung.

smartseal & loc F

Farbe: natural opaque, mit Fluorid, zur permanenten Schutzwirkung.

UltraSeal XT plus, Ultradent Products

Fissurenversiegler. Schnelle und sichere Versiegelung. Applikation von Ätzmittel (Ultra-Etch) und Versiegler mit Inspiral Brush Tip, Fissuren werden vollständig gefüllt, keine Luftpneinschlüsse. Vorher Optimierung der Trocknung durch Anwendung von PrimaDry. Stabil und abriebfest (58% Füller), auch zur erweiterten Versiegelung. Röntgensichtbar, fluoridabgebend. Frei von Bisphenol-A.



Nachfüllpackung 4 x 1,2 ml

weiß opak

28167 113,50

transluzent

28168 113,50

Farbe A1

Farbe A2

53614 113,50

28169 113,50

UltraSeal XT hydro, Ultradent Products

Hydrophiler, fluoreszierender Fissurenversiegler. Toleriert auch leicht feuchte Fissuren, nur Fissur anätzen, abspülen, kurz abblasen, versiegeln. Applikation aus der Spritze, durch Inspiral Brush Tip. Ideale Randversiegelung, keine Mikroleakage, stabil durch 53 Gew% Füller. Fertige Versiegelung fluoresziert unter Schwarzlicht, damit jederzeit leichte, schnelle Kontrolle möglich. Frei von Bisphenol-A.



Intro Kit:

1 x 1,2 ml UltraSeal XT hydro, 1 x 1,2 ml Ultra-Etch, 20 Inspiral Brush Tips, 20 Blue Micro Tips

Opaque White

227305 94,20

Natural

227306 94,20

Refillpackung

4 x 1,2 ml UltraSeal XT hydro

Opaque White

228169 113,50

Natural

229124 113,50

Illumine home, Dentsply Sirona

Illumine home ist konzipiert für die Anwendung zu Hause unter zahnärztlicher Aufsicht. Zwei Konzentrationen sind erhältlich: 15 % für die schnelle Oxidation + Fluorid / 10 % für die sanfte Oxidation. Illumine home steht für Sicherheit, problemlose Anwendung und sichere sowie effektive Aufhellung von Zähnen in kurzer Zeit.



Starterkit 10%

3 x Spritzen à 3 ml in einer schönen Kosmetiktasche, 3 Applikationsspitzen, 1 Aufbewahrungsbox, je 1 Beipackzettel für den Zahnarzt, den Patient und das Labor, 1 Bildgebrauchsanleitung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

234715 **69,41**

Nachfüllpackung 10 %

5 Schachtel mit jeweils: 2 x Spritzen à 3ml, 2 Applikationsspitzen, je 1 Beipackzettel für den Zahnarzt, den Patient und das Labor.

234716 **187,03**

Starterkit 15 %

3 x Spritzen à 3ml in einer schönen Kosmetiktasche, 3 Applikationsspitzen, 1 Aufbewahrungsbox, je 1 Beipackzettel für den Zahnarzt, den Patient und das Labor, 1 Bildgebrauchsanleitung

234402 **69,41**

Nachfüllpackung 15 %

5 Schachtel mit jeweils: 2 x Spritzen à 3 ml, 2 Applikationsspitzen, je 1 Beipackzettel für den Zahnarzt, den Patient und das Labor

234717 **187,03**

Opalescence Go 6 % Melon, Ultradent Products

Kosmetische Zahnaufhellung mit den neuen UltraFit Trays, wahlweise in den Aromen Mint oder Melone.

- Gebrauchsfertige UltraFit-Trays mit 6% H₂O₂, faszinierend einfach
- Super-adaptive Trayfolie für erhöhten Patienten-Komfort
- Optimierte Gel-Menge und -Platzierung in der Folie
- Gel mit PF-Formel, für minimierte Zahnsensibilitäten und aktiven Kariesschutz
- Kostengünstig für den Patienten, wirtschaftlich für die Praxis
- Tägliche Behandlungszeit nur ca. 60-90 Minuten



Mini Kit

4 Blisterpackungen mit je einem UltraFit Tray für OK und UK

Melon

245006 **34,40**

12er-Pack Mini Kits

Melon

246055 **355,80**

Patient Kit

10 Blisterpackungen mit je einem UltraFit Tray für OK und UK

Melon

244968 **73,70**

6er-Pack Patient Kit

Melon

244984 **369,00**

Opalescence Go 6 % mint, Ultradent Products

Kosmetische Zahnaufhellung mit den neuen UltraFit Trays, wahlweise in den Aromen Mint oder Melone.

- Gebrauchsfertige UltraFit-Trays mit 6% H₂O₂, faszinierend einfach
- Super-adaptive Trayfolie für erhöhten Patienten-Komfort
- Optimierte Gel-Menge und -Platzierung in der Folie
- Gel mit PF-Formel, für minimierte Zahnsensibilitäten und aktiven Kariesschutz
- Kostengünstig für den Patienten, wirtschaftlich für die Praxis
- Tägliche Behandlungszeit nur ca. 60-90 Minuten



Mini Kit

4 Blisterpackungen mit je einem UltraFit Tray für OK und UK

Mint

232513 **34,40**

12er-Pack Mini Kits

Mint

232514 **355,80**

Patient Kit

10 Blisterpackungen mit je einem UltraFit Tray für OK und UK

Mint

232541 **73,70**

6er-Pack Patient Kit

Mint

232511 **369,00**

Kosmetische Zahnaufhellung für zu Hause

Ein strahlend weißes Lächeln steht für Gesundheit, Schönheit und Erfolg! Den Wunsch nach helleren Zähnen tragen viele Menschen in sich. Doch wenn Verfärbungen erst in Schmelz und Dentin eingewandert sind, lassen sie sich durch eine noch so gründliche Zahnpflege nicht mehr beseitigen. Hier muss eine innere Aufhellung erfolgen. Sind diese Verfärbungen durch äußere Einflüsse entstanden, wie z. B. Tabak, Tee, Kaffee, können sie meist durch kosmetische Zahnaufhellungsprodukte behandelt werden. Nach erster Anwendung durch den Zahnarzt wendet sie der Patient zu Hause an. Beim Opalescence-System, das schon seit 1990 für die erfolgreiche, schonende Zahnaufhellung entwickelt wurde, hat dabei die Sicherheit einen hohen Stellenwert: Die zusätzlich enthaltene PF-Formel stärkt und schützt den Zahnschmelz!



Opalescence™ PF 10 % & 16 %



Kosmetische Zahnaufhellung für zu Hause mit individuellen Tiefziehschienen

Aktiver Bestandteil:
10 % / 16 % Carbamidperoxid



Tragezeit 10 %:
8–10 Std./Tag

Enthält:
Kaliumnitrat, Fluorid und Xylitol

Tragezeit 16 %:
4–6 Std./Tag

Anwendung:
Für Patienten mit bestehenden Sensibilitäten. Tragezeit tagsüber oder nachts.



Geschmack:
Mint, Melone und Neutral

Opalescence™ PF mit individuellen Tiefziehschienen



Einen fortlaufenden Gelstrang (1/3 - 1/2 Spritze) in halber Höhe ab Schneidekante auf die Vestibulärfläche der Schiene legen.



Die Schiene über die Zähne legen und vorsichtig andrücken, damit das Gel richtig verteilt wird. Bei zu festem Druck tritt das Gel aus der Schiene aus.



Überschüssiges Gel mit einer weichen Zahnbürste entfernen. Tragezeiten: 8–10 Stunden (10 %) bzw. 4–6 Stunden (16 %).



Nach der empfohlenen Tragezeit: Zähne putzen und die Schiene mit einer weichen Zahnbürste und Wasser reinigen.

Opalescence Go™ 6 %

Kosmetische Zahnaufhellung für zu Hause mit vorgefüllten UltraFit™ Trays

Aktiver Bestandteil:
6 % Wasserstoffperoxid



Tragezeit:
60–90 Min./Tag

Enthält:
Kaliumnitrat, Fluorid und Xylitol

Anwendung:
Für eine schnelle, jederzeit einsatzbereite Zahnaufhellung.



Geschmack:
Mint und Melone

Opalescence Go™ mit vorgefüllten UltraFit™ Trays



Produkt aus der Verpackung nehmen (U = OK-Tray, L = UK-Tray).



Das OK-Tray auf den Zähnen positionieren.



Fest zubeißen und die Schiene 2 Sekunden ansaugen.



Das farbige äußere Tray entfernen und das weiße innere Tray auf den Zähnen belassen. Den Vorgang für das UK-Tray wiederholen.

Folgen Sie uns!



ultradentproductsde.blog

Medizinische Zahnaufhellung in der Praxis

Eine professionelle Zahnaufhellungsbehandlung ist die minimalinvasivste Behandlung interner Verfärbungen von Zähnen. Sind diese durch innere Einflüsse entstanden, wie z. B. durch Medikamente, Unfall, Erkrankungen etc., sind sie oft nur unter Einsatz geeigneter, hochkonzentrierter Medizinprodukte zu beseitigen.

Mit dieser Behandlung geben Sie Ihren Patienten damit bei maximaler Substanzschonung Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und oft die Fähigkeit, wieder offen zu lachen, zurück.

„Mental health“ ist ebenso wichtig wie „Dental health“!

Die zusätzlich enthaltene PF-Formel im Aufhellungsgel stärkt und schützt den Zahnschmelz!



Opalescence™ Boost™ 40 %

Medizinische Zahnaufhellung am Behandlungsstuhl, direkte Applikation



Aktiver Bestandteil:
40 % Wasserstoffperoxid

Anwendung:
2-3
Behandlungen
à 20 Minuten
pro Termin

Enthält:
Kaliumnitrat und Fluorid

Anwendung:
Vom Zahnarzt durchgeführte,
schnelle Chairside-Behandlung

Opalescence™ Boost™ am Behandlungsstuhl



20-jähriger Mann mit Verfärbung auf Zahn 21 (opaker, bräunlicher Fleck in der Mitte der Fazialfläche). Behandlungsbeginn: Nach abgeschlossener kieferorthopädischer Behandlung.



Das Gel pro Anwendung 20 Minuten lang auf den Zähnen belassen.



Nach 2 Opalescence Boost Behandlungen à 20 Minuten.

Opalescence™ Endo 35 %

Medizinische Zahnaufhellung von devitalen Zähnen nach der „Walking-Bleach“-Technik




Aktiver Bestandteil:
35 % Wasserstoffperoxid

Tragezeit:
1-5 Tage pro
Anwendung

Anwendung:
Vom Zahnarzt durchgeführte,
interne Zahnaufhellung devitaler Zähne

„Walking-Bleach“ von devitalen Zähnen mit mit Opalescence™



Devitalen Zahn eröffnen, Wurzelfüllung mit Glasionomer abdecken. Opalescence Endo applizieren, provisorisch verschließen.



Vor der Zahnaufhellung.



Nach der Zahnaufhellung.

Opalescence™ Quick 45 %



Medizinische Zahnaufhellung im Wartezimmer mit individuellen Schienen

Aktiver Bestandteil:
45 % Carbamidperoxid



Tragezeit: 30
Minuten unter
Aufsicht

Enthält:
Kaliumnitrat und Fluorid

Anwendung:
Unter Aufsicht in der Praxis:
Behandlung dunkler, intern verfärbter
Zähne (durch Erkrankung, Verletzung
oder medizinische Verfahren)

Opalescence™ Quick im Wartezimmer mit individuellen Schienen



Schiene mit Opalescence Quick befüllen. Anwendungen erfolgen in der Zahnarztpraxis.



Vorher: Die Zähne mit Dentinogenesis imperfecta haben ein graues Aussehen.



Nach 4 Sitzungen.

Bleaching

Opalescence PF 10 %, Ultradent Products

Für die kosmetische Zahnaufhellung, mit individuellen Schienen. Nach Abformung werden individuelle Tiefziehschienen gefertigt, mit dem 10%igen Carbamid-Peroxid-Gel ($\approx 3,5\% \text{ H}_2\text{O}_2$) aus Spritzen gefüllt und auf den Zahnreihen getragen. Das hochvisköse Gel läuft nicht heraus, sondern verbleibt und wirkt in der Schiene für lange Zeit. Als Tragezeit werden 8-10 Stunden (meist über Nacht) empfohlen. Zur Auswahl stehen die Aromen Neutral, Mint und Melone. Die enthaltene PF-Formel mit Kaliumnitrat und Fluorid minimiert Zahnempfindlichkeiten und stärkt den Zahnschmelz.



Doctor Kit

8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF, 2 Sof-Tray-Folien 0,9 mm, 1 Farbschlüssel, 1 Aufbewahrungsbox, 1 x 1,2 ml (1,38 g) LC Block-Out Resin, 1 x 25 ml (32,03 g) Opalescence Zahncreme, 1 Opalescence bag

Mint	228289	79,50
Melone	228288	79,50
Regular	228290	79,50

Refill

40 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF

Mint	228295	254,80
Melone	228294	254,80
Regular	228296	254,80

Opalescence PF 10 %, Ultradent Products

Für die kosmetische Zahnaufhellung, mit individuellen Schienen. Nach Abformung werden individuelle Tiefziehschienen gefertigt, mit dem 10%igen Carbamid-Peroxid-Gel ($\approx 3,5\% \text{ H}_2\text{O}_2$) aus Spritzen gefüllt und auf den Zahnreihen getragen. Das hochvisköse Gel läuft nicht heraus, sondern verbleibt und wirkt in der Schiene für lange Zeit. Als Tragezeit werden 8-10 Stunden (meist über Nacht) empfohlen. Zur Auswahl stehen die Aromen Neutral, Mint und Melone. Die enthaltene PF-Formel mit Kaliumnitrat und Fluorid minimiert Zahnempfindlichkeiten und stärkt den Zahnschmelz.



Patient Kit

8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF, 1 Farbschlüssel, 1 Aufbewahrungsbox, 1 x 25 ml (32,03 g) Opalescence Zahncreme

Mint	228292	72,70
Melone	228291	72,70
Regular	228293	72,70

Opalescence PF 16 %, Ultradent Products

Für die kosmetische Zahnaufhellung, mit individuellen Schienen. Nach Abformung werden individuelle Tiefziehschienen gefertigt, mit dem 16%igen Carbamid-Peroxid-Gel ($\approx 5,5\% \text{ H}_2\text{O}_2$) aus Spritzen gefüllt und auf den Zahnreihen getragen. Das hochvisköse Gel läuft nicht heraus, sondern verbleibt und wirkt in der Schiene für lange Zeit. Als Tragezeit werden 4-6 Stunden empfohlen. Zur Auswahl stehen die Aromen Neutral, Mint und Melone. Die enthaltene PF-Formel mit Kaliumnitrat und Fluorid minimiert Zahnempfindlichkeiten und stärkt den Zahnschmelz.



Doctor Kit

8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF, 2 Sof-Tray-Folien 0,9 mm, 1 Farbschlüssel, 1 Aufbewahrungsbox, 1 x 1,2 ml (1,38 g) LC Block-Out Resin, 1 x 25 ml (32,03 g) Opalescence Zahncreme, 1 Opalescence bag

Mint	228301	79,50
Melone	228300	79,50
Regular	228302	79,50

Refill

40 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF

Mint	228298	254,80
Melone	228297	254,80
Regular	228299	254,80

Opalescence PF 16 %, Ultradent Products

Für die kosmetische Zahnaufhellung, mit individuellen Schienen. Nach Abformung werden individuelle Tiefziehschienen gefertigt, mit dem 16%igen Carbamid-Peroxid-Gel ($\approx 5,5\% \text{ H}_2\text{O}_2$) aus Spritzen gefüllt und auf den Zahnreihen getragen. Das hochvisköse Gel läuft nicht heraus, sondern verbleibt und wirkt in der Schiene für lange Zeit. Als Tragezeit werden 4-6 Stunden empfohlen. Zur Auswahl stehen die Aromen Neutral, Mint und Melone. Die enthaltene PF-Formel mit Kaliumnitrat und Fluorid minimiert Zahnempfindlichkeiten und stärkt den Zahnschmelz.



Patient Kit

8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF, 1 Farbschlüssel, 1 Aufbewahrungsbox, 1 x 25 ml (32,03 g) Opalescence Zahncreme

Mint	228304	72,70
Melone	228303	72,70
Regular	228305	72,70



Weltweiter Marktführer im Bereich der Zahnaufhellung

1

Ästhetische Weiterentwicklung:
Seit 1990.

2

Patentierter Formel:
Klebriges, visköses Gel
mit der PF-Technologie.

3

Individuelle Optionen:
Passend für jeden Lebensstil.

4

Hoher Wassergehalt:
Schutz vor Dehydrierung und
negativer Farbveränderung.

5

Angenehme
Geschmacksrichtungen:
Glutenfrei und kosher.

6

Natürlicher pH-Wert:
In Übereinstimmung mit
dem pH-Wert im Mund.

Folgen Sie uns!

Bleaching

Opalescence Endo 35%, Ultradent Products

Für die medizinische Zahnaufhellung, speziell von devitalen Zähnen („Walking Bleach“-Technik).

Das gebrauchsfertige Gel (Wirkstoffgehalt: 35% H₂O₂) wird / nach Abdeckung der Wurzelfüllung mit Glasionomer / in einen devitalen Zahn eingebracht und die Kavität provisorisch verschlossen. Nach 1-3 Tagen kann der Aufhellungsfortschritt beurteilt und die Prozedur ggf. wiederholt werden. Das Aufhellungsgel ist farblos und sehr steif, damit lässt es sich problemlos aus der Spritze direkt in eine Kavität applizieren und verschließen.



Endo Kit
2 x 1,2 ml (1,45 g) Spritze, 20 Black Mini Tips

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

48250 97,60

Endo Refill
2 x 1,2 (1,45 g) ml Spritze

48251 92,60

Opalescence Boost 40%, Ultradent Products

Für die medizinische Zahnaufhellung, auf dem Patientenstuhl in der Praxis.

Die Zahnaufhellung mit Opalescence Boost ist vor allem bei Verfärbungen angezeigt, die von innen in die Zähne gelangt sind, z. B. durch Medikamente, Unfall, Restaurationsmaterialien, bestimmte Erkrankungen. Mit Opalescence Boost kann der Zahnarzt in solchen Fällen besonders gezielt und wirksam behandeln. Das hochwirksame Aufhellungsgel (Wirkstoffgehalt: 40% H₂O₂) wird geschlossen in zwei Spritzen angemischt. Es wird / nach dem Schutz der Gingiva / direkt auf die Zähne aufgetragen, empfohlen werden in einer Sitzung 2 x 20 Minuten. Zur Aktivierung ist keine Lichtbestrahlung erforderlich.



Intro Kit
4 x 1,2ml OpalescenceBoost/Aktivator Spritzen,
2 x 1,2ml OpalDamGreen Spritzen, 2 x IsoBlocks,
2 x Farbschlüssel, 2 x SST /SurgicalSuctionTip,
10 x Micro 20 gaTips, 10 x Micro 20 gaFX Tips

217789 199,50

Patient Kit
2 x 1,2ml OpalescenceBoost/Aktivator Spritzen,
1 x 1,2ml OpalDamGreen Spritzen, 1 x IsoBlock, 1
x Farbschlüssel, 5 x Micro 20 gaTips, 5 x Micro
gaFX Tips

217881 109,90

Econo Refill Kit
20 x 1,2ml OpalescenceBoost/Aktivator Spritzen

217671 499,00

**Lagerung bei Raumtemperatur (2°-27°)
= vereinfachte Lagerhaltung.**

Opalescence Quick 45%, Ultradent Products

Für die medizinische Zahnaufhellung, mit individuellen Schienen. Diese Behandlung ist besonders angezeigt, wenn innere Verfärbungen intensiv behandelt werden müssen, z. B. Auswirkungen von Tetracyclinen. Nach Abformung werden individuelle Tiefziehschienen gefertigt, mit dem 45%igen Carbamid-Peroxid-Gel (≈ 15 % H₂O₂) gefüllt und auf den Zahnreihen getragen. Der Patient sitzt während der Einwirkzeit (ca. 30-60 Minuten) im Wartezimmer der Praxis. Das hochvisköse Gel läuft nicht heraus, sondern verbleibt und wirkt in der Schiene auf die aufzuhellenden Zähne. Die enthaltene PF-Formel mit Kaliumnitrat und Fluorid minimiert Zahnempfindlichkeiten und stärkt den Zahnschmelz.



Refill
4 x 1,2 ml Opalescence Quick

13123 50,20

Econo Refill
20 x 1,2 ml Opalescence Quick

13125 205,90



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

OpalDam, Ultradent Products

Lichthärtender Abdeckungs-Kunststoff vor Chairside-Zahnaufhellungsmaßnahmen, ideal abgestimmt auf Opalescence Boost. In zwei Farben erhältlich: weiß und grün. Lässt sich exakt am Zahnfleischrand entlang applizieren und auch / mit dem Black Micro Tip / zwischen den Zähnen hindurchpressen. So bildet es eine sichere Schutzschicht für die Gingiva



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Kit Weiß 4 x 1,2 ml OpalDam, je 10 Black Micro- und Black Mini Tips	28482 89,70
Kit Grün 4 x 1,2 ml OpalDam, je 10 Black Micro- und Black Mini Tips	37627 89,70
Refill Weiß 4 x 1,2 ml OpalDam	28483 78,40
Refill Grün 4 x 1,2 ml OpalDam	34000 78,40
Econo Refill Weiß 20 x 1,2 ml OpalDam	28484 318,20
Econo Refill Grün 20 x 1,2 ml OpalDam	209766 318,20

LC Block-Out Resin, Ultradent Products

Lichthärtender blauer Kunststoff. Zum Bilden von Reservoirs auf Zahnoberflächen des Gipsmodells vor dem Tiefziehen der Aufhellungsschienen. Nicht intraoral verwenden / dazu OpalDam einsetzen.



Kit 4 x 1,2 ml Spritze, 20 Black Mini Tips	28525 48,40
Econo Kit 20 x 1,2 ml Spritze, 20 Black Mini Tips	28527 162,50
Nachfüllpackung 4 x 1,2 ml Spritze	28526 40,80

Perfect Bleach 10 %, Voco

Homebleaching System für die schonende, dauerhafte Aufhellung vitaler Zähne mit inneren bzw. äußeren Verfärbungen oder Flecken durch Alterung, Mineralisationsstörungen oder Einlagerung von Farbstoffen (z. B. durch Kaffee oder Nikotingenuss). Voco Perfect Bleach enthält 10 % Carbamidperoxid, das für eine gründliche Oxidation der eingelagerten Farbstoffe sorgt und weder Zahnschubstanz noch vorhandene Restaurationen angreift.



Nachfüllpackung 3 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel 10 %	54287 47,20
Block Out Gel LC Packung 4 x 1,2 ml, Applikationskanülen Typ 44	72569 53,60

Perfect Bleach 16 %, Voco

Homebleaching System mit 16 % Carbamid Peroxyd für den schnelleren Aufhellungserfolg. Mit Kalium und Fluorid gegen Hypersensibilität.



Nachfüllpackung 3 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel 16 %	16852 47,20
---	--------------------

Perfect Bleach Office+, Voco

- 35 % Wasserstoffperoxid für eine schnelle und zuverlässige Aufhellung
 - Guter Kontrast zum Zahn und zum LC Dam durch rötliche Einfärbung des Materials
- Handliche 4 ml QuickMix Spritze
- Perfekte Konsistenz, einfach aufzutragen, kein Verlaufen
 - Nur die benötigte Menge an Bleichgel wird aktiviert, auch Kleinstmengen möglich, z. B. für Endo-Bleaching
 - Im Set: praktischer, auf Composite basierender Gingivaschutz sowie spezielle Kanülen für Endo-Bleaching liegen dem Set bei



Set Set 2 x 4 ml Bleichgelspritze, 2 x 2 g LC Dam, Mischkanülen Typ 14, Mischkanülen Typ 15, Applikationsaufsätze Typ 1, Applikationskanülen Typ 41	221210 237,00
Packung 4 ml Bleichgelspritze, Mischkanülen Typ 14	221211 88,30

Bleaching

Pola Night, SDI

Das anspruchsvolle Zahnaufhellungssystem für die angenehme und einfache **Anwendung zu Hause**. Konzentrationen - Carbamid-Peroxyd, 10 und 16 %.



Mini Kit

4 x 1,3 g Einzelspritzen 10 %
4 x 1,3 g Einzelspritzen 16 %

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

229431 **33,15**
229433 **33,15**

Kit

10 x 1,3 g Einzelspritzen 10 %
10 x 1,3 g Einzelspritzen 16 %

229432 **66,38**
229434 **66,38**

Pola Office, SDI

Das anspruchsvolle Zahnaufhellungssystem für die Anwendung in der Praxis durch den Zahnarzt. Kit für 6 Zahnbögen, Behandlungszeit ca. 30 min. Enthält Kaliumnitrat zur Vorbeugung von Sensivitäten. Kann mit einer herkömmlichen Halogenlampe aktiviert werden. Flexibler Zahnfleischschutz enthalten. 35 % Wasserstoffsuperoxyd.



Office Kit (3 Patienten)

6 x 0,3 g Pulver,
6 x 2 ml Einzelspritzen 35 %,
3 x 1 g flexibler Gingivenschutz,
Zubehör

229426 **179,79**

Reservoir Resin

2 x 1 g, Zubehör

33846 **38,21**

Zahnfleischschutz

2 x 1 g, Zubehör

33777 **37,26**

Pola Office+ 6 %, SDI

Kosmetische Zahnaufhellung in der Praxis

Lediglich minimale Behandlungszeit notwendig. Der hohe pH-Wert von Pola Office+ 6% beruhigt die Zähne und sichert maximalen Komfort während und nach der Behandlung. Pola Office+ 6% ist ganz einfach anzuwenden. Das Zahnfleisch muss nicht extra abgedeckt und geschützt werden. Durch die einfache Vorbereitung der Zähne und die kurze Kontaktzeit pro Applikation, wird die Behandlungszeit verringert und die Produktivität gesteigert. Das Material muss nicht extra angemischt werden.



Kit (1 Patient)

1 x 2,8ml Spritzen Pola Office+

236382 **55,53**

Kit (3 Patienten)

3 x 2,8ml Spritze Pola Office+

236383 **127,77**

Pola Office+, SDI

Die gesamte Behandlung dauert weniger als 30 Minuten. Die eintigartige Formel mit 37,5% Wasserstoffperoxid setzt Peroxidionen schnell frei und beginnt so den Aufhellungsprozess.

- Schnelle und einfache Anwendung: 3 x 8 Minuten auftragen
- Spritzensystem mit 2 Kammern - kein separates Anmischen notwendig
- Das Gel haftet gut an der Zahnoberfläche, der Aufhellungseffekt wird maximiert
- 37,5% Wasserstoffperoxid
- Enthält Kaliumnitrat gegen Sensitivitäten
- Kann wahlweise mit oder ohne Lampe benutzt werden



Office Kit (3 Patienten)

3 x 2,8ml Spritzen Pola Office+ und 3 x 1g Spritzen Zahnfleischschutz **ohne Wangenhalter**

229437 **191,76**

Office Kit (3 Patienten)

3 x 2,8ml Spritzen Pola Office+ und 3 x 1g Spritzen Zahnfleischschutz **mit Wangenhalter**

229440 **198,16**

Mini Kit (1 Patient)

1 x 2,8ml Spritze Pola Office+ und 1g Spritze Zahnfleischschutz **ohne Wangenhalter**

229438 **79,67**

Mini Kit (1 Patient)

1 x 2,8ml Spritze Pola Office+ und 1g Spritze Zahnfleischschutz **mit Wangenhalter**

229439 **82,59**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Pola Day CP 35 %, SDI

35 % Carbamidperoxyd, zur Anwendung in vorher gefertigten Zahnschienen.



Mini Kit

4 x 1,3 g Pola Day CP Spritzen, 8 Tips, Zubehör

229429 33,15

VivaStyle, Ivoclar Vivadent

VivaStyle 10% und VivaStyle 16% enthalten das bewährte Carbamidperoxid für ein effektives und schonendes Aufhellen. Der zusätzliche Inhaltstoff Kaliumnitrat, das milde Minz-Aroma, das weiche Schienenmaterial und die kurzen Applikationszeiten ermöglichen eine angenehme Anwendung. Bei stärkeren Verfärbungen empfiehlt sich VivaStyle 16%, um schneller eine wahrnehmbare Aufhellung zu erzielen, bei leichteren Verfärbungen die 10%ige Variante.



Patienten Kit 10 %

4 Spritzen VivaStyle à 3 ml vormontierte wieder verschliessbare Kanüle, 1 Ersatzkanüle, 1 Aufbewahrungsbox, Schienenmaterial, div. Zubehör

235542 93,20

Touch Up Kit 10 %

2 x 3 ml VivaStyle Spritzen, vormontierte wieder verschliessbare Kanüle

235606 36,05

Patienten Kit 16 %

4 Spritzen VivaStyle à 3 ml vormontierte wieder verschliessbare Kanüle, 1 Ersatzkanüle, 1 Aufbewahrungsbox, Schienenmaterial, div. Zubehör

235632 93,20

Touch Up Kit 16 %

2 x 3 ml VivaStyle Spritzen, vormontierte wieder verschliessbare Kanüle

235644 36,05

VivaStyle Paint On Plus, Ivoclar Vivadent

Das Lacksystem zum Aufhellen der Zähne in der Praxis und zu Hause. VivaStyle Paint On Plus mit 6% Wasserstoffperoxid wird mit dem Pinsel direkt auf die Zähne appliziert. Das Lacksystem löst sich nicht im Speichel und entfaltet innerhalb weniger Minuten seine Wirkung. Es können sowohl einzelne Zähne als auch die ganze Zahnreihe aufgehellt werden. In der Zahnarztpraxis kann VivaStyle Paint On Plus durch mehrfaches Applizieren in einer Sitzung zur Intensivbehandlung eingesetzt werden.



Patient Kit

1 Standtube Paint On Plus 20 ml, 14 Applikationspinsel, 14 Portionierungsschälchen, 1 Tasche

229758 93,20

Skyce, Ivoclar Vivadent

Zahnschmucksystem, mit dem die kosmetischen Ansprüche medizinisch korrekt ausgeführt werden können. Skyce Zahnschmuck wird ohne Präparation mit bewährten Produkten einfach aufgeklebt. Das Aufkleben hat keinen Einfluss auf die Gesundheit des Zahnes. Zwei verschiedene Größen.



Normalpackung 5 Stück

kristall Ø 1,9 mm

26741 64,45

kristall Ø 2,4 mm

26743 64,45

Bleaching Tiefziehfolien

Erkoflex-bleach, Erkodent

Erkoflex-bleach ist ein flexibles Material mit hoher Elastizität und Formbeständigkeit. Härte ca. 95 Shore A. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.

• Anwendungsgebiet:

Bleachingschienen, Fluoridierungsschienen und Medikamententräger



Packung 20 Stück
1,0 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

83116 32,41

Packung 100 Stück
1,0 mm

10772 129,59

Durchmesser: **120 mm**
Farbe: **transparent**

Opalescence Aufbewahrungsboxen, Ultradent Products

Geeignet für Aufhellungs-Schienen. Innenmaße ca. 7,5 x 7 x 1,5 cm.



Packung 20 Stück
sortiert: 6 x blau, 7 x grün, 7 x melone

167167 25,90

Sof-Tray Sheets, Ultradent Products

Extrem flexible Tiefziehfolie. Besonders geeignet für Bleaching-Schienen.

• Anmerkung:

Dan Fischer empfiehlt für die Bleachingbehandlung die flexible Schiene, die sich 'wie eine Kontaktlinse' an den Zahn schmiegt. Dabei empfiehlt er die dünne Ausführung (0,9 mm).



Packung 25 Stück
Stärke: 0,9 mm

28511 29,00

Packung 20 Stück
Stärke: 1,5 mm

28512 29,00

Form: **quadratisch**
Maße: **127 x 127 mm**
Farbe: **klar**

9

Filmtaschen und Karteikarten	666-667
Röntgen - Reinigung und Hygiene	660
Röntgenchemikalien	658-659
Röntgenfilme, extraoral	656
Röntgenfilme, intraoral	657
Röntgenschutz	661
Zubehör Röntgen	662-663
Zubehör Röntgen digital	664-665

Röntgenfilme extraoral

Agfa Dentus Ortholux, Kulzer

Orthochromatischer Folienfilm zur Verarbeitung mit **grün-emittierenden** Verstärkungsfolien. Optimale Detailerkennbarkeit und brillanter Bildeindruck durch Disc-grain-Kristallstruktur und Mehrschicht-Emulsionstechnologie (SEL). Verarbeitung im Tank und in allen Entwicklungsmaschinen möglich.




Packung 100 Filme

Format 12,7 x 30,5 cm
Format 15,0 x 30,0 cm
Format 18,0 x 24,0 cm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
20564	187,00
20565	225,00
20566	214,00

T-Mat G/RA, Carestream Dental

- Orthochromatischer Röntgenfilm zur Verwendung mit **grün-emittierenden** Verstärkungsfolien (z. B. Lanex Verstärkungsfolien)
- Film mit hoher Auflösung und hohem Kontrast für alle extraoralen Aufnahmen
- Geeignet für Hand- und Maschinenentwicklung



Packung 50 Filme

Format 12,7 x 30,5 cm
Format 15,0 x 30,0 cm
Format 18,0 x 24,0 cm

68088	69,35
68089	75,17
68090	83,70

T-Mat G/RA Panoclass, Carestream Dental

- Orthochromatischer Röntgenfilm zur Verwendung mit **grün-emittierenden** Verstärkungsfolien (z. B. Lanex Verstärkungsfolien)
- Film mit hoher Auflösung und hohem Kontrast für alle extraoralen Aufnahmen
- Geeignet für Hand- und Maschinenentwicklung
- Durch Perforation zur Archivierung faltbar auf halbe Formatlänge



Packung 100 Filme

Format 12,7 x 30,5 cm
Format 15,0 x 30,0 cm

63556	147,25
63557	158,65

Röntgenfilme intraoral

Agfa Dentus M2 Comfort, Kulzer

Hochempfindlicher intraoraler Zahnfilm der **Empfindlichkeitsklasse E/F**. Hohe diagnostische Bildqualität bei geringer Strahlendosis. Für Röntgenbilder höchster Schärfe und großer Brillanz. Alle Formate in desinfizierbaren seidenweichen Softopac verpackt. Geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.



Packung 150 Einzelfilme
Format 3 x 4 cm


Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
70012	71,20

Packung 100 Einzelfilme
Format 2 x 3 cm

58602	65,20
-------	-------

Insight IP-21, Carestream Dental

- Höchstempfindlicher Dentalfilm für intraorale Aufnahmen (**Empfindlichkeitsgruppe E/F**)
- Bis zu 60% geringere Strahlenbelastung im Vergleich zum Ultra-Speed
- Höhere Stabilität bei der Verarbeitung
- Verbesserte Bildqualität: hohe Auflösung, sehr hoher Kontrast
- Geeignet für Hand- und Maschinenentwicklung



Packung 150 Einzelfilme
IP-21 Format 3,1 x 4,1 cm

25986	59,58
-------	-------

Packung 100 Einzelfilme
IP-01 Format 2,2 x 3,5 cm

26381	47,50
-------	-------

Packung 50 Einzelfilme
IB-21 Format 3,1 x 4,1 cm Bite-Wing

29253	65,10
-------	-------

Packung 100 Einzelfilme
IB-31 Format 2,7 x 5,4 cm Bite-Wing

29746	127,10
-------	--------

Ultra-speed, Carestream Dental

- Hochempfindlicher Dentalfilm für intraorale Aufnahmen mit hohem Kontrast (**Empfindlichkeitsgruppe D**)
- Ausgezeichnete Aufnahmequalität
- Geeignet für Hand- und Maschinenentwicklung



Packung 150 Einzelfilme
DF-58 Format 3,1 x 4,1 cm

73835	54,15
-------	-------

Packung 100 Einzelfilme
DF-54 Format 2,2 x 3,5 cm

73834	49,60
-------	-------

Packung 50 Einzelfilme
DF-40 Format 3,1 x 4,1 cm Bite-Wing

83308	69,23
-------	-------

Röntgenchemikalien

Röntgen-Chemikalienset, ORBIS Dental

Entwickler- und Fixierkonzentrat, einteilig: Jede Komponente einfach auf die Endmenge von 5 l verdünnen - fertig. Ansatzfehler werden sicher vermieden. Perfekte Filmverarbeitung durch ausgewogene Abstimmung auf alle marktrelevanten Dentalfilme. Sparsamer Verbrauch. Verlässliche Entwicklungsergebnisse über die gesamte Standzeit.



Set
Konzentrat für 2 x 5 l Entwickler und 2 x 5 l Fixierer (für 2 Ansätze)

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
195925	43,95

Geeignet für alle Rollen-Entwicklungsautomaten, z. B.:

- Philips Rollomat 810, 820
- Dürr CA 245, XR 24, XR 24II, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova

TOP

Agfa Dentus D 1000/F 1000, Kulzer

Die Kombination von Agfa Dentus Entwickler und Agfa Dentus Fixierer garantiert qualitativ hochwertige Bildergebnisse für die intraorale und extraorale Technik.

- Für die manuelle Verarbeitung und Hand-Tankanlagen
- Frei von Glutaraldehyd
- Leichtes Ansetzen der Lösungen für eine optimale Verarbeitung
- Voll recyclebare Polyethylen-Behälter



Flasche 1000 ml

D 1000 Entwickler-Konzentrat
F 1000 Fixierer-Konzentrat

88419	19,50
88418	19,50

Chemikalien-Set Automat XR/C+, Dürr Dental

Röntgenchemie, Spezial-Set. Einteilige Konzentrate für 2 Ansätze (ergibt 2 x 5 Liter Entwickler- und 2 x 5 Liter Fixierergebrauchslösung) für Entwicklungsautomaten XR 24 (alle Typen).



Karton
2 x 1,5 Liter Entwickler, 2 x 1,5 Liter Fixierer

278679	99,00
--------	-------

Chemikalien-Set Periomat Intra/C+, Dürr Dental

Röntgenchemie, Spezial-Set. Einteilige Konzentrate für 4 Ansätze, welches 4 x 1 Liter Entwickler- und 4 x 1 Liter Fixierergebrauchslösung) für Periomat (alle Typen) und XR 04 ergibt.



Set
Entwickler- und Fixierer-Konzentrat

278719	65,00
--------	-------



**Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.**

Clarimat Super, Adefo

Spezialchemikalien für die Zahnfilm-Entwicklungsmaschinen Clarimat Super SII, SIII und Girardelli- X 20, - X 24.
Kombinationspackung für **2 Ansätze**.



Kombinationspackung

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
87125	53,22

Clarimat Universal, Adefo

Entwickler- und Fixierkonzentrat für Entwicklungsmaschinen Clarimat-Universal, Standard, Dry-O-Mat und Girardelli X-3 / X-3 D.
Kombinationspackung für **4 Ansätze**.



Kombinationspackung

80202	28,63
-------	-------

Röntgen - Reinigung und Hygiene

Reinigungsfilm Clear 100, Dürr Dental
Reinigungsfilm geeignet für XR 24 (alle Typen).



Packung 100 Stück
18 x 24 cm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
74909	98,00

Schutzhüllen, Sirona
Hygieneschutzhüllen für die ORTHOPHOS Familie.



Packung 500 Stück
für Aufbiss / Anlage
für Aufbiss in Verbindung mit Kinnauflage

57693	93,00
57696	99,00

Packung 100 Stück
für Kinnauflage und Bügel

57697	99,00
-------	-------

Sprühreiniger WR 2000, Dürr Dental
Sprühreiniger für die Reinigung der Rollenpakete, Transportwalzen und Racks.



Packung
1 Liter Sprühflasche, 2 Schwämme

89354	27,50
-------	-------

Röntgenschürzen 635, Mavig

Röntgenschürze für den stehenden Patienten am Panoramagerät.
Flexibles Bleigummi-Mehrschichtmaterial auf Naturkautschukbasis. ComforTex-HPMF Aussenhülle, rundum eingefasst. Pb-Wert 0,5 mm.



Stück für Erwachsene

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Curacao	224032 238,00
Orchidee	223873 238,00
Regatta	224033 238,00
Indian Summer	224035 238,00
Limette	224036 238,00
Teddy	224037 238,00
Ocean	224038 238,00
Titan	225713 238,00
Lagoon	254429 238,00

Stück für Kinder

Curacao	224040 174,00
Orchidee	224041 174,00
Regatta	224042 174,00
Indian Summer	224043 174,00
Limette	224044 174,00
Teddy	25411 174,00
Ocean	224045 174,00

Stück Wandaufhänger 412	89080 70,00
-----------------------------------	--------------------

Röntgenschutzschild, Maier

Das Maier-Strahlenschutzschild ist der DIN EN 61331-3 entsprechend gestaltet und mit einer Bleieinlage von 0,5 mm versehen. Es fängt das Nutzstrahlenbündel bei allen intraoralen Röntgenaufnahmen mit Sicherheit auf.



Stück schwarz (o. Abb.)	142503 77,14
rot	22826 77,14
grün	80887 77,14
silber	23443 77,14
blau	23442 77,14

Zubehör Röntgen

Emmenix-Flap, Hager & Werken

Weiche Aufbiss-Röntgenfilmkissen. Spezielles Schaumstoffmaterial mit hoher Haftung. Flap kann beliebig und optimal am Film fixiert werden. Ideal für Bite-Wing-, Wurzelkanal-, Prämolaren- und Molaren aufnahmen.



Packung 500 Stück

Artikel-Nr. 46916
Preis pro Einheit 32,40

Kwik-Bite, Kerr

Film- und Speicherfolienhalter für horizontale Bissflügel Aufnahmen (Standard-Bite-wings). Er garantiert perfekte Röntgenaufnahmen ohne Überlappungen und es entfallen unnötige Wiederholungen der Bilder. Dadurch wird der direkte Vergleich der Bissflügel-Aufnahmen über Jahre hinweg für denselben Patienten ermöglicht. Autoklavierbar bei 134°C für mindestens 3 Minuten.



Kwik-Bite mit Ring
5 Kwik-Bite mit Ring, 1 Zentrierhilfe

34798 **56,61**

Kwik-Bite mit Index
15 Kwik-Bite mit Index

88183 **67,17**

Super-Bite, Kerr

Für periapikale Röntgenaufnahmen von Front- und Seitenzähnen indiziert. Das System besteht aus zwei Filmhalter (Anterior, grün und Posterior, rot) für die Anwendung in allen vier Quadranten. Die Super-Bite Röntgenfilmhalter ermöglichen auch für unterschiedliche Film- und Speicherfolienhalter perfekten Halt. Autoklavierbar bei 134°C für mindestens 3 Min.



Set
2 Super-Bite mit Ring Anterior, 2 Super-Bite mit Ring Posterior, 2 Zentrierhilfen

45243 **85,40**

Packung
4 Super-Bite Anterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe

45244 **85,40**

Packung
4 Super-Bite Posterior mit Ring, 1 Zentrierhilfe

45245 **85,40**

Uni-Grip, Dentsply Rinn

Einweg Röntgenhalter für Filme, Speicherfolien und digitale Sensoren.

- Passt für alle Filme, Speicherfolien und Sensoren
- In Sekundenschnelle angebracht
- Mühelos einzustellen durch Farbkodierung
- Abgerundete Ecken für mehr Patientenkomfort
- Einwegprodukt, daher keine Desinfektion/Sterilisation
- Auch anwendbar in Paralleltechnik mit autoklavierbarer Führungsstange



Packung
je 50 Halter und Schutzhüllen für digitale Sensoren

192600 **63,23**

Packung
50 Halter für Filme und Speicherfolien

196013 **66,33**

Stück
Führungsstange und Ring

192717 **49,57**

XCP Instrumentensatz, Dentsply Rinn

Für die Rechtwinkel-/Paralleltechnik. Alle Teile autoklavierbar. Farbkodierung und leichteres Design für bessere Handhabung und mehr Patientenkomfort.



Set
Haltestange und Visierringe: je 1 Anterior, 1 Bissflügel, 2 Posterior, 1 Endodontie / Bissplatten:
4 Anterior, 8 Posterior, 5 Bissflügel, 4 Endodontie / 1 Anwendungsposter

18727 **195,36**



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

XCP Filmhalter Anterior, Dentsply Rinn
XCP Filmhalter für Frontzähne,
Farbkodierung **blau**.



Stück
Führungsstange
Visierring

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

89599 **37,69**
25991 **8,91**

Packung
25 Bissplatten

89603 **24,51**

XCP Filmhalter Posterior, Dentsply Rinn
XCP Filmhalter für Molaren,
Farbkodierung **gelb**.



Stück
Führungsstange
Visierring

89600 **37,69**
89602 **8,91**

Packung
25 Bissplatten

89604 **24,51**

XCP Filmhalter Bissflügel, Dentsply Rinn
XCP Filmhalter für Bissflügel,
Farbkodierung **rot**.



Stück
Führungsstange
Visierring

89605 **37,69**
25992 **8,91**

Packung
6 Bissplatten, horizontal für 3 x 4 cm Film

37617 **14,72**

XCP Filmhalter Endodontie, Dentsply Rinn
XCP Filmhalter für die Endodontie,
Farbkodierung **grün**.



Set
1 Führungsstange, 1 Visierring, 3 Bissplatten

18728 **46,77**

Stück
Führungsstange
Visierring

153988 **37,69**
18920 **8,91**

Packung
3 Bissplatten

160245 **17,61**

XCP Ora, Dentsply Rinn
Universelles Haltersystem für Röntgenfilme und Speicherfolien. Mit einem System werden die Bereiche Anterior, Posterior und Bissflügel komplett abgedeckt.



Set
Führungsstange und Visierring

36273 **134,55**

Zahnfilmpolster

Verhindert das schmerzhaftes Einsetzen von intraoralen Zahnfilmen (3 x 4 und 2 x 3 cm). Das Polster wird auf die scharfe, schneidende Kante der zahnfilmhülle aufgesteckt und schützt die empfindliche Schleimhaut des Patienten. Besonders für Unterkieferaufnahmen geeignet.



Packung 40 Stück

153577 **13,20**

Zubehör Röntgen digital

Schutzhüllen, ORBIS Dental

Exakt passende Schutzhüllen für digitale Röntgensensoren und rahmenlose Speicherfolien. Schützen Personal und Patienten vor Kreuzkontamination. Die Folie ist speziell für diesen Einsatzzweck optimiert und hat keinerlei negativen Einfluss auf die Bildqualität.

TOP



Packung 300 Stück für Speicherfolien

Größe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe 0 / 2,2 x 3,5 cm	15889	43,95
Größe 1 / 2,4 x 4,0 cm	15936	43,95
Größe 2 / 3,1 x 4,1 cm	15956	43,95

Packung 500 Stück für Röntgensensoren

Größe 1 / 2 x 3 cm	15957	20,95
Größe 2 / 3 x 4 cm	15958	20,95

Kwik-Bite Senso, Kerr

Universeller Sensorhalter für direktes digitales Röntgen von Bissflügeln.

- Kompatibel mit allen gebräuchlichen Sensormarken und -größen
- Für sämtliche Röntgentuben geeignet
- Autoklavierbar bis 134 °C



Kit 4 Sensorhalter mit Ring, 1 Zentriervorrichtung	47720	206,55
--	-------	--------

Packung 500 Stück

Hygieneschutzhüllen 3,5 x 20,5 cm	149869	23,63
Hygieneschutzhüllen 4 x 21 cm	149870	23,63

Super-Bite Senso, Kerr

Sensorhalter für das direkte digitale Röntgen von periapikalen Aufnahmen.

Die spezielle Klemmvorrichtung ist mit allen gängigen Sensor-Typen und Größen kompatibel.



Kit 2 Anteriorhalter mit Ring, 2 Posteriorhalter mit Ring, 2 Zentriervorrichtungen	164713	210,23
--	--------	--------

Packung 500 Stück

Hygieneschutzhüllen 3,5 x 20,5 cm	149869	23,63
Hygieneschutzhüllen 4 x 21 cm	149870	23,63

Speicherfolie DenOptix, KaVo

Speicherfolie für den intraoralen Bereich:

- Kompletttaufnahmen von 3 Zähnen
- Wiedergabe der 7er und 8er Molaren
- Bissflügel- und Okklusalaufnahmen
- Auflösung ca. 9 Lp/mm



Packung 2 Stück Gr. 0, 22 x 35 mm	29216	130,00
Gr. 1, 24 x 40 mm	174531	130,00
Gr. 3, 25 x 54 mm	174532	146,00

Packung 4 Stück Gr. 2, 31 x 41 mm	25022	146,00
---	-------	--------

Stück Gr. 4, 57 x 76 mm	174533	167,00
-----------------------------------	--------	--------

Schutzhüllen DenOptix, KaVo

Hygieneschutzhüllen für das digitale DenOptix System.



Packung 100 Stück 3 x 4 cm	87839	33,00
--------------------------------------	-------	-------

Zubehör Röntgen digital

Schutzhüllen Sidexis, Sirona

Hygieneschutzhüllen für das digitale Side-
xis System.



Packung 500 Stück

Sensor 1.0 oder Universal
Full-Size-Sensor

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
26386	173,00
11265	173,00

Speicherfolie Plus, Dürr Dental

Intraoral-Speicherfolie für die Dürr VistaS-
can Modelle.

- Flexibel und dünn wie ein Film, dadurch einfache Positionierung
- Alle gängigen Formate
- Hoher Grauwertbereich
- Wiederverwendbar
- Angenehm für den Patienten
- Lange Lebensdauer



Packung 2 Stück

Gr. 0, Format 2 x 3 cm
Gr. 1, Format 2 x 4 cm
Gr. 3, Format 2,7 x 5,4 cm

190808	149,00
190967	152,00
190220	170,00

Packung 4 Stück

Gr. 2, Format 3 x 4 cm

139648	262,00
--------	--------

Stück

Gr. 4, Format 5,7 x 7,6 cm

183328	186,00
--------	--------

Packung 10 Stück

Speicherfolien-Reinigungstuch

40391	11,60
-------	-------

Schutzhüllen Plus, Dürr Dental

Lichtschutzhüllen für die Intraoral-Speich-
erfolien der VistaScan Modelle.

- Gesundheitlich geprüftes Material
- Weiches angenehmes Gefühl im Mund
- 100 % hygienisch dicht
- Einfache Handhabung
- Sehr hohe Lichtdichtigkeit / eine Garan-
tie für die exzellente Bildqualität



Packung 100 Stück

für Größe 0
für Größe 1
für Größe 3
für Größe 4

236295	22,50
236296	24,50
236298	32,00
236300	41,00

Packung 300 Stück

für Größe 2

235376	54,50
--------	-------


Packung 1.000 Stück

für Größe 2

236297	159,00
--------	--------

Speicherfolie VistaScan, Dürr Dental

Extraoral-Speicherfolie für die Dürr VistaS-
can Speicherfolienscanner. Inklusive Foli-
enkassette.



Stück

OPG, Format 12,7 x 30,5
OPG, Format 15 x 30
Ceph, Format 18 x 24
Ceph, Format 24 x 30

140316	960,00
141503	999,00
145556	980,00
165283	1.637,00

Packung 10 Stück

Speicherfolien-Reinigungstuch

40391	11,60
-------	-------

Filmtaschen und Karteikarten

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Röntgenfilmtaschen endlos, ORBIS Dental
Abreißbar, aus transparentem Kunststoff, für Filme der Formate:

- 2 x 3 cm
- 3 x 4 cm
- 4 x 5 cm



Packung 200 Stück

143086 **7,95**

TOP

Panoramafilmtaschen, ORBIS Dental
Weichmacherfreie PVC-Hartfolie, glasklar, mit Beschriftungsfeld und Lochrand.



Packung 50 Stück

Format 13,4 x 30 cm

143088 **33,15**

Format 15 x 30 cm

143090 **33,15**

TOP

Packung 100 Stück

Beschriftungsstreifen

143182 **5,45**

Dentalfilmtasche, MGK

Filmtaschen aus filmneutraler Hart-Klarsichtfolie.

No. 80251


für 15 Zahnfilme 3 x 4, mit Datenfeld und -karte, ohne Lochung

No. 80256

für 16 Zahnfilme 3 x 4, ohne Datenfeld, mit Lochung

No. 80253

für 8 Zahnfilme bis 4 x 5, ohne Datenfeld, mit Lochung



Packung 50 Stück

No. 80251

83085 **37,13**

No. 80256

83056 **37,13**

No. 80253

83082 **37,13**

ab 2 Packungen

33,42

Filmkarten, Becht

Nr. 84 und 86

grün, mit Cellophantaschen für Filmgrößen 2 x 3 oder 3 x 4

Nr. 85

mit weißen Einsteckkärtchen für die Beschriftung. Für Filme 2 x 3, 3 x 4 und 4 x 5.



Packung 50 Stück

Nr. 84, für 4 Filme

45340 **42,50**

Nr. 86, für 6 Filme

45801 **48,85**

Packung 100 Stück

Nr. 85, für 1 Film

45800 **13,10**

Panoramafilmtaschen, MGK

Alle Panoramafilmtaschen sind aus filmneutraler Hart-Klarsichtfolie und abheftbar.



Packung 50 Stück

Format 12,5 x 30,5 cm

43302 **68,30**

Format 15,0 x 30,0 cm

43304 **68,30**

Format 15,0 x 30,0 cm, ohne Lochrand

83258 **68,30**

Filmtaschen und Karteikarten

Röntgenkarteitaschen

In Verbindung mit Karteikarte und Röntgensichthülle eine optimale und zeitsparende Lösung gegenüber einem unhandlichen und schweren Röntgenordner. Organisation der Röntgenkartei wie die Patientenkartei.



Packung 100 Stück
OPG 153 x 305 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
67634	47,98

Röntgensichthüllen

Passend für das Spitta-Kartei-System.




Packung 100 Stück
Format DIN A5 für 8 Aufnahmen bis 4 x 5

165065	42,98
--------	-------

Röntgensammeltaschen

Passend für das Spitta-Kartei-System.
Mit Abheftlochung.



Packung 100 Stück
Format 148 x 206 mm für 16 Aufnahmen bis 3 x 4

67651	42,98
-------	-------

10

Provisorien K & B, Inlays und Onlays	673-679
Provisorische Befestigungszemente	680-685
Provisorische Verschlussmaterialien	670-672
Schienung für gelockerte Zähne	686
Schutz- und Strpkrone	687-691

Provisorische Verschlussmaterialien

Cavit, 3M

Bewährte Verschlussmasse für die provisorische Kavitätenversorgung.

Indikation:

(hohe Oberflächenhärte): Verschlüsse von okklusal belasteten Kauflächen

Produktvorteile

- Hohe Klebekraft
- Mit einfachen Füllungsinstrumenten zu verarbeiten
- Schnelle und porenfreie Aushärtung unter Feuchtigkeit
- Dichter Randspalt durch leichte Expansion

Anwendungshinweise

- In feuchte Kavität einbringen
- Bei exponierten Stellen 15 Minuten aushärten lassen



Packung

Tuben 10 x 7 g

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

206758 30,99

Schraubglas 28 g

81019 12,90

Cavit G, 3M

Bewährte Verschlussmasse für die provisorische Kavitätenversorgung.

Indikation:

(rückstandslose Entfernung ohne rotierende Instrumente möglich): Inlay-Präparation

Produktvorteile

- Hohe Klebekraft
- Mit einfachen Füllungsinstrumenten zu verarbeiten
- Schnelle und porenfreie Aushärtung unter Feuchtigkeit
- Dichter Randspalt durch leichte Expansion

Anwendungshinweise

- In feuchte Kavität einbringen
- Bei exponierten Stellen 15 Minuten aushärten lassen



Schraubglas 28 g

84523 13,07

Cavit W, 3M

Bewährte Verschlussmasse für die provisorische Kavitätenversorgung.

Indikation:

(reduzierte Endhärte, erhöhte Klebkraft): Verschlüsse nach endodontischer Behandlung

Produktvorteile

- Hohe Klebekraft
- Mit einfachen Füllungsinstrumenten zu verarbeiten
- Schnelle und porenfreie Aushärtung unter Feuchtigkeit
- Dichter Randspalt durch leichte Expansion

Anwendungshinweise

- In feuchte Kavität einbringen
- Bei exponierten Stelle 15 Minuten aushärten lassen



Packung

Tuben 10 x 7 g

206548 31,45

Schraubglas 28 g

81020 13,07



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Provisorische Verschlussmaterialien

Clip / Clip F, Voco

• **Clip:**
Lichthärtendes provisorisches Füllungs-
material zum temporären Verschluss von
Kavitäten und nach Wurzelbehandlungen.
Einfach mit Halogenlicht polymerisieren.
Es bleibt zähelastisch und lässt sich mit
dem Instrument leicht in einem Stück ent-
fernen.

• **Clip F:**
mit Fluoridabgabe.

• **Clip Caps:**
Im praktischen Composite-Applikations-
System zur direkten, zeitsparenden An-
wendung.



Clip

Spritze 2 x 4 g
Spritze 3 x 4 g

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

73997 47,20
52490 62,90

Clip F

Spritze 2 x 4 g
Spritze 3 x 4 g

84308 47,20
26419 62,90

Clip Caps

Caps 25 x 0,25 g

31303 66,80

Clip Flow, Voco

Fließfähiges, lichthärtendes Füllungsmate-
rial für temporäre Versorgungen.

Indikationen

- Temporäre Versorgung von Inlay / On-
lay-Kavitäten
- Verschluss von Implantatschrauben-Öff-
nungen
- Unterfütterungsmaterial für provisorische
Kronen und Brücken
- Ausblockmaterial für untersichgehende
Bereiche im Zahnbogen, z. B. vor der
Abdrucknahme
- Abdecken des Gingivaummes
- Fixierung von Kunststoffmatrizen wäh-
rend der Füllungslegung
- Temporäre Füllungen von Kavitäten und
Verschluss von Wurzelkanalzugängen



Spritze 2 x 1,8 g

inkl. Applikationskanülen

244427 29,10

Packung 100 Stück

Applikationskanülen Typ 46

215971 30,30

Coltosol F, Coltène

Gebrauchsfertiger provisorischer Ver-
schlusszement. Müheloses Entfernen in
großen Teilstücken. Röntgensichtbar. Eu-
genolfrei. Pastenform



Glas 38 g

83681 11,17

Packung 3 x 38 g

83680 33,51

Packung 5 x 8 g Spritzen

83682 21,20

Detaferm, Detax

Gebrauchsfertiger Verschlussmasse für
die provisorische Kavitätenversorgung.
Jetzt auch mit Calciumfluorid zur Remine-
ralisierung. Härtet im Mund unter Speiche-
leinfluss, hohe Klebkraft in der Kavität.
Leicht zu verarbeiten, hervorragender
Randschluss, leicht zu entfernen.



Standardpackung

Glas-Tiegel 40 g

190872 11,60

DuoTemp, Coltène

Ein dual härtendes provisorisches Fül-
lungsmaterial. Es ist ein weißes, eugenol-
freies, röntgenopakes, Füllungs-
material basierend auf Zinkoxid-/Zinksulfat für
einen optimalen Schutz. Das Ein-Kompo-
nentmaterial erfordert kein Mischen und ist
einfach und zeitsparend in der Anwen-
dung. Das Material haftet gut in der Kavität
und lässt sich auch gut entfernen.



Single Pack

5 g Spritze

197581 16,68

Eco Pack

5 x 5 g Spritzen

197582 75,51

Provisorische Verschlussmaterialien

Fermin, Detax

Gebrauchsfertige, provisorische Verschlussmasse, langjährig bewährte Rezeptur. Härtet im Mund unter Speichelfluss, hohe Klebkraft in der Kavität, hervorragender Randschluss, leicht zu entfernen.

- Farbe: weiß opak
- Langzeit Produktgarantie: 5 Jahre



Dose 40 g

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
71033	10,70

Guttapercha in Stangen, Dentsply Sirona

Provisorisches Verschlussmaterial in Stangen.

- Farbe: weiß



Packung 28,4 g

79530	28,59
-------	-------

IRM, Dentsply Sirona

IRM Temporäres Füllungsmaterial ist ein mit Polymeren verstärkter Zinkoxid-Eugenol-Zement für die vorübergehende, d. h. nicht länger als ein Jahr dauernde Versorgung von Kavitäten.

IRM kann ebenfalls als Unterfüllungsmaterial unter Füllungsmaterialien ohne Kunststoffbestandteile verwendet werden.



Standardpackung
40 g Pulver, 15 ml Flüssigkeit

76899	52,43
-------	-------

Nachfüllpackungen

40 g Pulver
15 ml Flüssigkeit

79710	36,98
79711	20,79

Kapsel Standardpackung
50 Stück (0,352 g/Kapsel)

89258	87,80
-------	-------

LuxaForm, DMG

Thermoplastisches Abformpolymer für die Provisorienherstellung. LuxaForm wird durch Erwärmen in heißem Wasser weich und plastisch.

- Kein Anmischen erforderlich,
- Kein Abformlöffel notwendig,
- Keine Schmierschicht auf Bis-Acrylat-Provisorien,
- Geruchlos



Packung 72 Tabletten

27211	59,70
-------	-------

Provis, Favodent

Provisorisches Schnellverschlussmittel auf Kunststoffbasis. Keine Reizung der Pulpa. Hohe Klebkraft auch bei feuchtem Dentin. Sicherer Verschluss für Einlagemedikamente.



Glas 40 g

87708	5,85
-------	------

Klinikpackung 3 x 40 g

87709	14,45
-------	-------

Provisorien K & B, Inlays und Onlays

Orbi-Temp K&B, ORBIS Dental

Selbstanmischbares pastöses Composite-Material in 4:1 Kartuschen zur Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, Onlays und Veneers direkt am Patienten. Das Material ist daher zur Verwendung für ausgedehnte Brücken sehr gut geeignet. Es zeichnet sich weiterhin aus durch eine gute Ästhetik, durch optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität und Fluoreszenz. Orbi-temp K&B -Provisorien können - im Falle eines Bruchs - leicht repariert werden, da bereits abgebundenes Material sich mit frisch angemischtem Material oder mit lichthärtenden Compositen chemisch verbindet.

- **Methylmethacrylatfrei**
- **Enthält kein Bisphenol A**
- **Aushärtungstemperatur liegt unter 40 °C**
- **Sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte**
- **Geringe Polymerisationsschrumpfung**
- **Äußerste Passgenauigkeit**
- **Röntgensichtbar**



Kartusche 50 ml 4:1

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Farbe A2	266819 58,45
Farbe A3	224924 58,45
Farbe A3,5	266820 58,45

inkl. je 6 Mischkanülen

Packung 50 Stück

Mischkanülen 4:1, Farbe: blau/orange	169178 31,45
--------------------------------------	---------------------

TOP

Integrity, Dentsply Sirona

Das temporäre Kronen- und Brückenmaterial Integrity ist ein selbstmischendes Zweikomponentenmaterial auf der Basis multifunktionaler Methacrylatester, das als kurz- und langfristiges temporäres Kronen- und Brückenmaterial dient.



Kartusche 76 g

A1	189569 116,39
A2	189607 116,39
A3,5	189608 116,39
B1	189609 116,39

inkl. je 16 Mischkanülen

Packung

50 Mischkanülen	189625 48,49
-----------------	---------------------

LuxaCrown, DMG

Semi-permanentes Kronen- und Brückenmaterial mit einer Tragedauer bis zu 5 Jahren. LuxaCrown ist ausgesprochen hart, widerstandsfähig und hat eine hohe Biegefestigkeit. Es lässt sich schnell und einfach verarbeiten und ist vielseitig in der Anwendung.



Kartusche 50 ml

A1	264327 143,00
A2	263997 143,00
A3	263998 143,00
A3,5	263999 143,00
B1	264026 143,00
B3	265539 143,00
C2	265540 143,00
D2	264982 143,00

inkl. je 15 Automix-Tips

LuxaFlow Star, DMG

Das fließfähige, lichthärtende Composite eignet sich exzellent zur Erweiterung und Reparatur von Luxatemp (sowie allen anderen Bis-Acrylat-) Provisorien. LuxaFlow Star wurde auf Luxatemp Star und dessen Farben abgestimmt, so dass die Provisorien auch nach der Reparatur überzeugend natürlich aussehen. Außerdem kann LuxaFlow für kleine Füllungen der Kavitätenklassen III, IV und V sowie minimal-invasive Füllungen und Unterfüllungen eingesetzt werden.



Packung 2 x 1,5 g Spritzen

A1	213339 47,20
A2	213340 47,20
A3	213341 47,20
A3,5	213343 47,20
B1	213344 47,20

inkl. je 10 Luer-Lock-Tips

Provisorien K & B, Inlays und Onlays

Luxatemp-Glaze & Bond, DMG

Lichthärtender Lack zur Oberflächenversiegelung und Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken. Sorgt für eine glänzende ästhetische Oberfläche (Hochglanzpolitur überflüssig) und für eine verminderte Plaquebesiedelung. Sehr gute Haftvermittlung zu Reparaturmaterialien, abrasionsstabil und einfache Anwendung.



Normalpackung
Flasche 5 ml, 25 Pinsel

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
29405	34,80

Packung
50 Stück Pinsel

198546	17,00
--------	-------

Luxatemp Fluorescence Automix, DMG

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis. Geeignet für provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Langzeitprovisorien. Natürliche Fluoreszenz, geringer Polymerisationsschrumpf, hohe Bruch- und Abrasionsfestigkeit, hervorragende Farbstabilität, geringes Allergiepotezial.



Kartusche 76 g

Farbe A1	154220	100,40
Farbe A2	154221	100,40
Farbe A3	154278	100,40
Farbe A3,5	154282	100,40
inkl. je 15 Automix-Tips		

Kartuschen 5 x 76 g

Farbe A2	154334	455,30
Farbe A3	154337	455,30
inkl. je 75 Automix-Tips		

Luxatemp-Handmix, DMG

Handmisch-Variante des bewährten Luxatemp-Kunststoffes. Geringe Abbinde-temperatur, geringer Schrumpf, hohe Abrasions- und Farbstabilität.



Packung

Tube 106 g Basispaste, Tube 6 g Katalysatorpaste, 1 Mischblock, 1 Spatel, 1 Applikationsspritze
Farbe A2

27186	108,65
-------	--------

Katalysatorpaste

Tube 6 g

27375	51,05
-------	-------

Luxatemp-Plus Automix, DMG

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis.

- Ausgezeichnete Passgenauigkeit
- Optimale Abrasionsfestigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Hohe Biokompatibilität

Geeignet für provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Langzeitprovisorien.



Kartusche 76 g

Farbe A1	27202	99,80
Farbe A2	27203	99,80
Farbe A3,5	27204	99,80
Farbe B1	11325	99,80
inkl. je 15 Automix-Tips		

Kartuschen 5 x 76 g

Farbe A1	27205	461,05
Farbe A2	27206	461,05
Farbe A3,5	27207	461,05
inkl. je 75 Automix-Tips		

Luxatemp-Solar Automix, DMG

Dualhärtendes provisorisches Kronen- und Brückenmaterial, (Inlays, Teilkronen, Veneers und Langzeitprovisorien). Zusätzlich zu den Vorteilen von Luxatemp-Plus: Aushärtungszeitpunkt ist selbst bestimmbar, leichte Entnahme während der elastischen Phase, Unterschnitte reißen nicht ab und sofortige hohe Endhärte nach dem Belichten.



Kartusche 76 g

Farbe: A2	48188	99,80
15 Automix-Tips		

Kartuschen 5 x 76 g

Farbe: A2	27200	461,05
75 Automix-Tips		

Provisorien K & B, Inlays und Onlays

Luxatemp Star Automix, DMG

Das BIS-Acrylat für hochwertige provisorische Kronen und Brücken ist die Weiterentwicklung von DMGs Erfolgsmaterial Luxatemp-Fluorescence. Das neue Luxatemp Star überzeugt mit überlegener Biege- und Bruchfestigkeit und ist auch für ästhetische Langzeitprovisorien bestens geeignet.



Kartusche 76 g

Farbe	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Farbe A1	213282	104,15
Farbe A2	213300	104,15
Farbe A3	213302	104,15
Farbe A3,5	213330	104,15
Farbe B1	213331	104,15
Farbe BL	213332	104,15

Kartuschen 5 x 76 g

Farbe A2	213333	484,15
Farbe A3	213334	484,15

Luxatemp Star Smartmix, DMG

Das Bis-Acrylat für hochwertige provisorische Kronen und Brücken ist die Weiterentwicklung von DMGs Erfolgsmaterial Luxatemp-Fluorescence. Das neue Luxatemp Star überzeugt mit überlegener Biege- und Bruchfestigkeit und ist auch für ästhetische Langzeitprovisorien bestens geeignet. Im Smartmix ohne Ausbringgerät einsetzbar.



Packung 15 g Spritze

Farbe A2	213335	45,65
Farbe A3	213336	45,65
Farbe B1	213337	45,65
Farbe BL	213338	45,65

Luxatemp Zubehör, DMG

Für die Produkte Luxatemp Automix Plus, Luxatemp Fluorescence und Luxatemp Automix Solar.



Stück Automix-Dispenser Typ 50 / 10:1	27209	80,70
---	-------	-------

Stück Plunger	27210	15,25
-------------------------	-------	-------

Packung 45 Stück Automix-Tips Blue 10:1	27208	36,75
---	-------	-------

Prevision Temp, Kulzer

Ein selbsthärtendes 2-Komponenten Material für die provisorische Kronen- und Brückenversorgung in der praktischen 10:1 Automix-Kartusche. Dank seiner guten mechanischen Eigenschaften eignet sich das Material für kleinere Provisorien ebenso wie für mehrgliedrige Brücken.

Produktvorteile

- * Optimale Verarbeitungszeit
- Gleichbleibende Homogenität durch praktisches Kartuschensystem
- Hohe Biege- und Bruchfestigkeit
- Flouridabgabe
- * Exzellente Polierbarkeit



Kartusche 50 ml

A1	233476	95,10
A2	233290	95,10
A3	233291	95,10
A3,5	233606	95,10

inkl. 12 Mixing Tips, Arbeitskarte und GBA

Packung 48 Stück Mixing Tips 10:1 blau	236868	51,10
--	--------	-------

Protemp II, 3M

Bewährtes Compositematerial für Provisorien im Handmischsystem für Kronen und Brücken, Teilkronen, Inlays und Onlays.

Inhalt Refill Pack:

2 x 28 g Basispasten in den Farben, je 1 x Katalysator I und II, 1 Applikationsspritze, 1 Anmischblock



Refill Pack

A1 extra hell	11342	113,39
A3 hell	11343	113,39
B3 gelb	11542	113,39

ab 5 Packungen 102,05

Packung 4,8 g Katalysatorpaste	64028	15,53
--	-------	-------

Packung 5 Stück Applikationsspritzen	84658	11,63
--	-------	-------

Provisorien K & B, Inlays und Onlays

Protemp 4, 3M

Protemp 4 temporäres Kronen- und Brückenmaterial ist das erste BIS-Acrylat-Composite mit einer neuen Generation hochentwickelter Nanofüller. Zuverlässig starke temporäre Versorgung dank rekordverdächtiger Festigkeit und besserer Abrasionsstabilität / auch für Langzeitprovisorien geeignet.



Kartusche 50 ml + 16 Mischkanülen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	17706 91,47
A2	17707 91,47
A3	17708 91,47
A3,5	217513 91,47
B3	17710 91,47

Packung 50 Stück Mischkanülen blau	12238 35,74
--	--------------------

Stück Garant Dispenser 4:1/10:1	12240 68,90
Garant Kolbenstange 10:1	12241 15,38

Revotek LC, GC

Lichthärtendes Einkomponenten-Composite für provisorische Restaurationen. Mit dem Pastenstick lassen sich ohne Abformung und Verschwendung Inlays, Onlays, Kronen und Brücken herstellen. Hohe Stabilität, geringe Schrumpfung, geruchs- und geschmacksneutral.



Einführungspackung 1 x 16 g Pastenstick B2, 1 Lichtschutz Aufbewahrungsbox, 1 GC Spatel	10529 77,14
---	--------------------

Smartrepair, Detax

Systemreparaturmaterial für Tempofit, lichthärtend, ideale Konsistenz. Für schnelle, präzise Reparaturen in sparsamen Direkt-Applikationsspritzen mit austauschbaren Applikationsnadeln. Abgestimmt auf die Farben von Tempofit. Mit Smartbond one-step bonding zur absoluten sicheren Haftung des Reparaturmaterials auf der Reparaturstelle.



Applikationsspritze 1,5 g	
A2	23982 21,40
A3	58501 21,40
A3,5	23981 21,40
inkl. je 5 Applikationskanülen	

Packung Smartbond 5 ml, 5 Smartbrush	23980 38,30
--	--------------------

Smartrepair rosa, Detax

Modellier- und Reparaturkunststoff, lichthärtend. Für ästhetische Anpassung und Korrektur der Zahnfleischbereiche provisorischer Kronen und Brückenversorgungen oder Chairside-Reparaturen von Acrylatprothesen. Universell anwendbar in Praxis und Labor. Schnelles, präzises Auftragen durch Direktapplikation aus der Dosierritze, sparsam im Verbrauch. Ideale Modelliereigenschaften, thixotrop, MMA-frei. Polymerisierbar mit allen handelsüblichen Dentallichtgeräten. Medizinprodukt der Kl. IIa, Farbe: rosa-transparent



Packung Applikationsspritze 3 g, 8 Applikationsnadeln	218780 25,40
---	---------------------

Packung Smartbond 5 ml, 5 Smartbrush	23980 21,40
--	--------------------

Packung 100 Smartbrush	18938 15,20
----------------------------------	--------------------

Packung 10 Applikationsnadeln	28775 8,90
---	-------------------

Structur Premium, Voco

Das Material hebt sich deutlich in seinen Materialeigenschaften von herkömmlichen chairside-K&B-Provisorien ab. Seine Ästhetik und einfache Handhabung formen ein Spitzenprodukt der Premiumklasse.

- Hohe Farbstabilität, natürliche Fluoreszenz und brillanter Glanz
- Extrem hohe Bruchsicherheit und Frakturresistenz
- **Normalpackungen und Großpackungen enthalten Mischkanülen Typ 6**



Kartusche 75 g	
A1	47661 112,00
A2	47681 112,00
A3	47701 112,00
B3	47763 112,00

Kartuschen 5 x 75 g	
A3	47799 529,00

Stück Dispenser Typ 2	25851 77,60
---------------------------------	--------------------

Packung 50 Stück Mischkanülen Typ 6	26673 42,70
---	--------------------

Provisorien K & B, Inlays und Onlays

Structur 2 QM, Voco

Selbsthärtendes provisorisches Kronen- und Brückenmaterial in der praktischen QuickMix Spritze. Ideal für Kronen, Inlays und Onlays. Keine Mischpistole notwendig.



Spritze 8 g, inkl. Mischkanülen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	53192 36,90
A2	53193 36,90
A3	53303 36,90

Packung 50 Stück Mischkanülen Typ 10	10915 42,70
--	--------------------

Structur 2 SC, Voco

Selbsthärtendes, provisorisches Kronen- und Brückenmaterial in Kartuschen: Separate Austrittsöffnungen gegen vorzeitiges Aushärten und Verstopfen der Kartusche. Mit weniger Druck leichter Material auspressen. Jede 1 : 1 Mischpistole neuen Typs passt.



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	25467 98,90
A2	25468 98,90
A3	25469 98,90
A3,5	174664 98,90
B3	25471 98,90

Kartuschen 5 x 75 g	
A2	14576 449,00
A3	25472 449,00

Stück Dispenser Typ 2	25851 77,60
---------------------------------	--------------------

Packung 50 Stück Mischkanülen Typ 6	26673 42,70
---	--------------------

Structur 3, Voco

Selbsthärtendes Composite-Material zur Herstellung von qualitativ hochwertigen provisorischen Kronen und Brücken sowie Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Stiftprovisorien. Auch Langzeitprovisorien lassen sich mit Structur 3 fertigen. Eine weitere Indikation ist die Unterfütterung von vorgefertigten, provisorischen Kronen aus Composite, Polycarbonat oder Metall. Es verfügt über eine außerordentliche Stabilität und hohe Ästhetik, lässt sich ebenso schnell wie einfach verarbeiten.



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	225563 106,00
A2	225564 106,00
A3	225565 106,00
A3,5	225566 106,00

Kartuschen 5 x 50 ml	
A2	225574 485,00
A3,5	225573 485,00

Stück Dispenser Typ 2	25851 77,60
---------------------------------	--------------------

Packung 50 Stück Mischkanülen Typ 6	26673 42,70
---	--------------------

Telio CS C&B, Ivoclar Vivadent

Ein autopolymerisierendes, pastöses Composite-Material für klassisch chairside-hergestellte Provisorien. Mit Telio CS C&B können mit wenig Aufwand sowohl hochwertige temporäre Kronen- und Brückenversorgungen als auch temporäre Inlays, Onlays und Veneers hergestellt werden.



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A1	212234 91,70
A2	209815 91,70
A3	210335 91,70
A3,5	211141 91,70
BL3	208705 91,70

Stück C+B Dispenser 4:1/10:1	29997 78,85
--	--------------------

Packung Mischkanülen 50 Stück	202839 43,40
---	---------------------

Indikationen

Herstellung temporärer Restaurationen

- Kronen- und Brücken
- Inlays und Onlays
- Stiftprovisorien
- Veneers



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Provisorien K & B, Inlays und Onlays

Telio CS Link, Ivoclar Vivadent

Ein dualhärtendes Befestigungscomposite zur ästhetischen temporären Befestigung provisorischer Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Veneers. Telio CS Link kommt insbesondere beim Eingliedern temporärer Restaurationen im Frontzahnbereich zur Anwendung. Da Telio CS Link eugenolfrei ist, kann es auch bestens verwendet werden, wenn Vollkeramikrestaurationen oder laborgefertigte Composite-Restaurationen später adhäsiv eingegliedert werden sollen.



Refill A3
2 x 6 g Doppelschubspritzen, 10 Mischkanülen

Artikel-Nr. 210542
Preis pro Einheit **89,15**

Refill Transparent
2 x 6 g Doppelschubspritzen, 10 Mischkanülen

210730 **89,15**

Tempofit Duomix, Detax

Bis-Acryl-Composite (5:1), selbsthärtend, für anspruchsvolle Kurz- und Langzeitprovisorien, druck- und abrasionsfest, normalabbindend, höchste okklusale Passgenauigkeit. Neu: Handmix im Synchron-Dispenser, speziell zum manuellen Anmischen. Exakte Dosierung - ohne Materialverlust in der Mischkanüle, unabhängig von diversen Austragegeräten.



Standardpackung
4 x 25 g Dispenser, A2
4 x 25 g Dispenser, A3

29936 **105,30**
78814 **105,30**

Ecopackung
8 x 25 g Dispenser, A2
8 x 25 g Dispenser, A3

29938 **200,60**
22152 **200,60**

Packung
10 Applikationsspritzen

29940 **14,70**

Tempofit Premium, Detax

Bis-Acryl-Composite 10:1, selbsthärtend, für passgenaue, hochwertige Kurz- und Langzeitprovisorien. Natürliche Zahnästhetik und Fluoreszenz, auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Außergewöhnlichbruchstabil, extrem biege und abrasionsfest. Sichere Entnahme der Provisorien durch definierte elastische Phase. Einfaches Oberflächenfinish (schleifen, polieren). Geschmacksneutral und extrem farbstabil über die gesamte Tragedauer.



Kartusche 50 ml
A2
A3
A3,5
inkl. je 10 Mischkanülen 10:1, blau

22420 **87,10**
18897 **87,10**
39176 **87,10**

Packung 25 Stück
Mischkanülen 10:1, blau

200867 **15,40**

Tempofit Regular, Detax

Standard Bis-Acryl-Composite 1:1, selbsthärtend, für präzise Kurz- und Langzeitprovisorien. Natürliche transluzente Zahnästhetik, mit Langzeit-Farbstabilisator. Besonders biege- und bruchstabil, sehr abrasionsfest. Hohe Initialhärte, kurze Aushärtezeit. Mühelose Entnahme durch elastische Phase, geringe Polymerisationstemperatur. Optimal zu bearbeiten (schleifen, polieren), geschmacksneutral. Direktapplikation im Automix2-System.



Kartusche 50 ml
A2
A3
A3,5
inkl. je 10 Mischkanülen blau, kurz

241958 **77,30**
239378 **77,30**
233244 **77,30**

Packung
48 Mischkanülen blau, kurz

26985 **43,20**

Provisorien K & B, Inlays und Onlays

Tempofit semi, Detax

Highend Bis-Acryl-Composite für hochwertige Langzeitprovisorien, 10:1, selbsthärtend. Zur schnellen Chairside-Anfertigung temporärer Kronen & Brücken von höchster mechanischer Festigkeit und Stabilität. Entwickelt für Versorgungen mit einer Tragezeit von > 30 Tagen. Mit exakt definierter elastischer Phase und minimalster Polymerisationstemperatur. Ästhetische, natürliche Transluzenz, langzeitfarbstabil. Eine besonders geringe Inhibitionsschicht und glatte Oberfläche beschleunigen das Finishing. Deutliche Materialeinsparung durch den Einsatz verkürzter Mischkanülen. Geschmacksneutral, Direktapplikation im Automix2-System. Medizinprodukt der Kl. IIa.



Kartusche 50 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
A2	259704 87,10
A3	259705 87,10
A3,5	259706 87,10

inkl. je 10 T-Mixer, blau 10:1

Packung

25 T-Mixer, blau 10:1	261079 22,50
-----------------------	---------------------

Trim, Bosworth

Trim ist ein speziell entwickelter Allzweckkunststoff zur schnellen Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken. Ausgezeichnete Eignung zur Bissregistrierung.



Einführungspackung

2 x 85 g Pulver hell und dunkel, 177 ml Flüssigkeit	75653 85,38
---	--------------------

Pulver, hell

85 g	75654 36,62
454 g	75657 102,85

Pulver, dunkel

85 g	75655 36,62
454 g	75658 102,85

Flüssigkeit

177 ml	75656 36,62
236 ml	75659 54,00

Trim II, Bosworth

TRIM II ist von der Zusammensetzung und Verarbeitung mit TRIM identisch. Ein erweitertes Spektrum an Farben kommt der besseren Ästhetik der Provisorien zugute.



Einführungspackung

6 x 42 g Pulver, 118 ml Flüssigkeit	80554 106,69
-------------------------------------	---------------------

Packung 42 g Pulver

Nr. 59 weiß (Vita B 1)	81002 21,52
Nr. 61 elfenbein (Vita B2)	81003 21,52
Nr. 62 hellgelb (Vita A2)	81004 21,52
Nr. 65 grau (Vita D3)	81005 21,52
Nr. 69 graugelb (Vita C2)	81006 21,52
Nr.77 braungelb (Vita B4)	81007 21,52

Flüssigkeit 120 ml

	81008 26,54
--	--------------------

Zubehör

Pipette	220724 4,00
Mischbecher	75663 1,65

Visalys Temp, Kettenbach

Ein temporäres Kronen- und Brückenmaterial auf Basis eines multifunktionellen Acryl-Komposits. Geeignet für die Herstellung von temporären Kronen, Teilkronen, Brücken, Inlays, Onlays und Veneers, einschließlich Langzeitprovisorien.

Eigenschaften:

- Besticht durch seine einfache Anwendung und seine herausragenden mechanischen Eigenschaften,
- Überzeugt durch seine dünne Schmier-schicht, den hohen Glanz ohne Polieren und seine einfache Bearbeitung beim Fräsen,
- Verfügt über eine natürlich anmutende Fluoreszenz und Transluzenz,
- Ist frei von Bisphenol A



Kartusche 50 ml

A1	227981 87,90
A2	227982 87,90
A3	227983 87,90

Kartuschen 5 x 50 ml

A2	233686 369,00
A3	233673 369,00

Packung

50 Mischkanülen	227985 45,00
-----------------	---------------------

Stück

Applyfix 6 Dosierpistole	227986 69,90
--------------------------	---------------------

Provisorische Befestigungszemente

Freegenol, GC

Freegenol ist ein eugenolfreier Befestigungszement für die temporäre Zementierung indirekter Restaurationen. Er ist vollständig kompatibel mit Acrylkunststoffmaterialien und kann gefahrlos mit diesen verwendet werden. Freegenol ist biokompatibel mit Zahnstruktur und Gewebe, einfach zu verarbeiten und hat nach der Anmischung eine glatte, cremige Konsistenz.



Packung
55 g Basispaste, 20 g Katalysator, 2,5 ml Spezialreiner

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
79136	52,27

Integrity Temp Grip, Dentsply Sirona

Ein temporärer Noneugenol-Zinkoxid-Zement, welcher zum Befestigen von indirekten provisorischen (temporären) Restaurationen oder zeitbegrenzten Zementierungen von definitiven Restaurationen eingesetzt wird. Da bei der provisorischen Befestigung von Restaurationen nur eine zeitbegrenzte Haftung erwünscht ist, wird die Verwendung eines Adhäsivs im Zusammenhang mit dem temporären Harzzement Integrity TempGrip nicht empfohlen.



Nachfüllpackung
2 x 9 g Spritzen, 20 Mischkanülen, Gebrauchsanweisung

189633	71,79
--------	-------

Packung
50 Stück Mischkanülen

189636	51,08
--------	-------

Implantlink semi Classic, Detax

Langzeitprovisorischer Implantatzement auf Kunststoffbasis 4:1, zur kraftschlüssigen, kaustabilen Zementierung von Suprakonstruktionen. Beschädigungsfreies Ausgliedern durch perfekt eingestellte Hafteigenschaften, geringerer Verdrängungswiderstand als herkömmliche Zemente. Extrem niedrige Schichtstärke für maximale Passgenauigkeit, müheloses (großstückiges) Entfernen von Überschüssen. Höchste Randspalt-dichte durch hochvernetzte, duktile Kunststoffstruktur, dualhärtend. Kompatibel mit allen Material-Kombinationen
Farbe: **natural opaque**



Standardpackung Classic
Kartusche mini-mix 5 ml, 10 Mischkanülen braun 4:1, 1 Flowchart

33788	52,50
-------	-------

Packung 25 Stück
Mischkanülen 4:1, braun

173925	21,60
--------	-------

Implantlink semi Forte, Detax

Implantatzement für Suprakonstruktionen auf Kunststoffbasis 4:1, speziell für die semipermanente Befestigung auf individualisierten, in der Haftungsfläche reduzierten oder besonders kleine Aufbauten. Mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit. Die Restauration lässt sich dennoch, selbst nach längerer Tragezeit, beschädigungsfrei entfernen. Exakte Positionierung durch geringen Verdrängungswiderstand und besonders niedrige Filmdicke. Leichte Überschussentfernung während der plastischen Phase. Kompatibel mit allen Materialkombinationen, duales Härtesystem.
Farbe: **natural opaque**



Standardpackung
Kartusche mini-mix 5 ml, 10 Mischkanülen braun 4:1, 1 Flowchart

218025	56,00
--------	-------

Packung 25 Stück
Mischkanülen 4:1, braun

173925	21,60
--------	-------

Implantlink semi Xray, Detax

Semipermanentes Implantatzement auf Kunststoffbasis 4:1, zur Befestigung von Suprakonstruktionen. Röntgenopak mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit, selbst bei verlängerter Tragedauer. Die Restauration lässt sich beschädigungsfrei ausgliedern. Exakte Positionierung und höchste Passgenauigkeit durch sehr niedrige Filmdicke. Leichtes, großstückiges Entfernen der Überschüsse in der elastischen Phase, haftet nicht am Weichgewebe. Kompatibel mit allen Materialkombinationen, dualhärtend, geruchs u. geschmacksneutral.
Farbe: **natural opaque**



Standardpackung
Kartusche mini-mix 5 ml, 10 Mischkanülen braun 4:1, 1 Flowchart

245064	57,90
--------	-------

Packung 25 Stück
Mischkanülen 4:1, braun

173925	21,60
--------	-------



Fest zementieren,
beschädigungsfrei
entfernen –
mit Sicherheit

in 3 Versionen
erhältlich



implantlink® semi

semipermanenter Implantatzement, dualhärtend

- höchste Passgenauigkeit durch **extrem niedrige Filmdicke** (nur 7 µm!)
- deutlich geringerer Verdrängungswiderstand als herkömmliche Zemente
- beschädigungsfreies Entfernen der Suprakonstruktion, selbst nach längerer Tragezeit!
- Rückstände lassen sich mühelos entfernen (großstückig)

① Zum Anwendungsvideo:
<https://youtu.be/pyKtNdyfa54>



Classic

→ mit regulärer Haftung zur kraftschlüssigen Zementierung von **Standardaufbauten**



Forte

→ mit **mehr Haftung & Druckfestigkeit** für kleine oder in der Haftungsfläche reduzierte Aufbauten und Keramik



Xray

→ **röntgenopak**, mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit



Provisorische Befestigungszemente

Provicol / Provicol C, Voco

Eugenolfreier temporärer Zement für provisorische Befestigungen und Verschluss. Bleibt zähelastisch und lässt sich leicht entfernen.



Provicol

Packung, 25 g Basispaste, 25g Katalysator
Großpackung, 5 x 25 g Basispaste, 5 x 25 g Katalysator

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

88988 **35,80**
69413 **164,00**

Provicol C

Packung, 2 x 65 g Kartuschen, Mischkanülen Typ 6

36944 **126,00**

Packung

50 Stück Mischkanülen Typ 6

26673 **42,70**

Provicol QM, Voco

In den praktischen Quick Mix Spritzen ohne Anmischen und zur Direktapplikation.



Packung

5 ml QuickMix Spritze, 10 Mischkanülen Typ 10

10964 **35,60**

Packung

50 Stück Mischkanülen Typ 10

10915 **42,70**

Provicol QM Plus, Voco

Eugenolfreier, temporärer Befestigungszement mit Calciumhydroxid

Indikationen

- Temporäre Befestigung von provisorischen Restaurationen (Kronen, Brücken, Inlays und Onlays)
- Temporäre Befestigung von definitiven Restaurationen (Kronen, Brücken, Inlays und Onlays)
- Temporärer Verschluss kleiner einflächiger Kavitäten
- Erhöhte Festigkeit für mehr Retention und sicheren Halt



Packung

QuickMix Spritze 5 ml, Zubehör

247478 **39,40**

Packung

QuickMix Spritze 3 x 5 ml (2 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus), Zubehör

247479 **98,90**

Packung

50 Stück Mischkanülen Typ 10

10915 **42,70**

RelyX Temp E, 3M

Temporärer Zinkoxidzement -

• Eugenolhaltig

Temporäre Befestigung von provisorischen und definitiven Kronen und Brücken. Verringerung der Endhärte durch Vaseline möglich. Leichte Entfernung der Überschüsse und Zementreste von Zahn und Zahnersatz.



Packung

25 g Basispaste, 18 g Aktivatorpaste, 1 Anmischblock

12666 **33,07**

RelyX Temp NE, 3M

Temporärer Zinkoxydzement -

• Eugenolfrei

Er hat eine extrem dünne Filmstärke und ist somit der ideale Partner für einen passgenauen temporären Zahnersatz.



Packung

36 g Basispaste, 16 g Katalysatorpaste, 1 Anmischblock

12242 **26,20**

Provisorische Befestigungszemente

Temp Bond, Kerr

Ein selbsthärtender Zement auf Zinkoxid-Eugenol-Basis in Tuben und Automix Spritzen, der zur Befestigung von provisorischen Kronen, Brücken oder Bisschienen geeignet ist oder zur provisorischen Befestigung von Langzeitrestaurationen. Die guten Flieseigenschaften von Temp-Bond gestatten eine außerordentlich einfache Anwendung und garantieren ein müheloses und exaktes Einsetzen des gesamten Zahnersatzes.



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Einführungspackung mit. Mod. 50 g Basismaterial, 15 g Katalysator, 13 g Modifikator, 1 Mischblock	194582	55,15
Standardpackung ohne. Mod. 50 g Basismaterial, 15 g Katalysator, 1 Mischblock	73784	33,33
ab 3 Packungen		30,00
Einzelpackungen		
50 g Basismaterial	73785	34,44
15 g Katalysator	73786	34,44
13 g Modifikator	73787	34,44
Packung 2 x 11,8 g Automisch Spritzen, 20 Mischkanülen	181850	58,38
Stück Mischblock 7 x 10 cm	76009	3,94
Packung 50 Stück Mischkanülen	181852	60,30

Temp Bond NE, Kerr

Ein selbsthärtender Zement auf Zinkoxid-Basis in Tuben und Automix Spritzen. Da Temp Bond völlig eugenolfrei ist, ist das Aushärten später verwendeter Composites immer gewährleistet.



Packung 50 g Basismaterial, 15 g Katalysator 1 Mischblock	58011	33,33
ab 3 Packungen		30,00
Packung Unidose 50 x 2,4 g Basismaterial	141009	60,75
Packung 2 x 11,7 g Automisch Spritzen, 20 Mischkanülen	181851	58,38
Packung 50 Stück Mischkanülen	181852	60,30

Temp Bond Clear, Kerr

Ein dualhärtender, eugenolfreier, transparenter Zement auf Kompositbasis für temporäre und provisorische Restaurationen. Erhältlich in einer praktischen Automix-Spritze bietet er duale Aushärtung für zusätzliche Sicherheit und Flexibilität, bequeme Handhabung, ausgezeichnete Haftfestigkeit und doch einfache Entfernung von Präparationen, wenn gewünscht.



Packung 1 x 6 g Automisch Spritze, 10 Mischkanülen (ohne Triclosan)	250842	58,38
Packung 50 Stück Mischkanülen	181852	60,30

TempoCem, DMG

• Automix:

Eugenolhaltiger temporärer Befestigungszement für provisorische und permanente Kronen, Brücken, Inlays und Onlays.

• Automix Soft:

Für große prothetische Arbeiten. Geringere Endhärte für leichteres Entfernen und eine ausreichend lange Verarbeitungszeit für vielgliedrige Brücken.

• Smartmix:

Automatisch mischen und direkt applizieren ohne Ausbringgerät, kleinere Mischkanülen für geringsten Materialverlust.



Packung Automix 1 x 63 g Kartusche, 35 Automix-Tips	27191	56,30
Packung Smartmix 2 x 11 g Doppelspritze, 20 Smartmix-Tips	164544	47,65

Provisorische Befestigungszemente

TempoCemNE, DMG

- **Automix:**
Eugenolfreier provisorischer Befestigungszement für provisorische und permanente Kronen, Brücken, Inlays und Onlays. Universell einsetzbar.
- **Smartmix:**
Automatisch mischen und direkt applizieren ohne Ausbringgerät, kleinere Mischkanülen für geringsten Materialverlust.



Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Packung Automix 1 x 60 g Kartusche, 35 Stück Automix-Tips	27197 65,30
Packung Smartmix 2 x 11 g Doppelspritze, 20 Stück Smartmix-Tips	10954 47,65

TempoCem Zubehör, DMG

- **Automix-Dispenser Typ 25**
Für TempoCem-Automix, TempoCem-Automix Soft und TempoCemNE Automix.
- **Automix-Tips Blue 1:1**
Für TempoCem-Automix, TempoCem-Automix Soft und TempoCemNE Automix.
- **Smartmix-Tips Short**
Für TempoCemNE Smartmix



Stück Automix-Dispenser Typ 25 / 1:1	27192 80,70
Automix-Tips Blue 1:1 Packung 50 Stück	27194 38,45
Packung 100 Stück	27195 67,95
Packung 50 Stück Smartmix-Tips Short	29275 35,30

Tempolink Clear, Detax

Transparenter, provisorischer Befestigungszement, auf Kunststoffbasis 4:1, du-
alhärtend. Filmbildend, dadurch höchste
Randspaltdichtigkeit und leichte Entfer-
nbarkeit. Deutlich geringerer Verdrän-
gungswiderstand als herkömmliche Zeme-
mente. Flexible Verarbeitungszeiten durch
optionale Lichthärtung. Ideal für Veneers,
Kronen und Brücken im Frontzahnbereich,
ohne ästhetische Beeinträchtigung. Euge-
nolfrei, kompatibel mit allen permanenten
Zementen. Antibakteriell, geruchs- u. ge-
schmacksneutral.
Farbe: **transparent**



Standardpackung Kartusche mini-mix à 5 ml und 8 Mischkanülen braun, 4:1, Flowchart	189259 41,60
Packung 25 Stück Mischkanülen 4:1, braun	173925 21,60

Tempolink Single, Detax

Provisorischer Befestigungszement auf
Polycarboxylatbasis, für Kronen & Brük-
ken, selbsthärtend, eugenolfrei, thixotrop.
Optimale Benetzung durch hydrophile Ein-
stellung. Sicherer Verschluss, ohne Rand-
spalt, maximale Haftung.
Abbindezeit: single / 60 Sek. Antibakteriell,
geruchs- und geschmacksneutral.
Farbe: **natural opaque 1:1**



Standardpackung 5 ml mini-mix Kartusche, 8 Mischkanülen braun, 1:1, Flowchart	189257 34,10
Packung 25 Stück Mischkanülen 1:1, braun	192972 21,60



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Provisorische Befestigungszemente

TempoSIL 2, Coltène

Der temporäre A-Silikon-Zement TempoSIL 2 gewährt optimale Adhäsion auf unterschiedlichen Oberflächen, sowie eine hervorragende Randdichtigkeit. Das ideal abgestimmte Elastizitätsmodul der TempoSIL 2-Formel ermöglicht ein müheloses Lösen des temporären Zementes. Zur Ab- und Abrundung von ästhetischen Arbeiten ist TempoSIL 2 in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich: White und Dentin.



Intro Kit, Dentin

2 x 5 ml Spritzen, 15 Mixing Tips

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

33351 31,08

Refillpackung, Dentin

4 x 5 ml Spritzen

33360 49,61

Intro Kit, White

2 x 5 ml Spritzen, 15 Mixing Tips

37494 31,08

Refillpackung, White

4 x 5 ml Spritzen

37496 49,61

Packung

40 Stück Mixing Tips, braun

163860 36,77

Trial Zement, Opatow

Erster nichthärtender Befestigungszement zum temporären Einsetzen von Kronen und Brücken. Der Zement bildet eine Schutzschicht aus weichem, gummiähnlichem Material, das Kronen und Brücken während des Probetragens abdichtet und sich vor dem definitiven Einsetzen einfach entfernen lässt.



Packung 48 g

33916 79,92

Ultra Temp, Ultradent Products

Provisorischer Zement auf Polycarboxylatbasis, eugenolfrei. Für provisorische Befestigungen und Füllungen. Paste-Paste, aus der Doppelspritze mit Mischkanüle. Wasserdurchlässig, jedoch bakteriedicht / so wird dem Austrocknen der Stümpfe vorgebeugt, jedoch Keiminfiltration verhindert. Für die Befestigung individueller Provisorien für 2-4 Wochen, oder zum prov. Verschluss von Kavitäten, auch z. B. bei der „Walking Bleach“-Technik.



Regular Set

1 x 5 ml Doppelspritze, 20 Mixing Tips

31785 57,40

UltraTemp REZ, Ultradent Products

Provisorischer Zement auf Kunststoffbasis, eugenolfrei. Für die langzeitige provisorische Versorgung. Paste-Paste, aus der Doppelspritze mit Mischkanüle. Hydrophil. Auch für prov. Befestigungen von mehreren Monaten und Interim-Versorgungen auf Implantaten. Leichte Entfernung von Stümpfen, kein Verbinden mit Aufbau-Kompositen.



Regular Set

1 x 5 ml Doppelspritze, 20 Mixing Tips

228489 55,70

Fast Set

1 x 5 ml Doppelspritze, 20 Mixing Tips

227374 55,70

Zone Temporary Cement, Pentron

Zone ist ein kristalliner Provisoriumszement, der eine ausgezeichnete Haftung ermöglicht und rückstandsfrei entfernt werden des Provisoriums gewährleistet ohne Materialreste am Stumpf und Kone zu hinterlassen.



Tubenpackung

20 g Basis + 30 g Katalysatorpaste, 1 Anmischblock

50089 37,50

Packung

4 g AutoMix Spritze, 8 Mischkanülen

189706 28,00

Schienung für gelockerte Zähne

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
209282	249,00

GrandTEC, Voco

Harz-impregnierte lichthärtende Glasfaserstränge für die Anwendung in der zahnärztlichen Adhäsivtechnik.

Indikationen/Einsatzzweck

Stabilisierung von Zähnen

- Nach kieferorthopädischer Therapie
- Nach parodontologischer Therapie

Zur Unterstützung in der Trauma Therapie

- Zur Fixierung und Schienung avulsierter oder gelockerter Zähne
- Fragment-Fixierung nach Fraktur

Vorteile

Zusatzprodukt für die Verstärkung von Composite / Flow Composite in der Traumatologie, Parodontologie, Kieferorthopädie, konservierenden Zahnheilkunde und Prothetik



Packung

5 Glasfaserstränge à 55 mm

Schutz- und Stripkronen

Polycarbonatkronen, **ORBIS Dental**
Temporäre Kronen für den Front- und Seitenzahnbereich.

TOP



Sortiment 180 Stück
je 3 Kronen aller angegebenen Größen
Nachfüllpackung 5 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
170127 69,95
s. Tab. 3,15

OK rechts, mittlere Schneidezähne							OK links, mittlere Schneidezähne							
100	101	10	11	12	13	14	Kronennummer	15	16	17	18	19	102	103
14	13	12.5	11.5	11	10.5	10	Länge mm	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14
10	9.5	9	8.5	8	7.7	7.5	Breite mm	7.5	7.7	8	8.5	9	9.5	10
170014	170015	170016	170017	170018	170019	170024	Artikelnummer	170038	170037	170035	170034	170033	170032	170031
							Barcode							
Ok rechts, seitliche Schneidezähne							OK links seitliche Schneidezähne							
2	20	21	22	23	24		Kronennummer	25	26	27	28	29	200	
11	10.5	10	9.5	9	8.5		Länge mm	8.5	9	9.5	10	10.5	11.5	
7.3	7	6.8	6.5	6.2	5.7		Breite mm	5.7	6.2	6.5	6.8	7	7.3	
170044	170049	170050	170053	170054	170055		Artikelnummer	170063	170062	170059	170058	170057	170056	
							Barcode							
UK Schneidezähne lang					UK Schneidezähne kurz									
60	61	62	63	64			Kronennummer	65	66	67	68	69		
12	11.5	11	10.5	10			Länge mm	8	8.5	9.2	10	10.5		
6.2	5.9	5.6	5.3	5			Breite mm	5	5.1	5.3	5.6	6		
170080	170081	170083	170084	170085			Artikelnummer	170102	170101	170100	170098	170095		
					Barcode									
Rechte Eckzähne (Unter-/Oberkiefer)							Linke Eckzähne (Unter-/Oberkiefer)							
300	301	30	31	32	33	34	Kronennummer	35	36	37	38	39	302	303
13	12.5	12	11	10.5	10	9.8	Länge mm	9.8	10	10.5	11	12.5	12.5	13
9	8.5	8.2	8	7.8	7.5	7.2	Breite mm	7.2	7.5	7.8	8	8.2	8.5	9
170065	170066	170069	170070	170073	170076	170077	Artikelnummer	170094	170093	170090	170089	170088	170087	170086
							Barcode							
Erster Prämolare					Zweiter Prämolare									
40	41	42	43	44			Kronennummer	50	51	52	53	54		
10	9.5	9	8.5	8			Länge mm	10.2	10	9.3	9	8.5		
7.4	7	6.8	6.5	6.2			Breite mm	7.5	7	6.8	6.6	6.2		
170025	170026	170027	170028	170029			Artikelnummer	170039	170040	170041	170042	170043		
					Barcode									

Vorsorgung Temporär / Schienung

10



Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Schutz- und Stripkronen

Edelstahlkronen, 3M

Für Milchmolaren

Indikation:

- Permanente Versorgung von Milchmolaren
- Temporäre und Interimsversorgung erster Molaren

Produktvorteile:

- Hoher Komfort: Zervikaler Federrand für problemlose Einpassung mit exaktem Randschluss
- Komfortable Passung: Anatomisch vorgeformt für bessere Passung und Leistung
- Hochwertige, gehärtete Edelstahl-Legierung



Standardset ND-96

mit 96 Einzelkronen, je 2 Kronen aller bei den Nachfüllpackungen angegebenen Größen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

71184 495,94

Nachfüllpackung 5 Stück Milchzahnmolar

s. Tab. 26,35

Nachfüllpackung 5 Stück 6-Jahr-Molaren

s. Tab. 28,09

Oberer 1. Milchmolar links						Oberer 1. Milchmolar rechts						
DUL 2	DUL 3	DUL 4	DUL 5	DUL 6	DUL 7	Kronennummer	DUR2	DUR3	DUR 4	DUR 5	DUR6	DUR 7
7.2	7.6	8	8.4	8.8	9.2	Durchmesser Mesial-Distal	7.2	7.6	8	8.4	8.8	9.2
71327	71328	71329	71330	71331	71332	Artikelnummer	71339	71340	71341	71342	71343	71344
Oberer 2. Milchmolar links						Oberer 2. Milchmolar rechts						
EUL 2	EUL 3	EUL 4	EUL 5	EUL 6	EUL 7	Kronennummer	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9.2	9.6	10	10.4	10.8	11.2	Durchmesser Mesial-Distal	9.2	9.6	10	10.4	10.8	11.2
71333	71334	71335	71336	71337	71338	Artikelnummer	71345	71346	71347	71348	71349	71350
Unterer 1. Milchmolar links						Unterer 1. Milchmolar rechts						
DLL 2	DLL 3	DLL 4	DLL 5	DLL 6	DLL 7	Kronennummer	DLR 2	DLR 3	DLR 4	DLR 5	DLR 6	DLR 7
7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	Durchmesser Mesial-Distal	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3
71351	71352	71353	71354	71355	71356	Artikelnummer	71363	71364	71365	71366	71367	71368
Unterer 2. Milchmolar links						Unterer 2. Milchmolar rechts						
ELL 2	ELL 3	ELL 4	ELL 5	ELL 6	ELL 7	Kronennummer	ELR 2	ELR 3	ELR 4	ELR 5	ELR 6	ELR 7
9.4	9.8	10.2	10.6	11	11.4	Durchmesser Mesial-Distal	9.4	9.8	10.2	10.6	11	11.4
71357	71358	71359	71360	71361	71362	Artikelnummer	71369	71370	71371	71372	71373	71374
6-Jahr Molar oben links						6-Jahr Molar oben rechts						
6UL 2	6UL 3	6UL 4	6UL 5	6UL 6	6UL 7	Kronennummer	6UR 2	6UR 3	6UR 4	6UR 5	6UR 6	6UR 7
10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.8	Durchmesser Mesial-Distal	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.8
79949	79950	79951	79952	79953	79954	Artikelnummer	79955	79956	79957	79958	79959	79960
6-Jahr Molar unten links						6-Jahr Molar unten rechts						
6LL 2	6LL 3	6LL 4	6LL 5	6LL 6	6LL 7	Kronennummer	6LR 2	6LR 3	6LR 4	6LR 5	6LR 6	6LR 7
10.8	11.2	11.6	12	12.4	12.8	Durchmesser Mesial-Distal	10.8	11.2	11.6	12	12.4	12.8
79937	79938	79939	79940	79941	79942	Artikelnummer	79943	79944	79945	79946	79947	79948

Schutz- und Stripkronen

ISO-Form Kronen, 3M

Temporäre Kronen für Molaren und Prämolaren

Indikation:

- Temporäre Kronen für den Einsatz im Seitenzahngebiet der bleibenden Dentition

Produktvorteile:

- Anatomisch vorgeformt
- Gewebeverträglich
- Vorgefertigt und mit abgerundetem Zervikalrand, um Zeit zu sparen



Sortiment

Prämolaren BC-64

Molaren MC-64

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

69083 **205,11**

69103 **205,11**

Nachfüllpackung 5 Stück

s. Tab. **14,78**

Oberer 1. Prämolark links						Oberer 1. Prämolark rechts				
U 41	U 43	U 45	U 47	U 49	Kronennummer	U 40	U 42	U 44	U 46	U 48
6.4	6.9	7.3	7.7	8.5	Durchmesser Mesial-Distal	6.4	6.9	7.3	7.7	8.5
71247	71249	71251	71253	71255	Artikelnummer	71246	71248	71250	71252	71254
Oberer 2. Prämolark links						Oberer 2. Prämolark rechts				
U 51	U 53	U 55	U 57	U 59	Kronennummer	U 50	U 52	U 54	U 56	U 58
6	6.7	7.1	7.5	8	Durchmesser Mesial-Distal	6	6.7	7.1	7.5	8
71257	71259	712691	71263	71265	Artikelnummer	71256	71258	71260	71262	71264
Untere 1. Prämolark links						Untere 1. Prämolark rechts				
L 41	L 43	L 45	L 47	L 49	Kronennummer	L 40	L 42	L 44	L 46	L 48
6.6	7	7.4	7.8	8.5	Durchmesser Mesial-Distal	6.6	7	7.4	7.8	8.5
71287	71289	71291	71293	71295	Artikelnummer	71286	71288	71290	71292	71294
Untere 2. Prämolark links						Untere 2. Prämolark rechts				
L 51	L 53	L 55	L 57	L 59	Kronennummer	L 50	L 52	L 54	L 56	L 58
6.8	7.2	7.6	8.2	9	Durchmesser Mesial-Distal	6.8	7.2	7.6	8.2	9
71297	71299	71301	71303	71305	Artikelnummer	71296	71298	71300	71302	71304
Oberer 1. Molark links						Oberer 1. Molark rechts				
U 61	U 63	U 65	U 67	U 69	Kronennummer	U 60	U 62	U 64	U 66	U 68
10.3	10.7	11.1	11.5	12	Durchmesser Mesial-Distal	10.3	10.7	11.1	11.5	12
71267	71269	71271	71273	71275	Artikelnummer	71266	71268	71270	71272	71274
Oberer 2. Molark links						Oberer 2. Molark rechts				
U 71	U 73	U 75	U 77	U 79	Kronennummer	U 70	U 72	U 74	U 76	U 78
9	9.5	9.9	10.2	10.5	Durchmesser Mesial-Distal	9	9.5	9.9	10.2	10.5
71277	71279	71281	71283	71285	Artikelnummer	71276	71278	71280	71282	71284
Unterer 1. Molark links						Unterer 1. Molark rechts				
L 61	L 63	L 65	L 67	L 69	Kronennummer	L 60	L 62	L 64	L 66	L 68
11.1	11.4	11.7	12	12.4	Durchmesser Mesial-Distal	11.1	11.4	11.7	12	12.4
71307	71309	71311	71313	71315	Artikelnummer	71306	71308	71310	71312	71314
Unterer 2. Molark links						Unterer 2. Molark rechts				
L 71	L 73	L 75	L 77	L 79	Kronennummer	L 70	L 72	L 74	L 76	L 78
9.8	10.4	10.8	11.2	11.6	Durchmesser Mesial-Distal	9.8	10.4	10.8	11.2	11.6
71317	71319	71321	71323	71325	Artikelnummer	71316	71318	71320	71322	71324

Versorgung Temporär / Schienung

* Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. Abbildungen können abweichen. Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Schutz- und Stripkronen

Polycarbonat-Kronen, 3M

Temporäre Kronen für den Front- und Seitenzahnbereich.

Indikation:

- Temporäre Kronen für den Front- und Seitenzahnbereich der bleibenden Dentition

Produktvorteile:

- Mikro-glasfaserverstärkt
- Leicht transparent, perfekte Ästhetik
- Einfach mit der Schere zuzuschneiden, beschleifbar, formbar und polierbar



Sortiment C-180

180 Kronen, je 2 Kronen aller angegebenen Größen, und 60 Kronen auf Auswahlstäbchen

Artikel-Nr. 71180
Preis pro Einheit 293,10

Nachfüllpackung 5 Stück

s. Tab. 8,64

Oben Rechts Mitte								Oben Links Mitte						
100	101	10	11	12	13	14	Kronennummer	15	16	17	18	19	102	103
14	13	12.2	11.4	11	10.8	10.7	Länge mm	10.7	10.8	11	11.4	12.2	13	14
10.1	9.4	8.9	8.4	8.2	8	7.7	Breite mm	7.7	8.8	8.2	8.4	8.9	9.4	10.1
71237	71238	71187	71188	71189	71190	71191	Artikelnummer	71192	71193	71194	71195	71196	71239	71240
Oben Rechts Seiten								Oben Links Seiten						
2	20	21	22	23	24		Kronennummer		25	26	27	28	29	200
11.5	10.9	10.5	10	9.5	8.5		Länge mm		8.5	9.5	10	10.5	10.9	11.5
7.6	7.1	7	6.5	6.4	5.8		Breite mm		5.8	6.4	6.5	7	7.1	7.6
71186	71197	71198	71199	71200	71201		Artikelnummer		71202	71203	71204	71205	71206	71241
Mittlerer Schneidezahn								Seitlicher Schneidezahn						
60	61	62	63	64			Kronennummer		65	66	67	68	69	
12.3	11.3	11.1	10.5	9.9			Länge mm		8	8.5	9.1	9.6	10.4	
6.3	5.8	5.6	5.4	5.2			Breite mm		4.9	5.1	5.3	5.7	5.8	
71227	71228	71229	71230	71231			Artikelnummer		71232	71233	71234	71235	71236	
Rechte Eckzähne (Unter-/Oberkiefer)								Linke Eckzähne (Unter-/Oberkiefer)						
300	301	30	31	32	33	34	Kronennummer	35	36	37	38	39	302	303
13	12.4	11.9	11.5	11	10.7	10.4	Länge mm	10.4	10.7	11	11.5	11.9	12.4	13
9	8.6	8.3	8.1	7.8	7.7	7.5	Breite mm	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.6	9
71242	71243	71207	71208	71209	71210	71211	Artikelnummer	71212	71213	71214	71215	71216	71244	71245
Erster Prämolare								Zweiter Prämolare						
40	41	42	43	44			Kronennummer		50	51	52	53	54	
9.9	9.2	8.9	8.6	8.1			Länge mm		10.1	9.8	9.3	8.9	8.4	
7.2	6.9	6.8	6.5	6.2			Breite mm		7.5	7.2	6.9	6.8	6.4	
71217	71218	71219	71220	71221			Artikelnummer		71222	71223	71224	71225	71226	

Protemp Crown, 3M

ist die weltweit erste selbsttragende, modellierbare und lichthärtende Composite-Krone für Einzelzahn-Provisorien.

Produktvorteile:

- Außergewöhnliche Festigkeit / auch für Langzeit-Provisorien geeignet
- Einzigartige Lösung / auf Implantaten und im Rahmen von digitalen Prozessen
- Einfach und ästhetisch / kein Anlegen einer Matrize erforderlich
- Schnell / bis zu 50% verringerte Herstellzeit bei Einzelzahnprovisorien
- Erhältlich in einer Farbe und 9 vorgefertigten Größen

Refill Packungen enthalten:

5 Temporäre Kronen
1 Kronen-Messlehre



Trial Kit

16 temporäre Kronen in den Größen: je 3 x oberer Molar klein und groß, je 2 x unterer Molar klein und groß, je 2 x oberer Prämolare klein und groß, 2 x unterer Prämolare, 10 Kronen-Messlehren, Gebrauchsanleitung

199431 100,25

Refill Packungen

Oberer Molar (groß)	199406	32,67
Oberer Molar (klein)	199408	32,67
Unterer Molar (groß)	199414	32,67
Unterer Molar (klein)	199425	32,67
Oberer Prämolare (groß)	199426	32,67
Oberer Prämolare (klein)	199427	32,67
Unterer Prämolare	199428	32,67
Eckzahn (groß)	199429	32,67
Eckzahn (klein)	199430	32,67

Schutz- und Stripkronen

Frasaco Stripkronen, Frasaco

Äußerst dünnwandige provisorische Kronen. In der glasklaren Ausführung lichtdurchlässig für Polymerisationslicht. Sortiment in formschönen Kunststoffschalen mit eingelegten, tiefgezogenen Vertiefungen für die einzelnen Formen und Größen, schaffen mehr Übersichtlichkeit und erleichtern Lagerung und Handhabung.



Kompakt-Sortiment 58 Stück

klar	29941	93,75
color	29942	93,75

Frontzahnsortiment 174 Stück

klar	88974	232,80
color	88985	232,80

Nachfüllpackung 5 Stück

klar oder color	s. Tab.	6,10
-----------------	---------	-------------

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

OK rechts, mittlerer Schneidezahn								OK links, mittlerer Schneidezahn						
116	115	114	113	112	111	110	Kronennummer	210	211	212	213	214	215	216
71706	71705	71704	71703	71702	71701	71700	Artikelnummercolor	71699	71690	71691	71692	71693	71694	71695
71612	71611	71610	71609	71608	71607	71606	Artikelnummerklar	71595	71596	71597	71598	71599	71600	71601
OK rechts, seitlicher Schneidezahn								OK links, seitlicher Schneidezahn						
125	124	123	122	121	120		Kronennummer		220	221	222	223	224	225
71726	71725	71724	71723	71722	87512		Artikelnummercolor		87511	71711	71712	71713	71714	71715
71632	71631	71630	71629	71628	87522		Artikelnummerklar		87521	71617	71618	71619	71620	71621
Ok rechts, Eckzahn								OK links, Eckzahn						
136	135	134	133	132	131	130	Kronennummer	230	231	232	233	234	235	236
71748	71747	71746	71745	71744	71743	87514	Artikelnummercolor	87513	71733	71734	71735	71736	71737	71738
71654	71653	71652	71651	71650	71649	87524	Artikelnummerklar	87523	71639	71640	71641	71642	71643	71644
OK rechts, 1. Prämolare								OK links, 1. Prämolare						
144	143	142	141	140			Kronennummer		240	241	242	243	244	
71710	71709	71708	71707	-			Artikelnummercolor		-	71696	71697	71698	71699	
71616	71615	71614	71613	198192			Artikelnummerklar		197140	71602	71603	71604	71605	
OK rechts, 1. Molar								OK links, 1. Molar						
163	162	161	160				Kronennummer		260	261	262	263		
71752	71751	71750	71749				Artikelnummercolor		71739	71740	71741	71742		
71658	71657	71656	71655				Artikelnummerklar		71645	71646	71647	71648		
UK rechts, 1. Molar								UK links, 1. Molar						
463	462	461	460				Kronennummer		360	361	362	363		
71775	71774	71773	71772				Artikelnummercolor		71762	71763	71764	71765		
71678	71677	71676	71675				Artikelnummerklar		71665	71666	71667	71668		
UK rechts, 1. Prämolare								UK links, 1. Prämolare						
444	443	442	441	440			Kronennummer		340	341	342	343	344	
71732	71731	71730	71729	-			Artikelnummercolor		-	71718	71719	71720	71721	
71638	71637	71636	71635	180361			Artikelnummerklar		180360	71624	71625	71626	71627	
UK rechts, Eckzahn								UK links, Eckzahn						
434	433	432	431	430			Kronennummer		330	331	332	333	334	
87520	71771	71770	71769	87519			Artikelnummercolor		87517	71766	71767	71768	87518	
87530	71674	71673	71672	87529			Artikelnummerklar		87527	71669	71670	71671	87528	
UK rechts, seitlicher Schneidezahn								UK links, seitlicher Schneidezahn						
422	421	420					Kronennummer			320	321	322		
71727	71716	87516					Artikelnummercolor			87515	71717	71728		
71633	71622	87526					Artikelnummerklar			87525	71623	71634		
UK rechts, mittlerer Schneidezahn								UK links, mittlerer Schneidezahn						
413	412	411					Kronennummer			311	312	313		
71758	71757	71756					Artikelnummercolor			71753	71754	71755		
71664	71663	71662					Artikelnummerklar			71659	71660	71661		

Einmalartikel / Sonstiges



Absaugung, Filter und Zubehör	694	Schutzbrillen	726-729
Artikulatione - Occlusion	695-701	Servietten / Patientenumhänge	721-725
Bissregistrierung - Gesichtsbogen	702-703	Sonstiges	760-765
Handschuhe	704-707	Speichelsauger / Absaugkanülen	730-734
Handtücher- Spenderboxen	708-712	Spielzeug	736-737
Mundschutz	713-714	Tiefziehfolien	738-745
Mundspühlbecher	716	Tiefziehtechnik Zubehör	746-750
Mundspühlgläser	718	Transport- und Aufbewahrungsboxen	751-753
OP-Zubehör	719-720	Watte / Zellstoff	754-759

Absaugung, Filter und Zubehör

Amalgam-Einwegbehälter, Dürr Dental



Stück

Amalgam-Einwegbehälter CA 2
Ref. Nr. 7117-037-00

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

252161 105,60

Amalgam-Einwegbehälter CA 4
Ref. Nr. 7805-033-00

181379 121,00

Amalgam-Einwegbehälter AZ 100
Ref. Nr. 7800-033-00

54385 123,20

Amalgam-Einwegbehälter Combi-Separator
Ref. Nr. 7110-033-00

35197 105,38

Amalgam-Einwegbehälter CAS 1
Ref. Nr. 7117-033-00

165754 87,89

Amalgamrotoren, Sirona

Ref. Nr. 14 34 138

für folgende Arbeitsplätze:

Sirona C1 bis C4, Sirona E ab Fabr.-
Nr. 2730,

Sirona M1/90 ab Fabr.-Nr. 16072,

Sirona M1/90, Sirona M1/96.

Farbe: **grau**



Stück

Ref. Nr. 14 34 138

72271 69,30

Einweg-Filter, Dürr Dental

Für Separierautomatik und Selektivabla-
gen.



Packung 12 Stück

Einwegfilter gelb

52243 25,90

Packung 36 Stück

Einwegfilter gelb

235874 69,90

Kunststoffsieb, KaVo

Kunststoffsieb mit Stift für KaVo Arbeits-
plätze Estetica 1042, Systematica 1060,
Systematica 1062, Estetica 1063 und
Estetica 1065.

Ref. Nr. 763.3423



Stück

Sieb, kurze Ausführung

188688 3,30



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

**Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.**

Artikulation - Occlusion

ORBI-Steel Artikulationspinzette, ORBIS Dental
Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.
• **Hochwertiger, rostfreier Stahl**
• **Länge: 15 cm**
• **Sterilisierbar, autoklavierbar**

Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
279545 10,95

TOP NEU



Artikulationspinzette, ORBIS Dental
Gerades Halteinstrument für Okklusionsprüffolie, Artikulationsseide und Artikulationspapier.
• **Aus rostfreiem Stahl**

Stück

145814 9,35

TOP



Occlusionsspray Plus, ORBIS Dental
Mikropulverisiertes Markierungsspray zum Erkennen von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Es ist zum gezielten Aufsprühen mit zwei speziellen Sprühdüsen ausgestattet: Eine zum punktgenauen Sprühen - kombiniert mit dünnstem Sprühfilm. Eine zweite zum Besprühen größerer Flächen mit etwas dickerem Sprühfilm. Das Occlusionsspray ist durch seine lebensmittelechten Inhaltsstoffe völlig unschädlich und auch für den intraoralen Gebrauch einsetzbar. Haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff. Es flockt nicht aus und lässt sich leicht von versiegelten Gipsoberflächen abwaschen.



Spraydose 75 ml

Farbe: **grün** 143263 9,95
Farbe: **rot** 46399 9,95
ab 10 Dosen 8,95

- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- FCKW-frei

TOP

Arti-Fol 8µ (einseitig), Bausch
Artikulationsfolie ultradünn. Sie ist mit eingefärbten hydrophilen Weichwachsen beschichtet. Die Abfärbung auf feuchten Occlusalfächen wird hierdurch verbessert.

Rolle: **20 m**
Breite: **22 mm**



Rolle im Spender einseitig

BK 20 schwarz 44736 13,42
BK 21 rot 44733 13,42
BK 22 grün 44737 13,42
BK 23 blau 44731 13,42
BK 29 weiß 44738 13,42

Nachfüllpackung einseitig

BK 1020 schwarz 31412 9,12
BK 1021 rot 31413 9,12
BK 1022 grün 33161 9,12
BK 1023 blau 33162 9,12
BK 1029 weiß 43120 9,12

Artikulation - Occlusion

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Arti-Fol 8µ (doppelseitig), Bausch

Artikulationsfolie ultradünn. Sie ist mit eingefärbten hydrophilen Weichwachsen beschichtet. Die Abfärbung auf feuchten Occlusalfächen wird hierdurch verbessert.

Rolle: 20 m
Breite: 22 mm



Rolle im Spender doppelseitig

BK 24 schwarz	44730	16,92
BK 25 rot	44735	16,92
BK 26 grün	44732	16,92
BK 27 blau	44734	16,92

Nachfüllpackung doppelseitig

BK 1024 schwarz	33163	12,62
BK 1025 rot	32501	12,62
BK 1026 grün	33164	12,62
BK 1027 blau	33165	12,62

Arti-Fol 12µ metallic, Bausch

Ultradünne einseitige Shimstock-Folie, reißfest, statische Aufladung deutlich reduziert. Gute Farbübertragung.

Rolle: 20 m
Breite: 22 mm



Spender, doppelseitig

BK 28 schwarz/rot	44739	16,92
-------------------	-------	-------

Nachfüllpackung, doppelseitig

BK 1028 schwarz/rot	32702	12,62
---------------------	-------	-------

Spender, einseitig

BK 30 schwarz	29431	13,66
BK 31 rot	29432	13,66
BK 32 grün	29433	13,66
BK 33 blau	29434	13,66

Arti-Fol Pinzette, Bausch

Halteinstrument aus hochwertigem Stahl zum schnellen und zielgerechten approximalen Einpassen von Restaurationen. Schnelles und einfaches Einspannen der Folie.



Stück

BK 145	22082	68,36
--------	-------	-------

Arti-Check, mikrodünn 40µ, Bausch

Hauchdünne, reißfeste Papiere, die beidseitig mit Liquidfarben beschichtet sind. Vorteile:

- Äußerst präzises Zeichnungsverhalten auf Grund geringer Materialstärke,
- Fehl- oder Schmierkontakte werden somit vermieden,
- Auch schwierig zu prüfende Okklusalfächen wie z. B. Gold, Keramik, polierte Metalloberflächen oder Kunststoffe, stellen kein Problem dar



Plastik-Spender 150 Bogen

BK 17 Hufeisenform blau	81550	26,86
BK 18 Hufeisenform rot	81551	26,86

Streifenpackung 200 Stück

BK 61 blau	39369	7,48
BK 62 rot	39370	7,48
BK 63 blau/rot	209360	7,48

Streifenpackung gerade, 200 Stück

BK 80 blau/rot	82527	14,96
----------------	-------	-------

Plastik-Spender 150 Bogen

BK 81 Hufeisenform blau/rot	82528	26,86
-----------------------------	-------	-------

Arti-Check, mikrodünn 40µ, Bausch

Hauchdünne, reißfeste Papiere, die beidseitig mit Liquidfarben beschichtet sind. Vorteile:

- Äußerst präzises Zeichnungsverhalten auf Grund geringer Materialstärke,
- Fehl- oder Schmierkontakte werden somit vermieden,
- Auch schwierig zu prüfende Okklusalfächen wie z. B. Gold, Keramik, polierte Metalloberflächen oder Kunststoffe, stellen kein Problem dar



Packung 200 Streifen

BK 09 blau	70252	14,96
BK 10 rot	70255	14,96

Packung 100 Bogen

BK 11 blau	70259	26,44
BK 12 rot	70260	26,44

Spender 15 m / 16 mm breit

BK 13 blau	70261	12,44
BK 14 rot	70262	12,44

Spender 10 m / 22 mm breit

BK 15 blau	81201	12,44
BK 16 rot	81202	12,44

Bausch Occlusions-Prüfmittel

Bausch Artikulationspapier mit progressiver Farbtonung 200 μ ist das einzige Papier, das unterschiedliche Aufbißkräfte durch kaudruckabhängig farbschattierte Anfärbung anzeigt:

LEICHTER AUFBISSDRUCK WIRD HELL – STARKER DRUCK DUNKEL ANGEZEIGT.



Packung:	Inhalt:	Farbe:	Bestell-Nr.:
Plastik-Kassette	300 Blatt	blau	BK 01
Nachfüll-Box	300 Blatt	blau	BK 1001
Plastik-Kassette	300 Blatt	rot	BK 02
Nachfüll-Box	300 Blatt	rot	BK 1002
Plastik-Spender	Hufeisenform 50 Bogen	blau	BK 03
Plastik-Spender	Hufeisenform 50 Bogen	rot	BK 04
Heftchenpackung	gerade 300 Streifen	blau	BK 05

PROGRESS 100® 100 μ : Dieses nur 100 μ dünne, flexible faserverstärkte Papier mit hohem Farbspeichervolumen passt sich exakt der Occlusalfläche an. Mit seiner progressiven Farbtonung markiert es präzise die occlusalen Kontaktpunkte oder zentrischen Stops. Durch die einzigartige Kombination mit dem Haftvermittler Transcylase® lassen sich somit auch schwierige Kontakte auf hochglanzpolierten Metallen, hochglanzgebrannter Keramik oder feuchten Oberflächen überprüfen.



Packung:	Inhalt:	Farbe:	Bestell-Nr.:
Plastik-Kassette	300 Blatt	blau	BK 51
Plastik-Kassette	300 Blatt	rot	BK 52
Plastik-Spender	Hufeisenform 50 Bogen	blau	BK 53
Plastik-Spender	Hufeisenform 50 Bogen	rot	BK 54
Streifenpackung	gerade 50 Streifen	blau	BK 57
Streifenpackung	gerade 50 Streifen	rot	BK 58

Bausch Arti-Check® Occlusionspapier mikrodünn 40 μ eignet sich für die Farbmarkierung von Kontaktpunkten beim Einpassen von Kronen, Brücken, Inlays sowie zum Zweiphasen-Einschleifen (Lateralebewegung: rot / Zentrik: blau).



Packung:	Inhalt:	Farbe:	Bestell-Nr.:
Heftchenpackung gerade	200 Streifen	blau	BK 09
Heftchenpackung gerade	200 Streifen	rot	BK 10
Bogenpackung	100 x 70 mm 100 Bogen	blau	BK 11
Bogenpackung	100 x 70 mm 100 Bogen	rot	BK 12
Rollenpackung	16 mm breit 15 Meter	blau	BK 13
Rollenpackung	16 mm breit 15 Meter	rot	BK 14
Rollenpackung	22 mm breit 10 Meter	blau	BK 15
Rollenpackung	22 mm breit 10 Meter	rot	BK 16
Hufeisenform	150 Bogen	blau	BK 17
Hufeisenform	150 Bogen	rot	BK 18
Streifen	vorgeschnitten 200 Streifen	blau	BK 61
Streifen	vorgeschnitten 200 Streifen	rot	BK 62
Streifen	vorgeschnitten 200 Streifen	blau/rot	BK 63

Bausch Arti-Fol® 8 μ : Ein Frühkontakt in Höhe von nur 20 μ kann die Kaufunktion und sogar den Schluckakt erheblich behindern. Mit Hilfe der Bausch Artikulationsfolie werden diese Frühkontakte sichtbar. Bausch Arti-Fol® 8 μ ist mit eingefärbten hydrophilen Weichwachsen beschichtet. Die Anfärbung auf feuchten Occlusalflächen wird hierdurch deutlich verbessert.



Rollen zu:	Breite:	Farbe:	Bestell-Nr.:	Nachfüll-Box
20 m im Spender einseitig	22 mm	schwarz	BK 20	BK 1020
20 m im Spender einseitig	22 mm	rot	BK 21	BK 1021
20 m im Spender einseitig	22 mm	grün	BK 22	BK 1022
20 m im Spender einseitig	22 mm	blau	BK 23	BK 1023
20 m im Spender zweiseitig	22 mm	schwarz	BK 24	BK 1024
20 m im Spender zweiseitig	22 mm	rot	BK 25	BK 1025
20 m im Spender zweiseitig	22 mm	grün	BK 26	BK 1026
20 m im Spender zweiseitig	22 mm	blau	BK 27	BK 1027

Arti-Fol® metallic 12 μ besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie von nur 12 μ Stärke und zeichnet sich durch eine sehr gute Farbübertragung aus. Besonders auf Keramik oder hochglanzpolierten Metalloberflächen sind Kontaktpunkte deutlich sichtbar.



Inhalt:	Breite:	Farbe:	Bestell-Nr.:
20 m im Spender einseitig	22 mm	schwarz	BK 30
20 m im Spender einseitig	22 mm	rot	BK 31
20 m im Spender einseitig	22 mm	grün	BK 32
20 m im Spender einseitig	22 mm	blau	BK 33
100 Blatt Heftchen einseitig	8 mm x 50 mm	rot	BK 35
100 Blatt Heftchen	8 mm x 50 mm	unbeschichtet	BK 38
20 m im Spender	16 mm	unbeschichtet	BK 39
20 m einseitig	75 mm	schwarz	BK 730
20 m einseitig	75 mm	rot	BK 731
20 m im Spender einseitig	22 mm	schwarz/rot	BK 28
Nachfüllpackg. 20m einseitig	22 mm	schwarz/rot	BK 1028

OccluSense® by Bausch vereint die traditionelle und digitale Darstellung der Druckverhältnisse auf den Occlusalflächen. Das OccluSense® Handgerät ist ein batteriebetriebenes Gerät, das ein WLAN Netzwerk zur Übertragung der aufgezeichneten Daten verwendet und an die OccluSense®-iPad-App sendet. Der nur 60 μ dünne und flexible OccluSense® Drucksensor ist farbbeschichtet, wird genau wie eine herkömmliche Occlusionsprüffolie angewendet und ermöglicht die Erfassung der occlusalen Druckverhältnisse in 256 Druckstufen. Die Daten, die sich als 2- bzw. 3-dimensionale Grafik inklusive der Kaukraftverteilung mit bis zu 150 Bildern pro Sekunde darstellen lassen, können in der Patientenverwaltung der iPad App gespeichert, jederzeit wieder aufgerufen oder exportiert werden. Mehr Informationen unter www.occlusense.com



Produkt:	Inhalt:	Farbe:	Bestell-Nr.:
OccluSense® Set			BK 5000
OccluSense® Sensoren	25 Stück	rot	BK 5025
OccluSense® Sensoren XL	25 Stück	rot	BK 5035

Bausch
WE MAKE OCCLUSION VISIBLE

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG | Oskar-Schindler-Straße 4 | D-50769 Köln
Telefon: 0221-70936-0 | Fax: 0221-70936-66 | info@bauschdental.de | www.bauschdental.de

Artikulation - Occlusion

Artikulationspapier Progress 100µ, Bausch

Dieses flexible faserverstärkte Papier mit hohem Farbspeichervolumen passt sich exakt der Occlusalfäche an. Mit seiner progressiven Farbtönung markiert es präzise die occlusalen Kontaktpunkte oder zentrischen Stops. Das nur 100µ dünne Papier ist mit hydrophilen Wachsen und pharmazeutischen Ölen imprägniert.



Plastik-Kassette 300 Blatt

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
BK 51 blau	29370 19,00
BK 52 rot	29371 19,00

Plastik-Spender 50 Bogen

BK 53 blau Hufeisenform	29822 17,28
BK 54 rot Hufeisenform	29823 17,28

Streifenpackung 50 Blatt

BK 57 blau gerade	29824 5,06
BK 58 rot gerade	29825 5,06

Artikulationspapier 200µ, Bausch

Artikulationspapier mit progressiver Farbtönung ist das einzige Papier, das unterschiedliche Aufbisskräfte durch kaudruckabhängig farbschattierte Anfärbungen anzeigt.



Plastik-Kassette 300 Blatt

BK 01 blau	70249 18,84
BK 02 rot	70250 18,84

Nachfüll-Box 300 Blatt

BK 1001 blau	44532 17,34
BK 1002 rot	57272 17,34

Hufeisenform 50 Bogen

BK 03 blau	79692 14,32
BK 04 rot	23897 14,32

Heftchenpackung 300 Blatt

BK 05 blau gerade	70251 18,84
-------------------	--------------------

Artikulationsseide 80µ, Bausch

Eine hochwertige Naturseide mit progressiver Farbtönung. Die Seide ist absolut reißfest und passt sich wegen Ihrer geringen Stärke und Flexibilität optimal den Höckern und Fossae an.



Packung 3 m / 80 mm breit

BK 06 rot	82524 30,78
BK 876 grün	172152 30,78
BK 877 blau	172153 30,78

Packung 10 m / 16 mm breit

BK 07 blau	70256 30,78
BK 08 rot	70253 30,78

Arti-Spot Frühkontakt-Indikator, Bausch

Eine Kontaktfarbe zur Überprüfung der Passgenauigkeit von Kronen, Inlays, Onlays, Teleskopkronen, Klammern sowie Friktionsflächen von Geschieben.



Flasche 15 ml

BK 85 für Metalle weiß	85569 22,36
BK 86 für Porzellan rot	85570 22,36
BK 87 für Friktionen blau	87252 22,36

Arti-Spray Occlusionsspray, Bausch

Ein universeller Farbindikator zur Prüfung von Occlusalkontakten und Passgenauigkeit von Kronen und Brücken. Arti-Spray ist leicht zu dosieren und bildet eine dünne Farbschicht, die sich einfach mit Wasser rückstandsfrei entfernen lässt.



Dose 75 ml

BK 285 weiß	22480 18,04
BK 286 rot	22481 18,04
BK 287 blau	22482 18,04
BK 288 grün	22483 18,04

Fix-Clip Bissgabel, Bausch

Bissgabel aus Kunststoff. Fix-Clip Bite Frame ist eine Alternative zu Metallinstrumenten, die der Fixierung dünner Artikulationspapiere und Occlusionsprüffolien dienen. Der elastische Handgriff ist recyclingfähig und kann sterilisiert werden.



Packung 5 Stück
(10 einzelne Pinzetten)
BK 143 blau

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
29029	16,80

Flexible Bissgabel, Bausch

Die flexible Bissgabel ist eine Kombination aus zwei gebogenen Pinzetten BK 133 und einem Gummihandgriff BK 130. Die Pinzetten werden einfach in den Gummigriff eingesteckt und sind in diesem beweglich. Die Bissgabel eignet sich besonders zum Halten von dünnem Occlusionspapier oder Occlusionsprüffolien. Der Gummihandgriff ist bis 150 °C sterilisierbar.



Stück

BK 132 Pinzette gerade
BK 133 Pinzette gebogen
BK 130 Gummihandgriff

70271	36,50
70272	19,88
80642	19,56

Fleximeter Strips, Bausch

Flexible Messlehren in drei verschiedenen Stärken zur Messung der Präparationshöhe beim Beschleifen von Zähnen für Restaurationen (z. B. Kronen, Brücken oder Doppelkronen). Die Stärken von 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm können auch genutzt werden, um die vertikaldimension (Bisshöhe) definiert zu vergrößern. Das Material ist ein spezielles Silikon, das bis 200°C sterilisiert werden kann.



Packung 15 Strips

BK 250 Stärke: 1,0 mm
BK 251 Stärke: 1,5 mm
BK 252 Stärke: 2,0 mm
BK 253 sort. in 3 Stärken

84282	21,36
84281	21,36
83561	21,36
27715	21,36

Packung 3 Strips

BK 254 sort. in 3 Stärken

185190	4,70
--------	------

Hanel Artikulationspapier 40µ, doppelseitig, Coltène

Für die mittelfeine Prüfung. Die Verwendung einer Pinzette ist nicht erforderlich.



Rolle

22 mm x 15 m lang, blau
22 mm x 15 m lang, rot

76593	8,03
76592	8,03

Packung Streifen, 120 Blatt

22 x 110 mm, blau
22 x 110 mm, rot

62887	7,14
62886	7,14

Packung U-förmig, 72 Blatt

6 Hefte mit 12 Blatt, rot
6 Hefte mit 12 Blatt, blau

81300	11,52
81301	11,52

Hanel Artikulationspapier 80µ, doppelseitig, Coltène

Für mittelfeine Prüfung, doppelseitiges Artikulationspapier in 3 verschiedenen Ausführungen. Die Verwendung einer Pinzette ist nicht erforderlich.



Packung U-förmig, 72 Blatt

6 Hefte mit 12 Blatt, blau / rot
6 Hefte mit 12 Blatt, blau

76602	8,69
76605	8,69

Packung C-förmig, 144 Blatt

12 Hefte mit 12 Blatt, blau
12 Hefte mit 12 Blatt, blau / rot

76606	6,57
76603	6,57

Packung I-förmig, 144 Blatt

12 Hefte mit 12 Blatt, blau / rot
12 Hefte mit 12 Blatt, blau

76604	6,57
76607	6,57

Hanel Artikulationspapier 200µ, Coltène

Zur Darstellung der exakten Kontaktsituation ist es erforderlich, die Okklusion differenziert darzustellen. Durch die progressive Farbtönung wird leichter Aufbißdruck hell, starker dunkel angezeigt. Der Zahnarzt erhält sofort eine Übersicht über die Kaudruckverteilung und kann die Fehlkontakte korrigieren. Maße: 18 x 50 mm.



Box 300 Blatt

rot
blau

21588	15,28
64763	15,28

Artikulation - Occlusion

Hanel Occlusionsfolie 12µ, einseitig, Coltène

Die Folie erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. In der Längsrichtung ist die Folie äußerst reißfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Ansmiegsamkeit verbessert und damit Pseudokontakte minimiert.



22 mm breit, 25 m lang

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
62968	11,83
62969	11,83
62970	11,83
62971	11,83

80 mm breit, 25 m lang

62972	30,69
62973	30,69
73462	30,69
62996	30,69

Hanel Occlusionsfolie 12µ, doppelseitig, Coltène

Die Folie erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. In der Längsrichtung ist die Folie äußerst reißfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Ansmiegsamkeit verbessert und damit Pseudokontakte minimiert.



22 mm breit, 25 m lang

82921	13,35
82922	13,35
82923	13,35
82924	13,35
82929	15,08

80 mm breit, 25 m lang

82934	40,22
82935	40,22
82937	40,22
82939	40,22

Hanel Shimstock-Folie 8µ, Coltène

Sie ist eine Prüffolie ohne Farbbeschichtung. Bei normal geschlossenen Zahnreihen muss man die Folie zwischen den eingeschliffenen Kontakten gerade noch durchziehen können. Bei Muskeltonus wird die Folie festgehalten.



Packung

8 mm breit, 5 m lang
Farbe: **metallic**

76569 11,83

Hanel Folienspender, Coltène

Spender für 22 mm Rollen, transparent, mit Edelstahl-Abreiß-Messer, ermöglicht einfachen Abriss in der gewünschten Länge.



Spender

62889 5,69

Hanel Klemmpinzetten, Coltène

Präzisionspinzetten erleichtern die effiziente Anwendung von dünnen Materialien. Die hochwertigen Pinzetten sind autoklavierbar.



Stück

Typ Miller gerade	76625	25,97
Typ Miller gebogen	76626	30,32

Artikulation - Occlusion

Hanel Okklu-top, Coltène

Zum Auffinden von Störkontakten und approximalen Kontaktpunkten am Modell. Okklu-top verteilt sich gleichmäßig auch bei kleinen Zugängen, besitzt gute Zeichnungsfähigkeit auf Gold, Keramik und Kunststoffen. Okklu-top ist geruchsneutral und vermeidet Reizung der Atemwege.



Dose 75 ml

grün
rot

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

20995 14,29
21587 14,29

Fit Checker Advanced, GC

Die neuen Fit Checker Advanced, & Fit Checker Advanced Blue sind Vinyl Polyether Materialien (VPES) zur Überprüfung von Druckstellen und der Passgenauigkeit von prothetischen Arbeiten).

• Besonderheiten Fit Checker Advanced:

Weißer Farbe zur Überprüfung der Passgenauigkeit von metallbasierten Restaurationen und Prothesen. Verfügbar als Handmisch- und Kartuschen-Variante

• Besonderheiten Fit Checker Advanced Blue:

Die transparente blaue Farbe ermöglicht auch bei Schichtstärken unter 100 µm die Überprüfung der Okklusion. In der Kartuschen-Variante erhältlich: für eine präzise und optimale Applikation



Handmischvariante 1:1

Packung 55 g Basis, 50 g Katalysator, 3 g Verzögerer, Zubehör

232871 69,93

Kartuschen

2 x 62 g weiß + Mischspitzen je 3 x gelb u. rosa
2 x 56 g blau + Mischspitzen je 3 x gelb u. rosa

232464 78,97
232495 78,97

Fit Test C & B, Voco

Additionsvernetzendes Kontrollsilikon

Indikationen

Kontrolle von Passgenauigkeit, Randschluss und Randspalt bei:

- Voll- und Teilkronen sowie Brücken
- Inlays / Onlays
- Gegossenen Stiftaufbauten
- Stiftkronen
- Metallbasen



Packung

5 ml QuickMix Spritze
Mischkanülen Typ 9

18683 33,10

Occlu Spray Plus, Hager & Werken

Hochwertiges Okklusionsspray zur Markierung von Kontaktpunkten durch direktes Aufsprühen auf die Okklusionsflächen. Mikro-Pulverschicht für höchste Genauigkeit, mit Wasser leicht zu entfernen. Kunststoffdüse für besonders feinen Spraynebel.



Dose 75 ml

grün

46814 9,99

Bissregistrierung - Gesichtsbögen

Axioquick III Transferbogenkit NT, Sam

Die perfekte und kostengünstige aber trotzdem sichere und torsionsfreie Verbindung von Transferbogen und Bissgabelträger



ATB 350K

1 anatomischer Transferbogen (ATB 303), 1 Bissgabelträger I-NT (ATB 305), Nasionstütze (ATB 394) mit weicher Nasenrolle, 6 Hygiene-Schutzkappen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

35536 457,00

Stück

Bissgabelträger I-NT komplett (ATB 305)

82763 203,00

Axioquick III Transferbogenkit AX, Sam

Durch ein Höchstmaß an technischer Perfektion unter Verwendung eines Kugellagers wird eine sichere und verwindungsfreie Verbindung von Transferbogen und Bissgabelträger erreicht.



ATB 390K

1 Transferbogen Axioquick III (ATB 303), Bissgabelträger AX Axiomatic (ATB 395), Nasionstütze (ATB 394) mit weicher Nasenrolle, 6 Hygiene-Schutzkappen

66230 639,00

Arcus Evo Gesichtsbogen, KaVo

Arcus Evo Gesichtsbogen. Einfache Handhabung, schnelle Montage ohne Werkzeug, problemlose Übertragung, ausbaufähiges System zum schreibenden Gerät. Gesichtsbogen für beide Referenzebenen (mittelwertig / individuell), Campersche Ebene parallel zur Tischebene definiert, anatomisch ausgeführte Ohroliven.



Arcus Evo

inkl. Ohroliven, Referenzzeiger, einstellbare Glanbellastütze, Bissgabelträger und Bissgabel

10065 691,00

Zubehör

Bissgabel

48678 34,00

Bissgabelträger

48677 255,00

Bissregistrierung - Gesichtsbögen

Registrier - Set 100, Condylator

Instrumentensatz nach McGrane. Zum Registrieren der gelenkbezogenen Zentrik des Unterkiefers in der Totalprothetik.



Set Nr. 100

Stück Zubehörteile

Stützstiftplatte klein Nr. 101
Stützstiftplatte groß Nr. 102
Registrierplatte Nr. 103

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
60161	190,48

152937	78,10
152936	81,90
152929	87,62

Registrier - Set 105, Condylator

Instrumentenset zur Nachkontrolle der Okklusion von Totalprothesen.



Set 105

Stück Zubehörteile

Registrierplatte 105/0
Registrierplatte 105/1
Registrierplatte 105/2
Registrierplatte 105/3
Registrierplatte 105/4

152926	200,00
--------	--------

152919	106,66
152918	30,48
152917	30,48
152916	30,48
152494	30,48

Stück Zubehörteile aus Set 106

Plexiglasplättchen kurz Nr. 104
Plexiglasplättchen lang Nr. 105

150025	20,00
150020	20,00

Registrier - Set 110, Condylator

Hilfsteile für die Herstellung von Registriererschablonen für bezahnte Kiefer. Alle Einzelteile sind wiederholt verwendbar.



Set Nr. 110

Packung 10 Stück Zubehörteile

Plexiglasrondelle Nr. 111
Registrierplatten klein Nr. 115
Registrierplatten groß Nr. 125
Registrierspitzen kurz Nr. 112/113
Registrierspitzen lang Nr. 122/123

60162	400,00
-------	--------

152488	38,10
150015	62,86
150012	68,58
150018	89,52
150014	95,24



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Handschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe, ORBIS Dental

Vollbeschichteter Chemikalienschutzhandschuh mit Stoffträger aus Nylon und Beschichtung aus PVC (Polyvinylchlorid) mit zusätzlicher Temperaturschutzfunktion für besonderen Schutz vor Kälte.

- Lange Stulpe für perfekten Hand- und Armschutz
- Angeraute Handinnenfläche für eine sehr gute Griffsicherheit auch bei feuchten und öligen Gegenständen
- Hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien
- Ergonomische Passform für ermüdungsfreies Arbeiten
- PSA Kategorie III gem. PSA Richtlinie 89/686/EWG
- Farbe: gelb



Packung 1 Paar

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe: 8	263772	7,25
Größe: 9	263773	7,25
Größe: 10	263774	7,25

TOP

ORBI-Touch nitril color, ORBIS Dental

Latexfreier Einmal-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Der Handschuh ist puderfrei, enthält keine Naturlatex-Proteine und ist auch für Allergiker geeignet. Das elastische Material bietet höchsten Tragekomfort und maximales Tastgefühl.

- Farbe: Lavendelblau
- Tastsensibel
- Texturiert griffig
- Puderfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-3



Packung 100 Stück

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe: S	206002	8,35
Größe: M	206001	8,35
Größe: L	206000	8,35
Größe: XL	206003	8,35

TOP

ORBI-Touch nitril soft white, ORBIS Dental

Latexfreier, unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh, puder- und proteinfrei. Der weiße Handschuh aus Nitril besitzt eine natürliche Passform und ist besonders bei Latex-Unverträglichkeit geeignet.

- Latexfrei,
- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Puder- und proteinfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-3



100 Stück Packung

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe: XS	266849	8,35
Größe: S	266850	8,35
Größe: M	266851	8,35
Größe: L	266852	8,35
Größe: XL	266853	8,35

TOP

ORBI-Touch Supreme, ORBIS Dental

Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus hochwertigem Naturlatex, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh mit seiner natürlichen Passform hat ein ausgezeichnetes Tastempfinden.

- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Puderfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-3



100 Stück Packung

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Größe: XS	266661	8,65
Größe: S	266662	8,65
Größe: M	266663	8,65
Größe: L	266664	8,65
Größe: XL	266665	8,65

TOP

ORBI-Touch Vinyl PF, ORBIS Dental

Unsteriler Einmal-Untersuchungshandschuh aus Vinyl, puderfrei mit Rollrand. Der Handschuh ist besonders bei Latex-Unverträglichkeit geeignet.

- Latexfrei
- Puderfrei
- AQL 1,5
- EN 455, 1-4

TOP



Packung 100 Stück

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
S	229000	6,45
M	229001	6,45
L	229002	6,45
XL	229003	6,45

ORBI-Touch works, ORBIS Dental

Unsteriler blauer Arbeitshandschuh aus Naturlatex, besonders geeignet in Risikobereichen wie Instrumentenaufbereitung, Reinigen von Behandlungsräumen und OPs. Beidhändig passend mit Rollrand.

- Niedrige Proteinwerte
- Farbe: blau
- Materialstärke: Finger: 0,39 mm | Handfläche: 0,32 mm | Schaft: 0,19 mm
- Länge 290 mm
- AQL 1,5
- EN 455-1, 2, 3
- EN 374-2,3
- PSA-Richtlinie 89/686/EWG

TOP



Packung 50 Stück

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
S	231261	29,95
M	231262	29,95
L	231263	29,95

Fingerlinge, Unigloves

Farbe: naturlatex

- Unsteril
- Puderfrei
- Gerollt



Packung 100 Stück

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
S (6-7)	205928	1,40
M (7-8)	205930	1,40
XL (9-10)	205929	1,40

Biogel D Latex steril, Sigma Dental

Ein Operationshandschuh mit ausgezeichneter Passform. Keine Beeinträchtigung des Tastgefühls. Allergietestet und absolut dicht.

- Puderfrei



Packung 10 Paar

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
5,5	59625	20,71
6	59626	20,71
6,5	59627	20,71
7	59628	20,71
7,5	59629	20,71
8	59630	20,71
8,5	59631	20,71
9	59632	20,71

Biogel D Latex unsteril, Sigma Dental

Biogel D Untersuchungshandschuhe sind für alle unsterilen Eingriffe gedacht und zeichnen sich besonders durch eine hohe Reißfestigkeit aus. Erhältlich in 8 unterschiedlichen Größen. Anatomisch geformt (linke und rechte Handschuhe in der Box getrennt verpackt).

- Puderfrei



Packung 25 Paar

Größe:	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
5,5	60744	32,73
6	60745	32,73
6,5	60746	32,73
7	60747	32,73
7,5	60748	32,73
8	60749	32,73
8,5	60986	32,73
9	60987	32,73

Handschuhe

Gentle Skin classic, Meditrade

Untersuchungshandschuh aus Latex. Unsteril, beidhändig passend. Der Handschuh ist mikrogeraut, arm an Proteinen sowie frei von Thiuramen und Farbstoffen. Erfüllt die Standards von EN 455, AQL 1,5.

- **Puderfrei**



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
x-klein (6)	60585	19,96
klein (7)	60664	19,96
mittel (7-7,5)	60681	19,96
groß (8-8,5)	60711	19,96
x-groß (9-9,5)	78649	19,96

IMS Lila Handschuhe, Hu-Friedy

Mit den Hu-Friedy Lila Handschuhen tun Sie etwas mehr für den Schutz Ihres Personals im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses. Die Handschuhe unbedingt nach außen umstülpen, so kann beim unbedachten Anheben der Hände keine Lösung an die Unterarme gelangen.

- Nitrilarbeitshandschuh mit Baumwollflockenfutter - ohne Latex
- Ideal für den Umgang mit Chemikalien
- Schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen und vor Schnittverletzungen
- Der Handschuhschaft besitzt die erforderliche Länge
- Die griffige Struktur erlaubt rutschesicheres Halten aller Gegenstände, erhöht jedoch nicht das Tastgefühl
- Autoklavierbar bis 121°C (bis zu 5 mal)



Packung 3 Paar

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
klein (7)	172375	35,45
mittel (8)	172339	35,45
groß (9)	173417	35,45
x-groß (10)	180225	35,45

Manufix sensitive, B. Braun

Qualitäts-Untersuchungshandschuh aus hochelastischem Naturlatex. Mit Rollrand, passend links und rechts.

- **Puderfrei**



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
klein (6-7)	60991	61,67
mittel (7-8)	60990	61,67
groß (8-9)	60989	61,67

Peha-Soft, Hartmann

Unsteriler Einmal Untersuchungs-Handschuh aus weichem Latex. Sicher und hochelastisch da aus proteinarmen Naturlatex hergestellt. Einfaches Anziehen durch lange Stulpe gewährleistet. Gute Passgenauigkeit und ausgezeichnetes Tastempfinden, links und rechts zu tragen.

- **Puderfrei**



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
klein (6 1/2-7)	63017	8,67
mittel (7 1/2-8)	75249	8,67
groß (8 1/2-9)	75252	8,67

Roeko Rexam non latex powderfree, Coltène

Puderfreier Nitrilhandschuh

- Leicht anzuziehen auch ohne Puder
- Latexfrei
- Farbe: blau



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
x-klein	21897	33,89
mittel	21899	33,89
x-groß	21901	33,89

Einmalhandschuhe Sempercare Edition, Semperit

Mit der neuen Produktionstechnologie aus dem Hause Sempermed wird der Sempercare Edition® innen und aussen zugleich behandelt und garantiert einfaches und schnelles Anziehen bei optimaler Hautfreundlichkeit.

- Sichere Instrumentenführung
- Schutz vor Infektionen - virendicht für Anwender und Patienten
- Gemäß EN 455-1 und ASTM F 1671
- Hoher Tragekomfort
- **Puderfrei**



Packung 100 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
XS	216977	26,17
S	216978	26,17
M	216979	26,17
L	216980	26,17
XL	216981	26,17

Einmalhandschuhe Sempercare Nitril, Semperit

Die bewährte Sicherheit eines Nitril-Untersuchungshandschuhs - kombiniert mit latexähnlichen Trageeigenschaften - machen den Sempercare Nitrile der neuen Generation zur optimalen naturlatexfreien Handschuh-Lösung. Der Handschuh ist puderfrei und enthält keine Naturlatex-Proteine, somit bestens geeignet für Typ-I-Allergiker, die auf erhöhten Komfort, ähnlich dem elastischen Naturlatex, nicht verzichten wollen.

- Farbe: Blau
- Handschuhform Flach mit Rollrand
- Dichtheit gemäß EN 455-1 AQL 1,5
- **Puderfrei**



Packung 100 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
S	32523 11,60
M	32525 11,60
L	32528 11,60

Packung 90 Stück

XL	32531 11,60
----	-------------

Einmalhandschuhe Semperguard Nitrile Xtra Lite, Semperit

Speziell entwickelte Rezeptur und innovative Produktionstechnik ermöglichen einen hauchdünnen Nitrilhandschuh mit hervorragender Dehnbarkeit für angenehmen Tragekomfort.

Getestet und zertifiziert nach VO 1935/2004 - für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Frei von Phthalaten / Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen. Lavendelfarben - geeignet für Bereiche, die HACCP Standards unterliegen.

- Farbe: Lavendel-blau
- **Puderfrei**



Packung 200 Stück

S	38048 13,20
M	38049 13,20
L	38050 13,20

Packung 180 Stück

XL	38051 13,20
----	-------------

Vasco OP Protect, B. Braun

Steriler Operationshandschuh aus hochelastischem Naturlatex. 100 % qualitätsgeprüft. Sehr gute Hautverträglichkeit, anatomische Passform mit Rollrand. Entspricht DIN EN 455. AQL 1,0. Thiuramfrei.

- **Leicht gepudert**



Packung 50 Paar

6	84417 44,27
6,5	271735 44,27
7	84419 44,27
7,5	271513 44,27
8	272019 44,27
8,5	84422 44,27

Vasco OP Sensitive, B. Braun

Steriler Operationshandschuh, mit Innenbeschichtung.

- Niedriger Proteingehalt
- Reizstoffarm
- 100 % qualitätsgeprüft
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Anatomische Passform mit Rollrand
- Entspricht DIN EN 455
- AQL 1,0
- Thiuramfrei
- **Puderfrei**



Packung 40 Paar

6	70184 42,00
6,5	70186 42,00
7	70187 42,00
7,5	70207 42,00
8	70210 42,00
8,5	70211 42,00
9	160024 42,00

Vasco Sensitive, B. Braun

Einmal-Handschuh aus weichem, nahtlosem Latex. Gutes Tastgefühl. Auf Dichtheit geprüft. Unsteril im Spenderkarton.

- **Puderfrei**



Packung 100 Stück

XS	211802 41,67
S	34867 41,67
M	34868 41,67
L	34869 41,67

Packung 90 Stück

XL	228398 41,67
----	--------------

Handtücher - Spenderboxen

Einmalhandtücher, aus Zellstoff, ORBIS Dental
 Hochsaugfähige Handtücher, umweltverträglich hergestellt aus hochweißem Zellstoff-Tissue. Die Tücher haben einen angenehm-weichen Grip, sind sehr saugfest und sparsam in der Verwendung.

- 100% Zellstoff-Tissue
- Interfold-Falzung



Karton mit 2300 Stück
 3-lagig, hochweiß
 Größe: 22 x 32 cm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
 204986 52,45

Karton mit 3200 Stück
 2-lagig, hochweiß
 Größe: 25 x 21 cm

199300 37,75

TOP

Einmalhandtücher, 2-lagig, ORBIS Dental
 Hochsaugfähige Einmalhandtücher mit farblicher Designprägung

- 100 % Zellstoff
- ZZ-Falzung



Karton mit 3200 Stück
 2-lagig, neutral mit lila Designprägung
 Größe: 23 x 21 cm

233449 35,65

Karton mit 3200 Stück
 2-lagig, neutral mit grüner Designprägung
 Größe: 23 x 21 cm

233450 35,65

TOP

Einmalhandtücher, grün, ORBIS Dental
 Saugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind saugfest und angenehm in der Verwendung.

- 100% Recyclingmaterial
- ZZ-Falzung



Karton mit 3.750 Stück
 2-lagig, grün
 Größe: 24 x 23 cm

239224 39,95

TOP

Einmalhandtücher, recycelt, ORBIS Dental
 Hochsaugfähige Papierhandtücher, umweltverträglich hergestellt aus reinem Recyclingmaterial. Die Tücher haben einen angenehmen Grip, sind sehr saugfest und angenehm in der Verwendung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Qualitätsstufen!

- 100% Recyclingmaterial
- ZZ-Falzung



Karton 5.000 Stück
 1-lagig, ungebleicht-naturweiß
 Größe: 25 x 21 cm

199299 25,95

Karton 5.000 Stück
 1-lagig, hochweiß
 Größe: 25 x 21 cm

46395 34,65

TOP

Handtuchspender, aus Edelstahl, ORBIS Dental
 Formschöner Wandspender aus gebürstetem Edelstahl, für alle gängigen Papierhandtücher. Leichte und sichere Einzeltuchentnahme. Große Kapazität, je nach Handtuchqualität bis zu 600 Tücher! Leicht zu montieren.



Stück 182227 74,45

Stück Handtuchspenderschlüssel 215013 6,75

- mit Schloss
- Sichtfenster für Füllstandskontrolle
- Größe (H x B x T): 330 x 250 x 130 mm

TOP

Handtücher - Spenderboxen

Bonline, Ethicon

Mehrzwecktuch aus textilem Vliesstoff, rubbelfest und saugfähig. Nass und trocken anwendbar, z. B. als Serviette, Einmalhandtuch und Wischtuch.



Packung 100 Stück
Farbe: **blau**
ab 6 Packungen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
87300	13,08
	11,77

Kleenex Handtücher Ultra Soft, Kimberly-Clark

- **Ultra Soft klein Typ 6789**
hochsaugfähiges Airflex Material
2-lagig
- **Ultra Soft medium Typ 6777**
hoch saugfähiges Airflex Material,
2-lagig
- **Ultra Soft groß Typ 6772**
hoch saugfähiges Airflex Material,
2-lagig



Ultra Soft klein, Typ 6789
Maße: **21,5 x 21 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 2.790 Stück

Ultra Soft medium, Typ 6777
Maße: **21,5 x 31,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 3.720 Stück

Ultra Soft groß, Typ 6772
Maße: **21,5 x 41,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 2.820 Stück

216262	43,00
216075	95,10
216077	137,75

Kleenex Handtücher Ultra Super Soft, Kimberly-Clark

- **Ultra Super Soft groß Typ 6773**
hoch saugfähiges Airflex Material,
3-lagig
- **Ultra Super Soft Premier Typ 6764**
hoch saugfähiges Airflex Material,
3-lagig



Ultra Super Soft groß, Typ 6773
Maße: **21,5 x 41,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 2160 Stück

Ultra Super Soft Premier, Typ 6764
Maße: **21,5 x 31,5 cm**
Farbe: **hochweiß**
Karton 1.080 Stück

216078	128,40
29436	89,20

Scott Natura, Kimberly-Clark

- **Handtücher - gefaltet, medium, Typ 6810**
100 % Recyclingmaterial, geprägt, 2-lagig
- **Handtücher - gefaltet, klein, Typ 6811**
100 % Recyclingmaterial, geprägt, 2-lagig
- **Handtücher - gefaltet, groß, Typ 6812**
100 % Recyclingmaterial, geprägt, 2-lagig



Typ 6810 medium
Maße: **25 x 33 cm, C-Falzung**
Farbe: **weiß**
Karton 2.800 Stück

Typ 6811 klein
Maße: **25 x 23 cm, ZZ-Falzung**
Farbe: **weiß**
Karton 3.600 Stück

Typ 6812 groß
Maße: **25 x 50 cm, C-Falzung**
Farbe: **weiß**
Karton 1.680 Stück

49423	77,95
49422	75,70
49418	71,65



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Handtücher - Spenderboxen

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Aquarius Handtuchspender, Kimberly-Clark

Handtuchspender für Formathandtücher - interfold

Der einzigartige, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme.

- Interfold - das beliebteste Format für Falthandtücher - die einzelnen Handtücher stehen dem Anwender vollentfaltet zur Verfügung, ohne zuvor von einem anderen Benutzer berührt worden zu sein



Stück
Maße H x B x T: **39,9 x 26,5 x 13,6 cm**
Farbe: **weiß**

229296 **76,15**

Aquarius Handtuchspender Standard Klein, Kimberly-Clark

Spender für Formathandtücher - Standard Klein

Geeignet für: **C-Falz oder Zick-Zack gefalteten Handtücher**



Stück
Maße H x B x T: **15,5 x 26 x 13 cm**
Farbe: **weiß**

229299 **26,65**

Kleenex Kosmetiktücher, Kimberly-Clark

2-lagiges, weißes Tissue, aus 100 % Frischzellstoff. Besonders weich und dabei reißfest, hoch saugfähig und vielseitig im Gebrauch. Jederzeit zur Hand - hygienisch und sparsam aus der Zupfbox.



Spenderbox 100 Stück
Tuchgröße: **18,6 x 21,6 cm**

37952 **1,58**

Einmalartikel Praxis / Sonstiges

Tork Advanced Handtuch grün, Essity

2-lagiges Tissue, angenehm weich und saugstark durch Luftpolster-Prägung. Schnelle Wasseraufnahme und gute Nassfestigkeit sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit.

- Umweltfreundlich - Blauer Engel



Karton 3.750 Stück
Maße: **25 x 23 cm**
Zickzackfaltung

228393 **35,00**

Karton 2.560 Stück
Maße: **25 x 31 cm**
Lagenfaltung

274357 **46,42**

Karton 1.920 Stück
Maße: **25 x 41 cm**
Lagenfaltung

274351 **42,40**

Tork Advanced Handtuch weiß, Essity

2-lagiges Tissue, angenehm weich und saugstark durch Luftpolster-Prägung. Schnelle Wasseraufnahme und gute Nassfestigkeit sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit.

- Umweltfreundlich - Blauer Engel



Karton 2.560 Stück
Maße: **25 x 31 cm**
Lagenfaltung

274354 **64,14**

Karton 1.920 Stück
Maße: **25 x 41 cm**
Lagenfaltung

274352 **60,32**

Karton 1.600 Stück
Maße: **25 x 50 cm**
Lagenfaltung

274353 **60,43**

Karton 3.750 Stück
Maße: **25 x 23 cm**
Zickzackfaltung

228385 **67,95**

Tork Spendersysteme – für höchste Hygiene

In medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen und Krankenhäusern gelten hohe Anforderungen an Hygienestandards. Die ausgezeichneten Tork Hygienespendersysteme erfüllen diese Anforderungen und sind dabei besonders funktional, um Verbrauchsmaterial und Nachfüllzeiten einzusparen – für höchste Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit.

- Funktionale Spendersysteme und leistungsstarke Papierqualitäten reduzieren den Verbrauch, Wartungsaufwand sowie den Abfall und damit die Kosten
- Hygienespender bieten hygienischen Schutz der Tücher



Tork Xpress® Spender für Multifold Handtücher



Tork Spender für Zickzack- und Lagenfalz Handtücher

Tork Flüssig-, Spray- und Schaumseifenspender



reddot design award winner 2009



Tork Toilettenpapierspender



Tork Innenabrollenspender



Tork Duftspender

www.tork.de
0621 - 7784700

Tork, eine Marke von Essity

TORK

Think ahead.

Handtücher - Spenderboxen

Tork Advanced Wischtuch, Essity

- **M2 Innenabrollung**
2-lagiges Tissue, Hochweiß, Perforiert
- **M1 Innenabrollung Mini**
2-lagiges Tissue, Hochweiß, Perforiert
- **M1 Innenabrollung**
1-lagiges Tissue, Hochweiß, Unperforiert



Typ M2
Karton 6 Rollen = 2742 Blatt
Maße: **21,5 x 35 cm**

Typ M1
Karton 11 Rollen = 2354 Blatt
Maße: **21,5 x 35 cm**

Typ M1
Karton 11 Rollen 120 m
Maße: **21,5 cm breit**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit
141447 **75,78**

214533 **82,47**

216280 **59,50**

Tork Advanced Wischtuch, Essity

W 5 Vario Rollen System



Karton 10 Rollen x 55 m = 2000 Blatt
Maße: **23 x 27,5 cm**
Farbe: **grün, geprägt**
2-lagig, perforiert

Karton 10 Rollen x 55 m = 2000 Blatt
Maße: **23 x 27,5 cm**
Farbe: **weiß, geprägt**
2-lagig, perforiert

140060 **32,93**

69229 **32,83**

Tork Handtuchspender, Essity

Der Tork Elevation Handtuchspender für Zickzackfaltung und Lagenfaltung. Jederzeit nachfüllbar, mit Sichtfenster, abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen, schlagfester Kunststoff.



Stück Spender
Maße B x H x T: 33,3 x 43,9 x 13,6 cm
Farbe: **weiß**

Stück Spender Mini
Maße B x H x T: 33,2 x 29,1 x 13,5 cm
Farbe: **weiß**

30680 **49,83**

30679 **29,60**

Taschentücher

4-lagig, chlorfrei gebleicht



Packung
15 Päckchen x 10 Stück

152068 **4,42**

Profix Allzwecktücher

Preiswerte, saugstarke 2-lagige Allzwecktücher.
Tuchgröße: **21 x 21,5 cm**



Packung 150 Stück
ab 5 Packungen

259550 **2,82**
2,54

Mundschutz mit Bändern, ORBIS Dental

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien, latexfrei. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet. Stabile Bänder.

- **Filterleistung 99% (Melt Blown-Filter)**
- **Rundum ultraschall-vernäht, sehr hoher Tragekomfort**
- **Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel**



Packung 50 Stück

blau
grün
weiß

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
145978	14,95
145878	14,95
145893	14,95

TOP

Mundschutz mit Gummizug, ORBIS Dental

Hochwirksamer Mundschutz, hypoallergen dank ausgesuchter Rohmaterialien, latexfrei. Der extralange Nasenbügel erlaubt eine optimale Anpassung der Maske an die Gesichtskontur. Geringer Atemwiderstand, daher auch für Brillenträger geeignet. Stabile, mit Baumwolle ummantelte Gummizüge

- **Filterleistung 99% (Melt Blown-Filter)**
- **Rundum ultraschall-vernäht, sehr hoher Tragekomfort**
- **Frei von Latex, Glasfasern, Kupfer und Nickel**



Packung 50 Stück

blau
grün
weiß

145981	14,95
145982	14,95
145983	14,95

TOP

Face Mate

Der Mundschutz zum Binden. Glasfreies Filtermedium, besonders hautfreundlich, extrem hohe Saugfähigkeit, optimal für Brillenträger.



Packung 50 Stück Farbe: grün

85066	21,76
-------	-------

Miramask, Hager & Werken

Hygienische und preiswerte Einwegmaske aus federleichtem Vliesmaterial.



Packung 100 Stück

87744	6,20
-------	------

Mundschutz

Miramask N95, Hager & Werken

Atemschutzmaske/N95

- 4-lagiger Atemschutz mit eingelegtem, anpassbarem Nasenbügel
- Sanftes und elastisches Ohrenband
- Hoher Tragekomfort
- Wasserabweisend
- Latexfrei



Packung 5 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
279213	9,95

Monoart Mundschutz Pro 3 mit Gummizug, Euronda

3-lagige Mundschutzmaske aus hautverträglichem Vlies mit Gummizug

- Filterleistung über 99%
- Latex-, glasfaser-, nickel- und kupferfrei
- Hochwertige Verarbeitung ohne Farbstoffe
- Weich umwickelte Ohrgummis



Packung 50 Stück

weiß	196056	19,50
mintgrün	183631	19,50
gelb	169621	19,50
lila	37638	19,50
orange	194255	19,50
rosa	169627	19,50
blau	188348	19,50
cedro	219741	19,50
platin	249213	19,50
lagunablau	276566	19,50

Monoart Mundschutz Pro 3 Flower, Euronda

3-lagige Mundschutzmaske aus hautverträglichem Vlies mit Gummizug

- Filterleistung über 99%
- Latex-, glasfaser-, nickel- und kupferfrei
- Hochwertige Verarbeitung ohne Farbstoffe
- Weich umwickelte Ohrgummis



Packung 50 Stück

flower-rosa	227420	19,50
flower-blau	242155	19,50
flower-lila	245202	19,50
flower-cedro	242156	19,50
flower-weinrot	261529	19,50

Roeko Protecta Quick non Latex, Coltène

Mundschutz für Latexsensible und Latexallergiker.

- 100 % latexfrei
- Dreilagiges, hautfreundliches Vliesmaterial
- Extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nasenbügel
- Filterleistung > 99%, Typ II nach EN 14683:2005



Packung 50 Stück

Farbe: blau

69598	18,21
-------	-------



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

ORBIS GREEN

Die nachhaltige
Alternative in Ihrem
dentalen Alltag.



Maisstärke-Flosser

Zahnreinigungssticks mit Griffen aus
40 % Maisstärke und 60 % PP-Materialien.
Verpackt in umweltfreundlicher Papiertüte



Mundspülbecher

Plastikfreie Mundspülbecher aus Hartpapier
mit PLA-Beschichtung – geruchs- und
geschmacksneutral

Mundspülbecher

ORBIS-Green Mundspülbecher plastikfrei, ORBIS Dental

ORBIS-Green / Die nachhaltige Alternative in Ihrem Alltag.

PLA ist ein Biokunststoff aus natürlichen, gewachsenden Rohstoffen. Die Abkürzung PLA steht für Polylactid und entsteht durch Polymerisation von Milchsäure, welche aus Zucker und Stärke hergestellt wird. Diese wiederum werden in der Regel aus Mais, Kartoffeln oder Rüben gewonnen. Auf Grund der molekularen Struktur ist PLA biologisch vollständig abbaubar. PLA-Produkte haben eine Hitzebeständigkeit bis 40°C

Eigenschaften:

- Ohne PE-Beschichtung
- Hartpapier PLA-Beschichtet
- Umweltfreundlich, nachhaltig
- Deutlich formstabiler als herkömmliche Plastik-Einwegbecher
- Geruchs- und geschmacksneutral



Karton 500 Stück
10 Stangen mit je 50 Bechern
weiß, 180 ml

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
277249	37,95

TOP NEU

Mundspülbecher, ORBIS Dental

Einmal-Kunststoffbecher aus umweltfreundlichem Kunststoff, vollständig recyclingfähig. Griffstabil und standfest, in geruchs- und geschmacksneutraler Lebensmittelverpackungsqualität.

Weißer Ausführung:

- Höhe 73 mm, oberer Ø 70 mm, unterer Ø 47 mm
- Volumen 150 ml

Bunte Ausführungen:

- Höhe 83 mm, oberer Ø 70 mm, unterer Ø 47 mm
 - Volumen 180 ml
- Beide Bechergrößen passen in die handelsüblichen Becherspender!



Karton 3000 Stück
weiß, 150 ml

148562 **52,45**

Karton 3000 Stück

rot, 180 ml
rosa, 180 ml
gelb, 180 ml
grün, 180 ml
blau, 180 ml
hellblau, 180 ml
lila, 180 ml
cedro, 180 ml
farbig sortiert, 180 ml

190023 **52,45**
190025 **52,45**
190022 **52,45**
190021 **52,45**
190020 **52,45**
190024 **52,45**
250800 **52,45**
250801 **52,45**
190019 **52,45**

TOP

Spender für Mundspülbecher, ORBIS Dental

Hygienisch einwandfreie Vorratshaltung direkt in der Nähe des Behandlungsplatzes. Wahlweise aus durchscheinendem Kunststoff oder aus Edelstahl, hier mit Füllstandsanzeige. Mit Zubehör zur einfachen Wandmontage.



Stück, Kunststoff

167494 **27,95**

Stück, Edelstahl

170866 **49,95**

Satz, Ersatzringe für Spender

288800 **7,55**

Größe (H x B x T):

Kunststoffspender: 320 x 100 x 110 mm
Edelstahl: 360 x 85 x 85 mm

TOP

Farbenfroh – Gute Laune für Ihre Praxis!

Große Auswahl an ORBIS-Produkten in frischen Farben!

Perfekt für mehr Farbe in der Praxis: Mundspülbecher, Serviettenhalter, Dappenbehälter, Speichelsauger, Traypapier, Normtrays und vieles Weitere ...



Mundspülgläser

Mundspülglas, **ORBIS Dental**

Ökologisch einwandfreie Mundspülbecher aus Klarglas, spülmaschinenfest. Sie verringern das Müllvolumen Ihrer Praxis. Ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz!

- **Stapelfähig, sehr platzsparend**
- **Max. Reinigungstemperatur: 120 °C**
- **150 ml Inhalt**



Packung 6 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
189368	8,35

TOP

Mundspülglas Klar, **Becht**

Zylindrische Form, mit verschmolzenem Rand, sterilisierbar, spülmaschinenfest. Größe: Ø 64cm, hoch 86 cm, Gewicht: 65 g.



Karton 12 Stück

46216	4,45
-------	------

Mundspülglas **Ökopal, Becht**

Stapelbares Mundspülglas, sterilisierbar, spülmaschinenfest, platzsparend, stoßfest gehärtet. Größe: oben Ø 72 mm, unten Ø 45 mm, 70 mm hoch, Gewicht ca. 116 g.



**Stück
ab 12 Stück**

46209	4,65
	4,19

Roeco Abdecktücher Steri-Quick, Coltène

Reeco sterile Abdecktücher für perfekte Hygiene. Zum Abdecken von Trays sowie zur Ablage und zum Schutz steriler Instrumente. Auch als Patientenschutz geeignet. Saugstarke Oberfläche aus Spezialpapier, PE-beschichtete Unterseite als Flüssigkeits- und Bakteriensperre. Die Tücher sind einzeln steril verpackt und lassen sich durch eine spezielle Lasche einhändig öffnen.



Packung 80 Stück
Format: 35 x 50 cm, Farbe: grün

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

55376 **75,82**

Packung 50 Stück
Format: 50 x 70 cm, Farbe: grün

55377 **63,90**

Packung 25 Stück
Format: 70 x 100 cm, Farbe: grün

55378 **51,32**

Abdecktücher, Mölnlycke

Vollständige flüssigkeitsundurchlässige OP-Abdecktücher für Patient und Inventar.



Packung 160 Stück
2-lagig, Maße: 37 x 45 cm

250445 **68,10**

Packung 112 Stück
2-lagig, Maße: 45 x 75 cm

256692 **45,37**

Dental-Set, Mölnlycke

für chirurgische Eingriffe in den Bereichen Implantologie, Parodontal- und Kieferchirurgie. Einzeln steril verpackt zur schnellen Vorbereitung des OP-Behandlungsfeldes.



Inhalt:
1 Tischabdecktuch 75 x 100 cm, 2 Schlauchüberzüge 8 x 120 cm, 2 OP-Tapes zur Fixierung der Schlauchüberzüge 5 x 15 cm, 2 OP-Tapes zur Fixierung des Patientenabdecktuches 9 x 24 cm, 2 Abdecktücher 45 x 75 cm, 1 Dental-Tuch 150 x 150 cm (Öffnung 10 x 13 cm).

62136 **11,95**

ab 14 Packungen

10,75

Barrier OP-Bindemantel, Mölnlycke

Der OP-Bindemantel ist für kurze, flüssigkeitsarme Eingriffe geeignet und bietet einen grundlegenden Schutzlevel. Die OP-Bindemäntel haben ein offenes, unsteriles Rückenteil.



Stück
121 cm, Größe: L, Farbe: grün

193123 **4,98**

ab 22 Stück

4,48

Schutzmantel, blau
Packung 26 Stück
ab 2 Packungen

138051 **68,08**

61,27

• Schutz-, Arbeits- und Besuchermantel, steril

Keim- und feuchtigkeitsabweisender Schutz, aus Vliesstoff mit Bündchen.

Barrier OP-Hauben, Mölnlycke

Latexfreie Arzt- und Schwesternhauben, die besonders weich und leicht sind. Komfort, Atmungsaktivität und Dichtigkeit zeichnen die verschiedenen Varianten aus.



Packung 100 Stück, grün

Nr. 2 Jack
Schiffchenform

275314 **41,50**

Packung 120 Stück, grün

Nr. 3 Peggy
mit elastischem Nackenband

276825 **33,20**

Nr. 4 Tuck
Haube zum Binden

274804 **30,50**

Kosack
Spezielle Haube für langes Haar

278440 **33,62**

Packung 150 Stück

Nr. 5 Annie
Personal- und Patientenhaube

56998 **20,50**

Foliodrape Dental-Set, Hartmann

Dental-Set zur Schaffung eines sterilen Arbeitsumfeldes bei chirurgischen Eingriffen im zahnärztlichen und implantologischen Bereich. Es erleichtert den Arbeitsablauf und erhöht die Sicherheit für Zahnarzt und Patient. .



Inhalt:
1 Tischabdecktuch Einschlag Prot.100 x 150 cm, 2 Kamerakabelbezug 8 x 170 cm, 1 Abdecktuch Prot. 75 x 45 cm, 1 HNO-/MKG-Tuch SMS 150 x 175 cm, 4 OP-Tape 5 x 25 cm, 2 Foliadress Gown Comfort Basic L 123 cm, 1 Foliadress Gown Basic XL 149 cm, 1 Foliadress Cap C Astro Viscose-Vlies aqua, 2 Foliadress Cap C Universal PP-Vlies grün, 3 Foliadress mask. Protect Senso PP-Vlies blau.

255916 **24,53**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Foliadress gown Comfort Basic, Hartmann

Steriler OP-Bindemantel aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff. Der bequeme Schnitt, Kugelärmel und die mit Bänder verschließbare Rückenpartie bieten einen hohen Tragekomfort.

- Ohne Kreppeinschlag und Handtüchern (Variante Peel&Go)
- Mit Rückverfolgbarkeits-Sticker für die Patientendokumentation
- Einmal-Anwendung bei kurzen Operationen mit geringem Flüssigkeitsanfall
- Farbe: **grün**



Stück Basic, steril

Größe: L	251508	3,72
Größe: XL	251509	3,72

Foliadress gown Comfort Perfect, Hartmann

Steriler OP-Wickelmantel aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff mit hervorragender Performance bei Wasserabweisung und Alkoholresistenz. Dank des bequemen Schnittes (Raglanärmel), der besonders breiten Überlappung der Rückenpartie und dem praktischen Klettverschluss im Nacken bietet dieser Mantel höchsten Tragekomfort.

- Mit Kreppeinschlag und Handtüchern
- Mit Rückverfolgbarkeits-Sticker für die Patientendokumentation
- Einmal-Anwendung bei Operationen von mittlerer Dauer mit mittlerem Flüssigkeitsanfall und mittlerem Infektionsrisiko
- Farbe: **grün**



Stück Perfect, steril

Größe: L	251510	4,73
Größe: XL	251511	4,73
Größe: XXL	251512	4,73

Foliadress gown Protect Standard, Hartmann

OP-Wickelkittel mit besonders breiter Überlappung der Rückenpartie und breitem, sicher haftendem Klettverschluss zur individuellen Anpassung des Halsausschnittes, für Operationen von mittlerer Dauer mit mäßigem Flüssigkeitsanfall, mit SMS-Einschlag & Papierhandtüchern, einzeln verpackt.

- Farbe: **blau**



Stück Protect Standard

Größe: L	251232	3,17
Größe: M	251019	3,17
Größe: XL	251020	3,17
Größe: XXL	250775	3,17

Foliadress cap Comfort Universal, Hartmann

Universelle Baretthaube aus atmungsaktivem, weichem Vliesstoff mit Gummizug.

- Besonders leicht und angenehm zu tragen
- Neu: optimierter, längerer und weicherer Gummizug
- Frei von Naturlatex
- Material: Viskose



Packung 100 Stück

Farbe: grün	32346	11,41
Farbe: weiß	189526	11,41

Foliadress cap Comfort, Hartmann

Runde Form, mit doppelt verstärkten Seitenteilen, besonders leicht und bequem für Kurzhaarschnitte.

- Material: Viskose



Packung 100 Stück

Farbe: aqua	78808	21,50
--------------------	-------	--------------

Steri Sleeve, Coltène

Steriler Schlauchüberzug für chirurgische Eingriffe. Aus PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage. Schafft optimale Hygiene. Einzeln in Peelpackungen inklusive Befestigung verpackt. Schlauchlänge je 100 cm - gebrauchsfertig.



Packung 25 Stück

Größe: 7,5 x 100 cm	78886	59,05
----------------------------	-------	--------------

Servietten / Patientenumhänge

Serviettenkettchen, ORBIS Dental

Serviettenhalter aus verchromter Perlenkette, in der Länge verstellbar. Die Servietten werden von den Klemmen sicher fixiert.

- Autoklavierbar
- Länge: 45 cm

TOP



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
147889	5,65

ORBI-Serviettenhalter, ORBIS Dental

Hygienische Einweg Serviettenhalter

- Unkompliziertes Anbringen durch 2 Klebestreifen
- Hoher Tragekomfort durch weiches Krepp-Papier
- One Size
- Perfekte Sicherheit in der Hygienekette

TOP



Packung 250 Stück

230606	14,65
--------	-------

Serviettenhalter, farbig, ORBIS Dental

Serviettenhalter aus thermoplastischem Kunststoff.

- Autoklavierbar
- Länge: 48 cm

TOP



Stück

gelb	248323	4,95
grün	248324	4,95
pink	248327	4,95
weiß	248328	4,95
lila	248329	4,95
rot	248330	4,95
hellblau	248331	4,95
neongelb	248332	4,95
orange	248333	4,95
blau	248334	4,95

Packung 5 Stück

gelb	241036	15,95
grün	241037	15,95
pink	241038	15,95
weiß	241158	15,95
lila	241159	15,95
rot	241160	15,95
hellblau	241161	15,95
neongelb	241162	15,95
orange	241163	15,95
blau	266931	15,95

Serviettenhalter Ersatz-Kunststoffklemme

255474	2,20
--------	------

Nasskreppservietten, ORBIS Dental

Stabiles, weiches Krepp, schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit

- Farbe: weiß
- Papiergewicht: 24 g/qm
- Format 34 x 38 cm

TOP



Packung 1.000 Stück
ab 3 Packungen

144591	20,95
	18,95

Servietten / Patientenumhänge

Nasskreppservietten premium, ORBIS Dental

Stabiles, weiches Krepp, schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit.

- **Schützt Patienten gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung,**
- **Verfügt über eine hohe Nass- und Reißfestigkeit**
- **Papiergewicht 25 g/qm**
- **Format 34 x 38 cm**



Packung 1.000 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
277777	24,25

TOP

Traypapier, ORBIS Dental

Trayeinlagen und Schwebetischauflagen werden aus hochwertigem Filterkrepp-Papier hergestellt. Das verwendete Papier wird in einem umweltschonenden Verfahren ohne Chlorbleiche hergestellt. Es ist holzfrei und enthält keine optischen Aufheller, dabei ist es hochsaugfähig und hochnaßfest. In verschiedenen Farben lieferbar.

Für Normtrays:

- Größe: 18 x 28 cm

Für Schwebetische:

- Größe: 36 x 28 cm



Packung 250 Stück 18 x 28 cm

weiß	143130	4,75
blau	145988	4,75
gelb	143150	4,75
grün	145992	4,75
lila	250798	4,75
cedro	250799	4,75
ab 10 Packungen		4,15

Packung 250 Stück 36 x 28 cm

weiß	140056	9,95
blau	186392	9,95
gelb	186394	9,95
grün	186393	9,95
ab 5 Packungen		9,15

TOP

Patientenumhänge, ORBIS Dental

Diese Patientenumhänge bieten maximalen Schutz für den Patienten. Mit bequemem Halsausschnitt und ausreichend langen Bändern zum Binden.

Wählen Sie zwischen 2 Varianten:

- **Die saugfähigen**, aus PE-Folie mit einer zusätzlichen Zellstoffauflage

Größe: 61 x 53 cm, 80 Stück je Rolle

- **Die preisgünstigen**, aus hochwertiger PE-Folie. Größe: 75,5 x 53 cm, 200 Stück je Rolle



Rolle 80 Stück

blau	126628	13,65
grün	143410	13,65
weiß	143409	13,65

Rolle 200 Stück

blau	143408	15,75
grün	143407	15,75
weiß	137168	15,75

Stück

Tischspender für Patientenumhänge auf Rollen	144142	20,90
--	--------	-------

TOP

Schutzservietten Premium, ORBIS Dental

Rechteckige, mehrlagig aufgebaute Schutzserviette. Die hochwertige PE-Folie verhindert das Durchnässen der Serviette, die spezielle Zellulose mit erhöhter Grammaturnimmt besonders viel Flüssigkeit auf. Größe 33 x 45 cm.

- **Optimaler Schutz und Komfort für den Patienten**

- **Sehr hohe Saugleistung**

- **Feuchtigkeitsundurchlässig**



Packung 500 Stück

dunkelblau	185374	21,95
hellblau	185373	21,95
grün	185372	21,95
weiß	185371	21,95
lila	250796	21,95
cedro	250797	21,95

Stück

Spenderbox, aus Kunststoff, für 50 Servietten	126116	32,95
---	--------	-------

TOP

Servietten / Patientenumhänge

Zelltuchservietten, ORBIS Dental
Weiche, besonders saugfähige Servietten, hergestellt aus sauerstoffgebleichter Zellulose. Wählen Sie zwischen 2 Varianten: 2-lagig oder 4-lagig!

- **Super weich**
- **Größe: 40 x 40 cm**

TOP



2-lagig, weiß
Packung 50 Stück
Karton 1.000 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
146537	2,35
147897	33,75

4-lagig, weiß
Packung 25 Stück
Karton 800 Stück

146538	2,25
147898	46,75

Bib-Eze Serviettenhalter, Kerr
Serviettenhalter aus weichem Krepp-Papier. Dehnbar, somit passend für alle Größen. Abdeckung der Klebekante entfernen und ankleben, das Reinigen eines Serviettenkettchens entfällt.



Packung 250 Stück

204771	13,90
--------	-------

Frottee Gesichtsabdeckung, Loser
Das angenehme Terry-Gesichts-Abdecktuch zur Mehrfachverwendung (Waschbar 60° C). Hoher Patientenkomfort bei Arbeiten mit hoher Spraynebelbildung und in der professionellen Zahnreinigung beim Einsatz mit Pulverstrahlgeräten. Das Netzteil der oberen Hälfte schützt die Augenpartie, das Frottee-Gewebe der unteren Hälfte hat eine Mundöffnung für die Behandlung und saugt Feuchtigkeit sicher auf.



Packung 12 Stück

weiß	157744	82,90
blau	156386	82,90
gelb	160241	82,90
mint	157734	82,90
Farben, sortiert	156266	82,90

Lunos Prophy-Wellnesstuch, Dürr Dental
Erfrischendes, getränktes Frotteetuch, ideal für die Gesichtsreinigung nach der Prophylaxebehandlung.

- Individueller Service für den Patienten
- Heiß- und Kaltanwendung möglich
- Pflegend, mit Aloe Vera
- Alkoholfrei



Packung 50 Stück

254481	60,80
--------	-------

Oshibori Frotteetuch, Coolike
Das große Frottee-Tuch, mit viel erfrischender Tränkflüssigkeit und pflegender Aloe Vera, ist der XXL-Frische-Kick für Körper und Geist. Durch den Zipp-Verschluß an der Verpackung bleibt das Tuch wieder verwendbar über den ganzen Tag.

- Ohne Alkohol
- Zur Kalt- und Heißanwendung
- Mit Aloe Vera



Stück
Format: 220 x 220 mm

220510	1,44
--------	------

Servietten / Patientenumhänge

Prophylaxe Tücher, JMP Dental

Prophylaxe Tücher aus Mikrofaser. Unterseite Kuschelfrottee, Oberseite Gaze. Formstabil bei 90° C waschbar ohne Füssel- oder Filzbildung. Hoher Patientenkomfort bei Arbeiten mit hoher Spraynebelbildung und in der professionellen Zahnreinigung beim Einsatz mit Pulverstrahlgeräten sowie beim Power-Bleaching.



Packung 12 Stück
Farbe: **weiß**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
14379	59,00

Patienten Servietten, Crosstex

Aus 2 Lagen Papiervlies mit Polyethylenfolie beschichtet. Hohe und schnelle Feuchtigkeitsaufnahme, besonders reißfest. Format: **48 x 33 cm**.



Karton 500 Stück

blau	37786	23,83
grün	37787	23,83
weiß	37788	23,83
gelb	73770	23,83
rosa	11481	23,83
aqua	69421	23,83
pfirsich	204504	23,83

Patientenumhang Denta, Coltène

Roeko waschbarer Patientenumhang aus Kunststoff. Mit verstellbarem Klettverschluss am Kragen. Mit Auffangtasche am Saum. Maße: **70 x 58 cm**.



Stück
Farbe: **blau**

61017	19,42
-------	-------

Roeko Patientenumhang Simplex-Plus, Coltène

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage

- Auf Rolle mit Abrissperforation
- Zum Binden
- Größe: 59 x 54 cm



Rolle 80 Stück

blau	80653	24,73
weiß	60477	24,73

Roeko Patientenumhang Simplex-Plus-Maxi, Coltène

Patientenumhang aus dünner PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage.

- Mit Abrissperforation
- Auf Rolle in praktischem Spenderkarton
- Extra breit (60 x 60 cm)
- Optimaler Schutz der Patientenkleidung
- Zum Binden



Spenderkarton 80 Stück

blau	24461	21,36
mint	24463	21,36
weiß	24460	21,36

Servietten / Patientenumhänge

Tena Schutzservietten, Essity

Flüssigkeitsabsorbierende und feuchtigkeitsundurchlässige Schutzserviette mit Auffangtasche und Fixierbändern.



Packung 150 Stück
Format: **37 x 48 cm**
Farbe: **weiß**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
204695	13,82
204676	16,08

Packung 150 Stück
Format: **37 x 68 cm**
Farbe: **weiß**

Tork Universal Dentalserviette, Essity

Ungebleicht, höchste Festigkeit und Saugfähigkeit, guter Dehnfaktor, ungefalzt. Umweltfreundlich - Blauer Engel.



Packung 4 x 1000 Stück
Farbe: **weiß**, 1-lagig
Format: **34 x 37,5 cm**,

268541 **73,07**

Topliner neo, Becht

Tray Auflagen aus Krepp-Papier, saugend, vermeidet das Klirren von Instrumenten und anderen Gegenständen auf dem Tray.



Packung 250 Stück
Format: **28 x 18 cm**
weiss
lime
azurblau

262986 **5,85**
262988 **5,85**
262987 **5,85**

Packung 250 Stück
Format: **28 x 36 cm**
weiss
lime
azurblau
orange

262989 **8,80**
262991 **8,80**
262990 **8,80**
262992 **8,80**

Wasella-dent Zelltuchservietten, Waldschmidt

Mit Sauerstoffgebleichter Zellulose hergestellt. 1/8 Falz, besonders weich und saugfähig.
Format: **40 x 40 cm**



Karton 800 Stück
4-lagig, Farbe: **weiß**

33219 **68,40**

Karton 1500 Stück
2-lagig, Farbe: **weiß**

203165 **88,66**



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Schutzbrillen

ORBIS Vollgesichts-Schutzschild, ORBIS Dental

Dieser blaue Vollgesichts-Schutzschild deckt die Mund-, Nasen- und Augenbereiche ab. Der Schutzschild eignet sich perfekt als Spritzschutz.

- Rahmen ist autoklavierbar bei bis zu 134°C
- Das Visier kann mit handelsüblichen Oberflächen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden
- Für einfache Pflege und Hygienebereiche
- Blauer Rahmen aus spritzgegossenem Polypropylen (PP)
- Transparentes Visier aus PETG
- Elastikband schwarz
- Hygienisch verpackt im Polybeutel



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Stück	279700	8,95
Beutel 5 Stück Ersatzschilder	279701	11,95

TOP NEU

ORBIS Schutzvisier, ORBIS Dental

Effektive Schutzbrille mit hervorragender Transparenz:

- Nase, Augen und Mund werden bedeckt
- Das Gestell ist autoklavierbar bei 121 °
- Schutzschilde aus Polycarbonat können mit milder Seife oder alkoholfreien Mitteln gereinigt werden (NICHT mit alkoholbasierten Mitteln)



Set 1 Rahmen + 6 Visiere Farbe: weiß	278918	27,95
Set 1 Rahmen + 6 Visiere Farbe: hellblau	278917	27,95
Packung 12 Stück Ersatzschilder	278922	23,95

TOP NEU

Anti-fog Schutzbrillen, KKD TopDent

Universalschutzbrille für den täglichen Einsatz in Praxis und Labor.

- Mit spezieller, beidseitiger Antibeschlags Beschichtung
- Beschlagfreie, kratzunempfindliche Universalbrille
- Mit Seitenschutz
- Spezielle Form, daher auch über Korrekturbrille zu tragen



Stück		
rot	58085	14,70
weiß	58006	14,70
blau	58077	14,70
klar	28057	14,70
purpur	58167	14,70
gelb-orange	58173	14,70

Cardex-Schutzbrille, Cardex

Einwandfreier und unbedingt notwendiger Schutz für Arzt und Assistenz gegen Infektionen. Keine Verletzungen der Augen und Gesicht durch Metall- und andere Abrieb-splitter. Schonung der Brillengläser. Entspricht allen Anforderungen der Hygiene. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung des Schutzschildes gibt es kein Beschlagen mehr. Leichtes Auswechseln des Klarsichtschildes. Hochklappbar und feststellbar in jeder Lage!



Stück klein, Schildlänge 18,0 cm	70702	37,50
groß, Schildlänge 21,5 cm	70700	37,50
Stück Ersatzschild klein	70703	20,60
groß	70701	20,60
Stück Ersatz-Stirnband	70704	21,10

Proto-Cam, Hager & Werken

Gesichtsschutzschild

- Aus nicht-reflektierendem Polycarbonat
- Leichter Brillenbügel zur Kopfbefestigung (25 g)
- Ideal für die Behandlung von Risikopatienten
- Sicheres Arbeiten mit dem Prophylaxestrahlergerät



Set
mit Bügel und 5 Wechselschilden

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

46637 37,99

Packung
5 Stück Ersatzschilde

46638 24,99

Proto-Cam Smart, Hager & Werken

Gesichtsschutzschild

- Umfassender Schutz durch vollständige Gesichtsabdeckung
- Uneingeschränktes Sichtfeld
- Sehr leicht
- Schlankes Design
- Schildabmessungen: 23,50 cm x 16,5 cm
- CE Zeichen



Set
Rahmen weiß, inkl. 12 Wechselschilde

278876 37,99

Packung
12 Stück Ersatzschilde

281632 22,99

NEU

Retina Lichtreflektions-Schutzbrille, KKD TopDent

Schützt die Augen vor dem Blauanteil des Halogenlichts und vor UV-Licht (Polymerisationslicht). UV-Strahlen werden zu 100% und Blaulicht zu 98% ausgefiltert.



Stück
Farbe: orange

27988 31,20

Schutzbrillen, 3M

Klassische Schutzbrille mit schmalen Schnitt.

- Kratzbeständig und beschlagfrei dank einer speziellen Scheibenbeschichtung
- Kompaktes Design: schmaler Nasensteg sowie flache Bügel
- Sehr leicht und komfortabel
- Materialien: Polycarbonat
- Zuverlässiger Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung



Stück
Farbe: klar

179889 13,23



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Schutzbrillen

UltraTect Schutzbrille, Ultradent Products

Hochwertige Schutzbrillen für den zahnärztlichen Bereich. UltraTect-Schutzbrillen tragen ein CE-Zeichen und erfüllen alle international erforderlichen Standards, sie wiegen nur 32 g. Die Gläser sind aus verformtem Polycarbonat anstelle von einfachem Kunststoff, mit guten optischen Eigenschaften und hoher Kratzfestigkeit.

- **Braune Gläser** schützen die Augen gegen alle Arten von intensivem Sonnenlicht
- **Klare Gläser** sind geeignet, Zahnarzt und Patient gegen alle Spritzer während der Behandlung zu schützen, z. B. bei Zahnaufhellungsmaßnahmen auf dem Patientenstuhl
- **Orange Gläser** dienen als Schutz gegen Blaulicht und UV-Strahlung aus Polymerisationsleuchten
- **Nicht bei Laserlicht anzuwenden**



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
208188	22,60
209347	22,60
210202	22,60

iSpec Safety Fit (uvex), Hager & Werken

Wegweisendes Design und höchste Sicherheit

- Uneingeschränkte Seitensicht
- Bügellänge und Winkel individuell einstellbar
- Leichter Wechsel der Scheiben
- 100 %iger UV-Schutz

Beschichtung: dauerhaft beschlagfrei, kratzfest und antistatisch



Stück

gelb/schwarz	145233	18,75
--------------	--------	-------

Stück

Ersatzscheibe	47361	6,80
---------------	-------	------

iSpec Comfort Fit (uvex), Hager & Werken

Modische Schutzbrille auf Mehrkomponentenbasis

- Hoher Tragekomfort durch Mehrmaterialbasis (Hart-/Weichkomponenten)
- Braune Scheibe mit 3000 UV SCT-Beschichtung (100 %iger UV-Schutz und Chemikalienbeständig)
- Einfacher Scheibenwechsel
- Bügellänge individuell einstellbar

Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei



Modell I-VO

Stück	145328	25,50
-------	--------	-------

Fassung: **blau/grau**
Scheibe: **transparent**

Modell I-VO S

Stück	147616	25,50
-------	--------	-------

Fassung: **blau/orange**
Scheibe: **braun**

iSpec Flexi Fit (uvex), Hager & Werken

Modische, flexible Schutzbrille

- Optimale Sicherheit durch Seitenschutz
- Bügellänge individuell einstellbar
- Beschichtung der transparenten Schutzscheibe: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei



Stück

schwarz	25861	19,50
---------	-------	-------

blau	25862	19,50
------	-------	-------

Stück

HC/AF - Ersatzscheibe	25863	11,50
-----------------------	-------	-------

iSpec Fit OTG (uvex), Hager & Werken

Leichte Überbrille mit neuester Scheibentechnologie

- Kein Bügelkontakt mit vorhandener Korrekturbrille
- Gute Abdeckung des Augenraumes
- Weiche, besonders flexible Bügelenden
- Für optimale, optische Abbildungseigenschaften
- Gewicht: 37 g



Stück
Fassung: blau
Scheibe: farblos UV 2C-1,2

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
56971	27,50

iSpec Flexi Fit II (uvex), Hager & Werken

Extrem leichte und moderne Schutzbrille

- Scheibe und Fassung aus hochschlagzähem Kunststoff
- Zusätzlicher Seitenschutz vor Blendung
- Länge der Softbügel individuell einstellbar
- Ideal auch für Sport und Freizeit
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Mit transparenter Fassung = uvex Skybrite SX2



Stück
Fassung: blau
Scheibe: farblos

17465	20,30
-------	-------

Uvex Skybrite
Fassung: blau/transluzent
Scheibe: farblos

17464	20,30
-------	-------

Ersatzscheibe, farblos
für Skyper und Skybrite

159097	10,99
--------	-------

iSpec Slim Fit UV (uvex), Hager & Werken

UV-Schutzbrille

- Sicherer Schutz gegen UV-Strahlung im Wellenlängenbereich 350/523 nm
- Für alle Lichtpolymerisationsgeräte
- Getestet durch NIOM (Nordic Institute of Dental Materials)
- Sehr leicht mit 21 g

Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei



Stück
Fassung: weiß
Scheibe: orange

212056	43,99
--------	-------

iSpec Smart, Hager & Werken

Schutzbrille im klassischen Design

- Idealer, ergonomischer Sitz
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Gewicht: 23 g



Stück
Bügel: blau-transparent
Scheibe: farblos

277518	12,95
--------	-------

Stück
Bügel: pink-transparent
Scheibe: farblos

277519	12,95
--------	-------

NEU

iSpec X Fit (uvex), Hager & Werken

Elegante Schutzbrille in schlanker Form

- Anatomisch geformte Panorama-Scheibe
- Extrem weites und geschütztes Gesichtsfeld
- 20 % größere Abdeckung gegenüber normalen Bügelbrillen
- Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Gewicht: 58 g



Stück
Fassung: schwarz
Scheibe: farblos
UV-Bereich: 2-1,2 nm

38871	18,99
-------	-------

Speichelsauger / Absaugkanülen

Absaugkanülen, ORBIS Dental

Universalkanülen aus farbechtem Kunststoff zur Absaugung von Speichel, Blut, Sekret und kleineren Feststoffen jeglicher Art. Abgerundete Ecken und Kanten.

- Länge 135 mm
- Ansatz Ø 16 mm
- Ergonomische Form
- Geräuscharm
- Autoklavierbar bei 134 °C



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
255578	9,85
255579	9,85
255580	9,85
255581	9,85

TOP

Absaugkanüle chirurgisch, ORBIS Dental

Die Absaugkanülen kommen bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz, bei denen eine größere Saugleistung erforderlich ist.

- Präzises Absaugen
- Schlanke Form, mit konischer Spitze
- Hygienisch und zeitsparend
- Steril und einzeln verpackt
- Ansaugdurchmesser Ø 2,5mm
- Graue Spitze



Packung 100 Stück

265446 104,95

TOP

Speichelsauger, ORBIS Dental

Flexible Speichelsauger aus transparentem Kunststoff, mit stabil in der Röhrenwand eingelassenem Metalldraht. Lässt sich leicht in die gewünschte Form bringen, ohne dabei abzuknicken. Die neu gestaltete Kappe ist sehr klein, mit stark abgerundeten Ecken. Die so herbei geführte Zwangsbelüftung verhindert das Ansaugen an der Mundschleimhaut des Patienten.

- Leicht zu biegen, danach formstabil
- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Größe: Ø 6,5 mm, Länge: 125 mm



Packung 100 Stück

mit fest verschweißter Kappe, Farbe: transparent, 170668 3,10

Packung 100 Stück

mit abnehmbarer Kappe, Farbe: transparent 144601 3,10

ab 10 Packungen 2,65

TOP

Speichelsauger, farbig, ORBIS Dental

Flexible Speichelsauger aus transparentem Kunststoff, mit stabil in der Röhrenwand eingelassenem Metalldraht. Lässt sich leicht in die gewünschte Form bringen, ohne dabei abzuknicken. Die neu gestaltete Kappe ist sehr klein, mit stark abgerundeten Ecken. Die so herbei geführte Zwangsbelüftung verhindert das Ansaugen an der Mundschleimhaut des Patienten.

- Leicht zu biegen, danach formstabil
- Kein Hervorstehen des Metalldrahtes
- Größe: Ø 6,5 mm, Länge: 125 mm



Packung 100 Stück

blau transparent 170630 3,10

gelb transparent 170631 3,10

grün transparent 170632 3,10

rot transparent 170633 3,10

weiß opak 141206 3,10

ab 10 Packungen 2,65

Mit abnehmbarer Kappe

TOP

Speichelsauger / Absaugkanülen

Hygoformic Speichelsauger, Orsing
Aus Weichplastik mit Zungenhalter und Drahteinlage. Umweltfreundlich. CE-Zeichen.



Packung 1000 Stück
Typ L (klein)

Beutel 100 Stück
Adapter Typ S Ø 6,5 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
12511	56,48
51695	5,78

Roeko Concorde II, Coltène
Universalabsaugkanüle aus Kunststoff:

- Geräuscharm
- Das breite Schild hält Wange und Zunge bei der Behandlung ab
- Liegt durch die gute Ergonomie perfekt in der Hand. Die mattierte Oberfläche vermeidet störende Lichtreflexe
- Sterilisierbar im Autoklav bis 134° C



Packung 10 Stück
Ø 16 mm

Stück
Adapter Ø 11 mm auf Kanüle Ø 16 mm

29261	25,64
89279	3,98

Chirurgische Kanülen, Aesculap
Sauginstrument mit Einkerbung am Arbeitsende, zur Vermeidung des vorschnellen Festsaugens



Stück
Ø 2,0 mm
Ø 3,0 mm

Länge: 170 mm

11461	20,50
11462	20,50

Einweg-Chirurgiekanülen, Dürr Dental
Mit dem Durchmesser 2,5 mm und einer Kanülenlänge von ca. 17 cm. Die Kanüle verfügt über eine Spitze mit integrierten Protect-Nebenlufteinlässen. Diese bietet den bestmöglichen Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem. Die Kanülen sind einzeln steril verpackt.



Packung 20 Stück
Ø 2,5 mm

Packung 100 Stück
Ø 2,5 mm

33881	27,50
201581	110,00

Prophylaxekanüle, Dürr Dental
Mit ihrem dreh- und fixierbaren Schutzschild ermöglicht sie eine besonders effektive Absaugung des Strahlpulvers.

- Doppelte Aerosolaufnahme gegenüber herkömmlichen Kanülen
- Höherer Patientenkomfort
- Ergonomische Behandlung
- Protect-Nebenlufteinlässe gegen Reflux.*



Packung 4 Stück
Farbe: grau

217947	16,50
--------	-------

Speichelsauger / Absaugkanülen

Purevac HVE, Dentsply Sirona

Wir haben Spiegel und Sauger zu einem Werkzeug kombiniert. Mit brillanter Sicht durch den ständigen Luftstrom schafft der Purevac HVE ideale Arbeitsbedingungen im Mund. Der Purevac HVE Rhodium eignet sich perfekt für das autonome Arbeiten in der Prophylaxe.

- Alle Flüssig- und Feststoffe
- Große und kleine Partikel
- Alle Behandlungsfelder
- Trocken und nass
- Mehr Zeit durch weniger Instrumentenwechsel
- Geräuschoptimiert
- Ergonomisch / Körperhaltung muss nicht verändert werden
- Reduziert Aerosole um 90% gegenüber herkömmlichen Speichelziehern



	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
1+1 Set	266855	21,75
Lieferumfang: 1 x FS Rhodium, 1 x Ultra FS		
3+3 Set	266856	65,25
Lieferumfang: 3 x FS Rhodium, 3 x Ultra FS		
6 Stück	266798	59,78
12 Stück	266799	119,56
24 Stück	266846	239,14
6 Stück	266847	70,70
12 Stück	266848	141,41
24 Stück	266854	282,81

Pro-Tip, Young

Ist eine 3-Wege Funktionsspritze, die durch überragende Lebensdauer und optimale Funktionalität überzeugt. Der integrierte Adapter in Kombination mit den Pro-Tip Turbo Ansätzen sichert eine gleichmäßige Luft- und Wasserzufuhr, verhindert Kreuzkontaminationen und erspart die Wiederaufbereitung.



Stück	182877	170,50
PT 701 Dreiwegespritze mit integriertem Adapter		
Nachfüllpackungen		
PT 100 Beutel 250 Stück	181303	50,47
PT 150 Bulk 1500 Stück	185983	329,00

Pro-Tip Turbo Adapter, Young

Hygienische Einweg-Spritzenansätze für die Funktionsspritze. Über entsprechende Adapter leicht zu montieren. Einwandfreie Funktion, saubere Luft-Wasser Trennung reduziert das Infektionsrisiko. Ist für jeden Patienten als besondere Hygienemaßnahme leicht erkennbar.



Pro-Tip Turbo Adapter inkl. 50 Einwegansätze		
KA 103 für KaVo 1040/1060	56110	29,30
KA 138 für KaVo ohne Licht 1058/1065/1066 bzw. Spritzen mit Nr. 77305-00/-10	181605	39,36
KA 139 für KaVo mit Licht 1065/1066, 77300-00/-10/-20	183671	36,29
SM 117 für Siemens Sprayvit 4000 (A1, E1, M1)	56111	20,88
SE 137 für Siemens Sprayvit L (C2, C3, C5, C8)	181798	45,72

Risikontrol Einwegansätze, Acteon

Einwegansätze für Multifunktions-Wasser-Luftspritzen. Der flexible, biegsame Einmalansatz aus hochwertigem Kunststoff erleichtert den Zugang an schwer erreichbaren Stellen. Mit Adapter an allen gängigen Behandlungseinheiten zu verwenden.



Packung 250 Stück, unsteril		
blau	228211	49,80
weiß	228210	49,80
grün	228213	49,80
rosa	228214	49,80
gelb	228212	49,80
Packung 100 Einwegansätze, steril		
weiß	228209	33,50
Packung 100 Einwegansätze, mit Schutzhülle, unsteril		
blau	228221	28,90
weiß	228222	28,90

Risikontrol Einwegansätze, mit Duft, Acteon

Einwegkanülen für Multifunktions-Wasser-Luftspritzen. Der flexible, biegsame Einmalansatz aus hochwertigem Kunststoff erleichtert den Zugang an schwer erreichbaren Stellen. Mit Adapter an allen gängigen Behandlungseinheiten zu verwenden.




Packung 250 Stück		
Mandarine	228217	54,10
Lakritze	228218	54,10
Anis	228219	54,10
Johannisbeere	228220	54,10
Menthol	228216	54,10

Speichelsauger / Absaugkanülen

Riskontrol Universal Adapter, Acteon

Adapter aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Kunstharz, kann einfach auf die Kanüle der Einheit geschraubt oder gesteckt werden,

- Verbesserte Installation des Adapters auf die Kanüle durch das neue Kappen-Design.



Adapter Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
KaVo DB	234356	100,00
KaVo E	230107	100,00
KaVo GB	230514	100,00
KaVo HB	229384	100,00
Siemens 4000	230041	100,00
Sirona	229383	100,00
Sirona L	239746	100,00
Faro C2	229879	100,00
Faro S1	234463	100,00
Luzzani Inox	230104	100,00

Weiter Adapter erhalten Sie auf Anfrage

Roeko Surgitip, Coltène

Die sterile chirurgische Einmalkanüle ermöglicht dank ihrer feinen Spitze optimales, sicheres Absaugen bei chirurgischen Eingriffen.

Als Kunststoffkanüle ist sie im Gegensatz zu Metallkanülen auch in der Elektrochirurgie einsetzbar.

Einzeln steril verpackt und sofort einsatzbereit.



Packung 20 Stück

Ø 2,5 mm / Ø 6,5 mm	80663	38,87
Ø 4,8 mm / Ø 6,5 mm	75199	35,18

Packung 100 Stück

Ø 2,5 mm / Ø 6,5 mm	52933	165,21
Ø 4,8 mm / Ø 6,5 mm	52934	149,83

Set

Doppeladapter für Anschluss an Ø 11 oder Ø 16 mm Absauganlagen	80994	7,38
--	-------	------

Roeko Surgitip-endo, Coltène

Eine Absaugkanüle, die speziell zur Trocknung des Wurzelkanals entwickelt wurde. Ihr innovatives Kugeldesign verleiht ihr eine komfortable dreidimensionale Rundumbeweglichkeit. Diese Flexibilität ermöglicht ein Einbringen auch in schwer zugängliche Wurzelkanäle ohne dass hierfür der Canal Tip verbogen werden muss. Die Saugleistung bleibt uneingeschränkt hoch und die Sicht auf das Behandlungsfeld ungestört.

- Canal Tip ISO 60, Innendurchmesser 0,35 mm



Packung 20 Stück

inkl. Doppeladapter zum Anschluss an Ø 11 und 16 mm Absaugkanülen. Einzeln steril verpackt, sofort einsatzbereit.	235747	42,45
---	--------	-------

Roeko Surgitip-micro, Coltène

Wurde für das Arbeiten unter Verwendung von Lupe oder Mikroskop, sowie die Endodontie entwickelt. Der geringe Durchmesser von 1,2 mm gewährleistet ein sicheres, gezieltes Arbeiten ohne Beeinträchtigung des Sichtfeldes.

Einzeln steril verpackt und sofort einsatzbereit.



Packung 20 Stück

Ø 1,2 mm / Ø 6,5 mm, inkl. 1 Doppeladapter	24140	42,77
--	-------	-------

Set

Doppeladapter für Anschluss an Ø 11 oder Ø 16 mm Absauganlagen	80994	7,38
--	-------	------

Universalkanüle III, Dürr Dental

Universalkanülen saugen hohen Volumenstrom geprüft leise ab (Studie des Fraunhofer Instituts für Bauphysik 2004).

- Sichere Reduktion der keimbelasteten Aerosolwolke
- Sehr leise durch den aerodynamischen Ansaugbereich
- Ergonomisch glatte und übergangslose Form
- Angenehm für Patient und Behandler
- Autoklavierbar bei 134 °C



Packung 5 Stück

blau	155899	10,70
gelb	155896	10,70
grau	156972	10,70
pink	155623	10,70
türkis	155901	10,70

Packung 20 Stück

grau	139935	38,90
------	--------	-------

Speichelsauger / Absaugkanülen

Universalkanüle **Petito, Dürr Dental**

Universalkanülen saugen hohen Volumenstrom geprüft leise ab (Studie des Fraunhofer Instituts für Bauphysik 2004).

- Sichere Reduktion der keimbelasteten Aerosolwolke
- Sehr leise durch den aerodynamischen Ansaugbereich
- Ergonomisch glatte und übergangslose Form
- Angenehm für Patient und Behandler
- Autoklavierbar bei 134 °C



Packung 5 Stück, Ø 16 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
blau	156229 8,90
gelb	155518 8,90
grau	156271 8,90
pink	155624 8,90
türkis	156272 8,90

(auch in Ø 11 mm erhältlich)

Universalkanüle **Protect, Dürr Dental**

Mit integrierten Nebenlufteinlässen am Schaft verhindert zuverlässig einen Reflux. Der Volumenstrom nimmt dabei kaum ab, die Kanüle bietet die gewohnte Saugleistung.

- Geprüfte Reduktion der keimbelastenden Aerosolwolke
- Geprüft leise Absauggeräusche-durch Gutachten belegt
- Ohne Ecken und scharfe Kanten-Angenehm im Patientenmund
- Autoklavierbar bei 134 °C



Packung 5 Stück

gelb	195821 13,30
blau	194654 13,30
grau	195822 13,30

Packung 20 Stück

grau	195823 46,50
------	---------------------

Drehhülsen mit Nebenlufteinlässen, **Dürr Dental**

Eine sehr wirksame Prävention bietet jetzt die neue Drehhülse mit Nebenlufteinlässen. Dabei handelt es sich um ein daumengroßes zylindrisches Verbindungsstück, das zwischen Absaugkanüle und Saughandstück gesteckt wird.

- Saugleistung gering vermindert (ca. 8%)
- Minimale Geräusentwicklung
- Kein versehentliches Abdecken aller Lufteinlässe



Universalhülsen Stück

grau Ø 11 mm	176219 14,52
grau Ø 16 mm	174667 14,52
schwarz Ø 16 mm	176218 14,52

Reinigungsbürsten, **Hager & Werken**

Mirasuc

Reinigungsbürste für Absaugkanülen. Biegsam, ideal zur Innenreinigung der Kanülen. Für alle Absaugkanülen mit Ø 11 mm und Ø 16 mm



Mirasuc

Packung 6 Stück, Länge: 18,5 cm

46874 **6,70**

Chiru-Cleaner

Packung 12 Stück
23 cm lang, Ø 5,0 mm

67747 **13,50**

Chiru-Cleaner

Reinigungsbürsten für chirurgische Kanülen

Packung 6 Stück

16 cm lang, Ø 4,8 mm

23425 **7,55**

Jiffy Brushes

Zur Reinigung von chirurgischen, oralen oder Spray-Absaugkanülen. Aus rostfreiem, biegsamen Stahl mit Nylonborsten.



Packung 12 Stück

mini

65317 **17,80**

Packung 6 Stück

groß

65318 **12,90**

Absaugen ohne Stress!

Pink Petal ist eine einfache und zuverlässige Hilfe für die Absaugung: effektiv und angenehm für den Patienten! Das Einwegprodukt wird auf den vorhandenen Speichelsauger geschoben und dann an der Wange anliegend im hinteren Bereich des Mundes platziert. Somit wird der Speichelsauger bequem dort gehalten, wo er gebraucht wird. Die Unterstützung durch die Assistenz ist nicht mehr von Nöten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pinkpetal.eu

PINK PETAL (50 ST.)

Art.-Nr.: 50Z975

Preis: 27,50 €



Ihre dritte Hand

Mr. Thirsty löst zwei Herausforderungen gleichzeitig: die Retraction von Zunge und Wange sowie das sichere Absaugen von Feuchtigkeit. Einfach auf die Absaugung stecken und im Mund des Patienten platzieren. Jeder profitiert: der Patient erlebt eine angenehme Behandlung, der Mund bleibt aufgrund des integrierten Bissblockes ohne Anstrengung offen. Der Behandler hat ein trockenes Arbeitsfeld und stets freie Sicht. Die Assistenz wird entlastet und kann sich anderen Vorbereitungen widmen.

MR. THIRSTY® TRIAL KIT

5 kleine (Neon-Lila) Einweg-Absaugeraufsätze und 5 große (Neon-Blau) + Adapter

Art.-Nr.: 50Z98716

Preis: 38,50 €

NACHFÜLLPACK (25 ST.)

Kleine (Neon-Lila) + Adapter
Art.-Nr.: 50Z986SM16

Große (Neon-Blau) + Adapter
Art.-Nr.: 50Z986LG16

Preis: 77,00 €

NACHFÜLLPACK (100 ST.)

Kleine (Neon-Lila) + Adapter
Art.-Nr.: 50Z986SM-B16

Große (Neon-Blau) + Adapter
Art.-Nr.: 50Z986LG-B16

Preis: 247,50 €



Weitere Informationen finden Sie unter www.mrthirsty.eu

Miratoi Nr. 1 Mischsortiment, Hager & Werken

- Beutel mit verschiedenen Teilen Autos, Boote, Geduldsspiele etc



Packung 150 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
66821	20,99

Miratoi Nr. 4 Zoo-Tiere, Hager & Werken

- Box mit bemalten Zootieren



Packung 100 Stück

47017	16,50
-------	-------

Miratoi Nr. 6 Fingerringe, Hager & Werken

- Beutel mit hübschen Schmuckringen in verschiedenen Farben



Packung 100 Stück

29399	14,50
-------	-------

Miratoi Nr. 8 Flummy Bälle, Hager & Werken

- Beutel mit lustigen Springbällen
- Größe: Ø 2,5 cm



Packung 100 Stück

87208	24,50
-------	-------

Miratoi Nr. 10 Miniaturautos und -Schiffe, Hager & Werken

- Miniaturautos und -schiffe in verschiedenen Farben



Packung 100 Stück

21690	20,99
-------	-------

Miratoi Nr. 13 Schatztruhen, Hager & Werken

- Ideal zum Aufbewahren von Milchzähnen



Packung 100 Stück

Artikel-Nr. 57422
Preis pro Einheit 23,99

Miratoi Nr. 15 Mini Ponys, Hager & Werken

- Zm Kämmen und lieb haben



Packung 100 Stück

233510 34,99

Miratoi Nr. 17 Skateboards, Hager & Werken

- Ultimative Fingerskateboards in coolen Designs



Packung 50 Stück, sortiert

233509 22,50

Miratoi Nr. 19 Schnapp-Armbänder, Hager & Werken

- Reflektierende Armbänder erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln
- Schnapp-Armbänder verbiegen sich automatisch
- Durch leichten Druck und passen sich dem Umfang des Handgelenks an
- Auch für Fahrradfahrer und Jogger gut geeignet
- Maße: L x B: 21 x 2,5 cm



Packung 100 Stück

262231 21,50

Miratoi Nr. 20 Flugzeug, Hager & Werken

- Heldenflieger für tapfere Patienten
- Flugzeug aus Styropor
 - 5 verschiedene Modelle
 - Segelt leicht in der Luft
 - Länge je Flugzeug: ca. 20 cm
 - Mit Propeller für besseren Flug
 - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren



Packung 50 Stück

272758 20,50

Tiefziehfolien

Tiefziehfolien, ORBIS Dental

• **Tiefziehfolie** (Käppchenfolie): Weiches, elastisches Material, rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z. B. Kronen, Kappen etc.

• **Unterziehfolie** (Platzhalterfolie): Dünne, gut tiefziehbare Folie. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilen (Käppchen).



Tiefziehfolie
Packung 100 Stück, 0,6 x 42 mm, klar

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143003 8,95

Unterziehfolie
Packung 200 Stück, 0,1 x 42 mm, klar

143002 10,95

TOP

Adapta Tiefziehsystem, Bego

Für einfaches und schnelles Tiefziehen von Kronenkäppchen. Eine gleichmäßige Mindestwandstärke sorgt für hohe Stabilität der Kronenkäppchen. Ideal für die Doppelkronentechnik, mit Fräs-wachs überzogen bietet das Adapta-Käppchen hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Durchfräsen



Set
1 Adaptakitt im Formtopf, 1 Folienhalter, 1 Spender mit 100 Adaptafolien (transparent) 0,6 mm, 1 Spender mit 200 Platzhalterfolien (rot) 0,1 mm, 1 Nachfüllpackung mit 100 Adaptafolien (transparent) 0,6 mm, 1 Nachfüllpackung Adaptakitt und 1 Verschlussstopfen.

70370 121,90

Stück Zubehör

Adapta-Kitt im Formtopf

70374 24,90

Folienhalter

70375 20,90

Nachfüllpackung 2 x 25 g

Adapta-Kitt

70373 17,90

Packung 100 Stück

Adaptafolie 0,6 x 42 mm, transparent

70371 20,90

Packung 200 Stück

Platzhalterfolie 42 x 0,1 rot

70372 22,90

Platzhalterfolie 42 x 0,1 transparent

79109 22,90

Packung 10 Stück

3,0 mm

242534 32,58

Packung 20 Stück

2,0 mm

242532 42,73

Packung 30 Stück

1,5 mm

242529 54,18

Packung 50 Stück

1,0 mm

242528 63,09

3,0 mm

242535 154,59

Packung 60 Stück

1,5 mm

242530 102,65

2,0 mm

242533 121,30

Durchmesser: 120 mm

Farbe: klar-transparent

Biolon, Dreve

Die neue Technologie für kosmetische, sanft-schonende Zahnkorrektur. Besonders geeignet für Patienten mit hohem ästhetischem Anspruch, wenig Zeit und leichten Fehlstellungen. Hochtransparente, zäh-elastische Tiefziehfolien zur individuelle-passgenauen Herstellung von Alignern.



Bioplast, Scheu-Dental

Weichelastische gummiähnliche Folien, verbinden sich nicht mit Autopolymerisat. Für Dublierformen, Mundschutz, Knirschschutz, Positioner, Bleichschiene und OSAMU-Retainer.



Packung 10 Stück

	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
1,0 mm	74961	16,30
1,5 mm	46667	20,40
2,0 mm	45569	24,90
3,0 mm	46504	29,70
4,0 mm	54668	39,40

Packung 100 Stück

1,5 mm	46666	177,50
2,0 mm	46668	219,00
3,0 mm	46669	257,90

Packung 10 Stück

1,0 mm bleach	155740	17,20
---------------	--------	-------

Durchmesser: **125 mm**
Farbe: **klar-transparent**

Bioplast Xtreme, Scheu-Dental

Zwei unterschiedliche Härtegrade in einer Tiefziehfolie durch die integrierte Verstärkung im sensiblen Frontzahnbereich. Harte und kleinflächige Schläge bei Kontaktsportarten werden absorbiert. Die V-Form des härteren Inserts ermöglicht eine variable Breite des Frontzahnschutzes.



Kit rot	218133	13,10
----------------	--------	-------

Kit blau	218135	13,10
-----------------	--------	-------

Kit schwarz	218136	13,10
--------------------	--------	-------

Die Kits enthalten:

1x BIOPLAST XTREME Folie (5,0 x 125 mm), 1x CETRON Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST Isoliermittel, Retainerdose.

Bioplast Pro Xtreme, Scheu-Dental

Für den Profisport mit zu erwartenden harten und kleinflächigen Schlägen. Zusätzliche hartelastische Zwischenlage zur integrierten Frontzahnverstärkung.



Kit rot	218137	16,50
----------------	--------	-------

Kit blau	218139	16,50
-----------------	--------	-------

Kit schwarz	218141	16,50
--------------------	--------	-------

Die Kits enthalten:

1x BIOPLAST XTREME Folie (4,0 x 125 mm), 1x BIOPLAST Folie klar (2 mm), 1x DURAN Folie (0,75 mm), 1x CETRON Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST Isoliermittel, Retainerdose.

Brux Checker nach Prof. Sato, Scheu-Dental

Einseitig farblich beschichtete Analyse- und Therapieplanungsfolie mit 0,1 mm Ausgangsstärke. Als Indikator für die Diagnose und Therapieplanung in der CMD-Therapie, aber auch zur Prüfung und zum Einschleifen der Okklusion bei allen prothetischen Versorgungen geeignet. Farbe: **rot**



Packung 10 Stück

0,1 mm Ø 120 mm rund	209960	45,10
0,1 mm Ø 125 mm rund	33558	45,10

Tiefziehfolien

CA Pro, Scheu-Dental

Dreischichtige Alignerfolie mit flexiblem Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale für eine kontinuierliche Kraftübertragung mit minimalem Kraftverlust. Die flexible Elastomerschicht sorgt für eine hohe Elastizität und Bruchsicherheit bei reduzierter Initialkraft und entsprechend angenehmem Tragekomfort. CA Pro kann als autarkes Alignermaterial oder innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA Protokoll verwendet werden.



Packung 10 Stück

0,5 mm Ø 125 mm rund
0,625 mm Ø 125 mm rund
0,75 mm Ø 125 mm rund

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
281645	31,65
281646	34,70
281647	36,70

Durchmesser 125 mm
Farbe: **transparent**

NEU

CA Pro+, Scheu-Dental

Dreischichtige Alignerfolie mit flexiblem Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale für eine kontinuierliche Kraftübertragung mit minimalem Kraftverlust. Die flexible Elastomerschicht sorgt für eine hohe Elastizität und Bruchsicherheit bei reduzierter Initialkraft und entsprechend angenehmem Tragekomfort. CA Pro kann als autarkes Alignermaterial oder innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA Protokoll verwendet werden.



Packung 10 Stück

0,5 mm Ø 125 mm rund
0,625 mm Ø 125 mm rund
0,75 mm Ø 125 mm rund

281648	32,05
281649	35,10
281650	37,10

Durchmesser 125 mm
Farbe: **transparent**

Mit aufgebrachter Isolierfolie.

NEU

CA Pro+, Scheu-Dental

Dreischichtige Alignerfolie mit flexiblem Elastomerkern in einer hartelastischen Doppelschale für eine kontinuierliche Kraftübertragung mit minimalem Kraftverlust. Die flexible Elastomerschicht sorgt für eine hohe Elastizität und Bruchsicherheit bei reduzierter Initialkraft und entsprechend angenehmem Tragekomfort. CA Pro kann als autarkes Alignermaterial oder innerhalb des 3-Schienen-Systems nach dem CA Protokoll verwendet werden.



Packung 10 Stück

0,5 mm Ø 120 mm rund
0,625 mm Ø 120 mm rund
0,75 mm Ø 120 mm rund

281651	32,05
281652	35,10
281653	37,10

Durchmesser 120 mm
Farbe: **transparent**

Mit aufgebrachter Isolierfolie.

NEU



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Copyplast, Scheu-Dental

Zähelastische Folien, verbinden sich nicht mit Autopolymerisat.

• Anwendung:

Dublierformen, Bleich- und Ätزشienen, Bracket-Transfermasken, Gießmasken für provisorische Kronen und Brücken



Packung 10 Stück

Dicke	Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
0,5 mm	58623	8,80
0,75 mm	217351	10,10
1,0 mm	45126	11,50
1,5 mm	44227	12,50
2,0 mm	31444	13,60

Packung 100 Stück

0,5 mm	45120	79,80
0,75 mm	219085	88,00
1,0 mm	44226	96,20

Durchmesser: 125 mm

Farbe: opak

Duran, Scheu-Dental

Hartelastische, transparente Folien, verbinden sich mit Autopolymerisat. Kein Vortrocknen notwendig.

• Anwendung:

Miniplast-, Aufbiss- und CMD-Schienen, provisorische Kronen und Brücken, Interims- und Fluoridschienen, Röntgenschablonen, Frontzahnverstärkung für Sportmundschutz, Schnarchtherapiegeräte



Packung 10 Stück

0,5 mm	74847	13,90
0,625 mm	197995	15,20
0,75 mm	74851	16,50
1,0 mm	74857	17,90
1,5 mm	74858	20,40
2,0 mm	74863	24,30
3,0 mm	24693	27,90

Packung 100 Stück

0,5 mm	25149	117,80
0,625 mm	11133	132,10
0,75 mm	81496	144,10
1,0 mm	83379	151,90
1,5 mm	24124	177,00
2,0 mm	24125	210,50

Durchmesser: 125 mm

Farbe: klar

Duran +, Scheu-Dental

Hartelastische, transparente Folien, die sich mit Autopolymerisat verbinden. Mit aufgebrachtener Isolierfolie. Kein Vortrocknen notwendig.

Anwendung:

Miniplast-, Aufbiss-, Interims- sowie Fluoridierungsschienen, Röntgenschablonen, Schnarchtherapiegeräte, provisorische Kronen und Brücken.



Packung 10 Stück

0,625 mm	224508	15,40
0,75 mm	224510	16,80
1,0 mm	224512	18,40
1,5 mm	224514	20,70
2,0 mm	224516	24,70

Packung 100 Stück

0,5 mm	224507	120,20
0,625 mm	224509	135,00
0,75 mm	224511	147,00
1,0 mm	224513	155,00
1,5 mm	224515	180,80
2,0 mm	224517	215,10

Durchmesser: 125 mm

Farbe: transparent

Tiefziehfolien

Durasoft pd, Scheu-Dental

Unzerbrechliche, transparente und abrasionsfeste Verbundfolie aus

- 0,7 mm harter, 0,5 mm weicher (1,2 mm)
- 0,9 mm harter, 0,9 mm weicher (1,8 mm)
- 1,6 mm harter, 0,9 mm weicher (2,5 mm)
- 2,1 mm harter, 0,9 mm weicher (3,0 mm)
- 3,1 mm harter, 0,9 mm weicher (4,0 mm)

Folie. Die harte Seite verbindet sich mit Autopolymerisat.

Bereits vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt, zum sofortigen Gebrauch

• Anwendung:

Miniplast-Schienen, Knirscherschienen, Aufbisschienen und Schnarchtherapiegeräte



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
216459	35,70
33855	49,60
34476	56,20
216460	61,80
240346	72,80

Packung 100 Stück

246109	325,40
240820	440,30

Durchmesser: **125 mm**
Farbe: **klar**

Durasoft seal, Scheu-Dental

Tiefziehfolie aus thermoplastischem Polyurethan, die in Kombination mit Durasoft pd verwendet wird. Bildet eine widerstandsfähige Innenschicht und sorgt für hochwertige hart-weiche Schienen mit guter Verfärbungsresistenz.

Anwendung:

Verfärbungsresistente Innenauskleidung für Durasoft pd Schienen. Speziell geeignet für Langzeit-Therapieschienen wie z. B. intraorale Schnarchtherapiegeräte.



Packung 10 Stück

232647	6,80
236372	7,60
245838	7,60

Durchmesser: **125 mm**

Erkodur, Erkodent

Platte muss nicht vorgetrocknet werden. Isolier- und Schrumpfausgleichsfolie ist auf Folie bereits aufgebracht. Zähnharte Folie. Verbindet sich mit Acrylat.

• Anwendungsgebiet:

Miniplastschienen, Aufbisschienen, Guskäppchen, Implantatschienen, Knirscherschienen, Michiganschienen, Verbundplatten, Retainer.



Packung 10 Stück

26456	28,55
26457	36,66
259513	44,26
152075	52,36
152076	67,05
152078	80,77

Packung 20 Stück

153562	22,50
185791	27,55
159785	35,56
26455	41,81

Packung 50 Stück

152065	114,19
152066	146,62
266884	177,09
154447	209,52
164514	268,25

Packung 100 Stück

27750	90,04
152059	110,11
152061	142,28
152064	167,28

Durchmesser: **120 mm**
Farbe: **klar**

Erkoflex, Erkodent

Gummiartig weiches Material. Kann durch Wärme miteinander verschweißt werden. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.

• Anwendungsgebiet:

Positioners, Bracketübertragungsmasken, Sportschutz, Dublieren von Modellen.



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
31092	22,24
152121	30,66
152122	39,10
152124	49,00
152139	51,10

Packung 20 Stück

153565	33,57
--------	-------

Packung 50 Stück

152120	88,90
34946	122,63
175849	156,39
179654	195,97
186907	204,39

Durchmesser: 120 mm
Farbe: transparent

Erkoflex 95, Erkodent

Halbhartes Material zur Herstellung weichbleibender Aufbiss-Schienen, leicht adjustierbar. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.



Packung 10 Stück

86472	24,45
152666	38,35
152667	54,04

Packung 50 Stück

152665	97,77
171300	153,35
18632	216,23

Durchmesser: 120 mm
Farbe: transparent

Erkoflex-bleach, Erkodent

Erkoflex-bleach ist ein flexibles Material mit hoher Elastizität und Formbeständigkeit. Härte ca. 95 Shore A. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.

• Anwendungsgebiet:

Bleachingschienen, Fluoridierungsschienen und Medikamententräger



Packung 20 Stück

83116	32,41
-------	-------

Packung 100 Stück

10772	129,59
-------	--------

Durchmesser: 120 mm
Farbe: transparent

Erkolen, Erkodent

Weichelastische Folie zur Herstellung sämtlicher Gussformteile, Kronen und Kappen aller Art, Brackettransferschienen, Ätzmasken, Platzhalter für Medikamente, Zahnfleischverbände. Rückstandslos verbrennbar. Jetzt auch mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich.



Packung 20 Stück

25212	13,32
177479	16,33
195634	18,39
163586	21,09
25293	24,80

Packung 50 Stück

152041	65,35
152042	84,36

Packung 100 Stück

151946	53,38
152005	65,31
152014	73,58
152017	84,36
152040	99,17

Durchmesser: 120 mm
Farbe: transparent

Tiefziehfolien

Erkoloc-pro, Erkodent

Doppelschichtplatte, hart/weich mit Unterziehfolie für Modellisolierung und Schrumpfausgleich. Harte Schicht aufbaubar mit Akrylat. Die Dicke der weichen Schicht beträgt immer 1,0 mm. Ähnliche Haltbarkeit wie Einschichtplatten. Auch in 1,0 und 1,3 mm erhältlich für die Aligner-technologie. hier beträgt die weiche Schicht jeweils nur 0,4 mm.

Durchmesser: 120 mm
Farbe: transparent



Packung 10 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
11288	48,75
12567	58,09
11856	69,28
11857	80,81

Packung 20 Stück

225788	81,82
233468	89,03

Packung 50 Stück

172839	195,14
178078	232,34
16776	277,15
242957	323,25

Erkoloc-pro blu, Erkodent

Tiefziehfolie hart-weich kombiniert. Die blau-transparente Einfärbung der weichen Schicht vermindert Verfärbungen. Lieferbar in 2,0/3,0/4,0 und 5,0 mm, die weiche Schicht ist immer 1,0 mm stark. Zur Herstellung von komfortablen Miniplast- und Aufbisschienen, Silensor-sl Schnarchschutz, komfortablen Retentionsschienen mit korrekativer Wirkung u. A., die harte Schicht kann mit Autopolymerisat (Resilits) aufgebaut werden.

• Auch in grün und pink lieferbar



Packung 10 Stück

219800	52,65
218161	62,71
220020	74,82

Packung 50 Stück

230936	210,78
220023	250,94

Durchmesser: 120 mm
Farbe: blau

Imprelon, Scheu-Dental

Feste, nicht elastische Platten, verbinden sich mit Autopolymerisat.

• **Anwendung:**
Abdrucklöffel und Verbandträger.



Packung 10 Stück

48550	14,50
72441	15,90

Packung 100 Stück

58755	136,20
-------	--------

Durchmesser: 125 mm
Farbe: klar

Imprelon S pd, Scheu-Dental

Extrem bruchfestes, abrasionsfestes, klares Material. Die Folien sind zum sofortigen Gebrauch bereits vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt.

• **Anwendung:**
Osamu-Retainer, Miniplast-Schienen, Retentionsschienen



Packung 10 Stück

249153	29,50
249154	36,90
249155	46,20
249156	56,50
249157	85,70

Packung 100 Stück

249671	271,70
--------	--------

Durchmesser: 125 mm
Farbe: klar

Isofolan, Scheu-Dental

Folien mit optimaler Isolierwirkung für Gips/Kunststoff in der Tiefziehtechnik. Hervorragend geeignet als Isolierfolie in der Schienentechnik bei allen hartelastischen Folien.



Packung 100 Stück
0,1 mm

Durchmesser: **125 mm**
Farbe: **klar**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
44086	27,60

IST-Geräte-Kit HF 9, Scheu-Dental

Intraorales Schnarchtherapiegerät, Herstellung im Tiefziehverfahren. Die Verbindung von OK und UK erfolgt durch stufenlos verstellbare HF-Teleskope, die nachträglich um bis zu 5 mm aktivierbar sind. Der Unterkiefer und somit auch die Zunge werden durch Protrusion nach vorn gelagert.

• Inhalt Kit:

inkl. 2 Teleskope, 4x Duran (2,0 mm), 4x Isofolan, Durasplint-Kunststoff, 4 Befestigungsteile mit O-Ring, 4x Scheu Anker, Alastikkette, Silikonschutzschlauch, Sicherheitsdehnschlüssel, SD-Box zur Aufbewahrung beim Patienten, Okklusionstrainer, 2x Cetron Reinigungspulver a.15 g, Herstelleranleitung und Patienteninformation.



IST-Geräte-Kit HF 9

Paar
Führungsteleskope

Packung 4 Paar
Befestigungsteil für IST-Gerät, m. O-Ring u. stabiler Retention

Packung 10 Stück
O-Ringe für IST-Gerät

23605	142,60
170685	67,40
148774	17,90
18710	7,30

Silensor-sl, Antischnarchgerät, Erkodent

Der Silensor-sl ist eine Unterkieferprotrusionsschiene. Das Antischnarchgerät zeichnet sich aus durch:

- Schnelle, einfache Herstellung
- Hoher Tragekomfort
- Leicht austauschbare Verbinder
- Deutlich verringerte Lastspitzen und Bruchgefahr durch abfedernde, Propulsionsstöße erlaubende Verbinder
- Metallfreie Konstruktion



Set Ø 120 mm

Inhalt: 2 x Teilekarte, 1 x HSS-Bohrer (1,4 mm), 1 Scheibe Erkodur 2,5 mm, 1 Scheibe Erkodur freeze 2,5 mm, 1 Scheibe Erkoloc-pro 3,0 mm, 1 Scheibe Erkoloc-pro blu 3,0 mm, 1 Scheibe Erkoloc 1,0 mm, 1 x Muster Erkogum violett, 1 x Muster Ausblockwachs lila, 1 x Muster Erkoskin, 2 x Muster Aton-Lab 80 A + B, 2 x Erkobox, 2x Bisshilfe-Streifen, 1x Permanentmarker, 2 x Silensor Pflegeanleitung, 10 x Silensor-sl Patientenflyer, 2 x Silensor-sl Anleitung mit Verbinderverwendung und WechselZA/ZT Infoschreiben.

Packung 1 Stück
Teilekarte

Packung 10 Stück
Teilekarten

218103	60,04
218919	19,95
218532	167,20

Sof-Tray Sheets, Ultradent Products

Extrem flexible Tiefziehfolie. Besonders geeignet für Bleaching-Schienen.

• Anmerkung:

Dan Fischer empfiehlt für die Bleachingbehandlung die flexible Schiene, die sich 'wie eine Kontaktlinse' an den Zahn schmiegt. Dabei empfiehlt er die dünne Ausführung (0,9 mm).



Packung 25 Stück
Stärke: 0,9 mm

Packung 20 Stück
Stärke: 1,5 mm


Form: **quadratisch**
Maße: **127 x 127 mm**
Farbe: **klar**

28511	29,00
28512	29,00

Tiefziehtechnik Zubehör

Aqualizer, Dentrade

Der Aqualizer ist eine vorgefertigte, wassergefüllte Aufbißschiene zur Entspannung der Kiefermuskulatur. Sie dient zur Behandlung beim CMD-Syndrom. Durch die Wasserfüllung passt sich die Schiene automatisch an den Patienten an, kompensiert sofort fehlerhafte Okklusionen und balanciert die neuromuskuläre Position der Mandibula aus.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
66258	15,48
66257	15,48
66256	15,48
18100	15,48
149645	15,48
170129	15,48
223361	15,48
20265	15,48
223360	15,48

Ausarbeitungsset Quick 3, Erkodent

Beinhaltet alle rotierende Instrumente, die zur Ausarbeitung sämtlicher Tiefziehmaterialien sinnvoll sind: Stichfräser für grobes Ausschneiden, HSS-Spiralbohrer für feinkonturiertes Ausschneiden, HM-Fräse zum Beschleifen, Liskosil-s/-m/-l zum Abtragen und Beschleifen von Material.



Ausarbeitungsset Quick 3

262569 79,86

Cetron Pflege Set, Scheu-Dental

Aufbewahrungs-, Reinigungs- und Transportbox inkl. Bürste und 5 Tütchen mit je 15 g Reinigungspulver. Zur hygienischen und dauerhaften Pflege von Prothesen, KFO-Platten, Schienen und Schnarch-Therapie-Geräten.



Pflege Set

163742 16,10

Einzelpackungen Pulver

5 x 15 g Beutel	163758	7,30
25 x 15 g Beutel	163759	28,10

Cetron Pflegespray, Scheu-Dental

Pflege und Reinigung von Schienen, Prothesen, KFO-Platten, Mundschutz und Schnarch-Therapie-Geräten, vermindert Monomergeschmack, sorgt für hochglänzende Kunststoff-Apparaturen, angenehme Frische und hohen Tragekomfort.



Dose 75 ml, lemon

163743 14,60

Dimo Pro, Scheu-Dental

Ausarbeitungsscheibe aus einer speziellen Elastormischung mit feiner Faserstruktur, extrem lange Standzeit, speziell zur End- und Hochglanzpolitur von Sandwich Folien, Mundschutz- und KFO-Geräten sowie Elastomeren. Inkl. Mandrell.



Dimo Pro Ø 24 x 6 mm

Packung 10 Stück	162766	36,70
Packung 50 Stück	162769	158,00

Dimo Pro Slim Ø 24 x 4 mm

Packung 10 Stück	189775	32,30
Packung 50 Stück	196956	141,10

Dimo, Scheu-Dental

Stabile und flexible Ausarbeitungsscheiben mit verlängerter Standzeit. Zur Bearbeitung und Vorpolitur von Elastomeren, Sandwich Folien, Mundschutz- und KFO-Geräten. Inkl. Mandrell.



Packung 10 Stück

fein	162770	21,20
mittel	162772	21,20
grob	162774	21,20

Packung 50 Stück

fein	162771	91,60
mittel	162773	91,60
grob	162775	91,60

Tiefziehtechnik Zubehör

Durasplint, Scheu-Dental

Hochtransparentes Autopolymerisat speziell für die Anfertigung von Aufbissen auf Schienen. Einfachste Verarbeitung, geringer Schrumpf, optimiertes Einschleifverhalten.



Kit
200 g Polymer, 100 ml Monomer, Dosier- u. Mischbecher, Isolierung, Haftvermittler, weiteres Zubehör und detaillierter Verarbeitungsanleitung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

29217 80,30

Einzelpackungen

200 g Pulver
400 g Pulver
100 ml Flüssigkeit
250 ml Flüssigkeit

29814 42,40
165547 70,70
29815 18,60
165550 39,60

Durasplint LC, Scheu-Dental

Lichthärtend, transparent, speziell für den Aufbau von Duran-Schienen (ab 1,5 mm Stärke). Polymerisation im Lichtwellenlängenbereich zwischen 350 und 450 nm.

Vorteile:

- Keine Gelbverfärbung des Materials nach dem Lichthärten
- Das Aushärten des Materials im Drucktopf entfällt



Kit
38g 3er-Riegel Durasplint LC, 1x 1,5g Clear-Blocker mit 2 Minikanülen, 10 ml LC-Primer mit Pinsel, 10 g LC-Isolierung, je 1x LC-Fräse A, B und C, je 1x SD-Polierpaste A und B, je 5x SD-Polierbürste, SD-Filzrad und SD-Hochglanzschwabbel mit Mandrell

244893 210,60

Einzelpackungen

3er-Riegel, 38 g
(B x L x H: 32 x 120 x 8 mm)
Primer 10 ml mit Pinsel
Isolierung 10 g

246104 33,60
246105 23,50
246106 9,60

Edelstahlgranulat/Granulat, Dreve

Das neue Edelstahlfüllgranulat mit abgerundeten Kanten minimiert die Lochbildung speziell bei dünnen Tiefziehmaterialien und führt dadurch zu einer Optimierung der Passgenauigkeit. Auch lassen sich Anhaftungen des Granulats an den Folien nach dem Tiefziehprozess leichter lösen.



Edelstahlgranulat
Flasche 1,2 kg

203034 46,12

Granulat
Flasche 1,2 kg

62135 26,85

Erkoskin, Erkodent

Selbsthärtender Schutzfilm für fast alle Materialien. Dauerelastisch, säure- und basenbeständig, reißfest, rückstandslos abziehbar, schnelltrocknend. Als Platzhalter bei der Herstellung von Bleachingschienen und zur Gingivalsaumentlastung in der Tiefziehtechnik. Als Schutz von Gipsstümpfen vor Trimmwasser, von hochglänzenden Metallpartien beim Sandstrahlen und von hochglänzenden Keramikteilen beim Ätzen von Keramik.



Flasche 50 ml

88676 23,77

Finier-Set, Scheu-Dental

Sortiment mit 8 Schleifkörpern mit Farbcodierung zur einfachen Zuordnung zum Trennen, Ausarbeiten und Finieren von weichen und hartelastischen Folien.



Set
1 Trennfräser, 1 HM-Schneidfräser, 1 HM-Tricutter fein, 1 Finierfräser, 1 Bioperm-Trimmer, 1 Polyfix, 1 Osamu-Polierer, 1 Dimo Pro Slim, 1 Zurichtstein (o. Abb.)

59359 56,10

Tiefziehtechnik Zubehör

Folienschere, Hammacher

Folienschere, gerade, spitz-spitz, 115 mm mit feiner Zahnung.



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
56082	34,10

Folienschere, Hammacher

Gebogen, mit feiner Zahnung, 95 mm, zum einfachen Schneiden von Tiefziehfolien.



Stück

27651	36,80
-------	-------

Füllgranulat, Erkodent

Zur individuellen Begrenzung des Tiefziehgrades. Das neue Füllgranulat zeichnet sich durch abgerundete Kanten aus. Diese haben zur Folge, dass beim Tiefziehen vor allem dünne Folien schonender behandelt werden und damit bessere Ergebnisse erzielt werden können.



Packung 1,3 kg gerundet, Edelstahl

32298	50,83
-------	-------

Liskoid, Erkodent

Ideal zum Vorpolieren des Interdentalbereichs tiefgezogener Schienen.



Packung 6 Stück

163451	30,93
--------	-------

Packung 100 Stück

229886	278,65
--------	--------

Lisko Polierscheiben, Erkodent

Lisko Polierscheiben mit zur Kühlung offener Struktur, einzigartig zum Bearbeiten weicher Materialien.

• Handhabung

Max. Drehzahl 4000 U/Min. Besonders bei feinen Körnungen mit geringem Druck schleifen. Schutzbrille tragen.



Packung 10 Stück

Farbe: weiß, fein
Farbe: grau, mittel
Farbe: braun, grob

69192	21,01
69193	21,01
69194	21,01

Packung 100 Stück

Farbe: weiß, fein
Farbe: grau, mittel
Farbe: braun, grob

164435	152,55
89956	152,55
165021	152,55

Lisko-B Polierscheiben, Erkodent

Lisko-B ist eine Vorpolierscheibe mit deutlich erhöhter Standzeit. Lisko-B wird immer mit beidseitigen Stützscheiben eingesetzt. Ist die Scheibe bis zu den Stützscheiben abgetragen, können diese entfernt und die Scheibe weiter benutzt werden.

• Handhabung

Empfohlene Drehzahl 10 000 U/min.



Packung 10 Stück

245099	32,08
--------	-------

Packung 100 Stück

248587	232,00
--------	--------

Tiefziehtechnik Zubehör

Lisko-S Polierscheiben, Erkodent

Polierscheiben, wie Lisko, jedoch mit halboffener, stabilisierter Struktur. Vierfache Lebensdauer, alle Arbeitsgänge sind mit einer Körnung möglich.

• Anwendung

Zum Vorpolieren und Bearbeiten weicher und zum Vorpolieren harter Tiefziehmaterialien

• Handhabung

Idealer Drehzahlbereich 4000 - 12000 U/Min. Schutzbrille tragen.



Packung 10 Stück

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

44922 32,08

Packung 100 Stück

32211 232,00

Liskosil-Set, Erkodent

Liskosil ist eine fein-abrasive Polierscheibe mit enormer Standzeit, die nicht nur fein dosiertes Abtragen von Material erlaubt, sondern durch Erhöhung des Anpressdrucks schnell größere Materialmengen abträgt. Egal, ob grob oder fein beschliffen wird, es bleibt immer eine feine leicht matte Oberfläche zurück, die in vielen Fällen eine Hochglanzpolitur erübrigt.

• Idealer Drehzahlbereich für Liskosil, 5.000 - 10.000 U/Min., Schutzbrille tragen



Set

1 x Liskosil-s, 1x Liskosil-m, 1x Liskosil-l, 2 Mandrelle groß und 1 Mandrelle klein

258122 19,19

NEU

Liskosil-s, Erkodent

Liskosil-s, der kleine Durchmesser erlaubt die Bearbeitung inkklusaler Frühkontakte und sogar der Innenseite einer Schiene

Anwendung

Für alle Tiefziehmaterialien, Print- und gefräste Kunststoffe, auch Metalle und Silikone.



Packung 6 Stück, 1Mandrell

261432 38,36

NEU

Liskosil-l, Erkodent

Liskosil-l, ist besonders für die großflächige Bearbeitung geeignet. Größere Materialmengen können abgetragen werden, ohne eine kantige Oberfläche zu hinterlassen.

Anwendung

Für alle Tiefziehmaterialien, Print- und gefräste Kunststoffe, auch Metalle und Silikone



Packung 6 Stück, 1Mandrell

259468 51,16

NEU

Liskosil-m, Erkodent

Liskosil-m, ermöglicht das gleiche Ergebnis wie -l, in engen Bereichen z.B. im Papillenbereich einer Schiene

Anwendung

Für alle Tiefziehmaterialien, Print- und gefräste Kunststoffe, auch Metalle und Silikone



Packung 6 Stück, 1Mandrell

261913 44,74

NEU

Tiefziehtechnik Zubehör

MaxiFresh, Dreve

Die Reinigungstablette dient der äußeren Pflege und Reinigung von dentalen Zahnschienen und Sportmundschützern. Nur durch eine tägliche Reinigung wird die Lebensdauer der hochwertigen Zahnschiene erhöht und eine einwandfreie Hygiene und Funktion gewährleistet.

Vorteile

- einfache und professionelle Reinigung
- ohne Bürsten, ohne mechanische Einwirkung
- verringert Eintrübungen und Verfärbungen



Packung 24 Stück

Reinigungstabletten inkl. Reinigungsbehälter

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

218129 12,60

Refill Set

24 Stück Reinigungstabletten

218130 9,41

Oxydens Clean-Set, Erkodent

Ein intensiv getestetes Reinigungssystem für sämtliche mit unserer Tiefziehtechnik hergestellten Zahnschienen, wie Knirscherschienen, Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl Schnarchschiene, kieferorthopädische Apparaturen, Korrekturschienen, Retainer, Prothesen und Ähnliches.

Zur Reinigung von Zahnschienen

- Entfernt Plaque und mineralische Ablagerungen
- Entfernt Gerüche
- Frische und saubere Schienen
- Beugt Verfärbungen vor



Set

32 Tabletten, 1 Clean-box, 1 Clean-cup

227941 17,83

Packung 32 Stück

230290 10,98

Polierset, Erkodent

Zum Polieren aller harten Tiefziehmaterialien mit dem Technikhandstück.



Splintbox

60 g Spezialpoliermasse, 3 Leinenschwabbeln

163447 24,21

Ultra-Trim Federschere, Ultradent Products

Federschere zum präzisen Zuschneiden von tiefgezogenen Zahnaufhellungsschienen. Aus Edelstahl, mit feinen, gezahnten Schneiden. Nur für extraoralen Einsatz, kein Medizinprodukt.



Stück

28843 62,00

Zubehör Tiefziehtechnik, Scheu-Dental



Einzelpackungen

Ausblockkit 250 g	45344	14,70
Edelstahl-Füllgranulat 1 kg	63238	38,20
Löffelgriffe 10 Stück	85568	4,00
Löffelgriffe 100 Stück	89065	30,70
HM-Schneidfräser gelb 6 Stück	55624	56,10
HM-Tricutter fein grün 6 Stück	33310	56,50
Osamu-Polierer grau 2 Stück	30856	15,10
Polyfix braun auf Mandrell Stück	33312	7,90
Polyfix Scheiben braun Packung 6 Stück	84051	22,00
Trennfräser weiß 6 Stück	32374	32,00
Bioplast Isoliermittel 500 ml	53852	20,80

Transport- und Aufbewahrungsboxen

ORBI-Bitebox, ORBIS Dental

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff.

- Geeignet für Klammern und Knirscherschienen
- Belüftungslöcher
- Verschiedene Farben erhältlich
- Höhe innen ca. 23 mm
- Glänzend



Packung 10 Stück, Größe 1

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
weiß	239225 7,65
pink	245450 7,65
grün	255361 7,65
hellgrün	255362 7,65
hellblau	245452 7,65

TOP

ORBI-Orthobox, ORBIS Dental

Transport- und Aufbewahrungsbox aus stabilem Kunststoff.

- Geeignet für Prothesen und kieferorthopädische Geräte
- Für Mundschutz ebenfalls geeignet
- Belüftungslöcher
- Verschiedene Farben erhältlich
- Höhe innen ca. 30 mm
- Matt



Packung 10 Stück, Größe 2

weiß	239226 11,95
pink	245451 11,95
grün	255359 11,95
hellgrün	255360 11,95
hellblau	245453 11,95

TOP

Dento Box I, Hager & Werken

Stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc
- Schlagfest, sicherer Schnappverschluss und kleine Lüftungsöffnungen
- Mit trendiger Kordel



Stück

blau, Kordel gelb	228739 2,99
weiß, Kordel blau	228741 2,99
pink, Kordel pink	220047 2,99

Dento Box I + II, Hager & Werken

Stabile Transport- und Aufbewahrungsbox

- Für Prothesen, kieferorthopädische Arbeiten etc
- Schlagfest, sicherer Schnappverschluss und kleine Lüftungsöffnungen
- Mit Ihrer Praxisadresse ein idealer Werbeträger (ab 500 Stück)
- Bei diesem Artikel ist ein Werbeaufdruck möglich!

In zwei verschiedenen Höhen:

Dento Box I = 2,5 cm, hoch

Dento Box II = 4 cm, hoch



Dento Box 1

Packung 12 Stück

weiß	57719 9,70
pink	281805 9,70
blau	281804 9,70

Dento Box 2

Packung 10 Stück

weiß	46952 13,50
pink	46953 13,50
blau	46616 13,50



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Transport- und Aufbewahrungsboxen

Membranbox Medium, Hager & Werken

Patentierter Transport- und Aufbewahrungsbox. Mit zwei elastischen, durchsichtigen Membranen
Optimale Lagerung für das sichere Versenden hochwertiger Arbeiten. Lange Lebensdauer durch hochwertiges Material.
Stapelbar
Für Brücken, Teilprothese, Geschiebe etc.
Maße innen (B x H x T): 8,5 x 2,2 x 9 cm



Stück
Medium

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
50219	14,35

Membranbox, Hager & Werken

Transport- und Aufbewahrungsbox mit Innenmembran. Zwei Membranfolien halten den Inhalt schonend und gut sichtbar fest. Sicherheitsverschluss. Kein Klappern, da zwei Membranfolien auch kleinste Teile absolut schonend fixieren.
• Small: für Einzelkronen, Inlays etc., stapelbar
Maße: B x H x T / 4 x 1,9 x 4 cm
• XXL: für zwei Modelle, stapelbar
Maße: B x H x T / 19,2 x 4,8 x 9,2 cm
• Medium
Maße: B x H x T / 8,5 x 9 x 2,2 cm



Packung 12 Stück
Größe: Small

50220	21,99
-------	-------

Stück
Größe: XXL

36598	8,40
-------	------

Stück
Medium

50219	14,35
-------	-------

Protho Box, Hager & Werken

Wasserdicht verschließbare Prothesenbox.
• Dient gleichzeitig zur Aufbewahrung und Reinigung der Prothese
• Lagerung der Prothese in der Reinigungslösung
• Für zwei Prothesen und 80 ml Flüssigkeit
• Ideal auch für herausnehmbare Zahnspangen
• Wasserdicht durch spezielle Verriegelung
• Mit Spiegel im Deckel



Stück
Box mit Bürste
Bürste einzeln

31476	7,65
12061	2,99

Quick-Box, Hinz

Aufbewahrungsboxen für KFO-Geräte und Mundschutz aus stabilem Kunststoff mit Klippverschluss. Mit Umhängeöse und Belüftungslöchern zur Verhinderung von Bakterienbildung.
• **Größe I**
für Klammern/Knirscherschienen.
• **Größe II**
für Mundschutz/Positioner.



Stück Größe I

gelb	67705	0,92
hellgrün	67711	0,92
rot	67703	0,92
türkis	67710	0,92
violett	67787	0,92
transparent	244556	0,92
ab 20 Stück		0,83

Stück Größe II

gelb	67791	0,92
hellgrün	67825	0,92
rot	67789	0,92
türkis	67801	0,92
violett	67826	0,92
transparent	244557	0,92
ab 20 Stück		0,83

Staffelpreise auch bei sortierter Abnahmemenge.

Packung 10 Stück sortiert Größe 1 (1 x gelb, 1 x rot, 2 x türkis, 2 x violett, 2 x grün, 2 x transparent)	153591	9,20
---	--------	------

Packung 10 Stück sortiert Größe 2 (1 x gelb, 1 x rot, 2 x türkis, 2 x violett, 2 x grün, 2 x transparent)	153588	9,20
---	--------	------


Transport-und Aufbewahrungsboxen

Speikodent-Modellkästen Typ 1, Speiko

Farbige Modellkästen aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Beschriftungsschildern. Stapelbar.

Typ I

für 4 Modelle
Abmessung L x B x H:
24,2 x 8,5 x 7 cm



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
weiß	79479 4,40
gelb	79481 4,40
hellgrau	196009 4,40

Karton 36 Stück

weiß	145810 137,50
gelb	145808 137,50
hellgrau	182848 137,50

Packung 40 Stück

Beschriftungsschilder komplett	15019 11,20
--------------------------------	-------------

Packung 200 Stück

Beschriftungskärtchen	63666 4,10
-----------------------	------------

Speikodent-Modellkästen Typ 2, Speiko

Farbige Modellkästen aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Beschriftungsschildern. Stapelbar.

Typ II

für 5 Modelle
Abmessungen: L x B x H:
30,6 x 8,5 x 7 cm



Stück

weiß	79482 4,65
gelb	79484 4,65
ultramarinblau	196005 4,65
pastellblau	26378 4,65
telemagenta	26379 4,65

Karton 30 Stück

weiß	145813 120,60
gelb	182854 120,60
ultramarinblau	182853 120,60
pastellblau	156416 120,60
telemagenta	14638 120,60

Packung 40 Stück

Beschriftungsschilder komplett	15019 11,20
--------------------------------	-------------

Packung 200 Stück

Beschriftungskärtchen	63666 4,10
-----------------------	------------

Watte / Zellstoff

Dry Pads, ORBIS Dental

Dry Pads erleichtern die Arbeit im hinteren Teil der Mundhöhle, da die sie den Behandlungsbereich trocken und sauber halten.

- Flexibel
- Hochsaugfähig
- Gute Haftung auf der Mundschleimhaut
- Applikation direkt auf die Parotisdrüse
- Leichte Entfernung durch Wasserspray



Packung 100 Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
265447	21,25
265448	21,25

TOP

Mulltupfer, ORBIS Dental

Sterile Mulltupfer, aus reiner Baumwolle. Ideal geeignet zum Aufnehmen von Sekret und Flüssigkeiten in der Mundhöhle sowie zum Aufbeißen während der Behandlung und nach Extraktionen.



Packung 500 Stück

Erbse	138894	16,45
Haselnuss	139990	17,85
Walnuss	140421	21,95

Packung 400 Stück

Pflaume	139991	32,95
---------	--------	-------

TOP

Schaumstoffpellets, ORBIS Dental

Zur drucklosen Applikation flüssiger und pastöser Präparate. Auch als Träger von Kältemitteln zur Vitalitätsprüfung geeignet



Dosen

3.000 Stück Ø 4 mm, Größe 1	180011	12,55
1.000 Stück Ø 5 mm, Größe 2	180012	12,55
500 Stück Ø 8 mm, Größe 3	180013	12,55
500 Stück 6 x 8 mm Keilform, Größe 4	180014	12,55

TOP

Wattekügelchen, ORBIS Dental

Saugstarke, fusselfreie Wattekügelchen zum Trocknen und Applizieren von Medikamenten. Weich, formbeständig.

- Chlorfrei gebleicht
- In Schraubdeckel-Dose



Dose 2,5 g Ø 3,0 mm	245456	9,75
Dose 4 g Ø 4,0 mm	17440	11,45
Ø 5,5 mm	17439	8,35
Dose 10 g Ø 7,0 mm	17438	9,45

TOP



**Wir helfen Ihnen beim Sparen. ORBIS® Markenartikel.
Höchste Qualität zum günstigen Preis.**

Watterollen, ORBIS Dental

Aufsaugen, abhalten, polstern / diese Funktionen werden von unseren Watterollen perfekt erfüllt. Eine ausgewogene Mischung aus hochreinem Zellstoff und natürlicher Baumwolle gewährleistet lang anhaltende Saugleistung, verbunden mit Formstabilität und Polsterwirkung. Die fusselfreie Watterolle muss daher seltener gewechselt werden, das spart Zeit und Geld. Der Folienbeutel schützt vor Staub und Feuchtigkeit.

- **Hohe Saugleistung**
- **Passen in die üblichen Spender**
- **Länge: 38 mm**



Packung 300 g

- Größe 1
- Größe 2
- Größe 3
- ab 10 Packungen**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

276238	4,75
276239	4,75
276240	4,75
	4,45

TOP

Watterollenspender, ORBIS Dental

Spender aus Kunststoff, zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von Watterollen. Bei Betätigung des Spenders werden 2-3 Watterollen freigegeben, die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Spender fasst Watterollen der Größen 1, 2, 3 und 4. Aus hochwertigem Acrylglas, nicht autoklavierbar.

- **Fasst ca. 30 Rollen der Größe 3**
- **Außenmaße (B x T x H): 5 x 11 x 11 cm**



Stück

183830 13,95

TOP

Zellstofftupfer, ORBIS Dental

Vorgestanzte unsterile Zellstoff-Tupfer aus hochgebleichtem Verbandzellstoff. Gebrauchsfertig, formstabil, abriebfest. Kann sterilisiert werden.

- **Größe: 4 x 5 cm**



Packung
2 Rollen à 500 Tupfer

138654 4,30

TOP

Roeko Comprecap, Coltène

Die Anwendung von Comprecap ist denkbar einfach: Nach Einbringung des Retraktionsfadens Comprecap über den beschliffenen Zahnstumpf stülpen. Mit Daumen und Zeigefinger fest in Richtung Sulcus drücken. Patient 3-5 Minuten fest zubeißen lassen. Comprecap und Retraktionsfaden vorsichtig entfernen. 3 Größen reichen für Frontzähne, Eckzähne, Prämolaren und Molaren.



Spenderpackung 150 Stück
mit 3 Fächern Gr. 1/3/5

51343 32,84

Packung 120 Stück

Größe 1	80444	20,23
Größe 3	75048	20,23

Packung 600 Stück

Größe 1	80445	81,20
Größe 3	79402	81,20

Packung 60 Stück
Größe 5

75049 17,04

Packung 400 Stück
Größe 5

79403 72,44

Watte / Zellstoff

Roeko Comprecap anatomic, Coltène
Anatomisch geformte Kompressionshütchen. Comprecap anatomic sind anatomisch geformte Kompressionshütchen, die im Vergleich zu den herkömmlichen Comprecap zwei sich gegenüberliegende, halbkreisförmige Ausstanzungen haben. Aufgrund der dünnen Wandstärken lassen sie sich leicht auf benachbarte Zähne aufsetzen.



Spenderpackung 120 Stück
mit 3 Fächern Gr. 1/3/5

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

163305 28,68

Packung 120 Stück

Größe 1

163285 24,54

Größe 3

163284 24,54

Packung 60 Stück

Größe 5

163283 17,05

DryTips, Microbrush

Unsteriler Speichelabsorber. Hochsaugfähiger, mehrschichtig aufgebauter Absorber zur Applikation direkt auf die Parotisdrüse.



Packung 50 Stück

klein, grün

87924 13,55

groß, blau

87925 13,55

ES-Kompressen, Hartmann

Aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES), auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten, gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig, erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril.



Packung 100 Stück unsteril

5 x 5 cm, 8 fach

56869 3,03

5 x 5 cm, 12 fach

205015 4,21

5 x 5 cm, 16 fach

172157 5,13

7,5 x 7,5 cm, 8 fach

31916 4,65

10 x 10 cm, 8 fach

56975 6,70

Packung 50 Stück steril

5 x 5 cm, 8 fach

30729 4,15

7,5 x 7,5 cm, 8 fach

161607 4,34



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Roeko Luna Watterollen, Coltène

Die Watterolle wurde für langanhaltende Saugleistung entwickelt, damit sie sich nicht so schnell erschöpft und dadurch ihre Abhalte- und Polsterfunktion möglichst lange erfüllen kann.



Packung 300 g

- Größe 1
- Größe 2
- ab 10 Packungen**
- Größe 3
- Größe 4
- ab 10 Packungen**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
65071	9,85
67381	9,85
	8,87
67382	9,85
67758	9,85
	8,87

Roeko Luna Gold Watterollen, Coltène

Luna Gold ist mit einem hautfreundlichen Vlies umhüllt. Dieses Vlies verhindert, dass Fasern direkt mit der Schleimhaut des Patienten in Kontakt kommen. Luna Gold kann ohne vorheriges Befeuchten entfernt werden, Schleimhautreaktionen werden vermieden. Vor allem bei empfindlichen Patienten trägt dies entscheidend zum Patientenkomfort bei.



Packung 300 g

- Größe 1
- ab 10 Packungen**
- Größe 2
- ab 10 Packungen**
- Größe 3
- ab 10 Packungen**

45062	13,07
	11,76
64291	13,07
	11,76
64293	13,07
	11,76

Roeko Lunamat, Coltène

Durch Herausziehen der Schublade werden 2-3 Watterollen gespundet, die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Spender ist für Standard Watterollen der Größen 1, 2, 3 und 4 geeignet sowie für Luna for kids.



Stück

75241	27,24
-------	-------

Roeko Parotisroll, Coltène

Watterollen mit integriertem Federstab. Chlorfrei gebleicht.



Packung 100 Stück

- Größe 1
- Größe 2
- Größe 3
- Größe 5

75139	19,99
75140	19,99
75141	19,99
61588	19,99

Roeko Parotimat, Coltène

Zur bequemen Einzelentnahme und hygienischen Aufbewahrung von 50 Parotisroll.



Stück

61484	33,21
-------	-------

Watte / Zellstoff

Pele Tim, Voco

Antiseptische Schaumstoffpellets zur Applikation von Medikamenten. Sehr feinkörnig und saugfähig.



Packung 3000 Stück

Größe 0, mini, Ø 3 mm
Größe 1, klein, Ø 4 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

59168 **29,90**
72893 **28,20**

Packung 1000 Stück

Größe 2, mittel, Ø 5 mm

72896 **24,20**

Packung 500 Stück

Größe 3, groß Ø 8 mm
Größe 4, Keilform, 6 x 8 mm

72897 **24,20**
72898 **24,20**

Pur-Zellin, Hartmann

Gebrauchsfertig vorgestanzte Zellstoff-Tupfer aus hochgebleichtem Verbandzellstoff. Formstabil, abriebfest.



Rolle

500 Stück, unsteril 4 x 5 cm

216504 **3,20**

Rolle

500 Stück, steril 4 x 5 cm

216008 **3,79**

Stück

Pur-Zellin-Box, leer

63634 **29,58**

Roeko Roll-o-mat, Coltène

Das System funktioniert so einfach wie genial: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub hygienisch geschützt. Beide Spender können bei bis zu 134°C autoklaviert werden.



Stück

Chrom-Nickel-Stahl
Maße L x H x B:
134 x 100 x 43,5 mm

59751 **313,13**

Stück

Kunststoff, weiß
Maße L x H x B:
134 x 100 x 48 mm

58721 **47,63**

Schaumstoffpellets, Erkodent

Spezial-Pellets zur Vitalitätsprüfung. Offenporige Schaumstoffpellets für Kältespray



Packung 200 Stück

85254 **9,78**

Wattepelletsponder, Erkodent

Entnahme ohne Kontamination der Nachbarpellets. Gefrästes und eloxiertes Aluminium, autoklavierbar.
Abmessung L x B x H:
103 x 52 x 8 mm



Stück

83507 **73,71**

Roeko Wattekügelchen, Coltène

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht.



Dose 1,5 g
Größe 000, Ø 3,0 mm

Dose 4 g
Größe 00, Ø 4,0 mm
Größe 0, Ø 4,8 mm

Dose 10 g
Größe 1, Ø 6,3 mm
Größe 2, Ø 7,6 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

65642 **17,95**

82149 **20,81**

81736 **17,12**

75232 **15,38**

75233 **13,16**

Wattekügelchen, Produits Dentaires

Stark absorbierende Baumwollpellets, lose verpackt.



Refillpackung 6 x 3 g

Gr. 1 = 630 Stück

Gr. 2 = 1470 Stück

Gr. 3 = 2220 Stück

Gr. 4 = 4050 Stück

Gr. 5 = 6.210 Stück

11584 **12,45**

16517 **12,78**

16677 **17,02**

140489 **22,77**

30768 **37,83**

Stück

Spender mit großem Gitter B für die Größen 1 + 2

32210 **126,00**

Sonstiges

Abfallbeutel, ORBIS Dental

Mülltüten, aus stabiler Kunststoff-Folie. Mit Seitenfalte, passend für jeden Standard-Abfalleimer.

- Inhalt: ca. 25 Liter
- Format: 30 x 50 cm (B x H)



Packung 100 Stück
ab 10 Packungen

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
143001	7,65
	6,50

TOP

Dappenbehälter, ORBIS Dental

Für den Einmalbereich zum Portionieren und Anmischen von Dentalmaterialien

Material: Polypropylen
Nicht Sterilisierbar
Durchmesser oben: ca. 32 mm
Höhe: ca. 24 mm
Gewicht: ca. 1,6 g



Packung 50 Stück

rot	260764	1,65
gelb	260763	1,65
weiß	260765	1,65
blau	260762	1,65

TOP

Druckverschlussbeutel, ORBIS Dental

Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel zum Versand von Modellen und Abformungen zwischen Praxis und Labor

- mit separater Einstecktasche für Auftragszettel und andere Dokumente.
- aus recycelbarem Polyethylen
- Abmessung 180 x 250 mm - 50 µm



Packung 100 Stück
Druckverschlussbeutel

258443	10,95
--------	-------

TOP

Kälte Pack Dentalkompresse, ORBIS Dental

Mit Selbstaktivierungseffekt. Das Produkt besteht aus zwei Inhaltsstoffen, die bis zu Ihrer Aktivierung getrennt sind. Das Platzen des mit Wasser gefüllten Innenbeutels setzt eine endotherme Reaktion in Gang. Sie bewirkt eine Sofortige Kühlung des Beutels. Das Produkt ist nur für den äußeren Gebrauch und Einmalgebrauch bestimmt. Nach Verwendung des Produktes dieses gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.

Größe: 185 x 145 mm



Packung 10 Beutel

146745	9,95
--------	------

TOP

Kältespray, **ORBIS Dental**

Kältespray in medizinischer Qualität, kühlt bis -45 °C und verdampft sofort und rückstandsfrei. Es ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen, sowie zur Vitalitätsüberprüfung am Zahn geeignet und kann auch zum raschen Abkühlen von Abformmaterialien oder Tiefziehfolien verwendet werden. Ein Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen.

- **FCKW-frei**
- **Weißer Kappe: Mintgeschmack**
- **Orange Kappe: Orangengeschmack**



Dose 200 ml

- Mintgeschmack
- Orangengeschmack
- ab 12 Dosen**

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

143174	5,55
160080	5,55
	5,15

Mengenpreise auch bei gemischter Abnahme

TOP

ORBI-Office Bildschirmreiniger, **ORBIS Dental**

Geeignet für alle Flach- und Plasmabildschirme (Computer, Handys, Notebooks, Fernseher, Scanner, Kopierer etc.) sowie Kunststoffgehäuse an Computern, Scannern, Kopierern oder Fernsehgeräten. Ideal zur Reinigung und Pflege auch von empfindlichen Kunststoff- und Glasoberflächen. Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett und Nikotin werden schonend und streifenfrei entfernt. Durch die antistatische Wirkung entsteht eine schmutz- und staubabweisende Oberfläche.



Stück Dose 200 ml

243923 8,75

TOP

Brillant Mundspiegel, **Hager & Werken**

Einmal-Mundspiegel. Flacher, abgewinkelter Spiegelkopf erreicht alle Regionen im Mundraum.

- Ergonomischer Fingerform-Griff
- Jeder Spiegel mit Folie geschützt
- Unentbehrlich für gute häusliche Zahnpflege



Packung 100 Stück

- Größe 4 Ø 19 mm
- Größe 5 Ø 23 mm

46898 33,70
58591 40,90

Dappenbecher, **Euronda**

Dappenbehälter mit Handgriff aus Kunststoff in der Größe 23 x 30 mm. Verträgt alle in der Praxis vorkommenden Flüssigkeiten. Nicht sterilisierbar.



Packung 50 Stück

- weiß
- blau
- rot
- gelb

53697 2,40
53700 2,40
53698 2,40
53699 2,40

Dappengläser aus Buntglas, Becht

Aus farbigem Glas, zehnkantig, griffsicher, auf beiden Seiten unterschiedlich ausgeformt. Geeignet zum Anrühren von Zementen und Kunststoffen. Dappengläser auch einzeln erhältlich. Nicht autoklavierbar.

Größe: Ø 32 mm, 30 mm hoch, ca. 2-3 ml Fassungsvermögen.



Satz

mit 5 Stück, sortiert in den Farben klar, gelb, rosalin, grün, blau

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

46308 **16,20**

Stück Dappenglas

klar	46307	3,70
blau	46312	3,70
grün	46311	3,70
gelb	46309	3,70
braun	46313	3,70
rosalin	46310	3,70
opalglas	46221	12,70

Packung 250 Stück

Servietten für Dappengläser

45290 **17,10**

Kappengläser aus Buntglas, Becht

Für die Aufbewahrung von Medikamenten. Unterschiedliche Farbmarkierungen schützen vor der Verwechslung des Inhaltes. Der griffsichere Deckel schließt das Kappenglas luftdicht ab. Die ausgewölbte Innenform ermöglicht die vollständige Entnahme des Medikamentes. Größe: 32 mm Bodendurchmesser, 42 mm hoch, 4 ml Fassungsvermögen.



Satz

mit 5 Stück, sortiert in den Farben klar, gelb, rosalin, grün, blau

46287 **55,80**

Stück Kappenglas

klar	46285	11,55
blau	46294	11,55
braun	46296	11,55
grün	46292	11,55
gelb	46288	11,55
rosalin	46290	11,55

Einmal-Pipetten

Für die manuelle Wurzelbehandlung und zum spülen der Zahnfleischtaschen, sehr fein dosierbar, mit langer, weicher Spitze.



Packung 100 Stück

klar

254762 **25,55**

Head + Neck Support, Funke

Das Komfortkissen fixiert den Kopf des Patienten in einer bequemen Lage und erleichtert lange Behandlungszeiten für Arzt und Patient. Der viscoelastische Schaumkern bietet nachweisbare Druckentlastung und verhindert Verspannungen in der Nackenmuskulatur. Der Kopf des Patienten wird durch die Gewichtsbelastung des Schaumes in der jeweils optimalen Lage fixiert und fördert die Zusammenarbeit zwischen Behandler und Patient. Durchgängige Bohrungen verhindern zusätzlich einen Wärmestau bei längeren Behandlungszeiten. Mit einem Klettbandverschluss ist das Kissen problemlos an fast alle handelsüblichen Behandlungseinheiten zu befestigen.



Stück

Farbe: anthrazit	149054	103,00
Farbe: blau	105909	103,00
Farbe: grau	105911	103,00
Farbe: creme	105910	103,00

Ersatzbezüge Stück

Farbe: anthrazit	149273	44,00
Farbe: blau	128493	44,00
Farbe: grau	128494	44,00
Farbe: creme	128550	44,00

Packung 200 Stück

Einmalschutzbezüge

147884 **25,90**

Lunos Prophy-Kissen, Dürr Dental

Zur sicheren und komfortablen Lagerung des Kopfes. Unterstützt Hals und Nacken.

- Mittels Klettband einfach und schnell an der Kopfstütze der Behandlungseinheit zu fixieren
- Der viscoelastische Schaumstoff wirkt druckentlastend, reagiert auf Körperwärme und passt sich so individuell an jeden Patienten an
- Weicher, hautfreundlicher und wasserdichter Bezug
- Abwaschbar und desinfizierbar



Stück

254535 **81,70**

Roeko Kopfschutztaschen, Coltène
Mit ROEKO Kopfschutztaschen lässt sich der Patientenstuhl nach jedem Patienten einfach, schnell und hygienisch für den nächsten Patienten vorbereiten.



Packung 100 Stück
Modell: 1042 (1060/1062 alt)
Größe: **26 x 22 cm**

Packung 50 Stück
Modell: 1062 SOMA
Größe: **27 x 22 cm**

Rolle 100 Stück
Größe: **27 x 28 cm**
Größe: **27 x 31 cm**
Größe: **27 x 34 cm**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
60610	77,80
59749	72,80
39449	26,31
38965	27,51
39524	28,70

Glasblocks und Glasplatten, Becht
Zum Anmischen von Zement, allseitig geschliffen und poliert, Kanten abgeschrägt. Große Anmischfläche. Durch die Stärke des Glases wird eine Erwärmung und somit das vorzeitige Abbinden des Zementes verhindert.



Glasblocks 150 x 75 mm
Stück
Nr. 1 einseitig mattierte Ausführung, ca. 18-20 mm dick


Stück
Nr. 2 beidseitig glatte Ausführung

Glasplatten 95 x 75 mm
Stück
Nr. 3 einseitig mattierte Ausführung ca. 5-6 mm dick

Stück
Nr. 4 beidseitig glatte Ausführung

46257	15,95
46258	15,95
46259	2,45
46260	2,45

Petrischalen, Becht
Petri-Schalen aus Klarglas, sterilisierbar und temperaturwechselbeständig, in verschiedenen Einteilungen und Größen für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.



Stück
Nr. 1, 60 mm Ø, ca. 23 mm hoch
Nr. 2, 80 mm Ø, ca. 23 mm hoch
Nr. 3, 100 mm Ø, ca. 20 mm hoch

Stück
Nr. 4, zweigeteilt, 100 mm Ø, ca. 23 mm hoch
Nr. 5, dreigeteilt, 100 mm Ø, ca. 23 mm hoch
Nr. 6, viergeteilt, 100 mm Ø, ca. 23 mm hoch

46314	15,25
46315	15,60
46252	6,00
46253	15,80
46254	15,80
46255	15,80

Prothesenschalen 668, Becht
Aus Opalglas, sterilisierbar, universell einsetzbar.
Größe: 110 mm Ø, 35 mm hoch.



Stück 46220 17,70

Spirituslampe 741, Becht
aus Klarglas mit seitlichem Einfüllstutzen, komplett mit aufgeschliffener Kappe, Brenner und Docht. Fassungsvermögen ca. 90 ml.



Stück
123 mm hoch, Ø 79 mm

Zubehör
Docht 458 für Typ 741/742, geflochten, Ø 6 mm
Meterware

46281	33,00
46156	5,15

Spirituslampe 742, Becht
aus Klarglas, komplett mit aufgeschliffener Kappe, Brenner und Docht, Fassungsvermögen ca. 75 ml.



Stück
90 mm hoch, Ø 64 mm

Zubehör
Docht 458 für Typ 741/742, geflochten, Ø 6 mm
Meterware

46283	21,55
46156	5,15

Sonstiges

Spirituslampe 755, Becht

aus Klarglas, komplett mit Schraubverschluss und regelbarem Docht, Fassungsvermögen ca. 100 ml



Stück
82 mm hoch, Ø 80 mm

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

46299 **44,80**

Zubehör

Docht 457 für Typ 755, geflochten, Ø 5 mm Meterware

46155 **4,85**

Spirituslampe 329, Becht

aus Ganzmetall RS, komplett mit Schraubverschluss und regelbarem Docht, Fassungsvermögen ca. 60 ml.



Stück
64 mm hoch, Ø 70 mm

46046 **29,60**

Zubehör

Docht 460 für Typ 329, 12 mm breit, Meterware

46157 **5,20**

Trioblanc Prothesenbürste, Zapro

Die erste unter zahnmedizinischen und -technischen Gesichtspunkten entwickelte Prothesenbürste. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kaffee-, Tee- oder Nikotinverfärbungen können effektiv beseitigt werden.

• Blauer Bereich:

zur Reinigung der Verankerung- und Haft-elemente, der Prothesenoberseite, der dem Kiefer aufliegenden Prothesenunter-seite, von Problemzonen.

• Weißer Bereich:

zur Reinigung der Zahnoberflächen, der Prothesenoberseite.



Stück
ab 10 Stück

150721 **6,94**
6,25

Turbinen Ersatzlampen, KaVo

Für Turbinenkupplungen und Motoren.



Stück
Multi LED
MULTIflex, sterilisierbar

204727 **56,00**
188771 **25,30**

Turbinen Ersatzlampen, Sirona

Für Turbinenkupplungen und Motoren.



Stück
Sirona LED

213468 **76,00**

Stück

Für Sirona T1
Für Sirona Motoren

20291 **18,48**
20108 **18,48**

Zahnvaseline, Favodent

Vaselineum album DAB Ware rein weiß.

Indikation:

- Einbalsamieren vom Mundbereich des Patienten vor der Abrucknahme
- Eincremen von trockenen oder sogar leicht blutenden Lippen (besonders vor dem Absaugen)
- Isolieren der Fingerkuppen oder Einmalhandschuhe, um das Verkleben von heißer Masse am Finger zu vermeiden



Tube 20 g

87717 **3,30**

Dose 30 g

87718 **4,85**

Dose 200 g

87719 **15,65**

01-Befund

Passend für das Spitta-Kartei-System.

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
55	54	53	52	51	61	62	63	64	65						
85	84	83	82	81	71	72	73	74	75						
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Zeit Mo Datum

Block 100 Stück

Format: 34x70 mm, selbstklebend, Farbe: **weiß**

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
67398	6,48

Anschriftenblatt

Passend für das Spitta-Kartei-System DIN A5-Kartei, selbstklebend. Format: 130 x 115 mm.

Block 50 Stück

weiß	67383	7,98
gelb	67384	7,98
blau	67385	7,98
rosa	67386	7,98
orange	67387	7,98
grün	67831	7,98

Karteikarte A5

Eine bis ins Detail ausgearbeitete Karteikarte für die zahnärztliche Praxis, welche ein Optimum an Handlichkeit, Übersicht und rationaler Eintragung bietet.



Packung 200 Stück


weiß	67133	99,98
ab 2 Packungen		89,98
ab 3 Packungen		85,48

Packung 200 Stück

blau	67141	114,75
gelb	67139	114,75
grün	67142	114,75
orange	67150	114,75
rosa	67143	114,75
ab 2 Packungen		103,28
ab 3 Packungen		98,11

PSI - Befundaufkleber

Passend für das Spitta-Kartei-System zur korrekten Dokumentation des PSI-Codes im Krankenblatt.



Block 50 Stück

selbstklebend	146737	4,48
ab 5 Blöcken		4,03

Quittung Praxisgebühr

Passend für das Spitta-Kartei-System.


Packung 100 Sätze 2 fach

Format: DIN A6, Farbe: **weiß**
ab 5 Packungen

147322	7,98
	7,18

Zahnschema (klein)

Passend für das Spitta-Kartei-System



Block 100 Stück

selbstklebend, Farbe: **weiß**

67397	6,98
-------	------

12

Abformmischgeräte	776	Notfallkoffer	804
Airpolishing-Geräte	777-780	Pflegesysteme	796
Chirurgie und Implantologie Systeme	792-795	Tiefziehgeräte	805-806
Endodontiegeräte	785-790	Ultraschallreinigung	800-803
Folienschweißgeräte	797-799	Zahnsteinentfernung-Geräte	782-784
Geräte Sonstige	808-811		
Kapselmischgeräte	774-775		
Lichtgeräte	768-772		

Lichtgeräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Bluephase Style, Ivoclar Vivadent

Kabelloses Hochleistungs-LED-Polymerisationsgerät mit einer Lichtleistung von 1.200 mW/cm² (10%).

- Ergonomisches Design für Frau und Mann: klein, leicht, handlich
- Sehr kurze Polymerisationszeiten durch hohe Leistung und 10 mm Lichtleiter
- Polywave LED mit Breitbandspektrum von 385-515 nm
- Geeignet für alle Materialien
- Click & Cure für optionalen Kabelbetrieb



Gerät

Lieferumfang:
1 Handstück mit Akku, 1 Ladestation, 1 Lichtleiter 10 mm, 3 Blendschutztrichter, 1 Netzkabel und -gerät, 50 Schutzhüllen

Grau	220242	1.235,00
Pink	232680	1.235,00
Grün	256077	1.235,00

Bluephase G4, Ivoclar Vivadent

Das Lichtgerät erkennt selbstständig, ob das Handstück während des Belichtungs Vorgangs bewegt wird. Dann weist es mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert die Belichtungszeit automatisch um 10 Prozent, falls nötig. Ist aufgrund der Bewegung eine zuverlässige Aushärtung gefährdet, bricht das Gerät die Belichtung automatisch ab, damit sie wiederholt werden kann. Als aktiver Blendschutz lässt sich Bluephase G4 nicht im freien Raum aktivieren.

- Zuverlässige Aushärtung aller lighthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 10 Sekunden dank hoher Intensität von 1.200 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Grosser 10-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen



Gerät

grau	268592	1.200,00
blau	282888	1.200,00
grün	282889	1.200,00
pink	282890	1.200,00

Bluephase PowerCure, Ivoclar Vivadent

Das Lichtgerät erkennt selbstständig, ob das Handstück während des Belichtungs Vorgangs bewegt wird. Dann weist es mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert die Belichtungszeit automatisch um 10 Prozent, falls nötig. Ist aufgrund der Bewegung eine zuverlässige Aushärtung gefährdet, bricht das Gerät die Belichtung automatisch ab, damit sie wiederholt werden kann. Als aktiver Blendschutz lässt sich Bluephase PowerCure nicht im freien Raum aktivieren.

- Zuverlässige Aushärtung aller lighthärtenden Materialien dank Polywave-LED
- Kurze Belichtungszeiten ab 3 Sekunden dank hoher Intensität bis zu 3.000 mW/cm²
- Zusatzprogramm Pre-Cure
- Grosser 10>9-mm-Lichtleiter für zeitsparende Einmalbelichtungen
- Alle Polymerisationsschritte bei direkten Restaurationen von bleibenden Seitenzähnen der Klassen I und II können neu in jeweils nur noch 3 Sekunden im 3sCure-Belichtungsprogramm okklusal durchgeführt werden



Gerät

270315 1.550,00



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Celalux 3, Voco

Hochleistungs-LED-Lichthärtegerät.

- Niedriges Gewicht (70 g), kleine kompakte Größe (Ø 12,6 mm x L 210 mm) und ergonomisches Design
- Wellenlängenbereich 450 - 480 nm
- Hohe Lichtleistung von durchschnittlich 1.300 mW/cm²
- Sehr schnelle Wiederaufladung des Akkus, eine Akkuladung ist geeignet für ca. 45 Polymerisationszyklen à 20 s
- Bequem und einfach verwendbare Ladestation mit integriertem Radiometer und Ersatz-Akku
- Kontrolle der Polymerisationszeit durch Vibration (zu Beginn, nach 10 s und nach 20 s)



Gerät

246848 1.235,00

Lieferumfang:
Handstück, Ladestation mit integriertem Radiometer, Netzadapter, 2 Stück Lithium-Polymer-Akku, Lichtleiter ø 8 mm, Blendschutz, Benutzerhandbuch

D-Light Pro, GC

D-Light Pro ist eine Hochleistungs-LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge, welche Ihnen einen erweiterten Handlungsspielraum bietet: natürlich eine effiziente Lichtaushärtung, aber noch einiges mehr.

- 2 Aushärtungsprogramme
- Erkennungsmodus im UV-nahen Lichtbereich
- Sehr leichtes und schlankes Design
- Autoklavierbares Handstück



Gerät

255834 1.268,75

Lieferumfang:
1 Handstück, 1 Lichtlight-guide 8 mm, 2 Akku-Pack, 11 Ladestation, Zubehör

Elipar Deep Cure, 3M

Die beiden Elipar LED-Polymerisationslampen vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise. Der große Vorteil beider Lampen liegt in der außergewöhnlich homogenen Ausleuchtung des gesamten Lichtfeldes. Dies führt zu einer homogenen Aushärtung und trägt zur Prozesssicherheit bei.

- Lichtintensität: 1.480 mW/cm²
- Wellenlängenbereich: 430-480 nm
- Lichtaustrittsfläche: 60-65 mm² (optisch aktiv)
- Lithium-Ionen-Akku
- Einfache, intuitive 2-Tasten Bedienung



Deep Cure-S

(Edelstahlvariante)

243834 1.369,47

Deep Cure-L

(Kunststoffvariante)

243835 740,00

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Ladestation (nur Version S), 1 Stekkernetzteil (nur Version L), 1 Lichtleiter, 1 Blendschutz

Zubehör

Lichtleiter für S, Stück

243836 161,05

Lichtleiter für L, Stück

243837 116,68

Blendschutzschild, Stück

243839 24,76

Durchhärtescheiben, 5 Stück

243840 28,31

Mini LED active, Acteon

Präzise und sichere Lichthärtung in Sekunden

- Liegt stabil und sicher auf der Arbeitsfläche / ohne wegzurollen
- Emittiert 10 sec lang mit voller Leistung
- Blinklichtsignal nach 5 sec Polymerisation
- Integrierter leichter Li-Ion-Akku
- 100 Zyklen pro Akkuladung
- Ladestand Kontrollanzeige
- Universal-Netzteil (Kabel-/Steckerverbindung)
- Leistung: 1.492 mW/cm² (7,5mm Lichtleiter)



Gerät

259884 668,69



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Radii Plus, SDI

Sehr kompaktes LED-Polymerisationsgerät mit einem um 360° drehbaren Kopf.

- Lichtintensität 1.500 mW/cm²
- Wellenspektrum 440 - 480 nm
- Soft Start-Modus
- Lithium-Ion-Akku
- Ohne Ventilator
- Optionale Aufsätze



Gerät

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

164921 1.050,40

Lieferumfang:

1 Handstück mit Akku, 1 Ladestation, 100 Einweg-Schutzhüllen, 3 Ersatz-Linsenschutz, 5 Blendschutz, Integriertes Radiometer

Zubehör

Schutzhüllen, 1.000 Stück	169440	61,54
Ersatz-Linsenschutz, 25 Stück	167546	34,69
Blendschutz SML, 5 Stück	180586	27,76

Radii Xpert, SDI

Professionelle LED-Polymerisationslampe Intelligenteres Design. Jederzeit optimale Lichthärtung.

- Target Assist für Zielgenauigkeit
- Kollimiertes Licht
- Intelligente benutzerfreundliche Technik
- Ergonomisch ausbalancierter Griff
- Speicherung der bevorzugten Polymerisationseinstellung
- Kühlkörper- und Pulstechnologie für optimiertes Wärmemanagement
- Um 360 Grad drehbarer Kopf



Gerät

262645 1.150,00

Lieferumfang:

1 x Radii Xpert Handstück, 1 x Ladestation, 1 x internationales Netzteil, 5 x Lichtschutzschild klein, 1 x Lichtschutzschild groß, 3 x Ersatz-Linsenkappe, 100 x Schutzhülle

S.P.E.C. 3 LED, Coltène

Die S.P.E.C. 3 Polymerisationslampe erfüllt höchste Leistungsansprüche in der Praxis. Dank der hohen Lichtintensität können die Polymerisationszeiten je nach Indikation und Material effektiv reduziert werden. Es stehen drei verschiedene Aushärtungsmodi (Standard-, 3K- und ein Ortho-Modus) zu Verfügung, die einfach ausgewählt werden können.

- Lichtintensität Standard 1.600 mW/cm² 10%
- Lichtintensität 3K / Ortho 3.000 - 3.500 mW/cm²
- Wellenspektrum 430 - 490 nm



Gerät

233263 1.057,34

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Lichtleiter 8mm transparent, 2 Lichtschilder, 1 Augenschutzschild, 1 Ladestation, Schutzhüllen, 1 Testblock, 1 Kreuzschlitz Schraubenzieher

Zubehör

Schutzhüllen, 100 Stück	234520	13,87
-------------------------	--------	--------------

SmartLite Focus, Dentsply Sirona

Die kabellose Lichtpolymerisationslampe im Pen-Style-Design ist klein und handlich bei geringem Gewicht.

Mit ihrem langen LED-Aufsatz und dem drehbaren Tip sorgt sie für einen direkten Zugang.

Vorteile:

- Zuverlässige Lichtleistung (1.000mW/cm²)
- Lichtintensität auch über große Distanzen
- Für direkte und indirekte Restaurationen
- Direkter, intraoraler Zugang
- Einfache Handhabung (Ein-Knopf-Bedienung)
- Nahezu permanente Verfügbarkeit



Gerät

243838 864,12

Lieferumfang:

1 SmartLite Focus, 1 SmartLite Focus Ladestation, 1 SmartLite Focus Akku, 5 SmartLite Focus Augenschutzfilter, 300 SmartLite Schutzhüllen, 1 SmartLite Focus Netzgerät-Stecker

SmartLite Pro, Dentsply Sirona

Leistung in Ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Hochmodernes Pen-Style Design
- Modulares Konzept mit austauschbaren Tips (Aufsätze) für unterschiedliche klinische Indikationen
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Intuitive 1-Knopf-Bedienung & geringes Gewicht (120 g)



Einführungspackung

269256 1.426,98

1 x Handstück, 1 x Cure Tip, 1 x Illumination Tip, 2 x Akkus, 1 x Ladestation, 3 x Lichtschutzschild, Netzteil mit USB-Ladekabel, Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht

LEISTUNG IN IHRER SCHÖNSTEN FORM


NEU!

SmartLite® Pro Modulare LED Polymerisationslampe

Wir waren nicht damit zufrieden, eine der fortschrittlichsten Lampen zu entwickeln, sondern sie sollte auch über ein außergewöhnliches Design verfügen. SmartLite® Pro ist eine einzigartige, modulare Polymerisationslampe in ästhetischem Metallgehäuse. Aber sie sieht nicht nur gut aus. Modernste Optik sorgt für eine Polymerisation in Spitzenqualität und damit für verlässliche Resultate. Und das modulare Konzept mit austauschbaren Lichtaufsätzen macht sie zum wahrscheinlich vielseitigsten Dentalinstrument, das Sie je hatten. SmartLite® Pro. **Designed to perform.**

dentsplysirona.com

Erfahren Sie mehr!



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Lichtgeräte

Translux Wave, Kulzer

Translux Wave ist eine LED Polymerisationsleuchte zum Aushärten dentaler Materialien wie Adhäsive und Composite.

- Stiffförmiges Handstück mit 360° schwenkbaren Lichtleiter
- Kabelloses Design
- Ein-Knopf-Bedienung
- Zuverlässige Leistung durch Li-Ion-Akku
- Wellenlängenbereich von 440 / 480 nm



Gerät

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
237202	897,00

Lieferumfang:
1 Ladegerät, 1 Handstück, 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzkegel, 1 Lithium-Ionen-Akku, 1 Universal-Netzteil und 3 internationale Steckdosen-Adapter

Translux 2Wave, Kulzer

Translux 2Wave ist eine sehr leichte kabellose LED Polymerisationsleuchte mit einem 360° schwenkbaren Lichtstrahl.

- Kabelloses, stiffförmiges Design
- Geringes Gewicht von nur 150 g
- LCD-Anzeige und ergonomische Schaltknöpfen für intuitive Bedienung
- Leicht deinfizierbare, kratzfeste Oberfläche
- Eingebautes Radiometer
- Leistungsstarker, dauerhafter Li-Ion-Akku
- Wellenlängenbereich 385 - 510 nm



Gerät

236862	1.339,00
--------	----------

Lieferumfang:
1 Ladegerät, 1 Handstück, 1 Lichtleiter 8 mm, 1 Blendschutzkegel, 1 Lithium-Ionen-Akku, 1 Universal-Netzteil und 3 internationale Steckdosen-Adapter

Valo, Ultradent Products

Die neue Freiheit in der Lichtpolymerisation: VALO ist immer am richtigen Platz und stets einsatzbereit.

- Drei Polymerisationsmodi, 1.000 / 1.400 / 3.200 mW/cm²
- Breitband-Technologie
- Gebündelter Lichtstrahl,
- Leichtes, graziles Handstück mit kleinem Kopf
- Stabile Aluminium-Konstruktion, bruchfest, kratzfest, mit Spezialglas-Linse
- Neueste Batterie-Technologie (LiFePO₄), schnell aufladbar



Gerät Cordless

Lieferumfang: 1 Handstück, 4 aufladbare Batterien, 1 Ladestation inkl. Netzteil, 1 Handstück-Halter, 50 Hygieneschutzhüllen

Black	220464	1.199,00
Fuchsia	241600	1.199,00
Teal	241601	1.199,00

Gerät Coded

Lieferumfang: 1 Handstück, 1 Universal-Netzstecker mit Kabel, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield, 50 Hygieneschutzhüllen

36871	1.161,00
-------	----------

Valo Grand, Ultradent Products

Die VALO Grand Polymerisationsleuchte hat alle Vorteile der revolutionären, preisgekrönten VALO. Mit einer jetzt 50% größeren Linse von 12 mm, kann bei einer einzigen Aushärtung eine größere Fläche / Molaren mit 10 mm Durchmesser / mühelos abgedeckt werden.

- Intuitive Bedienung
- Optimal gebündelter Lichtstrahl
- 3 Polymerisations-Modi / Standard (1.000 mw/cm²), High-Power (1.600 mw/cm²) und Xtra-Power (3.200 mw/cm²)
- Einteiliges, ergonomisches Design
- Hocheffiziente LEDs halten das Lampengehäuse immer kühl
- Flexibilität durch batteriebetriebenes, kabelloses Design
- Die aufladbaren Batterien sind sicher und preiswert
- Auch kabelgebunden erhältlich



Gerät Cordless

Lieferumfang: 1 VALO Grand LED, 4 aufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät, 1 Netzteil für Ladegerät, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield, 50 Hygieneschutzhüllen

Black	262092	1.399,00
Sapphire	275550	1.399,00
Red Rock	275551	1.399,00
Midnight	275552	1.399,00

Gerät Coded

Lieferumfang: 1 VALO Grand LED, 1 Netzteil, 1 Handstückhalter, 1 Light Shield, 50 Hygieneschutzhüllen

272766	1.249,00
--------	----------




VALO™

GRAND

LED-POLYMERISATIONSLEUCHE
MIT BREITBANDTECHNOLOGIE

DIE NEUE DIMENSION

Folgen Sie uns!



[ULTRADENT.COM/DE](https://www.ultradent.com/de)

© 2021 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Kapselmischgeräte

Capmix, 3M

Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln.

- 4 frei programmierbare Mischzeiten
- 2 direkt anwählbare Festzeiten (10 und 15 sec)
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf



Gerät

Technische Daten:

- Mischzeiten: 0 - 39 sec
- Mischfrequenz: 4.300 Schwingungen/min
- Abmessungen B x H x T: 195 x 160 x 195 mm

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
23848	516,36

GIC Mixer, Voco

Gerät zum Mischen von Pulver und Flüssigkeit in Applikationskapseln

- Hohe Schwingungsfrequenz von 4.600 / min, dadurch besonders homogene Mischung von Pulver und Flüssigkeit
- Modernes Design
- Kapselaufnahme ermöglicht müheloses Einsetzen und Entnehmen der Kapsel
- Bedienerfreundlich
- Vibrationsarm und leise
- Frei wählbare Mischzeit von 1 - 99 Sekunden



Gerät

265754	508,90
--------	--------

Promix one, Dentsply Sirona

Kompakter Kapselmischer.

NEU



Gerät

279811	399,00
--------	--------

Silamat S6, Ivoclar Vivadent

Universalmischgerät für Amalgam, Glasionomerzemente und andere vordosierte Dentalwerkstoffe in Kapseln und Spritzkapseln.

- Modernes, ansprechendes Design
- Homogene Mischergebnisse
- Universelle Eignung
- Einfache Handhabung
- Mischfrequenz: 4.500 Schwingungen/min



Gerät

11382	631,00
-------	--------



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Ultramat 2, SDI

Universalmischgerät für jegliche Art von Zahnfüllungsmaterialien in Kapseln.

- Sehr leise und vibrationsarm
- Integrierter Sicherheitsstopp
- 5 Jahre Garantie



Gerät

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
76243	550,34

Technische Daten:

- Mischzeiten: 0 - 16 sec
- Mischfrequenz: 4.600 Schwingungen/min
- Abmessungen B x H x T: 217 x 180 x 173 mm

Ultramat S, SDI

Hochfrequenz Mischgerät.

- Gleichmäßiger und genauer Mischvorgang
- Geringe Vibration und extrem geräuscharm
- Einfache Anwendung - lediglich 3 Knöpfe
- Geeignet für alle Arten von Kapseln
- Einfache Reinigung



Gerät

206886	438,45
--------	--------

Technische Daten:

- Mischzeiten: 6, 8 und 10 sec
- Mischfrequenz: 4.550 Schwingungen/min
- Abmessungen B x H x T: 217 x 180 x 173 mm

Abformmischgeräte

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Dynamix speed, Kulzer

Einfach, sicher und effizient in der Handhabung:

- Schnelle Anmischung und präzise Dosierung - auch mit Putty-Materialien
- 3 wählbare Fördergeschwindigkeiten
- Automatischer Vor- und Rückschub der Kolben per Knopfdruck
- Klare Kennzeichnung der Funktionselemente
- Kompatibel mit handelsüblichen 5:1-Schlauchbeutel- und Hartkartuschensystemen

Zuverlässig in Qualität und Präzision:

- Homogenes, blasenfreies Anmischen
- Reproduzierbare Materialeigenschaften
- Gleichbleibende, benutzerunabhängige Mischqualität



Gerät

217221 1.277,00

Pentamix 3, 3M

Auf Knopfdruck liefert Pentamix 3 Ihnen stets eine vollkommen homogene Mischung für hochpräzise Abformungen und Versorgungen mit perfekter Passgenauigkeit.

- Das Material enthält garantiert keine Blasen, die die Präzision der Abformung beeinträchtigen
- Das automatische Anmischen erleichtert Ihnen und Ihren Mitarbeitern erheblich die Arbeit
- Weniger Verwurf / das Gerät dosiert nur die benötigte Materialmenge



Gerät

13346 1.162,42

Pentamix Lite, 3M

Pentamix Lite - das Einstiegsmodell in die Welt des automatischen Mischens mit komfortabler Mischgeschwindigkeit - perfekt geeignet für Anfänger des automatischen Mischens oder Zahnarztpraxen, die Tag für Tag eine Große Anzahl an Abformungen machen. Der Pentamix Lite kann mit allen 3M Penta Abformmaterialien eingesetzt werden - von hoch viskosen Putty-Materialien bis hin zu mittelfließenden Materialien - und liefert konstante homogene und blasenfreie Abformergebnisse.



Gerät

236672 623,56

Sympress, Kettenbach

Automatisches Dosier- und Mischgerät für Schlauchbeutelmaterialien des Plug & Press Systems und artverwandte Systeme im Verhältnis 5:1.

Das exakte Dosieren, Mischen und Austragen ist für Sie die Basis für reproduzierbare Materialeigenschaften und bietet homogenes, blasenfreies Anmischen für beste Abformergebnisse.

- Einfaches und hygienisches Anmischen per Knopfdruck
- Fördergeschwindigkeit wählbar (Spritzen-/Löffelbefüllung)
- Automatischer Vor- und Rücklauf, einfache Bedienung
- 3 Jahre Hersteller-Garantie



Gerät

213322 999,00

Airpolishinggeräte

AIRFLOW Handy 3.0 PREMIUM, EMS
Premium Prophylaxe / immer bereit für sub und supragingival Dank zweier spezifischer Handstücke und den AIR-FLOW Pulvern PERIO und PLUS.



Gerät
für KaVo MULTIflex
für Sirona T1
für W&H Roto Quick

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

253931 **1.690,00**
253933 **1.690,00**
253935 **1.690,00**

Lieferumfang:
• 1 AIRFLOW Handstück
• 1 PERIOFLOW Handstück
• 40 PERIOFLOW Nozzles
• 1 Easy Clean
• 1 Easy Fill
• 1 Wartungsset
• 1 Flasche AIRFLOW PLUS Pulver
• + 4 Flaschen bei der Produktregistrierung (nur in der EU)

AIRFLOW Handy 3.0 PLUS, EMS
Optimal zur Anwendung bis zu 4 mm Ta- schentiefe sowie im gesamten sichtbaren Zahn- bereich / Flexibilität und Effizienz mit dem AIR-FLOW Pulver PLUS.



Gerät
für KaVo MULTIflex
für Sirona T1
für W&H Roto Quick

253936 **1.390,00**
253939 **1.390,00**
253940 **1.390,00**

Lieferumfang:
• 1 PLUS Handstück
• 1 Easy Clean
• 1 Easy Fill
• 1 Wartungsset
• 1 Flasche AIRFLOW PLUS Pulver
• + 4 Flaschen bei der Produktregistrierung (nur in der EU)

AIRFLOW Handy 3.0 PERIO, EMS
Optimal zur subgingivalen Anwendung tie- fer als 4 mm / einfache, gründliche Entfer- nung des Biofilms mit den AIRFLOW Pul- vern PERIO und PLUS.



Gerät
für KaVo MULTIflex
für Sirona T1
für W&H Roto Quick

253937 **1.390,00**
253938 **1.390,00**
253941 **1.390,00**

Lieferumfang:
• 1 Grundgerät mit Sprayhandstück Perio
• 40 PERIO-FLOW Einwegdüsen
• 1 Gutschein für eine Flasche Original AIR-FLOW Pulver
- 1 Nachfüllvorrichtung Easy Fill 3.0
- 1 Reinigungsvorrichtung Easy Clean
- 1 Wartungsset

AIRFLOW Handy 3.0 CLASSIC, EMS
Spezialisiert auf alle supragingivalen An- wendungen für optimale Ergebnisse im gesamten sichtbaren Zahnbereich mit den AIR-FLOW Pulvern CLASSIC, CLASSIC COMFORT und SOFT.



Gerät
für KaVo MULTIflex
für Sirona T1
für W&H Roto Quick

232553 **1.190,00**
232558 **1.190,00**
235455 **1.190,00**

Lieferumfang:
• 1 AIRFLOW Handstück
• 1 Easy Clean
• 1 Easy Fill
• 1 Wartungsset
• 1 Flasche AIRFLOW CLASSIC Comfort Pulver



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.

Airpolishinggeräte

AIR-FLOW HANDY 2+, EMS

Für eine effiziente Entfernung von Plaque und Biofilm im supragingivalen Bereich.

- Optimal für Pulver ab einer Körnung von 40 µm
- Einfach aufstecken, mühsames Installieren entfällt
- Besonders große Pulverkammer für eine komplette Behandlung
- Einfache Reinigung und Wartung
- 120°-Düse für den allgemeinen Einsatz
- 360°-Düsenrotation
- Erhältlich in den Farben schwarz, blau und orange



Gerät

- für KaVo MULTIflex
- für Sirona T1
- für W&H Roto Quick

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

- 163713 **950,00**
- 166400 **950,00**
- 166414 **950,00**

Lieferumfang Gerät:

- 1 Grundgerät mit Spraykopf 120°
- 1 Abdeckung, transparent
- 1 Wartungsset
- 300 g Air-Flow Pulver Classic

Anschlüsse:

- Betriebsdruck Luft: 3,5 bis 4,5 bar
- Betriebsdruck Wasser: 0,7 bis 2,2 bar

AIRFLOW Prophylaxis Master, EMS

AIRFLOW Prophylaxis Master ist die jüngste Innovation von EMS zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“. Das Gerät verfügt über AIRFLOW und PIEZON Ultraschall und stellt somit eine umfassende Lösung für die Prophylaxe- und Parodontalbehandlung dar.

- Für eine intensive professionelle Anwendung mit höchster Präzision
- Einzigartige Ergonomie
- Einfachste Wartung und Kompatibilität mit den höchsten Hygieneanforderungen
- Anwendungen: AIRFLOW und PERIOFLOW sub- und supragingival, PIEZON NO PAIN sub- und supragingival
- Garantie: 1 Jahr, Möglichkeit der Verlängerung auf 2 Jahre



Gerät

265058 **7.990,00**

Lieferumfang: 1 AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER - 1 AIRFLOW Handstück - 1 AIRFLOW PLUS Pulverkammer - 1 ClasenUNO Mirror Cannula - 1 AIRFLOW CLASSIC Pulverkammer - 12 AIRFLOW PLUS Pulver - 2 AIRFLOW CLASSIC Comfort Pulver - 1 PERIOFLOW Handstück - 10 PERIOFLOW Düsen - 1 Düsen Entferner - 1 PIEZON LED Handstück - 1 PIEZON PS Instrument - 1 PIEZON P Instrument - 1 PIEZON A Instrument - 1 PIEZON PI Starter kit - 4 PIEZON Lichtleiter - 1 PIEZON 800 ml Flasche - 1 NIGHT CLEANER Flasche - 1 NIGHT CLEANER Refill - 2 CLIP+CLEAN - 1 Easyclean - 2 Wasserfilter - 2 Luftfilter - 1 Wartungsset - 1 Wireless BOOST Pedale

- Versorgungsspannung: 100-240 VAC 50/60Hz
- Wasserversorgung: 1 bis 5 bar (100 bis 500 kPa)
- Druckluftversorgung: 4.5 bis 7 bar (450 bis 700 kPa)
- Ultraschallspezifikation:
 - Maximale Ausgangsleistung: 12 Watt
 - Frequenzbereich min. 24 bis max 32 kHz

AIRFLOW One, EMS

AIRFLOW One ist die jüngste Innovation von EMS zur erfolgreichen Anwendung der „Guided Biofilm Therapy“ für Praktiker, die bereits mit einem Piezon Modul in ihrer Dentaleinheit ausgestattet sind.

- Für eine intensive professionelle Anwendung mit höchster Präzision
- Einzigartige Ergonomie
- Einfachste Wartung und Kompatibilität mit den höchsten Hygieneanforderungen
- Anwendungen: AIRFLOW und PERIOFLOW für eine sub- und supragingivale Reinigung von Zahn und Implantat bis in die tiefsten Parodontaltaschen
- Garantie: 1 Jahr, Möglichkeit der Verlängerung auf 2 Jahre



Gerät

265059 **6.290,00**

Lieferumfang: 1 AIRFLOW ONE - 1 AIRFLOW Handstück - 1 AIRFLOW PLUS Powder Chamber - 1 AIRFLOW CLASSIC Pulverkammer - 12 AIRFLOW PLUS Pulver - 2 AIRFLOW CLASSIC Comfort Pulver - 1 ClasenUNO Mirror Cannula - 1 PERIOFLOW Handstück - 20 PERIOFLOW Düsen - 1 Düsen Entferner - 1 NIGHT CLEANER Flasche - 1 NIGHT CLEANER Nachfüllung - 2 CLIP+CLEAN - 1 Easyclean - 2 Wasserfilter - 2 Luftfilter - 1 Wartungsset - 1 Wireless BOOST Pedale

- Versorgungsspannung: 100-240 VAC 50/60Hz
- Wasserversorgung: 2 bis 5 bar (200 bis 500 kPa)
- Druckluftversorgung: 4.5 bis 7 bar (450 bis 700 kPa)
- B x T x H: 210 x 290 x 245 mm

Air-Max 2, Acteon

Einfach, nachhaltig, effizient

- Robuster Airpolisher mit sehr geringem Verstopfungsrisiko

- Komfortables, effizientes und flexibles Arbeiten
- Mit Wasservorwärmer, transparentem Pulverbehälter und automatischer Reinigungsfunktion



Gerät

55812 **2.667,60**

Airpolishinggeräte

Air-N-Go easy, Acteon

Einfach sicher / doppelt gut: der All-in-one-Airpolisher!

- Ein einziges Handstück für die supra- und subgingivale Anwendung
- 4 AIR-N-GO-Düsen für eine gründliche Beseitigung von pathogenen Bakterien
- Verschiedene Pulver-Geschmacksorten für maßgeschneiderte Lösungen für jede klinische Anforderung
- Verbesserte Behandlungsakzeptanz / weniger Schmerzen für den Patienten



Gerät

für KaVo MULTIflex
für Sirona T1
für W&H Roto Quick

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

245864 1.275,80
246620 1.275,80
246773 1.275,80

Zubehör

Perio easy Kit
(1 Perio easy Düse, 100 g Perio-Glyzinpulver)

245866 591,80

LM-ProPower AirLED, LM

Komplettes Air-Polishing für Parodontologie.

Die erstklassigen Eigenschaften des LM-ProPower AirLEDs machen den Polisher zu einer perfekten Gerät für eine professionelle Zahnpflege. Die Kombination von zahlreichen Düsen, konstant präzisen Pulverspray und leistungsstarker LED Beleuchtung erheben diesen weltweit einzigen Polisher mit Licht auf völlig neue Sphären.

Der AirLED gewährleistet eine hervorragende Sicht bei der Diagnose von Verfärbungen und Flecken. Das fokussierte Pulverspray, regulierbare Leistungsstufen und der ergonomische Handstück schaffen perfekte Konditionen, um die besten Polishingresultate zu erreichen. Der transparente, austauschbare Pulverbehälter auf der Seite des Gerätes erleichtert die visuelle Kontrolle der Füllmenge.



Gerät

mit integriertem Flüssigkeitsspender
Lieferumfang inkl.: Polisher IntroKit

40442 2.412,00

LM-ProPower CombiLED, LM

Scaling und Polishing Gerät.

- 2 in 1 - kompakte Praxiseinheit
- Autoklavierbare, ergonomische LED-Lichthandstücke (70.000 Lux)
- Breite Auswahl von Spitzen
- Arbeitsmodussystem für eine einfache Bedienungskontrolle
- Integrierte, automatische Spülungsfunktion.

Anschlüsse:

- Luftdruck 4,0 bis 10,0 bar

Abmessungen B x H x T:

- 140 x 165 x 270 mm



Gerät

mit Flüssigkeitsspender (Flasche)

13547 4.490,00

Lieferumfang:

LM ProPower CombiLED Gerät, 3 ErgoGrip Focus LED Silikonhandgriffe, 3 Ultraschallspitzen (PE-37, PE-40H, PE-41PS), 3 Drehmomentschlüssel für Spitzen, Polisher Intro-Kit: 1 Düsenansatz, 2 Ergo-Grip Focus LED Silikonhandgriffe

MyLunos Pulverstrahlhandstück, Dürr Dental

MyLunos ist von Grund auf so konzipiert, dass nur wenige Behandlungsunterbrechungen notwendig sind. Mit dem speziell für das Lunos Prophylaxe-System entwickelten Pulverstrahlhandstück ist der Weg zum strahlenden Lächeln so bequem und einfach wie nie. Für den perfekten Flow sorgen u.a. das geringe Verstopfungspotenzial aufgrund der perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, die volle maschinelle Aufbereikbaarheit und das ergonomisch gestaltete, perfekt ausbalancierte Handstück.



Gerät

für KaVo MULTIflex
für Sirona R/F
für W&H Roto Quick

254642 1.240,00
254643 1.240,00
254644 1.240,00

Lieferumfang:

1 Handstück, 1 Düse Supra, 1 Pulverbehälter Supra, 1 Lunos Prophylaxepulver Gentle Clean (180g), 1 Ablage für Pulverbehälter, 1 Funktions-Tool für die maschinelle Aufbereitung, 1 Prophylaxekanalüle, Spüladapter und O-Ring Sets

Airpolishinggeräte

PROPHYflex 4, KaVo

Macht Pulverstrahlen zum reinsten Vergnügen.

- Ergonomisch dank wählbarer Handstücklänge
- Vermeidet störenden Pulvernebel
- Vollständig aufbereitbar (Sterilisierbar bis 135 °C und Thermodesinfizierbar im RDG)



Gerät für MULTIflex

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Wave	264242 1.224,00
Lime	269060 1.224,00
Flamingo	264247 1.224,00

Gerät für Sirona

Wave	264248 1.224,00
Lime	264249 1.224,00
Flamingo	264250 1.224,00

Lieferumfang:

1 Prophyflex 4 mit Griffhülse (lang) mit Kanüle und Pulverbehälter, 1 Griffhülse (kurz) mit Kanüle, 1 Pulverbehälter mit Gummiverschluss supragingival (türkis), 1 Reinigungsbohrer, 1 Düsennadel, 1 Schlüssel für Kanüle, 1 O-Ring-Set

Prophy-Mate neo, NSK

Luftbetriebenes Zahnpoliturssystem.

Das verbesserte Prophy-Mate neo kombiniert Form und Funktionalität für einfache Anwendung. Durch hervorragende Gewichtsbalance und eine leichte, kompakte Pulverkammer ist das Prophy-Mate neo bequem zu halten, während sich die Handstückkupplung selbst bei hohem Luftdruck frei um 360° drehen lässt. Die mühelose, unkomplizierte Inbetriebnahme verkürzt den Zeitaufwand für die Entfernung von Plaque und Verfärbungen. Düsen mit Abwinklung von 60° und 80° sind im Paket enthalten.



Gerät

für KaVo MULTIflex	198926 901,00
für Sirona R/F	198845 901,00
für W&H Roto Quick	10640 901,00

Lieferumfang:

1 Prophy-Mate neo Handstück mit 60-Grad- und 80-Grad-Düsen, 1 Ausblasdüse, 1 Reinigungsbürste, Draht und Düsendrähte, 5 x 15 g Beutel FLASHPearl Reinigungspulver, 1 Pulverbehälterdeckel, 1 Schraubschlüssel zum Wechseln der Düse

Prophy-Max 2, Acteon

Der Allrounder

- Airpolishing ohne Verklumpungen
- Präzise, effiziente und schonende Ultraschallbehandlung
- Steuerung erfolgt über Multifunktionsfußpedal



Gerät

156206 4.442,00

Varios Combi Pro, NSK

Die 2-in-1 Prophylaxekombination. Ultraschall-Scaler und Pulverstrahl-Gerät in einem -

für eine effiziente und komfortable Zahnreinigung und Biofilm-Entfernung.

- Blitzsauberes Handling: Intuitive Bedienung, Großes LCD-Display, Automatische Funktionserkennung, Einstellungs-Speicherung
- Mühelose Instandhaltung und einfache Wartung



Gerät

245868 4.511,00

Lieferung inkl.: Prophy Handstück mit 60°-Düse, Prophy-Handstückschlauch, Prophy-Pulverkammer, FlashPearl Prophylaxepulver (5 Sticks à 15 g), Wartungskit, Varios2 Lux Ultraschall-Handstück, Varios2 Lux Handstückschlauch, 3 Ultraschall-Aufsätze, Sterilisationsbox, Varios Combi Pro Kühlmittelflasche (400 mL), Multifunktions-Fußsteuerung

Perio Set

246039 850,00

Lieferumfang: Perio-Handstück, Perio-Handstückschlauch, Perio-Pulverkammer, Perio-Mate Düsenentferner, Perio-Mate Düsenentferner (40 Stück), Perio-Mate Powder (1 Flasche à 100 g)



Macht Pulverstrahlen
zum reinsten Vergnügen.

Das neue, universelle
KaVo PROPHYflex 4.

Das KaVo PROPHYflex 4 ist das Universalgenie für supra- und subgingivale Anwendungen. Die perfekte Ergonomie mit zwei unterschiedlich langen Griffhülsen, die drei einstellbaren Reinigungsstufen und der fokussierte Pulverstrahl, mit dem störender Pulvernebel vermieden wird, sind auch bei längeren Behandlungen ein Grund zum Strahlen – für Sie und Ihre Patienten.

Erfahren Sie mehr auf:
www.kavo.com/de/PROPHYflex4

Zahnsteinentfernungs-Geräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Cavitron Touch, Hager & Werken

- Ultraschallscaler für die supra- und subgingivale Prophylaxebehandlung
- Hygienisches Touch-Display
 - Geräuscharm und intuitiv bedienbar
 - Optische Kontrolle während der gesamten Behandlungszeit
 - Integrierte Memory-Funktion
 - Ultraleichtes Handstück mit 360° drehbarer Handstückspitze
 - Höchstmögliche Taktilität und Effektivität am behandelnden Patienten
 - Einwandfreier Wasserdurchfluss (Wasserfilter-Austausch per Lichtanzeige)



Gerät

259528 4.159,00

Lieferumfang inkl.:
360° Sterimate Handstück, 1 kabelloser Fußschalter mit Tap-On-Technologie

LM-ProPower UltraLED, LM

Die besonderen Eigenschaften des piezoelektronischen LM-ProPower UltraLED dehnt sich auf alle Bereiche der Ultraschallbehandlungen aus. Die weite Leistungspalette und ein breites Auswahl an Spitzen machen das Gerät äußerst anpassungsfähig für jegliche Art von Behandlungsmethoden. Dieses vielseitig einsetzbare Gerät bietet nicht nur für traditionelle Zahnsteinentfernung Ultraschalllösungen sondern auch für Endodontie, Apikalchirurgie inklusive Sterilbehandlungen, Implantologie und restaurativen Eingriffe.



Gerät

39387 1.938,77

mit Flüssigkeitsspender
Lieferumfang inkl.: IntroKit B

Newtron P5 XS, Acteon

- Zahnerhalt dank perfekter Ultraschallschwingungen und qualitativ hochwertigen Stahlspitzen
- Die spezielle Härte der Spitzen entspricht nahezu dem Zahnschmelz
 - Automatische Leistungseinstellung und perfekt kontrollierte Vibrationen dank der Newtron®-Technologie
 - Der Anwender profitiert vom verbesserten Tastsinn
 - Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung / für die verschiedensten klinischen Anwendungen



Gerät

246482 2.527,50

Gerät mit Bluetooth

233490 3.283,00

PIEZON 150, EMS

Das PIEZON 150 ist das führende Gerät mit direktem Wasseranschluss. Das standardmäßige PIEZON-Modul bietet eine Ultraschalleistung von 32.000 linearen Schwingungen pro Sekunde für eine wirksame Entfernung von Zahnstein mit maximaler Präzision. Das Design ist kompakt und äußerst platzsparend, und die Leistungskontrolle erfolgt über eine intuitive Bedienoberfläche. Die sechs LEDs des PM 150 sorgen für Tageslicht-Qualität und ermöglichen so auch die Einsicht in schwer erreichbare Kavitationen und Taschen.



Gerät

Handstück mit LED
Handstück ohne LED

233917 1.450,00
233026 1.150,00

Lieferumfang:

- 1 Grundgerät
- 2-stufen 360° Fußschalter
- 1 Piezon Universalhandstück
- 3 Instrumente (A, P, PS) je mit Combitorque
- 2 Externe Wasserfilter
- 1 Handstückschlauch



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Zahnsteinentfernungs-Geräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

PIEZON 250, EMS

Steigern Sie Ihre Produktivität und die Zufriedenheit Ihrer Patienten: Das PIEZON 250 ist ein zahnmedizinisches Gerät für die professionelle Entfernung von Plaque und harten Konkrementen. Durch sein kompaktes Design benötigt es weniger Fläche als ein DIN-A5-Blatt und passt in jeden Schrank. Mit dem schmalen, stabilen und leichten PIEZON-Handstück entfernen Sie harte Konkreme und andere mineralisierte Beläge noch effizienter und komfortabler. Sechs kreisförmig an der Spitze angeordnete LED-Lampen beleuchten die Mundhöhle 20 Sekunden lang, wodurch Plaque gut erkennbar wird. Die linearen Schwingungen der oszillierenden Bewegungen des Instruments sorgen für hohe Präzision bei der Behandlung und somit für zuverlässige klinische Ergebnisse.



Gerät

Handstück mit LED	232557	1.990,00
Handstück ohne LED	232903	1.690,00

Lieferumfang:

- 1 Grundgerät
- 2-stufen 360° Fusschalter
- 1 Piezon Universalhandstück
- 3 Instrumente (A, P, PS) je mit Combitorque
- 1 Flasche (350ml)
- 2 Peristaltikpumpen
- 1 Handstückschlauch

PIEZON Master 700, EMS

Der PIEZON Master 700 nutzt Kavitationseffekte und akustische Strömungen für eine schnelle, professionelle und minimal-invasive Entfernung von Zahnstein, Biofilm und sonstigem mineralisiertem Belag. Die Geräteausstattung umfasst einen Multifunktionsfußschalter sowie eine Touchpanel-Oberfläche mit blauen LED-Anzeigen zur Regulierung der Leistung und Irrigation. Das mit dem RED DOT Design Award ausgezeichnete System verfügt zudem über ein automatisches Reinigungssystem, das die Flüssigkeitsleitungen spült, um höchsten Ansprüchen an Hygiene und Lebensdauer zu genügen.



Premium

227665 3.990,00

Lieferumfang:

- 1 Grundgerät
- 2 LED Piezon Handstücke
- 3 Instrumente (A, P, PS)
- 1 Steribox aus Edelstahl, 1/2 DIN-Grösse
- 2 magnetische Handstückhalter
- 2 Handstückschläuche
- 2 Flaschen für Spüllösung mit je 350 ml
- 1 Multifunktionsfusschalter

Standard

226601 3.290,00

Lieferumfang:

- 1 Grundgerät
- 1 LED Piezon Handstück
- 3 Instrumente (A, P, PS)
- 1 Steribox aus Edelstahl, 1/2 DIN-Grösse
- 2 magnetische Handstückhalter
- 1 Handstückschlauch
- 2 Flaschen für Spüllösung mit je 350 ml
- 1 Multifunktionsfusschalter



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Zahnsteinentfernungs-Geräte

Proxeo Ultra, W&H

Die neuen Proxeo Ultra Piezo Scaler aus dem Hause W&H wurden in Zusammenarbeit mit Prophy Professionals entwickelt und machen ihrem Namen alle Ehre. Exklusive Anwendervorteile ermöglichen eine ultraeffiziente Behandlung:

- Einzigartiges Schnellspannsystem »Q-Link«
- Herzschrittmacherkompatibilität geprüft von der Technischen Uni Graz
- Handstück mit 5-fach Ring LED
- Dünner Schlauch für einfache Handhabung
- Kabellose Fußsteuerung (PB-530)
- Automatische Füllstanderkennung (PB-530)
- Stufenlose Leistungseinstellung mit praktischem Drehregler
- Perfekt abgestimmtes Spitzensortiment
- Großer Tank für leichtes Befüllen und einfache Reinigung (PB-530 und PB-520)
- Spezielles Reinigungsprogramm für die RKI gerechte Aufbereitung (PB-530)



PB-520 Set Q-Link (Schnellspannung)

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NF, Handstück PB-5 L Q, Spitzen 1 UQ, 2UQ, 1PQ, inkl. Spitzenwechsler

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

270173 2.037,00

PB-520 Set W&H

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NF, Handstück PB-5 L, Spitzen 1U, 2U, 1P, inkl. Spitzenwechsler

270252 2.037,00

PB-530 Set Q-Link (Schnellspannung)

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NW, Handstück PB-5 L Q, Spitzen 1 UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ inkl. Spitzenwechsler

270174 2.358,00

PB-530 Set W&H

Steuergerät mit Kühlmittel tank, Schaltnetzteil, 1,8m, Versorgungsschlauch, Fußsteuerung C-NW, Handstück PB-5 L, Spitzen 1U, 2U, 1P, 1I inkl. Spitzenwechsler

270253 2.358,00

Vector Paro, Dürr Dental

Der Maßstab in Sachen schmerzloser Therapie.

Die konsequente Weiterentwicklung der bewährten Vector Methode für die praktisch schmerzfreie Parodontalbehandlung.

- Das Vector Prinzip: Sicher, sanft und schmerzarm
- Patentierte lineare Schwingungsumlenkung
- Einzigartig tastsensibles Arbeiten parallel zur Wurzeloberfläche
- Neues ergonomisches Bedienkonzept
- Optimales Handling, modernes Design



Gerät Paro

219699 3.090,00

Lieferumfang:

- 1 Grundgerät
- 1 Paro-Handstück
- 1 Flex-Fußschalter
- Zubehör

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

BeeFill 2in1, VDW

Sekundenschnelle, saubere und dauerhaft dichte Wurzelkanal-Füllungen.

- Downpack nach der Continuous Wave- oder Schilder-Technik und Backfill in einem Gerät
- Intuitiv und ergonomisch in der Anwendung
- Individuelle Regulierung von Temperatur, Lautstärke und Fließgeschwindigkeit
- Mikromotor-gesteuerte, präzise Gutta-percha-Abgabe
- Mit Pulpasensibilitätstester



Gerät

196951 2.423,54

Kit

Lieferumfang:

- 1 Obturationsgerät
- 1 Plugger klein ISO 40 Taper .03
- 1 Packung 2Seal easymix Wurzelkanalzement
- 10 BeeFill-Kartuschen 25G = ø 0,45 mm
- 10 BeeFill-Kartuschen 23G = ø 0,6 mm
- 1 Machtou-Plugger 1-2
- 1 Machtou-Plugger 3-4

220695 2.687,54

CanalPro CL, Coltène

Das kabellose Endodontiehandstück CanalPro CL ist nach ergonomischen Aspekten entwickelt worden, um in allen Behandlungssituationen eine optimale Sicht und bestmöglichen Zugang zu bieten. Die übersichtliche LCD-Anzeige und das benutzerfreundliche, leicht zu reinigende Tastenfeld erleichtern das tägliche Arbeiten.



- Winkelstückkopf ist bei 135°C autoklavierbar
- Drehzahl (min-1): 140 ~ 550
- Drehmoment (N-cm): 0,3 ~ 3,0

Set

219041 1.355,67

Lieferumfang:

- 1 Motorhandstück
- 1 Winkelstückkopf 16:1
- 1 Ladestation

Set

mit Apex Locator Anschlussmöglichkeit

228443 1.466,42

CanalPro Jeni, Coltène

Der CanalPro Jeni ist ein vollautomatischer, elektronisch gesteuerter Endomotor mit integriertem Apex Locator, der die Aufbereitung verblüffend einfach, sicher und effizient macht. Das Jeni Assistenzsystem passt sich kontinuierlich der individuellen Wurzelkanalanatomie an und begleitet die mechanische und chemische Aufbereitung Schritt für Schritt.



NEU

Set

278202 3300,00

Lieferumfang:

- 1 Steuergerät
- 1 Motor mit Apex-Messkontakt
- 1 Vollisoliertes Winkelstück 1:1
- 1 Bluetooth Fußschalter
- 1 Netzteil
- 1 Apexkabel-Set
- 1 Haltebügel Apexkabel

Elements free, Kerr Endodontics

Das elements free Downpack-Gerät (Continuous Wave of Condensation) erreicht in weniger als 0,5 Sekunden 200°C und hat einen Temperaturbereich von 100° bis 400°C. Der 360°-Aktivierungsring erlaubt eine komfortable Bedienung. Der Extruder mit Schweizer Qualitätsmotor verringert die Handermüdung, die Einmalkartuschen mit integrierten Fingergriffen sind sehr anwenderfreundlich. Und die Aerogel-Isolierung des Heizelements bietet Ihren Patienten optimalen Schutz.



Gerät

244956 2.300,00



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Endodontiegeräte

GuttaFusion, VDW

Ofen zur sekundenschnellen Erwärmung von zeitgleich bis zu zwei Obturatoren.

- Erhitzen der Obturatoren in weniger als 1 Minute
- Optische und akustische Signalhinweise
- Kontrolliert ausfahrende Obturatorenhalter
- Einfaches Reinigen durch speziellen Modus
- Benutzerfreundlich



Gerät

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

234170 **464,35**

Starter Kit for Mtwo

1 Ofen, 1 Basic Kit

242850 **586,15**

Starter Kit for Reciproc blue

1 Ofen, 1 Basic Kit

254141 **606,35**

Gutta-Smart, Dentsply Sirona Endodontics

Gutta-Smart ist ein kabelloses Obturationssystem für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Downpack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanalsystems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation, einfaches Handling und große Bewegungsfreiheit. Die kabellosen Handstücke sind mit vier leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

- Präzise Steuerung und hervorragendes taktiles Feedback
- Lange Akkulaufzeit, schnelles Laden
- Niedertemperatur-Guttapercha für Patientensicherheit
- Zeitloses Design



Kit

1x Flow-Handstück, 1 x Pack-Handstück, 1 x Basisstation, 1 x Gutta-SmartTM Conform FitTM Guttapercha Kartuschen 20G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 1 x Gutta-SmartTM Conform FitTM Guttapercha Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 3 x Elektrische Hitzeplugger (klein, mittel, groß), 1 x Gutta-Smart Flow-Heizelement, 1 x Kanülenbiegewerkzeug, 1 x Netzwerkadapter, 4 x Steckeradapter (Typ A, Typ C, Typ G, Typ I), 2 x Verschlusskappe (1 x für Pack Handstück, 1x für Flow Handstück)

270123 **2.019,85**

Propex II, Dentsply Sirona Endodontics

Apex-Locator.

- Großes Farbdisplay zur visuellen Kontrolle der Feilenbewegung
- Progressive Signaltöne für zusätzliche akustische Kontrolle
- Stromversorgung durch Akku
- Modernste Mehrfrequenztechnik lokalisiert den Apex unter fast allen Kanalbedingungen



Gerät

189644 **1.169,18**

Zubehör

Messkabel, Stück

23990 **66,24**

Anschlusshaken, 2 Stück

12048 **76,91**

Lippen-Clip, 5 Stück

34213 **76,91**

Lieferumfang Gerät:

- 1 Basisgerät mit Messkabel
- 2 Instrumentenhaken
- 2 Lippenclips
- 1 Akku-Ladegerät



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach

Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten, die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Propex IQ, Dentsply Sirona Endodontics

Die Möglichkeit der intelligenten Längenmessung als perfekte Ergänzung zum X-Smart IQ System.

- Einfache & zuverlässige Handhabung / Überwachung des Feilenfortschritts im kombinierten und im Standalone-Modus
- Zukunftssicher / voll integriert in die Endo IQ App. Aktualisierung der Firmware über App-Update möglich
- Gesteigerte Performance / in Kombination mit dem X-Smart IQ und verbunden mit der Endo IQ App sind erweiterte Funktionen möglich. Wie bspw. Shaping Target, um die Position des Referenzpunktes zu verändern der aufbereitet werden soll oder die Autoreverse-Funktion



Basic Starter Kit
1x Propex IQ Apex Locator inkl. Zubehör, 1x Endo IQ Ständer

267423 **722,30**

Propex Pixi, Dentsply Sirona Endodontics

Der kleine Apex Locator mit den großen Vorteilen

- Handliches Format für leichten Transport und platzsparende Behandlung
- Moderne Technologie für eine präzise und verlässliche Messung in trockenen und feuchten Kanälen
- Doppelte Überwachung der Feilenbewegung durch progressive optische und akustische Kontrolle
- Ansprechendes, modernes Design



Gerät 234576 **585,28**

- Lieferumfang:
- 1 Basisgerät mit Messkabel
 - 1 Anschlusshaken
 - 2 Lippenclips
 - 1 Ladegerät

Zubehör

Messkabel lang, Stück	235141	54,76
Anschlusshaken, 2 Stück	12048	76,91
Lippen-Clip, 5 Stück	34213	76,91

Raypex 6, VDW

Apexlocator mit selbsterklärender Benutzeroberfläche. Der farbige Touchscreen verbindet Anzeige und Bedienungspanel zu einer funktionellen Einheit.

- Exakte Längenbestimmung mit aktueller Mehrfrequenztechnik
- Plug-and-Start
- Akustische Signale ermöglichen auch „blindes“ Lokalisieren des Apex
- Anpassungen an persönliche Vorlieben (Anzeige, Ton usw.)
- Bedienelemente zur optimalen Navigation
- Dreidimensionale grafische Darstellung
- Automatische Zoomfunktion für den Bereich der apikalen Konstriktion



Gerät 217860 **862,75**

- Lieferumfang:
- 1 Raypex 6 Apexlokator
 - 1 Messkabel
 - 2 Lippenclips
 - 2 Feilenklemmen
 - 1 Feilenlanzette
 - 1 Netzteil
 - 1 Prüfstecker für Funktionsprüfung

Zubehör

Messkabel, Stück	227069	56,73
Lippenclip, 5 Stück	29450	63,09
Feilenklemme, 2 Stück	29449	59,58
Feilenlanzette, 2 Stück	165583	23,19

Reciproc direct, VDW

Das RECIPROC direct Winkelstück kann direkt mit Ihrer vorhandenen Behandlungseinheit genutzt werden.

Einfach auf Ihren Elektro- oder Druckluftmotor klicken und Sie können mit der RECIPROC

one file endo-Behandlung starten. Profitieren Sie von der innovativen Technik, mit der RECIPROC Instrumente sicher und effizient angetrieben werden.



blue 24 Kit 257266 **1.129,30**

- 1 Winkelstück
- 24 RECIPROC blue Instrumente (25 mm), steril: 12 x R25, 6 x R40, 6 x R50
- 1 Sprayadapter für manuelle Ölpflege
- Anwenderkarte, Gebrauchsanweisung

Endodontiegeräte

Thermaprep 2, Dentsply Sirona Endodontics

Ofen zur Erwärmung von Obturatoren für eine einfache, sichere und zeitsparende 3-D-Obturation mit fließfähiger warmer Gut-tapercha

- Sicher: für einen exzellenten apikalen und lateralen Kanalverschluss auch in langen, gekrümmten und engen Kanälen
- Zeitsparend: dreidimensionale, sekundenschnelle Erwärmung von bis zu zwei Obturatoren gleichzeitig
- Anwenderfreundlich: Leuchtanzeigen und Signaltöne, langsame und präzise hochfahrende Obturator-Halterungen, Reinigungsmodus für leichte Entfernung von Guttapercha-Resten, modernes Design



Gerät

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

220282 447,17

Kit für Thermafil

1 Ofen, 1 Sortiment Verifier, 20 Thermafil Obturatoren

220838 527,61

VDW.Connect Drive, VDW

Kabelloser Endomotor für die reziproke und voll-rotierende Aufbereitung

- App-gestützt zur Auswahl von rotierenden und reziproken Feilensystemen
- Einzigartige Option: sofort einsatzbereit ohne App-Steuerung für die zeitsparende Aufbereitung mit Reciproc
- Antriebsstark bis max. 5 Ncm Drehmoment
- Ergonomische Gewichtsbalance
- 360° drehbares Winkelstück mit Mikroskop
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku



Gerät

Inkl. 6:1 Winkelstück und Handstückablage

246064 1.884,82

VDW.Gold Reciproc, VDW

Kombinierte Aufbereitung und Längenbestimmung für innovativ-reziproke und klassisch-rotierende NiTi-Systeme

- Einfache Menüführung und übersichtliches Display
- Akkubetrieb, Einsatz während des Ladens möglich
- Ergonomisches Lifestyle-Design für die reziproke Aufbereitung:
 - Vorprogrammierung für Reciproc und WaveOne
- für die rotierende Aufbereitung:
 - Vorprogrammierung für Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K3TM und Gates Glidden
 - Auto-Stop-Reverse und automatische Drehmomentkontrolle mit Warnakustik
 - Zusätzliches Doctor's Choice Individualprogramm



Gerät mit System Kit



Lieferumfang:

- 1 Basisgerät mit Motor
- 1 Akkupaket
- 1 Winkelstück
- 1 Reciproc System Kit 25 mm

221131 2.714,35



Ob schriftlich, telefonisch, online oder direkt bei unseren Außendienstmitarbeitern: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung möglichst immer unsere Bestellnummer an.



Verlassen Sie sich auf uns. Schon seit 1869 widmen wir uns der Endodontie mit dem höchsten Ziel, dass Sie und Ihre Patienten zufrieden sind. Deshalb verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte treffen auf klinische Ausbildung, kombiniert mit exzellentem Kundenservice. Für einfache und effiziente Endo-Behandlungen – jetzt und in Zukunft. Gehen Sie keine Kompromisse ein: **Entscheiden Sie sich für das VDW Endo-System – mit Gelassenheit inklusive.**

Endodontiegeräte

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

VDW.Silver Reciproc, VDW

Endomotor für innovativ-reziproke und klassisch-rotierende NiTi-Systeme

- Einfache Menüführung und übersichtliches Display
- Akkubetrieb, Einsatz während des Ladens möglich
- Ergonomisches Lifestyle-Design für die reziproke Aufbereitung:
- Vorprogrammierung für Reciproc und WaveOne
- für die rotierende Aufbereitung:
- Vorprogrammierung für Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K3TM und Gates Glidden
- Auto-Stop-Reverse und automatische Drehmomentkontrolle mit Warnakustik
- Zusätzliches Doctor's Choice Individualprogramm



Gerät mit System Kit

Lieferumfang:

- 1 Basisgerät mit Motor
- 1 Akkupaket
- 1 Winkelstück
- 1 Reciproc System Kit 25 mm

216041 1.509,17

VDW.Ultra, VDW

Ultraschallgerät mit Endofokus

- Perfekt abgestimmtes Endo-Spitzenortiment
- Patentierte Technologie mit zuverlässiger automatischer Steuerung
- Vollautomatik sorgt für hohen Behandlungskomfort
- Leichtes, autoklavierbares Piezo-Handstück (ca. 50g)
- Option für effiziente Paro- und Scaling Anwendungen
- 4 Funktionen zur Feinadjustierung



Gerät

33113 1.306,91

X-Smart IQ, Dentsply Sirona Endodontics

iOS-App gesteuerter, kabelloser Motor für kontinuierliche und reziproke Rotation

- Schlankes, ausbalanciertes, kabelloses Handstück, ausgelegt für leichten Zugang und exzellente Sicht
- Steuerung des Motors über eine iOS-App auf Ihrem iPad mini
- Behandlungsdaten leichter erfassen und übertragen
- Gleiten Sie sicher durch Ihre Sequenz
- RTTM (Drehmomentkontrolle in Echtzeit)



WaveOne Gold Starter Kit

1 X-Smart IQ Motor inkl. Winkelstück, 1 Getting Started Guide, 1 iPad Mini Schutzhülle, 15 Feilen WaveOne Gold Primary (25mm), 4 Sortimentsblätter WaveOne Gold (16 Feilen), 3 Feilen ProGlider (25mm)

245129 2.348,38

ProTaper Next Starter Kit

X-Smart IQ Motor inkl. Winkelstück, 1 Getting Started Guide, 1 iPad Mini Schutzhülle, 3 Feilen ProGlider (25 mm), 30 Feilen ProTaper Next (10 Sortimentsblätter à 3 Feilen)

245130 2.348,38

X-Smart Plus, Dentsply Sirona Endodontics

Endo-Motor für kontinuierliche und reziproke Rotation mit dem gewissen Plus.

- Einfache Bedienung: An-/Aus-Taste am Handstück, intuitive Navigation, ISO-farbcodierte Feilenbibliothek und 8 Speicherplätze, großes Display
- Leichter Zugang und exzellente Sicht durch kleinen Winkelstückkopf
- Vielfältig: einsetzbar für kontinuierlich und reziprok arbeitende Feilensysteme (z. B. PathFile, ProTaper Universal, WaveOne)



Gerät


224660 1.552,51

Meine Wahl?
All-in-one!

Endo
it your
way!

Finden Sie den
VDW-Endomotor,
der zu Ihnen
passt

VDW.GOLD[®] RECIPROC[®]
Multifunktionaler Endomotor
mit integriertem Apexlokator



RECIPROC[®]



RECIPROC[®] blue



VDW.ROTATE[™]

Chirurgie und Implantologie Systeme

Elcomed SA-310, W&H

Mit Elcomed bietet W&H eine innovative Lösung auf höchstem Niveau im Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, der zahnärztlichen Chirurgie und der Implantologie.

- Alle Informationen auf einer Bedienebene
- 6 Programme mit individuell einstellbaren Parametern
- Maschinelle Gewindeschneide-Funktion

Leistung / Drehmoment:

100 W / 7 Ncm am Motor

Motordrehzahl:

300 bis 50.000 rpm

Abmessungen B x H x T:

256 x 109 x 305 mm



Gerät mit Dokumentation

Motorkabel 1,8 m

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

207193 4.890,00

Gerät ohne Dokumentation

Motorkabel 1,8 m

207190 4.545,00

Zubehör

Einweg-Sprayschlauchset, 6 Sets

19759 57,90

Mehrweg-Sprayschlauchset, 1 Set

168887 83,30

Lieferumfang Gerät:

- 1 Steuergerät
- 1 Motor mit Kabel
- 1 Fußsteuerung S-N1
- 3 Sprayschlauchsets
- je 1 Motorablage, Stativ und Netzkabel
- 1 USB-Stick (nur Geräte mit Dokumentation)

Expertsurg Lux, KaVo

Chirurgiegerät.

- Auto-Kalibrierung garantiert präzise Drehzahl und präzises Drehmoment
- Ergonomisches Arbeiten mit einem der leichtesten und kürzesten Chirurgiemotoren
- Laufruhig und vibrationsarm
- Intuitives Programmieren über großes Farbdisplay
- Bis zu 80 Ncm Drehmoment am Instrument
- SMARTdrive Technologie
- 6 anpassbare Parameter

Motordrehmoment:

max. 5,5 Ncm

Motordrehzahl:

0 - 40.000 U/min



Gerät

238364 3.645,00

Lieferumfang:

- 1 Steuergerät
- 1 Chirurgie Motor INTRA LUX S600 LED
- 1 Multifunktionsfußanlasser (Kabellänge 2,5m)
- 1 Motorleitung für S600 LED
- 1 Starter-Schlauchset (5 Stück)
- 1 Motor- und Instrumentenhalter
- 1 Flaschenhalter
- 1 integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

hf Surg, Hager & Werken

Kompaktes HF Chirurgiegerät.

- Für skalpellfeine, drucklose Schnitte - die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung
- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C



Gerät

42651 1.099,00

Lieferumfang:

- 1 Handstück
- 1 Fußschalter
- 4 Schneidelektroden (Nr. 40, 2,13,15)
- 1 Neutralelektrode

Abmessungen B x H x T:

185 x 85 x 175 mm

Frequenz und Leistung:

2,2 MHz, max. 50 W

Netzanschluss:

230 V, 50 Hz

Gewicht:

ca. 1,6 kg



Bitte beachten Sie, dass das hf Surg ein einweisungspflichtiges Gerät ist. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Inbetriebnahme.

Chirurgie und Implantologie Systeme

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

hf1 Surg bipolar, Hager & Werken

Universal-HF-Chirurgiegerät.

- Voreingestellte Programme für alle Anwendungsmöglichkeiten
- Zusätzliche Möglichkeit zur individuellen Programmierung
- Mit Anschlussmöglichkeit für eine Bipolar-Pinzette (nicht im Lieferumfang)
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Touchscreen-Monitor
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Handstücke
- Automatische Spannungsregelung



Gerät

220134 2.575,00

Lieferumfang:

- 2 autoklavierbare Handstücke
- 1 Fußanlasser
- Elektrodensatz: 6 Stück (Nr. 40, 2, 15, 13, 31,33)
- 1 Neutralelektrode

Abmessungen B x H x T:

22 x 13 x 25 cm

Gewicht: ca. 2,65 kg



Bitte beachten Sie, dass das hf1 Surg bipolar ein einweisungspflichtiges Gerät ist. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Inbetriebnahme.

Implantmed SI-1023, W&H

Sicher, einfach und flexibel.

Mit dieser Einheit können oralchirurgische Eingriffe in den Bereichen Implantologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sicher durchgeführt werden.

- Modulares System: Fußsteuerung mit Kabel **oder** Wireless
- Kompakter Motor ohne Licht **oder** mit Licht
- Integrierte Dokumentation: Aufzeichnung der Anwendungsschritte über USB-Stick
- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Benutzeroberfläche
- Beste Ergonomie
- 12 Monate Garantie



Gerät

Kabel Fußsteuerung, Motor ohne Licht	253488	3.318,00
Kabellose Fußsteuerung, Motor ohne Licht	253489	3.727,00
Kabel Fußsteuerung, Motor mit Licht-Kontakt	253490	3.889,00
Kabellose Fußsteuerung, Motor mit Licht-Kontakt	253491	4.277,00

Mastersurg Lux Wireless, KaVo

Chirurgiegerät mit folgenden Merkmalen:

- Einfach komfortabel durch standardmäßige Eigenschaften wie Glas-Touch-Display, Funk-Fußanlasser und Datendokumentation
- Einfach individualisierbar mit bis zu 10 Programmen, jeweils mit 10 frei programmierbaren Schritten
- Einfach kraftvoll und präzise dank des S600 LED - einer der leichtesten, chirurgischen Motoren



Gerät

241664 4.847,00

Lieferumfang:

- 1 Steuergerät
- 1 Chirurgie Motor INTRA LUX S600 LED
- 1 Multifunktionsfußanlasser (kabellos)
- 1 Motorleitung für S600 LED
- 1 Starter-Schlauchset (5 Stück)
- 1 Motor- und Instrumentenhalter
- 1 Flaschenhalter
- 1 integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

Motordrehmoment:

max. 5,5 Ncm

Motordrehzahl:

0 - 40.000 U/min



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Chirurgie und Implantologie Systeme

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

MD 62, KLS Martin

Kompaktes Elektrochirurgiegerät für alle Anwendungen im Dentalbereich.

- Zwei verschiedene Stromarten für Schneiden und Koagulieren
- Verzicht einer Neutralelektrode aufgrund monoterminaler Technik

HF-Leistung:

- 50 Watt an 600 Ohm (Schneiden)
- 30 Watt an 1.200 Ohm (Koagulation)

Abmessungen B x H x T:

200 x 78 x 185 mm



Bitte beachten Sie, dass das MD62 ein einweisungspflichtiges Gerät ist. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Inbetriebnahme.



Gerät
ohne Zubehör

37467 **1.215,00**

Zubehörsatz Fußschaltung

- 1 Handgriff
- 1 Fußschalter
- 1 Elektrodenständer
- 7 Elektroden

39464 **502,00**

Zubehörsatz Handschaltung

- 1 Handgriff mit Fingerschalter
- 1 Elektrodenständer
- 7 Elektroden

269460 **485,70**

Perfect TCS II, Coltène

Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem, mit dem Weichgewebe mit höherer Effizienz, grösserer Präzision und weniger Blutungen als mit dem gewöhnlichen Zahnarzt-kalpell behandelt werden kann.

Abmessungen B x H x T:

108 x 159 x 222 mm



Bitte beachten Sie, dass das Perfect TCS II ein einweisungspflichtiges Gerät ist. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Inbetriebnahme.



Gerät

78527 **2.082,79**

Lieferumfang Gerät:

- 1 Grundgerät
- 1 Handgriffkabeleinheit
- 3 Elektrodensätze
- 1 Dispersive Elektrode
- 1 Handgriffhalter

Piezomed, W&H

Piezomed SA-320 erleichtert die Arbeit des Chirurgen: Dank innovativer Ultraschall-Technologie wird ausschließlich Knochensubstanz mit hoher Präzision abgetragen, das umgebende Weichgewebe hingegen bleibt unverletzt / selbst bei einer versehentlichen Berührung.

Abmessungen B x H x T:

256 x 109 x 305 mm



Gerät mit kabelgebundener Fußsteuerung

mit 1,8 m Motorkabel

233048 **7.131,00**

mit 3,5 m Motorkabel

233688 **7.235,00**

Gerät mit kabelloser Fußsteuerung

mit 1,8 m Motorkabel

256717 **7.538,00**

mit 3,5 m Motorkabel

256719 **7.642,00**

Lieferumfang Gerät:

- 1 Steuergerät
- 1 Fußsteuerung
- 1 Handstück mit Kabel
- je 1 Sprayschlauchset, Netzkabel, Motorablage, Stativ und Instrumentenwechsler
- 1 Instrumentenset 'Bone'

Piezotome Cube, Acteon

Leistungsstarke und sichere Piezochirurgie für eine hohe Bandbreite der Behandlungsmöglichkeiten

- 6 Arbeitsspitzen für Osteotomie, Sinuslift und Extraktion inklusive!
- Touch- und anwenderorientierte Oberfläche
- Selektiver Schnitt, reagiert nur im Hartgewebe
- DPSI-Technologie für mehr Leistung und noch höhere Sicherheit im Weichgewebe
- Newtron Technologie: sofortige Anpassung der Leistung



Gerät

259267 **6.696,50**

Lieferumfang: Piezotome Cube, Cube LED-Handstück, Fußschalter, Handstückhalter, Essentiell Kit, Flaschenhalter, Drehmomentschlüssel

Chirurgie und Implantologie Systeme

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Servotome, Acteon

Hochfrequenz-Elektrochirurgie-Gerät, inklusive Feedback-System, zur Orthodontie, Parodontologie und für die Chirurgie des Mundraums.

Abmessungen B x H x T:

250 x 110 x 240 mm



Bitte beachten Sie, dass das Servotome ein einweisungspflichtiges Gerät ist. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Inbetriebnahme.



Gerät

233605 1.782,90

Lieferumfang Gerät:

- 1 Grundgerät
- 1 autoklavierbares Handstück
- 1 autoklavierbares Kabel
- 1 kapazitiver Koppler
- 1 Box mit 10 Elektroden
- 1 Fußanlasser
- Zubehör

Surgic Pro, NSK

Chirurgiemotor für die Implantologie und MKG-Chirurgie

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80 Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor
- LED-Beleuchtung (32.000 Lux)
- Herausragende Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar
- Optional: Datenspeicherung und -output (USB) zur Dokumentation (Surgic Pro+ D)



Surgic Pro+ D Optic

254048 4.795,00

Surgic Pro Optic mit Licht

253751 4.330,00

Surgic Pro Non-Optic ohne Licht

253534 3.300,00

VarioSurg 3, NSK

NSK VarioSurg Ultraschall-Chirurgie System mit LED-Licht.

Anwendungen:

- Knochenchirurgie
- Sinus Lift
- Parodontalchirurgie
- Endodontiechirurgie

Steuergerät mit:

- 3 Modi (Surg, Endo, Paro)
- Burst-Funktion
- 9 Programmen (Surg 5x, Endo 2x und Paro 2x)
- Automatische Frequenzeinstellung

Freihändige Programmwahl mittels Fußschalter (Wasserzufuhr AN/AUS, Ultraschall AN/AUS, Programmwahl vorwärts/rückwärts)



Gerät

236286 6.335,00

Komplettsset inkl. Basis H-S Aufsatzkit und Sterilisationskassette

Pflegesysteme

Assistina 301 plus, W&H

Die automatisierte Instrumentenpflege bietet klare Vorteile für fachgerechte Reinigung und Ölpflege sowie einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer zahnärztlicher Bohrinstrumente. Sie ist einfach, sicher und kostengünstig.



Gerät

- Lieferumfang:
- 1 Basisgerät
 - 1 Basis-Adapter für 4-Loch Turbinen
 - 1 eingebauter Druckregler
 - 1 Schnellkupplung für Luftanschluss (ø 6 x 4 mm)

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

32934 1.332,00

Zubehör

Entsorgungs-Vlies, 20 Stück

45419 21,40

Assistina Twin, W&H

Noch nie wurden Ihre Instrumente so schnell gepflegt wie mit der Assistina Twin. Durch die innovative Technologie der Ölzerstäubung ist es W&H gelungen, den Pflegeprozess auf eine Rekordzeit von nur 10 Sekunden zu senken. Für ein rasend schnelles und unvergleichlich gründliches Pflegeergebnis.



Gerät

- Lieferumfang inkl.:
- Adapter HPI
 - Luftanschlussschlauch 2 m
 - Netzteil
 - TWIN Care Set

258497 2.638,00

Quattrocare Plus, KaVo

Das Quattrocare Plus bietet ein Höchstmaß an Schnelligkeit und Bedienerfreundlichkeit. Dabei besticht das Gerät durch einfachste Handhabung und optimale Pflege.

Vier Instrumente in einer Minute. Einfach per Knopfdruck. Einfach vollautomatisch.



Gerät

- Lieferumfang:
- 1 Basisgerät
 - 3 Intramatic-Pflegekupplungen
 - 1 Multiflex-Pflegekupplung
 - 500 ml Pflegespray
 - 1 Druckluftanschluss

217697 2.338,00

Folienschweißgeräte

Euromatic Plus, Euronda

Durchlaufsiegelgerät zum **validierten** Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen nach EN 11607-2. Bei Einführung eines Beutels startet der Fördermechanismus automatisch und stoppt nach Ende der Versiegelung. Der mitgelieferte USB-Stick speichert Temperatur, Durchlaufgeschwindigkeit und Anpressdruck bei jedem Siegelvorgang. Ein Alarm informiert über fehlerhafte Prozessparameter. Die mitgelieferte E-Memory-Software archiviert alle aufzeichnungspflichtigen Daten für Dokumentation und Validierung.



Siegelnahtbreite: 12,5 mm

Gerät

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

255072 2.190,00

Zubehör

Rollenhalter
Arbeitsstisch

235536 499,00
235537 179,00

Euroseal Valida, Euronda

Das Folienschweißgerät Euroseal Valida ist Ihr zuverlässiger und flexibler Partner für **validierte** Sterilgutverpackung. Das Design fügt sich unauffällig in jede Praxis ein. Das stabile Gehäuse hält auch starken Beanspruchungen im Praxisalltag stand. Der Funktionsumfang übertrifft die Benchmark für Foliensiegelgeräte in dieser Klasse um einiges.

- Wartungsarme Schweißtechnik
- Intuitiver Touch-Screen
- Folienversiegelung bis 31 cm Breite
- Schnelle Ethernet PC-Verbindung - inklusive

E-WiFi: Sterilisations- und Siegeldata einfach per WLAN übertragen.

- Inklusive SD Speicherkarte, Software und Handbuch



Gerät

mit Rollenhalter

275893 1.249,00

Zubehör

E-WiFi, Set

242036 299,00

The Euroseal, Euronda

Das Folienschweißgerät The Euroseal ist zuverlässig, extrem belastbar und dabei äußerst stromsparend.

Die Siegeltechnik funktioniert wartungsfrei, ohne Heizdraht oder Teflonband und produziert 12 mm breite und bis zu 310 mm lange Schweißnähte.

Der Schweißvorgang dauert nur wenige Sekunden. Eine Kontrollleuchte und ein Ton signalisieren das erfolgreiche Erstellen der Versiegelungsnah.

Siegelnahtbreite: 12 mm



Gerät

mit Rollenhalter

19119 599,00

Euroseal Infinity, Euronda

Robustes Balkensiegelgerät mit Rollenhalter. Wartungsfreies System. Schnelles, gleichmäßiges Verschweißen ohne Pausen. Schweißnaht 12 mm breit, bis 31 cm lang. Feste Siegeltemperatur.

NEU



Gerät

279390 549,00

Folienschweißgeräte

Hygopac Plus, Dürr Dental

Kompaktes, **validierbares** Durchlaufsiegelgerät mit 12mm Siegelnahtbreite gemäß DIN EN ISO 11607-2. Für die Versiegelung von Klarsicht-Sterilisierverpackungen wie Hygofol. Alle relevanten Prozessparameter werden automatisch gespeichert. Mit Netzwerkschnittstelle.

Siegelnahtbreite: 12 mm



Gerät

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

232535 **2.120,00**

Zubehör

Instrumententisch

232582 **212,00**

Hygofol Station

232538 **445,00**

Hygopac View, Dürr Dental

Als eines der kleinsten Durchlaufsiegelgeräte auf dem Markt vereint der Hygopac View modernes, funktionales Design mit einem intuitiven Bedienkonzept.

- Außerordentlich kompaktes Design für einen minimalen Platzbedarf im Aufbereitungsraum
- Intuitives Bedienkonzept zur schnellen und einfachen Durchführung des Verpackungsprozesses
- Validierung leicht gemacht dank intelligentem und einfachem Validierungskonzept
- Hohe Flexibilität bei der Prozessdokumentation durch Speicherung auf SD-Karte und Netzwerkanbindung

Siegelnahtbreite: 13 mm



Gerät

274901 **2.290,00**

Hygopac, Dürr Dental

Kompaktes Durchlaufsiegelgerät mit 9mm Siegelnahtbreite gemäß DIN EN 868. Für die Versiegelung von Klarsichtsterilisierverpackungen. Optimaler Anpressdruck und stufenlose Temperatureinstellung für eine optimale Siegelqualität.

Siegelnahtbreite: 9 mm



Gerät

77260 **1.330,00**

Melaseal Pro, Melag

Validierbares Durchlauf-Siegelgerät.

Für Großpraxen und Kliniken mit einer größeren Anzahl von Sterilisierverpackungen am Tag. Validierbar nach EN 11607 und natürlich mit Dokumentationsschnittstelle.

Siegelnahtbreite: 14 mm



Gerät

205389 **2.299,00**

Praxisgeräte



Optional kann das Melaseal um Rollenhalter und Arbeitstisch ergänzt werden. Hier stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.



Hygieneberatung - Mit der Gruppe RKI-Konform vom "IST" ins "SOLL"

Folienschweißgeräte

Melaseal 200, Melag

Kompaktes **validierbares** Siegelgerät.

Balkensiegelgerät mit großem Display und USB-Schnittstelle ist das bedienungsfreundliche Allround-Gerät für alle Praxen.

Siegelnahtbreite: 10 mm



Optional kann das Melaseal um einen Rollenhalter ergänzt werden. Hier stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.



Gerät

inkl. USB-Stick

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

234117 1.255,00

Melaseal 100+, Melag

Siegelgerät mit optischer Kontrollanzeige.

Das leistungsfähige, zuverlässige und einfach zu bedienende Siegelgerät. Mit Überwachung der Temperatur und der Siegeldauer.

Siegelnahtbreite: 10 mm



Optional kann das Melaseal um einen Rollenhalter ergänzt werden. Hier stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.



Gerät

209859 699,00

Melaseal Zubehör, Melag

Nachkaufteile und optionales Zubehör für Melaseal-Geräte.



Für Melaseal 100+/200

Rollenhalter standard	260253	77,00
Rollenhalter komfort (Abbildung)	265557	115,00
Rollenhalter Deluxe	266302	327,00
Rollenhalter Wand	67560	75,00

Für Melaseal 200

USB-Stick 8 GB	249997	46,00
----------------	--------	-------

Für Melaseal Pro

Arbeitstisch standard	226288	235,00
Arbeitstisch komfort	219500	572,00
Rollenhalter Wand	206460	469,00

Ultraschallreinigung

BioSonic Ultraschallgerät UC150, Coltène

Ultraschall Reinigungsgerät

- Datenprotokollfunktion und Download von Nutzungsdaten über USB
- Heizfunktion (Funktion kann über Code separat aktiviert werden)
- Entgasungsfunktion
- Bietet Platz für mehrere Kassetten gleichzeitig
- Mehrere Reinigungsmodi und vom Anwender wählbarer Zyklusdauer und Temperatur
- Verwendung als Tisch- oder Einbaugerät
- Leiser Betrieb
- Mit Handschuhen bedienbarer, mehrsprachiger Touchscreen
- Schnelle und einfache Entleerung mit extern zugänglichem Ablasshahn



BioSonic UC150

Gerät mit Display und Deckel, Stromkabel, Korb, 1 Liter UC40 Ultraschallreiniger, Benutzerhandbuch, Ablaufschlauch, Anleitung Schnellstart, Dichtung für Einbauversion, Einbauschablone

Der 5,7-l-Edelstahltank bietet viel Kapazität bei kleinem Platzbedarf

- Außenmaße: 34,5 x 27,6 x 35,5 cm
- Tankmaße: 28,7 x 16,0 x 17,8 cm
- Tankkapazität: 6,6 l
- Nutzbares Volumen: 5,7 l

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

257340 1.178,70

Elmasonic S 30 H, Elma

Elmasonic Ultraschallgerät der neuen Generation.

- Schnelleinstellung mit Drehknöpfen
- Einstellung von Zeit und Temperatur
- Sweep-Technologie
- 2,75 Liter Schwingwanne



Elmasonic S 30 H

ohne Deckel und Ablaufschlauch

Innenmaße H x B x T:

- 100 x 240 x 137mm

Frequenz:

- 37 kHz

165555 625,00

Elmasonic Zubehör, Elma

Passend für Elmasonic S 30 H.



Stück

Deckel-Kunststoff

165563 21,00

Edelstahlinsatzdeckel für 2 Bechergläser

187602 43,50

Reinigungsglas 600 ml mit Deckel (ohne Gummiring)

11594 13,50

Edelstahlinsatzkorb

165562 46,00

EUROSONIC ENERGY, Euronda

Ultraschall-Reinigungsgerät mit erhöhter Leistung.

- Bedienung über einfache Ein / Aus-Funktion
- Betriebszeit von 0 - 30 Minuten einstellbar
- 2,7 Liter Inhalt



Eurosonic Energy

• ohne Zubehör

143637 495,00

Außenabmessung H x B x T:

- 240 x 270 x 220 mm

Innenmaße H x B x T:

- 100 x 238 x 135 mm

Gewicht:

- 3,7 kg



Hygieneberatung - Mit der Gruppe RKI-Konform vom "IST" ins "SOLL"

Ultraschallreinigung

EUROSONIC 3D, Euronda

Das Eurosonic 3D ist mit der bekannten Sweep-Mode-Technologie ausgestattet. Permanent wechselnde Frequenzen erzielen eine besonders gründliche und schnelle Reinigung.

Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei einer Temperatur von 35 °C, 60 °C oder ohne Heizung zur Verfügung.

- 2,7-Liter-Edelstahlwanne
- E-Light-Lichtsystem
- Ergonomisches und kompaktes Design



Eurosonic 3D

- ohne Zubehör

Außenabmessung H x B x T:

- 240 x 270 x 195 mm

Innenmaße H x B x T:

- 100 x 238 x 135 mm

Gewicht:

- 3,3 kg

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
238061	529,00

EUROSONIC ENERGY und 3D Zubehör, Euronda



Zubehörset

Lieferumfang:

- 1 Becherhalter für 2 Becher
- 1 Kunststoffeckel
- 1 Edelstahlkorb gelocht
- 1 Glasbecher 600 ml

Stück

Kunststoffdeckel	240959	27,50
Edelstahl-Einhängkorb gelocht	240450	42,90
Halter für 2 Becher	240958	28,60
Glasbecher 600 ml	137227	12,00

238063	89,00
--------	-------

Eurosonic 4D, Euronda

Das Eurosonic 4D Ultraschallgerät ist extrem leistungsfähig und anwenderfreundlich. Einfachste Steuerung über Softtouchbutton und zentraler Controller-LED. Für optimale Reinigungsergebnisse stehen 6 Automatikprogramme und manuelle Zeiten- und Temperaturwahl zur Verfügung.

- 4 Reinigungsphasen inkl. Sweep-Mode-Technologie
- 3,8-Liter-Edelstahlwanne
- Eingebauter Abfluss mit stabilem Absperrhahn an der Rückseite
- Reinigungszeiten von 10 bis 40 Minuten und Temperatur von 30 bis 60°C frei wählbar
- Zusätzlich Automatikprogramme für: Instrumente/Bohrer und Fräser/Abdrucklöffel/Zementreste/Gipsreste/Prothesen



Eurosonic 4D

- ohne Zubehör

Außenabmessung H x B x T:

- 260 x 335 x 205 mm

Innenmaße H x B x T:

- 100 x 300 x 150 mm

Gewicht:

- 5 kg

Temperatursteuerung:

- 30 - 60°C

237914	769,00
--------	--------

Eurosonic 4D Zubehör, Euronda



Zubehörset

Lieferumfang:

- 1 Becherhalter für 1 Becher
- 1 Metallkorb
- 1 Glasbecher 600 ml
- 1 Kunststoffdeckel

Stück

Kunststoffdeckel	242071	33,00
Edelstahl-Einhängkorb gelocht	153400	50,60
Halter für 1 x 600 ml Becher	153422	17,60
Halter für 3 x 600 ml Becher	137226	33,00
Glasbecher 600 ml	137227	12,00

237918	91,90
--------	-------

Ultraschallreinigung

Hygojet, Dürr Dental

Hygieneschleuse zur sicheren und schnellen Desinfektion, in Verbindung mit Dürr MD 520.

- Geschlossenes System
- Für alle laborüblichen Materialien geeignet
- Erhalt der Dimensionsstabilität
- Echte Desinfektionsschleuse
- Verhindert Kreuzinfektionen



Hygojet

inkl. 2,5 l MD 520

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

63250 1.880,00

Zubehör

Verschluss für 2,5 Liter-Flasche MD 520, Stück
MD 520, Flasche 2,5 Liter

127215 82,40

63251 38,40

ab 4 Flaschen 34,56

Sonorex 31er Zubehör, Bandelin

Einsätze und Deckel für die Geräte der Sonorex 31er-Baureihe.



Zubehör

Deckel D 08

Edelstahl

53457 20,00

Einhängekorb K 08

Edelstahl 170 x 65 x 50 mm

53456 38,00

Zubehör Kleinteilereinigung

Lochdeckel DE 08

Edelstahl für 2 Einsatzgefäße

53458 28,00

Einsatzgefäß SD 05

Glas 600 ml

63676 22,00

Einsatzgefäß KB 04

Kunststoff 400 ml

31360 19,00

Einsatzgefäß PD 06

Kunststoff 600ml

80996 19,00

Sonorex Super RK 100 H, Bandelin

Ultraschall-Reinigungsgerät mit eingebauter Heizung.

- Heizung 30 - 80° C
- Zeiteinstellung 1-15 min und durchgehend
- Stabiles und pflegeleichtes Edelstahlgehäuse
- 3 Liter Schwingwanne
- 1 PZT Grossflächen-Schwingssystem



Sonorex Super RK 100 H

mit Heizung

79737 738,00

Innenmaße L x B x T:

- 240 x 140 x 100 mm

Außenmaße:

- 260 x 160 x 250 mm

Gewicht:

- 3,4 kg

Ultraschall-Spitzenleistung:

- 320 W

Betriebsfrequenz:

- 35 kHz

Sonorex Super RK 102 H, Bandelin

Leistungsstarkes Ultraschall-Reinigungsbad mit Heizung und Ablauf-Kugelhahn.

- Heizung mit 30 - 80°C
- Zeiteinstellung 1-15 min und durchgehend
- 3 Liter Schwingwanne
- 2 PZT-Grossflächen-Schwingssysteme



Sonorex Super RK 102 H

mit Heizung und Ablauf

70137 1.053,00

Außenmaße L x B x H:

- 260 x 160 x 250 mm

Innenmaße L x B x T:

- 240 x 140 x 100 mm

Ultraschall-Spitzenleistung:

- 480 W

Betriebsfrequenz:

- 35 kHz



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Sonorex 100er Einsätze, Bandelin

Einsätze und Deckel für die Geräte der 100er Baureihe.

- **Deckel D 100**

Zum Abdecken der Schwingwanne

- **Lochdeckel DE 100**

Zum Einhängen von Einsatzgefäßen

- **Einhängekorb K 3 C**

Zur Reinigung von Instrumenten

- **Einhängekorb KD 0**

Zur Reinigung kleiner Instrumente, Kronen etc.

- **Einhängekorb PD 04**

Kunststoffkorb



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
Deckel D 100	18570 38,00
Lochdeckel DE 100	18446 40,00
Einsatzkorb K 3 C	70155 59,00
Einsatzkorb KD 0	70153 38,00
Einsatzkorb PD 04	80918 18,00

Sonorex 100er Becher, Bandelin

Becher für die Geräte der 100er Baureihe.

- **Glasbecher SD 06**

Passend in Lochdeckel, mit rutschfestem Kunststofftring, kochfest und hygienisch. Mit Deckel DD 06

- **Edelstahlbecher EB 05**

Passend in Lochdeckel, mit rutschfestem Gummiring. Mit Deckel DD 06



Stück

Glasbecher SD 06	70158 19,00
Edelstahlbecher EB 05	70148 46,00

Sympro Reinigungsgerät, Renfert

Kompaktes Hochleistungs-Reinigungsgerät für Prothesen und KFO-Apparate.

- Zeitsparende Arbeitsvorbereitung für Reparaturen, Erweiterungen und Unterfütterungen
- Schnelle Reinigung von provisorisch eingesetzten Restaurationen mit Kombination SYMPRO Mini-Becher und temp:ex Temporärzemententferner
- Validierte, hygienische Aufbereitung der Systembestandteile



Sympro Reinigungsgerät

33286 914,00

Lieferumfang:

- 75 g Reinigungsnaedeln
- 400 ml Universalfliuid
- Reinigungsbecher
- Pinzette
- Magnet

Flasche 2 x 2 Liter

Symprofluid Universal	33382 60,00
Symprofluid Nicoclean	33389 60,00

Packung 75 g

Reinigungsnaedeln 0,7 x 7 mm	37615 45,50
------------------------------	-------------

Notfallkoffer

EuroCase AK 400, Notfallkoffer.de

Der EuroCase AK 400 ist ein hochwertiger Kunststoffkoffer, der die Basisausstattung für die ärztliche Erstversorgung enthält. Die Beatmungseinheit ist einsatzbereit vormontiert. Das wichtigste Notfallmedikament, der medizinische Sauerstoff, ist somit im Notfall sofort verfügbar.



Gerät

Lieferumfang inkl.:

- 1 Sauerstoffflasche 0,8 Liter
- 1 Präzisions-Druckminderer
- Zubehör Beatmung und Reanimation
- Zubehör Kreislauf
- Notfallinstrumente

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
219649	805,00

EuroCase Kombi, Notfallkoffer.de

Der EuroCase Kombi enthält eine notfallmedizinische Grundausstattung, die zur Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen benötigt wird, kombiniert mit dem Verbandmittelsortiment nach DIN 13 157. Die Beatmungseinheit ist einsatzbereit vormontiert. Das weitere Zubehör ist themengeordnet in herausnehmbaren Modultaschen untergebracht.



Gerät

Lieferumfang inkl.:

- 1 Sauerstoffflasche 1,0 Liter
- 1 Präzisions-Druckminderer
- Zubehör Beatmung und Reanimation
- Zubehör Kreislauf
- Notfallinstrumente
- Erste-Hilfe-Material

180800	629,00
--------	--------

EuroSafe Dental, Notfallkoffer.de

Der Notfallkoffer EuroSafe Dental ist ein geprüfter Qualitätskoffer aus Vollaluminium und enthält alles, was Sie für die ärztlichen Basismaßnahmen benötigen. Die vormontierte Beatmungseinheit ist sofort einsatzbereit und ermöglicht schnelles Handeln im Notfall. Die hygienische Inneneinrichtung erlaubt eine übersichtliche Anordnung der Ausstattung. 15 Ampullen können Sie sicher in der integrierten Ampullenleiste unterbringen.



Gerät 'Infusion'

Lieferumfang inkl.:

- 1 Sauerstoffflasche 1,0 Liter
- 1 Präzisions-Druckminderer
- Zubehör Beatmung und Reanimation
- Zubehör Inhalation
- Zubehör Kreislauf
- Notfallinstrumente
- Zubehör Diagnose

219650	940,00
--------	--------

Gerät 'Verbandmittelsortiment'

Lieferumfang inkl.:

- 1 Sauerstoffflasche 1,0 Liter
- 1 Präzisions-Druckminderer
- Zubehör Beatmung und Reanimation
- Zubehör Inhalation
- Verbandmittelsortiment nach DIN 13157
- Notfallinstrumente
- Zubehör Diagnose

270153	940,00
--------	--------

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Drufosmart Scan, Dreve

Druckformgerät für die komplette Tiefzieh-technik. Einfachste Handhabung durch automatische Materialerkennung und der Anzeige aller Materialparameter auf einem großen Display. Sehr gute Anformergebnisse durch einen Betriebsdruck von 4 bar und senkrechter Folienanformung.

- Geeignet für alle Folien mit Materialstärken zwischen 0,1 mm und 5 mm
- Integrierter Barcode-Scanner erfasst Foliencodes
- Sichere Anwendung durch 2-Hand-Steuerung
- Modernes Gehäusedesign, erhältlich in den Farben rot und silber



Drufosmart Scan rot

- Lieferumfang:
- Basissortiment Folien
 - Luftanschlussschlauch

219924 **2.263,00**

Drufosmart Scan silber

- Lieferumfang:
- wie Drufosmart Scan rot

207611 **2.263,00**

Packung

- 1,2 kg Granulat

62135 **26,85**

Abmessungen B x H x T:

- 320 x 420 x 290 mm

Gewicht:

- 15 kg

Anschluss:

- 240 V / 50 - 60 Hz

Erkoform-3d motion, Erkodent

Erkoform-3d motion Vakuum-Tiefziehgerät mit berührungsloser Temperaturkontrolle, Vorvakuum, Touchpanel und automatisiertem Tiefziehvorgang

- Kein Druckluftanschluss nötig
- Keine Vorheizzeit
- Schlagartig aufgebautes Vakuum
- Als Zubehör kann das Occluform-3 installiert werden



Erkoform 3D motion

- Lieferumfang:
- 1 Folienspannring
 - 1 Granulat-Auffangbehälter
 - 1 Modellscheibe
 - 1 Granulattopf
 - 1 Pinsel für Füllgranulat mit Gummikappe
 - 1 on-off Magnet rot oder grün
 - 1 Netzkabel
 - 1 Füllgranulat (1,8 kg)
 - 1 Folierversuchspackung
 - 1 Gerätepapiere (Mappe)

232563 **2.087,65**

Geräteabmessung H x B x T:

- 315 x 350 x 370 mm

Gewicht:

- 13,9 kg

Erkoform-3d+, Erkodent

Tiefziehgerät mit Reserve-Vakuum und hochauflösendem Touchpanel. Das Erkoform-3d+ ist im Prinzip ein Erkoform-3dmotion ohne Automatik.

- Schlagartige Anformung durch ein bereitgehaltenes großvolumiges Reservevakuum
- Sensor zur berührungslosen Temperaturmessung des Tiefziehmaterials. Dies garantiert die richtige Materialtemperatur für den Tiefziehvorgang unabhängig von der Umgebung
- Erweiterbar mit Occluform-3 zum Einprägen des Gegenbisses



Erkoform 3D+

- Lieferumfang:
- Anwendungsbroschüre
 - Tiefziehmaterialmuster
 - Füllgranulat 1,8 kg

244820 **1.816,61**

Geräteabmessung H x B x T:

- 315 x 350 x 370 mm

Gewicht:

- 11,9 kg

Folienstärke:

- 0 - 5,5 mm



Umtausch & Rückgabe – schnell und einfach
Nur ungeöffnete Originalverpackungen von Materialien und Geräten,
die nicht beschriftet oder beklebt wurden, können zurückgenommen werden.

Tiefziehgeräte

Artikel-Nr. Preis pro
Einheit

Ministar S, Scheu-Dental

Das MINISTAR S ist ein kompaktes Tiefziehgerät für alle Anwendungen in der zahnärztlichen Praxis und im zahntechnischen Labor. Der Arbeitsdruck von 4 bar sorgt für eine hervorragende Anpassung der erwärmten Folie.

- In nur 1 Sekunde auf Betriebstemperatur
- Mit Scan-Technologie
- 4 bar Arbeitsdruck
- Patentierte thermostatische Strahlerregelung
- Übersichtliches Display
- Akustische und optische Bedienungsführung
- Ergonomischer Granulatbehälter
- Umlaufende Rinne zur Rückführung von Granulat
- 3 Jahre Garantie
- 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



Ministar S

Lieferumfang:

- Luftschlauch mit Filter
- 1,6 kg Füllgranulat
- Folienmusterbuch
- Staubschutzhaube
- Granulatpinsel
- Granulatabdeckung

Abmessungen B x H x T:

- 500 x 210 x 400 mm

Spannung:

- 230 V

Gewicht:

- 9 kg

Arbeitsdruck:

- 4 bar / 43 psi

257278 1.930,00

Occluform 3, Erkodent

Direkt im Erkoform-3d+ / Erkoform-3d motion während des Tiefziehvorgangs den Gegenbiss einprägen.

- Gipsfreie Modellfixierung
- Hydraulische Fixierung des Gegenbisses
- Mehr Platz für hohe Modelle



Occluform 3

Lieferumfang:

- incl. Modelltopf
- Granulatschaufel
- Inbusschlüssel 3 mm

171297 518,42

E R G O N O M I S C H
C U B E X E C O D R Y
Z E I T S P A R E N D
S I C H E R X W I F I
N E U E I N F A C H E
B E D I E N U N G E F
F I Z I E N T **C U B E**
R T I N T U I T I V E
M E N Ü F Ü H R U N G
Ö K O N O M I S C H X
T O U C H S C R E E N



Cube und Cube X:
Die neuen Kleinsterilisatoren für Zahnarztpraxen.

Entscheiden Sie sich für mehr Wirtschaftlichkeit: Dank optimierter Programme, kürzerer Laufzeiten und einer intuitiven Menüführung mit Touch-Display machen unsere neuen Sterilisatoren Cube und Cube X die Aufbereitung und Sterilisation von zahnmedizinischen Instrumenten leichter, sicherer und effizienter als jemals zuvor. [miele.de/pro/cube](https://www.miele.de/pro/cube)

Miele Professional. Immer Besser.

Mehr erfahren:

Telefon 0800 22 44 644 | www.miele-professional.de

Geräte Sonstige

AIRFLOW STATION, EMS

Die AIRFLOW STATION verwandelt den AIRFLOW Prophylaxis Master und AIRFLOW One in eine All-In-One ultra-kompakte Prophylaxe-Station.

- Leicht zu reinigen und zu pflegen durch ein glattes Design
- Um 360° drehbar und somit immer an Ihrer Seite
- Extra Fach für Pulverflaschen
- Benötigt Anschluss an Wasser, Luft und Strom



Stück

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
257629	960,00

AIRFLOW STATION+, EMS

Die AIRFLOW STATION+ verwandelt den AIRFLOW Prophylaxis Master und AIRFLOW One in eine All-In-One ultra-kompakte Prophylaxe-Station

- Autonome Wasserversorgung, kein externer Anschluss nötig. Benötigt wird nur ein Anschluss an Luft und Strom
- Leicht zu reinigen und zu pflegen durch ein glattes Design
- Um 360° drehbar und somit immer an Ihrer Seite
- Extra Fach für Pulverflaschen



Stück

257622	1.165,00
--------	----------

Cart Piezon, EMS

Geeignet für Piezon Master 600, 700, Piezon Master Surgery, Swiss Master Light und Fremdgeräte

- Innengeführte Versorgungsleitung für Strom
- Große Rollen hinten und Lenkrollen mit Bremse vorn für eine optimale Positionierung
- Medikamentenbeständige Kunststoffpulverbeschichtung



Cart

Lack silbergrau-metallic
Lack weiß

29341	649,00
29340	649,00

Abmessungen:

- Gesamthöhe: 850 mm
- Höhe oberes Tray: 760 mm
- Höhe mittleres Tray: 430 mm
- Standfläche: 370 x 480 mm

Integra Cart De Luxe, Hager & Werken

Multifunktionscart.

- Druckluftanschluss mit Ausgang unter dem ersten Tray (plus selbstschließender Druckluftkupplung)
- Integrierte Stromversorgung (3 Steckdosen)
- Flexibel: Das mittlere Tray ist höhenverstellbar
- Sehr leicht laufende, antistatische Rollen für schnelles und einfaches Verschieben der Einheit
- Rollen sind feststellbar
- Hochwertige Lackierung (RAL 9002/ Grauweiß)
- Weitere Farben auf Anfrage lieferbar



Cart

246632	765,00
--------	--------

Oberes Tray:

- außen (BxT): 36 cm x 41,8 cm
- innen (BxT): 35,6 cm x 41,5 cm

Mittleres Tray:

- außen (BxT): 38 cm x 40,3 cm
- innen (BxT): 37,6 cm x 40 cm

Unteres Tray:

- Fläche (BxT): 40 cm x 45 cm
- Gesamtmaße (H x B x T): 75,5 x 40 x 49,5 cm



Sollten Sie einen bestimmten Artikel in unserem Katalog nicht finden, fragen Sie Ihre Fachberaterin oder Ihren Fachberater.

Integra Cart De Luxe II, Hager & Werken

Multifunktionscart.

- Druckluftanschluss mit Ausgang unter dem ersten Tray (plus selbstschließender Druckluftkupplung)
- Integrierte Stromversorgung (2 Universalsteckdosen)
- Mit Spiralkabelnetzanschluss
- Das mittlere Tray ist nicht höhenverstellbar
- Das obere Tray ist mit einer Materialschublade ausgestattet (ohne Griff)
- Antistatische Rollen für schnelles und einfaches Verschieben der Einheit
- Hochwertige Lackierung



Cart

Artikel-Nr.	Preis pro Einheit
246648	475,00

Schubladentray:

- außen (BxT): 38,5 cm x 43 cm
- innen (BxT): 38,2 cm x 42,9 cm

Schublade:

- Höhe: 9,5 cm
 - innen (HxBxT): 8,2 cm x 31,2 cm x 26,4
- Gesamtmaße (H x B x T): 75,5 x 40 x 50 cm

LM-RondoPlus, LM

Handinstrumente werden in einigen Sekunden, schnell und sicher geschliffen. Schleifvorgang ohne komplizierte Einstellungen, Befestigung des Instruments oder Schleifmittel.

Durch niedrige Drehgeschwindigkeit wird die Klinge des Instruments nicht heiß und die Eigenschaften des Stahls werden nicht verändert.

Auch zum Aufschleifen von Präparationsinstrumenten.



Gerät

32141	1.271,10
-------	----------

Zubehör

1 Schleifscheibe 320 grit/schwarz	144675	69,20
1 Schleifscheibe 400 grit/grau	161206	69,20
1 Schleifscheibe 600 grit/weiß	161194	69,20
2 LM-Fingo Teststifte	20391	12,90
5 Schmirgelbänder	158199	7,90

Lieferumfang Gerät:

- 1 Basisgerät incl. 1 Schleifscheibe (400 grit)
- 1 Fusspedal
- 2 LM-Fingo Teststifte
- 5 Putzbänder
- 1 CD-ROM-Bedienungsanleitung

Planmeca Cleanic 300, Planmeca

Luftreinigungs-System

- Bietet eine hohe Reinluftförderleistung (CADR): bis zu 330 m³/h
- Erzeugt kein Ozon oder schädliche Nebenprodukte
- Beseitigt Gerüche effizient mit Aktivkohle- und Zeolithfiltern
- Echter HEPA-Filter
- Insgesamt 2 kg Aktivkohle und Zeolith
- Ein massives Stahlgehäuse zum Schutz der Filter



Cleanic 300 Luftreinigungssystem

279484	1.364,00
--------	----------

Filtration Set for Cleanic 300

279485	277,00
--------	--------

Lieferumfang:

- 1 HEPA-Filter
- 1 Plattensatz Aktivkohlefilter
- 1 Aktivkohle- und Zeolithfilter

Externes Steuergerät

282129	505,00
--------	--------

Touch-Panel für CLEANIC 300/500

NEU

Planmeca Cleanic 500, Planmeca

Luftreinigungs-System

- Bietet eine hohe Reinluftförderleistung (CADR): bis zu 600 m³/h
- Erzeugt kein Ozon oder schädliche Nebenprodukte
- Beseitigt Gerüche effizient mit Aktivkohle- und Zeolithfiltern
- Echter HEPA-Filter
- Insgesamt 2,5 kg Aktivkohle und Zeolith
- Ein massives Stahlgehäuse zum Schutz der Filter



Cleanic 500 Luftreinigungssystem

279483	1.909,00
--------	----------

Filtration Set for Cleanic 500

279486	423,00
--------	--------

Lieferumfang:

- Doppel-Pack Combi Aktivkohle & HEPA Filter
- Zwei Stück Aktivkohle & Zeolithfilter

Externes Steuergerät

282129	505,00
--------	--------

Touch-Panel für CLEANIC 300/500

NEU

Geräte Sonstige

Protolfresh Reinigungsgerät, Reitel

Mit dem neuen REITEL PROTOFRESH lassen sich zahntechnische Anfertigungen, wie Zahnspangen, Klammern oder Prothesen, innerhalb kürzester Zeit effektiv reinigen.

- Schnelle und einfache Reinigung von Zahnspangen, Prothesen etc
- Besonders effektiv durch Neigung des Bechers und unterschiedliche Drehrichtungen
- Ruhiger und stabiler Stand durch robustes Edelstahl-Gehäuse
- Einfache Bedienung
- Becher ist sterilisator-geeignet
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung

NEU



PROTOFRESH Reinigungsgerät

Lieferumfang:

- Haltermagnet zur Reinigung
- Kunststoffbecher inkl. Dichtung und Deckel
- 1 Pkg. Reinigungsnadeln, 5 mm
- 1 Liter Reinigungsflüssigkeit

Netzanschluss:

- 230 V/50-60 Hz

Aufnahmeleistung:

- 150 W

Maximale Drehzahl:

- 3000 U/min.

Drehrichtungswechsel:

- Automatisch

Becher-Maße:

- Ø 10 x H 8 cm

Becher-Volumen:

- ca. 0,6 l

Abmessungen B x H x T:

- 22,5 x 23,5 x 22,5 cm

Gewicht:

- 7 kg

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

274978 920,00

Proxeo Twist Cordless, W&H

Kabellos polieren bedeutet Polieren ganz ohne Einschränkungen. Drehen und wenden Sie das ergonomisch geformte und leichte Handstück nach Belieben und wechseln Sie Ihre Position nach Bedarf. So erreichen Sie beim Polieren praktisch jeden Winkel und haben gute Sicht auf die Behandlungsstelle. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch Ihre Patienten:

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Halb so schwer wie viele kabelgebundene Systeme mit Motor
- Keine Zugbelastung durch Kabel
- Optimale Sicht mit den kleinen Prophy-Einwegwinkelstücken
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Langlebiger Lithium-Ionen Akku für einen gesamten Arbeitstag
- Pflegeleicht und hygienefreundlich



Proxeo Twist Cordless

Antriebshandstück, kabellose Fußsteuerung (C-NW), Handstückhülse, Handstückablage, Ladegerät mit Adapter

270177 1.349,00

Einweg-Winkelstück, 100 Stück

weich, apfelgrün

271845 79,20

fest, dunkelgrün

271846 79,20

Sidekick, Hu-Friedy

Der Sidekick macht das regelmäßige Schärfen von Scalern und Küretten schnell und einfach.

Dieses bedienungsfreundliche Gerät ermöglicht Ihnen beim Schärfen Ihrer Instrumente immer optimale Ergebnisse.



Gerät

155536 486,80

Zubehör

1 Schleifscheibe Keramik

166213 35,45

1 Schleifscheibe Arkansas

159297 36,20

28,4 g Steinöl

64278 21,05

Lieferumfang Gerät:

- 1 Basisgerät incl. 1 Keramischen Schleifscheibe
- 2 AA Batterien
- Arbeitszubehör
- 1 CD-ROM-Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. Preis pro Einheit

Bravo Marathon Portable III, Hager & Werken

Leistungsstarker, tragbarer Mikromotor.

- Arbeiten ohne Steckdose, ideal bei Hausbesuchen
- Stufenlos regelbarer Motor mit Vor- und Rückwärtslauf (4.000 / 35.000 U/min)
- Lithium-Ionen-Akku für eine längere Laufzeit von ca. 12 Stunden, Aufladezeit ca. 5 Stunden
- Nur für extraorale Arbeiten
- Lässt sich platzsparend am Gürtel befestigen
- Geeignet für jedes Standardhand- und -winkelstück mit planem Aufnahmeschaft ohne Intraspray und ohne Lichtleiter



Gerät

238175 629,00

Lieferumfang Gerät:

- 1 Motor
- 1 Akku-Ladegerät
- 1 Gürteltasche

Vivamate G5, NSK

Tragbarer LED-Mikromotor - für Zahnersatz-Anpassungen und eine Vielzahl sonstiger, genereller Anwendungen

Er bietet zahlreiche Funktionen, die den zahnärztlichen Einsatz außer Haus erleichtern. Und in Kombination mit dem Kühl- und Absaugsystem Viva-Support, dem LED-Mikromotor und dem internen Spray-System sind auch sichere Präparationen und die Entfernung von Karies ein Kinderspiel. Das neu entwickelte Steuergerät mit seinem innovativen Design steht für unkomplizierten Transport und hohe Benutzerfreundlichkeit und lässt sich sowohl mit Netzspannung als auch im Akkubetrieb anwenden.

- Steuereinheit mit einfacher, intuitiver Bedienung
- Sicherer Einsatz im Netz- und im Akkubetrieb



Gerät

245330 1.526,00

Easysshade V, Vita

Optimale Farbbestimmung, maximale Sicherheit. Für die präzise, schnelle und zuverlässige Farbbestimmung natürlicher Zähne sowie keramischer Restaurationen.

- Präzise und reproduzierbare Zahnfarbbestimmung in Sekunden dank modernster Messtechnik
- Objektive, zuverlässige Messergebnisse aufgrund umgebungsunabhängiger LED-Technologie
- Prozesssicher und wirtschaftlich durch exakte Zahnfarbinformationen in den VITA Farbstandards für eine sichere Farbproduktion und somit Reduktion von Farbkorrekturen
- Einfache, intuitive Anwendung dank Touchdisplay mit selbsterklärender Software
- Effiziente, digitale Kommunikation für den Datenaustausch von Zahnfarb- und Bildinformationen zwischen Praxis und Labor via Smartphone-App VITA mobileAssist und PC-Software VITA Assist



Easysshade V

244699 1.657,50

Lieferumfang:

- VITA Easysshade V Handstück
- Easyshade V Ladestation
- VITA Assist (Tooth Configurator)
- Bluetooth Dongle
- 2 Packungen Infektionsschutzfolie à 18 Stück



Einfach Online bestellen.

www.shop.plandent.at



Sämtliche Artikel des Katalogs können Sie auch in unserem Onlineshop unter www.shop.plandent.at bestellen.

Unter www.plandent.at können Sie sich über unsere spezifischen Dienstleistungen, unsere Einrichtungsprodukte, unserer Eigenmarke ORBIS sowie über Plandent als Unternehmen und Teil des Planmeca Konzerns informieren – Klicken Sie doch mal vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Bluephase® PowerCure

Das Hochleistungspolymerisationsgerät



Mit intelligentem Belichtungsassistenten

Ihr persönlicher Belichtungsassistent erkennt Bewegungen während des Belichtungsvorgangs und unterstützt Sie für eine zuverlässige Aushärtung.

Effiziente
Ästhetik



Isolieren



Bonden



Restaurieren



Aushärten

www.ivoclarvivadent.at

Ivoclar Vivadent GmbH

Tech Gate Vienna | Donau-City-Straße 1 | 1220 Wien | Austria | Tel. +43 1 263 191 10 | Fax +43 1 263 191 111

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation